




HOFFRICHTER GmbH  
Mettenheimer Straße 12/14  
19061 Schwerin  
Germany  
Telephone: +49 385 39925-0  
Fax: +49 385 39925-25  
Email: info@hoffrichter.de  
www.hoffrichter.de



User's manual **CARAT II pro** for physicians and medical professionals



## **CARAT II pro**

Ventilator

Manual de utilizare pentru medici si  
profesionistii medicali

as of device software 3.300



# **CARAT II**

## *Manual utilizare pentru medici si profesionistii medicali*

©2019 HOFFRICHTER GmbH

All rights reserved.

**Tot continutul prezentului manual este proprietatea HOFFRICHTER GmbH.**

**Orice forma de reproducere , distribuire se face pe baza aprobarii  
HOFFRICHTER GmbH.**

**HOFFRICHTER GmbH is rezerva dreptul de a modifica si adapta prezentul  
manual fara notificarea prealabila a utilizatorilor**

**Asigurati-vă permanent ca aveți la dispozitie ultima versiune  
actualizată a manualului . Dacă aveți întrebări suplimentare va rugăm  
sa accesati informațiile disponibile pe pagina de web a producătorului  
[www.hoffrichter.de](http://www.hoffrichter.de).**

**Acest dispozitiv de ventilatie trebuie utilizat și întreținut de către personal  
calificat în acest sens**

Va rugam cititi cu atentie prezentul manual si asigurati o cunoastere bazica a functiilor inainte de prima utilizare a ventilatorului

In speciali respectati instructiunile cu privire la masurile de siguranta si intretinere

Tineti manualul in apropierea dispozitivului .

**Fiecare dispozitiv HOFFRICHTER GmbH are un numar de serie pentru o trasabilitate a dispozitivelor**

Va rugam sa notati mai jos numarul de serie ; acesta se afla pe partea inferioara a dispozitivului

**SN**

.....

Utilizati acest numar de serie in toate cererile de service sau lamuriri ulterioare



CE maraj si organism d enotificare . Acest dispozitiv este in complianta cu cerintele EU Directive 93/42/EEC pentru dispozitivele medicale

# CONTINUT

<b>CAPITOL 1 .....</b>	<b>11</b>
<b>INTRODUCERE.....</b>	<b>11</b>
SCOPUL LIVRARII .....	12
Simboluri.....	14
Utilizari posibile .....	19
Utilizatori calificati .....	21
<b>CAPITOL 2 .....</b>	<b>23</b>
INFORMATII PRIVIND SIGURANTA .....	23
INSTRUCTIUNI GENERALE PRIVIND SIGURANTA.....	24
SIGURANTAELECTRICA.....	26
Cerinte cu privire la instalare si transport.....	27
Instructiuni inainte de instalare .....	29
Utilizarea oxigenului .....	29
Integrarea in reteaua IT.....	30
Testari relationate cu siguranta.....	30
<b>CAPITOL 3 .....</b>	<b>31</b>
DESCRIEREA DISPOZITIVULUI .....	31
Panel anterior .....	32
Panel .....posterior.....	33
Elemente control.....	35
Ecran LED.....	37
Parti mobile care pot fi indepartate .....	39
<b>CAPITOL 4 .....</b>	<b>41</b>
INSTALARE.....	41
SETAREA DISPOZITIVULUI.....	42
Alimentarea cu curent.....	42
Conectarea tubulaturii pacient.....	45
Setarea alarmei detectie deconectare circuit pacient .....	55
Calibrarea tubulaturii circuit .....	56
Conectarea la sistemul central.de alarma .....	59
Conectarea senzor SpO <sub>2</sub> .....	60
Inserarea card SD .....	61
Indepartarea card SD safely .....	62
Conectarea la PC .....	64

Utilizarea oxigenului .....	65
Determinarea concentratiei oxigen .....	71
Utilizare abalonului functional.....	73
Pornirea dispozitivului.....	74
Oprirea dispozitivului.....	74
<b>CAPITOL 5 .....</b>	<b>75</b>
MODURI VENTILATIE .....	75
Mod PCV .....	76
Mod APCV .....	78
Mod PSV .....	80
Mod PSV-S.....	82
P-SIMV .....	84
VCV mod .....	86
AVCV mod.....	88
V-SIMV mod.....	90
CPAP mod.....	92
Recapitulare moduri de ventilatie.....	93
Prescrierea modurilor de ventilatie.....	95
Descriere a parametrilor alarma.....	103
<b>CAPITOL 6 .....</b>	<b>107</b>
<b>UTILIZAREA DISPOZITI.....</b>	<b>107</b>
Blocare dispozitiv.....	107
Profile utilizator.....	107
Structura meniu.....	109
Functii de baza.....	109
Fereastra meniu principal.....	112
Explicarea simbolurilor .....	113
Activarea meniu.....	115
Monitorizare.....	117
Pentru a schimba modul si parametrii de alarma ventilatie .....	126
Activarea meniului setare parametrii ventilatie .....	129
A Schimbarea modului de ventilatie pe parcursul functionarii .....	131
Afisarea alarmelor stocate.....	132
Setarea sistemului .....	133
Statistica.....	142
Ecran noapte.....	145
Pornirea ventilatiei .....	147
Oprirea ventilatiei.....	147

<b>CAPITOL 7 .....</b>	<b>149</b>
ALARME SI MESAJE .....	149
Informatii generale .....	150
Testareaalarmeloraudio.....	150
Export alarme .....audio.....	151
Alarme vizuale .....	152
Log alarme.....	154
Alarme inaintare .....	154
Recapitulare alarme.....	155
Mesaje.....	160
<b>CAPITOL 8 .....</b>	<b>161</b>
CURATARE SI DEZINFECTIE.....	161
Introducere.....	162
Curatare dispozitiv.....	164
Curatarea tubulaturii circuit.....	164
Curatarea masca .....	164
Curatarea suport masca .....	165
Curatare si inlocuire filtru.....	165
Utilzarea dispozitivului la mai mult de un pacient.....	167
<b>CAPITOL 9 .....</b>	<b>169</b>
VERIFICARI DE RUTINA SI INTRETNERE UZUALA .....	169
Introducere.....	170
Test de siguranta (SRT) .....	171
Inlocuirea membranei valvlei (expir) .....	172
Intretinerea bateriei .....	173
<b>CAPITOL 10 .....</b>	<b>175</b>
<b>APENDIX .....</b>	<b>175</b>
INSTRUCTIUNI PENTRU SETAREA PARAMETRILOR VENTILATIE.....	176
Specificatii tehnice dispozitiv .....	176
Management date.....	179
Mesaje eroare.....	180
Date tehnice.....	182
Setare domeniu si alarme.....	185
Setari fabrica .....	188
Inclocuire parti componente .....	192
Compatibilitate electromagnatica .....	198
Instructiuni .....	201
Disclaimer .....	202

## LISTA FIGURI

Figura 1: Placa.....	15
Figura 2: Conexiuni panel frontal .....	32
Figura 3: Conexiuni panel posterior.....	33
Figura 4: Elemente control.....	35
Figura 5: Ecran LED.....	37
Figura 6: Panel stanga.....	39
Figura 7: Panel dreapta.....	39
Figura 8: Setarea dispozitiv .....	42
Figura 9: Conexiunea sursei de alimentare curent.....	43
Figura 10: Ecran start .....	44
Figura 11: Ecran pauza .....	44
Figura 12: AKKUPACK uni BASE (right) / AKKUPACK uni PLUS (left) .....	47
Figura 13: Conecarea AKKUPACK uni BASE.....	48
Figura 14 Conecarea liniei pacient un tub cu masurare presiune .....	50
Figura 15: Conecarea circuit pacient cu un singur tub fara masurare presiune .....	50
Figura 16: Conecarea circuit pacient bi axial cu masurare presiune .....	51
Figura 17: Conecere circuit pacient bi axial fara masurare presiune .....	51
Figura 18: Conecere umidificator circuit monoaxial .....	52
Figura 19: Conecere .umidificator.circuit.biaxial.....	53
Figura 20: Filtru HME circuit pacient biaxial cu masurare presiune - .....	54
Figura 21: "Masurarea fara tub presiune " casuta mesaj.....	58
Figura 22: Conecarea alarmelor .....	59
Figura 23: Conecarea senzor SpO2.....	60
Figura 24: Inserarea card SD .....	61
Figura 25: Indepartarea sigurantei card SD .....	62
Figura 26: Indepartarea SD card .....	63
Figura 27: Conecarea la PC.....	64
Figura 28: Conecarea la sursa de oxygen (panel posterior .....	65
Figura 29: Conecere senzor FiO <sub>2</sub> (circuit pacient mono axial ).....	69
Figura 30: Balon functional .....	73
Figura 31: Pronirea dispozitiv .....	74
Figura 32: Oprirea.dispozitiv.....	74
Figura 33: Moduri ventilatie .....	75
Figura 34: Mod PCV diagrama.....	77
Figura 35: Mod APCV diagrama.....	79
Figura 36: Mod PSV diagrama.....	81

Figura 37: Mod PSV-S diagrama.....	83
Figura 38: Mod P-SIMV diagrama.....	85
Figura 39: Mod VCV diagrama.....	87
Figura 40: MOd AVCV diagrama .....	89
Figura 41: Mod V-SIMV diagrama.....	91
Figura 42: Mod CPAP diagrama.....	92
Figura 43: trigger flux (setarea valorii de declansare.....	99
Figura 44: ltrigger inspir fara functie SMART .....	100
Figura 45: trigger inspir cu functie SMART .....	101
Figura 46: Meniu.profil.utilizator.....	107
Figura 47: Ecran principal .....	112
Figura 48: Ecran baza.....	115
Figura 49: Ecran monitorizare (date), setari fabrica.....	118
Figura 50: Ecran monitorizare (grafice) .....	120
Figura 51: Ecran monitorizare (schimbare parametrii) .....	121
Figura 52: Ecran monitorizare ( imagini statice) .....	122
Figura 53: Flow-Volume-Loop .....	123
Figura 54: Volume-Pressure-Loop .....	123
Figura 55: Flow-Volume-Loop .....	124
Figura 56: Ecran monitorizare (schimbare loop) .....	125
Figura 57: Ecran parametrii .....	126
Figura 58: Ecran parametrii .....	129
Figura 59: Ecran log alarme screen .....	132
Figura 60: Ecran sistem .....	134
Figura 61: Configurare circuit circuit monoaxial .....	139
Figura 62Configurare circuit bi axial .....	139
Figura 63: Ecran statistici (1 parametru ventilatie ) .....	143
Figura 64: Ecrani statistici (2 parametrii de ventilatie ) .....	144
Figura 65: Ecran masuratori mod noapte .....	145
Figura 66: Ecran luminos mod noapte .....	145
Figura 67:Ecran intunecatmodnoapte.....	145
Figura 68: Oprirea ventilatie .....	147
Figura 69: Afisarea alarmelor.....	151
Figura 70: Afisarea alarmelor in bara meniu .....	153
Figura 71: Afisarea alarmelor in casute text .....	153
Figura 72: Alarma .....	154
Figura 73: Mesaje in bara meniu .....	160
Figura 74: Structura casetei filtru .....	165
Figura 75: Inlocuirea membranei valvei (expir.....	172
Figura 76:Diagrama circuite dispozitiv .....	177
Figura 77: Diagrama pneumaticii dispozitiv .....	178

## **LISTA TABELE**

Tabel1: Utilizarea pe baza bateriei si setari de fabrica .....	45
Tabel2: Alarme deconectare circuit.....	55
Tabel3: Introducere parametru de alarma si moduri ventilatie (ajustabile)	
Tabel 4: Rampă creștere presiune .....	97
Tabel 5: Prag declansare triger inspir.....	98
Tabel6: Setari sistem.....	133
Tabel 7: Alarme ajustabile.....	155
Tabel 8: Alarme fixe.....	157
Tabel 9: Mesaje.....	160
Tabel10: Intervale de curatare .....	162
Tabel11: Intervale de service .....	170
Tabel 12: Management date.....	179
Tabel13:Mesaje eroare la pornire si in timpul utilizarii .....	180
Tabel 14: Domeniu de setare si precizie setari parametrii ventilatie.....	185
Tabel 15: Domeniu de setare si precizie setari alarme.....	186
Tabel16: Setari de fabrica a parametrilor de ventilatie.....	
Tabel17: Setari de fabrica parametrii alarma.....	189
Tabel18: Setari de fabrica parametrii dispozitiv .....	190

# **CAPITOL 1**

## **INTRODUCERE**

---

ACEST CAPITOL CONTINE INFORMATII GENERALE CU PRIVIRE LA DISPOZITIV SI MOCUL DE UTILIZARE ALE ACESTUIA

## Continut colet

### Illustrare

### Nume




CARAT II pro Ventilator



Sursa alimentare



Cablu principal



circuit biaxial pacient cu masurare presiune  
(L = 180 cm, Ø 22 mm)



Adaptor filtru bacterian



SD card



Adaptor conector FiO<sub>2</sub>




Geanta transport

Imagine


Nume



Castea filtru , completa inclusiv filtru



Filtru de rezerva 1 pack (2 ea)



Filtru fin 1 pack (5 ea)



Manual utilizare






Introducere



Certificat de inspectie finala

# SIMBOLURI

## Simboluri colet

Simbol	Semnificatie
<b>EAN</b>	European Article Number Numar european de referinta
<b>REF</b>	Article number numar articol
<b>SN</b>	Numar Serial
<b>CE</b> 0123	CE mark si organism de notificare . Acest dispozitiv medical este compliant cu EU Directive 93/42/EEC f
	Transport si depozitare cu fata in sus
	Fragil
	Feriti de umezeala
	Imiditate permisa pe timp stocare si transport
	Domeniu presiune atmosferica in timpul stocarii si transport
	Temperatura mediu ambiant depozitare si transport 1 luna
	Temperatura mediu ambiant depozitare si transport 6 luni
	Temperatura mediu ambiant depozitare si transport pentru mai mult de 6 luni
	PRECAUTIE! Baterie lithium-ion b

## SIMBOLURI ETICHETA

Eticheta este pe panelul posterior



Figura 1: Eticheta

Simbol	Semnificatie
	Clasa de protectie II ()
	BF protectie la defibrilare
<b>IP22</b>	Protectie la • obiecte solide mai mari de 12.5 mm • acces la parti periculoase cu degetele • protectie la picaturi de apa cand nu e inclinat mai mult de 15°
<b>SN</b>	Numar serie
	CE mark si organism de notificare . Dispozitivul medical este compliant cu EU Directive 93/42/EEC
	Producator
	NU aruncați la deseurile comunale . Contactați furnizorul de service pentru aceasta

## SIMBOLURI DISPOZITIV

Simbol	SEMNIFICATIE
General	
	Urmati instructiunile manual
Connecting points	
	Coneectare tub inspir
	Coneectarea tub exprir
	Coneectarea tub connnrol
	Coneectarea tub masurare presiune
$O_2$	Coneectarea senzor $FiO_2$
$DC$ 	Coneectarea la curent DC
$SpO_2$ 	Coneectarea la senzor $SpO_2$
$Com$	IOnterfata conectare retea
	Coneectarea la sistem central alarma
	Interfata USB i
$O_2$ 	Conexiune $O_2$

Simbol	Semnificatie
O <sub>2</sub> 	O <sub>2</sub> iesire
	SD card
Operare	
	Tasta Alarma
	ON/OFF
	Tasta blocare
	Tasta revenire meniu principal
	Tasta iesire meniu
LEDs	
	LED alarma
	LED principal
	LED baterie

## SIMBOULURI UTILIZATE IN MANUAL

O serie de informatii importante sunt insotite de simboluri . Va rugam sa respectati actea pentru a preveni accidentele , ranirile accidentale si sau deteriorarea dispozitivului .

In plus va rugam respectati instructiunile de protectie a municii , SANEPID si mediu in conformitate cu reglementarile unitatii spitalizesti .



Acest simbol marcheaza informatiile generale privind siguranta .  
Va rugam sa respectati aceste instructiuni pentru a preveni accidentele , ranirile accidentale si deteriorarea echipamentului

### **DANGER**

Acest simbol marcheaza situatiile cu pericol vital .

### **WARNING**

TAcest simbol denota de asemenea situatiile periculoase care pot produce raniri accidentale .

### **CAUTION**

Acest simbol marcheaza situatiile care pot genera raniri accidentale sau detruoarea echipamentului

### **ATTENTION**

Acest simbol marcheaza situatiile periculoase in care se pot produce detriorari materiale accidentale

### **NOTICE**

Acest simbol marcheaza informatiile care pot ufacilita utilizarea corecta a dispozitivului

## SCOPURI IN UTILIZARE A DISPOZITIVULUI

Ventilatorul CARAT II pro poate fi utilizat pentru sustinerea functiilor vitale respiratorii ; in conditiile utilizarii circuitelor bi axiale ofera suport respirator continuu pentru pacientii fara respiratie spontana .

Atunci cand utilizati tubulatura circuit monoaxial . CARAT II pro poate fi utilizat doar in scopuri de suplimentare aport respirator NIV , suport respirator intermitent doar la acei pacienti care prezinta respiratie spontana .

Dispozitivul poate fi utilizat pentru pacientii adulti si copii , cu un volum tidal de la 50 ml atat la domiciliul pacientului cat si in clinicele spitalicesti . Nu este ecdisitat pentru utilizarea in clinicele ATI

CARAT II pro in nu este indicat a fi folosit pentru transport rutier , aerian sau naval al pacientului.

## DESCRIEREA FUNCTIILOR

Turbina atrage aerul din mediul ambiant si introduce acesta prin intermediu unor filtre in circuitul pacient monoaxial cu valva exhalatie sau circuit pacient biaxial in pulmon pacient . Ventilatia poate fi Invaziva ( canula traheala ) sau non invaziva ( masca) T.

Parametrii de ventilatie sunt ajustati utilizand controlerele integrate . Monitorizarea ventilatiei este permanenta iar valorile sunt afisate numeric sau grafic .

Ventilatorul este echipat cu alarme vizuale si auditive , valorile prag pot fi setate utilizand controlerele integrate . Cand valorile prag sunt atinse - o alarma vizuala sau auditiva se va declansa , dupa caz. Daca survine o stare de nefunctionare din cauza de eroare tehnica , alarma generala se va declansa si va persista cel putin 2 minute .

Daca CARAT II pro este utilizat cu bateria interna incarcata , aceasta va sustine ufunctionarea corecta in conditiile unei erori de alimentare , pana la descarcarea sa .

Pentru ventilatia cu aport crescut de Oxigen . ventilatorul CARAT II Poate fi conectat la o sursa de Oxigen d epresiune joasa . Daca ventilatorul este conectat la o sursa externa de Oxigen si ventilatia nu este efectuata . o valva de siguranta intrerupe alimentarea ..

Ventilatorul CARAT II pro poate functiona cu un umidificator extern conectat

Datele statistice si cele cu privire la terapie pot fi descarcate utilizand PC software "easySET".

CARAT II pro are un port SB port precum si un port COM

## INDICATII

CARAT II pro poate fi utilizat in

- Insuficienta ventilatorie obstructiva (e.g., COPD)
- Insuficienta ventilatorie restrictiva (e.g., scolioza, thorax deformities)
- Insuficienta ventilatorie de cauze neurologice, muscular sau neuromuscular (e.g., diaphragmatic paralysis)
- Insuficienta respiratorie de cauza centrala

| Aceste dispozitive trebuie sa fie utilizate numai de catre profesionistii medicali si in conformitate cu prescriptia medicului

## CONTRAINdicatii

### **⚠ WARNING**

Suportul ventilator mecanic poate fi strict nerecomandat in anumite situatii clinice

Turmatoarele situatii clinice reprezinta contraindicatii de utilizare ventilator

- Aritmie cardiaca severa
- Hipotensiune severa
- Epixtaxis
- Pneumothorax sau pneumomediastin
- Pneumoencefalitus
- Traume craniene
- Post chirurgie craniiana sau neurologica
- Inflamatii acute ale sinusurilor , otite medii sau defect septal nazal
- Risc aspirare

In aceste cazuri individuale medicul va decide oportunitatea utilizarii

## EFECTE ADVERSE

Urmatoarele efecte adverse pot fi asociate cu ventilatia mecanica :

- Complicatii datorita tubului /canulei endotraheale

NIV :

- Presiune excesiva pe anumite puncte si ranirea tegumentului
- Irritati oculare datorita scurgerilor de flux
- Inflatie gastrica
- Aspirareaccidentală
- Sinuzite
- Sangerari.nazale

Complicatii ale ventilatiei invazive

- Barotrauma sau trauma volumetrica pulmonara
- Pneumonii
- Afectari cardiovasculare

## UTILIZATORI CALIFICATI

T Setarea ventilatiei si a parametrilor de alarma trebuie efectuata doar de catre personalul medical special calificat si instruit in acest sens . Personalul medical trebuie sa parcurga prezentul manual . Ventilatorul poate fi utilizat doar impreuna si cu accesoriile si consumabilele originale .

Interventiile de reparare si intretinere trebuie efectuate doar de catre personal tehnic service autorizat



## CAPITOL 2

### INFORMATII PRIVIND SIGURANTA

---

ACEST CAPITOOL CUPRINDE INFORMATII CU PRIVIRE LA SIGURANTA IN UTILIZARE :

- Instructiuni generale privind siguranta
- Siguranta electrica
- Instalare si transport
- Instalare
- Utilizarea oxigenului
- Testarea de siguranta

# INSTRUCTIUNI GENERALE PRIVIND SIGURANTA



## ⚠️ WARNING

In cazul declansarii alarmelor adutive sau vizuale pe parcursul ventilatiei, pacientul trebuie monitorizat cu atentie de catre personalul medical . Personalul care monitorizeaza pacientul trebuie sa fie calificat si pregatit sa ia masurile potrivite in cazul declansarii alarmelor sau erorilor dispozitiv

- Doar personalul medical calificat si pregatit in acest sens sub atenta supraveghere si indrumare a unui medic specialist poate efectua ajustarile parametrilor de ventilatie . Dispozitivul trebuie utilizat doar de catre acele persoane care au citit si si au insusit prevederile prezentului manual si s-au familiarizat cu dispozitivul in sine . Nerespectarea prevederilor prezentului manual poate duce la situatii cu risc vital , atat pentru utilizator cat si pentru pacient .
- In cazul unei urgente din cauza erorii de functionare , un ventilator de rezerva sau o alta metoda de ventilatie cum ar fi un balon de resuscitare trebuie sa fie disponibil permanent .
- Pentru pacientii dependenti in totalitate de ventilator , masuri suplimentare de monitorizare si sustinere functii vitale trebuie efectuate de personalul medical .
- Utilizarea dispozitivului se face pe baza prescriptiei medicului specialist si pe raspunderea acestuia
- Utilizarea ventilatorului se face doar in acele cazuri care impun acest lucru .
- Va rugam sa luati toate masurile specifice de ingrijire ale pacientului aflat sub suport ventilator mecanic
- Dispozitivul nu trebuie utilizat in mediu ambiant imbibat cu gaze anestezice sau substante inflamabile =risc de incendiu sau explozie .
- Inainte de a fi utilizat la urmatorul pacient, toate partile componente trebuie curatate si dezinfecțiate corespunzător
- Va rugam respectati atat masurile de intretinere , curatare si dezinfecție incluse in prezentul manual cat si pe cele ale unitatii dumneavoastra spitalicesti .



- Recomandam utilizarea tubulaturii , circuitelor si accesoriilor originale sau aprobat de catre producator, Utilizarea altora poate conduce la rezultate aberante
- Recomandam utilizarea accesoriilor aprobat de catre producator, Utilizarea unor accesori incompatibile poate duce la agravarea starii clinice pacient , deteriorarea ventilatorului sau alte .
- Nu se recomanda conectarea altor echipamente care nu fac parte si nu deservesc functie ventilatorului .
- In cazul ventilatiei NIV utilizand o masca full face sau canula nazala , masca non vent nu trebuie sa contine nici un orificiu exprim
- Cand se utilizeaza circuit monoaxial , malva control exprim trebuie sa nu intalneasca nici o rezistenta de flux la exprim si trebuie sa permita ventilarea rapida a tubulaturii circuit l
- In scopul sigurantei maxime a pacientului, ventilatorul trebuie utilizat cu toate alarmele activate si setate corespunzator situatiei clinice a pacientului .
- Alarmele nu trebuie ignorate, cand o alarma este declansata , interveniti imediat
- Dupa ce schimbati parametrii de declansare a alarmei sau parametrii de ventilatie , circuitul pacient si configurarea corecta a sistemului trebuie efectuata alaturi de functionarea corecta a alarmelor
- La fiecare 2 ani trebuie efectuat un test general si o revizie generata a ventilatorului
- In cazul in care pacientul este foarte agitat va rugam sa luati in calcul riscul de hiperventilare a acestuia prin declansarea falsa a trigerului de declansare inspir .
- Se interzice sterilizarea dispozitivului prin autoclavare sau caldura uscata .
- Filtrele si anumite alte componente trebuie inlocuite periodic in corespondere cu prevederile manualului. Procedati la neutralizarea corespunzatoare a acestora in corespondere cu normele de mediu locale si nationale
- Introducerea unor accesori sau componente suplimentare in tubulatura circuitului ventilator poate duce la cresterea rezistentei la aer si perturbari de flz



- Va rugam verificati ca rezistenta totala in circuitul ventilator sa nu depaseasca 6 hPa la un flux de 60 l/min pentru adulti sau 30 l/min fpentru copii
- Se interzice orice modificare constructiva a ventilatorului ,
- Masca NIV trebuie utilizata doar de catre personalul medical sub indrumarea directa a medicului specialist .
- Ventilatia pe masca trebuie efectuata sub supravegherea directa a personalului medical pregatit . Medicul trebuie sa ia in considerare posibilele interferente ale medicatiei adiacente .
- Va rugam respectati conditiile de utilizare, transport si stocare prezentate in manual
- Temperaturi mai mici de + 5 °C sau mai mari de + 40 °C pot afecta functionarea corespunzatoare a ventilatorului
- Dupa fiecare interventie de service controlati setarea corespunzatoare a parametrilor de ventilatie precum si a celor de alarma .
- Va rugam sa verificati si sa eliminati apa de condens din interiorul circuitelor ventilatie .

## SIGURANTA ELECTRICA

- Utilizati doar sursele de alimentare furnizate odata cu prezentul ventilator
- Doar umidificatorul CARAT pro poate fi conectat la socketul dedicat . Se interzice cu desavarsire conectarea altor umidificatoare.
- Se interzice asezarea pe podeaua spital a oricarei surse de alimentare a CARAT pro sau umidificatorului acestuia
- Nu depasiti capacitatea maxima a sursei cablu alimentare . CARAT pro si umidificatorul sau au consumul prescris pe eticheta
- Nu efectuati manevre de suport ventilator atunci cand situatia clinica a pacientului interzice acest lucru



- Echipamente portabile de comunicare RF (radio) (inclusiv accesorii ale acestora cum ar fi antena sau cablu antenei ) nu trebuie folosite la o distanță mai mică de 30 cm de CARAT pro, inclusiv cablurile acestuia Hoffrichter GmbH. Nerespectarea acestei interdicții poate duce la erori de funcționare
- !Extrageti cablul de alimentare prin tragere gentilă pentru a deconecta alimentarea .
- Deconectați de la alimentarea electrică înainte de curătare și întreținere .
- Utilizarea altor surse de alimentare poate duce la modificarea parametrilor electromagnetici , interferență și surgeri de curent
- Pe parcursul ventilației în condițiile asocierei cu alte dispozitive se pot produce interferențe electomagnetică . Luati în calcul și verificati compatibilitatea electromagnetică înainte de asociere .
- Nu atingeți dispozitivul sub nici o formă dacă acesta a fost imersat accidental în apă.
- NU deschideți capacete de protecție a dispozitivului, Toate manevrele de service trebuie efectuate de personal calificat HOF-FRICHTER GmbH.

## CERINTE CU PRIVIRE LA TRANSPORT SI INSTALARE

- DISPOZITIVUL TREBUIE ASEZAT PE O BAZA SOLIDA SI SIHURA
- ACCESUL LIBER LA PANELUL SPATE A VENTILATORULUI PRECUM SI ASPIRAREA AERULUI DE CATRE TURBINA TREBUIE SA FIE LIBER
- UTILIZATI DISPOZITIVUL INTR-UN MEDIU AMBIANT PUSIN POLUAT.
- ECERANUL LEDs NU TREBUIE SA FIE ACOPERIT PENTRU A PUTEA OBSERVA USOR PARAMETRII DE MONITORIZARE SI ALARMA
- NU ASEZATI ALTE DISPOZITIVE PE VENTILATOR

- Nu depozitati sau transportati cand temperatura mediului ambiant este mai mica de - 20 °C sau mai mare de + 60 °C.
- Evitati expunerea directa a dispozitivului la soare .
- Nu utilizati ventilatorul in apropierea altor echipamente .Nu asezati peste alte echipamente .
- Nu pozitionati ventilatorul in apropierea unor surse de apa .





## INSTRUCTIUNI INAINTE DE INSTALARE

### ⚠️ WARNING

Utilizati doar echipamentele in perfecta stare de functionare . Dupa conectarea circuitelor si partilor componente la dispozitiv efectuati un test de functionare (vedeti pag 42). Asigurativa ca cele doua alarme audio diferite sunt auzite si indicatorul LEDs licareste .Daca nu auziti alarmele sau indicatorul LEDs nu licareste , nu utilizati dispozitivul

- Pozionati dispozitivul astfel incat sa puteti deconecta rapid cablul de alimentare daca un eveniment nedorit se produce .
- Nu utilizati dispozitivul daca observati deteriorarea cablurilor de alimentare

## UTILIZAREA OXIGENULUI

- Cititi cu atentie prezentul manual precum si manualul furnizorului sursei de oxigen .
- |Daca asigurati alimentarea cu Oxigen pe parcursul ventilatiei,  $\text{FiO}_2$  trebuie masurat .
- CARAT II pro efectueaza masurarea  $\text{FiO}_2$  via senzor optional  $\text{FiO}_2$  r . Recomandam utilizarea acestui senzor .
- Senzorul  $\text{FiO}_2$  contine lichid caustic . Evitati contactul cu pielea sau mucoasele daca observati scurgeri ale senzorului si inlocuiti acesta imediat
- Presiunea oxigenului nu trebuie sa depaseasca 1000 hPa la un flux de 15 l/min. Oxigenul trebuie dozat utilizand un flow meter extern
- Cand utilizati oxigenul , doar cel uscat trebuie utilizat ( $\text{FiO}_2$ ) is used. Cresterea umiditatii poate cauza defectarea echipamentului.Daca situatia clinica o impune conectati umidificatorul extern
- Conexiunea  $\text{FiO}_2$  la sursa externa  $\text{FiO}_2$  trebuie sa fie perfect etansa .

- Alimentarea cu **oxigen** trebuie oprită înainte de oprirea ventilatiei. Este recomandat ca după deconectarea circuitului de ventilatie să lăsați dispozitivul să efectueze cîteva cicluri de ventilatie în gol.
- În eventualitatea cand constați o scurgere de oxigen , opriti imediat ventilatia , aerisiti camera pentru a scoate imediat toate gazele anestezice sau cu potential inflamabil .
- Verificați cu atenție și eliminați orice urmă de grăsimi posibilă a fi prezentă pe porturile de conectare tubulatura oxigen , pentru a evita riscul de autocombustie.

## INTEGRAREA IN RETEAUA IT

- Integrarea dispozitivului în reteaua IT se face după o atență analiză a riscurilor efectuată de către un specialist.
- Evitați riscurile de interferență asupra softului de funcționare a ventilatorului .

## TEST SIGURANTA

- Pentru a asigura funcționarea corespunzătoare și sigură a ventilatorului, testările de siguranță trebuie efectuate la intervalele prevăzute în prezentul manual.

## **CAPITOL 3**

### **DESCRIERE ADISPOZITIVULUI**

---

Acest capitol cuprinde informatii cu privire la conectarea, setarea si utilizarea ventilatorului

## PANEL FATA VENTILATOR




Figura 2: Cnexiuni panel frontal

- 1 Conexiune tub circuit inspir

TLinie unica a circuitului monoaxial sau tub inspir a circuitului bi axial . Vedeti pag 50 si pag51.

- 2 O<sub>2</sub> Conexiune cablu senzor FiO<sub>2</sub>

Conectati cablul masurare FiO<sub>2</sub> spentru a masura concentratia Oxigen . Vedeti tpagina 69.

- 3 Conexiune tub masurare presiune

Vedeti pagina 50 si 51.

- 4 Conexiune tub circuit pacient - expr

Tub expr circuit bi axial se va conecta aici . Vedeti pagina 51.

Coexiune tub control

- 5 Vedeti pagina 50.

## PANEL POSTERIOR VENTILATOR




Figura 3: porturi conectare panel posterior

- 6 Conexiune DC

Conectati aici cablul alimentare . Vedeti pagina 42.

- 7 Conexiune senzor SpO<sub>2</sub>

Senzorul SpO<sub>2</sub> trebuie conectat aici Vedeti pagina 60.

- 8

SD card slot

Introduceti cardul SD aici

- 9 Conexiune FiO<sub>2</sub>

Sursa suplimentara de oxigen trebuie conectata aici . Utilizati adaptor dedicat .

Vedeti pagina 65.

10  O<sub>2</sub> output

Monitorizare Oxigen

Aceasta deserveste la eliminarea excesului de oxigen atunci cand ventilatorul este oprit

Monitorizare presiune :

Cand presiunea este mai mare de 1 hPa se produce eliminarea excesului de oxigen . In modul volum control valva se deschide cand volumul respiratiei este mai mare cu 10 % decat valoarea maxima setata.

11  USB interface (Conexiune la PC)

Un PC poate fi conectat utilizand cablu USB cable (optional . Vedeti pagina 64. PC soft-ware "easySET" trebuie instalat pe PC.

**NOTICE**

Doar dispozitive compliant IEC 60601-1 si IEC 60950-1 sunt permise

12  Conexiunea la alarma asistenta

Caseta alarma (optional ) sau sistem alarma asistenta medicala . vedeti pagina 59

13  RS232 interface (interfata service )

## ELEMENTE CONTROL




Figura4: **Control**

14 Tasta alarma

Functii tasta alarma :

Functii	Conditie	Actiune
Confirmarea alarmei curente	Alarme Active	Apasati scurt
Con ırmarea oprirea alarmă	Alarme inregistrate	Apasati scurt
Anulati alarma audio pentru 2 min (audio alarm pause)	Alarme active	Apasati scurt
Anulati supresia alarmei audio	Anulare alarma audio	Apasati scurt

In cazul aparitiei unei situatii cu multiple cauzatorare de alarma , fiecare apasare anuleaza un singur eveniment cauzator

15 Tasta ON/OFF

Functie	Actiune
Porniti ventilatia	Apasati scurt
Opritii ventilatia	Vedeti pagina 147

## 16 Buton Multifunctional MFK

Functie	Actiune
Selectati alt parametru	Rotiti
Setati parametrii	Rotiti
Con irmați parametrul selectat	Apasati scurt
Con irmați modificarea valorii parametru	Apasati scurt
Deschiderea ferestrei meniu de setare valori in modul de monitorizare	Apasati scurt

Butonul MFK este iluminat (cand MFK brightness" > 0 %). Culoarea de iluminare depinde de statusul de functionare sau gradul de prioritate a alarmei T. Intensitatea de iluminare a butonului MFK poate fi ajustata din meniul afisat pe ecran.

## 17 Tasta acasa

Functie	Actiune
Reveniti la meniul principal	Apasati scurt

## 18 Tasta Escape

Functie	Actiune
Iesiti din meniul ecran curent	Apasati scurt
Deactivati parametrul selectati	Apasati scurt
Cancel	Apasati scurt

## 19 Tasta blocare

Functie	Actiune
Activati blocarea tastaturii	Apasati scurt si confirmati cu MFK
Deactivati blocarea tastaturii	Apasati scurt si confirmati cu MFK

## 20 Comutator principal

SPorniti si opriti dispozitivul utilizand comutatorul principal . Vedeti pagina 74.

## AFISAJE LED




Figura5: LED afisaje

### 21 Alarme LED

Alarmele LED iluminaza inermitent in cazul declansarii unei alarme . De asemenea arata si gradul de prioritate a alarmei

Culoare	Status (lumina)	Prioritate/Status
Rosu	Intermitent	Mare
galben	Intermitent	MEDIE
Turquoise	Straluceste lent	JOASA
Alb	Straluceste lent	Dispozitivul buteaza

### 22 LED alimentare

Intensitatea LED ofera informatii cu privire la statusul de alimentare

Culoare	Status (lumina)	Status
Verde	Straluceste lent	Utilizare
Galben	Straluceste lent	Eroare alimentare cauza necunoscuta
Alb	Straluceste lent	Dispozitivul porneste
Alb	Flasuri	Dispozitivul se opreste
Fara	Off	Alimentare oprita

23  LED baterie

LED baterie ofera informatii cu privire la statusul bateriei interne

Culoare	Status (lumina)	Status incarcare baterie
Verde	Straluceste lent	$\geq 60\%$
Galben	Straluceste lent	$\geq 20\% \dots < 60\%$
Rosu	Straluceste lent	$\geq 0\% \dots < 20\%$
Alb	Straluceste lent	Dispozitivul porneste
Alb	Flasuri	Dispozitivul se opreste

## PARTI MOBILE CARE POT FI INDEPARTATE




Figura6: Panel stanga




Figura7: Panel dreapta

24 Maner (apucare

Maner rabatabil pentru transport

25 Picior baza

membrana valvei (expir) este pozitionata sub capacul de la baza . Acesta trebuie inlocuit la fiecare pacient nou sau dupa efectuarea manevrelor de intretinere . Vedeti pagina 172.

26 Casetă filtru

Casetă filtru contine cele două filtre ( grosier și fin) Informatii cu privire la inlocuirea si curatirea filtrelor gasiti la pagina 65.



# CAPITOL 4

## INSTALARE



- ÎNAINTE DE INSTALARE CITIȚI INFORMATIILE CU PRIVIRE LA SIGURANȚA DE LA pagina 23
- Înainte de instalarea componentelor ventilatorului (ventilator, tubulatura , umidificator , etc.), verificați etanșeitatea conexiunilor și stabilitatea inserării accesoriilor
- Nu utilizați ventilatorul fără filtrele de aer montate .
- Utilizați doar filtre originale HOFFRICHTER  
filter

Dacă dispozitivul a fost stocat anterior într-un mediu cu o temperatură mult diferită de cea din mediul în care urmează să fie utilizat , lăsați 1 ora pentru egalizarea temperaturii .

## SETAREA DISPOZITIVULUI

Asezati dispozitivul pe o suprafata stabila . Asigurati ca nu exista risc de cadere sau alunecare si asigurati ca fluxul de aer din panelul posterior nu este perturbat . Verificati si asigurati ca ecranul si indicatorii LEDs sunt usor observabili de catre personalul medical




Figura8: Setarea dispozitivului

## ALIMENTAREA CU CURENT

Ventilatorul poate fi alimentat din 3 surse diferite .

- Modul principal de alimentare
- ÎBaterie internă
- Baterie externă (optional)

Ventilatorul detecteaza automat care este sursa de curent disponibila . Daca ventilatorul este conectat la o sursa de curent externa intotdeauna va utiliza prioritari aceasta si va trece la bateria interna doar cand acestea externe nu sunt disponibile . Sursa de curent care asigura functionarea este identificata prin intermediul indicatorilor LED putere sau LED baterie .


## OPERATIUNI PRINCIPALE

1. Inserati cablul sursei principale in sursa DC connector socket.

### **NOTICE**

Nu trageți de cablu pentru a deconecta din priza DC socket. Deconectați gentil

2. ConECTATI CABLUL DE ALIMENTARE LA SURSA DE ALIMENTARE
3. Inserati cablul principal de alimentare in priza de curent (100 - 240 V, 50/60 Hz).



**A** Priza **B** Cablul principal **C** Sursa **D** Conector alimentare **E** DC priza de curent

Figura9: Conectarea la alimentare via sursa de curent

4. Dispozitivul porneste si efectueaza urmatoarele testari de hardware :
  - Testarea alarmelor sonore principale si secundare : Ambele alarme vor emite un sunet scurt
  - Verificarea altor componente hardware.

Daca este detectata vre o eroare in timpul autotestarii la pornire , aceasta va fi afisata in partea inferioara stanga a ecranului.

Fiecare eroare trebuie confirmata utilizand butonul MFK. Ulterior sistemul va afisa automat modul home screen (vedeti pagina 115). IDaca apare mesajul de eroare "System locked" inseamna ca o erare majora a fost detectata. Tin acest caz dispozitivul nu trebuie utilizat si trebuie contactat furnizorul de service . Lista mesajelor de eroare posibile este explicitata in tabelul 13 de la pagina 180.

Toti indicatorii LEDs vor straluci in alb pe parcursul pornirii . Astfel puteti verifica functionarea corespunzatoare a indicatorilor LEDs .



**A** Versiune Software **B** Mesaj eroare

Figura10: Ecran de Start

Daca nici o eroare nu a fost detectata in decursul autotestarii la pornire , sistemul va trece automat in modul ecran standby . Capacitatea de incarcare a bateriei este afisata in modul standby




Figura 11: Ecran Standby

5. Pornirea ventilatorului utilizand comutatorul principal (pagina 74).

## OPERAREA PE BAZA BATERIEI INTERNE

### **NOTICE**

Bateria interna trebuie utilizata pentru a asigura functionarea ventilatorului doar in cazul deteriorarii sursei principale de curent, Nu se recomanda utilizarea ventilatorului pe baza bateriei interne in mod uzual .

Pentru a asigura o rezerva suficienta de putere a bateriei incorporate , se recomanda mentinerea ventilatorului conectat la sursa de curent inclusiv in perioadele de neutilizare ale acestuia .

Pentru a asigura un timp de viata cat mai lung al bateriei si functionarea in parametrii a acesteia urmati prescriptiile din capitolul "Intretinere baterie " pagina 173 .

Cand este complet incarcata , bateria asigura functionarea ventilatorului in conditii de baza pentru o perioada de minim 4 ore

Tabel Functionarea ventilatorului pe baza bateriei la valorile setate implicit

Nivel incarcare baterie	Timp	Alarma
100 – 10 %	199 min	-
10 – 0 %	39 min	Nivel scazut baterie
0 % – complet descarcata	1 min	Baterie complet descarcata

In conditiile utilizarii la capacitate maxima a ventilatorului, bateria asigura un timp de 1 ora. Nivelul de incarcare a baterie este indicat de LED baterie si prin apasarea simbol baterie de pe ecran.

### **!CAUTION**

Daca alarma "Low Internal Battery" Baterie Descarcata apare , ventilatorul trebuie conectat imediat la sursa de curent .

Alarma va continua pana cand nivelul de incarcare a bateriei depaseste 10%.

Reincarcarea completa a bateriei descarcate complet necesita 3.5 ore. Pe parcursul reincarcarii ventilatorul este complet functional .

Daca ventilatorul este pornit fara a fi conectat la sursa de curent principală , mesajul "Battery Operation" Functionare pe Batere va apărea , iar indicatorul LED va luminezi galben . Stralucirea indicatorului LED va crește în dependență de gradul de incarcare a bateriei

## Caderea sursei centrale de curent

### **NOTICE**

In decursul unei pene de curent ,starea de incarcare abateriei trebuie monitorizata cu atentie si o sursa de curent alternativ trebuie pregatita ..Mai multe detalii la pagina 38.

|Daca alimentarea cu curent alternativ este intrerupta, ventilatorul va comuta automat functionarea pe baza bateriei interne .

Intreruperea alimentarii centrale va fi notificata de un sunet alarma si prin afisarea mesajului "Power Failure". In plus indicatorul LED baterie va licari intermitent in galben LED. Stralucirea indicatorului LED baterie va fi in concordanta cu capacitatea remenenta a ecstei

Cand alimentarea de la sursa centrala este restabilita , ventilatorul va reincepe automat functionarea pe baza sursei centrale , bateria se reincarca automat si indicatorul LED aferent straluceste in culoare verde din nou

## Functionarea pe baza unei baterii externe

### **IMPORTANT**

Utilizati doar HOFFRICHTER AKKUPACK uni BASE . Cititi manualul aferent AKKUPACK uni BASE.

**AKKUPACK uni BASE** easigura functionarea ventilatorului independent de o sursa centrala de curent. Acesta item este optional (vedeti pagina 197).

Pentru a conecta la ventilator , utilizati cablul sursei transformator . Cand este conectat la ventilator, indicatorul r LED straluceste verde .

In functie de gradul de incarcare si setarea ventilatorului **AKKUPACK uni BASE** asigura pentru CARAT II pro functionarea pentru 8 ore . Utilizarea **AKKUPACK uni BASE** impreuna cu **AKKU-PACK uni PLUS** dubleaza timpul la 16 ore.

F Mai multe informatii priivind conectarea si intretinerea **AKKUPACK uni BASE** gasiti in manualul dedicat acestui .





Figura 12: AKKUPACK uni BASE (dreapta) / AKKUPACK uni PLUS (Istanga

## CONECTAREA BATERIEI EXTERNE "AKKUPACK uni BASE"

Conectati AKKUPACK uni BASE la dispozitiv ca in Figura13.



**A** port curent DC **B** cablu DC pentru ventilatie **C** DC out (conectare ventilator ) **D** AKKUPACK uni BASE

Figura 13: Conectarea AKKUPACK uni BASE

## CONECTAREA TUBULATURII CIRCUIT

In continuare va fi descris cum sa conectati tubulatura ciorcuit pacient la ventilator . Este indicta sa utilizati filtre bacteriene , in special in situatiile clinice cu risc infectios si atunci cand utilizati la mai multi pacienti

### **⚠ WARNING**

Toate tuburile si cablurile trebuie asezate astfel incat sa fie evitat riscul de strangulare a pacientului , incomodarea miscarilor respiratorii toracale sau strangularea circuitului

### **⚠ CAUTION**

Aisgurati va ca filtrul bacterian este instalat corespunzator .

Atunci cand utilizati un filtru bacterian si o tubulatura fara masurare presiune circuit , o calibrare a tubulaturii trebuie efectuata . Altfel pot apare erori ale presiunilor masurate

### **NOTICE**


Inlocuiti periodic filtrul bacterian in conformitate cu prevederile manualului . Cand utilizati o masca si ventilația non invaziva , masca nu trebuie să prezinte orificii care permit ieșirea aerului

## CONECTAREA CIRCUIT PACIEN MONO AXIAL

### ⚠ CAUTION

Daca utilizati ventilatorul CARAT II pro cu un circuit pacient onoaxial , acesta nu poate fi utilizat pentru sustinerea vietii in conditii critice deosebite


Coectati tubulatura circuit ca in Figura14 ori Figura 15.



**A** Conexiune catre pacient    **B** Valva Expir    **C** Tub ventilatie  
**D** Filtru Bacterial    **E** Adaptor filtru bacterian    **F** Tub masurare presiune  
**G** Tub Control    **H** outlet Aer

Figura 14: Conectarea circuit pacient onoaxial cu tub masurare presiune

Daca utiliti un circuit fara tub masurare presiune (Figura15), trebuie sa efectuati calibrarea circuitului (pagina 55).




**A** Filtru Bacterial    **B** Valva Expir    **C** Tub Ventilatie    **E** Tub Control  
**E** Iesire aer

Figura15: Conectarea unui circuit pacient monoaxial faratub masurare presiune

## CONNECTAREA CIRCUIT PACIENT BIAXIAL

Conectati tubulatura pacient la ventilator ca in Figura16 ori Figura17.



**A** Conector catre pacient

**D** Tub lnspir **E+H** Filtre bacteriene


**B** Tub masurare presiune

**F+G** Adaptoare filtre bacteriene

**C** Tub Expir

Figura16: Connectarea unui circuit pacient bi axial cu tub masurare presiune

Daca utilizati un tub biaxial fara masurare presiune ca in (Figurea17), circuitul trebuie calibrat (pagina 55).



**A** Filtru bacterian **B** Tub Expir **C** lTub nspir

Figura 17: Connectarea unui circuit pacient biaxial fara tub masurare presiune

## CONECTAREA UMIDIFICATORULUI CIRCUIT MONOAXIAL


Rolul umidificatorului este acela de a umidifica si incalzi aerul ventilat . in cazul cand utilizati umidificatorul trebuie sa respectati instructiunile din manualul acestuia

Umidificatorul trebuie integrat in tubulatura inspir . Trebuie asezat in plan mai coborat fata de pacient si dispozitiv pentru a evita acumularea de apa in pulmon pacient si sau dispozitiv

Nota: Cand utilizati impreuna cu un filtru bacterian , respectati instructiunile acestuia

### Circuit pacient monoaxial

Conectati tubulatura circuit la umidificator si ventilator ca in figura de mai jos Figura 18. Cand utilizati un circuit fara tub masurare presiune , circuitul trebuie calibrat pagina 55).



A Conexiune pacient B Valva Expir C tub Ventilatie


D Tub conector inspir E Filtru Bacterian F Adaptor filtru bacterian G Tub Control H Tub masurare presiune I Umidificator J Purjare aer

Figura 18: Conectarea circuit pacient monoaxial cu umidificator

## ATTENTION

In timpul ventilarii cu umidificator daca administrati o medicatie via nebulizator , un fitru hidrofobic trebuie utilizat (e.g. Air-Guard Clear) pentru ca sa mentine tubulatura exprimata si a evita deteriorarea senzorului de flux

Conectati tubulatura pacient la umidificator si ventilator ca in Figura 19..Daca utilizati circuit fara tub masurare presiune , circuitul trebuie calibrat (pagina 55).




- A** Conexiune pacient    **B** Tub masurare presiune    **C** Tub Expir  
**D** Tub conexiune pentru inspir    **E** Filtru Bacterian    **F** Adaptor filtru bacterian    **G** Filtru Hydrophobic    **H** Umidificator    **I** Tub inspir

Figura 19: Conectarea la umidificator ciorcuit pacient biaxial

## UTILIZAREA FILTRELOR HME

Daca nu se utilizeaza umidificatorul in decursul ventilatiei non invazive , recomandam utilizarea filtrelor HME pentru a umecta gazele respiratorii . un filtru mixt "combination filter" HME si filtru bacterian filtereste de dorit (e.g. Medisize Hygrovent HMEF). Cand utilizatifiltrele HME filter, respectati instructiunile producatorului acestuia pentru instalare , utilizare si inlocuire

Conectati componentele circuitului ca in Figura20. Daca utilizati un circuit fara tub masurare presiune, acesta trebuie calibrat (pagina 55).



**A** Conexiune pacient **B** Filtru HME **C** Tub Expir  
**D** Tub Inspir **E** Tub masurare presiune **F** Adaptor masurare presiune

Figura20: Utilzarea filtrelor HME filter - circuit pacient biaxial cu tub masurare presiune

# SETAREA ALARMELOR DE DETECTIE A DECONECTARII TUBULATURA CIRCUIT

Atunci cand utilizati filtre sau alte componente care duc la cresterea rezistentei de flux in tubulatura deconectarea tubulaturii poate trece de multe ori nesezizata si alarma nu este declansata . Acest fapt totusi creaza o situatie cu risc vital pentru pacient . De aceea este absolut necesar sa setati triggerul de declansare a alarmei la o valoare prag corespunzatoare. Setările alarmei deconectare circuit sunt explicitate in Tabel2

## ⚠️ WARNING

Daca efectuati schimbarea circuitului, a componentei acestuia sau introduceti noi componente , trebuie sa efectuati o testare prealabila de detectie a deconectarii circuit inainte de a ventila pacientul

## ⚠️ CAUTION

Valoarea prag de declansare a alarmei deconectare circuit trebuie setata in raport cu tip pacient, tip circuit si setari parametrii de ventilatie . Testul de deconectare (spag 53). Este recomandat ca testul de detectie deconectare sa fie efectuat atat pentru capatul pacient cat si pentru cel ventilator . Ajustati alarmele cu precizie si efectuati monitorizarea permanenta a functionarii ventilatorului

Tabel2: Alarme detectie deconectare circuit

Tip circuit	Mod control presiune	Mod control volum
Circuit monoaxial	Min. Pressure, Apneea Alarm, High Inspiration Volume, High Minute Ventilation, Low SpO <sub>2</sub>	Low Pressure, Apnoea Alarm
Circuit biaxial	Min. Pressure, Apnoea Alarm, High Inspiration Volume, High Minute Ventilation, Leak Rate, Low SpO <sub>2</sub>	

Efectuarea testului de deconectare se face astfel f:

Dupa setarea valorilor prag alarma efectuati testul de declansare

1. Porniti ventilarea pacientului si lasati cateva cicluri respiratorii .
2. Deconectati circuitul de la pacient
3. Verificati declansarea alarmelor .
4. Reconectati circuitul la pacient si alarma ar trebui sa se anuleze automat .
5. Repetati testul de aceasta data deconectand celalalt capat al circuitului

# CALIBRAREA TUBULATURII CIRCUIT

## **NOTICE**

Calibrarea tubulaturii circuitului trebuie efectuata de fiecare data cand utilizati circuite fara tub masurare presiune

De asemenea calibrarea trebuie efectuata dupa fiecare pornire a ventilatorului, fiecare pana de curent sau de fiecare data cand modificati componetia circuitului , cum ar fi introducerea sau indepartare

- Filtru Bacterian, Umidificator ,Tub circuit , masca, senzor FiO<sub>2</sub>

Pentru a clabra circuitul

1. Deconectati tubulatura circuit de la pacient . Partea spre pacient a circuitului trebuie sa fie libera si sa nu prezinte nici o obstructie care ar putea modifica fluzul de aer (masca poate fi conectata) .
2. Navigati la "System" in ecranul principal prin rotirea butonului MFK.



3. Apasati butonul MFK.
4. Navigati la "Calibrate Tube" prin rotirea MFK.

Calibrate Tube	
Calibrate O <sub>2</sub> Sensor	
FiO <sub>2</sub> -Monitoring	Internal
Alarm Volume	3
Night Screen	Meaurements
Timer Screen Change	2 min
Brightness Display	20 %

5. Apasati butonul MFK. TCalibrarea circuitului incepe

Calibrate Tube	Run...
Calibrate O <sub>2</sub> Sensor	
FiO <sub>2</sub> -Monitoring	Internal
Alarm Volume	3
Night Screen	Meaurements
Timer Screen Change	2 min
Brightness Display	20 %

6. Daca calibrarea s-a efectuat cu succes mesajul "OK" va fi afisat dupa cateva secunde.  
Daca calibrare nu a reusit , mesajul Error va fi afisat , Incazul in care apare mesajul de eroare verificati intregul sistem , Cauze posibile pot fi : cresterea rezistentei prin infundarea filtrelor bacteriene , umidificator necompatibile , Indepartati cauza posibila si reeefectuati testul

Calibrate Tube	Ok
Calibrate O <sub>2</sub> Sensor	Finish calibration
FiO <sub>2</sub> -Monitoring	Internal
Alarm Volume	3
Night Screen	Meaurements
Timer Screen Change	2 min
Brightness Display	20 %

7. Apasati butonul MFK tcand ati terminati calibrarea

## UTILIZAREA DISPOZITIVULUI FARA A CALIBRA CIRCUITUL

IDaca nu este efectuata calibrare , ultimile valori de calibrare inregistrate vor fi utilizate . La prima utilizare , valorile standard de fabrica vor fi utilizate

La pornirea ventilatiei urmatorul mesaj va fi afisat .




Figura 21:"Casuta mesaj Valori Masurate tub presiune

Dupa apasarea butonului MFK mesajul va dispare . Daca se continua ventilarea pacientului valorile masurate pot fi distorsionate .De aceea este recomandat sa efectuati o calibrare a circuitului

1 Scurgeri prin tubulatura si masca Ø 22 mm; l = 1.80 m


Altitudine : approx. 44 m deasupra nivel mare

Presiune atmosferica : approx. 1008 hPa

Filtru Bacterinr, umidificator , senzor , masca a omontate

## CONNECTAREA LA SISTEMUL ALARMA CENTRAL SI CHEMARE ASISTENTA

Conectati ventilatorul ca in Figura 22.



A Box Alarma B Alamra la distanta chemare asistenta C Cablu box Alarma

Figure 22: Conectarea la box alarma

Box Alarma este un accesoriu optional (pag97).

Pentru conectarea la un sistem alarma la distanta sau sistem chemare asistenta aveti nevoie de un cablu RJ10 , Aceasta este de asemenea un accesoriu optional (pag 197).


Mai multe informatii cu privire la acesta gasiti in capitolul "Forwarding alarms" opagina154.

## CONECTARE SENZOR SpO<sub>2</sub>

Conecțarea senzorului SpO<sub>2</sub> la dispozitiv se face ca în Figura 23. Meniul bara va afisa simbolul  iar valorile masurate ale saturatiei în O<sub>2</sub> și ale ritmului cardiac vor fi afisate în zona de monitorizare.

### NOTICE

În cazul unei erori de funcționare, linii punctate vor fi afisate în locul unor valori



A Senzor deget SpO<sub>2</sub> fr B Conector SpO<sub>2</sub>

Figure 23: Conecțarea senzor SpO<sub>2</sub>

## INSERAREA CARD SD

Introduceti cardul SD in slotul SD card slot pana se aude un click .

Figura 24. Meniul bara va afisa




Figura 24: Inserarea card SD

Carduri SD si SDHC pana la 32 GB . Mai multe informatii despre cardurile compatibile SD la pagina 179.

# INDEPARTAREA CARD SD

TPentru indepartare card SD

1. TAtingeti simbolul SD din bara meniu






Figura25: Indepartarea card SD card

2. Navigati la "Yes" prin rotirea buton MFK.
3. Apasati buton MFK.
4. Cand apare casuta text ca mai sus , dayele de pe card sunt salvate , la terminarea procesului acesta poate fi indepartat , d



5. La aparitia acestui mesaj puteti proceda la indepartare cars SD card.



Apasati usor pe card in SD card slot dupa care extrageti .




Figura 26: Extragere card SD card

|Daca procedati la extragerea card SD dupa oprirea dispozitivului


## **ATTENTION**

Indepartati cardul SD doar cand dispozitivul este oprit si deconectat de la sursa principală de alimentare . Verificati ca inclusiv indicatorii LED baterie sa nu fie iluminati

## CONECTAREA LA PC

Este necesar "easySET" PC software, si poate fi efectuat doar de inginerii de service abilitati . Procedura este descrisa in manualul de service

Conectarea la PC se face ca in Figura 27 . Este necesar un cablu USB tip B ( pag 197). Daca PC are softul "easySET" existent , pebara meniu va fi afisat.



A Interfata USB B Cablu USB type B plug C USB cablu(PC cable) D

USB type A plug Figura27: Conectarea la PC

# UTILIZAREA OXIGEN

## ⚠ WARNING

Inainte de a conecta la sursa de oxigen de joasa presiune vedeti masurile de siguranta de la pagina 29.

## ATTENTION

Aportul de oxigen poate fi asigurat doar pe parcursul efectuarii suport ventilator .


Aportul suplimentar de oxigen este posibil in toate modurile de ventilatie . Va rugam sa aveti in vedere ca orice modificar a parametrilor de ventilatie cum ar fi : presiune . frecventa , raport I/E , va duce la oschimare in consecinta a concentratiei  $\text{FiO}_2$

## CONECTAREA LA SURSA DE OXIGEN

## ATTENTION

UTILIZATI DOAR CONECTORII DE OXIGEN ORIGINALI SI COMPATIBILI

Conectarea ventilatorului la sursa de oxigen se face ca in Figura 28.



**A** Conector port Oxygen **B** Adaptor conector Oxygen

**C** Tub alimentare oxigen

Figura 28: Conectarea la sursa de oxigen ( panel posterior )

## MASURAREA CONCENTRATIEI OXIGEN

CONCENTRATIA oxygen poate fi incongruenta si variabila atunci cand ventilatorul este conectat si alimentat cu oxigen la un flux static (FlowO<sub>2</sub>). Concentratia Oxigenului inspir este dependenta de presiune , pacient , ,asca sau configuratie si surgeri tubulatura circuit . De aceea este recomandata masurarea permanenta a FiO<sub>2</sub> utilizand senzorul (eccesori pag196). Senzorul FiO<sub>2</sub> trebuie calibrat pentru a obtine rezultate precise (pagina 69).

|Dispozitivul permite masurarea FiO<sub>2</sub> utilizand un dispozitiv extern . Senzorul FiO<sub>2</sub> trebuie montat in concordanta cu prevederile manualului inainte de punerea in functiune a ventilatorului.

Setarea implicita de fabrica este de a masura cu senzor FiO<sub>2</sub> intern (FiO<sub>2</sub> monitoring "Internal")

Cand utilizati un senzor extern pentru monitorizare FiO<sub>2</sub> :

1. Navigati la "System" in meniu principal prin rotirea buton MFK:



2. Apasati buton MFK.
3. Navigati la "FiO<sub>2</sub>-Monitoring" prin rotirea MFK.

Calibrate Tube	
Calibrate O <sub>2</sub> Sensor	
FiO <sub>2</sub> -Monitoring	Internal
Alarm Volume	3
Night Screen	Meaurements
Timer Screen Change	2 min
Brightness Display	20 %


4. Apasati buton MFK.

Calibrate Tube	
Calibrate O <sub>2</sub> Sensor	
FiO <sub>2</sub> -Monitoring	Internal
Alarm Volume	3
Night Screen	Meaurements
Timer Screen Change	2 min
Brightness Display	20 %

5. Schimbati setarea utilizand buton MFK sa "External".

Calibrate Tube	
Calibrate O <sub>2</sub> Sensor	
FiO <sub>2</sub> -Monitoring	External
Alarm Volume	3
Night Screen	Meaurements
Timer Screen Change	2 min
Brightness Display	20 %

6. Apasati MFK.  simbol va apărea în bara meniu.  
7. La pornirea ventilatorului va apărea mesaj



8. Apasati MFK pentru confirmare

## STARTAREA APORT OXIGEN

### **DANGER**

UTILIZATI DOAR SURSE DE OXIGEN MEDICAL , PRESIUNE JOASA

1. Porniti ventilatorul .
2. Porniti ventilatia si efecturati cateva cicluri respiratorii .
3. Start aport oxigen .

## STOPAREA APORTULUI DE OXYGEN

- 1 Stopati alimentarea cu oxygen de la sursa
- 2 Continuati ventilatia pentru un numar de cicluri respiratorii
3. Stopati ventilatia

## CALIBRAREA SENZOR FiO<sub>2</sub>

Calibrarea este efectuata pornind de la premsa ca aerul atomsferic ambiant are o concentratie a oxigenului de 21 %.

Implicit , calibrarea automata a senzorului este pornita (recomandat)

Cand dispozitivul este pornit si senzorul FiO<sub>2</sub> este atasat , senzorul FiO<sub>2</sub> se va calibra automat. Valoarea citita a FiO<sub>2</sub> va fi afisata pe ecran

### Calibrarea Automatica in timpul ventilatiei


Daca senzorul FiO<sub>2</sub> este deconectat si ulterior reconectat pe parcursul ventilatiei , sau alimentarea cu oxigen este intrerupta mai mult de 30 sec, valoarea FiO<sub>2</sub> scade. Dupa efectuarea automata a calibrarii senzor si restabilirea alimentarii cu oxigen este efectuata , valorile FiO<sub>2</sub> vor fi afisate din nou pe ecran .

### Calibrarea Manuala

Calibrarea manuala poate fi efectuata din interfata meniu la orice moment . Daca se ofera suport respirator continuu , este recomandat sa efectuati calibrarea senzorului FiO<sub>2</sub> o data per saptamana.

TPentru a calibra senzorul FiO<sub>2</sub> sensor:

1. Opriti ventilatorul .
2. Instalati senzorul FiO<sub>2</sub> ca in Figura 29.  
Pont Montati si insurubati priza la linia de conectare (A) dupa care montati la senzor FiO<sub>2</sub> sensor.



A Linie conectare B Senzor FiO<sub>2</sub> C Anasamblu montaj

D T adaptor E TTub circuit

Figura 29: Conectarea senzor FiO<sub>2</sub> circuit pacient monoaxial

- Navigati in meniul principal utilizand buton MFK  Apasati MFK.
- Navigat la "Calibrate FiO<sub>2</sub> Sensor" prin rotirea MFK.

Calibrate Tube	
Calibrate O <sub>2</sub> Sensor	
FiO <sub>2</sub> -Monitoring	Internal
Alarm Volume	3
Night Screen	Meaurements
Timer Screen Change	2 min
Brightness Display	20 %

- Apasati MFK. Calibrarea incepe
- Daca calibrarea s-a facut cu succes "OK" va apare in secund e. Daca calibrarea a esuat Mesajul ERROR va apara  In caz de eroare repetati calibrare Daca si de aceasta data esueaza , inlocuiti senzorul FiO<sub>2</sub>

Calibrate Tube	21%	Ok
Calibrate O <sub>2</sub> Sensor	Finish calibration	
FiO <sub>2</sub> -Monitoring	Internal	
Alarm Volume	3	
Night Screen	Meaurements	
Timer Screen Change	2 min	
Brightness Display	20 %	


- Apasati MFK pentru a termina procesul de calibrare senzor FiO<sub>2</sub>  
Daca senzorul a fost depozitat lung timp , pot fi necesare 15 minute pentru a se restabili complet

## **NOTICE**


Senzorii FiO<sub>2</sub> au o durata limitata de viata de aproximativ 1 an la o concentratie medie oxigen de 40 %. Dupa aceasta , senzorul FiO<sub>2</sub>trebuie inlocuit cu unul nou Senzorul nu poate fi depozitat pentru mai mult de 6 luni . la o temp +5 °C to + 30 °C.

## DETERMINAREA CONCENTRATIEI OXYGEN


Concentratia oxigenului ( $\text{FiO}_2$ ) in circuitul respirator pacient depinde de : fFlow rate (Flow  $\text{O}_2$ ) si numarul de respiratii per minut (MV) o. Diagra mai jos ofera informatii privind valori ale concentratiei de oxigen la o frecventa de 15 bpm, 20 bpm si 25 bpm.<sup>1</sup>



<sup>1</sup> Masuratorile au fost efectuate utilizand un balon pulmon ( $\text{PEEP} = 3$  mbar, resistance 20 mbar/l/s, tidal volume max. 1000 ml). In functie de tipul pacientului , valorile masurate pot diferi . Valorile masurate pot varia cu 10 %. . In dependenta de calitatea sursei de oxigen , de asemenea pot aparea variatii ale concentratiei de oxigen



### Exemplu



La un debit al Oxigenului de 11 l/min si un volum minut respirator de 6 l/min, Concentratie de oxigen de prox 78 % poate fi atinsa

## UTILIZAREA GENTII FUNCTIONALE

### **⚠ WARNING**

Nu este recomandata efectuarea suportului mecanic respirator cu ventilatorul aflat in geanta  
⇒ Utilizati doar gentile HOFFRICHTER

Utilizati geanta doar pentru a proteja ventilatorul in decursul transportului pacient () . Geanta este descrisa la cap accesoriu (pag 195).




Figura30: Geanta functionala

Daca se impune sa utilizati ventilatorul montat in geanta , luati urmatoarele masuri de precautiune :

- Setati volumul alarme la max 3.
- Asigurati ca puteti observa parametrii de ventilatie si alarma facil , asigurati un acces liber al fluxului de aer in partea posterioara a ventilatorului, asigurati va c nu se produc distorsiuni , deconectari sau clampari ale circuitului ventilator . T
- Toate accesoriile si componenterile trebuie astfel montate incat sa permita functionarea ventilatorului in conditii de emaxima siguranta pentru pacient
- Verificati in permanenta instructiunile din prezentul manual

## PORNIREA VENTILATORULUI

### **NOTICE**

LA PORNIREA VENTILATORULUI , TUBULATURA PACIENT POATE FI CONECTATA LA VENTILATOR DAR NU SI LA PACIENT

Daca utilizati aport de oxigen vedeti "Using oxygen" pagina 65.

TPentru a porni ventilatorul :

1. Apasati comutatorul principal din panoul spate in pozitia ("I").




Figura31: Comutator principal

2. Ecranul principal (spag 115) va fi afisat

## OPRIREA VENTILATORULUI

1. Stopati ventilatie .
2. SApasati comutatorul principal de pe panoul spate in pozitia ("O").




Figura32: Oprirea ventilatorului

## CAPITOL 5

# MODURI DE VENTILATIE

Acest dispozitiv are trei moduri de ventilatie

- Mod ventilatie mandatorie atunci cand dispozitivul supleaza in totalitate functia respiratorie mecanica a pacientului
- Mod ventilatie augmentata -atunci cand ventilatorul supleaza parcial sau alternativ functia respiratorie mecanica a pacientului care prezinta respiratii spontane
- Mod ventilatie spontana atunci cand miscarile respiratorii spontane ale pacientului conduc ritmul de ventilatie iar acesta asigura un suport de volum/presiune in completarea celui insuficient propriu pacient ,




Figura 33: Schema moduri ventilatie

## MOD PCV

### Ventilatie controlata de indice presiune

### Pressure Controlled Ventilation

#### Caracteristici principale

- Controlate de presiune
- Declansate de ventilator
- Control in factor Timp
- Frecventa fixa
- Fara respiratii spontane

In acest mod , ventilatia mecanica este condusa si realizata exclusiv de catre ventilator . Respiratiile spontane absenteaza . Frecventa este determinata de raportul I/E .

Presiunea in inspir (IPAP) precum si presiunea la sfarsitul fazei expir end-expiratory pressure (PEEP) definesc domeniul presiunilor de setare a ventilatiei pacient , Curba de crestere a presiunii poate fi adaptata prin setarea unei rampe ascendente definite de forma undei fluxului de volum .

Volumul inspirator este automat ajustat in dependenta de conditiile proprii ale pulmonului (complianta si rezistenta)

Pentru a asigura un anumit volum minim , este posibil a specifica o valoare anumita minima si optional de a creste presiunea (IPAP + Presiune Aditionala ) pentru a atinge valoarea prag minim




#### Setari Importante

- Limita Alarma  
"Volum Inspirator Mare"
- Limita Alarma  
"Volum Inpirator Scazut"
- Limita Alarma  
"Volum Expirator Mare"
- Limita Alarma  
"Volum expirator mic "



#### Ponturi

- Ajustati "Volum minim "
- Ajustati "Presiune Aditionala pentru a atinge volumul minim



**IPAP** = 20 hPa   **PEEP** = 8 hPa   **I:E** = 1:2 (2 s : 4 s)   **f** = 10 bpm  
 Ⓜ Ventilatie Mandatorie

Figure 34: Diagrama mod PCV

# MOD APCV Assisted Pressure Controlled Ventilation

— — — Ventilatie asistata controlata de presiune

## Caracteristici principale

- Controlata de Presiune
- Declansata de pacient sau dispozitiv
- Definita in Timp
- Frecventa minima asigurata
- Respiratii Spontane posibil prezente

in cadrul parametrilor de ventilatie . APCV este sinonima cu modul de control exclusiv al ventilatiei,

Prin setarea unui trigger inspir,totusi , pacientul poate intrerupe faza expir prin initierea spontana a unui inspir care va declansa triggerul prag setat si in consecinta ventilatorul va initia faza inspir . Ca si in cazul altor moduri controlate exclusiv de ventilator, aceste cicluri suplimentare sunt controlate de dispozitiv Timpul fazei inspir este definit /Pacientul poate influenta doar faza expir pe care o poate scurta prin initierea unui inspir voluntar , fapt care poate duce la cresterea numarului de cicluri respiratorii per minut .




## Setari importante

- Limita Alarma  
" Volum Inspirator mare "
- Limita Alarma  
" Volum Inspirator mic "
- Limita Alarma  
" Volum Expirator Mare "
- Limita Alarma  
" Volum Expirator MIc "
- Limita Alarma  
" Frecventa Mare



## Ponturi

- Ajustati " Volum minim "
- Ajustati "Additional Pressure" pentru a asigura volum minim garantat
- Ajutati "Trigger Lock" pentru a modifica pragul de detectie si declansare



**IPAP** = 20 hPa   **PEEP** = 8 hPa   **I:E** = 1:2 (2 s : 4 s)   **f** = 10 bpm

↑ Respiratii spontane    (M) ventilatie mandatorie

(A) Pressure controlled, assisted ventilation

(A) PACV

Figura 35: Diagrama mod APCV

## MOD PSV Pressure Supported Ventilation

### Ventilatie\_cu suport presiune

#### Caracteristici principale

- Ofera pacientului suport presiune caile respiratorii
- Declansata de dispozitiv sau pacient
- Flux controlat
- Frecventa minima garantata
- Respiratii spontane posibile

MOdul PSV este menit in a oferi suport vmechanic respiratiilor spontane si in a declansa ventilatia mecanica atunci cand cele spontane nu apar.

Presiune in inspir (IPAP) si Presiunea la Sfarsitul Fazei Expiratorii positive end-expiratory pressure (PEEP definesc domeniul de setare a presiunilor .

Valoarea prag a triggerului si triggerul expir pot fi ajustate in functie de starea clinica a pacientului .

De asemene este posibil a fi ajutata o frecventa minim garantata .Atata timp cat prin respiratii spontane pacientul atinge valoarea acestei frecvenete minim garantate , ventilatorul asigura doar suport presional pentru fiecare in parte respiratie initiată de pacient . Daca frecventa respiratiilor spontane cade sub valoarea minima , ventiulatorul preia automat suportul mecanic ventilator si conduce ventilatia pana la momentul aparitiei urmatoarei respiratii spontane .

Pentru a permite pauzele intre ciclurile respiratorii spontane , puteti seta un timp pentru apnee, astfel intarzand initierea ventilatiei mecanice

Ascensiunea presiunii PEEP si IPAP poate fi modificata prin setarea unui rampe care va defini si curba de flux . Volumul tidal este automat ajustat de catre pulmon (complianta si rezistenta ).

Pentru a asigura un volum minim , este posibil a fi specificata o valoare si optional puteti creste presiune (IPAP + Additional Pressure) .




## Setari Importante

- Limita Alarma "Volum Inspirator mare"
- Limita Alarma "Volume inspirator mic"
- Limita Alarma "Volum Expirator mare"
- Limita Alarma "Volum Expirator mic"
- Limita Alarma "High Frequency" Frecventa Mare
- Limita Alarma "Low Frequency" Frecventa Mica



## Ponturi

- Ajustati "Volum Minim"
- Ajustati "Additional Pressure" pentru a asigura volumul minim
- Ajustati "Trigger Lock" valoarea prag de declansare
- Ajustati "Apnoea Time" Timp permisibil apnee
- Ajustati Ti minimum (Ti Min) si maximum (Ti Max)



$$\text{IPAP} = 20 \text{ hPa} \quad \text{PEEP} = 8 \text{ hPa} \quad \uparrow \text{ Respiratii spontane}$$

① Frecventa minim garantata    ② time Apnee > Timp expir

③ timp apnee < timp expir

Ⓜ Ventilatie necesara

Ⓐ Pressure controlled supported ventilation

Figura 36: Diagrama mod PSV

## MOD PSV-S MOD Pressure Supported Ventilation-Spontaneous

### Ventilatie Suport Presiune - Spontan

**NOTICE** Prin utilizarea PSV-S ventilatorul va reaccionă și va asigura suport mecanic doar în cazul în care sunt prezente respirații spontane

#### Caracteristici principale

- Asigura suport mecanic presiune
- Declansata de pacient
- Controlata de flux
- Dispozitivul va reaccionă la respirațiile spontane
- Alarma Apnee

DPDV al parametrilor de ventilatie , modul PVS-S este echivalent cu modul PSV .

Optiunile de ajustare a parametrilor de ventilatie in modul PSV-S sunt similari cu cei din modul PSV .

ITreigerul de declansare suport mecanic inspir este exclusiv respirația spontană a pacientului și nu este posibila setarea unei frecvențe minime .


Timpul de apnee este doar un timp pentru declansarea alarmei ("Alarma Apnee ").

#### Setari importante

- Limita Alarma "Volum Inspir MAre "
- Limita Alarma " Volum Inspir Mic "
- Limita Alarma "Volum expir mare "
- Limita Alarma "Volum expir mic "
- Limita Alarma "High Frequency" Frecventa Mare
- Limita Alarma Frecventa Mica "Low Frequency"
- Limita Alarma"Apnoea Alarm" Alarma Apnee

#### Ponturi

- Ajustați "Volum minim"
- Ajustați "Additional Pressure" pentru a granta un volum
- Ajustați "Trigger Lock"
- Ajustați TI Minimum (Ti Min) și maximum (Ti Max)



**PS** = 20 hPa   **PEEP** = 8 hPa   ↑ Respiratii spontane

❶ t > Apnoea time   Apnoea alarm

Ⓐ Pressure controlled assisted ventilation

Figura37: Diagrama mod PSV-S

## MOD P-SIMV MODE

Pressure Controlled Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation

– Ventilatie mandatorie intermitent sincronizata controlata de presiune

### Caracteristici principale

- Controlata de presiune
- Declansata de pacient sau ventilator
- Controlata de factor Timp
- Frecventa fixa
- Respiratii spontane posibile

Modul SIMV ofera o combinatie intre modurile de ventilatie controlate de presiune si modul de suport presiune in cazul respiratiilor spontane

Ventilatia controlata de presiune se bazeaza pe o frecventa respiratorie definibila si un timp inspir definibil P.

Presiunea in inspir (IPAP) ca si presiunea la sfarsitul expirului end-expiratory pressure (PEEP) definesc domeniul presiunilor in care se realizeaza ventilatia . Timpul de ascensiune a valorilor presionale PEEP si IPAP pot fi setare via "Ramp" parameters in 5 lnlivele

Volumul inspirator este automat ajustat in functie de conditia pulmon pacient (complianta si rezistenta ). TVentilatia mecanica nu este influentata de respiratiile spontane ale pacientului

Respiratiile Spontane pacient sunt posibile intre ciclurile mecanice desfasurate de ventilator , daca valorile prag trigger inspir sau exprim sunt atinse .In timpul inspir .respiratia spontana este sustinuta in presiune (PS) ; aceasta valoare poate fi setata inainte de si nu este dependenta de valoare IPAP. Lungimea in timp a respiratiei spontane si timpul inspirator sunt in intregime definite de pacient

Respiratiile mecanice sunt ajustate de respiratiile spontane pacient doar in ceea ce priveste timpul , Daca , de exemplu, un inspir spontan apare inainte cu scurt timp de perioada setata SIMV , ciclul ventilator este initializat (fereastra timp = 5 sec), si ventilatia mecanica este sincronizata cu cea spontana a pacientului . Deoarece acest mod de sincronizare a ventilatiei mecanice cu respiratiile spontane ale pacientului surteaza Δt pentru ea evita cresterea frecventei respiratorii , urmatorul ciclu respirator mecanic va fi extins cu acest Δt.



## Setari Importante

- Limita Alarma " Volum Inspir Mare "
- Limita alarma "Volum Inspir mic "
- Limita Alarma "Volum expir mare "
- Limita Alarma " Volum Expir mic "
- Mimita Alarma
- "Frecventa mare



## Ponturi

- Ajustati "Trigger Lock"
- Ajustati timp inspir Minimum (Ti Min) si maximum (Ti Max)




Figura 38: Diagrama mod P-SIMV

## MOD VCV Volume Controlled Ventilation

### Ventilatie Controlata de Volum

#### Caracteristici principale

- Controlata de volum
- Declansata de ventilator
- Timp controlat
- Frecventa fixa
- Respiratiile spontane nu sunt posibile

In acest mod de ventilatie, ciclurile mecanice ventilatorii sunt initiate si controlate strict de catre ventilator .

Respiratiile spontane pacient nu sunt posibile .

Perioada ciclurilor ventilatorii este determinata de ventilator si se ajusteaza modificand rata I:E .

Avand in vedere ca volumul este cel definit de ventilator inseamna ca presiunea este definita de conditia pulmonului (complianta si rezistenta)

Este posibil a fi setata valoarea (PEEP).

Fluxul inspirator ("Flow Ramp") poate fi setata ca fiind flux constant , flux in decelerare sau flux in accelerare




#### Setari importante

- "Max. Preiune"
- "Min Preiune"
- Limita Alarma "Frecventa mare "
- Limita Alarma  
" Toleranta prea mare presiune "
- Limita Alarm a  
"oleranta prea mica presiune "



#### Ponturi

- Limita "Max. Presiune " poate limita atingerea volumului dorit
- Ajustati "Flow Ramp"Rampa de Flux



**PEEP = 8 hPa     $V = 1 \text{ l}$     I:E = 1:2 (2 s : 4 s)     $f = 10 \text{ bpm}$**   
**(M)** Ventilatie mandatorie

Figura 39: Diagrama mod VCV

## AVCV MODE Assisted Volume Controlled Ventilation

Ventilatia asistata controlata de volum

### Caracteristici principale

- Controlata de Volum
- Declansata de dispozitiv sau pacient D
- Timp definibil
- Asigura frecventa minim garantata
- Respiratii spontane posibile

IDpdv al modurilor de ventilatie . Modul AVCV este similar cu modul volume controlled ventilation (VCV).

Cu toate ca valoarea setata triggerului declansare inspir , pacientul poate opri faza expir si initia o respiratie aditionala . Aceste respiratii aditionale sunt controlate exclusiv de ventilator .

Intervalul fazei inspir este definit de ventilator . Pacientul poate doar sa scurteze timpul pentru faza expir prin utilizarea musculaturii respiratorii proprii , fiind posibila astfel o crestere a frecventei




Setari importante

- "Max. Presiune"
- "Min Presiune "
- Limita Alarma "High Frequency" / Frecventa inalta
- Limita Alarm a "High Pressure Tolerance"
- Toleranta prea mare la presiune
- Limita Alarma "Low Pressure Tolerance"
- Toleranta prea mica la presiune



Ponturi

- Ajustati valoarea "Trigger Lock" inspir
- Ajustati "Flow Ramp"



**PEEP** = 8 hPa   **V** = 1 l   **I:E** = 1:2 (2 s : 4 s)   **f** = 10 bpm

Ⓜ Ventilatie mandatorie

Ⓐ Volume controlled assisted ventilation

Figura40: Diagrama mod AVCV

# MOD V-SIMV

Volume Controlled Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation  
Ventilatie mandatorie intermitenta sincronizata controlata dev olum

## Caracteristici principale

- Controlata de Volum
- Declansata de pacient sau ventilator
- Timp controlat
- Frecventa minima garantata
- Respiratii spontane posibile

MODUL V-SIMV este o combinatie intre modul volume controlled ventilation (VCV) si modul (PSV) in perioada expir .

Ventilatia are timp inspirfix si frecventa

Volumul inspir este cel definit deci presiunea corespunzatoare este determinata de conditiile pulmonului (Complianta si rezistenta)

Pacientul poate efectua respiratii spontane intre ciclurile mecanice atunci cand valorile preag treigge inspir sau expir sunt atinse . Respiratia spontana primeste suport presional pe durata fazei inspir , de la ventilator, pe baza unei valori predefinite se presiune suport , independenta de presiunea IPAP. Doar pacientul este cel care influenteaza durata ciclului complet respirator precum si durata fazei inspir

SUportul mecanic se ajusteaza la ciclul respirator . De exemplu daca o respiratie spontana intervine inainte de perioada SIMV , in o perioade de timp predefinita cum ar fi = 5 sec), ventilatia mecanica este sincronizata cu respiratia spontana pacient Deoarece aceasta sincronizare a ventilatie mecanice cu respiratia spontana poate reduce timpul ciclului cu  $\Delta t$  pentru a evita cresterea frecventei , timpul total al urmatorului ciclu respirator va fi prelungit cu acest  $\Delta t$ .


Presiunea monitorizata este la sfarsitul expirului

## Setari importante

- "Max. Presiune"
- "Min Presiune"
- Limita Alarma "High Frequency" Frecventa mare
- Limita Alarma "High Pressure Tolerance" Toleranta presiune mare
- Limita Alarma "Low Pressure Tolerance"
- Toleranta mica presiune

## Ponturi

- Ajustati "Trigger Lock" inspir
- Ajustati timpii Minimum (Ti Min) and maximum (Ti Max) i
- Ajustati "Flow Ramp"



**PS** = 12 hPa   **PEEP** = 8 hPa

**Frequency** = 6 bpm   ↑ Respiratie spontana

■ Fereastra timp asteptare= 5 s

Ⓜ Ventilatie mandatorie

Ⓟ Pressure supported ventilation

Ⓐ Volume controlled assisted ventilation

Figura41: Diagrama mod V-SIMV


## MOD CPAP Continous Positive Airway Pressure

### Presiune Pozitiva Continua in Cai Aeriene

#### Caracteristici principale

- Controlata de presiune
- În respiratii pacient

În modul CPAP dispozitivul furnizează presiune continuă pozitivă. Pacientul trebuie să poată respira spontan



Preiune = 8 hPa

Figura 42: Diagrama mod CPAP

# RECAPITULARE MODURI VENTILATIE

In tabelul de mai jos sunt arătate care parametrii de ventilatie și alarma trebuie setați în moduri de ventilatie specificate

Tabel 3: Tabel parametrii ventilatie si alarma ajustabili)

Parametru	PCV	APCV	PSV	PSV-S	P-SIMV	VCV	AVCV	V-SIMV	CPAP
Volum Tidal						•	•	•	
Presiune									•
IPAP	•	•	•	•	•				
PS					•			•	
PEEP	•	•	•	•	•	•	•	•	
Frecvența	•	•	•		•	•	•	•	
Alarm apnee				•					
Timp Inspir	•	•	•		•	•	•	•	
Ti Max			•	•	•				•
Ti Min			•	•	•			•	
I:E	•	•	•		•	•	•	•	
Rampa	•	•	•	•	•			•	
Rampa flux						•	•	•	
Inspir Trigger			•	•	•		•	•	
Expir Trigger			•	•	•			•	
Trigger Lock	•	•	•	•	•		•	•	
Functia SMART	•	•	•	•	•		•	•	
Volum minim	•	•	•	•					
Presiune aditională	•	•	•	•					
Functie suspin	•	•	•	•	•	•	•	•	
Presiune maxima						•	•	•	
Presiune minima						•	•	•	
Alarma apnee					•				•

Tabel 3: Recapitulare parametrii ajustabili ventilatie si alarma

Parametru	PCV	APCV	PSV	PSV-S	P-SIMV	VCV	AVCV	V-SIMV	CPAP
Frecventa mare	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Frecventa mica		•	•						•
Volum inspirator mare	•	•	•	•	•				•
Volum inspirator mic	•	•	•	•	•				•
Volum expirator mare	•	•	•	•	•				•
Volum expirator mic	•	•	•	•	•				•
Ventilatie per minut mare	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ventilatie per minut mica	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Rata scurgeri	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FiO <sub>2</sub> mare	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FiO <sub>2</sub> mic	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SpO <sub>2</sub> mare	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SpO <sub>2</sub> mic	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Frecventa cardiaca mare	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Frecventa cardiaca mica	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Toleranta la presiune mare	•	•	•	•	•	•	•	•	•
↓Toleranta la presiune mica	•	•	•	•	•	•	•	•	•

## **PREScrierea parametrilor de ventilare**

### **VOLUM TIDAL**

**VCV    AVCV    V-SIMV**

Volumul Tidal este ajustabil , reprezinta volumul inspirator administrat pacientului la fiecare faza inspir a ciclului ventilator mecanic .

#### **NOTICE**

Volumul Tidal "Tidal Volume" este setat astfel incat sa aveti in vedere relatia directa cu parametrul Presiune Maxima "Max. Pressure". Cand parametrul Presiune Maxima , "Max. Pressure", este setat la o valoare prea mica , Volumul Tidal tinta nu poate fi atins iar alarma Volum prea mic , "Volume too low" se va declansa

### **PRESIUNE**

**CPAP**

Parametrul Presiune in modul CPAP semnifica acea presiune aplicata in caile aeriene pacient de catre ventilator , in ambele faze ale ciclului mecanic ventilator: inspir si expir

### **IPAP**

**PCV    PSV    PSV-S    APCV    P-SIMV**

IPAP (= Inspiratory Positive Airway Pressure) Presiune Pozitiva in Caile aeriene in Inspir semnifica acea valoare a presiunii in modurile de ventilatie PCV-/APCV, PSV-/PSV-S si P-SIMV mode, realizata de ventilator in timpul fazei inspir a ciclului mecanic ventilator . Setarea valorii IPAP nu este similara cu setarea valorii PEEP, ci semnifica doar valoarea maxima a presiunii in inspir

### **PS**

**P-SIMV    V-SIMV**

PS (= Pressure Support) i Suport In Presiune reprezinta presiunea realizata de ventilator si aplicata pacientului in modul de ventilatie SIMV si care ofera un suport mecanic pentru respiratiile initiate spontan ..Valoarea setata PS nu este similara cu valoarea PEEP, si semnifica doar valoare maxima presiune in inspir

## PEEP

PCV

APCV

PSV

PSV-S

VCV

AVCV

P-SIMV

V-SIMV

PEEP (= Positive End Expiratory Pressure) Presiune Pozitiva la Sfarsitul Expir este acea valoare pozitiva a presiunii din caile respiratorii la sfarsitul fazei expir , inainte de a incepe un nou ciclu respirator(Inspir) .indiferent daca ciclul respirator este spontan sau mecanic

## FRECVENTA

PCV

APCV

PSV

VCV

AVCV

P-SIMV

V-SIMV

Frecventa este setata in modurile controlate de ventilatie (PCV / VCV) si este realizata de masina . In tmodul PSV precum si in modurile asistate APCV ori AVCV valoarea setata a frecventei se constituie a fi acea valoare minima a frecventei respiratorii permisa dar care poate creste prin initierea spontana a unor respiratii de catre pacient.

In modul SIMV , frecventa setata se defineste ca fiind valoarea minima a numarului de cicluri respiratorii per minut asigurata de ventilator prin supleerea cu un numar suficient de cicluri mecanice ventilatorii care se aditioneaza respiratiilor spontane . Valoarea poate creste prin initierea unui numar crescut de respiratii spontane de catre pacient

## TIMP APNEE

PSV

Timpul setat Apnee este o valoare setata in cazul pacientilor care prezinta respiratii spontane . valoare de timp aditionala dupa sfarsitul perioade de pauza post expir , in scopul de a permite si incuraja o noua respiratie spontana Masurarea timpului de apnee incepe de la sfarsitul fazei inspir , Daca timpul setat pentru apnee este depasit, si nu este detectata o respiratie spontana , ventilatorul va initia un ciclu ventilator mecanic. Daca timpul de apnee setat este mai mic decat timpul intre ciclurile mecanice necesare in modul de setare a unei frecvente minime , acest parametru va fi ignorat (Figura 36 pag 81).

## TIMP INSPIR/ I:E

PCV

APCV

PSV

VCV

AVCV

P-SIMV

V-SIMV

Puteti seta din meniul ventilator timp inspir sau raport I:E

Timpul fazei inspir defineste durata totala a acestei faze (in sec). Trebuie sa corelati aceasta setare cu frecventa respiratorie . Daca setati o perioada fixa pentru Inspir . reportul I:E va fi calculat in dependenta de frecventa respiratore . Raportul I:E reprezinta fractia dintre perioadele de inspir si expir . Setand valoarea fixa pentru rata E timpul inspir va fi calculat in functie de frecventa

## Ti Max Timp Inspir Maxim

PSV PSV-S P-SIMV V-SIMV

Setarea valorii "Ti Max" limiteaza perioada timp inspir prevenind o trecere tardiva la faza expir si permitand o mai buna sincronizare intre pacient si ventilator.

## Ti Min Timp Inspir Minim

PSV PSV-S P-SIMV V-SIMV

Setarea valorii "Ti Min" defineste timpul minim a fazei inspir imipedicand o trecere prematura la faza expir.

## RAMP

PCV APCV PSV PSV-S P-SIMV V-SIMV

In modurile de ventilatie controlate de presiune , rampa timp defineste timpul si modul de crestere a presiunii in faza inspir .Timpul de crestere a presiunii este determinat de nivelul rampei selectate , nivel stocat si afisat ca o curba de flux. Timpul de crestere a presiunii este de asemenea influentat de rezistenta in caile aeriene si complianta pulmonului pacient .

Cand setati Rampa trebuie sa luati in considerare timpul setat pentru inspir

Exemplele de mai jos sunt caracteristice unui pulmon sanatos si arata cum creste valoarea presiunii per unitatea de timp in functie de tipul rampei selectat

Tabel 4 Cresterea presiune per unitate timp in functie de tip rampa selectat

Rampa selectata	Timp crestere [resiune]
 1	1.7 s <sup>2</sup>
 2	1.0 s <sup>2</sup>
 3	0.6 s <sup>2</sup>
 4	0.4 s <sup>2</sup>
 5	0.3 s <sup>2</sup>

1 Timp crestere presiune in sec IPAP = 20 hPa / PEEP = 5 hPa

2 Valorile specificate sunt valori de referinta si depend de valoarea presiunii setate si complianta pulmon.

## FLOW RAMP RAMPA FLUX

VCV    AVCV    V-SIMV

Rampa de flux poate fi selectata in modurile de ventilatie cu control volum ca fiind un acel flux inspirator constant (level 1), sau flux inspirator decelerat (level 2) sau accelerat level 5 sau accelerat decelerat , , level 3

|

Curba de flux este influentata de rezistenta in caile aeriene si complianta pulmonara .

## TRIGGER INSPIR

APCV    PSV    PSV-S    AVCV    P-SIMV    V-SIMV

TRIGGERUL inspireste un trigger de volum . Specifica acel efort inspirator minim al pacientului egal cu cel necesar de a beneficia de suportul in volum sau presiune al ventilatorului atunci cand initiaza o respiratie spontana

### NOTICE

Atunci cand setati valorile Trigger luati in consideratie cu mare precizie starea clinica a pacientului.

Odata ce valoarea prag setata pentru Trigger (Tabel 5) este atinsa , ventilatorul initiaza faza inspir mecanic .

Tabel5: Valori prag Trigger inspir

Nivel	Valoare prag volum	Schimbare de flux in 30 ms
1	5 ml ( $\pm 20\%$ )	1,2 l/min
2	10 ml ( $\pm 20\%$ )	1,5 l/min
3	15 ml ( $\pm 20\%$ )	1,8 l/min
4	20 ml ( $\pm 20\%$ )	2,1 l/min
5	25 ml ( $\pm 20\%$ )	2,4 l/min
6	30 ml ( $\pm 20\%$ )	2,7 l/min
7	35 ml ( $\pm 20\%$ )	3,0 l/min
8	40 ml ( $\pm 20\%$ )	3,3 l/min
9	45 ml ( $\pm 20\%$ )	3,6 l/min
10	50 ml ( $\pm 20\%$ )	3,9 l/min

Pentru a evita autoinitierea falsa . artefacte caracteristice circuitelor mono axiale cu valva exhalatie , recomandam sa setati functia "SMART Function" (pag100).

## TRIGGER EXPIR

PSV PSV-S P-SIMV V-SIMV

Trigger expir este un trigger de volum , utilizat atat in cazul circuitelor pacient onoaxiale cat si biaxiale . Valoarea de varf de flux este masurata la fiecare ciclu respirator . Valoarea setata a triggerului expir reprezinta acel procent al fluxului de varf care odata atins initiaza ventilatorul sa treaca la faza expir




Figura43: Flow trigger (setarea valorii procentuale de prag)

## TRIGGER LOCK BLOCARE

APCV PSV PSV-S AVCV P-SIMV V-SIMV

Blocarea valorii trigger este recomandata in special in cazul bolilor pulmonare obstructive (e.g., COPD). Este cunoscut ca in cazul acestor pacienti se produc fluctuatii mari in special in faza expir pentru flux si presiune . Este riscul ca ventilatorul sa interpreteze aceste crestere bruste de presiune ca fiind o respiratie spontana si sa initieze ciclul mecanic ventilator . Pentru a preveni aceste artefacte este indicat a se seta o perioada definita de timp (trigger lock) in faza expir in care functia de initiere a unui nou inspir este supresata

## FUNCTIA SMART

APCV PSV PSV-S AVCV P-SIMV V-SIMV

Functia "SMART Function" poate fi setata pentru a elimina riscul auto initierii false a ciclurilor mecanice ventilatorii , mai ales in cazul utilizarii circuitelor mono axiale cu valva de exhalatie .. Astfel aceste false respiratii spontane pot pacali ventilatorul care interpreteaza ca fiind prezente respiratii spontane prezente in lipsa lor .

Fara functia SMART Function

Triggerul Inspir este activat fara a fi prezenta o respiratie spontana




Figura44: Trigger Inspir fara functia SMART

## Utilizarea functiei SMART

Triggerul inspir nu va mai fi activat de artefacte




Figura45 Trigger Inspir utilizand functia SMART

Daca functia "SMART Function" este activa, ventilatorul va realiza diferenta intre artefacte false si respiratiile spontane

Triggerul inspir va fi activat in urmatoarele conditii t:

O perioada de timp  $\Delta T$  este calculata in functie de valoarea IPAP incapand cu sfarsitul perioadei expir . Daca valoarea prag trigger inspir este atinsa , operioada de timp dependenta de IPAP-  $\Delta t$  este calcula. Daca esfertul respirator propriu pacient atinge valoarea prag trigger in aceasta perioada , triggerul de initiere inspir este activat . Daca nu , ventilatorul va interpreta ca fiind artefact si nu se va initia inspir.

Dupa trecerea perioadei de timp  $\Delta T$  , imediat de valoarea prag trigger este atinsa , ventilatorul va initia inspir

### NOTICE

|Daca in conditiile in care functia SMART Function este activa si constatati un numar mare de artefacte , recomandam sa cresteti pragul trigger sau sa setati trigger lock

## VOLUM MINIM

PCV APCV PSV PSV-S

Volumul minim este acel volum tidal v<sub>minim</sub> garantat a fi furnizat de ventilatorul mecanic ,

## PRESIUNE ADITIONALA

PCV APCV PSV PSV-S

Presiunea aditionala consta in aplicarea graduala a cate 2 hPa la valorile presiunilor PAP ori PS atunci cand volumul minim garantat nu este atins de ventilator.

## FUNCTIA SIGH

PCV APCV PSV PSV-S VCV AVCV P-SIMV V-SIMV

In modul controlat volumul activarea functiei sigh , face ca 150% din volumul setat a fi administrat in inspir sa fie administrat periodic la fiecare a 100 respiratii . In modul controlat presiune, valoarea IPAP creste de astfel la 150 % . Acest fapt faciliteaza mentinerea deschisa a alveolelor pulmonare sau redeschiderea lor si previne colapsul alveolar .

In modurile P-SIMV si V-SIMV la fiecare a 100th respiratie spontana sustinuta in presiune urmatorul ciclu ventilator initiat de ventilator va fi de tip sigh".

## PRESIUNE MAX

VCV AVCV V-SIMV

Limitele de setare ale "Max. Pressure" trebuie ajustate avand in vedere ca dor influentele setarile "Tidal Volume"

## PRESIUNE MIN.

VCV AVCV V-SIMV

Valorile de setare "Min. Pressure" limiteaza valorile minime ale presiunii in circuit pacient

## DESCRIEREA PARAMETRILOR ALARME

### ALARMA APNEE

PSV-S CPAP

Setarea valorii "Apnoea Alarm" influenteaza perioada de timp dupa care Alarma de Apnee "Apnoea" se va declansa

### FRECVENTA MARE

APCV PSV PSV-S AVCV P-SIMV V-SIMV CPAP

Daca valoarea masurata a frecventei respiratorii este mai mare decat cea setata ca prag pentru alarma "High Frequency FRECVENTA MARE" alarma se va declansa.

### LOW FREQUENCY FRECVENTA JOASA

PSV PSV-S CPAP

Daca valoarea masurata a frecventei respiratorii este mai mica decat valoarea prag minim "Low Frequency" setatat, alarma "Low Frequency" se va declansa

### HIGH INSPIRATION VOLUME VOLUM INSPIR PREA MARE

PCV APCV PSV PSV-S P-SIMV CPAP

Daca volumul tidal masurat este mai mare decat valoarea prag "High Inspiration Volume" setata, alarma High Inspiration Volume" se va declansa

### LOW INSPIRATION VOLUME VOLUM INSPIR SCAZUT

PCV APCV PSV PSV-S P-SIMV CPAP

Daca volumul tidal masurat este mai mic decat valoarea prag "Low Inspiration Volume" setatat, alarma "Low Inspiration Volume" se va declansa

### HIGH EXSPIRATION VOLUME VOLUM EXPIR MARE

PCV APCV PSV PSV-S P-SIMV CPAP

Daca volumul expir masurat este mai mare decat valoarea prag setata i"High Expiration Volume" alarma "High Expiration Volume" se va declansa

## LOW EXSPIRATION VOLUME VOLUM EXPIR SCAZUT

PCV APCV PSV PSV-S P-SIMV CPAP

Daca volumul expir masurat este mai mic decat prag inferior "Low Expiration Volume" setat, alarma "Low Expiration Volume" se va declansa

## HIGH MINUTE VENTILATION VENTILATIE PER MINUT MARE

PCV APCV PSV PSV-S P-SIMV V-SIMV CPAP VCV AVCV

Daca volumul ventilat per minut este mai mare decat valoarea prag "High Minute Ventilation" setata, alarma "High Minute Ventilation" se va declansa

## LOW MINUTE VENTILATION VENTILATIE PER MINUT SCAZUT

PCV APCV PSV PSV-S P-SIMV V-SIMV CPAP VCV AVCV

Daca volumul ventilat per minut masurat este mai mic decat valoarea prag "Low Minute Ventilation" setata, alarma "Low Minute Ventilation" se va declansa

## LEAK RATE RATA SCURGERI

PCV APCV PSV PSV-S VCV AVCV P-SIMV V\_SIMV CPAP

Circuit pacient bi axial

Daca diferența înre volumele măsurate între expir și inspir este mai mare decat valoarea setată "Leak Rate" alarma "Leak Rate" se va declansa

Circuit pacient monoaxial

Daca volumul inspir măsurat este mai mare de 2.54 l, alarma "Leak Rate" se va declansa

## HIGH FiO<sub>2</sub> MARE

PCV APCV PSV PSV-S VCV AVCV P-SIMV V-SIMV CPAP

Daca valoarea măsurată a concentrației de O<sub>2</sub> depășește valoarea setată "High FiO<sub>2</sub>", alarma "High FiO<sub>2</sub>" se va declansa

## LOW FiO<sub>2</sub> MNIC

PCV APCV PSV PSV-S VCV AVCV P-SIMV V-SIMV CPAP

Daca valoarea măsurată a concentrației de O<sub>2</sub> este mai mică decat valoarea setată "Low FiO<sub>2</sub>", alarma "Low FiO<sub>2</sub>" se va declansa

## SpO<sub>2</sub> MARE

PCV	APCV	PSV	PSV-S	VCV	AVCV	P-SIMV	V-SIMV	CPAP
-----	------	-----	-------	-----	------	--------	--------	------

Daca valoarea masurata a saturatiei in O<sub>2</sub> este mai mare decat valoarea prag setata "High SpO<sub>2</sub>" alarma "High SpO<sub>2</sub>" se va declansa

## SpO<sub>2</sub> MIC

PCV	APCV	PSV	PSV-S	VCV	AVCV	P-SIMV	V-SIMV	CPAP
-----	------	-----	-------	-----	------	--------	--------	------

Daca valoarea masurata a saturatiei in O<sub>2</sub> este mai mica decat valoarea prag setata "Low SpO<sub>2</sub>" alarma "SpO<sub>2</sub> too low" se va declansa .

## HIGH HEART RATE FRECVENTA CARDIACA MARE

PCV	APCV	PSV	PSV-S	VCV	AVCV	P-SIMV	V-SIMV	CPAP
-----	------	-----	-------	-----	------	--------	--------	------

Daca valoarea masurata a frecventei puls periferic este mai mare decat valoarea prag setata "High Heart Rate" alarma "High Heart Rate" se va declansa

## LOW HEART RATE FRECVENTA CARDIACA MICA

PCV	APCV	PSV	PSV-S	VCV	AVCV	P-SIMV	V-SIMV	CPAP
-----	------	-----	-------	-----	------	--------	--------	------

Daca valoarea masurata a pulsului periferic este mai mica decat valoarea prag setata "Low Heart Rate" alarma "Low Heart Rate" se va declansa

## HIGH PRESSURE TOLERANCE Tolerante Presiune prea Mare

PCV	APCV	PSV	PSV-S	VCV	AVCV	P-SIMV	V-SIMV	CPAP
-----	------	-----	-------	-----	------	--------	--------	------

Daca valoarea masurata a presiunii este mai mare decat suma presiunilor prag plus presiune exces tolerata "High Pressure Tolerance", alarma "High Pressure" se va declansa

## LOW PRESSURE TOLERANCE Presiune Toleranta Mica

PCV	APCV	PSV	PSV-S	VCV	AVCV	P-SIMV	V-SIMV	CPAP
-----	------	-----	-------	-----	------	--------	--------	------

Daca valoarea masurata a presiunii este mai mica decat diferența Presiunea Prag setata minus Toleranta de diferența presiune "Low Pressure Tolerance" alarma "Low Pressure" se va declansa



# CAPITOL 6

## UTILIZARE VENTILATOR

---

In acest capitol este descris modul de utilizare a ventilatorului

### KEY LOCK

Functia de blocare a tastelor este destinata a proteja impotriva modificarilor accidentale a parametrilor de ventilatie si alarma . Dezactiveaza functiile tuturor tastelor cu exceptia :

- ON/OFF Pornire oprire ventilator
- ON/OFF key + MFK pentru oprirea ventilatiei
- Taste alarme

### Blocare/deblocare taste

1. Apasati tasta safe  va licari intermitent in meniul bara 5 s.
2. Apasati butonul MFK in aceasta perioada .

### PROFILE UTILIZATORI

Ventilatorul poate functiona in 2 moduri - Spital si Domiciliu . Medicul are acces la toate setarile ventilatiei in modul clinic . In modul Domiciliu nu este posibil modificarea parametrilor de ventilatie si alarma !

Statusul activ mod clinic este afisat in bara meniu



Figura 46: Profil clinic in bara meniu

## SETAREA PROFIL UTILIZATOR

Pentru a seta profilul utilizator :

1. Navigati la "System" in meniul principal prin rotirea buton MFK :



2. Apasati MFK.
3. Navigati la "User Profile" by prin rotirea MFK.

Data si ora	13.02.16 10:36
Numar atribuit mod ventilatie	3
Profil utilizator	Clinic
Verificare ermetizare circuit	
Ore ventilatie recent	65 h
Ore ventilatie total	342 h
Contor	622 h

4. Apasati MFK.

data ora	13.02.14 10:36
Numar atribuit mod ventilatie	3
Profil	Clinic
Ermetizare	
Ore ventilatie recent	65 h
Ore ventilatie total	342 h
Contor	622 h

5. Schimbarea setarilor prin rotirea MFK.

data ora	13.02.14 10:36
Numar atribuit ventilatie	3
Profil	Home
ermetizare	
Ore ventilatie recent	65 h
Ore ventilatie total	342 h
Contor	622 h

## STRUCTURA MENIU

- ECRAN PRINCIPAL

-  Ecran monitorizare
    - Measuratori (p, V<sub>I</sub>, V<sub>E</sub>, MV, f, I:E, FiO<sub>2</sub>, SpO<sub>2</sub>, HF)
    - Grafice (p, V, V, FiO<sub>2</sub>)
    - Curbe (V-Flow-Loop, p-V-Loop)
  -  Ecran Parametru
    - Set 1
    - Set 2
    - Set 3
  -  Ecran istoric Alarme
  -  Istoric accesari Sistem
  -  Ecran Statistici
  -  Ecran Service

## OPERATII BAZICE

Utilizati butonul rotativ principal prin rotire stanga dreapta sau atingei ecranul ventilator pentru a accesa functiile meniu

Operarea cu elementele de control


Functiile si elementele de control sunt descrise la pagina 35.

# OPERAREA PRIN ECRANUL TOUCH SCREEN


## NOTICE

Ecranul touch ofera un acces rapid si un control intuitiv al functiilor si parametrilor ventilator . Daca nu puteti utiliza acesta, ventilatorul poate fi setat utilizand butonul rotativ principal si tastele acestuia .


Urmatoarele operatiuni pot fi initiate si controlate prin intermediul ecranului touch



Selectie ecran




Selectie parametrii Setare parametrii




Inghetarea curbelor de afisare parametrii in modul de monitorizare

Selectare tab




Continuati cu afisarea undelor in timp real


Aratati erorile prezente




Deschidere inchidere fereastra setare parametrii




Aratati status baterie si data ultimei verificari ale acestora



Comutare la mod ecran noapte



Opriti modul ecrannoapte



Indepartati sigur card SD card s

## SCHEMA ECRAN MENIU BAZIC




Figura47: Schema ecran meniu baza

## EXPLICAREA SIMBOLURILOR DIN MENIU

SIMBOL	Semnificatie
	Mod Clinic activ
	Mod domiciliu activ
	<p>Alarma activa</p> <p> Simbol rosu → alarma de prioritate mare</p> <p> Simbol galben → alarma de prioritate medie</p> <p> Simbol albastru → alarma prioritate scazuta</p>
	<p>Alarma audio in pauza</p> <p>Alarmele audio sunt operte pentru 2 min. Inclusiv alarmele generate de noi evenimente sunt anulate pe parcursul celor 2 min. Atunci cand preconizati aparitia unui eveniment cauzator de alarma , puteti preveni sunetul deranjant prin apasarea acestui buton inainte de. Prin reapasare anulati supresia alarmei iar aceasta se va declansa si auzi daca intervine un eveniment declansator</p>
	<p>Contor "Audio alarm paused counter" Cronometreaza timpul scurs de la supresia alarmei</p> <p>Cronometrarea se face de la 2 min la 0</p>
	<p>Blocare taste activata</p> <p>Cu exceptia comutatorului ON/OFF si a tastelor de alarma . celelalte taste si functii sunt blocate</p>
	Un senzor FiO <sub>2</sub> este conectat si ventilatorul efectueaza monitorizarea interna a "FiO <sub>2</sub> -Monitoring"
	Sistemul a fost setat pentru utilizarea unui senzor extern FiO <sub>2</sub> -Monitoring"
	Un senzor intern FiO <sub>2</sub> este conectat, ventilatorul este setat pe monitorizare "FiO <sub>2</sub> -Monitoring" "Internal" si Oxigen din sursa externa este admisintrat
	Setarea de monitorizare "FiO <sub>2</sub> -Monitoring" se bazeaza pe senzor extern . Masurarea concentratiei de O <sub>2</sub> se face prin senzor extern FiO <sub>2</sub> -Monitoring si ventilatoul este conectat la sursa de Oxigen
	<p>Respiratii spontane sunt detectate</p> <p>Ventilatorul a detectat o respiratie spontana. Aceasta respiratie spontana activeaza triggerul declansare inspir , Acest simbol ramane activ si este afisat pe tot parcursul fazei inspir. Se dezactiveaza odata cu inceperea fazei expir</p>

Simbol	Semnificatie
	Trigger blocat "On"
	Trigger activ
	Treceti la mod ecran noapte
	Oprire mod ecran noapte
	SD card inserat in ventilator
	Nu exista SD card inserat in ventilator
	Senzor SpO <sub>2</sub> conectat
	PC iconectat via port USB port
	Eoare detectate Apasarea acestieia va duce la afisarea unei liste erori posibile (vedeti "Error messages" pagina 180).
	Baterie interna complet incarcata (1 bar $\leq$ 20 %)
	Coloana verde $\rightarrow$ nivel $\geq$ 60 %
	Coloana galben $\rightarrow$ nivel $\geq 20\% \dots < 60\%$
	Coloana rosie $\rightarrow$ nivel $< 20\%$
	Bateria interna se incarca

## **DESCHEIDAREA UNEI FERESTRE MENIU**

### **URMAT POARELE FERESTRE MENIU POT FI DESCHISE DIN MENIUL PRINCIPAL :**

- Ecran monitorizare  
Permite afisarea si ajustarea parametrilor monitorizati (numeric si grafic )
- Ecran parametrii  
Afiseaza parametrii de ventilatie setati si parametrii de alarma setati pentru modul de eventilatie activ
- Ecran afisare lista alarme  
Afiseaza lista de erori , marcajul de timp al acestora , valorile de monitorizare care au determinat declansarea alarmei
- Ecran de sistem  
Afiseaza setarile sistemului, calibrarile , cronometrarile si alte informatii dispozitiv
- Ecran Statistici  
Afiseaza rapoartele de evaluare statistica
- Ecran Service  
Afiseaza ecranele de calibrari si service (PIN code )



A Simbol ecran selectat

Figura48: Ecran principal n

Tpentru a activa un ecran

1. Navigati la ecranul vizat prin rotirea butonului MFK.



Selectati simbol ecran dorit → Culoare Neagra



Simbol neselectat → Albastru

2. Apasati butonul MFK pentru a activa ecranul selectat

#### SCHIMBARE CRONOMETRU ECRAN

Valoarea implicita pentru "Time Screen Change" este de 120 sec . Dupa trecerea celor 120 sec de la ultima manevra de setare aplicata ecranului meniu , ventilatorul va afisa automat:

- Ecranul de monitorizare ventilatie (valori masurate) atunci cand ventilatia pacient este in curs
- Ecranul principal cand ventilatorul este in standby

Timpul acesta poate fi ajustat . . De asemenea acest cronometru poate fi anulat selectand Timer Screen Change" in "Off".

## MONITORIZARE

In fereastra meniu de monitorizare , valorile masurate ale parametrilor de ventilatie sunt afisati in timp real , Fereastra meniu de monitorizare este impartita in 3 sectiuni :

- Masuratori numerice
- Grafice
- Unde

### ECRANUL AFISARE NUMERIC VALORI MASURATE VENTILATIE

In sectiunea "Measurements" a crenului de masurare sunt afisate valorile urmatorilor parametri de ventilatie :

- Presiune (p),
- Volum Inspirator Inspiration volume (VI),
- Volum Expirator Expiration volume (VE),
- Volum Minut Minute ventilation (MV),
- Frecventa (f)
- Rata Inspir/Expir (I:E)
- Concentratie FiO<sub>2</sub> (FiO<sub>2</sub>) (doar cu senzor FiO<sub>2</sub> )
- Saturatia in Oxygen (SpO<sub>2</sub>) (dopar utilizand senzor SpO<sub>2</sub> )
- Frecventa Cardiaca Heart rate (HR) (doar utilizand senzor SpO<sub>2</sub>)

### **NOTICE**


Valorile numerice masurate sunt afisate in sectiunea dedicata parametrii doar cand ventilatia este activa (vedeti pag 126).

Cum accesati datele inregistrate :

1. Navigati la "Monitoring" in meniu principal prin rotirea MFK:



2. Apasati butonul MFK.



A Valoarea masuratori configurate

B Masuratoare configurata, senzor absent


C Nu exista masuratori configurate

Figura 49: Ecran de monitorizare (data), fsetari de fabrica

Figura 49 Ecran meniu configurari si setari de fabrica . Valorile masurate

Pentru a configura valorile masuratorilor efectuate :

1. Apasati butonul IMFK. Prima casuta de valori numerice se activeaza



2. Navigati la casuta de valori masurate pe care doriti sa o configurati prin rotirea butonului . Apasati MFK pentru a activa casuta aferenta .
3. Schimbati valorile masurate prin rotirea MFK.



4. Apasati MFK pentru a confirma setarea

## AFISARE GRAFICE

In functie de setare , Graficele "Graphs" vor afisa informatii cu privire la urmatorii parametrii de monitorizare ventilatie

- Presiune(p),
- Flux(V),
- Volum (V)
- Oxygen (FiO<sub>2</sub>)


Cum activati afisarea graficelor :

1. Navigati la Monitoring" in meniul MFK:



2. Apasati MFK.

3. Navigati la "Graphs" prin rotirea MFK.



A Scalarea automata este activa


Figura 50: Ecran monitorizare Grafice

Afisarea graficelor poate fi setata astfel

- Numar grafice afisate (1,2 ori 3)
- Tip parametru pentru afisare grafice
- Scalarea
- Timp

Pentru a schimba reprezentarea grafica :\

1. Apasati butonul MFK sau atingereti ecran



A Scalarea automata este activa

Figura 51: Ecran de monitorizare schimbarea parametrilor

2. Puteti schimba "Graph 1", "Graph 2", „Graph 3" si "Time" prin rotirea MFK.
3. Apasati MFK.
4. Navigati la linia tinta prin rotirea MFK.
5. Apasati MFK pentru a activa linia
6. Schimbati parametrii prin rotirea MFK.
7. Apasati MFK pentru a confirma setarea

## Inghetarea undei de afisare parametrii

1. Apasati simbolul pauza | 




Figura52: Ecran monitorizare Unde Inghetate


2. Apasati simbolul start in timp real  pentru a reporni afisarea

## Afisarea Bucle

In functie de setarea in curs , puteti seta afisarea urmatoarelor bucle grafice in "Loops", in timp ce efectuati ventilatia pacient :

- Flow-Volume-Loop Bucla Flux/Volum
- Volume-Pressure-Loop Bucla Volum/Presiune


### Flow-Volume-Loop Bucla Flux/Volum



—Respiratie curenta— Ultima respiratie

Figura 53: Flow-Volume-Loop Bucla Flux/Volum

### Volume-Pressure-Loop Bucla Volum/Presiune



—Respiratie curenta—Ultima respiratie

Figura 54: Volume-Pressure-Loop Bucla Volum Prsiune

Cum accesati o bucla inregistrata "Loops":

1. Navigati la "Monitoring" in meniul principal prin rotirea MFK.



2. Apasati MFK.
3. Navigati la "Loops" prin rotirea MFK.




Figura55: Flow-Volume-Loop Bucla Flux Volum

✓ Puteti ajusta buclele astfel

- Tip bucla
- Scala

Pentru a schimba mod afisare bucla :

1. Apasati butonul MFK sau atingeti ecran




Figura 56: Ecran de monitorizare Schimbarea Buclei

2. Navigati la linia tinta prin rotirea buton MFK.
3. Apasati MFK pentru a activa .
4. Schimbati parametrul prin rotirea MFK.
5. Apasati MFK pentru a confirma setarea

## PENTRU A SCHIMBA PARAMETRII DE VENTILATIE SI ALARMA


Parametrii de alarma sunt marcati cu o bara portocalie pentru a evidenta in contrast cu parametrii de ventilatie. Lista alarmelor ajustabile este disponibila la ag155.

Cum modificati parametrii de alarma si ventilatie :

1. Navigati la "Parameter" in meniul principal prin rotirea buton MFK:



2. Apasati MFK.



A Parametrii Alarma

Figura57: Ecran Parametrii


Cum schimbati parametrii alarma si ventilatie :

1. Selectati parametrul ce doriti a fis setat prin rotirea buton MFK


Set 1 <input checked="" type="checkbox"/>	Set 2	Set 3
Mod	PCV	
IPAP	20,0 hPa	
PEEP	5,0 hPa	
Frecventa	12 bpm	
Timp Inspir	2,0 s	
Ramp	3 ↗	

2. Apasati MFK.


3. Navigati la urmatorul parametru vizat prin rotirea MFK.



4. Apasati MFK. Valoarea este subliniata



5. Schimati valoarea prin rotirea MFK.



6. Apasati MFK pentru a confirma setarea

# ACTIVATAREA SETARILOR VENTILATIE

Cum activati setarea parametrilor ventilatiei:

1. Navigati la "Parameter" in meniul principal prin rotirea buton MFK



2. Apasati MFK.




Figura 58: Ecran Parametrii


## NOTICE

Setarea activata este subliniata si marcata prin simbolul



TPentru a activa setarea ventilatiei :

1. Navigati la acea setare a ventilatiei pe care doriti sa o modificati prin MFK.



2. Apasati butonul MFK de doua ori .

Set 1 <input checked="" type="checkbox"/>	Set 2	Set 3
Activate Set		No
Mode		PSV
IPAP		20,0 hPa
PEEP		5,0 hPa
Frequency		12 bpm
Time Inspiration		2,0 s

3. Schimbati la Da "Yes" prin rotirea MFK.

Set 1 <input checked="" type="checkbox"/>	Set 2	Set 3
Activate Set		Yes
Mode		PSV
IPAP		20,0 hPa
PEEP		5,0 hPa
Frequency		12 bpm
Time Inspiration		2,0 s

4. Apasati MFK pentru a confirma noua setare

## SCHIMBAREA MODULUI D'EVENTILATIE IN DECURSUL VENTILARII PACIENT

TPentru a schimba modul de ventilatie :

1. Navigati la "Parameter" in ecranul principal rotind MFK.



2. Navigati la modul activ de ventilatie setat prin rotirea MFK.
3. Apasati MFK de doua ori

Set 1 <input checked="" type="checkbox"/>	Set 2	Set 3
Mode	PCV	
IPAP	20,0 hPa	
PEEP	5,0 hPa	
Frequency	12 bpm	
Time Inspiration	2,0 s	
Ramp	3 ↗	

4. Setati noul mod de ventilatie prin rotirea MFK.
5. Apasati MFK.

Mode Change!	
High FiO <sub>2</sub>	Off
Low FiO <sub>2</sub>	Off
Low SpO <sub>2</sub>	Off
High Pressure Tolerance	3,0 hPa
Low Pressure Tolerance	3,0 hPa
Confirm Settings	
Press ⌂ to Cancel	

6. Asigurati va ca parametrii de ventilatie si alarma sunt adaptati conditiei clinice pacient t.  
Navigati la "Confrm Settings" si apasati MFK.


# AFISAREA LARMELOR STOCATE IN MEMORIE

Cum activati ecranul alarme stocate :

1. Navigati la "Alarm log" din ecranul principal prin rotirea MFK.



2. Apasati MFK.
3. Puteti naviga sus jos printre inregistrari prin rotirea MFK.



**A** Prioritate Alarma **B** Alarma Selecta

Figura 59: Ecran Alarme inregistrate

Pentru mai multe informatii privind "Alarms and messages" vedeti pag 149

## SETARI SISTEM

In ecranul principal al ventilatorului . setarile , calibrarile si gradul de ermetizare pot fi verificate si ajustate . Informatii cu privire de la setarile de functionare pot fi obtinute

Tablet 6: Recapitulare Setari Sistem

Componenta meniu	Explicatie
Calibrare tunulatura	Calibrarea tubulaturii circuit montat(pag55)
Calibrare senzor O2	Calibrarea senzor $\text{FiO}_2$ ( pag 69)
Monitorizare $\text{FiO}_2$	Setarea daca monitorizarea concentratiei oxigenului se va face prin senzorul intern $\text{FiO}_2$ ori extern e
Volum Alarma	Volum sonor alarma principală
Ecran Noapte	Setarea mod afisare ecran noapte t
Schimbare cronometru ecran	TVentilatorul trece in mod afisare meniu principal atunci cand este deconectat de la pacient (standby) sau la ultimul mod afisare monitorizare setat cand ventileaza pacientul
Luminozitate ecran	Luminozitatea ecran
Luminozitate LEDs	Luminozitatea alrmelor LED, indicatori LED
Luminozitate MFK	Luminozitatea de fundal a butonului MFK
Limba	Setarea limbii de afisare
Unitate de presiune	Setarea unitatii de masura presiune
Unitate de volum	Setarea unitatii de masura volum
Afisare timp inspir	Ajustarea modului de setare a Timp Inspir : secunde sau raport I:E ratio in ecranul parametrii
Data si ora	Setarea datei si orei
Numar setari ventilatie afisat	Setarea numarului de parametrii de ventilatie afisati in ecranul de monitorizare
Profil utilizator	Setarea profilului utilizator Clinic: acces deplin la toate setarile Home:acces blocat la setari
Verificare etanseitate	Verificarea etanseitatii tubulaturii circuit (ma multe detalii la pag 139)
Numar ore recente ventilatie	Numar ore ventilatie de la ultima resetare (pag 141)

Tabel 6: Setari sistem

Componenta Meniu	Explicatie
Numar ore ventilatie total	Numar total de ore ventilatie (
Numar ore utilizare total	Ore Ventilatie + Ore Standby
Nr de ore \schimbarea turbinei	Cate ore mai sunt pana cand trebuie schimbată turbina
SW-Version	Versiune Software
Serial Number	Serial number

## AJUSTAREA SETARILOR DE SISTEM

Activarea ajustarilor de sistem :

1. Navigati in meniul principal prin rotirea butonului MFK la "System":



2. Apasati MFK.




Figura60: Ecran sistem

Pentru a schimba setarile de sistem (e.g. volum alarma):

1. Navigati la parametrul tinta prin rotire butonului MFK.

Calibrati tubulatura circuit
Calibrati senzorul O <sub>2</sub> Sensor
FiO <sub>2</sub> -Monitorizare      Interna
Volum alarma                  3

2. Apasati MFK.

Calibrati tubulatura circuit
Calibrati senzorul O <sub>2</sub> Sensor
FiO <sub>2</sub> -Monitorizare      Interna
Volum alarma                  3

3. Schimbarea setarii prin rotirea MFK.

Calibrati tubulatura circuit
Calibrati senzorul O <sub>2</sub>
FiO <sub>2</sub> -Monitorizare      Interna
Volum alarma                  1

4. Apasati MFK pentru a confirma noua setare

## SCHIMBAREA LIMBII DE AFISARE

Pentru a accesa setarile de afisare limba :

1. Navigati la al 10 parametru meniu prin rotirea MFK.

Luminozitate ecran	20 %
Luminozitate LEDs	20 %
Luminozitate MFK	20 %
Limba	Italiano

2. Apasati MFK.

Luminozitate ecran	20 %
Luminozitate LEDs	20 %
Luminozitate MFK	20 %
Limba	Italiano

3. Schimbarea limbii prin rotirea MFK.

Luminozitate ecran	20 %
Luminozitate LEDs	20 %
Luminozitate MFK	20 %
Limba	English

4. Apasati MFK tpentru a confirma noua setare

TUrmatoarele limbi sunt disponibile in meniul "Language",

Sprache	Deutsch
Γλωσσα	Ελληνικά
Language	English
Langue	français
Idioma	Español
Lingua	Italiano
Język	Polski
Dil	Türk
语言	中文

## SCHIMBAREA DATEI SI OREI

Pentru a schimba data si ora :

1. Navigati la "System" in ecranul principal prin rotirea MFK:



2. Apasati MFK.
3. Navigati la Date and Time" prin rotirea MFK.

Date si Ora	13.02.16 10:36
Numar parametrii ventilatie	3
Profil Utilizator	Clinic
Ermetizare	
Ore recente de ventilatie	65 h
V/Ore ventilatie in total	342 h
Contor general	622 h

4. Apasati MFK.

Data si ora	13.02.14 10:36	Year	2016
Numar parametrii ventilatie	3	Month	2
Profil Utilizator	Clinic	Day	13
Ermetizare		Hour	10
Ore recente ventilatie	65 h	Minute	36
Ore ventilatie total	342 h		
Contor general	622 h		

5. Navigati la parametrul tinta prin rotirea MFK.

Data si ora	e	13.02.16 10:36	Year	2016
Nuamr parametrii ventilatie	3	Month	2	
Profil utilizator	Clinic	Day	13	
Ermetizare		Hour	10	
Ore ventilatia recente	65 h	Minute	36	
Ore ventilatia total	342 h			
Contor general	622 h			

6. Apasati MFK.

Data si ora	13.02.16 10:36	Year	2016
Numar parametrii ventilatie	3	Month	2
Profil utilizator	Clinic ♂	Day	13
Eremetizare		Hour	10
Ore ventilatie recent	65 h	Minute	36
Ore ventilatie total	342 h		
Contor general	622 h		

7. Schimbarea setarii prin rotirea buton MFK.

Data si ora	13.02.16 10:36	Year	2016
Numar parametrii ventilatie	3	Month	2
Profil utilizator	Clinic ♂	Day	28
Eremetizare		Hour	10
Ore ventilatie recente	65 h	Minute	36
Ore ventilatie total	342 h		
Contor general	622 h		

8. Apasati MFK tpentru a confirma noua setare

## EFFECTURAREA UNUI TEST DE VERIFICARE

### ETANSEITATE CIRCUIT PACIENT


Scopul este cel de a verifica prezenta unor eventuale surgeri de gaze din circuit

#### **NOTICE**

Inchideti si tineti cu degetul capacul de la capatul dinspre pacient si nu indreptati capatul spre o persoana

Pentru a efectua testul de etansare


1. Conectati tubulatura circuit la ventilator .



**A** Dop circuit (furnizat impreuna cu circuitul) **B** Valva Expir

**C** Tub Control **D** Tub Ventilatie **E** Tub masurare presiune

Figura 61: Verificare etansare circuit pacient monoaxial



**A** Dop circuit (furnizat impreuna cu circuitul) **B** Tub masurare presiune


**C** Sectiune Expir **D** Sectiune Inspir

Figura 62: Verificare etansare circuit bi axial

2. Navigati in meniul principal prin rotirea butonului MFK la "System":



3. Apasati MFK.  
4. Navigati la "Tightness Check" prin rotirea MFK.  
5. Apasati the MFK



Presiunea va fi crescuta pas cu pas de catre ventilator , Daca diferența intre fluxul introdus si fluxul masurat este mai mare de 5 l/min inseamna ca circuitul pacient nu este etans. Verificati cu atentie intreaga tubulatura si toate conexiunile . Atat timp cat diferența este mai mica de 5 l/min inseamna ca circuitul este etans si testul a reusit . Apasati MFK tpentru a finalizat testul

### **NOTICE**

Daca presiunea (p) depaseste 60 hPa in timpul testului de etanseitate, trimiteți ventilatorul la service

## RESETAREA ORELOR DE VENTILATIE

Totalul orelor in care ventilatia a fost efectuata "Total Ventilation Hours" este afisata in ecranul dedicat . In plus , de la ultima resetare exista un contor ore ventilatie , "Recent Ventilation Hours".

Pentru a resetarea orele de ventilatie :


1. Navigati la "System" in ecranul principal prin rotirea MFK:



2. Apasati MFK.
3. Navigati la "Recent Ventilation Hours" prin rotirea MFK.

Profil utilizator	Clinic
Test etansare	h
Ore ventilatie recenta	65 h
VOre ventilatie total	342 h
Contor general	622 h
Inlocuire turbina in	14658
SW-Version	1.000
Serial Number	EAG1300001

4. Apasati MFK.
5. Navigati la "Yes" prin rotirea MFK.



6. Apasati MFK.


# STATISTICI

In ecranul statistici sunt afisate statisticile parametru de monitorizare ventilatie

- Volum Minut
- Frecventa
- SpO<sub>2</sub>
- Rata scurgeri
- Volum Tidal
- Rata I:E Ratio

Evaluatia parametrilor de ventilatie deface procentual . Procentelete sunt rezultatul unei analize statistice a valorilor parametrilor de ventilatie pe parcursul efectuarii ventilatiei pacient pentru o anumita perioada

Un exemplu bazat pe frecventa



Activati afisarea statisticilor :

1. Navigai in ecranul principal rotind MFK la "System":



2. Apasati MFK.




Figura 63: Ecran Statistici parametrii de ventilatie

In ecranul de afisare statistici puteti seta afisarea a statisticii ori 2 a parametrilor de ventilatie

Setarea acelor statistici care doriti a fi afisate :

1. Apasati MFK ori atingeti ecranul




Figura 64: Ecran Statistici (afisare 2 parametrii ventilatie)

2. Puteti baleia intre "Percentile 1" si "Percentile 2" prin rotirea MFK.
3. Apasati MFK pentru a activa linia .
4. Schimbati parametrii prin rotirea MFK.
5. Apasati MFK pentru a confirmarea noii setari

# ECRAN NOAPTE

In mediu intunecat , stralucirea ecranului poate fi deranjanta Este recomandat atunci sa folositi modul de noapte . Prin reducerea iluminarii ecran , butoane si LED uri , gradul de confort pacient creste . Cu toate acestea toate valorile parametrilor importanti pot fi cu usurinta observati .

Ecranul de noapte poate fi afisat atat in modul de ventilatie cat si stand by

## STEAREA ASPECT ECRAN NOAPTE

URMATOAREA MODURI DE AFISARE MOD NOAPTE POT FI SETATE :

- "Masuratori"
- "Luminos " (cu luna)
- "Intunecat " (fara luna )




Figura 65:"Ecran noapte masuratori "




Figura 66:Ecran noapte luminos




Figura67:"Ecran noapte intunecat

Pentru a schimba aspectul ecran noapte :

1. Navigati in ecranul principal MFK la "System".



2. Apasati MFK.
3. Navigati la "Night Screen" prin rotirea MFK dupa care apasati MFK.
4. Schimbati parametrii prin rotirea MFK la Measurements", "Light" or "Dark".
5. Apasati MFK pentru a confirma setarea

## COMUTAREA ON OFF A MODULUI ECRAN NOAPTE

Pentru a comuta on

Atingeti  in bara meniu (pag 111).

Pentru a comuta off :

Atingeti  in bara meniu (pag 111) ori apasti orice tasta activa (exceptand Safe key).

## START VENTILATIE

### ⚠️ WARNING

Outletul aer pentru valva de expir trebuie sa fie deschisa pe parcursul ventilatiei. Trebuie sa verificati ca deschiderea sa nu fie acoperita si aerul expirat sa nu scape liber prin scurgeri

1. Pornirea dispozitiivului utilizand comutatorul principal din partea spate ventilator
2. Apasati tasta ON/OFF  si ventilatia va porni

## STOP VENTILATIE

1. Apasati tasta ON/OFF .




Figura68: Stop ventilatie

2. Navigati la "Yes" prin rotirea MFK.
3. Apasati MFK.



# CAPITOL 7

## ALARME SI MESAJE

---

ACEST CAPITOL DESCRIE ALARMELE SI MESAJELE ALARMA , CAUZA DECLANSATOARE SI MASURILE PE CARE TREBUIE SA LE LUATI

# INFORMATII GENERALE

## ⚠ CAUTION

Ventilatorul trebuie utilizat astfel incat sa observati cu usurinta parametrii de monitorizare ventilatie , sa auziti alarmele si sa interveniti prompt . Alarmele audio pot fi forwardate catre un sistem central

Ventilatorul CARAT II pro este echipat cu o serie de alarme fixe precum si ajustabile relateionate cu modul de ventilatie selectat

Sunt 3 categorii de prioritate alarma :

Prioritate Alarma



actiune necesara?

MARE Interveniti imediat. Identificati cauza declansatoare , remediate dupa care monitorizati pacientul cu atentie

MEDE Actiune rapida necesara. Corectati cauza care a determinat declansarea alarmei

JOASA Este necesar sa acordati atentie . Alarme de prioritate joasa semnifica o schimbare din statusul de functionare normala a ventilatorului. verificati cauza

## NOTICE

Alarmele vor scadea in grad de prioritate pe masura ce cauza declansatoare este neutralizata . Alarma va ramane totusi activa pana cand apasati tasta de confirmare

## TESTARE ALARMA AUDIO

La fiecare pornire ventilatorul executa automat o testare a alarmelor audio . Sunt verificate alarmele primare si secundare . (pag 42). Ambele difuzeoare vor emite un sunet scurt in cadenta . Daca nu auziti testarile , trimiteți ventilatorul la service .

# OUTPUT ALARME AUDIO

Alarme audio sunt emise sub forma unei sechete de bipuri . Tonul alarmei depinde de cauza declansatoare si prioritatea alarmei . Mai multe informatii pag155.

Daca difuzoarele primare sunt defecte si nu emit sunet , intra in functie sistemul secundar de rezerva de difuzoare , dar acesta emite doar o singura simpla alarma .

## NOTICE

Alarme audio vor comuta ca prioritate cand indepartati cauza dar raman

PENTRU A A NULA TEMPORAR SUNET ALARMA  
(AUDIO ALARM PAUSED)

ALARMELE AUDIO POT FI SUPRESATE TEMPORAR DE 2 MINUTE PRIN APASAREA TASTEI ALARMA

DACA ATI APASAT TASTA DE SUPRESIE ALARME , INCLUSIV ALARMELE GENERATE DE APARITIA UNOR NOI EVENIMENTE IN ACEASTA PERIOADA SUNT SUPRESATE INDICATORUL ALARMA LED va fi vizibila daca intervine un eveniment

Dupa expirarea pauzei alarma aceasta se va declansa din nou daca cauza declansatoare nu a fost corectata

Alarma audio poate fi dezafectata temporar de asemenea cand urmeaza sa deconectati tubulatura pacient . Nu uitati sa reactivati prin apasarea din nou a tastei

Simboolul alarma muta "  " iva fi afisat si arata ca temporar alarma este dezafectata

Un cronometru invers va incepe automat sa contorizeze timpul pana la reactivarea alarmei



A "Simbol alarma muta B "Cronometru pauza alarma

Figura9: Informatii alarma din meniul bara

## NOTICE

Alarma pentru baterie descarcata nu poate fi anulata atata timp cat ventilatorul functioneaza exclusiv pe baza bateriei

## VOLUM ALARMA AUDIO

Volumul alarme audio poate fi setat in 3 nivele din ecranul principal :

- Nivel 1 → volum scazut (55 dB)
- Nivel 2 → volum mediu (60 dB)
- Nivel 3 → Volum mare (65 dB)

Nivelele 1 si 2 cresc automat la nivel 3 in cazul in care evenimentul declansator de alarma se menține mai mult de 1 minut

## OUTPUT ALARME VIZUALE

Alarmele vizuale sunt

- via alarma LED
- in bara meniu
- ca mesaj text
- luminarea butonului multifunctional

## ALARMVIZUALA VIA ALARM LED

Alarmele LED prezinta 3 statusuri diferite , pentru a arata gradul de prioritate

- Rosu , flash rapid (2 Hz) → prioritate mare
- Galben, flash la (0.5 Hz) → prioritate medie
- Turcoaz , se lumineaza lent → prioritate mica

Daca o serie de cauze declansatoare de alarma survin succesiv , alarmele vor fi afisate in functie de gradul de prioritate a fiecarei cauze

Mai multe informatii despre alarmele LEDs la pagina 37.

## ALARM AFISATA IN BARA MENIU

Alarmele sunt afisate in bara meniu cu simbolul "Alarm active" si de obicei sunt insotite de un text alarma TCuloarea simbolului codifica gradul de prioritate :

- Rosu → prioritate mare
- Galbena → prioritate medie
- Turcoaza → prioritate mica

Daca mai multe evenimente cauzatoare de alarma sunt declansate simultan sau succesiv , afisarea alarmelor se va face in functie de gradul de prioritate .



A "Alarm activa" icon   B Alarma cauza

Figura 70: Afisare alarma in bara meniu

## ALARMA AFISATA CA MESAJ TEXT

120 secunde de la efectuarea ultimei operatiuni un esaj de eroare va fi afisat , Mesajul text dispare dupa pasarea tastei alarma T

Culoarea textului codifica gradul de prioritate al alarmei

- Rosu → prioritate mare
- Galben → prioritate medie
- Turcoaza → prioritate mica

Daca mai multe evenimente cauzatoare de alarma intervin simultan sau succesiv , culoarea de codificare se va afisa pentru cele mai periculoase situatii mai inalte




Figura 71: AMesaje text alarma

## EXPRESIE ALARMA VIA BUTON MFK


Lumina de fundal a butonului MFK ori creste gradual ori clipeste in cazul aparitiei unui fenomen cauzator de alarma si in functie de gradul de prioritate al acesteia . (doar cand luminozitatea butonului " MFK > 0 %).

## INREGISTRARI ALARMA

Ventilatorul salveaza si pastreaza automat 50 evenimente cauzatoare de alarma . La aparitia unui nou eveniment , cea mai veche inregistrare este supata scrisa .Puteti vizualiza detaliile relationate cu alarma in ecranul specific . Mai multe informatii regasiti la pagina 59.

Pastrarea datelor este sigura si completa chiar in cazul unei pene de curent

## ALARME CARE POT FI REDATE PE ALTE DISPOZITIVE



Alarmele pot fi forwardate la un sistem apel asistenta medicala sau la un box extern , pentru a permite o mai buna monitorizare a pacientului . Esele recomandat a fi utilizat un box alarma in special cand in aceeasi incapere sunt mai multi pacienti ventilati, pentru a permite o identificare facila a numarului pat . ,Alarma va fi forwardata imediat

Instructiuni cu privire la cum conectati Ventilatorul HOFFRICHTER la box alarma sau sistem chemare asistenta la pag 59.

Figura 72: Box Alarma

### NOTICE

Boxul alarma este un accesoriu optional si trebuie comandat separat , Nu scuteste de necesitatea de a fi monitorizat cu atentie pacientul si functionarea ventilatorului

## RECAPITULARE ALARME

### ALARME AJUSTABILE

Alarmele ajustabile sunt aferente parametrilor fiziologici ajustabili . Puteti seta limitele de alarma din ecranul parametrii (pagina 126).

Tabel 7: Alarme ajustabile

Alarma	Prioritate	Audio alarma	Alarma LED Status	Cauza	Perioada de asteptare
Apneea	MARE	c a f – a f	Rosu - flasuri	Timpul setat Alarma Apnee ("Apnoea Alarm") a fost depasit	Nu
FiO <sub>2</sub> MARE	MEDIE	C b a	Galben - flasuri	FiO <sub>2</sub> masurat este mai mare de val max setata "High FiO <sub>2</sub> "	Nu
FiO <sub>2</sub> Mic	MEDIUM	C b a	Galben - flasuri	FiO <sub>2</sub> masurat mai mic decat valoarea setata "Low FiO <sub>2</sub> "	None
MAre Rata pierdere	MEDIE	c a f	Galben flasuri	Circuit bi axial : diferența intre volumul consecutive inspir si volum expr mai mare decat valoarea setata "Leak Rate" value	fpentru 3 respiratii consecutive
				Circuit mono si biaxial : cand V <sub>I</sub> >2,54 l	pentru 3 respiratii consecutive
Presiune mare	MEDIE	c a f	Galben flasuri	Presiunea masurata mai mare decat "High Pressure Tolerance"	ptr 3 respiratii consecutive
	MARE	c a f – a f	Rosu - flasuri	Presiunea masurata mai mare decat pres setata "High Pressure Tolerance"	fptr 10 respiratii consecutive
Low Pressure	MEDIE	c a f	Galben - asuri	Presiunea masurata este mai mica decat "Low Pressure Tolerance"	fptr 3 respiratii consecutive
	MARE	c a f – a f	Rosu - flasuri	presiunea este mai mica decat Low pressure tolerance	ptr 10 respiratii consecutive

Tabel 7: Alarme Ajustabile

Alarma	Prioritate	Audio alarma	LED alarm Status	Cauza	Timp
Frecventa mare	MEDIE	c a f	flash galben	Frecventa masurata mai mare decat "High Frequency"	pentru 3 respiratii consecutive
Frecventa mica	MEDIE	c a f	flash galben	Frecventa masurata mai mica decat "Low Frequency"	pentru 3 respiratii consecutive
Volum Inspirator Mare	MARE	c a f – a f	flash rosu	Volum Tidal masurat mai mare decat "High Inspiration Volume"	pentru 3 respiratii consecutive
Volum Inspirator mic	MEDIE	c a f	flash galben	Volum Tidal masurat mai mic decat "Low Inspiration Volume"	pentru 3 respiratii consecutive
Ventilatie per minut mare	MEDIE	c a f	flash galben	Ventilation per minute masurata mai mare decat "High Minute Ventilation"	pentru 3 respiratii consecutive
Ventilatie per minut mica	MEDIE	c a f	flash galben	Ventilation per minute masurata mai mica decat "Low Minute Ventilation"	pentru 3 respiratii consecutive
Volum expirator Mare	MEDIE	c a f	flash galben	Volum Expir masurat mai mare decat "High Expiration Volume"	pentru 3 respiratii consecutive
Volum expirator mic	MARE	c a f – a f	flash rosu	Volum Expir masurat mai mic decat "Low Expiration Volume"	pentru 3 respiratii consecutive
SpO <sub>2</sub> mare	MEDIE	C b a	flash galben	SpO <sub>2</sub> masurat imai mare decat "High SpO <sub>2</sub> "	Nu
SpO <sub>2</sub> mic	MEDIE	C b a	flash galben	SpO <sub>2</sub> masurat mai mic decat Low SpO <sub>2</sub> "	Nu
Frecv cardiaca mare	MEDIE	C b a	flash galben	Puls masurat mai mare decat i"High Heart Rate"	Nu
Frecv cardiaca mica	MEDIE	C b a	flash galben	Puls masurat mai mic decat "Low Heart Rate"	Nu

## ALARME FIXE

Alarmele fixe sunt alarme tehnice . Conditile de declansare sunt incorporate in softul principal si nu pot fi ajustate de catre utilizator

Tabel 8: Alarme fixe

Alarma	Prioritate	Audio alarma	Status alarma LED	Cauza	Corectare
Eroare baterie interna	MARE	ccc - ccc	flash ROSU	BATERIE DEFECTA	service
Siguranta arsa	MARE	C c c - C c	- flash ROSU	VITEZA TURBINA MARE	Restartati ventilator , daca persista contactati service
Stenoza	MARE	c a f - a f	flash ROSU	NU EXISTA FLUX 3 RESP CONSECUTIVE	verificati eventualele obstructii tubulatura
Eorare interna de comunicatie	MARE	ccc - ccc	flash ROSU	COMUNICATIE INTRERUPTA A MODULULUI DE COMUNICARE CU UNITATEA DE CONTROL 10s	Restartati ventilator. Daca persista contactati service
Deconectare	MARE	c a f - a f	flash ROSU	tub inspir sau expir deconectat de la ventilator	Conectati corect tub inspir sau expir la ventilator
				senzor flux defect	Contactati service
Baterie interna descarcata	MARE	C c c - C c	flash ROSU	baterie complet descarcata	Bateria trebuie reincarcata urgent

**Tabel 8: Alarme Fixe**

Alarma	Prioritate	Audio alarma	Status alarma LED	Cauza	Corectie
Presiune excesiva	MEDIE	c a f	flash galben	Suprapresiune detectata pentru 3 respiratii sau 15s	Verificati daca a fost declansata de tuse pacient, Daca nu , contactati service
Operare pe baterie	MEDIE	C c c	flash galben	Cablu de alimentare defect.	Restabiliti alimentarea
Baterie interna descarcata	MEDIE	C c c	flash galben	Baterie descarcata ventilatorul functioneaza pe baterie , capacitate $\leq 10\%$	Reincarcati bateria , alarma ramane activa pana cand capacitatea devine $\geq 10\%$
Eorare principala	MEDIE	C c c	flash galben	Sursa deputere defecta	Restabiliti
Verificati tubulatura si sistemul	MEDIE	c a f	flash galben	Prezenta flux in tubulatura expir in inspir sau flux inspir prea mare	Verificati etanseatatea conexiunilor si tubulaturii Verificati iesire valva expir
				Tub masurare incurcat sau deconectat	Verificati si corectati
				Senzor flux defect	Introduceti tubul de masurare
					Contactati service

**Tabel8:** Alarm Fixe

Alarma	Prioritate	Audio alarm	Status alarm LED	Cause	Correction
Erare sensor MEDIE FiO <sub>2</sub>	C	b a	fash galben	Senzor FiO <sub>2</sub> deconectat de la ventilator	Conectati senzor FiO <sub>2</sub> la ventilator
Verificati senzor SpO <sub>2</sub>	MEDIE	C b a	fash galben	Senzor SpO <sub>2</sub> deconectat de la ventilator	Conectati senzor SpO <sub>2</sub> la ventilator
				Senzor SpO <sub>2</sub> deconectat de la pacient	Conectati senzor SpO <sub>2</sub> sensor la pacient

- 
- 1 Alaramele sunt emise doar daca functiile “High FiO<sub>2</sub>” or i“Low FiO<sub>2</sub>” Alarms sunt activate  
 2 Alaramele sunt emise daca cel putin una dintre alaramele “High SpO<sub>2</sub>”, “Low SpO<sub>2</sub>”,

“High Heart Rate” sau “Low Heart Rate” isunt activate

## MESAJE

### MESAJE ALARMA AFISATA IN BARA MENIU

Valorile masurate sunt afisate in bara meniu. Cand o cauze declansatoare intervine si un mesaj de eroare va fi afisat



A Mesaj

Figura 73: Mesaje eroare in bara meniu

## MESAJE RECAPITULARE

Tabel 9: Mesaje

Mesaje	Cauza	Timpy
Frecventa respiratorie minim garantata	Ventilatorul este setat in modul PSV pacientul nu prezinta respiratii spontane si frecventa respiratorie e prea mica	Nu
Volume minim nu este atins	Volum respirator masurat mai mic decat valoarea setata "Minimum Volume"	3 respiratii consecutive

## CAPITOL 8

### CURATARE SI DEZINFECTIE




- Inainte de curatare deconectati ventilatorul de la priza
- Daca ventilatia pacient este in curs , introduceti un filtru de rezerva in caseta filtre sau inlocuiti cu totul aceasta
- Curatarea si dezinfectia ventilatorului trebuie realizata in concordanta cu prevederile prezentului manual si cu normele de igienizare ale spitalului si nationale
- The device cannot be sterilized by using standard sterilization methods.
- Nu utilizati substante chimice agresive sau abrazive
- Nu introduceti ventilatorul in apa sau substante clinice .
- Urmati pasii de curatare si dezinfectie recomandati in acest manual

## Introducere

Tabelul de mai jos arata unintervalul si instructiunile de curatare pentru HOFFRICHTER CARAT II si accesorii sale . Pentru articole de la alti producatori , vedeti instructiunile acestora

Tablul 10: Introducere in intervalele de curatare

Component	Nume	Curatare	Dezinfectie	Inlocuire
	CARAT II pro Ventilator	La nevoie	La fiecare pacient nou	-
	Unitate alimentare	La nevoie	La fiecare pacient nou	-
	Cablu alimentare	La nevoie	La fiecare pacient nou	-
	circuit pacient de unica utilizare biaxial	Nu	Nu	La fiecare schimbare pacient In concordanță cu instructiunile producător
	Masca	Zilnic	Nu	La fiecare schimbare pacient In concordanță cu instructiunile producător
	Adaptoare pentru filtrele bacteriene	La nevoie	Cu fiecare pacient nou	La fiecare schimbare pacient
	Adaptor conector oxigen	As La nevoie	Nu	La fiecare schimbare pacient
	Geanta transport	As La nevoie	Nu	pacient la fiecare schimbare pacient

**Tabel 10:** Intervale de curatare introducere

Componenta	Nume	Curatare	Dezinfectie	Inlocuire
	casetă filtru (fara filtru)	La nevoie	cu fiecare pacient nou	-
	filtru grosier	Saptamanal	Nu	Instalare si curatare la pacient nou
	filtru fin	Nu	Nu	lunar, daca este contaminat de fiecare data cand puneti un pacient nou
	senzor $\text{FiO}_2$	La nevoie	Nu	in concordanță cu instructiunile produselor
	filtru bacterian	Nu	Nu	zilnic si la fiecare schimbare pacient

## CURATAREA VENTILATORULUI

Utilizare la domiciliu

Pentru curatare utilizati o carpa moale inmisiata in apa cu sapun . Clatiti cu o carpa moale inmisiata in apacurata , Inainte de al utiliza lasati sa se usuce

Utilizare in spital

### **WARNING**

Dezinfectati suprafetele conform unui program zilnic pentru a evita riscul de contaminare

Utilizati o carpa moale si un dezinfecant non alcoolic , e.g. sau servetele dezinfecante . Inainte de a-l utiliza , lastai ventilatorul sa se usuce complet

## CURATAREA TUBULATURII CIRCUIT

### **CAUTION**

Tubulatura contaminata , umeda pe interior sau deteriorata trebuie schimbată imediat

Tubulatura circuit este de unica utilizare pacient . Nu curatati , nu dezinfecati si nu reutilizati pentru alti pacienti . Cand utilizati tubulatura circuit de la alti producatori , vedeti instructiunile de utilizare ale acestora. Neutralizati conform normelor legale

## CURATAREA MASCA

### **CAUTION**


Daca masca este intens contaminata sau deteriorata , nu utilizati

1. Deconectati masca de la tubulatura circuit
2. Curatati utilizand o carpa moale inmisiata in solutie sponsona apoasa!
3. Clatiti cu apa curata
4. Lasati sa se usuce complet

## CURATAREA SUPORT MASCA

1. Deconectati suportul de la masca tk.
2. Curatati in conformitate cu manualul producatorului

## CURATAREA /INLOCUIREA FILTRELOR



**A** Rama capac protectie   **B** Casetă filtru   **C** Filtru fin alb  
Filtru grosier negru Coarse filter (black)

Figura74: FStructura caseta filtru

## CURATAREA FILTRU GROSIER

1. EXTRAGETI CASETA FILTRE DIN VENTILATOR.
2. Scoateti filtrul grosier negru din caseta filtru .
3. Curatati in apa saponica , NU utilizati altceva !
4. Clatiti in apa curata
5. Lasati la aer sa se usuce complet
6. Inserati filtrul curatat inapoi in caseta
7. Introduceti caseta in ventilator .

!In loc de a curata puteti inlocui filtrul sau caseta de filtru

## **INLOCUIREA FILTRULUI FIN**

Filtrul fin alb nu poate fi curatat. Acesta trebuie schimbat

1. Extrageti caseta filtre din ventilator .
2. Indepartati filtrul negru grosier .
3. Indepartati filtrul alb fin si inlocuiti cu unul nou
4. Inserati filtrul grosier inapoi in caseta
5. Introduceti caseta inapoi in ventilator .

## **SCHIMBAREA CASETEI FILTRE**

1. Extrageti caseta filtre din ventilator
2. Inlocuiti caseta filtre cu una noua .
3. Reasamblati rama caseta
4. Introduceti caseta filtre in ventilator

## UTILIZAREA VENTILATORULUI LAMAII MULTI PACIENTI

Daca ventilatorul va fi utilizat la mai mult de un pacient (e.g., in operarea sa in clinici, un filtru bacterian compatibil (e.g., MEDISIZE BARR-VENT S) trebuie utilizat pentru a preveni contaminarea bacteriana a ventilatorului .Filtrul bacterial trebuie schimbat zilnic

### **⚠ WARNING**

| Daca nu utilizati un filtru bacterian, trebuie sa curatati si dezinfecatati zilnic si intre pacienti . . In practica curenta porniti intotdeauna de la premisa ca ventilatorul este contaminat

| Daca a fost constatata contaminarea ventilatorului cu un germene multi rezistent , ventilatorul trebuie impachetat ermetic si trimis la un centru de dezinfecare de nivel inalt

Inainte de utiliza ventilatorul la urmatorul pacient , trebuie sa efectuati urmatoarele proceduri

Componenta	Actiune necesara ?
Filtre bacteriene	Inlocuiti
Masca	Inlocuiti sau reconditionati in conformitate cu instructiunile producator
Tubulatura circuit	Inlocuiti sau reconditionati
Umidificator	Curatati
Filtre	Inlocuiti
Dispozitiv	Curatati suprafetele ventilatorului in conformitate cu instructiunile de curatare descrise anterior



# Capitol 9

## Verificari de rutina si intretinere periodica

---

Pentru a mentine ventilatorul in stare perfecta defunctionare sunt necesare verificari zilnice si intretinerea periodica a acestuia . Ca este capitol descrie aceste manopere necesare

### **NOTICE**

Nu efectati testarea sau manevrele periodice de intretinere cand ventilatorul este conectat la pacient P. Oferiti o solutie alternativa pentru pacient , deconectati dupa care executati

# Introducere

Tabel 11: Intervale de service

Cand ?	ce?	de cine ?
Inainte de instalare	Autotestare de siguranta (pag171)	Furnizor service
Saptamanal	Curatati/inlocuiti filtru grosier (pag 165)	Utilizator
	Inspectati vizual filtrul fin	Utilizator
Lunar sau mai des in functie de contaminare	Inlocuiti filtrul fin ( pag 166)	Utilizator
La fiecare 6 luni	Test rapid baterie pag174)	Utilizator
La fiecare 6 luni cand este stocat	Incarcati bateria la 100 % ( pag 173)	Utilizator
La fiecare 6 luni cand nu are filtru bacterian	Inlocuiti membrana valvei (expir) ( pag 172)	furnizor service
La fiecare 2 ani	Pachet intretinere 2 (rmanual service )	furnizor service
	Autotestare siguranta (pag171)	furnizor service
Dupa 15,000 hore functionare sau la fiecare 5 ani	Pachet intretinere 5 (rmanual service l)	Furnizor service

## **NOTICE**

Trebuie sa pastrati o evidenta a procedurilor efectuate

Pentru a asigura integritatea functionala a ventilatorului, la fiecare 2 ani , inginerul de service autorizat trebuie sa efectueze o testare de siguranta

Testarea de siguranta consta in

- *ainspectia vizuala a ventilatorului si partilor componente*
- *testarea functionala cmoprehensiva*
- *inspectia vizuala sifunctionala a accesoriilor (tube circuit, FiO<sub>2</sub> sensor, etc.)*

Toata procedura trebuie efectuata in concordanta cu manualul CARAT pro service manual.


## INLOCUIREA MEMBRANEI VALVA EXPIR )

(-) Cand ?

(@) De cine ?

- La fiecare 6 luni daca ventilatorul este utilizat fara filtru bacterian

Furnizor service



**A** Capac fund   **B** Capac valva   **C** Membrana valva

Figura5: Inlocuirea membranei valva expr

Inlocuiti membrana valvei astfel

1. Rasturnati ventilatorul cu fata in jos asezat pe o suprafata moale
2. Indepartati capac spate .
3. Intoarceți capacul valvei la stanga si trageți .
4. Inlocuiti membrana valvei cu una noua si verificati daca ati asezat in pozitie corecta !
5. Reinstalati capacul valvei si capac inferior


## INTRETNIREA BATERIEI

CARAT II pro are o baterie puternica lithium-ion. Este important sa o mentineti permanent incarcata si sa efectuati o intretinere corspunzatoare a acesteia. Numarul ciclurilor de incarcare descarcare este limitat. De aceea daca testul bateriei esueaza sau a fost utilizata mai mult de 2 ani trebuie sa porcedati la inlocuirea bateriei. Instructiuni neutralizare la pag 201.

### **NOTICE**

Verificati periodic gradul de incarcare a bateriei. Cand ventilatorul este conectat la priza bateria se reincarca automat

## INTERVALE DE INTRETNERE SI INLOCUIRE



## INCARCAREA BATERIEI

Cand stocati ventilatorul la fiecare 6 luni incarcati la 100 % prin conectarea ventilatorului la priza si deschiderea acestuia

## EFFECTUAREA TESTULUI RAPID BATERIE

Este indicat sa efectuati un test rapid al bateriei daca in caz de nealimentare de la priza , bateria nu poate sustine ventilatorul cel putin o ora.. Sau la fiecare 6 luni de stocare sau in fiecare luna de utilizare

1. Verificati ca bateria sa fie incarcata complet (100%).
2. Deconectati ventilatorul de la priza de curent si utilizati r 1 hour on battery ora pe baza bateriei
3. Testul este pozitiv daca dupa 1 ora capacitatea remanenta a bateriei este > 10 % si alarma "Low Internal Battery" nu a fost declansata . Daca capacitatea remanenta a bateriei este mai mica de 10 % sau alarma "Low Internal Battery" a fost declansata bateria trebuie inlocuita de catre un inginer de service
4. Incarcati bateria la 100 % prin reconectarea ventilatorului la priza de curent

## INLOCUIREA BATERIEI

La fiecare 2 ani inginerul de service autorizat trebuie sa procedeze la inlocuirea bateriei . Procedura este descrisa in manualul de service CARAT pro

## CAPITOL 10

## APENDIX

---

# INSTRUCTIUNI PENTRU VENTILATIA LA DOMICILIU

Trebuie sa luati in considerare urmatoarele considerente specifice unui pacient ventilat la domiciliu

1. Limitati numarul setarilor pe care ar trebui sa le faca pacientul
2. Ajustati parametrii si seturile pentru modul de ventilatie la domiciliu
3. Selectati profilul utilizator la "Home".
4. Instruiti pacientul in modul de utilizare ventilator . In plus explicati acestuia modul de ingrijire a ventilatorului si accesoriile necesare (e.g. baterie , curatare etc ).
5. Discutati cu pacientul daca acesta observa o alarma si va contacteaza .

## SPECIFICATII TEHNICE VENTILATOR

### CARACTERISTICI DE BAZA

Caracteristicile de baza ale CARAT II pro sunt

- ofera suport mecanic cu control de presiune acuratete de  $\pm 2\%$  scala valori sau  $\pm 8\%$  din valoarea masurata),
- declanseaza o alarma daca este depasita presiunea inspir ,
- in modul volume-controlled ofera suport mecanic ventilator cu o acuratete de volum de  $\pm 20\%$  f  
respectiv un volum tidal

<sup>s</sup>una o alarma cand parametrul de alarma "Low Inspiration Volume" este declansat sau de asemenea declansat "High Inspiration Volume"

- suna o alarma cand parametrul de alarma "Low Expiration Volume" sau "High Expiration Volume" sunt declansati
- suna o alarma cand parametrii de alarma "Low Frequency" sau "High Frequency" sunt declansati
- suna o alarma cand parametrul de alarma "Low FiO<sub>2</sub>" este declansat (monitorizare FiO<sub>2</sub>externa ,
- suna alarma "Internal Battery Empty" in caz in care bateria este descarcata complet (< 1 min)

- Criterii de acceptanta pentru compatibilitatea electromagneticica daca dupa un soc electric nu s-a produs nici o deteriorare masiva , ventilatia restarteaza in max 15 sec dupa emiterea alarmei defect mecanic si electric ventilatie (EN 60601-1-2: 2015 Chapter 8.1, section 18)

Pentru a verifica compatibilitatea electromagneticica cu alte dispozitive vedeti declaratia producatorului "Manufacturer's declaration on electromagnetic compatibility" la page198).

## COMPONENTE IMPORTANTE

Ventilatorul CARAT II pro prezinta urmatoarele componente




Figura 76: Block diagram pentru ventilator

## SCHEMA PNEUMATICA

Schema pneumatica identifica modul de realizare suport mecani ventilator in cazul utilizarii circuitelor pacient mono sau bi axiale




Figura 77: Schema Pneumatica

<sup>1</sup> normal deschis

## MANAGEMENT DATE

TVentilatorul are o memorie interna care permite salvarea datelor .Recomandam utilizarea ventilatorului cu cardul SD pentru a permite salvarea unei cantitati de date mai mare . Mai multe informatii despre cardul SD la pag 61.

Urmatoarele date vor fi salvate

Tabel 12: management date

Date si parametrii	In ventilator	SD card
Alarme si evenimente cu marcatie de data si ora si eveniment declansator	da (aprox. 15,000 intrari)	Da (aprox. 15,000 intrari)
Statistici	DA	Nu
Steari ventilator si contor	DA	Nu
Fisiere de update	NU	DA
Fisiere de initializare	NU	DA
Parametrii masurati (Presiune, volum, flux FiO <sub>2</sub> )	NU	DA (aprox. 50 zile la o rata de 20 valori per sec)


# MESAJE EROARE

Tabel 13: Mesaje eroare la pornire si in utilizare

Mesaj eroare	Cauza	Corectia
Eroare senzor SpO <sub>2</sub>	Comunicarea cu modulul de masurare SpO <sub>2</sub> nu este posibila  Senzor SpO <sub>2</sub> defect	Contactati service  Inlocuiti senzor SpO <sub>2</sub> =
SD card plin	Nu mai este spatiu de memorie pe SD card	Inserati un nou SD card
Lumina flash nu functioneaza	Nu exista acces la flash	Contactati service
Parametrii impliciti incarcati	Paremetrii setati sunt incorrecti sau sistemul e defect	vedeti pag 181
Eroare senzor Flow	Senzor Flow defect	Contactati service
Eroare senzor FiO <sub>2</sub>	Senzor FiO <sub>2</sub> defect	Verificati conexiunea senzor FiO <sub>2</sub>  Recalibrati senzor FiO <sub>2</sub>  Inlocuiti senzor FiO <sub>2</sub>
Eroare senzor Prepresiune	Senzor presiune defect	Contactati service
Fisier de calibrare deteriorat	Datele de calibrare senzor deteriorate	Contactati service
Fisier de inregistrare evenimente deteriorat	Citire date eveniment esuata	Contactati service
Alarma primara nu functioneaza	Difuzor alarma primara defect	Contactati service
Alarma secundare nu functioneaza	Difuzor alarma secundara defect	Contactati service
Nu sunt disponibile alarmele	Difuzoarele alarma primara si secundara defecte	Contactati service
Eroare de butare	Butare esuata	Contactati service
Eroare fatala	Eroare fatala	Contactati service
Pachet service 5 necesar	Ore maxime de functionare turbina epuizate	Contactati service

## Mesaj eroare “Default Parameters Loaded”


Daca mesajul de eroare “Default Parameters Loaded” intervine apare fereastra



Daca rebutarea se produce in timpul ventilarii pacientului aceasta continua , Totusi ventilatia este periculoasa pentru pacient . Utilizatorul are optiunile :

- Apasati Ni:

Daca mai sunt si alte erori , acestea vor fi afisate ca si lista :



Pentru a ascunde lista de erori apasati MFK. Parametrii impliciti nu se vor incarca Daca ventilatia este activa , va continua cu setarile predefinite de utilizator . Totusi nu este recomandata utilizarea ulterioara a ventilatorului

- Apasati DA

Daca mai sunt si alte erori , acestea se vor afisa ca si lista



Can apasati MFK [parametrii impliciti sunt incarcati la valorile de fabrica . i.Ventilatia este activa si poate continua cu parametrii de fabrica

## DATE TEHNICE

Producatorul isi rezerva dreptul de a modifica datele tehnice fara notificare prealabila

### Alimentare electrica

Operare principala	100...240 VAC (-20 %, +10 %), 50...60 Hz
DCoperare curent continuu	12 VDC / 10 A or 24 VDC / 5 A
Operare pe baza bateriei interne	Baterie Lithium ion battery, 14.8 V (nominal voltage) / 4.4 Ah / 65.12 Wh
<b>Baterie externa</b>	
AKKUPACK uni BASE/PLUS	20...26 V (nominal voltage) / 5 A
Consum maxim	75 W
Clasa protectie electrica	Class II

### Specificatii si performante

Dimensiuni (W x D x H)	304 x 253 x 160 mm
Greutate	4.72 kg
Presiune maxima in circuit	60 hPa
Min. stable limit pressure	0 hPa
Presiune Inspir maxim	50 hPa
Presiune inspir minim	4 hPa
Flux maxim la 50 hPa	180 l/min
Flux max la 4 hPa	250 l/min

### Conditii de utilizare

Temperatura	+ 5 °C to + 40 °C (+ 41 °F to + 104 °F)
Umiditate	10 % ... 95 %, non-condensing
Presiune atmosferica	600 hPa ... 1100 hPa

### Depozitare si transport

Temperatura	
< 1 zi	+ 20 °C to + 60 °C (+ 68 °F to + 140 °F)
< 1 luna < 6 luni	+ 20 °C to + 55 °C (+ 68 °F to + 131 °F)
	+ 20 °C to + 45 °C (+ 68 °F to + 113 °F)
> 6 luni	+ 20 °C to + 35 °C (+ 68 °F to + 95 °F)

### Conditii depozitare si transport

Umiditate relativa	5 % ... 95 %, non-condensing
Presiune atmosferica	250 hPa ... 1100 hPa
Stocare	Stocare in ambalajul original, vertical , in mediu uscat si ferit de conditii extreme , vibratii etc

### Intensitate alarma (la 1 m distanta)

Cea mai mica	55 dBA, Level 1
Medie	60 dBA, Level 2
Cea mai mare	65 dBA, Level 3

### Rezistenta in cazul unei cauze periculoase

Presiunea la port conectare pacient Inspir 60 l/min	Circuit mono axial 2.9 hPa	Circuit bi axial 3.7 hPa
Presiunea la port pacient expir 60 l/min	Circuit monoaxial 2.1 hPa	Circuit bi axial 5.0 hPa
Conditii de masurare	Ventilator cu circuit monoaxial (art. no. 00014967) fara accesorii	Ventilator cu circuit bi axial (art. no. 00007969) fara accesorii

### Application parts

Masca, Canula Traheala , Tub endotraheal , senzor deget SpO<sub>2</sub> f

### TCerinte tehnice accesoriu

#### Oxgen inlet

Conectie	Quick-connect coupling
Presiune	≤ 1000 hPa
Flux	≤ 15 l/min

#### Filtru Bacterial

Conexiuni	22 / 15 mm cone (according to EN1281-1)
Rezistenta	< 2.3 hPa at 60 l/min
Volum compresibil	< 66 ml
Volum intern	< 200 ml

### Valori masurate

Parametru	Arie de afisare	Afisare in incrementi	Masuratori	Acuratete
Presiune	0 – 100 hPa	0.1 hPa	0.0 – 100 hPa	1.0 hPa ori 5 % din valoarea masurata <sup>1</sup>
Bara Presiune	0 – 60 hPa	15 Pa	0.0 – 100 hPa	1.0 hPa ori 5 % din valoarea masurata <sup>1</sup>
Volum	0 – 2.5 l	0.01 l	Calculata din masurare flux	0.03 l ori 20 % din valoarea masurata <sup>1</sup>
Flux	0 – 200 l/min	1 l/min	0 – 200 l/min	± 4 l/min
Oxigen	0 – 100 %	1 %	0 – 100 %	5 %
Frecventa	0 – 99 bpm	1 bpm	Calculata din durata inspir plus expir	1 bpm
I:E	1:0.1 – 1:25	0.1	Calculata sin perioad inspir plus expir in 0.002 s	0.2
MV (minut volum)	0 – 25 l	0.1 l	Calculata fdin masurare flux	0.03 l ori 20 %din valoarea masurata <sup>1</sup>
SpO <sub>2</sub>	35 – 100 %	1 %	35 – 100 %	± 2 % la 70 – 100 % ± 3 % la 50 – 70 % Nnedefinita < 50 %
Puls	30 – 240 bpm	1 bpm	30 – 240 bpm	± 2 bpm ori ± 2 % <sup>1</sup>
Rata scurgeri	0 – 230 l/min	1 l/min	0 – 230 l/min	10 l/min ori 20 %din valoarea masurata <sup>1</sup>

Toate fluzurile si volumele sunt masurate la 25°C (77°F) si 1030 hPa.

<sup>1</sup> Valoarea cea mai mare trebuie aplicata.

## Domeniul de setare si acuratetea controlului

### Parametrii de ventilatie

Tabel 14: Domeniu de setare si acuratetea controlului parametrilor de ventilatie

Parametru	Domeniul de setare	Pasi de setare	Acuratete
Volum Tidal	0.05 – 2 l [V < 1,5 l/s x inspiration time]	0.01 l	0.03 l ori 20 % din valoarea masurata
Presiune	4 – 20 hPa	0.5 hPa	1.0 hPa ori 5 % din valoarea masurata
IPAP	4 – 50 hPa	0.5 hPa	1.0 hPa ori 5 % din valoarea masurata
PS	4 – 50 hPa	0.5 hPa	1.0 hPa ori 5 % din valoarea masurata
PEEP	0 – 20 hPa [PEEP ≤ IPAP-3 hPa]	0.5 hPa	1.0 hPa ori 5 % din valoarea masurata
Frecventa	4 – 50 bpm	1 bpm	1 bpm
Tim apnee	0 – 60 s	1 s	1 s
Tim Inspir	0.3 – 8 s	0.1 s	0.1 s
Ti Max	1 – 10 s	0.1 s	0.1 s
Ti Min	0.4 – 5 s	0.1 s	0.1 s
I:E	4.00:1 – 1:4.00	0.1	0.1
Rampa	Nivel 1 – 5	1 level	-
Rampa flux	Nivel 1 – 5	1 level	-
Trigger Inspir	Nivel 1 – 10, auto	1 level	-
Trigger Expir	10 – 90 %	10 %	1 %
Trigger Lock	Off; 0.5 - 4 s [≤ 80 % din timpul max de expir]	0.1 s	0.1 s
Functia SMART	On, Off	-	-
Volum minim	Off; 0.05 – 2 l [cand IPAP > 47 hPa, tsi dupa ]	0.01 l	0.03 l ori 20 % din valoarea masurata

**Tabel 14:** Domeniu de setare si acuratete control parametrii de ventilatie

Parametru	Domeniu	Setare increment	Acuratete
Presiune aditionala	3 – 10 hPa [Additional Pressure $\leq$ 50 hPa – IPAP]	0.5 hPa	1,0 hPa ori 5 % din valoarea masurata
Max. Presiune	11 – 50 hPa [ $\geq$ PEEP+3 hPa]	0.5 hPa	1,0 hPa ori 5 % din valoarea masurata
Min. Preiune	2 – 40 hPa [ $\leq$ IPAP-1 hPa, $\geq$ PEEP+2 hPa ]	0.5 hPa	1,0 hPa ori 5 % din valoarea masurata

## PARAMETRII ALARMA

**TabEL 15:** Domeniul de setare si acuratete control parametrii de alarma

Parametru	Domeniul de setare	Setarea increment	Acuratete
Alarma Apnoe	Off, 1 – 60 s	1 s	1 s
Frecventa mare	Off; 10 – 120 bpm	1 bpm	1 bpm
Frecventa mica	Off; 1 – 50 bpm	1 bpm	1 bpm
Volum inspir mare	Off; 0.2 – 2.5 l	0.01 l	0.03 l ori 20 % din valoarea masurata
Volum inspir mic e	Off; 0.1 – 2 l	0.01 l	0.03 l ori 20 % din valoarea masurata
Volum expir mare	Off; 0.2 – 2.5 l	0.01 l	0.03 l ori 20 % din valoarea masurata
Volum expir mic	Off; 0.1 – 2 l	0.01 l	0.03 l ori 20 % din valoarea masurata
Ventilatie per minut mare	Off; 0.8 – 25 l	0.01 l	0.03 l ori 20 % din valoarea masurata
Ventilatie per minut mica	Off; 0.1 – 20 l	0.01 l	0.03 l i 20 % din valoarea masurata
Rata surgerii	On, Off	-	-

**Tabel 15: Domeniul de setare si acuratete control parametrii alarma**

Parametru	Domeniul de setare	Setarea increment	Acuratete
FiO <sub>2</sub> mare	Off; 30 – 100%	1 %	1 %
FiO <sub>2</sub> mic	Off; 18 – 90 %	1 %	1 %
SpO <sub>2</sub> mare	Off, 70 – 100 % [min. 1 % greater then "Low SpO <sub>2</sub> "]	1 %	1 %
SpO <sub>2</sub> mic	Off; 70 – 100% [min. 1 % lower than "High SpO <sub>2</sub> "]	1 %	1 %
Frecventa cardiaca mare	Off, 60 – 200 bpm [min. 10 bpm greater than "Low Heart Rate"]	1 bpm	1 bpm
Frecventa cardiaca mica	Off, 30 – 90 bpm [min. 10 bpm lower than "High Heart Rate"]	1 bpm	1 bpm
Toleranta presiune mare	1 – 10 hPa	0.5 hPa	1.0 hPa ori 5 % din valoarea masurata
Toleranta presiune mica	1 – 10 hPa	0.5 hPa	1.0 hPa ori 5 % din valoarea masurata

# SETARI IMPLICITE DE FABRICA A PARAMETRILOR DE VENTILATIE

**Tabel 16:** Setari implicite parametrii de ventilatie

Parametru	Mod		
	PCV (Set 1)	PSV (Set 2)	P-SIMV (Set 3)
IPAP	20 hPa	20 hPa	20 hPa
PEEP	5 hPa	5 hPa	5 hPa
Frecventa	12 bpm	12 bpm	12 bpm
Tim Inspir	2 s	3 s	2 s
Ti Max	-	4 s	4 s
Ti Min	-	0.4 s	0.4 s
Timp apnee	-	10 s	-
Rampa	3	3	3
Trigger Inspir	-	3	3
Trigger Expir	-	30 %	30 %
Trigger Lock	-	Off	Off
Functie SMART	-	On	On
Volum minim	Off	Off	-
Functie Sigh	Off	Off	Off

## PARAMETRII ALARMA

**Tabel 17:** Setari de fabrica parametrii alarma

Parametru	Mod		
	PCV (Set 1)	PSV (Set 2)	P-SIMV (Set 3)
Frecventa mare	30 bpm	30 bpm	30 bpm
Frecventa mica	-	4 bpm	-
Volum Inspir Mare	1 l	1 l	1 l
Volum inspir mic	0.2 l	0.2 l	0.2 l
Volum expir mare	1 l	1 l	1 l
Volum expir mic	0.2 l	0.2 l	0.2 l
Ventilatie per minut mare	Off	Off	Off
Ventilatie per minut mica	Off	Off	Off
Rata scurgere	Off	Off	Off
FiO <sub>2</sub> Mare	Off	Off	Off
FiO <sub>2</sub> Mic	Off	Off	Off
SpO <sub>2</sub> Mare	Off	Off	Off
SpO <sub>2</sub> Mic	Off	Off	Off
Frecventa cardiaca mare	Off	Off	Off
Frecventa cardiaca mica	Off	Off	Off
Toleranta presiune mare	3 hPa	3 hPa	3 hPa
Toleranta presiune mica	3 hPa	3 hPa	3 hPa

## PARAMETRII VENTILATOR

**Tabel 18:** Setari implicite parametrii ventilator

Parametru	Setari implicite	Domeniul de setare	Setare incrementi
Monitorizare FiO <sub>2</sub> -	Interna	Interna, Externa	-
Volm Alarma	3	1 – 3	1
Ecran mod noapte	Masuratori	Masuratori, luminos , intunecat	-
Schimbare data ora	2 min	Off, 20 s – 20 min	20 s – 100 s: 20 s 2 min – 20 min: 1 min
Luminozitate ecran	100 %	5 – 100 %	5 %
Luminozitate LEDs	100 %	5 – 100 %	5 %
Luinozitate MFK	100 %	5 – 100 %	5 %
Limba	English	Deutsch, English si altele	-
Unitatea de presiune	hPa	hPa, mbar, cmH <sub>2</sub> O	-
Unitatea de Volum	l	l, ml	-
Afisare timp inspir	Sec	Seco, I:E	-
NUmar de parametrii setati afisati	3	1 – 3	1

## STANDARD

VENTILATORUL ESTE COMPLIANT CU URMATOARELE

### STANDARD

- DIN EN 60601-1-2

Medical electrical equipment - Part 1-2: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral standard: Electromagnetic compatibility - Requirements and tests (IEC 60601-1-2:2007, modified)

- DIN EN 60601-1-4

Medical electrical equipment - Part 1-4: General requirements for safety; Collateral standard: Programmable electrical medical systems (IEC 60601-1-4:1996 + A1:1999)

- Medical electrical equipment - Part 1-8: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: General requirements, tests and guidance for alarm systems in medical electrical equipment and medical electrical systems (IEC 60601-1-8:2006 + A1:2012)

- DIN EN ISO 10651-6

(only for use with the single line circuit)

Lung ventilators for medical use - Particular requirements for basic safety and essential performance - Part 6: Home-care ventilatory support devices (ISO 10651-6:2004)

- DIN EN ISO 10651-2

(only for use with the double line patient circuit)

Lung ventilators for medical use - Particular requirements for basic safety and essential performance - Part 2: Home care ventilators for ventilator-dependent patients (ISO 10651-2:2004)


# Piese de schimb si accesorii



## **NOTICE**

Cititi cu atentie recomandarile de siguranta in ceea ce priveste piesele de schimb si accesoriile de la [page24](#).

Pentru a face comanda de piese de schimb sau accesorii contactati reprezentantul autorizat al HOFFRICH-TER

### PIESE DE SCHIMB

NUme Numar articol	Imagine
Circuit pacient biaxial cu tub masurare optional si sistem de prindere Velcro (L = 180 cm, Ø 22 mm) 00014972	
Adaptor filtru bacterian 00004933	
Adaptor conector FiO2 41000104	
SD card, 2 GB 11200010	
Cablu principal 31100023	
Sursa de putere 00014207	
Caseta fcompleta filtre 00002145	

Nume Articol	Imagine
Caseta filtre completa inchisa 00002146	
Caseta filtre completa deschiza inclusiv filtre 00002038	
Caseta filtre completa inchisa inclusiv filtre 00002058	
Capac caseta filtre 42101301	
Filtru grosier 1 pack (2 ea) 00014950	
Filtru grosier 00002993	
Filtru fin 1 pack (5 ea) 00014951	
Filtru fin 00002994	
Manual utilizare CARAT II pro pentru profesionistii medicali 50000625	
Manual utilizare CARAT II pro pentru pacienti 50000626	

Nume  
Article number

Imagine

Scurta introducere CARAT II pro  
50000645



---

Geanta transport  
00004875

---



## ACCESORII


NUme  
Articol

Imagine

Circuit pacient unica utilizare , valva exhalatie , tub control optional tub masurare  
(L = 180 cm, Ø 22 mm)  
00014970




Circuit pacient bi axial cu tub control optional si sistem de fixare Velcro fastener  
(L = 180 cm, Ø 22 mm)  
00014972



Circuit unica utilizare monoaxial cu valva exhalatie , linie control si optional tub masurare presiune  
(L = 150 cm, Ø 15 mm)  
00014971



Circuit pacient biaxial unica utilizare cu opional tub masurare presiune si sistem de fixare Velcro  
(L = 150 cm, Ø 15 mm)  
00014973




Adaptom tub masurare presiune




Filtru bacterian  
00004932



Senzor deget SpO<sub>2</sub> cablu 2 m  
00005292



Cablu extensie senzor SpO<sub>2</sub> 1 m 00005293



Nume	Articol	Imagine
Masca	Marime XS	Marime S
Standard NIPPV	00003461	Marime M
Full Face Mask		00003442
Standard NIPPV		Marime L
Full Face Mask		00003438
autoclavable		0003462
Cirri Comfort		00003439
Full Face Mask NIPPV	00003489	00003490
		00003491

Set masurare FiO<sub>2</sub> compus din  
 Senzor FiO<sub>2</sub>, Adaptor Tr, Adaptor senzor FiO<sub>2</sub> , cablu  
 conectare senzor FiO<sub>2</sub> cu surub  
 00004944



Senzor FiO OOM103-1  
 23000018



Adaptor T  
 23000019



Adaptor senzor FiO<sub>2</sub>  
 s 23000020



Nume	Figure
Articol	

Cablu conectare senzor FiO<sub>2</sub> cu surub 00014116



Adaptor conectare FiO<sub>2</sub> in unghi  
 41000087



Nume  
Articol

Imagine

Dop capat pacient tub expir  
42100449



USB cablu (PC  
00005291




AKKUPACK uni BASE "Ventilation"  
00011100



AKKUPACK uni PLUS  
00011099



Box alarma remote inclusiv accesorii  
00014122




Box alarma remote fara accesorii  
00004834



Cablu pentru box alarma  
remote  
00014115



Cablu pentru  
chemare asistenta  
00014117



Geanta transport  
00004879



## DECLARATIE PRODUCATOR COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICA

CARAT II ESTE COMPLIANT CU STANDARDUL IEC 60601-1-2:2014 si este destinat utilizarii sale in mediile electromagnetice descrise mai jos. Nerespectarea acestor conditii poate duce la o functionare necorespunzatoare a ventilatorului

### Ghid emisii electromagnetice si declaratie producator

CARAT II pro trebuie utilizat in urmatoarlee conditii de mediu

Emisii electromagnetice	Complianță	Electromagnetic environment – guidance
Emisii RF CISPR 11	Grup 1	CARAT II pro utilizeaza energie RF doar pentru functiile sale interne. De aceea acestea sunt slabe si nu influenteaza echipamentele din apropiere
Emisii RF e CISPR 11	Clasa B	CARAT II pro ventilator poate fi alimentat de la prizele domestice precum si de la cele publice cum ar fi cele din spital
Emisii Harmoni IEC 61000-3-2	Class A	
Variatii voltaj IEC 61000-3-3	compliant	

## Imunitate electromagnetică

CARAT II pro ventilator trebuie utilizat în mediul specificat mai jos

Test imunitate	IEC 60601 Test level	Nivel compliantă	Ghid mediu compatibil electromagnetic
Descarcări electrostatice (ESD) IEC 61000-4-2	± 8 kV contact ± 2, 4, 8, 15 kV air	± 8 kV contact ± 2, 4, 8, 15 kV air ± 2, 4, 8, 15 kV air display	Podeaua trebuie să fie din ceramica sau lemn . Dacă podeaua este material sintetic , umiditatea trebuie să fie mai mică de 30 %.
Disturbari RF IEC 61000-4-3	10 V/m 80 MHz – 2.7 GHz 80% AM at 1kHz	10 V/m	Echipamentele mobile și sau antenele lor nu trebuie să fie folosite în apropierea CARAT II pro sau la o distanță mai mică de 0.3 m.
	27 V/m 385 MHz PM: 18Hz	27 V/m	
	28 V/m 450 MHz FM ± 5Hz: 1kHz sinus	28 V/m	
	9 V/m 710, 745, 780 MHz PM:217Hz	9 V/m	
	28 V/m 810, 870, 930 MHz PM: 18Hz	28 V/m	
	28 V/m 1720, 1845, 1970 MHz PM: 217Hz	28 V/m	
	28 V/m 2450 MHz PM:217Hz	28 V/m	
	9 V/m 5240, 5500, 5785 PM:217Hz	9 V//m	
Variatii bruse IEC 61000-4-4	± 2 kV ptr liniile de alimentare ± 1 kV ptr liniile intrare ieșire	± 2 kV ptr liniile de alimentare ± 1 kV ptr liniile intrare ieșire	Calitatea impământerii este recomandată fi de tip public

## Imunitate electromagnetică

Test Imunitate	IEC 60601 Nivel test	Nivel compliantă	Ghid mediu electromagnetic
Strafulgerari IEC 61000-4-5	$\pm 1 \text{ kV}$ linie cu linie $\pm 2 \text{ kV}$   linie pamant	$\pm 1 \text{ kV}$   linie linie $\pm 2 \text{ kV}$ voltage   linie pamant	Priza de curent trebuie sa fie de timp comercial sau spital
Disturbante RF o IEC 61000-4-6	$3 \text{ V}_{\text{rms}}$ 150 kHz – 80 MHz  $6 \text{ V}_{\text{rms}}$ in ISM in banda radio amatori 150 kHz – 80 MHz	3 V  6 V	Echipamentele mobile sau antenele acestora nu trebuie sa fie utilizate in apropierea CARAT II pro, ila o distanta mai mica de 0.3 m
Frecventa curent (50/60 Hz) camp magnetic IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	Campul magnetic trebuie sa fie cel specific prizelor comerciale sau de spital
Variatii sau intreruperi voltaj IEC 61000-4-11	> 95 % dip in $U_T$ ptr 0.5 cycle  > 95 % dip in $U_T$ ptr 1 cycle  30 % dip in $U_T$ ptr 25(50 Hz) cycles/ 30(60 Hz) cycles  95 % dip in $U_T$ ptr 250 (50 Hz) cycles/ 300 (60 Hz) cycles	> 95 % dip in $U_T$ ptr 0.5 cycle  > 95 % dip in $U_T$ ptr 1 cycle  30 % dip in $U_T$ ptr 25 cycles  > 95 % dip in $U_T$ ptr 5 s	sursa de putere trebuie sa fie de tip comercial sau de spital CARAT II pro trebuie conectat la o sursastabilizatoare tensiune si curenti daca sunt constatate variatii mari in priza directa.

## NEUTRALIZARE

Procedati la neutralizarea ventilatorului si accesoriilor sale in concordanta cu normele de mediu legale

### VENTILATOR



Nu aruncați ventilatorul la gheata de gunoi publică

### BATERIE



Bateriile inlocuite trebuie să fie neutralizate în conformitate cu legislația de mediu în vigoare

### AMBALAJ



Amabalajul în care a fost furnizat este întotdeauna întors de obicei de furnizor.

### SENZOR FiO<sub>2</sub> SENSOR



Senzorul FiO<sub>2</sub> trebuie neutralizat în conformitate cu recomandările producătorului și legislația de mediu în vigoare

## DISCLAIMER

HOFFRICHTER GmbH nu este responsabil cu privire la garantie , performanta si durabilitate daca utilizatorul a:

- fntervenit neautorizat , a facut modificari , extensii , calibrari , reparatii inclusiv cele de intretinere cu alt personal decat cel autorizat de producator
- a folosit accesorii, piese de schimb , consumabile de la alti producatori
- ventilatorul a fost utilizat in alt scop si in alt mod decat cel descris in prezentul manual
- instructiunile de curatare si dezinfecțare nu au fost facute la timp si corespunzator cu prevederile prezentului manual