

HUMATEX CRP

Тест латекс-агглютинации на предметном стекле для качественного и полуколичественного определения С-реактивного протеина в неразведённой сыворотке

Торговая форма

[REF] 4	40042	40 тестов	полный набор
	40040	100 тестов	CRP-латексный реагент
	40043	100 тестов	полный набор
	40037	100 мл	[GBS]

[IVD]

Метод

Тест HUMATEX CRP базируется на иммунологической реакции между человеческим С-реактивным протеином (CRP) сыворотки пациента или контрольной сыворотки и соответствующим антителом анти-человеческой CRP, связанным на поверхности полистироловых латексных частиц. На положительную реакцию будет указывать отчётливо видимая агглютинация латексных частиц в поле для теста на применяемом предметном стекле.

Содержание

- [LR] CRP-латексный реагент (синий) (белый колпачок)
Суспензия полистироловых латексных частиц, окрашенная в синий цвет и нагруженная моноспецифическим анти-человеческим CRP антителом (козье) 1,0 %
- [PC] 0,5 или 1 мл Положительная контрольная сыворотка (красный колпачок)
Готовый к применению контроль с CRP концентрацией, вызывающей отчётливую агглютинацию (челов.).
- [NC] 0,5 или 1 мл Отрицательная контрольная сыворотка (зелёный колпачок)
Готовый к употреблению контроль, неактивный с [LR] 1 предметное стекло с 6-ю полями для теста

[REF] 40037

[GBS]	Буфер глицин-NaCl	pH 8,2 ± 0,2
	глицин	100 ммоль/л
	NaCl	1 г/л

[LR], [PC], [NC] и [GBS] содержат 0,095% азида натрия.

Стойкость

[LR], [PC] и [NC] хранятся при 2...8°C до указанного срока годности.

Реагенты не замораживать!

Исследуемый материал

Сыворотка

Стойкость: до 24 часов при 2...8°C
до 4 недель при -20°C

Схема пипетирования

А. Качественное определение (скрининг-тест)

[LR], [PC], [NC] и пробы сыворотки довести до комнатной температуры. [LR] непосредственно перед применением тщательно перемешать, для того чтобы латексные частички полностью суспендировались.	
На отдельные поля предметного стекла пипетировать/капать:	
Пробу сыворотки	40 мкл
[PC], красный колпачок	1 капля
[NC], зелёный колпачок	1 капля
[LR], белый колпачок, на все поля проб и контролей	1 капля на каждое поле
Перемешать отдельными палочками и жидкость распределить по всей поверхности каждого поля.	
Плату покачивать в течение 2 минут так, чтобы смесь внутри каждого тестового поля медленно передвигалась по кругу. Можно также применять для этого автоматический ротатор с 100 об./мин	
По истечении 2 минут прочитать результат под ярким искусственным светом.	

Выводы

Отчётливая агглютинация латексных частиц показывает содержание CRP более 6 мг/л в неразведённой пробе пациента. Сыворотки, показывающие положительную реакцию, необходимо перепроверить титрованием (см. часть Б).

Б. Полуколичественное определение

Сыворотку пациента развести с [GBS] ([REF] 40037):

Разведение	CRP (мг/л в неразведённой пробе)
1 + 1 (1 : 2)	12
1 + 3 (1 : 4)	24
1 + 7 (1 : 8)	48
1 + 15 (1 : 16)	96
1 + 31 (1 : 32)	192

Дальнейшее проведение, как описано в части А

Вывод

Считывание на самой высокой ступени разведения (титр), где ещё видна агглютинация.

Для получения результата в мг/л необходимо умножить титр на коэффициент пересчёта 6 (см. «Чувствительность»);

например: титр 1 : 16 → CRP-концентрация

16 x 6 (мг/л) = 96 (мг/л).

Чувствительность

Чувствительность теста HUMATEX CRP установлена так, что в неразведённой сыворотке выявляется концентрация CRP в примерно 6 мг/л и выше.

Контроль качества

[PC] и [NC] необходимо использовать в каждой серии и результаты каждой пробы сравнивать с соответствующим контролем, с тем чтобы отличать возможную грануляцию от агглютинации.

[PC] - отчётливая агглютинация спустя 2 минуты.

[NC] - спустя 2 минуты гомогенная суспензия без видимой агглютинации.

Диагностическая оценка

Определение CRP является чувствительным подтверждением воспалительных процессов, например ревматической лихорадки и острой фазы хронического полиартрита. Наблюдение содержания CRP в сыворотке может служить для контроля лечения.

Характеристика возможностей

Типичные данные можно найти в Верификационном репортаже через интернетный адрес:

www.human.de/data/gb/vr/LX-CRP.pdf или

www.human-de.com/data/gb/vr/LX-CRP.pdf

Важные примечания

- Не применять загрязнённые и сильно липемические сыворотки, т.к. они могут вызвать неспецифические реакции.
- Реакционное время не должно превышать 2 минуты, потому что эффект высыхания может дать ложно положительный результат.
- Пипетку при пипетировании держать вертикально.
- Окончательный диагноз, как обычно в диагностике, не должен основываться на одном только результате, но должно сочетаться с другими результатами тестов и клиническими исследованиями.
- Все реагенты содержат азид натрия. Следует избегать проглатывания, соприкосновения с кожей и слизистыми оболочками.
- [PC] был исследован на наличие HBsAg, ВИЧ- и HCV-антител и был признан неактивным. Несмотря на отрицательные результаты вероятная инфекционность не исключена, поэтому обращаться как с потенциально инфекционным материалом.

Литература

- Singer, J. M. et al., Amer. J. Clin. Path. 28, 611 (1957)
- Nilsson, L. A., Acta Path. Microbiol. Scand. 73, 129 (1968)
- Scherffarth, F. et al., Blut 20, 296 (1970)
- ISO 15223 Medical devices - Symbols to be used with medical device labels labelling and information to be supplied.

LX-CRP
INF 4004001 R
01-2002-8

Human Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH
Max-Planck-Ring 21 - D-65205 Wiesbaden - Germany
Telefon: +49 6122 9988 0 - Telefax: +49 6122 9988 100 - eMail: human@human.de

HUMATEX RF

Тест латекс-агглютинации на предметном стекле для качественного и полуколичественного определения ревматических факторов в неразведённой сыворотке

Торговая форма

REF ⁴	40052	40 тестов	полный набор
	40050	100 тестов	РФ-латекс реагент
	40053	100 тестов	полный набор
	40037	100 мл	GBS

IVD

Метод

Тест HUMATEX RF основывается на реакции агглютинации между ревмофакторами (РФ) сыворотки пациента или контрольной сыворотки и человеческим иммуноглобулином G (IgG), связанным с частицами полистирол-латекса. Положительная реакция проявляется через отчётливо видимую агглютинацию частиц латекса в поле для теста применяемого предметного стекла.

Содержание

LR	РФ-латекс реагент (белый) (белый колпачок) Белая полистирол-латексная суспензия, соединённая с человеческим иммуноглобулином G (IgG) 1,0 %
PC	0,5 или 1 мл положительная контрольная сыворотка (красный колпачок) Готовый к применению контроль, вызывающий отчётливую агглютинацию. Анти-человеческий-IgG (козий)
NC	0,5 или 1 мл отрицательная контрольная сыворотка (зелёный колпачок) Готовый к применению контроль, неактивный с LR 1 предметное стекло с 6-ю полями для теста

REF 40037

GBS	Буфер глицин-NaCl	pH 8,2 ± 0,2
	Глицин	100 ммоль/л
	NaCl	1 г/л

LR, PC, NC и GBS содержат 0,095% азида натрия.

Стойкость

LR, PC и NC хранятся при 2...8°C до указанного срока годности.

Реагенты не замораживать!

Исследуемый материал

Сыворотка: Хранится при 2...8°C до 24 часов
Хранится при -20°C до 4 недель

А. Качественное определение (скрининг-тест)

Схема пипетирования

LR, PC, NC и пробы сыворотки довести до комнатной температуры. LR непосредственно перед применением тщательно перемешать, для того чтобы частички латекса полностью суспендировались.	
На отдельные поля предметного стекла пипетировать/капать:	
Проба сыворотки	40 мкл
PC, красный колпачок	1 капля
NC, зелёный колпачок	1 капля
LR, белый колпачок, на все поля проб и контролей	1 капля на поле
Перемешать отдельными палочками и жидкость распределить по всей поверхности каждого поля.	
Плату покачивать 2 минуты так, чтобы смесь внутри каждого тестового поля медленно передвигалась по кругу. Можно использовать подходящий ротатор с 100 об./мин	
По истечении 2 минут прочитать результат под ярким искусственным светом.	

Выводы

Отчётливая агглютинация частиц латекса свидетельствует о содержании РФ более чем 20 МЕ/мл в неразведённой пробе.

Сыворотки, в которых происходила положительная реакция, необходимо проверить в тесте с титрами (см. часть Б).

Б. Полуколичественное определение

Сыворотки пациентов развести с GBS (REF 40037):

Разведение	РФ (МЕ/мл в неразведённой пробе)
1 + 1	(1 : 2) 24
1 + 3	(1 : 4) 48
1 + 7	(1 : 8) 96
1 + 15	(1 : 16) 192
1 + 31	(1 : 32) 384

Дальнейшее проведение, как описано в части А

Вывод

Считывание результатов на самой высокой степени разведения, при которой ещё видна агглютинация.

Для того чтобы получить результат в МЕ/мл необходимо титр умножить на коэффициент пересчёта 12 (см. «Чувствительность»):

Например: Титр 1 : 16 → РФ-концентрация:

$$16 \times 12 \text{ (МЕ/мл)} = 192 \text{ (МЕ/мл)}$$

Чувствительность

В разведённых пробах с GBS чувствительность теста составляет 12 МЕ/мл.

Калиброван по «Интернациональной Референтной установленной сыворотке при ревматоидном артрите» (ВОЗ).

Контроль качества

PC и NC использовать вместе с каждой тест-серией и ее результаты сравнивать с результатами соответствующего контроля с тем, чтобы отличить агглютинацию от возможной грануляции.

PC - отчётливая агглютинация через 2 минуты.

NC - через 2 минуты гомогенная суспензия без видимой агглютинации.

Диагностическая оценка

Через определение ревматических факторов можно провести границу между прогрессирующим хроническим полиартритом (ПХП), при котором ревматические факторы выявляются в почти 80% сывороток пациентов, больных ПХП, и ревматической лихорадкой, при которой ревматические факторы практически отсутствуют. РФ-тест чаще положителен при остром или длительно продолжающемся процессе, чем на ранней стадии или при менее остро протекающих заболеваниях.

РФ могут обнаруживаются иногда у пациентов с нодозным полиартритом, красной волчанкой, гепатитом и в некоторых других случаях.

Характеристика возможностей

Типичные данные можно найти в Верификационном репортаже через интернетный адрес:

www.human.de/data/gb/vr/LX-RF.pdf или

www.human-de.com/data/gb/vr/LX-RF.pdf

Важные примечания

1. Загрязнённые и сильно липемические сыворотки не должны применяться, так как они могут вызвать неспецифические реакции.
2. Реакционное время не должно превышать 2 минуты, потому что эффект высыхания может дать ложно положительный результат.
3. Пипетку при пипетировании держать вертикально.
4. Окончательный диагноз, как обычно в диагностике, не должен основываться только на одном результате, необходимо его сочетание с другими результатами тестов и клиническими исследованиями.
5. Все реагенты содержат азид натрия. Следует избегать проглатывание, соприкосновение с кожей и слизистыми оболочками.
6. Все реагенты человеческого происхождения были исследованы на наличие антител HBsAg и ВИЧ и были признаны неактивными. Несмотря на отрицательные результаты возможная инфекционность не исключена, поэтому работать с ними необходимо как с потенциально инфекционным материалом.

Литература

1. Waaler, E., Acta Path. Microb. Scand. 17, 1 - 2 (1940)
2. Bandilla, K.L., Mc Duffie, F.C., Arthritis Rheum., 12, 74 (1969)
3. Müller, W., The Serology of Rheumatoid Arthritis. Berlin-Göttingen-Heidelberg (1962) 97
4. ISO 15223 Medical devices - Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied.

LX-RF
INF4005001 R
01-2002-11

Human Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH
Max-Planck-Ring 21 - D-65205 Wiesbaden - Germany
Telefon: +49 6122 9988 0 - Telefax: +49 6122 9988 100 - e-mail: human@human.de

HUMATEX ASO

Тест латекс-агглютинации на предметном стекле для качественного и полуколичественного определения антистрептолизина-О в неразведённой сыворотке

Торговая форма

REF ⁴	40062	40 тестов	полный набор
	40060	100 тестов	АСО-латексный реагент
	40063	100 тестов	полный набор
	40037	100 мл	GBS

IVD

Метод

Тест HUMATEX ASO содержит полистироловые латексные частицы, сенсibilизированные стабилизированным стрептолизин-О в качестве антигена, который иммунологически реагирует с соответствующими антителами анти-стрептолизина-О (АСО) сыворотки пациента или контрольной сыворотки. Положительная реакция будет проявляться через отчётливо видимую агглютинацию латексных частиц в поле для теста используемого предметного стекла.

Содержание

- LR** АСО латексный реагент (жёлтый) (белый колпачок)
Суспензия полистироловых латексных частиц, нагруженных стабилизированным стрептолизин-О, окрашенная в жёлтый цвет 1,0%
- PC** 0,5 или 1 мл положительная контрольная сыворотка (красный колпачок)
Готовая к употреблению контрольная человеческая сыворотка, с концентрацией АСО, вызывающей отчётливую агглютинацию
- NC** 0,5 или 1 мл отрицательная контрольная сыворотка (зелёный колпачок)
Контроль готовый к употреблению, неактивный с **LR**
- 1 предметное стекло с 6 полями для теста

REF 40037:

GBS	буфер глицин-NaCl	pH 8,2 ± 0,2
	глицин	100 ммоль/л
	NaCl	1 г/л

LR, **PC**, **NC** и **GBS** содержат 0,095% азида натрия.

Стойкость

LR, **PC** и **NC** хранятся при 2...8°C до указанного срока годности. Реагенты не замораживать!

Исследуемый материал

Сыворотка

Стойкость: до 24 часов при 2...8°C
до 4 недель при -20°C

Схема пипетирования

А. Качественное определение (скрининг-тест)

LR, **PC**, **NC** и пробы сыворотки довести до комнатной температуры. **LR** тщательно перемешать непосредственно перед использованием, чтобы латексные частицы полностью суспендировались.

На отдельное поле платы пипетировать/капать:

пробу сыворотки	40 мкл
PC , красный колпачок	1 капля
NC , зелёный колпачок	1 капля
LR , белый колпачок, на все поля проб и контролей	1 капля в каждое поле

С помощью отдельных палочек перемешать и жидкость распределить по всей поверхности каждого поля

Плату покачивать в течении 2 минут так, чтобы смесь внутри каждого поля медленно передвигалась по кругу. Можно применять соответствующий ротатор с 100 об./мин

По истечении 2 минут прочитать результат под ярким искусственным светом

Выводы

Отчётливая агглютинация латексных частиц свидетельствует о содержании АСО в неразведённой сыворотке в размере больше чем 200 МЕ/мл. Сыворотки, показывающие положительную реакцию, необходимо перепроверить титрованием (см. часть Б).

Б. Полуколичественное определение

Развести сыворотку пациента с **GBS** (**REF** 40037):

Разведение	АСО (МЕ/мл в неразведённой пробе)
1 + 1 (1 : 2)	400
1 + 2 (1 : 3)	600
1 + 3 (1 : 4)	800
1 + 4 (1 : 5)	1000

Дальнейшее проведение, как описано в части А

Вывод

Результат считать на наивысшей ступени разведения (титр), на которой ещё отмечается агглютинация.

Для получения результата в МЕ/мл, нужно титр умножить на коэффициент пересчёта 200 (см. «чувствительность»);

Например: титр 1 : 5 → АСО-концентрация

5 × 200 (МЕ/мл) = 1000 (МЕ/мл)

Чувствительность

Чувствительность теста HUMATEX AS установлена так, что он выявляет концентрацию АСО в неразведённых пробах сывороток в 200 МЕ/мл и выше в соответствии с «International Reference Preparation» ВОЗ.

Контроль качества

PC и **NC** контроли должны проводиться вместе с каждой серией теста и их результаты сравниваться соответственно с результатами проб, для того чтобы можно было отличить грануляцию от агглютинации.

PC - отчётливая агглютинация через 2 минуты.

NC - через 2 минуты гомогенная суспензия без видимой агглютинации

Диагностическое значение

Такие заболевания, как ревматическая лихорадка и гломерулонефрит могут диагностироваться предпочтительно через определение АСО-титра. АСО-титр выше 200 МЕ/мл указывает на острую стрептококковую инфекцию. Рекомендуется контролировать АСО-титр через каждые 14 дней в течение 4 - 6 недель.

Характеристика возможностей

Типичные данные можно найти в Верификационном репортаже через интернетный адрес:

www.human.de/data/gb/vr/LX-ASO.pdf или

www.human-de.com/data/gb/vr/LX-ASO.pdf

Важные примечания

1. Загрязнённые и сильно липемические сыворотки непригодны для проведения теста, т.к. они вызывают неспецифические реакции.
2. Время реакции не должно превышать 2 минуты, потому что эффект высыхания может привести к ложно положительным результатам.
3. При пипетировании пипетки держать вертикально.
4. Окончательный диагноз, как обычно в диагностике, не должен основываться на одном только результате, но должен ставиться при корреляции результатов нескольких тестов с другими клиническими исследованиями.
5. Все реагенты содержат в качестве консервирующего средства аزيد натрия. Избегать проглатывания, соприкосновения с кожей и слизистыми оболочками.
6. **PC** были исследованы на HBsAg, антитела ВИЧ и HCV и признаны неактивными. Но всё же отрицательные результаты не исключают полностью возможной инфекции, поэтому обращаться с компонентом как с потенциально инфекционным материалом.

Литература

1. Klein, G.C. et al., Appl. Microbiol. 21, 999 (1979)
2. Spann, I. et al., Bull. WHO 24, 271 (1961)
3. Klein, G. C., Manual of Clinical Immunology, Amer. Soc. Microbiol. 264 (1976)
4. ISO 15223 Medical devices - Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied

LX-ASO
INF 4006001 R
01-2002-7



Human Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH
Max-Planck-Ring 21 - D-65205 Wiesbaden - Germany
Telefon: +49 6122 9988 0 - Telefax: +49 6122 9988 100 - eMail: human@human.de

SYPHILIS TRHA liquid

Тест гемагглютинации для качественного и количественного определения антитела бледной трепонемы

Торговая форма

REF ⁹	50 101	100 тестов	полный набор
IVD			

Метод

SYPHILIS TRHA liquid является непрямым тестом гемагглютинации для определения специфического антитела против бледной трепонемы. Птичьи эритроциты покрыты антигенами бледной трепонемы, которые агглютинируют в присутствии антител бледной трепонемы с образованием характерной картины на микротитр-платах. Антитела против непатогенной трепонемы абсорбируются в клеточной суспензии экстрактом трепонемы Рейтера.

Действующие составные части и содержание

STC	2 x 4 мл	TRHA тест-клетки (белый колпачок) готов к употреблению, (птичьи клетки)
SCC	2 x 5 мл	TRHA контрольные клетки (голубой колпачок) готов к употреблению, (птичьи клетки)
PC	0,5 мл	TRHA положительный контроль (красный колпачок) Стабилизированный жидкий контроль, реактивный с тест-клетками, (человеческая сыворотка)
NC	0,5 мл	TRHA отрицательный контроль (зеленый колпачок) Стабилизированный жидкий контроль, неактивный с тест-клетками и контрольными клетками.
DIL	20 мл	TRHA раствор для разведения (кроличья сыворотка)

Дополнительно необходимый материал

Микропипетки или микродозатор (25 мкл, 75 мкл, 100 мкл)
Жесткие (стироновые) планшеты для микротитрования (напр. Dynex M24A фирмы Labsystems)

Стойкость

Нераспечатанные реагенты сохраняются при 2...8°C до указанного срока годности.
После вскрытия реагенты сохраняются в течение 6 недель при 2...8°C и две недели при 15...25°C (избегать загрязнения)

Исследуемый материал

Применять сыворотку (плазму запрещено). Избегать загрязнения и гемолиза! Свежие пробы сыворотки могут сохраняться при 2...8°C максимум в течение 24 часов или 4 недели при -20°C.

Проведение

А Качественное определение

1. При помощи микропипетки пипетировать DIL 100 мкл в первое углубление и по 25 мкл во 2-ое и 3-е углубления.
2. 25 мкл пробы или PC, NC пипетировать в углубление 1. С помощью микродозатора или микропипетки содержимое перемешать, после чего 25 мкл из углубления 1 перенести в углубление 2 (контрольное углубление). Перемешать и перенести 25 мкл из углубления 2 в углубление 3 (тест-углубление). Перемешать и 25 мкл из 3-его углубления выбросить.
3. В углубление 2 пипетировать 75 мкл хорошо ресуспендированного SCC, в углубление 3 пипетировать 75 мкл хорошо ресуспендированных STC.
4. Содержимое углублений тщательно перемешать.
5. Плату для микротитрования поставить на белый, ровный фон, защищая от прямого солнечного света и сотрясений. Результат считать через 45-60 минут. Можно оставить плату стоять на ночь до считывания результата.

Выводы

Отрицательный результат:

Четкая «пуговица» из неагглютинированных клеток, с небольшим отверстием в центре или без него.

Неопределенный результат

«Пуговица» из клеток с небольшим отверстием в центре (имеет вид толстого узкого кольца с ясным фоном). Такие пробы необходимо исследовать повторно.

Положительный результат

Частичная или полная агглютинация клеток (в виде равномерной пленки, окруженной возможно кольцом клеток). Слабоположительные пробы дают кольцо с краями в виде бахромы, окруженное агглютинированными клетками. Пробы с положительным результатом исследовать методом титрования в ходе количественного теста.

SCC в углублении 2 должна появляться компактная «пуговица» из неагглютинированных клеток. Агглютинация указывает на наличие

неспецифических агглютининов в пробе, причём результат будет считаться недействительным. Такие пробы абсорбировать с SCC, после чего тест повторить (см. примечание 2).

Б. количественное определение

1. DIL пипетировать так же, как в качественном тесте, но дополнительно в углубления 4 – 10.
2. 25 мкл разведенной сыворотки из углубления 3 не выбрасывать, а перенести в 4-ое углубление и перемешать, 25 мкл перенести из 4-ого в 5-ое углубление и т. д. 25 мкл из последнего разведения в углублении 10 выбросить.
3. Пипетировать 75 мкл SCC в углубление 2 и 75 мкл STC в углубления 3 – 10.
4. Дальнейшая процедура как в качественном определении. (А)

Выводы

Агглютинация в тест-углублениях показывает положительный результат, при условии, что в контрольном углублении агглютинация не появляется. Титр определяется как последняя степень разведения сыворотки, где ещё наблюдается агглютинация (углубление 3, 1:80; углубление 4, 1:160 и т. д.). Пробы с титром $\geq 1:80$ следует считать реактивными для антител бледной трепонемы.

Контроль качества

Оба контроля необходимо использовать в каждой серии исследований. NC должен образовывать во всех углублениях узкую пуговицу, PC показывать титр $1:2560 \pm 1$. Агглютинация должна уменьшаться от углубления 3 к 9.

Важные примечания

1. Syphilis TRHA liquid Test является поисковым тестом. Положительные пробы необходимо обязательно перепроверить подтверждающим тестом. В ходе независимой оценки теста Syphilis TRHA liquid его общая диагностическая чувствительность составила 98,5%, а общая диагностическая специфичность 100%. В пробах с ранним сифилисом, содержащих преимущественно IgM, тест может дать отрицательные результаты. При существовании подозрения на инфекцию сифилиса следует протестировать свежую пробу через 2 недели. Обязательно учитывать информацию из анамнеза. Поскольку специфические антитела персистируют в крови длительное время, то тест может оказаться положительным у вылеченных от сифилиса пациентов. В литературе встречаются сведения о ложно-положительных результатах, полученных аналогичными тест-системами, при таких заболеваниях как лепра, инфекционный мононуклеоз и коллагенозы, однако собственных результатов на этот счет у нас нет. Окончательный диагноз должен ставиться поэтому при учете дополнительных клинических/диагностических сведений.
2. Сыворотки проб с недействительным результатом (реакция в контрольном углублении) необходимо абсорбировать: 25 мкл пробы хорошо перемешать с 0,5 мл SCC и оставить постоять 30 минут, затем центрифугировать. 25 мкл абсорбированной надосадочной жидкости перемешать с 75 мкл STC в одном из углублений. Далее провести исследование и сделать вывод, как описано в качественном тесте (А).
3. Реагенты и контроли содержат азид натрия (0,095%) в качестве консервирующего средства. Избегать проглатывания, соприкосновения с кожей и слизистыми оболочками.
4. Все реагенты человеческого происхождения были обследованы на HbsAg, антитела HCV и ВИЧ и признаны неактивными. Несмотря на отрицательные результаты не исключена полностью возможная инфекционность, поэтому с материалами обращаться как с потенциально инфекционными.

Характеристика возможностей

Типичные данные можно найти в Верификационном репортаже через интернетный адрес:

www.human.de/data/gb/vr/LX-TPHA.pdf
www.human-de.com/data/gb/vr/LX-TPHA.pdf

Литература

1. Garner, M.F. et al., Brit. J. Vener. Dis. 48, 470 (1972)
2. Johnsten, N. A., Brit. J. Vener. Dis. 48, 474 (1972)
3. Lesinski, J. et al., Brit. J. Vener. Dis. 50, 334 (1974)
4. Luger, A., Sprendlingwimmer, J., W.H.O. Document WHO/ VDT/ RES 72, 284 (1972)
5. O'Neill, P. et al., Brit. J. Vener. Dis. 49, 427 (1973)
6. Sequeira, P. J. L., Eldridge, A. E., Brit. J. Vener. Dis. 49, 242 (1973)
7. Shore, R. N., Arch. Dermatol. 109, 853 (1974)
8. Tomizawa, T., Kasamatsu, S., Jap. J. Med. Sci. Biol. 19, 305 (1966)
9. ISO 15223 Medical devices - Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied

LX-TPHA
INF 5010101 R
10-2002-15



Human Gesellschaft für Biochemie und Diagnostica mbH
Max-Planck-Ring 21 - D-65205 Wiesbaden - Germany
Telefon: +49 6122 9988 0 - Telefax: +49 6122 9988 100 - eMail: human@human.de