



CONMED

**CĂRUCIOARE DE VIZUALIZARE, AV8500, AV8501
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**



DESCRIERE ȘI UTILIZARE

REF	Descriere
AV8500	CĂRUCIOR DE VIZUALIZARE, 120 V C.A.
AV8501	CĂRUCIOR DE VIZUALIZARE, 240 V C.A.

Cărucioarele de vizualizare AV8500 și AV8501 sunt utilizate pentru a stoca echipamente endoscopice pentru specialități chirurgicale unice sau multiple și se află în afara câmpului steril. Acestea beneficiază de rafturi reglabile pentru plasarea echipamentelor și pentru depozitare, includ un transformator de izolare și un cablu de alimentare pentru priză. Rolele încorporate în baza căruciorului permit un transport facil. Puteți bloca toate rolele, pentru a împiedica rularea atunci când este cazul. Sunt disponibile diverse suporturi pentru monitoare care permit montarea pe cărucior a monitoarelor video și ajustarea acestora pentru o vizualizare optimă. Consultați secțiunea Specificații tehnice pentru fiecare cărucior.

UTILIZARE PREVĂZUTĂ

Cărucioarele de vizualizare AV8500 și AV8501 sunt utilizate pentru a stoca echipamente endoscopice pentru specialități chirurgicale unice sau multiple.

CONTRAINDICAȚII

Niciuna cunoscută.

AVERTISMENTE ȘI MĂSURI DE PRECAUȚIE

Nu omiteți această secțiune. Aceasta conține avertismente și măsuri de precauție care trebuie înțelese în întregime înainte de utilizarea echipamentului. Neînțelegerea și nerespectarea acestor avertizări și precauții poate cauza vătămarea corporală sau chiar decesul pacientului.



Cuvintele **AVERTISMENT**, **MĂSURĂ DE PRECAUȚIE** și **NOTĂ** au semnificații speciale și trebuie citite cu atenție.

AVERTIZARE: Un avertisment conține informații esențiale referitoare la reacțiile adverse severe și la riscurile potențiale care pot surveni în cazul utilizării corecte sau greșite a echipamentului. Nerespectarea informațiilor sau procedurilor incluse într-o avertizare ar putea provoca vătămări sau alte reacții adverse severe pentru pacient și/sau pentru echipa chirurgicală.



PRECAUȚIE: O precauție conține instrucțiuni privind măsuri speciale care trebuie aplicate de către operator în vederea utilizării sigure și eficiente a echipamentului. Nerespectarea informațiilor sau a procedurilor prezentate într-o precauție poate cauza deteriorarea echipamentului.





NOTĂ: O notă este adăugată pentru a furniza informații suplimentare precise. Aceste informații nu au niciun efect esențial asupra pacientului sau a echipamentului.



AVERTIZĂRI

1. Acest echipament este destinat utilizării de către cadrele medicale care s-au familiarizat complet cu tehnicile necesare și cu instrucțiunile de utilizare a echipamentului. Citiți și respectați toate notificările de precauție și instrucțiunile marcate pe produs și incluse în acest manual.
2. Nu modificați echipamentul fără autorizarea producătorului.
3. Nu utilizați echipamentul în prezența anestezicilor inflamabile, gazelor, agenților de dezinfectare, soluțiilor de curățare sau materialelor susceptibile la aprindere în prezența scânteilor electrice.
4. Conectorul 12G-SDI este un conector video de tip transversă.
5. Pentru a evita riscul de electrocutare, acest echipament se va conecta doar la o rețea de alimentare cu împământare de protecție.
6. Fiabilitatea legăturii la pământ poate fi obținută numai atunci când echipamentul este conectat la o priză echivalentă marcată „De calitate spitalicească” sau „Numai pentru uz spitalicesc”.
7. Nu folosiți adaptoare sau cabluri prelungitoare; aceste dispozitive pot compromite împământarea de siguranță, rezultând vătămări corporale.
8. Nu conectați căruciorul la aceeași priză electrică sau la aceeași împământare cu alte echipamente de sprijinire a vieții sau de susținere a vieții.
9. Conectați la cablul de alimentare numai dispozitivele descrise aici. Consultați secțiunea „Echipamente compatibile”. Dacă conectați alte dispozitive nelistate, pot apărea cazuri de electrocutare.
































10. În cazul în care întrerupătorul de protecție este declanșat: determinați dacă unitatea este supraîncărcată, ajustați sarcina în mod corect, lăsați unitatea să se răcească și reșetați întrerupătorul de protecție, înainte de a relua funcționarea.
11. Nu poziționați căruciorul astfel încât, în timpul utilizării, cablul principal de alimentare, de la sursa de alimentare externă, să nu poată fi accesat.
12. Pentru a izola dispozitivul de sursa de alimentare, în caz de urgență, deconectați cablul principal de alimentare de la sursa de alimentare externă.
13. Nu încercați să deschideți transformatorul de izolare. Pot fi prezente tensiuni ridicate, care genera pericol de electrocutare. Unitatea trebuie să fie depanată numai de personal de întreținere calificat.
14. Opriti echipamentele sensibile din punct de vedere electric (de exemplu, Sistemul pentru captură de imagini) înainte de a deconecta cablul principal de alimentare de la sursa de alimentare externă.
15. Asigurați-vă că rolele sunt în poziție blocată atunci când: A) nu se deplasează; B) înainte de a instala un echipament video sau un suport de monitor; C) înainte de a extinde sau a manevra monitorul video. Asigurați-vă că blocajele rolor sunt eliberate înainte de transport.
16. Nu extindeți brațul monitorului principal, cu monitorul instalat, decât dacă rafturile sunt încărcate, pentru a asigura o stabilitate adecvată.
17. Aveți grijă când mutați căruciorul. Asigurați-vă că toate componentele sunt în poziția lor de transport, așa cum este descris în secțiunea „Configurarea căruciorului pentru transport”. Asigurați-vă că blocajele rolor sunt eliberate și traseul este liber. 
18. Când mutați căruciorul, împingeți-l, nu-l trageți! Utilizați mânerul numai pentru a muta căruciorul.
19. Pericol de răsturnare: Aveți grijă când deplasați, împingeți sau vă sprijiniți pe cărucior.
20. Fiți prudent atunci când deplasați căruciorul pe suprafețe înclinate și/sau peste denivelări, cum ar fi cabluri, praguri de ușă, uși de lift sau fisuri. 
21. Atunci când deplasați căruciorul peste praguri > 10 mm, folosiți două persoane, pentru a împiedica dezechilibrarea.
22. Atunci când deplasați căruciorul pe o suprafață înclinată: A) utilizați două persoane și B) nu lăsați căruciorul nesupravegheat. 
23. Sarcina totală a echipamentului nu trebuie să depășească 250 lb. (113 kg). Aceasta nu include greutatea accesoriilor pentru cărucior. Consultați și secțiunea Specificații tehnice.
24. Sarcina totală pentru un raft nu trebuie să depășească 50 lb. (22 kg). Consultați și secțiunea Specificații tehnice. 
25. Pini de pe partea laterală a raftului trebuie să fie inserați complet, iar zăvorul trebuie să fie împins complet spre spatele căruciorului, în caz contrar raftul poate cădea din cărucior. Verificați raftul înainte de încărcarea echipamentului.
26. Pericol potențial la vârf: Nu îndepărtați componentele de bază furnizate de producător, cum ar fi transformatorul de izolare. Greutatea acestor componente contribuie la stabilitatea vârfului căruciorului. Nu folosiți căruciorul dacă oricare dintre aceste componente lipsesc.
27. Nu plasați lichide pe cărucior.
28. Nu atingeți pacientul și conectorul de ieșire video în același timp.
29. Nu conectați la cărucior cabluri de alimentare sau prelungitoarele suplimentare.

PRECAUȚII

1. Scoateți echipamentele de pe rafturi înainte de a repositiona rafturile. Pentru o stabilitate optimă, distribuiți întotdeauna încărcarea în mod uniform, de jos în susul căruciorului, cu greutatea cea mai mare în partea inferioară.
2. Echipamentele medicale adăugate la acest cărucior trebuie să fie certificate conform IEC 60601-1. În plus, toate configurațiile trebuie să respecte standardul de sistem IEC 60601-1. Curentul de scurgere pentru pacient al dispozitivelor din cărucior poate să se cumuleze. Persoanele care conectează echipamente suplimentare configurează un sistem medical și, prin urmare, sunt responsabile pentru respectarea de către sistem a cerințelor standardului de sistem IEC 60601-1. Dacă aveți nelămuriri, contactați Serviciul pentru clienți CONMED.
3. Nu poziționați căruciorul astfel încât, în timpul utilizării, întrerupătorul principal de alimentare să nu poată fi accesat.
4. Aveți grijă la deschiderea și închiderea ușilor de acces.
5. Efectuați testele funcționale preoperatorii necesare pentru echipament și accesoriile. (Consultați secțiunea „Testarea funcțională preoperatorie”).
6. Brațe monitor principal: Dotate cu arc, aveți grijă când dezangajați mânerul brațului principal din poziția originală. Dacă nu este instalat niciun monitor, arcul se poate deplasa rapid în sus.  

DEFINIȚIILE SIMBOLURILOR

Simbol	Descriere	Simbol	Descriere	Simbol	Descriere
	Alimentare (Pornire/ Oprire)		Data fabricației		Producător
	Număr de catalog		Număr de serie		Cantitate
	Consultați instrucțiunile de utilizare		Atenție		Consultați manualul/ broșura de instrucțiuni (instrucțiunile de siguranță importante sunt prezentate cu albastru).
	Reprezentanță autorizată în Comunitatea Europeană		Marcaj de conformitate CE		Numai pe bază de prescripție medicală: Legea federală restricționează vânzarea acestui dispozitiv exclusiv de către sau la recomandarea unui medic
	Curent alternativ		Avertizare: Pericol electric		Marcaj de conformitate UL
	Fragil		Utilizați un stivuitoar sau o liză		Cu această parte în sus
	Nesteril		A nu se stivui		A se feri de umiditate
	Limite de temperatură		Limite de umiditate		Limite de presiune atmosferică
	Încărcare maximă per raft		Încărcare maximă pentru cărucior		Simbol pentru deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE)
	Nu pașiți pe suprafață		Împingere interzisă Consultați manualul/ broșura de instrucțiuni (instrucțiunile de siguranță importante sunt prezentate cu roșu).		

INSPECȚIA LA PRIMIRE

La primire, despachetați cu atenție. Asigurați-vă că toate articolele nu prezintă semne de deteriorare.

Dacă observați semne de deteriorare, contactați Serviciul pentru clienți CONMED: 1-866-426-6633 sau contactați reprezentantul regional de vânzări CONMED și păstrați toate materialele de ambalare; acestea pot fi necesare pentru a verifica eventuale acuze legate de deteriorare din partea expeditorului.

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE

1. Configurați rafturile reglabile.. Consultați instrucțiunile din secțiunea Rafturile reglabile de mai jos.
2. Instalați echipamentul pe rafturi. Consultați instrucțiunile din secțiunea Conectarea și gestionarea echipamentelor și cablurilor de mai jos.
3. Configurați căruciorul pentru transport și poziționați-l în consecință. Consultați instrucțiunile din secțiunea Configurarea căruciorului pentru transport și a blocajelor roților de mai jos.
4. Conectați cablul de alimentare.

TESTAREA FUNCȚIONALĂ PREOPERATORIE

1. Apăsăți pe comutatorul de alimentare, situat pe partea laterală a căruciorului, aproape de vârf, și observați dacă luminează comutatorul.

RAFTURILE REGLABILE

1. Pentru a debloca raftul, trageți de zăvorul amplasat pe partea inferioară a raftului spre partea din față a căruciorului. Pentru a regla poziția rafturilor, scoateți complet raftul.
2. Așezați raftul la înălțimea dorită introducând pinii din partea din spate a raftului în găurile din partea din spate a căruciorului. Asigurați-vă că raftul este drept și împingeți zăvorul amplasat pe partea inferioară a raftului spre partea din spate a căruciorului, până când pinii de pe părțile laterale ale raftului intră în orificiile de pe părțile laterale ale căruciorului.
3. Dacă este cazul, pot fi utilizate suporturile de raft pentru a poziționa și a atașa echipamentul la raft. Pentru a face acest lucru, scoateți șuruburile din suporturi. Plasați orificiile din marginea inferioară de pe spatele echipamentului peste suporturi și puneți la loc șuruburile. În cazul în care suporturile interferează cu plasarea echipamentului pe raft, acestea pot fi eliminate scoțând șuruburile din partea inferioară a raftului.

Notă: Rafturile standard, inclusiv raftul lat, pot fi ajustate la orice înălțime din cărucior. Pot fi instalate mai multe rafturi, după este necesar.

CONECTAREA ȘI GESTIONAREA ECHIPAMENTELOR ȘI CABLURILOR

AVERTIZARE: Deconectați cablul principal de alimentare de la perete înainte de conectarea sau deconectarea cablurilor de alimentare individuale ale echipamentului. CONSULTAȚI SECȚIUNEA ECHIPAMENTE COMPATIBILE



1. După instalarea echipamentului pe rafturi, conectați toate cablurile de alimentare din echipament la cablul de alimentare pentru priză, situat în interiorul ușii din spate a căruciorului.
2. Treceți cablurile de alimentare prin canalele laterale și fixați-le după este necesar, utilizând curelele Velcro® montate pe lateral.
3. Conectați cablurile video și accesoriile și asigurați-le după cum este necesar, utilizând curelele Velcro montate pe lateral.
4. Treceți cablurile de monitorizare prin orificiile din partea de sus a căruciorului.
5. Un conector video 12G-SDI este furnizat pe partea din spate a căruciorului, în apropierea părții de sus. Acest conector este destinat unui monitor secundar. În cazul în care utilizați această conexiune, cablul video din interiorul căruciorului trebuie conectat la echipamentul respectiv.
6. Când instalarea echipamentului pe cărucior este finalizată, închideți și blocați ambele uși ale căruciorului.



CONFIGURAREA CĂRUCIORULUI PENTRU TRANSPORT

Înainte de a muta căruciorul, asigurați-vă că toate componentele sunt în poziția lor de transport, așa cum este descris mai jos:



1. Fixați toate echipamentele, cablurile de alimentare și cablurile înainte de a muta căruciorul.
2. Dacă este cazul, poziționați brațele secundare cât mai aproape posibil de părțile laterale ale căruciorului. Dacă este cazul, poziționați tava pentru tastatură în poziția de sus.
3. Readuceți suportul monitorului în poziție verticală. Așezați brațul articulat principal în poziția de transport (blocată) (dacă este cazul). Coborâți mânerul și împingeți în suportul pentru poziția de bază. Asigurați-vă că mânerul este bine blocat înainte de a muta căruciorul.
4. Asigurați-vă că ușile sunt închise și încuiate.
5. Asigurați-vă că blocajele roților sunt eliberate și traseul este liber.

BLOCAJELE ROLELOR

1. Pentru a bloca o rolă în poziție, plasați piciorul pe maneta amplasată pe rolă și împingeți ferm în jos.
2. Pentru a debloca rolele, plasați piciorul sub maneta de blocare și ridicați în sus.

ÎNTRERUPĂTOR DE PROTECȚIE

1. Comutatorul de alimentare este situat pe partea laterală a căruciorului, în apropierea vârfului. Comutatorul se aprinde atunci când este pe poziția PORNIT. Cablul de alimentare cu 10 prize este situat în interiorul ușii din spate. Două întrerupătoare de circuit sunt amplasate pe cablul de alimentare.
2. Un întrerupător de protecție este situat și pe transformator, care poate fi accesat printr-o gaură pe partea din față a bazei căruciorului.

ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

Nu este necesară nicio operațiune de întreținere pentru acest produs. Produsul trebuie verificat în mod regulat pentru eventuale deteriorări.

1. Verificați periodic rolele pentru o posibilă acumulare de materiale colectate de pe podeaua sălii de operație.
2. Verificați periodic dacă este deteriorat cablul de alimentare. Dacă se constată deteriorări, opriți utilizarea și înlocuiți cablul de alimentare. Piese de schimb trebuie obținute prin intermediul Serviciului de relații cu clienții CONMED.

CURĂȚARE

1. Deconectați întotdeauna alimentarea electrică înainte de curățarea sau dezinfectarea căruciorului video și a echipamentelor plasate pe cărucior.
2. Pentru curățare obișnuită, ștergeți suprafețele căruciorului cu o cârpă umedă.
3. Unitatea nu este concepută să fie sterilă. Pentru dezinfectare, utilizați un dezinfectant germicid adecvat. Mai întâi pulverizați dezinfectantul pe cârpă, apoi ștergeți suprafețele căruciorului.

Precauție: Nu pulverizați direct pe suprafețele căruciorului, deoarece acest lucru ar putea permite pătrunderea fluidului în echipamentele plasate pe cărucior, provocând coroziune și scurtcircuite.



4. Efectuați verificarea funcțională conform instrucțiunilor din secțiunea „Testarea funcțională preoperatorie”.
5. Reconectați alimentarea electrică după finalizarea curățării și dezinfectării.
6. Verificați periodic rolele pentru o posibilă acumulare de materiale colectate de pe podeaua sălii de operație.
7. Verificați periodic dacă este deteriorat cablul de alimentare. Dacă se constată deteriorări, opriți utilizarea și înlocuiți cablul de alimentare. Piese de schimb trebuie obținute prin intermediul Serviciului de relații cu clienții CONMED.

DURATA DE VIAȚĂ ESTIMATĂ

Garanția standard pentru acest produs este de 12 luni. Durata de viață pentru produs se așteaptă să depășească această perioadă, în condiții normale de utilizare și de îngrijire.

DIRECTIVE PRIVIND MEDIUL

Directiva DEEE [2002/96/CE] privind deșeurile de echipamente electrice și electronice. Această declarație se aplică numai țărilor europene, cu privire la Directiva Europeană privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE).



Simbolul DEEE aflat pe produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că acest produs nu trebuie să fi eliminat împreună cu alte deșeuri. În schimb, este răspunderea facilității medicale să elimine echipamentul pe care nu-l mai folosește, ducându-l la un centru de colectare pentru reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Colectarea separată și reciclarea echipamentului uzat în momentul eliminării vor ajuta la conservarea resurselor naturale și vor asigura faptul că echipamentul este reciclat într-un mod care protejează sănătatea umană și mediul ambiant. Contactați CONMED pentru mai multe informații despre eliminarea deșeurilor electrice, la finalul duratei lor de viață, în vederea reciclării.

RoHS

Directiva 2011/65/CE privind restricționarea anumitor substanțe periculoase în echipamente electrice și electronice. În conformitate cu declarațiile furnizorilor noștri de componente, acest produs este compatibil cu RoHS.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Echipamentul electric medical a fost testat numai în ceea ce privește pericolele de electrocutare și incendiu, compatibilitatea electromagnetică, pericolele mecanice și alte pericole specificate și este conform cu:

- ANSI/AAMI ES60601-1:A1:2012, C1:2009/(R)2012 și A2:2010/(R)2012
- CSA CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1:14,
- IEC60601-1:2005 (EDIȚIA A TREIA) + C1:2006 + C2:2007 + A1:2012.



- Testat conform IEC60601-1-2: 2007 și Părții a 15-a a Regulilor FCC după cum urmează:
 1. Sistemul nu trebuie să provoace interferențe dăunătoare
 2. Sistemul trebuie să accepte interferențe, inclusiv interferențe care ar putea provoca o funcționare nedorită.
Dacă apar interferențe, separați instrumentele.







Pentru mai multe informații, contactați Serviciul pentru clienți.

	AV8500	AV8501
Clasificare:	Clasa I, Incintă metalică împământată fără piese aplicate	
Protecție împotriva infiltrării lichidelor:	IPX0 (obișnuit)	
Mod de funcționare:	Funcționarea continuă	
Dimensiuni - Corp:	55,5" (Î) x 22,5" (l) x 22,5" (L) 141 cm (înălțime) x 57,2 cm (lățime) x 57,2 cm (adâncime)	
Dimensiuni - Maxim: (Cu brațul articulat principal extins complet)	79,3" (Î) x 22,5" (l) x 22,5" (L) 201,4 cm (înălțime) x 57,2 cm (lățime) x 57,2 cm (adâncime)	
Greutate:	212 lb./96,2 kg. Nu include accesoriile pentru cărucior	
Sarcină maximă – raft de 14" (35,56 cm):	50 lb (22 kg).	
Sarcină maximă – Cărucior:	250 lb (113 kg). Nu include accesoriile pentru coș	
Caracteristici electrice:	120 V c.a., 60 Hz, Intrare: 16,0 A Ieșire: 15,2 A	240 V c.a., 50/ 60 Hz, Intrare: 8,0 A Ieșire: 7,6 A
Cablu pentru priză:	Cablu cu 10 prize (sarcina maximă este de 15,2 amperi)	Cablu cu 10 prize (sarcina maximă este de 7,6 amperi)

CERINȚE PRIVIND CORDONUL DE ALIMENTARE

Specificații pentru cablul de alimentare (America de Nord):	Certificare UL și CSA. Fișă-tată: NEMA 5–20P de uz medical cu punct verde, 20 A/125 V Cablu: Stil UL SJT, 12AWG X 3 conductori, cod de culori negru, alb, verde. Lungime cablu: 15 ft (4,6 m) (max.) Fișă-mamă: IEC320/C19 EN60320, 20 A/125 V
Specificații pentru cablul de alimentare (internațional):	Cerificare în funcție de țară/regiune Fișă-tată: 10 A/250 V Cablu: H05VV-F3G1.0 sau echivalent recunoscut în funcție de țară/regiune, 1 mm ² x 3 conductori, codificare prin culoare cu bandă maro, albastră deschis, verde/galbenă sau în funcție de cerințele din țară/regiune. Lungime cablu: 4.6 m max. Fișă-mamă: IEC320/C13 EN60320, 10 A/250 V

CONDIȚII DE MEDIU

Condiții de mediu	Operare	Depozitare și transport
Temperatură:		
Umiditate relativă:		
Presiune atmosferică:		

ECHIPAMENTE COMPATIBILE

Orice echipament montat sau conectat la cărucioarele video AV8500/AV8501 trebuie să respecte limitele referitoare la greutate și cerințele electrice specificate. Cerințele electrice includ, dar nu se limitează la: IEC60601-1:2005 (EDIȚIA A TREIA) + C1:2006 + C2:2007 + A1:2012. Combinațiile de echipamente nu trebuie să depășească puterile totale de ieșire. Consultați specificațiile tehnice.



Următoarele echipamente au fost testate cu căruciorul în privința conformării cu IEC60601-1:2005 (EDIȚIA A TREIA) + C1:2006 + C2:2007 + A1:2012.

Dispozitiv	Descriere
AV4132	SISTEMUL DE VIZUALIZARE INTEGRAT LOOKING GLASS 4K
AV41CON	INTERFAȚĂ A CONECTORULUI DE CABLU PENTRU LOOKING GLASS
AV41CHE	CAP DE CAMERĂ LOOKING GLASS – VIZOR 4K 3MOS
LS8000	LED DIRECT, SURSĂ DE LUMINĂ
AV41LG	GHID DE LUMINĂ ELECTRONIC
UP-DR80MD	IMPRIMANTĂ USB SONY
AV41SIC	SISTEM TOUCH GLASS PENTRU CAPTURĂ STANDARD DE IMAGINE
D4000	SISTEM DE ACȚIONARE D4000
24K	CONSOLĂ DE IRIGARE 24K

ACCESORII COMPATIBILE

REF	Descriere
VP8540	Raft de 17" (43,18 cm)
AV8541	RAFT, LOOKING GLASS, ADAPTOR VP8500
VP8565	Montaj marcaj panou greu
AV8570	Braț articulată principal
AV8571	Braț secundar cu suport pentru tastatură
VP8572	Suport pompă 10K
VP8573	Sondă rezervor dublu

REF	Descriere
VP8574	Suport rezervor CO2, dual
VP8575	Suport rezervor CO2, single
VP8576	Sertar de depozitare
VP8577	Suport pentru capul camerei
VP8578	Cutie întrerupător-pedală
VP8580	Cheie rezervor cu bază magnetică
VP8581	Braț tabletă Trinity™

AV8501 dispune de următoarele opțiuni în privința cablului de alimentare:

Ref	Descriere
VP8551	Cablu de alimentare, 15 ft (4,6 m), conector IEC 13 + ștecher Australia
VP8552	Cablu de alimentare, 15 ft (4,6 m), conector IEC 13 + ștecher Europa
VP8553	Cablu de alimentare, 15 ft (4,6 m), conector IEC 13 + ștecher Argentina
VP8555	Cablu de alimentare, 15 ft (4,6 m), conector IEC 13 + ștecher Danemarca
VP8556	Cablu de alimentare, 15ft (4,6m), conector IEC 13 + ștecher India/Africa de Nord
VP8557	Cablu de alimentare, 15 ft (4,6 m), conector IEC 13 + ștecher Italia
VP8558	Cablu de alimentare, 15 ft (4,6 m), conector IEC 13 + ștecher Elveția
VP8559	Cablu de alimentare, 15 ft (4,6 m), conector IEC 13 + ștecher UK/Irlanda

PIESE DE SCHIMB

Cărucioarele video AV8500/AV8501 sunt compatibile cu următoarele piese de schimb:

REF	Descriere
002147-00	Kit de înlocuire a setului de uși spate
703445-15	Chei de rezervă pentru uși (și sertar de depozitare) VP8500/VP8501
216-002080-01	Transformator de izolare de rezervă pentru căruciorul AV8500, 120 V c.a.
216-002080-02	Transformator de izolare de rezervă pentru căruciorul AV8501, 240 V c.a.
002311-00	Raft de rezervă de 14" (35,56 cm)
304967-00	Kit hardware de rezervă raft 14" (35,56 cm)/17" (43,18 cm)
305147-01	Marcaje de rezervă pentru înfășurare cablu
703863-15	Conector de rezervă BCJ-JRUK (BNC)
702094-30	Cablu BNC de rezervă
216-002083-00	Kit de înlocuire rolă, AV850X
216-002081-00	Cablu de alimentare și comutator de rezervă pentru AV8500
216-002082-00	Cablu de alimentare și comutator de rezervă pentru AV8501
7-001703-30	Cablu, 20 Amperi, AV8500

AMBALARE ȘI ETICHETARE

La prima utilizare, articolul trebuie folosit numai dacă ambalajul original și etichetele sunt intacte. Dacă ambalajul a fost deschis sau modificat, contactați reprezentantul regional de vânzări CONMED sau, în S.U.A., contactați Departamentul de relații cu clienții (1-866-426-6633).

GARANȚIA

Garanția se anulează și producătorul nu poartă răspunderea pentru daune directe sau pe cale de consecință dacă:

- Dispozitivul sau accesoriile sunt utilizate, preparate sau întreținute în mod inadecvat.
- Nu sunt respectate instrucțiunile din manual.
- Persoane neautorizate efectuează reparații, reglaje sau modificări la nivelul dispozitivului sau al accesoriilor.

CONMED va înlocui, la discreția sa, orice cărucior la care se constată defecte de fabricație sau de materiale care cauzează defectarea căruciorului în timpul utilizării normale, timp de 12 luni de la cumpărare.

Garanția nu se aplică produselor modificate, produselor reparate anterior de entități neautorizate (entități altele decât CONMED Corporation) și produselor deteriorate prin utilizarea necorespunzătoare de către client. CONMED va accepta numai produse curate și sigure.

ASISTENȚĂ ȘI REPARAȚII

Dacă aveți nevoie de asistență tehnică cu privire la utilizarea sau aplicabilitatea acestui produs sau dacă aveți o problemă care necesită operații de service sau reparații, contactați Serviciul Clienți CONMED la 1-866-426-6633 sau reprezentantul de vânzări CONMED. În afara SUA, contactați reprezentanța locală a CONMED.

Raportați orice evenimente care implică vătămări corporale sau defecțiuni către Departamentul de relații cu clienții CONMED.

Produsele returnate din orice motiv trebuie să prezinte un număr autorizat de Solicitare de Service (S.R.) afișat în mod vizibil pe cutie și inclus în toate documentele. Dacă solicitați informații despre starea reparațiilor, menționați acest număr. Contactați Serviciul Clienți CONMED și furnizați informațiile următoare pentru a obține un număr S.R. înainte de a returna produsul pentru reparații:

- Număr produs
- Număr de serie/lot
- Motivul returnării
- Numărul facturii originale
- Data achiziției
- Descrierea detaliată a problemei

CONMED

Attn.: Customer Service Dept. 11311 Concept Boulevard Largo, Florida 33773-4908 USA


Serviciul clienți

(În SUA) Telefon: 1-866-426-6633
 FAX: (727) 399-5256

(În afara SUA) Telefon: 1-866-426-6633
 FAX: +1 (727) 397-4540

INFORMAȚII DE CONTACT

Pentru mai multe informații sau o demonstrație a utilizării produsului, contactați reprezentanța de vânzări CONMED regională sau sunați la 1-866-426-6633 în SUA.



CONMED



CONMED Corporation

525 French Road
Utica, NY 13502-5994 USA
Customer Service: 1-866-426-6633
USA FAX: (727) 399-5256
International FAX: +1 (727) 397-4540
email: customerexperience@conmed.com
www.conmed.com

©2020 CONMED Corporation

All rights reserved.

Rx ONLY

EC REP

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

P000028341

Rev B

12/2020