



Özellikler



Elektrik devre diyagramı



HAVALI YATAK

KULLANICI REHBERİ

COMFORT
PLUS

DM-40
(QDC-303)

Özet

Havalı yatak iki parçadan oluşmaktadır: yatak ve pompa. Pompa, sessiz ve enerji tasarruflu olabilmek için küçük bir kompresör kullanır. Kumanda basit ve kullanıcı dostudur. Yatak sıralı şekilde ve yaklaşık 6 dakika aralıklarla hava hücrelerindeki basıncı boşaltıp doldurur. Kemikli bir çıkıntıya sürekli basınç uygulanmasının deride delinmeye yol açan başlıca neden olduğu genellikle bilinmektedir. Cihaz tarafından sağlanan kesintisiz hareket, sürekli basınç gören bölgeleri rahatlatır ve dolaşımı artırır.

İşletim

1. Yatağı, hortum şasesinin ayak bölümüne gelecek şekilde şasenin üstüne yerleştirin.
2. Ekleşik kancaları kullanarak pompayı yatağın ayak kısmına veya yerde düz bir zemine asın.
3. Yataktaki hava hortumlarını pompaya bağlayınız.
4. Pompayı duvardaki bir prize takınız. Güç kablosunun muhtemel tehlikelerden uzak olduğuna emin olunuz.
5. Pompanın kontrol panelindeki düğmeyi açınız. Pompa yatağı şişirmeye başlayacaktır.
6. Şiştikten sonra, pompanın üzerindeki numaralarla yatağı ayarlayınız.



Uyarı

1. Pompanın üzerinde ya da yakınında sigara içmeyiniz.
2. Pompayı ısınmış yüzeylerden uzak tutunuz.
3. Yanıcı anesteziklerin bulunduğu yerde kullanılırsa patlama riski.
4. Sigortayı değerdekiyle değiştiriniz: T1A 250V.
Güç girişi: ~220V 50Hz, 0.1A

Ürün Özellikleri

BOYUTLAR	
YATAK (UzunlukxGenişlikxYükseklik):	75" × 32" × 3" (200cm×90cm×7cm)
Uzatma Kapakçıkları:	14" (35cm) Her iki taraf
POMPA (UzunlukxGenişlikxYükseklik):	10" × 5" × 4" (25cm×12cm×10cm)
ÜRÜNÜN AĞIRLIĞI	
YATAK AĞIRLIĞI:	4.5 lbs (2kg)
POMPA AĞIRLIĞI:	3 lbs (1.4 kg)
YÜK KAPASİTESİ	
MAKSİMUM HASTA AĞIRLIĞI:	298 lbs (135 kg)
ELEKTRİK	
İŞLETİM GÜCÜ:	~ 220V 50Hz, 0.1A MAX
SİGORTALAR:	T1A 250V
ÇEVRESEL KOŞULLAR	
İŞLETİM KOŞULLARI	
Ortam ısısı:	10°C to 40°C (50°F to 104°F)
Bağıl nem:	10% to 75%
DEPOLAMA VE YÜKLEME KOŞULLARI	
Ortam ısısı:	-18°C to +43°C (0°F to 110°F)
Bağıl nem:	10% to 95%

00987776

中国国际贸易促进委员会



China Council for the Promotion of International Trade
China Chamber of International Commerce

证明书

CERTIFICATE



223201A0/004182

号码 No.

兹证明：在所附文件上的广东粤华医疗器械厂有限公司的印章属实。

THIS IS TO CERTIFY THAT: the seal of GUANGDONG YUEHUA MEDICAL INSTRUMENT FACTORY CO., LTD. on the annexed DOCUMENT is genuine.



China Council for the Promotion of International Trade

授权签字:

邹锐锐

Authorized
Signature:

Zou Ruirui

日期: 2022年06月01日

(Date: Jun. 01, 2022)

证明网址 Website for verifying the certificate: <http://www.rzccpit.com/validate.html>

认字第22013334号

兹证明前面文书上中国
国际贸易促进委员会商事证
明专用章(27)和授权签字
人(邹锐锐)的签字属实。



中华人民共和国外交部(320)

二〇二二年六月二日 南京



02305053



Yukarıdaki imza ve mühürün **Jiangsu** Eyaleti Halk
Hükümeti Dış İlişkiler Bürosu'na ait olduğu tasdik
olunur.

Genel No : 31647010

Özel No : 2821

Tarih : 15.06.2022

T.C. ŞANHAY BAŞKONSOLOSELUĞU

İlker PAK

Deputy Consul General





EC Declaration of Conformity



Regarding Medical Device Regulation (EU)2017/745

Manufacturer:

Manufacturer: Guangdong Yuehua Medical Instrument Factory Co., Ltd.

Add: Rongsheng Science and Technology Zone, Daxue Road, Shantou, Guangdong, China.

Tel: +86 0754-82525836

European Authorized Representative:

Name: SUNGO Europe B.V.

Address: Olympisch Stadion 24, 1076DE Amsterdam, Netherlands.

SRN: CN-MF-000004539

Product Name: Alternation Pressure Mattresses

MODEL	UDI-DI
QDC-303 (DM-40)	694474950030LF
QDC-300B(DM-45/DM-46)	694474950047LY
QDC-602(DM-LIBRA/DM-50)	694474950057M3

Classification: Class I

Rule: According to Rule 13, Annex VIII, Chapter III of Medical Device Regulation (EU)2017/745

We, the manufacturer herewith declare in our own responsibility that the above mentioned Products meet the transposition into national law the provisions of the following EU regulation and standards. All supporting documentations are retained under the premises of the manufacturer. We are exclusively responsible for the declaration of conformity.

Conformity assessment procedure: Annex II+III

We confirm our product can meet the requirement of Medical Device Regulation and the following harmonized standards:

EN ISO 14971: 2012, EN 1041:2008+A1 2013, EN ISO 15223-1: 2016, ISO 10993:2018, EN ISO 10993-5:2009, EN ISO 10993:2013, EN 60601-1, EN 60601-1-2, IEC 60417:2012, IEC 60601-1-6:2010+AMD1:2013 CSV, IEC 60601-1-11:2015 RLV, IEC TR 62366-2:2016

Signature:

Position: G.M.

Date: 2022.4.6

