

ALT/GPT 4+1 SL

Referințe:	Compoziția trusei:
ALSL-0250	8 x 25 mL
ALSL-0455	R1 6 x 20 mL + R2 8 x 5 mL
ALSL-0410	4 x 55 mL
ALSL-0430	R1 4 x 44 mL + R2 4 x 11 mL
	2 x 62,5 mL
	R1 2 x 50 mL + R2 1 x 26 mL
	4 x 62,5 mL
	R1 4 x 50 mL + R2 2 x 26 mL
	5 x 125 mL
	R1 5 x 100 mL + R2 1 x 127 mL



ALT/GPT 4+1 SL

Referințe:	Compoziția trusei:
ALSL-0250	8 x 25 mL
ALSL-0455	R1 6 x 20 mL + R2 8 x 5 mL
ALSL-0410	4 x 55 mL
ALSL-0430	R1 4 x 44 mL + R2 4 x 11 mL
	2 x 62,5 mL
	R1 2 x 50 mL + R2 1 x 26 mL
	4 x 62,5 mL
	R1 4 x 50 mL + R2 2 x 26 mL
	5 x 125 mL
	R1 5 x 100 mL + R2 1 x 127 mL



SCOPUL UTILIZĂRII

ALT/GPT 4+1 SL ELITech Clinical Systems este conceput pentru determinarea cantitativă de diagnosticare *in vitro* a alaninaminotransferazei (ALT) în serul uman și plasmă.

SEMNIFICAȚIE CLINICĂ (1-3,6)

Alaninaminotransferaza (ALT), cunoscută și ca glutamat, piruvat transferaza (GPT), este o transferază. ALT catalizează transferul grupului amino al L-alaninei la α-ketoglutarat pentru a rezulta L-glutamatul. Câte mai mari nivele se găsesc în ficat și muchi, și cele mai mici cantități în inimă și mușchii scheletici. Concentrația ALT este crescută când celulele hepatice sunt deteriorate (necroză celulară hepatică sau leziune de orice cauză). Infecții virale și toxice induc o creștere marcată a activității ALT în ser. Aportul de alcool, delirium tremens, și administrarea diverselor medicamente induc creșterea ușoară sau moderată a ALT. Concentrația ALT în ser este, de asemenea, crescută ușor în diverse afecțiuni precum: distrofia musculară, boala hemolitică, infarctul miocardic. ALT este mai specific ficatului decât AST (aspartataminotransferază). Măsurarea atât a AST, cât și a ALT are o anumită valoare în distingerea hepatitei de alte leziuni pericardiale. Nivelele ALT din ser poate fi scăzut în cazul deficienței de vitamina B6.

METODĂ (4)

Metoda IFCC fără piridoxal fosfat (P-5-P), cinetică, UV.

PRINCIPIU (4)

Determinarea cinetică a activității alaninaminotransferazei (ALT).

L-Alanină + α-ketoglutarat $\xrightarrow{\text{ALT}}$ Piruvat + L-glutamat

Piruvat + NADH+H⁺ $\xrightarrow{\text{LDH}}$ L-lactat+NAD+H⁺

LDH=lactat dehidrogenază

COMPOZIȚIA REACTIVULUI

Reactiv 1: R1	125 mmol/L
Tampon Tris, pH 7,5 (30°C)	680 mmol/L
L-alanină	≥ 2000 U/L
LDH	< 0,1 %
Acidă de sodiu	97 mmol/L
Reactiv 2: R2	1,1 mmol/L
α-ketoglutarat	1,1 mmol/L
NADH	0,1 %
Acidă de sodiu	< 0,1 %

MATERIALE NECESARE DAR NEFURNIZATE

- CALI-0550, ELICAL 2
- CONT-0060, ELITROLL I
- CONT-0160, ELITROLL II
- Echipamente generale de laborator.
- Soluție salină obișnuită (NaCl 9 g/L).
- Nu utilizați materiale care nu sunt necesare, după cum este indicat mai sus.

AVERTISMENTE ȘI PRECAUȚII

- Acest reactiv este conceput doar pentru utilizarea în scopul diagnosticat în *in vitro*.
- Acești reactivi conțin acidă de sodiu care poate reacționa cu plumbul sau instalațiile sanitare din cupru și poate forma azide metalice explozibile. În cazul anunțării acestor reacții, spălați imediatuina cu cantități mari de apă pentru a preveni formarea de azide.
- Luați măsurile de precauție obișnuite și urmați buna practică de laborator.
- Utilizați doar echipamente de laborator curate sau de unică folosință pentru a evita contaminarea.
- Nu înlocuiți bășii de reactiv din truse diferite.
- Pentru mai multe informații, consultați Fișa de date privind siguranța (SDS).

STABILITATEA REACTIVILOR

A se depozita la 2-8°C și a se proteja împotriva luminii. A nu se îngheța.

A nu se utiliza după datele de expirație indicate pe etichetele fiolelor.

Stabilitatea la bord:
Stabilitatea la bord este specifică pentru fiecare analizor. (Consultați Ș DATE PRIVIND PERFORMANȚA).

PREGĂTIRE

Reactivii sunt gata pentru utilizare.

DETERIORAREA REACTIVILOR

- Soluția de reactivi trebuie să fie limpede. Aspectul tulbur indică deteriorarea.
- Nu utilizați produsul dacă există semne vizibile de deteriorare biologică, chimică sau fizică.

AMBALAJ DETERIORAT

Nu utilizați reactivul dacă deteriorarea ambalajului ar putea avea un efect asupra performanței produsului (scurgeri, recipient perforat).

PROBE (1,6)

- Specimen
- Ser și plasmă heparinată, de fibrin, libere de hemoliză.
- A nu se utiliza alte specimene.

Avvertisment și precauții

Conform bunei practici de laborator, prelevarea trebuie efectuată înainte de administrarea de medicamente.

Depozitare

Eșantioanele sunt stabile timp de 3 zile la temperatura camerei și 7 zile la 2-8°C. Stabilitatea ALT este menținută mai bine la -70°C.

VALORI DE REFERINȚĂ (1,6)

Bărbați: ≤ 45 U/L
Femei: ≤ 34 U/L

Notă: Intervalul menționat ar trebui să servească doar ca un ghid. Se recomandă ca fiecare laborator să verifice acest interval sau să stabilească un interval de referință pentru populația țintă.

PROCEDURĂ

Pentru Analizatorul Selectra ale ELITech Clinical Systems.

Aplicațiile sunt disponibile la cerere

Temperatură 37°C

Citit pe reactivul maror.

Reactiv R1	240 U/L
Proba	15 U/L

Amestecul și așteptați 4 minute și 43 de secunde incubarea.

Reactiv R2	60 U/L
Amestecul și așteptați o incubare de 50 de secunde, măsuraj modificarea absorbției pe minut (ΔA/min), timp de 159 de secunde.	

- Cu software-ul Selectra TouchPro, utilizați aplicația inclusă în codul de bare disponibil la finalul acestui insert.

- Valoarea marilor ALT pot induce rezultate scăzute în mod fals datorită golirii substratului (consumul total de NADH marie de către rezultati). Pentru Analizatorul Selectra pro Series ELITech Clinical Systems, aplicația conține o alarmă specifică pentru a avertiza utilizatorii.

CALCUL

(AA) Proba x n
(AA) Calibrator
n=concentrație calibrator

Factor de conversie: U/L x 0,0167 = μkat/L

CALIBRARE

Pentru calibrare, trebuie utilizat calibratorul multiparametric ELICAL 2. Valoarea sa este trasabilă conform metodei de referință IFCC[®].

Frecvența de calibrare: Calibrarea este specifică pentru fiecare analizor. (Consultați Ș DATE PRIVIND PERFORMANȚA).

CONTROLUL CALITĂȚII

Pentru a asigura calitatea adecvată, vor fi utilizate serurile de control precum ELITROLL I (control normal) și ELITROLL II (control patologic). Aceste controale trebuie efectuate și valabile înainte ca probele pacienților să fie testate. Frecvența controlului trebuie

să fie de cel puțin o dată pe zi, după fiecare calibrare, și trebuie adaptată la procedurile de Controlul Calității Reacții laborator și cerințele de reglementare. Rezultatele trebuie să fie în intervalele definite. Dacă valoarele sunt în afara intervalelor definite, fiecare laborator trebuie să ia măsuri corective. Materialele pentru controlul calității trebuie utilizate conform reglementărilor locale.

MANAGEMENTUL DEȘEURILOR

Eliminarea tuturor deșeurilor trebuie să fie în conformitate cu cerințele locale și legale.

DATE DE PERFORMANȚĂ LA 37°C privind Analizatorul Selectra Pro ale ELITech Clinical Systems

Interval de măsurare

Determinat conform protocolului CLSI EP6-A[®], intervalul de măsurare este între 10,0 și 450,0 U/L (de la 0,17 la 7,50 μkat/L). Probleme care depășesc 450,0 U/L trebuie să fie diluate 1:10 cu soluție de NaCl 9 g/L (salină normală) și reanalizate. Utilizarea acestei proceduri extinde intervalul de măsurare de la 250,0 la 4500,0 U/L (de la 7,50 la 75,00 μkat/L).

Pentru utilizatori: Selectra TouchPro, funcția „reluare diluare” efectuează diluția automată a eșantionului. Rezultatele iau în considerare diluția.

Limita de detecție (LoD) și Limita de cuantificare (LoQ)

Determinată conform protocolului CLSI EP17-A[®]
LoD= 2,9 U/L (0,05 μkat/L)
LoQ= 5,0 U/L (0,08 μkat/L).

Precizie					
Determinarea conform protocolului CLSI EP5-A2 ¹⁰⁾					
		Medie		in intervalul cilicului	Total
	n	U/L	pkat/L	CV (%)	
Nivel scăzut	80	34,2	0,57	1,1	4,4
Nivel mediu	80	71,2	1,19	1,2	2,9
Nivel înalt	80	367,0	6,12	0,5	1,8

- Corecție

A fost efectuat un studiu comparativ între Analizorul Selectra Pro și ELITech Clinical Systems și un alt echipament al unui sistem aprobat de FDA (metoda IFCC) pe 100 de eșantioane de ser uman conform protocolului CLSI EP9-A2[®].

Valoriile acceptate domeniul de măsurare.

Parametrii regresiei liniare sunt după cum urmează:

Coefficient de corelație: (r)= 0,996
Regresie liniară: y= 1,017x + 0,6 U/L (0,01 μkat/L



ALT/GPT 4+1 SL

Referințe:	Compoziția trusei:
ALSL-0250	8 x 25 mL
ALSL-0455	R1 8 x 20 mL + R2 8 x 5 mL
ALSL-0410	4 x 55 mL
ALSL-0430	R1 4 x 44 mL + R2 4 x 11 mL
ALSL-0510	2 x 62,5 mL
	R1 2 x 50 mL + R2 1 x 26 mL
	4 x 62,5 mL
	R1 4 x 50 mL + R2 2 x 26 mL
	5 x 125 mL
	R1 5 x 100 mL + R2 1 x 127 mL



FTRO-ALSL4+1-v18(12/2018)_PIT-ALSL4+1-4-v18

- Limitări și interferențe

- Esanctioanelle hemolitice nu trebuie să fie utilizate deoarece hemoliza semnificativă poate crește concentrația ALT din cauza nivelurilor ridicate de ALT în eritrocite.
- Nu raportați rezultatele în afara intervalului utilizabil.
- Au fost efectuate studii pentru a stabili nivelul interferenței din diferite compoziții conform protocolului CLSI EP7-A2 (11) al CLSI. Recuperrarea este în intervalul ±10% din valoarea inițială a lipazei de 35,0 și 350,0 U/L.
- Bilirubină, neconjugată: Nicio interferență semnificativă până la 30,0 mg/dL (513 μmol/L).
- Bilirubină conjugată: Nicio interferență semnificativă până la 29,5 mg/dL (504 μmol/L).
- Indicacendee: Nicio interferență semnificativă până la 2300 mg/dL (25,99 mmol/L).
- Pinurat: Nicio interferență semnificativă până la 3,0 mg/dL.
- Acid ascorbic: Nicio interferență semnificativă până la 20 mg/dL.
- Acid acetic/balicic: Nicio interferență semnificativă până la 200,0 mg/dL.
- Acetaminofen: Nicio interferență semnificativă până la 30 mg/dL.

- În cazuri foarte rare, gamopatiele monoclonale (mielome multiple), în special de tipul IgM (macroglobulinemia Waldenström) poate duce la rezultate nefabile. (12)
- Multe alte substanțe și medicamente pot interfera. Unele dintre acestea sunt enumerate în reviste publicate de Young și Glick. (13)
- Rezultatele acestui studiu trebuie interpretate doar în corelație cu alte rezultate ale testelor de diagnosticare, constanțele clinice și istoricul medical al pacientului.

- Stabilitatea la bord/frecvența calibrării

Stabilitatea la bord: 28 de zile
Frecvența calibrării: 28 zile
Recalibray când lounle de reactiv se schimbă, când rezultatele controlului calibray sunt în afara intervalului stabilii, și după o operație de întreținere.

BIBLIOGRAFIE

1. Paneghini, M., Bais, R., Enzyme, Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry, 6th Ed., Burtis, C.A., Ashwood, E.R., Burtis, D.E. (Saunders), (2008), 317.
2. Wu, A.H.B., Tietz Clinical guide to laboratory test, 4th Ed., (W.B Saunders Company), (2006), 64.
3. Durur, R., The liver: Function and chemical Pathology, Clinical Chemistry: Theory Analysis, Correlation, 5th Ed., Kaplan, L.A., Pesce, A., (Mosby, Inc.), (2010), 566, appendix 5.
4. Schumann, G., et al., Clin Chem Lab Med., (2002), 40, 718.
5. Guder, W.G., et al., Use of anticoagulants in diagnostic laboratory investigations. WHO/DILAB99.1 Rev 2, (2002), 21.
6. Ward, M.K., Cockayne, S., Enzymology, Clinical Chemistry: Concepts and Application, Anderson, S.C., Cockayne, S., (W.B Saunders eds, Philadelphia USA), (1993), 238.
7. Evaluation of the Linearity of the Measurement of Quantitative Procedures: a Statistical Approach: Approved Guideline, CLSI (NCCLS) document EP6-A (2003), 23 (16).

8. Protocols for Determination of Limits of Detection and Limits of Quantification, Approved Guideline, CLSI (NCCLS) document EP7-A (2004), 24 (34).
9. Evaluation of Precision: Performance of Quantitative Measurement Methods, Approved Guideline—Second Edition, CLSI (NCCLS) document EP5-A2 (2004), 24 (25).
10. Method Comparison and Bias Estimation Using Patient Samples, Approved Guideline—Second Edition, CLSI (NCCLS) document EP9-A2 (2002), 22 (19).
11. Interference Testing in Clinical Chemistry : Approved Guideline—Second Edition, CLSI (NCCLS) document EP7-A2 (2005), 25 (27).
12. Berth M. & Delanghe, J. Protein precipitation as a possible important pitfall in the clinical chemistry analysis of blood samples containing monoclonal immunoglobulins. 2, case reports and a review of literature, Acta Clin Belg., (2004), 59, 263.
13. Young, D. S., Effects of preanalytical variables on clinical laboratory tests, 2nd Ed., AACCP Press, (1997).
14. Young, D. S., Effects of drugs on clinical laboratory tests, 4th Ed., AACCP Press, (1995).

SIMBOLURI

IVD	Dispozitiv medical de diagnosticare in vitro.
UI	Consultay instruciunea de utilizare.
UI	Producător
UI	Limită de temperatură
UI	Număr de lot
UI	Data expirării
UI	Număr catalog
CONT	Conținut
RI	Reactiv 1
R2	Reactiv 2
CE	Conformitate europeană

Notă
Doar pentru ref. ALSL-0250/ALSL-0455, utilizată cu software-ul Selectra TouchPro.

ALSL-0250
ALSL-0455

ALT/GPT 4+1 SL

Referințe:	Compoziția trusei:
ALSL-0250	8 x 25 mL
ALSL-0455	R1 8 x 20 mL + R2 8 x 5 mL
ALSL-0410	4 x 55 mL
ALSL-0430	R1 4 x 44 mL + R2 4 x 11 mL
ALSL-0510	2 x 62,5 mL
	R1 2 x 50 mL + R2 1 x 26 mL
	4 x 62,5 mL
	R1 4 x 50 mL + R2 2 x 26 mL
	5 x 125 mL
	R1 5 x 100 mL + R2 1 x 127 mL



FTRO-ALSL4+1-v18(12/2018)_PIT-ALSL4+1-4-v18

Modificare față de versiunea precedentă.

AST/GOT 4+1 SL

Referințe:	Compoziția tusei:
ASSL-0250	R1 8 x 20 mL + R2 8 x 5 mL
ASSL-0455	R1 4 x 44 mL + R2 4 x 11 mL
ASSL-0410	R1 2 x 50 mL + R2 1 x 26 mL
ASSL-0430	R1 4 x 50 mL + R2 2 x 26 mL
ASSL-0510	R1 5 x 100 mL + R2 1 x 127 mL



PTRO-ASSL4+1-v19(12/2018)_PT-ASSL4+1-4-v19

SCOPUL UTILIZĂRII

AST/GOT 4+1 SL, ELITech Clinical Systems este conceput pentru determinarea cantitativă a aspartat aminotransferazei (AST) în serul uman și plasmat pentru diagnosticare *in vitro*.

SEMNIFICAȚIE CLINICĂ (14)

Aspartat aminotransferaza (AST), cunoscută și ca glutamat oxalat transaminază (GOT), este o transaminază. AST catalizează transferul grupului amino al L-aspartatului la α -ketoglutarat pentru a rezulta, L-glutamatul. AST este distribuită în mare măsură în organism, însă cele mai mari niveluri se găsesc în inimă, ficat, mușchii scheletici și rinichi. Deteriorarea celulelor acestor țesuturi induce creșterea AST în ser. În cazul formelor biliarne de hepatită, în special hepatita virală, nivelul enzimelor biliarne de hepatită, în cazul infarctului miocardic, activitatea AST crește și atinge un vârf după 18-24 ore. Activitatea scade din nou după 4-5 zile, cu condiția să nu aibă loc un infarct.

Urmiările stării patologice sunt exemple ale afecțiunilor care duc, de asemenea, la o creștere a activității enzimelor: necroza celulelor ficatului sau leziunea de orice cauză (de exemplu aportul de alcool, delirium tremens, și administrarea diverselor medicamente înlocuind creșterea moderată a AST), hepatita alcoolică, distrofia musculară și gangrena, mononucleoza infecțioasă, pancreatita acută, afecțiunile cardice precum miocardia sau pericardita, embolie pulmonară, ... Nivelul AST în ser poate fi redus în cazul deficienței de vitamină B6.

METODĂ (5)

Metoda IFCC (fără piridoxal fosfat (P-S-P),
Chimica, UV.

PRINCIPIU (5)

Determinarea cinetică a activității aspartat aminotransferazei (AST).
AST
L-aspartat + α -ketoglutarat $\longrightarrow$ Oxaloacetat + L-glutamat

Oxaloacetat + NADH + H⁺ $\xrightarrow{MDH}$ L-malat + NAD⁺

MDH=malat dehidrogenază

COMPOZIȚIA

Reactiv 1: R1
Tampon Tris, pH 7,80 (30°C)
L-aspartat
LDH
MDH
Acidul de sodiu
Reactiv 2: R2
 α -Ketoglutarat
NADH
Acidul de sodiu

100 mmol/L
330 mmol/L
 ≥ 2000 U/L
 ≥ 1000 U/L
 ≥ 1000 U/L
78 mmol/L
1,1 mmol/L
< 0,1%

MATERIALE NECESARE DAR NEFURNIZATE

- CAL-0550, ELICA, 2
- CONT-0060, ELITROL, I
- CONT-0160, ELITROL, II
- Soluție salină obișnuită (NaCl 9 g/L)
- Echipamente generale de laborator
- Nu utilizați materiale care nu sunt necesare, după cum este indicat mai sus.

AVERTISMENTE ȘI PRECAUȚII

- Acest reactiv este conceput doar pentru utilizarea în scopul diagnosticării *in vitro*.
- Acest reactiv conține acid de sodiu care poate reacționa cu plumbul sau instalațiile sanitare din cupru și poate forma acide metalice explozibile. În cazul atingerii acestor reactivi, spălați imediat zona cu cantități mari de apă pentru a preveni formarea de azide.
- Luși măsurile de precauție obișnuite și urmați buna practică de laborator.
- Utilizați doar echipamente de laborator curate sau de unică folosință pentru a evita contaminarea.
- Nu interschimbați foliile de reactiv din tuse diferite.
- Pentru mai multe informații, fișa de date privind siguranța (SDS) este disponibilă la cerere pentru utilizatorul profesional.

STABILITATEA

A se depozita la 2-8°C și a se proteja împotriva luminii. A nu se îngheța.
A nu se utiliza după datele de expirare indicate pe etichetele recipientelor.
Stabilitatea la bord este specifică pentru fiecare analizor.
(Consultul și DATE PRIVIND PERFORMANȚA).

PREGĂTIRE

Reactivii sunt gata pentru utilizare.

DETERIORAREA PRODUSELOR

Soluția de reactiv trebuie să fie limpede. Aspectul turbid indică deteriorarea.
Nu utilizați produsul dacă există semne vizibile de deteriorare biologică, chimică sau fizică.
Nu utilizați reactivii dacă deteriorarea ambalajului ar putea avea un efect asupra performanței produsului (scurgeri, recipient perforat).

PROBE (26)

Specimen
Ser și plasmă heparinizată de litru, libere de hemoliză.
A nu se utiliza aceste specimene.
Avertisment și precauții
Conform bunei practici de laborator, punția venoasă trebuie efectuată înainte de administrarea de medicamente.



AST/GOT 4+1 SL

Referințe:	Compoziția tusei:
ASSL-0250	R1 8 x 20 mL + R2 8 x 5 mL
ASSL-0455	R1 4 x 44 mL + R2 4 x 11 mL
ASSL-0410	R1 2 x 50 mL + R2 1 x 26 mL
ASSL-0430	R1 4 x 50 mL + R2 2 x 26 mL
ASSL-0510	R1 5 x 100 mL + R2 1 x 127 mL



PTRO-ASSL4+1-v19(12/2018)_PT-ASSL4+1-4-v19

Depozitare și stabilitate

Eșantioanele sunt stabile timp de 24 de ore la temperatura camerei, 7 zile la 2-8°C și 3 luni la -20°C.

VALORI DE REFERINȚĂ (23)

Ser, plasmă (37°C): <40 U/L
Valori de referință pentru înfași sunt mai mari decât pentru adulți.

Notă: Intervalul menționat ar trebui să servescă doar ca un ghid. Se recomandă ca fiecare laborator să verifice acest interval sau să stabilească un interval de referință pentru populația țintă.

PROCEDURĂ

Pentru Amplitudoare Selecta ale ELITech Clinical Systems.

Aplicațiile sunt disponibile la cerere
Lungime de undă 340 nm
Temperatură 37°C
Citiți pe reactivii mașin.
Reactiv R1 240 μ L
Proba 15 μ L

Amestecați și așteptați o incubare de 4 minute și 43 de secunde, apoi adăugați:

Reactiv R2 50 μ L
Amestecați și așteptați o incubare de 50 de secunde, măsurați modificarea absorbției per minut (A/min) timp de 159 de secunde.

Cu software-ul Selecta TouchPro, utilizați aplicația inclusă în codul de bare disponibil la finalul acestui insert.
Valori mari ale AST pot induce rezultate scăzute în mod fals datorită golirii substratului (consumul total de NADH înainte de citirea rezultatului). Pentru Analizoarele Selecta pro Series ELITech Clinical Systems, aplicația conține o alarmă specifică pentru a avertiza utilizatorii.

CALCUL

(AA) Proba x n
(AA) Calibrator
Factor de conversie: U/L x 0.0167 = μ katal

CALIBRARE

Pentru calibrare, trebuie utilizat calibratorul multiparametric ELICA 2. Valoarea sa este testabilă conform metode de referință IFCC (9). Existente de calibrare. Calibrarea este specifică pentru fiecare analizor. (Consultul și DATE PRIVIND PERFORMANȚA).

CONTROLUL CALITĂȚII

Pentru a asigura calitatea adecvată, vor fi utilizate serurile de control precum ELITROL 1 și ELITROL II. Aceste controale trebuie efectuate și validate înainte de a probele pacientilor să fie testate. Frecvența controlului trebuie să fie de cel puțin o dată pe zi, după fiecare calibrare, și trebuie adaptată la procedurile de Controlul Calității fiecărui laborator și centrelor de reglementare. Rezultatele trebuie să fie în intervalele definite.

Dacă valorile sunt în afara intervalelor definite, fiecare laborator trebuie să ia măsuri corective. Materialele pentru controlul calității trebuie utilizate conform reglementărilor locale.

MANAGEMENTUL DEȘEURILOR

Eliminarea tuturor deșeurilor trebuie să fie în conformitate cu cerințele de reglementare locale, statale și federale.

DATE DE PERFORMANȚĂ la 37°C privind Analizoarele Selecta

Probi ale ELITech Clinical Systems
Interval de măsurare
Determinat conform protocolului CLSI EP6-A¹⁰, intervalul de măsurare este între 10,0 și 450,0 U/L (de la 0,17 la 7,50 μ katal). Probele care depășesc 450,0 U/L trebuie să fie diluate 1:10 cu soluție de NaCl 9 g/L (salină normală) și re-analizate. Utilizarea acestei proceduri extinde intervalul de măsurare de la 450,0 la 4500,0 U/L (de la 7,50 la 75,00 μ katal).

Pentru utilizatorii Selecta TouchPro, funcția „diluare” electricează diluția automată a eșantionului. Rezultatele lui în considerare diluția.

Limita de detecție (L₅₀) și Limita de cantificare (L₁₀₀)

Determinată conform protocolului CLSI EP17-A¹⁰.
L₅₀ = 2,5 U/L (0,04 μ katal).
L₁₀₀ = 5,0 U/L (0,08 μ katal).

Precizie

Determinată conform protocolului CLSI EP5-A2¹⁰.

	Medie	In	Total
		intervalul	
		CV (%)	
Nivel	n	U/L	μ katal
scăzut	80	34,1	0,57
mediu	80	67,9	1,13
înalt	80	353,6	5,89
			0,4
			2,0

- Corelație

A fost efectuat un studiu comparativ între Analizorul Selecta Probi ELITech Clinical Systems și un alt echipament al unui sistem aprobat de FDA (metoda IFCC fără piridoxal fosfat) pe 114 de eșantioane de ser uman conform protocolului CLSI EP9-A2¹⁰.

Valoarea acordată domeniului de măsurare.

Parametrii regăsiți înainte sunt după cum urmează:

Coefficient de corelație: (r)=0,999
Regrase liniare: y= 0,927 x - 0,3 U/L (0,01 μ katal).

- Limitări și întreruperi

Eșantioanele hemolizate nu trebuie să fie utilizate deoarece hemoliza semnificativă poate crește concentrația AST din cauza nivelurilor ridicate de AST în eritrocite.
- Nu raportați rezultatele în afara intervalului utilizabil.



Referințe:	Compoziția trusei:
ASSL-0250	8 x 25 mL
ASSL-0435	R1 8 x 20 mL + R2 8 x 5 mL
ASSL-0436	4 x 55 mL
ASSL-0470	R1 4 x 44 mL + R2 4 x 11 mL
ASSL-0430	2 x 62,5 mL
ASSL-0510	R1 2 x 50 mL + R2 1 x 26 mL
	4 x 62,5 mL
	R1 4 x 50 mL + R2 2 x 26 mL
	5 x 125 mL
	R1 5 x 100 mL + R2 1 x 127 mL



FTRO-ASSL4+1-v19(12/2018)_PT-ASSL4+1-4-v19

- Au fost efectuate studii pentru a stabili nivelul interferenței din diferite compoziții conform protocolului CLSI EP7-A2 (1) al CLSI și recomandările SFBC⁽²⁾. Recuperarea este în intervalul $\pm 10\%$ din valoarea inițială a activității AST de 35,0 U/L și 50,0 U/L.

Bilirubină neconjugată: Nicio interferență semnificativă până la 30 mg/dL (513 $\mu\text{mol/L}$).

Bilirubină conjugată: Nicio interferență semnificativă până la 29,5 mg/dL (504 $\mu\text{mol/L}$).

Trigliceride: Nicio interferență semnificativă până la 2400 mg/dL (27,12 mmol/L) echivalent trigliceride.

Pharax: Nicio interferență semnificativă până la 3 mg/dL.

Acid ascorbic: Nicio interferență semnificativă până la 20 mg/dL.

Acid acetic: Nicio interferență semnificativă până la 200 mg/dL.

Acetaminofen: Nicio interferență semnificativă până la 30 mg/dL.

- În cazul tuturor rare, gamopatiile monoclonale (mieleme multiple), în special de tipul IgM (macroglubulinemia Waldenström) poate duce la rezultate nefabile. (1)
- Multe alte substanțe și medicamente pot interfera. Unele dintre acestea sunt enumerate în reviste publicate de Young. (1-11)
- Rezultatele acestui studiu trebuie interpretate doar în conjuncție cu alte rezultate ale testelor de diagnosticare, constanțele clinice și istoricul medical al pacientului.

Stabilitatea la bord/frecvența calibrării

Stabilitatea la bord: 28 de zile

Frecvența calibrării: 28 zile

BIBLIOGRAFIE

1. Partridge, M. Bais, R. Enzyme, Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry, 6th Ed., Burtis, C.A., Ashwood, E.R., Burns, D.E., (Saunders), (2008), 317.
2. Wu, A.H.B. Tietz Clinical Guide to Laboratory Test, 4th Ed., (W.B. Saunders Company), (2006), 154.
3. Dufour, R. The liver: Function and chemical Pathology. Clinical Chemistry: Theory Analysis, Correlation, 5th Ed., Kaplan, L.A., Pesce, A.J., Mosby, Inc., (2010), 585, appendix.
4. Ward, M.K., Cockayne, S., Enzymology: Clinical Chemistry: Concepts and Application, Anderson, S.C., Cockayne, S. (W.B. Saunders eds, Philadelphia USA), (1993), 238.
5. Schumann, G., et al Clin Chem Lab Med, (2002), 40, 725.
6. Guider, W.G., et al, Use of anticoagulants in the diagnostic laboratory investigations, WHO/DILAB/99.1 Rev 2, (2002), 21.
7. Evaluation of the Linearity of the Measurement of Quantitative Procedures: a Statistical Approach. Approved Guideline, CLSI (NCCLS) document EP6-A (2003), 23 (16).
8. Protocol for Determination of Limits of Detection and Limits of Quantification. Approved Guideline, CLSI (NCCLS) document EP17-A (2004), 24 (34).
9. Evaluation of Precision Performance of Quantitative Measurement Methods. Approved Guideline—Second Edition, CLSI (NCCLS) document EP5-A2 (2004), 24 (25).
10. Method Comparison and Bias Estimation Using Patient Samples. Approved Guideline—Second Edition, CLSI (NCCLS) document EP9-A2 (2002), 22 (19).

11. Interference Testing in Clinical Chemistry / Approved Guideline—Second Edition, CLSI (NCCLS) document EP7-A2 (2005), 25 (27).

12. Vassault A, et al, Ann Biol Clin, (1986), 44, 685

13. Berth, M. & Delange, J. Protein precipitation as a possible important pitfall in the clinical chemistry analysis of blood samples containing monoclonal immunoglobulins: 2 case reports and a review of literature, Acta Clin Belg, (2004), 59, 283.

14. Young, D. S. Effects of preanalytical variables on clinical laboratory tests, 2nd Ed., FACC Press, (1997).

15. Young, D. S. Effects of drugs on clinical laboratory tests, 4th Ed., AAC Press, (1995).


SIMBOLURI

Simbolurile folosite sunt definite conform standardului ISO-15223-1 cu excepția celor prezentate mai jos.

CONT	Conținut
R1	Reactiv 1
R2	Reactiv 2
CE	Conformitate europeană

Notă:

Doar pentru ref. ASSL-0250/ASSL-0455, utilizată cu software-ul Selecia TouchPro.



* Modificare față de versiunea precedentă.

English - EN

• INTENDED USE:

CLINICAL SIGNIFICANCE (1,2)

primary function is the

METHOD ⁽⁴⁾
Bromocresol green (BCG)- End Point.

PRINCIPLE ⁽⁴⁾

sol green at pH 4.20.

Albumin + BCG $\xrightarrow{pH = 4.20}$ Albumin-BCG con

Standard: Std (P)

Sodium azide < 0.1 %

➤ MATERIALS REQUIRED BUT NOT PROVIDED

- CALI-050 ELICAL 2
- CONT-0080 ELTROL 1
- CONT-0150 ELTROL M

- General Laboratory
- Do not use mass

—WARNINGS AND PRECAUTIONS

- Those *in vitro* diagnostic devices (reagent, standard) are for professional use only.
- The standard Std contains sodium azide which react with lead or copper plumbing to form po-

ducts always just

- prevent acidic buildup.
- Take normal precautions and adhere to good laboratory practice.
- Use clean or single use laboratory equipment.
- avoid contamination.

The standard should be immediately and rigorously followed to prevent contamination and vaporization. For more information, Safety Data Sheet available on request for professional users.

Do not use after

On-board stability:
The on-board stability is specific for each (Refer to § PERFORMANCE DATA).

➤ **PRODUCT**

- Do not use the product if there is visible a biological, chemical or physical deterioration.
- Do not use the product if the damages of might have an effect on the product performance (leakages, punctured vial).

Specimen (2)

- Serum
- Plasma (lithium heparin)
- Do not use sifter specimens

Warnings and precautions

According to Good Laboratory Practices, we should be performed prior to the administration of drugs.

- Analyze it

- Stored at -20°C , samples are stable for 6 months
- longer storage: freeze samples at -70°C

Referințe:	
PASL-0230	4 x 25 mL
PASL-0400	2 x 62,5 mL
PASL-0420	4 x 62,5 mL

Compoziția trusei:	
R1 4 x 20 mL + R2 4 x 5 mL	
R1 2 x 50 mL + R2 1 x 26 mL	
R1 4 x 50 mL + R2 2 x 26 mL	



FTRO-PASL-v2(12/2018)_PIT-PASL-4-v21

SCOPUL UTILIZĂRII

ALP (DEA) SL ELITech Clinical Systems este conceput pentru determinarea cantitativă a fosfatazei alcaline în serul uman pentru de diagnosticare *in vitro*.

SEMNIIFICAȚIE CLINICĂ ⁽¹⁾⁽²⁾

Fosfataza alcalină (ALP) corespunde unui grup de fosfataze care prezintă activitatea maximă la pH alcalin. ALP este larg distribuită în țesut, oostehoplaste, epitelul intestinal, rinichi și plămâni. Rata ALP crește fiziologic pentru copii și adolescenți în perioadele creșterii active, precum și pentru femeile în al treilea trimestru de sarcină.

Creșterile marcate ale ratei ALP sunt observate în cazul obstrucției extra-hepatice (calculi biliari, tumori...) și bolile osoase precum boala Paget și cancerul osteogenic osos.

Activitatea P-AL poate crește, de asemenea, moderat în cazul obstrucției intra-hepatice, hepatitei, cirozei sau în cazul rahismului, osteonectaziei, hiperparatiroidismului, vindecarea fracturilor osoase.

METODA ⁽¹⁾⁽⁴⁾

Bază pe metoda DGKC și SCE. Enzimatică. Cinetică.

PRINCIPIU ⁽³⁾⁽⁴⁾

În prezența Mg^{2+} și dietandeminei ca acceptor al fosfatului, p-nitrofenilfosfatul este transformat de fosfatazei alcaline în fosfat și p-nitrofenol (compus galben).



COMPOZIȚIA REACTIVULUI

Reactiv 1: R1	
Dietandemina, pH 10.2	1,4 mol/L
Clorură de magneziu	0,625 mmol/L
Azidă de sodiu	< 0,1 %
Reactiv 2: R2	
p-nitrofenilfosfat	50 mmol/L
Azidă de sodiu	< 0,1 %

MATERIALE NECESARE DAR NEFURNIZATE

- CAL-0550, ELUCAL 2
- CONT-0060, ELITROL 1
- CONT-0160, ELITROL II
- Echipamente generale de laborator.
- Nu utilizați materiale care nu sunt necesare, după cum este indicat mai sus.

AVERTISMENTE ȘI PRECAUȚII

Acest reactiv este conceput doar pentru utilizarea profesională, în scopul diagnosticării *in vitro*.
Reactivul R1 este clasificat ca periculos (2/2 - iminodietanol).

PERICOL. Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată. Provoacă leziuni oculare grave. Provoacă iritația pielii. Nu inspirați ceață/vapori/spray-ul. Purați mânuși de

protecție/imbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a țesutului.

ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/la medic. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELE: Spălați cu multă apă. În caz de iritație a pielii: consultați medicul.

Reactivii conțin azidă de sodiu care poate reacționa cu plumbul sau instalațiile din cupru pentru a forma potențiale azide metalice explozive. În momentul eliminării acestor reactivi, spălați întodeauna cu apă din abundență pentru a preveni acumularea de azide.

Pentru mai multe informații, consultați Fișa de date privind siguranța (SDS).
Luați măsurile de precauție obișnuite și urmați buna practică de laborator.

Utilizați doar echipamente de laborator curate sau de unică folosință pentru a evita contaminarea.
Nu interschimbați fiolele de reactiv din truse diferite.

STABILITATEA

A se depozita la 2-8°C și a se proteja împotriva luminii. A nu se îngheța.

A nu se utiliza după datele de expirare indicate pe etichetele fiolelor. Stabilitatea la bord: Stabilizata la bord este specifică pentru fiecare analizor. (Consultați § DATE PRIVIND PERFORMANȚA).

PREGĂTIRE

Reactivii sunt gata pentru utilizare.

DETERIORAREA PROUSELOR

- Soluția de reactiv trebuie să fie limpede. Aspectul tulbure indică deteriorarea.
- Nu utilizați produsul dacă există semne vizibile de deteriorare biologică, chimică sau fizică.
- Nu utilizați reactivul dacă deteriorările ambalajului ar putea avea un efect asupra performanței produsului (scurgeri, fiolă perforată).

PROBE ⁽¹⁾⁽²⁾⁽⁵⁾

- Specimen
- Fără ser de hemoliză
- A nu se utiliza alte specimene.

Avertismente și precauții

- Conform bunei practici de laborator, puncta venoasă trebuie efectuată înainte de administrarea de medicament.
- Este mai bine să analizați specimenul proaspăt (nu mai târziu de 4 ore după prelevare) și să le păstrați la temperatura camerei.

Depozitare și stabilitate

Activitatea ALP poate crește în cazul în care specimenul refrigerat (2-8°C) sau înghețat (-20°C) este pus la temperatura camerei.

Dacă specimenele sunt înghețate în scopul depozitării prelungite, mutați-le la temperatura camerei cî 18 - 24 de ore înainte de analiză pentru a activa complet enzima. Eșantioanele sunt stabile 1 săptămână la temperatura camerei, 1 săptămână la 2-8°C și 2 luni la -20°C.

Referințe:	
PASL-0230	4 x 25 mL
PASL-0400	2 x 62,5 mL
PASL-0420	4 x 62,5 mL

Compoziția trusei:	
R1 4 x 20 mL + R2 4 x 5 mL	
R1 2 x 50 mL + R2 1 x 26 mL	
R1 4 x 50 mL + R2 2 x 26 mL	



FTRO-PASL-v2(12/2018)_PIT-PASL-4-v21

VALORI DE REFERINȚĂ ⁽⁶⁾

Sex (37°C):	
Bebie	<270 U/L
Femei	<240 U/L

Valoarea de referință pentru copii și adolescenți în timpul creșterii osoase sunt mai mari decât pentru adulți.

Notă: Intervalul menționat ar trebui să servescă doar ca un ghid. Se recomandă ca fiecare laborator să verifice acest interval sau să stabilească un interval de referință pentru populația (său).

PROCEDURĂ

Pentru Analizatorul Selectora ale ELITech Clinical Systems, aplicațiile sunt disponibile la cerere.

Lungimea de undă 405 nm

Temperatură: 37°C

Citiți pe reactivul maror.

Reactiv R1	200 µL
Proba	5 µL

Amestecul, aşteptaţi 4 minute şi 43 de secunde şi adăugaţi:

Reactiv R2	50 µL
------------	-------

Amestecul se aşteaptă o incubare de 50 de secunde, măsurată înaintea absorbţiei pe minut (ΔA/min), timp de 133 secunde.

Cu software-ul Selectora TouchPro, utilizați aplicația inclusă în codul de bare disponibil la înalul acestui inser.

CALCUL

AA Proba x n
AA Calibrator
n=concentrație calibrator

Factor de conversie: U/L x 0,0167 = µkat/L

CALIBRARE

Pentru calibrare, trebuie utilizat calibratorul multiparametric ELICAL 2. Valoarea sa este trasabilă conform măsurătorii manuale.

Frecvența de calibrare: Calibrarea este specifică pentru fiecare analizor. (Consultați § DATE PRIVIND PERFORMANȚA).

CONTROLUL CALITĂȚII

Pentru a asigura calitatea adecvată, vor fi utilizate servicii de control precum ELITROL I și ELITROL II. Aceste controale trebuie efectuate și validate înainte ca eșantioanele pacienților să fie testate. Frecvența controlului trebuie să fie de cel puțin o dată pe zi, după fiecare calibrare, și trebuie adaptată la procedurile de Controlul Calității

fiecare laborator și cerințele de reglementare. Rezultatele trebuie să fie în intervalele definite. Dacă valorile sunt în afara intervalelor definite, fiecare laborator trebuie să ia măsuri corective. Materialele pentru controlul calității trebuie utilizate conform liniilor directoare locale.

MANAGEMENTUL DEȘEURILOR

Eliminarea tuturor deșeurilor trebuie să fie în conformitate cu cerințele de reglementare locale, statale și federale.

DATE DE PERFORMANȚĂ LA 37°C privind Analizatorul Selectora XL ale ELITech Clinical Systems

Interval de măsurare
Reactivul este limar de la 20 la 900 U/L.

Limita de detecție ⁽⁶⁾

Determinată conform protocolului SFBC, limita de detecție este egală cu 6 U/L.

Prezicte	n	Medie U/L	CV (%)
Reproducibilitate în interiorul ceticului			
Nivel 1	20	42	2,9
Nivel 2	20	146	0,8
Nivel 3	20	739	0,6

Reproducibilitate între ceticuli	n	Medie U/L	CV (%)
Nivel 1	20	38	5,5
Nivel 2	20	147	1,1
Nivel 3	20	760	1,3

-Corelație

A fost efectuat un studiu comparativ pe analizorul Selectora XL ELITech Clinical Systems între procedura cu un reactiv și procedura cu doi reactivi pe 30 de eșantioane de ser.

Valoarea nu diferă între 17 și 186 U/L.

Parametrii regresiei liniare sunt după cum urmează:

Coefficient de corelație: (r)=0,9999

Regresie liniară: Y=1,9900 x + 3,19 U/L

Regresie liniară:

- Limită și interferențe ⁽⁷⁾⁽⁸⁾

- Nu raportați rezultatele în afara intervalului utilizării.

- Conform recomandărilor SFBC, au fost efectuate studii pentru a stabili nivelul interferenței din diferiți compusi:

Bilirubină neconjugată: Nicio interferență semnificativă până la 36 mg/dL (615 µmol/L).

Bilirubină conjugată: Nicio interferență semnificativă până la 25 mg/dL (427,6 µmol/L).

Hemoglobină: Nicio interferență semnificativă până la 500 mg/dL (5 g/L).

Turbiditate: Nicio interferență semnificativă până la 600 mg/dL (678 mmol/L) echivalent trigliceride.

În cazuri foarte rare, gamopaliile monoclonale (molecule multiple), în special de tipul IgM (macroglobulinemia Waldenström) poate duce la rezultate nelabile. ⁽⁹⁾

Multe alte substanțe și medicamente pot interfera. Unele dintre acestea sunt enumerate în revistă publicată de Young. ⁽¹⁰⁾⁽¹¹⁾

Rezultatele acestui studiu trebuie interpretate doar în conjuncție cu alte rezultate ale testelor de diagnosticare, constatare clinice și istoric medical al pacientului.

- Stabilitatea la bord/frecvența calibrării

Stabilitatea la bord: 14 zile

Frecvența calibrării: 7 zile

Reactivii când înainte de reactiv se schimbă, când rezultatele controlului calității sunt în afara intervalului stabilit, și după o operație de înlocuire.

Reference:	
PASL-0230	4 x 25 mL
PASL-0400	2 x 62.5 mL
PASL-0420	4 x 62.5 mL
	R1 4 x 20 mL + R2 4 x 5 mL
	R1 2 x 50 mL + R2 1 x 26 mL
	R1 4 x 50 mL + R2 2 x 26 mL



FTRO-PASL-v2(11/2016)_PT-PASL-4-v21

BIBLIOGRAFIE

1. Henderson, A.R., Donald W.M., *Enzymes, Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry*, 5th Ed., Burtis, C.A. & Ashwood, E.R. (W.B. Saunders eds, Philadelphia USA), (2001), 352.
2. Scherwin, J.E., *Liver function, Clinical Chemistry: Theory, Analysis, Correlation*, 4th Ed., Kaplan, L.A., Pesce, A.J., Kazmierczak, S.C., (Mosby Inc. eds St Louis USA), (2003), 492 and appendix.
3. German Society for Clinical Chemistry, Z. Klin. Chem. Klin. Biochem., (1972), 10, 281.
4. Committee on Enzymes of the Scandinavian Society for Clinical Chemistry and Clinical Physiology, *Scand. J. Clin. Lab. Invest.*, (1974), 33, 291.
5. Guider, World Health Organization, *Use of anticoagulants in diagnostic laboratory investigations and stability of blood, plasma and serum samples*, WHO/DIL/LAB/99.1 Rev 2, (2002), 21.
6. Rosalki, S.B., *Clin. Chem.*, (1993), 37, 648.
7. Vassault, A., et al., *Ann. Biol. Clin.*, (1986), 44, 685.
8. Vassault, A., et al., *Ann. Biol. Clin.*, (1999), 57, 685.
9. Berth, M. & Delanghe, J., *Protein precipitation as a possible important pitfall in the clinical chemistry analysis of blood samples containing monoclonal immunoglobulins: 2 case reports and a review of literature*, *Acta Clin Belg.*, (2004), 59, 263.
10. Young, D.S., *Effects of preanalytical variables on clinical laboratory tests*, 2nd Ed., AACCC Press, (1997).
11. Young, D.S., *Effects of drugs on clinical laboratory tests*, 4th Ed., AACCC Press, (1995).

SIMBOLURI

Simbolurile folosite sunt definite conform standardului ISO-15223-1 cu excepția celor prezentate mai jos.

CONT	Conținut
R1	Reactiv 1
R2	Reactiv 2
CE	Conformitate europeană

Notă:

Doar pentru ref. PASL-0230, utilizată cu software-ul Selectra TouchPro.



Alcaline Phosphatase
120
PT-PASL

Referințe:	Compoziția trusei:
AMSL-0230	R 6 x 20 mL
AMSL-0390	R 1 x 50 mL
AMSL-0400	R 6 x 50 mL

AMYLASE SL

FTRO-AMSL-v18 (12/2018)_PT-AMSL-4-v18



SCOPUL UTILIZĂRII
AMYLAȘE SL ELITech Clinical Systems este conceput pentru determinarea cantitativă a amilazei în serul uman și plasămă pentru diagnosticare *in vitro*.

SEMNIFICATIA CLINICĂ ⁽¹⁾⁽²⁾

o-amilaza este o enzimă de origine pancreatică sau salivară care hidrolizează legăturile 1,4-o-glucosidice, ajutând astfel la digestia amidonului. Analiza amilazei serice este utilizată în special în diagnosticarea bolilor pancreatice (pancreatită acută sau cronică și complicațiile acestora, carcinome). În timpul pancreatitei acute, se observă o creștere tranzitorie a amilazei serice, un vârf corespunzând unei creșteri de 4-6 ori fiind obținut în 12-72 de ore de la începerea activității revenind la normal după 3-5 zile. Cu toate acestea, o creștere a amilazei serice este de asemenea observată în alte patologii intra-abdominale, insuficiență renală, cancere ovariene, leziuni ale glandelor salivare, alcoolism acut, insuficiență renală sau macroamiazemie (prezență unui complex amilază-igg nefiltrat de glomerul).

METODĂ ⁽³⁾

Substrat: CNP-G₃ (2-cloro-4-nitrofenil-o-maltotrozidă)
Enzimatică, cinetică

PRINCIPIU ⁽³⁾

Substratul CNP-G₃ este hidrolizat prin acțiunea catalitică a o-amilazei pentru a produce CNP (2-cloro-4-nitrofenol).

α-amilază



CNP-G₃ = 2-cloro-4-nitrofenil-o-maltotrozidă

Rata de creștere a absorbției este măsurată la 405 nm și este direct proporțională cu activitatea o-amilazei în probă.

COMPOZIȚIA REACTIVULUI

Reactiv R	50 mmol/L
Tampon MES, pH 6,15	70 mmol/L
Clorură de sodiu	6 mmol/L
Clorură de calciu	900 mmol/L
Tiocianat de potasiu	2,27 mmol/L
CNP-G ₃	< 0,1 %
Azidă de sodiu	

MATERIALE NECESARE DAR NEFURNIZATE

- CAL-0550 ELICAL 2 4 x 3 mL
- CONT-0060 ELITROL I 10 x 5 mL
- CONT-0160 ELITROL II 10 x 5 mL
- Echipamente generale de laborator.
- Soluție salină obișnuită (NaCl 9 g/L).
- Nu utilizați materiale care nu sunt necesare, după cum este indicat mai sus.

AVERTISMENTE ȘI PRECAUȚII

- Această trusă de reactiv este concepută doar pentru utilizarea profesională în scopul diagnosticării *in vitro*.
- În contact cu aerul, degajă un gaz toxic.
- Reactivul conține azidă de sodiu, care poate reacționa cu plumbul sau instalațiile sanitare din cupru și poate forma azide metale explozibile. În cazul avarării acestor reactivi, spălați imediatuina cu cantități mari de apă pentru a preveni formarea de azide.
- Luați măsurile de precauție obliguile și urmați buna practică de laborator.
- Utilizați doar echipamente de laborator curate sau de unică folosință pentru a evita contaminarea.
- Saliva și transpirația conține amilază. Astfel, se recomandă purtarea mănușilor și a unei măști pentru a evita contaminarea reactivului.
- Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere.

STABILITATEA REACTIVILOR

- A se depozita la 2-8°C și a se proteja împotriva luminii. A nu se îngheța.
- A nu se utiliza după datele de expirare indicate pe etichetele fiolelor.
- Stabilizarea la borb:
- Stabilizarea la borb este specifică pentru fiecare analizor.
- (Consultați § DATE PRIVIND PERFORMANȚA).

PREGĂTIRE

Reactivii sunt gata pentru utilizare.

DETERIORAREA REACTIVILOR

- Soluția de reactiv trebuie să fie limpede. Aspectul tulbure indică deteriorarea.
- Nu utilizați produsul dacă există semne vizibile de deteriorare biologică, chimică sau fizică.

AMBALAJ DETERIORAT

Nu utilizați reactivii dacă deteriorările ambalajului ar putea avea un efect asupra performanței produsului (scurgeri, fiole perforate).

PROBE ⁽⁴⁾

- Ser
- Plasmă heparinizată cu litu
- A nu se utiliza alte specimene.
- Avertisment și precauții
- Conform bunei practici de laborator, prelevarea trebuie efectuată înainte de administrarea de medicamente.
- Depozitare și stabilitate
- Probele sunt stabile timp de 1 săptămână la temperatura camerei, 1 săptămână la 2-8°C, și 1 an la -20°C.

VALORI DE REFERINȚĂ ⁽⁵⁾

Ser, plasmă (37°C): 31-107 U/L

Notă: Intervalul menționat ar trebui să servească doar ca un ghid. Se recomandă ca fiecare laborator să verifice acest interval sau să stabilească un interval de referință pentru populația țintă.

Referințe:	Compoziția trusei:
AMSL-0230	R 6 x 20 mL
AMSL-0390	R 1 x 50 mL
AMSL-0400	R 6 x 50 mL

AMYLASE SL

FTRO-AMSL-v18 (12/2018)_PT-AMSL-4-v18



PROCEDURĂ

Pentru Analizoarele Selectra ale ELITech Clinical Systems

Aplicările sunt disponibile la cerere	405 nm
Lungime de undă	37°C
Temperatură	
Cuile pe reactivii maror.	
Reactiv R	500 µL
Probă	3 µL

Amestecați și după o incubare de 50 de secunde, măsurați modificarea absorbției pe nm (λ_{min}) timp de 159 de secunde.

Cu software-ul Selectra TouchPro, utilizați aplicația inclusă în codul de bare disponibil la finalul acestui insert.

CALCUL

(AA) Probă x n n=concentrația calibrator

(AA) Calibrator

Factor de conversie: U/L x 0.0167 = µkat/L

CALIBRARE ⁽⁵⁾

Pentru calibrare, trebuie utilizați calibratorii multiparametric ELICAL 2. Valoarea sa este utilizabilă conform metodei IFCC.

Frecvența de calibrare: Calibrarea este specifică pentru fiecare analizor. (Consultați § DATE PRIVIND PERFORMANȚA).

CONTROLUL CALITĂȚII

Pentru a asigura precizia analizelor, vor fi utilizate serurile de control precum ELITROL I (control normal) și ELITROL II (control patologic). Aceste controale trebuie efectuate și validate înainte ca probele pacienților să fie testate. Frecvența controlului trebuie să fie de cel puțin o dată pe zi, după fiecare calibrare și trebuie adaptată procedurilor de Controlul Calității fiecărui laborator și centrelor reglementare în vigoare. Rezultatele trebuie să fie în intervalele definite. Dacă valorile sunt în afara intervalelor definite, fiecare laborator trebuie să ia măsuri corective. Materialele pentru controlul calității trebuie utilizate conform reglementărilor locale.

MANAGEMENTUL DEȘEURILOR

Eliminarea tuturor deșeurilor trebuie să fie în conformitate cu cerințele locale și legale.

DATE DE PERFORMANȚĂ la 37°C privind Analizoarele Selectra Prom ale ELITech Clinical Systems

-Interval de măsurare

Determinat conform protocolului CLSI EP6-A⁽⁶⁾, intervalul de măsurare este între 20 și 1500 U/L, trebuie să fie diluate 1:10 cu soluție de NaCl 9 g/L deplasăsc 1500 U/L, trebuie să fie diluate 1:10 cu soluție de NaCl 9 g/L (salina normală) și re-analizate. Utilizarea acestei proceduri excede intervalul de măsurare de la 1500 la 15000 U/L (de la 250,00 µkat/L).

Pentru utilizatorii Selectra TouchPro, funcția „diluare” efectuează diluția automată a probei. Rezultatele iau în considerare diluția.

- Limita de detecție (LOD) și Limita de cuantificare (LOQ)
- Determinată conform protocolului CLSI EP17-A⁽⁷⁾.
- LOD = 6 U/L (0,10 µkat/L).
- LOQ = 13 U/L (0,22 µkat/L).

- Precizie

Determinată conform protocolului CLSI EP5-A2⁽⁸⁾.

	n	U/L	µkat/L	In interiorul CV (%)	Total
Nivel scăzut	80	82	1,37	1,3	2,7
Nivel mediu	80	204	3,40	0,9	2,2
Nivel înalt	80	992	16,53	1,5	2,6

- Concluzie

A fost efectuat un studiu comparativ între Analizorul Selectra Prom ELITech Clinical Systems și un alt echipament al unui sistem aprobat de FDA (metoda IFCC) pe 100 de probe de ser uman conform protocolului CLSI EP9-A2⁽⁹⁾.

Valoarea au fost între 21 și 1439 U/L (între 0,35 și 23,98 µkat/L). Parametrii regresiei liniare sunt după cum urmează:

Coefficient de corelație: (r)=0,999

Regresie liniară: y=0,976x - 1 U/L (0,02 µkat/L)

- Limitări și interferențe

- Nu raportați rezultatele în afara intervalului utilizabil.

- Au fost efectuate studii pentru a stabili nivelul interferenței din afenți compuși conform protocolului CLSI EP7-A2 ⁽¹⁰⁾ al C.S.L. Recuperarea este în intervalul ±10% din valoarea inițială a amilase de 80 U/L și 1000 U/L.

- Tirocalciton: Nicio interferență semnificativă până la 3000 mg/dL (33,9 mmol/L).

- Bilirubină neconjugată: Nicio interferență semnificativă până la 30,0 mg/dL (513 µmol/L).

- Bilirubină conjugată: Nicio interferență semnificativă până la 29,5 mg/dL (504 µmol/L).

- Hemoglobină: Nicio interferență semnificativă până la 500 mg/dL.

- Acid ascorbic: Nicio interferență semnificativă până la 20,0 mg/dL.

- Acid acetic/salicilic: Nicio interferență semnificativă până la 200 mg/dL.

- Acetaminofen: Nicio interferență semnificativă până la 30 mg/dL.

- În cazuri foarte rare, gamopatiele monoclonale (mielome multiple) în special de tipul IgM (macroglobulinemia Waldenström) poate duce la rezultate nefabile. ⁽¹¹⁾

- Multe alte substanțe și medicamente pot interfera. Unele dintre acestea sunt enumerate în reviste publicate de Young. ⁽¹²⁾⁽¹³⁾

- Rezultatele acestui studiu trebuie interpretate doar în corelație cu alte rezultate ale testelor de diagnosticare, constatăndu-se eficace și istoricul medical al pacientului.

AMYLASE SL

Compoziția tușei:

AMS-0230	6 x 20 mL	R 6 x 20 mL
AMS-0390	1 x 50 mL	R 1 x 50 mL
AMS-0400	6 x 50 mL	R 6 x 50 mL



FTRO-AMS-v18 (12/2018) PT-AMS-4-v18

Stabilitatea la bord/Frecvența calibrării

Stabilitatea la bord: 28 de zile

Frecvența calibrării: 28 zile

Recalibrare când: Iaurul de reactiv se schimbă, când rezultatele controlului calității sunt în afara intervalului stabilit și după o operație de întreținere.

SIMBOLURI

Simbol	Dispozitiv medical de diagnosticare in vitro.	Consultul instrucțiunea de utilizare.	Producător
	Dispozitiv medical de diagnosticare in vitro.	Consultul instrucțiunea de utilizare.	Producător
	Număr de lot		
	Data expirării		
	Număr catalog		
	Conținut		
	Reactiv		
	Conformitate europeană		

BIBLIOGRAFIE

1. Partridge, M., Bais, R., Enzyme, Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry, 6th Ed., Burdick, C.A., Ashwood, E.R., Burns, D.E., (Saunders), (2008), 317
2. Dufour, D.R., The Pancreas: Function and Chemical Pathology, Clinical Chemistry, Theory Analysis, Correlation, 5th Ed., Kaplan, L.A., Pesce, A.J., (Mosby, Inc.), (2010), 651, and appendix.
3. Wirtz-Den, E.S., David H., Sigler E., et Chavez R., Development of a direct assay for amylase, Clin. Chem., (1988), 34 (10), 2005
4. Guider W.G., Use of anticoagulants in diagnostic laboratory investigations and stability of blood, plasma, and serum samples, World Health Organization, WHO/DILAB/99.1 Rev.2, (2002).
5. Schumann, G., et al. IFCC Primary Reference Procedures for the Measurement of Catalytic Activity Concentrations of Enzymes at 37°C, Clin Chem Lab Med, (2006), 44 (9), 1146.
6. Evaluation of the Linearity of the Measurement of Quantitative Procedures: a Statistical Approach: Approved Guideline, CLSI (NCCLS) document EP5-A (2003), 23 (16).
7. Protocol for Determination of Limits of Detection and Limits of Quantification: Approved Guideline, CLSI (NCCLS) document EP17-A (2004), 24 (34).
8. Evaluation of Precision Performance of Quantitative Measurement Methods: Approved Guideline - Second Edition, CLSI (NCCLS) document EP5-A2 (2004), 24 (25).
9. Method Comparison and Bias Estimation Using Patient Samples: Approved Guideline - Second Edition, CLSI (NCCLS) document EP9-A2 (2002), 22 (19).
10. Interference Testing in Clinical Chemistry: Approved Guideline - Second Edition, CLSI (NCCLS) document EP7-A2 (2005), 25 (27).
11. Berth, M., & DeLanghe, J. Protein precipitation as a possible important pitfall in the clinical chemistry analysis of blood samples containing monoclonal immunoglobulins: 2 case reports and a review of literature, Acta Clin Belg., (2004), 59, 263.
12. Young, D.S., Effects of preanalytical variables on clinical laboratory tests, 2nd Ed., AAC Press, (1997).
13. Young, D.S., Effects of drugs on clinical laboratory tests, 4th Ed., AAC Press, (1995).

Notă
- Doar pentru ref. AMS-0230, utilizată cu software-ul Selecta TouchPro.



Amylase FTC
185
PT-AMS-
0

Modificare față de versiunea precedentă.

BILIRUBIN TOTAL & DIRECT 4+1

Referențe:

BID-0250 Directă 4+1	8 x 25 mL	R4 Directă 8 x 20 mL + R2 8 x 5 mL
BITO-0250 Totală 4+1	8 x 25 mL	R1 Totală 8 x 20 mL + R2 8 x 5 mL
BID-0600 Directă 4+1	2 x 125 mL	R1 Directă 2 x 100 mL + R2 1 x 50 mL
BITO-0600 Totală 4+1	2 x 125 mL	R1 Totală 2 x 100 mL + R2 1 x 50 mL
BID-0600 T&D 4+1	2 x 125 mL	R1 Totală 1 x 100 mL + R1 Directă 1 x 100 mL + R2 1 x 50 mL

FTRO-BITD-v12 (12/2018)_PT_BITD-4-v12

SCOPUL UTILIZĂRII

Pentru **Bilirubina Totală** BILIRUBIN TOTAL 4+1 ELITech Clinical Systems este conceput pentru determinarea cantitativă a bilirubinei totale în serul uman și plasmă în cazul adulților și copiilor cu vârsta de peste 10 zile pentru diagnosticare *in vitro*.

Pentru **Bilirubina Directă** BILIRUBIN DIRECT 4+1 ELITech Clinical Systems este conceput pentru determinarea cantitativă a bilirubinei directe în serul uman și plasmă pentru diagnosticare *in vitro*.

SEMNIFICAȚIE CLINICĂ (-2)

Aproximativ 80-85% din bilirubina este produsă din fracțiunea hem a hemoglobinei eliberate de eritrocitele care îmbătrânesc în celulele reticuloendoteliale. Bilirubina, legată de albumina, este transportată în ficat, unde este conjugată rapid cu glucuronicidul pentru a fi mai solubilă. Apoi, această este excretată în canalicii biliari și hidrolizată în tractul gastrointestinal.

Concentrația serului de bilirubină neconjugată crește în cazul supra-producerii de bilirubină (eremie hemolitică acută și cronică) și în cazul afecțiunilor metabolismului bilirubinei și defecților de transport (aport afectat de celulele hepatice; sindromul Gilbert; deficiențe în reacția de conjugare: sindromul Crigler-Najjar). Excreția redusă (deteriorare hepatocelulară, hepatită cronică...; sindromul Dubin-Johnson șiRotor) și obstrucția fluxului biliar (cel mai adesea produsă de calculii biliari și sau de tumori) induc o creștere importantă a bilirubinei conjugate și înț-o măsură minoră o creștere a bilirubinei neconjugate (hiperbilirubinemia conjugată).

METODĂ (-2)

Malloy-Evelyn modificată. Punct final.

PRINCIPIU (-2)

Acidul sulfanilic reacționează cu nitritul de sodiu pentru a forma acidul sulfanilic diazotat. În prezența accelerantului (celtimida), bilirubina conjugată și neconjugată reacționează cu acidul sulfanilic diazotat pentru a forma azobilirubina (Bilirubina totală 4+1). În absența accelerantului, doar bilirubina conjugată reacționează (Bilirubina directă 4+1). Creșterea absorbanței la 546 nm este proporțională cu concentrația bilirubinei.

Acidul sulfanilic + NaNO₂ → Acid sulfanilic diazotat

Bilirubina + Acid sulfanilic diazotat → Azobilirubină

COMPOZIȚIA REACTIVULUI

BILIRUBINA TOTALĂ 4+1	
Reactiv 1: R1	29 mmol/L
Acid sulfanilic	29 mmol/L
Caltimidă	29 mmol/L
BILIRUBINA DIRECTĂ 4+1	
Reactiv 1: R1	29 mmol/L
Acid sulfanilic	29 mmol/L
BILIRUBINA TOTALĂ & DIRECTĂ 4+1	
Reactiv 2: R2	11 mmol/L
Nitrit de sodiu	11 mmol/L



BILIRUBIN TOTAL & DIRECT 4+1

Referențe:

BID-0250 Directă 4+1	8 x 25 mL	R4 Directă 8 x 20 mL + R2 8 x 5 mL
BITO-0250 Totală 4+1	8 x 25 mL	R1 Totală 8 x 20 mL + R2 8 x 5 mL
BID-0600 Directă 4+1	2 x 125 mL	R1 Directă 2 x 100 mL + R2 1 x 50 mL
BITO-0600 Totală 4+1	2 x 125 mL	R1 Totală 2 x 100 mL + R2 1 x 50 mL
BID-0600 T&D 4+1	2 x 125 mL	R1 Totală 1 x 100 mL + R1 Directă 1 x 100 mL + R2 1 x 50 mL

FTRO-BITD-v12 (12/2018)_PT_BITD-4-v12

Avvertismente și precauții

- Pentru **Bilirubina directă**: Nu utilizați probe hemolizate.
- Conform bunei practici de laborator, pregătirea trebuie efectuată înainte de administrarea de medicamente.
- Trebuie acordată o atenție specială umplerii tuburilor neperforizate conform instrucțiunilor producătorului. O umplere insuficientă poate duce la rezultate eronate.
- Protejați probele împotriva luminii directe și în timpul analizei.

Depozitare și stabilitate

Dacă plasma și serul sunt protejate împotriva luminii, probele sunt stabile 1 zi (Bilirubina totală) sau 2 zile (Bilirubina directă) la temperatura camerei, 7 zile la 2-8°C și 6 luni la -20°C.

VALORI DE REFERINȚĂ (-4)

Ser, plasmă:
Bilirubina totală:
Adulți și copii peste 10 zile:
0,2-1,2 mg/dL (3,4-21 μmol/L)
Bilirubina directă:
<0,2 mg/dL (3,4 μmol/L)

Notă: Intervalul menționat ar trebui să servească doar ca un ghid. Se recomandă ca fiecare laborator să verifice acest interval sau să stabilească un interval de referință pentru populația țintă.

PROCEDURĂ

Pentru **Analizoarele Selectra ale ELITech Clinical Systems**, aplicațiile sunt disponibile la cerere.

A) Bilirubina totală

Lungime de undă: 546-700 nm
Temperatură: 37°C

Citiți pe reactivul maror.

CALIBRARE	TEST
Reactiv R1	240 μL
Calibrator	15 μL
Proba	-
	15 μL

Amestecați și citiți absorbanta (AA) după o incubare de 4 minute 40 (proba maror), apoi adăugați:

Reactiv R2 60 μL

Amestecați și citiți absorbanta (AA2) după o incubare de 6 minute 30.

Cu software-ul Selectra TouchPro, utilizați aplicația inclusă în codul de bare disponibil la finalul acestei inserți.

Pentru utilizatori Selectra ProXS, este nevoie de un filtru suplimentar de 70nm.

B) Bilirubina directă

Lungime de undă: 546 nm
Temperatură: 37°C

Citiți pe reactivul maror.

CALIBRARE	TEST
Reactiv R1	240 μL
Calibrator	30 μL
Proba	-
	30 μL

BILIRUBIN TOTAL & DIRECT 4+1

Referențe:

BID-0250 Directă 4+1	8 x 25 mL	R4 Directă 8 x 20 mL + R2 8 x 5 mL
BITO-0250 Totală 4+1	8 x 25 mL	R1 Totală 8 x 20 mL + R2 8 x 5 mL
BID-0600 Directă 4+1	2 x 125 mL	R1 Directă 2 x 100 mL + R2 1 x 50 mL
BITO-0600 Totală 4+1	2 x 125 mL	R1 Totală 2 x 100 mL + R2 1 x 50 mL
BID-0600 T&D 4+1	2 x 125 mL	R1 Totală 1 x 100 mL + R1 Directă 1 x 100 mL + R2 1 x 50 mL



Amestecați și citiți absorbanta (A1) după o incubare de 4 minute 40 (proba maror), apoi adăugați:

Reactiv R2 60 μL

Amestecați și citiți absorbanta (A2) după o incubare de 50 de secunde.

Cu software-ul Selectra TouchPro, utilizați aplicația inclusă în codul de bare disponibil la finalul acestei inserți.

In aplicație, compensarea trebuie setată la: -0,05 mg/dL (-0,9 μmol/L).

CALCUL

A) Bilirubina totală
(AA2-AA1) Proba x concentrația calibrator
(AA2-AA1) Calibrator
B) Bilirubina directă
(AA2-AA1) Proba x concentrația calibrator
(AA2-AA1) Calibrator

Factor de conversie: mg/dL x 17,1 = μmol/L

CALIBRARE

Pentru calibrare, trebuie utilizat calibratorul multiparametric ELICAL 2. Valoarea sa este definită în raport cu materialul de referință SRM 916a (al Institutului Național de Standarde și Tehnologie).

Frecvența de calibrare: Calibrarea este specifică pentru fiecare analitor. (Consultați și DATE PRIVIND PERFORMANȚA).

CONTROLUL CALITĂȚII

Pentru a verifica precizia testelor, vor fi utilizate seriile de control precum ELITROL 1 (control normal) și ELITROL 2 (control patologic). Aceste controale trebuie efectuate și validate înainte ca probele pacienților să fie testate. Frecvența controlului trebuie să fie de cel puțin o dată pe zi, după fiecare calibrare și trebuie adaptată la procedurile de Controlul Calității fiecărui laborator și cerințele de reglementare. Rezultatele trebuie să fie în intervalele definite. Dacă valorile sunt în afara intervalelor definite, fiecare laborator trebuie să ia măsuri corective. Materialele pentru controlul calității trebuie utilizate conform reglementărilor locale.

MANAGEMENTUL DESEURILOR

Eliminarea tuturor deșeurilor trebuie să fie în conformitate cu cerințele locale, statale și federale.

DATE DE PERFORMANȚĂ LA 37°C privind Analizoarele Selectra Pro ale ELITech Clinical Systems

A) Bilirubina totală

- Interval de măsurare
Determinat conform protocolului CLSI EP6-A7, intervalul de măsurare este între 0,25 mg/dL și 25,00 mg/dL (de la 4,3 la 427,5 μmol/L). Probele care depășesc 25,00 mg/dL trebuie diluate 1:5 cu soluție de NaCl 9 g/l (soluție salină normală) și re-testate. Utilizarea acestei

BILIRUBIN TOTAL & DIRECT 4+1

Referențe:	
BID-0250 Directă 4+1	8 x 25 mL
BITO-0250 Totală 4+1	8 x 25 mL
BID-0600 Directă 4+1	2 x 125 mL
BITO-0600 Totală 4+1	2 x 125 mL
BID-0600 T&D 4+1	2 x 125 mL
Compoziția tusei:	
R1 Directă 8 x 20 mL	+ R2 8 x 5 mL
R1 Totală 8 x 20 mL	+ R2 8 x 5 mL
R1 Directă 2 x 100 mL	+ R2 1 x 50 mL
R1 Totală 2 x 100 mL	+ R2 1 x 50 mL
R1 Totală 1 x 100 mL	+ R1 Directă 1 x 100 mL + R2 1 x 50 mL



FTRO-BITD-v12 (12/2018)_PTT_BITD-4-v12

proceduri extinse intervalul de măsurare între 25,00 și 60,00 mg/dL (de la 4,27 la 1026,3 μmol/L).

Pentru utilizatori Selectra TouchPro, funcția „diluare” efectuează diluarea probelor automate. Rezultatele iau în considerare diluța.

- Limita de detecție (LoD) și Limita de cuantificare (LoQ)

Determinată conform protocolului CLSI EP17-A⁽⁹⁾.

LoD=0,04 mg/dL (0,7 μmol/L)
LoQ=0,15 mg/dL (2,6 μmol/L)

- Precizie

Determinată conform protocolului CLSI EP5-A2⁽⁷⁾.

	Medie	In	Total
		interiorul	
		cilindrilor	
		CV (%)	
Nivelul 1	80	1,15	19,7
Nivelul 2	80	4,08	69,8
Nivelul 3	80	14,61	249,9

- Corelație

A fost efectuat un studiu comparativ între un Analizor Selectra ProM ELITech Clinical Systems și un alt echipament al sistemului aprobat de FDA (metoda DCA) pe 100 de probe de ser uman conform protocolului CLSI EP9-A2⁽⁸⁾.

Concentrațiile probelor au fost între 0,32 și 23,02 mg/dL (5,5 și 393,7 μmol/L).
Parametrii regresilor liniare sunt după cum urmează:
Coeficient de corelație: (r)=0,999
Regrese liniară: y= 0,948 x -0,11 mg/dL (1,9 μmol/L)

- Limitări și interferențe

- Nu raportați rezultatele în afara intervalului utilizabil.
- Au fost efectuate studii pentru a stabili nivelul interferenței din diferiți compuși conform protocolului CLSI EP7-A2⁽⁹⁾. Recuperarea este în intervalul ±15% din valoarea inițială a concentrației bilirubinei totale de 1,00 mg/dL și 15,00 mg/dL.
- Trigliceride: Nicio interferență semnificativă până la 2100 mg/dL (23,73 mmol/L).
- Hemoglobină: Nicio interferență semnificativă până la 500 mg/dL.
- Acetaminofen: Nicio interferență semnificativă până la 30 mg/dL.
- Acid ascorbic: Nicio interferență semnificativă până la 4 mg/dL.
- Acid asetalic: Nicio interferență semnificativă până la 200 mg/dL.

- În cazurile foarte rare, gamopaliile monoclonale (mibocane multiple), în special de tipul IgM (macroglobulinemia Waldenström) poate duce la rezultate nefabile.⁽¹⁰⁾
- Multe alte substanțe și medicamente pot interfera. Unele dintre acestea sunt enumerate în revistele publicate de Young.⁽¹¹⁻¹²⁾
- Rezultatele acestui studiu trebuie interpretate doar în corelație cu alte rezultate ale testelor de diagnosticare, constanțele clinice și istoricul medical al pacientului.

- Stabilizarea la bord/frecvența calibrării



ELITech Clinical Systems SAS - Zone Industrielle - 61500 SEES FRANCE - www.elitechgroup.com

BILIRUBIN TOTAL & DIRECT 4+1

Referențe:	
BID-0250 Directă 4+1	8 x 25 mL
BITO-0250 Totală 4+1	8 x 25 mL
BID-0600 Directă 4+1	2 x 125 mL
BITO-0600 Totală 4+1	2 x 125 mL
BID-0600 T&D 4+1	2 x 125 mL
Compoziția tusei:	
R1 Directă 9 x 20 mL	+ R2 8 x 5 mL
R1 Totală 9 x 20 mL	+ R2 8 x 5 mL
R1 Directă 2 x 100 mL	+ R2 1 x 50 mL
R1 Totală 2 x 100 mL	+ R2 1 x 50 mL
R1 Totală 1 x 100 mL	+ R1 Directă 1 x 100 mL + R2 1 x 50 mL



FTRO-BITD-v12 (12/2018)_PTT_BITD-4-v12

Acid ascorbic: Nicio interferență semnificativă până la 0,5 mg/dL.

Acid asetalic: Nicio interferență semnificativă până la 200 mg/dL.

- În cazurile foarte rare, gamopaliile monoclonale (mibocane multiple), în special de tipul IgM (macroglobulinemia Waldenström) poate duce la rezultate nefabile.⁽¹⁰⁾

- Multe alte substanțe și medicamente pot interfera. Unele dintre acestea sunt enumerate în revistele publicate de Young.⁽¹¹⁻¹²⁾

- Rezultatele acestui studiu trebuie interpretate doar în corelație cu alte rezultate ale testelor de diagnosticare, constanțele clinice și istoricul medical al pacientului.

- Stabilizarea la bord/frecvența calibrării

Stabilizarea la bord: 28 zile
Frecvența calibrării: 28 zile
Recalibrați când toate de reactiv se schimbă, când rezultatele controlului calității sunt în afara intervalului stabil și după o operație de întreținere.

BIBLIOGRAFIE

1. Higgins, T., et al., Hemoglobin, Iron, and Bilirubin, *Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry*, 6th Ed., Burke, C.A. & Ashwood, E.R. (W.B. Saunders eds, Philadelphia USA), (2008), 509.
2. Dujour, D.R., *The liver: Function and chemical Pathology*, *Clinical Chemistry: Theory, Analysis, Correlation*, 5th Ed., Kaplan, L.A., Pesco, A.J., (Mosby Inc.), (2010), 586 and appendix.
3. Guider, W.G., et al., Use of anticoagulants in diagnostic laboratory investigations and stability of blood, plasma and serum samples. (2002). WHO/DL/LAB/99.1 Rev.2
4. Wu, H.B., *General Clinical Tests: Tietz Clinical guide to laboratory tests*, 4th Ed., (W.B. Saunders eds, Philadelphia USA), (2006), 172.
5. *Evaluation of the Linearity of the Measurement of Quantitative Procedures: a Statistical Approach*; Approved Guideline. CLSI(NCCLS) document EP6-A (2003), 23 (16).
6. *Protocol for Determination of Limits of Detection and Limits of Quantification*; Approved Guideline. CLSI (NCCLS) document EP17-A (2004), 24 (34).
7. *Evaluation of Precision Performance of Quantitative Measurement Methods*; Approved Guideline - Second Edition. CLSI (NCCLS) document EP5-A2 (2004), 24 (25) 8.
8. *Method Comparison and Bias Estimation Using Patient Samples*; Approved Guideline - Second Edition. CLSI (NCCLS) document EP9-A2 (2002), 22 (19).
9. *Interference Testing in Clinical Chemistry*; *Approved Guideline - Second Edition*. CLSI (NCCLS) document EP7-A2 (2005), 25 (27).
10. Barth, M. & Delange, J., *Protein precipitation as a possible important pitfall in the clinical chemistry analysis of blood samples containing monoclonal immunoglobulins: 2 case reports and a review of literature*, *Acta Clin Belg*, (2004), 59, 263.
11. Young, D.S., *Effects of interanalytical variables on clinical laboratory tests*, 2nd edition, AACCC Press (1997).
12. Young D.S., *Effects of drugs on clinical laboratory tests*, 4th edition, AACCC Press (1995).

SIMBOLURI

Simbolurile folosite sunt definite conform standardului ISO-15223-1 cu excepția celor prezentate mai jos.

CONF	Conținut
R1	Reactiv 1
R2	Reactiv 2
CE	Conformitate europeană



ELITech Clinical Systems SAS - Zone Industrielle - 61500 SEES FRANCE - www.elitechgroup.com

Compozitja dhe përdorimi

BIDI-0250 Directa 4+1

BID-0250 Directa +1	8 x 25 mL	R1 Directa 8 x 20 mL + R2 8 x 5 mL
BID-0250 Totala +41	8 x 25 mL	R1 Totala 8 x 20 mL + R2 8 x 5 mL
BID-0600 Directa +41	2 x 125 mL	R1 Directa 2 x 100 mL + R2 1 x 50 mL
BID-0600 Totala +41	2 x 125 mL	R1 Totala 2 x 100 mL + R2 1 x 50 mL
BID-0600 T&D +41	2 x 125 mL	R1 Totala 1 x 100 mL + R1 Directa 1 x 100 mL + R2 1 x 50 mL



- Doar pentru ref. BTO-0250, utilizată cu




Billruechli Total View
225
PPT-BITC

NOTĂ IMPORTANTĂ

- Doar pentru ref. BIDI-0250, utilizată cu software-ul Selectra TouchPro.

- **Vezi ȘPROCEDURĂ:** Este necesară introducerea manuală



Plutonium Direct New	0
205	PT-810

BILIRUBIN TOTAL & DIRECT 4+1

Referențe:	
BID-0250 Directă 4+1	8 x 25 mL
BID-0250 Totală 4+1	8 x 25 mL
BID-0600 Directă 4+1	2 x 125 mL
BID-0600 Totală 4+1	2 x 125 mL
BID-0600 T&D 4+1	2 x 125 mL
Compoziția tușei:	
R1 Directă 8 x 20 mL + R2 8 x 5 mL	
R1 Totală 8 x 20 mL + R2 8 x 5 mL	
R1 Directă 2 x 100 mL + R2 1 x 50 mL	
R1 Totală 2 x 100 mL + R2 1 x 50 mL	
R1 Totală 1 x 100 mL + R1 Directă 1 x 100 mL + R2 1 x 50 mL	



FTRO-BITD-v12 (12/2018)_PTT_BITD-4-v12

SCOPUL UTILIZĂRII

Pentru Bilirubina Totală: BILIRUBIN TOTAL 4+1 ELITech Clinical Systems este conceput pentru determinarea cantitativă a bilirubinei totale în serul uman și plasmă în cazul adulților și copiilor cu vârstă de peste 10 zile pentru diagnosticare *in vitro*.
Pentru Bilirubina Directă: BILIRUBIN DIRECT 4+1 ELITech Clinical Systems este conceput pentru determinarea cantitativă a bilirubinei directe în serul uman și plasmă pentru diagnosticare *in vitro*.

SEMNICIFICAȚIE CLINICĂ ⁽¹⁾⁻⁽²⁾

Aproximativ 80-85% din bilirubina este produsă din fractura hem a hemoglobinei eliberate de eritrocitele care îmbătrânesc în celulele reticuloendotheliale. Bilirubina, legată de albumină, este transportată în ficat, unde este conjugată rapid cu glucuronic acid pentru a fi mai solubilă în apă. Aceasta este excretată în canalicii biliari și hidrolizată în tractul gastrointestinal.

Concentrația serului de bilirubină neconjugată crește în cazul supra-producerii de bilirubină (anemie hemolitică acută și cronică) și în cazul afecțiunilor metabolice ale bilirubinei și defectelor de transport (aport afectat de celulele hepatice; sindromul Gilbert; defecte în reacția de conjugare: sindromul Crigler-Najjar). Excreția redusă (deteriorare hepatocelulară; hepatită, ciroză...; sindromul Dubin-Johnson șiRotor) și obstrucția fluxului biliar (cel mai adesea produsă de calculii biliari sau de tumori) conduc o creștere importantă a bilirubinei conjugate și într-o măsură minoră o creștere a bilirubinei neconjugate (hiperbilirubinemia conjugată).

METODĂ ⁽²⁾

Malloy-Evelyn modificată. Punct final.

PRINCIPIU ⁽¹⁾⁻⁽²⁾

Acidul sulfanilic reacționează cu nitritul de sodiu pentru a forma acidul sulfanilic diazotat. În prezența acceleratului (catrimide), bilirubina conjugată și neconjugată reacționează cu acidul sulfanilic diazotat pentru a forma azobilirubina (bilirubina totală 4+1). În absența acceleratului, doar bilirubina conjugată reacționează (bilirubina directă 4+1). Creșterea absorbției la 546 nm este proporțională cu concentrația bilirubinei.

Acidul sulfanilic + NaNO₂ → Acid sulfanilic diazotat

Bilirubină + Acid sulfanilic diazotat → Azobilirubină

COMPOZIȚIA REACTIVULUI BILIRUBINA TOTAL 4+1

Reactiv 1: R1	29	mmol/L
Acid sulfanilic	29	mmol/L
Catrimidă	29	mmol/L
BILIRUBINA DIRECTĂ 4+1		
Reactiv 1: R1	29	mmol/L
Acid sulfanilic	29	mmol/L
BILIRUBINA TOTALĂ & DIRECTĂ 4+1		
Reactiv 2: R2	11	mmol/L
Nitrit de sodiu	11	mmol/L

MATERIALE NECESARE DAR NEFURNIZATE

- CAL-0550 ELICAL 2
- CONT-0060 ELITROL I
- CONT-0160 ELITROL II
- Soluție salină obținută (NaCl 9 g/l)
- Echipamente generale de laborator.
- Analizor de biocimie echipat cu filtrele necesare. (Consultați § PROCEDURĂ).
- Nu utilizați materialele care nu sunt necesare, după cum este indicat mai sus.

AVERTISMENTE ȘI PRECAUȚII

- Acești reactivi sunt doar pentru utilizarea profesională. În scopul diagnosticării *in vitro*.
- Reactivii R1 conține acid sulfanilic. Poate provoca o reacție alergică.
- Luati măsurile de precauție obișnuite și urmați buna practică de laborator.
- Utilizați doar echipamente de laborator curate sau de unică folosință pentru a evita contaminarea.
- Nu întrerupeți fiolele de reactiv din tuse diferite.
- Fieți cu deosebită atenție la securitatea disponibilă la cerere.

STABILITATEA

A se depozita la 2-8°C și a se proteja împotriva luminii. A nu se îngheța.

A nu se utiliza după datele de expirare indicate pe etichetele fiolelor. Stabilizitatea la bord este specifică pentru fiecare analizor. (Consultați § DATE PRIVIND PERFORMANȚA).

PREGĂTIRE

Reactivii sunt gata pentru utilizare.

DETERIORAREA PRODUSELOR

- Reactivul R1 din Bilirubină totală 4+1 poate fi ușor tulbur.
- Acosta conține un detergenț care poate duce la formarea de apă în umiditate de solitare ale unor echipamente. Aceste două caracteristici nu au consecințe asupra performanțelor produsului.
- Reactivii R1 din Bilirubină directă 4+1 și reactivii R2 din Bilirubină totală și directă 4+1 trebuie să fie împelzi. Aspectul tulbur indică deteriorarea.
- Nu utilizați produsul dacă există semne vizibile de deteriorare biologică, chimică sau fizică.
- Nu utilizați reactivul dacă deteriorarea ambalajului ar putea avea un efect asupra performanței produsului (scurgeri, fiole perforate).

PROBE ⁽³⁾

- Specimen
- Ser sau plasmă heparinizată cu litu.
- A nu se utiliza alte specimene.

BILIRUBIN TOTAL & DIRECT 4+1

Referențe:	
BID-0250 Directă 4+1	8 x 25 mL
BID-0250 Totală 4+1	8 x 25 mL
BID-0600 Directă 4+1	2 x 125 mL
BID-0600 Totală 4+1	2 x 125 mL
BID-0600 T&D 4+1	2 x 125 mL
Compoziția tușei:	
R1 Directă 8 x 20 mL + R2 8 x 5 mL	
R1 Totală 8 x 20 mL + R2 8 x 5 mL	
R1 Directă 2 x 100 mL + R2 1 x 50 mL	
R1 Totală 2 x 100 mL + R2 1 x 50 mL	
R1 Totală 1 x 100 mL + R1 Directă 1 x 100 mL + R2 1 x 50 mL	



FTRO-BITD-v12 (12/2018)_PTT_BITD-4-v12

Avertisment și precauții

- Pentru bilirubina directă: Nu utilizați probe hemolizate.
- Conform bunei practici de laborator, prelevarea trebuie efectuată înainte de administrarea de medicamente.
- Trebuie acordată o atenție specială umplerii tuburilor de heparinizare conform instrucțiunilor producătorului. O umplere insuficientă poate duce la rezultate eronate.
- Problejele produse împotriva luminii trebuie să în timpul analizei.

Depozitare și stabilitate

Dacă plasma și serul sunt protejate împotriva luminii, probele sunt stabile 1 zi (Bilirubină totală), sau 2 zile (Bilirubină directă) la temperatura camerei, 7 zile la 2-8°C și 6 luni la -20°C.

VALORI DE REFERINȚĂ ⁽⁴⁾

Ser, plasmă:
Bilirubină totală:
Adulți și copii peste 10 zile:
0,2-1,2 mg/dL (3,4-21 μmol/L)
Bilirubină directă:
<0,2 mg/dL (3,4 μmol/L)

Notă: Intervalul menționat ar trebui să servescă doar ca un ghid. Se recomandă ca fiecare laborator să verifice acest interval sau să stabilizeze un interval de referință pentru populația lor.

PROCEDURĂ

Pentru Analizatorul Selecta ale ELITech Clinical Systems.

aplicație este disponibilă la cerere.

A) Bilirubină totală

Lungime de undă: 546-700 nm
Temperatură: 37°C

Chil pe reactivul maror.

	CALIBRARE	TEST
Reactiv R1	240 μL	240 μL
Calibrator	15 μL	-
Proba	-	15 μL

Amestecați și citiți absorbția (A1) după o incubare de 4 minute 40 (proba maror), apoi adăugați:

Reactiv R2	60 μL
Anestecic și citiți absorbția (A2) după o incubare de 6 minute 30.	

Cu software-ul Selecta TouchPro, utilizați aplicația inclusă în codul de bare disponibil la finalul acestei inserți.
Pentru utilizatori Selecta ProXS, este nevoie de un filtru suplimentar de 70nm.

B) Bilirubină directă

Lungime de undă: 546 nm
Temperatură: 37°C

Chil pe reactivul maror.

	CALIBRARE	TEST
Reactiv R1	240 μL	240 μL
Calibrator	30 μL	-
Proba	-	30 μL

Amestecați și citiți absorbția (A1) după o incubare de 4 minute 40 (proba maror), apoi adăugați:

Reactiv R2	60 μL
Anestecic și citiți absorbția (A2) după o incubare de 50 de secunde.	

Cu software-ul Selecta TouchPro, utilizați aplicația inclusă în codul de bare disponibil la finalul acestei inserți.

În aplicație, compensarea trebuie setată la: -0,05 mg/dL (-0,9 μmol/L).

CALCUL

- A) Bilirubină totală
(A2-A1) Proba x concentrația calibrator
(A2-A1) Calibrator
- B) Bilirubină directă
(A2-A1) Proba x concentrația calibrator
(A2-A1) Calibrator

Factor de conversie: mg/dL x 17,1 = μmol/L

CALIBRARE

Pentru calibrare, trebuie utilizat calibratorul multiparametric ELICAL 2. Valoarea sa este definită în raport cu materialul de referință SRM 916a (a Institutului Național de Standarde și Tehnologie).

Fiecare de calibrare. Calibrarea este specifică pentru fiecare analizor. (Consultați § DATE PRIVIND PERFORMANȚA).

CONTROLUL CALITĂȚII

Pentru a verifica precizia testelor, vor fi utilizate serurile de control precum ELITROL I (control normal) și ELITROL II (control patologic). Aceste controale trebuie efectuate și validate înainte ca probele pacienților să fie testate. Frecvența controlului trebuie să fie de cel puțin o dată pe zi, după fiecare calibrare și trebuie adaptată la procedurile de Controlul Calității fiecărui laborator și cerințele de reglementare. Rezultatele trebuie să fie în intervalele definite. Dacă valorile sunt în afara intervalului definite, fiecare laborator trebuie să ia măsuri corective. Materialele pentru controlul calității trebuie utilizate conform reglementărilor locale.

MANAGEMENTUL DEȘEURILOR

Eliminarea tuturor deșeurilor trebuie să fie în conformitate cu cerințele locale, statale și federale.

DATE DE PERFORMANȚĂ la 37°C privind Analizatoarele Selecta ProXS ale ELITech Clinical Systems

A) Bilirubină totală

- Interval de măsurare
- Determina conform protocolului CLSI EP6-A5: intervalul de măsurare este între 0,25 mg/dL și 25,00 mg/dL (de la 4,3 la 427,6 μmol/L).
- Proble care depășesc 25,00 mg/dL trebuie diluate 1:5 cu soluție de NaCl 9 g/l (soluție salină normală) și re-testate. Utilizarea acestei

BILIRUBIN TOTAL & DIRECT 4+1

Compoziția tusei:

Referențe:	
BIU-0250 Directă 4+1	8 x 25 mL
BIU-0250 Totală 4+1	8 x 25 mL
BIU-0600 Directă 4+1	2 x 125 mL
BIU-0600 Totală 4+1	2 x 125 mL
BIU-0600 T&D 4+1	2 x 125 mL
R1 Directă 8 x 20 mL + R2 8 x 5 mL	
R1 Totală 8 x 20 mL + R2 8 x 5 mL	
R1 Directă 2 x 100 mL + R2 1 x 50 mL	
R1 Totală 2 x 100 mL + R2 1 x 50 mL	
R1 Totală 1 x 100 mL + R1 Directă 1 x 100 mL + R2 1 x 50 mL	

FTRO-BITD-v12 (12/2018)_PIT_BITD-4-v12

proceduri extinse intervalul de măsurare între 25.00 și 60.00 mg/dL (de la 422,6 la 1026,3 μmol/L).

Pentru utilizatori: Selecta TouchPro, funcția „diulare” efectuează diluarea probeilor automat. Rezultatele iau în considerare diluția.

- Limita de detecție (LOD) și Limita de cuantificare (LOQ)

Determinată conform protocolului CLSI EP9-A2⁽⁹⁾

LOD=0.04 mg/dL (0.7 μmol/L)
LOQ=0.15 mg/dL (2.6 μmol/L)

- Precizie

Determinată conform protocolului CLSI EP5-A2⁽⁷⁾

	Medie	In	Total
	n	mg/dL	μmol/L
Nivelul 1	80	1.15	19.7
Nivelul 2	80	4.08	69.8
Nivelul 3	80	14.61	249.9
			CV (%)
			1.8
			0.4
			0.5
			2.9

- Corelație

A fost efectuat un studiu comparativ între un Analizor Selectra ProM ELITECH Clinical Systems și un alt echipament al sistemului aprobat de FDA (metoda DCA) pe 100 de probe de ser uman conform protocolului CLSI EP9-A2⁽⁹⁾

Concentrațiile probeilor au fost între 0.32 și 23.02 mg/dL (5.5 și 393.7 μmol/L).

Parametrii regresilor liniare sunt după cum urmează:

Coefficient de corelație: (r)=0.999

Regesie liniară: y=0.948 x -0.11 mg/dL (1.9 μmol/L)

- Limitări și interfețe

- Nu raportați rezultatele în afara intervalului utilizabil.

- Au fost efectuate studii pentru a stabili nivelul interfeței din diferite compoziții conform protocolului CLSI EP7-A2⁽¹⁰⁾. Recuperarea este în intervalul ±15% din valoarea inițială a concentrației bilirubinei totale de 1.00 mg/dL și 15.00 mg/dL.

Trigliceride: Nicio interferență semnificativă până la 2100 mg/dL (23.73 mmol/L).

Hemoglobină: Nicio interferență semnificativă până la 500 mg/dL.

Acetaminofen: Nicio interferență semnificativă până la 30 mg/dL.

Acid ascorbic: Nicio interferență semnificativă până la 4 mg/dL.

Acid acetilsalicilic: Nicio interferență semnificativă până la 200 mg/dL.

- În cazul foarte rare, gamopatiile monoclonale (meloame multiple), în special de tipul IgM (macroglobulinemia Waldenström) poate duce la rezultate nefabile. ⁽¹⁰⁾

- Multe alte substanțe și medicamente pot interfera. Unele dintre acestea sunt enumerate în revistă publicată de Young ⁽¹¹⁻¹²⁾

- Rezultatele acestui studiu trebuie interpretate doar în corelație cu alte rezultate ale testelor de diagnosticare, constatarele clinice și istoricul medical al pacientului.

- Stabilitatea la bord/frecvența calibrării



Stabilitatea la bord: 28 de zile

Frecvența calibrării: 28 zile

Recalibrați când: Iaurile de reactiv se schimbă, când rezultatele controlului calității sunt în afara intervalului stabilit și după o operație de întreținere.

B) Bilirubină directă

- Interval de măsurare

Determinată conform protocolului CLSI EP6-A⁽⁸⁾, intervalul de măsurare este între 0.08 mg/dL și 10.55 mg/dL (de la 1.4 la 180.4 μmol/L). Probele care depășesc 10.55 mg/dL trebuie diluate cu soluție de NaCl 9.15 (soluție salină normală) și re-testate. Utilizarea acestei proceduri extinse intervalul de măsurare între 10.55 și 50.00 mg/dL (de la 180.4 la 855.2 μmol/L).

Pentru utilizatori: Selecta TouchPro, funcția „diulare” efectuează diluarea probeilor automat. Rezultatele iau în considerare diluția.

- Limita de detecție (LOD) și Limita de cuantificare (LOQ)

Determinată conform protocolului CLSI EP17-A⁽⁶⁾

LOD=0.01 mg/dL (0.2 μmol/L)
LOQ=0.08 mg/dL (1.4 μmol/L)

- Precizie

Determinată conform protocolului CLSI EP5-A2⁽⁷⁾

	Medie	In	Total
	n	mg/dL	μmol/L
Nivelul 1	80	0.36	6.2
Nivelul 2	80	1.51	25.8
Nivelul 3	80	3.99	68.2
			CV (%)
			3.8
			1.9
			0.9
			4.7

- Corelație

A fost efectuat un studiu comparativ între un Analizor Selectra ProM ELITECH Clinical Systems și un alt echipament al sistemului aprobat de FDA (metoda DCA) pe 100 de probe de ser uman conform protocolului CLSI EP9-A2⁽⁹⁾

Concentrațiile probeilor au fost între 0.09 și 10.52 mg/dL (1.5 și 179.9 μmol/L).

Parametrii regresilor liniare sunt după cum urmează:

Coefficient de corelație: (r)=0.998

Regesie liniară: y=0.926 x -0.03 mg/dL (0.5 μmol/L)

- Limitări și interfețe

- Conținutul acidului ascorbic mai mare de 0.5 mg/dL poate duce la rezultate fals pozitive ale bilirubinei directe.

- Nu raportați rezultatele în afara intervalului utilizabil.

- Au fost efectuate studii pentru a stabili nivelul interfeței din diferite compoziții conform protocolului CLSI EP7-A2⁽¹⁰⁾. Recuperarea este în intervalul ±15% din valoarea inițială a concentrației bilirubinei directe de 0.40 mg/dL și 4.00 mg/dL.

Trigliceride: Nicio interferență semnificativă până la 2000 mg/dL (22.60 mmol/L).

Hemoglobină: Nicio interferență semnificativă până la 175 mg/dL.

Acetaminofen: Nicio interferență semnificativă până la 30 mg/dL.

BILIRUBIN TOTAL & DIRECT 4+1

Compoziția tusei:

Referențe:	
BIU-0250 Directă 4+1	8 x 25 mL
BIU-0250 Totală 4+1	8 x 25 mL
BIU-0600 Directă 4+1	2 x 125 mL
BIU-0600 Totală 4+1	2 x 125 mL
BIU-0600 T&D 4+1	2 x 125 mL
R1 Directă 8 x 20 mL + R2 8 x 5 mL	
R1 Totală 8 x 20 mL + R2 8 x 5 mL	
R1 Directă 2 x 100 mL + R2 1 x 50 mL	
R1 Totală 2 x 100 mL + R2 1 x 50 mL	
R1 Totală 1 x 100 mL + R1 Directă 1 x 100 mL + R2 1 x 50 mL	

FTRO-BITD-v12 (12/2018)_PIT_BITD-4-v12

Acid ascorbic: Nicio interferență semnificativă până la 0.5 mg/dL.

Acid acetilsalicilic: Nicio interferență semnificativă până la 200 mg/dL.

- În cazul foarte rare, gamopatiile monoclonale (meloame multiple), în special de tipul IgM (macroglobulinemia Waldenström) poate duce la rezultate nefabile. ⁽¹⁰⁾

- Multe alte substanțe și medicamente pot interfera. Unele dintre acestea sunt enumerate în revistă publicată de Young ⁽¹¹⁻¹²⁾

- Rezultatele acestui studiu trebuie interpretate doar în conjuncție cu alte rezultate ale testelor de diagnosticare, constatarele clinice și istoricul medical al pacientului.

- Stabilitatea la bord/frecvența calibrării

Stabilitatea la bord: 28 de zile

Frecvența calibrării: 28 zile

Recalibrați când: Iaurile de reactiv se schimbă, când rezultatele controlului calității sunt în afara intervalului stabilit și după o operație de întreținere.

BIBLIOGRAFIE

1. Higgins, T., et al., *Hemoglobin, Iron and Bilirubin*, Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry, 6th Ed., Burris, C.A. & Asitwood, E.R. (W.B. Saunders eds., Philadelphia USA), (2008), 509.
2. Dubois, D.R., *The liver: Function and Clinical Pathology*, Clinical Chemistry, Theory, Analysis, Consultation, 5th Ed., Kaplan, L.A., Pesce, A.J., (Mosby Inc.), (2010), 586 and appendix.
3. Guider, W.G., et al., *Use of anticoagulants in diagnostic laboratory investigations and stability of blood, plasma and serum samples*, (2002), WHO/DIL/LAB/98, 1 Rev.2
4. Wu, H.B., *General Clinical Tests*, Tietz Clinical guide to laboratory tests, 4th Ed., (W.B. Saunders eds., Philadelphia USA), (2006), 172.
5. Evaluation of the Linearity of the Measurement of Quantitative Procedures: a Statistical Approach: *Approved Guideline*, CLSI(NCCLS) document EP6-A (2003), 23 (16).
6. Protocol for Determination of Limits of Detection and Limits of Quantification: *Approved Guideline*, CLSI (NCCLS) document EP17-A (2004), 24 (34).
7. Evaluation of Precision Performance of Quantitative Measurement Methods: *Approved Guideline*, Second Edition, CLSI (NCCLS) document EP5-A2 (2004), 24 (25)8.
8. Method Comparison and Bias Estimation Using Patient Samples: *Approved Guideline*, Second Edition, CLSI (NCCLS) document EP9-A2 (2002), 22 (19).
9. *Interference Testing in Clinical Chemistry*; *Approved Guideline*, Second Edition, CLSI (NCCLS) document EP7-A2 (2005), 25 (27).
10. Berth, M. & Delange, J., *Protein precipitation as a possible important pitfall in the clinical chemistry analysis of blood samples containing monoclonal immunoglobulins: 2 case reports and a review of literature*, *Acta Clin Belg.* (2004), 59, 263.
11. Young D.S., *Effects of preanalytical variables on clinical laboratory tests*, 2nd edition, AACC Press (1997).
12. Young D.S., *Effects of drugs on clinical laboratory tests*, 4th edition, AACC Press (1995).



SIMBOLURI
Simbolurile joșite sunt definite conform standardului ISO-15223-1 cu excepția celor prezentate mai jos.

CONT	Conținut
R1	Reactiv 1
R2	Reactiv 2
CE	Conformitate europeană

Modificare față de versiunea precedentă.

BILIRUBIN TOTAL & DIRECT 4+1

Referințe:

BID-0250 Directă 4+1	8 x 25 mL	R1 Directă 8 x 20 mL + R2 8 x 5 mL
BTO-0250 Totală 4+1	8 x 25 mL	R1 Totală 8 x 20 mL + R2 8 x 5 mL
BID-0600 Directă 4+1	2 x 125 mL	R1 Directă 2 x 100 mL + R2 1 x 50 mL
BTO-0600 Totală 4+1	2 x 125 mL	R1 Totală 2 x 100 mL + R2 1 x 50 mL
BTD-0600 T&D 4+1	2 x 125 mL	R1 Totală 1 x 100 mL + R1 Directă 1 x 100 mL + R2 1 x 50 mL

Compoziția trusei:

FTRO-BTD-v12 (12/2018), PIT_BTD-4-v12



BILIRUBINĂ TOTALĂ 4+1:

- Doar pentru ref. BTO-0250, utilizată cu software-ul Selectra TouchPro.



Bilirubin Total New
225
PIT-BTD
0

BILIRUBINĂ DIRECTĂ 4+1:

- Doar pentru ref. BID-0250, utilizată cu software-ul Selectra TouchPro.
- Vezi ȘPROCEDURĂ: Este necesară introducerea manuală



Bilirubin Direct New
205
PIT-BTD
0

CHOLESTEROL SL

Referințe:	Compoziția trusei:
CHSL-0250	R 12 x 20 mL
CHSL-0455	R 6 x 45 mL
CHSL-0500	R 6 x 100 mL
CHSL-0700	R 4 x 250 mL

FTRO-CHSL-v23(12/2018)_PT-CHSL-4-v23



SCOPUL UTILIZĂRII

CHOLESTEROL SL ELITech Clinical Systems este conceput pentru determinarea cantitativă a colesterolului total în serul uman și plasmă pentru de diagnosticare in vitro.

SEMNIFICAȚIE CLINICĂ (1-2)


Colesterolul provine din alimente și este sintetizat de organismul uman, în special în celulele hepatice și intestinale. Colesterolul este o componentă a celulelor și membranelor organice. Acesta este un precursor metabolic al acizilor biliari, vitaminei D și hormonilor steroizi. Colesterolul, molecule insolubilă, circula asociat cu lipoproteinele (HDL, LDL și VLDL).

Cuantificarea colesterolului total permite detecția hipercolesterolemiei. Concentrațiile ridicate de colesterol sunt asociate cu un risc mare de accident vascular și aparțin aterosclerozei. Raportul colesterolului LDL/HDL trebuie luat în considerare pentru evaluarea riscului de dezvoltare a bolilor cardiovasculare.

METODA(3)

Enzimatică - colorimetrică. Punct final.

PRINCIPIU (3):
Determinarea enzimatică colorimetrică a colesterolului total conform următoarelor reacții:



4-AAP=4-Aminoantrăpînă

COMPOZIȚIA REACTIVULUI

Reactiv: R

Soluție tampon Good, pH 6,7	24 mmol/L
Fenol	0,5 mmol/L
4-Aminoantrăpînă (4-AAP)	≥ 180 U/L
Colesterol esterază	≥ 200 U/L
Colesterol oxidază	≥ 1000 U/L
Peroxidază	< 0,1 %
Azid de sodiu	

MATERIALE NECESARE DAR NEFURNIZATE

- CAL-0050 - ELUCAL 2
- CONT-0060 - ELITROL I
- CONT-0160 - ELITROL II
- Soluție salină coborâtă (NaCl 9 g/L)
- Equipamente generale de laborator.
- Nu utilizați materiale care nu sunt necesare, după cum este indicat mai sus.

AVERTISMENTE ȘI PRECAUȚII

- Acest reactiv este doar pentru utilizarea în scopul diagnosticat în vitro.
- Reactivul R conține azid de sodiu care poate reacționa cu plumbul sau instalațiile din cupru pentru a forma potențiale acide metale, explozive. În momentul eliminării acestor reactivi, spălați îndelung de azidă abundanță pentru a preveni acumularea de azidă.
- Luăți măsurile de precauție obișnuite și urmați bune practici de laborator.
- Utilizați doar echipamente de laborator curate sau de unică folosință pentru a evita contaminarea.
- Pentru mai multe informații: Fișa de date privind siguranța (SDS) este disponibilă la cerere pentru utilizatorul profesional.

STABILITATEA

A se depozita la 2-8°C și a se proteja împotriva luminii. A nu se îngheța.

A nu se utiliza după datele de expirare indicate pe etichetele fiolelor.

Stabilitatea la bord:
Stabilitatea la bord este specifică pentru fiecare analizor. (Consultați Ș DATE PRIVIND PERFORMANȚA).

PREȚĂTIRE

Reactivii sunt gata pentru utilizare.

DETERIORAREA PRODUSELOR

- Soluția de reactiv trebuie să fie limpede. Aspectul tulbur indică deteriorarea.
- Nu utilizați produsul dacă există semne vizibile de deteriorare biologică, chimică sau fizică.
- Nu utilizați reactivul dacă deteriorările ambalajului ar putea avea un efect asupra performanței produsului (scurgeri, înălț perforații).

PROBE (1-4)

Specimen

Ser sau plasmă heparinizată de litru de la pacienți care în post (≥12 ore).

A nu se utiliza alte specimene.

Avvertisment și precauții

- Conform bunei practici de laborator, prelevarea trebuie efectuată înainte de administrarea de medicamente.
- Prelevarea poate duce la rezultate false dacă este efectuată în timpul sau imediat după administrarea anumitor medicamente.
- Separaj de celule în termen de 2 ore.
- Pentru a reduce variabilitatea biologică, prelevarea eșantionelor trebuie să respecte condițiile standardizate, așa cum este recomandat de NCEP.
- Depozitare și stabilitate**
- Eșantioanele sunt stabile între 5 și 7 zile, dacă sunt depozitate la 2-8°C, 3 luni la -20°C și mai mult ani la -70°C. Evitați înghețarea și dezghețarea repetate.

CHOLESTEROL SL

Referințe:	Compoziția trusei:
CHSL-0250	R 12 x 20 mL
CHSL-0455	R 6 x 45 mL
CHSL-0500	R 6 x 100 mL
CHSL-0700	R 4 x 250 mL

FTRO-CHSL-v23(12/2018)_PT-CHSL-4-v23



VALORI DE REFERINȚĂ (3)

NCEP (Programul Național American de Educație privind Colesterolul) a stabilit următoarele clasificări pentru nivelurile de colesterol total, în funcție de riscul dezvoltării cardiopatiei coronariene.

Clasificarea riscurilor:

	Nivel (mg/dL)	Nivel (mmol/L)
Normal	< 200	< 5,17
Limită superioară	200-239	5,17-6,18
Înalt	≥ 240	≥ 6,21

Notă: Intervalul menționat ar trebui să servească doar ca un ghid. Se recomandă ca fiecare laborator să verifice acest interval sau să stabilească un interval de referință pentru populația țintă.

PROCEDURĂ

Pentru Analizator Selectați ale ELITech Clinical Systems.

Aplicațiile sunt disponibile la cerere.

Lungime de undă 505 nm

Temperatura: 37°C

Citiți pe reactivul mărto.

	CALIBRARE	CALIBRARE	TEST
Reactiv R	300 μL	300 μL	300 μL
Apă distilată	3 μL	-	-
Calibrator	-	3 μL	-
Proba	-	-	3 μL

Amestecați și citiți absorbanțele (A) după o incubare de 4 minute și 30 secunde.

Cu software-ul Selecta TouchPro, utilizați aplicația inclusă în codul de bare disponibil la finalul acestui insert.

CALCUL

(A) Proba x n

(A) Calibrator

n=concentrație calibrator

Factor de conversie: mg/dL x 0,0259= mmol/L

mg/dL x 0,01= g/L

CALIBRARE

Pentru calibrare, trebuie utilizat calibratorul multiparametric ELUCAL 2. Valoarea sa este urmăriă prin metoda de referință ID-GC-MS (Diluite izotopice - cromatografie de gaz - spectrometrie de masă).

Frecvența de calibrare: Calibrarea este specifică pentru fiecare analizor. (Consultați Ș DATE PRIVIND PERFORMANȚA).

CONTROLUL CALITĂȚII

Pentru a verifica precizia testelor, vor fi utilizate serurile de control precum ELITROL I și ELITROL II. Aceste controale trebuie efectuate și variabile înainte ca probele pacienților să fie testate. Frecvența controlului trebuie să fie de cel puțin o dată pe zi după fiecare calibrare, și trebuie adaptată la procedurile de controlul Calității în laborator și cerințele de reglementare. Rezultatele trebuie să fie în intervalele definite. Dacă valorile sunt în afara intervalelor definite, fiecare

laborator trebuie să ia măsuri corective. Materialele pentru controlul calității trebuie utilizate conform reglementărilor locale.

MANAGEMENTUL DEȘEURILOR

Eliminarea tuturor deșeurilor trebuie să fie în conformitate cu cerințele de reglementare locale, statale și federale.

DATE DE PERFORMANȚĂ la 37°C privind Analizoarele Selecta ProM ale ELITech Clinical Systems

Interval de măsurare

Determinat conform protocolului CLSI EP9-A⁽⁶⁾, intervalul de măsurare este între 20 mg/dL și 600 mg/dL (de la 0,52 la 15,52 mmol/L). Probele care au concentrații mai mari trebuie diluate 1: 5 cu soluție de NaCl 9 g/l și retestate. Aceasta procedură extinde domeniul de măsurare până la 3000 mg/dL (77,59 mmol/L).

Pentru utilizatori Selecta TouchPro, funcția „filtrare” efectuează diluarea probei automat. Rezultatele iau în considerare diluția.

Precizie

Determinată conform protocolului CLSI EP5-A⁽⁷⁾.

	Medie	In	Total
		interiorul	
		ciclului	
		CV (%)	
Nivel	n	mg/dL	mmol/L
reduc	80	115	2,97
mediu	80	184	4,76
înalt	80	292	7,55
			1,9
			2,7

Concluzii

A fost efectuat un studiu comparativ între un Analizor Selecta ProM ELITech Clinical Systems și un alt echipament al sistemului aprobat de FDA (metoda enzimatică și colorimetrică) pe 100 de eșantioane de ser uman conform protocolului CLSI EP9-A⁽⁶⁾.

Valoarea au fost între 20 și 575 mg/dL (0,52 și 14,87 mmol/L).

Parametrii regisrați înalte sunt după cum urmează:

Coeficient de corelație: (r)=0,999

Regeșie linărită: Y=1,016 x +0 mg/dL

Limitări și interfețe

- Trbuie efectuate cel puțin două măsurători ale colesterolului cu ocazii diferite înainte de luarea oricărei decizii medicale.⁽⁸⁾
- Nu raportați rezultatele în afara intervalului utilizabil.
- Au fost efectuate studii pentru a stabili niveluri interfeței din diferite compoziții conform protocolului CLSI EP7-A2⁽⁹⁾. Recuperarea este în intervalul ±10% din valoarea inițială a concentrației colesterolului de 116 mg/dL și 309 mg/dL. Bilirobina recomandat. Nicio interferență semnificativă până la 6,0 mg/dL (103 μmol/L).
- Bilirobina cotinuată: Nicio interferență semnificativă până la 5,9 mg/dL (101 μmol/L).
- Hemoglobină: Nicio interferență semnificativă până la 300 mg/dL.

CHOLESTEROL SL

Referințe:

CHSL-0250
CHSL-0455
CHSL-0500
CHSL-0700

Compoziția tușelor:

R 12 x 20 mL
R 6 x 45 mL
R 6 x 100 mL
R 4 x 250 mL



FTRO-CHSL-v23(122018)_PIT-CHSL-4-v23

Turbiditate: Nicio interferență semnificativă până la 614 mg/dL (6,99 mmol/L) echivalenți trigliceride.

Acid ascorbic: Nicio interferență semnificativă până la 4,0 mg/dL. Concentrațiile peste nivelurile terapeutice vor interfera și cauza rezultate eronate.

Meloidopa: Nicio interferență semnificativă până la 1,6 mg/dL. Concentrațiile peste nivelurile terapeutice vor interfera și cauza rezultate eronate.

Acid uric: Nicio interferență semnificativă până la 23,7 mg/dL (1410 μmol/L).

În cazuri foarte rare, gamopatiile monoclonale (mieleme multiple), în special de tipul IgM (macroglobulinemia Waldenström) poate duce la rezultate nefabile.¹²⁾

Rezultatele pot fi fals reduse de niveluri semnificative ale esantionului de NAC (N-Acetil-Cisteină), NAPQI (metabolit de acetaminofen (paracetamol) sau metanol).

Multe alte substanțe și medicamente pot interfera. Unele dintre acestea sunt enumerate în reviste publicate de Young.^{13,14)}

Rezultatele acestui studiu trebuie interpretate doar în corelație cu alte rezultate ale testelor de diagnosticare, constanțele clinice și istoricul medical al pacientului.

Stabilitatea la bord/frecvența calibrării

Stabilitatea la bord: 28 de zile

Frecvența calibrării: 28 zile

Recalibrați când: Icurile de reactiv se schimbă, când rezultatele controlului calității sunt în afara intervalului stabil, și după o operație de întreținere.

BIBLIOGRAFIE

1. Rifkin, N., *et al.*, *Lipids, Lipoproteins, and Apolipoproteins*, Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry, 5th Ed., Burtis, C.A. & Ashwood, E.R., W.B. Saunders eds., Philadelphia USA, (2001), 463.
2. Nardo, H.K., *Coronary Artery Disease and Disorders of Lipid Metabolism*, Clinical Chemistry, Theory, Analysis, Correlation, 4th Ed., Kaplan, L.A., Pesce, A.J., Kazmierczak, S.C. (Mosby, Inc. eds., St Louis USA), (2003), 603.
3. Allain, C.C., *et al.*, *Clin. Chem.*, (1974), 20, 470.
4. Tietz, N.W., *Clinical guide to laboratory tests*, 3rd Ed., W.B. Saunders eds., Philadelphia USA, (1995), 130.
5. Expert Panel on Detection, JAMA, (2001), 285, 2486.
6. Evaluation of the Linearity of the Measurement of Quantitative Procedures: a Statistical Approach: Approved Guideline CLSI (NCCLS) document EP6-A (2003), 23 (16).
7. Evaluation of Precision Performance of Quantitative Measurement Methods: Approved Guideline—Second Edition, CLSI (NCCLS) document EP5-A2 (2004), 24 (25).
8. Method Comparison and Bias Estimation Using Patient Samples: Approved Guideline—Second Edition, CLSI (NCCLS) document EP9-A2 (2002), 22 (19).
9. Third Report of the NCEP Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III)—Final report, NIH Publication (2002), No. 02-5215.
10. Interference Testing in Clinical Chemistry: Approved Guideline—Second Edition, CLSI (NCCLS) document EP7-A2 (2005), 25 (27).
11. Vassault, A., *et al.*, *Ann. Biol. Clin.*, (1986), 44, 686.

12. Berth, M. & Delanghe, J. Protein precipitation as a possible important pitfall in the clinical chemistry analysis of blood samples containing monoclonal immunoglobulins: 2 case reports and a review of literature, *Acta Clin Belg.*, (2004), 59, 263.
13. Young, D.S., Effects of preanalytical variables on clinical laboratory tests, 2nd edition, AACCP Press (1997).
14. Young D.S., Effects of drugs on clinical laboratory tests, 4th edition, AACCP Press (1995).


SIMBOLURI

Simbolurile folosite sunt definite conform standardului ISO-15223-1 cu excepția celor prezentate mai jos.

CONT	Conținut
R	Reactiv
CE	Conformitate europeană

Notă

Doar pentru ref. CHSL-0250/CHSL-0455, utilizate cu software-ul Selectra TouchPro.



Cholesterol
280
PIT-CHSL
0

Modificare față de versiunea precedentă.



CHOLESTEROL LDL SL 2G

Referințe:	Compoziția trusei:
LDL-0230	4 x 28 mL
LDL-0380	1 x 80 mL
LDL-0390	3 x 80 mL
	R1 4 x 21 mL + R2 4 x 7 mL
	R1 1 x 60 mL + R2 1 x 20 mL
	R1 3 x 60 mL + R2 3 x 20 mL

FTRO-LDL-v12(12/2018)_PT-LDL-4-v12



SCOPUL UTILIZĂRII

CHOLESTEROL LDL SL 2G ELITech Clinical Systems este conceput pentru determinarea cantitativă de diagnosticare *in vitro* a colesterolului LDL (lipoproteină cu densitate mică) din serul și plasma umană.

SEMNIFICAȚIE CLINICĂ (1-4)

Colesterolul, molecula masei, circula asociată cu lipoproteinele (HDL, LDL și VLDL). LDL (lipoproteina cu densitate mică) provine din hidroliza VLDL (lipoproteina cu densitate foarte mică) prin diferite enzime lipolitice, LDL, care transportă aproximativ 60% din colesterolul plasmatic total, sunt preluate în principal prin receptori specifici de țesuturi extrahepatice și hepatice. Există o asociere pozitivă între incidența bolii coronariene și colesterolul LDL. LDL sunt lipoproteine aterosclerotice: creșterea colesterolului LDL este o cauză majoră a apariției și evoluției aterosclerozei, în special ateroscleroza coronariană. Astfel, tratarea colesterolului LDL ridicat este scopul principal al terapiei de scădere a colesterolului. O creștere a colesterolului LDL poate fi observată în diferite stări patologice incluziv tipurile III și IIb de hiperlipoproteinemie, bolile coronariene premature, hiperlipoproteinemia cauzată de boala hepatică sau renală, hipotirodism, diabet.

METODA

Enzimatică. Colorimetrică.
Detergent selectiv. Funcție finală.

PRINCIPIU

Când un eșantion este amestecat cu reactiv R1, lipoproteinele non-LDL sunt solubilizate de detergentul 1 și colesterolul eliberat este supus reacțiilor enzimice pentru a fi eliminat:

Detergent 1 + CO + CHE

Colesterol, HDL, VLDL → Produs incolor Chlormicon

Pași 2:

Când este adăugat reactiv R2, LDL este solubilizată de detergentul 2, apoi colesterolul LDL este măsurat prin reacție enzimatică:

Detergent 2

LDL → LDL solubilizată

CHE+CO → Colest-4-en-3-unu + H₂O₂

Peroxidază

H₂O₂ + 4AA + DSBnt → Compus colorat

COMPOZIȚIA REACTIVULUI

Reactiv 1: R1

Tampon MES, pH 6.3	< 1.0%
Detergent 1	< 1500 U/L
Colesterol esterază (CHE)	< 1500 U/L
Colesterol oxidază (CO)	< 1300 pgg U/L
Peroxidază (POD)	< 0.1%
4-amino-antipirină (4-AA)	< 3000 U/L
Ascorbat oxidază	

Reactiv 2: R2

Tampon MES, pH 6.3	< 1.0%
Detergent 2	N-N-Bis (4-sulfobutil)-
m-toluil-disodica (DSBnt)	< 1 mmol/L

MATERIALE NECESARE DAR NEFURNIZATE

- LDL-001:1, Cholesterol LDL 2G Calibrator 1 x 1 mL
- LDL-004:1, Cholesterol LDL 2G Calibrator 4 x 1 mL
- CONT-0080 ELITROL I 10 x 5 mL
- CONT-0160 ELITROL II 10 x 5 mL
- Echipamente generale de laborator.
- Nu utilizați materiale care nu sunt necesare, după cum este indicat mai sus.

AVERTISMENTE ȘI PRECAUȚII

- Acest reactiv este doar pentru utilizarea în scopul diagnosticării *in vitro*.
- Luati măsuri de precauție obișnuite și urmați buna practică de laborator.
- Utilizați doar echipamente de laborator curate sau de unică folosință pentru a evita contaminarea.
- Nu înghesuiți reactivii.
- Nu înlocuiți reactivii.
- Pentru mai multe informații, Fișa de date privind siguranța (SDS) este disponibilă la cerere pentru utilizatorul profesional.

STABILITATEA REACTIVULOR

A se depozita la 2-8°C și a se proteja împotriva luminii. A nu se îngheța.

A nu se utiliza după datele de expirare indicate pe etichetele fiolelor. Stabilitatea la bord:

Stabilitatea la bord este specifică pentru fiecare analizor. (Consultați și DATE PRIVIND PERFORMANȚA).

PREGĂTIRE

Reactivii sunt gata pentru utilizare.

DETERIORAREA REACTIVULOR

- Soluția de reactiv trebuie să fie limpede. Aspectul tulbure indică deteriorarea.
- Nu utilizați produsul dacă există semne vizibile de deteriorare biologică, chimică sau fizică.

AMBALAJ DE DETERIORAT

Nu utilizați reactivii dacă deteriorările ambalajului ar putea avea un efect asupra performanței produsului (scurgeri, încă perforații).

PROBE (1:3)

Specimen

Ser sau plasmă heparinizată de litru de la pacienți care în post (12 ore).

A nu se utiliza alte specimene.

Conform bune practici de laborator, prelevarea trebuie efectuată înainte de administrarea de medicamente.

CHOLESTEROL LDL SL 2G

Referințe:	Compoziția trusei:
LDL-0230	4 x 28 mL
LDL-0380	1 x 80 mL
LDL-0390	3 x 80 mL
	R1 4 x 21 mL + R2 4 x 7 mL
	R1 1 x 60 mL + R2 1 x 20 mL
	R1 3 x 60 mL + R2 3 x 20 mL

FTRO-LDL-v12(12/2018)_PT-LDL-4-v12



Prelevarea poate duce la rezultate false dacă este efectuată în timpul sau imediat după administrarea unor medicamente.

- Separati din celule în termen de 2 ore.
- Pentru a reduce variabilitatea biologică, prelevarea eșantionelor trebuie să urmeze condițiile standardizate, așa cum este recomandat de NCEP.

Depozitare și stabilitate

- Depozitați eșantioanele la 2-8°C înainte de analiză.
- Specimenele sunt stabile 7 zile la 2-8°C. Pentru o depozitare mai îndelungată, înghețați la -70°C sau temperatură mai mică (înghețare o dată).

VALORI DE REFERINȚĂ (4)

NCEP (Programul Național American de Educație privind Colesterolul) a stabilit următoarele clasificări pentru nivelurile de colesterol LDL, în funcție de riscul de dezvoltare a cardiopatiei coronariene:

Clasificare riscuri	Nivel (mmol/L)	Nivel (mmol/L)
Optim	<100	2,59
Aproape de sau peste optim	100-129	2,59-3,34
Limită superioară	130-159	3,36-4,11
Mare	160-189	4,14-4,89
Foarte mare	≥190	4,91

Notă: Intervalul menționat ar trebui să servească doar ca un ghid. Se recomandă ca fiecare laborator să verifice acest interval sau să stabilească un interval de referință pentru populația (să).

PROCEDURĂ

Pentru Analizor Selectia ale ELITech Clinical Systems,

aplicațiile sunt disponibile la cerere

Lungime de undă 578 nm

Temperatură: 37°C

Citiți pe reactivii martor.

	MARTOR	CALIBRARE	TEST
Reactiv R1	240 µL	240 µL	240 µL
Apă distilată	2,4 µL	-	-
Calibrator	-	2,4 µL	-
Proba	-	-	2,4 µL
Amestecaj și după o incubare de 4 minute și 40 secunde, măsurați absorbanța (A1), apoi adăugați:			
Reactiv R2	80 µL		

Amestecaj și după o incubare de 4 minute, măsurați absorbanta (A2).

Cu software-ul Selecta TouchPro, utilizați aplicația inclusă în codul de bare disponibil la finalul acestei inserți.

CALCUL

(A2-A1) Proba x n, n=concentrația calibrator

(A2-A1) Calibrator mg/dL x 0,0259 = mmol/L

Factor de conversie: mg/dL x 0,01=g/L

CALIBRARE

Pentru calibrare, trebuie utilizat calibratorul ELITech Cholesterol LDL 2G. Valoarea sa este definită conform metodei de referință recomandată de CDC (Centele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor).

Frecvența calibrării: Calibrarea este specifică pentru fiecare analizor. (Consultați ȘAIE PRIVIND PERFORMANȚA).

CONTROLUL CALITĂȚII

Pentru a verifica precizia studiilor, vor fi utilizate serurile de control precum ELITROL I (control normal) și ELITROL II (control anormal). Aceste controale trebuie efectuate și validate înainte ca eșantioanele pacienților să fie testate. Frecvența controlului trebuie să fie de cel puțin o dată pe zi, după fiecare calibrare, și trebuie adaptată la procedurile de Controlul Calității: fiecare laborator și câmpurile de reglementare. Rezultatele trebuie să fie în intervalele definite. Dacă valorile sunt în afara intervalelor definite, fiecare laborator trebuie să ia măsuri corective. Materialele pentru controlul calității trebuie utilizate conform liniilor direcționale locale.

MANAGEMENTUL DEȘEURILOR

Eliminarea tuturor deșeurilor trebuie să fie în conformitate cu cerințele de reglementare locale, statale și federale.

DATE DE PERFORMANȚĂ la 37°C privind Analizoarele Selecta Junior ale ELITech Clinical Systems

Interval de măsurare
Determinat conform protocolului CLSI EP6-A⁽⁶⁾, reactivul este linar de la 15 la 700 mg/dL (0,39-18,10 mmol/L).

Limita de detecție

Determinată conform protocolului SFCB⁽⁹⁾, limita de detecție este egală cu 1,1 mg/dL (0,03 mmol/L).

Precizie

Determinată conform protocolului CLSI EP5-A2⁽⁷⁾.

	Medie		In	Total	
			interval cilicului		
	n	mg/dL	mmol/L	CV (%)	
Nivel scăzut	80	101,9	2,64	1,8	3,4
Nivel mediu	80	121,4	3,14	1,3	2,3
Nivel înalt	80	161,7	4,18	1,9	3,3

Corecție

A fost efectuat un studiu comparativ între metoda ELITech și un alt reactiv comercial (Metoda colorimetrică enzimatică – detergent selectiv pe 60 de eșantioane de ser uman și plasmă umană. Valorile au fost între 14,7 și 352,1 mg/dL (într-o 0,39 și 9,11 mmol/L). Parametrii regresiei liniare sunt după cum urmează:

Coefficient de corelație: (r)=0,985
Regresie liniară: y=0,937 x + 9,4 mg/dL (0,24 mmol/L)

CHOLESTEROL LDL SL 2G

FTRO-LDL-LV12(2018)_PT-LDL-4-V12

Referințe:
LDL-0230 4 x 28 mL
LDL-0380 1 x 80 mL
LDL-0390 3 x 80 mL
Compoziția trusei:
R1 4 x 21 mL + R2 4 x 7 mL
R1 1 x 60 mL + R2 1 x 20 mL
R1 3 x 60 mL + R2 3 x 20 mL



- **Limitări și interferențe**
- Nu raportați rezultatele în afara intervalului utilizabil.

- Conform recomandărilor SFCB[®], au fost efectuate studii pentru a stabili nivelul interferenței din diferiți compuși:
- **Blindată conținută:** Nicio interferență semnificativă până la 21 mg/dL (569 μmol/L).
- **Blindată neconținută:** Nicio interferență semnificativă până la 30 mg/dL (513 μmol/L).
- **Turbiditate:** Nicio interferență semnificativă până la 600 mg/dL (6,78 mmol/L) echivalent trigliceride.
- **Hemoglobină:** Nicio interferență semnificativă până la 500 mg/dL (5 g/L).
- În cazuri foarte rare, gamopatiile monoclonale (maloame multiple), în special de tipul IgM (macroglobulinemia Waldenström) poate duce la rezultate neliabile. ⁽⁴⁸⁾
- **Rezultatele pot fi fals reduse de nivele semnificative în esanșoni de NAC (N-Acetil-Cisteină), NAPQI (metaboliți de acetaminofen (paracetamol) sau metamizol).**
- Multe alte substanțe și medicamente pot interfera. Unele dintre acestea sunt enumerate în reviste publicate de Young. ⁽⁴⁹⁾
- **Rezultatele acestui studiu trebuie interpretate doar în conjuncție cu alte rezultate ale testelor de diagnosticare, constatărilor clinice și istoricul medical al pacientului.**

- **Stabilitatea la bord/frecvența calibrării**
- Stabilitatea la bord: 21 de zile
- Frecvența calibrării: 21 de zile
- Recalibrați când ioluune de reactivi se modifică, când rezultatele controlului calității sunt în afara specificațiilor așteptate, și după o operație de întreținere.

BIBLIOGRAFIE

1. Rifai, N., Bickton, P.S., Albers, J.J., *Lipids, Lipoproteins, and Atherogenesis*, Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry, 5th Ed., Burtis, C.A. & Ashwood, E.R. (W.B. Saunders eds. Philadelphia USA), (2001), 462.
2. Naito, H.K., *Coronary Artery Disease and Disorders of Lipid Metabolism*, Clinical Chemistry: Theory, Analysis, Correlation, 4th. Ed. Kaplan, L.A., Pesce, A.J., Kazmierczak, S.C. (Mosby, Inc. eds. St Louis USA), (2003), 603.
3. Wu, A.H.B., Tietz Clinical guide to laboratory tests, 4th Ed., (W.B. Saunders), (2006), 684.
4. Expert Panel on Detection, JAMA, (2001), 285, 2486.
5. *Evaluation of the Linearity of the Measurement of Quantitative Procedures: a Statistical Approach*, Approved Guideline, CLSI (NCCLS) document EP6-A (2003), 23 (16).
6. Vassault, A., et al., Ann. Biol. Clin., (1986), 44, 686.
7. Evaluation of Precision Performance of Quantitative Measurement Methods, Approved Guideline—Second Edition, CLSI (NCCLS) document EP5-A2 (2004), 24 (25).
8. Berth, M. & Delanghe, J., Protein precipitation as a possible important pitfall in the clinical chemistry analysis of blood samples containing monoclonal immunoglobulins: 2 case reports and a review of literature, Acta Clin Belg., (2004), 59, 263.
9. Young, D.S., Effects of preanalytical variables on clinical laboratory tests, 2nd Ed., AACCC Press, (1997).
10. Young, D.S., Effects of drugs on clinical laboratory tests, 4th Ed., AACCC Press, (1995).

SIMBOLURI

IVD	Dispozitiv medical de diagnosticare in vitro.
	Consultați instrucțiunea de utilizare.
	Produsator
	Limita de temperatură
LOT	Număr de lot
	Data expirării
REF	Număr catalog
CONT	Conținut
R1	Reactiv 1
R2	Reactiv 2
CE	Conformitate europeană

Notă
Doar pentru ref. LDL-0230, utilizați cu software-ul Selecta TouchPro.



LDL-0230
360
PT-LDL
0

☞ Modificare față de versiunea precedentă.

CHOLESTEROL HDL SL 2G

Referințe:
HDL -0230 4 x 28 mL R1 4 x 21 mL + R2 4 x 7 mL
HDL -0380 1 x 80 mL R1 1 x 60 mL + R2 1 x 20 mL
HDL -0390 3 x 80 mL R1 3 x 60 mL + R2 3 x 20 mL

FTRO-HDL-v13 (12/2018), PIT-HDL-4-v13



SCOPIUL UTILIZĂRII

CHOLESTEROL HDL SL 2G ELITech Clinical Systems este conceput pentru determinarea cantitativă a Colesterolului HDL (Lipoproteină cu densitate mare) din serul și plasma umană pentru diagnosticare in vitro.

SEMNICIFICAȚIE CLINICĂ ⁽¹⁻⁴⁾

Colesterolul este o moleculă lipică, insolubilă în mediul apos precum plasma, în care circulă sub formă de pseudo-emulsie, asociere de lipide și proteine constituind lipoproteinele. Aceste lipoproteine variază cantitativ și calitativ în compoziție lor lipidică și proteică, inducându-le diferențe structurale și funcționale. Cea mai utilizată clasificare este cea care se bazează pe diferența lor de densitate. Acest lucru explică denumirea de Lipoproteină cu densitate mare (HDL). Lipoproteină cu densitate mică (LDL), Lipoproteină cu densitate foarte mică (VLDL) și existența multor fracți intermediare care corespund tuturor etapelor metabolismului lipic. HDL conține aproximativ 50% lipide, inclusiv 20% colesterol. Molecule de HDL au un rol integral în eliminarea colesterolului celular și astfel în purificarea celulei. Multe studii epidemiologice confirmă funcția atherogenă a acestei fracții, ducând la conceptul de „colesterol bun”. Astfel, HDL reprezintă un element de evaluare a riscului aterosclerotic când există un dezechilibru al raporturilor colesterol total/colesterol HDL sau colesterol LDL/colesterol HDL.

METODA

Enzimatică, Colorimetrică.
Detergent selectiv accelerat. Punct final.


PRINCIPIU

Pașul 1:
Când o probă este amestecată cu reactiv R1 care conține un accelerat selectiv, colesterolul din lipoproteinele non-HDL este supus reacțiilor enzimatiche pentru a fi eliminat:



Pașul 2:

Când este adăugat reactiv R2, HDL este solubilizat de un detergent specific, apoi colesterolul HDL este măsurat prin reacțiile enzimatiche:



COMPOZIȚIA REACTIVULUI

Reactiv 1: R1
Tampon Good, pH 6,0
Colesterol oxidază (CO)
Peroxidază (POD)
Ascorbat oxidază
<1000 U/L
<1300 pgg U/L
<3000 U/L



CHOLESTEROL HDL SL 2G

Referințe:
HDL -0230 4 x 28 mL R1 4 x 21 mL + R2 4 x 7 mL
HDL -0380 1 x 80 mL R1 1 x 60 mL + R2 1 x 20 mL
HDL -0390 3 x 80 mL R1 3 x 60 mL + R2 3 x 20 mL

FTRO-HDL-v13 (12/2018), PIT-HDL-4-v13



PROBE ^(1,2)

Specimen

Ser sau plasmă heparinizată de litru din pacienți care, în post (≥ 12 ore),
A nu se utilizează alte specimene.

Avertisment și precauții

- Conform bunei practici de laborator, prelevarea trebuie efectuată înainte de administrarea de medicamente.
- Prelevarea poate duce la rezultate false dacă este efectuată în timpul sau imediat după administrarea unor medicamente.
- Separăți din celule în termen de 2 ore.
- Pentru a reduce variabilitatea biologică, prelevarea probelor trebuie să urmeze condițiile standardizate, așa cum este recomandată de NCEP.

Depozitare și stabilitate

- Depozitați probele la 2-8°C înainte de analiză.
- Specimenele sunt stabile 7 zile la 2-8°C, pentru o depozitare mai îndelungată, înghețați-le la -70°C sau temperaturi mai mici (înghețare o dată).

VALORI DE REFERINȚĂ ⁽⁴⁾

NCEP (Programul Național American de Educație privind Colesterolul) a stabilit următoarea clasificare pentru nivelurile de colesterol HDL, în funcție de riscul de dezvoltare a cardiopatiei coronariene:

Clasificare riscuit	Nivel (mg/dL)	Nivel (mmol/L)
Risc mare	<40	<1.03
Risc mic	≥60	≥1.55

Notă: Intervalul menționat ar trebui să servească doar ca un ghid. Se recomandă ca fiecare laborator să verifice acest interval sau să stabilească un interval de referință pentru populația țintă.

PROCEDURĂ

Pentru Analizoarele Selectate ale ELITech Clinical Systems.

aplicațiile sunt disponibile la cerere
Lungime de undă 578 nm
Temperatură: 37°C
Citiți pe reactivul matroz.

	MARTOR	CALIBRARE	TEST
Reactiv R1	2,40 μL	2,40 μL	2,40 μL
Apă distilată	2,40 μL	-	-
Calibrator	-	2,40 μL	-
Probă	-	-	2,4 μL

Amestecați și după o incubare de 4 minute și 40 secunde, măsurați absorbanta (A1), apoi adăugați:

Reactiv R2	80 μL
------------	-------

Amestecați și după o incubare de 4 minute, măsurați absorbanta (A2).

Cu software-ul Selecta TouchPro, utilizați aplicația inclusă, în cadrul de bare disponibile la înalți acestui instrument.

Reactivul trigliceride SL, precum și câștig alți reactivi care conțin peroxidază, pot fi contaminați de reactivul Colesterol HDL SL 2G.

Pentru a evita contaminarea pe Selecta ProM, ProXL, E și XL, incompatibilitățile programului, după cum urmează:



CHOLESTEROL HDL SL 2G

Referințe:
 HDL -0230 4 x 28 mL R1 4 x 21 mL + R2 4 x 7 mL
 HDL -0380 1 x 80 mL R1 1 x 60 mL + R2 1 x 20 mL
 HDL -0390 3 x 80 mL R1 3 x 60 mL + R2 3 x 20 mL



FTRO-HDL-L-V13 (12/2018)_PT-HDL-4-V13

Precizie

	Medie		In intervalul cilicului	Total
	n	mg/dL mmol/L		
Nivel scăzut	80	30,8 0,80	1,4	3,0
Nivel mediu	80	55,6 1,44	0,7	2,8
Nivel înalt	80	87,3 2,26	1,4	3,3

- Corelație

A fost efectuat un studiu comparativ între metoda ELITech și un alt reactiv comercial (Enzymatica. Metoda colorimetrică – determinant selectiv accelerat) pe 83 de probe de ser uman și plasma umană, conform protocolului CLSI EP9-A2⁽⁹⁾.
 Valoarea au fost între 9,3 și 151 mg/dL (între 0,14 și 3,91 mmol/L).
 Parametrii regresiei liniare sunt după cum urmează:
 Coeficient de corelație: (r)=0,996
 Regresia liniară: y=1,141 x - 4 mg/dL (0,10 mmol/L)

- Limitări și interferențe⁽⁹⁾

- Nu raportați rezultatele în afara intervalului utilizabil.
- Conform recomandărilor SFBG⁽¹⁰⁾ și protocolului CLSI EP7-A2⁽¹¹⁾, au fost efectuate studii pentru a stabili nivelul interferenței din diferiți compuși:
 Bilirubină conjugată: Nicio interferență semnificativă până la 25 mg/dL (427,6 μmol/L).
 Bilirubină neconjugată: Nicio interferență semnificativă până la 36 mg/dL (615,8 μmol/L).
 Turbiditate: Nicio interferență semnificativă până la 500 mg/dL (5,65 mmol/L) echivalent trigliceride.
 Hemoglobină: Nicio interferență semnificativă până la 500 mg/dL (5 g/L).

- În cazuri foarte rare, gamopatiile monoclonale (mielome multiple) în special de tipul IgM (macroglubulinemia Waldenström) poate duce la rezultate nefabile.⁽¹²⁾
- Rezultatele pot fi fals reduse de nivelurile semnificative în proba de NAC (N-Acetil-Cisteina), NAPCI (metabolit de acetaminofen (paracetamol) sau metamicol).
- Multe alte substanțe și medicamente pot interfera. Unele dintre acestea sunt enumerate în revistă publicată de Young.⁽¹³⁻¹⁴⁾
- Rezultatele acestui studiu trebuie interpretate doar în corelație cu alte rezultate ale testelor de diagnosticare, constanțele clinice și istoricul medical al pacientului.

Stabilitatea la bord/frecvența calibrării

Reactivii sunt stabili 21 de zile pe analizor. O nouă calibrare este necesară când iourile de reactivi se modifică, când rezultatele controlului calității sunt în afara specificațiilor așteptate, și după o operare de întreținere. Pentru a crește stabilitatea calibrării, se recomandă închiderea fiolelor când nu sunt utilizate.

Modificare față de versiunea precedentă.

BIBLIOGRAFIE

1. Rifai, N., Bachnik, P.S., Albers, J.J., *Lipids, Lipoproteins, and Apolipoproteins*, Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry, 5th Ed., Burtis, C.A. & Ashwood, E.R. (W.B. Saunders eds, Philadelphia USA), (2001), 462.
2. Nalio, H.K., *Coronary Artery Disease and Disorders of Lipid Metabolism*, Clinical Chemistry: Theory, Analysis, Correlation, 4th Ed., Kaplan, L.A., Pesce, A.J., Kazmierczak, S.C., Mosby, Inc. eds, St. Louis USA), (2003), 603.
3. Wu, A.H.B., *Tietz Clinical guide to laboratory tests*, 4th Ed., (W.B. Saunders), (2006), 564.
4. Expert Panel on Detection, *JAMA*, (2001), 285, 2486.
5. Evaluation of the Linearity of the Measurement of Quantitative Procedures: a Statistical Approach, *Approved guideline*, CLSI (NCCLS) document EP6-A (2003), 23 (16).
6. Vassault, A., et al., *Ann. Biol. Clin.*, (1998), 44, 886.
7. Evaluation of Precision Performance of Quantitative Measurement Methods: Approved Guideline—Second Edition, CLSI (NCCLS) document EP5-A2 (2004), 24 (25).
8. Method Comparison and Bias Estimation Using Patient Samples: Approved Guideline—Second Edition, CLSI (NCCLS) document EP9-A2 (2002), 22 (19).
9. Wamick, G.R., Wood, P.D., *Clin. Chem.*, (1989), 41, 1427.
10. Vassault, A., et al., *Ann. Biol. Clin.*, (1999), 57, 685.
11. Interference Testing in Clinical Chemistry: Approved Guideline—Second Edition, CLSI(NCCLS) document EP7-A2 (2005), 25 (27).
12. Berth, M. & Delanghe, J. Protein precipitation as a possible important pitfall in the clinical chemistry analysis of blood samples containing monoclonal immunoglobulins: 2 case reports and a review of literature, *Acta Clin. Belg.*, (2004), 59, 263.
13. Young, D.S., *Effects of preanalytical variables on clinical laboratory tests*, 2nd Ed., AACCPress, (1997).
14. Young, D.S., *Effects of drugs on clinical laboratory tests*, 4th Ed., AACCPress, (1995).

SIMBOLURI

	Dispozitiv medical de diagnosticare in vitro.
	Consultații instrucțiunea de utilizare.
	Producător
	Limită de temperatură
	Număr de lot
	Data expirării
	Număr catalog
	Conținut
	Reactiv 1
	Reactiv 2
	Conformitate europeană

CHOLESTEROL HDL SL 2G

Referințe:
 HDL -0230 4 x 28 mL R1 4 x 21 mL + R2 4 x 7 mL
 HDL -0380 1 x 80 mL R1 1 x 60 mL + R2 1 x 20 mL
 HDL -0390 3 x 80 mL R1 3 x 60 mL + R2 3 x 20 mL



FTRO-HDL-L-V13 (12/2018)_PT-HDL-4-V13

NOTĂ IMPORTANTĂ

- Doar pentru ref. HDL-0230, utilizați cu software-ul Selecta TouchPro.
- Vezi Ș PROCEDURĂ Risc de contaminare.



HDL-0230 3x0
 PT-HDL 3

CREATININE JAFFE

Referințe:

CRCO-0600
CRCO-0700

Compoziția trusei:

R1 1 x 125 mL + R2 1 x 125 mL + Std 1 x 5 mL
R1 2 x 250 mL + R2 2 x 250 mL + Std 1 x 5 mL

FTRO-CRCC-423(122018)_PT-CRCC-4-v23



SCOPUL UTILIZĂRII

CREATININE JAFFE ELITech Clinical Systems este conceput pentru determinarea cantitativă de diagnosticare *in vitro* a creatininei în serul uman.

SEMNIFICAȚIE CLINICĂ (1-2)

Creatinina este produsul rezidual spontan al metabolismului creatinei. Aceasta este un marker excelent al funcției renale. Rata creatininei serice încheie să rămână constantă. O rată ridicată a creatininei serice (asociată cu o rată ridicată a ureei) corespunde unei scăderi a filtrației glomerulare renale (GFR). Testul creatininei serice este mai fiabil decât testul ureei. Într-adevăr, rata uremiei este afectată de factor precum dieta, gradul de deshidratare și metabolismul proteic (rata creatininei serice nu este influențată de acești factori). Testul clearance-ului creatininei poate fi, de asemenea, utilizat pentru a măsura GFR. În cazul transplantului renal, creșterea creatininei serice, oricât de mică ar fi, poate reflecta respingerea transplantului. Creșterea creatininei poate fi semnul necrozei musculare.

METODA

Colorimetrie, Jaffe – cinetică.

MĂSURĂRI

Este măsurată rata formării unui complex colorat între creatinina și picricul alcalin. Efectul interferenței substanțelor este redus utilizând procedura cinetică.

COMPOZIȚIA REACTIVULUI

Reactiv 1: R1 8,73 mmol/L
Acid picric 8,73 mmol/L
Reactiv 2: R2 312,5 mmol/L
Hidroxid de sodiu 312,5 mmol/L
Fosfat disodic 12,5 mmol/L
Standard: Std. 2 mg/dL
Creatinina 177 μmol/L

MATERIALE NECESARE DAR NEFURNIZATE

- CONT-0060, ELITROL I
- CONT-0160, ELITROL II
- Echipamentele generale de laborator
- Nu utilizați materiale care nu sunt necesare, după cum este indicat mai sus.

AVERTISMENTE ȘI PRECAUȚII

- Acest reactiv este conceput doar pentru utilizarea profesională.
- În scopul diagnosticării *in vitro*.
- Reactivul R2 este clasificat ca periculos:



ATENȚIE: Poate fi corosiv pentru metale.

Provocă iritarea pielii. Provocă o iritare gravă a ochilor. Spălați-vă bine după utilizare. Purați mâinile de protecție/imbrăcămintele de protecție/echipamentul de protecție a ochilor/echipamentul de protecție a feței.

ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHIL: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Dacă iritarea ochilor persistă, consultați medicul. Absorbiți scurgerile de produs, pentru a nu afecta materialele din apropiere. Pentru mai multe informații, consultați Fișa de date privind siguranța (SDS).

- Luați măsurile de precauție obșnuite și urmați buna practică de laborator.
- Standardul trebuie să fie învelit închis cu capacul pentru a preveni contaminarea și evaporarea.
- Utilizați doar echipamente de laborator curate sau de unică folosință pentru a evita contaminarea.
- Nu interchimbați fiolele de reactiv din truse diferite.

STABILITATEA REACTIVILOR

A se depozita la 2-25°C și a se proteja împotriva luminii. A nu se îngheța.

A nu se utiliza după datele de expirare indicate pe etichetele fiolelor.

Stabilitatea la bord: Stabilitatea la bord este specifică pentru fiecare analizor. (Consultați și DATE PRIVIND PERFORMANȚA).

PREGĂTIRE

Reactivii sunt gata pentru utilizare.

DETERIORAREA REACTIVILOR

- Soluția de reactiv trebuie să fie limpedă. Aspectul tulbur indică deteriorarea.
- Nu utilizați produsul dacă există semne vizibile de deteriorare biologică, chimică sau fizică.

AMBALAJ DETERIORAT

Nu utilizați reactivul dacă deteriorarea ambalajului ar putea avea un efect asupra performanței produsului (scurgeri, recipient perforat).

PROBE (S)

Specimen Ser

A nu se utiliza alte specimene.

Avertismente și precauții

Conform bunei practici de laborator, purcița venoasă trebuie efectuată înainte de administrarea de medicamente.

Depozitare și stabilitate

Servitiile sunt stabile timp de 7 zile la temperaturi între -15 și +25°C, 7 zile la +28°C și 3 luni la -20°C.

CREATININE JAFFE

Referințe:

CRCO-0600
CRCO-0700

Compoziția trusei:

R1 1 x 125 mL + R2 1 x 125 mL + Std 1 x 5 mL
R1 2 x 250 mL + R2 2 x 250 mL + Std 1 x 5 mL

FTRO-CRCC-423(122018)_PT-CRCC-4-v23



VALORI DE REFERINȚĂ(S)

Ser: Bărbați Femei
0,6-1,3 0,6-1,2 mg/dL
71-115 53-106 μmol/L

Notă: Intervalul menționat ar trebui să servească doar ca un ghid. Se recomandă ca fiecare laborator să verifice acest interval sau să stabilească un interval de referință pentru populația țintă.

PROCEDURA

Pentru Analizoarele Selectra ale ELITech Clinical Systems,

aplicațiile sunt disponibile la cerere
505 nm
Lungime de undă 37°C
Temperatură:
Citiți pe reactivul maror.

	MARJOR	CALBRARE	TEST
Reactiv R1	125 μL	125 μL	125 μL
Apă distilată	25 μL	-	-
Standard	-	25 μL	-
Proba	-	-	25 μL
Amestecul și așteptați 4 minute și 43 de secunde, apoi adăugați:			
Reactiv R2	125 μL	125 μL	125 μL
Amestecul și după 24 de secunde de incubare, citiți variația absorbantelor (AA) timp de 105 secunde.			

CALCUL

(AA) Proba x n n=concentrație Standard
(AA) Standard

Factor de conversie:

mg/dL x 88,40 = μmol/L
mg/dL x 10 = mg/L

CALBRARE

Valoarea concentrației Standardului de Creatinină de 2 mg/dL este trasabilă conform metodei de referință IDMS (Diluiția izotopă – Spectrometria de masă)

Frecvența de calibrare: Calibrarea este specifică pentru fiecare analizor. (Consultați și DATE PRIVIND PERFORMANȚA).

CONTROLUL CALITĂȚII

Pentru a asigura calitatea adecvată, vor fi utilizate servitiile de control precum ELITROL I (control normal) și ELITROL II (control patologic). Aceste controale trebuie efectuate și validate înainte ca probele pacienților să fie testate. Frecvența controlului trebuie să fie de cel puțin o dată pe zi, după fiecare calibrare, și trebuie adaptată la procedura de Controlul Calității fiecărui laborator și cerințele de reglementare. Rezultatele trebuie să fie în intervalele definite. Dacă valorile sunt în afara intervalelor definite, fiecare laborator trebuie să ia măsuri corective. Materialele pentru controlul calității trebuie utilizate conform reglementărilor locale.

MANAGEMENTUL DEȘEURILOR

Eliminarea tuturor deșeurilor trebuie să fie în conformitate cu cerințele locale și legale.

DATE DE PERFORMANȚĂ la 37°C privind Analizoarele Selectra E ale ELITech Clinical Systems
Interval de măsurare
Reactivul este limpede între 0,5 și 15 mg/dL (de la 44 la 1326 μmol/L).

Limita de detecție (1)

Determinată conform protocolului SFBG, limita de detecție este egală cu 0,1 mg/dL (9 μmol/L).

Precizie				Stabilitate în intervalul clinic				Stabilitate între cicluri			
n		Medie		CV%		n		Medie		CV%	
Nivelul 1		20	0,57	50	2,7	20	0,59	52	4,1		
Nivelul 2		20	1,60	141	0,4	20	1,60	141	2,8		
Nivelul 3		20	6,57	581	1,0	20	6,72	584	2,3		

Corelație

A fost efectuat un studiu comparativ privind acest reactiv între analizoarele Selectra E ELITech Clinical Systems și Cobas Mira (metoda Jaffe) pe 30 eşantioane de ser uman. Concentrațiile eşantionelor au fost între 0,47 și 18,26 mg/dL (între 4,2 și 1614 μmol/L).

Parametrii regresilor liniare sunt după cum urmează:

Coefficient de corelație: (r)=0,9998

Regrese liniare: y=0,9786 x + 0,06 mg/L (5 μmol/L)

Limitări și interferențe (1)

- Nu raportați rezultatele în afara intervalului utilizabil.

- Conform recomandărilor SFBG, au fost efectuate studii pentru a stabili nivelul interferenței din diferite compoziții:

Bilirubină conjugată: Polarizare negativă începând de la 40 μmol/L (2,3 mg/dL).

Bilirubină neconjugată: Polarizare negativă începând de la 50 μmol/L (2,9 mg/dL).

Hemoglobină: Polarizare negativă începând de la 150 mg/dL (1,5 g/L).

Lunditate: Nici o interferență semnificativă până la 580 mg/dL (6,55 mmol/L) Echivalent înglicinde.

- În cazul unor rare, gempopaliile monoclonale (metoame multiple), în special de tipul IgM (macroglobulinemia Waldenström) poate duce la rezultate nefidele. (1)

- Alte substanțe și medicamente pot interfera. Unele dintre acestea sunt enumerate în Young. (1-3)

- Rezultatele acestui studiu trebuie interpretate doar în corelație cu alte rezultate ale testelor de diagnosticare, constatările clinice și istoricul medical al pacientului.

Stabilitatea la bord/Frecvența calibrării

- Stabilitatea la bord: 3 zile
- Frecvența calibrării: 3 zile
- Recalibrați când toate de reactiv se schimbă, când rezultatele controlului calității sunt în afara intervalului stabilit, și după o operație de întreținere.

BIBLIOGRAFIE

1. Alston, C.A., Non protein nitrogenous compounds and renal function, Clinical Chemistry: Concepts and Application, Anderson, S.C., Cookayne, S. (W.B. Saunders eds. Philadelphia USA), (1983), 369.
2. Newman, D.J., Price C.P., Non protein nitrogen metabolite. Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry, 5th Ed., Burtis, C.A. & Ashwood, E.R. (W.B. Saunders eds. Philadelphia USA), (2001), 414.
3. Butler, A.R., The Jaffe reaction. Identification of the coloured species, Clin. Chim. Acta, (1975), 59, 227.
4. Vasiliades, J., Reaction of alkaline picrate with creatinine. 1. Kinetics and mechanism of formation of the mono-creatinine picric acid complex. Clin. Chem. (1978), 22, 1664.
5. Guider, W.G. et al. Use of anticoagulants in diagnostic laboratory investigations and stability of blood, plasma and serum samples. (2002). WHO/DU LAB/93.1 Rev.2.
6. Tietz, N.W., Clinical guide to laboratory tests, 3rd Ed. (W.B. Saunders eds. Philadelphia USA), (1993), 186.
7. Vassault A., et al., Ann. Biol. Clin. (1986), 44, 886.
8. Berth, M. & Delanghe, J., Protein precipitation as a possible important pitfall in the clinical chemistry analysis of blood samples containing monoclonal immunoglobulins: 2 case reports and a review of literature, Acta Clin Belg. (2004), 59, 263.
9. Young, D.S., Effects of preanalytical variables on clinical laboratory tests, 2nd edition, AACCPress (1997).
10. Young, D.S., Effects of drugs on clinical laboratory tests, 4th edition, AACCPress (1995).

SIMBOLURI

	Dispozitiv medical de diagnosticare in vitro.
	Consultați instrucțiunea de utilizare.
	Producător
	Limită de temperatură
	Număr de lot
	Data expirării
	Număr catalog
	Conținut
	Reactiv 1
	Reactiv 2
	Standard
	Conformitate europeană

CK NAC SL

Referințe: Compoziția trusei:

CKSL-0230	4 x 25 mL	R1 4 x 20 mL+R2 4 x 5 mL
CKSL-0410	2 x 62,5 mL	R1 2 x 50 mL+R2 1 x 26 mL
CKSL-0430	4 x 62,5 mL	R1 4 x 50 mL+R2 2 x 26 mL

FTRO-CKSL-v21 (1/2/2018)_PIT-CKSL-4-v21



MATERIALE NECESARE DAR NEFURNIZATE

- CAL-0550 ELICAL 2
- CONT-0060 ELITROL I
- CONT-0160 ELITROL II
- Echipamente generale de laborator
- Soluție salină obținută (NaCl 9 g/L)
- Nu utilizați materiale care nu sunt necesare, după cum este indicat mai sus.

AVERTISMENTE ȘI PRECAUȚII

- Această trusă de reactivi este doar pentru utilizarea profesională, în scopul diagnosticării *in vitro*.
- Reactivii R1 și R2 sunt clasificați ca fiind periculoși (iritant).



PERICOL: Poate dăuna fibrelor. Protecții: Instrucțiuni speciale înainte de utilizare. Purați mâinile de protecție/ambalajele de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.

ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultați medicul

- Reactivii conțin azid de sodiu care poate reacționa cu plumbul sau instalațiile din cupru pentru a forma potențiale azide metelice explozive. În momentul eliminării acestor reactivi, spații îndoluate cu apă din abundență pentru a preveni acumularea de azide.
- Pentru mai multe informații, consultați Fișa de date privind siguranța (SDS).
- Luați măsuri de precauție obșnuite și urmați buna practică de laborator.
- Utilizați doar echipamente de laborator curate sau de unică folosință pentru a evita contaminarea.
- Nu intermischinați reactivii din truse diferite.

STABILITATEA

A se depozita la 2-8°C și a se proteja împotriva luminii. A nu se îngheța.

A nu se utiliza după datele de expirare indicate pe etichetele fiolelor.

Stabilitatea la bord:

Stabilitatea la bord este specifică pentru fiecare analizor.

(Consultați § DATE PRIVIND PERFORMANȚA).

PREȚĂTIRE

Reactivii sunt gata pentru utilizare.

DETERIORAREA PRODUSELOR

- Soluția de reactiv trebuie să fie limpede. Aspectul tulbur indică deteriorarea.
- Nu utilizați produsul dacă există semne vizibile de deteriorare biologică, chimică sau fizică.
- Nu utilizați reactivul dacă deteriorările amaliajului ar putea avea un efect asupra performanței produsului (scutgerii, fiolă perforată).

Reactiv 1: R1	
Tampón imidazol, pH 6, 10	125 mmol/L
D-Glucosă	25 mmol/L
N-Acetil-L-Cisteină	25 mmol/L
Acetat de magneziu	12,5 mmol/L
NADP	2,4 mmol/L
EDTA	2,0 mmol/L
Hexokinază	≥ 6800 U/L
Azid de sodiu	< 0,1 %
Reactiv 2: R2	
Tampón imidazol, pH 6, 9	125 mmol/L
Creatina fosfat	250 mmol/L
ADP	15,2 mmol/L
AMP	23 mmol/L
Dehidrogenază penilfosfat	103 umol/L
G-6-PDH	≥ 8800 U/L
Azid de sodiu	< 0,1 %

CK NAC SL

Referințe: Compoziția trusei:

CKSL-0230	4 x 25 mL	R1 4 x 20 mL+R2 4 x 5 mL
CKSL-0410	2 x 62,5 mL	R1 2 x 50 mL+R2 1 x 26 mL
CKSL-0430	4 x 62,5 mL	R1 4 x 50 mL+R2 2 x 26 mL

FTRO-CKSL-v21 (1/2/2018)_PIT-CKSL-4-v21



măsură corectivă. Materialele pentru controlul calității trebuie utilizate conform reglementărilor locale.

MANAGEMENTUL DESEURILOR

Eliminarea tuturor deșeurilor trebuie să fie în conformitate cu cerințele de reglementare locale, statale și federale.

DATE DE PERFORMANȚĂ la 37°C privind Analizoarele Selectate Prom ale ELITECH Clinical Systems

- **Interval de măsurare**
Determinat conform protocolului CLSI EP9-A¹⁰, intervalul de măsurare este între 10 și 1714 U/L (de la 0,17 la 28,57 μkat/L). Probele care depășesc 1714 U/L trebuie diluate 1:10 cu soluție de NaCl 9 g/L (soluție salină normală) și re-testate. Utilizarea acestui proceduri extinde intervalul de măsurare între 1714 și 17140 U/L (de la 28,57 la 285,67 μkat/L).

Pentru utilizatorii Selectați TouchPro, funcția „diluare” efectuează diluarea probelor automate. Rezultatele iau în considerare diluța.

- **Limita de detecție (LoD) și Limita de cuantificare (LoQ)**

Determinat conform protocolului CLSI EP17-A1¹⁰.
LoD= 5 U/L (0,02 μkat/L)
LoQ= 5 U/L (0,08 μkat/L)

- **Precizie**

Determinată conform protocolului CLSI EP5-A2¹⁰.

	Medie	Intervalul cilindric CV (%)	Total
Nivel redus			
Nivel 80	147 mg/dL	2,45 μkat/L	0,7
Nivel 80	405 mg/dL	6,77 μkat/L	1,1
Nivel mediu			
Nivel 80	1154 mg/dL	19,23 μkat/L	3,9

- **Corelație**

A fost efectuat un studiu comparativ între un Analizor Selecta Prom ELITECH Clinical Systems și un alt echipament al sistemului aprobat de FDA (metoda IFCC) pe 100 de probe de ser uman conform protocolului CLSI EP9-A2¹⁰.
Concentrațiile probelor au fost între 11 și 1712 U/L (0,18 și 28,53 μkat/L).

Parametrii regresilor liniare sunt după cum urmează:

Coeficient de corelație: (r)=0,998
Regresie linară: y=1,012 x +2 U/L (0,03 μkat/L)

- **Limitări și interferențe**

- Probele hemolizate nu trebuie utilizate deoarece hemoliza semnificativ poate duce la concentrație fals crescută a CK din cauza eliberării adenilkinazei.
- Nu raportați rezultatele în afara intervalului utilizabil.
- Au fost efectuate studii pentru a stabili nivelul interferenței din diferite compusi conform protocolului CLSI EP7-A2¹⁰. Recuperarea este în intervalul ±10% din valoarea inițială a activității CK de 150 și 1200 U/L. Interferențele Nico interferență semnificativă până la 3000 mg/dL (33,9 mmol/L).

CK NAC SL

Referințe: Compoziția trusei:

CKSL-0230	4 x 25 mL	R1 4 x 20 mL+R2 4 x 5 mL
CKSL-0410	2 x 62,5 mL	R1 2 x 50 mL+R2 1 x 26 mL
CKSL-0430	4 x 62,5 mL	R1 4 x 50 mL+R2 2 x 26 mL

FTRO-CKSL-v21 (12/2018) PT-CKSL-4-v21



SIMBOLURI

Simbolurile folosite sunt definite conform standardului ISO-15223-1 cu excepția celor prezentate mai jos.

CONT	Conținut:
R1	Reactiv 1
R2	Reactiv 2
CE	Conformitate europeană

- Stabilirea la bord/frecvența calibrării

Stabilitatea la bord: 28 zile

Frecvența calibrării: 28 zile

Recalibrați când loturile de reactiv se schimbă, când rezultatele controlului calității sunt în afara intervalului stabil și după o operație de întreținere.

BIBLIOGRAFIE

1. Panteghini, M. & Bais R. *Enzymes*. Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry, 6th Ed. Burtis, C.A. & Ashwood, E.R. (W.B. Saunders eds. Philadelphia USA), (2008), 317
2. Santha, W.R. & Christenson R.F. *Protein Isoforms: Isoenzymes and Isoforms*. Clinical Chemistry: Theory, Analysis, Correlation, 5th Ed., Kaplan L.A., Pesce, A.J. (Mosby, Inc.), (2010), 677 and appendix.
3. Apple, F. S., *Cardiac function*, Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry, 6th Ed. Burtis, C.A. & Ashwood, E.R. (W.B. Saunders eds. Philadelphia USA), (2008), 614.
4. Boot, E., de Haan, L., *Massive increase in serum creatine kinase during diazepam and quetiapine treatment not during treatment with clozapine*. Psychopharmacology (Berl) (2000), 150: 347-348.
5. Schumann, G., et al. *Clin Chem Lab Med.*, (2002), 40, 635-42.
6. *Evaluation of the Linearity of the Measurement of Quantitative Procedures: a Statistical Approach*. Approved Guideline. CLSI (NCCLS) document EP6-A (2003), 23 (16).
7. *Protocols for Determination of Limits of Detection and Limits of Quantification*. Approved Guideline. CLSI (NCCLS) document EP17-A (2004), 24 (34).
8. *Evaluation of Precision Performance of Quantitative Measurement Methods*. Approved Guideline—Second Edition. CLSI (NCCLS) document EP5-A2 (2004), 24 (25).
9. *Method Comparison and Bias Estimation Using Patient Samples*. Approved Guideline—Second Edition. CLSI (NCCLS) document EP9-A2 (2002), 22 (19).
10. *Interference Testing in Clinical Chemistry*. Approved Guideline—Second Edition. CLSI (NCCLS) document EP7-A2 (2005), 25 (27).
11. Berth, M. & Delanghe, J. *Protein precipitation as a possible important pitfall in the clinical chemistry analysis of blood samples containing monoclonal immunoglobulins: 2 case reports and a review of literature*. Acta Clin Belg., (2004), 59, 263.
12. Young, D.S. *Effects of preanalytical variables on clinical laboratory tests*. 2nd Ed., AACC Press, (1997).
13. Young, D.S. *Effects of drugs on clinical laboratory tests*. 4th Ed., AACC Press, (1995).

Doar pentru ref. CKSL-0230, utilizată cu software-ul Selectra TouchPro.



CKSL-0230 PT-CKSL

Modificare față de versiunea precedentă.

Referințe:	4 x 25 mL	Compoziția tusei:
CMSL-0230	R1 4 x 20 mL + R2 1 x 20 mL	
CMSL-0410	R1 2 x 50 mL + R2 1 x 26 mL	
CMSL-0430	4 x 62,5 mL	R1 4 x 50 mL + R2 2 x 26 mL

FTRO-CMSL-v23(12/2018)_PT-CMSL-4-v23



- Nu raportați rezultatele în afara intervalului utilizabil.

- Conform recomandărilor SFBG, au fost efectuate unele studii pentru a stabili nivelul interferenței din diferite compusi:

Bilirubină, neconjugată: Polarizare negativă începând cu 9 mg/dL (153,9 μmol/L) pe serurile umane normale.
Polarizare negativă începând cu 15 mg/dL (256,6 μmol/L) pe serurile umane patologice.

Bilirubină conjugată: Polarizare negativă începând cu 2 mg/dL (34,2 μmol/L) pe serurile umane normale.

Polarizare negativă începând cu 6 mg/dL (102,6 μmol/L) pe serurile umane patologice.

Turbiditate: Nici interferență semnificativă până la 600 mg/dL (6,78 mmol/L) echivalent trigliceride.

În cazuri foarte rare, gamopatiile monoclonale (mielom multiple), în special de tipul IgM (macroglobulinemia Waldenström) poate duce la rezultate nefabile.⁽⁶⁾

Multe alte substanțe și medicamente pot interfera. Unele dintre acestea sunt enumerate în reviste publicate de Young.⁽⁷⁾⁽⁸⁾⁽⁹⁾

Rezultatele acestui studiu trebuie interpretate doar în conjuncție cu alte rezultate ale testelor de diagnosticare, constatățile clinice și istoricul medical al pacientului.

Stabilitatea la bord

Stabilitatea la bord: 7 zile

BIBLIOGRAFIE


1. Henderson, A.R., Donald W.M., *Enzymes, Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry*, 5th Ed., Burtis, C.A. & Ashwood, E.R. (W.B. Saunders eds. Philadelphia USA), (2001), 352.
2. Sanhai, W.R., Christenson, R.H., *Cardiac and muscle disease, Clinical Chemistry: Theory, Analysis, Correlation*, 4th Ed., Kaplan, L.A., Pascoe, A.J., Kazmierczak, S.C., (Mosby Inc. eds St Louis USA) (2003), 566 and appendix.
3. Neumeier, D. et al., *Clin. Chim. Acta*, (1976), 73, 445.
4. Schumann, G., et al., *Clin. Chem. Lab. Med.*, (2002), 40, 635.
5. Klein, G., et al., *Clin. Chem.*, (2001), 47, Suppl. A30.
6. Tietz N.W., *Clinical guide to laboratory tests*, 3rd Ed., W.B. Saunders eds. Philadelphia USA, (1995), 180.
7. Vassault, A., et al., *Ann. Biol. Clin.*, (1986), 44, 686.
8. Vassault, A., et al., *Ann. Biol. Clin.*, (1999), 57, 685.
9. Berth, M. & Delanghe, J. *Protein precipitation as a possible important pitfall in the clinical chemistry analysis of blood samples containing monoclonal immunoglobulins: 2 case reports and a review of literature*, *Acta Clin Belg.*, (2004), 59, 263.
10. Young, D.S., *Effects of preanalytical variables on clinical laboratory tests*, 2nd Ed., AACCC Press, (1997).
11. Young, D.S., *Effects of drugs on clinical laboratory tests*, 4th Ed., AACCC Press, (1995).

SIMBOLURI

IVD	Dispozitiv medical de diagnosticare in vitro.
	Consultați instrucțiunea de utilizare.
	Producător
	Limită de temperatură
LOT	Număr de lot
	Data expirației
REF	Număr catalog
CONT	Conținut
R1	Reactiv 1
R2	Reactiv 2
CE	Conformitate europeană

Notă:

Doar pentru ref. CMSL-0230, utilizați cu software-ul Selectra TouchPro.



CK-MB
400

PTI ONE
0

Modificare față de versiunea precedentă

Referințe:	Compoziția tusei:
GP-SL-0250	12 x 20 mL
GP-SL-0455	R 12 x 20 mL
GP-SL-0455	R 6 x 45 mL
GP-SL-0500	R 6 x 100 mL
GP-SL-0700	R 4 x 250 mL

GLUCOSE PAP SL



FTRO-GP-SL-v18 (12/2018)_PT-GP-SL-4-v18

SCOPUL UTILIZĂRII

GLUCOSE PAP SL, ELITech Clinical Systems este conceput pentru determinarea cantitativă a glucozei în serul și plasma umană pentru de diagnosticare *in vitro*.

SEMNIFICAȚIE CLINICĂ (1-3)

Glucoza este sursa principală de energie pentru organismul uman. Glucoza este transformată în glicogen care va fi stocat în ficat, în trigliceride care vor fi stocate în țesuturile adiposase. Concentrația glucozei din sânge este reglată de mai mulți hormoni, inclusiv doi antagoniști: insulina și glucagonul.

Quantificarea glucozei din sânge este utilizată pentru diagnosticarea afecțiunilor metabolice ale carbohidraților precum diabetul, hipoglicemia idiopatică și boala pancreatică.

Principalele afecțiuni fiziologice sunt legate de hiperglucemie (Diabet zaharat, tip I și Diabet zaharat, tip II). Diabetul zaharat, tip I este dependent de insulină și apare în special înainte de 30 de ani. Diabetul zaharat de tip II nu este dependent de insulină și apare de obicei după 40 de ani, însă poate apărea mai devreme la persoanele obeze. Alte tipuri de diabet au origine secundară și apar după boala endocrine sau hepatice.

METODĂ (1)

Enzimatică colorimetrică.
Tinder – Punct final.

PRINCIPIU (4)

Determinarea enzimatică a glucozei, conform următoarelor reacții:

Glucoză + O₂ → Acid gluconic + H₂O₂

Acid gluconic + H₂O₂ → Peroxidază

2H₂O₂ + Fenol + 4-aminofenilamină → Quinonemină + 4H₂O

COMPOZIȚIA REACTIVULUI

Reactiv: R

Tampon fosfat, pH 7,4	13,8 mmol/L
Fenol	10 mmol/L
4-aminofenilamină	0,3 mmol/L
Glucoză oxidază	≥ 10 000 U/L
Peroxidază	≥ 700 U/L
Aziid de sodiu	< 0,1%

MATERIALE NECESARE DAR NEFURNIZATE

- CAL-0550 ELICAL 2 4x3 mL
- CONT-0060 ELITROL I 10x5 mL
- CONT-0160 ELITROL II 10x5 mL
- Soluție salină obișnuită (NaCl 9 g/L)
- Echiplament general de laborator
- Nu utilizați materiale care nu sunt necesare, după cum este indicat mai sus.

AVERTISMENTE ȘI PRECAUȚII

Acest reactiv este doar pentru utilizarea în scopul diagnosticării *in vitro*.

Referințe:	Compoziția tusei:
GP-SL-0250	12 x 20 mL
GP-SL-0455	R 12 x 20 mL
GP-SL-0455	R 6 x 45 mL
GP-SL-0500	R 6 x 100 mL
GP-SL-0700	R 4 x 250 mL

GLUCOSE PAP SL



FTRO-GP-SL-v18 (12/2018)_PT-GP-SL-4-v18

VALORI DE REFERINȚĂ (1)

Ser, plasmă: 74-106 mg/dL
4,1-5,9 mmol/L

Notă: Intervalul menționat ar trebui să servească doar ca un ghid. Se recomandă ca fiecare laborator să verifice acest interval sau să stabilească un interval de referință pentru populația în studiu.

PROCEDURĂ

Pentru Analizatoarele Selectra ale ELITech Clinical Systems.

Aplicațiile sunt disponibile la cerere

Temperatură: 37°C

Citiți pe reactivul marker.

	MARTOR	CALIBRARE	TEST
Reactiv R	300 µL	300 µL	300 µL
Apă distilată	3 µL	-	-
Calibrator	-	3 µL	-
Proba	-	-	3 µL

Amestecați și citiți absorbanțele (A) după o incubare de 11 minute și 30 de secunde.

Cu software-ul Selectra TouchPro, utilizați aplicația inclusă în codul de bare disponibil la finalul acestei inserții.

CALCUL

A Proba x n
A Calibrator n=concentrație calibrator

Factor de conversie: mg/dL x 0,0555 = mmol/L

CALIBRARE

Pentru calibrare, trebuie utilizat calibratorul multiparametric ELICAL 2.

Valoarea sa este trasabilă conform metodei de referință ID-MS (Diluția izotopică – Spectrometrie de masă).

Frecvența de calibrare: Calibrarea este specifică pentru fiecare analizor. (Consultați § DATE PRIVIND PERFORMANȚA).

CONTROLUL CALITĂȚII

Pentru a verifica funcția studiilor, vor fi utilizate serurile de control precum ELITROL I (control normal) și ELITROL II (control patologic). Aceste seruri trebuie efectuate și validate înainte ca probele pacienților să fie testate.

Frecvența controlului trebuie să fie de cel puțin o dată pe zi, după fiecare calibrare și trebuie adaptată la procedurile de Controlul Calității fiecărui laborator și centile de reglementare. Rezultatele trebuie să fie în intervalele definite.

Dacă valorile sunt în afara intervalurilor definite, fiecare laborator trebuie să ia măsuri corective. Materialele pentru controlul calității trebuie utilizate conform reglementărilor locale.

MANAGEMENTUL DEȘEURILOR

Eliminarea tuturor deșeurilor trebuie să fie în conformitate cu cerințele de reglementare locale, statale și federale.

DATE DE PERFORMANȚĂ la 37°C privind Analizatoarele Selectra Prom ale ELITech Clinical Systems

Interval de măsurare

Determinat conform protocolului CLSI EP6-A[®], intervalul de măsurare este între 20,0 și 400,0 mg/dL (de la 1,11 la 22,20 mmol/L). Probele care depășesc 400,0 mg/dL trebuie să fie diluate 1:5 cu soluție de NaCl 9 g/L (soluție salină normală) și re-analizate. Utilizarea acestei proceduri extinde intervalul de măsurare de la 400,0 mg/dL la 2000,0 mg/dL (de la 22,20 la 111,01 mmol/L).

Pentru utilizații: Selectra TouchPro, funcția „diluare” efectuează diluția automată a probei. Rezultatele trebuie să considere diluția.

Limita de detecție (L_{oD}) și Limita de cuantificare (L_{oQ})

Determinată conform protocolului CLSI EP17-A[®].

L_{oD} = 0,2 mg/dL (0,01 mmol/L).

L_{oQ} = 10,0 mg/dL (0,56 mmol/L).

Precizie

Determinată conform protocolului CLSI EP5-A2 [™]			
	Medie	Intr-intr ciclului	Total
n			
Nivel scăzut	80	37,4	2,08
Nivel mediu	80	113,1	6,28
Nivel înalt	80	284,0	15,76
		0,7	1,3

Corecție

A fost efectuat un studiu comparativ între Analizorul Selectra Prom ELITech Clinical Systems și un alt echipament al unui sistem aprobat de FDA (metoda glucoză oxidază) pe 100 de probe de ser uman conform protocolului CLSI EP9-A2[™].

Valori au fost între 22,2 și 364,9 mg/dL (inter 1,23 și 21,36 mmol/L).

Parametrii regresivilor liniare sunt după cum urmează:

Coefficient de corecție: (r)=1,000

Regresie liniară: y=0,989 x +1,1 mg/dL (0,06 mmol/L)

Limitări și interferențe

Nu raportați rezultatele în afara intervalului utilizabil.

Au fost efectuate studii pentru a stabili nivelul interferenței din diferiți compuși conform protocolului CLSI EP7-A2[™]. Recuperarea este în intervalul ±10% din valoarea inițială a concentrației glucozei de 36,0 mg/dL, 108,1 mg/dL și 400,0 mg/dL.

Bilirubină neconjugată: Nicio interferență semnificativă până la 6,0 mg/dL (103 μmol/L).

Bilirubină conjugată: Nicio interferență semnificativă până la 5,9 mg/dL (101 μmol/L).

Hemodiluat: Nicio interferență semnificativă până la 300 mg/dL.

Indicatore: Nicio interferență semnificativă până la 920 mg/dL (10,40 mmol/L).

Acid ascorbic: Nicio interferență semnificativă până la 2,0 mg/dL.

Acid uric: Nicio interferență semnificativă până la 23,0 mg/dL (1368 μmol/L).

GLUCOSE PAP SL

Referințe: Compoziția trusă:

GPST-0250	12 x 20 mL	R 12 x 20 mL
GPST-0455	6 x 45 mL	R 6 x 45 mL
GPST-0500	6 x 100 mL	R 6 x 100 mL
GPST-0700	4 x 250 mL	R 4 x 250 mL

FTRO-GPST-v18 (12/2018), PTT-GPST-4-v18

SIMBOLURI

IVD	Dispozitiv medical de diagnosticare in vitro.
	Consultații instructive de utilizare
	Producător
	Limită de temperatură
	Număr de lot
	Data expirării
	Număr catalog
	Conținut
	Reactiv
	Conformitate europeană

Stabilitatea la bord/recvența calibrării
Stabilitatea la bord: 28 de zile
Frecvența calibrării: 28 zile
Recalibrări când loturile de reactivi se modifică, când rezultatele controlului calității sunt în afara intervalului stabil și după o operație de întreținere.

BIBLIOGRAFIE

1. Seaks, D.B. Carbohydrates, *Texts Fundamentals of Clinical Chemistry*, 6th Ed., Burns, C.A. & Asimwood, E.R. (W.B. Saunders eds. Philadelphia USA), (2006), 373.
2. Dods, R.F. Diabetes Mellitus: Clinical Chemistry : Theory, Analysis, Correlation, 5th Ed., Kaplan, L.A. Pascoe, A.J., S.C., Mosby Inc. eds. St. Louis USA), (2010), 729 and appendix
3. Wu, H.B., *General Clinical Tests*, Tietz Clinical guide to laboratory tests, 4th Ed., (W.B. Saunders eds. Philadelphia USA), (2006), 444.
4. Tindler, P., *Determination of glucose in blood using glucose oxidase with an alternative oxygen-acceptor*, *Ann. Clin. Biochem.*, (1969), 6, 24.
5. Gunder W.G. Use of anticoagulants in diagnostic laboratory investigations and stability of blood, plasma, and serum samples, *World Health Organization*, WHO/DL/LAB/99.1 Rev.2, (2002).
6. *Evaluation of the Linearity of the Measurement of Quantitative Procedures: a Statistical Approach*, *Approved Guideline*, CLSI(NCCLS) document EP6-A (2003), 23 (16).
7. *Protocol for Determination of Limits of Detection and Limits of Quantification*, *Approved Guideline*, CLSI (NCCLS) document EP17-A (2004), 24 (34).
8. *Evaluation of Precision Performance of Quantitative Measurement Methods: Approved Guideline - Second Edition*, CLSI (NCCLS) document EP5-A2 (2004), 24 (25).
9. *Method Comparison and Bias Estimation Using Patient Samples: Approved Guideline - Second Edition*, CLSI (NCCLS) document EP9-A2 (2002), 22 (19).
10. *Interference Testing in Clinical Chemistry : Approved Guideline - Second Edition*, CLSI (NCCLS) document EP7-A2 (2005), 25 (27).
11. Barth, M. & Delanghe, J. Protein precipitation as a possible important pitfall in the clinical chemistry analysis of blood samples containing monoclonal immunoglobulins: 2 case reports and a review of literature, *Acta Clin Belg.*, (2004), 59, 263.
12. Young, D. S., *Effects of preanalytical variables on clinical laboratory tests*, 2nd Ed., AACCC Press, (1997).
13. Young, D. S., *Effects of drugs on clinical laboratory tests*, 4th Ed., AACCC Press, (1995).

Notă

Doar pentru ref. GPST-0250/0455, utilizate cu software-ul Selectra TouchPro.



Glucose 300 FTG-GPST 0

Modificare față de versiunea precedentă

FTRO-LLSL-v11(12/2018)_PT-LLSL-4-v11

LDH-L SL

Referințe:	Compoziția tuselei:
LLSL-0230	R1 4 x 20 mL + R2 4 x 5 mL
LLSL-0400	R1 2 x 50 mL + R2 1 x 26 mL
LLSL-0420	R1 4 x 50 mL + R2 2 x 26 mL



SCOPUL UTILIZĂRII

LDH-L SL ELITech Clinical Systems este conceput pentru determinarea cantitativă de diagnosticare *in vitro* a Lactat dehidrogenazei (LDH) din serul și plasma umană.

SEMNICIFICAȚIE CLINICĂ ⁽¹⁻³⁾

Lactat dehidrogenaza (LDH) poate fi găsită în aproape toate celulele organismului cu cele mai mari activități în miocard, ficat, rinichi și mușchii scheletici. Astfel, creșterile LDH-ului din ser au fost considerate nespecifice (pentru orice boală sau afecțiune).


LDH-ul crește în cazul infarctului miocardic acut, afecțiunile hepatice (hepatita virală, ciroză), distrofia musculară, cancerul, metastaza, anemia (hemolitică, megaloblastică), boala renală și numeroase alte boli care implică deteriorarea țesuturilor.

METODA

Metoda FCC
Cinetică UV.
Substrat: L-lactat.

PRINCIPIU

Determinarea lactat dehidrogenazei prin măsurarea creșterii absorbției la 340 nm.



COMPOZIȚIA REACTIVULUI

Reactiv 1: R1	435 mmol/L
N-Metil-Glucamină	65 mmol/L
L-Lactat de litiu	9,4
pH (37°C)	<0,1 %
Azidă de sodiu	
Reactiv 2: R2	51 mmol/L
NAD	

MATERIALE NECESARE DAR NEFURNIZATE

- CAL-0550: – ELICAL 2 4 x 3 mL
- CONT-0060, ELITROL I 10x5 mL
- CONT-0160, ELITROL II 10x5 mL
- Soluție salină obținută (NaCl 9 g/L)
- Echipament general de laborator,
- Nu utilizați materiale care nu sunt necesare, după cum este indicat mai sus.

AVERTISMENTE ȘI PRECAUȚII

- Acest reactiv este doar pentru utilizarea în scopul diagnosticării *in vitro*.
- Reactivul R1 conține azidă de sodiu care poate reacționa cu instalațiile din plumb sau cupru pentru a forma potențiale azide metalice explozibile. Când eliminați acest reactiv, spălați cu o cantitate suficientă de apă pentru a preveni acumularea de azide.
- Luați măsurile de precauție corespunzătoare și urmați buna practică de laborator.
- Utilizați doar echipamente de laborator curate sau de unică folosință pentru a evita contaminarea.
- Nu intermistați fiolele de reactiv din truse diferite.

FTRO-LLSL-v11(12/2018)_PT-LLSL-4-v11

LDH-L SL

Referințe:	Compoziția tuselei:
LLSL-0230	R1 4 x 20 mL + R2 4 x 5 mL
LLSL-0400	R1 2 x 50 mL + R2 1 x 26 mL
LLSL-0420	R1 4 x 50 mL + R2 2 x 26 mL



- Limita de detecție (LOD) și Limita de cuantificare (LOQ)

Determinată conform protocolului CLSI EP17-A⁽⁷⁾.
LOD=4 U/L (0,07 µkat/L)
LOQ=10 U/L (0,17 µkat/L)

- Precizie

Determinată conform protocolului CLSI EP5-A2⁽⁸⁾.

	n	U/L	µkat/L	CV (%)	Total
Nivel	80	168	2,61	0,7	4,1
scăzut					
Nivel	80	309	5,15	0,7	2,8
mediu					
Nivel	80	712	11,89	0,5	3,0
înalt					

- Corelație

A fost efectuat un studiu comparativ între analizorul Selectra Prom ELITech Clinical Systems și un alt echipament aprobat de FDA (metoda IFCC) pe 99 probe de ser uman și plasmă umană, conform protocolului CLSI EP9-A2⁽⁹⁾.
Valoriile au fost între 45 și 780 U/L (0,75 și 13,00 µkat/L).
Parametrii regresiei liniare sunt după cum urmează:
Coeficient de corelație: r=0,997
Regresie linară: y=1,010 x + 3 U/L (0,05 µkat/L)

CONTROLUL CALITĂȚII

Pentru a verifica precizia studiilor, vor fi utilizate serurile de control precum ELITROL I (control normal) și ELITROL II (control anormal). Aceste controale trebuie efectuate și validate înainte ca eşanioanele pacienților să fie testate. Frecvența controlului trebuie să fie de cel puțin o dată pe zi, după fiecare calibrare și trebuie adaptată la procedurile de controlul Calității Mecanului laborator și cerințele de reglementare. Rezultatele trebuie să fie în intervalele definite. Dacă valorile sunt în afara intervalelor definite, fiecare laborator trebuie să ia măsuri corective. Materialele pentru controlul calității trebuie utilizate conform liniilor direcționale locale.

MANAGEMENTUL DEȘEURILOR

Eliminarea tuturor deșeurilor trebuie să fie în conformitate cu cerințele de reglementare locale, statale și federale.

DATE DE PERFORMANȚĂ LA 37°C PENTRU ANALIZATOARELE SELECTRA PROM ALE ELITECH CLINICAL SYSTEMS

Interval de măsurare
Determinat conform protocolului CLSI EP6-A⁽⁶⁾, intervalul de măsurare este de la 50 la 800 U/L (de la 0,83 la 13,33 µkat/L). Eşanioanele care depășesc 800 U/L trebuie să fie diluate 1:10 cu soluție de NaCl 9g/L (soluție salină obișnuită) și re-analizate. Utilizarea acestui procedur extinde intervalul de măsurare de la 800 U/L la 8000 U/L (de la 13,33 la 133,30 µkat/L).

Pentru utilizatorii cu software-ul Selectra TouchPro, funcția „diluare” efectuează diluarea „automată” a eşanionului. Rezultatele iau în considerare diluarea.

LDH-L SL

Referințe:
LLSL-0230 4 x 25 mL
LLSL-0400 2 x 62,5 mL
LLSL-0420 3 x 62,5 mL

Compoziția Insulei:
R1 4 x 20 mL + R2 4 x 5 mL
R1 2 x 50 mL + R2 1 x 26 mL
R1 4 x 50 mL + R2 2 x 26 mL



Stabilitatea la bord/Frecvența calibrării

Stabilitatea la bord: 28 de zile
Frecvența calibrării: 6 zile
Recalibrați când loturile de reactivi se modifică, când rezultatele controlului calității sunt în afara specificațiilor așteptate, și după o operație de întreținere.

BIBLIOGRAFIE

1. Wu, A.H.B. *Tietz Clinical guide to laboratory tests*, 4th Ed., (W.B. Saunders Company), (2006), 648.
2. Samra, W.R., Eluf, B.G., Christenson, R.H., *Cardiac and Muscle Disease, Clinical Chemistry, Theory, Analysis, Correlation*, 5th Ed., Kaplan, L.A., Pesce, A.J., (Mosby, Inc.), (2010), 677, appendix.
3. Panleghini, M., Bas, R., *Enzyme, Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry*, 6th Ed., Burtis, C.A., Ashwood, E.R., Bruns, D.E., (Saunders), (2008), 317.
4. Schumann, G. et al. *Clin Chem Lab Med*, (2002), 40, 643.
5. Guder, W.G., et al., *Use of anticoagulants in diagnostic laboratory investigations and stability of blood, plasma and serum samples*, (2002), WHO/DL/LAB/99.1 Rev.2
6. *Evaluation of the Linearity of the Measurement of Quantitative Procedures: a Statistical Approach*, Approved Guideline, CLSI (NCCLS) document EP6-A (2003), 23 (16).
7. *Protocols for Determination of Limits of Detection and Limits of Quantification*, Approved Guideline, CLSI (NCCLS) document EP17-A (2004), 24 (34).
8. *Evaluation of Precision Performance of Quantitative Measurement Methods*, Approved Guideline, Second Edition, CLSI (NCCLS) document EP5-A2 (2004), 24 (25).
9. *Method Comparison and Bias Estimation Using Patient Samples*, Approved Guideline - Second Edition, CLSI (NCCLS) document EP9-A2 (2002), 22 (19).
10. *Interference Testing in Clinical Chemistry*, Approved Guideline - Second Edition, CLSI (NCCLS) document EP7-A2 (2005), 25 (27).
11. Berth, M., & Delanghe, J., *Protein-precipitation as a possible important pitfall in the clinical chemistry analysis of blood samples containing monoclonal immunoglobulins: 2 case reports and a review of literature*, *Acta Clin Belg.*, (2004), 59, 263.
12. Young, D.-S., *Effects of preanalytical variables on clinical laboratory tests*, 2nd Ed., AACCC Press, (1997).
13. Young, D.-S., *Effects of errors on clinical laboratory tests*, 4th Ed., AACCC Press, (1995).

SIMBOLURI

IVD	Dispozitiv medical de diagnosticare in vitro.	de
	Consultanță	instrucțiunea de utilizare.
	Productiv	
	Limită de temperatură	
LOT	Număr de lot	
	Data expirării	
REF	Număr catalog	
CONT	Conținut	
R1	Reactiv 1	
R2	Reactiv 2	
CE	Conformitate europeană	

Notă:
Doar pentru reț. LLSL-0230, utilizată cu software-ul Selecta TouchPro.



LLSL-0230
PIT-LL-SL

* :Modificare față de versiunea precedentă

TOTAL PROTEIN PLUS

Referințe:	12 x 20 mL	R 12 x 20 mL
PROB-0250	2 x 125 mL	R 2 x 125 mL + Std 1 x 5 mL
PROB-0600	4 x 250 mL	R 4 x 250 mL + Std 1 x 5 mL
PROB-0700		

VTLRO-PROB-v10 (12/2018)_VTL-PROB-4-v10



SCOPUL UTILIZĂRII

TOTAL PROTEIN PLUS ELITech Clinical Systems este conceput pentru determinarea cantitativă a proteinelor totale în serul și plasma umană pentru diagnosticare *in vitro*.

SEMNIFICAȚIE CLINICĂ ^(1,2)

În plasma umană, albumina este prezentă în procent de 50-60% din proteinele totale; restul fracției conține în special globuline (α1, α2, β și γ). Majoritatea proteinelor plasmatice sunt sintetizate de ficat, cu excepția imunoglobulinelor. Creșterea volumului plasmatic (sindromul de reținere a sării, intoxicația cu apă...) sau reducerea sa (deshidratarea legată de vomă, diaree...) induc hipoproteinemie relativă, respectiv hiperproteinemie relativă.

Pentru un volum plasmatic normal, ratele anormale ale proteinelor totale apar doar în cazul bolii care afectează concentrația albuminei sau imunoglobulinelor.

Astfel, insuficiența proteică severă (malabsorbția, maldigestia, insuficiența dietetică), boala renală și hepatică, duc la hiperproteinemie. În cazul în care concentrația proteinelor totale este mai mică de 4g/dL, pot fi observate elemente. Hiperproteinemia poate fi observată, de exemplu, în cazul hiperimunoglobulinemiei (mielom multiplu, mielocel).

METODĂ ⁽³⁾

Buret. Punct final.

PRINCIPIU ⁽³⁾

Proteinele serice formează un complex colorat în prezența sării de cupru din soluția alcalină.

Proteine + Cu²⁺ → Complex colorat

COMPOZIȚIA REACTIVULUI

Reactiv R	6 mmol/L
Tartar de potasiu	21 mmol/L
Sulfat de cupru	6 mmol/L
Hidroxid de sodiu	490 mmol/L
Standard: Std. (Fet.: PROB-06000700)	6 g/dL
Albumină	60 g/L
Azida de sodiu	<0,1 %

MATERIALE NECESARE DAR NEFURNIZATE

- CAL-0550 ELICAL 2 4x3 mL
 - CONT-0060 ELITROL I 10x5 mL
 - CONT-0160 ELITROL II 10x5 mL
- Echipamente generale de laborator.
- Nu utilizați materiale care nu sunt necesare, după cum este indicat mai sus.

AVERTISMENTE ȘI PRECAUȚII

Acest reactiv și acest standard sunt concepute doar pentru utilizarea profesională în scopuri diagnostice *in vitro*.

Reactivul R este clasificat ca periculos.



ATENȚIE: Poate fi coroziv pentru metale. Provocă iritații ale pielii. Provocă o iritație gravă a ochilor. Nu vorbii pentru medii acroscopice cu efecte pe termen lung. Purtați măști de protecție/inhalanțiale de protecție a ochilor/echipament de protecție a ochilor/ochilor persistă; consultați medicul. Absorbți scurgerea de produs, pentru a nu afecta materialele din apropiere.

- Standardul conține azid de sodiu care poate reacționa cu plumbul sau instalațiile din cupru pentru a forma potențialmente metalele toxice. În momentul eliminării acestui standard, spălați îndepărua cu apă din abundență pentru a preveni acumularea de azide.
- Standardul trebuie să fie imediat închis cu capacul pentru a preveni contaminarea și evaporarea.
- Pentru mai multe informații, consultați fișa de date privind siguranța (SDS).
- Luati măsuri de precauție obișnuite și urmați buna practică de laborator.
- Utilizați doar echipamente de laborator curate sau de unică folosință pentru a evita contaminarea.

STABILITATEA REACTIVILOR

A se depozita la 2-25°C și a se proteja împotriva luminii. A nu se îngheța.

A nu se utiliza după datele de expirare indicate pe etichetele fiolelor. Stabilitatea la bord este specifică pentru fiecare analizor. (Consultați § DATE PRIVIND PERFORMANȚA).

PREGĂTIRE

Reactivii sunt gata pentru utilizare.

DETERIORAREA REACTIVILOR

- Soluția de reactiv și standard trebuie să fie limpede. Aspectul turbid indică deteriorarea.
- Nu utilizați produsul dacă există semne vizibile de deteriorare biologică, chimică sau fizică.

AMBALAJ DETERIORAT

Nu utilizați reactivul dacă deteriorarea ambalajului ar putea avea un efect asupra performanței produsului (scurgeri, fiole perforate).

TOTAL PROTEIN PLUS

Referințe:	12 x 20 mL	R 12 x 20 mL
PROB-0250	2 x 125 mL	R 2 x 125 mL + Std 1 x 5 mL
PROB-0600	4 x 250 mL	R 4 x 250 mL + Std 1 x 5 mL
PROB-0700		

VTLRO-PROB-v10 (12/2018)_VTL-PROB-4-v10



PROBE ^(1,2,4)

Specimen

- Ser
- Plasma heparinizată cu litu.
- A nu se utiliza alte specimene.

Avertismente și precauții

Conform bune practici de laborator, puncta venoasă trebuie efectuată înainte de administrarea de medicamente.

Probele trebuie să fie libere din hemoliză și lipemie.

Depozitare și stabilitate

Probele sunt stabile timp de 7 zile la 2-8°C și cel puțin 2 luni la -20°C. Pentru o depozitare mai îndelungată, înghețați eșantioanele la -70°C.

VALORI DE REFERINȚĂ ^(1,2,4)

Ser:	Pacienți în ambulatoriu	Pacienți în repaus
64-83 g/dL	64-83 g/dL	60-78 g/dL

Plasmă:
Concentrațiile plasmei sunt marcate de la 0,2 la 0,4 g/dL (de la 2 la 4 g/L), în comparație cu concentrațiile serului (fibrinogen).

Notă: Intervalul menționat ar trebui să servescă doar ca un ghid. Se recomandă ca fiecare laborator să verifice acest interval sau să stabilească un interval de referință pentru populația lor.

PROCEDURĂ

Pentru Analizatorul Selectat ale ELITech Clinical Systems.

Aplicațiile sunt disponibile la cerere

Lungime de undă 546 nm

Temperatură: 37°C

Citiți pe reactivul maror.

	MARJOR	CALIBRARE	TEST
Reactiv R	300 μL	300 μL	300 μL
Apă distilată	3 μL		
Calibrator		3 μL	
Eșantion			3 μL

Amestecați și citiți absorbanța (A) după o incubare de 11 minute și 30 secunde.

Cu software-ul Selecta TouchPro, utilizați aplicația inclusă în codul de bare disponibil la finalul acestui insert.

Informații importante privind setarea:

Reactivul MAGNESIUM XYLDYL, poate fi slab contaminat cu

TOTAL PROTEIN PLUS pe Selecta Prom, ProXL E și XL

Pentru a evita contaminarea pe aceste instrumente, programați următoarele incompatibilități:

Software	Meniu	Parametru
TouchPro	Incompatibilități	Incompatibilități/PROTEINA-MAGNEZIU
Atlele	Incompatibilități	PROTEINA-MAGNEZIU
	ale ace	

Pentru alte instrumente, repetați orice rezultat anormal după programarea unei spățări a acelor.

Compoziția trusei:

12 x 20 mL	R 12 x 20 mL
2 x 125 mL	R 2 x 125 mL + Std 1 x 5 mL
4 x 250 mL	R 4 x 250 mL + Std 1 x 5 mL



CALCUL

(A) Proba x n

(A) Calibrator

Factor de conversie: g/dL x 10 = g/L

CALIBRARE

Pentru referința PROB-0600/PROB-0700: Pentru calibrare, trebuie utilizat calibratorul multiparametric ELICAL 2 sau Standardul proteină totală 5 g/dL.

Pentru referința PROB-0250: Pentru calibrare, utilizați calibratorul multiparametric ELICAL 2.

Valorile concentrației Standardului de proteină totală de 5 g/dL și calibratorului multiparametric ELICAL 2 sunt traseabile conform Materialului Standard de Referință 909c (al Institutului Național de Standarde și Tehnologie).

Frecvența de calibrare: Calibrarea este specifică pentru fiecare analizor. (Consultați § DATE PRIVIND PERFORMANȚA).

CONTROLUL CALITĂȚII

Pentru a asigura calitatea adecvată, vor fi utilizate serurile de control precum ELITROL I (control normal) și ELITROL II (control patologic). Aceste controale trebuie efectuate și validate înainte ca probele pacienților să fie testate. Frecvența controlului trebuie să fie de cel puțin o dată pe zi, după fiecare calibrare și trebuie adaptată la procedurile de Controlul Calității fiecărui laborator și cerințele de reglementare. Rezultatele trebuie să fie în intervalele definite. Dacă valorile sunt în afara intervalelor definite, fiecare laborator trebuie să ia măsuri corective. Materialele pentru controlul calității trebuie utilizate conform reglementărilor locale.

MANAGEMENTUL DEȘEURILOR

Eliminarea tuturor deșeurilor trebuie să fie în conformitate cu cerințele de reglementare locale, statale și federale.

DATE DE PERFORMANȚĂ la 37°C privind Analizoarele

Selecta Prom ale ELITech Clinical Systems

Interval de măsurare

Determinat conform protocolului CLSI EP6-A[®], intervalul de măsurare este între 0,20 și 12,0 g/dL (de la 2,0 la 120,0 g/L).

Limita de detecție (LoD) și Limita de cuantificare (LoQ)

Determinată conform protocolului CLSI EP17-A⁽⁹⁾
LoD= 0,03 g/dL (0,3 g/L).

LoQ= 0,10 g/dL (1,0 g/L).

Precizie

Determinată conform protocolului CLSI EP5-A2 ⁽⁷⁾	Medie	In	Total
		Intervall	CV (%)
Nivel scăzut	n	g/dL	g/L
Nivel mediu	80	4,03	40,3
Nivel înalt	80	6,62	66,2
	80	9,06	90,6
	80	0,5	1,1

TOTAL PROTEIN PLUS

Referințe:	Compoziția trusei:
PROB-0250	12 x 20 mL R 12 x 20 mL
PROB-0600	2 x 125 mL R 2 x 125 mL + Sid 1 x 5 mL
PROB-0700	4 x 250 mL R 4 x 250 mL + Sid 1 x 5 mL



VT.LRO-PROB-v10 (12/2018)_VTL-PROB-4-v10

- **Corelație**
A fost efectuat un studiu comparativ între analizoarele Selectra ProM ELITech Clinical Systems și un alt echipament al unui sistem aprobat de FDA (metoda Buret) pe 100 probe de ser uman, conform protocolului CLSI EP9-A2⁹.
Concentrațiile probelor au fost între 0,27 și 11,25 g/dL (între 2,7 și 112,5 g/L).
Parametrii regresilor liniare sunt după cum urmează:
Coeficient de corelație: (r)=0,997
Regresie linară: y=0,993 x + 0,05 g/dL (0,5 g/L)

- **Limitări și interferențe**
- Nu raportați rezultatele în afara intervalului utilizabil.
- Au fost efectuate studii pentru a stabili nivelul interferenței din diferiți compuși conform protocolului CLSI EP7-A2⁽⁹⁾ al CLSI și recomandările SFBC. Recuperarea este în intervalul ±10% din valoarea inițială a concentrației proteinei totale de 4,00, 6,50 și 9,00 g/dL.
Bilirubină neconjugată: Nicio interferență semnificativă până la 30,0 mg/dL (513 μmol/L).
Bilirubină conjugată: Nicio interferență semnificativă până la 29,5 mg/dL (504 μmol/L).
Glucoză: Nicio interferență semnificativă până la 507 mg/dL (28,14 mmol/L).
Turbiditate: Nicio interferență semnificativă până la 263 mg/dL (2,97 mmol/L) echivalenți trigliceride.
Hemoglobină: Nicio interferență semnificativă până la 300 mg/dL.
Dextran: Induce rezultate fals ridicate la concentrații terapeutice.

- În cazuri foarte rare, gamopatiile monoclonale (mielome multiple), în special de tipul IgM (macroglobulinemia Waldenström) poate duce la rezultate nefabile.⁽¹¹⁾
- Multe alte substanțe și medicamente pot interfera. Unele dintre acestea sunt enumerate în revistele publicate de Young.^(12,13)
- Rezultatele acestui studiu trebuie interpretate doar în corelație cu alte rezultate ale testelor de diagnosticare, constatănde clinice și istoricul medical al pacientului.

Stabilitatea la bord/Frecvența calibrării

Stabilitatea la bord: 14 zile
Frecvența calibrării: 14 zile
Recalibrați când loturile de reactiv se schimbă, când rezultatele controlului calității sunt în afara intervalului stabilit și după o operație de întreținere.

BIBLIOGRAFIE

1. Schenkin, J.E. *Liver function. Clinical Chemistry: Theory, Analysis, Correlation*, 4th Ed., Kaplan, L.A., Pesce, A.J., Kazmierczak, S.C., (Mosby Inc eds St.Louis USA) (2003), 492 and appendix.
2. Tietz, N.W. *Clinical guide to laboratory tests*, 3rd Ed., (W.B. Saunders eds Philadelphia USA), (1985) 518.
3. Doumas, B.T., et al., *Clin. Chem.*, (1961), 21, 1642.
4. Guder, W.G., et al., *Use of anticoagulants in diagnostic laboratory investigations and stability of blood, plasma and serum samples*, (2002) WHO/DILLAB/99.1 Rev.2.
5. *Evaluation of the Linearity of the Measurement of Quantitative Procedures: a Statistical Approach*, Approved Guideline, CLSI (NCCLS) document EP6-A (2003), 23 (16).
6. *Protocols for Determination of Limits of Detection and Limits of Quantification*, Approved Guideline, CLSI (NCCLS) document EP17-A (2004), 24 (34).
7. *Evaluation of Precision Performance of Quantitative Measurement Methods*, Approved Guideline - Second Edition, CLSI (NCCLS) document EP5-A2 (2004) 24 (25).
8. *Method Comparison and Bias Estimation Using Patient Samples*, Approved Guideline - Second Edition, CLSI (NCCLS) document EP9-A2 (2002), 22 (19).
9. *Interference Testing in Clinical Chemistry*, Approved Guideline - Second Edition, CLSI (NCCLS) document EP7-A2 (2005), 23 (27).
10. Vassault, A., et al., *Ann. Biol. Clin.*, (1986), 44, 686.
11. Berti, M., & Delanghe, J., *Protein precipitation as a possible important pitfall in the clinical chemistry analysis of blood samples containing monoclonal immunoglobulins: 2 case reports and a review of literature*, *Acta Clin Belg.*, (2004), 59, 263.
12. Young, D.S., *Effects of preanalytical variables on clinical laboratory tests*, 2nd Ed., AACCP Press, (1997).
13. Young, D.S., *Effects of drugs on clinical laboratory tests*, 4th Ed., AACCP Press, (1995).

Modificare față de versiunea precedentă.

TOTAL PROTEIN PLUS

Referințe:	Compoziția trusei:
PROB-0250	12 x 20 mL R 12 x 20 mL
PROB-0600	2 x 125 mL R 2 x 125 mL + Sid 1 x 5 mL
PROB-0700	4 x 250 mL R 4 x 250 mL + Sid 1 x 5 mL



VT.LRO-PROB-v10 (12/2018)_VTL-PROB-4-v10

SIMBOLURI

de	de	de
IVDO	Dispozitiv medical	diagnosticare in vitro.
CONS	Consultativ	instrucțiunea de utilizare.
PROD	Produs	Produs
TEMP	Limită de temperatură	
LOT	Număr de lot	
EXP	Data expirării	
REF	Număr calalog	
CONF	Conținut	
REACT	Reactiv	
STAND	Standard	
CE	Conformitate europeană	

NOTĂ IMPORTANTĂ

- Doar pentru ref. PROB-0250, utilizată cu software-ul Selectra TouchPro.
- Vezi ȘPROCEDURĂ: Risc de contaminare



Total Protein
700 VTL-PROB
0

TRIGLYCERIDES MONO SL NEW

Referințe:	Compoziția trusei:
TGML-0425	R 6 x 50 mL
TGML-0515	R 6 x 100 mL
TGML-0700	R 4 x 250 mL



FTRO-TGML-v23(12/2018), PIT-TGML-4-v23

SCOPUL UTILIZĂRII

TRIGLYCERIDES SL și TRIGLYCERIDES MONO SL NEW ELITech Clinical Systems sunt concepute pentru determinarea cantitativă a trigliceridelor din serul și plasma umană pentru de diagnosticare *in vitro*.

SEMNICIFICAȚIE CLINICĂ⁽¹⁻²⁾

Trigliceridele constituie 95% din grăsimile depozitate în țesuturi și rolul lor principal este de a furniza energia pentru celulă. Acestea sunt sintetizate atât în intestin, din grăsimile dietetice și în ficat din carbohidrați dietetici, și sunt apoi transportate în sânge prin chilomicroni și VLDL.


Nivelele înalte de trigliceride serice sunt asociate cu riscurile importante de ateroscleroză. Acestea pot fi cauzate de boli precum diabetul, afecțiuni ale metabolismului lipidic (hiperlipoproteinemia, deficiența activității lipazei, deficiența apolipoproteinei C-II), însă și de diabet, afecțiuni renale sau endocrine.

METODĂ⁽³⁾

Enzimatică - colorimetrică. Punct final.

PRINCIPIU⁽⁴⁾

Determinarea enzimatică a trigliceridelor conform următoarelor reacții:



GPO=Glicerol-3-fosfat oxidază
DHA-P= Dihidroacetan-fosfat
4-AAP=Amino-4-antipirina

COMPOZIȚIA REACTIVULUI

Reactiv: R

Tampon lubrit, pH 7,00	2,7 mmol/L
p-Clorofenol	3,15 mmol/L
ATP	0,31 mmol/L
4-Aminooantipirină	≥ 2000 U/L
Lipoprotein lipază	≥ 500 U/L
Glicerol Kinază	≥ 4000 U/L
Glicerol-3-fosfat oxidază	≥ 5000 U/L
Peroxidază	≥ 4000 U/L
Azida de sodiu	< 0,1 %

MATERIALE NECESARE DAR NEFURNIZATE

- CAL-10550, ELICAL 2
- CONT-0050, ELITROL I
- CONT-0160, ELITROL II
- Soluție salină obișnuită (NaCl 9 g/L)
- Echipamente generale de laborator
- Nu utilizați materiale care nu sunt necesare, după cum este indicat mai sus.

ELITech Clinical Systems SAS - Zone Industrielle - 61500 SEES FRANCE - www.elitechgroup.com

TRIGLYCERIDES MONO SL NEW

Referințe:	Compoziția trusei:
TGML-0425	R 6 x 20 mL
TGML-0515	R 6 x 45 mL
TGML-0700	R 4 x 250 mL



FTRO-TGML-v23(12/2018), PIT-TGML-4-v23

Clasificarea riscului:

Nivel (mg/dL)	Nivel (mmol/L)
Normal < 150	1,69
Limită superioară 150-199	1,69-2,25
Mare 200-499	2,26-5,64
Foarte mare ≥ 500	5,65

Notă: Intervalul menționat ar trebui să servescă doar ca un ghid. Se recomandă ca fiecare laborator să verifice acest interval sau să stabilească un interval de referință pentru populația țintă.

PROCEDURA

Pentru Analizoarele Selectate ale ELITech Clinical Systems,

aplicațiile sunt disponibile la cerere.
Lungime de undă 505 nm
Temperatură: 37°C

Citiți pe reactivul matrit.

	CALIBRARE	CALIBRARE	TEST
Reactiv R	300 μ L	300 μ L	300 μ L
Apă distilată	3 μ L	-	-
Calibrator	-	3 μ L	-
Proba	-	-	3 μ L

Amestecați și citiți absorbanțele (A) după o incubare de 11 minute și 30 secunde.

- Cu software-ul Selecta TouchPro, utilizați aplicația inclusă în codul de bare disponibil la finalul acestui inserat.
- Reactivii Triglycerides SL și Triglycerides Mono SL New pot fi contaminati de reactivul Cholesterol HDL SL 2G.
- Pentru a evita contaminarea pe Selecta Prom, ProXL, E și XL, programati incompatibilitățile după cum urmează:

Software	Meniu	Parametru
TouchPro	Probe incompatibilities	Link / Cholesterol HDL SL 2G - Add Solution
Altele	Needle incompatibility	Cholesterol HDL SL 2G <<HCL

Pentru altele instrumente, repetați orice rezultate absurde după programarea unei spații a acestor.

Reactivul SL este puternic contaminat cu reactivul SL. Pentru a evita contaminarea curelei pe instrumentele Selecta, programați următoarele incompatibilități:

Software	Meniu	Parametru
TouchPro	Test Incompatibilities	Link / Triglycerides SL - Add Solution
Altele	Cuvete incompatibility	Triglycerides SL <<HCL

Pentru a evita contaminarea acestor pe instrumentele Selecta, nu programați Lipase SL și Triglycerides SL în același ciclu. Asigurați-vă că instrumentul revine la starea „stand-by” înainte de începerea unui ciclu care conține Lipase SL.

SL NEW

Referințe:	Compoziția trusei:
TGML-0250	R 12 x 20 mL
TGML-0455	R 6 x 45 mL
TGML-0700	R 4 x 250 mL



n=concentrație calibrator

CALCUL

A Proba x n
A Calibrator
Factor de conversie: mg/dL x 0,013= mmol/L

mg/dL x 0,01= g/L

CALIBRARE

Pentru calibrare trebuie utilizat calibrator multiparametric ELICAL 2. Valoarea sa este definită în raport metoda de referință ID-GC-MS (Dilua 1/200) - Spectrometrie de masă cromatografică de gaz - Spectrometrie de masă).

Frecvența de calibrare: Calibrarea este specifică pentru fiecare analizor. (Consultați § DATE PRIVIND PERFORMANȚA).

CONTROULUI CALITĂȚII

Pentru a verifica precizia testelor, vor fi utilizate sursele de control precum ELITROL I și ELITROL II. Aceste controale trebuie efectuate și validate înainte ca esanșioanele pacienților să fie testate. Frecvența controlului trebuie să fie de cel puțin o dată pe zi, după fiecare calibrare, și trebuie adaptată la procedurile de Controlul Calității fiecărui laborator și cerințele de reglementare. Rezultatele trebuie să fie în intervalele definite. Dacă valorile sunt în afara intervalelor definite, fiecare laborator trebuie să ia măsuri corective. Materialele pentru controlul calității trebuie utilizate conform limitelor direcționale locale.

MANAGEMENTUL DEȘEURILOR

Eliminarea tuturor deșeurilor trebuie să fie în conformitate cu cerințele de reglementare locale, statale și federale.

DATE DE PERFORMANȚĂ la 37°C privind Analizoarele Selecta Prom ale ELITech Clinical Systems

Interval de măsurare
Determinat conform protocolului CLSI EP5-A2⁽¹⁾, intervalul de măsurare este între 30 mg/dL și 1000 mg/dL (de la 0,34 la 11,30 mmol/L). Esanșioanele care depășesc 1000 mg/dL trebuie diluate cu soluție de NaCl 9 1:5 (soluție salină normală) și re-testate. Această procedură extinde domeniul de măsurare până la 5000 mg/dL (56,50 mmol/L).

Pentru utilizați: Selecta TouchPro, funcția „dilue” efectuează diluarea esanșionului automat. Rezultatele nu în considerare diluția.

Precizie

Determinată conform protocolului CLSI EP5-A2⁽¹⁾

	Medie	In	Total
		intervalul ciclului	CV (%)
Nivel redus	80 44 0,50	2,0	3,8
Nivel mediu	80 131 1,48	0,9	2,3
Nivel înalt	80 267 3,02	1,2	2,4

Corelație

A fost efectuat un studiu comparativ între un Analizor Selecta Prom ELITech Clinical Systems și un alt echipament al sistemului aprobat de FDA (metoda enzimatică și colorimetrică) pe 99 esanșioane de ser uman conform protocolului CLSI EP9-A2⁽¹⁾.

Valorile au fost între 30 și 957 mg/dL (0,34 și 10,81 mmol/L).

ELITech Clinical Systems SAS - Zone Industrielle - 61500 SEES FRANCE - www.elitechgroup.com

Referințe:	Compoziția tusei:
TGML-0425	R 6 x 50 mL
TGML-0515	R 6 x 100 mL
TGML-0700	R 4 x 250 mL



FTRO-TGML-23(122018)_PT1-TGML-4-v23

Parametrii regresilor liniare sunt după cum urmează:

Coefficient de corelație: $(r) \approx 0,999$

Regresie linară: $y = 1,019 \times x + 1 \text{ mg/dL } (0,10 \text{ mmol/L})$

- Limitări și interferențe

- Nu raportați rezultatele în afara intervalului utilizabil.
- Au fost efectuate studii pentru a stabili nivelul interferenței din diferenți compuși conform protocolului CLSI EP7-A2⁽⁶⁾. Recuperarea este în intervalul $\pm 10\%$ din valoarea inițială a concentrației trigliceridelor de 133 mg/dL și 266 mg/dL.

Bilirubină neconjugată: Nicio interferență semnificativă până la 15 mg/dL (257 $\mu\text{mol/L}$).

Bilirubină conjugată: Nicio interferență semnificativă până la 5,9 mg/dL (101 $\mu\text{mol/L}$).

Hemoglobină: Nicio interferență semnificativă până la 125 mg/dL.

Acid uric: Nicio interferență semnificativă până la 24,2 mg/dL (1440 $\mu\text{mol/L}$).

Acid ascorbic: Nicio interferență semnificativă până la 2,0 mg/dL.

Concentrațiile peste nivelele terapeutice vor interfera și cauza rezultate eronate.

Metil-dopa: Nicio interferență semnificativă până la 1,0 mg/dL.

- În cazul unor rare, gamopatii monoclonale (mielocame multiple), în special de tipul IgM (macroglbulinemia vâdesteron) poate duce la rezultate nefabile. ⁽⁸⁾
- Rezultatele pot fi fals reduse de nivele semnificative ale eșantionului de NAC (N-Acetil-Cistena), NAPQI (metabolit de acetaminofen (paracetamol) sau metenol).
- Multe alte substanțe și medicamente pot interfera. Unele dintre acestea sunt enumerate în revistele publicate de Young. ⁽¹⁰⁻¹¹⁾
- Rezultatele acestui studiu trebuie interpretate doar în corelație cu alte rezultate ale testelor de diagnosticare, constanțele clinice și istoricul medical al pacientului.

Stabilitatea la bord/Frecvența calibrării

Stabilitatea la bord: 28 de zile

Frecvența calibrării: 14 zile

Recalibrați când: Iaurte de reactiv se schimbă—când rezultatele controlului calității sunt în afara intervalului stabilii, și după o operație de întreținere.

BIBLIOGRAFIE

1. Natio, H.K., *Coronary Artery Disease and Disorders of Lipid Metabolism, Clinical Chemistry: Theory, Analysis, Correlation*, 4th Ed., Kaplan, L.A., Pesce, A.J., Kazmierczak, S.C. (Mosby, Inc. eds. St. Louis USA) (2003), 603.
2. Expert Panel on Detection, *Evaluation and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III)*, Executive Summary of the Third Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP), *JAMA*, (2001), 285, 2496.
3. Fossati, P., Pernicelli, L., *Serum triglycerides determined colorimetrically with an enzyme that produces hydrogen peroxide*, *Clin. Chem.*, (1982), 28, 2077.
4. Tietz, N.W., *Clinical guide to laboratory tests*, 3rd Ed. (WB Saunders eds. Philadelphia USA), (1995), 610.
5. Evaluation of the Linearity of the Measurement of Quantitative Procedures: a Statistical Approach, Approved Guideline, CLSI(NCCLS) document EP6-A (2003), 23 (16).

SIMBOLURI
Simbolurile folosite sunt definite conform standardului ISO-15223-1 cu excepția celor prezentate mai jos.

[CONT]	Conținut
[R]	Reactiv
CE	Conformitate europeană

Notă

Doar pentru ref. TGML-0250/TGML-0455, utilizată cu software-ul: Selectra TouchPro.

Vezi ȘPROCEDURĂ:

Risc de contaminare

Tegocorides
670

PT-TGML
0

Modificare față de versiunea precedentă.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

Αυτός ο ρόλος επιβάλλεται από επιπλέον παράγοντες, όπως η ανάγκη να διασφαλιστεί η ακεραιότητα των δεδομένων και η προστασία της ιδιωτικότητας των ασθενών.

Αντικείμενο: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Εκδόσεις Αφελής (SOS) κατόπιν επιθυμίας από τους εργαζόμενους Χρήσιμος

ΠΑΡΑΙΣΧΕΥΗ

— 5 ml αναμειγμένο/αναμιγμένο
— 5 ml αναμειγμένο/αναμιγμένο

- this exercise is an attempt to explain the situation

ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΙΟΤΕ

1. *Ενδεικτική πρόταση:* Η επιλογή των μελών της ομάδας θα γίνει με βάση την προτίμηση των μελών της ομάδας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ (ΙΤΥΥΔΕΚ)

Metformin

Εξαιρέσεις:

1960-25 km - 150 C : 5 ημερες (για φορδ καταψυξη)

Tragedy in the Balkans

(Faint, illegible handwritten notes)

(The following text is mirrored from the previous page)

το ην παρὰ (Lat.) Οὐκ ἠμποροῦντες τὰν ἡμῶν χυγὰναιμῆτας
ποδὲκναιονι στὸ ἐπὶ κῆκοντο δὲ τὸ δὲ δὲ τὸν.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

SYMBOLS UTILISES SUR LES ETIQUETTES
SYMBOLS USED ON LABELS
SIMBOLOS USADOS EN LA ETIQUETA

Les symboles utilisés sont décrits dans la norme ISO 15223.

que se apresentam a continuación. / Os símbolos usados são definidos na norma ISO 15223, exceto aqueles apresentados abaixo. /

CONT	Contenu / Content / Contenu / Conteúdo /
------	--

Reconstituer avec x mL / Reconstituer with x mL / Reconstituire con x mL /	1 mL x 1 mL
Reconstituer avec x mL / Reconstituer with x mL / Reconstituire con x mL /	

Εμπιστευτικό Συμπόβλημα			
-------------------------	--	--	--

from previous version/Modificación con respecto a la versión anterior

Referencijske Referencias	Composicion ou Contento da embalagem
AUM-0420	R 6 x 50 mL
AUM-0500	R 6 x 100 mL
AUM-0250	R 12 x 20 mL
AUM-0420	R 6 x 50 mL + Std 1 x 5 mL

Uricase	150	U/L
Peroxisdase	2	12 000
Sodium azide	0.3	%

Storage temperature	1 d
37 °C	0.00

a) **Schuldensumme**
 $L_{0,0} = 0,09 \text{ mg/L (5 µmol/L)}$
 $L_{0,1} = 1,08 \text{ mg/L (58 µmol/L)}$

The results of this assay should only be interpreted in conjunction with other diagnostic test results, clinical findings and the patient's medical history.

EHST = N-Ethyl-2-Hydroxy-3-Sulfolipoyl-4-AP = Amino-4-antipyrine


Electroch. Clinical Systems SAS - Zone Industrielle de la Vallée de la Lys - 59120 Lys-lez-Lannoy - France

Para los usuarios del software Seleccia Total la función «difer» realiza la difusión de las m automáticamente. Los resultados tornan en la dirección.

Abstract: No hay interferencia significativa h
2095 nuyd. 123.67 mmol/L.
Interfere Las interferencias ocurren a todos los ni
de hospital.

URIC ACID MONO SL

Referências/Referenzen/ Composición del kit/ Contenu du coffret/ Kit composition/					
AUML-0420	R	6 x 50 mL			
AUML-0500	R	6 x 100 mL			
AUML-0250	R	12 x 20 mL			
AUML-0427	R	6 x 50 mL	Std	1 x 5 mL	
AUML-0497	R	1 x 100 mL	Std	1 x 5 mL	
AUML-0507	R	6 x 100 mL	Std	1 x 5 mL	
AUML-0707	R	4 x 250 mL	Std	1 x 5 mL	



PIT-AUML-4-v22 (01/2019)

b) Limitações/Referências
- Não utilize amostras visivelmente turvas ou hemolizadas.
- Não relatam resultados fora do alcance útil.
a) Siga, please
- Foram realizados testes para determinar o nível de interferência de diferentes compostos segundo as recomendações de protocolo do CLSI EP7-A2¹⁰ e de acordo com o protocolo CLSI EP9-A2¹¹. Recuperação dentro de $\pm 10\%$ do valor inicial de concentração de ácido úrico de 2,52 e 7,56 mg/dL.
Bilirrubina não conjugada: Nenhuma interferência significativa até 30 mg/dL (513 $\mu\text{mol/L}$).
Bilirrubina conjugada: Nenhuma interferência significativa até 14,8 mg/dL (252 $\mu\text{mol/L}$).
Hemoglobina: Nenhuma interferência significativa até 50 mg/dL (77,75 mmol/L).
Glicose: Nenhuma interferência significativa até 50 mg/dL.
Lactato: Nenhuma interferência significativa até 20,95 mg/dL (23,67 mmol/L).
Turbidez: Interferência ocorre em todos os níveis de linfócitos.
Ácido ascórbico: Interferência significativa em amostras contendo ácido ascórbico.
Metilopira: Nenhuma interferência significativa até 1 mg/dL.
Dobramento de cálcio: Induz resultados falsamente baixos em indivíduos que tomam doses altas de cálcio.
- Em casos muito raros, as ganoplasmas monoclonais (mieloma múltiplo), em particular, tipo IgM (macroglobulina de Waldenström) podem causar resultados não confiáveis.
- Os resultados podem ser falsamente reduzidos em níveis significativos em amostra de NAC (N-Acetyl-paracetamol) ou dipirona.
- Milhas outras substâncias e drogas podem interferir. Alguns deles estão referenciados em análises publicadas por Young.
- Os resultados deste teste só devem ser interpretados em conjunto com outros resultados de testes clínicos do paciente.

BIBLIOGRAFIA/BIBLIOGRAPHY

1. First, M.R. Renal Function. Clinical Chemistry: Theory, Analysis, Correlation, 4th Ed., Kaplan, L.A., Pesce, A.J., Kazmierczak, S.C., eds. Philadelphia USA, (2001), 414.
2. Tietz, N.W. Clinical guide to laboratory tests, 3rd Ed., W.B. Saunders eds. Philadelphia USA, (1995), 624.
3. Fossati, P. et al. Use of 3,5-dichloro-2-hydroxybenzenesulfonic acid-4-aminophenazone chromogenic system in direct enzymatic assay of uric acid in serum and urine. Clin. Chem., (1980), 26, 227.
4. Kaplan, L.A., Pesce, A.J., Kazmierczak, S.C., eds. Clinical Chemistry: Theory, Analysis, Correlation, 4th Ed., Kaplan, L.A., Pesce, A.J., Kazmierczak, S.C., eds. St Louis USA, (2003), 1092.
5. Evaluation of the Linearity of the Measurement of Quantitative Procedures: A Statistical Approach. Approved Guideline. CLSI (NCCLS) document EP6-A (2003), 23 (16).
6. Protocols for Determination of Limits of Detection and Limits of Quantification: Approved Guideline. CLSI (NCCLS) document EP17-A (2004), 24 (34).
7. Evaluation of Precision Performance of Quantitative Measurement Methods: Approved Guideline - Second Edition. CLSI (NCCLS) document EP5-A2 (2004), 24 (25).
8. Method Comparison and Bias Estimation Using Approved Guideline - Second Edition. CLSI (NCCLS) document EP9-A2 (2002), 22 (19).
9. Interference Testing in Clinical Chemistry: Approved Guideline - Second Edition. CLSI (NCCLS) document EP7-A2 (2005), 25 (27).
10. Vassault A. et al. Ann. Biol. Clin., (1980), 44, 686.
11. Barth, M. & Delanghe, J. Protein precipitation as a possible important pitfall in the clinical chemistry analysis of blood samples containing monoclonal immunoglobulins: 2 case reports and a review of literature. Acta Clin. Belg., (2004), 59, 263.
12. Young, D. S., Effects of preanalytical variables on clinical laboratory tests, 2nd Ed., AACCP Press, (1997).
13. Young, D. S., Effects of drugs on clinical laboratory tests, 4th Ed., AACCP Press, (1995).

Nota/Note
- Uniquement pour la ref. AUML-0250, utilisé avec le logiciel Selectra TouchPro.
- Only for ref. AUML-0250, used with Selectra TouchPro software.
- Unicamente para la ref. AUML-0250, utilizada con el software Selectra TouchPro.
- Somente para ref. AUML-0250, usado com o Selectra TouchPro.

URIC ACID MONO SL
660
Uric Acid
PIT-AUML 0



UREA UV SL

Referințe:	Compoziția tusei:
URS-L-0250	R1 8 x 20 mL + R2 8 x 5 mL
URS-L-0455	R1 4 x 44 mL + R2 4 x 11 mL
URS-L-0400	2 x 62,5 mL + R2 1 x 2,6 mL
URS-L-0420	R1 4 x 50 mL + R2 2 x 26 mL
URS-L-0500	5 x 125 mL + R1 5 x 100 mL + R2 1 x 127 mL



FTRO-URS-L-v20(12/2018)_PT-URS-L-4-v20

UREA UV SL

Referințe:	Compoziția tusei:
URS-L-0250	8 x 25 mL + R2 8 x 5 mL
URS-L-0455	4 x 55 mL + R1 4 x 44 mL + R2 4 x 11 mL
URS-L-0400	2 x 62,5 mL + R2 1 x 2,6 mL
URS-L-0420	4 x 62,5 mL + R2 2 x 26 mL
URS-L-0500	5 x 125 mL + R1 5 x 100 mL + R2 1 x 127 mL



SCOPUL UTILIZĂRII

UREE UV SL ELITech Clinical Systems este conceput pentru determinarea cantitativă de diagnosticare *in vitro* a ureei în serul, plasma și urina umană.


SEMNIFICAȚIE CLINICĂ (1-3)

Ureea este produsul metaboliț major al catabolismului proteic. Biotransz ureei din aminac este efectuată exclusiv de enzimele hepatice. Peste 90% din uree este excretată prin rinichi, cu restul excretat prin tractul gastrointestinal sau piele. Concentrațiile ureei din sânge pot fi măsurate de numeroși factori legați de cauze fiziologice (catabolism proteic mare, ca în cazul hemoragiilor din tractul gastrointestinal, soc, și unele boli hepatice cronice) sau de cauze renale/postrenale (boli renale acute sau cronice, obstrucția postrenală a fluxului urinar). Ureea este de asemenea mărită printr-o dietă cu nivel ridicat de proteine, starea de deshidratare, atrofia musculară (ca în cazul incoinei). Determinarea ratei ureei este utilizată adesea pentru a determina ratei creatininei pentru a diferenția afecțiunile renale (creatinină normală) și afecțiunile renale/postrenale (creatinină mărită). Ureea umană poate fi utilizată ca un indicator al echilibrului azotic total și ca un ghid pentru cerințele de aminoacizi totali pentru pacienți cu nutriție parenterală.

METODĂ/PRINCIPIU (3-5)

Enzimatică-UV-direcțională.

Determinarea enzimatică conform următoarelor reacții:



GIDH=Glutarat dehidrogenază

COMPOZIȚIA REACTIVILOR

Reactivi: R1

Tampon Tris, pH 7,60 (37°C)

ADP	125 mmol/L
o-Hetoglutarat	9 mmol/L
Ureează	≥ 8100 U/L
GIDH	≥ 1350 U/L
Azidă de sodiu	<0,1%
Reactivi: R2	1,5 mmol/L
NADH	<0,1%
Azidă de sodiu	<0,1%

MATERIALE NECESARE DAR NEFURNIZATE

- CAL-0550, ELICAL 2 4x3 mL
- CONT-0060, ELITROL 1 10x5 mL
- CONT-0160, ELITROL 11 10x5 mL
- Soluție salină obișnuită (NaCl 9 g/L)
- Echipamente generale de laborator
- Nu utilizați materiale care nu sunt necesare, după cum este indicat mai sus.

AVERTISMENTE ȘI PRECAUȚII

- Acest reactiv este conceput doar pentru utilizarea în scopul diagnosticării *in vitro*.
- Acești reactivi conțin azidă de sodiu care poate reacționa cu plumbul sau instalațiile sanitare din cupru și poate forma azide metale explozibile. În cazul aruncării acestor reactivi, spălați imediatuarea cu cantități mari de apă pentru a preveni formarea de azide.
- Luați măsurile de precauție obișnuite și urmați buna practică de laborator.
- Utilizați doar echipamente de laborator curate sau de unică folosință pentru a evita contaminarea.
- Nu interschimbați fiolele de reactivi din truse diferite.
- Pentru mai multe informații, Fișa de date privind siguranța (SDS) este disponibilă la cerere pentru utilizatorul profesional.

STABILITATEA REACTIVILOR

A se depozita la 2-8°C și a se proteja împotriva luminii. A nu se îngheța.

- A nu se utiliza după datele de expirație indicate pe etichetele recipientelor.
- Stabilitatea la bord:
- Stabilizarea la bord este specifică pentru fiecare analizor. (Consultați și DATE PRIVIND PERFORMANȚA).

PREGĂTIRE

Reactivii sunt gata pentru utilizare.

DETERIORAREA REACTIVILOR

- Soluția de reactivi trebuie să fie limpede. Aspectul tulbure indică deteriorarea.
- Nu utilizați produsul dacă există semne vizibile de deteriorare biologică, chimică sau fizică.

AMBALAJ DETERIORAT

Nu utilizați reactivii dacă deteriorările ambalajului ar putea avea un efect asupra performanței produsului (scurgeri, recipient perforat).

PROBE (2,3)

- Specimen
- Ser sau plasmă heparinizată, de litlu.
- Urină (prelevare 24 ore) diluată 1/20 cu soluție salină obișnuită.
- A nu se utiliza aceste specimen.

Avertismente și precauții

- Nu utilizați fiolele ca inhibitor al glicolizei deoarece aceasta inhibă ureaza.
- Conform bunei practici de laborator, prelevarea trebuie efectuată înainte de administrarea de medicamente.

Depozitare și stabilitate

- Serul și plasma sunt stabile până la 24 de ore la temperatura camerei, o săptămână la 2-8°C, și cel puțin 3 luni când sunt înghețate (< -20°C).
- Eșantioanele de urină sunt stabile până la 4 zile dacă sunt stocate la 2-8°C, urina poate fi conservată prin menținerea pH-ului sub 4.

Adăugarea de timol ca și conservant nu este recomandată, deoarece acesta inhibă activitatea ureazei.

VALORI DE REFERINȚĂ (2)

Ser, plasmă:

Azidă (21-60 an):	12,9-42,9 mg/dL
Azidă (60-90 an):	2,14-7,14 mmol/L
Azidă (60-90 an):	17,2-49,3 mg/dL
Azidă (60-90 an):	2,86-8,21 mmol/L
Azidă (60-90 an):	21,4-66,5 mg/dL
Azidă (60-90 an):	3,57-11,07 mmol/L

Urină (adult): 26-43 g/24 ore

0,43-0,71 mol/24 ore

1700-2900 mg/dL

280-470 mmol/L

Pentru orice volum urinar de 1,5 L pe 24 ore

Notă: Intervalul menționat ar trebui să servească doar ca un ghid. Se recomandă ca fiecare laborator să verifice acest interval sau să stabilească un interval de referință pentru populația înră.

PROCEDURĂ

Pentru Analizatoarele Selectra ale ELITech Clinical Systems,

aplicațiile sunt disponibile la cerere

Longime de undă 340 nm

Temperatură 37°C

Citiți pe reactivul maror.

	MARTOR	CALIBRARE	TEST
Reactiv R1	240 μL	240 μL	240 μL
Apă distilată	3 μL	-	-
Calibrator	-	3 μL	-
Proba	-	-	3 μL

Amestecați și așteptați 4 minute și 43 secunde, apoi adăugați:

Reactiv R2 60 μL

Amestecați și citiți absorbția (ΔA) între 24 secunde și 106 secunde.

Cu software-ul Selectra TouchPro, utilizați aplicația inclusă în codul de bare disponibil la finalul acestui inser.

CALCUL

ΔA Proba x n

ΔA Calibrator

Factor de conversie: mg/dL x 0,1665=mmol/L

Luați în considerare factorul de diluție pentru calcularea concentrației ureei din urină

CALIBRARE

Pentru calibrare, trebuie utilizat calibratorul multiparametric ELICAL 2. Valoarea sa este trasată conform metodei de referință ID-MS (Diluție izotopă – Spectrometrie de masă).

Frecvență de calibrare: Calibrarea este specifică pentru fiecare analizor. (Consultați și DATE PRIVIND PERFORMANȚA).

	Medie		In	Total	
			Intervalul cibului		
	n	mg/dL	mmol/L	CV (%)	
Nivel 1	80	18,0	3,00	1,6	3,2
Nivel 2	80	59,0	9,82	2,2	2,2
Nivel 3	80	144,6	24,08	1,0	2,1

Precizie

Determinat conform protocolului CLSI EP5-A2⁶.

a) Ser/Plasmă

LoD= 1,5 mg/dL (0,25 mmol/L)

LoQ= 5,0 mg/dL (0,83 mmol/L)

b) Urină

LoD= 18 mg/dL (3 mmol/L)

LoQ= 200 mg/dL (33 mmol/L)

b) **Urină**
Determinat conform protocolului CLSI EP6-A⁶, intervalul de măsurare este între 200 și 6000 mg/dL (de la 33 la 999 mmol/L).

- **Limita de detecție (LoD) și Limita de cuantificare (LoQ)**
Determinată conform protocolului CLSI EP17-A¹⁰.

Pentru utilizații Selectra TouchPro, funcția „citare” efectuează diluția automată a eșantionului. Rezultatele iau în considerare diluția.

MANAGEMENTUL DEȘEURILOR

Eliminarea tuturor deșeurilor trebuie să fie în conformitate cu cerințele de reglementare locale, statale și federale.

DATE DE PERFORMANȚĂ LA 37°C privind Analizatoarele Selectra
Prom ale ELITech Clinical Systems

Interval de măsurare

- **Ser/Plasmă**

Determinat conform protocolului CLSI EP6-A⁶, intervalul de măsurare este între 10 și 300 mg/dL (de la 1,67 la 49,95 mmol/L). Eșantioanele care depășesc 300 mg/dL trebuie să fie diluate 1:15 cu soluție de NaCl 9 g/L (soluție salină normală) și re-analizate. Utilizarea acestei proceduri extinde intervalul de măsurare de la 300 mg/dL la 1500 mg/dL (de la 49,95 la 249,75 mmol/L).

UREA UV SL

Referințe:

URS-L-0250	8 x 25 mL
URS-L-0455	4 x 55 mL
URS-L-0400	2 x 52,5 mL
URS-L-0420	4 x 62,5 mL
URS-L-0500	5 x 125 mL

Compoziția trusei:

R1 8 x 20 mL + R2	8 x 5 mL
R1 4 x 44 mL + R2	4 x 11 mL
R1 2 x 50 mL + R2	1 x 2,6 mL
R1 4 x 50 mL + R2	2 x 26 mL
R1 5 x 100 mL + R2	1 x 127 mL



FTRO-URS-L-v20(12/2018)_PIT-URS-L-4-v20

	Medie	In	Total
		interiorul cicului	
n	mg/dL	mmol/L	CV (%)
Nivel 1	80	482	1,7
Nivel 2	80	1165	0,6
Nivel 3	80	2587	0,4
		431	3,6

- Corelație

a) Ser/Plasma

A fost efectuat un studiu comparativ între Analizorul Selectra ProM ELITech Clinical Systems și un alt echipament al unui sistem aprobat de FDA (metoda urează/GDH-UV) pe 98 de eşantioane de ser uman conform protocolului CLSI EP9-A2⁹⁾.

Valoriile au fost între 12,5 și 285,5 mg/dL (între 2,08 și 47,54 mmol/L).

Parametrii regresiei liniare sunt după cum urmează:

Coefficient de corelație: (r)=1,000

Regresie linară: $y=0,993 \times x + 0,1$ mg/dL (0,02 mmol/L)

b) Urină

A fost efectuat un studiu comparativ între Analizorul Selectra ProM ELITech Clinical Systems și un alt echipament al unui sistem aprobat de FDA (metoda urează/GDH-UV) pe 53 de eşantioane de urină umană, conform protocolului CLSI EP9-A2⁹⁾.

Valoriile au fost între 203 și 5569 mg/dL (între 34 și 927 mmol/L).

Parametrii regresiei liniare sunt după cum urmează:

Coefficient de corelație: (r)=0,999

Regresie linară: $y=1,000 \times x - 3,2$ mg/dL (9 mmol/L)

- Limitări și interferențe

- Nu raportați rezultatele în afara intervalului utilizabil.
- Rezultatele acestui studiu trebuie interpretate doar în conjuncție cu rezultatele altor teste de diagnosticare, constatare clinice și istoricul medical al pacientului.

a) Ser/Plasma

Au fost efectuate studii pentru a stabili nivelul interferenței din diferiți compuși, conform protocolului CLSI EP7-A2¹⁰⁾ al CLSI și recomandările SFBC¹¹⁾. Recuperarea este în intervalul ±10% din valoarea inițială a concentrației ureei de 15,0 mg/dL și 60,1 mg/dL. Bilirubina neconjugată: Nicio interferență semnificativă până la 30,0 mg/dL (513 μmol/L).

Bilirubina conjugată: Nicio interferență semnificativă până la 29,5 mg/dL (504 μmol/L).

Turbiditate: Nicio interferență semnificativă până la 614 mg/dL (6,94 mmol/L). Echivalent trigliceride.

Hemoglobină: Nicio interferență semnificativă până la 500 mg/dL.

Acid ascorbic: Nicio interferență semnificativă până la 20 mg/dL.

Metil-dopa: Nicio interferență semnificativă până la 1,0 mg/dL.

În cazuri foarte rare, gamopatiile monoclonale (mieleame multiple), în special de tipul IgM (macroglubulinemia Waldenström) poate duce la rezultate nefabile.¹²⁾

Multe alte substanțe și medicamente pot interfera. Ureele dintr-o aceluia sunt enumerate în reviste publicate de Young.¹³⁾⁽¹⁴⁾

b) Urină

Au fost efectuate studii pentru a stabili nivelul interferenței din diferiți compuși conform protocolului CLSI EP7-A2¹⁰⁾ al CLSI. Recuperarea este în intervalul ±10% din valoarea inițială a concentrației ureei de 1500 mg/dL și 3000 mg/dL.

Bilirubina conjugată: Nicio interferență semnificativă până la 29,5 mg/dL (504 μmol/L).

Hemoglobină: Nicio interferență semnificativă până la 500 mg/dL.

Acid ascorbic: Nicio interferență semnificativă până la 120 mg/dL (7,14 mmol/L).

pH: Nicio interferență semnificativă pentru valori pH-ului între 2,5 și 12,0

Multe alte substanțe și medicamente pot interfera. Unele dintre acestea sunt enumerate în reviste publicate de Young.¹³⁾⁽¹⁴⁾

- Stabilizarea la bord/Frecvența calibrării

Stabilitatea la bord: 14 zile

Frecvența calibrării: 7 zile

Recalibrări cald (unde de reactiv se schimbă, când rezultatele controlului calității sunt în afara intervalului stabil, și după o operație de întreținere).

BIBLIOGRAFIE

1. Lamb, E.J., & Price C. P., *Creatinine, Urea, and Uric Acid*, Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry, 6th Ed., Burtis, C.A., Ashwood, E.R. & Burns D. E. (W.B. Saunders eds, Philadelphia USA), (2008), 363.
2. Wu, A.H.B., *Tietz Clinical guide to laboratory tests*, 4th Ed., (W.B. Saunders eds, Philadelphia USA), (2006), 1096.
3. Kaplan, J.M., & First, M.R., *Renal Function: Clinical Chemistry: Theory, Analysis, Correlation*, 4th Ed., Kaplan, L.A., Perse, A.J., (Mosby Inc. eds St Louis USA), (2010), 567 and appendix.
4. Brelvić, J.P., et al., *Direct Enzymatic Determination of Urea in Plasma and Urine with a Centrifugal Analyzer*, Clin. Chem., (1976), 22, 1614.
5. Fawcett, J.K., Scott, J.E., *A rapid and precise method for the determination of urea in Clin Pathol.*, (1960), 13,156-9.
6. *Evaluation of the Linearity of the Measurement of Quantitative Procedures: a Statistical Approach*.
7. *Approved Guideline: CLSI (NCCLS) document EP6-A (2003), 23 (16)*.
8. *Protocol for Determination of Limits of Detection and Limits of Quantification: Approved Guideline: CLSI (NCCLS) document EP17-A (2004), 24 (34)*.
9. *Evaluation of Precision Performance of Quantitative Measurement Methods: Approved Guideline – Second Edition: CLSI (NCCLS) document EP5-A2 (2004), 24 (25)*.

UREA UV SL

Referințe:

URS-L-0250	8 x 25 mL
URS-L-0455	4 x 55 mL
URS-L-0400	2 x 52,5 mL
URS-L-0420	4 x 62,5 mL
URS-L-0500	5 x 125 mL

Compoziția trusei:

R1 8 x 20 mL + R2	8 x 5 mL
R1 4 x 44 mL + R2	4 x 11 mL
R1 2 x 50 mL + R2	1 x 2,6 mL
R1 4 x 50 mL + R2	2 x 26 mL
R1 5 x 100 mL + R2	1 x 127 mL



FTRO-URS-L-v20(12/2018)_PIT-URS-L-4-v20

9. *Method Comparison and Bias estimation Using Patient Samples: Approved Guideline – Second Edition*, CLSI (NCCLS) document EP9-A2 (2002), 22 (19).
10. *Interference Testing in Clinical Chemistry: Approved Guideline – Second Edition*, CLSI (NCCLS) document EP7-A2 (2005), 25 (27).
11. Vassault A., et al. Ann. Biol. Clin., (1986), 44, 686.
12. Berni, M., & Delanghe, J., *Protein precipitation as a possible important pitfall in the clinical chemistry analysis of blood samples containing monoclonal immunoglobulins: 2 case reports and a review of literature*, Acta Clin Belg., (2004), 59, 253.
13. Young, D.S., *Effects of preanalytical variables on clinical laboratory tests*, 2nd edition, AACCP Press (1997).
14. Young, D.S., *Effects of drugs on clinical laboratory tests*, 4th edition, AACCP Press (1995).

SIMBOLURI

	Dispozitiv medical de diagnosticare in vitro.
	Consultați instrucțiunile de utilizare.
	Producător
	Limită de temperatură
	Număr de lot
	Data expirării
	Nunț catalog
	Configurat
	Reactiv 1
	Reactiv 2
	Conformitate europeană

Notă

Doar pentru reț. IURS-L-0250/URS-L-0455, utilizează cu software-ul Selectra TouchPro.



URS-L-0250
PIT-URS-L-4

* Modificare față de versiunea precedentă.



ELITech Clinical Systems SAS Zone Industrielle 61500 SEES FRANCE

www.elitechgroup.com



ELITech Clinical Systems SAS Zone Industrielle 61500 SEES FRANCE

www.elitechgroup.com