

Anexa C: Consumabile









Comandarea consumabilelor

Utilizați următorul tabel pentru a localiza consumabilele necesare pentru plasarea comenzii. S-ar putea ca nu toate produsele să fie disponibile în zona dvs. Toate consumabilele sunt compatibile cu sistemul RAPIDPoint 500e. Contactați reprezentantul dvs. local de vânzări pentru a comanda consumabilele.

| Articol | Număr de material Siemens (SMN) |
|---|------------------------------------|
| Adaptor Quick pentru studiul de performanță | 10492250 |
| Adaptor Quick | 10329817 |
| Set scanner cod de bare 2D | 11416778 |
| Suport, scanner de coduri de bare | 11317626 |
| Unitate flash USB pentru RAPIDPoint 500 | 10629576 |
| Set de siguranțe | 10320798 |
| Cartuș de măsurare, RAPIDPoint 500 (100 probe) Lista completă a gazelor sanguine și CO-ox, inclusiv lactat | 10844813 |
| Cartuș de măsurare, sistemul RAPIDPoint 500 (250 probe) Lista completă a gazelor sanguine și CO-ox, inclusiv lactat | 10491447 |
| Cartuș de măsurare, sistemul RAPIDPoint 500 (400 probe) Lista completă a gazelor sanguine și CO-ox, inclusiv lactat | 10491448 |
| Cartuș de măsurare, RAPIDPoint 500 (750 mostre) Lista completă a gazelor sanguine și CO-ox, inclusiv lactat | 10491449 |
| Cartuș de măsurare, sistemul RAPIDPoint 405 (100 probe) Gaze sanguine și CO-ox | 10844811 |
| Cartuș de măsurare, sistemul RAPIDPoint 405 (250 probe) Gaze sanguine și CO-ox | 10283221 |
| Cartuș de măsurare, sistemul RAPIDPoint 405 (400 probe) Gaze sanguine și CO-ox | 10327073 |
| Cartuș de măsurare, sistemul RAPIDPoint 405 (750 probe) Gaze sanguine și CO-ox | 10323175 |

Selectați unul din următoarele butoane pentru a selecta un tip de probă:

Tabelul 1-6: Butoane pentru tipul probei

| Butonul aferent probei | Denumire probă | Descriere |
|---|--|--|
|  | Probă de sânge arterial | Selectați o seringă pentru sânge arterial. |
|  | Probă de sânge capilar | Selectați un tub capilar pentru sânge. |
|  | Probă de sânge venos | Selectați o seringă pentru sânge venos. |
|  | Probă de sânge venos amestecat | Selectați o seringă pentru sânge venos amestecat. |
|  | Probă de QC din fiolă | Selectați o fiolă pentru substanța de control a calității. |
|  | Probă de QC din seringă | Selectați o seringă pentru substanța de control a calității. |
|  | Probă AutomaticQC | Selectați substanța de control a calității din cartușul AutomaticQC. |
|  | Probă pentru determinarea pH-ului lichidului pleural | Selectați tipul de probă Pleural Fluid (Lichid pleural). |

Precizia probelor de lichid pleural (Studiu POC)

Probele de lichid pleural au fost analizate în 3 locații tip point-of-care, de către mai mulți operatori point-of-care, pe sistemul RAPIDPoint 500. Rezultatele sunt prezentate aici.

Precizia probelor de lichid pleural a fost determinată folosind mai multe sisteme RAPIDPoint 500. Probele de lichid pleural au fost măsurate pe parcursul unei singure zile, în repetiții de 5 ori pe parcursul a 3 cicluri pe zi. Următorul tabel rezumă rezultatele preciziei sistemului RAPIDPoint500.

Tabelul E-35: Precizia probelor de lichid pleural (Studiu POC)

| Level (Nivel) | n | Media | | S _r | | S _T | |
|---------------|----|-------|-------|----------------|------|----------------|----|
| | | SD | CV | SD | CV | SD | CV |
| Redus | 45 | 7,109 | 0,013 | 0,19 | 0,02 | 0,35 | |
| Mediu | 45 | 7,285 | 0,013 | 0,18 | 0,02 | 0,24 | |
| Ridicat | 45 | 7,463 | 0,014 | 0,18 | 0,02 | 0,22 | |

Liniaritate

Măsurarea pH-ului lichidului pleural pe sistemele RAPIDPoint 500 este liniară pe tot parcursul intervalului de raportare de la 7,000 de unități pH până la 7,500 de unități pH.

Compararea metodei cu un sistem comparativ

Pentru fiecare probă analizată pe sistemul RAPIDPoint 500 au fost analizate aceleași probe folosind un Radiometru ABL 835 FLEX ca analizor comparativ. A fost folosită regresia Deming pentru a determina datele statistice ale comparării metodelor. Au fost colectate date în cadrul unui studiu la punctul de îngrijire.

Tabelul E-36: Rezumat pentru pH-ul lichidului pleural al sistemului RAPIDPoint 500 comparativ cu unul al sistemului Radiometru ABL 835

| n | Pantă | Intercept | RMSE | r ² | Intervalul probelor |
|-----|-------|-----------|-------|----------------|---------------------|
| 122 | 1,059 | -0,373 | 0,016 | 0,99 | 7,011–7,452 |

| Mesaj | Cauza probabilă și acțiunea corectivă |
|---|---|
| D23 Reagent Error: 1-8 sau 10-13 | <p>Sistemul depistează dacă debitul unuia sau mai multor reactivi este inadecvat sau incorect. Sistemul efectuează automat o spălare sau o calibrare, pentru a încerca să remedieze eroarea. Dacă sistemul nu poate remedia problema, vă indică să înlocuiți cartușul de spălare/de deșeuri sau să înlocuiți ambele cartușe.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dacă vi se solicită, înlocuiți cartușele după cum este descris în mesaj. <ul style="list-style-type: none"> Consultați <i>Înlocuirea cartușului de spălare/de deșeuri</i>, pagina 5-4. 2. Dacă mesajul reappare, înregistrați-l și contactați departamentul de asistență tehnică. |
| D23 Reagent Error: 9 | <p>Sistemul depistează dacă debitul unui reactiv este inadecvat sau incorect. Sistemul efectuează automat o spălare sau o calibrare, pentru a încerca să remedieze eroarea. Dacă sistemul nu poate remedia problema, vă indică să înlocuiți portul probei. Dacă problema persistă, vi se solicită să înlocuiți cartușele.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Atunci când vi se indică acest lucru, înlocuiți portul probei cu unul nou, după cum este descris în <i>Înlocuirea portului probei</i>, pagina 6-55. 2. Dacă vi se solicită, înlocuiți cartușele, după cum este descris în <i>Înlocuirea cartușelor de măsurare și a cartușelor de spălare/de deșeuri</i>, pagina 5-6. 3. Dacă mesajul reappare, înregistrați-l și contactați departamentul de asistență tehnică. |
| D24 AQC Material Error (D24 Eroare substanță AQC) | <p>Sistemul depistează dacă debitul unuia sau mai multor substanțe de control a calității este inadecvat sau incorect. Sistemul repetă automat analiza probei QC. Dacă sistemul nu poate remedia problema, vă solicită să înlocuiți cartușul AutomaticQC.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dacă vi se solicită, înlocuiți cartușul după cum este descris în mesaj. Consultați <i>Înlocuirea cartușelor de măsurare și a cartușelor de spălare/de deșeuri</i>, pagina 5-6. 2. Dacă mesajul reappare, înregistrați-l și contactați departamentul de asistență tehnică. |

| Mesaj | Cauza probabilă și acțiunea corectivă |
|--------------------------------------|--|
| <p>Bule de aer în probă</p> | <p>Sistemul nu poate analiza proba pacientului actual sau proba QC, deoarece depășește bule de aer în probă. Acest lucru se poate întâmpla dacă proba conține bule de aer în momentul în care ați introdus-o în portul probei sau dacă există un element de obstrucție. În jurnalul de evenimente apare mesajul Bubbles in Sample (Bule de aer în probă).</p> <p>Introducerea capătului zimțat a tuburilor capilare în portul probei poate cauza, de asemenea, această problemă. Marginile ascuțite ale tuburilor capilare pot deteriora portul probei, afectând aspirarea acesteia.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Selectați Continue (Continuare) pentru a șterge mesajul, apoi înlocuiți portul probei cu un nou port al probei, atunci când vi se solicită. Consultați <i>Înlocuirea portului probei</i>, pagina 6-55. 2. Dacă vi se solicită, înlocuiți cartușele, după cum este descris în <i>Înlocuirea cartușelor de măsurare și a cartușelor de spălare/de deșeurii</i>, pagina 5-6. 3. Pentru a evita apariția bulelor de aer în probele pacienților, asigurați-vă că utilizați tehnicile recomandate de recoltare, depozitare, manipulare și amestecare, descrise în <i>Recoltarea și manipularea probelor pacienților</i>, pagina 2-6. Pentru probele QC, asigurați-vă că utilizați tehnicile de depozitare și manipulare recomandate de producător. 4. Analizați din nou proba, asigurându-vă că nu conține bule de aer, înainte de a introduce în portul pentru probă. Verificarea existenței bulelor de aer este deosebit de importantă pentru probele introduse din tuburile capilare. Dacă analizați o probă dintr-un tub capilar, asigurați-vă că introduceți capătul -șlefuit prin foc (neted) al tubului în portul pentru probă. 5. Când introduceți proba, introduceți dispozitivul de prelevare în portul probei, după cum este indicat pe ecran. |
| <p>Cal Overdue (Cal. întârziată)</p> | <p>Calibrarea a depășit intervalul maxim de calibrare. Sistemul trebuie să efectueze o calibrare înainte ca dvs. să puteți analiza probele.</p> |

| Caracteristică | Avantaje |
|---|---|
| <p>Instalarea cartușelor</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Sistemul RAPIDPoint 500e utilizează cartușe ușor de înlocuit, autonome. Spre deosebire de unele echipamente pentru gazele sanguine, nu sunt necesare flacoane externe de reactivi sau rezervoare de gaze. • Inițializarea cartușului are loc automat, fără interacțiune cu operatorul. • Nu este necesară întreținerea senzorului. • Expunerea la riscuri biologice este redusă la minimum. • Sunt disponibile cartușe pentru măsurare, care oferă o gamă largă de meniuri parametrice și mai multe teste. • Sunt disponibile cartușe care cuprind o gamă largă de volume, inclusiv 100, 250, 400 și 750 de teste pe cartuș. |
| <p>Gestionarea automată a cheagurilor</p> <p>Hardware-ul și software-ul sistemului RAPIDPoint 500e sunt proiectate pentru a detecta prezența cheagurilor și pentru a reduce la minimum impactul cheagurilor, la apariția acestora.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Cartușul pentru măsurare și sonda de aspirare ale sistemului RAPIDPoint 500e sunt proiectate pentru a reduce la minimum aspirarea cheagurilor de fibrină din sânge în calea probei. • Este inițiată o spălare specializată, atunci când sistemul detectează un cheag, indicat de D39 Obstruction error (D39 Eroare de obstrucție). Această spălare inversează sensul pompei de probe și repetă de câteva ori ciclul de spălare pentru eliminarea oricărei probe rămase. |

Vizualizarea și imprimarea datelor referitoare la calibrare

Utilizați această procedură pentru a vizualiza o listă de calibrări, pentru a imprima raportul calibrării și a trimite datele referitoare la calibrare către sistemul de gestionare a datelor RAPIDComm sau POCcelerator sau către un LIS. Pentru a vizualiza rezultatele calibrării, imprimați raportul.


1. Dacă vi se solicită, introduceți parola sau parola dumneavoastră și ID-ul operatorului.
2. Selectați butonul **Recall** (Reafișare).
3. Selectați **Calibrations** (Calibrări).

Notă Apare lista calibrărilor, prezentând calibrările în funcție de dată și oră. Lista indică dacă respectiva calibrare a fost o calibrare într-un singur punct sau o calibrare în două puncte. Lista indică, de asemenea, dacă sunt asociate mesaje de diagnosticare calibrării.

4. Selectați săgețile sus și jos pentru a vizualiza toate calibrările.
Notă Pentru a vizualiza valorile măsurării și valorile abaterii, dacă sunt disponibile, asigurați-vă că este selectat raportul de calibrare totală din opțiunile de imprimare. Consultați *Selectarea opțiunilor de imprimare*, pagina 8-41.
5. Selectați o calibrare, apoi selectați butonul **Print** (Imprimare) pentru a imprima raportul de calibrare.
Dacă sistemul RAPIDPoint 500e este conectat la un sistem de gestionare a datelor RAPIDComm sau POCcelerator, sau la un LIS, sistemul trimite și datele de calibrare către sistemul computerizat, atunci când selectați butonul **Print** (Imprimare).
6. Selectați butonul **Continue** (Continuare) de două ori pentru a reveni în fereastra **Analysis** (Analiză).

| Caracteristică | Avantaje |
|-----------------------------------|--|
| <p>Calibrare</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Sistemul programează calibrări automate. Operatorul are, de asemenea, posibilitatea de a iniția manual o calibrare. • Calibrarea este repetată automat în cazul unei eșuări inițiale a calibrării. • Evenimentele de calibrare sunt înregistrate în jurnalul de evenimente. • Sunt stabilite limite de abatere, care se află mult sub limitele semnificative din punct de vedere clinic. • Sistemul RAPIDPoint 500e nu necesită calibrarea presiunii barometrice, deoarece pungile cu reactiv sunt etanșe și, prin urmare, nu sunt sensibile la efectele presiunii barometrice. • Calibrarea retrospectivă (cunoscută și ca „Retocalibrare”) ajută la stabilizarea sistemului la inițializare și, la detectarea unor posibile substanțe interferente, încearcă să reducă la minimum efectul acestora asupra senzorilor. |
| <p>Controlul calității</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Utilizând Required QC (QC solicitat), operatorul poate personaliza sistemul astfel încât operatorii să primească notificări asupra unor controale specifice, la intervale regulate de timp. • Utilizând AutomaticQC, operatorul poate personaliza sistemul pentru a efectua analiza QC automat, fără intervenția operatorilor asupra controalelor specifice, la intervale regulate. • Acceptă utilizarea Required QC (QC solicitat) sau AutomaticQC (QC automat) pentru a întruni cerințele de reglementare. • (1) În cazul în care QC este în afara intervalului pentru un parametru, sistemul nu va raporta rezultatele probei pentru parametrul respectiv; (2) În cazul în care QC nu este efectuat la timp, va fi împiedicată analiza ulterioară a sistemului. |

Figura 1-1: Scanerul integrat de coduri de bare, ecranul tactil și imprimantă



- 1 Scanerul integrat de coduri de bare
- 2 Ecran tactil
- 3 Butonul pentru derularea hârtiei
- 4 Imprimantă

Descrierile acestor componente sunt specificate în continuare:

- Scanerul integrat de coduri de bare realizează scanarea codului de bare 1D și scanarea codului de bare 2D, pentru înregistrarea datelor de control Required QC (QC solicitat).
- Ecranul tactil poate fi înclinat pentru adaptarea la condițiile de luminozitate ambiantă, dispune de o comandă de reglare a luminozității și un mod de auto-salvare.
- Imprimanta imprimă proba pacientului, proba QC și rapoartele de calibrare.

7 Gestionarea datelor

Această secțiune prezintă următoarele proceduri:

- Copierea fișierelor de date pe o unitate flash USB
- Copierea datelor de diagnostic pe o unitate flash USB
- Vizualizarea și imprimarea datelor de calibrare și a datelor privind probele
- Instalarea noului software

Copierea fișierelor de date

Utilizați această procedură pentru copierea datelor referitoare la pacient, QC și calibrare, din sistemul RAPIDPoint 500e pe o unitate flash USB.

Copierea datelor pe o unitate flash USB vă permite să importați datele în alte programe care acceptă formatul de fișier CSV. Aceste programe includ programe de foi de calcul sau baze de date, pe care le puteți utiliza pentru analizarea sau gestionarea datelor. Consultați *Denumiri și formate de fișiere*, pagina 7-4 pentru mai multe informații despre modul de stocare a datelor în fișiere.

Notă Porturile USB trebuie să fie activate pentru a copia fișiere pe o unitate de stocare USB. Pentru un utilizator de Nivel 1 este disponibilă opțiunea de a activa sau a dezactiva porturile USB. Pentru procedura de activare a porturilor USB, dacă acestea au fost dezactivate, consultați *Opțiunea de dezactivare a porturilor USB*, pagina 8-116.

Sistemul copiază toate înregistrările pe o unitate flash USB și identifică orice înregistrări care au fost copiate anterior în coloana **Already Copied** (Deja copiate). Dacă analizați până la 30 probe pe zi și doriți să păstrați copii ale tuturor datelor, efectuați această procedură cel puțin o dată pe săptămână. Copiați datele mai frecvent dacă analizați peste 30 de probe ale pacienților pe zi.

Notă Sistemul păstrează 250 de înregistrări ale fiecărui tip de date (probe pacienți, probe QC și calibrări) pe hard disk-ul său. Atunci când discul este plin, sistemul șterge cele mai vechi înregistrări, pentru a face loc noilor date.

Notă Dacă încercați să copiați un fișier pe dispozitivul USB care are o denumire identică celei a fișierului stocat deja pe dispozitiv, sistemul vă va cere permisiunea de a suprascrie fișierul. Dacă nu suprascrieți fișierul, acesta nu va fi salvat pe unitatea flash. Dacă doriți să păstrați ambele fișiere, fie redenumiți unul dintre fișiere, fie salvați unul pe un dispozitiv de stocare separat.

Material solicitat: O unitate flash USB

Urmați această procedură pentru copierea fișierelor de date:

1. Dacă vi se solicită, introduceți parola sau parola dumneavoastră și ID-ul operatorului.
2. Selectați butonul **Recall** (Reafișare).
3. Selectați **Copy Stored Results** (Copiere rezultate stocate).

4. Introduceți o unitate flash USB într-un port USB, care este situat în partea stângă a sistemului și apoi selectați butonul **Continue** (Continuare).
Apare fereastra **Wait** (Așteptare), în timp ce sistemul copiază datele pe unitatea flash USB.
5. Atunci când vi se indică, scoateți unitatea flash USB din port, apoi selectați butonul **Continue** (Continuare).
6. Selectați butonul **Continue** (Continuare) pentru a reveni în fereastra **Analysis** (Analiză).
7. Păstrați unitatea flash USB într-un loc sigur, ferit de căldură și surse magnetice puternice, de genul aparatelor centrifuge.

Denumiri și formate de fișiere

Această secțiune prezintă informații generale despre fișierele care conțin date referitoare la sistemul RAPIDPoint.

- Denumirea fiecărui fișier indică tipul de date din fișier (P pentru pacient, Q pentru QC și C pentru calibrare), precum și ziua din anul în care a fost creat fișierul. Spre exemplu, P15.CSV conține date despre pacienți și a fost creat pe 15 ianuarie. Q46.CSV conține date QC și a fost creat pe 15 februarie, care este a 46-a zi din an.
- Fișierele de date sunt în format CSV, care utilizează o structură de înregistrare separată prin virgulă. Fișierele conțin caractere ASCII, fără nicio formatare a caracterelor. Spre exemplu, pCO_2 apare ca $pCO2$. Litera H apare în coloana de lângă un rezultat, în locul ↑ pentru a indica faptul că rezultatul este peste intervalul pacientului. Litera L apare în locul ↓ pentru a indica faptul că rezultatul este sub intervalul pacientului. Dacă rezultatul este peste sau sub intervalul de raportare, nu apare nicio valoare a parametrului, însă litera H sau L apare pentru a indica faptul că rezultatul a fost peste sau sub intervalul de raportare.
- În fiecare fișier al pacientului și QC, datele sunt organizate pe rânduri:

| Rând | Conținut |
|------------------------------|---|
| 1 | Primul rând conține titlurile coloanelor, indicând conținutul coloanelor. Fișierele care conțin date despre pacienți cuprind coloane pentru câmpuri demografice, denumirile parametrilor și intervalele pacienților. Fișierele care conțin date QC cuprind coloane pentru informații referitoare la lot și intervalele țintă, cât și denumiri ale parametrilor. Coloanele sunt prezente pentru toate datele demografice (pentru mostrele pacienților), parametrilor și intervale, chiar dacă acestea nu sunt activate din meniul Configurare. |
| 2 | Al doilea rând conține unități de măsură pentru datele demografice și parametri. |
| 3 până la finalul fișierului | Rândurile rămase conțin valori pentru fiecare înregistrare din fișier. Fiecare înregistrare conține rezultatele analizei unei singure probe. Înregistrările sunt sortate în funcție de dată, începând de la cele mai recent salvate date. |

În fiecare fișier referitor la calibrare, datele sunt organizate pe rânduri:

| Rând | Conținut |
|------------------------------|---|
| 1 și 2 | Primele două rânduri conțin titlurile coloanelor, indicând conținutul coloanelor. Datele includ coloane pentru calibrări într-un singur punct și în două puncte. Ultimele coloane sunt rezervate mesajelor din sistem, asociate cu rezultatele. |
| 3 | Al treilea rând conține unități de măsură. |
| 4 până la finalul fișierului | Rândurile rămase conțin valori pentru fiecare înregistrare din fișier. Fiecare înregistrare conține rezultate pentru o calibrare. Înregistrările sunt sortate în funcție de dată, începând de la cele mai recent salvate date. |

Copierea datelor de diagnosticare pe o unitate flash USB

Utilizați această procedură pentru copierea următoarelor tipuri de date referitoare la diagnosticare, pe o unitate flash USB:

- Fișierul jurnal
- Date referitoare la senzor

Notă Atunci când selectați datele referitoare la senzor, tipul 1 reprezintă datele din modulul senzorului cartușului de măsurare, iar tipul 2 reprezintă datele din modulul CO-ox.

Notă Porturile USB trebuie să fie activate pentru a copia fișiere pe o unitate de stocare USB. Pentru un utilizator de Nivel 1 este disponibilă opțiunea de a activa sau a dezactiva porturile USB. Pentru procedura de activare a porturilor USB, dacă acestea au fost dezactivate, consultați *Opțiunea de dezactivare a porturilor USB*, pagina 8-116.

Urmați această procedură pentru copierea fișierelor de date referitoare la diagnosticare pe o unitate flash USB:

1. Dacă vi se solicită, introduceți parola sau parola dumneavoastră și ID-ul operatorului.

2. Selectați butonul **Recall** (Reafișare).

| Tipul datelor | Procedură |
|----------------------------|---|
| Fișierul jurnal | <p>a. Selectați Copy Trace Log (Copierea fișierului jurnal).</p> <p>b. Introduceți o unitate flash USB într-un port USB, apoi selectați butonul Continue (Continuare).</p> |
| Date referitoare la senzor | <p>a. Selectați Copy Sensor Data (Copiere date referitoare la senzor).</p> <p>b. Selectați fișierul pentru copiere, apoi selectați Copy (Copiere).</p> <p>Notă Puteți copia fișiere pe o unitate flash USB care conține alte fișiere și puteți copia mai mult de un fișier pe o unitate flash USB.</p> <p>c. Introduceți o unitate flash USB într-un port USB și selectați butonul Continue (Continuare).</p> <p>Notă Pentru a copia alt fișier pe aceeași unitate flash USB, lăsați unitatea flash USB în portul USB. După ce s-a încheiat copierea, selectați butonul Continue (Continuare) pentru a reveni în fereastra Copy Sensor Data (Copierea datelor referitoare la senzor). Repetați pasul b. Selectați butonul Continue (Continuare) pentru a copia fișierul pe aceeași unitate flash USB.</p> <p>a. Selectați butoanele cu săgeată în sus sau în jos pentru a parcurge lista.</p> <p>b. Selectați proba pe care doriți să o editați și apoi selectați Results (Rezultate).</p> |

Sistemul copiază datele pe unitatea flash USB.

- În momentul în care s-a finalizat copierea, scoateți unitatea flash USB din portul USB, apoi selectați butonul **Continue** (Continuare).
- Selectați butonul **Continue** (Continuare) pentru a reveni în fereastra **Analysis** (Analiză).

Vizualizarea și imprimarea datelor referitoare la calibrare

Utilizați această procedură pentru a vizualiza o listă de calibrări, pentru a imprima raportul calibrării și a trimite datele referitoare la calibrare către sistemul de gestionare a datelor RAPIDComm sau POCcelerator sau către un LIS. Pentru a vizualiza rezultatele calibrării, imprimați raportul.

1. Dacă vi se solicită, introduceți parola sau parola dumneavoastră și ID-ul operatorului.
2. Selectați butonul **Recall** (Reafișare).
3. Selectați **Calibrations** (Calibrări).

Notă Apare lista calibrărilor, prezentând calibrările în funcție de dată și oră. Lista indică dacă respectiva calibrare a fost o calibrare într-un singur punct sau o calibrare în două puncte. Lista indică, de asemenea, dacă sunt asociate mesaje de diagnosticare calibrării.

4. Selectați săgețile sus și jos pentru a vizualiza toate calibrările.

Notă Pentru a vizualiza valorile măsurării și valorile abaterii, dacă sunt disponibile, asigurați-vă că este selectat raportul de calibrare totală din opțiunile de imprimare. Consultați *Selectarea opțiunilor de imprimare*, pagina 8-41.

5. Selectați o calibrare, apoi selectați butonul **Print** (Imprimare) pentru a imprima raportul de calibrare.

Dacă sistemul RAPIDPoint 500e este conectat la un sistem de gestionare a datelor RAPIDComm sau POCcelerator, sau la un LIS, sistemul trimite și datele de calibrare către sistemul computerizat, atunci când selectați butonul **Print** (Imprimare).

6. Selectați butonul **Continue** (Continuare) de două ori pentru a reveni în fereastra **Analysis** (Analiză).

Vizualizarea și imprimarea datelor referitoare la totalul probelor

Utilizați această procedură pentru vizualizarea totalului de probe, care include:

- Numărul total de analize ale pacienților și analize QC (de la probe QC care nu au cod de bare) pentru sistem
- Numărul de analize ale pacienților pentru fiecare parametru

Probe pentru Required QC (QC solicitat) și AutomaticQC și orice alte probe QC, care au cod de bare nu sunt incluse în totalul probelor.

1. Dacă vi se solicită, introduceți parola sau parola dumneavoastră și ID-ul operatorului.
2. Selectați butonul **Recall** (Reafișare).
3. Selectați **Sample Totals** (Total probe).
Sistemul afișează totalul probelor.
4. Selectați butonul **Print** (Imprimare) pentru a imprima totalul probelor, dacă este cazul.
5. Selectați butonul **Continue** (Continuare) de două ori pentru a reveni în fereastra **Analysis** (Analiză).