

2010-12-01 (version 2-2)  
2010-03-01 (version 2-1)



Denumirea produsului : Suturile Nylon

Nu reutilizați  
Citiți instrucțiunile înainte de utilizare

#### Avertismente

1. Risc de dehiscența rănilor poate varia în funcție de locul de aplicare; Prin urmare, acest produs ar trebui să fie utilizat numai de către chirurghi instruit corespunzător, acest produs trebuie utilizat numai de către chirurghi instruit corespunzător și calificat cu: proceduri chirurgicale, tehnici și manipulare ale suturile
2. Când utilizați sutura rana pe contaminate sau infectate, efectuează tratament chirurgical apropiate înainte de utilizare
3. As with any foreign body, when the suture comes in long-term contact with salt solutions, such as in urinary or gall bladder symptoms, it can cause formation of calculus

#### Contraindicații și Interdicții

1. Nu folosiți pe pacient cu sensibilitate și / sau alergie la metale
2. Deși acest sutura este neabsorbabilă, ea își pierde încet puterea de tracțiune in vivo, așa cum se descompune în timp. Nu utilizați pe regiune care necesită rezistență la tracțiune permanentă.
3. Nu folosiți decât în domeniile oftalmologie și Dental
4. Reutilizarea sau re-sterilizare ar putea compromite grav integritatea structurală și / sau ar putea duce la deteriorarea sau infecție la pacienții
5. După deschiderea ambalajului, aruncați produsele care nu au fost utilizate

#### Forma și structura

1. Acest produs este oxid de etilenă sterilizat sutură neresorbabile cu ac
2. Materii prime principal
  - 1) Sutura: Nylon 66.  
Acoperire: Silicon (împletitură sutura numai)
  - 2) Ac din oțel inoxidabil (care conține nichel și crom)  
Acoperire: Silicon
3. Structura: USP Standard compatibil
4. Sutura, knot și să sprijine rănilor în conformitate cu suture's rezistență la tracțiune individuală

#### Performanță, uz și efectul

Acest produs este utilizarea de sutură, knot și / sau de sprijin de răni

#### Specificarea Articolul

1. Suprafața este netedă și nu are cicatrici, fisuri, rupturi sau alte defecte care ar putea da probleme asupra utilizare
2. Puncte forte și dimensiuni sunt conforme cu standardele USP

#### Funcționare și utilizare

Utilizarea în conformitate cu procedurile de sutura ordinare. Acesta sutura este un produs de unică folosință, medical și este destinat pentru o singură -utilizarea și nu pot fi reutilizate.



Utilizați produsul de primul, luând pachetul interior noastră din ambalajul exterior. Atunci produsul de deschiderea ambalajului interior

### **Precauții pentru utilizare**

#### 1. Precauții pentru utilizare

- 1) Selectați o lungime și mărime de sutura adecvate pentru fiecare scop chirurgical.
2. Măsuri importante
  - 1) Nu utilizați acest produs altele decât de uz medical
  - 2) Selectați un tip adecvat de sutură. Utilizarea în conformitate cu procedurile chirurgicale obișnuite.
  - 3) Pentru a evita deteriorarea ac și capătul nituite, fixa acul într-o zonă de o treime 1/3 la jumătate 1/2 din distanța de la capătul nituite, până la punctul de ac. În cazul în care a avut loc la orice alt moment, aceasta poate provoca degradarea calității, cum ar fi ruperea acului
  - 4) Nu utilizați ace deformatate sau avariate; aceasta poate provoca ruperea acului
  - 5) În cazul în care un ac care a fost îndoită este remodelat, se poate degrada îndoitură rezistență și Cauza și / sau ruperea acului; Prin urmare, nu utilizați un ac care a fost îndoită
  - 6) Deteriorarea acului poate deveni cauza pentru: timp chirurgie prelungit, posibilitatea de a repeta chirurgie, și restul de corp străin
  - 7) Selectați o forceps adecvate pentru dimensiunea și funcția acului. În timpul funcționării, să ia precauție pentru a preveni accidental puncție ac de chirurgi
  - 8) În timpul intervenției chirurgicale, puncție accidentală cu ac contaminat poate duce la infecții patogene, legate de tulburari de sange.
  - 9) Nu folosiți acul pentru a trage împreună marginile plăgii
  - 10) În manipularea sutura, pentru a evita zdrobirea-l cu forcepsul sau de încurcare se la peste dispozitive
  - 11) În manipularea sutura, pentru al proteja de daune, pentru a evita frecarea-l la alte dispozitive
  - 12) Securitate nodul adecvat necesită tehnica chirurgicala acceptat de noduri chirurgicale. Alte aruncă de noduri ar trebui să fie la latitudinea chirurgului
  - 13) Nu se aplică această sutura regiunilor chirurgicale sau tehnici care necesită mai mari de putere farmacopeias pentru fiecare mărime de sutură

### 3. **Reacții adverse**

Acest posibilele reacții adverse ale acestui produs include următoarele

- 1) Nerespectarea de sutura poate avea loc cu pacientii care sufera de vindecarea ranilor buna de cauza: vârstă, alimentație săracă, anemiere, cancer, anemie, obezitate, diabet zaharat si / sau alte boli
- 2) Dispariția treptată a rezistenței la tracțiune
- 3) Hipersensibilitate locală temporară a plăgii
- 4) Defectarea suturii în absența tratamentului adecvat, cum ar fi sutura suplimentare, pe regiuni care necesită extensivă tragere de țesut pentru sutura
- 5) Granularea, fibroplasias, formarea puroiului, și sângerare
- 6) Infecția plăgii
- 7) Inflamația țesutului din reacție de corp străin (cum ar fi conjunctiva, blepharedema, etc.)
- 8) Inflamația, sângerare, reacția țesut, granularea, formarea cheloide și depunerea de țesut- fluid pe regiuni suturate.



#### 4. Alte precauție

1) După utilizare, aruncați în mod corespunzător această sutură ca deșeuri medicale

#### Depozitarea și data expirării

##### Depozitarea

- 1). Acest produs este sensibil față de chimicale (cum ar fi peroxidul de hidrogen  $H_2O_2$ , hipoclorit de sodiu  $NaClO$ ,  $CH_3COOOH$  Acetil hidroperoxid, etc.) Prin urmare, stoca gratuit de astfel de chimicale
- 2) Păstra la temperatura camerei, departe de căldură, umiditate și lumina directă a soarelui. În caz contrar, le poate provoca să scadă în funcție, sau rid, poftă de mâncare, exfoliere suprafață a materialului de ambalare.
- 3) Produsele se pot modifica datorită îmbunătățirilor. Folositi-le pe primul într-o primă bază ieșire
- 4) Check the expiration date on the product if it has been conceived to be stored improperly, even if it is within the expiration date

##### Data expirării

- 1) Acest produs poate fi folosit până la 5 ani de la data de producție, așa cum este indicat pe etichetă pachet, atâta timp cât se menține în conformitate cu condițiile adecvate de depozitare

#### Precauție la manipulare

- 1) Nu utilizați dacă ambalajul este deteriorat sau contaminat
- 2) Evitați cicatrici și pori asupra materialului pachet

#### Ambalare

12 bucăți pe cutie

#### Producător

Mani, INC

8-3, Kizohara Industrial Park, Utsonomia, Tochigi

321-3231 Japan.

TEL. \*81 28 667 75 65

#### Reprezentat autorizat

Lenses Grup SRL

Chisinau 2001,

Str. Fierarilor 2.

Tel. 069 11 33 56