

Neutralizator pe bază de acid citric
pentru reprocessarea automată a
dispozitivelor medicale dispozitive și
accesorii de laborator

thermosept® NKZ

Avantajele noastre

- fără fosfați și surfactanți
- blând cu materialul
- împiedică depozitarea
- optimizează rezultatele curățării după curățarea neutră
- neutralizare eficientă după curățarea alcalină

Domenii de aplicare

thermosept® NKZ este utilizat pentru reprocessarea instrumentelor chirurgicale și microchirurgicale, a recipientelor din oțel inoxidabil, a endoscoapelor rigide, a materialelor anestezice, a pantofilor de teatru de operație și a sticlelor pentru bebeluși sau a echipamentului de laborator după curățarea alcalină, pentru a evita răspândirea reziduurilor alcaline. În plus, este de asemenea adecvat pentru pre-curățarea acidă a instrumentelor din oțel inoxidabil. thermosept® NKZ poate fi utilizat în mașinile de spălat / dezinfectat și în mașinile de spălat / dezinfectat cu mai multe camere.

Instrucțiuni de folosire

Dozare:

după curățarea alcalină: 0,1 - 0,2% (1 - 2 ml / l) după curățarea neutră: 0,1% (1 ml / l)

Utilizarea apei demineralizate în etapa de clătire finală este recomandată în general.

Dozare pentru pre-curățare acidă a materialelor rezistente la acizi: 0,2 - 0,5% (2 - 5 ml / l) la 40 ° C - 60 ° C, timp de contact de aprox. 30 minute. Clătirea cu apă demineralizată este necesară.

Dozarea se face prin pompe dozatoare integrate cu mașina. Rețineți recomandările producătorilor de mașini și instrumente.



Date despre produs

Compoziție:
acizi organici

Date chimico-fizice

Culoare	incolor
Densitate	ca. 1,17 g / cm ³ / 20 ° C
Punct de aprindere	Nu se aplică
Formă	lichid
pH	ca. 2/20 ° C / concentrat
Viscositate, dynamicitate	ca. 4 mPa * s / Metodă: ISO 3219

Informații despre mediu

Procesele de producere Schülke sunt avansate vedere economic, sigure și ecologice, menținând în același timp un nivel înalt de calitate.

Expertiză și informații

Vizitați site-ul nostru pentru o prezentare generală a tuturor opțiunilor disponibile literatură / rapoarte despre produs: www.schuelke.com. Pentru întrebări individuale:

Serviciu Clientelă

Phone: +49 40 52100-666

E-Mail: info@schuelke.com



Schülke & Mayr GmbH holds a Manufacturer's Authorisation according to sect 13 para 1 German Drug Law and Certificates of GMP Compliance for medicinal products.



schülke Headquarters

Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Germany
Phone +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

Schülke & Mayr UK Ltd.
1 Jenkin Road
GB-Sheffield S9 1 AT
Phone +44 (0) 1142 - 5435 - 00
Fax +44 (0) 1142 - 5435 - 01
www.schuelke.co.uk
mail.uk@schuelke.com

Schülke & Mayr Ges.m.b.H.
Seidengasse 9
1070 Wien, Austria
Phone +43 (0) 1 - 5232501-0
Fax +43 (0) 1 - 5232501-60
www.schuelke.at
office.austria@schuelke.com