

CURĂȚARE

3. Urmăți măsurile de precauție universale pentru îmbrăcăminte de protecție atunci când manipulați și curățați echipamentul contaminat.



4. Se recomandă ca instrumentele să fie curățate cât mai curând posibil după utilizare.

PREGĂTIRE PENTRU CURĂȚARE

5. Scoateți acul de trecere a suturii din mâner și aruncați imediat în conformitate cu politica și procedura spitalului.

6. Lăsați fâlcile pentru dispozitivul de trecere a suturii în poziția deschisă înainte de curățare și sterilizare.

7. Pre-curățați instrumentele la punctul de utilizare pentru a preveni uscarea încărcăturii biologice și a solului organic: ștergeți cu un prosop/burete umezit, clătiți resturile grosiere cu apă rece, clătiți dispozitivele cu apă rece, apoi înmuiați în apă la 22°C-43°C / 72°F-110°F pentru a preveni coagularea sângelui și a proteinelor pe dispozitiv. Temperatura apei de pre-clătire nu trebuie să depășească 45°C (113°F).

Notă: Soluția salină nu este recomandată deoarece are un efect coroziv asupra anumitor metale.

8. Mențineți umiditatea în timpul transportului de la punctul de utilizare la zona de decontaminare.

CURĂȚARE MANUALĂ

9. Curățați sub jet de apă pentru a preveni aerosolizarea microorganismelor.

10. Clătiți excesul de pământ de pe instrument.

11. Instrumentul trebuie curățat folosind o soluție de detergent cu pH neutru.

12. Urmăți recomandările producătorilor soluției de detergent pentru preparare și utilizare.

13. Folosind o perie cu peri moi, aplicați soluție de detergent pe toate suprafețele interioare și externe, asigurându-vă că toate părțile mobile sunt curățate atât în poziție deschisă, cât și în poziție închisă. Repetați procesul de curățare până când instrumentul este vizibil curat. Notă: Curățați canulele și găurile folosind o perie adecvată pentru a vă asigura că diametrul și adâncimea completă a caracteristicii sunt atinse.

14. Clătiți sub jet de apă de la robinet (temperatura minimă 38°C/ 100,4°F) timp de minim 30 de secunde folosind minimum 1 litru de apă de clătire, asigurându-vă că apa curentă trece prin toate crăpăturile și canulele.

15. Asigurați-vă că instrumentul este vizibil fără reziduuri de detergent sau de curățare.

CLĂTIRE FINALĂ

16. Clătiți sub jet de apă deionizată (temperatura minimă 25°C/ 77°F) folosind un volum minim de 1 litru de apă de clătire timp de minim 30 de secunde pentru a îndepărta reziduurile de detergent sau resturile de pe dispozitiv.

INSPECTIE

17. Verificați pentru curățenie. Asigurați-vă că instrumentul nu are resturi vizibile și/sau pământ. Nerespectarea instrucțiunilor de curățare poate compromite sterilitatea dispozitivului.

USCARE

18. Uscați dispozitivul folosind un prosop curat, fără scame, până când este vizibil fără picături de apă și/sau condens.

LUBRIFIERE

19. Dacă mecanismul de declanșare a dispozitivului de declanșare a pastorului de sutură se leagă, lubrifierea pieselor în mișcare poate fi efectuată cu un lubrifiant „de calitate medicală penetrabil cu abur”, în conformitate cu instrucțiunile producătorului de lubrifianți înainte de sterilizare.

Notă: Utilizarea lubrifiantilor pe bază de silicon sau ulei poate inhiba sterilizarea și nu este recomandată.

STERILIZAREA LA ABUR

20. Pregătiți dispozitivul de trecere a suturii astfel încât toate suprafețele să aibă contact direct cu aburul. Asigurați-vă că balamaua maxilarului este deschisă.

21. Dispozitiv de ambalare dublă folosind folie de sterilizare aprobată de FDA.

22. Sterilizați conform următorilor parametri.

Parametrii de sterilizare pentru dispozitivul de trecere a suturii folosind tava SRS (tava RCR) cu instrumente sau dispozitiv de trecere a suturii ambalate individual.				
Metoda	Ciclu	Temperatura Minimă	Expunerea Minimă	Ciclu Minim de uscare
Abur(împachetat)	Pre-Vacuum	270°F (132°C)	4 minute	20 minute
Abur(împachetat)	Gravitație	250°F (121 °C)	30 minute	25 minute

Pentru sterilizarea instrumentelor într-o tavă, consultați instrucțiunile furnizate cu tava de instrumente specifică.

Notă: 1. Poate fi necesar un timp suplimentar de uscare pentru dispariția completă a căldurii și umidității.

2. Performanța dispozitivului de trecere a suturii Spectrum® AutoPass TM a fost demonstrată până la 134°C și 2 bar timp de 18 minute.