









2.3.6 Operarea meniului

Consola afișează opțiuni pe care utilizatorul le poate regla din butonul meniului. Opțiunile se afișează pe ecranul din stânga și reglarea pe partea dreaptă. Toate ajustările sunt actualizate imediat. Consultați tabelul de mai jos pentru mai multe informații.



Buton	Descriere	Ecran
	Audio - Utilizați pentru a regla nivelul volumului de la 1 la 10. Apăsați butonul Tone (Ton) pentru a activa. Apăsați butonul Voice (Voce) pentru a activa.	<p>Voce</p> <p>Tonuri</p> 
	Luminozitate - Utilizați pentru a regla luminozitatea ecranului de la 1 la 10. Folosiți butoanele din stânga și din dreapta pentru a selecta ecranul de reglat.	
	Memorie zilnică - Activează sau dezactivează capacitatea de a stoca ultima configurație folosită de chirurg.	<p>DAY TO DAY</p>  <p>Activare Dezactivare</p>
	Indexarea ferestrei - Utilizați pentru a activa sau dezactiva capacitatea de indexare a ferestrei	<p>WINDOW INDEXING</p>  <p>Activare Dezactivare</p>