


OMNI[®]

One life means
everything



Therapeutic Flexibility


Why settle for less? With OMNI® you can switch between different renal therapies and dilution modes as required.



The OMNI®* acute blood purification system for extracorporeal blood treatments offers multiple Continuous Renal Replacement Therapies (CRRT) and anticoagulation modes. In combination with secondary cartridges or adsorbers, it can serve as a platform for other therapies for extracorporeal multiorgan support of critically ill patients.

Available treatment modalities:

- CVVH (continuous venovenous hemofiltration)
- CVVHD (continuous venovenous hemodialysis)
- CVVHDF (continuous venovenous hemodiafiltration)
- SCUF (slow continuous ultrafiltration)
- TPE (therapeutic plasma exchange)
- The system can also perform CO₂ removal and adsorptive therapies in combination with CRRT.



Treatment Effectiveness

The OMNI® can give you the freedom and the capability to offer your patients the appropriate form of therapy.

As one of the worldwide leaders in the field of extracorporeal blood treatments, B. Braun always strives for a higher level of quality and reliability:



98 % renal dose achievement with less than 5 % down time in CVVHD RCA¹ by compensating certain therapy interruptions




Smart bag movement recognition to reduce unnecessary alarms and therapy interruptions



Patient Care Mode for temporary treatment pauses



An intelligent fluid concept for reduction of alarms and regulation of fluid volumes





Handling & Design

OMNI® has been designed with its users in mind. Thanks to the compact design and low weight, it is easy to move the machine inside the ICU. The fully pre-connected Plug & Play OMNIset® can reduce workloads for setup, loading and priming and shorten time required for training.



Automatic priming time of approximately 10 minutes for CRRT and 11 minutes for TPE



Intuitive user interface with step-by-step guidance through the therapy process





Lightweight device (approximately 62 kg) with good mobility and a small footprint allows for easy transport and positioning in the ICU



Barcode scanner ensures the right OMNIset® for the right therapy



Customizable screensaver visible from a distance of 10 meters



Adjustable screen brightness and alarm volumes to align with Silent ICU standards

OMNIset®

Fully pre-connected Plug & Play set

OMNIset®* is a pre-connected Plug & Play set designed to provide full flexibility for healthcare professionals to reduce preparation time and workload during the set-up, loading and priming process.





Therapeutic Flexibility

- The fully pre-connected OMNIset® and the easy step-by-step on-screen instructions make setting up the OMNI® simple and fast
- Auto-priming of only 10 minutes for CRRT modalities

Handling & Design

- Fully pre-connected tubing set (including Integrated Warmer bag), color coded lines and connectors, with additional written indication on the Citrate & Calcium lines help to prevent mistakes during set-up

OMNIset®*

Product	Range
OMNIset®	0.8 m ² – 1.6 m ²
OMNIset® Pro	0.8 m ² – 1.6 m ²
OMNIset® TPE	0.5 m ² – 0.7 m ²
OMNIset® L validated for up to 96h	1.6 m ²
OMNIset® Plus	1.6 m ²
OMNIset® ECCO2R	1.6 m ²

OMNIbag®

Product	Size
OMNIbag®	7000 ml Effluent Bag standard
OMNIbag®	7000 ml Effluent Bag with drainage function

Two solutions – one goal

Driving progress in acute blood purification



Duosol® solution for hemofiltration

A sterile ready-to-use solution for hemofiltration indicated for use in patients with acute renal failure of any cause requiring continuous hemofiltration.

Composition of the ready-to-use solution

Na ⁺ mmol/l	K ⁺ mmol/l	Ca ⁺⁺ mmol/l	Mg ⁺⁺ mmol/l	Cl ⁻ mmol/l	HCO ₃ ⁻ mmol/l	Glucose mmol/l	Theoret. osmolarity mOsm/l
140	0	1.5	0.5	109	35.0	5.6	292
140	2	1.5	0.5	111	35.0	5.6	296
140	4	1.5	0.5	113	35.0	5.6	300

Packaging type: 1 box contains 2 bags, pallet assembly: 60 boxes

B. Braun Bicarbonate calcium-free solution

A dialysis solution for CVVHD when using citrate anticoagulation.

Composition of the ready-to-use solution

Na ⁺ mmol/l	K ⁺ mmol/l	Ca ⁺⁺ mmol/l	Mg ⁺⁺ mmol/l	Cl ⁻ mmol/l	HCO ₃ ⁻ mmol/l
136	4	0	0.75	116.5	25
136	2	0	0.75	114.5	25


Packaging type: 1 box contains 2 bags, pallet assembly: 60 boxes

Other formulations and solutions suitable for the use under regional citrate anticoagulation are available upon request.

Please contact your B. Braun representative.



The Duosol[®] solution and bag



Implementing innovation

Our aim in research and development was not only to provide a perfect solution but also a convenient and contemporary double-chamber bag system.

With Duosol[®] you have a versatile ready-to-use solution in a handy double-chamber bag made of materials fully tested for biocompatibility.



Features at a glance:

- Double-chamber bag
- PVC, Latex and DEHP-free
- Bicarbonate buffered
- Suitable for CRRT
- Simple mixing and usage
- 2-year shelf life

Mandatory Information

Duosol® without Potassium /with 2 mmol/l Potassium /with 4 mmol/l Potassium Hemofiltration Solution				
Composition: Duosol® without Potassium Hemofiltration Solution:				
Active ingredients:	Small chamber Electrolyte solution		Large chamber Bicarbonate solution	
	555 ml contain	per 1000 ml	4445 ml contain	per 1000 ml
Sodium chloride	2.34 g	4.21 g	27.47 g	6.18 g
Calcium chloride dihydrate	1.10 g	1.98 g	–	–
Magnesium chloride hexahydrate	0.51 g	0.91 g	–	–
Glucose monohydrate	5.49 g	9.90 g	–	–
corresponding to anhydrous glucose	5.0 g	9.0 g		
Sodium hydrogen carbonate	–	–	15.96 g	3.59 g
Electrolytes:	[mmol/ chamber]	[mmol/l]	[mmol/ chamber]	[mmol/l]
Na ⁺	40.0	72	660	149
Ca ²⁺	7.5	13.5	–	–
Mg ²⁺	2.5	4.5	–	–
Cl ⁻	75.0	135	470	106
HCO ₃ ⁻	–	–	190	42.8
Theoretical osmolarity [mOsm/l]	275		297	

Composition of the ready-to-use hemofiltration solution after mixing: 1000 ml of ready-to-use hemofiltration solution contain: Na⁺ 140 mmol/l; Ca²⁺ 1.5 mmol/l; Mg²⁺ 0.5 mmol/l; Cl⁻ 109 mmol/l; HCO₃⁻ 35.0 mmol/l; anhydrous glucose 5.6 mmol/l (equivalent to 1.0 g).

Duosol® with 2 mmol/l Potassium Hemofiltration Solution:				
Active ingredients:	Small chamber Electrolyte solution		Large chamber Bicarbonate solution	
	555 ml contain	per 1000 ml	4445 ml contain	per 1000 ml
Sodium chloride	2.34 g	4.21 g	27.47 g	6.18 g
Potassium chloride	0.74 g	1.34 g	–	–
Calcium chloride dihydrate	1.10 g	1.98 g	–	–
Magnesium chloride hexahydrate	0.51 g	0.91 g	–	–
Glucose monohydrate	5.49 g	9.90 g	–	–
corresponding to anhydrous glucose	5.0 g	9.0 g		
Sodium hydrogen carbonate	–	–	15.96 g	3.59 g
Electrolytes:	[mmol/ chamber]	[mmol/l]	[mmol/ chamber]	[mmol/l]
Na ⁺	40.0	72	660	149
K ⁺	10.0	18.0	–	–
Ca ²⁺	7.5	13.5	–	–
Mg ²⁺	2.5	4.5	–	–
Cl ⁻	85.0	153	470	106
HCO ₃ ⁻	–	–	190	42.8
Theoretical osmolarity [mOsm/l]	311		297	

Composition of the ready-to-use hemofiltration solution after mixing: 1000 ml of ready-to-use hemofiltration solution contain: Na⁺ 140 mmol/l; K⁺ 2.0 mmol/l; Ca²⁺ 1.5 mmol/l; Mg²⁺ 0.5 mmol/l; Cl⁻ 111 mmol/l; HCO₃⁻ 35.0 mmol/l; anhydrous glucose 5.6 mmol/l (equivalent to 1.0 g).

Duosol® with 4 mmol/l Potassium Hemofiltration Solution:				
Active ingredients:	Small chamber Electrolyte solution		Large chamber Bicarbonate solution	
	555 ml contain	per 1000 ml	4445 ml contain	per 1000 ml
Sodium chloride	2.34 g	4.21 g	27.47 g	6.18 g
Potassium chloride	1.49 g	2.68 g	–	–
Calcium chloride dihydrate	1.10 g	1.98 g	–	–
Magnesium chloride hexahydrate	0.51 g	0.91 g	–	–
Glucose monohydrate	5.49 g	9.90 g	–	–
corresponding to anhydrous glucose	5.0 g	9.0 g		
Sodium hydrogen carbonate	–	–	15.96 g	3.59 g
Electrolytes:	[mmol/ chamber]	[mmol/l]	[mmol/ chamber]	[mmol/l]
Na ⁺	40.0	72	660	149
K ⁺	20.0	36.0	–	–
Ca ²⁺	7.5	13.5	–	–
Mg ²⁺	2.5	4.5	–	–
Cl ⁻	95.0	171	470	106
HCO ₃ ⁻	–	–	190	42.8
Theoretical osmolarity [mOsm/l]	347		297	

Composition of the ready-to-use hemofiltration solution after mixing: 1000 ml of ready-to-use hemofiltration solution contain: Na⁺ 140 mmol/l; K⁺ 4.0 mmol/l; Ca²⁺ 1.5 mmol/l; Mg²⁺ 0.5 mmol/l; Cl⁻ 113 mmol/l; HCO₃⁻ 35.0 mmol/l; anhydrous glucose 5.6 mmol/l (equivalent to 1.0 g).

Other ingredients: *Electrolyte solution (small chamber):* Hydrochloric acid 25% (for pH adjustment), Water for Injections; *Bicarbonate solution (large chamber):* Carbon dioxide (for pH adjustment), Water for Injections

Indications: The ready-to-use solution is indicated for use in patients with acute renal failure of any origin who require continuous hemofiltration.

Contraindications

Duosol® without Potassium Hemofiltration Solution/Duosol® with 2 mmol/l Potassium Hemofiltration Solution: *Specific contraindications related to the ready-to-use hemofiltration solution:* Hypokalemia, metabolic alkalosis. *General contraindications related to hemofiltration:* Acute renal failure with pronounced hypercatabolism, where uremic symptoms can no longer be managed by hemofiltration; inadequate blood flow from the vascular access; any condition associated with increased risk of bleeding due to systemic anticoagulation.

Contraindications

Duosol® with 4 mmol/l Potassium Hemofiltration Solution: *Specific contraindications related to the ready-to-use hemofiltration solution:* Hypokalemia, metabolic alkalosis. *General contraindications related to hemofiltration:* Acute renal failure with pronounced hypercatabolism, where uremic symptoms can no longer be managed by hemofiltration; inadequate blood flow from the vascular access; any condition associated with increased risk of bleeding due to systemic anticoagulation.

Adverse reactions: No adverse reactions have been reported that could be directly associated with the bicarbonate-buffered hemofiltration solution. However, the following adverse effects may occur as a consequence of treatment or may be induced by the solution used: Hyperhydration or dehydration, electrolyte imbalance (e.g. hyperkalemia), hypophosphatemia, hyperglycemia, metabolic alkalosis, hypertension, hypotension, nausea, vomiting, muscle cramps.

Warnings: For intravenous use. Refer to the package leaflet. Keep out of reach of children.

Date of information: February 2019. **Pharmacy-only medicine.**

Marketing Authorization Holder: B. Braun Avitum AG, Schwarzenberger Weg 73-79, 34212 Melsungen, Germany

Country-specific marketing authorization for Duosol. Further information on request.

Indications

The ready-to-use solution is indicated for use in patients with acute renal failure of any cause requiring continuous haemofiltration.

Contraindications

Ready-to-use solution dependent contraindications:

- Hypokalaemia (0 and 2 mmol/l potassium)
- Hyperkalaemia (4 mmol/l potassium)
- Metabolic alkalosis

Hemofiltration dependent contra-indications:

- Acute renal failure with marked metabolic processes (hypercatabolism), if the uraemic symptoms cannot be corrected any longer by haemofiltration
- Inadequate blood flow from the vascular access
- All states with elevated hemorrhage risk on account of systemic anticoagulation.

Pregnancy

There are no data from the use of Duosol® in pregnant woman or from animal studies. However, because all the ingredients of the solution for haemofiltration are physiological substances that serve to replace essential plasma components removed by haemofiltration, no risks for the unborn child are to be expected. The use of Duosol® may be considered during pregnancy, if necessary.

Lactation

Because all the ingredients of the solution for haemofiltration are physiological substances that serve to replace essential plasma components removed by haemofiltration, no risks for the child are to be expected. The use of Duosol® may be considered during lactation, if necessary.

Fertility

Because all the ingredients of the solution for haemofiltration are physiological substances that serve to replace essential plasma components removed by haemofiltration, no effects on fertility are to be expected.

Undesirable effects

There have been no reports of adverse events or undesirable effects that might possibly be associated with the bicarbonate-buffered solution for hemofiltration. However, the following adverse reactions could result from the treatment or the solution used: Hyper- or dehydration, electrolyte disturbances (e.g. hypokalaemia, hyperkalaemia), hypophosphataemia, hyperglycaemia and metabolic alkalosis, nausea, vomiting, muscle cramps, hypertension and hypotension.

Marketing authorization holder:

B. Braun Avitum AG
Schwarzenberger Weg 73-79
34212 Melsungen, Germany

Duosol™ for Continuous Renal Replacement Therapy

Sterile bicarbonate based dialysate



- Easy to use
- Color-coded labels
- Cost effective

Duosol™ for Continuous Renal Replacement Therapy

bicarbonate dialysate in a two-chamber bag

Duosol is a ready-to-use bicarbonate dialysate solution supplied in single use two-chamber bags. It is intended for use with systems used for CRRT.



Color-coded bags with large print

- Break one simple seam for easy and efficient preparation.
- 5L bags minimize bag changes.
- Luer lock connections reduce risk of contamination.
- Color-coded based on Potassium content.
- Available in a variety of formulations to meet your CRRT protocol.

	Na	K	Ca	Mg	Cl	Lactate	HCO ₃	Glucose g/L	Est. mOsmL
4551 Bicarbonate 35 Dialysate K0/Ca3 (mEq/L)	140	0	3	1	109	0	35	1	292
4552 Bicarbonate 35 Dialysate K2/Ca3 (mEq/L)	140	2	3	1	111	0	35	1	296
4553 Bicarbonate 25 Dialysate K2/Ca0 (mEq/L)	136	2	0	1.5	115	0	25	0	278
4554 Bicarbonate 32 Dialysate K2/Ca0 (mEq/L)	136	2	0	1.5	107.5	0	32	0	278
4555 Bicarbonate 35 Dialysate K4/Ca3 (mEq/L)	140	4	3	1	113	0	35	1	292
4556 Bicarbonate 25 Dialysate K4/Ca0 (mEq/L)	136	4	0	1.5	117	0	25	0	282

B. Braun Medical is your partner in CRRT. We offer a complete line of products for Continuous Renal Replacement Therapy and Plasma Therapies.

For more information, please contact your B. Braun Renal Therapies Division sales representative, or call Customer Support at **1-800-848-2066**. You can email us at rtd.us@bbraun.com.



Handling Instructions in Four Easy Steps



Open the bag's outer packaging on the side where the hanger holes are located and tear off the outer foil completely.



Unfold the bag and place it on a flat surface.



Squeeze the corners of the small chamber with both hands until the sealing seam between the two chambers starts to open.



Then, press on the large chamber with both hands to ensure the sealing seam is completely open. After mixing, the solution is ready for use.

NOTE: This informational sheet is not intended to replace the Instructions for Use for the B. Braun Bicarbonate Dialysate solution, or an institution's policies and procedures. Before using the B. Braun Bicarbonate Dialysate, Users should read and be familiar with the complete Instructions for Use and the institution's policies and procedures.

NOTE:

- Break inner cone above luer lock connection in a forward and backward direction to initiate flow.
- DO NOT USE if container seals or inner cone have been damaged.

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

Renal Therapies Division

Customer Service: 800-848-2066

24/7 Technical Service: 800-621-0445

Soluție cu bicarbonat (Duosol)

Duosol™ este o soluție de dializă / hemofiltrat pe bază de bicarbonat (bicarbonat de sodiu) produsă de B. Braun, destinată tratamentelor de terapie renală de substituție continuă (CRRT), inclusiv pe aparatele din seria OMNI.

Este un lichid steril, gata de utilizat furnizat în pungi cu două camere (double-chamber), conceput pentru preparare ușoară imediat înainte de utilizare.

- Prin ruperea unei cusături simple cele două componente se amestecă, generând soluția finală de utilizat în procedură.
- Ambalajul e color-codificat pe bază de conținutul de potasiu pentru identificare rapidă a formulei.



Utilizare clinică

Indicații principale:

- Soluție de hemofiltrare / dializă continuă (CRRT) în insuficiența renală acută sau alte situații în care este necesară înlocuirea funcției renale continuă.

Scop terapeutic:

- Corectează echilibrul electrolitic și metabolic
- Bicarbonatul asigură un buffer fiziologic pentru corectarea metabolic acidozei asociate insuficienței renale.

Caracteristici principale

- ✓ *Bicarbonat-buffered* – ajută la menținerea echilibrului acido-bazic în timpul dializei.
- ✓ *Non-pyrogenic, steril* – reduce riscul de contaminări.

- ✓ Sistem de pungi cu două camere pentru siguranță și amestec fiabil.
- ✓ Conexiuni Luer-lock – montare sigură la linia de dializă.
- ✓ Mai multe formule de electroliți (potasiu 0, 2 sau 4 mmol/L, cu sau fără calciu etc.).
- ✓ Volum tipic: 5000 mL per pungă.

Compoziție tipică (după amestec)

Valorile variază în funcție de formulă, dar un exemplu pentru varianta standard include:

- $\text{Na}^+ \sim 140 \text{ mmol/L}$
- $\text{HCO}_3^- \sim 35 \text{ mmol/L}$
- $\text{K}^+ \text{ — } 0 / 2 / 4 \text{ mmol/L}$ (conform variantei)
- Ca^{2+} , Mg^{2+} , Cl^- , glucoză în concentrații ajustate pentru echilibru electroliți

Note practice

-Alegerea formulei potrivite (ex.: cu sau fără potasiu, cu niveluri diferite de bicarbonat) trebuie făcută de medicul specialist în funcție de starea electrolitică și necesarul pacientului.


Fiind soluție sterilă pentru perfuzie/CRRT, utilizarea e strict în context medical sub supraveghere.

Sterile Bicarbonate Solution

2 x 5000 ml

4445 ml	+	555 ml	=	5000 ml
Na ⁺				140.0 mmol/l
K ⁺				2.00 mmol/l
Ca ²⁺				1.50 mmol/l
Mg ²⁺				0.50 mmol/l
Cl ⁻				111.0 mmol/l
HCO ₃ ⁻				35.0 mmol/l
Glucose anhydrous	5.55 mmol/l	(± 1.00 g/l)		
Theoret. osmolarity [mOsm/l]				296
pH				7.0-8.0


4445 ml	
Sodium chloride	6.18 g
Sodium hydrogen carbonate	3.59 g
Carbon dioxide (for pH adjustment)	
Water for injections	ad 1000 ml
555 ml	
Sodium chloride	4.21 g
Potassium chloride	1.34 g
Calcium chloride dihydrate	1.98 g
Magnesium chloride hexahydrate	0.91 g
Glucose monohydrate	9.90 g
equiv. to 9.0 g glucose anhydrous	
Hydrochloric acid 25 % (for pH adjustment)	
Water for injections	ad 1000 ml



STERILE

MD

CE 0123



REF 8973

K⁺ 2 mmol/l

- en** Clear dialysis solution for continuous and intermittent extracorporeal blood treatments in 2-chamber bags. Use only after mixing. Not intended for intravenous infusion.
- fr** Bistira dijalizna otopina za kontinuirane i povremene ekstrakorporealne purifikacije krvi u 2-komornim vrećicama. Upotrijebiti samo nakon miješanja. Proizvod nije predviđen za intravenoznu infuziju.
- hr** Прозрачен диализен раствор за непрекинуто и периодично ekstrakorporealno prečišćavanje krvi u dvukomornim torbici. Da se ispoljava samo sled smesavanja. Ne e prednaznačen za intravenozna infuzija.
- cs** Čirý dializační roztok pro kontinuální a přerušovanou mimotělní krevní proceduru ve dvoukomorových sáčcích. Používejte pouze po promíchání. Není určeno k intravenózní infuzi.
- fr** Solution de dialyse, claire pour les traitements sanguins extracorporels continus et intermittents dans des poches à 2 compartiments. Utiliser après le mélange uniquement. Non prévue pour perfusion intraveineuse.
- de** Klare Dialyselösung für kontinuierliche und intermittierende extrakorporale Blutbehandlungen in 2-Kammer-Beuteln. Ausschließlich nach dem Mischen verwenden. Nicht zur intravenösen Infusion bestimmt.
- el** Διαυδής διάλυση αιμοκάθαρσης για συνεχείς και διαλείπουσες θεραπευτικές εξωσωματικές καθάρσεις σε σακούς 2 διαμερισμάτων. Χρησιμοποιήστε το μόνο μετά την ανάμειξη, δεν προορίζεται για ενδοφλέβια έγχυση.
- hr** Bistira dijalizna otopina za kontinuirane i intermitentne izvanjske terapije krvi u vrećama s 2 komore. Koristiti samo nakon miješanja. Nije namijenjena za intravensku infuziju.
- hu** Tiszta dializáló oldat kétkamrás tasakokban a vér folyamatos és szakaszos extrakorporális kezeléséhez. Csak összekeverés után használja fel. Nem használható intravénás infúzióhoz.
- it** Soluzione trasparente di dialisi per trattamenti ematici extracorporei continui e intermittenti in sacche a 2 camere. Utilizzare solo dopo la miscelazione. Non è destinata all'infusione endovenosa.
- pt** 2 câmaras para dorada xanay uadico žané uzinstermen vřazdan tys tazarypa ap-nagan mndar dializis eritindici. Arapastyrangan keñ in gana paldalanynny. Tamirdyn llyne kroya arnalmagan.
- pt** Solução de dialise transparente para tratamentos de sangue extracorpóreos contínuos e intermitentes em sacos de 2 compartimentos. Utilizar apenas depois de misturar. Não se destina a infusão intravenosa.
- ro** Soluție de dializă limpede pentru tratamente sanguine extracorporeale continue și intermitente, în pungă bicamerală. A se utiliza numai după amestecare. Nu este destinată pentru perfuzie intravenoasă.

- ru** Прозрачный диализирующий раствор в 2-х камерных мешках для непрерывной и периодической экстракорпоральной гемокоррекции. Использовать только после смешивания. Не предназначен для внутривенной инфузии. Бикарбонатный раствор содержащий 2 ммоль/л калия. РУ № РЗН 2023/21343 от 11.10.2023 г.
- uk** Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «Б. Браун Авитум Русская», 199178, г. Санкт-Петербург, ул. 18-я линия В.О., дом 29, Литер 3, пом.37-Н, комн.9, тел./факс: (812) 334-06-86, office@avitum.ru/bbraun.com
- sk** Čirý dializačný roztok na kontinuálnu a intermitentnú mimotelovú ošetrovanie krvi v 2-komórkových vakoch. Používať len po zmiešaní. Nie je určené na intravenóznú infúziu.
- es** Disolución de diálisis transparente para tratamientos sanguíneos extracorpóreos continuos e intermitentes en bolsas de 2 cámaras. Utilizar solo después de mezclar. No apta para infusiones intravenosas.
- tr** Çift hazneli torbada sürekli ve aralıklı ekstrakorporeal kan tedavileri için berrak dializ solüsyonu. Karıştırılmadan kullanılmayınız. Intravenöz infüzyon için uygun değildir.

- CO** Reg. San. INVIMA 2016DM-0015082
Importado por: B. Braun Medical S.A. Carrera 19 No. 100-45, Piso 6, Bogotá - Colombia
- MX** Reg. No. 1967C2016 SSA
- TH** Sterile Bicarbonate solution without Potassium for haemodialysis - Imported by: B. Braun (Thailand) Ltd., 588 Q-House Ploenchit Bldg., Ploenchit Rd., Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand Customer Care Tel. no. 662-617-5000
- 64-2-2-2-0002896
- EC** Reg. San. No.: 2766-DME-0717
- CH REP** B. Braun Medical AG, Seesatz 17, 6204 Sempach, Switzerland

2025-07
LOT 2531293210
2027-08



GTIN: 04046964671173

Manufacturing site:
B. Braun Avitum AG
Werk Glandorf
Kattenvener Str. 32
49129 Glandorf, Germany

B. Braun Avitum AG
Schwarzenberger Weg 73-79
34212 Melsungen
MADE IN GERMANY

B / BRAUN

5000 ml

2 mmol/l

4445 ml

55 ml

= 5000 ml

Na^+	140.0 mmol/l
K^+	2.00 mmol/l
Ca^{2+}	1.50 mmol/l
Mg^{2+}	0.50 mmol/l
Cl^-	111.0 mmol/l
HCO_3^-	35.0 mmol/l
Glucose anhydrous	5.55 mmol/l (Δ 1.00 g/l)
Osmolality (mOsm/l)	296
pH	7.0-8.0

4445 ml

Sodium chloride	
Sodium hydrogen carbonate	6.18 g
Carbon dioxide (for pH adjustment)	0.00 g
Water for injection	ad 100 mL

338 ml

Sodium chloride	4.21 g
Potassium chloride	1.34 g
Calcium chloride dihydrate	1.98 g
Magnesium chloride hexahydrate	0.91 g
Zinc sulfate heptahydrate	9.90 g
Bring to 500 g chloride anhydrous	
Adjust to pH 6.5-7.5 (for pH adjustment)	
Volume for 1000 ml	ad 1000 ml

Clear dialysis solution for continuous and intermittent extracorporeal flow treatment
 2-chamber bags. Use only after mixing.
 Bistra dijalizna otopina za kontinuirane i intermitentne ekstrapozicijne protokomne
 2-komornu vrećicama. Upotrijebiti samo nakon miješanja. Preporučeno za jednokratnu
 naznu infuziju.
 Прозрачен диализен раствор за непрекидно и интермитентно екстракорпорално
 пречишћавање на крв у двукоморним торбицама. Да се користи тек након мешања.
 Предназначен је за једнократну инфузију.
 Čirý dialýzný roztok pre kontinuálnu a prerušovanú extrakorpórnu liečbu krvi v
 komorových sáčoch. Používať po promiešaní. Používať iba na jednorazovú infúziu.
 Solution de dialyse claire pour les traitements extracorporels par flux continu et
 intermittents dans des poches à 2 compartiments. Utiliser après le mélange. Convient
 pour perfusion intraveineuse.
 Klare Dialysierungslösung für kontinuierliche und intermittierende extrakorporelle
 Lösungen in 2-Kammer-Beuteln. Ausschließlich nach dem Mischen zu verwenden. Nur für
 vrenden Infusion bestimmt.
 Jaukys dializės skystis nuolatiniam ir pertraukiamam kraujotakui iš organizmo išorinėje kraujotakui
 skystinimui 2 kompartimentų maišeliuose. Naudoti tik po sumaišymo. Naudoti tik vieną kartą.
 Dializis skystis nuolatiniam ir intermitentniam kraujotakui iš organizmo išorinėje kraujotakui
 skystinimui 2 kompartimentų maišeliuose. Naudoti tik po sumaišymo. Naudoti tik vieną kartą.
 Bistra dijalizna otopina za kontinuirane i intermitentne ekstrapozicijne protokomne
 2-komornu vrećicama. Upotrijebiti samo nakon miješanja. Preporučeno za jednokratnu
 naznu infuziju.
 Bistra dijalizna otopina za kontinuirane i intermitentne ekstrapozicijne protokomne
 2-komornu vrećicama. Upotrijebiti samo nakon miješanja. Preporučeno za jednokratnu
 naznu infuziju.
 Soluzione trasparente di dialisi per trattamenti extracorporeali continui e intermit-
 tenti in buste a 2 camere. Utilizzare solo dopo la miscelazione. Non usare per
 infusione.
 2 kompartimentų maišeliuose. Naudoti tik po sumaišymo. Naudoti tik vieną kartą.
 Solução de diálise transparente para tratamento de sangue extracorpóreo contínuo e in-
 termitente em bolsas de 2 compartimentos. Usar apenas depois de misturar. Não usar
 a infusão intravenosa.
 Soluție de dializă limpedă pentru tratament sanguin extracorporeal continuu și in-
 termitent în pungi bicamerale. A se utiliza numai după amestecare. Nu este indicat pentru
 perfuzie intravenoasă.
 Прозрачен диализни раствор за непрекидно и интермитентно екстракорпорално
 пречишћавање на крв у двукоморним торбицама. Да се користи тек након мешања.
 Предназначен је за једнократну инфузију.
 Čirý dialýzný roztok pre kontinuálnu a prerušovanú extrakorpórnu liečbu krvi v
 komorových sáčoch. Používať po promiešaní. Používať iba na jednorazovú infúziu.
 Soluzione di dialisi trasparente per trattamenti sanguigni extracorporeali continui
 e intermittenti in buste di 2 camere. Utilizzare solo dopo aver miscelato. Non usare
 per infusione intravenosa.
 Çift hazneli torbadaki sıvıların ve aralıklı ekstrapozisyonel kan tedavisinde kullanılabilen
 tek kullanımlık. Karıştırılmalı ve sadece intravenöz infüzyon için kullanılmalıdır.

(131) Importadora por: S. BRAUN MEDICAL S.A. CARRERA 70 No. 100-00
 PISO 8 - BOGOTÁ - COLOMBIA Reg. San. INVIMA 000024-200001
 (132) Reg. No. 0067C2013 SSA
 (133) Sterile Bicarbonate solution without Potassium for haemodialysis
 Imported by: B. Braun (Thailand) Ltd., 598 Q-House Ploenchit Bldg.
 Ploenchit Rd., Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand
 Customer Care Tel. no. 662-617-5000
 (134) (662) 617-5000
 (135) Reg. San. No. 2764-DM-0717

Manufacturing Site
B. Braun Avitum AG
Weißhofstraße 1
Kattenburger Str. 32
49219 Glandorf
Germany

B. BRAUN
B. Braun Avitum AG
Schwanenweg 107
18211 Berlin
MADE IN GERMANY

2025-07
LOT 2531293210
2027-06



5000 ml

2 mmol/l

4445 ml

55 ml

= 5000 ml

Na^+	140.0 mmol/l
K^+	2.00 mmol/l
Ca^{2+}	1.50 mmol/l
Mg^{2+}	0.50 mmol/l
Cl^-	111.0 mmol/l
HCO_3^-	35.0 mmol/l
Glucose anhydrous	5.55 mmol/l (Δ 1.00 g/l)
Osmolality (mOsm/l)	296
pH	7.0-8.0

4445 ml

Sodium chloride	
Sodium hydrogen carbonate	6.18 g
Carbon dioxide (for pH adjustment)	0.00 g
Water for injection	ad 100 mL

338 ml

Sodium chloride	4.21 g
Potassium chloride	1.34 g
Calcium chloride dihydrate	1.98 g
Magnesium chloride hexahydrate	0.91 g
Sodium citrate dihydrate	9.90 g
Bring to 500 g chloride anhydrous	
Adjust to pH 6.5-6.6 (for pH adjustment)	
Volume for 1000 ml	add 1000 ml

[illegible]

[131] Importadora por: S. BRAUN MEDICAL S.A. CARRERA 70 No. 100-00
 PISO 8 - BOGOTÁ - COLOMBIA Reg. San. INVIMA 000024-000001
 [132] Reg. No. 0067C2013 SSA
 [133] Sterile Bicarbonate solution without Potassium for haemodialysis
 Imported by: B. Braun (Thailand) Ltd., 598 Q-House Ploenchit Bldg.
 Ploenchit Rd., Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand
 Customer Care Tel. no. 662-617-5000
 (662) 617-5000
 [134] Reg. San. No. 2764-DM-0717

Manufacturing Site
B. Braun Avitum AG
Weißhofstraße 1
Kattenburger Str. 32
49219 Glandorf
Germany

B. BRAUN
B. Braun Avitum AG
Schwanenweg 107
18211 Berlin
MADE IN GERMANY

2025-07
LOT 2531293210
2027-06

