

Verarbeitbarkeitsdauer: 3 bis 4 Minuten (ab Beginn des Mischvorgangs)
Abbindungsdauer: 6 bis 8 Minuten (ab Beginn des Mischvorgangs)
b) **Unterfüllen und Füllungen**

Das Mischverhältnis:
Gewichtsverhältnis: 2,3 g Pulver für 0,5 ml Flüssigkeit
Volumenverhältnis: 2 Messlöffel Pulver für 2-3 Tropfen Flüssigkeit
Dauer des Mischvorgangs: 75 bis 90 Sekunden
Verarbeitbarkeitsdauer: 2,5 bis 3 Minuten
Abbindungsdauer: 5 bis 6 Minuten
Wahlhinweis: Die Adhäsor-Flüssigkeit enthält einen Bestandteil, der auf die Haut und auf die Schleimhaut reizend wirkt.
Lagerung: In trockenen Lagertümpeln bei Temperaturen zwischen 5 - 25 °C.
Verpackungsgröße: 80 g Pulvis + 55 g Liquid
Farbtöne: Nr. 1 – weiß, Nr. 2 – gelbweiß

АДГЕЗОР® ФАЙН

RU

Цинкфосфатный цемент

Производитель:

АО „СпифаДентал“, Маркова 238, Чешская Республика - 506 46 Йичинь,
www.spifadental.com

Характеристика: Модифицированный цинкфосфатный цемент тонкая зернистость которого позволяет его применение очень тонкими слоями (25 микрон).

Показания:

- Цементирование коронок, мостов, фиксирующих шин и т.п. Создания тонких фиксирующих операций.
 - Подкладочный материал под амальгамные и композитные пломбы.
 - Материал для временных пломб максимально на 6 месяцев.
- Противопоказания:** Материал не применяется в случае известной повышенной чувствительности по отношению к некоторым его составным частям.

Побочные эффекты: При применении цемента в непосредственной близости пульпы необходимо покрыть дентин тонким слоем препарата на гидроокиси кальция

Обработка (предназначена для ручного замешивания):

Рекомендуемое соотношение при замешивании:

При замешивании порошок добавляется к жидкости небольшими дозами. Благодаря этому предотвращается образование на цемента неровностей

а) **Фискация**

Соотношение при замешивании:

1,4 г порошка на 0,5 мл жидкости

Весовое:

2 мерки порошка на 4 - 5 капель жидкости

Объемное:

Время замешивания: 60 - 90 секунд

Время обработки: 3 - 4 минуты (с начала замешивания)

Время затвердевания: 6 - 8 минут (с начала замешивания)

б) **Подкладки и пломбы:**

Соотношение при замешивании:

2,3г порошка на 0,5мл жидкости

Весовое

2 мерки порошка на 2-3 капли жидкости

Объемное:

Время замешивания: 75 - 90 секунд

Время обработки: 2,5 - 3 минуты

Время затвердевания: 5 - 6 минуты

Предупреждение: Жидкость Адгезор содержит компонент, который оказывает раздражающее действие на кожу и слизистую оболочку.

Хранение: В сухом помещении при температуре 5 - 25 °C.

Срок годности: 5 лет

Упаковка: 80г порошка + 55г жидкости

Цветовые оттенки: №1 – белый, №2 – желто-белый

АДГЕЗОР® ФИН

UK

Цинкфосфатный цемент

Производитель: АО „СпифаДентал“, Маркова 238, CZ - 506 46 Йичинь,
www.spifadental.com

Характеристика:

Модифицированный цинкфосфатный цемент. Мягкая зернистость которого umožňuje аппликацию даже тонким шаром (25 микрон).

Показания:

- 1) покрытие (замазувание) коронок, мостков, фиксирующих шин и подбёжных Утворения и якой пливки (25 микронів) уможливило проведення дуже тонких фіскаційних робіт.
- 2) підкладний матеріал під амальгамові та композитні наповнювачі.
- 3) тимчасовий наповнювальний матеріал, що наноситься терміном максимумно 6 місяців.

Противопоказания: Використання цементу АДГЕЗОР® ФІН протипоказано

у випадку існуючої чутливості до складових препаратів.
Небажані дії: При нанесенні поблизу пульпи може виникати подразнення - слід покрити дентин тонким шаром кальцієдигідроксидного препарату.

Опрацювання: (призначений для ручного перемішування)
Рекомендований спосіб перемішування: при змішуванні порошок малими дозами додається до рідини, цей засіб протидіє утворенню згустків в цементі.

а) **Фіскація:**

Спосіб змішування:

ваговий: 1,4 г порошку на 0,5 мл рідини

об'ємний: 2 частини порошку на 4-5 крапель рідини

час змішування: 60 - 90 сек

час опрацювання: 3-4 хв (від початку змішування)

час ствердіння: 6-8 хвилин (від початку змішування)

б) **Підкладні та наповнювальні матеріали:**

Спосіб змішування: 2,3 г порошку на 0,5 мл на вагу;

об'ємний: 2 частини порошку на 2-3 краплі рідини

час змішування: 75 - 90 сек.

час опрацювання: 2,5 - 3 хв.

час ствердіння: 5-6 хвилин (від початку змішування)

Застереження: Рідина АДГЕЗОР® представляє собою суміш, яка має подразливу дію на шкіру та слизову оболонку.

Зберігання:

В сухому та темному місці, при температурі 5 - 25 °C, в добре закритій упаковці.

Термін використання: 5 років

Упаковка: 80 г порошку + 55 г рідини

Відтінки кольорів: № 1 - білий, № 2 - жовто-білий