

WHO Prequalification of In Vitro Diagnostics Programme PUBLIC REPORT

Product: Bioline HIV 1/2 3.0¹
Number: PQDx 0027-012-00

Bioline HIV 1/2 3.0 with product codes **03FK10, 03FK16 and 03FK17²**, manufactured by **Abbott Diagnostics Korea Inc³**, **Rest of the World** regulatory version was accepted for the WHO list of prequalified in vitro diagnostics and was listed on 20 May 2013.

Summary of prequalification status for Bioline HIV 1/2 3.0

	Date	Outcome
Status on PQ list	20-May-2013	listed
Dossier assessment	11-Aug-2011	MR
Site inspection(s) of quality management system	19-Feb-2013	MR
Product performance evaluation	05-Apr-2013	MR

MR: Meets Requirements

Report amendments and/or product changes

This public report has since been amended. Amendments may have arisen because of changes to the prequalified product for which WHO has been notified and has undertaken a review. Amendments to the report are summarized in the following table, and details of each amendment are provided below.

¹ SD BIOLINE HIV-1/2 3.0 to Bioline HIV 1/2 3.0

² Product codes that were initially listed were 03FK10, 03FK16. Product code 03FK17 was added after acceptance of a change request.

³ change of manufacturer's name from Standard Diagnostics, Inc to Abbott Diagnostics Korea Inc.

Version	Summary of amendment	Date of report amendment
2.0	Review of text updates in the public report	2013
3.0	Change of inner structure of device to capture a reasonable excess volume of buffer that might be added by the end user, thereby reducing the risk of overflow of buffer.	2013
4.0	Addition of a product code, which corresponds to the IVD supplied with the new safety lancets. Product code is 03FK17, 25 tests per kit, with 25 safety lancets	23-Feb-2017
5.0	Change of product name from SD BIOLINE HIV-1/2 3.0 to Bioline HIV 1/2 3.0 and change of manufacturer's name from Standard Diagnostics, Inc to Abbott Diagnostics Korea Inc.	20-Aug-2020

Intended use⁴:

According to the claim of intended use from Abbott Diagnostics Korea Inc, *“The Bioline HIV 1/2 3.0 kit is a rapid, qualitative test for the detection of antibodies to all isotypes (IgG, IgM, IgA) specific to HIV-1 and HIV-2 simultaneously in human serum, plasma or whole blood. The Bioline HIV 1/2 3.0 kit is intended only for professional use and for in vitro diagnostic use. This test may not be suitable for diagnosis of early infection or blood donation screening. Positive samples should be confirmed by a supplemental assay such as ELISA or Western Blot test”*.

Assay description:

According to the claim of assay description from Abbott Diagnostics Korea Inc, *“BiolineHIV 1/2 3.0 test contains a membrane strip, which is precoated with recombinant HIV-1 capture antigen (gp41, p24) on test line 1 region and with recombinant HIV-2 capture antigen (gp36) on test line 2 region respectively. The recombinant HIV 1/2 antigen (gp41, p24 and gp36)-colloid gold conjugate and the sample move along the membrane chromatographically to the test region (T) and forms a visible line as the antigen-antibody-antigen gold particle complex forms with high degree of sensitivity and specificity”*.

⁴ This product is one that uses Protein A to detect human IgG antibodies. Protein is also able to detect other classes of human antibody (IgA, IgD, IgE and IgM) but not as reliably as it does IgG. This product has been prequalified with respect to its ability to detect human IgG antibodies. Any claim to detect other types of antibodies on this kind of product has not been validated based on WHO prequalification requirements.

Test kit contents:

	30T/kit (product code 03FK10)	25T/kit (product code 03FK16)	25T/kit (product code 03FK17)
Test cassettes individually packed in foil pouch with a desiccant	30 test devices	25 test devices	25 test devices
Assay diluent dispensed in plastic bottle	1 x 4ml/bottle	1 x 4ml/bottle	1 x 4ml/bottle
Specimen transfer devices Disposable (20µl)	N/A	25 units of 20 µl	25 units of 20 µl
Lancets Disposable, sterilized	N/A	25 units	25 units (safety lancet)
Alcohol swabs Disposable	N/A	25 units	25 units
Instructions for use	1 copy	1 copy	1 copy

Storage:

The test kit should be stored at 1 - 30 °C.

Shelf-life:

24 months.

Warnings/limitations:

1. The reading time for this product was changed, the revised instructions for use now state: "Time to result is 10 to 20 minutes. After adding the diluent, read the result after 10 minutes but not more than 20 minutes."
2. If the test result is not legible after 10 minutes due to high background colour, read again later but within 20 minutes of adding the diluent. Do not read after 20 minutes.
3. Dual infection of HIV-1 and HIV-2 within one individual is quite rare. Dual reactivity observed in Bioline™ HIV 1/2 3.0, i.e. HIV-1 line and HIV-2 line both reactive, is more likely to be caused by cross-reactivity given certain homology in the amino acid sequences of HIV-1 and HIV-2. To determine the virus type or diagnose a co-infection, confirmatory testing must be performed.

Prioritization for prequalification

Based the established eligibility criteria, Bioline HIV 1/2 3.0 was given priority for prequalification assessment.

Dossier assessment

Abbott Diagnostics Korea Inc submitted a product dossier for Bioline HIV 1/2 3.0 as per the “Instructions for compilation of a product dossier” (PQDx_018 v1). The information submitted in the product dossier was reviewed by WHO staff and external experts (assessors) appointed by WHO.

The manufacturer’s response to the nonconformities found during the dossier assessment were accepted on 23 November 2011.

Commitments for prequalification:

1. Analytical performance studies
2. Clinical performance studies
3. Stability studies
4. A new version of the labels and instructions for use.

Commitments for prequalification are under review.

Based on the product dossier assessment findings, the product dossier for Bioline HIV 1/2 3.0 meets WHO prequalification requirements.

Manufacturing site inspection

A comprehensive second re-inspection was performed at the sites of the legal manufacturer of Bioline HIV 1/2 3.0 at 156-68 Hagal-dong Giheung-gu, Yongin-si, Kyonggi-do 446-930, Republic of Korea and 473-4 Bora-dong Giheung-gu, Yongin-si, Kyonggi-do, 446-904, Republic of Korea in November 2012⁵, as per “Information for manufacturers on prequalification inspection procedures for the sites of manufacture of diagnostics.” (PQDx_014 v1).

Note: the inspection team were not able to review the batch manufacturing records of the lots submitted for the repeat WHO laboratory evaluation for the Bioline HIV 1/2 3.0. The lots for retesting had not been requested at the time of the inspection (November 2012) and were submitted subsequent to the inspection.

The manufacturer's responses to the nonconformities found at the time of the inspection were accepted 19 February 2013.

⁵ A subsequent inspection took place at Production: 65, Borahagal-ro, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do 17099 Republic of Korea and 46, Hagalro 15 beon-gil, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do 17099 Republic of Korea and Warehouse: 19-22, Dongtansandan 3-gil, Dongtan-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do 18487, Republic of Korea on 6 to 8 May 2015.

Commitments for prequalification:

1. The manufacturer has committed to continuing improvements in the quality management system particularly in the areas of clear lines of authority, identification and traceability, warehousing and clarity of work instructions and batch manufacturing records.
2. The manufacturer has committed to continuing close supervision of the lot release procedures together with ongoing communication over time to finalize any outstanding issues noted in the WHO responses to the inspection findings.

Based on the site inspection and corrective action plan review, the quality management system for BiolineHIV 1/2 3.0 meets WHO prequalification requirements.

Product performance evaluation

Bioline HIV 1/2 3.0 was evaluated by WHO at the Institute of Tropical Medicine, Antwerp, Belgium, in the last quarter of 2012 using serum/plasma specimens. From this evaluation, we drew the following conclusions:

Bioline HIV 1/2 3.0 is a lateral flow immunochromatographic assay for the discriminatory detection HIV-1 and HIV-2 antibodies in human serum/plasma and whole blood. A volume of 10µL of serum/plasma or 20µl of whole blood is required to perform the assay. This type of assay requires no sophisticated equipment and can therefore be performed in laboratories with limited facilities and non-laboratory settings. Reading of the results is performed visually i.e. subjectively read.

In this limited evaluation on a panel of 1118 clinically-derived specimens, we found an initial sensitivity (95% CI) of 99.8% (98.8% - 100%) and an initial specificity (95% CI) of 99.9% (99.2% - 100%) compared to the reference assays (Vironostika HIV Ag/ab [bioMérieux] and Enzygnost Anti-HIV 1/2 in parallel; followed by INNO-LIA HIV H/II Score [Innogenetics]). The final sensitivity (95% CI) was 100% (99.2% - 100%) and the final specificity (95% CI) was 99.9% (99.2% - 100%) compared to the reference assays. Lot to lot variation observed was within the acceptance criteria.

Bioline HIV 1/2 3.0 was unable to discriminate between HIV-1 and HIV-2 for seven HIV-2 specimens, and 22 HIV-1 specimens (6.3% of 460 HIV positive specimens), as two test bands of equal intensity were observed.

For eight seroconversion panels, Bioline HIV 1/2 3.0 detected on average 0.125 specimens later than the benchmark assay (Enzygnost Anti-HIV 1/2 Plus [Siemens Healthcare Diagnostics]).

For the mixed titer panel, Bioline HIV 1/2 3.0 correctly classified all specimens. For the 1st International Reference Panel for anti-HIV [NIBSC code 02/210], Bioline HIV 1/2 3.0 detected all HIV-1 subtypes tested (HIV-1 A, HIV-1 B, HIV-C, HIV-1 CRF01_AE, and HIV-2).

In this study, 0% of the results were recorded as indeterminate. Results were interpreted independently by three technicians; the overall inter-reader variability was 1.9% (0.2% for HIV-1 band, 1.8% for HIV-2 band). The invalid rate was 0%.

Based on these results, the performance evaluation for Bioline HIV 1/2 3.0 meets the WHO prequalification requirements.


Labelling

1. **Labels**
2. **Instructions for use**


**Note: Labelling has been changed as per site name change and product rebranding. But temporarily labelling of legacy brand (SD BIOLINE) will be used in the market according to registration status in each country.*

1. Labels


1.1 Package box for 03FK10



1.2 Package box for 03FK16



1.3 Package box for 03FK17



HIV 1/2 3.0

Bioline™

PRODUCT - Bioline™ HCV 25T,
SAFETY LANCET

SIZE - 152 X 115 X 75 MM

CAT NO. - 03FK17-40-A0
REV. DATE - 2019.10.11
CREATOR - THINKBOX

Abbott

HIV 1/2 3.0

Abbott

HIV 1/2 3.0

Abbott

HIV 1/2 3.0

Abbott

HIV 1/2 3.0

EN
Rapid immunoassay graphic case for the detection of anti-HIV 1/2 in human serum, plasma or whole blood

FR
Test rapide par immunochromatographie pour la détection de anti-HIV 1/2 dans le sérum humain, plasma ou sang total

ES
Rápido, test inmunocromatográfico para la detección de anti-HIV 1/2 en suero humano, plasma o carga venosa

PT
Test rápido, imunocromatográfico, para a deteção de anti-HIV 1/2 em soro de soro, plasma ou sangue total humano

PRINT AREA

CONTENTS:

- 25 case de teste with desiccants in individual foil pouches
- Aspir capillaries (1 x 4 ml) (20 µl)
- 25 capillary pipettes (20 µl)
- 25 safety lancets
- 25 alcohol swabs
- 1 instructions for use

CONTENIDO:

- 25 dispositivos de teste com agentes desidratantes acondicionados em sacos individuais em embalagem individual em alumínio
- Disquete de amostra (1 x 4 ml) (20 µl)
- 25 pipetas capilares (20 µl)
- 25 lancetas de segurança
- 25 compressos de álcool
- 1 modo de empleo

CONTENIDO:

- 25 dispositivos de provala com dessecantes em bolso de papel de alumínio individualizado
- Disquete del muestra (1 x 4 ml) (20 µl)
- 25 pipetas capilares (20 µl)
- 25 lancetas de seguridad
- 25 hisopos con alcohol
- 1 instrucciones de uso

CONTENIDO:

- 25 dispositivos de teste com dessecantes em bolso de papel de alumínio individualizado
- Disquete de amoça (1 x 4 ml) (20 µl)
- 25 pipetas capilares (20 µl)
- 25 lancetas de segurança
- 25 compressos com álcool
- 1 instruções de utilização

REF 03FK17



REF 03FK17



Abbott Diagnostic Korea Inc.
45, Seonggi-ro, Chungju-si, Chungcheongbuk-do, 28108, Korea
Copyright © 2019, Republic of Korea
abbott.com/korea

© 2019 Abbott. All rights reserved. All trademarks, registered and trademarks of Abbott (the Abbott group of companies) or their respective owners.

Page 10 of 18

2. Instructions for use⁶

⁶ English version of the IFU was the one that was assessed by WHO. It is the responsibility of the manufacturer to ensure correct translation into other languages.

2.1 IFU for 03FK10 and 03FK16



REF 03FK10, 03FK16

Bioline™

HIV 1/2 3.0

The 3rd Generation of antibodies to HIV-1/HIV-2 Test
Le test de 3e génération d'anticorps anti-VIH-1/VIH-2
La tercera generación de anticuerpos para la prueba de VIH 1 o 2
A 3.ª geração de anticorpos do teste VIH-1/VIH-2

PREPARATION / PRÉPARATION / PREPARACIÓN / PREPARAÇÃO

- EN Now, open the package and look for the following:
 1. Test device with desiccant in individual foil pouch
 2. Assay diluent
 3. Instructions for use
- FR Ouvrez l'emballage et vérifiez que les éléments suivants sont présents :
 1. Dispositif de test avec agent déshydratant conditionné dans un emballage en aluminium individuel
 2. Diluant du test
 3. Mode d'emploi

Including only for Catalog No. 03FK16
4. Capillary pipette (20 µl)
5. Sterile lancet
6. Alcohol swab

- ES Ahora, abra el paquete y busque lo siguiente:
 1. Dispositivo de prueba con desecante en la bolsa de papel de aluminio individual
 2. Diluyente del ensayo
 3. Instrucciones de uso
- PT Agora, abra a embalagem e procure o seguinte:
 1. Dispositivo de teste com dessecante em bolsa de alumínio individual
 2. Diluente de ensaio
 3. Instruções de utilização

Lo siguiente solo se incluye para el n.º de catálogo 03FK16
4. Pipeta capilar (20 µl)
5. Lanceta estéril
6. Hisopo con alcohol

- EN Carefully read the instructions on how to use the Bioline™ HIV 1/2 3.0 test kit.
- FR Lisez attentivement les instructions d'utilisation du kit de test Bioline™ HIV 1/2 3.0.


- ES Lea atentamente las instrucciones sobre cómo utilizar el kit de prueba Bioline™ HIV 1/2 3.0.
- PT Leia atentamente as instruções sobre como utilizar o kit de teste Bioline™ HIV 1/2 3.0.

- EN Look at the expiration date at the back of the foil pouch. If the expiration date has passed, use another kit. To avoid false results, ensure that the assay diluent used is from the same kit as the new test device.
- FR Vérifiez la date de péremption au dos de la pochette en aluminium. Si la date de péremption est dépassée, utilisez un autre kit. Pour éviter l'obtention de résultats erronés, assurez-vous que le diluant utilisé pour le dosage provient du même kit que le nouveau dispositif de test.

- ES Revise la fecha de vencimiento en la parte posterior de la bolsa de papel aluminio. Si el kit está vencido, utilice otro kit. Para evitar resultados falsos, asegúrese de que el diluyente del análisis que se utilice sea del mismo kit que el dispositivo de prueba nuevo.
- PT Verifique a data de validade na parte posterior da bolsa de alumínio. Se a data de validade tiver expirado, utilize outro kit. Para evitar resultados falsos, certifique-se de que o diluente de ensaio utilizado é do mesmo kit que o novo dispositivo de teste.

- EN Open the foil pouch and look for the following:
 1. Test device
 2. Desiccant
 Then, label the device with the patient identifier.
- FR Ouvrez la pochette en aluminium et vérifiez la présence des éléments suivants :
 1. Dispositif de test
 2. Dessiccant
 Apposez ensuite sur le dispositif une étiquette comportant l'identifiant du patient.

- ES Abra la bolsa de papel aluminio y busque lo siguiente:
 1. Dispositivo de prueba
 2. Desecante
 A continuación, etiquete el dispositivo con el identificador del paciente.
- PT Abra a bolsa de alumínio e procure o seguinte:
 1. Dispositivo de teste
 2. Dessecante
 Em seguida, coloque uma etiqueta no dispositivo com o identificador do paciente.



SP10µl / WB 20µl / Serum 10 µl or Plasma 10 µl or Whole blood 20 µl / Sérum 10 µl ou plasma 10 µl ou sang total 20 µl / 10 µl de sérum, 10 µl de plasma o 20 µl de sangue / 10 µl de soro, 10 µl de plasma ou 20 µl de sangue total


Assay diluent 4 drops / 4 gouttes de diluant de dosage / 4 gotas de diluyente del análisis / 4 gotas de diluente de ensaio

TEST PROCEDURE / DÉROULEMENT DU TEST / PROCEDIMIENTO DE PRUEBA / PROCEDIMENTO DO TESTE


I. Blood (by venipuncture), Plasma or Serum specimen / Échantillon de sang (par ponction veineuse), de plasma ou de sérum / Muestra de sangre (por venopunción), plasma o suero / Amostra de sangue (por punção venosa), plasma ou soro

Specimen collection / Prélèvement d'un échantillon / Obtención de la muestra / Colheita de amostras

- EN Using a micropipette draw plasma or serum: 10 µl specimen or whole blood: 20 µl specimen
- FR À l'aide d'une micropipette, prélevez du plasma ou du sérum : échantillon de 10 µl ou sang total : échantillon de 20 µl
- ES Con una micropipeta, extraiga plasma o suero: muestra de 10 µl o sangre: muestra de 20 µl
- PT Utilizando uma micropipeta, colha plasma ou soro: amostra de 10 µl ou sangue total: amostra de 20 µl





- EN Dispense 10 µl of plasma or serum specimen or 20 µl of whole blood specimen into the specimen well marked "S"
- FR Versez 10 µl d'échantillon de plasma ou de sérum ou 20 µl d'échantillon de sang total dans le puits d'échantillonnage marqué « S »
- ES Vierta 10 µl de la muestra de plasma o de suero o 20 µl de la muestra de sangre en el pocillo para muestra marcado con una "S"
- PT Coloque 10 µl da amostra de plasma ou soro ou 20 µl da amostra de sangue total no poço da amostra com a marca "S"




II. Blood specimen (with a lancet) / Échantillon de sang (prélevé à l'aide d'une lancette) / Muestra de sangre (con lanceta) / Amostra de sangue (com uma lanceta)

Specimen collection / Prélèvement d'un échantillon / Obtención de la muestra / Colheita de amostras

- EN Clean the area to be lanced with an alcohol swab.
 - FR Nettoyez la zone de prélèvement avec un tampon imbibé d'alcool.
 - ES Limpie el área desde donde se va a extraer la sangre con un hisopo con alcohol.
 - PT Limpe a área a lancetar, utilizando uma zaragatoa com álcool.
- EN Squeeze the fingertip then prick the lateral side of the finger with a lancet provided. Wipe away the first blood drop. Then, safely dispose of the lancet immediately after.
 - FR Appuyez fermement sur le bout du doigt, puis piquez sur le côté du doigt avec la lancette fournie. Essuyez la première goutte de sang. Mettez immédiatement la lancette au rebut selon la procédure de sécurité prévue.
 - ES Apriete la punta del dedo y, a continuación, realice una punción en la parte lateral del dedo con una lanceta proporcionada. Limpie la primera gota de sangre. Inmediatamente después, deseche la lanceta de forma segura.
 - PT Aperte a ponta do dedo e, em seguida, pique a parte lateral do dedo com a lanceta fornecida. Limpe a primeira gota de sangue. Imediatamente depois, elimine a lanceta num recipiente apropriado.
- EN Immerse the open end of a new capillary pipette (20 µl) in the next blood drop and release the pressure to draw blood into the capillary pipette up to the fill line.
 - FR Plongez l'extrémité ouverte d'une nouvelle pipette capillaire (20 µl) dans la goutte de sang suivante et relâchez la pression pour que la pipette capillaire aspire le sang jusqu'à atteindre le niveau de remplissage.
 - ES Sumerja el extremo abierto de una pipeta capilar nueva (20 µl) en la siguiente gota de sangre que aflore y libere la presión, para que entre sangre en la pipeta capilar hasta la línea de llenado.
 - PT Mergulhe a extremidade aberta de uma nova pipeta capilar (20 µl) na próxima gota de sangue e liberte a pressão para colher o sangue para a pipeta capilar até à linha de enchimento.





- EN Dispense 4 drops (approximately 120 µl) of assay diluent into the specimen well "S". Hold bottle vertically while dispensing. Do not let bottle nozzle touch device in order to avoid cross-contamination.
- FR Versez 4 gouttes (environ 120 µl) de diluant de dosage dans le puits d'échantillonnage « S ». Tenez le flacon à la verticale pour verser l'échantillon. Veillez à ce que l'embout du flacon ne touche pas le dispositif afin d'éviter toute contamination croisée.
- ES Vierta 4 gotas (aproximadamente 120 µl) de diluyente del análisis en el pocillo para prueba "S". Sostenga la botella en posición vertical mientras vierte. Tenga cuidado de que la boquilla de la botella no entre en contacto con el dispositivo para evitar la contaminación cruzada.
- PT Coloque 4 gotas (aproximadamente, 120 µl) de diluente de ensaio no poço da amostra "S". Segure o frasco na vertical durante a colocação das gotas. Não deixe que o bocal do frasco toque no dispositivo para evitar a contaminação cruzada.



- EN Interpret the result 10 - 20 minutes after adding assay diluent. Reading outside of this time frame (before 10 min or after 20 min) may provide in false results.
- FR Interprétez les résultats au bout de 10 à 20 minutes après l'ajout du diluant de dosage. Une lecture en dehors de cette période (avant 10 min ou après 20 min) peut donner lieu à des résultats erronés.
- ES Interprete el resultado de 10 a 20 minutos después de agregar el diluyente del análisis. La lectura fuera de este marco de tiempo (antes de 10 min o después de 20 min) puede arrojar resultados falsos.
- PT Interprete o resultado 10 a 20 minutos depois de adicionar o diluente de ensaio. A leitura fora deste intervalo de tempo (antes de 10 min ou após 20 min) pode fornecer resultados falsos.



- EN Dispense 20 µl of drawn whole blood specimen in the specimen well marked "S".
 - FR Versez 20 µl d'échantillon de sang total prélevé dans le puits d'échantillonnage marqué « S ».
 - ES Vierta 20 µl de la muestra de sangre extraída en el pocillo para muestra marcado con una "S".
 - PT Coloque 20 µl da amostra de sangue total colhido no poço da amostra com a marca "S".
- EN Dispense 4 drops (approximately 120 µl) of assay diluent into the specimen well "S". Hold bottle vertically while dispensing. Do not let bottle nozzle touch device in order to avoid cross-contamination.
 - FR Versez 4 gouttes (environ 120 µl) de diluant de dosage dans le puits d'échantillonnage « S ». Tenez le flacon à la verticale pour verser l'échantillon. Veillez à ce que l'embout du flacon ne touche pas le dispositif afin d'éviter toute contamination croisée.
 - ES Vierta 4 gotas (aproximadamente 120 µl) de diluyente del análisis en el pocillo para prueba "S". Sostenga la botella en posición vertical mientras vierte. Tenga cuidado de que la boquilla de la botella no entre en contacto con el dispositivo para evitar la contaminación cruzada.
 - PT Coloque 4 gotas (aproximadamente, 120 µl) de diluente de ensaio no poço da amostra "S". Segure o frasco na vertical durante a colocação das gotas. Não deixe que o bocal do frasco toque no dispositivo para evitar a contaminação cruzada.



- EN Interpret the result 10 - 20 minutes after adding assay diluent. Reading outside of this time frame (before 10 min or after 20 min) may provide in false results.
- FR Interprétez les résultats au bout de 10 à 20 minutes après l'ajout du diluant de dosage. Une lecture en dehors de cette période (avant 10 min ou après 20 min) peut donner lieu à des résultats erronés.
- ES Interprete el resultado de 10 a 20 minutos después de agregar el diluyente del análisis. La lectura fuera de este marco de tiempo (antes de 10 min o después de 20 min) puede arrojar resultados falsos.
- PT Interprete o resultado 10 a 20 minutos depois de adicionar o diluente de ensaio. A leitura fora deste intervalo de tempo (antes de 10 min ou após 20 min) pode fornecer resultados falsos.



INTERPRETATION / INTERPRÉTATION / INTERPRETACIÓN / INTERPRETAÇÃO

Negative / Négatif / Negativo

- EN The presence of only the control line (C) within the result window indicates a negative result.
- FR La présence, dans la fenêtre de résultat, de la ligne de contrôle (C) uniquement indique un résultat négatif.
- ES Si solo aparece la línea de control (C) en la ventana de resultados, significa que el resultado de la prueba es negativo.
- PT A presença de apenas a linha de controlo (C) na janela de resultados indica um resultado negativo.




Positive / Positif / Positivo

- EN ⚠ Caution: The presence of any test line, no matter how faint, the result is considered positive.
- FR ⚠ Attention : la présence d'une ligne de test, quelle que soit l'intensité de la couleur, indique un résultat considéré comme positif.
- ES ⚠ Precaución: Si aparece cualquier línea de prueba, sin importar lo tenue que sea, significa que el resultado de la prueba es positivo.
- PT ⚠ Atenção: a presença de qualquer linha de teste, independentemente da intensidade desta, significa que o resultado é considerado positivo.

HIV-1 Positive / Positif / Positivo

- EN 2 LINES / 2 LIGNES / 2 LÍNEAS / 2 LINHAS
The presence of both test line 1 (1) and the control line (C) indicates a positive result for anti-HIV-1.
Strong / Forts / Intensa / Forte
- FR La présence simultanée de la ligne de test 1 (1) et de la ligne de contrôle (C) indique un résultat positif pour les anticorps anti-VIH-1.
Medium / Moyens / Mediana / Médio
- ES La presencia de las líneas de prueba 1 (1) y de control (C) indica un resultado positivo para anticuerpos anti-VIH-1.
Weak / Faibles / Tenue / Ténue
- PT A presença da linha de teste 1 (1) e da linha de controlo (C) indica um resultado positivo para anti-VIH-1.




3 LINES / 3 LIGNES / 3 LÍNEAS / 3 LINHAS

- EN If the color intensity of the test line 1 is darker than one of test line 2 in the result window, you can interpret the result as anti-HIV-1 positive.
Faint line: By homology in the amino acid sequence of HIV Type-1 and HIV Type-2.
- FR Si l'intensité de couleur de la ligne de test 1 est plus sombre que celle de la ligne de test 2 dans la fenêtre de résultat, vous pouvez interpréter le résultat comme étant positif aux anticorps anti-VIH-1.
Ligne pâle : par homologie dans la séquence d'acides aminés du VIH de type 1 et du VIH de type 2.
- ES Si la intensidad del color de la línea de prueba 1 es más oscura que la de la línea de prueba 2 en la ventana de resultados, se puede interpretar como un resultado positivo para anticuerpos anti-VIH-1.
Línea borrosa: por homología en la secuencia de aminoácidos de VIH Tipo 1 y 2.
- PT Se, na janela de resultados, a intensidade da cor da linha de teste 1 for mais escura do que a da linha de teste 2, pode interpretar o resultado como positivo para anti-VIH-1.
Linha tênue: por homologia na sequência de aminoácidos do VIH tipo 1 e VIH tipo 2.



HIV-2 Positive / Positif / Positivo

- EN 2 LINES / 2 LIGNES / 2 LÍNEAS / 2 LINHAS
The presence of both test line 2 (2) and the control line (C) indicates a positive result for anti-HIV-2.
Strong / Forts / Intensa / Forte
- FR La présence simultanée de la ligne de test 2 (2) et de la ligne de contrôle (C) indique un résultat positif pour les anticorps anti-VIH-2.
Medium / Moyens / Mediana / Médio
- ES La presencia de las líneas de prueba 2 (2) y de control (C) indica un resultado positivo para anticuerpos anti-VIH-2.
Weak / Faibles / Tenue / Ténue
- PT A presença da linha de teste 2 (2) e da linha de controlo (C) indica um resultado positivo para anti-VIH-2.




3 LINES / 3 LIGNES / 3 LÍNEAS / 3 LINHAS

- EN If the color intensity of the test line 2 is darker than one of test line 1 in the result window, you can interpret the result as anti-HIV-2 positive.
Faint line: By homology in the amino acid sequence of HIV Type-1 and HIV Type-2.
- FR Si l'intensité de couleur de la ligne de test 2 est plus sombre que celle de la ligne de test 1 dans la fenêtre de résultat, vous pouvez interpréter le résultat comme étant positif aux anticorps anti-VIH-2.
Ligne pâle : par homologie dans la séquence d'acides aminés du VIH de type 1 et du VIH de type 2.
- ES Si la intensidad del color de la línea de prueba 2 es más oscura que la de la línea de prueba 1 en la ventana de resultados, se puede interpretar como un resultado positivo para anticuerpos anti-VIH-2.
Línea borrosa: por homología en la secuencia de aminoácidos de VIH Tipo 1 y 2.
- PT Se, na janela de resultados, a intensidade da cor da linha de teste 2 for mais escura do que a da linha de teste 1, pode interpretar o resultado como positivo para anti-VIH-2.
Linha tênue: por homologia na sequência de aminoácidos do VIH tipo 1 e VIH tipo 2.



Remark / Remarque / Comentarios / Observação

- EN [Both HIV-1 and HIV-2 Positive]
The presence of the test line 1 (1), the test line 2 (2) and the control line (C) indicates a positive result for anti-VIH-1 and/or anti-VIH-2.
⚠ Caution: Although a positive result for anti-HIV-1 and anti-VIH-2 in one patient is a rare case, it's possible as there is an homology in the amino acid sequence between anti-HIV-1 and anti-HIV-2. To determine the virus type or diagnose a co-infection accurately, you must perform a confirmatory test such as Western Blot etc.
- FR [Positifs aux deux VIH-1 et VIH-2]
La présence de la ligne de test 1 (1), de la ligne de test 2 (2) et de la ligne de contrôle (C) indique un résultat positif pour les anticorps anti-VIH-1 et/ou anti-VIH-2.
⚠ Attention : bien qu'un résultat positif pour les anticorps anti-VIH-1 et anti-VIH-2 chez un patient soit un cas rare, il est possible qu'il existe une homologie dans la séquence d'acides aminés entre les anticorps anti-VIH-1 et anti-VIH-2. Pour déterminer le type de virus ou diagnostiquer une co-infection avec précision, vous devez effectuer un test de confirmation, tel que le test Western Blot, etc.
- ES [Resultado positivo para VIH 1 y 2]
La presencia de las líneas de prueba 1 (1), de prueba 2 (2) y de control (C) indica un resultado positivo para anticuerpos anti-VIH 1 y 2.
⚠ Precaución: Si bien es poco común que un paciente presente un resultado positivo para ambos anticuerpos, anti-VIH 1 y 2, esto está dentro de las posibilidades, debido a que la secuencia de aminoácidos entre anticuerpos anti-VIH-1 y 2 es homóloga. Para determinar el tipo de virus o diagnosticar una coinfección con precisión, se debe realizar una prueba de confirmación, como Western Blot, etc.
- PT [Positivo para VIH-1 e VIH-2]
A presença da linha de teste 1 (1), da linha de teste 2 (2) e da linha de controlo (C) indica um resultado positivo para anticorpos anti-VIH-1 e/ou anti-VIH-2.
⚠ Atenção: apesar de ser um caso raro, é possível obter um resultado positivo para os dois anticorpos, anti-VIH-1 e anti-VIH-2 num único paciente, pois existe homologia na sequência de aminoácidos entre o anti-VIH-1 e o anti-VIH-2. Para determinar o tipo de vírus ou diagnosticar uma coinfeção com precisão, é necessário realizar um teste de confirmação, tal como o Western Blot, etc.



Invalid / Non valide / No válido / Inválido

- EN Absence of the control line (C) and/or presence of a pink/purple smear in the result window indicates an invalid result. Instructions may not have been followed correctly or the test may have deteriorated. It is recommended that the specimen be retested using a new test device.
- FR L'absence de la ligne de contrôle (C) et/ou la présence d'un frottis rose/violet dans la fenêtre de résultat indiquent un résultat non valide. Il est possible que les instructions n'aient pas été suivies correctement ou que le test se soit détérioré. Il est recommandé de tester à nouveau l'échantillon à l'aide d'un nouveau dispositif de test.
- ES Si no aparece la línea de control (C) o si aparece una mancha rosada o púrpura en la ventana de resultados, significa que el resultado de la prueba no es válido. Es posible que no se hayan seguido las instrucciones correctamente o que la prueba se haya deteriorado. Se recomienda que la muestra se vuelva a analizar con un nuevo dispositivo de prueba.
- PT A ausência da linha de controlo (C) e/ou a presença de uma mancha rosada ou púrpura na janela de resultados indica um resultado inválido. As instruções podem não ter sido seguidas corretamente ou o teste pode ter-se deteriorado. Recomenda-se que a amostra seja novamente testada com um novo dispositivo de teste.



2.2 IFU for 03FK17

Abbott

Abbott Laboratories, Inc. is a global pharmaceutical and medical device company.

Abbott is a public company listed on the New York Stock Exchange (NYSE) under the ticker symbol **ABB**.

Bioline HIV 1/2 3.0

The 3rd Generation of antibodies to HIV-1/HIV-2 Test

Le test de 3e génération d'anticorps anti-VIH-1/VIH-2

O teste de terceira geração de anticorpos para a presença de VIH 1 o 2

A 3ª geração de anticorpos do teste VIH-1/VIH-2

ENGLISH

About the test

[Introduction] The HIV (Human Immunodeficiency Virus) is recognized as the etiologic agent of Acquired Immun Deficiency Syndrome (AIDS). The virus is transmitted by small contact, exposure to infected blood, certain body fluids, and from mother to fetus child during the prenatal period. HIV-1 has been isolated from patients with AIDS and AIDS related complex, and from healthy persons with high potential risk of developing AIDS. Patients with HIV-2 are found primarily in parts of West Africa. Its course is marked by increasing levels of viral replication and the emergence of more virulent viral strains. HIV-1 and HIV-2 are simple in their morphology, cell tropism, host interaction and genetic structure. Serological studies have determined that HIV-1 and HIV-2 have multiple common epitopes in core antigens but much less so in the envelope antigen. The clinical diagnosis of HIV may include the detection of antibodies to HIV 1/2 in human plasma or serum by immunosay. The presence of HIV can be identified by detection of antibodies to HIV 1/2 in human serum, plasma and whole blood by immunosay. This advanced assay utilizes recombinant antigen targeted against immunogenic proteins. The major immunogenic antigens of these proteins are HIV-1 gp41 and HIV-2 gp36.

[Test principle] The Bioline® HIV 1/2 3.0 test contains a membrane strip, which is pre-coated with recombinant HIV-1 capture antigen (gp41, p24) on test line 1 region and with recombinant HIV-2 capture antigen (gp36) on test line 2 region respectively. The recombinant HIV 1/2 antigen (gp41, p24 and gp36)-colloid gold conjugate and the sample move along the membrane chromatographically to the test region (T) and forms a visible line as the antigen-antibody-antigen gp41/p24/gp36 complex formation. The test line 1 and 2 are pre-coated with anti-HIV-1 and anti-HIV-2 antibodies respectively. The presence of HIV can be identified by detection of antibodies to HIV 1/2 antigen (gp41, p24 and gp36)-colloid gold conjugate and the sample move along the membrane chromatographically to the test region (T) and forms a visible line as the antigen-antibody-antigen gp41/p24/gp36 complex formation and specificity.

[Intended use] The Bioline® HIV 1/2 3.0 is a rapid, qualitative test for the detection of antibodies to all isotypes(IgG, IgM, IgA) specific to HIV-1 and HIV-2, multaneously in human serum, plasma or whole blood. The Bioline® HIV 1/2 3.0 kit intended only for professional use and for in vitro diagnostic use. This test may not be suitable for diagnosis of early infection or blood donation screening. Positive samples should be confirmed by a supplemental assay such as ELISA or Western Blot test. The performance of the assay has not been established for populations of infants, children or adults.

[Materials provided and active ingredients of main components]

- The Bioline® HIV 1/2 3.0 test kit contains the following items to perform the assay:
 - 25 Test device with desiccant in individual foil pouches
 - 100 µl of 0.9% saline solution to use as wash and to perform a negative result.
 - Assay:
 - 25 Capillary pipettes (20 µl), 25 Safety Needles, 25 Alcohol swabs
 - 1 Instructions for use
 - Active ingredients of main components
 - 1 Test strip include: Gold conjugate: Recombinant HIV-1 gp41, p24, HIV-2 gp36 antigen (colloid 0.02-0.12 µg), Test line 1: Recombinant HIV-1 antigen (gp41, p24) antigen (colloid 0.02-0.12 µg), Test line 2: Recombinant HIV-2 antigen (gp36) (0.05-0.10 µg), Control line: Goat anti-HIV serum (0.75-10 µl), Sodium azide (0.1-0.5 mg).

[Materials required but not provided]

- Micropipette, Protective Goggles, Timer, Biohazard container

Kit storage and stability

The test kit should be stored at a temperature between 1°C and 30°C. Do not freeze the kit or its components.

- Assay diluent may be opened and resealed for each assay. Cap should be firmly sealed between each use. Assay diluent should be used within 30 days of opening.
- The test device is sensitive to both heat and humidity. Perform the test immediately after removing the test device from foil pouch.
- Do not use the test kit beyond its expiration date. The shelf life of the kit is as indicated on the outer package.
- Do not use the test kit if the pouch is damaged or the seal is broken.

Warnings

- The test devices are for in vitro diagnostic use only. Do not reuse the test device.
- The instructions must be followed exactly to achieve accurate results. Any individual performing any assay using this test device must be trained in the use of the test kit.
- Do not use the pipette by mouth, smoke, drink, eat, apply cosmetics, or handle contact lenses in areas where specimens are kept, containers are being handled.
- Wear protective goggles while handling specimens and wash hands thoroughly afterwards.
- Always use appropriate disposal methods for all used components.
- Decontaminate and dispose of all specimens, reaction kits and potentially contaminated materials in a biohazard container as if they were infectious waste.
- Do not use or reuse any components unless they have been followed correctly or the test may avoid assay diluent.
- Do not eat the desiccant from the foil pouch.
- Do not splash or aerosol formation of specimen and assay diluent.
- Do not use or reuse any components among different tests or those for other products. It is recommended that the specimen be retested using a new test device.
- Do not use the test kit if the pouch is damaged or the seal is broken.

- The test devices are for in vitro diagnostic use only. Do not reuse the test device.
- The instructions must be followed exactly to achieve accurate results. Any individual performing any assay using this test device must be trained in the use of the test kit.
- Do not use the pipette by mouth, smoke, drink, eat, apply cosmetics, or handle contact lenses in areas where specimens are kept, containers are being handled.
- Wear protective goggles while handling specimens and wash hands thoroughly afterwards.
- Always use appropriate disposal methods for all used components.
- Decontaminate and dispose of all specimens, reaction kits and potentially contaminated materials in a biohazard container as if they were infectious waste.
- Do not use or reuse any components unless they have been followed correctly or the test may avoid assay diluent.
- Do not eat the desiccant from the foil pouch.
- Do not splash or aerosol formation of specimen and assay diluent.
- Do not use or reuse any components among different tests or those for other products. It is recommended that the specimen be retested using a new test device.
- Do not use the test kit if the pouch is damaged or the seal is broken.

- The test devices are for in vitro diagnostic use only. Do not reuse the test device.
- The instructions must be followed exactly to achieve accurate results. Any individual performing any assay using this test device must be trained in the use of the test kit.
- Do not use the pipette by mouth, smoke, drink, eat, apply cosmetics, or handle contact lenses in areas where specimens are kept, containers are being handled.
- Wear protective goggles while handling specimens and wash hands thoroughly afterwards.
- Always use appropriate disposal methods for all used components.
- Decontaminate and dispose of all specimens, reaction kits and potentially contaminated materials in a biohazard container as if they were infectious waste.
- Do not use or reuse any components unless they have been followed correctly or the test may avoid assay diluent.
- Do not eat the desiccant from the foil pouch.
- Do not splash or aerosol formation of specimen and assay diluent.
- Do not use or reuse any components among different tests or those for other products. It is recommended that the specimen be retested using a new test device.
- Do not use the test kit if the pouch is damaged or the seal is broken.

- The test devices are for in vitro diagnostic use only. Do not reuse the test device.
- The instructions must be followed exactly to achieve accurate results. Any individual performing any assay using this test device must be trained in the use of the test kit.
- Do not use the pipette by mouth, smoke, drink, eat, apply cosmetics, or handle contact lenses in areas where specimens are kept, containers are being handled.
- Wear protective goggles while handling specimens and wash hands thoroughly afterwards.
- Always use appropriate disposal methods for all used components.
- Decontaminate and dispose of all specimens, reaction kits and potentially contaminated materials in a biohazard container as if they were infectious waste.
- Do not use or reuse any components unless they have been followed correctly or the test may avoid assay diluent.
- Do not eat the desiccant from the foil pouch.
- Do not splash or aerosol formation of specimen and assay diluent.
- Do not use or reuse any components among different tests or those for other products. It is recommended that the specimen be retested using a new test device.
- Do not use the test kit if the pouch is damaged or the seal is broken.

- The test devices are for in vitro diagnostic use only. Do not reuse the test device.
- The instructions must be followed exactly to achieve accurate results. Any individual performing any assay using this test device must be trained in the use of the test kit.
- Do not use the pipette by mouth, smoke, drink, eat, apply cosmetics, or handle contact lenses in areas where specimens are kept, containers are being handled.
- Wear protective goggles while handling specimens and wash hands thoroughly afterwards.
- Always use appropriate disposal methods for all used components.
- Decontaminate and dispose of all specimens, reaction kits and potentially contaminated materials in a biohazard container as if they were infectious waste.
- Do not use or reuse any components unless they have been followed correctly or the test may avoid assay diluent.
- Do not eat the desiccant from the foil pouch.
- Do not splash or aerosol formation of specimen and assay diluent.
- Do not use or reuse any components among different tests or those for other products. It is recommended that the specimen be retested using a new test device.
- Do not use the test kit if the pouch is damaged or the seal is broken.

- The test devices are for in vitro diagnostic use only. Do not reuse the test device.
- The instructions must be followed exactly to achieve accurate results. Any individual performing any assay using this test device must be trained in the use of the test kit.
- Do not use the pipette by mouth, smoke, drink, eat, apply cosmetics, or handle contact lenses in areas where specimens are kept, containers are being handled.
- Wear protective goggles while handling specimens and wash hands thoroughly afterwards.
- Always use appropriate disposal methods for all used components.
- Decontaminate and dispose of all specimens, reaction kits and potentially contaminated materials in a biohazard container as if they were infectious waste.
- Do not use or reuse any components unless they have been followed correctly or the test may avoid assay diluent.
- Do not eat the desiccant from the foil pouch.
- Do not splash or aerosol formation of specimen and assay diluent.
- Do not use or reuse any components among different tests or those for other products. It is recommended that the specimen be retested using a new test device.
- Do not use the test kit if the pouch is damaged or the seal is broken.

- The test devices are for in vitro diagnostic use only. Do not reuse the test device.
- The instructions must be followed exactly to achieve accurate results. Any individual performing any assay using this test device must be trained in the use of the test kit.
- Do not use the pipette by mouth, smoke, drink, eat, apply cosmetics, or handle contact lenses in areas where specimens are kept, containers are being handled.
- Wear protective goggles while handling specimens and wash hands thoroughly afterwards.
- Always use appropriate disposal methods for all used components.
- Decontaminate and dispose of all specimens, reaction kits and potentially contaminated materials in a biohazard container as if they were infectious waste.
- Do not use or reuse any components unless they have been followed correctly or the test may avoid assay diluent.
- Do not eat the desiccant from the foil pouch.
- Do not splash or aerosol formation of specimen and assay diluent.
- Do not use or reuse any components among different tests or those for other products. It is recommended that the specimen be retested using a new test device.
- Do not use the test kit if the pouch is damaged or the seal is broken.

- The test devices are for in vitro diagnostic use only. Do not reuse the test device.
- The instructions must be followed exactly to achieve accurate results. Any individual performing any assay using this test device must be trained in the use of the test kit.
- Do not use the pipette by mouth, smoke, drink, eat, apply cosmetics, or handle contact lenses in areas where specimens are kept, containers are being handled.
- Wear protective goggles while handling specimens and wash hands thoroughly afterwards.
- Always use appropriate disposal methods for all used components.
- Decontaminate and dispose of all specimens, reaction kits and potentially contaminated materials in a biohazard container as if they were infectious waste.
- Do not use or reuse any components unless they have been followed correctly or the test may avoid assay diluent.
- Do not eat the desiccant from the foil pouch.
- Do not splash or aerosol formation of specimen and assay diluent.
- Do not use or reuse any components among different tests or those for other products. It is recommended that the specimen be retested using a new test device.
- Do not use the test kit if the pouch is damaged or the seal is broken.

- The test devices are for in vitro diagnostic use only. Do not reuse the test device.
- The instructions must be followed exactly to achieve accurate results. Any individual performing any assay using this test device must be trained in the use of the test kit.
- Do not use the pipette by mouth, smoke, drink, eat, apply cosmetics, or handle contact lenses in areas where specimens are kept, containers are being handled.
- Wear protective goggles while handling specimens and wash hands thoroughly afterwards.
- Always use appropriate disposal methods for all used components.
- Decontaminate and dispose of all specimens, reaction kits and potentially contaminated materials in a biohazard container as if they were infectious waste.
- Do not use or reuse any components unless they have been followed correctly or the test may avoid assay diluent.
- Do not eat the desiccant from the foil pouch.
- Do not splash or aerosol formation of specimen and assay diluent.
- Do not use or reuse any components among different tests or those for other products. It is recommended that the specimen be retested using a new test device.
- Do not use the test kit if the pouch is damaged or the seal is broken.

- The test devices are for in vitro diagnostic use only. Do not reuse the test device.
- The instructions must be followed exactly to achieve accurate results. Any individual performing any assay using this test device must be trained in the use of the test kit.
- Do not use the pipette by mouth, smoke, drink, eat, apply cosmetics, or handle contact lenses in areas where specimens are kept, containers are being handled.
- Wear protective goggles while handling specimens and wash hands thoroughly afterwards.
- Always use appropriate disposal methods for all used components.
- Decontaminate and dispose of all specimens, reaction kits and potentially contaminated materials in a biohazard container as if they were infectious waste.
- Do not use or reuse any components unless they have been followed correctly or the test may avoid assay diluent.
- Do not eat the desiccant from the foil pouch.
- Do not splash or aerosol formation of specimen and assay diluent.
- Do not use or reuse any components among different tests or those for other products. It is recommended that the specimen be retested using a new test device.
- Do not use the test kit if the pouch is damaged or the seal is broken.

- The test devices are for in vitro diagnostic use only. Do not reuse the test device.
- The instructions must be followed exactly to achieve accurate results. Any individual performing any assay using this test device must be trained in the use of the test kit.
- Do not use the pipette by mouth, smoke, drink, eat, apply cosmetics, or handle contact lenses in areas where specimens are kept, containers are being handled.
- Wear protective goggles while handling specimens and wash hands thoroughly afterwards.
- Always use appropriate disposal methods for all used components.
- Decontaminate and dispose of all specimens, reaction kits and potentially contaminated materials in a biohazard container as if they were infectious waste.
- Do not use or reuse any components unless they have been followed correctly or the test may avoid assay diluent.
- Do not eat the desiccant from the foil pouch.
- Do not splash or aerosol formation of specimen and assay diluent.
- Do not use or reuse any components among different tests or those for other products. It is recommended that the specimen be retested using a new test device.
- Do not use the test kit if the pouch is damaged or the seal is broken.

- The test devices are for in vitro diagnostic use only. Do not reuse the test device.
- The instructions must be followed exactly to achieve accurate results. Any individual performing any assay using this test device must be trained in the use of the test kit.
- Do not use the pipette by mouth, smoke, drink, eat, apply cosmetics, or handle contact lenses in areas where specimens are kept, containers are being handled.
- Wear protective goggles while handling specimens and wash hands thoroughly afterwards.
- Always use appropriate disposal methods for all used components.
- Decontaminate and dispose of all specimens, reaction kits and potentially contaminated materials in a biohazard container as if they were infectious waste.
- Do not use or reuse any components unless they have been followed correctly or the test may avoid assay diluent.
- Do not eat the desiccant from the foil pouch.
- Do not splash or aerosol formation of specimen and assay diluent.
- Do not use or reuse any components among different tests or those for other products. It is recommended that the specimen be retested using a new test device.
- Do not use the test kit if the pouch is damaged or the seal is broken.

- The test devices are for in vitro diagnostic use only. Do not reuse the test device.
- The instructions must be followed exactly to achieve accurate results. Any individual performing any assay using this test device must be trained in the use of the test kit.
- Do not use the pipette by mouth, smoke, drink, eat, apply cosmetics, or handle contact lenses in areas where specimens are kept, containers are being handled.
- Wear protective goggles while handling specimens and wash hands thoroughly afterwards.
- Always use appropriate disposal methods for all used components.
- Decontaminate and dispose of all specimens, reaction kits and potentially contaminated materials in a biohazard container as if they were infectious waste.
- Do not use or reuse any components unless they have been followed correctly or the test may avoid assay diluent.
- Do not eat the desiccant from the foil pouch.
- Do not splash or aerosol formation of specimen and assay diluent.
- Do not use or reuse any components among different tests or those for other products. It is recommended that the specimen be retested using a new test device.
- Do not use the test kit if the pouch is damaged or the seal is broken.

Français

- Retirez le dispositif de test de la pochette en aluminium et placez-le sur une surface plane et sèche. Apposez sur le dispositif de test une étiquette comportant l'identifiant du patient. [À l'aide d'une micropipette]
- Verser 20 µl d'échantillon de plasma ou de sérum à 20 µl d'échantillon de sang total dans le puits d'échantillonnage «S».
- OUI.
- Verser 4 gouttes (environ 120 µl) du diluant de dosage dans le puits d'échantillonnage «S».
- [À l'aide d'une pipette capillaire]
- Prendre 20 µl d'échantillon de sang total prélevé dans le puits d'échantillonnage «S».
- Verser 4 gouttes (environ 120 µl) du diluant de dosage dans le puits d'échantillonnage «S».
- [Attention** : veillez à ce que l'embout du flacon ne touche pas le dispositif afin d'éviter toute contamination croisée. Tenez le flacon à la verticale pour verser l'échantillon. Si vous ne tenez pas le flacon à la verticale, les résultats peuvent être obtenus. Vous devez éviter 4 gouttes exactement. Lajout de plus de 4 gouttes peut donner lieu à un arrière-plan de couleur rougeâtre ou à un résultat non valide.
- [Précaution** : Si le résultat de la prueba no es legible después de 10 minutos desde el momento de añadir el suero a la muestra, use un colorante rojizo se desplace a través la fenestra de resultado al centro del dispositivo de test.
- Interpréter les résultats du test au bout de 10 à 20 minutes après l'ajout du diluant de dosage. Lisez les résultats au bout de 20 minutes.
- [Attention** : si le résultat de test n'est pas lisible au bout de 10 minutes en raison d'une couleur rougeâtre, il est recommandé de tester à nouveau l'échantillon.]

[Principe du test] Le test Bioline® HIV 1/2 3.0 est un test qualitatif rapide pour la détection d'anticorps anti-VIH-1 et anti-VIH-2 dans le plasma ou le sérum humain par immunodosage. La présence du VIH peut être identifiée par la détection d'anticorps anti-VIH-1/2 dans le plasma ou le sérum humain par immunodosage.

[Utilisation prévue] Le test Bioline® HIV 1/2 3.0 est un test qualitatif rapide pour la détection d'anticorps de tous les isotypes (IgG, IgM et IgA) spécifiques au VIH-1 et au VIH-2 simultanément dans le sérum, le plasma ou le sang total humain. Le kit Bioline® HIV 1/2 3.0 est destiné uniquement à un usage professionnel et à un diagnostic in vitro. Ce test peut ne pas convenir au diagnostic d'infection précoce ni au dépistage lors d'un don de sang. Les échantillons positifs doivent être confirmés par un dosage supplémentaire tel que le test ELISA ou le test Western Blot. Les performances du dosage n'ont pas été établies pour les populations de nourissons, d'enfants ou d'adultes.

[Matériel fourni et substances actives des principaux composants]

- 1. Le test Bioline® HIV 1/2 3.0 comporte les éléments suivants pour la réalisation du dosage:
 - 25 dispositifs de test avec agent déshydratant conditionnés dans des emballages individuels
 - 100 µl de 0,9% de solution saline à utiliser comme lavage et pour effectuer un résultat négatif.
 - Diluant des tests (1 x 4 ml/fiasco)
 - 25 pipettes capillaires (20 µl), 25 lancettes de sécurité, 25 compresses alcool
 - 1 Embouteillage
 - 1 Notice
- 2. Substances actives des principaux composants
 - 1 bandelette de test incluant : conjugué de : antigènes recombinants gp41, p24 du VIH-1, gp36 du VIH-2 ; or colloïdal (0,02 à 0,2 µg) ; ligne de test : antigène recombinant gp36 du VIH-1 (0,05 à 0,10 µg) ; ligne de contrôle : sérum de chèvre anti-VIH (0,75 à 0,15 µg)
 - Diluant de dosage : un tampon Tris-HCl de 50 mM (0,4 M), de lactose de sodium (0,3-0,9 g)

[Matériel requis, mais non fourni]

- Micropipette, gants, protection, minuteur, possible pour dichets présentant un risque biologique

Conservation et stabilité du kit

- Le kit de test doit être conservé à une température comprise entre 1 et 30°C. Ne congelé pas le kit ou ses composants.
- Le kit de test doit être ouvert et refermé à chaque dosage. Veillez à bien refermer le flacon à l'aide du bouchon entre chaque utilisation. S'il est conservé à une température comprise entre 1 et 30°C, le diluant de dosage est stable jusqu'à la date de péremption.
- Si l'échantillon de sang n'est pas analysé immédiatement, il est recommandé de tester immédiatement après avoir retiré le dispositif de test de la pochette en aluminium.
- N'utiliser pas le kit de test au-delà de sa date de péremption. La durée de conservation du produit est indiquée sur l'emballage.
- N'utiliser pas le kit de test la pochette est endommagée ou si le sceau est rompu.

Avertissements

- Le kit de test de test sont uniquement destinés au diagnostic in vitro. Ne réutilisez pas le dispositif de test.
- Pour obtenir des résultats exacts et précis, il est impératif de suivre scrupuleusement les protocoles de test. Les résultats peuvent ne pas être fiables si les protocoles ne sont pas strictement respectés.
- Ne manipulez pas la pipette avec la bouche, ne fumez pas, ne buvez pas, ne manger pas, n'utilisez pas de produits cosmétiques ou que tout autre produit en contact dans la pièce dans laquelle les échantillons et composants du kit sont manipulés.
- Portez des gants de protection lorsque vous manipulez les échantillons et lavez-vous soigneusement les mains ensuite.
- Ne réutilisez pas les seringues soigneusement les surfaces concernées à l'aide d'un désinfectant approprié.
- Décontaminez et mettez au rebut tous les échantillons, les kits de réactifs et le matériel potentiellement contaminé dans une poubelle pour déchets présentant un risque biologique comme celi régissant des déchets infectieux.
- Ne mélangez ou rincer/égarer pas les échantillons.
- Ne manipulez pas les déchets contents de la pochette en aluminium.
- Évitez les éclaboussures ou les pulvérisations d'échantillon et de diluant de dosage.
- Ne mélanger ou nécher/pas les composants provenant de différents lots ou d'autres matériaux.
- N'avez pas le diluant de dosage.
- N'utilisez toute contamination de l'embout du flacon lors du dépôt du diluant de dosage dans le puits d'échantillonnage.
- Ne portez aucun danger pour l'utilisateur si les consignes standard de sécurité en laboratoire sont respectées. En cas de contact avec les yeux et/ou la peau, lavez immédiatement la zone concernée avec de l'eau et du savon. En cas d'irritation ou de signes de toxicité, consultez un médecin.
- En l'absence de dosage content de réactifs de sodium, susceptible de réagir avec les tuyaux en plastique et les seringues. Évitez de manipuler les seringues et les seringues explosifs. Lors de l'élimination de ces déchets via la tuyauterie, rincez abondamment à l'eau pour éviter l'accumulation d'azures dans les canalisations.
- Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels.

Prélevement et manipulation des échantillons

- Sang total**
 - [Prélèvement par ponction veineuse]**
 - Par ponction veineuse, prélevez du sang total dans le tube de prélèvement (qui contient des anticoagulants tels que l'héparine, l'EDTA et le citrate de sodium), puis étiquetez le tube.
 - Si l'échantillon de sang n'est pas immédiatement testé, il doit être réfrigéré à 2-8°C.
 - S'il est conservé à une température comprise entre 2 et 8°C, l'échantillon de sang doit être testé dans les 3 jours suivant la réfrigération.
 - N'utilisez pas un échantillon de sang conservé pendant plus de 3 jours ; il risquerait de provoquer une réaction non spécifique.
 - Rincez les échantillons sangs à température ambiante (15 - 30°C) avant utilisation.
- [Prélèvement par ponction capillaire]**
 - Nettoyez la zone de prélèvement avec un tampon alcoolisé 30%.
 - Appuyez fermement sur le bout du doigt, puis piquez sur le côté du doigt avec la lancette fournie. Essayez de piquer doucement sur le côté. Mettez immédiatement la lancette au rebut selon la procédure de sécurité prévue.
 - Plongez l'extrémité ouverte d'une nouvelle pipette capillaire (20 µl) dans le gouste de sang suçant et retirez le dispositif de test que la pipette capillaire aspire le sang jusqu'à atteindre le niveau de remplissage.

- Plasma ou sérum**
 - [Préparation]** Par ponction veineuse, prélevez du sang total dans le tube de prélèvement (qui contient des anticoagulants tels que l'héparine, l'EDTA et le citrate de sodium), puis centrifugez le sang pour obtenir l'échantillon de plasma.
 - [Préparation]** Par ponction veineuse, prélevez du sang total dans le tube de prélèvement (qui le contient PAS d'anticoagulants), puis laissez le sang coaguler pendant 30 minutes. Centrifugez le tube pour obtenir un échantillon de sérum.
 - Si les échantillons de plasma ou de sérum ne sont pas testés immédiatement, ils doivent être réfrigérés à une température comprise entre 2 et 8°C. Si la période de conservation est supérieure à 2 semaines, il est recommandé de congeler les échantillons à une température inférieure à -20°C. Remenez les échantillons de plasma ou de sérum à température ambiante (15 - 30°C) avant utilisation.

- Les échantillons de plasma ou de sérum contenant un précipité peuvent produire des résultats de test incohérents. Ces échantillons doivent être clarifiés par centrifugation avant le dosage.
- Précautions
 - Les anticoagulants tels que l'héparine, l'EDTA et le citrate de sodium n'influent pas sur le résultat du test. L'utilisation de ces anticoagulants n'a pas d'effet sur le résultat. Une utilisation peut avoir une incidence sur les résultats des tests.
- Utilisez un nouvel embout de pipette pour chaque échantillon afin d'éviter toute contamination croisée d'autres échantillons qui pourrait entraîner des résultats erronés.

Déroulement du test (voir les illustrations)

- Amener tous les composants du kit et les échantillons à une température comprise entre 15°C et 30°C avant d'effectuer le test.

- Precautions
 - Les anticoagulants, inclusos la heparina, el EDTA y el citrato de sodio, no afectan el resultado de la prueba. No se va validado el uso de otros anticoagulantes. Sin, uso, por lo tanto, nunca prepare el resultado de la prueba.
- Utilice boquillas para efectar los resultados de cada muestra, con el fin de evitar la contaminación cruzada con otras muestras que pudiera provocar resultados erróneos.

- Precautions
 - Los anticoagulantes, incluidos la heparina, el EDTA y el citrato de sodio, no afectan el resultado de la prueba. No se va validado el uso de otros anticoagulantes. Sin, uso, por lo tanto, nunca prepare el resultado de la prueba.
- Utilice boquillas para efectar los resultados de cada muestra, con el fin de evitar la contaminación cruzada con otras muestras que pudiera provocar resultados erróneos.

Procédement de prueba (consulte la figura)

- Avant de réaliser la prueba, égar de todos los componentes y las muestras del kit al alcance de la temperatura ambiente entre 15°C y 30°C.
- Seque el dispositivo de prueba de la bolsa de plástico y colóquelo sobre una superficie plana y seca. Etiquete el dispositivo de prueba con el identificador del paciente.
- Con una micropipeta, añada 20 µl de sangre en el poquito para muestras marcado con una "S".

- Precautions
 - Los anticoagulantes, incluidos la heparina, el EDTA y el citrato de sodio, no afectan el resultado de la prueba. No se va validado el uso de otros anticoagulantes. Sin, uso, por lo tanto, nunca prepare el resultado de la prueba.
- Utilice boquillas para efectar los resultados de cada muestra, con el fin de evitar la contaminación cruzada con otras muestras que pudiera provocar resultados erróneos.

- Precautions
 - Los anticoagulantes, incluidos la heparina, el EDTA y el citrato de sodio, no afectan el resultado de la prueba. No se va validado el uso de otros anticoagulantes. Sin, uso, por lo tanto, nunca prepare el resultado de la prueba.
- Utilice boquillas para efectar los resultados de cada muestra, con el fin de evitar la contaminación cruzada con otras muestras que pudiera provocar resultados erróneos.

Bibliography of suggested reading / Bibliografía de lecturas sugeridas / Bibliografía de lectura sugerida / Bibliografía de lecturas recomendadas

- Report of the WHO evaluation Phase II of the SD BIOLINE HIV-1/2 3.0 WHO collaborating center for Transfusion Transmitted Infectious Department of Institute of Tropical Medicine in Antwerp, Belgium. (2002)
- Zoltán Györi, M.D., and János Minarovits, M.D. D.S.: Evaluation of the SD BIOLINE HIV-1/2 3.0 rapid test for the detection of antibodies to human immunodeficiency virus (HIV) in sera from European individuals (2008)
- Dr. Heinrich Schlaberg: EVALUATION OF SD BIOLINE HIV-1/2 3.0 RAPID, MANUFACTURED BY STANDARD DIAGNOSTICS, INC., KOREA (2007)
- Adrian Purescu, Deputy Director, Virology / LABORATORY EVALUATION OF HIV RAPID ASSAYS (2006)
- Nádia Monica: Resultat de l'évaluation du test rapide SD BIOLINE HIV-1/2 3.0 pour le dépistage du VIH (2005)
- Mr. Wisa Purua: Summary HIV Test Kit Evaluation/Waldy Study 2006. (2006)
- http://www.who.int/diagnostics_laboratory/evaluation/hiv/en/

Español

- O
 - [Con una pipeta capilar]
 - Vierta 20 µl de la muestra de sangre extraída en el poquito para muestras marcado con una "S".
 - Vierta 4 gotas (aproximadamente 120 µl) del diluyente del análisis en el poquito para muestras marcado con una "S".
- [Precaución**: Tenga cuidado de que la boquilla de la botella no entre en contacto con el dispositivo para evitar la contaminación cruzada. Sostenga la botella en posición vertical mientras se vierte. Si no sujeta la botella de forma vertical, se pueden producir resultados incorrectos. Se deben agregar exactamente 4 gotas. Si se agregan más de 4 gotas, puede hacer que el fondo adquiera un color rojo o produzca un resultado no válido.
- Cuando la prueba comienza a funcionar, ve que el color morado se mueve por la ventana de resultados en el centro del dispositivo de prueba.
- Interprete los resultados de la prueba a los 10 a 20 minutos después de agregar el diluyente del plasma. No los lea después de 20 minutos.
- [Precaución**: Si el resultado de la prueba no es legible después de 10 minutos desde el momento que tiene el color de fondo intenso, vuelva a leerlo después, pero dentro de los 20 minutos posteriores a la incorporación del diluyente. La lectura fuera de este período (antes de 10 min o después de 20 min) puede arrojar resultados falsos.

Interpretación de la prueba (consulte la figura)

- Cuando la prueba funciona correctamente, aparece una línea de control de color en la letra "C" de la ventana de resultados.
- La sección "1" y "2" de la ventana de resultados indica el resultado de la prueba.
- Resultado negativo**
 - [Llave]** **Precaución**: Si aparece cualquier línea de prueba, sin importar la tenue que sea, significa que el resultado de la prueba es positivo.
- Resultado positivo para VIH-1:**
 - La presencia de las líneas de prueba 1 (1) y de control (C) indica un resultado positivo para anticorpos anti-VIH-1.
 - Si la intensidad del color de la línea de prueba 1 es más oscura que la de la línea de prueba 2 en la ventana de resultados, se puede interpretar como un resultado positivo para anticorpos anti-VIH-2.
- Resultado positivo para VIH-2:**
 - La presencia de las líneas de prueba 2 (2) y de control (C) indica un resultado positivo para anticorpos anti-VIH-2.
 - Si la intensidad del color de la línea de prueba 2 es más oscura que la de la línea de prueba 1 en la ventana de resultados, se puede interpretar como un resultado positivo para anticorpos anti-VIH-1.
- Resultado positivo para VIH 1 y 2:**
 - La presencia de las líneas de prueba 1 (1), de prueba 2 (2) y de control (C) indica un resultado positivo para anticorpos anti-VIH-1 y 2.
- [Precaución**: Si no se ve poco cuando un paciente presenta un resultado positivo para ambos anticorpos, anti-VIH 1 y 2, esto está dentro de las posibilidades, debido a que la secuencia de aminoácidos entre anticorpos anti-VIH 1 y 2 es homóloga. Para determinar el tipo de virus a diagnosticar una confirmación con precisión, se debe realizar una prueba de confirmación como Western Blot, etc.

Resulta no válido:

- Si no aparece la línea de control (C) o si aparece una mancha rosada o púrpura en la ventana de resultados, significa que el resultado de la prueba no es válido. Es posible que no se hayan seguido las instrucciones correctamente o que la prueba se haya deteriorado. Se recomienda que la muestra se vuelva a analizar con un nuevo dispositivo de prueba.

Limitaciones de la prueba

- Un resultado positivo puede indicar una infección con VIH-1. Las pruebas inmunocromatográficas por sí solas no bastan para diagnosticar el SIDA. Un diagnóstico de SIDA solo se puede realizar con pruebas de VIH-1/2 en un laboratorio con la definición de caso de SIDA establecido por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Las muestras positivas se deben confirmar mediante un análisis complementario, como las pruebas de ELISA o

Bioline™ HIV 1/2 3.0

The 3rd Generation of antibodies to HIV-1/HIV-2 Test
Le test de 3e génération d'anticorps anti-VIH-1/VIH-2
La tercera generación de anticuerpos para la prueba de VIH 1 o 2
A 3.ª geração de anticorpos do teste VIH-1/VIH-2

PREPARATION / PRÉPARATION / PREPARACIÓN / PREPARAÇÃO

- EN Now, open the package and look for the following:

 - Test device with desiccant in individual foil pouch
 - Assay diluent
 - Instructions for use
 - Capillary pipette (20 µl)
 - Safety lancet
 - Alcohol swab

ES Ahora, abra el paquete y busque lo siguiente:

 - Dispositivo de prueba con desecante en la bolsa de papel de aluminio individual
 - Diluyente del ensayo
 - Instrucciones de uso
 - Pipeta capilar (20 µl)
 - Lancetas de seguridad
 - Hisopo con alcohol

FR Ouvrez l'emballage et vérifiez que les éléments suivants sont présents :

 - Dispositif de test avec agent déshydratant conditionné dans un emballage en aluminium individuel
 - Diluant du test
 - Mode d'emploi
 - Pipette capillaire (20 µl)
 - Lancettes de sécurité
 - Compresse d'alcool

PT Agora, abra a embalagem e procure o seguinte:

 - Dispositivo de teste com dessecante em bolsa de alumínio individual
 - Diluyente de ensaio
 - Instruções de utilização
 - Pipeta capilar (20 µl)
 - Lancetas de segurança
 - Zaragatoa com álcool

- EN Carefully read the instructions on how to use the Bioline™ HIV 1/2 3.0 test kit.

ES Lea atentamente las instrucciones sobre cómo utilizar el kit de prueba Bioline™ HIV 1/2 3.0.

FR Lisez attentivement les instructions d'utilisation du kit de test Bioline™ HIV 1/2 3.0.

PT Leia atentamente as instruções sobre como utilizar o kit de teste Bioline™ HIV 1/2 3.0.

- EN Look at the expiration date at the back of the foil pouch. If the expiration date has passed, use another kit. To avoid false results, ensure that the assay diluent used is from the same kit as the new test device.

FR Vérifiez la date de péremption au dos de la pochette en aluminium. Si la date de péremption est dépassée, utilisez un autre kit. Pour éviter l'obtention de résultats erronés, assurez-vous que le diluant utilisé pour le dosage provient du même kit que le nouveau dispositif de test.

ES Revise la fecha de vencimiento en la parte posterior de la bolsa de papel aluminio. Si el kit está vencido, utilice otro kit. Para evitar resultados falsos, asegúrese de que el diluyente del análisis que se utilice sea del mismo kit que el dispositivo de prueba nuevo.

PT Verifique a data de validade na parte posterior da bolsa de alumínio. Se a data de validade tiver expirado, utilize outro kit. Para evitar resultados falsos, certifique-se de que o diluente de ensaio utilizado é do mesmo kit que o novo dispositivo de teste.

- EN Open the foil pouch and look for the following:

 - Test device
 - Desiccant

Then, label the device with the patient identifier.

FR Ouvrez la pochette en aluminium et vérifiez la présence des éléments suivants :

 - Dispositif de test
 - Desiccant

Apposez ensuite sur le dispositif une étiquette comportant l'identifiant du patient.

ES Abra la bolsa de papel aluminio y busque lo siguiente:


 - Dispositivo de prueba
 - Desecante

A continuación, etiquete el dispositivo con el identificador del paciente.

PT Abra a bolsa de alumínio e procure o seguinte:

 - Dispositivo de teste
 - Dessecante

Em seguida, coloque uma etiqueta no dispositivo com o identificador do paciente.



◆ SP 10 µl / WB 20 µl : Serum 10 µl or Plasma 10 µl or Whole blood 20 µl / Sérum 10 µl ou plasma 10 µl ou sang total 20 µl / 10 µl de soro, 10 µl de plasma o 20 µl de sangue / 10 µl de soro, 10 µl de plasma ou 20 µl de sangue total
◆ 10-20 min. : Assay diluent 4 drops / 4 gouttes de diluant de dosage / 4 gotas de diluyente del análisis / 4 gotas de diluente de ensaio

TEST PROCEDURE / DÉROULEMENT DU TEST / PROCEDIMIENTO DE PRUEBA / PROCEDIMENTO DO TESTE

I. Blood (by venipuncture), Plasma or Serum specimen / Échantillon de sang (par ponction veineuse), de plasma ou de sérum / Muestra de sangre (por venopunción), plasma o suero / Amostra de sangue (por punção venosa), plasma ou soro


Specimen collection / Prélèvement d'un échantillon / Obtención de la muestra / Colheita de amostras

- EN Using a micropipette draw plasma or serum: 10 µl specimen or whole blood: 20 µl specimen

FR À l'aide d'une micropipette, prélevez du plasma ou du sérum : échantillon de 10 µl ou sang total : échantillon de 20 µl

ES Con una micropipeta, extraiga plasma o suero: muestra de 10 µl o sangre: muestra de 20 µl

PT Utilizando uma micropipeta, colha plasma ou soro: amostra de 10 µl ou sangue total: amostra de 20 µl




- EN Dispense 10 µl of plasma or serum specimen or 20 µl of whole blood specimen into the specimen well marked "S"

FR Versez 10 µl d'échantillon de plasma ou de sérum ou 20 µl d'échantillon de sang total dans le puits d'échantillonnage marqué « S »

ES Vierta 10 µl de la muestra de plasma o de suero o 20 µl de la muestra de sangre en el pocillo para muestra marcado con una "S"

PT Coloque 10 µl da amostra de plasma ou soro ou 20 µl da amostra de sangue total no poço da amostra com a marca "S"




- EN Dispense 4 drops (approximately 120 µl) of assay diluent into the specimen well "S". Hold bottle vertically while dispensing. Do not let bottle nozzle touch device in order to avoid cross-contamination.

FR Versez 4 gouttes (environ 120 µl) de diluant de dosage dans le puits d'échantillonnage « S ». Tenez le flacon à la verticale pour verser l'échantillon. Veillez à ce que l'embout du flacon ne touche pas le dispositif afin d'éviter toute contamination croisée.

ES Vierta 4 gotas (aproximadamente 120 µl) de diluyente del análisis en el pocillo para prueba "S". Sostenga la botella en posición vertical mientras vierte. Tenga cuidado de que la boquilla de la botella no entre en contacto con el dispositivo para evitar la contaminación cruzada.

PT Coloque 4 gotas (aproximadamente, 120 µl) de diluente de ensaio no poço da amostra "S". Segure o frasco na vertical durante a colocação das gotas. Não deixe que o bocal do frasco toque no dispositivo para evitar a contaminação cruzada.



- EN Interpret the result 10 - 20 minutes after adding assay diluent. Reading outside of this time frame (before 10 min or after 20 min) may provide in false results.

FR Interprétez les résultats au bout de 10 à 20 minutes après l'ajout du diluant de dosage. Une lecture en dehors de cette période (avant 10 min ou après 20 min) peut donner lieu à des résultats erronés.

ES Interprete el resultado de 10 a 20 minutos después de agregar el diluyente del análisis. La lectura fuera de este marco de tiempo (antes de 10 min o después de 20 min) puede arrojar resultados falsos.

PT Interprete o resultado 10 a 20 minutos depois de adicionar o diluente de ensaio. A leitura fora deste intervalo de tempo (antes de 10 min ou após 20 min) pode fornecer resultados falsos.



II. Blood specimen (with a lancet) / Échantillon de sang (prélevé à l'aide d'une lancette) / Muestra de sangre (con lanceta) / Amostra de sangue (com uma lanceta)

Specimen collection / Prélèvement d'un échantillon / Obtención de la muestra / Colheita de amostras

- EN Clean the area to be lanced with an alcohol swab.

FR Nettoyez la zone de prélèvement avec un tampon imbibé d'alcool.


ES Limpie el área desde donde se va a extraer la sangre con un hisopo con alcohol.

PT Limpe a área a lancetar, utilizando uma zaragatoa com álcool.
- EN Squeeze the fingertip then prick the lateral side of the finger with a lancet provided. Wipe away the first blood drop. Then, safely dispose of the lancet immediately after.

FR Appuyez fermement sur le bout du doigt, puis piquez sur le côté du doigt avec la lancette fournie. Essuyez la première goutte de sang. Mettez immédiatement la lancette au rebut selon la procédure de sécurité prévue.

ES Apriete la punta del dedo y, a continuación, realice una punción en la parte lateral del dedo con una lanceta proporcionada. Limpie la primera gota de sangre. Inmediatamente después, deseche la lanceta de forma segura.

PT Aperte a ponta do dedo e, em seguida, pique a parte lateral do dedo com a lanceta fornecida. Limpe a primeira gota de sangue. Inmediatamente depois, elimine a lanceta num recipiente apropriado.




- EN Immerse the open end of a new capillary pipette (20 µl) in the next blood drop and release the pressure to draw blood into the capillary pipette up to the fill line.

FR Plongez l'extrémité ouverte d'une nouvelle pipette capillaire (20 µl) dans la goutte de sang suivante et relâchez la pression pour que la pipette capillaire aspire le sang jusqu'à atteindre le niveau de remplissage.

ES Sumerja el extremo abierto de una pipeta capilar nueva (20 µl) en la siguiente gota de sangre que aflore y libere la presión, para que entre sangre en la pipeta capilar hasta la línea de llenado.

PT Mergulhe a extremidade aberta de uma nova pipeta capilar (20 µl) na próxima gota de sangue e liberte a pressão para colher o sangue para a pipeta capilar até à linha de enchimento.



- EN Dispense 20 µl of drawn whole blood specimen in the specimen well marked "S".

FR Versez 20 µl d'échantillon de sang total prélevé dans le puits d'échantillonnage marqué « S ».



ES Vierta 20 µl de la muestra de sangre extraída en el pocillo para muestra marcado con una "S".

PT Coloque 20 µl da amostra de sangue total colhido no poço da amostra com a marca "S".
- EN Dispense 4 drops (approximately 120 µl) of assay diluent into the specimen well "S". Hold bottle vertically while dispensing. Do not let bottle nozzle touch device in order to avoid cross-contamination.

FR Versez 4 gouttes (environ 120 µl) de diluant de dosage dans le puits d'échantillonnage « S ». Tenez le flacon à la verticale pour verser l'échantillon. Veillez à ce que l'embout du flacon ne touche pas le dispositif afin d'éviter toute contamination croisée.

ES Vierta 4 gotas (aproximadamente 120 µl) de diluyente del análisis en el pocillo para prueba "S". Sostenga la botella en posición vertical mientras vierte. Tenga cuidado de que la boquilla de la botella no entre en contacto con el dispositivo para evitar la contaminación cruzada.

PT Coloque 4 gotas (aproximadamente, 120 µl) de diluente de ensaio no poço da amostra "S". Segure o frasco na vertical durante a colocação das gotas. Não deixe que o bocal do frasco toque no dispositivo para evitar a contaminação cruzada.



- EN Interpret the result 10 - 20 minutes after adding assay diluent. Reading outside of this time frame (before 10 min or after 20 min) may provide in false results.

FR Interprétez les résultats au bout de 10 à 20 minutes après l'ajout du diluant de dosage. Une lecture en dehors de cette période (avant 10 min ou après 20 min) peut donner lieu à des résultats erronés.

ES Interprete el resultado de 10 a 20 minutos después de agregar el diluyente del análisis. La lectura fuera de este marco de tiempo (antes de 10 min o después de 20 min) puede arrojar resultados falsos.

PT Interprete o resultado 10 a 20 minutos depois de adicionar o diluente de ensaio. A leitura fora deste intervalo de tempo (antes de 10 min ou após 20 min) pode fornecer resultados falsos.



INTERPRETATION / INTERPRÉTATION / INTERPRETAÇÃO

Negative / Négatif / Negativo

- EN The presence of only the control line (C) within the result window indicates a negative result.
- FR La présence, dans la fenêtre de résultat, de la ligne de contrôle (C) uniquement indique un résultat négatif.
- ES Si solo aparece la línea de control (C) en la ventana de resultados, significa que el resultado de la prueba es negativo.
- PT A presença de apenas a linha de controlo (C) na janela de resultados indica um resultado negativo.




Positive / Positif / Positivo

- EN ⚠ Caution: The presence of any test line, no matter how faint, the result is considered positive.
- FR ⚠ Attention : la présence d'une ligne de test, quelle que soit l'intensité de la couleur, indique un résultat considéré comme positif.
- ES ⚠ Precaución: Si aparece cualquier línea de prueba, sin importar lo tenue que sea, significa que el resultado de la prueba es positivo.
- PT ⚠ Atenção: a presença de qualquer linha de teste, independentemente da intensidade desta, significa que o resultado é considerado positivo.

HIV-1 Positive / Positif / Positivo

2 LINES / 2 LIGNES / 2 LÍNEAS / 2 LINHAS

- EN The presence of both test line 1 (1) and the control line (C) indicates a positive result for anti-HIV-1.
- FR La présence simultanée de la ligne de test 1 (1) et de la ligne de contrôle (C) indique un résultat positif pour les anticorps anti-VIH-1.
- ES La presencia de las líneas de prueba 1 (1) y de control (C) indica un resultado positivo para anticuerpos anti-VIH-1.
- PT A presença da linha de teste 1 (1) e da linha de controlo (C) indica um resultado positivo para anti-VIH-1.



3 LINES / 3 LIGNES / 3 LÍNEAS / 3 LINHAS


- EN If the color intensity of the test line 1 is darker than one of test line 2 in the result window, you can interpret the result as anti-HIV-1 positive.
- FR Si l'intensité de couleur de la ligne de test 1 est plus sombre que celle de la ligne de test 2 dans la fenêtre de résultat, vous pouvez interpréter le résultat comme étant positif aux anticorps anti-VIH-1.
- ES Si la intensidad del color de la línea de prueba 1 es más oscura que la de la línea de prueba 2 en la ventana de resultados, se puede interpretar como un resultado positivo para anticuerpos anti-VIH-1.
- PT Se, na janela de resultados, a intensidade da cor da linha de teste 1 for mais escura do que a da linha de teste 2, pode interpretar o resultado como positivo para anti-VIH-1.
- EN Ligne pâle : par homologie dans la séquence d'acides aminés du VIH de type 1 et du VIH de type 2.
- FR Si l'intensité de couleur de la ligne de test 1 est plus sombre que celle de la ligne de test 2 dans la fenêtre de résultat, vous pouvez interpréter le résultat comme étant positif aux anticorps anti-VIH-1.
- ES Línea borrosa: por homología en la secuencia de aminoácidos de VIH Tipo 1 y 2.
- PT Se, na janela de resultados, a intensidade da cor da linha de teste 1 for mais escura do que a da linha de teste 2, pode interpretar o resultado como positivo para anti-VIH-1.
- EN Linha tênue: por homologia na sequência de aminoácidos do VIH tipo 1 e VIH tipo 2.



HIV-2 Positive / Positif / Positivo

2 LINES / 2 LIGNES / 2 LÍNEAS / 2 LINHAS

- EN The presence of both test line 2 (2) and the control line (C) indicates a positive result for anti-HIV-2.
- FR La présence simultanée de la ligne de test 2 (2) et de la ligne de contrôle (C) indique un résultat positif pour les anticorps anti-VIH-2.
- ES La presencia de las líneas de prueba 2 (2) y de control (C) indica un resultado positivo para anticuerpos anti-VIH-2.
- PT A presença da linha de teste 2 (2) e da linha de controlo (C) indica um resultado positivo para anti-VIH-2.



3 LINES / 3 LIGNES / 3 LÍNEAS / 3 LINHAS

- EN If the color intensity of the test line 2 is darker than one of test line 1 in the result window, you can interpret the result as anti-HIV-2 positive.
- FR Si l'intensité de couleur de la ligne de test 2 est plus sombre que celle de la ligne de test 1 dans la fenêtre de résultat, vous pouvez interpréter le résultat comme étant positif aux anticorps anti-VIH-2.
- ES Si la intensidad del color de la línea de prueba 2 es más oscura que la de la línea de prueba 1 en la ventana de resultados, se puede interpretar como un resultado positivo para anticuerpos anti-VIH-2.
- PT Se, na janela de resultados, a intensidade da cor da linha de teste 2 for mais escura do que a da linha de teste 1, pode interpretar o resultado como positivo para anti-VIH-2.
- EN Ligne pâle : par homologie dans la séquence d'acides aminés du VIH de type 1 et du VIH de type 2.
- FR Si l'intensité de couleur de la ligne de test 2 est plus sombre que celle de la ligne de test 1 dans la fenêtre de résultat, vous pouvez interpréter le résultat comme étant positif aux anticorps anti-VIH-2.
- ES Línea borrosa: por homología en la secuencia de aminoácidos de VIH Tipo 1 y 2.
- PT Se, na janela de resultados, a intensidade da cor da linha de teste 2 for mais escura do que a da linha de teste 1, pode interpretar o resultado como positivo para anti-VIH-2.
- EN Linha tênue: por homologia na sequência de aminoácidos do VIH tipo 1 e VIH tipo 2.



Remark / Remarque / Comentarios / Observação

- EN [Both HIV-1 and HIV-2 Positive] The presence of the test line 1 (1), the test line 2 (2) and the control line (C) indicates a positive result for anti-HIV-1 and/or anti-HIV-2.
- FR [Positifs aux deux VIH-1 et VIH-2] La présence de la ligne de test 1 (1), de la ligne de test 2 (2) et de la ligne de contrôle (C) indique un résultat positif pour les anticorps anti-VIH-1 et/ou anti-VIH-2.
- ES [Resultado positivo para VIH 1 y 2] La presencia de las líneas de prueba 1 (1), de prueba 2 (2) y de control (C) indica un resultado positivo para anticuerpos anti-VIH 1 y 2.
- PT [Positivo para VIH-1 e VIH-2] A presença da linha de teste 1 (1), da linha de teste 2 (2) e da linha de controlo (C) indica um resultado positivo para anticuerpos anti-VIH-1 e/ou anti-VIH-2.
- EN ⚠ Caution: Although a positive result for anti-HIV-1 and anti-HIV-2 in one patient is a rare case, it's possible as there is an homology in the amino acid sequence between anti-HIV-1 and anti-HIV-2. To determine the virus type or diagnose a co-infection accurately, you must perform a confirmatory test such as Western Blot etc.
- FR ⚠ Attention : bien qu'un résultat positif pour les anticorps anti-VIH-1 et anti-VIH-2 chez un patient soit un cas rare, il est possible qu'il existe une homologie dans la séquence d'acides aminés entre les anticorps anti-VIH-1 et anti-VIH-2. Pour déterminer le type de virus ou diagnostiquer une co-infection avec précision, vous devez effectuer un test de confirmation, tel que le test Western Blot, etc.
- ES ⚠ Precaución: Si bien es poco común que un paciente presente un resultado positivo para ambos anticuerpos, anti-VIH 1 y 2, esto está dentro de las posibilidades, debido a que la secuencia de aminoácidos entre anticuerpos anti-VIH-1 y 2 es homóloga. Para determinar el tipo de virus o diagnosticar una coinfección con precisión, se debe realizar una prueba de confirmación, como Western Blot, etc.
- PT ⚠ Atenção: apesar de ser um caso raro, é possível obter um resultado positivo para o anti-VIH-1 e o anti-VIH-2 num único paciente, pois existe homologia na sequência de aminoácidos entre o anti-VIH-1 e o anti-VIH-2. Para determinar o tipo de vírus ou diagnosticar uma coinfeção com precisão, é necessário realizar um teste de confirmação, tal como o Western Blot, etc.

Invalid / Non valide / No válido / Inválido

- EN Absence of the control line (C) and/or presence of a pink/purple smear in the result window indicates an invalid result. Instructions may not have been followed correctly or the test may have deteriorated. It is recommended that the specimen be retested using a new test device.
- FR L'absence de la ligne de contrôle (C) et/ou la présence d'un frottis rose/violet dans la fenêtre de résultat indiquent un résultat non valide. Il est possible que les instructions n'aient pas été suivies correctement ou que le test se soit détérioré. Il est recommandé de tester à nouveau l'échantillon à l'aide d'un nouveau dispositif de test.
- ES Si no aparece la línea de control (C) o si aparece una mancha rosada o púrpura en la ventana de resultados, significa que el resultado de la prueba no es válido. Es posible que no se hayan seguido las instrucciones correctamente o que la prueba se haya deteriorado. Se recomienda que la muestra se vuelva a analizar con un nuevo dispositivo de prueba.
- PT Se não aparece a linha de controlo (C) ou se aparece uma mancha rosada ou púrpura na janela de resultados, significa que o resultado de a prova não é válido. É possível que não se tenham seguido as instruções correctamente o que a prova se tenha deteriorado. Recomenda-se que a amostra seja novamente testada com um novo dispositivo de teste.

