

Prospektüs

Prospectus

İPEK - SILK

Emilemeyen Cerrahi Ameliyat İpliği

Non-Absorbable Surgical Sutures

Lütfen dilinizi seçiniz
Please select your language



TANIM

Cerrahi İpek iplik, fibroin adı verilen organik polimerden oluşan emilmeyen, steril, cerrahi ipliklerdir. Bu protein Bombisida familyasının evcilleştirilmiş Bombis mori (B.mori) türünden elde edilmiştir. Tabii ipek ipliğinin doğasında olan mum ve zamkılar işleme tabii tutularak uzaklaştırılmıştır. USP 7/0 yukarıda öngörüldüğü yapıya sahiptir. USP 7/0 ve 8/0 bükülü veya örgülü olarak mevcuttur. Cerrahi İpek iplik, siyah boyanmış ve parafin mumu (vaks) veya silikon ile kaplanmıştır. Siyah boyar madde Hematen HCK dir (C.I.-renk indeks no. 75290) İpek iplik kendi doğal renginde de (ivori-tiftiği) mevcuttur. Ham (virgin) ipek, serisin zamkı uzaklaştırılmış ve lifleri bir arada tutar şekilde de arz edilmektedir. Ham ipek metilen mavimsi (C.I. renk indeks no 52015) ile mavimsi veya hematini ile siyaha boyanmıştır.

Cerrahi İpek iplikler, Amerika Birleşik Devletleri Farmakopisi (U.S.P.) Emilebilir Olmayan Cerrahi Dikiş İplikleri Monografi ve Avrupa Farmakopisi (E.P.) Steril Örgülü İpek İplik Monografi şartlarına uygundur.

KULLANIMALANI

Cerrahi İpek iplik kalp-damar, oftalmik ve sinir cerrahisi uygulamaları dahil, genel yumuşak doku kapanmasında ve/veya bağlanmasında kullanılır.

ETKİLERİ

Cerrahi İpek iplik dokuda hafif bir şekilde akut yangı reaksiyonu oluşturabilir. Bu reaksiyonu iplik çevresinde doreceli olarak fibröz bağ doku oluşumunu takip eder. İpek iplik emilmeyen ip olmakla birlikte protein yapısındaki ipek liflerin organizma içinde zamanla parçalanması, iplik kopma mukavemetinde kademesi bir azalmaya neden olabilir.

KULLANIMAMASI GEREKEN YERLER

İpeğe karşı hassasiyeti veya alerjisi olduğu bilinen hastalarda kullanılmamalıdır. Ürün sürede organizma içerisinde meydana gelebilecek mukavemet kaybına bağlı olarak, kopma dayanımı direncinin kalıcı olması istendiği yerlerde ipek iplik kullanılmamalıdır.

UYARILAR

Yara aynılması riski, uygulanan bölgeye ve kullanılan suture malzemesine göre değişikliğinden kullanıcının yara kapanması için SILK suture kullanmadan önce emilebilir olmayan sutureların kullanıldığı cerrahi prosedürler ve tekniklere aşina olması gerekir.

Tüm cerrahi işlemlerde olduğu gibi, uzun süreli tuz çözültüleri ile temasta, ürün sisteminde olduğu gibi, tortu oluşumu meydana gelebilir.

Tekrar steril etmeyiniz. Açılmış poşetleri ile kullanılmayan iplikler imha ediniz.

Enfekte veya kontamine yaraların tedavisinde kabul edilir cerrahi uygulamalar kabul edilmelidir.

Yedi günden fazla kalın deri dikişleri bölgesel deri üstü tahrişe neden olabilir ve dışarda kalan kısım geç yedi gün arasında ayrılabilir.

ÖNEMLER

İpek ipliğin ve diğer tüm cerrahi iplerin kullanılmada ipliği ve iğneye zarar vermekten kaçınılmalıdır. Forseps veya iğne tutucu gibi cerrahi aletlerin kullanılması bağlı ezme veya çarpma hatalarından kaçınılmalıdır.

Silik iplikler, uygulama özelliklerini artırmak için, cerrahi durum ve cerrahin deneyimine bağlı olarak yeterli düğüm güvenliğini için silk dikişlerle birlikte kabul görmüş düğümler ve kare cerrahi düğüm teknikleri gereklidir.

İğne uçlarının ve bağlantı bölgesinin hasar görmemesi için, bağlantı ucu ve iğne ucu arasındaki mesafenin üçte biri (1/3) ile yansı (1/2) arasındaki kısımdan tutun. İğnelere yeniden şekillendirme, güçlerini kaybetmelerine ve bükülme ve kırılmaları karşı direncinin azalmasına neden olabilir. İstem dışı iğne batmalarından kaçınmak için kullanıcıların cerrahi iğne kullanırken dikkatli olmaları gerekir.

Kontamine ve kullanılmamış ürünleri bölgesel ve tesis gereksinimlerine uygun olarak imha ediniz.

Kullanılan iğneleri "kesici alet" kaptlarına atınız.

YAN ETKİLER

Bu cihazın kullanılması bağlı yan etkiler hastada alerjik reaksiyon olarak bilinen ipeğe duyarlılık, akut doku yangı reaksiyonu, yara çevresinde geçici bölgesel tahşiş/çermektir.

PİYASAYA ARZ-SUNUŞ ŞEKLİ

Cerrahi İpek iplikler U.S.P. 10/0 ve 5 (metrik 0.2-7.0) arasında, değişik boylarda, iğneli veya iğnesiz olarak mevcuttur. İğneli iplikler bir, iki veya üç düzlenik kutularda bulunmaktadırlar. İpek iplikleri steril olarak arz edilir. Cerrahi ipek iplik tek kullanımlıktır.

DEPOLAMA

25°C'nin altında ve güneş ışığından uzakta depolayınız.

Nemden koruyunuz.

Son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.

ETİKETLEMEDE KULLANILAN İŞARETLER

	Tek kullanımlık		Boyasız, Emilemez, Bükümlü, Kapalımlı
	Tekrar steril etmeyiniz		Boyalı, Emilemez, Bükümlü, Kapalımlı
	Paket zarar görmüşse kullanmayınız		Katalog numarası
	Üretili		25°C'nin altında muhafaza ediniz
	Üretim tarihi, Yıl		Güneşten uzak tutunuz
	Son kullanma tarihi, Yıl-Ay		Nemden koruyunuz
	Steril EO: Etilenoksit		Ger döngümlü paket
	Seri No		Dikkat, Kullanma kılavuzuna bakınız
	Boyalı, Emilemez, Örgülü, Kapalımlı		
	Boyasız, Emilemez, Örgülü, Kapalımlı		

IFU-SB-rev-04-05-05-2017

Issue date: 11.09.2012

"EASSI (Avrupa Cerrahi Suture Sanayi Birliği) çeşitli suture ürün karakteristیکlerini seçmiş ve resmî olarak tanımlamak için tasarımlarını bir sistem geliştirmiştir. Sembol kullanımları Tibbi Cihaz Direktifi (Medical Device Directive) (MDD 93/42/EEC) için vermektedir ve çoklu dil tercümesine gerek kalmadan üreticilerin kullanıcılarına bilgi sağlanmasına imkan tanımaktadır."



BOZ TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.

Sağlık Sokak No:33/5 Sıhhiye/ANKARA/TÜRKİYE

Tel:+90 (312) 435 50 80-81 Faks:+90 (312) 435 41 26

web: www.boztibbi.com e-mail: boz@boztibbi.com

Boz

GB

Instructions for Use

SILK

NONABSORBABLE, SURGICAL SILK SUTURE, USP/ EP/TS5505

DESCRIPTION

Silk suture is a nonabsorbable, sterile, surgical suture composed of an organic protein called fibrin. This protein is derived from the domesticated species Bombyx mori (B. mori) of the family Bombycidae. Silk sutures are processed to remove the natural waxes and gums. Above USP 7/0 it is braided, USP 7/0 and 8/0 available braided or twisted. Silk suture is dyed black and coated with paraffin wax or silicone. Black dye is Hematein HCK (C.I. color index no. 75290). Silk suture is also available in its natural color, ivory. Virgin silk suture is available in which the sericin gum is not removed and serves to hold the filaments together. Virgin silk coloured blue by Methylene Blue (C.I.# 52015) or black by Hematein.

Silk suture meets requirements established by the United States Pharmacopoeia (U.S.P.) for Nonabsorbable Surgical Suture Monogram and the requirements of Braided Silk Suture Monogram established by European Pharmacopoeia (E.P.).

INDICATIONS

Silk suture is indicated for use in general soft tissue approximation and/or ligation, including use in cardiovascular, ophthalmic and neurosurgical procedures.

ACTIONS

Silk suture elicits an acute inflammatory reaction in tissue, which is followed by a gradual encapsulation of the suture by fibrous connective tissue. While silk sutures are not absorbed, progressive degradation of the proteinaceous silk fiber in vivo may result in gradual loss of all of the suture's tensile strength over time.

CONTRAINDICATIONS

The use of this suture is contraindicated in patients with known sensitivities or allergies to silk. Due to the gradual loss of tensile strength which may occur over prolonged periods in vivo, silk should not be used where permanent retention of tensile strength is required.

WARNINGS

Users should be familiar with surgical procedures and techniques involving nonabsorbable sutures before employing Silk suture for wound closure, as risk of wound dehiscence may vary with the site of application and the suture material used.

As with any foreign body, prolonged contact of any suture with salt solutions, such as those found in the urinary or biliary tracts, may result in calculus formation.

Do not re-sterilize. Discard opened packages and unused sutures.

Acceptable surgical practice should be followed for the management of contaminated or infected wounds.

Skin sutures which remain in place for periods of longer than seven days may cause localized topical irritation and the extended portion of suture may be snipped off after five to seven days.

PRECAUTIONS

In handling this or any other suture material, care should be taken to avoid damage to needle and suture. Avoid crushing or crimping damage due to application of surgical instruments such as forceps or needle holders.

Silk sutures, which are treated to enhance handling characteristics requires the accepted surgical technique of flat and square ties with additional throws as warranted by surgical circumstance and the experience of the surgeon.

To avoid damaging needle points and swage areas, grasp the needle in an area one-third (1/3) to one-half (1/2) of the distance from the swaged end to the point. Reshaping needles may cause them to lose strength and be less resistant to bending and breaking. Users should exercise caution when handling surgical needles to avoid inadvertent needle sticks.

Dispose of contaminated and unused products are in accordance with local and facility requirements. Discard used needles in "sharps" containers.

ADVERSE REACTIONS

Adverse effects associated with the use of Silk suture include, allergic response in patients that are known to be sensitive to silk, initial inflammatory tissue reaction and transitory local irritation at the wound site and infection.

HOW SUPPLIED

Silk sutures are available in U.S.P sizes 10/0 to 5 (metric sizes 0.2 - 7.0) in a variety of lengths and affixed to needles or non-needled. Silk sutures are available in one, two, and three dozen boxes. Silk suture is supplied sterile. Silk suture is for single use only.

STORAGE

Store below 25°C and keep away from sunlight. Protect from humidity. Do not use after expiry date.

SYMBOLS USED ON LABELLING



Do not reuse



Do not resterilize



Do not use if package is damaged



Manufacturer



YYYY-MM Date of Manufacture, Year



YYYY-MM Expiry Date, Year-Month



STERILE EO Sterile EO: Ethylene oxide



LOT Batch Number



Dyed, Non-absorbable, Braided, Coated



Undyed, Non-absorbable, Braided, Coated



Undyed, Non-absorbable, Twisted, Coated



Dyed, Non-absorbable, Twisted, Coated



REF Catalogue Number



Store below 25°C



Keep away from sunlight



Protect from humidity



Recyclable pack



Attention, See instruction for use



CE 1014

IFU-SB-rev-04-05-05-2017

Issue date: 11.09.2012

"EASSI (The European Association of Surgical Suture Industry) has developed a system of symbols which is designed to describe various suture product characteristics in an intuitive, pictorial manner. The use of symbols is permitted by the Medical Device Directive (MDD 93/42/EEC) and enables companies to provide information to the customer without having to provide multilingual translations."



BOZ TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Saklık Sokak No:33/5 Şişli/Beşiktaş/ANKARA/TÜRKİYE

Tel:+90 (312) 435 50 80-81 Faks:+90 (312) 435 41 26

web: www.boztibbi.com e-mail: boz@boztibbi.com

Boz

FR

Mode d'emploi

SILK**FIL DE SOIE CHIRURGICAL NON RESORBABLE, USP/ EP/T55505****DEFINITION**

Le fil soyeux chirurgical est un fil chirurgical stéril, non absorbable, composé par des polymères organiques nommés fibroïnes. Cette protéine est obtenue de l'espèce de Bombyx mori (B. mori) domestiquée de la famille de Bombyxidae. La cre et les coites se trouvant dans la nature du fil soyeux naturel ont été éliminées par traitement. Il a une structure tissée au-dessus de USP 7/0. Il existe en USP 7/0 et 8/0 courbé ou tissé. Le fil soyeux chirurgical est teinté en noir est revêtu par la cre de paraffine (cire) ou la silicone. La substance noire de teinture est l'hémateine HCK (C.I.-nr. de l'index de couleur: 75290) Le fil soyeux existe dans sa couleur naturelle (ivoire). La série de soie vierge (virgin) est offert sans l'élimination de bleu et tenant les fibres toutes ensemble. La soie vierge est teintée en blanc avec le bleu de méthylène (C.I. nr. d'index de couleur 52015) ou en noir avec hémateine.

Les fils soyeux chirurgicaux sont conformes aux conditions à la Monographie des Fils de Suture Chirurgicaux non absorbables des Etats-Unis d'Amérique et à la Monographie des Fils Soyeux Tressés Stériles de la Pharmacopée Européenne (E.P.).

CHAMP D'UTILISATION

Le fil soyeux chirurgical est utilisé en général dans la fermeture et/ou la ligation des tissus mous, y incluses les applications des chirurgies cardiovasculaires, ophtalmiques et nerveuses.

EFFETS

Le fil soyeux chirurgical peut former une réaction légère acoute sur le tissu. Cette réaction est poursuivie par la formation graduelle du tissu conjonctif fibreux autour du fil. Malgré que le fil soyeux soit un fil non absorbable, la rupture des fibres soyeux de la structure de protéine dans l'organisme avec le temps peut causer une diminution graduelle dans la résistance de la rupture du fil.

CAUTION DE NON UTILISATION

On ne doit pas utiliser chez les patients ayant une sensibilité ou une allergie au soie. Dépendant de la perte de résistance pouvant survenir dans l'organisme dans un long délai, on ne doit pas utiliser le fil soyeux où l'on désire que la résistance de l'endurance de rupture soit permanente.

AVERTISSEMENTS

Comme le risque de séparation de plaie change selon la région appliquée et le matériel de suture utilisé, l'utilisateur, avant d'utiliser la suture de SOIE pour la fermeture de la plaie, doit être familiarisé aux procédures et techniques chirurgicales dans lesquelles on utilise les suture non absorbables.

Comme chez tous les fils chirurgicaux, dans le long contact avec les solutions salines, une formation de résidu peut se former comme chez le système urinaire. Ne pas restériliser. Détruire les sacs ouverts et les fils non utilisés.

On doit poursuivre les applications chirurgicales acceptables dans le traitement des plaies infectées ou contaminées.

Les sutures cutanées restant plus de sept jours peuvent causer l'irritation de la peau et la partie restant à l'extérieur peut se séparer dans cinq sept jours.

MESURES

On doit éviter d'endommager le fil et l'aiguille lors de l'utilisation du fil soyeux et de tous les autres fils chirurgicaux. Évitez les erreurs comme l'écrasement ou le heurt venant de l'utilisation des appareils chirurgicaux comme les forceps ou le porte-aiguille.

Chez les fils soyeux, on nécessite les techniques de noeud carré ou plat chirurgical acceptées ensemble avec les sutures complémentaires pour la sécurité suffisante de noeud dépendant de la situation chirurgicale et l'expérience du chirurgien.

Chez les fils soyeux, on nécessite les techniques de noeud carré ou plat chirurgical acceptées ensemble avec les sutures complémentaires pour la sécurité suffisante de noeud dépendant de la situation chirurgicale et l'expérience du chirurgien. Pour que les extrémités de l'aiguille et la portion de connection ne s'endommagent pas, tenez par la partie entre le tiers (1/3) de la distance entre l'extrémité de connection et l'extrémité de l'aiguille et la moitié (1/2). La réformation des aiguilles peut causer la perte de leur force et la diminution de leur résistance contre les flexions et les ruptures. Il faut que les utilisateurs soient attentifs lors de l'usage de l'aiguille chirurgicale pour éviter les piqûres d'aiguille involontaires. Détruire les produits contaminés et non utilisés selon les exigences régionales et de l'installation.

Jeter les aiguilles utilisées dans les récipients "d'outil de coupe".

EFFETS ADVERSES

Les effets adverses vis-à-vis de l'utilisation de cet appareil couvrent la sensibilité au soie connue comme une réaction allergique chez le patient, la réaction d'inflammation acoute de tissu et l'irritation temporaire régionale autour de la plaie.

MODE DE PRESENTATION SUR LE MARCHE

Les fils soyeux chirurgicaux existent en dimensions variées entre U.S.P. 10/0 et 5 (métrique 0.2-7.0) avec ou sans aiguille.

Les fils soyeux se trouvent dans dans boîtes à une, deux et trois douzaines.

Le fil soyeux est présenté de façon stérile. Le fil soyeux chirurgical est pour usage unique.

EMMAGASINAGE

Emmagasiner sous 25°C et loin de la lumière solaire.

Protéger de l'humidité.

Ne pas utiliser après la date de dernière consommation.

SIGNES UTILISES POUR L'ETIQUETAGE

	Pour utilisation unique		Sans peinture, non absorbable, tressé, revêtu
	Ne pas stériliser à nouveau		Avec peinture, non absorbable, tressé, revêtu
	Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé		Numéro de catalogue
	Fabricant		Température 25°C
	YYYY-MM Date de production, Année		Protéger du soleil
	YYYY-MM Date d'expiration, Année - mois		Conservé dans un lieu sec
	Sterile EO: oxyde d'éthylène		Emballage recyclable
	No de série		Attention, Voir les instructions d'utilisation
	Avec peinture, non absorbable, tressé, revêtu		Sans peinture, non absorbable, tressé, revêtu
	Sans peinture, non absorbable, tressé, revêtu		Sans peinture, non absorbable, tressé, revêtu

IFU-SB-REV-04-05-2017

Issue date: 11.09.2012

"EASSI (Association d'Industrie de la Suture Européenne de Chirurgie) a développé un système conçu pour identifier comme d'habitude les différents produits de suture. Le Directrice sur les Signes Médicaux (Medical Device Directive) (MDD 93/42/EEC) permet d'utiliser le symbole et il permet les informations aux utilisateurs des fabricants sans obliger à traduire en plusieurs langues.

**BOZ TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

Saklı Sokak, No:3/50 Etiler/Beşiktaş/İSTANBUL

Tel:+90 (312) 435 50 80-81 Faks:+90 (312) 435 41 26

web: www.boztibbi.com e-mail: boz@boztibbi.com

قد بالتخلص من المنتجات الملوثة وغير المستخدمة بما يتناسب مع المتطلبات المحلية والصنعية.
قم بإلقاء الإبر المستخدمة في حاوية "A" أدوات الحادة

التأثيرات الجانبية

تتضمن التأثيرات الجانبية لاستخدام هذا الجهاز رد فعل تحسسي عند المرضى المعروف بحدوث حساسية تجاه الحبر لديهم، تقابل التهابي حاد في النسيج، وتخثر موضعي عابر في محيط الجرح.

التقديم في السوق

خيط جراحة حبرية حارقة USP 10/0 بين 5 و 7.0 -0.2 (متر) بطول مختلفة، مع إبرة أو بدون إبرة.

توفر الخيوط الحبرية في علب زبينة واحد، اثنان أو ثلاثة.
تقدم الخيوط الحبرية بشكل معمم. الخيوط الحبرية الجراحية معدة لاستعمال لمرة واحدة.

التخزين

تُخزن في درجات حرارة أقل من 25 درجة مئوية وبعيدا عن أشعة الشمس.

تُحفظ بعيدا عن الرطوبة
لا تستخدم بعد انقضاء تاريخ انتهاء الصلاحية.

تعليمات الاستخدام الخيوط الحبرية SILK

خياط جراحة حبرية غير قابلة للاستخدام U.S.P/ EP/TS5505

AR

تعريف

خيط الحبر الجراحي هو خيط جراحي معمم غير قابل للاستخدام مزلق من بوليستر عضوي يسمى بوليستر بولي إيثيلين. يتم تصنيعه على هذا الموزن من ثلاثة دودة القز المستأنسة (بوليستر موزي) من عائلة القرزيات. يتألف من ثلاثة أضع ونصف المصنع الموجود في خيط الحبر غير منسج (بوليستر موزي) من عائلة مجرولة USP أكثر من 7/0 و هو موجود كخيط مجرول أو منسج 7/0 USP و 8/0. تم مصابغة خيط الحبر الجراحي باللون الأسود وعلته يتم إلبر ابيض (الشمع) أو السيلكون. إن مادة المصابغة السوداء هي الهيماتين HCK (رقم مؤشر المنسب اللون: 75290) وكذلك يوجد خيط الحبر الجراحي بلونه الطبيعي (الخضار اللون الاصلي). يوجد أيضا خيط الحبر الذي يتمتع فيه الألياف ولم يتم تلوينه مع الصمغ السيليسين منه. تم مصابغة الحبر الجراحي الخام بالأزرق مع أزرق الميثيلين (رقم مؤشر المنسب اللون: 52015) أو الهيماتين مع الأسود.
خيط الحبر الجراحي تتبع لمتسور الأدوية الأمريكي ودراسات خيط الحبر العرّض الجراحية غير القابلة للاستخدام ودراسات الأدوية الأوروبية ودراسات خيط الحبر المجرولة المعصية.

مجالات الاستخدام

تستخدم خيوط الحبر الجراحية في إغلاق و/ أو وصل الأنسجة الناعمة العامة بما في ذلك التئامات الجراحية على القلب والأوعية الدموية، والعنق والأصابع.

التأثيرات

يمكن أن تسبب الخيوط الحبرية الجراحية في التسبب تقابل التهابي حاد بشكل خفيف. يتبع هذا التفاعل بشكل تسبب الحبر في أنسجة الجسم. بشكل تدريجي في محيط الخيط، مع كون الخيط الجراحي غير قابل للاستخدام فإن تسبب الخيط الجراحي المبردة في بنية البروتين ضمن الكائن الحي مع مرور الزمن قد يسبب التفاعل تدريجي في قوة شد الخيط.

الأمكانات التي ينبغي تجنبها

ينبغي عدم استخدام الخيط عند المرضى المعروف بأن لديهم حساسية أو تحسّن تجاه الحبر.
تتضمن لخصاً قوة شد الخيط التي تحت ضغط ضغط ضمن الكائن الحي، ينبغي عدم استخدام الخيوط الحبرية في الأماكن التي تتسبب قوة شد ناعمة.

تحذيرات

بما أن مخاطر اتصال الجرح تختلف تبعاً للمنطقة المغطى عليها والخيطات والمواد المستخدمة في خبطة الخيط، يتوجب على المستخدم قبل استخدام الخيط الجراحي إطلاع الجراح أن يكون على دراية بالتأثيرات والآثار الجراحية التي تستخدم في الخيط غير قابل للاستخدام.
كما هو الحال في جميع الخيوط الجراحية، يمكن أن يسبب تسبب راسب عند التماس مع محيط ملحية لفترة طويلة كما في الجهاز البولي.
لا يتم تعليمه مرة أخرى. تخلف من الجرح المفتوحة والخيوط غير المستخدمة.
ينبغي متابعة العلاجات الجراحية المتزامنة مع معالجة الجروح المشتملة أو الملوثة.
توفر الخيطية التي أكثر من سبعة أيام يمكن أن تسبب تخثر موضعي في الجند والقصم المتبقي من الخيط خارج الجرح يمكن أن يفصل في خمسة إلى عشرة أيام.

الإجراءات الوقائية

ينبغي تجنب أية الخيط والإبرة عند استخدام الخيوط الحبرية وكافة الخيوط الجراحية الأخرى. تجنب أخطاء المبردة والاستخدام المرتبطة باستخدام الإبروات الجراحية مثل المطلق وإبروات الإبرة.
من أجل زيادة الخصائص التطبيقية للخيوط الجراحية يتم استخدام التئامات الخيوط الجراحية المقولة للحد المسحقة والبرعمة بالإضافة إلى غرز إضافية لأجل زيادة سلامة الغدة تحت الفك وبذلك يعتمد على الخيط الجراحية وعلى خبرة الجراح.
تجنب أية جوف الإبرة ومنطقة الوصل قد يمسك الجزء من بين الثلث (1/3) والنصف (1/2) من المسافة الموجودة بين نقطة الوصل وقناة الإبرة. إبقاء شكل الإبرة من جديد قد يسبب فقد قوتها وانخفاض مقاومتها تجاه الانحناء والكسر. ينبغي على المستخدم توخي الحذر أثناء استخدام الإبرة الجراحية لتجنب الجرح الإبرة غير المتعمد.

الرموز المستخدمة في البطاقة

	2	للاستعمال مرة واحد
	♻️	عمر، غير قابل للاستخدام، مجرول، مصفع
	⊘	لا يتم بقاءه التقييم مرة أخرى
	⊘	ملون، غير قابل للاستخدام، مجرول، مصفع
	REF	رقم الكatalog
	25	تحتفظ لمدة 25 درجة مئوية
	YYYY	تاريخ الإنتاج / السنة
	YYYY-MM	تاريخ انتهاء الصلاحية / السنة / الشهر
	STERILE EO	معقم بالأوكسدة
	LOT	رقم الدفعة
	♻️	ملون، غير قابل للاستخدام، مشتمل، مصفع
	♻️	عمر، غير قابل للاستخدام، مشتمل، مصفع
	⚠️	تحذير: انظر إلى إشارات الاستخدام
	CE 1014	قابلة لإعادة التدوير

Issue date: 11.09.2012

IFU-SB-rev-04-05-05-2017

"تمت" من الرابطة الأوروبية للصناعة المععدات الجراحية (EASST) بتطوير نظام مصمم لتعريف مختلف خصائص منتجات المععدات الجراحية بشكل مرئي ويهدف إلى إدارة الأجهزة الطبية (MDD 93/42/EEC) (Medical Device Directive) أتاحت إمكانية استخدام الرموز وتوصيل المعلومات من المصنعين إلى المستخدمين مباشرة دون الحاجة إلى الترجمة لعدة لغات"

BOZ TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Sığirci Sokak No:3/35 Şişli/İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel:+90 (312) 435 50 80-81 Faks:+90 (312) 435 41 26
web: www.boztibbi.com.tr e-mail: boz@boztibbi.com

Boz