

	ONECARE Incontinence Products Instruction For Use <i>ONECARE İnkontinans Ürünleri Kullanım Kılavuzu</i>			
	Document Number	Publication date	Revision No	Revision date
	TD.11.121	06.05.2024	00	.../.../...

ONECARE INCONTINANCE PRODUCTS INSTRUCTION FOR USE

ONECARE İNKONTİNANS ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU



KAF GRUP SAĞLIK HİZMETLERİ İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Atakent Mah. 221 Sk. No:3A Rota Office A Blok Kat:14 D:82-83
K.ÇEKMECE / İSTANBUL

	ONECARE Incontinence Products Instruction For Use <i>ONECARE İnkontinans Ürünleri Kullanım Kılavuzu</i>			
	Document Number	Publication date	Revision No	Revision date
	TD.11.121	06.05.2024	00	.../.../...

Description and Purpose of Use

ONECARE Incontinence Products are used to create a barrier layer to protect the incontinence related skin of patients with special needs, such as those with reduced mobility, bedridden and intensive care patients, by cleaning urine and feces contact from external factors. It prevents skin damage that may occur due to pH change and irritation in the body.

Mechanism Of Action

There is a barrier layer on the upper surface of healthy skin that protects the skin. However, the use of excessively basic products damages this layer. As a result, the skin becomes open to all threats. It has been determined that using products close to the pH level of the skin does not cause any irritation on the skin. In order for the skin in these areas not to become irritated and open to wounds, products specially designed for this purpose should be used. Thanks to its pH compatible with the skin, our products ensure the maintenance of the protective barrier layer on the skin.

Indication

Intensive care units, inpatients or people who cannot care for themselves

Contraindication

The products have no known contraindications.

Patient Population

It can be used in adult, infant and pediatric patients.

Product Life

Products are for single use and product shelf life is 2 years.

Manufacturer-Identified Warnings and Precautions

Do not use products with damaged packaging. Do not use as a tampon. Do not reuse the used product. It should be used for 0-6 months babies, breastfeeding and pregnant women under the supervision of a doctor. No other cleaning liquid or substance should be used before and after using the product. Avoid contact with eyes. If it does, wash it off with plenty of water. Keep out of reach of children. It is for external use only. Not intended for skin disinfection. It is suitable for use by a single patient only.

PRECAUTIONS: Do not get wet. Close the package tightly after use. If the pack or gloves are soiled, discard the remaining pad wipes.

	ONECARE Incontinence Products Instruction For Use <i>ONECARE İnkontinans Ürünleri Kullanım Kılavuzu</i>			
	Document Number	Publication date	Revision No	Revision date
	TD.11.121	06.05.2024	00	.../.../...

Instruction manual

Open the package without removing the label. Take out the dirty laundry. Clean the contaminated area using a pad wipe, and the perineal area using a perineal pad. Repeat this action using a new tissue until the affected area is clean.

Use with microwave:

- Place the package in the microwave oven and heat at 700 Watt for 20 seconds.
- Use it by controlling the temperature.
- Do not use at temperatures above 35-40°C.

Sterility

Our Products Are Offered For Sale As Non-Sterile.

Radioactivity

Our Products Do Not Have Radioactive Properties.

Condition of Product Containing Any Drug, Animal Origin, or Blood

Our product groups do not contain any drugs, animal origin or blood.

User Profile

Person or persons who will use our product;

- a) Persons who are competent to read the information in the user manual and use the product
- b) Patient caregivers
- c) Nurses

Precautions and Warnings

- Be sure to read the instructions for use before using the product.
- Avoid contact with eyes.
- IF SWALLOWED: Rinse your mouth, do not try to vomit.
- In case of skin irritation with the contact, wash with plenty of soap and water. Get medical attention if skin irritation occurs.
- Do not reuse the packaging of the finished product.
- IF IN EYES: Rinse carefully with water for a few minutes. In case of eye irritation, consult a doctor.
- Avoid spreading to the environment.
- Store in its original container.
- Dispose of waste and used packaging in accordance with official regulations

	ONECARE Incontinence Products Instruction For Use ONECARE İnkontinans Ürünleri Kullanım Kılavuzu			
	Document Number	Publication date	Revision No	Revision date
	TD.11.121	06.05.2024	00	.../.../...

Tanım ve Kullanım Amacı

ONECARE İnkontinans Ürünleri, hareket kabiliyeti kısıtlı, yatalak ve yoğun bakım hastaları gibi özel ihtiyaçları olan hastaların inkontinansa bağlı ciltlerini dış etkenlerden idrar ve dışkı temasını temizleterek koruma amaçlı bariyer tabaka oluşturmak amacıyla kullanılır. Vücutta pH değişimi ve tahriş kaynaklı oluşabilecek cilt hasarını önler.

Etki Mekanizması

Sağlıklı ciltlerin üst yüzeyinde cildi koruyan bir bariyer tabaka bulunmaktadır. Fakat aşırı bazik ürünlerin kullanımı bu tabakaya zarar vermektedir. Bunun sonucunda da cilt tüm tehditlere açık hale gelmektedir. Cildin pH derecesine yakın ürünler kullanmanın ciltte Herhangi bir iritasyona sebep olmadığı belirlenmiştir. Bu bölgelerdeki derinin irrite olmaması ve yaralara açık hale gelmemesi için bu amaca özel olarak tasarlanmış ürünler kullanılmalıdır. Ürünlerimiz ciltle uyumlu pHı sayesinde ciltte koruyucu bariyer tabakanın sürdürülmesini sağlar.

Endikasyon

Yoğun bakım ünitelerinde, yatarak tedavi gören hastalarda veya kendi bakımını yapamayan kişiler

Kontraendikasyon

Ürünlerin bilinen bir kontraendikasyonu bulunmamaktadır.

Hasta Popülasyonu

Yetişkin, infant ve pediatrik hastalarda kullanılabilir.

Ürün Ömrü

Ürünler tek kullanımlıktır ve ürün raf ömrü 2 yıldır.

Üretici Tarafından Tanımlanan Uyarılar ve Önlemler

Ambalajı hasar görmüş ürünleri kullanmayınız. Tampon olarak kullanmayınız. Kullanılmış ürünü tekrar kullanmayınız. 0-6 ay bebeklere, emziren ve hamile kadınlara doktor gözetiminde kullanılmalıdır. Ürünü kullanmadan önce kullandıktan sonra başka bir temizleme sıvısı, maddesi kullanılmamalıdır. Göz ile temasından kaçının. Etmişse bol su ile yıkayınız. Haricen kullanılır. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız. Her cilt tipine uygundur. Sadece harici kullanım içindir. Cilt dezenfeksiyonuna yönelik değildir. Yalnızca tek bir hastanın kullanımı için uygundur.

ÖNLEMLER: Islatmayınız. Kullandıktan sonra paketi tekrar sıkıca kapatın. Paket veya ped mendiller kirlenmişse, geri kalan ped mendilleri atınız.

Kullanma Talimatı

Etiketi çıkarmadan paketi açın. Kirli çamaşır çıkarın. Kirlenmiş bölgeyi ped mendili, perine bölgesi ise perine pedi kullanarak temizleyin. Etkilenen bölge temizlenene kadar yeni bir mendil kullanarak bu işlemi tekrarlayın.

	ONECARE Incontinence Products Instruction For Use <i>ONECARE İnkontinans Ürünleri Kullanım Kılavuzu</i>			
	Document Number	Publication date	Revision No	Revision date
	TD.11.121	06.05.2024	00	.../.../...

Mikrodalga ile kullanımı:

- Paketi mikrodalga fırına yerleştiriniz ve 700 Watt'ta 20 saniye boyunca ısıtınız.
- Sıcaklığını kontrol ederek kullanınız.
- 35-40°C üstü sıcaklıklarda kullanmayınız.

Sterilite

Ürünlerimiz non-steril olarak satışa sunulmaktadır.

Radyoaktivite

Ürünlerimizin radyoaktif özellikleri bulunmamaktadır.

Ürünün Herhangi Bir İlaç, Hayvan Orijini veya Kan İhtiva Etme Durumu

Ürün gruplarımız herhangi bir ilaç, hayvan orijini veya kan ihtiva etmemektedir.

Kullanıcı Profili

Ürünümüzü kullanacak kişi veya kişiler;

- a) Kullanım kılavuzundaki bilgileri okuyup, ürünü kullanabilecek yetkinlikte olan kişiler
- b) Hasta bakıcıları
- c) Hemşireler

Önlemler ve Uyarılar

- Kullanma talimatlarını ürünü kullanmadan önce mutlaka okuyunuz.
- Gözle temas ettirmeyiniz.
- YUTULMASI HALİNDE: Ağızınızı çalkalayınız, kusmaya çalışmayınız.
- Ciltle temasında tahriş olması halinde bol sabun ve su ile yıkayınız. Ciltte tahriş söz konusu ise tıbbi müdahale alınız.
- Bitmiş ürünün ambalajını tekrar kullanmayınız.
- GÖZLE TEMAS HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayınız. Gözde tahriş söz konusu ise, doktora danışınız.
- Çevreye yayılmasını önleyiniz.
- Orijinal kabında saklayınız
- Atıkları ve kullanılmış ambalajları resmi yönetmeliklere uygun olarak bertaraf ediniz.

	ONECARE Incontinence Products Instruction For Use <i>ONECARE İnkontinans Ürünleri Kullanım Kılavuzu</i>			
	Document Number	Publication date	Revision No	Revision date
	TD.11.121	06.05.2024	00	.../.../...

Symbols Explanation / Sembol Açıklamaları

	Onaylanmış Kuruluş Numarası Notified Body Number		Referans Numarası Reference Number
	Son Kullanım Tarihi Expiration Date		Lot Numarası Lot/Batch Number
	Tek Kullanımlıktır Single Use		Üretim Tarihi Manufacturing Date
	Kullanım talimatlarına dikkat ediniz Consult instructions for use		Üretici Bilgileri Manufacturer
	Steril Değil Non-Steril		Barkod Numarası Barcode Number
	Paket Hasarlı ise kullanmayınız Don't use damaged package		Direk Güneş Işığına Maruz Bırakmayınız Keep away from sunlight
	Sıvı ile temas ettirmeyiniz Don't interact with liquids		Medikal Cihaz Medical Device
	Uyarılara Bakınız Look up for Caution		



KAF GRUP SAĞLIK HİZMETLERİ İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Head Office: Atakent Mah. 221 Sk. No:3A Rota Office A Blok Kat:14 D:82-83 K.ÇEKMECE / İSTANBUL

Fabrika: Bardakçı Mah. Teknokent Sk. No:3 Tuşba/VAN