

# DDN Surf

DETERGENT DEZINFECTANT NEUTRU  
PENTRU BIOCURATAREA SUPRAFETELOR

TRAITEMENTS DES SURFACES



SOLS ET TREMPAGE



- ■ AVANTAJE ȘI CALITĂȚI
  - Detergent dezinfectant cu pH neutru
  - Activ pe Clostridium Difficile
  - Compatibilitate cu o gamă largă de materiale
  - Miroș de mentă
  - Înregistrare biocid: TP 02 și TP 04 (număr de inventar: 32082)
  - Activ pe viruși înveliți



[www.sterifrance.com](http://www.sterifrance.com)

**Fb Franklab®**  
notre expertise l'Ultra-Propreté



0,25%  
à 2%

# DDN Surf

## DETERGENT DEZINFECTANT NEUTRU PENTRU BIOCURATAREA SUPRAFETELOR

### INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- **Prepararea soluției de biocurățare:**
  - **Purtați echipament individual de protecție adecvat.**
  - **Pentru biocurățarea pardoselilor și suprafețelor din sectorul medical:**  
Se diluează 20 ml de DDN Surf pentru 8 litri (0,25%) de apă de la rețea și se omogenizează soluția
- **Pentru biocurățarea pardoselilor și suprafețelor din sectoarele alimentară, industrială și comunitară:**  
Se diluează 80 ml de DDN Surf pentru 8 litri (1%) de apă de la rețea și se omogenizează soluția (160 ml de DDN Surf pentru 8 litri de apă (2%) pentru acțiune fungicidă)
- **Pentru decontaminarea radioactivității:**  
Se diluează 500 ml de DDN Surf pentru 5 litri (10%) de apă de la rețea și se omogenizează soluția

### Utilizare :

Curățați podeaua sau suprafața, urmând protocolul de curățare.

Produsul nu necesită clătire, cu excepția cazului în care se indică altfel de către producătorul stratului tratat sau pentru suprafețele în contact cu pielea și membranele mucoase.

### PROPRIÉTÉS DÉSINFECTANTES

Actiune	Normes	Concentratie	Temp
<b>Bactericida</b>	EN 13727 + A1	0,25%	5 minute
	EN 1276 / EN 13697	1%	5 minute
	EN 16615	0,25%	15 minute
<b>Levuricide</b>	EN 13624	0,25%	5 minute
	EN 1650	0,5%	5 minute
	EN 13697	1%	5 minute
	EN 16615	0,25%	15 minute
<b>Fungicide</b>	EN 13697	2%	10 minute
	EN 1650	2%	15 minute
<b>Virucid</b>	EN 14476 PRV (virus modèle de l'hépatite B)	0,25%	1 minute
	EN 14476 + A1 HIV	0,25%	15 minute
	EN 14476 + A2 Rotavirus	0,25%	10 minute
		0,5%	5 minute
	EN 14476 + A2 Vaccinia virus	0,25%	10 minute
0,5%	5 minute		
<b>Sporicid</b>	EN 13704 <i>C.difficile</i>	1%	15 minute
	EN 17126 <i>C.difficile</i>	1%	15 minute

### Precauțiuni

Se référer à la Fiche de Données de Sécurité

### Caracteristici

- Aspect : **Lichid**
- Culoare : **Verziue**
- pH à 0,25% : **6,6**
- pH à 2% : **7,2**
- pH à 10% : **7,4**

### Compoziție

- Surfactanți neionici
- Agenți de sechestrare
- Amoniu cuaternar
- Ulei esențial de mentă

### Ambalaj

- 1 Boxa de 250 doze de 20ml .....réf. **1076042**
- 2 Boxa de 12 bidoane de 1 L.....réf. **1076016**
- 3 Boxade 4 bidoane de 5 L.....réf. **1076020**



Produit dangereux - respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.