

## GARANZIA

La stampella ascellare è garantita **2 ANNI** dalla data di acquisto. Il distributore si riserva il diritto di riparare o sostituire le parti affette da difetti di fabbricazione o nei materiali usati, senza nessuna spesa per il cliente. **La garanzia non è applicabile in caso di danni legati ad un uso improprio, ad abusi, ad alterazioni o ad uno smontaggio effettuato da personale non autorizzato.** Per riparazioni, nel rispetto delle suddette condizioni, inviare la stampella munita della ricevuta di acquisto al rivenditore locale più vicino.

## WARRANTY

This shoulder crutch has **2-YEAR** warranty from purchase date which is certified by the receipt or invoice. The distributor reserves the right either to repair or replace necessary parts to correct defects in the materials or workmanship without any charge. **The warranty does not apply to damage resulting from failure to follow the operating instructions, accidents, abuse, alteration or disassembly by unauthorized individuals.** In the case you need to get your shoulder crutch repaired and you fulfil the conditions of warranty, send the it to the nearest retailer together with the purchase receipt.

### PARTI DI RICAMBIO

- RV7020 Puntale grigio-paio
- RV7040 Sottoascella in spugna
- RV7050 Manopola in spugna

### SPARE PARTS

- RV7020 Grey rubber tip-pairs
- RV7040 Spare sponge shoulder rest
- RV7050 Spare rubber handle



## CERTIFICATO DI GARANZIA - WARRANTY CERTIFICATE

Prodotto / Product \_\_\_\_\_

Acquistato in data / Purchasing date \_\_\_\_\_

Rivenditore / Authorized dealer \_\_\_\_\_

Via / Street \_\_\_\_\_ Località / Place \_\_\_\_\_

Venduto a / Purchased by \_\_\_\_\_

Via / Street \_\_\_\_\_ Località / Place \_\_\_\_\_

MORETTI S.p.A.

INTERNET: [www.morettispa.com](http://www.morettispa.com) E-MAIL: [info@morettispa.com](mailto:info@morettispa.com)

MADE in P.R.C.



MOPEDIA



MOPEDIA



RP710



A 900348032

RP713



A 900348107

RP710  
• Adulti  
• Adults

RP713  
• Ragazzi  
• Teenagers

## STAMPELLE ASCELLARI MANUALE D'ISTRUZIONI

## SHOULDER CRUTCHES INSTRUCTION MANUAL



Moretti S.p.A.  
Via Bruxelles 3 - Melegnano  
52022 Cavriglia (Arezzo)  
Telefono +39 055 96 21 11

Fax +39 055 96 21 200  
[www.morettispa.com](http://www.morettispa.com)  
[info@morettispa.com](mailto:info@morettispa.com)

Dispositivo Medico di Classe I  
D. Lgs. 24/02/97 n.46 attuazione della direttiva CEE 93/42

### Codice RP710 - RP713

Grazie per aver acquistato la stampella sottoascellare della linea **MOPEDIA** by Moretti, realizzata per sostenere persone con difficoltà di movimento. Costruita in alluminio anodizzato leggero. L'ascellare e l'impugnatura hanno una forma anatomica antiscivolo e sono costruite in materiale resistente per offrire comfort e sicurezza. Fornita di puntali in gomma antiscivolo, la stampella ascellare è regolabile in altezza ogni 2,5 cm:

- **RP710** ..... da cm 112,5 a 140 h
- **RP713** ..... da cm 93 a 114 h

#### Regolazione dell'altezza:

Premere il fermo e sfilare la canna portandola in corrispondenza dei fori in base all'altezza desiderata e alla manovrabilità soggettiva del paziente stesso. Riposizionare il fermo sul foro per bloccare la canna e assicurarsi che il fermo sia penetrato completamente nel foro. Per aggiustare l'altezza delle impugnature, svitare e sfilare la vite. Inserire la vite nel foro desiderato e stringere bene.  
Peso massimo sopportabile 130kg.

#### AVVERTENZE: USARE CON CAUTELA SULLE SUPERFICI BAGNATE E SCIVOLOSE

Si raccomanda di evitare contatti prolungati con acqua e di controllare periodicamente la robustezza delle stampelle. Per evitare eventuali rischi tenere le stampelle ascellari lontano dalla portata dei bambini e sostituire i puntali di appoggio a terra una volta usurati.

I Class Medical Device according  
to EEC directive 93/42

### Code RP710 - RP713

Thank you for purchasing shoulder crutch, **MOPEDIA** line by Moretti manufactured to support people with movement difficulty. It consists of lightweight anodised aluminium tubing, non-slip soft rubber tips, anatomic non-slip armrests and handgrips made of resistant material to give you comfort and security.  
It is height adjustable every 2,5 cm:

- **RP710** ..... from cm 112,5 a 140 h
- **RP713** ..... from cm 93 to 114 h

#### To adjust the height:

To adjust the height press the push button and slide the cane to the desired height. Be sure the push button is fully protruded through the desired hole when finished. To adjust the height of the handgrips, loosen the screw and draw it out. Insert the screw in the desired hole and tighten firmly the nut.  
The maximum endurable weight is 130kg.

#### ATTENTION: USE EXTRA CAUTION ON WET AND SLIPPERY SURFACES

Avoid to leave the shoulder crutch in contact with water for long periods and control its sturdiness periodically. Keep it away from children to avoid any possible risks. Replace rubber tips every time they are worn out.