



www.mobiakcare.com

Our Company

First Aid Products - Stretchers




Folding Aluminium Stretcher

Ref: **0804591**



Technical Specifications

- Frame: Aluminium
- Material: Canvas
- Includes: 2 Safety Belts
- Packing Dimensions (LxWxH) : 104 x 18 x 11cm
- Dimensions Open (LxWxH) : 208 x 55 x 14cm
- Product Weight: 4.78Kg
- Weight Tolerance: 159Kg



Reinforced Safety Belt

Ref: **0806482** *One Piece*



- With Car-type Safety Lock
- Suitable for All Wheelchair Types & Stretcher
- Secured around the Seat or the Backrest

Length **(A)**: 162cm
Width **(B)**: 5cm

Soft Stretcher

Ref: **0804592**

Technical Specifications

- Frame: Canvas, Waterproof, Washable
- Includes: 2 Safety Belts
- Dimensions when deployed (LxW) : 205 x 70 cm (measurement without the handles)
- Dimensions when closed (LxW) : 74 x 35 cm
- Product Weight: 1.72Kg
- Weight Tolerance: 159Kg



ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ:

Το προϊόν χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ασθενών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ή σε καταστάσεις που απαιτούν γρήγορη και ασφαλή απομάκρυνση του ασθενή. Πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από εξειδικευμένο και καταρτισμένο προσωπικό, εκπαιδευμένο για φροντίδα «έκτακτης ανάγκης». Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ασθενοφόρα, νοσοκομειακά και αθλητικά περιβάλλοντα.

ΠΡΟΣΟΧΗ (!):

- Σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το προϊόν μέχρι να αποκατασταθεί & επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο και εκπαιδευμένο αντιπρόσωπο
- Η χρήση του εν λόγω προϊόντος απαγορεύεται για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που ορίζονται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Η MOBIAK A.E απορρίπτει κάθε ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση του προϊόντος ή χρήση άλλη από αυτή που αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Η MOBIAK A.E διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στο προϊόν και στο ακόλουθο εγχειρίδιο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, προκειμένου να βελτιώσει τα χαρακτηριστικά του.
- Υπάρχει Πιθανότητα Απόκλισης των Διαστάσεων των Προϊόντων Εύρους ±3%.
- Συνιστάται πάντα να ακολουθείτε τις διαδικασίες που έχουν σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό ή οποιονδήποτε διαθέσιμο προαιρετικό εξοπλισμό, εάν δεν έχετε πρώτα διαβάσει και κατανοήσει πλήρως το παρόν εγχειρίδιο χρήσης.
- Εάν αδυνατείτε να κατανοήσετε τις προειδοποιήσεις, τις προφυλάξεις ή τις οδηγίες, επικοινωνήστε με έναν επαγγελματία υγείας, αντιπρόσωπο ή το τεχνικό προσωπικό πριν επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή βλάβη.
- ΔΙΑΒΑΣΤΕ προσεκτικά ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
- Να φυλάξετε το παρόν έντυπο για μελλοντική χρήση.
- Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.
- Φυλάσσετε το προϊόν μακριά από πηγές θερμότητας.
- Να είστε προσεκτικοί όταν τα παιδιά είναι κοντά και ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με το προϊόν.
- Απαιτείται πάντα ιδιαίτερη προσοχή εκεί που υπάρχουν κινούμενα μέρη που μπορούν να προκαλέσουν παγίδευση των άκρων και τραυματισμούς

ΠΡΙΝ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ:

- Ελέγξτε εάν ο σκελετός έχει υποστεί ζημιά, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλή χρήση του προϊόντος (δεν υπάρχουν ρωγμές ή σπασίματα στο σκελετό).
- Σε περίπτωση ζημιάς, μην χρησιμοποιήσετε το προϊόν και επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο και εκπαιδευμένο αντιπρόσωπο
- Ελέγξτε εάν το προϊόν έχει συναρμολογηθεί σωστά και όλες οι βίδες είναι ασφαλείς και καλά βιδωμένες.
- Ελέγχετε πάντα την κατάσταση φθοράς των μηχανικών μερών έτσι ώστε να διασφαλίζεται η απόλυτη ασφαλής χρήση του προϊόντος για ανθρώπους και αντικείμενα.
- Ελέγχετε περιοδικά την ανθεκτικότητα και τη σταθερότητα.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

Ανοίξτε το φορείο.

Μετακινήστε επιτυχώς τον ασθενή στο φορείο και ασφαλίστε με τις ζώνες.

Η παρουσία λαβών σας επιτρέπει να σηκώσετε τον ασθενή πιάνοντας το φορείο από διάφορες πλευρές.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ:

- Χρησιμοποιείτε μόνο ένα υγρό πανί και ήπιο σαπούνι στις επιφάνειες όπου χρήζουν καθαρισμό. Στη συνέχεια στεγνώστε καλά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
- ΜΗΝ αφήνετε το προϊόν βρεγμένο.
- Μην χρησιμοποιείτε χημικά καθαριστικά για τον καθαρισμό του πλαισίου. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην επιφάνεια της επιστρώσεως του προϊόντος.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ οξέα, αλκάλια ή διαλύτες όπως ακετόνη.
- Εάν πρέπει να απολυμάνετε το προϊόν, χρησιμοποιήστε ένα κοινό, ήπιο απολυμαντικό
- Προστατέψτε το προϊόν από εκδορές, κοψίματα και τρυπήματα

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ:

Με αποκλειστική μας ευθύνη δηλώνουμε ότι τα αναφερόμενα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα στην παρούσα δήλωση είναι χαμηλής Κατηγορίας Διακινδύνευσης (Risk Class I) και πληρούν τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 745/2017 και κατά περίπτωση τα αναφερόμενα πρότυπα και νομοθεσία

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ:

Εάν διαπιστώσετε ότι το προϊόν σας χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας χρησιμεύει πλέον, σκεφτείτε την προστασία του περιβάλλοντος:

- Μην πετάξετε το προϊόν σας μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα (αυτή είναι και η σημασία του αναγραφόμενου συμβόλου ανακύκλωσης).
- Απευθυνθείτε στην Δημοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σημεία διάθεσης του προϊόντος σας για ανακύκλωση.
- Διαθέτοντας τον άχρηστο πλέον προϊόν σας στα σωστά σημεία ανακύκλωσης βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην εκμετάλλευση εκ νέου των υλικών του προϊόντος σας.

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ:

Οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό προκύψει σε σχέση με τη χρήση της συσκευής, θα πρέπει να αναφερθεί στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους στο οποίο διαμένει ο χρήστης και/ή ο ασθενής

ΕΓΓΥΗΣΗ:

Το προϊόν φέρει εγγύηση καλής λειτουργίας για (2) έτη από την ημερομηνία αγοράς. Η εγγύηση καλύπτει εργοστασιακές βλάβες & ΔΕΝ καλύπτει βλάβες που προέρχονται από κακή χρήση, κακή συντήρηση, τροποποίηση, κατάχρηση ή και μη συμμόρφωση με τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος. Επίσης ΔΕΝ καλύπτει φθειρόμενα μέρη και ότι μπορεί να φθαρεί κατά την διάρκεια της χρήσης ή με το πέρασμα του χρόνου. Επίσης δεν καλύπτονται εντός εγγύησης ζημιές ή ελαττώματα που προκαλούνται από: φυσικές καταστροφές, μη εξουσιοδοτημένη συντήρηση ή επισκευή, προβλήματα τροφοδοσίας (όπου προβλέπεται) και εταιρίες μεταφορών. Καμία εργασία ή ανταλλακτικό δεν καλύπτεται αν δεν έχει ελεγχτεί από εξουσιοδοτημένο σέρβις ή τον κατασκευαστή του προϊόντος. Τα έξοδα μεταφοράς για τον έλεγχο πληρώνονται από τον χρήστη ή πελάτη ή από το κατάστημα λιανικής

INTENDED USE:

The product is used for the transportation of patients in emergency or in situations demanding a quick and safe evacuation of the patient. It has to be used exclusively by professional and qualified personnel, duly trained for emergency care. Can be used in ambulances and in hospital and sports environments.

CAUTION (!):

- In case of damage or malfunction of your product DOT NOT use the product and please contact the authorized and trained representative.
- Do not use the product for a purpose not indicated in this manual.
- MOBIAK S.A declines all responsibilities for any consequences resulting from an incorrect use of this product and from unauthorized alteration on the frame of the product.
- MOBIAK S.A reserves the right to change the information contained in this document without previous notice
- There is a ± 3%. Deviation for the Dimensions of the Products.
- It is always recommended to follow the procedures designed for emergency response.

GENERAL WARNINGS:

- If you don't read this user manual, it is preferable not to use this device or another available part.
- If you don't understand the usage or the precautions, please contact with the dealer or the proper technical person before you use the device because may be caused damage.
- READ carefully the entire manual before using the product.
- Save this document for future reference.
- The product should be used only by qualified personnel.
- Keep away the product from heat sources.
- Be careful when children are nearby and do not allow the children to play or operate with the device.
- Special care is always required where there are moving parts that can cause limb entrapment or injury.

BEFORE EVERY USE:

- Check if the frame is damaged in order to guarantee a safe use of the product (there are no cracks or fractures in the frame).
- In case of damage do not use the product and contact your dealer for further instructions.
- Check, if the product is properly assembled and all screws are secure and well screwed on.
- Always check the condition of wear for the mechanical parts to ensure the absolute safe use of the product for people and objects.
- Periodically check its sturdiness and the stability.

USE OF PRODUCT:

Open the stretcher.

Successfully move the patient on the stretcher and secure with the safety belts.

The presence of handles allows you to lift the patient by grabbing the stretcher from several sides.

CLEANING AND DISINFECTION:

- Use only a wet cloth and mild soap on surfaces where they need cleaning. Then dry thoroughly before you use the product.
- Dry away from direct sunlight.
- DO NOT leave the product wet.
- Do not use chemical cleaners to clean the frame. This could cause damage to the surface of the product.
- Never use acids, alkalis or solvents such as acetone
- If you need to disinfect the product, use a common, mild disinfectant.
- Protect the item from scratches, cuts and punctures.

DECLARATION OF CONFORMITY:

We are solely responsible for declaring that the Medical Devices mentioned in this statement are of Low-Risk Class (Class I) and comply with the requirements of the European Regulation 745/2017 and where appropriate, the standards and legislation referred to.

ENVIRONMENTAL PROTECTION:

If one day you find that your product needs to be replaced or it is no longer working for you, consider protecting the environment:

- Do not dispose your product along with the rest of the public waste (this is also the meaning of the shown recycling sign).
- Contact your Public Authorities and they will instruct you of the Recycling centers to which your product must be disposed.
- Correct disposal of your product helps the protection of the environment as well as the recycling of the product's components.

INCIDENT REPORTING:

Any serious incident that occurs in relation to use of the device must be reported to the manufacturer and a competent authority of the Member State in which the user and / or patient resides.

WARRANTY:

The product is guaranteed for a period of two (2) years from the purchasing date. The warranty apply on factory defects & DOES NOT apply on damages resulting from misuse, poor maintenance, modification, overuse, or non-compliance with the product's operating instructions. Also DOES NOT apply on the parts, that can wear out during use or over time. Damages or defects caused by natural disasters, unauthorized maintenance or repair, power supply problems (where applicable) & carriers are not covered by the warranty. No service or spare part is applied unless it has been inspected by an authorized service department or the manufacturer of the product. Shipping costs for goods of warranty are to be paid by the end user- customer or by dealer.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

MBK CODE	ΥΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟΥ	ΥΦΑΣΜΑ	ΜΕΓΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ
0804591	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ	CANVAS (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΧΡΩΜΑ), ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ	159 KG
0804592	CANVAS-ΠΛΕΝΟΜΕΝΟ	CANVAS (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΧΡΩΜΑ), ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ	159 KG
0804593	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ	PVC (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΧΡΩΜΑ), ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ	159 KG

MBK CODE	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ
0804591	208 x 55 x 14 cm	104 x 18 x 11 cm	112 x 20 x 20 cm
0804592	204 x 70 cm (μέτρηση χωρίς τις λαβές)	74 x 35 cm	93 x 36.5 x 37 cm
0804593	84 x 60 x 98 cm	100 x 60 x 20 cm	100 x 61 x 20 cm

MBK CODE	ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ	M.B. TEM.	K.B. TEM.	M.B. ΚΙΒΩΤΙΟΥ	K.B. ΚΙΒΩΤΙΟΥ
0804591	2	5.15 KG	4.78 KG	10.3 KG	9.56 KG
0804592	10	1.72 KG	1.57 KG	17.2 KG	15.7 KG
0804593	1	16 KG	14.5 KG	16 KG	14.5 KG



ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ / WARRANTY FORM:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ / BUYERS DETAILS:	
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ FULL NAME:	
ΗΜ/ΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ PURCHASING DATE:	
ΤΗΛΕΦΩΝΟ / PHONE:	
LOT OR SERIAL NUMBER:	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΟΡΟΥ / DEALER DETAILS	
ΕΠΩΝΥΜΙΑ / FULL NAME:	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ADDRESS:	
ΤΗΛΕΦΩΝΟ / PHONE:	
ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ / SIGN AND SIGNATURE	

Ερμηνεία συμβολών που βρίσκονται στην ετικέτα στο χαρτοκιβώτιο ή & στις οδηγίες χρήσης του προϊόντος
Description of symbols that have been printed on the label, master carton and or user manual

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ MANUFACTURER	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ PRODUCT NUMBER	ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ READ THE INSTRUCTION FOR USE
ΣΗΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CE CE MARK	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ PRODUCTION DATE	ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ MEDICAL DEVICE
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ BATCH NUMBER	ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΑΝ ΤΟ ΚΟΥΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟ DO NOT USE IF PACKAGE IS DAMAGE	Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Unique Device Identification
ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ IN DOOR USE ONLY	ΧΕΙΡΙΣΤΕΙΤΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ HANDLE WITH CARE	ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT DIRECTIVE

TECHNICAL CHARACTERISTICS

MBK CODE	FRAME MATERIAL	CLOTH	MAX LOAD CAPACITY
0804591	ALUMINUM	CANVAS (ORANGE COLOR), WATERPROOF	159 KG
0804592	CANVAS - WASHABLE	CANVAS (ORANGE COLOR), WATERPROOF	159 KG
0804593	ALUMINUM	PVC (ORANGE COLOR), WATERPROOF	159 KG

MBK CODE	DIMENSIONS OPEN	DIMENSIONS CLOSED	CARTON DIMENSIONS
0804591	208 x 55 x 14 cm	104 x 18 x 11 cm	112 x 20 x 20 cm
0804592	204 x 70 cm (measurement without the handles)	74 x 35 cm	93 x 36.5 x 37 cm
0804593	84 x 60 x 98 cm	100 x 60 x 20 cm	100 x 61 x 20 cm

MBK CODE	PIECES PER CARTON	PIECE G.W.	PIECE N.W.	CARTON G.W.	CARTON N.W.
0804591	2	5.15 KG	4.78 KG	10.3 KG	9.56 KG
0804592	10	1.72 KG	1.57 KG	17.2 KG	15.7 KG
0804593	1	16 KG	14.5 KG	16 KG	14.5 KG

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 0804592:

WASHING INSTRUCTIONS FOR CODE 0804592:

ΠΛΥΣΙΜΟ ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ	HAND WASH ONLY
ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ	DO NOT BLEACH
ΜΗ ΣΙΔΕΡΩΣΕΤΕ	DO NOT IRON
ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ	DO NOT TUMBLE DRY
ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΣΤΕΓΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ	DO NOT DRY CLEAN
ΜΗΝ ΣΤΥΨΕΤΕ	DO NOT WRING



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: ΦΟΡΕΙΑ

USER MANUAL: STRETCHERS

REF : 0804591 - 0804592 - 0804593

MULTILINGUAL MANUALS



0804591



0804592



0804593



MBK CODE	GTIN-14	GR DESCRIPTION	EN DESCRIPTION
0804591	05213006907159	ΦΟΡΕΙΟ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΣ	FOLDING STRETCHER, SINGLE FOLD
0804592	05213006907166	ΣΕΝΤΟΝΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ	SOFT STRETCHER
0804593	05213006907173	ΦΟΡΕΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ STAIR CHAIR, ΚΑΡΕΚΛΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΣΚΑΛΑΣ	STAIR CHAIR STRETCHER

MOBIAK S.A
ΚΑΘΙΑΝΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, ΧΑΝΙΑ - ΚΡΗΤΗ
ΚΑΘΙΑΝΑ ΑΚΡΟΤΙΡΙΟΥ CHANIA - CRETE
T: +30 28210 63222 | WEB: www.mobiakcare.com





**ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ / CERTIFICATE
EN ISO 13485:2016**

Πιστοποιείται ότι ο παρακάτω αναφερόμενος οργανισμός έχει καθιερώσει και εφαρμόζει για τις αναγραφόμενες δραστηριότητες σύστημα διαχείρισης της ποιότητας το οποίο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου.

Η ισχύς του πιστοποιητικού συνδέεται με την επιτυχή ολοκλήρωση των επιθεωρήσεων επιτήρησης.

We hereby certify that the under mentioned organization has established and maintains for the listed activities a quality management system that complies with the requirements of the standard.

Validity of the certificate is based upon the successful completion of surveillance audits.

Αριθμός Πιστοποιητικού / Certificate Number: 302011012

Οργανισμός: **ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε., "ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε."**

Organization: **ΜΟΒΙΑΚ S.A.**

Διεύθυνση: **ΚΑΘΙΑΝΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗ.**

Address: **KATHIANA AKROTIRIOU, CHANIA CRETE GREECE.**

Δραστηριότητες: **• ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
(όπως αναφέρονται στο παράρτημα)**
**• ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΥΤΩΝ.
(όπως αναφέρονται στο παράρτημα)**

Activities: **• MANUFACTURE AND TECHNICAL SUPPORT OF MEDICAL DEVICES
(as listed in annex).**
**• DISTRIBUTION OF MEDICAL DEVICES AND THEIR CONSUMABLES.
(as listed in annex).**

Ημερομηνία αρχικής πιστοποίησης:
First issue date: **15/03/2021**

Ημερομηνία τρέχουσας έκδοσης:
Current issue date: **15/03/2024**

Ισχύει μέχρι:
Valid until: **14/03/2027**

Έκθεση επιθεώρησης:
Audit report: **200121012**



Πιστοποίηση ISO
Ap. Det.: 5h-8

ΠΙΚΡΟΥ - ΜΩΡΑΪΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος
PIKROU - MORAITAKI ELEFTHERIA, President & Managing Director



**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 302011012 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ.
ANNEX, No. 302011012 CERTIFICATE.**

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

• ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ:

- ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ, ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ.
- ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ.
- ΚΡΕΒΑΤΙΑ ΓΙΑ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ.
- ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ.
- ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ.
- ΒΑΔΙΣΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ.
- ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΜΠΑΝΙΟΥ.
- ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΑΜΑΞΙΔΙΩΝ.
- ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ.
- ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

• ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ:

- ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ, ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ.
- ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ.
- ΚΡΕΒΑΤΙΑ ΓΙΑ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ.
- ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ.
- ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ.
- ΒΑΔΙΣΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ.
- ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΜΠΑΝΙΟΥ.
- ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΑΜΑΞΙΔΙΩΝ.
- ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ.
- ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.
- ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ.
- ΦΟΡΗΤΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΙΚΡΟΥ - ΜΩΡΑΪΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος
PIKROU - MORAITAKI ELEFTHERIA, President & Managing Director



**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 302011012 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ.
ANNEX, No. 302011012 CERTIFICATE.**

ACTIVITIES:

• MANUFACTURE AND TECHNICAL SUPPORT OF MEDICAL DEVICES:


- RESPIRATORY EQUIPMENT FOR DIAGNOSIS, TREATMENT AND HOME CARE.
- ORTHOPEDICS FOR EXTERNAL USE AND PHYSIOTHERAPY.
- BEDS FOR HOME CARE.
- ANTI DECUBITUS AIDS.
- MOBILITY AIDS.
- WALKING AIDS.
- LIFTING AND BATHROOM AIDS.
- WHEELCHAIRS.
- MEDICAL EQUIPMENT.
- HOSPITAL HOTEL MEDICAL EQUIPMENT.

• DISTRIBUTION OF MEDICAL DEVICES:

- RESPIRATORY EQUIPMENT FOR DIAGNOSIS, TREATMENT AND HOME CARE.
- ORTHOPEDICS FOR EXTERNAL USE AND PHYSIOTHERAPY.
- BEDS FOR HOME CARE.
- ANTI DECUBITUS AIDS.
- MOBILITY AIDS.
- WALKING AIDS.
- LIFTING AND BATHROOM AIDS.
- WHEELCHAIRS.
- MEDICAL EQUIPMENT.
- HOSPITAL HOTEL MEDICAL EQUIPMENT.
- CONSUMABLES FOR GENERAL MEDICAL USE.
- PORTABLE DEFIBRILLATORS.



ΕΚΑΤ
Α.Ε.


ΠΙΚΡΟΥ - ΜΩΡΑΪΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος
PIKROU - MORAITAKI ELEFTHERIA, President & Managing Director

DECLARATION OF CONFORMITY

We are solely responsible for declaring that the Medical Devices mentioned in this statement are of Low-Risk Class (Class I) and comply with the requirements of the European Regulation 2017/745 and where appropriate, the standards and legislation referred to.

MANUFACTURER:	MOBIAK S.A
SRN:	GR-MF-000016256
SEAT ADDRESS:	KATHIANA AKROTIRIOU-CHANIA-CRETE-GREECE
E-MAIL:	mobiakcarequality@mobiak.com
TELEPHONE:	+30 2821063222
WEB SITE:	www.mobiakcare.com

COMPETENT AUTHORITY:	National Organization for Medicines
CONTACT DETAILS:	Address: Mesogeion 284, PS 15562, Cholargos Phone : 2132040000 Website: https://www.eof.gr/

LIST OF PRODUCTS COVERED BY THIS DECLARATION

PRODUCT	CODE	UDI-DI	INTENDED USE	RULE
PATIENT TRANSFER STRETCHER	0806458	521300690STRETCHERS184Z	IT IS SUITABLE FOR TRANSPORTATION OF PATIENTS IN EMERGENCY CONDITIONS OR IN CONDITIONS THAT REQUIRE QUICK AND SAFE REMOVAL OF THE PATIENT.	1
SOFT STRETCHER	0806459	521300690STRETCHERS184Z	IT IS SUITABLE FOR TRANSPORTATION OF PATIENTS IN EMERGENCY CONDITIONS OR IN CONDITIONS THAT REQUIRE QUICK AND SAFE REMOVAL OF THE PATIENT.	1
FOLDING STRETCHER, SINGLE FOLD	0806460	521300690STRETCHERS184Z	IT IS SUITABLE FOR TRANSPORTATION OF PATIENTS IN EMERGENCY CONDITIONS OR IN CONDITIONS THAT REQUIRE QUICK AND SAFE REMOVAL OF THE PATIENT.	1
FOLDING STRETCHER, SINGLE FOLD	0804591	521300690STRETCHERS184Z	IT IS SUITABLE FOR TRANSPORTATION OF PATIENTS IN EMERGENCY CONDITIONS OR IN CONDITIONS THAT REQUIRE QUICK AND SAFE REMOVAL OF THE PATIENT.	1
STAIR CHAIR STRETCHER	0804593	521300690STRETCHERS184Z	IT IS SUITABLE FOR TRANSPORTATION OF PATIENTS IN EMERGENCY CONDITIONS OR IN CONDITIONS THAT REQUIRE QUICK AND SAFE REMOVAL OF THE PATIENT.	1
SOFT STRETCHER	0804592	521300690STRETCHERS184Z	IT IS SUITABLE FOR TRANSPORTATION OF PATIENTS IN EMERGENCY CONDITIONS OR IN CONDITIONS THAT REQUIRE QUICK AND SAFE REMOVAL OF THE PATIENT.	1

BASKET STRETCHER	0805906	521300690STRETCHERS184Z	IT IS SUITABLE FOR TRANSPORTATION OF PATIENTS IN EMERGENCY CONDITIONS OR IN CONDITIONS THAT REQUIRE QUICK AND SAFE REMOVAL OF THE PATIENT.	1
SPINE BOARD	0805907	521300690STRETCHERS184Z	IT IS SUITABLE FOR TRANSPORTATION OF PATIENTS IN EMERGENCY CONDITIONS OR IN CONDITIONS THAT REQUIRE QUICK AND SAFE REMOVAL OF THE PATIENT.	1
SCOOP STRETCHER	0805910		IT IS SUITABLE FOR TRANSPORTATION OF PATIENTS IN EMERGENCY CONDITIONS OR IN CONDITIONS THAT REQUIRE QUICK AND SAFE REMOVAL OF THE PATIENT.	1

CONFORMITY ASSESSMENT PROCEDURE

According to Annexes II & III of Regulation (EU) 2017/745

APPLIED STANDARDS & LEGAL REQUIREMENTS

ISO 13485:2016, ISO 9001:2015, EN ISO 15223-1: 2016, EN ISO 14971:2019, EN ISO 10993-1:2018, EN ISO 10993-1:2009, ISO 10993-10:2021 , (EU) 2017/745



FOR APPROVAL	
NAME:	SVOURAKI MARIA
POSITION:	CEO
PLACE:	CHANIA
DATE:	20/12/2023
SIGN:	

