

M-6LD LYSE

【PRODUCT NAME】
M-6LD LYSE

【MODEL】
M-6LD

【PACKAGE SPECIFICATIONS】
4Lx1, 1Lx4

【PRINCIPLE】

This product is formulated to lyse red blood cells and process white blood cells in the blood cell measurement, amplify the differences among WBC sub-populations and facilitate the dyeing effect of white blood cells by M-6FD DYE. It participates in the measurement of WBC-related parameters which is accomplished by using SF Cube cell analysis technology (3D analysis using information from scatter of laser light at two angles and fluorescence signals).

【INTENDED USE】

The M-6LD LYSE participates in WBC differentiation in the DIFF channel together with M-6FD DYE.

【ACTIVE INGREDIENTS】

Surfactant.....≤0.5%
Hepes Buffer.....≤0.5%

【PRODUCT SPECIFICATIONS】

1. Appearance: Transparent liquid without deposits, suspended grains or flocks.
2. Blank count results: The blank count results of the reagent tested on the Mindray Auto Hematology Analyzer shall meet the requirements of Table 1.

Parameter	Blank Count Requirements
WBC-D	≤0.2×10 ⁹ /L

【STORAGE AND EXPIRATION DATE】

This product shall be stored in ventilated room free from corrosive gas at 2℃~30℃ with the humidity lower than 90%. The shelf life is 2 years.
It shall be used at 15℃~32℃ and within 60 days after being opened.

【APPLICABLE INSTRUMENT】

This product applies to BC-6000/BC-6000Plus/BC-6100/BC-6100Plus/BC-6200/BC-6600Plus/BC-6700Plus/BC-6800Plus Auto Hematology Analyzer produced by Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.

【INSTRUCTIONS FOR USE】

1) Restore the product to usage temperature;
2) Open the external packing and insert the pickup tube into the reagent container based on the matching color of the reagent cap and the connector of analyzer cap assembly;
3) Screw the cap assembly tight and replace the reagent according to the operator's manual of the analyzer;
4) Run a blank count and check the results. If the results meet the blank count requirements defined in the operator's manual of the analyzer, the newly installed reagent can be used for sample analysis. See the operator's manual of the analyzer for details.

【WARNINGS】

Do not inhale and/or ingest. In case of inhalation or ingestion, seek medical advice immediately.

Avoid skin contact. In case of skin contact, flush the affected area with plenty of water immediately.

Avoid eye contact. In case of eye contact, flush the affected area with plenty of water and seek medical advice immediately.

【NOTICE】

1) This product shall only be used on matched Mindray Auto Hematology Analyzer. Read the package insert carefully before using this product. It shall be used before the expiration date and disposed of properly when expired.
2) Do not use the reagent if it is frozen.
3) If the blank count is abnormal after the reagent is transported, place it still for 24 hours at room temperature before using it.
4) If the reagent is polluted or affected by other factors and becomes abnormal, stop using it and replace it with a normal one.
5) Dispose of the waste, residual and contaminated packing based on local regulations.
6) The following factors can affect the sample analysis: expired or ineffective reagent; reagent polluted by dust in the air; improper disposal of the sample; mixed with or used with reagents produced by other company; mixed use of residual from the old container and the newly-opened; used in condition other than specified.
7) This product must be operated by clinical professionals, physician or laboratorian trained by Mindray or Mindray authorized personnel.

【INTELLECTUAL PROPERTY STATEMENT】

SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD. (hereinafter called Mindray) owns the intellectual property rights to this Mindray product and this manual. This manual may refer to information protected by copyright or patents and does not convey any license under the patent rights or copyright of Mindray, or of others.
Mindray intends to maintain the contents of this manual as confidential information. Disclosure of the information in this manual in any manner whatsoever without the written permission of Mindray is strictly forbidden.
Release, amendment, reproduction, distribution, rental, adaptation, translation or any other derivative work of this manual in any manner whatsoever without the written permission of Mindray is strictly forbidden.

【COMPANY CONTACT】

Manufacturer: Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.
E-mail Address: service@mindray.com
Tel: +86 755 81888998
Fax: +86 755 26582680

EC-Representative: Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Address: Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany
Tel: 0049-40-2513175
Fax: 0049-40-255726

【Approval Date of the Operator's Manual】
04-2017

M-6LD LYSE

【NOMBRE DEL PRODUCTO】
M-6LD LYSE

【MODELO】
M-6LD

【ESPECIFICACIONES DEL ENVASE】
4Lx1, 1Lx4

【PRINCIPIO】

Este producto está formulado para lisar los glóbulos rojos y procesar los glóbulos blancos en la medición celular de la sangre, amplificar las diferencias entre los glóbulos blancos y las subpoblaciones, y facilitar el efecto de tinción de los glóbulos blancos mediante M-6FD DYE. Participa en la medición de los parámetros relacionados con los glóbulos blancos, lo cual se logra con el uso de la tecnología de análisis celular SF Cube (análisis en 3D mediante la información obtenida de dispersión de luz láser en dos ángulos y señales de fluorescencia).

【USO PREVISTO】

El M-6LD LYSE participa en la diferenciación de los glóbulos blancos en el canal DIFF junto con M-6FD DYE.

【INGREDIENTES ACTIVOS】

Surfactante.....≤0.5%
Tampón hepes.....≤0.5%

【ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO】

1.Aspecto: Líquido transparente sin depósitos, granos en suspensión o acúmulos.
2.Resultados del recuento de blancos: Los resultados del recuento de blancos del reactivo probado en el analizador automático de hematología Mindray deberán cumplir con los requisitos indicados en la Tabla 1.

Parámetro	Requisitos del recuento de blanco
WBC-D	≤0.2×10 ⁹ /L

【ALMACENAMIENTO Y FECHA DE CADUCIDAD】

Este producto se debe almacenar en una habitación ventilada que no contenga gases corrosivos a una temperatura de entre 2℃ y 30℃ con un humedad inferior al 90%. Su vida útil es de 2 año.
Se debe utilizar a temperaturas comprendidas entre 15℃ y 32℃ y en un plazo inferior a 60 días tras su apertura.

【INSTRUMENTO DE APLICACIÓN】

Este producto se aplica a BC-6000/BC-6000Plus/BC-6100/BC-6100Plus/BC-6200/BC-6600Plus/BC-6700Plus/BC-6800Plus Analizador automático de hematología producido por Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.

【INSTRUCCIONES DE USO】

1) Poner el LISANTE M-6LD a temperatura de uso;
2) Abrir el envase exterior e insertar el tubo de recogida en el envase de reactivo teniendo en cuenta el color de la tapa del reactivo y el del conector del conjunto del tapón del analizador;
3) Enroscar firmemente el conjunto del tapón y sustituir el reactivo siguiendo las instrucciones indicadas en el manual del operador del analizador;
4) Realizar un recuento de blanco y comprobar los resultados. Si los resultados cumplen los requisitos del recuento de blanco definidos en el manual del operador del analizador, ya se puede utilizar el reactivo recién instalado para el análisis de muestras. Para obtener más datos, consulte el manual del operador del analizador.

【ADVERTENCIAS】

No inhalar o ingerir. En caso de inhalación o ingestión, acudir inmediatamente al médico.
Evitar el contacto con la piel. En caso de contacto con la piel, limpiar inmediatamente la zona en cuestión con abundante agua.
Evitar el contacto con los ojos. En caso de contacto con los ojos, limpiar inmediatamente con abundante agua y acudir al médico.

【AVISO】

1) Este producto se deberá usar solo en el analizador automático de hematología combinado Mindray. Lea el prospecto con atención antes de usar este producto. Se deberá usar antes de la fecha de expiración y desechar correctamente una vez expirado.
2) No utilizar el reactivo si está congelado.
3) Si el recuento de blanco no es normal tras el transporte del reactivo, déjelo reposar 24 horas a temperatura ambiente antes de usarlo.
4) Si el reactivo está contaminado o le afectan otros factores y se considera que es anómalo, no usarlo y sustituirlo con uno normal.
5) Eliminar los desechos, residuos y envases contaminados según la normativa local.
6) Los siguientes factores pueden afectar al análisis de la muestra: reactivo caducado o ineficaz; reactivo contaminado por polvo en el aire; eliminación inadecuada de la muestra; mezclado o utilizado con reactivos producidos por otra compañía; mezcla de los restos de un envase antiguo con los del nuevo; utilización en condiciones distintas a las especificadas.
7) Este producto debe ser manejado por profesionales clínicos, médicos o técnicos de laboratorio formados por Mindray o por personal autorizado de Mindray.

【DECLARACIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL】

SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD. (en adelante, Mindray) posee los derechos de propiedad intelectual de este producto y de este manual. Este manual puede hacer referencia a información protegida por derechos de autor o patentes y no concede licencia alguna sobre los derechos de las patentes de Mindray ni sobre los de otros fabricantes.

Mindray pretende mantener el contenido de este manual como información confidencial. Queda estrictamente prohibida la divulgación de la información del presente manual, de la forma que sea, sin el permiso por escrito de Mindray.
Queda estrictamente prohibido cualquier tipo de publicación, alteración, reproducción, distribución, alquiler, adaptación, traducción o cualquier otra actividad de transformación de este manual sin el permiso por escrito de Mindray.

【CONTACTO CON LA EMPRESA】

Fabricante: Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.
Dirección de correo electrónico: service@mindray.com
Tel.: +86 755 81888998
Fax: +86 755 26582680

Representante de la CE: Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europa)
Dirección: Eiffestraße 80, Hamburgo 20537, Alemania
Tel.: 0049-40-2513175
Fax: 0049-40-255726

【Fecha de aprobación del Manual del operador】
04-2017

M-6LD LYSE

【NOM DU PRODUIT】
M-6LD LYSE

【MODELE】
M-6LD

【SPECIFICATIONS DE L'EMBALLAGE】
4Lx1, 1Lx4

【PRINCIPE】

Ce produit est indiqué pour les globules sanguins rouge de tampon lyse et traite les globules sanguins blancs dans la mesure des globules sanguins blancs, amplifie les différences entre les sous-populations de WBC et facilite l'effet de teinture des globules sanguins blancs par M-6FD DYE. Il participe à la mesure des paramètres liés à WBC qui est réalisée en utilisant la technologie d'analyse de cellules SF Cube (analyse 3D utilisant des informations provenant de la dispersion de la lumière laser à deux angles et des signaux de fluorescence).

【USAGE PREVU】

M-6LD LYSE participe à la différenciation de WBC dans le canal DIFF avec M-6FD DYE.

【INGREDIENTS ACTIFS】

Agent tensio-actif.....≤0.5%
Tampon Hepes.....≤0.5%

【SPECIFICATIONS DU PRODUIT】

1.Apparence : Liquide transparent sans dépôts, grains suspendus ou flocons.
2.Résultats du comptage vierge : Les résultats du comptage vierge du réactif testé sur l'analyseur d'hématologie Auto Mindray doivent satisfaire aux exigences du tableau 1.

Paramètre	Normes de comptage à blanc
WBC-D	≤0.2×10 ⁹ /L

【STOCKAGE ET DATE DE PEREMPTION】

Ce produit doit être stocké dans une pièce aérée exempte de gaz corrosifs à 2 °C–30 °C avec une humidité inférieure à 90 %. La durée de stockage est d'2 an.
Il doit être utilisé à 15 °C–32 °C et dans un délai de 60 jours suivant son ouverture.

【INSTRUMENT APPLICABLE】

Ce produit s'applique à l'analyseur automate d'hématologie BC-6000/BC-6000Plus/BC-6100/BC-6100Plus/BC-6200/BC-6600Plus/BC-6700Plus/BC-6800Plus fabriqué par Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.

【CONSIGNES D'UTILISATION】

1) Rétablissez la température d'utilisation du LYSE M-6LD
2) Ouvrez l'emballage extérieur et insérez le tube plongeur dans le conteneur du réactif en fonction de la couleur correspondante de la capsule du réactif et du connecteur de la capsule de l'analyseur. 3) Vissez la capsule en serrant bien et remplacez le réactif en suivant les instructions du manuel d'utilisation de l'analyseur
4) Effectuez un comptage à blanc et vérifiez les résultats. Si les résultats correspondent au comptage à blanc défini dans le manuel d'utilisation de l'analyseur, le tout nouveau réactif installé peut être utilisé pour l'analyse des échantillons. Consultez le manuel de l'opérateur pour en savoir plus.

【AVERTISSEMENTS】

Ne pas inhaler ni ingérer. En cas d'inhalation ou d'ingestion, contactez immédiatement un médecin.

Évitez tout contact avec la peau. En cas de contact avec la peau, rincez immédiatement et abondamment la zone atteinte.

Évitez tout contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincez abondamment la zone touchée et contactez immédiatement un médecin.

【AVIS】

1) Ce produit ne doit être utilisé uniquement sur l'analyseur d'hématologie Auto Mindray. Lire attentivement la notice avant d'utiliser ce produit. Il doit être utilisé avant la date de péremption et jeté de manière adéquate lorsqu'il a expiré.
2) N'utilisez pas le réactif s'il est congelé.
3) Si le comptage à blanc est anormal une fois que le réactif est transporté, placez-le immobile pendant 24 heures à température ambiante avant de l'utiliser.
4) Si le réactif est pollué ou affecté par d'autres facteurs et devient anormal, cessez de l'utiliser et remplacez-le par un réactif normal.
5) Procédez à la mise au rebut des déchets, résidus et de l'emballage contaminé en suivant la réglementation locale.
6) Les facteurs susceptibles d'affecter l'analyse des échantillons sont les suivants : réactif périmé ou inefficace, réactif pollué par la poussière présente dans l'air, mise au rebut inadéquate de l'échantillon, réactif mélangé ou utilisé avec des réactifs produits par une autre entreprise, mélange de résidu de l'ancien et du nouvel emballage, réactif utilisé dans des conditions autres que celles spécifiées.
7) Ce produit doit être utilisé par des professionnels cliniques, des médecins ou du personnel de laboratoire formé par Mindray ou par du personnel autorisé par Mindray.

【PROPRIETE INTELLECTUELLE】

SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD. (ci-après dénommée "Mindray") détient tous les droits de propriété intellectuelle relatifs à ce produit Mindray et au présent manuel. Ce manuel peut faire référence à des informations protégées par des droits d'auteur ou des brevets et n'accorde aucune licence dans le cadre des droits d'auteurs ou brevets détenus par Mindray ou par des tiers.

Mindray entend garder confidentielles les informations contenues dans le présent manuel. Leur divulgation, de quelque manière que ce soit, est strictement interdite sans l'autorisation écrite de Mindray.
Toute communication, modification, reproduction, distribution, location, adaptation ou traduction du présent manuel (ou toute autre œuvre dérivée y afférente), quelle qu'elle soit, est strictement interdite sans l'autorisation écrite de Mindray.

【COORDONNEES DE LA SOCIETE】

Fabricant : Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.
Adresse de courriel : service@mindray.com
Tél. : +86 755 81888998
Télécopie : +86 755 26582680

Représentant pour l'UE : Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Adresse : Eiffestraße 80, Hamburgo 20537, Allemagne
Tél. : 0049-40-2513175
Télécopie : 0049-40-255726

【Date d'approbation du manuel d'utilisation】
04-2017

M-6LD LYSE

【NOME PRODOTTO】
M-6LD LYSE

【MODELLO】
M-6LD

【SPECIFICHE DI CONFEZIONAMENTO】
4Lx1, 1Lx4

【PRINCIPIO】

Il presente prodotto è formulato per lisare i globuli rossi e processare le cellule sanguigne nella misurazione cellulare ematica, oltre ad amplificare le differenze tra le sottopopolazioni di globuli bianchi e favorire l'effetto di colorazione delle cellule dei globuli bianchi tramite il COLORANTE M-6FD. Partecipa alla misurazione dei parametri correlati ai globuli bianchi, realizzata tramite tecnologia di analisi cellulare SF Cube (analisi 3D sfruttando le informazioni dalla dispersione della luce laser in corrispondenza di due angoli, oltre ai segnali in fluorescenza).

【USO PREVISTO】

La SOLUZIONE M-6LD partecipa al differenziamento dei globuli bianchi sul canale DIFF, insieme al COLORANTE M-6FD.

【INGREDIENTI ATTIVI】

Agente tensioattivo.....≤0.5%
Tampone Hepes.....≤0.5%

【SPECIFICHE DEL PRODOTTO】

1.Aspetto: Liquido trasparente senza depositi, grana o fiocchi sospesi.
2.Resultati conteggio vuoti: I risultati del conteggio vuoti del reagente valutati sull'Analizzatore ematologico automatico Mindray devono soddisfare i requisiti di Tabella 1.

Parametro	Requisiti della conta a vuoto
WBC-D	≤0.2×10 ⁹ /L

【CONSERVAZIONE E DATA DI SCADENZA】

Questo prodotto deve essere conservato in un luogo ventilato, in assenza di gas corrosivi a 2°C–30°C con umidità inferiore al 90%. Il tempo di conservazione è di 2 anno.
Deve essere utilizzato a 15°C–32°C ed entro 60 giorni dall'apertura della confezione.

【STRUMENTO APPLICABILE】

Il presente prodotto è applicabile all'Analizzatore ematologico automatico modello BC-6000/BC-6000Plus/BC-6100/BC-6100Plus/BC-6200/BC-6600Plus/BC-6700Plus/BC-68 00Plus prodotto da Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.

【ISTRUZIONI PER L'USO】

1) Riportare M-6LD LYSE alla temperatura di utilizzo;
2) Aprire la confezione esterna e inserire il tubo di prelievo nel contenitore del reagente, in base al colore corrispondente del cappuccio del reagente e del connettore del gruppo cappucci dell'analizzatore;
3) Avvitare saldamente il gruppo cappucci e ricollocare il reagente secondo il manuale dell'operatore dell'analizzatore;
4) Eseguire una conta a vuoto e controllare i risultati. Se i risultati soddisfano i requisiti di conta a vuoto definiti nel manuale dell'operatore dell'analizzatore, il reagente appena installato può essere utilizzato per l'analisi dei campioni. Per ulteriori dettagli, consultare il manuale dell'operatore dell'analizzatore.

【AVVERTENZE】

Non inalare né ingerire. In caso di inalazione o ingestione, consultare immediatamente un medico.

Evitare il contatto con la pelle. In caso di contatto con la pelle, lavare immediatamente la parte interessata con abbondante acqua.

Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, lavare l'area interessata con abbondante acqua e consultare immediatamente un medico.

【AVVISO】

1) Il presente prodotto deve essere utilizzato esclusivamente sull'Analizzatore ematologico automatico Mindray. Leggere con attenzione l'insero nella confezione prima di utilizzare il prodotto. Deve essere adoperato prima della data di scadenza e, una volta scaduto, smaltito opportunamente.
2) Non utilizzare il reagente se è congelato.
3) Se dopo il trasporto del reagente la conta a vuoto risulta anomala, lasciare lo stesso a temperatura ambiente per 24 ore prima di utilizzarlo.
4) Se il reagente viene inquinato o modificato da altri fattori e diventa anomalo, smettere di utilizzarlo e sostituirlo con uno normale.
5) Smaltire gli scarti, i residui e la confezione contaminata in base alle normative vigenti.
6) I seguenti fattori possono influire sull'analisi dei campioni: reagente scaduto o inefficace; reagente inquinato da polvere nell'aria; smaltimento improprio del campione; miscelato o utilizzato con altri reagenti prodotti da altre società; uso miscelato di residuo proveniente da un vecchio contenitore e quello appena aperto; utilizzato in condizioni diverse da quanto specificato.
7) Questo prodotto deve essere utilizzato da personale clinico specializzato, medici o tecnici di laboratorio formati da Mindray o da personale autorizzato da Mindray.

【DICHIAZIONE DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE】

SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD. (di seguito denominata Mindray) detiene i diritti di proprietà intellettuale connessi al prodotto Mindray in questione e al relativo manuale. Il presente manuale potrebbe contenere riferimenti a informazioni protette da copyright o brevetti e non fornisce alcuna licenza ai sensi dei diritti di brevetto di Mindray o di altri.

Il contenuto del presente manuale è considerato da Mindray informazione riservata. È severamente vietato divulgare le informazioni contenute nel presente manuale in qualunque modo senza previa autorizzazione scritta di Mindray.

È severamente vietato rilasciare, emendare, riprodurre, distribuire, noleggiare, adattare, tradurre o svolgere qualsiasi attività derivata sul presente manuale in qualunque modo senza previa autorizzazione scritta di Mindray.

【INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ】

Produttore: Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.
Indirizzo e-mail: service@mindray.com
Tel: +86 755 81888998
Fax: +86 755 26582680

Rappresentante UE: Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europa)
Indirizzo: Eiffestraße 80, Amburgo 20537, Germania
Tel: 0049-40-2513175
Fax: 0049-40-255726

【Data di approvazione del Manuale dell'operatore】
04-2017

M-6LD LYSE**【ÜRÜN ADI】**

M-6LD LYSE

【MODEL】

M-6LD

【PAKET ÖZELLİKLERİ】

4Lx1, 1Lx4

【PRENSİP】

Bu ürün, kan hücresi ölçümünde alyuvarları parçalamak ve akyuvarları işlemek, WBC alt popülasyonları arasındaki farkları güçlendirmek ve M-6FD DYE ile akyuvarların boyama etkisini kolaylaştırmak için formüle edilmiştir. SF Cube hücre analiz teknolojisi (iki açıdan lazer ışığı saçılması ve flüoresan sinyalleri kullanılarak gerçekleştirilen 3D analiz) ile birlikte WBC ile ilgili parametrelerin ölçümünde kullanılır.

【KULLANIM AMACI】

M-6LD LYSE, M-6FD DYE ile birlikte DIFF kanalındaki WBC farklılaştırmasında kullanılır.

【AKTİF İÇERİK】

Sürfaktan.....≤0.5%

Hepes Tamponu..... ≤0.5%

【ÜRÜN ÖZELLİKLERİ】

1. Görünüm: Tortu, askıda tanecikler veya kümeler içermeyen şeffaf sıvı.
2. Boş sayım sonuçları: Mindray Oto Hematoloji Analiz Cihazında test edilen reaksiyon maddesinin sonuçları Tablo 1'de belirtilen gereksinimleri karşılamalıdır.

Tablo 1 Boş Sayım Gereksinimleri

Parametre	Blank sayım gereksinimleri
WBC-D	≤0.2×10 ⁹ /L

【SAKLAMA VE SON KULLANIM】

Ürün 2°C - 30°C'de iyi havalandırması olan korozif gaz içermeyen , %90'dan düşük bağıl neme sahip yerde saklanmalıdır. Raf ömrü 2 yıldır.
15°C-32°C'de, açıldıktan sonra 60 gün içinde kullanılmalıdır.

【UYUMLU CİHAZLAR】

Bu ürün Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. tarafından üretilen BC-6000/BC-6000Plus/BC-6100/BC-6100Plus/BC-6200/BC-6600Plus/BC-6700Plus/BC-6800Plus Oto Hematoloji Analiz Cihazları için geçerlidir.

【KULLANIM TALİMATLARI】

- 1) M-6LD LYSE kullanım sıcaklığına getirilir;
- 2) Dış ambalajı açın ve reaktif kutusu etiketi ile analizör kapağı konnektörünün giriş etiketi arasındaki eşleşmeye dayalı olarak pickup çubuğunu reaktif paketine yerleştirin.
- 3) Kapak tertibatını sıkıştırın ve reaktif analizörün kullanma kılavuzuna göre değiştirin;
- 4)Blank sayım yapın ve sonuçlarını kontrol edin. Sonuçlar, analizörün kullanma kılavuzunda tanımlanan blank sayım gereksinimlerini karşılıyorsa, yeni yüklenmiş olan reaktif, örnek analizi için kullanılabilir. Ayrıntılar için analizörün kullanım kılavuzuna bakın.

【UYARILAR】

Solumayın ve/veya yutmayın. Teneffüs edilmesi veya yutulması halinde derhal tıbbi yardım isteyin.

Cilt ile temasından kaçının. Cilt ile temasında derhal bol su ile yıkayın.

Göz temasından kaçının. Göz temasında etkilenen bölgeyi bol su ile yıkayın ve derhal tıbbi yardım isteyin.

【DİKKAT】

- 1) Bu ürün yalnızca uygun Mindray Oto Hematoloji Analiz Cihazında kullanılmalıdır. Bu ürünü kullanmadan önce paketteki broşürü dikkatle okuyun. Son kullanma tarihinden önce kullanılmalı ve kullanıldıktan sonra uygun şekilde atılmalıdır.
- 2) Reaktif donuksa kullanmayın.
- 3) Eğer Blank sayımı reaktif taşınmasından sonra anormalse kullanmadan önce oda sıcaklığında 24 saat bırakın.
- 4) Eğer reaktif kirlenmiş ya da diğer faktörlerden etkilenmiş ve anormal hale gelmişse, kullanmayı bırakın ve normal olanla değiştirin.
- 5) Atıkları, kalıntılar ve kirlenmiş pakedi yerel düzenlemelere göre imha edin.
- 6) Bu faktörler numune analizini etkileyebilir; kullanım süresi dolmuş veya geçersiz reaktif; havadaki toz ile kirlenmiş reaktif; numunenin uygun olmayan şekilde uzaklaştırılması; başka firmaların reaktiflerinin kullanılması veya karıştırılması; eski konteynerdaki kalıntıların yeni açılmış olanla karışık kullanılması; belirtilenden farklı koşullarda kullanılması.
- 7) Bu ürün klinik profesyoneller, Mindray veya Mindray yetkili personeli tarafından eğitilmiş doktorlar ve laboratuvar görevlileri tarafından kullanılmalıdır.

【FİKRİ MÜLKİYET BİLDİRİMİ】

SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD. (Daha sonra Mindray olarak adlandırılacaktır) bu Mindray ürününün ve bu el kitabının fikri mülkiyet haklarına sahiptir.

Bu el kitabı, telif hakkı veya patentlerle korunan bilgilere başvurabilir ve Mindray'ın veya diğerlerinin patent hakları veya telif hakkı kapsamında herhangi bir lisans devretmez. Mindray, bu el kitabının içeriğini gizli bilgi olarak korumayı planlamaktadır.

Bu kılavuzdaki bilgilerin Mindray'ın yazılı izni olmaksızın herhangi bir şekilde ifşa edilmesi kesinlikle yasaktır.

Bu kılavuzun Mindray'ın yazılı izni olmadan herhangi bir şekilde yayımlanması, değiştirilmesi, çoğaltılması, dağıtımı, kiralanması, uyarlanması, tercümesi veya başka herhangi bir türev çalışması kesinlikle yasaktır.









【ŞİRKET İLETİŞİM 】

Üretici: Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.
E-Posta Adresi: service@mindray.com
Tel: +86 755 81888998
Faks: +86 755 26582680

AB-Temsilcisi: Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Adres: Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany
Tel: 0049-40-2513175
Faks: 0049-40-255726

【Kullanma Kılavuzunun Onay Tarihi】

04-2017

	BATCH CODE CÓDIGO DE LOTE CODE DE LOT CODICE LOTTO PARTİ KODU
	USE-BY DATE CONSUMIR PREFEREN-TEMENTE ANTES DE UTILISE PAR UTILIZZATO DA SON KULLANIM TARİHİ
	TEMPERATURE LIMIT LİMİTE DE TEMPERATURA LIMITE DE TEMPERATURE LIMITE TEMPERATURA SICAKLIK LİMİTİ
	HUMIDITY LIMITATION LİMİTE DE HUMEDAD LIMITE D'HUMIDITE LIMITE UMIDITÀ NEM LİMİTİ
	AUTHORISED REPRESENTATIVE IN THE EUROPEAN COMMUNITY REPRESENTANTE AUTORIZADO EN LA COMUNIDAD UROPEA REPRESENTANTE AGREE DANS L'UNION EUROPEENNE RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO NELL'UNIONE EUROPEA AVRUPA YETKİLİ TEMSİLCİSİ
	MANUFACTURER FABRICANTE FABRICANT PRODUTTORE ÜRETİCİ
	IN VITRO DIAGNOSTIC MEDICAL DEVICE PRODUCTOS SANITARIOS PARA DIAGNÓSTICO IN VITRO POUR LES DIAGNOSTICS IN VITRO SOLO PER USO DIAGNOSTICO IN VITRO IN-VITRO DIAGNOSTIK MEDİKAL CİHAZ
	CONSULT INSTRUCTIONS FOR USE CONSULTE LAS INSTRUCCIONES DE USO CONSULTER LES INSTRUCTIONS D'UTILISATION CONSULTARE LE ISTRUZIONI PER L'USO KULLANIM İÇİN TALİMATLARA BAKIN