

**Anti-Salmonella A-67 + Vi, omnivalent**

REF	Vol.
TR 1101	1 ml
TR 1105	5 ml

Anti-Salmonella I (A-E + Vi)

TR 1111	1 ml
TR 1115	5 ml

Anti-Salmonella II (F-67)

TR 1121	1 ml
TR 1125	5 ml

Monoklonales Testreagenz für die Objektträgeragglutination
INFORMATION ZUM GEBRAUCH DURCH FACHPERSONAL

**Zweckbestimmung**

Die Testreagenzien dienen dem serologischen Nachweis von isolierten *Salmonella*-Stämmen aus Untersuchungsmaterial humander und anderer Herkunft mit Hilfe der Objektträgeragglutination.
Die weitere serologische Differenzierung ist mit den gruppenspezifischen Testreagenzien sowie den Testreagenzien Anti-Salmonella O, Vi entsprechend dem White-Kauffmann-Le-Minor-Schema durchzuführen.

Testprinzip

Besitzt der isolierte Stamm ein dem Erfassungsbereich des Testreagens entsprechendes *Salmonella* Antigen, wird dieser beim Mischen mit dem spezifischen Antikörper gebunden. Infolge der Antigen-Antikörper-Reaktion wird der Stamm deutlich sichtbar agglutiniert.

Zusammensetzung

Die Testreagenzien Anti-Salmonella A-67 + Vi, Anti-Salmonella I sowie Anti-Salmonella II sind Mischungen von monoklonalen Antikörpern. Sie werden aus Zellkulturerübränden von Hybridiomzelllinien hergestellt, die Antikörper gegen die entsprechenden gruppenspezifischen Salmonella O-Antigene bzw. das Vi-Antigen sezernieren.

Konservierungsmittel

Natriumazid (NaN_3) 0,9 mg/ml

Darreichungsform, Haltbarkeit und Lagerungsbedingungen

Die Testreagenzien Anti-Salmonella A-67 + Vi und Anti-Salmonella I liegen in flüssiger, gebrauchsfertiger Form vor. Das Testreagenz Anti-Salmonella II ist lyophilisiert.

Die flüssigen Testreagenzien sind original verschlossen und nach erstmaligem Öffnen bei Lagerung bei 2...8 °C bis zu dem auf dem Etikett angegebenen Datum verwendbar. Nach Benutzung sind die Flaschen wieder gut zu verschließen. Das lyophilisierte Testreagenz Anti-Salmonella II ist vor dem Gebrauch in 1 ml bzw. 5 ml Aqua dest. entsprechend der Deklaration zu lösen und mit der beilegenden Pipette gut zu verschließen. Bei Lagerung bei 2...8 °C ist es mindestens 18 Monate verwendbar, jedoch maximal bis zu dem auf dem Etikett deklarierten Datum.

Gelegentlich können in den Testreagenzien nicht mikrobiell verursachte Trübungen auftreten. Sie beeinträchtigen nicht die Wirksamkeit der Testreagenzien und können durch Zentrifugation oder Filtration beseitigt werden.

Vor Gebrauch müssen die Testreagenzien auf Raumtemperatur (18...26 °C) temperiert werden.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Durch die biotechnologische Herstellung der monoklonalen Antikörper ist das Risiko einer Kontamination durch infektiöse Krankheitserreger nahezu ausgeschlossen. Wegen des Gehalts an tierischen Materialien (fötale Kälberserum, Stabilisator) sollten sie als potentiell infektiös gehandhabt werden.

Wegen des Gehalts an Natriumazid Kontakt mit der Haut und Schleimhäuten vermeiden; gegebenenfalls mit reichlich Wasser spülen.

Da bei der Durchführung der Objektträgeragglutination mit nativem Erregermaterial gearbeitet wird, müssen die notwendigen Arbeitsschutzmaßnahmen eingehalten werden (Infektionsgefahr!).

Nicht mitgelieferte Arbeitsmaterialien und Ausrüstungen

Glasobjektträger, Rührstäbchen, physiologische Kochsalzlösung, Abwurfbehälter für infektiöses Material, White-Kauffmann-Le-Minor-Schema.

Untersuchungsmaterial und Methodik

Das Untersuchungsmaterial wird auf nicht selektiven Nährböden wie Nähr- oder Blutagar ausgestrichen und 16-20 Stunden bei 35...37 °C inkubiert.

Von einer verdächtigen Kolonie wird etwas Bakterienmasse auf einem Objektträger in einen Tropfen Testreagenz (ca. 25 µl) zu einer homogenen, leicht milchigen Suspension eingerieben. Der Objektträger sollte sich auf einer dunklen Unterlage befinden.

Der Objektträger wird vor eine Lichtquelle gegen einen schwarzen Hintergrund gehalten, geschwenkt und das Ergebnis mit bloßem Auge abgelesen.

In Ausnahmefällen können Selektivnährböden die Agglutinierbarkeit der Bakterien beeinträchtigen. Durch die Entnahme vom Nähr- oder Blutagar sowie vom Kligler-Nährboden wird dieses Problem vermieden.

Zum Ausschluß von Spontanagglutination ist eine Negativkontrolle (NK) mit physiologischer Kochsalzlösung anstelle des Testreagenzes mitzuführen.


Bewertung des Ergebnisses

Eine Auswertung ist nur möglich, wenn die Negativkontrolle (NK) milchig-trüb bleibt.

Positiv: Sichtbare Agglutination nach 1 bis 20 Schwenkungen. Bei stark positiver Reaktion (PR) tritt eine Agglutination (grob- oder feinflockig) bereits beim Einreiben der Bakterienmasse auf, bei schwach positivem Ergebnis erst nach 10 bis 20 Schwenkungen.



Negativ: Eine milchig-trüb bleibende Suspension oder eine nach mehr als 20 Schwenkungen auftretende Reaktion ist negativ (NR).

**Grenzen der Methode**

Die Testreagenzien reagieren mit *Salmonella*-Stämmen spezifisch, d. h. sie agglutinieren nur Salmonellen der deklarierten Gruppen.

Aufgrund von Antigenidentitäten bzw. -verwandtschaften können in Einzelfällen Kreuzreaktionen mit anderen Genera der Familie der *Enterobacteriaceae* (z. B. mit Stämmen von *Citrobacter* spp., *Hafnia alvei*, *Proteus* spp. oder *E. coli*) auftreten.

Deshalb ist biochemisch die Zuordnung zum Genus *Salmonella* erforderlich.

Erklärung der benutzten Symbole

LOT Chargennummer (Chargenbezeichnung)



Verwendbar bis JJJJ-MM (MM = Monatsende)

REF Bestellnummer



Temperaturbegrenzung

IVD In-vitro-Diagnostikum



Gebrauchsanweisung beachten

mTR Monoklonales Testreagenz



Objektträgeragglutination

LYO Lyophilisiert

Datum der Fassung: 08/07/2015

**Anti-Salmonella A-67 + Vi, omnivalent**

REF	Vol.
TR 1101	1 ml
TR 1105	5 ml

Anti-Salmonella I (A-E + Vi)

REF	Vol.
TR 1111	1 ml
TR 1115	5 ml

Anti-Salmonella II (F-67)

REF	Vol.
TR 1121	1 ml
TR 1125	5 ml

Reaktif d'essai monoclonal pour l'agglutination sur lame

INFORMATION À L'USAGE DES PROFESSIONNELS

**Usage prévu**

Les réactifs d'essai servent à la détection sérologique de souches de *Salmonella* isolées à partir d'un matériau d'essai d'origine humaine ou autre, au moyen de l'agglutination sur lame.

La différenciation sérologique suivante doit être effectuée avec les réactifs d'essai spécifiques de groupe ainsi que les réactifs d'essai *Anti-Salmonella O, Vi*, conformément au schéma de White-Kauffmann-Le Minor.

Principe de l'essai

Si la souche isolée possède un antigène *Salmonella* correspondant à la plage de détection du réactif d'essai, celui-ci se lie à l'anticorps spécifique lors du mélange. En conséquence de la réaction de l'antigène et de l'anticorps, on constate que la souche est nettement agglutinée.

Composition

Les réactifs d'essai *Anti-Salmonella A-67+Vi*, *Anti-Salmonella I* et *Anti-Salmonella II* sont des mélanges d'anticorps monoclonaux. Ils sont préparés à partir de surnageants de culture cellulaire de lignées cellulaires d'hybrides qui sécrètent des anticorps contre les antigènes O spécifiques de groupe *Salmonella* correspondants ou l'antigène Vi.

Conserveur : azoture de sodium (NaN_3) 0,9 mg/ml

Présentation conservation et conditions de stockage

Les réactifs d'essai *Anti-Salmonella A-67+Vi* et *Anti-Salmonella I* se trouvent sous forme liquide, prête à l'emploi.

Le réactif d'essai *Anti-Salmonella II* est lyophilisé.

Si les réactifs d'essai liquides sont conservés dans leur emballage d'origine et une fois ouverts, conservés à une température de 2...8 °C, ils peuvent être utilisés jusqu'à la date indiquée sur l'étiquette. Après utilisation, les flacons doivent être bien refermés.

Le réactif d'essai lyophilisé *Anti-Salmonella II* doit être dissout avant emploi dans 1 ml ou 5 ml d'eau distillée conformément à l'indication et bien refermé avec la pipette compte-goutte incluse. S'il est stocké à 2...8 °C, il est utilisable pendant au moins 18 mois, mais au maximum jusqu'à la date mentionnée sur l'étiquette.

Des turbidités qui ne sont pas d'origine microbienne peuvent apparaître occasionnellement dans les réactifs d'essai. Elles n'affectent pas l'efficacité des réactifs d'essai et peuvent être éliminées par centrifugation ou filtration.

Avant emploi, les réactifs d'essai doivent être ajustés à température ambiante (18...26 °C).

Mises en garde et précautions d'emploi

En raison de la préparation biotechnologique des anticorps monoclonaux, le risque d'une contamination par des agents pathogènes infectieux est pratiquement exclu. En raison de la teneur en matériaux d'origine animale (sérum de veau fœtal, stabilisateur), ils devraient être manipulés comme des produits potentiellement infectieux.

A cause de la teneur en azoture de sodium, il faut éviter le contact avec la peau et les muqueuses et le cas échéant, rincer abondamment à l'eau.

Puisque l'on travaille avec des matériaux pathogènes natifs lors de la réalisation de l'agglutination sur lame, il faut respecter les mesures de sécurité au travail (risque d'infection) !

Matériaux de travail et équipements non fournis

Lame de verre, agitateur, solution physiologique de sel de cuisine, collecteur de déchets pour les matériaux infectieux, schéma de White-Kauffmann-Le Minor.

Matériaux d'essai et méthodologie

Le matériau d'essai est enduit sur un milieu non sélectif tel que la gélose nutritive ou la gélose au sang et il est incubé pendant 16-20 heures à 35...37 °C.

On enduit un peu de substance bactérienne issue d'une colonie suspecte sur une lame dans une goutte de réactif d'essai (environ 25 µl) de manière à obtenir une suspension homogène, légèrement laiteuse. La lame devrait se trouver sur une base sombre.

On maintient la lame devant une source de lumière, contre un fond noir, on la fait tourner et on lit le résultat à l'œil nu. Dans des cas exceptionnels, des milieux de culture sélectifs peuvent réduire la capacité d'agglutination des bactéries. En levant la gélose nutritive ou la gélose au sang ainsi que le milieu de Kligler, on évite ce problème.

Pour exclure des agglutinations spontanées, il faut réaliser un témoin négatif (TN) avec une solution physiologique de sel de cuisine au lieu du réactif d'essai.

Evaluation du résultat



it

Anti-Salmonella A-67 + Vi, onnivalente

REF	Vol.
TR 1101	1 ml
TR 1105	5 ml

Anti-Salmonella I (A-E + Vi)

REF	Tér.
TR 1111	1 ml
TR 1115	5 ml

Anti-Salmonella II (F-67)

REF	Vol.
TR 1121	1 ml
TR 1125	5 ml

Reagente di prova monoclonale per agglutinazione su vetrino
INFORMAZIONI PER L'USO PROFESSIONALE

**Uso previsto**

I reagenti di prova sono stati concepiti per essere utilizzati nell'identificazione sierologica dei ceppi di *Salmonella* isolati da materiale di prova di varia origine in base allo schema di Kauffmann-White mediante agglutinazione su vetrino. Ulteriori differenziazioni di tipo sierologico devono essere eseguite utilizzando i reagenti di provagrupo-specifici e i reagenti di prova Anti-Salmonella O conformemente allo schema di White-Kauffmann-Le-Minor.

Principio del test

Se il ceppo isolato possiede un antigene incluso nel campo d'azione del reagente di prova corrispondente all'antigene della *Salmonella*, questo antigene si lega con l'anticorpo specifico all'atto della miscelazione. La reazione antigene-anticorpo dà luogo all'agglutinazione chiaramente visibile del ceppo.

Composizione

I reagenti di prova Anti-Salmonella A-67+Vi, Anti-Salmonella I e Anti-Salmonella II sono composti da miscele di anticorpi monoclonali.

Essi sono prodotti da surnatanti di colture cellulari di linee cellulari di ibridomi che secermono anticorpi contro i rispettivi antigeni O gruppo-specifici di *Salmonella* o l'antigene Vi.

Conservante: azoturo di sodio (Na_3N), 0,9 mg/ml

Forma di somministrazione, periodo di validità e condizioni di conservazione

I reagenti di prova Anti-Salmonella A-67+Vi e Anti-Salmonella I sono disponibili in forma liquida e pronti all'uso.

Il reagente di prova Anti-Salmonella II è liofilizzato (crioessiccato).

Se conservati a una temperatura compresa tra 2 e 8 °C sia prima che dopo l'apertura, i reagenti di prova liquidi possono essere utilizzati fino alla data indicata sull'etichetta. I reagenti sono pronti all'uso. Dopo l'uso, il flacone deve essere opportunamente richiuso.

Prima dell'uso, il reagente di prova Anti-Salmonella II liofilizzato deve essere sciolto in 1 ml o 5 ml di acqua distillata secondo quanto dichiarato. Eso può poi essere opportunamente richiuso con la pipetta in dotazione. Se conservato a una temperatura compresa tra 2 e 8 °C, è utilizzabile per almeno 18 mesi. In ogni caso, non deve essere utilizzato dopo la data indicata sull'etichetta.

talvolta i reagenti di prova possono presentare una torbidità non di origine microbica. Tale torbidità non ne compromette l'efficacia e i reagenti di prova possono essere chiarificati mediante centrifugazione o filtrazione.

Prima dell'uso, i reagenti di prova devono essere portati a temperatura ambiente (18...26 °C).

Avvertenze e precauzioni

Data la produzione biotecnologica degli anticorpi monoclonali, si può virtualmente escludere il rischio di contaminazione da agenti infetti. Poiché contengono materiale di origine animale (siero fetale di vitello, stabilizzatore), vanno trattati come potenzialmente infetti e dunque devono essere opportunamente maneggiati.

Dato che questi materiali contengono azoturo di sodio, occorre evitare il contatto con la cute e con le membrane mucose.

In caso di contatto, sciaccquare con abbondante acqua.

Poiché l'esecuzione del test di agglutinazione su vetrino implica l'uso di materiali patogeni naturali, occorre adottare tutte le necessarie procedure di protezione durante il test (rischio d'infezione!).

Materiali e attrezzatura non in dotazione

Vetri, bacchette per agitazione, soluzione salina fisiologica, contenitori per lo smaltimento di materiale infettivo, schema di White-Kauffmann-Le-Minor.

Materiale di prova e metodologia

Il materiale di prova viene steso su mezzi di coltura non selettivi, come l'ago alimentazione e l'agar sangue e viene incubato per 16-20 ore a 35...37 °C. Trasferire su un vetrino un piccolo quantitativo di massa batterica da una colonia in esame e miscelare accuratamente con una goccia di reagente di prova (circa 25 µl), in modo tale da ottenere una sospensione omogenea e lievemente lattiginosa. Il vetrino dovrebbe essere collocato su una superficie scura. La reazione viene letta a occhio nudo tenendo il vetrino davanti a una fonte luminosa su uno sfondo nero e facendolo oscillare (inclinandolo in avanti e all'indietro). In circostanze eccezionali, mezzi selettivi possono pregiudicare l'agglutinabilità dei batteri. È possibile ovviare a questo problema rimuovendo i batteri dall'agar nutriente o dall'agar sangue o dal mezzo di coltura in Kligler. Per verificare ed escludere eventuali agglutinazioni spontanee, è necessario eseguire in contemporanea un controllo negativo (NC) utilizzando la soluzione salina fisiologica al posto del reagente di prova.

Valutazione


Il test può essere valutato solo se il controllo negativo (NC) resta lattiginoso opaco.

Risultato positivo: agglutinazione visibile dopo che il campione è stato inclinato in avanti e all'indietro meno di 20 volte.

In caso di reazione fortemente positiva (PR), l'agglutinazione (di aspetto fiocoso grossolano o fine) compare appena viene inserita e miscelata la massa batterica. In caso di risultato debolmente positivo, l'agglutinazione appare solo dopo che il vetrino è stato inclinato in avanti e all'indietro da 10 a 20 volte.



Risultato negativo: se la sospensione resta lattiginosa opaca o la reazione inizia solo dopo che il vetrino è stato inclinato in avanti e all'indietro per più di 20 volte, il risultato è negativo (NR).

**Limitazioni del metodo**

I reagenti di prova reagiscono in modo specifico con singoli ceppi di *Salmonella*, ossia agglutinano esclusivamente i ceppi di *Salmonella* appartenenti ai gruppi dichiarati. In casi eccezionali, è possibile che si verifichino reazioni crociate con altri generi della famiglia Enterobacteriaceae (ad es con ceppi di *Citrobacter* spp., *Hafnia* spp., *Proteus* spp. o *E. coli*) dovute a identità di antigeni o ad antigeni correlati. Per questo motivo è necessario un esame biochimico per stabilire l'appartenenza al genere *Salmonella*.

Spiegazione dei simboli utilizzati

LOT	Codice del lotto
REF	Numeros catalogo
IVD	Dispositivo medico-diagnóstico in vitro
mTR	Reagente di prova monoclonale
LYO	liofilizzato

	Utilizzare entro il AAAA-MM (MM = fine del mese)
	Limite di temperatura
	Rispettare le istruzioni per l'uso
	Agglutinazione su vetrino

Data di revisione: 08/07/2015

**Anti-Salmonella A-67 + Vi, omnivalens**

REF	Tér.
TR 1101	1 ml
TR 1105	5 ml

Anti-Salmonella I (A-E + Vi)

REF	Vol.
TR 1111	1 ml
TR 1115	5 ml

Anti-Salmonella II (F-67)

REF	Vol.
TR 1121	1 ml
TR 1125	5 ml

Monoklonális tesztreagens tárgylemez-agglutinációhoz
PROFESSIONÁLIS ALKALMAZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

**Felhasználás**

A tesztreagens különböző eredmény vizsgálat mintából izolált *Salmonella* törzsek tárgylemez-agglutinációs módszerrel történő szerológiai azonosításra szolgálnak.

További szerológiai differenciálást kell végezni csoportspecifikus tesztreagensek és Anti-Salmonella O, Vi tesztreagensek használatával a White-Kauffmann-Le-Minor séma szerint.

A próba elve

Ha az izolált törzs rendelkezik a tesztreagensnek megfelelő *Salmonella* antigennel, ez az antigén a specifikus antitesttel keverve megkötődik. Az antigén-antitest reakció eredménye a törzs jól látható agglutináció.

Összetétel

Az Anti-Salmonella A-67+Vi, Anti-Salmonella I és Anti-Salmonella II tesztreagensek monoklonális antitestek keverékei. Előállításuk a megfelelő csoportspecifikus *Salmonella* O antigénekkal vagy a Vi-antigénnel szemben antitesteket kiválasztó hibridoma sejtvonalenyezetek szuperenzyomásból törzsenek.

Tartósítószerek

Az Anti-Salmonella A-67+Vi és Anti-Salmonella I tesztreagensek folyékony, használatra kész formában állnak rendelkezésre. Az Anti-Salmonella II tesztreagens liofilizált (fagyászással száritott) formában kerül forgalomba.

Felbonthatlan vagy felbonthatás után 2...8 °C-on táróval a folyékony tesztreagensek a címén megadott dátumig használhatók fel. A reagens használatra készek. Használattal után a palackot megfelelően le kell zárnia.

A liofilizált Anti-Salmonella II tesztreagens használattól előtt az utasításnak megfelelően 1 ml vagy 5 ml desztillált vízben kell feloldani. A feloldott liofilizátműtől mindenkorábban pipettával megfelelően le lehet zární. 2...8 °C-on táróval legalább 18 hónapig felhasználható. A címén feltüntetett időpontról túl azonban nem használható fel.

A tesztreagensek esetében nem mikrobiális eredetű zavarosság mutatkozhat. Ez a zavarosság nem rontja a tesztreagens hatékonyságát, és centrifugálással vagy szűréssel megszüntethető.

Használattal előtt meg kell várnia, amíg a tesztreagens szobahőmérsékletre szabályozott.

Figyelemzések és övvételek

A monoklonális antitestek biotechnológiai gyártási eljárásának köszönhetően a fertőző ágensekkel történő szennyeződés kockázata gyakorlatilag kizárt. Mivel a készítmények általi eredményt anyagot tartalmaznak (magzati borjúszérüm, stabilizátor), potenciálisan fertőző anyagnak tekintendők, és ennek megfelelően kezelendők.

Tekintve, hogy a készítmények nátrium-azidot tartalmazzák, a bőrrel és nyálkahártyával való érintkezést kerülni kell. Ha mégis a bőrre vagy nyálkahártyára kerülnek, bő vizellel kell lemosni.

Mivel a tárgylemez-agglutinációs próba elő körözésvel végzett tevékenységet is tartalmaz, minden szükséges munkavédelmi eljárást kell tartani (fertőzésveszély).

Nem szállított anyagok és eszközök