

## HDV Ab

### A. INTENDED USE

Competitive Enzyme Immunoassay (ELISA) for the qualitative determination of antibodies to Hepatitis Delta Virus or HDV in human plasma and sera with a "two-steps" methodology.  
The kit is used for the follow-up of patients infected by HDV.  
For "in vitro" diagnostic use only.

### B. INTRODUCTION

The Hepatitis Delta Virus or HDV is a RNA defective virus composed of a core presenting the delta-specific antigen, encapsulated by HBsAg, that requires the helper function of HBV to support its replication.  
Infection by HDV occurs in the presence of acute or chronic HBV infection. When acute delta and acute HBV simultaneously occur, the illness becomes severe and clinical and biochemical features may be indistinguishable from those of HBV infection alone. In contrast, a patient with chronic HBV infection can support HDV replication indefinitely, usually with a less severe illness appearing as a clinical exacerbation.  
The determination of HDV specific serological markers (HDV Ag, HDV Ab, HDV-IgM and HDV-IgG) represents in these cases an important tool to the clinician for the classification of the etiological agent, for the follow up of infected patients and their treatment. The detection of HDV total antibodies allows the classification of the illness and the monitoring of the seroconversion event.

### C. PRINCIPLE OF THE TEST

Anti-HDV antibodies, if present in the sample, compete with a virus-specific polyclonal IgG, labeled with peroxidase (HRP), for a fixed amount of rec-HDV coated on the microplate. The test is carried out with a two steps incubation competitive system. First the sample is added to the plate and specific anti HDV antibodies bind to the adsorbed antigen. After washing, an enzyme conjugated antibody to HDV is added and binds to the free portion of the antigen coated. After washing a chromogen/substrate mixture is dispensed. The concentration of the bound enzyme on the solid phase becomes inversely proportional to the amount of anti-HDV antibodies in the sample and its activity is detected by the added chromogen/substrate. The concentration of HDV-specific antibodies in the sample is determined by means of a cut-off value that allows for the semi quantitative detection of anti-HDV antibodies.

### D. COMPONENTS

Each kit contains sufficient reagents to perform 96 tests.

#### 1. Microplate: MICROPLATE

8x12 microwell strips coated with recombinant HDV-specific antigen and sealed into a bag with desiccant. Allow the microplate to reach room temperature before opening, reseal unused strips in the bag with desiccant and store at 4°C.

#### 2. Negative Control: CONTROL-

1x2.0ml/vial. Ready to use. Contains goat serum proteins, 100 mM Tris-HCl buffer pH 7.4 +/-0.1, 0.09% Sodium Azide and 0.1% Kathon GC as preservatives. The negative control is colour coded pale yellow.

#### 3. Positive Control: CONTROL+

1x2.0ml/vial. Ready to use. Contains goat serum proteins, high titer anti-HDV antibodies, 100 mM Tris-HCl buffer pH 7.4 +/-0.1, 0.09% Sodium Azide and 0.1% Kathon GC as preservatives. The positive control is colour coded green.

#### 4. Calibrator: CAL

n° 1 vial. Lyophilized. To be dissolved with EIA grade water as reported in the label. Contains bovine serum proteins, low titer bovine antibodies to HDV, 0.2 mg/ml gentamicine sulphate and 0.1% Kathon GC as preservatives.

**Note:** The volume necessary to dissolve the content of the vial may vary from lot to lot. Please use the right volume reported on the label.

#### 5. Wash buffer concentrate: WASHBUF 20X

1x60ml/bottle. 20x concentrated solution.  
Once diluted, the wash solution contains 10 mM phosphate buffer pH 7.0 +/-0.2, 0.05% Tween 20 and 0.1% Kathon GC.

#### 6. Enzyme conjugate: CONJ

1x15ml/vial. Ready-to-use solution. Contains 5% bovine serum albumin, 10 mM Tris buffer pH 6.8 +/-0.1, Horseradish peroxidase conjugated antibody to HDV in presence of 0.2 mg/ml gentamicine sulphate and 0.1% Kathon GC as preservatives. The component is colour coded red.

#### 7. Chromogen/Substrate: SUBS TMB

1x16ml/vial. Contains a 50 mM citrate-phosphate buffered solution at pH 3.5-3.8, 4% DMSO, 0.03% tetra-methyl-benzidine or TMB and 0.02% hydrogen peroxide of H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>.

**Notes:** To be stored protected from light, as sensitive to strong illumination.

#### 8. Sulphuric Acid: HSO4 0.3 M

1x15ml/vial. Contains 0.3 M H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> solution.  
Absorbent filter (H313, H314, P280, P302+P352, P332+P313, P305+P351+P338, P337+P313, P362+P363).

#### Plate sealers n° 2

#### Instructions for Use n° 1

### E. MATERIALS REQUIRED BUT NOT PROVIDED

1. Calibrated Micropipettes in the range 10-1000 µl and disposable plastic tips.
2. EIA grade water (double distilled or deionized, charcoal treated to remove oxidizing chemicals used as disinfectants).
3. Timer with 60 minute range or higher.
4. Absorbent paper tissues.
5. Calibrated ELISA microplate thermostatic incubator (dry or wet) set at +37°C.
6. Calibrated ELISA microwell reader with 450nm (reading) and with 620-630nm (blanking) filters.
7. Calibrated ELISA microplate washer.
8. Vortex or similar mixing tools.

### F. WARNINGS AND PRECAUTIONS

1. The kit has to be used by skilled and properly trained technical personnel only, under the supervision of a medical doctor responsible in the laboratory.
2. All the personnel involved in performing the assay have to wear protective laboratory clothes, lab-free gloves and glasses. The use of any sharp (needles) or cutting (blades) devices should be avoided. All the personnel involved should be trained in biosafety procedures, as recommended by the Center for Disease Control, Atlanta, U.S. and reported in the National Institute of Health's publication "Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories", edn 1984.
3. All the personnel involved in sample handling should be vaccinated for HBV and HAV, for which vaccines are available, safe and effective.

# HDV Ab

**Competitive Enzyme Immunoassay  
for the qualitative determination of  
antibodies to Hepatitis Delta Virus  
in human serum and plasma**

- for "in vitro" diagnostic use only -



**DIA.PRO**  
Diagnostic Bioprobes Srl  
Via G. Carducci n° 27  
20099 Sesto San Giovanni  
(Milano) - Italy  
Phone: +39 02 27007161  
Fax: +39 02 26007716  
e-mail: [info@dipro.it](mailto:info@dipro.it)

REF DAB CE  
96 TESTS

4. The laboratory environment should be controlled so as to avoid contaminants such as dust or air-borne microbial agents when opening kit vials and microplates and when performing the test. Protect the Chromogen/Substrate (TMB/H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>) from strong light and avoid vibration of the bench surface where the test is undertaken.
5. Upon receipt, store the kit at +2.8°C into a temperature controlled refrigerator or cold room.
6. Do not interchange components between different lots of the kits. It is recommended that components between two kits of the same lot should not be interchanged.
7. Check that the reagents are clear and do not contain visible heavy particles or aggregates. If not, advise the laboratory supervisor to initiate the necessary procedures.
8. Avoid cross-contamination between serum/plasma samples by using disposable tips and changing them after each sample.
9. Avoid cross-contamination between kit reagents by using disposable tips and changing them between the use of each one.
10. Do not use the kit after the expiration date stated on external (primary container) and internal (vials) labels.
11. Treat all specimens as potentially infective. All human serum specimens should be handled at Biosafety Level 2, as recommended by the Center for Disease Control, Atlanta, U.S. in compliance with what reported in the Institutes of Health's Publication "Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories", vol. 3, 1984.
12. The use of disposable plastic labware is recommended in the preparation of the washing solution or in transferring components into other containers of automated workstations, in order to avoid contamination.
13. Waste produced during the use of the kit has to be discarded in compliance with national directives and laws concerning laboratory waste of chemical and biological substances. In particular, liquid waste generated from the washing procedure, from residuals of controls and from samples has to be treated as potentially infective material and inactivated. Suggested procedures of inactivation are treatment with a 10% final concentration of household bleach for 16-18 hrs or heat inactivation by autoclave at 121°C for 20 min.
14. Accidental spills have to be absorbed with paper tissues soaked with household bleach and then with water. Tissues should then be discarded in proper containers designated for laboratory/hospital waste.
15. The Sulphuric Acid is an irritant. In case of spills, wash the surface with plenty of water.
16. Other waste materials generated from the use of the kit (example: tips used for samples and controls, used microplates) should be handled as potentially infective and disposed according to national directives and laws concerning laboratory wastes.

**G. SPECIMEN: PREPARATION AND RECOMMENDATIONS**

1. Blood is drawn aseptically by venepuncture and plasma or serum is prepared using standard techniques of preparation of samples for clinical laboratory analysis. No influence has been observed in the preparation of the sample with Citrate, EDTA and heparin.
2. Avoid any addition of preservatives to samples; especially sodium azide as this chemical would affect the enzymatic activity of the conjugate.
3. Samples have to be clearly identified with codes or names in order to avoid misinterpretation of results. When the kit is used for the screening of blood units, bar code labeling and electronic reading is strongly recommended.
4. Haemolysed (red) and visibly hyperfibrinemic ("milky") samples have to be discarded as they could generate false results. Samples containing residues of fibrin or heavy particles or microbial filaments and bodies should be discarded as they could give rise to false results.

5. Sera and plasma can be stored at +2...+8°C for up to five days after collection. For longer storage periods, samples can be stored frozen at -20°C for several months. Any frozen samples should not be frozen/thawed more than once as this may generate particles that could affect the test result.
6. If particles are present, centrifuge at 2,000 rpm for 20 min or filter using 0.2-0.8µm filters to clean up the sample for testing.

**H. PREPARATION OF COMPONENTS AND WARNINGS**

A study conducted on an opened kit has not pointed out any relevant loss of activity up to 6 re-uses of the device and up to 3 months.

**1. Antigen coated microwells:**

Allow the microplate to reach room temperature (about 1 hr) before opening the container. Check that the desiccant has not turned dark or indicating a defect in manufacturing. In this case, call Dia.Pro's customer service. Unused strips have to be placed back into the aluminium pouch, with the desiccant supplied, firmly zipped and stored at +2-8°C. When opened the first time, unused strips are stable until the humidity indicator inside the desiccant bag turns from yellow to green.

**2. Negative Control**

Ready to use. Mix well on vortex before use.

**3. Positive Control:**

Ready to use. Mix well on vortex before use.

**4. Calibrator:**

Low positive control. Add precisely the volume of EIA grade water, reported on its label, to the lyophilized powder, let fully dissolve and then gently mix on vortex.

**Note:** The dissolved calibrator is not stable. Store it frozen in aliquots at -20°C. When thawed do not freeze again; discard it.

**5. Wash buffer concentrate:**

The whole content of the 20x concentrated solution has to be diluted with EIA grade water up to 1200 ml and mixed gently end-over-end before use. During preparation avoid foaming as the presence of bubbles could impact on the efficiency of the washing cycles.

**Note:** Once diluted, the wash solution is stable for 1 week at +2...+8°C.

**6. Enzyme conjugate:**

Ready to use. Mix well on vortex before use.

Avoid contamination of the liquid with oxidizing chemicals, dust or microbes. If this component has to be transferred, use only plastic, and if possible, sterile disposable containers.

**7. Chromogen/Substrate:**

Ready to use. Mix well on vortex before use.

Avoid contamination of the liquid with oxidizing chemicals, air-driven dust or microbes; Do not expose to strong light; oxidizing agents and metallic surfaces. If this component has to be transferred use only plastic, and if possible, sterile disposable container.

**8. Sulphuric Acid**

Ready to use. Mix well on vortex before use.

Attention! Irritant (H315, H319; P280, P302+P352, P332+P313, P305+P351+P338, P337+P313, P362+P363).

**Legends:**

**Warning H statements:**  
H315 - Causes skin irritation.  
H319 - Causes serious eye irritation.

**Precautionary P statements:**  
P280 - Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.  
P302 + P352 - IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.  
P332 + P313 - If skin irritation occurs: Get medical advice/attention.  
P305 + P351 + P338 - IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.  
P337 + P313 - If eye irritation persists: Get medical advice/attention.  
P362 + P363 - Take off contaminated clothing and wash it before reuse.

**L. PRE ASSAY CONTROLS AND OPERATIONS**

1. Check the expiration date of the kit printed on the external label (primary container). Do not use if expired.
2. Check that the liquid components are not contaminated by visible particles or aggregates. Check that the Chromogen/Substrate is colorless or pale blue by aspirating a small volume of it with a sterile plastic pipette. Check that no leakage occurred in transportation and no spillage of liquid is present inside the box (primary container). Check that the aluminium pouch, containing the microplate, is not punctured or damaged.
3. Dilute all the content of the 20x concentrated Wash Solution as described above.
4. Dissolve the Calibrator as described above and gently mix (about 1 hr) and then mix gently on vortex all liquid reagents.
5. Set the ELISA incubator at +37°C and prepare the ELISA washer by priming with the diluted washing solution according to the manufacturer's instructions. Set the right number of washing cycles as found in the validation of the instrument for its use with the kit.
6. Check that the ELISA reader is turned on or ensure it will be turned on at least 20 minutes before reading.
7. If using an automated work station, turn on, check settings and be sure to use the right assay protocol.
8. Check that the microplates are set to the required volume.
9. Check that all the other equipment is available and ready to use.
10. In case of problems, do not proceed further with the test and advise the supervisor.

**M. ASSAY PROCEDURE**

The assay has to be carried out according to what reported below, taking care to maintain the same incubation time for all the samples in testing.

1. Place the required number of strips in the microplate holder. Leave A1 well empty for the operation of blanking.  
Store the other strips into the bag in presence of the desiccant at +2...+8°C, sealed.
2. Pipette 100 µl of Negative Control in triplicate, 100 µl Positive Control in single and then 100 µl of samples. Check that controls and samples have been correctly added.  
Then incubate the microplate at +37°C for 60 min.
3. Wash the microplate as reported in section I.3.
4. In all the wells except A1, pipette 100 µl Enzyme Conjugate. Check that the reagent has been correctly added.  
Then incubate the microplate at +37°C for 60 min.

**Important note:** Be careful not to touch the inner surface of the well with the pipette tip when dispensing the Enzyme Conjugate. Contamination might occur.

5. Wash the microplate as described.

6. Pipette 100 µl TMB/H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> mixture in each well, the blank wells included. Check that the reagent has been correctly added. Then incubate the microplate at room temperature for 20 min.

**Important note:** Do not expose to strong direct light as a high background might be generated.

7. Pipette 100 µl Sulphuric Acid into all the wells using the same pipetting sequence as in step n° 6 to stop the enzymatic reaction. Addition of the stop solution will turn the negative control and negative samples from blue to yellow.

8. Measure the colour intensity of the solution in each well, as described in section 1.5 using a 450nm filter (reading) and a 620-630nm filter (background subtraction, strongly recommended), blanking the instrument on A1.

**Important notes:**

- If the second filter is not available, ensure that no finger prints are present on the bottom of the microwell before reading at 450nm. Finger prints could generate false positive results on reading. Reading should be performed immediately after 20 minutes afterwards. Some self-oxidation of the chromogen can occur leading to a higher background.
- The use of the Calibrator, a low positive control, is not mandatory for the assay as the CAL does not enter into the colour calculation. The CAL may be used as a low filter positive control when a laboratory internal quality verification is required by the management. When used for such purpose, dispense 100 µl of it, possibly in duplicate.

**N. ASSAY SCHEME**

Controls/Calibrator Samples	100 µl
1 <sup>st</sup> incubation	100 µl
Temperature	60 min
Washing step	+37°C
Enzyme Conjugate	4-5 cycles
2 <sup>nd</sup> incubation	100 µl
Temperature	60 min
Washing step	+37°C
TMB/H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> mix	4-5 cycles
3 <sup>rd</sup> incubation	100 µl
Temperature	20 min
Sulphuric Acid	r.l.
Reading OD	100 µl
	450nm & 620nm

An example of dispensation scheme (including CAL) is reported in the table below:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	BLK	S2										
B	NC	S3										
C	NC	S4										
D	NC	S5										
E	CAL	S6										
F	CAL	S7										
G	PC	S8										
H	ST	S9										

Legend: BLK = Blank NC = Negative Control  
 CAL = Calibrator PC = Positive Control S = Sample

**O. INTERNAL-QUALITY CONTROL**

A check is performed on the negative and positive controls any time, and on the Calibrator in addition when the kit is used for the first time, in order to verify whether the expected OD450nm or Co/S values have been matched in the analysis. Ensure that the following parameters are met:

Parameter	Requirements
Blank well	< 0.100 OD450nm value
Negative Control (NC)	> 1.000 OD450nm after blanking procedure and decrease the number of cycles of the soaking time
Positive Control (PC)	coefficient of variation < 30%
Calibrator (CAL)	OD450 nm < NC/10 PC < OD450nm < (NC+PC)/5

If the results of the test match the requirements stated above, proceed to the next section. If they don't, do not proceed any further and perform the following checks:

Problem	Check
Blank well > 0.100 OD450nm	that the Chromogen/Substrate solution has not become contaminated during the assay
Negative Control (NC) < 1.000 OD450nm	1. that the washing procedure and the washer settings are as validated in the pre qualification study; 2. that the proper washing solution has been used and the washer has been primed with it before use; 3. that no mistake has been done in the assay procedure (dispensation of positive control instead of negative control); 4. that no contamination of the negative control or of the wells where the control was dispensed has occurred due to positive samples, to spills or to the enzyme conjugate;
Blanking coefficient of variation > 30%	5. that the enzyme reagent has not become contaminated with positive samples or with the enzyme conjugate; 6. that the washer needles are not blocked or partially obstructed.
Calibrator OD450nm Outside the range	1. that the procedure has been correctly performed; 2. that no mistake has occurred during its distribution (ex.: dispensation of negative control instead of Calibrator); 3. that the procedure and the washer settings are as validated in the pre qualification study; 4. that no external contamination of the calibrator has occurred.
Positive Control OD450nm > NC/10	1. that the procedure has been correctly performed; 2. that no mistake has occurred during the distribution of the control (dispensation of negative control instead of positive control); 3. that the procedure and the washer settings are as validated in the pre qualification study; 4. that no external contamination of the positive control has occurred.

If any of the above problems have occurred, report the problem to the supervisor for further actions.

**P. RESULTS**

The results are calculated by means of a cut-off value determined with the following formula:

$$\text{Cut-Off} = (\text{NC} + \text{PC}) / 5$$

**Important note** When the calculation of results is performed by the operating system of an ELISA automated work station,

ensure that the proper formula is used to calculate the cut-off value and generate the correct interpretation of results.

**Q. INTERPRETATION OF RESULTS**

Results are interpreted as ratio between the cut-off value and the sample OD450nm or Co/S. Results are interpreted according to the following table:

Co/S	Interpretation
< 0.9	Negative
0.9 - 1.1	Equivocal
> 1.1	Positive

A negative result indicates that the patient has not been infected by HDV. Any patient showing an equivocal result should be re-tested on a second sample taken 1-2 weeks after the initial sample. A positive result is indicative of HDV infection and therefore the patient should be treated accordingly.

**Important notes:**

- Interpretation of results should be done under the supervision of the laboratory supervisor to reduce the risk of judgement errors and misinterpretations.
- When test results are transmitted from the laboratory to data transfer, attention must be paid to avoid erroneous data transfer.
- Diagnosis of viral hepatitis infection has to be taken by and released to the patient by a suitably qualified medical doctor.

An example of calculation is reported below.

The following data must not be used instead of real figures obtained by the user:

Negative Control: 2.100 - 2.200 - 2.000 OD450nm  
 Mean Value: 2.100 OD450nm  
 Higher than 1.000 - Accepted

Positive Control: 0.100 OD450nm  
 Lower than NC/10 - Accepted

Cut-Off = (2.100 + 0.100) / 5 = 0.440

Calibrator: 0.300-0.260 OD450nm  
 Mean value: 0.280 OD450nm  
 Within the range PC ≤ OD450nm < (NC+PC)/5 - Accepted

Sample 1: 0.020 OD450nm  
 Sample 2: 1.900 OD450nm  
 Sample 1 Co/S > 1.1 positive  
 Sample 2 Co/S < 0.9 negative

**R. PERFORMANCES**

Evaluation of Performances has been conducted in accordance to what reported in the Common Technical Specifications or CTS (art. 5, Chapter 3 of IVD Directive 98/79/EC).

**1. LIMIT OF DETECTION:**

In absence of an international standard, the sensitivity of the assay has been calculated by means of the product, named Accurn n° 127 supplied by Boston Biomedica Inc. - USA.

The table below reports the OD450nm shown by this preparation, when diluted in fetal calf serum to prepare a limiting dilution curve, in three different lots.

**Co/S values**

Accurn # 127	Lot# 1192		Lot# 0103		Lot# 0403	
	Co/S value	mm	Co/S value	mm	Co/S value	mm
1x	0.171	3.0	0.163	2.9	0.156	2.8
2x	0.187	2.7	0.176	2.6	0.179	2.5
4x	0.230	2.2	0.230	2.1	0.202	2.2
8x	0.298	1.7	0.285	1.6	0.271	1.6
16x	0.417	1.2	0.405	1.1	0.402	1.1
32x	0.514	0.9	0.490	0.9	0.482	0.9
64x	0.717	0.7	0.700	0.7	0.705	0.6
128x	1.063	0.5	1.066	0.5	1.015	0.4
CTRL H	2.484	0.000	2.261	0.000	2.114	0.000

**2. DIAGNOSTIC SPECIFICITY AND SENSITIVITY**

The diagnostic performances were evaluated in a clinical trial organized by the Department of Gastro-Hepatology, Prof. M. Rizzetto, S. Giovanni Battista hospital, Torino, Italy, on more than 400 samples against a reference kit.

Negative, positive and potentially interfering samples were examined in the trial. Both plasma, derived with different standard techniques of preparation (citrate, EDTA and heparin), and sera have been used to determine the specificity. No false reactivity due to the method of specimen preparation has been observed. Results are briefly reported in the tables below:

Sensitivity > 98 %
Specificity > 98 %

**3. PRECISION**

The mean values obtained from a study conducted on two samples of different anti-HDV antibody reactivity, examined in 16 replicates in three separate runs for three lots of product, is reported below.

DAB.CE: lot #1102

Mean Value	Negative Control (N = 16)		
	1st run	2nd run	3rd run
OD 450nm	2.342	2.428	2.483
Std Deviation	0.113	0.106	0.122
CV %	4.8	4.4	5.0

Mean Value	Calibrator (N = 16)		
	1st run	2nd run	3rd run
OD 450nm	0.288	0.286	0.291
Std Deviation	0.023	0.027	0.026
CV %	7.7	9.3	9.1
Co/S	1.6	1.7	1.7

DAB.CE: lot #0103

Mean Value	Negative Control (N = 16)		
	1st run	2nd run	3rd run
OD 450nm	2.208	2.237	2.246
Std Deviation	0.105	0.108	0.108
CV %	4.7	4.8	4.8

Calibrator (N = 16)

Mean value	1st run	2nd run	3 <sup>rd</sup> run	Average value
OD 450nm	0.269	0.277	0.265	0.271
Std.Deviation	0.025	0.024	0.025	0.025
CV %	9.8	8.5	9.5	9.1
Co.S	1.7	1.7	1.7	1.7

DAB.CE: lot # 0403

Negative Control (N = 16)

Mean value	1st run	2nd run	3 <sup>rd</sup> run	Average value
OD 450nm	2.245	2.221	2.162	2.216
Std.Deviation	0.037	0.03	0.118	0.105
CV %	4.3	4.8	5.4	4.8

Calibrator (N = 16)

Mean value	1st run	2nd run	3 <sup>rd</sup> run	Average value
OD 450nm	0.285	0.273	0.280	0.280
Std.Deviation	0.027	0.023	0.026	0.025
CV %	9.3	8.5	9.1	9.0
Co.S	1.6	1.7	1.6	1.6



The variability shown in the tables did not result in sample misclassification.

**S. LIMITATIONS**

Bacterial contamination or heat inactivation of the specimen may affect the absorbance values of the samples with consequent alteration of the level of the analysis. This test is suitable only for testing single samples and not pooled ones.

Diagnosis of an infectious disease should not be established on the basis of a single test result. The patient's clinical history, symptomatology, as well as other diagnostic data should be considered.

**REFERENCES**

1. Engvall E. and Perlmann P., *J. Immunochimistry* 8: 871-874, 1971
2. Engvall E. and Perlmann P., *J. Immunol.*, 109: 129-135, 1971
3. Chaggar K. Et al., *Journal of Virological Methods*, 32: 193-199, 1991
4. Lazinski D.W. et al., *Journal of Virol.*, 67: 2672-2680, 1993
5. Govindarajan S. et al., *Microbiol. And Immunol.*, 95: 140-141, 1990
6. Shallock A.G. et al., *J. Clin. Microbiol.*, 29: 1873-1876, 1991
7. Forbes B.A. et al., *Clin. Microbiol. News.*, 13: 52-54, 1991
8. Bergmann, K. et al. *J. Immunol.*, 143,3714-3721, 1989
9. Bergmann, K. et al. *J. Infect. Dis.*, 154-702-706, 1986
10. Buti, M. et al. *Hepatology* 8:1125-1129, 1988
11. Rizzetto, M., *Hepatology* 3729-737, 1983
12. Rizzetto, M. et al. *Proc. Natl Acad. Sci. USA* 77:6124-6128, 1980
13. Dubois, F. et al. *J. Clin. Microbiol.*, 26:1339-1342, 1988
14. Wang, K. et al. *Nature* 323:508-514, 1986

All the IVD Products manufactured by the company are under the control of a certified Quality Management System approved by an EC Notified Body. Each lot is submitted to a quality control and released into the market only if conforming with the EC technical specifications and acceptance criteria.

Manufacturer:  
Dia Pro Diagnostic Bioprobes Srl  
Via G. Carducci n° 27 – Sesto San Giovanni (MI) – Italy



MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL



ENAC CERTIFICACION Nº 39/C-SC055

**LA AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS**  
THE AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS

otorga el certificado número grants the certificate no.

**2013 11 0039 EN**

según la norma in accordance with the standard

**UNE-EN ISO 13485:2018**  
(EN ISO 13485: 2016 & ISO 13485: 2016)

Productos Sanitarios: Sistemas de Gestión de Calidad – Requisitos para fines reglamentarios  
Medical devices – Quality management systems – Requirements for regulatory purposes

a la empresa to the company

**Dia.Pro Diagnostic Bioprobes S.r.l.**

Sede social y de fabricación/ Headquarters and manufacturing facility  
Via G. Carducci, 27-20099-Sesto San Giovanni-Milano-Italy

Para las siguientes actividades / For the following activities:

**Diseño, desarrollo y producción de productos sanitarios para diagnóstico in vitro:**  
**Reactivos y productos reactivos, calibradores y materiales de control para Inmunología Infeciosa y Técnicas de Biología Molecular**  
*Design, development and manufacturing of "in vitro" medical devices: Reagents, reagent products, calibrators and control materials for infectious immunology and molecular biology techniques.*

**Modificaciones de alcance: N/A**  
**Fecha de validez/ Date of validity: Desde/ From: 18-12-2018 Hasta/ To: 17-12-2021**  
**Certificación inicial/ Initial certification date: 27-11-2013**  
**Renovación / Renewal of certification date: 18-12-2018**

Madrid, 18 de diciembre de 2018  
DIRECTORA DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS



agencia española de medicamentos y productos sanitarios

Fdo. M<sup>a</sup> Jesús Lamas Díaz

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios  
Fecha de la firma: 18/12/2018 Localizador: DWRVYAD92  
Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS  
CORREO ELECTRÓNICO Página 1 de 2  
00319@aemps.es



ANEXO I / ANNEX I

**CERTIFICADO UNE-EN ISO 13485:2018/ UNE-EN ISO 13485:2018 CERTIFICATE**

Modificaciones del alcance / Scope modifications:

Fecha/Date	Descripción de la modificación/ Modification description
18-12-2018	Cambio en la descripción del tipo de técnica en el ámbito tecnológico (inmunología infecciosa y técnicas de biología molecular). Cambio del nivel de detalle en la descripción del ámbito tecnológico  Change in the description of the method of analysis in the technological scope (infectious immunology and molecular biology techniques). Change in the level of detail of the technological scope description.



Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios  
Fecha de la firma: 18/12/2018 Localizador: DWRVYAD92  
Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS  
CORREO ELECTRÓNICO Página 2 de 2  
00319@aemps.es  
C/ CAMPEZO, 1, EDIFICIO 8  
28022 MADRID  
Tel: (+34) 902 101 322 / (+34) 91 622 59 97  
Fax: (+34) 91 622 52 89



MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL



CERTIFICADO DE EXAMEN CE DE DISEÑO de acuerdo con el Anexo IV, punto 4, de la Directiva 98/79/CE  
 EC DESIGN-EXAMINATION CERTIFICATE in accordance with Annex IV, Section 4, Directive 98/79/EC  
 PRORROGA/EXTENSION — Fecha inicial/Initial date: 11/12/2003  
 Fecha de última prórroga/Last extension date: 27/11/2013

Certificado nº/Certificate no	Fecha de validez/Date of validity	ON nº/NB no
2003 12 0388 ED	Desde/From 19/11/2018 Hasta/To 18/11/2023	0318

A favor de/in favour of:  
 Fabricante/Manufacturer:  
 Nombre/Name: DIA, Pro Diagnostic Bioprobes S.r.l.  
 Dirección/Address: Via G. Carducci, 27 - 20099 - Sesto San Giovanni - Milano (Italy)  
 Representante autorizado ante la UE/Authorized EU representative:  
 Nombre/Name: Idem Dirección/Address: Idem

Para el producto/For the product:  
 Categoría/Category: Productos Sanitarios "In Vitro" / In Vitro Diagnostic Medical Devices  
 Grupo genérico/Group: Diagnóstico de enfermedades infecciosas / Diagnostic of infectious diseases  
 Tipo/Type: Especificados en Anexos de este Certificado/Specified in Annexes to this Certificate.  
 Elaborado en/in the facilities:  
 Dia, Pro Diagnostic Bioprobes S.r.l.  
 Via G. Carducci, 27 - 20099 - Sesto San Giovanni - Milano (Italy).

Este certificado debe ir acompañado por el certificado CE de Sistema de Garantía de Calidad Total Nº 2003 12 0388 CT/ This certificate must be accompanied by the EC Full Quality Assurance System Certificate Nº 2003 12 0388 CT.  
 Este certificado es consecuencia de la evaluación de la documentación técnica del diseño contenida en el expediente Nº 2003 05 0240, y garantiza que el diseño de los productos descritos cumple los requisitos de la Directiva/ This certificate is issued on the assessment of the design documentation contained in dossier Nº 2003 05 0240, and guarantees that the design of the described products fulfil the requirements of the Directive.

DIRECTORA DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS  
 Madrid, 19 de noviembre de 2018



Fdo. M<sup>a</sup> Jesús Lamas Díaz

Firmado digitalmente por Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios  
 Fecha de la firma: 19/11/2018 Localizador: GUECB290C3  
 Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS  
 CORREO ELECTRÓNICO: 030318@seamps.es Página 1 de 2  
 C/ CAMPEZO 1 - EDIFICIO B 28027 MADRID Tel: (+34) 902 101 322 (+34) 91 527 56 97 Fax: (+34) 91 527 56 45 ORGANISMO NOTIFICADO: 0318

Certificado nº/Certificate no	Fecha de validez/Date of validity	ON nº/NB no
2003 12 0393 ED	Desde/From 19/11/2018 Hasta/To 18/11/2023	0318

A favor del/in favour of:  
 Fabricante/Manufacturer:  
 Nombre/Name: Dia, Pro Diagnostic Bioprobes S.r.l.  
 Dirección/Address: Via G. Carducci, 27 - 20099 - Sesto San Giovanni - Milano (Italy)  
 Representante autorizado ante la UE/Authorized EU representative:  
 Nombre/Name: Idem Dirección/Address: Idem

Tipo de producto / Device type: Reactivos y productos reactivos, calibradores y materiales de control para el diagnóstico de enfermedades infecciosas / Reagents, and reagent products, calibrators and control materials for diagnostic of human infectious diseases  
 Clasificación/Classification: Lista A, Anexo II / List A, Annex II  
 Reactivos y productos reactivos para la determinación, confirmación y cuantificación en muestras humanas de marcadores de infección por Hepatitis D, mediante técnicas de Inmunoabsorción enzimática (ELISA) / Reagents and reagent products for the determination, confirmation and quantification in human specimens of markers of Hepatitis D infection, by Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) [NANDO: IVD 0203]

HDV Ab ELISA cualitativo / ELISA qualitative  
 - DAB,CE (96 tests)

Este certificado ampara todas las marcas de estos productos incluidas por el fabricante en su declaración de conformidad. / This certificate covers all trademarks of these products included by the manufacturer in his declaration of conformity.

DIRECTORA DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS  
 Madrid, 19 de noviembre de 2018



Fdo. M<sup>a</sup> Jesús Lamas Díaz

Firmado digitalmente por Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios  
 Fecha de la firma: 19/11/2018 Localizador: GUECB390C3  
 Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS  
 CORREO ELECTRÓNICO: 030318@seamps.es Página 2 de 2  
 C/ CAMPEZO 1 - EDIFICIO B 28027 MADRID Tel: (+34) 902 101 322 (+34) 91 527 56 97 Fax: (+34) 91 527 56 45 ORGANISMO NOTIFICADO: 0318

## EC DECLARATION OF CONFORMITY

Lorne Laboratories Ltd declares that the following in vitro diagnostic reagent:

Product name	Catalogue number
CRP Latex kit	850100A

has been classified as non List A, non List B (Directive 98/79/EC, Annex II) and complies with the essential requirements and provisions of Directive 98/79/EC of the European Parliament and of the Council (also SI 2002 No.618 which transposes the requirements of Directive 98/79/EC).

and is in conformity with the national standards transposing harmonised standards:

- BS EN 980:2008
- BS EN ISO 13485:2012
- BS EN 13612:2002
- BS EN 13640:2002
- BS EN 13641:2002
- BS EN ISO 14971:2012
- BS EN ISO 18113, parts 1&2

The conformity assessment procedure performed was in accordance with Annex III of Directive 98/79/EC.

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of Lorne Laboratories Ltd and is valid from 13 April 2016.




Eddy Velthuis  
Technical Director



File No A12241;  
ISO 13485:2003; ISO 9001:2008

Lorne Laboratories Limited | Tel: +44 (0) 118 921 2264  
Unit 1 Cutbush Park Industrial Estate | Fax: +44 (0) 118 986 4518  
Danehill, Lower Earley | Email: info@lornelabs.com  
Berkshire RG6 4UT United Kingdom | [www.lornelabs.com](http://www.lornelabs.com)

Registered office as above. Registered in England No. 04540797 VAT No. 800 3655 66



**LORNE**  
LABORATORIES

## EC DECLARATION OF CONFORMITY

Lorne Laboratories Ltd declares that the following in vitro diagnostic reagent:

Product name	Catalogue number
ASO Latex kit	031100A

has been classified as non List A, non List B (Directive 98/79/EC, Annex II) and complies with the essential requirements and provisions of Directive 98/79/EC of the European Parliament and of the Council (also SI 2002 No.618 which transposes the requirements of Directive 98/79/EC).

and is in conformity with the national standards transposing harmonised standards:

- BS EN 980:2008
- BS EN ISO 13485:2012
- BS EN 13612:2002
- BS EN 13640:2002
- BS EN 13641:2002
- BS EN ISO 14971:2012
- BS EN ISO 18113, parts 1&2

The conformity assessment procedure performed was in accordance with Annex III of Directive 98/79/EC.

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of Lorne Laboratories Ltd and is valid from 13 April 2016.

Eddy Velthuis  
Technical Director




File No A12241  
ISO 13485:2003; ISO 9001:2008

Lorne Laboratories Limited  
Unit 1 Cutbush Park Industrial Estate  
Danehill, Lower Earley  
Berkshire RG6 4UT United Kingdom

Tel: +44 (0) 118 921 2264  
Fax: +44 (0) 118 986 4518  
Email: [info@lornelabs.com](mailto:info@lornelabs.com)  
[www.lornelabs.com](http://www.lornelabs.com)

Registered office as above. Registered in England No. 04540797. VAT No. 800 3655 60





**LORNE**  
LABORATORIES

## EC DECLARATION OF CONFORMITY

Lorne Laboratories Ltd declares that the following in vitro diagnostic reagent:

Product name	Catalogue number
RF Latex kit	830100A

has been classified as non List A, non List B (Directive 98/79/EC, Annex II) and complies with the essential requirements and provisions of Directive 98/79/EC of the European Parliament and of the Council (also SI 2002 No.618 which transposes the requirements of Directive 98/79/EC).

and is in conformity with the national standards transposing harmonised standards:

- BS EN 980:2008
- BS EN ISO 13485:2012
- BS EN 13612:2002
- BS EN 13640:2002
- BS EN 13641:2002
- BS EN ISO 14971:2012
- BS EN ISO 18113, parts 1&2

The conformity assessment procedure performed was in accordance with Annex III of Directive 98/79/EC.

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of Lorne Laboratories Ltd and is valid from 13 April 2016.

Eddy Velthuis  
Technical Director



File No A12241:  
ISO 13485:2003; ISO 9001:2008

Lorne Laboratories Limited  
Unit 1 Cutbush Park Industrial Estate  
Danehill, Lower Earley  
Berkshire RG6 4UT United Kingdom

Tel: +44 (0) 118 921 2264  
Fax: +44 (0) 118 986 4518  
Email: [info@lornelabs.com](mailto:info@lornelabs.com)  
[www.lornelabs.com](http://www.lornelabs.com)

Registered office as above. Registered in England No. 04540797. VAT No. 800 3655 66



**LORNE LABORATORIES LTD.**  
GREAT BRITAIN



**RAPID LATEX KIT**  
DIRECTIONS FOR USE

**ASO Latex Kit: For Detection Of Anti-Streptolysin O (ASO) In Serum.**

**SUMMARY**

In acute streptococcal infections, the toxic immunogenic exoenzyme streptolysin O (ASO) is produced in response to streptolysin O antigens liberated by haemolytic streptococci of groups A, C and G. Information on extent and degree of infection can be obtained by measuring serum ASO levels. Elevated ASO levels have also been found in patients suffering from scarlet fever, acute rheumatoid arthritis, tonsillitis, and other streptococcal infections as well as in healthy carriers.

**PRINCIPLE**

When used by the recommended techniques, latex particles in the reagent will agglutinate (clump) in the presence of anti-streptolysin O antibodies. No agglutination generally indicates the absence of anti-streptolysin O antibodies (see Limitations).

**KIT DESCRIPTION**

Lorne ASO Latex Kit is a serologic test for the detection of ASO antibodies. All the reagents are supplied at optimal dilution for use with all recommended techniques without the need for further dilution or addition. For lot reference number and expiry date see Vial Labels.

**STORAGE**  
Do not freeze. Reagent vials should be stored at 2 - 8°C on receipt. Prolonged storage at temperatures outside this range may result in accelerated loss of reagent reactivity.

**SPECIMEN COLLECTION**

Specimens should be drawn with or without anticoagulant using an aseptic phlebotomy technique. If testing is delayed specimens can be stored at 2-8°C for 7 days or for up to 3 months at or below -20°C. Specimens must be free from bacterial contamination, fibrin, gross lipemia and gross haemolysis.

**PRECAUTIONS**

- The kit is for *in vitro* diagnostic use only.
- Do not use kit past expiration date (see Vial and Box Labels).
- Protective clothing should be worn when handling the reagents, such as disposable gloves and a laboratory coat.
- Materials used to produce the kit were tested at source and found to be negative for HIV 1+2 and HBsAg using approved microbiological tests. However no known tests can guarantee that products derived from human or animal sources are free from infectious agents. Care must be taken in the use and disposal of each vial and its contents.

**DISPOSAL OF KIT REAGENT AND DEALING WITH SPILLAGES**

For information on disposal of kit reagent and decontamination of a spillage site see **Material Safety Data Sheets**, available on request.

**CONTROLS AND ADVICE**

- ASO Positive and Negative Controls must be tested in parallel with each batch of tests. Tests must be considered invalid if controls do not show expected results.
- All the reagents must be allowed to reach 18-25°C before use.
- Shake the reagents well before use to ensure homogeneity.
- Do not interchange components between different kits.
- Use of kit and interpretation of results must be carried out by properly trained and qualified personnel in accordance with the requirements of the country where the kit is in use.
- The user must determine the suitability of the kit for use in other techniques.

**KIT COMPONENTS SUPPLIED**

- ASO Latex Reagent: 5.0 mL Latex particles coated with streptolysin O, pH 6.2 containing a preservative.

**STABILITY OF THE REACTIONS**

Slide tests should be interpreted immediately after the 2-minute period to avoid the possibility that a negative result may be incorrectly interpreted as positive due to drying of the reagent.

**LIMITATIONS**

- False positive results may be obtained in conditions such as scarlet fever, acute rheumatic arthritis, tonsillitis and other streptococcal infections as well as in healthy carriers.
- Haemoglobin ( $\leq 10$  g/L), bilirubin ( $\leq 20$  mg/dL), lipemia ( $\leq 10$  g/L), rheumatoid factors ( $\leq 300$  IU/mL) do not interfere. Other substances may interfere.
- Early infections in children from 6 months to 2 years may cause false negative results.
- A single ASO determination does not produce much information about the actual state of the disease. Titrations at biweekly intervals during 4 or 5 weeks are advisable to follow the disease evolution.
- Clinical diagnosis should not be made on findings of a single test result, but should integrate both clinical and laboratory data.
- False positive or false negative results may also occur due to:
  - Contamination of test materials
  - Improper storage of test materials or omission of reagents
  - Deviation from the recommended techniques

**SPECIFIC PERFORMANCE CHARACTERISTICS**

- The kit has been characterised by all the procedures mentioned in the **Recommended Techniques**.
- Prior to release, each lot of Lorne ASO Latex Kit is tested by **Recommended Techniques** to ensure suitable reactivity.
- Analytical sensitivity: 200 ( $\pm 50$ ) IU/mL, under the described assay conditions.
- Prozone effect: No prozone effect was detected up to 1500 IU/mL.
- Diagnostic sensitivity: 98 %.
- Diagnostic specificity: 97 %.

**DISCLAIMER**

- The user is responsible for the performance of the kit by any method other than those mentioned in the **Recommended Techniques**.
- Any deviations should be validated prior to use using established laboratory procedures.

**BIBLIOGRAPHY**

- Hefjeje, Quarterly Journal of Medicine 1992, New series 84; 303: 641-656.
- Amjed Samir et al. Pediatric Annals 1992; 21: 835-842.
- Spaan J et al. Bull Wild Health Org 1961; 24: 271-279.
- The association of Clinical Pathologists 1961, Broadsheet 34.
- Picard B et al. La Presse Medicale 1983; 23: 2-6.
- Klein GC. Applied Microbiology 1971; 21: 999-1001.
- Young DS. Effects of drugs on clinical laboratory test. 4th ed. AACCPress, 1995.

**AVAILABLE KIT SIZES**

Kit Size	Catalogue Number
100 Tests Per Kit:	
5.0 ml ASO Latex	031100A
1.0 ml Positive Control	
1.0 ml Negative Control	

For the availability of other sizes, please contact:

**Lorne Laboratories Limited**  
Unit 1 Cubush Park Industrial Estate  
Danehill

Lower Earley  
Berkshire, RG6 4UT  
England  
Tel: +44 (0) 118 921 2264  
Fax: +44 (0) 118 966 4518  
E-mail: [info@lornelabs.com](mailto:info@lornelabs.com)



**LORNE LABORATORIES LTD.**  
GREAT BRITAIN



**RAPID LATEX KIT**  
**DIRECTIONS FOR USE**

**CRP Latex Kit: For Detection of C-Reactive Protein (CRP) in Serum.**

**SUMMARY**

C-Reactive Protein (CRP) usually appears in serum of individuals in response to inflammatory conditions and tissue necrosis, and disappears when causative conditions subside. It is routinely found in cases of bacterial infection, acute rheumatic fever, and many malignant diseases and is often seen in association with rheumatoid arthritis, viral infections and tuberculosis. CRP has also been detected in patients following blood transfusions and surgical operations as well as in patients with burns, peniphigus vulgaris and other bulbous lesions.

**PRINCIPLE**

When used by the recommended techniques, latex particles in the reagent will agglutinate (clump) in the presence of CRP. No agglutination generally indicates absence of CRP (see Limitations).

**KIT DESCRIPTION**

Lorne CRP Latex Test Kit is for the detection of CRP. Test reagent consists of latex particles coated with rabbit Anti-CRP (IgG). All the latex reagents are supplied at optimal dilution for use with all recommended techniques without need for further dilution or addition. For lot reference number and expiry date see Vial Labels.

**STORAGE**

Do not freeze. Reagent vials should be stored at 2 - 8°C on receipt. Prolonged storage at temperatures outside this range may result in accelerated loss of reagent reactivity.

**SPECIMEN COLLECTION**

Specimens should be drawn with or without anticoagulant using an aseptic phlebotomy technique. If testing is delayed specimens can be stored at 2-8°C for 7 days or for up to 3 months at or below -20°C. Specimens must be free from bacterial contamination, fibrin, gross lipaemia and gross haemolysis.

**PRECAUTIONS**

- The kit is for *in vitro* diagnostic use only.
- Do not use kit past expiration date (see Vial and Box Label).
- Protective clothing should be worn when handling the reagents, such as disposable gloves and a laboratory coat.
- Materials used to produce the kit were tested at source and found to be negative for HIV 1+2, and HBSAg using approved microbiological tests. However, no known tests can guarantee that products derived from human or animal sources are free from infectious agents. Care must be taken in the use and disposal of each vial and its contents.

**DISPOSAL OF KIT REAGENT AND DEALING WITH SPILLAGES**

For information on disposal of kit reagent and decontamination of a spillage site see **Material Safety Data Sheets**, available on request.

**CONTROLS AND ADVICE**

- It is recommended the CRP Positive and Negative Controls be tested in parallel with each batch of tests. Tests must be considered invalid if controls do not show expected results.
- All the reagents must be allowed to reach 18-25°C before use.
- Shake the reagents well before use to ensure homogeneity.
- Do not interchange components between different kits.
- Use of kit and interpretation of results must be carried out by properly trained and qualified personnel in accordance with the requirements of country where kit is in use. The user must determine the suitability of the kit for use in other techniques.

**KIT COMPONENTS SUPPLIED**

- CRP Latex Reagent (5 ml.) Latex particles coated with goat IgG anti-human CRP, pH 6.2 containing a preservative.
- CRP Positive Control (3mg dsp., 1 ml.) Human serum with a CRP concentration > 20 mg/L containing a preservative.

**INTERPRETATION OF SEMI-QUANTITATIVE RESULTS**

The elevation of CRP levels above normal indicates tissue damage, inflammation, or both with greater reliability. Regular monitoring of CRP levels is often used as a means of assessing disease activity and of guiding therapy. CRP determination is considered of greater practical significance than other indicators of inflammatory disease. Erythrocyte sedimentation rate (ESR) may become elevated as a result of non-inflammatory conditions. In these circumstances inflammatory disease may be excluded if CRP is absent.

**STABILITY OF THE REACTIONS**

Slide tests should be interpreted immediately after the 2-minute rotation period to avoid the possibility that a negative result may be incorrectly interpreted as positive due to drying of the reagent.

**LIMITATIONS**

- Reactions read beyond the two-minute interval may be invalid.
- The results obtained from this assay must be considered a part of the differential diagnosis and medical history of the patient.
- There is no relationship between the strength of reactivity and C-reactive protein levels.
- Hemoglobin ( $\leq 10$  g/L), bilirubin ( $\leq 20$  mg/dL) and lipemia ( $\leq 10$  g/L), do not interfere. Rheumatoid factors ( $\geq 100$  IU/mL), fibrin, Other substances may interfere.
- False positive or false negative results may also occur due to:
  - Contamination of test materials
  - Improper storage of test materials or omission of reagents
  - Deviation from the recommended techniques

**SPECIFIC PERFORMANCE CHARACTERISTICS**

- The kit has been characterized by all the procedures mentioned in the **Recommended Techniques**.
- Prior to release each lot of Lorne CRP Latex Test Kit is tested by **Recommended Techniques** to ensure suitable reactivity.
- The CRP latex sensitivity is calibrated to the Reference MaterialERM-DA-4721/FCC.
- Analytical sensitivity: 6 (5-10) mg/L, under the described assay conditions.
- Prozone effect: No prozone effect was detected up to 1600 mg/L (Note 1).
- Diagnostic sensitivity: 95.6 %.
- Diagnostic specificity: 96.2 %.

**DISCLAIMER**

- The user is responsible for the performance of the kit by any method other than those mentioned in the **Recommended Techniques**.
- Any deviations should be validated prior to use using established laboratory procedures.

**BIBLIOGRAPHY**

- Lars-Olof Hansson et al. Current Opinion in Infectious Diseases 1997; 10: 196-201
- M.M. Peay: The Lancet 1981; March 21; 653 - 656.
- Chetana Vaishnavi: Immunology and Infectious Diseases 1996; 6: 139 - 144.
- Yoshiyuki Yokama et al. Journal of Clinical Laboratory Status 1987; 1: 15 - 27.
- Yamamoto S. et al. Veterinary Immunology and Immunopathology 1993; 36: 257 - 264.
- Charles Watworth et al. Clinical Chimica Acta, 1984; 138: 309 - 316.
- Young DS. Effects of drugs on clinical laboratory test, 4th ed. AACCP Press, 1995.

**AVAILABLE KIT SIZES**

Kit Size	Catalogue Number
100 Tests Per Kit	850100A

For the availability of other sizes, please contact:

Lorne Laboratories Limited  
Unit 1 Cuboburn Park Industrial Estate  
Dunfermline  
Fife KY11 1YU  
Lower Earley  
Berkshire RG6 4JT  
England  
Tel: +44 (0) 118 921 2264  
Fax: +44 (0) 118 986 4518  
E-mail: [info@lornelabs.co.uk](mailto:info@lornelabs.co.uk)

- CRP Negative Control (Blue cap, 1 mL): Animal serum containing a preservative.
- Pipette stirrer.
- Disposable agglutination slide.

**MATERIALS AND EQUIPMENT REQUIRED**

- Serological Pipettes
- Mechanical rotator capable with adjustable speed of 80-100 rpm
- Vortex mixer.
- Small Glass or Plastic Test Tubes.
- Distilled or Deionised Water.
- 9 g/L saline solution.

**RECOMMENDED QUALITATIVE TECHNIQUE**

- Allow the reagents and samples to reach room temperature. The sensitivity of the test may be reduced at low temperatures.
- Place 50  $\mu$ L of the sample (Note 1) and one drop of each Positive and Negative controls into separate circles on the slide test.
- Swirl the CRP-latex reagent gently before using and add one drop (50  $\mu$ L) next to the samples to be tested.
- Mix the drops with a stirrer - spreading them over the entire surface of the circle. Use different stirrers for each sample.
- Place the slide on a rotary shaker at 80-100 r.p.m. for 2 minutes. False positive results could appear if the test is read after more than two minutes.

**INTERPRETATION OF QUALITATIVE RESULTS**

- Positive: Visible agglutination of latex particles constitutes a positive result and within the accepted limitations of the test procedure, indicates a level of CRP in the specimen > 6 mg/L.
- Negative: No visible agglutination of latex particles constitutes a negative result and within the accepted limitations of the test procedure, indicates a level of CRP in the specimen  $\leq$  6 mg/L.

**RECOMMENDED SEMI-QUANTITATIVE TECHNIQUE**

- The semi-quantitative test can be performed in the same way as the qualitative test using dilutions of the serum.
- Make doubling dilutions of the specimen using 9 g/L saline solution as follows:

Dilution	Serum	Saline
1/2	100 $\mu$ l undiluted serum	100 $\mu$ l
1/4	100 $\mu$ l 1/2 diluted serum	100 $\mu$ l
1/8	100 $\mu$ l 1/4 diluted serum	100 $\mu$ l
1/16	100 $\mu$ l 1/8 diluted serum	100 $\mu$ l

- Test the specimen dilutions in the same way as for the quantitative technique above.
- Agglutination of the sera indicates:

Dilution	CRP Levels (mg/l)
1/2	12 (6 x 2)
1/4	24 (6 x 4)
1/8	48 (6 x 8)
1/16	96 (6 x 16)

- Normal levels of CRP in adults are  $\leq$  6 mg/L.

**NOTES**

- High CRP concentration samples may give false negative results (pro-zone effect). Re-test the sample again using a drop of 20  $\mu$ l.

**RESULTS**

The titre is expressed as the reciprocal of the highest dilution showing macroscopic agglutination; e.g. if this occurs in dilution 1/8 the titre is 8.



Lorne Laboratories Limited  
Unit 1, Curbush Park Industrial Estate  
Danehill  
Lower Earley  
Berkshire RG6 4UT  
England  
Tel: +44 (0) 118 921 2264  
Fax: +44 (0) 118 966 4518  
E-mail: info@lornelabs.com

**RAPID LATEX KIT**  
**DIRECTIONS FOR USE**

**RF Latex kit: For Detection Of Rheumatoid Factor (RF).**

**SUMMARY**

Rheumatoid factors are a group of antibodies directed to determinants in the Fc portion of the IgG molecule. Although rheumatoid factors are found in a number of rheumatoid disorders, such as systemic lupus erythematosus (SLE) and Sjögren's syndrome, as well as in non-rheumatoid conditions, its central role lies in aiding in the diagnosis of rheumatoid arthritis.

**PRINCIPLE**

When used by recommended techniques, latex particles in reagent will agglutinate (clump) in presence of rheumatoid factor (RF). No agglutination generally indicates absence of RF (see Limitations).

**KIT DESCRIPTION**

Lorne RF Latex Kit is for the detection of rheumatoid factor. The latex reagent is a suspension of polystyrene latex particles coated with human gamma globulins, which agglutinate in the presence of Rheumatoid Factor (RF). All latex reagents are supplied at optimal dilution for use with all recommended techniques without the need for further dilution or addition. For lot reference number and expiry date see Vial Labels.

**STORAGE**

Do not freeze. Reagent vials should be stored at 2 - 8°C on receipt. Prolonged storage at temperatures outside this range may result in accelerated loss of reagent reactivity.

**SPECIMEN COLLECTION**

Specimens should be drawn without anticoagulant using an aseptic phlebotomy technique. If testing is delayed, fresh serum can be stored at 2-8°C for 7 days or for up to 3 months at or below -20°C. Specimens must be free from bacterial contamination, fibrin, gross lipaemia and gross haemolysis.

**PRECAUTIONS**

- The kit is for *in vitro* diagnostic use only.
- Do not use kit past expiration date (see Vial and Box Labels).
- Protective clothing should be worn when handling the reagents, such as disposable gloves and a laboratory coat.
- All the reagents must be allowed to reach 18-25°C before use.
- Materials used to produce the kit were tested at source and found to be negative for HIV 1+2 and HBsAg using approved microbiological tests. However, no known tests can guarantee that products derived from human or animal sources are free from infectious agents. Care must be taken in the use and disposal of each vial and its contents.

**DISPOSAL OF KIT REAGENT AND DEALING WITH SPILLAGES**

For information on disposal of kit reagent and decontamination of a spillage site see Material Safety Data Sheets, available on request.

**CONTROLS AND ADVICE**

- It is recommended the RF Positive and Negative Controls be tested in parallel with each batch of tests. Tests must be considered invalid if controls do not show expected results.
- All the reagents must be allowed to reach 18-25°C before use.
- Shake the reagents well before use to ensure homogeneity.
- Do not interchange components between different kits.
- Use of kit and interpretation of results must be carried out by properly trained and qualified personnel in accordance with the requirements of country where kit is in use. The user must determine the suitability of the kit for use in other techniques.
- Results obtained with a latex method do not compare with those obtained with the Rose Waaler test. Differences in the results between methods do not reflect differences in the ability to detect rheumatoid factors.

**RESULTS**

Slide is expressed as the reciprocal of the highest dilution showing macroscopic agglutination; e.g. if this occurs in dilution 1/8, the titre is (8 x 8 IU/mL) = 64 IU/mL.

**STABILITY OF THE REACTIONS**

Slide tests should be interpreted straight after the 2-minute rotation period to avoid the possibility that a negative result may be incorrectly interpreted as positive due to drying of the reagent.

**LIMITATIONS**

- Using a latex test system, positive results are not always found with every case of clinically-defined rheumatoid arthritis; the number of positives reported using various types of latex reagent range from 70% to over 90%.
- The incidence of false positive results is about 3.5%. Individuals suffering from infectious mononucleosis, hepatitis, syphilis as well as elderly people may give positive results.
- Diagnosis should not be solely based on the results of latex method but also should be complemented with a Rose Waaler test along with the clinical examination.
- Haemoglobin ( $\leq 10$  g/L), bilirubin ( $\leq 20$  mg/dL) and lipaemia ( $\leq 10$  g/L) do not interfere. Other substances may interfere:
- False positive or false negative results may also occur due to:
  - Contamination of test materials
  - Inappropriate storage of test materials or omission of reagents
  - Deviation from the recommended techniques

**SPECIFIC PERFORMANCE CHARACTERISTICS**

- The kit has been characterized by all the procedures mentioned in the Recommended Techniques.
  - The RF latex sensitivity is calibrated against the RF International Calibrator from the WHO (WHO 64/2 Rheumatoid Arthritis Serum).
  - Analytical sensitivity: 8 (8-16) IU/mL, under the described assay conditions.
  - Prozone effect: No prozone effect was detected up to 1500 IU/mL.
  - Diagnostic sensitivity: 100%.
  - Diagnostic specificity: 100%.
- The diagnostic sensitivity and specificity have been obtained using 139 samples compared with the same method of a comparator.

**DISCLAIMER**

- The user is responsible for the performance of the kit by any method other than those mentioned in the Recommended Techniques.
- Any deviations should be validated prior to use using established laboratory procedures.

**BIBLIOGRAPHY**

- Robert W Dorner et al. Clinica Chimica Acta 1987; 167: 1 - 21
- Frederick Wolfe et al. Arthritis and Rheumatism 1991; 34: 951-960
- Robert H Shmerling et al. The American Journal of Medicine 1991; 91: 528 - 534
- Adalbert F. Schubart et al. The New England Journal of Medicine 1989; 261: 363 - 368
- Charles M. Ploz 1956; American Journal of Medicine; 21:833 - 836
- Young DS. Effects of drugs on clinical laboratory test, 4th ed. AACF Press, 1995.

**AVAILABLE KIT SIZES**

Kit Size	Catalogue Number
100 Tests Per Kit	830700A

**KIT COMPONENTS SUPPLIED**

- RF Latex Reagent (5 mL); Latex particles coated with human  $\gamma$ -globulin, pH 8.2, and a preservative.
- RF Positive Control (Red cap, 1 mL); Human serum with a RF concentration > 30 IU/mL and a preservative.
- RF Negative Control (Blue cap, 1 mL); Animal serum and a preservative.
- Pipette-Stirrers.
- Reusable Agglutination Slide (18 each).

**MATERIALS AND EQUIPMENT REQUIRED**

- Glass Test Tubes (10 x 75 mm or 12 x 75 mm).
- Pasteur and Graduated Pipettes.
- Vortex mixer.
- Mechanical rotator with adjustable speed of 80-100 rpm.

**RECOMMENDED QUALITATIVE TECHNIQUE**

- Allow the reagents and samples to reach room temperature. The sensitivity of the test may be reduced at low temperatures. Place 50  $\mu$ L of the sample and one drop of each Positive and Negative controls into separate circles on the slide test.
- Shake the RF-latex reagent vigorously or in a vortex mixer before use and add one drop (50  $\mu$ L) next to the sample to be tested.
- Mix the drops with a stirrer, spreading them over the entire surface of the circle. Use different stirrers for each sample. Place the slide on a rotary shaker at 80-100 rpm, for 2 minutes. False positive results could appear if the test is read after more than two minutes.

**INTERPRETATION OF QUALITATIVE RESULTS**

- Positive:** Visible agglutination of latex particles constitutes a positive result and within the accepted limitations of the test procedure, indicates a level of RF in the specimen > 8 IU/mL.
- Negative:** No visible agglutination of latex particles in a milky liquid constitutes negative result and within accepted limitations of test procedure, indicates level of < 8 IU/mL RF in specimen.

**RECOMMENDED SEMI-QUANTITATIVE TECHNIQUE**

- The semi-quantitative test can be performed in the same way as the qualitative test using dilutions of the serum.
- Make doubling dilutions of serum specimen in 8 g/L saline as follows:

Dilution	Serum	Saline
1/2	100 $\mu$ L undiluted serum	100 $\mu$ L
1/4	100 $\mu$ L 1/2 diluted serum	100 $\mu$ L
1/8	100 $\mu$ L 1/4 diluted serum	100 $\mu$ L
1/16	100 $\mu$ L 1/8 diluted serum	100 $\mu$ L

- Test the specimen dilutions in the same way as for the quantitative technique above.
- Agglutination of the sera indicates:

Dilution	RF Levels (IU/mL)
1/2	16 (8 x 2)
1/4	32 (8 x 4)
1/8	64 (8 x 8)
1/16	128 (8 x 16)

- Normal levels of RF in adults is < 8 IU/mL.

# Declaration of Conformity



HL-7-0692DC DOI 2015/08 (1)

## In Application of the Council Directive 98/79/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to *In Vitro* Diagnostic Medical Devices & CE marking.

Declaration of conformance to applicable sections of Annex I - Essential Requirements and Annex III (EC Declaration of Conformity) imposed by sections 2 to 5. The below listed products are not classified under Annex II Lists A or B. Access to the appropriate technical files will be made available to the appropriate body in the event this is required.

Product Code	Description	GMDN Classification Code
5250H	Manual D-Dimer	47346

I, the undersigned declare that the devices registered against the above GMDN Classification Code conforms to the said Directives.

Full Name: M.J. Stephenson

Title: Managing Director

Signed:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Michael / Stephenson".

Date: 25 Aug 2015

Tel +44 (0)191 482 8440  
Fax +44 (0)191 482 8442  
info@helena-biosciences.com  
www.helena-biosciences.com

Helena Biosciences Europe  
Queensway South, Team Valley Trading Estate,  
Gateshead, Tyne and Wear, NE11 0SD,  
United Kingdom





# Declaration of Conformity



HL-7-0664DC DOI 2015/08 (1)

## In Application of the Council Directive 98/79/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to *In Vitro* Diagnostic Medical Devices & CE marking.

Declaration of conformance to applicable sections of Annex I - Essential Requirements and Annex III (EC Declaration of Conformity) imposed by sections 2 to 5. The below listed products are not classified under Annex II Lists A or B. Access to the appropriate technical files will be made available to the appropriate body in the event this is required.

Product Code	Description	GMDN Classification Code
5267L	Thromboplastin L	55983

I, the undersigned declare that the devices registered against the above GMDN Classification Code conforms to the said Directives.

Full Name: M.J. Stephenson

Title: Managing Director

Signed:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Michael / Stephenson".

Date: 06 Aug 2015

Tel +44 (0)191 482 8440  
Fax +44 (0)191 482 8442  
info@helena-biosciences.com  
www.helena-biosciences.com

Helena Biosciences Europe  
Queensway South, Team Valley Trading Estate,  
Gateshead, Tyne and Wear, NE11 0SD,  
United Kingdom





SCOPO PREVISTO

Il reattivo Thromboplastin L è concepito per l'esecuzione di test degli emostasi basati sulla plasma pretrattata di coaguli.

Il primo test del tempo di protrombina standardizzata viene messo a punto dal Dr. Armand Dóak nel 1955. Attualmente, questo test è considerato il metodo di riferimento per la diagnosi di diffezioni congenite ed acquisite del fattore di coagulazione III (fattore tissutoale) (F.V. III o F.X). Questo test viene utilizzato anche per l'analisi e il monitoraggio della terapia anticoagulante orale (TAO) e può essere impiegato per valutare la capacità di sintesi epatica dei fattori di coagulazione III e V.

Il Thromboplastin L è realizzato a partire da cellule di coagulo, ma raramente a BCT umana su un base liofilizzata di tromboplastina (BCT). I test di Thromboplastin L e di protrombina (PT) sono il collaudo ideale per la diagnosi di diffezioni congenite ed acquisite del fattore di coagulazione III (F.V. III o F.X). Questo test viene utilizzato anche per l'analisi e il monitoraggio della terapia anticoagulante orale (TAO) e può essere impiegato per valutare la capacità di sintesi epatica dei fattori di coagulazione III e V.

**AVVERTENZE E PRECAUZIONI**

I reattivi contenuti in questo kit sono destinati esclusivamente alla diagnosi di HIV - NON INGEBIER. Indossare guanti sterili e proteggere i pazienti durante la manipolazione di tutti i reattivi contenuti in questo kit. Evitare il contatto con le mucose e gli occhi. Smaltire i reattivi opportunamente alle normative locali vigenti.

COMPOSIZIONE

Componente	Contiene	Descrizione	Preparazione
Thromboplastin L	2 x 5 mL (REF 525394) e 5 x 5 mL (REF 525395)	Thromboplastin liquido di controllo di controllo e controllo.	La tromboplastina liquida liofilizzata è in un contenitore di vetro con tappo a vite. Per la preparazione della sonda di controllo, aggiungere 5 mL di acqua sterile a 5 mL di tromboplastina liquida liofilizzata e mescolare accuratamente.

Prima di utilizzare un reattivo per l'uso

Ogni kit contiene un reattivo per l'uso. Ogni kit contiene un reattivo per l'uso. Ogni kit contiene un reattivo per l'uso.

MATERIALI NECESSARI, MA NON IN DOTAZIONE

In aggiunta ai reattivi Thromboplastin L, il seguente materiale è necessario per eseguire i test:

- REF 52539: IBI Coagulant Plasma Set
- REF 5430: IIR Reference Set

CONSERVAZIONE, VITA UTILE E STABILITÀ

Questo kit non è un reagente. Gli etichettaggi e le scadenze indicate sono valide nelle condizioni riportate sulla confezione.

Thromboplastin L: La vita utile è di almeno 6 mesi a una temperatura compresa tra 2° e 8°C per un totale di 18 mesi. Il sistema CA-1500 non deve essere conservato a temperature superiori a 25°C. Il sistema CA-1500 deve essere conservato a temperature inferiori a 5°C. Il sistema CA-1500 deve essere conservato a temperature superiori a 25°C. Il sistema CA-1500 deve essere conservato a temperature inferiori a 5°C.

RACCOMANDA E PREPARAZIONE DEI CAMPIONI

Per ogni campione, è necessario utilizzare plasma di volume adeguato. Il plasma deve essere raccolto in un tubo contenente il 2,5% di citrato di calcio. Il plasma deve essere raccolto in un tubo contenente il 2,5% di citrato di calcio. Il plasma deve essere raccolto in un tubo contenente il 2,5% di citrato di calcio.

PROCEDURA

Per un risultato accurato dell'INR, è raccomandato di determinare l'INR al laboratorio per il paziente con il sistema Thromboplastin L. Per un risultato accurato dell'INR, è raccomandato di determinare l'INR al laboratorio per il paziente con il sistema Thromboplastin L.

Metodo Automatico

Per un risultato accurato dell'INR, è raccomandato di determinare l'INR al laboratorio per il paziente con il sistema Thromboplastin L. Per un risultato accurato dell'INR, è raccomandato di determinare l'INR al laboratorio per il paziente con il sistema Thromboplastin L.

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

I risultati devono essere interpretati con cautela. I risultati devono essere interpretati con cautela. I risultati devono essere interpretati con cautela.

Limitazioni

Questo kit non è destinato all'uso per la diagnosi di diffezioni congenite ed acquisite del fattore di coagulazione III (F.V. III o F.X). Questo kit non è destinato all'uso per la diagnosi di diffezioni congenite ed acquisite del fattore di coagulazione III (F.V. III o F.X).

Controllo di Qualità

Questo kit non è destinato all'uso per la diagnosi di diffezioni congenite ed acquisite del fattore di coagulazione III (F.V. III o F.X). Questo kit non è destinato all'uso per la diagnosi di diffezioni congenite ed acquisite del fattore di coagulazione III (F.V. III o F.X).

Valori di Riferimento

Per la maggior parte dei pazienti, il tempo di protrombina (PT) è compreso tra 12 e 14 secondi. Per la maggior parte dei pazienti, il tempo di protrombina (PT) è compreso tra 12 e 14 secondi.

Caratteristiche Prestazionali

Il sistema Thromboplastin L è stato valutato per la sua capacità di rilevare diffezioni congenite ed acquisite del fattore di coagulazione III (F.V. III o F.X). Il sistema Thromboplastin L è stato valutato per la sua capacità di rilevare diffezioni congenite ed acquisite del fattore di coagulazione III (F.V. III o F.X).

Reproduttibilità

Componente	Routine Control M	Routine Control A	Routine Control SA
Agarità	0,07	0,09	0,24
Etica sana	0,10	0,83	0,16
Etica sana	0,01	0,32	0,06
Etica sana	0,12	1,07	0,29

Stabilità

Componente	Routine Control M	Routine Control A	Routine Control SA
Stabilità	0,07	0,09	0,24
Etica sana	0,10	0,83	0,16
Etica sana	0,01	0,32	0,06
Etica sana	0,12	1,07	0,29

Stabilità

Componente	Routine Control M	Routine Control A	Routine Control SA
Stabilità	0,07	0,09	0,24
Etica sana	0,10	0,83	0,16
Etica sana	0,01	0,32	0,06
Etica sana	0,12	1,07	0,29

Stabilità

Componente	Routine Control M	Routine Control A	Routine Control SA
Stabilità	0,07	0,09	0,24
Etica sana	0,10	0,83	0,16
Etica sana	0,01	0,32	0,06
Etica sana	0,12	1,07	0,29

Stabilità

Componente	Routine Control M	Routine Control A	Routine Control SA
Stabilità	0,07	0,09	0,24
Etica sana	0,10	0,83	0,16
Etica sana	0,01	0,32	0,06
Etica sana	0,12	1,07	0,29

Stabilità

Componente	Routine Control M	Routine Control A	Routine Control SA
Stabilità	0,07	0,09	0,24
Etica sana	0,10	0,83	0,16
Etica sana	0,01	0,32	0,06
Etica sana	0,12	1,07	0,29

Stabilità

Componente	Routine Control M	Routine Control A	Routine Control SA
Stabilità	0,07	0,09	0,24
Etica sana	0,10	0,83	0,16
Etica sana	0,01	0,32	0,06
Etica sana	0,12	1,07	0,29

Stabilità

Componente	Routine Control M	Routine Control A	Routine Control SA
Stabilità	0,07	0,09	0,24
Etica sana	0,10	0,83	0,16
Etica sana	0,01	0,32	0,06
Etica sana	0,12	1,07	0,29

Stabilità

Componente	Routine Control M	Routine Control A	Routine Control SA
Stabilità	0,07	0,09	0,24
Etica sana	0,10	0,83	0,16
Etica sana	0,01	0,32	0,06
Etica sana	0,12	1,07	0,29

Stabilità

Componente	Routine Control M	Routine Control A	Routine Control SA
Stabilità	0,07	0,09	0,24
Etica sana	0,10	0,83	0,16
Etica sana	0,01	0,32	0,06
Etica sana	0,12	1,07	0,29

Stabilità

Componente	Routine Control M	Routine Control A	Routine Control SA
Stabilità	0,07	0,09	0,24
Etica sana	0,10	0,83	0,16
Etica sana	0,01	0,32	0,06
Etica sana	0,12	1,07	0,29

Stabilità

Componente	Routine Control M	Routine Control A	Routine Control SA
Stabilità	0,07	0,09	0,24
Etica sana	0,10	0,83	0,16
Etica sana	0,01	0,32	0,06
Etica sana	0,12	1,07	0,29

Stabilità

Componente	Routine Control M	Routine Control A	Routine Control SA
Stabilità	0,07	0,09	0,24
Etica sana	0,10	0,83	0,16
Etica sana	0,01	0,32	0,06
Etica sana	0,12	1,07	0,29

USO PREVISTO

El reactiva Thromboplastin L es diseñado para la ejecución de pruebas de hemostasia basadas en la coagulación.

El primer test del tiempo de protrombina estandarizado viene desarrollado por el Dr. Armand Dóak en 1955. Actualmente, este test es considerado el método de referencia para la diagnóstico de diffecciones congénitas y adquiridas del factor de coagulación III (factor tisular) (F.V. III o F.X). Este test es utilizado también para el análisis y el monitoreo de la terapia anticoagulante oral (TAO) y puede ser utilizado para evaluar la capacidad de síntesis hepática de los factores de coagulación III y V.

El Thromboplastin L es realizado a partir de células de coagulo, pero raramente a BCT humana su un base liofilizada de tromboplastina (BCT). Los tests de Thromboplastin L y de protrombina (PT) son el control ideal para la diagnóstico de diffecciones congénitas y adquiridas del factor de coagulación III (F.V. III o F.X). Este test es utilizado también para el análisis y el monitoreo de la terapia anticoagulante oral (TAO) y puede ser utilizado para evaluar la capacidad de síntesis hepática de los factores de coagulación III y V.

**ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES**

Los reactivos que contiene este kit son solo para uso diagnóstico de HIV - NO INGERIR. Usar el equipo de protección personal apropiado cuando trabaje con los componentes del kit. Contente la desechos de acuerdo al producto que utilizar más sobre las indicaciones apropiadas de prevención e higiene. Deschazar los componentes de conformidad con las normativas locales.

COMPOSICION

Componente	Contiene	Descripción	Preparación
Thromboplastin L	2 x 5 mL (REF 525394) e 5 x 5 mL (REF 525395)	Thromboplastin liquido de control de control y control.	La tromboplastina liquida liofilizada es en un contenedor de vidrio con tapa de rosca. Para la preparación de la sonda de control, agregar 5 mL de agua estéril a 5 mL de tromboplastina liquida liofilizada y mezclar cuidadosamente.

Primer uso de un reactivo para el uso

Cada kit contiene un reactivo para el uso. Cada kit contiene un reactivo para el uso. Cada kit contiene un reactivo para el uso.

MATERIALES NECESARIOS NO SUMINISTRADOS

Además de los reactivos Thromboplastin L, el siguiente material es necesario para ejecutar los tests:

- REF 52539: IBI Coagulant Plasma Set
- REF 5430: IIR Reference Set

ALMACENAMIENTO, VIDA ÚTIL Y ESTABILIDAD

Este kit no es un reactivo. Las etiquetas y las fechas de caducidad indicadas son válidas en las condiciones mostradas en el kit o en el etiquetado del producto.

Thromboplastin L: La vida útil es de al menos 6 meses a una temperatura entre 2° y 8°C por un total de 18 meses. El sistema CA-1500 no debe conservarse a temperaturas superiores a 25°C. El sistema CA-1500 debe conservarse a temperaturas inferiores a 5°C. El sistema CA-1500 debe conservarse a temperaturas superiores a 25°C. El sistema CA-1500 debe conservarse a temperaturas inferiores a 5°C.

RECOMENDACIONES Y PREPARACION DE LAS MUESTRAS

Para cada muestra, es necesario utilizar plasma de volumen adecuado. El plasma debe ser recolectado en un tubo que contiene el 2,5% de citrato de calcio. El plasma debe ser recolectado en un tubo que contiene el 2,5% de citrato de calcio. El plasma debe ser recolectado en un tubo que contiene el 2,5% de citrato de calcio.

PROCEDIMIENTO

Para un resultado preciso del INR, se recomienda determinar el INR en el laboratorio para el paciente con el sistema Thromboplastin L. Para un resultado preciso del INR, se recomienda determinar el INR en el laboratorio para el paciente con el sistema Thromboplastin L.

Método Automático

Para un resultado preciso del INR, se recomienda determinar el INR en el laboratorio para el paciente con el sistema Thromboplastin L. Para un resultado preciso del INR, se recomienda determinar el INR en el laboratorio para el paciente con el sistema Thromboplastin L.

INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS

Los resultados deben ser interpretados con precaución. Los resultados deben ser interpretados con precaución. Los resultados deben ser interpretados con precaución.

Limitaciones

Este kit no está diseñado para el diagnóstico de diffecciones congénitas y adquiridas del factor de coagulación III (F.V. III o F.X). Este kit no está diseñado para el diagnóstico de diffecciones congénitas y adquiridas del factor de coagulación III (F.V. III o F.X).

Control de Calidad

Este kit no está diseñado para el diagnóstico de diffecciones congénitas y adquiridas del factor de coagulación III (F.V. III o F.X). Este kit no está diseñado para el diagnóstico de diffecciones congénitas y adquiridas del factor de coagulación III (F.V. III o F.X).

Valores de Referencia

Para la mayoría de los pacientes, el tiempo de protrombina (PT) está entre 12 y 14 segundos. Para la mayoría de los pacientes, el tiempo de protrombina (PT) está entre 12 y 14 segundos.

Características Funcionales

El sistema Thromboplastin L se ha evaluado para su capacidad de detectar diffecciones congénitas y adquiridas del factor de coagulación III (F.V. III o F.X). El sistema Thromboplastin L se ha evaluado para su capacidad de detectar diffecciones congénitas y adquiridas del factor de coagulación III (F.V. III o F.X).

Reproducibilidad

Componente	Control de Rutina M	Control de Rutina A	Control de Rutina SA
Agaridad	0,07	0,09	0,24
Etica sana	0,10	0,83	0,16
Etica sana	0,01	0,32	0,06
Etica sana	0,12	1,07	0,29

Estabilidad

Componente	Control de Rutina M	Control de Rutina A	Control de Rutina SA
Estabilidad	0,07	0,09	0,24
Etica sana	0,10	0,83	0,16
Etica sana	0,01	0,32	0,06
Etica sana	0,12	1,07	0,29

Estabilidad

Componente	Control de Rutina M	Control de Rutina A	Control de Rutina SA
Estabilidad	0,07	0,09	0,24
Etica sana	0,10	0,83	0,16
Etica sana	0,01	0,32	0,06
Etica sana	0,12	1,07	0,29

Estabilidad

Componente	Control de Rutina M	Control de Rutina A	Control de Rutina SA
Estabilidad	0,07	0,09	0,24
Etica sana	0,10	0,83	0,16
Etica sana	0,01	0,32	0,06
Etica sana	0,12	1,07	0,29

Estabilidad

Componente	Control de Rutina M	Control de Rutina A	Control de Rutina SA
Estabilidad	0,07	0,09	0,24
Etica sana	0,10	0,83	0,16
Etica sana	0,01	0,32	0,06
Etica sana	0,12	1,07	0,29

Estabilidad

Componente	Control de Rutina M	Control de Rutina A	Control de Rutina SA
Estabilidad	0,07	0,09	0,24
Etica sana	0,10	0,83	0,16
Etica sana	0,01	0,32	0,06
Etica sana	0,12	1,07	0,29

Estabilidad

Componente	Control de Rutina M	Control de Rutina A	Control de Rutina SA
Estabilidad	0,07	0,09	0,24
Etica sana	0,10	0,83	0,16
Etica sana	0,01	0,32	0,06
Etica sana	0,12	1,07	0,29

Estabilidad

Componente	Control de Rutina M	Control de Rutina A	Control de Rutina SA
Estabilidad	0,07	0,09	0,24
Etica sana	0,10	0,83	0,16
Etica sana	0,01	0,32	0,06
Etica sana	0,12	1,07	0,29

Estabilidad

Componente	Control de Rutina M	Control de Rutina A	Control de Rutina SA
Estabilidad	0,07	0,09	0,24
Etica sana	0,10	0,83	0,16
Etica sana	0,01	0,32	0,06
Etica sana	0,12	1,07	0,29

Estabilidad

Componente	Control de Rutina M	Control de Rutina A	Control de Rutina SA
Estabilidad	0,07	0,09	0,24
Etica sana	0,10	0,83	0,16
Etica sana	0,01	0,32	0,06
Etica sana	0,12	1,07	0,29

Estabilidad

Componente	Control de Rutina M	Control de Rutina A	Control de Rutina SA
Estabilidad	0,07	0,09	0,24
Etica sana	0,10	0,83	0,16
Etica sana	0,01	0,32	0,06
Etica sana	0,12	1,07	0,29

Estabilidad

Componente	Control de Rutina M	Control de Rutina A	Control de Rutina SA
Estabilidad	0,07	0,09	0,24
Etica sana	0,10	0,83	0,16
Etica sana	0,01	0,32	0,06
Etica sana	0,12	1,07	0,29

Estabilidad

Componente	Control de Rutina M	Control de Rutina A	Control de Rutina SA
Estabilidad	0,07	0,09	0,24
Etica sana	0,10	0,83	0,16
Etica sana	0,01	0,32	0,06
Etica sana	0,12	1,07	0,29

NAZNAČENJE

Komplet Test-sistema "Jíquidni tromboplastin" predviđen je za izvršenje testova hemostaze zasnovanih na plazmi pretravljenoj koagulacijom.

Prvi test vremena protrombinizacije standardizirane plazme razvijen je 1955. godine od strane Armand Dóak. Trenutno se ovaj test smatra referentnim metodom za dijagnozu kongenitnih i stečenih defekata faktora koagulacije III (tissue faktor) (F.V. III ili F.X). Ovaj test se koristi takođe za analizu i praćenje oralne terapije antikoagulantima i može se koristiti za procenu sposobnosti sinteze faktora koagulacije III i V sa strane hepatičke sinteze.

Test-sistema "Jíquidni tromboplastin" realizovan je na osnovu koagulacionih ćelija, ali retko na osnovu ljudske koagulacione BCT. Testovi Thromboplastin L i protrombin (PT) su idealni za dijagnozu kongenitnih i stečenih defekata faktora koagulacije III (F.V. III ili F.X). Ovaj test se koristi takođe za analizu i praćenje oralne terapije antikoagulantima i može se koristiti za procenu sposobnosti sinteze faktora koagulacije III i V sa strane hepatičke sinteze.

# Declaration of Conformity



HL-7-0511DC DOI 2015/08 (4)

In Application of the Council Directive 98/79/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to In Vitro Diagnostic Medical Devices & CE marking.

Declaration of conformance to applicable sections of Annex I - Essential Requirements and Annex III (EC Declaration of Conformity) imposed by sections 2 to 5. The below listed products are not classified under Annex II Lists A or B. Access to the appropriate technical files will be made available to the appropriate body in the event this is required.

Product Code	Description	GMDN Classification Code
5376	Clauss Fibrinogen 100	55997

I, the undersigned declare that the devices registered against the above GMDN Classification Code conforms to the said Directives.

Full Name: M.J. Stephenson

Title: Managing Director

Signed:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Michael Stephenson".

Date: 12 Aug 2015

Tel +44 (0)191 482 8440  
Fax +44 (0)191 482 8442  
[info@helena-biosciences.com](mailto:info@helena-biosciences.com)  
[www.helena-biosciences.com](http://www.helena-biosciences.com)

Helena Biosciences Europe  
Queensway South, Team Valley Trading Estate,  
Gateshead, Tyne and Wear, NE11 0SD,  
United Kingdom

# Clauss Fibrinogen 100



REF 5376  
REF 5376H



Helena Biosciences Europe, Queensway South, Team Valley Trading Estate, Gateshead, Tyne and Wear, NE11 6SD, United Kingdom  
Tel: +44 (0)191 482 8440  
Fax: +44 (0)191 482 8442  
Email: info@helena-biosciences.com  
Web: www.helena-biosciences.com

HL-2-0582P 2016/01 (11)

## Clauss Fibrinogen 100 Instructions for Use

### INTENDED PURPOSE

The Clauss Fibrinogen 100 kit is intended for carrying out clot based immunoturbidimetric assays.

Clauss' method is a simple method for the quantitative determination of fibrinogen by measuring the clotting time of whole plasma after the addition of thrombin (not kit included). This clot time is proportional to the fibrinogen concentration. Levels of fibrinogen can increase as a result of inflammation, pregnancy or oral contraceptive use. Decreased levels may be found in certain states such as liver disease and DIC. Congenital deficiencies include afibrinogenemia, hypofibrinogenemia, dysfibrinogenemia, hypodysfibrinogenemia, and dysplasminogenemia (genomic fibrinogen deficiency). Clauss Fibrinogen 100 is used for the quantitative determination of fibrinogen in human plasma.

### WARNINGS AND PRECAUTIONS

The reagents contained in this kit are for in vitro diagnostic use only - DO NOT INGEST. Wear appropriate personal protective equipment when handling kit components. Refer to the product safety declaration for the kit for appropriate safety and precautionary statements where applicable. Dispose of components in accordance with local regulations.

Blood products have been screened and found negative (unless otherwise stated on the kit box or vial) for the presence of Hepatitis B (HBsAg), Hepatitis C (Anti-HCV) and HIV-1 antibody (anti-HIV-1).

Use only vials that should be handled with the same precautions as a human patient sample.

### COMPOSITION

Component	Content	Description	Preparation
Thrombin	1 x 1 mL (REF 5376)	Contains approximately 100 IU (REF 5376) units of Thrombin activity.	Reconstitute each vial with 2 mL (REF 5376H) of distilled water or heparin suspension depending on manual or automated use. Discard any unused portion.
Fibrinogen Calibrator	2 x 1 mL (REF 5376) 1 x 1 mL (REF 5376H)	Contains 1 mL of lyophilized human fibrinogen standard.	Reconstitute each vial with exactly 1 mL of distilled water. Swirl gently and allow to stand for 10 minutes. Use gently before use. Do not shake.
Donor's Buffer	2 x 25 mL (REF 5376) 1 x 25 mL (REF 5376H)	Contains 25 mL of buffer which contains heparin and sodium chloride and sodium azide (3% preservative).	The buffer is ready for use as packaged.
Kalzin Suspension	2 x 5 mL (REF 5376) 1 x 5 mL (REF 5376H)	Contains 5 mL of kalzin suspension in 0.5 g of gelatin.	Mix vigorously immediately before use. Ensure the sedimentation is visible.

Each kit contains instructions for use. Each kit contains kit specific reference values chart.

### ITEMS REQUIRED BUT NOT PROVIDED

Helena Biosciences Europe provides reagents are suitable for use of automatic Clauss Fibrinogen analysers. Refer to the instrument Operator Manual and application note for appropriate instructions.

The reagent is supplied in 10 x 10 mL vials available as separate units:

- REF 5374 Clauss Fibrinogen (Thrombin only)
- REF 5379 Clauss Fibrinogen (Thrombin only)
- REF 5370 Fibrinogen Calibrator
- REF 5375 Donor's Buffer
- REF 5376 Kalzin Suspension

### STORAGE, SHELF-LIFE AND STABILITY

Unopened vials are stable until the expiry date when stored under conditions indicated on the vial or kit label.

Thrombin: Once reconstituted, the reagent is stable for 2 hours at 15-20°C, 1 week at 2-8°C or 1 month at -20°C.

Fibrinogen Calibrator: Once reconstituted, the reagent is stable for 4 hours at 2-8°C.

Donor's Buffer: Stable at 2-8°C once opened.

Kalzin Suspension: Stable at 2-8°C once opened.

### SAMPLE COLLECTION AND PREPARATION

Plasma is obtained from blood which is used throughout. Blood is centrifuged into a collected into 3.2% or 3.8% sodium citrate anticoagulant (1 part). Samples should be centrifuged at 1500 g for 15 minutes. Plasma should be held at 2-8°C or 15-20°C. Testing should be completed within 4 hours of sample collection, or plasma can be stored frozen at -20°C for 2 weeks or 10°C for 6 months. The assay is at 37°C and to testing. Do not keep at 37°C for more than 5 minutes.

### PROCEDURE

Manual Method  
Prepare all reagents as instructed under "Composition".

1. Standard Curve Preparation  
A three point curve should be used when reagent lot numbers change or if expected values lie outside of control testing range. Prepare the following standards in duplicate (use without shaking).

No.	Dilution	Fibrinogen Calibrator (mL)	Buffer (mL)
1	1 + 4	0.2	0.8
2	1 + 9	0.1	0.9
3	1 + 19	0.1	1.9
4	1 + 29	0.1	2.9
5	1 + 39	0.1	3.9

2. Patient Sample Preparation  
Prepare 1 µl dilutions of the patient plasma or control plasma in Donor's Buffer:

- a. Mix without shaking.

3. Testing  
a. Perform all tests in duplicate.  
b. Mix 0.2 mL of standard, patient or control dilution into a reaction tube and incubate at 37°C for 2 minutes.  
c. Add 0.1 mL of thrombin (15-20°C).  
d. Determine the clot time in the nearest 0.1 seconds.  
e. Plot mean Standard Deviation (mean) versus Fibrinogen Level (Y-axis) on the Fibrinogen graph paper. A straight line should be obtained. Assign the Fibrinogen Calibrator reference values to the 1-5 dilution to allow direct interpretation of patient and control values from the standard curve.

### Automated Method

Refer to the appropriate instrument Operator Manual for detailed instructions on automatic specific application guides.

### INTERPRETATION OF RESULTS

Normal values for fibrinogen in healthy adults are 150-350 mg/dL (1.5-3.5 g/L).

### LIMITATIONS

Healthy tissue cells and hemolytic degradation products >100 mg/dL may cause falsely low fibrinogen quantitation. Fibrinogen values below the standard curve values for the patient samples may occur using an appropriate dilution to bring values into the standard range.

### QUALITY CONTROL

Each laboratory should establish a quality control program. Normal and abnormal control plasmas should be tested prior to each run of patient testing. In-house satisfactory management and control programme. If controls do not perform as expected, patient results should be considered invalid. Helena Biosciences Europe supply the following control materials for use with this product:

- REF 5391 Specialty Assay Control A
- REF 5392 Specialty Assay Control A
- REF 5386 Routine Control B
- REF 5387 Routine Control A
- REF 5383 Routine Control SA

### REFERENCE VALUES

Reference values can vary between laboratories depending on the techniques and systems in use. For this reason each laboratory should establish its own reference values.

### PERFORMANCE CHARACTERISTICS

Helena Biosciences Europe in-house investigations have determined the following performance characteristics as a guideline. Each laboratory should establish its own performance data. The manual Clauss Fibrinogen is designed to give a linear calibration from 1.5 - 6.5 g/L.

Reproducibility intra-assay precision			Inter-assay precision		
Fibrinogen (g/L)	n	CV (%)	Fibrinogen (g/L)	n	CV (%)
1.21	3	4.88	1.02	10	6.17
3.01	5	3.58	3.02	10	3.75

### BIBLIOGRAPHY

1. Clauss A (1957) Gerinnungsphysiologische Schnellmethode zur Bestimmung des Fibrinogens. Acta Haematol 17:203-246.
2. Shaw TS (1977) Assays for Fibrinogen and its Derivatives. CRC, Clin Chem Lab Sci 14:1-192.
3. Clinical and Laboratory Standards Institute (2006) Collection, Transport and Processing of Blood Specimens for Testing Plasma-Based Coagulation Assays and Molecular Haematology Assays. Approved Document, 5th edn. CLSI H21-A5.
4. Study HE et al (1980) Normal Reference Laboratory Values. New England Journal of Medicine, 302(7):37-48.
5. Dineen T, Shanks V (1978) Plasma Fibrinogen Determination by Automated Immuno-Turbidimetry. American Journal of Medical Technology, 38(8):196-201.

## Clauss Fibrinogen 100 Fiche technique

### UTILISATION

Le kit Clauss Fibrinogen 100 est destiné à la réalisation des analyses de fibrinogène basées sur la formation de caillots.

Clauss' a développé une méthode simple de détermination quantitative du fibrinogène en mesurant le temps de coagulation de plasma obtenu après l'ajout de Thrombine (non inclus dans le kit). Ce temps de coagulation est proportionnel à la concentration en fibrinogène. Le taux de fibrinogène peut augmenter en cas d'inflammation, d'état gestatif ou de la prise de contraceptifs oraux. Des taux diminués sont trouvés dans certaines pathologies telles qu'une maladie du foie ou une DIC. Des déficiences congénitales incluent l'afibrinogénémie, l'hypofibrinogénémie, l'hypodysfibrinogénémie et la dysplasminogénémie (déficit génomique du fibrinogène). Clauss Fibrinogen 100 est utilisé pour la détermination quantitative du fibrinogène dans le plasma humain.

### AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

Les réactifs de ce kit sont à usage diagnostique in vitro uniquement - NE PAS INGESTER. Porter un équipement de protection individuelle approprié lors de la manipulation de tous les composants de ce kit. Consulter la fiche de données de sécurité du produit pour obtenir les vers les phrases de risque et les conseils de précaution de ce produit. Éviter les symptômes conformément aux réglementations locales.

Un échantillon des produits analysés a été testé et a été déclaré être négatif pour l'indication concernant la présence de VIH sur les flacons ou la présence de:

- Antigène de l'Hépatite B (Ag HBs)
- Anticorps anti-HCV
- Anticorps anti-HIV-1
- Anticorps anti-HIV-2

Cependant, ils doivent être manipulés avec les mêmes précautions que celles prises pour les échantillons patients humains.

### COMPOSITION

Composant	Contenu	Description	Préparation
Thrombine	1 x 1 mL (REF 5376)	Chaque flacon contient environ 200 IU (REF 5376) de Thrombine activité.	Reconstituer chaque flacon avec 2 mL (REF 5376H) de l'eau distillée ou de l'eau déionisée ou de l'eau stérilisée.
Fibrinogène Calibrateur	2 x 1 mL (REF 5376) 1 x 1 mL (REF 5376H)	Chaque flacon contient 1 mL de plasma humain lyophilisé normal.	Reconstituer chaque flacon avec exactement 1 mL d'eau distillée, d'eau déionisée ou de l'eau stérilisée. Mélanger doucement avant utilisation. Ne pas agiter.
Donor's Buffer	2 x 25 mL (REF 5376) 1 x 25 mL (REF 5376H)	Chaque flacon contient 25 mL de solution contenant du heparin et du chlorure de sodium.	Le produit est prêt à l'emploi.
Kalzin Suspension	2 x 5 mL (REF 5376) 1 x 5 mL (REF 5376H)	Contient 5 mL de Kalzin Suspension à 0.5 g/g.	Mélanger vigoureusement juste avant utilisation. Sédimentation visible.

Chaque kit contient une fiche technique. Chaque kit contient valeurs de référence spécifiques de kit.

### MATÉRIEL NÉCESSAIRE NON FOURNI

Les Helena Biosciences Europe fournit des réactifs de dosage du fibrinogène sont appropriés pour être utilisés avec un analyseur de la coagulation plasma basé sur le dosage du fibrinogène de Clauss (ne doit pas être utilisé avec FAC, C, D, G, C4). Se référer au manuel d'utilisation de l'instrument ou aux notes d'application pour de plus d'informations appropriées.

Les résultats de kit sont valides pour les échantillons suivants:

- REF 5374 Clauss Fibrinogen (Thrombin only)
- REF 5373 Clauss Fibrinogen (Thrombin only)
- REF 5379 Fibrinogen Calibrator
- REF 5375 Donor's Buffer
- REF 5376 Kalzin Suspension

### CONSERVATION, DURÉE DE VIE UTILE ET STABILITÉ

Les réactifs non ouverts sont stables jusqu'à la date de péremption indiquée s'ils sont conservés dans les conditions indiquées sur l'étiquette de la boîte de dosage.

Thrombin: 100 IU/mL. Une fois reconstitué, le réactif est stable 2 heures à température ambiante, 1 semaine entre 2-8°C ou 1 mois à -20°C.

Fibrinogène Calibrateur: Une fois reconstitué, le réactif est stable 4 heures entre 2-8°C.

Donor's Buffer: Stable entre 2-8°C une fois ouvert.

Kalzin Suspension: Stable entre 2-8°C une fois ouvert.

### PRÉLEVEMENT ET PRÉPARATION DES ÉCHANTILLONS

Le sang est pris du prélevement de plasma ou de sang. Mélanger le minimum de sang et 1 volume de plasma de sang à raison de 3.2% ou 3.8% de citrate de sodium. Séparer le plasma après centrifugation à 1500 g pendant 15 minutes. Conserver le plasma à 2-8°C ou 15-20°C. L'analyse doit être terminée dans les 4 heures suivant le prélevement de l'échantillon. Le plasma peut être congelé à -20°C pendant 2 semaines ou 10°C pendant 6 mois. L'analyse doit être terminée à 37°C dans les 5 minutes.

### PROCÉDURE

#### Méthode Manuelle

Préparer tous les réactifs en suivant les indications du paragraphe "Composition".

1. Préparation de la courbe d'étalonnage  
a. Il faut utiliser une nouvelle courbe d'étalonnage lorsque vous utilisez un nouveau numéro de lot de réactif ou si les valeurs étalon sont dans la gamme de contrôle. Préparer les dilutions suivantes de Donor's Buffer (Mélanger sans agiter).

Tube	Dilution	Étalon Fibrinogène (mL)	Tempo (mL)
1	1 + 4	0.2	0.8
2	1 + 9	0.1	0.9
3	1 + 19	0.1	1.9
4	1 + 29	0.1	2.9
5	1 + 39	0.1	3.9

2. Préparation de l'échantillon patient  
a. Préparer 0.2 mL de plasma du patient ou du plasma standard avec du Donor's Buffer.  
b. Mélanger soigneusement.

3. Analyse  
a. Réaliser toutes les analyses en double.  
b. Pipeter 0.2 mL de dilution patient ou contrôle dans un tube à essai et mélanger à 37°C pendant 2 minutes.  
c. Déterminer le temps de coagulation et enregistrer au dixième de seconde.  
d. Tracer une courbe avec le temps moyen de coagulation de l'étalon (en ordonnée) et le taux de fibrinogène en abscisse sur le papier millimétré du fibrinogène. Vous devez obtenir une ligne droite. Assigner la valeur de référence de Fibrinogène Calibrateur à 0.2 mL de dilution 1 afin de réaliser une interpolation directe des valeurs patient et contrôle à partir de la courbe d'étalonnage.

#### Méthode Automatique

Consulter le manuel d'utilisation de l'instrument approprié pour obtenir des instructions détaillées ou consulter Helena Biosciences Europe pour obtenir des notes d'application spécifiques à l'instrument.

### INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS

Les valeurs normales de fibrinogène chez un adulte sain sont de 150-350 mg/dL (1.5-3.5 g/L).

### LIMITES

Des taux élevés de fibrinogène, dus à des produits de dégradation fibrinolytique >100 mg/dL, peuvent donner une sous-estimation du fibrinogène réel. Si les valeurs de fibrinogène sont au-dessus des valeurs de la courbe d'étalonnage, réaliser une nouvelle analyse en utilisant le diluant approprié pour les amener dans la plage de lecture.

### CONTRÔLE QUALITÉ

Chaque laboratoire doit établir un programme de contrôle qualité. Les plasmas de contrôle, normale et anormale, doivent être testés avant chaque lot d'échantillons patients afin de s'assurer que l'instrument et l'opérateur obtiennent des résultats satisfaisants. Helena Biosciences Europe fournit les matériaux suivants, les résultats de patient doivent être comparés contre ces valeurs. Helena Biosciences Europe fournit les matériaux suivants à usage avec ce produit:

- REF 5391 Specialty Assay Control A
- REF 5392 Specialty Assay Control A
- REF 5386 Routine Control B
- REF 5387 Routine Control A
- REF 5383 Routine Control SA

### VALEURS DE RÉFÉRENCE

Les valeurs de référence peuvent varier d'un laboratoire à l'autre suivant les techniques et les systèmes utilisés. C'est pourquoi chaque laboratoire doit établir ses propres valeurs de référence.

### CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE

Helena Biosciences Europe in-house investigations ont déterminé les performances suivantes. Chaque laboratoire doit établir ses propres données de performance. Le dosage manuel du fibrinogène est conçu pour donner un étalonnage linéaire de 1.5 - 6.5 g/L.

Reproductibilité intra-assay			Reproductibilité inter-assay		
Fibrinogène (g/L)	n	CV (%)	Fibrinogène (g/L)	n	CV (%)
1.24	5	4.88	1.02	10	6.17
3.01	5	3.58	3.02	10	3.75

### BIBLIOTHÈQUE

1. Clauss A (1957) Gerinnungsphysiologische Schnellmethode zur Bestimmung des Fibrinogens. Acta Haematol 17:203-246.
2. Shaw TS (1977) Assays for Fibrinogen and its Derivatives. CRC, Clin Chem Lab Sci 14:1-192.
3. Clinical and Laboratory Standards Institute (2006) Collection, Transport and Processing of Blood Specimens for Testing Plasma-Based Coagulation Assays and Molecular Haematology Assays. Approved Document, 5th edn. CLSI H21-A5.
4. Study HE et al (1980) Normal Reference Laboratory Values. New England Journal of Medicine, 302(7):37-48.
5. Dineen T, Shanks V (1978) Plasma Fibrinogen Determination by Automated Immuno-Turbidimetry. American Journal of Medical Technology, 38(8):196-201.

## Clauss Fibrinogen 100 Anleitung

### VERWENDUNGZWECK

Das Clauss Fibrinogen 100 Kit ist für immunoturbidimetrische Bestimmungen vorgesehen.

Clauss' entwickelte eine quantitative Bestimmung von Fibrinogen aus verdünnten Proben, bei der die Osmotizität von verdünntem Plasma nach Zugabe von Thrombin gemessen wird (nicht im Kit enthalten). Diese Osmotizität ist mit der Fibrinogenkonzentration direkt proportional. Das Fibrinogen kann durch Entzündungen, Schwangerschaft oder Einnahme von oralen Kontrazeptiva erhöht sein. Vermindert sein es durch Lebererkrankung und Vererbungsstörungen. Bestimmte Molekulardefekte und angeborene Fibrinogenmängel sind nachweisbar. Fibrinogen, Hypofibrinogenämie, Hypodysfibrinogenämie und Dysplasminogenämie (genomischer Defekt des Fibrinogens) sind Beispiele für angeborene Fibrinogenmängel. Das Clauss Fibrinogen 100 Kit ist für quantitative Bestimmungen von Fibrinogen im Humanplasma.

### WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Die in diesem Kit enthaltenen Reagenzien sind ausschließlich für die Verwendung im in-vitro-Diagnostik (ID) vorgesehen. NICHT VERZURHEBEN. Tragen Sie geeignete persönliche Schutzausrüstung für die Handhabung der Reagenzien. Lesen Sie die Sicherheitsdatenblätter und die entsprechenden Anweisungen für die persönliche Schutzausrüstung. Entsorgen Sie die Komponenten gemäß den lokalen Vorschriften.

Die Reagenzien sind nicht infiziert und sind für folgende Tests ohne Befund geeignet (außer anderswo auf der Verpackung oder dem Reagenzienangabeblatt angegeben):

- HIV Antikörper 1
- HIV Antikörper 2
- HCV Antikörper
- HCV Antikörper

Sie und jedoch nicht für die gleichen Verfahrenen zu verwenden wie Proben von menschlichen Patienten.

### ZUSAMMENSETZUNG

Komponente	Inhalt	Beschreibung	Verwendung
Thrombin	1 x 1 mL (REF 5376)	Jedes Fläschchen enthält ca. 200 IU (REF 5376) Thrombin mit Stabilisator.	Jedes Fläschchen mit 2 mL (REF 5376H) oder 1 mL (REF 5376H) Wasser rekonstruieren.
Fibrinogen	2 x 1 mL (REF 5376) 1 x 1 mL (REF 5376H)	Jedes Fläschchen enthält 1 mL lyophilisiertes normales Humanplasma mit lyophilisiertem Fibrinogen (Standard).	Rekonstruieren jedes Fläschchen mit genau 1 mL (REF 5376H) oder 0.5 mL (REF 5376H) Wasser.
Donor's Buffer	2 x 25 mL (REF 5376) 1 x 25 mL (REF 5376H)	Jedes Fläschchen enthält 25 mL Puffer mit Heparin und Natriumchlorid mit 3% Natriumazid (3% Konservierungsmittel).	Der Puffer ist sofort einsatzbereit.
Kalzin	2 x 5 mL (REF 5376) 1 x 5 mL (REF 5376H)	Enthält 5 mL Kalzin Suspension in 0.5 g Gel.	Umschütteln vor Gebrauch und vor Gebrauch mit Wasser verdünnen.

Jedes Kit enthält eine Gebrauchsanweisung. Jedes Kit enthält eine Gebrauchsanweisung für das Reagenzien.

### ERFORDERLICHE ABER NICHT MITGELEISTETE ARTIKEL

Die Helena Biosciences Europe Fibrinogen 100 Reagenzien können mit jedem Coagulometer verwendet werden, das mit dem Fibrinogen 100 Kit kompatibel ist. Weitere Informationen sind unter dem Stichwort "Kompatibilität" auf der Website von Helena Biosciences Europe verfügbar.

Das Reagenzienpaket enthält ein Assay-Protokoll für:

- REF 5374 Clauss Fibrinogen (Thrombin only)
- REF 5376 Clauss Fibrinogen (Thrombin only)
- REF 5379 Fibrinogen Calibrator
- REF 5375 Donor's Buffer
- REF 5376 Kalzin Suspension

### LAGERUNG, HALTBARKEIT UND STABILITÄT

Lagerung: Fibrinogen und alle anderen auf der Verpackung oder Fläschchen angegebenen Lagerbedingungen für den angegebenen Zeitraum einhalten.

Thrombin: Nach Rekonstruktion ist das Reagenzien 2 Stunden bei Raumtemperatur, 1 Woche bei 2-8°C oder 1 Monat bei -20°C stabil.

Fibrinogen Calibrator: Rückhaltbarkeit bei der Reagenzien bei einer Temperatur von 2-8°C für 4 Stunden unter dem Licht.

Donor's Buffer: Nach dem Öffnen bei 2-8°C lagern.

Kalzin Suspension: Nach dem Öffnen bei 2-8°C lagern.

### PROBENHANDLUNG UND VORBEREITUNG

Das Plasma oder Serum sollte innerhalb von 4 Stunden nach der Blutentnahme analysiert werden. Das Plasma sollte bei 2-8°C oder 15-20°C gelagert werden. Die Analyse sollte innerhalb von 4 Stunden nach der Blutentnahme durchgeführt werden. Das Plasma sollte bei 2-8°C oder 15-20°C gelagert werden. Die Analyse sollte innerhalb von 4 Stunden nach der Blutentnahme durchgeführt werden. Das Plasma sollte bei 2-8°C oder 15-20°C gelagert werden. Die Analyse sollte innerhalb von 4 Stunden nach der Blutentnahme durchgeführt werden.

### VORBEREITUNG UND VERWENDUNG

Alle Reagenzien wie unter "Anleitung" beschrieben verwenden.

1. Einstellung der Standardkurve  
a. Für jede neue Reagenzien-Charge, oder wenn sich die Normalwerte der Qualitätskontrolle ändern, muss eine neue Standardkurve erstellt werden. Folgende Verfahren mit dem Clauss Fibrinogen 100 Kit sind zu verwenden:

Reagenzien	Verdünnung	Fibrinogen-Kalibrator (mL)	Puffer (mL)
1	1 + 4	0.2	0.8
2	1 + 9	0.1	0.9
3	1 + 19	0.1	1.9
4	1 + 29	0.1	2.9
5	1 + 39	0.1	3.9

2. Vorbereitung des Patientenplasmas  
a. Eine 1 µl Verdünnung des Patienten- oder Kontrollplasmas mit Donor's Buffer herstellen.  
b. Ohne zu schütteln mischen.

3. Testverfahren  
a. Alle Tests in Doppelreihen durchführen.  
b. 0.2 mL Standard Patienten- oder Kontrollreagenzien in ein Reagenziengefäß geben und mit 0.8 mL (REF 5376H) oder 0.4 mL (REF 5376H) Puffer (15-20°C) mischen.  
c. Die Mischung bei 37°C für

# Clauss Fibrinogen 100

## Instruzioni per l'uso

### SECONDO PREVIOTO

Il Clauss Fibrinogen 100 è concepito per l'analisi di campioni basati sulla presenza di coaguli.

Clauss ha messo a punto un tipico risultato per la determinazione quantitativa del fibrinogeno esaurendo il tempo di coagulazione del plasma diluito ("coaguli") aggiunto di Thrombin (500 NIH/ml). Questo tempo di coagulazione è correlato alla concentrazione di fibrinogeno nel plasma. Il Clauss Fibrinogen 100 è stato studiato e verificato in termini di specificità, sensibilità e precisione. I risultati di fibrinogeno sono esprimibili in diversi modi, come ad esempio in mg/dL o g/dL. Per le conversioni correlate, rinviamo alla tabella di conversione (vedere la sezione "Riferimenti").

Non c'è interferenza con il risultato e la determinazione quantitativa del fibrinogeno in plasma umano.

### AVVERTENZE E PRECAUZIONI

I risultati ottenuti in questo kit sono validi esclusivamente alla diagnosi di tutti i NON INSERIBILI. Intossicazione alimentare, intossicazione paracetamolo, presenza di emoglobina nei liquidi, componenti del latte. Per conversioni e valori di riferimento, vedere la sezione "Riferimenti".

I risultati ottenuti sono validi soltanto per campioni di sangue anticoagulato con citrato di calcio.

### COMPOSIZIONE

Componente	Contiene	Descrizione	Preparazione
Thrombin 100 NIH/ml	3 x 1 ml (REF. 5376) 3 x 1 ml (REF. 5376) 3 x 1 ml (REF. 5376)	Ogni fiasco contiene 100 NIH/ml di Thrombin (500 NIH/ml) in soluzione di calcio.	Preparare ogni fiasco con: 2 ml (REF. 5376) 1 ml (REF. 5376) 2 ml (REF. 5376)
Fibrinogen Calibrator	3 x 1 ml (REF. 5376) 1 x 1 ml (REF. 5376)	Ogni fiasco contiene 1 ml di plasma umano con fibrinogeno di riferimento.	Preparare ogni fiasco con: 1 ml di acqua distillata. 1 ml di acqua distillata. 1 ml di acqua distillata.
Oxoid's Buffer	3 x 25 ml (REF. 5376) 1 x 25 ml (REF. 5376)	Ogni fiasco contiene 25 ml di soluzione di buffer.	Preparare ogni fiasco con: 1 ml di acqua distillata. 1 ml di acqua distillata. 1 ml di acqua distillata.
Oxoid's Control	3 x 2 ml (REF. 5376) 1 x 2 ml (REF. 5376)	Ogni fiasco contiene 2 ml di plasma umano con fibrinogeno di riferimento.	Preparare ogni fiasco con: 1 ml di acqua distillata. 1 ml di acqua distillata. 1 ml di acqua distillata.
Oxoid's Control	3 x 2 ml (REF. 5376) 1 x 2 ml (REF. 5376)	Ogni fiasco contiene 2 ml di plasma umano con fibrinogeno di riferimento.	Preparare ogni fiasco con: 1 ml di acqua distillata. 1 ml di acqua distillata. 1 ml di acqua distillata.

# Clauss Fibrinogen 100

## Instrucciones de uso

### USO PREVISTO

Este kit previsto para el análisis de muestras de plasma basadas en la coagulación.

Clauss ha diseñado un método simple para la determinación cuantitativa del fibrinogeno midiendo el tiempo de coagulación del plasma diluido de la muestra de Thrombin (500 unidades NIH/ml). Este tiempo de coagulación es correlado a la concentración de fibrinogeno en el plasma. El Clauss Fibrinogen 100 es un método que ha sido estudiado y verificado en términos de especificidad, sensibilidad y precisión. Los resultados de fibrinogeno son expresables en diferentes maneras, como por ejemplo en mg/dL o g/dL. Para las conversiones correladas, rinviamos a la tabla de conversión (ver la sección "Referencias").

### ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Los resultados obtenidos en este kit son válidos únicamente para el diagnóstico de todos los NO INSERIBLES. Intoxicación alimentaria, intoxicación paracetamol, presencia de hemoglobina en los líquidos, componentes de la leche. Para conversiones y valores de referencia, ver la sección "Referencias".

Los resultados obtenidos son válidos únicamente para muestras de sangre anticoagulada con citrato de calcio.

### COMPOSICIÓN

Componente	Contiene	Descripción	Preparación
Thrombin 100 NIH/ml	3 x 1 ml (REF. 5376) 3 x 1 ml (REF. 5376) 3 x 1 ml (REF. 5376)	Ogni fiasco contiene 100 NIH/ml di Thrombin (500 NIH/ml) in soluzione di calcio.	Preparare ogni fiasco con: 2 ml (REF. 5376) 1 ml (REF. 5376) 2 ml (REF. 5376)
Fibrinogen Calibrator	3 x 1 ml (REF. 5376) 1 x 1 ml (REF. 5376)	Ogni fiasco contiene 1 ml di plasma umano con fibrinogeno di riferimento.	Preparare ogni fiasco con: 1 ml di acqua distillata. 1 ml di acqua distillata. 1 ml di acqua distillata.
Oxoid's Buffer	3 x 25 ml (REF. 5376) 1 x 25 ml (REF. 5376)	Ogni fiasco contiene 25 ml di soluzione di buffer.	Preparare ogni fiasco con: 1 ml di acqua distillata. 1 ml di acqua distillata. 1 ml di acqua distillata.
Oxoid's Control	3 x 2 ml (REF. 5376) 1 x 2 ml (REF. 5376)	Ogni fiasco contiene 2 ml di plasma umano con fibrinogeno di riferimento.	Preparare ogni fiasco con: 1 ml di acqua distillata. 1 ml di acqua distillata. 1 ml di acqua distillata.
Oxoid's Control	3 x 2 ml (REF. 5376) 1 x 2 ml (REF. 5376)	Ogni fiasco contiene 2 ml di plasma umano con fibrinogeno di riferimento.	Preparare ogni fiasco con: 1 ml di acqua distillata. 1 ml di acqua distillata. 1 ml di acqua distillata.

Los resultados obtenidos en este kit son válidos únicamente para el diagnóstico de todos los NO INSERIBLES. Intoxicación alimentaria, intoxicación paracetamol, presencia de hemoglobina en los líquidos, componentes de la leche. Para conversiones y valores de referencia, ver la sección "Referencias".

Los resultados obtenidos son válidos únicamente para muestras de sangre anticoagulada con citrato de calcio.

### ARTÍCULOS NECESARIOS NO INCLUIDOS EN EL KIT

Este kit contiene un tubo de muestra de plasma humano con fibrinogeno de referencia.

### ALMACENAMIENTO, ESTABILIDAD Y ESTABILIDAD

Este kit contiene un tubo de muestra de plasma humano con fibrinogeno de referencia.

### RECOMENDACIONES PARA LAS MUESTRAS

Este kit contiene un tubo de muestra de plasma humano con fibrinogeno de referencia.

### PROCEDIMIENTOS

Este kit contiene un tubo de muestra de plasma humano con fibrinogeno de referencia.

### Método Automatizado

Este kit contiene un tubo de muestra de plasma humano con fibrinogeno de referencia.

### INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

Este kit contiene un tubo de muestra de plasma humano con fibrinogeno de referencia.

### LIMITACIONES

Este kit contiene un tubo de muestra de plasma humano con fibrinogeno de referencia.

### CONTROL DE CALIDAD

Este kit contiene un tubo de muestra de plasma humano con fibrinogeno de referencia.

### VALORES DE REFERENCIA

Este kit contiene un tubo de muestra de plasma humano con fibrinogeno de referencia.

### SANCACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Este kit contiene un tubo de muestra de plasma humano con fibrinogeno de referencia.

### BIBLIOGRAFÍA

Este kit contiene un tubo de muestra de plasma humano con fibrinogeno de referencia.

# Test-sistema "Определение фибриногена методом Клауса 100"

## инструкция

### НАЗНАЧЕНИЕ

Этот тест-система предназначена для количественного определения фибриногена в плазме.

Клаусс разработал типичный результат для количественного определения фибриногена, измеряя время свертывания разбавленного образца плазмы, добавленного к тромбину (500 МЕ/мл). Это время свертывания коррелирует с концентрацией фибриногена в плазме. Клаусс Фибриноген 100 был тщательно изучен и проверен в отношении специфичности, чувствительности и точности. Результаты фибриногена можно выразить в различных единицах, например в мг/дл или г/дл. Для конверсий см. таблицу (см. раздел "Ссылки").

Не существует помех и количественного определения фибриногена в плазме человека.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Результаты, полученные с помощью этого набора, действительны только для диагностики всех НЕ ПЕРЕНЕСИМЫХ. Отравление лекарственными препаратами, отравление парацетолом, наличие гемоглобина в жидкостях, компоненты молока. Для конверсий и значений см. раздел "Ссылки".

Результаты действительны только для образцов крови, anticoagulata с цитратом кальция.

### СОСТАВ

Компонент	Содержит	Описание	Примечания
Тромбин 100 МЕ/мл	3 x 1 мл (REF. 5376) 3 x 1 мл (REF. 5376) 3 x 1 мл (REF. 5376)	Каждый флакон содержит 100 МЕ/мл тромбина (500 МЕ/мл) в растворе кальция.	Подготовить каждый флакон с: 2 мл (REF. 5376) 1 мл (REF. 5376) 2 мл (REF. 5376)
Фибриноген Калибратор	3 x 1 мл (REF. 5376) 1 x 1 мл (REF. 5376)	Каждый флакон содержит 1 мл человеческого плазмы с фибриногеном референтного уровня.	Подготовить каждый флакон с: 1 мл дистиллированной воды. 1 мл дистиллированной воды. 1 мл дистиллированной воды.
Оксидовый Буфер	3 x 25 мл (REF. 5376) 1 x 25 мл (REF. 5376)	Каждый флакон содержит 25 мл буферного раствора.	Подготовить каждый флакон с: 1 мл дистиллированной воды. 1 мл дистиллированной воды. 1 мл дистиллированной воды.
Оксидовый Контроль	3 x 2 мл (REF. 5376) 1 x 2 мл (REF. 5376)	Каждый флакон содержит 2 мл человеческого плазмы с фибриногеном референтного уровня.	Подготовить каждый флакон с: 1 мл дистиллированной воды. 1 мл дистиллированной воды. 1 мл дистиллированной воды.
Оксидовый Контроль	3 x 2 мл (REF. 5376) 1 x 2 мл (REF. 5376)	Каждый флакон содержит 2 мл человеческого плазмы с фибриногеном референтного уровня.	Подготовить каждый флакон с: 1 мл дистиллированной воды. 1 мл дистиллированной воды. 1 мл дистиллированной воды.

Результаты, полученные с помощью этого набора, действительны только для диагностики всех НЕ ПЕРЕНЕСИМЫХ. Отравление лекарственными препаратами, отравление парацетолом, наличие гемоглобина в жидкостях, компоненты молока. Для конверсий и значений см. раздел "Ссылки".

Результаты действительны только для образцов крови, anticoagulata с цитратом кальция.

### НЕОБХОДИМЫЕ КОМПОНЕНТЫ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Этот набор включает в себя следующие компоненты: набор пробирок, набор пипеток, набор кончик пипетки.

### УПАКОВКА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Этот набор включает в себя следующие компоненты: набор пробирок, набор пипеток, набор кончик пипетки.

### УПАКОВКА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Этот набор включает в себя следующие компоненты: набор пробирок, набор пипеток, набор кончик пипетки.

### УПАКОВКА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Этот набор включает в себя следующие компоненты: набор пробирок, набор пипеток, набор кончик пипетки.

### УПАКОВКА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Этот набор включает в себя следующие компоненты: набор пробирок, набор пипеток, набор кончик пипетки.

### УПАКОВКА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Этот набор включает в себя следующие компоненты: набор пробирок, набор пипеток, набор кончик пипетки.

### УПАКОВКА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Этот набор включает в себя следующие компоненты: набор пробирок, набор пипеток, набор кончик пипетки.

### УПАКОВКА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Этот набор включает в себя следующие компоненты: набор пробирок, набор пипеток, набор кончик пипетки.

### УПАКОВКА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Этот набор включает в себя следующие компоненты: набор пробирок, набор пипеток, набор кончик пипетки.

### УПАКОВКА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Этот набор включает в себя следующие компоненты: набор пробирок, набор пипеток, набор кончик пипетки.

### УПАКОВКА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Этот набор включает в себя следующие компоненты: набор пробирок, набор пипеток, набор кончик пипетки.

### УПАКОВКА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Этот набор включает в себя следующие компоненты: набор пробирок, набор пипеток, набор кончик пипетки.

### УПАКОВКА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Этот набор включает в себя следующие компоненты: набор пробирок, набор пипеток, набор кончик пипетки.

### УПАКОВКА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Этот набор включает в себя следующие компоненты: набор пробирок, набор пипеток, набор кончик пипетки.

### УПАКОВКА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Этот набор включает в себя следующие компоненты: набор пробирок, набор пипеток, набор кончик пипетки.

### УПАКОВКА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Этот набор включает в себя следующие компоненты: набор пробирок, набор пипеток, набор кончик пипетки.

### УПАКОВКА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Этот набор включает в себя следующие компоненты: набор пробирок, набор пипеток, набор кончик пипетки.

### УПАКОВКА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Этот набор включает в себя следующие компоненты: набор пробирок, набор пипеток, набор кончик пипетки.

### УПАКОВКА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Этот набор включает в себя следующие компоненты: набор пробирок, набор пипеток, набор кончик пипетки.

### УПАКОВКА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Этот набор включает в себя следующие компоненты: набор пробирок, набор пипеток, набор кончик пипетки.

### УПАКОВКА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Этот набор включает в себя следующие компоненты: набор пробирок, набор пипеток, набор кончик пипетки.

# Declaration of Conformity



HL-7-0135DC DOI 2015/07 (7)

## In Application of the Council Directive 98/79/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to *In Vitro* Diagnostic Medical Devices & CE marking.

Declaration of conformance to applicable sections of Annex I - Essential Requirements and Annex III (EC Declaration of Conformity) imposed by sections 2 to 5. The below listed products are not classified under Annex II Lists A or B. Access to the appropriate technical files will be made available to the appropriate body in the event this is required.

Product Code	Description	GMDN Classification Code
5183	Routine Control SA	30590

I, the undersigned declare that the devices registered against the above GMDN Classification Code conforms to the said Directives.

Full Name: M.J. Stephenson

Title: Managing Director

Signed:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Michael / Stephenson", written over a horizontal line.

Date: 28 Jul 2015

Tel +44 (0)191 482 8440  
Fax +44 (0)191 482 8442  
info@helena-biosciences.com  
www.helena-biosciences.com

Helena Biosciences Europe  
Queensway South, Team Valley Trading Estate,  
Gateshead, Tyne and Wear, NE11 0SD,  
United Kingdom

# Declaration of Conformity



HL-7-0137DC DOI 2015/07 (7)

## **In Application of the Council Directive 98/79/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to *In Vitro* Diagnostic Medical Devices & CE marking.**

Declaration of conformance to applicable sections of Annex I - Essential Requirements and Annex III (EC Declaration of Conformity) imposed by sections 2 to 5. The below listed products are not classified under Annex II Lists A or B. Access to the appropriate technical files will be made available to the appropriate body in the event this is required.

<b>Product Code</b>	<b>Description</b>	<b>GMDN Classification Code</b>
5186	Routine Control N	30590

I, the undersigned declare that the devices registered against the above GMDN Classification Code conforms to the said Directives.

Full Name: M.J. Stephenson

Title: Managing Director

Signed:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Michael / Stephenson".

Date: 28 Jul 2015

Tel +44 (0)191 482 8440  
Fax +44 (0)191 482 8442  
info@helena-biosciences.com  
www.helena-biosciences.com

Helena Biosciences Europe  
Queensway South, Team Valley Trading Estate,  
Gateshead, Tyne and Wear, NE11 0SD,  
United Kingdom

# Declaration of Conformity



HL-7-0138DC DOI 2015/07 (7)

## In Application of the Council Directive 98/79/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to *In Vitro* Diagnostic Medical Devices & CE marking.

Declaration of conformance to applicable sections of Annex I - Essential Requirements and Annex III (EC Declaration of Conformity) imposed by sections 2 to 5. The below listed products are not classified under Annex II Lists A or B. Access to the appropriate technical files will be made available to the appropriate body in the event this is required.

Product Code	Description	GMDN Classification Code
5187	Routine Control A	30590

I, the undersigned declare that the devices registered against the above GMDN Classification Code conforms to the said Directives.

Full Name: M.J. Stephenson

Title: Managing Director

Signed:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M.J. Stephenson".

Date: 28 Jul 2015

Tel +44 (0)191 482 8440  
Fax +44 (0)191 482 8442  
info@helena-biosciences.com  
www.helena-biosciences.com

Helena Biosciences Europe  
Queensway South, Team Valley Trading Estate,  
Gateshead, Tyne and Wear, NE11 0SD,  
United Kingdom



# Coagulation Control Plasmas



REF 5186 Routine Control N  
REF 5187 Routine Control A  
REF 5183 Routine Control SA  
REF 5482 Routine Coagulation Control Set



Helena Biosciences Europe, Queensway South, Team Valley Trading Estate, Gateshead, Tyne and Wear, NE11 0SD, United Kingdom  
Tel: +44 (0)191 482 8440  
Fax: +44 (0)191 482 8442  
Email: [info@helena-biosciences.com](mailto:info@helena-biosciences.com)  
Web: [www.helena-biosciences.com](http://www.helena-biosciences.com)

HL-2-0482P 2016/01 (16)

## Coagulation Control Plasmas

### INTENDED PURPOSE

The Intended Control Plasmas kit is intended for use as a quality control material.

Routine Control N, Routine Control A and Routine Control SA are for use as normal, moderately prolonged and markedly prolonged controls for PT and aPTT assays. They are also assayed for Fibrinogen, TCT and ATIII, and are prepared from normal human plasma.

### WARNINGS AND PRECAUTIONS

The reagents contained in this kit are for *in vitro* diagnostic use only – DO NOT INGEST. Wear appropriate personal protective equipment when handling all kit components. Refer to the product safety declaration for the link to appropriate hazard and precautionary statements where applicable. Dispose of components in accordance with local regulations.

Blood products have been screened and found negative (unless otherwise stated on the kit box or vial) for the presence of: Hepatitis B Antigen (HbsAg), HIV-1 antibody, HIV-2 antibody, HCV antibody.

However they should not be handled with the same precautions as a human patient sample.

### COMPOSITION

REF	Component	Content	Description
5186	Routine Control - N	10 x 1 mL	Prepared from pooled normal plasma.
5187	Routine Control - A	10 x 1 mL	Prepared from defibrinated human plasma.
5183	Routine Control - SA	10 x 1 mL	Prepared from adsorbed human plasma.

REF	Component	Content	Description
5482	Routine Coagulation Control Set	4 x 1 mL Routine Control - N Routine Control - A Routine Control - SA	4 x 1 mL 3 x 1 mL 3 x 1 mL

Each kit contains instructions for use.

Each vial contains 1 mL of buffered lyophilised human plasma. Each vial contains 1 mL of buffered lyophilised human plasma (or 10 minutes for complete coagulation) and mix well before use.

### ITEMS REQUIRED BUT NOT PROVIDED

Coagulation Control Plasmas may be used when performing tests on any mechanical or photo-optical coagulation instrument in conjunction with all suitable commercial reagents.

### STORAGE, SHELF-LIFE AND STABILITY

Unopened vials are stable until the expiry date when stored under conditions indicated on the vial or kit label. The reconstituted controls are stable for 6 hours when kept at 2 – 7°C or 4 weeks at -20°C when fresh frozen, deep stored. SAME COLLECTION AND PREPARATION: Not applicable.

### PROCEDURE

Each control should be used in the same routine as the unknown specimen to be rechecked with the reagent/ reagents of your preference/procedure.

### INTERPRETATION OF RESULTS

Routine Control N should give values within the laboratory normal range for PT, aPTT and Dimerogen assay. Routine Control A and Routine Control SA have been standardised to give prolonged and markedly prolonged PT and aPTT time, respectively. Use and interpretation of specific control values are provided with each pack of controls.

### LIMITATIONS

The results obtained with Coagulation Control Plasmas depend on several factors strongly associated with instrumentation, types of reagents, selected substrates and laboratory to laboratory variations. Each laboratory should establish an expanded range for the particular instrument/reagent system.

### QUALITY CONTROL

Each laboratory should establish a quality control program, Normal and abnormal control plasmas should be tested prior to each batch of patient samples, to ensure satisfactory instrument and operator performance. If limits do not perform as expected, further results should be considered invalid.

### REFERENCE VALUES

Reference values vary very broadly, laboratories depending on the methodology and systems in use. For this reason each laboratory should establish its own reference ranges.

### PERFORMANCE CHARACTERISTICS

The following performance characteristics have been determined by Helena Biosciences Europe or their representatives using an international coagulation instrument. Each laboratory should establish its own performance data.

Sample	n	Intra-assay precision aPTT CV (%)	PT CV (%)
Routine Control N	5	2.83	1.01
Routine Control A	5	2.76	1.71
Routine Control SA	5	1.72	1.03

### BIBLIOGRAPHY

1. Kirkwood TBL, et al. (1977) Identification of Sources of Variation in Factor VIII Assay. *British Journal of Haematology*, 37:553-558
2. Godebier M et al. (1971) Reproducibility in Coagulation Assays. *Acta Medica Scandinavica*, 80:231-235
3. Palfrey HA and Longbery JR (1973) A French Study of Coagulation Factor Assay Techniques. *Acta Medica Scandinavica*, 80:231-235.

## Plasmas de contrôle de coagulation

### Fiche technique

#### UTILISATION

Le kit Coagulation Control Plasmas est destiné à être utilisé comme produit de contrôle qualité.

Les contrôles Routine Control N, Routine Control A et Routine Control SA servent de témoins normaux, modérément prolongés et nettement prolongés dans les déterminations de PT et du TCA. Le Dimerogène, le TCT et l'ATIII ont été dosés et ils sont préparés à partir de plasma humain normal.

#### AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS

Les réactifs du kit sont à usage diagnostique *in vitro* uniquement – NE PAS INGERER. Porter un équipement de protection individuelle appropriée lors de la manipulation de tous les composants du kit. Consulter la fiche de données de sécurité du produit et agir en conséquence. Ne pas utiliser les produits après leur date d'expiration.

Un dépistage des produits sanguins a été réalisé et a donné un résultat négatif (sauf indicateur contraire sur la boîte du kit) sur le Antigène de l'Hépatite B (AgHbs), l'Anticorps anti-HIV 1, l'Anticorps anti-HIV 2, l'Anticorps anti-HCV.

Cependant, ils doivent être manipulés avec les mêmes précautions que celles prises pour les échantillons patients humains.

#### COMPOSITION

REF	Composant	Contenu	Description
5186	Routine Control - N	10 x 1 mL	Préparé à partir d'un pool de plasma normal.
5187	Routine Control - A	10 x 1 mL	Préparé à partir de plasma humain normal.
5183	Routine Control - SA	10 x 1 mL	Préparé à partir de plasma humain adsorbé.

REF	Composant	Contenu	Description
5482	Routine Coagulation Control Set	4 x 1 mL Routine Control - N Routine Control - A Routine Control - SA	4 x 1 mL 3 x 1 mL 3 x 1 mL

Chaque kit contient une fiche technique.

Chaque kit contient plusieurs de référence spécifiques du kit. Chaque facteur constituant 1 mL de plasma humain tamponné lyophilisé. Chaque réactif est fourni dans chaque flacon approprié avec 1 mL de fluide isolé ou désérialisé. Agiter soigneusement. Attention: les réactifs sont sensibles à la lumière et à l'humidité. Les flacons doivent être conservés à l'abri de la lumière et de l'humidité.

#### MATÉRIEL NECESSAIRE NON FOURNI

Le Coagulation Control Plasmas peut être utilisé dans les analyseurs réalisés sur des instruments de coagulation mécanique ou photo-optique avec les réactifs appropriés vendus dans le commerce.

#### CONSERVATION, DURÉE DE VIE UTILITÉ ET STABILITÉ

Les flacons non ouverts sont stables jusqu'à la date d'expiration indiquée sur l'étiquette. Les conditions requises sur l'étiquette du kit ou du flacon. Une fois reconstitués, les contrôles sont stables à l'usage entre 2 – 7°C ou 4 semaines à -20°C en cas de congélation préalable. Couvrir le produit.

#### PRÉLÈVEMENT ET PRÉPARATION DES ÉCHANTILLONS

Non applicable.

#### PROCÉDURE

Chaque contrôle doit être utilisé de la même manière que l'échantillon à analyser, en observant les instructions de chaque protocole spécifique.

#### INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS

Le Routine Control N doit donner des valeurs se situant dans la plage normale du laboratoire pour le PT, le TCA et le Dimerogène. Les Routine Control A et Routine Control SA ont été standardisées pour donner des temps de PT et aPTT prolongés et des prolongations respectivement. Les valeurs précises sont indiquées sur la boîte de chaque produit.

### LIMITES

Les résultats obtenus avec le Coagulation Control Plasmas dépendent de plusieurs facteurs fortement associés avec l'instrumentation, les réactifs, les substrats et les variations de laboratoire. Chaque laboratoire doit établir une gamme étendue pour le système réactif/instrument utilisé.

### CONTRÔLE QUALITÉ

Chaque laboratoire doit établir un programme de contrôle qualité. Les plasmas de contrôle normaux, modérément prolongés et nettement prolongés ont été standardisés pour donner des valeurs de PT et aPTT prolongées et des prolongations respectivement. Les valeurs précises sont indiquées sur la boîte de chaque produit.

### VALEURS DE RÉFÉRENCE

Les valeurs de référence peuvent varier d'un laboratoire à l'autre suivant les techniques et les systèmes utilisés. Ceci pour cette raison, chaque laboratoire doit établir sa propre gamme de référence.

### CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE

Helena Biosciences Europe ou ses représentants ont déterminé les caractéristiques de performance suivantes en utilisant un instrument de coagulation photo-optique. Chaque laboratoire doit établir ses propres données de performance.

### Reproductibilité

Exemplaire	n	Precision intra-série TCA CV (%)	PT CV (%)
Routine Control N	5	2.83	1.01
Routine Control A	5	2.76	1.71
Routine Control SA	5	1.72	1.03

### BIBLIOGRAPHIE

1. Kirkwood TBL, et al. (1977) Identification of Sources of Variation in Factor VIII Assay. *British Journal of Haematology*, 37:553-558
2. Godebier M et al. (1971) Reproducibility in Coagulation Assays. *Acta Medica Scandinavica*, 80:231-235
3. Palfrey HA and Longbery JR (1973) A French Study of Coagulation Factor Assay Techniques. *Acta Medica Scandinavica*, 80:231-235.

## Kontrollplasma für die Gerinnung

### Anleitung

Das Coagulation Control Plasmas-kit ist für die Qualitätskontrolle vorgesehen.

Routine Control N, Routine Control A und Routine Control SA sind als normale, mäßig verzögerte und stark verzögerte Kontrollen für PT und aPTT Tests geeignet. Sie sind auch zur Fibrinogen, T2 und ATIII geteilt und werden aus normalem Humanplasma hergestellt.

### WARNUNGSWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Die in diesem Kit enthaltenen Reagenzien sind ausschließlich für die Verwendung von *in vitro*-Diagnose vorgesehen. NICHT VERSCHEUKEN. Tragen Sie beim Umgang mit sämtlichen Komponenten des Kits geeignete Schutzkleidung. Gehen Sie vorsichtig mit den Reagenzien um. Die Reagenzien sind für den Gebrauch vorgesehen. Die Reagenzien sind für den Gebrauch vorgesehen. Die Reagenzien sind für den Gebrauch vorgesehen.

Die Blutproben werden untersucht und sind für folgende Gene ohne Befund (bzw. nicht anwendbar) auf der Verpackung des Kits angegeben: Hepatitis B Antigen (HbsAg), HIV-1 Antikörper, HIV-2 Antikörper, HCV Antikörper.

Sie sind jedoch mit den gleichen Vorkehrungen zu behandeln wie Proben von menschlichen Patienten.

### ZUSAMMENSETZUNG

REF	Komponente	Inhalt	Beschreibung
5186	Routine Control - N	10 x 1 mL	Aus speziellem Humanplasma hergestellt.
5183	Routine Control - SA	10 x 1 mL	Aus anderem Humanplasma hergestellt.

REF	Komponente	Inhalt	Beschreibung
5482	Routine Coagulation Control Set	4 x 1 mL Routine Control - N Routine Control - A Routine Control - SA	4 x 1 mL 3 x 1 mL 3 x 1 mL

Jedes Kit enthält eine Gebrauchsanweisung.

Jedes Kit enthält drei Lyophilisatfläschchen: Humanplasma, Fibrinogen, Jodessigsäure. Jedes Fläschchen enthält 1 mL lyophilisiertes, lyophilisiertes Humanplasma, Fibrinogen, Jodessigsäure. Jedes Fläschchen enthält 1 mL lyophilisiertes, lyophilisiertes Humanplasma, Fibrinogen, Jodessigsäure.

### ERFORDERLICHE ABER NICHT MITGELIEFERTER ARTIKEL

Coagulation Control Plasmas kann in Verbindung mit allen Instrumenten kommerzieller Reagenzien bei der Durchführung von Tests an mechanischen oder fotooptischen Koagulometern verwendet werden.

### LAGERUNG, HALTBARKEIT UND STABILITÄT

Ungeöffnete Fläschchen sind unter den auf der Verpackung oder Fläschchen angegebenen Lagerbedingungen für die angegebenen Zeiträume stabil. Einmal rekonstruiert, sind die Kontrollen für 6 Stunden bei 2 – 7°C oder 4 Wochen bei -20°C stabil.

### PROBENTYPEN UND VORGEBUNG

Erhältlich.

### VORBEREITUNGSWEISE

Jede Kontrolle sollte gemäß dem Anleitungsblatt der einzelnen Reagenzien wie unbekannte Probe behandelt werden.

### INTERPRETATION DER ERGEBNISSE

Routine Control N sollte für PT, aPTT und Fibrinogen Tests Werte im Normbereich zeigen. Routine Control A und Routine Control SA wurden standardisiert, um verlängerte bzw. stark verlängerte PT und aPTT Zeiten zu zeigen. Chargen und Geräte spezifizieren. Numerische Werte sind in jeder Packung im Kontrollvermerk angegeben.

### ENSCHEIDUNGSUNGEN

Die mit Coagulation Control Plasmas erhaltenen Resultate können von mehreren Faktoren abhängen, die nicht mit dem Gerät, dem Reagenzien-System, dem Instrument und den unterschiedlichen Reagenzien zusammenhängen. Jedes Labor sollte seine eigenen Referenzwerte festlegen.

### QUALITÄTSKONTROLLE

Jedes Labor muss für eine eigene Qualitätskontrolle sorgen. Normale und mäßig verzögerte Kontrollplasma müssen vor jeder Analyse getestet werden. Die Referenzwerte sind in jeder Packung im Kontrollvermerk angegeben.









TÜVRheinland

**EC Certificate**

Directive 98/79/EC Annex IV, excluding Sections 4 and 6  
Full Quality Assurance System  
In Vitro Diagnostic Medical Devices

Registration No.: HL 60119814 0001

Report No.: 21265422 001

Manufacturer: Macherer-Nagel GmbH & Co. KG  
Neumann-Neander-Str. 6-8  
52355 Düren  
Deutschland

Products: Products for self-testing  
(see attachment for products and sites included)

Replaces Certificate, Registration No.: HL 60076687 0001

Expiry Date: 2022-05-28

The Notified Body hereby declares that the requirements of Annex IV, excluding section 4 and 6 of the directive 98/79/EC have been met for the listed products. The above named manufacturer has established and applies a quality assurance system, which is subject to periodic surveillance, defined by Annex IV, section 5 of the aforementioned directive. For placing on the market of List A devices covered by this certificate an EC design-examination certificate according to Annex IV, section 4 and a verification of manufactured products according to section 6 is required.



Notified Body

Effective Date: 2017-05-29

Date: 2017-05-29

TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg

TÜV Rheinland LGA Products GmbH is a Notified Body according to Directive 98/79/EC concerning in vitro diagnostic medical devices with the identification number 0197.



TÜVRheinland

Doc. 1/1. Rev. 0

TÜV Rheinland  
LGA Products GmbH

Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

Attachment to  
Certificate

Registration No.: HL 60119814 0001

Report No.: 21265422 001

Manufacturer: Macherer-Nagel GmbH & Co. KG  
Neumann-Neander-Str. 6-8  
52355 Düren  
Deutschland

Products for self-testing:  
- Single and multi-parameter disposable test strips  
for urine analysis  
- Indicator test strips and papers for measurement  
of pH in urine

Additional site for warehousing and logistics:

Rahmetr. 120  
52355 Düren, Germany



Notified Body

Date: 2017-05-29

Dipl.-Ing. Sven Hoffmann

Negative and positive control solutions for the Medi-Test urine test strips

Application:

Medi-Test Control are control solutions to verify the correct functioning of the Medi-Test Urine Test Strips and the URYXXON® Urine Analysis Systems. The measured values are compared with the target values shown in the table below. Only qualified personnel must be allowed to carry out the application.

Reagents:

Each pack contains:

- 1 test tube with 15 mL reagent solution Medi-Test Control N
- 1 test tube with 15 mL reagent solution Medi-Test Control P

These are ready-to-use control solutions of purely chemical composition. The solution N simulates a urine sample with a value in the negative or normal range. The solution P will produce a positive color reaction with the Medi-Test Urine Test Strips for the parameters blood, urobilinogen, bilirubin, protein, nitrite, ketones, glucose and leukocytes so that values in the pathological range are indicated.

Safety precautions:

Reagent solutions Medi-Test Control contain Chloromethylisothiazolinone 0.0015–0.06% CAS 26172-55-4. WARNING H317 May cause an allergic skin reaction. P280 Wear protective gloves/eye protection. P302+352 IF ON SKIN: wash with plenty of water. P333+313 If skin irritation or rash occurs: get medical advice/attention. For further information, please ask for safety data sheet (see [www.mn-net.com/MSDS](http://www.mn-net.com/MSDS)).



WARNING

Storage and Shelf Life:

When not in use, it is recommended that the reagent solutions Medi-Test Control N and P are stored in a dark place at 2–8 °C. Do not freeze the solutions under any circumstances.

If correctly stored, the reagent solutions may be used right up until the use-by-date printed on the packaging. After the first use, each reagent solution may be used for up to three months or for dipping the test strip up to 20 times, whichever occurs first.

Precipitations in the reagent solutions have no effect on the measurement result. If the solutions show other contamination, then they must no longer be used. The solutions may be disposed of with plenty of running water via the sewerage of the local wastewater treatment plant.

Instructions for use:

Take the test tubes with the solutions Medi-Test Control P and N out of the refrigerator, and allow them to warm up to room temperature, shake well so that the solutions can mix homogeneously. Avoid frothing.

Open the lids of the test tubes. Do not pour the solutions into another vessel. Perform measurements directly in the test tube. Where required, take out a test strip from a test strip container. After taking out a strip, immediately close the container again. Do not touch the test fields with your fingers.

Dip the test strip with all the test fields into the respective reagent solution for approx. 1 second.

Expected values:

The ranges identified in the table were determined using several different batches of the Medi-Test Combi 10® SGL and the URYXXON® Stick 10, and were ascertained using various different URYXXON® devices. Each laboratory should use the results provided only as a reference and establish own parameters of precision.

After removing the test strip from the solution, briefly pat the edge along one side on an absorbent piece of material (e.g. kitchen roll) to dry it off. Insert the test strip into the device according to the instructions of the reflection photometers URYXXON® 300/500 and URYXXON® Relax. The test fields are analysed, and then the results are printed out.

When visually assessing the reaction colors of the test fields, compare the test fields with the color scale after about 30–60 seconds (leukocytes test field after 60–120 seconds). The most opportune reading time is after 30 seconds. Any color changes that occur after more than 2 minutes are of no significance.

Any visual assessment of the urine test strips must be made in daylight. Direct sunlight, however, must be avoided.

The urobilinogen test field may display a slightly more orange-red coloring in comparison to the color scale.

When not in use, and after completing the control procedures, replace the lids on the test tubes of the reagent solutions, and store them at 2–8 °C.

Note:

Please also note the instructions for the URYXXON® reflection photometers. Do not ingest the solutions! Avoid any contact with skin or eyes! Store reagent solutions in a safe place inaccessible to children!

Rev. 10/2018

Explanation of symbols



Statement of Conformity (Product corresponds to the In-Vitro Diagnostic Medical Devices Directive 98/79/EC of the European Union)



Please read instructions for use!



Permitted storage temperature range



Use by



Batch identification



Item number



Manufacturer



In vitro diagnostics product



Control



Control, negative



Control, positive

Analytes	Medi-Test Combi 10® SGL visually		URYXXON® Stick 10 with URYXXON® 300 / URYXXON® 500 / URYXXON® Relax	
	Control N	Control P	Control N	Control P
Blood	Negative	10–250 Ery/µL	Negative	10–250 Ery/µL
Urobilinogen	Normal	2–12 mg/dL <sup>1)</sup> (35–200 µmol/L)	Normal	2–12 mg/dL <sup>1)</sup> (35–200 µmol/L)
Bilirubin	Negative	1–4 mg/dL (1+–3+)	Negative	1–6 mg/dL (1+–3+)
Protein	Negative	100–500 mg/dL	Negative	25–500 mg/dL
Nitrite	Negative	Positive	Negative	Positive
Ketones	Negative	25–300 mg/dL (1+–3+) (2.5–30 mmol/L)	Negative	5–300 mg/dL (1+–3+) (0.5–30 mmol/L)
Glucose	Negative–Normal	500–≥1000 mg/dL (27.8–55.5 mmol/L)	Negative–Normal	50–1000 mg/dL (2.8–60 mmol/L)
pH value	5–7	7–9	5–7	7–9
Specific gravity (density)	1.010–1.030	1.005–1.025	1.010–1.030	1.005–1.025
Leukocytes	Negative	25–500 Leu/µL	Negative	15–500 Leu/µL

<sup>1)</sup> The urobilinogen test field displays an orange-red coloring compared to the color scale

REF 93038

CONTROL

IVD



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАРОВОХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

## РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 11 января 2017 года № ФСР 2010/08997

На медицинское изделие  
Набор контрольных растворов белков мочи "БМ-контроль"  
по ТУ 9398-269-52208224-2010

Настоящее регистрационное удостоверение выдано  
Обществу с ограниченной ответственностью "Медлакор С.-П."  
(ООО "Медлакор С.-П."), Россия,  
194100, Санкт-Петербург, ул. А. Матросова, д. 4, корп. 2, Литт. П, офис 212

Производитель  
Общество с ограниченной ответственностью "Медлакор С.-П."  
(ООО "Медлакор С.-П."), Россия,  
194100, Санкт-Петербург, ул. А. Матросова, д. 4, корп. 2, Литт. П, офис 212

Место производства медицинского изделия  
ООО "Медлакор С.-П.", Россия, 194100, Санкт-Петербург, ул. А. Матросова, д. 4,  
корп. 2, Литт. П

Номер регистрационного досье № РД-14955/64156 от 20.12.2016

Вид медицинского изделия 206630

Класс потенциального риска применения медицинского изделия I

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 93 9816

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе



приказом Росздравнадзора от 11 января 2017 года № 80  
допущено к обращению на территории Российской Федерации  
Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0024833

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАРОВОХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

## ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 11 января 2017 года № ФСР 2010/08997

Лист 1

На медицинское изделие  
Набор контрольных растворов белков мочи "БМ-контроль"  
по ТУ 9398-269-52208224-2010:  
- комплект 1 «БМ-контроль-ССК»;  
- комплект 2 «БМ-контроль-ССК + глюкоза и рН»;  
- комплект 3 «БМ-контроль-ССК с калибратором»;  
- комплект 4 «БМ-контроль-ССК + глюкоза и рН с калибратором»;  
- комплект 5 «БМ-контроль-ПТК»;  
- комплект 6 «БМ-контроль-ПТК + глюкоза и рН».

2



Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0024953

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НАБОРА КОНТРОЛЬНЫХ РАСТВОРОВ БЕЛКОВ МОЧИ + ГЛЮКОЗА и рН «БМ-контроль-ССК + глюкоза и рН »

## Назначение

Набор «БМ-контроль-ССК + глюкоза и рН» предназначен для контроля правильности и воспроизводимости результатов определения в моче :

**белков** – по их реакции с сульфосалициловой кислотой; с использованием диагностических тест-полосок;

**глюкозы** – ферментативным методом (глюкозооксидазным); качественным по реакции Бенедикта; с помощью диагностических тест – полосок;

**рН** – с помощью диагностических тест - полосок.

Набор предназначен только для диагностики *in vitro*.

## Характеристика набора

«БМ-контроль-ССК + глюкоза и рН» представляет собой стабилизированные растворы, содержащие альбумин и глюкозу.

Контрольный материал готов к применению.

## Состав набора

Набор «БМ-контроль-ССК + глюкоза и рН» содержит 8 флаконов по 10,0мл контрольных растворов альбумина и глюкозы, по 4 флакона двух уровней концентраций.

В паспорте набора указываются средние значения концентрации белка и глюкозы с контрольными пределами ( $X \pm 2S$ ).

## Условия хранения и эксплуатации

Набор «БМ-контроль-ССК + глюкоза и рН» хранится при температуре (2 – 8) °С в темном месте.

Срок годности 9 месяцев.

В распечатанных и закрытых пробкой флаконах контрольный раствор белков мочи хранится при температуре (2 – 8) °С не более 14 дней.

## Меры предосторожности

При работе с набором необходимо соблюдать общие правила техники безопасности и производственной санитарии в клинико- диагностической лаборатории.

## Аналитические характеристики

Диапазоны концентраций:

Белок (0,2 - 0,4) г/л;

Глюкоза (1,5 – 6,5) ммоль/л

Коэффициенты вариации:

Белок не более 10%;

Глюкоза не более 5%.

## Оборудование

Фотометр, кюветы с толщиной слоя 5 мм

Биохимический анализатор

## Применение контрольных растворов

Контрольные растворы применяют в тех же условиях и с теми же реагентами, что и анализируемые образцы мочи.

Перед использованием флаконы с контрольными растворами выдерживают при комнатной температуре в течение 15 мин, затем перемешивают вручную путем переворачивания флакона 5-6 раз.

Определение концентраций компонентов проводят в соответствии с инструкциями к наборам реагентов или по методикам, утверждённым конкретным медицинским учреждением.



# ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НАБОРА КОНТРОЛЬНЫХ РАСТВОРОВ БЕЛКОВ МОЧИ «БМ-контроль-ССК + глюкоза и рН с калибратором»

## Назначение

Набор «БМ-контроль-ССК + глюкоза и рН с калибратором» предназначен для контроля правильности и воспроизводимости результатов определения в моче:

**белков** – по их реакции с сульфосалициловой кислотой; с использованием диагностических тест-полосок;

**глюкозы** – ферментативным методом (глюкозооксидазным); качественным по реакции Бенедикта; с помощью диагностических тест – полосок;

**рН** – с помощью диагностических тест - полосок.

Набор предназначен только для диагностики *in vitro*.

## Характеристика набора

«БМ-контроль-ССК + глюкоза и рН с калибратором» представляет собой стабилизированные растворы, содержащие альбумин и глюкозу.

Контрольный материал готов к применению.

## Состав набора

Набор «БМ-контроль-ССК + глюкоза и рН с калибратором» содержит 8 флаконов по 10,0 мл:

- 4 флакона калибратора с концентрациями белка 0,1; 0,2; 0,4 и 0,8 г/л;

- 4 флакона контрольных растворов альбумина и глюкозы в двух концентрациях, по 2 флакона каждой концентрации (уровень 1 и уровень 2).

В паспорте набора указываются средние значения концентрации белка и глюкозы с контрольными пределами ( $X \pm 2S$ ).

## Условия хранения и эксплуатации

Набор «БМ-контроль-ССК + глюкоза и рН с калибратором» хранится при температуре (2 – 8) °С в темном месте.

Срок годности 9 месяцев.

В распечатанных и закрытых пробкой флаконах контрольный раствор хранится при температуре (2 – 8) °С не более 14 дней.

## Меры предосторожности

При работе с набором необходимо соблюдать общие правила техники безопасности и производственной санитарии в клинико-диагностической лаборатории.

## Аналитические характеристики

Диапазоны концентраций:

Белок	(0,1 - 0,8) г/л;
Глюкоза	(1,5 – 6,5) ммоль/л

Коэффициенты вариации:

белок	не более 10%;
глюкоза	не более 5%.

## Оборудование

Фотометр, кюветы с толщиной слоя 5 мм  
Биохимический анализатор

## Применение контрольных растворов

Контрольные растворы применяют в тех же условиях и с теми же реагентами, что и анализируемые образцы мочи.

Перед использованием флаконы с контрольными растворами выдерживают при комнатной температуре в течение 15 мин, затем перемешивают вручную путем переворачивания флакона 5-6 раз.

Определение концентраций компонентов проводят в соответствии с инструкциями к наборам реагентов или по методикам, утверждённым конкретным медицинским учреждением.

Для построения калибровочного графика используют 4 раствора калибратора в разных концентрациях. Анализ каждого раствора повторяют в 5 параллельных пробах, для каждой концентрации рассчитывают среднее арифметическое оптической плотности. Используя полученные значения оптической плотности и паспортные значения концентрации калибратора, на логарифмической бумаге строят график. Началу координат соответствует концентрация белка 0,01 г/л.



105173, Москва, ул. Западная,  
д. 2, стр. 1, ООО «Агат-Мед».  
Тел.: (495) 777-41-92.  
Факс: (495) 741-25-19.  
www.agat.ru agat@agat.ru

# Агат

## БЕЛОК В МОЧЕ АГАТ

### ИНСТРУКЦИЯ

#### по применению набора реактивов для определения белка в моче с сульфосалициловой кислотой

##### НАЗНАЧЕНИЕ

Диагностический набор предназначен для количественного определения содержания белка в моче по помутнению, образовавшемуся при добавлении сульфосалициловой кислоты.

Для клинико-диагностических и биохимических лабораторий.

Набор рассчитан на 660 определений при расходе 3,0 мл раствора сульфосалициловой кислоты на один анализ.

##### ПРИНЦИП МЕТОДА

Интенсивность помутнения при коагуляции белка сульфосалициловой кислотой, измеренная по оптической плотности при 620 нм, пропорциональна его концентрации.

Калибровка осуществляется по раствору человеческого сывороточного альбумина.

##### СОСТАВ НАБОРА

- 5-сульфосалициловая кислота, дигидрат, 30 г – 2 упаковки;
- Калибровочный раствор альбумина 1000 мг/л, 10 мл – 1 флакон.

##### ОБОРУДОВАНИЕ И РЕАГЕНТЫ

Спектрофотометр или фотоэлектрочелюстиметр.

##### АНАЛИЗИРУЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ

Моча профильтрованная.

##### ПОДГОТОВКА РЕАГЕНТОВ ДЛЯ АНАЛИЗА

Раствор сульфосалициловой кислоты. Содержимое одной упаковки (30 г) с сульфосалициловой кислотой количественно переносят в мерную колбу вместимостью 1000 мл, растворяют в дистиллированной воде и доводят объем до метки.

Раствор стабилен.

##### ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

В пробирки вносят реактивы по следующей схеме:

Отмерить, мл	Контрольная (холостая) проба	Опытная проба
Образец, профильтрованная моча	1.0	1.0
Раствор сульфосалициловой кислоты	-	3.0
Раствор натрия хлористого, 9 г/л	3.0	-

Содержимое пробирок тщательно перемешивают и выдерживают при температуре +18–22° С в течение 10 минут. Определяют оптическую плотность опытной пробы при длине волны 620 нм (590–650 нм – оранжевый или красный светофильтр) против холостой пробы в кювете с толщиной слоя 10 или 5 мм.

При стоянии образцов более 20 минут возможно уменьшение значений оптической плотности за счет оседания части преципитата. Непосредственно перед измерением пробирку с опытной пробой тщательно встряхнуть. Расчет проводят по калибровочному графику.

##### Построение калибровочного графика

Для построения калибровочного графика из калибровочного раствора альбумина и 9 г/л раствора натрия хлористого готовят следующие разведения:

№ пробирки	Калибровочный раствор альбумина, мл	9 г/л раствор NaCl, мл	Концентрация белка	
			мг/л	г/л
1	0,25	4,75	50	0,05
2	0,50	4,50	100	0,10
3	1,00	4,00	200	0,20
4	2,50	2,50	500	0,50
5	5,00	-	1000	1,00

Полученные разведения обрабатывают так же, как и образец.

**Примечания:** Линейная зависимость сохраняется до концентрации белка 1 г/л. При более высоких концентрациях пробу следует развести в 2–3 раза, результат умножить на разведение.

Результаты, получаемые данным методом чувствительны к изменениям температуры. Рекомендуется производить измерения при температуре +18–22° С.

Ложноположительные результаты могут быть получены при наличии в моче контрастных веществ, содержащих органический йод. Поэтому тест нельзя использовать у лиц, принимающих препараты йода. Ложноположительный тест может быть также обусловлен приемом сульфаниламидных препаратов, больших доз пенициллина и при высоких концентрациях в моче мочевой кислоты.

##### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Набор следует хранить в упаковке предприятия-изготовителя при температуре +2–8° С в течение всего срока годности.

Срок годности набора – 2 года.

**Литература:** Лабораторные методы исследования в клинике. Под редакцией проф. В.В. Меньшикова, М., 1987, с. 49.

**По вопросам, касающимся приобретения наборов и их качества, просим обращаться по адресу: 105173, г. Москва, ул. Западная, д. 2, стр. 1, ООО «Агат-Мед». Телефон для справок: (495) 777-41-92.**

**Инструкция составлена:** к.б.н. И.В. Смирновым – зав. лабораторией ГНЦ РАМН, В.В. Гладуном – главным технологом ООО «Агат-Мед».



GOST R CERTIFICATION SYSTEM  
FEDERAL AGENCY FOR TECHNIQUE REGULATION AND  
METROLOGY

VOLUNTARY CERTIFICATION SYSTEM  
"SMK-STANDART"

Reg. No. POCC RU.31060.04ЖЖЮ0

Certification authority:

REG No. SMK STANDART.RU.0005

INTERNATIONAL CERTIFICATION CENTER Limited Liability Company

Address: 138, Naberezhnaya Obvodnogo Canala, block 1, office 421, St. Petersburg, 190020  
phone: +7 (812) 438-76-71 standart@iso-smk.ru

Check the authenticity of the certificate in the register on the website <http://www.iso-smk.ru>

### CERTIFICATE OF CONFORMITY

No. ST.RU.0001.M0013380

This Certificate of Conformity is issued to

**Agat-Med, Ltd.**

Address: 6, Glavnaya st., Moscow, 105173, Russia  
TRN 7719187311 OGRN 1037739078970

Date of issue: 26.01.2018

Period of validity: 26.01.2021

**This certificate certifies that:**

*Medical devices. Quality management system. System requirements for regulatory purposes in relation to the works in accordance with Annex 1 to this certificate*

(the attachment is an integral part of the certificate)

**CORRESPONDS TO THE REQUIREMENTS OF GOST ISO 13485-2011 (EN ISO 13485:2003)**

Manager of "Expert" authority

V.V. Koptsev



O.V. Gundareva

THIS CERTIFICATE BINDS THE ORGANIZATION TO MAINTAIN THE WORKS PERFORMED ACCORDING TO THE STANDARD MENTIONED ABOVE, TO BE CONTROLLED BY THE INSTITUTIONAL BODY OF VOLUNTARY CERTIFICATION SYSTEM "SMK STANDARD" AND IS CONFIRMED DURING THE ANNUAL INSPECTION CONTROL