

Coagulation Control Plasmas

helena
Biosciences Europe

REF 5186
REF 5187
REF 5183
REF 5482

Routine Control N
Routine Control A
Routine Control SA
Routine Coagulation Control Set



Helena Biosciences Europe, Queensway South, Team Valley Trading Estate, Gateshead, Tyne and Wear, NE11 0SD, United Kingdom
Tel: +44 (0)191 482 8440
Fax: +44 (0)191 482 8442
Email: info@helena-biosciences.com
Web: www.helena-biosciences.com

HL-2-0482P 2016/01 (16)

Coagulation Control Plasmas

en

INTENDED PURPOSE

The Coagulation Control Plasmas kit is intended for use as a quality control material.
Routine Control N and Routine Control A and Routine Control SA are for use as normal, moderately prolonged and markedly prolonged controls for PT and aPTT assays. They are also assayed for Fibrinogen, TCT and ATIII, and are prepared from normal human plasma.

WARNINGS AND PRECAUTIONS

The reagents contained in this kit are for *in vitro* diagnostic use only – DO NOT INGEST. Wear appropriate personal protective equipment when handling all kit components. Refer to the product safety declaration for the link to appropriate hazard and precautionary statements where applicable. Dispose of components in accordance with local regulations.
Blood products have been screened and found negative (unless otherwise stated on the kit box or vial) for the presence of: Hepatitis B Antigen (HbsAg), Hepatitis C Antigen (HcAg), HIV-1 antibody, HIV-2 antibody.
However they should be handled with the same precautions as a human patient sample.

COMPOSITION

| REF | Component | Content | Description |
|------|----------------------------------|-----------|--|
| 5186 | Routine Control - N | 10 x 1 mL | Prepared from pooled normal plasma. |
| 5187 | Routine Control - A | 10 x 1 mL | Prepared from asclerotic human plasma. |
| 5183 | Routine Control - SA | 10 x 1 mL | Prepared from asclerotic human plasma. |
| 5482 | Routine Coagulation Control Set: | | |
| | Routine Control - N | 4 x 1 mL | |
| | Routine Control - A | 3 x 1 mL | |
| | Routine Control - SA | 3 x 1 mL | |

Each kit contains instructions for use.

Each kit contains 1 mL of buffered, lyophilised human plasma.
Reconstitute each vial of the appropriate control with 1 mL of distilled or deionised water. Swirl gently. Allow to stand for 10 minutes for complete dissolution and mix well before use.

ITEMS REQUIRED BUT NOT PROVIDED

Coagulation Control Plasmas may be used when performing tests on any mechanical or photo-optical coagulation instrument in conjunction with suitable commercial reagents.

STORAGE SHELF-LIFE AND STABILITY

Unopened vials are stable until the given expiry date when stored under conditions indicated on the vial or kit label. The reconstituted controls are stable for 8 hours when kept at 2 – 8°C or 4 weeks at -20°C when flash frozen. Keep covered.

SAMPLE COLLECTION AND PREPARATION

Not applicable.

PROCEDURE

Each control should be treated in the same manner as the unknown specimen in accordance with the instructions outlined in each particular test protocol.

INTERPRETATION OF RESULTS

Routine Control N should give values within the laboratory normal range for PT, aPTT and fibrinogen assays. Routine Control A and Routine Control SA have been standardised to give prolonged and markedly prolonged PT and aPTT times respectively. Lot and routine specific expected values are provided with each pack of controls.

LIMITATIONS

The results obtained with Coagulation Control Plasmas depend on several factors strongly associated with instrumentation. Types of reagent, reagent substrate and laboratory to laboratory variations. Each laboratory should establish an expected range for the particular instrument being used.

QUALITY CONTROL

Each laboratory should establish a quality control program. Normal and abnormal control plasmas should be tested prior to each batch of patient samples, to ensure satisfactory instrument and operator performance. If controls do not perform as expected, patient results should be considered invalid.

REFERENCE VALUES

Reference values can vary between laboratories depending on the techniques and systems in use. For this reason each laboratory should establish its own reference ranges.

PERFORMANCE CHARACTERISTICS

The following performance characteristics have been determined by Helena Biosciences Europe or their representatives using an opto-mechanical coagulation instrument. Each laboratory should establish its own performance data.

Reproducibility

| Sample | n | Intra-assay precision aPTT CV (%) | PT CV (%) |
|--------------------|---|--------------------------------------|-----------|
| Routine Control N | 5 | 2/83 | 1.01 |
| Routine Control A | 5 | 2/78 | 1.71 |
| Routine Control SA | 5 | 1/72 | 1.03 |

BIBLIOGRAPHY

1. Kirkwood TBL, et al. (1977) Identification of Sources of Variation in Factor VIII Assay. *British Journal of Haematology*, 37:555-568.
2. Goldfarb MD (1971) Reproducibility in Coagulation Assays. *AJCP* 55:561-564.
3. Pallitt HA and Longbery JR (1979) A Precision Study of Coagulation Factor Assay Techniques. *AJCP* 59:231-235.

Plasmas de contrôle de coagulation

Fiche technique

fr

UTILISATION

Le kit Coagulation Control Plasmas est destiné à être utilisé comme produit de contrôle qualité.

Les contrôles Routine Control N, Routine Control A et Routine Control SA servent de témoins normal, modérément prolongés et nettement prolongés dans les déterminations du TP et du TCA, Le fibrinogène, le TCT et l'ATIII ont été dosés et ils sont préparés à partir de plasma humain normal.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

Les réactifs du kit sont à usage diagnostique *in vitro* uniquement – NE PAS INGESTER. Porter un équipement de protection individuelle approprié lors de la manipulation de tous les composants du kit. Consulter la fiche de données de sécurité du produit pour obtenir des informations sur les précautions à prendre et les consignes de production et de stockage.
Les produits sanguins ont été dépistés et trouvés négatifs (sauf indication contraire sur la boîte du kit) ou sur le sérum quant à la présence de: Hépatite B Antigène (HbsAg), Hépatite C Antigène (HcAg), VIH-1, VIH-2, Anticorps anti-VIH-2.
Cependant, ils doivent être manipulés avec les mêmes précautions que celles prises pour les échantillons patients humains.

COMPOSITION

| REF | Composant | Contient | Description |
|------|----------------------------------|-----------|--|
| 5186 | Routine Control - N | 10 x 1 mL | Préparé à partir d'un pool de plasma normal. |
| 5187 | Routine Control - A | 10 x 1 mL | Préparé à partir de plasma humain adorbé. |
| 5183 | Routine Control - SA | 10 x 1 mL | Préparée à partir de plasma humain adorbé. |
| 5482 | Routine Coagulation Control Set: | | |
| | Routine Control - N | 4 x 1 mL | |
| | Routine Control - A | 3 x 1 mL | |
| | Routine Control - SA | 3 x 1 mL | |

Chaque kit contient une fiche technique.

Chaque kit contient valeurs de référence spécifiques du lot.

Chaque lot contient valeurs de référence spécifiques du lot.

Chaque lot contient valeurs de référence spécifiques du lot.

Chaque lot contient valeurs de référence spécifiques du lot.

Chaque lot contient valeurs de référence spécifiques du lot.

Chaque lot contient valeurs de référence spécifiques du lot.

Chaque lot contient valeurs de référence spécifiques du lot.

Chaque lot contient valeurs de référence spécifiques du lot.

Chaque lot contient valeurs de référence spécifiques du lot.

Chaque lot contient valeurs de référence spécifiques du lot.

Chaque lot contient valeurs de référence spécifiques du lot.

Chaque lot contient valeurs de référence spécifiques du lot.

Chaque lot contient valeurs de référence spécifiques du lot.

Chaque lot contient valeurs de référence spécifiques du lot.

Chaque lot contient valeurs de référence spécifiques du lot.

Chaque lot contient valeurs de référence spécifiques du lot.

Chaque lot contient valeurs de référence spécifiques du lot.

LIMITES

Les résultats obtenus avec le Coagulation Control Plasmas dépendent de plusieurs facteurs fortement corrélés avec l'instrument, le réactif, le substrat et les variations inter-laboratoires. Chaque laboratoire doit déterminer avec chaque prévue pour chaque système instrument-réactif.

CONTRÔLE QUALITÉ

Chaque laboratoire doit établir un programme de contrôle qualité. Les plasmas de contrôle, normale et anormale, doivent être testés avant chaque lot de réactifs patients afin de s'assurer que l'instrument et l'opérateur offrent des performances satisfaisantes. Si les contrôles ne donnent pas les résultats prévus, les résultats du patient doivent être considérés comme non valides.

VALEURS DE RÉFÉRENCE

Les valeurs de référence peuvent varier d'un laboratoire à l'autre suivant les techniques et les systèmes utilisés. C'est pour cette raison qu'il appartient à chaque laboratoire de déterminer ses propres plages de référence.

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCES

Helena Biosciences Europe ou ses mandataires ont déterminé les caractéristiques de performance suivantes en utilisant un instrument de coagulation opto-mécanique. Chaque laboratoire doit établir ses propres données de performance.

Reproductibilité

| Echantillon | n | Precision Intra-assay TCA CV (%) | TP CV (%) |
|--------------------|---|-------------------------------------|-----------|
| Routine Control N | 5 | 2/83 | 1.01 |
| Routine Control A | 5 | 2/78 | 1.71 |
| Routine Control SA | 5 | 1/72 | 1.03 |

BIBLIOGRAPHIE

1. Kirkwood TBL, et al. (1977) Identification of Sources of Variation in Factor VIII Assay. *British Journal of Haematology*, 37:555-568.
2. Goldfarb MD (1971) Reproducibility in Coagulation Assays. *AJCP* 55:561-564.
3. Pallitt HA and Longbery JR (1979) A Precision Study of Coagulation Factor Assay Techniques. *AJCP* 59:231-235.

Kontrollplasma für die Gerinnung

Anleitung

de

VERWENDUNGSEWECK

Das Coagulation Control Plasmas-Kit ist für die Qualitätskontrolle vorgesehen.

Routine Control N, Routine Control A und Routine Control SA sind als normale, mäßig verzögerte und stark verzögerte Kontrollen für PT und aPTT Tests geeignet. Sie sind auch auf Fibrinogen, T2 und ATIII getestet und werden aus normalem Humanplasma hergestellt.

WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Die in diesem Kit enthaltenen Reagenzien sind ausschließlich für die Verwendung von *in-vitro*-Diagnosen vorgesehen. NICHT NESTEN. Tragen Sie geeignete persönliche Schutzausrüstung, wenn Sie mit den Reagenzien arbeiten. Vermeiden Sie Kontakt mit den Augen. Vermeiden Sie die Verwendung von reaktiven Oberflächen. Entsorgen Sie die Komponenten gemäß den örtlichen Vorschriften.

Die Blutprodukte wurden untersucht und sind für folgende Gene ohne Befund (soweit nicht anderweitig auf der Verpackung oder dem Etikett angegeben): Hepatitis-B-Antikörper (HbsAg), Hepatitis-C-Antikörper (HcAg), HIV-Antikörper 1, HIV-Antikörper 2.

Sie sind jedoch mit den gleichen Vorkehrungen zu behandeln wie Proben von menschlichen Patienten.

ZUSAMMENSETZUNG

| REF | Komponente | Inhalt | Beschreibung |
|------|----------------------------------|-----------|---|
| 5186 | Routine Control - N | 10 x 1 mL | Aus gepooltem Humanplasma hergestellt. |
| 5187 | Routine Control - A | 10 x 1 mL | Asclerotisiertes Humanplasma hergestellt. |
| 5183 | Routine Control - SA | 10 x 1 mL | Asclerotisiertes Humanplasma hergestellt. |
| 5482 | Routine Coagulation Control Set: | | |
| | Routine Control - N | 4 x 1 mL | |
| | Routine Control - A | 3 x 1 mL | |
| | Routine Control - SA | 3 x 1 mL | |

Jedes Kit enthält eine Gebrauchsanweisung.

Jedes Kit enthält einen Gebrauchsanweisung.

Jedes Kit enthält einen Gebrauchsanweisung.

Jedes Kit enthält einen Gebrauchsanweisung.

Jedes Kit enthält einen Gebrauchsanweisung.

Jedes Kit enthält einen Gebrauchsanweisung.

Jedes Kit enthält einen Gebrauchsanweisung.

Jedes Kit enthält einen Gebrauchsanweisung.

Jedes Kit enthält einen Gebrauchsanweisung.

Jedes Kit enthält einen Gebrauchsanweisung.

Jedes Kit enthält einen Gebrauchsanweisung.

Jedes Kit enthält einen Gebrauchsanweisung.

Jedes Kit enthält einen Gebrauchsanweisung.

Jedes Kit enthält einen Gebrauchsanweisung.

Jedes Kit enthält einen Gebrauchsanweisung.

Jedes Kit enthält einen Gebrauchsanweisung.

Jedes Kit enthält einen Gebrauchsanweisung.

Jedes Kit enthält einen Gebrauchsanweisung.

Jedes Kit enthält einen Gebrauchsanweisung.

Jedes Kit enthält einen Gebrauchsanweisung.

Jedes Kit enthält einen Gebrauchsanweisung.

Jedes Kit enthält einen Gebrauchsanweisung.

Jedes Kit enthält einen Gebrauchsanweisung.

Jedes Kit enthält einen Gebrauchsanweisung.

REFERENZWERTE

Referenzwerte können je nach Technik und verwendetem System von Labor zu Labor unterschiedlich sein. Aus diesem Grund sollte jedes Labor seine eigenen Referenzwertbereiche erstellen.

LEISTUNGSMERKMALE

Die folgenden Leistungsbeschreibungen wurden von Helena Biosciences Europe oder in ihrem Auftrag mit ihrem gemeinsamen Genehmigungsamt erstellt. Jede Labor muss seine eigenen Werte ermitteln.

| Reproduzierbarkeit | | | | | |
|--------------------|----------|------------------------------|------------------|--------------------|--|
| Probe | n | Intra-assay-Präzision | PT CV (%) | APTT CV (%) | |
| Routine Control N | 5 | 2,83 | 1,01 | | |
| Routine Control A | 5 | 2,76 | 1,71 | | |
| Routine Control SA | 5 | 1,72 | 1,03 | | |

LITERATURVERZEICHNIS

- Kirkwood TBL *et al.* (1977) Identification of Sources of Variation in Factor VIII Assay. *British Journal of Haematology*; 37:559-568.
- Gabrielino MD (1971) Reproducibility in Coagulation Assays. *ALCP* 55:561-564.
- Falkett HA and Longbery JH (1973) A Precision Study of Coagulation Factor Assay Techniques. *ALCP* 99:231-235.

Plasmi di controllo della coagulazione

Istruzioni per l'uso

SCOPO PREZISTO

Il kit Coagulation Control Plasmasm è concepito per l'uso come materiale di controllo qualità.

Routine Control N, Routine Control A e Routine Control SA sono destinati ad essere utilizzati come controlli normali nei monitoraggi di routine, e "Anchors" per i testaggi di PT e aPTT. Essi vengono usati anche per l'addegnato, l'OT e aPTT e sono preparati con plasma umano normale.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

I reagenti contenuti in questo kit sono destinati esclusivamente alla diagnostica *in vitro* - NON INGIERRE. Indossare un adeguata attrezzatura protettiva personale durante la manipolazione di tutti i componenti del kit. Per conoscere i relativi simboli precauzionali ed i pericoli, vedere parimenti, l'etichettamento alla dichiarazione di sicurezza del prodotto. Sinalte componenti contenimamente delle normative locali vigenti.

I prodotti enzimici sono stati sottoposti a screening e trovati negativi (salvo diversa indicazione sulla confezione del kit o sulla label) per la presenza di:
Anticorpi HIV-2
Anticorpi HIV-1
Anticorpi HCV

Questi prodotti devono tuttavia essere manipolati con le stesse misure precauzionali adottate per un campione paziente umano.

COMPOSIZIONE

| REF | Componente | Contiene | Descrizione |
|------|----------------------------------|-----------|--|
| 5186 | Routine Control - N | 10 x 1 mL | Preparato con un pool di plasma normale. |
| 5187 | Routine Control - A | 10 x 1 mL | Preparati con plasma umano asfibrinico. |
| 5183 | Routine Control - SA | 10 x 1 mL | Preparati con plasma umano atattico. |
| 5482 | Routine Coagulation Control Set: | 4 x 1 mL | |
| | Routine Control - N | 3 x 1 mL | |
| | Routine Control - SA | 3 x 1 mL | |

Ogni kit contiene un'istruzione per l'uso.

Ogni kit contiene un'istruzione recante i valori di riferimento specifici per il kit.

Ogni flacone contiene 1 mL di plasma umano liofilizzato.

Preparazione: Riscaldare ogni flacone di controllo appropriato con 1 mL di acqua distillata o deionizzata. Agitare delicatamente. Attendere 10 minuti per consentire al prodotto di sciogliersi completamente e miscelare bene prima dell'uso.

MATERIALI NECESSARI, MA NON IN DOTAZIONE

Il Coagulation Control Plasma può essere utilizzato durante l'esecuzione di test su qualsiasi strumento di coagulazione meccanico o foto-ottico in combinazione con tutti i reagenti della gamma disponibili in commercio.

CONSERVAZIONE, VITA UTILE E STABILITÀ

Conservare in frigorifero a 4°C e, se necessario, utilizzare immediatamente. I controlli fotostabili sono stabili per 8 ore se conservati a 2 – 8°C oppure 4 settimane a -20°C se congelati molto velocemente. Mantenere i prodotti coperti.

RACCOLTA E PREPARAZIONE DEI CAMPIONI

Non applicabile.

PROCEDURA

Ogni controllo deve essere trattato seguendo la stessa procedura adottata per il campione non noto, conformemente alle istruzioni fornite in ciascun protocollo di test specifici.

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

Routine Control N deve fornire risultati compresi nel range normale di laboratorio per i testaggi di PT, aPTT e Bimano. Routine Control A e Routine Control SA sono stati standardizzati per fornire, rispettivamente, tempi di PT e aPTT prolungati e marcatamente prolungati. I valori previsti specifici per il kit lo e lo strumento vengono forniti con ciascuna confezione di controlli.

LIMITAZIONI

I risultati ottenuti con il Coagulation Control Plasma dipendono da numerosi fattori, tra i quali l'abilità della strumentazione, la tipa di reagenti, la stabilità reagenti e alle variazioni dovute ai singoli laboratori. Routine Control A e Routine Control SA sono stati standardizzati per fornire, rispettivamente, tempi di PT e aPTT prolungati e marcatamente prolungati. I valori previsti specifici per il kit lo e lo strumento vengono forniti con ciascuna confezione di controlli.

Il presente kit non è destinato a essere utilizzato per scopi diagnostici.

CONTROLLO QUALITÀ

Ogni laboratorio deve definire un programma di controllo qualità, i piani di controllo normali a anomalii devono essere testati prima di ogni ciclo di campioni di pazienti, per garantire un livello prestazionale soddisfacente sia per quanto riguarda lo strumento che per l'operatore. Qualora i controlli non funzionassero come previsti, i risultati relativi ai pazienti dovranno essere considerati non validi. Cascon laboratorio dovrà stabilire i propri range di riferimento.

VALORI DI RIFERIMENTO

Per la sicurezza del paziente, è necessario che il sistema sia monitorato continuamente da un operatore qualificato. Per tale motivo cascon laboratorio dovrà stabilire i propri range di riferimento.

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Le seguenti caratteristiche prestazionali sono state determinate da Helena Biosciences Europe o dai propri rappresentanti con l'utilizzo di uno strumento di calibrazione opo-miscelato. Cascon laboratorio dovrà pertanto elaborare i propri dati prestazionali.

Reproducibilità

| Sample | n | Precisione Intra-dosaggio | PT CV (%) | APTT CV (%) |
|--------------------|---|---------------------------|-----------|-------------|
| Routine Control N | 5 | 2,83 | 1,01 | |
| Routine Control A | 5 | 2,76 | 1,71 | |
| Routine Control SA | 5 | 1,72 | 1,03 | |

BIBLIOGRAFIA

- Kirkwood TBL *et al.* (1977) Identification of Sources of Variation in Factor VIII Assay. *British Journal of Haematology*; 37:559-568.
- Gabrielino MD (1971) Reproducibility in Coagulation Assays. *ALCP* 55:561-564.
- Falkett HA and Longbery JH (1973) A Precision Study of Coagulation Factor Assay Techniques. *ALCP* 99:231-235.

Plasmas de control de la coagulación

Instrucciones de uso

USO PREVISTO

El uso previsto del kit Coagulation Control Plasmas es como material de control de calidad.

Routine Control N, Routine Control A y Routine Control SA se usan como controles normales, modestamente prolongado y prolongado, respectivamente, en los monitores de rutina, y "Anchors" para los tests de PT y aPTT. Ellos son usados también para el ajuste, el OT y aPTT y son preparados con plasma humano normal.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Los reactivos que contiene este kit son sólo para uso de diagnóstico *in vitro*; NO INGIERRE. Lleve el equipo de protección personal adecuado cuando utilice todos los componentes del kit. Consulte la declaración de seguridad del producto para saber las sobre las precauciones adecuadas de advertencia y riesgo. Desentalar los componentes de conformidad con las normativas locales.

La ampolla se ha sometido a pruebas que han resultado negativas (a menos que se indique lo contrario en la caja del kit o en el label) de la presencia de:
Anticorpo del VIH 1
Anticorpo del VIH 2
Anticorpo del HVC

Estos productos deben manipularse con las mismas precauciones que una muestra de un paciente.
COMPOSICIÓN

| REF | Componente | Contiene | Descripción |
|------|----------------------------------|-----------|--|
| 5186 | Routine Control - N | 10 x 1 mL | Elaboro a partir de plasma normal de reserva. |
| 5187 | Routine Control - A | 10 x 1 mL | Elaboro a partir de plasma humano asfibrinico. |
| 5183 | Routine Control - SA | 10 x 1 mL | Elaboro a partir de plasma humano atattico. |
| 5482 | Routine Coagulation Control Set: | 4 x 1 mL | |
| | Routine Control - N | 3 x 1 mL | |
| | Routine Control - SA | 3 x 1 mL | |

Cada kit contiene instrucciones de uso.

Cada kit contiene valores de referencia específicos para los dispositivos de uso.

Cada vial contiene 1 mL de plasma humano liofilizado.

Preparación: Representar cada vial del control liofilizado con 1 mL de agua destilada o desionizada. Agite suavemente. Deje que repose durante 10 minutos para que la disolución sea completa y mezcle bien antes de su uso.

ARTICULOS NECESARIOS NO SUMINISTRADOS

El Coagulation Control Plasma puede usarse cuando se realiza pruebas con cualquier instrumento de coagulación mecánica o foto-óptica junto con todos los reactivos adecuados comerciales.

ALMACENAMIENTO, CANDIDATO Y ESTABILIDAD

Los viales no abiertos son estables hasta la fecha de caducidad indicada cuando se conservan en las condiciones indicadas en el presente a 20°C cuando se conserven con congelación intermedia. Manténgase cubierto.

RECOGIDA Y PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS

No aplicable.

PROCEDIMIENTO

Cada control debe tratarse de la misma forma que la muestra desconocida, de acuerdo con las instrucciones indicadas en cada protocolo de prueba concreto.

INTERPRECIÓN DE LOS RESULTADOS

Routine Control N debe dar valores dentro del intervalo normal de laboratorio para TP, TTPa, y actividades de fibrinógeno. El Routine Control A y Routine Control SA son estándares para proporcionar, respectivamente, tiempos de PT y aPTT prolongados y marcadamente prolongados, respectivamente. Se aportan los valores esperados específicos de los y de instrumento con cada paquete de controles.

LIMITACIONES

Los resultados obtenidos con Coagulation Control Plasmas dependen de varios factores (eficiencia asociados a la instrumentación, las horas de reactivos, sustitutos enzimáticos y variaciones entre laboratorios). Cada laboratorio debe establecer un protocolo específico para el sistema individualmente respecto a control.

CONTROL DE CALIDAD

Cada laboratorio debe establecer un programa de control de calidad. Los plasmas de control normales y anormales deben evaluarse antes de cada lote de muestras del paciente, para asegurar un funcionamiento adecuado del instrumento y el operador. Sus controles no se realizan como se esperaba, los resultados del paciente deben considerarse inválidos.

VALORES DE REFERENCIA

Los valores de referencia pueden variar entre los laboratorios dependiendo de las técnicas y sistemas usados. Por esta razón, cada laboratorio debe establecer sus propios intervalos de referencia.

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Las siguientes características de rendimiento han sido determinadas por Helena Biosciences Europe o sus representantes usando un instrumento de coagulación opto-mecánico. Cada laboratorio debe establecer sus propios datos de rendimiento.

| Reproducibilidad | | | | | |
|--------------------|----------|-------------------------------|------------------|-------------------|--|
| Muestra | n | Precisión Intra-ensayo | TP CV (%) | TTP CV (%) | |
| Routine Control N | 5 | 2,83 | 1,01 | | |
| Routine Control A | 5 | 2,76 | 1,71 | | |
| Routine Control SA | 5 | 1,72 | 1,03 | | |

BIBLIOGRAFIA

- Kirkwood TBL *et al.* (1977) Identification of Sources of Variation in Factor VIII Assay. *British Journal of Haematology*; 37:559-568.
- Gabrielino MD (1971) Reproducibility in Coagulation Assays. *ALCP* 55:561-564.
- Falkett HA and Longbery JH (1973) A Precision Study of Coagulation Factor Assay Techniques. *ALCP* 99:231-235.

CONTROLRIBNIE PLAZMI

ИНСТРУКЦИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Комплект Coagulation Control Plasma предназначен для использования в качестве эталона для контроля качества.

Контрольные плазмы: «Контроль качества, норма», «Контроль качества, высокая патология», «Контроль качества, умеренно повышенная патология». Контроль качества с повышенной патологией используется для проверки работоспособности лабораторных приборов, определения количества фибриногена, рибриногена плазмы (Fb) и антирибина III (AIII). Контроль патологий из человеческого плазмы противостоит лабораторным пометкам.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Содержимое в данном наборе destinato предназначено только для *in vitro* диагностики. НЕ ПРИНИМАТЬ ВНУТРИ! При работе со всеми компонентами набора использовать соответствующие средства индивидуальной защиты. В случае необходимости см. инструкцию производителя. Удаление содержимого в отходы производить в соответствии с местными правилами.

Предварить кровь быть подвергнута скринингу и показаны отрицательный результат (если на короске, в которую упакован Антитела к ВИЧ 1

Антитела к ВИЧ 2
Антитела к вирусу гепатитис С (HCV)
Тем не менее с ними следует обращаться с осторожностью, что и при обращении с образцами, полученным от человека.

СОСТАВ

| Код № | Компонент | Состав набора | Описание |
|-------|--|---------------|--|
| 5186 | Контроль качества, норма | 10 x 1 mL | приготовлен из пула нормальной плазмы. |
| 5187 | Контроль качества, умеренно повышенная патология | 10 x 1 mL | приготовлен из аутофибринолитической плазмы. |
| 5183 | Контроль качества, высокая патология | 10 x 1 mL | приготовлен из аутофибринолитической плазмы. |
| 5482 | Комплек-коагулянт, полный, 1П: | 4 x 1 mL | |
| | Контроль качества, норма | 3 x 1 mL | |
| | Контроль качества, умеренно повышенная патология | 3 x 1 mL | |

Каждый набор содержит инструкцию по применению.

Каждый флакон содержит инструкцию по применению.

Каждый флакон «охранит» 10 мл лioфилизированной плазмы человека.

Каждый флакон «охранит» 10 мл лioфилизированной плазмы человека.

ХРАНЕНИЕ, СРОК ГОДНОСТИ И УСТОЙЧИВОСТЬ

Неиспользуемые флаконы с лioфилизированной плазмой хранятся до истечения срока годности в условиях, указанных на этикетке производителя. Предварить каждый флакон в отдельной упаковке может храниться при 2 – 8 °C или в морозе при -20 °C в течение 10 мин. Перед использованием флакон с разведенной плазмой перевернуть (без встряхивания).

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Контрольные плазмы неогр. быть подвергнута скринингу с антителами к: антителами различных видов гепатитис (вирусный, споровый и T.d.), в сочетании с рибриногенами данными производителя.

ОТБОР И ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ

Не применимо.

ПРОЦЕДУРА

Каждый образец, контрольный плазма должны лioфилизированы так же, как и образцы, плазмы больного, в соответствии с инструкциями к использованию реагента и прибора.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Каждый лабораторный контроль должен находиться в пределах, определенных данными производителя в инструкции для TP, APTT и активности фибриногена. Контроль качества с повышенной патологией используется для проверки работоспособности лабораторных приборов, определения количества фибриногена, рибриногена плазмы (Fb) и антирибина III (AIII). Контроль патологий из человеческого плазмы противостоит лабораторным пометкам.

НОРМАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Каждый лабораторный контроль должен находиться в пределах, определенных данными производителя в инструкции для TP, APTT и активности фибриногена. Контроль качества с повышенной патологией используется для проверки работоспособности лабораторных приборов, определения количества фибриногена, рибриногена плазмы (Fb) и антирибина III (AIII). Контроль патологий из человеческого плазмы противостоит лабораторным пометкам.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Каждый лабораторный контроль должен находиться в пределах, определенных данными производителя в инструкции для TP, APTT и активности фибриногена. Контроль качества с повышенной патологией используется для проверки работоспособности лабораторных приборов, определения количества фибриногена, рибриногена плазмы (Fb) и антирибина III (AIII). Контроль патологий из человеческого плазмы противостоит лабораторным пометкам.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Каждый лабораторный контроль должен находиться в пределах, определенных данными производителя в инструкции для TP, APTT и активности фибриногена. Контроль качества с повышенной патологией используется для проверки работоспособности лабораторных приборов, определения количества фибриногена, рибриногена плазмы (Fb) и антирибина III (AIII). Контроль патологий из человеческого плазмы противостоит лабораторным пометкам.

Восприимчивость

| Контроль качества, норма | Контроль качества, умеренно повышенная патология | Контроль качества, высокая патология | Комплек-оборудова | CV (%) APTT | CV (%) Fb | CV (%) Fb |
|--------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|-------------|-----------|-----------|
| 5 | 5 | 5 | 2,83 | 1,01 | | |
| 5 | 5 | 5 | 2,76 | 1,71 | | |
| 5 | 5 | 5 | 1,72 | 1,03 | | |

ЛИТЕРАТУРА

- Kirkwood TBL *et al.* (1977) Identification of Sources of Variation in Factor VIII Assay. *British Journal of Haematology*; 37:559-568.
- Gabrielino MD (1971) Reproducibility in Coagulation Assays. *ALCP* 55:561-564.
- Falkett HA and Longbery JH (1973) A Precision Study of Coagulation Factor Assay Techniques. *ALCP* 99:231-235.



REACTIVI MONOCLONALI PENTRU DETERMINAREA GRUPEI SANGUINE

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Anti-A, Anti-B și Anti-A,B monoclonal: Pentru tehnicile cu eprubetă, ID Bio-Rad, Ortho BioVue, cu microplăci și cu lamă.

REZUMAT

În 1900, Landsteiner a descoperit că serul unor persoane poate aglutina globulele roșii ale altora. În prezent sunt recunoscute patru fenotipuri obișnuite: O, A, B și AB. De atunci au fost identificate și subgrupele A și B.

| Grup metodă directă | | | Grup metodă inversă | | | | ABO Fenotip | Caucazieni % ¹ |
|---------------------|---|-----|---------------------|----------------|---|---|-------------|---------------------------|
| A | B | A,B | A ₁ | A ₂ | B | O | | |
| + | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | A | 43 |
| 0 | + | + | + | + | 0 | 0 | B | 9 |
| 0 | 0 | 0 | + | + | + | 0 | O | 44 |
| + | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | AB | 4 |

SCOPUL PROPUS

Reactivii ABO sunt reactivi pentru determinarea grupei sanguine destinați a fi folosiți pentru a determina calitativ prezența sau absența antigenelor A și/sau B pe globulele roșii ale donatorilor de sânge sau ale pacienților care au nevoie de o transfuzie sanguină în cazul testării conform tehnicilor recomandate și prezentate în aceste instrucțiuni de utilizare.

PRINCIPIUL

Reactivii conțin anticorpi împotriva antigenului A și/sau B corespunzător de pe globulele roșii umane și vor provoca o aglutinare (aglomerare) directă a globulelor roșii purtătoare ale antigenului ABO corespunzător. Neaglutinarea indică în general absența antigenului ABO corespunzător pe globulele roșii umane (consultați **Limitări**).

REACTIVI

Reactivii monoclonali Lorne IgM pentru determinarea grupei sanguine ABO conțin anticorpi monoclonali de șoarece diluați într-un tampon fosfat care conține clorură de sodiu, EDTA și albumină bovină. Reactivii nu conțin sau nu sunt compuși din substanțe CMR, substanțe perturbatoare pentru sistemul endocrin sau care ar putea provoca sensibilizare sau o reacție alergică în cazul utilizatorului. Fiecare reactiv este furnizat la diluarea optimă pentru utilizare cu toate tehnicile recomandate prezentate mai jos, fără să mai fie necesară diluarea sau adăugarea suplimentară. Pentru numărul de referință al lotului și data de expirare, consultați **Eticheta flaconului**.

| Produs | Linie celulară/Cionă | Culoare | Colorant utilizat |
|----------|-------------------------|----------|-------------------|
| Anti-A | 9113D10 | Albastru | Albastru patent |
| Anti-B | 9621A8 | Galben | Tartrazină |
| Anti-A,B | 152D12 + 9113D10 + ES15 | Incolor | Niciunul |

DEPOZITARE

Flacoanele cu reactiv trebuie depozitate la temperaturi cuprinse între 2 și 8 °C după primire. Depozitarea prelungită la temperaturi în afara acestui interval poate duce la pierderea accelerată a reactivității reactivilor. Acest reactiv a fost supus unor studii de stabilitate la transport la 37 °C și -25 °C, conform precizărilor din documentul BS EN ISO 23640:2015.

RECOLTAREA ȘI PREGĂTIREA PROBEI

Probele de sânge pot fi recoltate în EDTA, citrat, anticoagulanți CPDA sau ca probă coagulată. Probele trebuie testate cât mai curând posibil după recoltare. Dacă survine o întârziere în ce privește testarea, păstrați probele la 2-8 °C. Probele care prezintă o hemoliză intensă sau o contaminare microbiană nu trebuie utilizate pentru testare. Probele de sânge care prezintă semne de liză pot conduce la rezultate neconcludente. Este de preferat (dar nu esențial) să spălați toate probele de sânge cu PBS sau soluție salină izotonă înainte de testare.

PRECAUȚII

- Reactivii sunt destinați exclusiv diagnosticului *in vitro*.
- Dacă un flacon cu reactiv este crăpat sau curge, aruncați conținutul imediat.
- Nu folosiți reactivii după data de expirare (consultați **Eticheta flaconului**).
- Nu folosiți reactivii dacă observați că s-a format un precipitat.
- Purtați echipament de protecție când manipulați reactivii, cum ar fi mănuși de unică folosință și un halat de laborator.
- Reactivii au fost filtrați printr-o membrană de 0,2 μm pentru a reduce încărcătura biologică, dar nu sunt livrați sterili. După deschiderea flaconului, reactivul poate fi folosit până la data de expirare dacă nu se observă o turbiditate marcată, care ar putea indica deteriorarea sau contaminarea reactivului.

- Reactivii conțin < 0,1% azidă de sodiu. Azida de sodiu poate fi toxică dacă este ingerată și poate reacționa cu conductele din plumb sau cupru formând azide metalice explozive. La eliminare, spălați cu cantități mari de apă.
- Nu se cunosc teste care să garanteze faptul că produsele derivate din surse umane sau animale nu prezintă agenți infecțioși. Fiți atenți când utilizați și când eliminați un flacon și conținutul acestuia.

ELIMINAREA REACTIVULUI ȘI CUM SE ACȚIONEAZĂ ÎN CAZ DE STROPIRE

Pentru informații privind eliminarea reactivului și metodele de decontaminare a unui loc în caz de stropire, consultați **Fișele cu date de securitate ale materialului**, disponibile la cerere.

1. MARTORI ȘI RECOMANDĂRI

- Se recomandă testarea în paralel a unui martor pozitiv și a unui martor negativ cu fiecare lot de teste. Testele trebuie considerate nevalide dacă probele martor nu prezintă rezultatele prevăzute.
- Întrucât acești reactivi nu conțin potențiatori macromoleculari, este foarte puțin probabil să fie cauzate reacții fals pozitive la globulele acoperite cu IgG.
- Specimenele de sânge din subgrupele slabe A sau B (de ex., Ax) pot genera reacții fals negative sau slabe în cazul testării cu lame, plăci de microtitru sau cartele cu gel. Se recomandă retestarea subgrupelor slabe cu ajutorul tehnicii cu eprubetă.
- În cazul pacienților cu vârsta mai mare de șase luni, rezultatele determinării grupei ABO trebuie confirmate prin testarea serului sau plasmei acestora în raport cu globulele din grupa A₁ și B cunoscută înainte de a confirma în cazul lor grupa sanguină ABO.
- Înainte de utilizare, lăsați reactivul să ajungă la temperatura camerei. Imediat după utilizare, depozitați reactivul înapoi la o temperatură cuprinsă între 2 și 8 °C.
- În **Tehnici recomandate**, un volum reprezintă aproximativ 50 μl cu pipeta flaconului furnizată.
- Utilizarea reactivilor și interpretarea rezultatelor trebuie efectuate de personal calificat și instruit în mod corespunzător în conformitate cu cerințele țării în care se utilizează reactivii.
- Utilizatorul trebuie să stabilească în ce măsură se pot utiliza reactivii în alte tehnici.

REACTIVI ȘI MATERIALE NECESARE

- Pipete volumetrice.
- Cartele ID Bio-Rad (NaCl, test enzimatic și aglutinine la rece).
- Centrifugă ID Bio-Rad.
- ID-CellStab sau ID-Diluent 2 Bio-Rad.
- Casete sistem Ortho BioVue (neutre).
- Centrifugă sistem Ortho BioVue.
- Diluant globule roșii 0,8% Ortho.
- Lame de sticlă pentru microscopie sau plăci de cartelă albe.
- Bețișoare aplicatoare.
- Eprubete de sticlă (10 x 75 mm sau 12 x 75 mm).
- Centrifugă pentru eprubete.
- Microplăci cu godeuri în formă de U validate.
- Centrifugă pentru microplăci.
- Agitator pentru plăci.
- Soluție PBS (pH 6,8-7,2) sau soluție salină izotonă (pH 6,5-7,5).
- Globule roșii martor pozitiv și negativ:
Anti-A: grupa A (martor pozitiv) și grupa O (martor negativ).
Anti-B: grupa B (martor pozitiv) și grupa O (martor negativ).
Anti-A,B: grupa A și grupa B (martori pozitivi) și grupa O (martor negativ).

TEHNICI RECOMANDATE

A. Tehnica cu eprubetă

- Pregătiți o suspensie de 2-3% din globulele roșii în PBS sau soluție salină izotonă.
- Puneți într-o eprubetă etichetată: 1 volum de reactiv Anti-ABO Lorne și 1 volum de suspensie de globule roșii.
- Amestecați bine și incubați la temperatura camerei timp de 1 minut.
- Centrifugați toate eprubetele timp de 10 secunde la 1000 rcf sau la un alt raport adecvat între timp și forță.
- Resuspendați ușor butonul de hematii și efectuați citirea macroscopică pentru aglutinare.
- Eprubetele care prezintă un rezultat negativ sau discutabil trebuie incubate timp de 15 minute la temperatura camerei.
- După incubare, repetați pașii 4 și 5.

B. Tehnica ID Bio-Rad (cartele NaCl, test enzimatic și aglutinine la rece)

1. Pregătiți o suspensie de 0,8% din globulele roșii în ID-CellStab sau ID-Diluent 2.
2. Îndepărtați folia de aluminiu de pe mai multe microeprubete, după cum este necesar.
3. Puneți în microeprubeta corespunzătoare: 50 µl de suspensie de globule roșii și 25 µl de reactiv Anti-ABO Lorne.
4. Centrifugați cartela(ele) ID în centrifuga pentru cartele cu gel Bio-Rad.
5. Efectuați citirea macroscopică pentru aglutinare.

C. Tehnica Ortho BioVue (Casete neutre)

1. Pregătiți o suspensie de 0,8% din globulele roșii în Diluant de globule roșii Ortho 0,8%.
2. Îndepărtați folia de aluminiu de pe mai multe camere de reacție, după cum este necesar.
3. Puneți în camera de reacție corespunzătoare: 50 µl de suspensie de globule roșii și 40 µl de reactiv Anti-ABO Lorne.
4. Centrifugați caseta(ele) într-o centrifugă de sistem Ortho BioVue.
5. Efectuați citirea macroscopică pentru aglutinare.

D. Tehnica cu microplăci, care utilizează godeuri în formă de U

1. Pregătiți o suspensie de 2-3% din globulele roșii în PBS sau soluție salină izotonă.
2. Puneți într-un godeu corespunzător: 1 volum de reactiv Anti-ABO Lorne și 1 volum de suspensie de globule roșii.
3. Amestecați temeinic, de preferință cu un agitator pentru microplăci, având grijă să evitați contaminarea încrucișată între godeuri.
4. Incubați la temperatura camerei timp de 15 minute (timpul depinde de utilizator).
5. Centrifugați microplaca timp de 1 minut la 140 rcf sau la un alt raport adecvat între timp și forță.
6. Resuspendați butonul celular cu o agitație atent controlată într-un agitator de microplăci.
7. Efectuați citirea macroscopică sau cu un cititor automat validat.
8. Orice reacție slabă trebuie reconfirmată prin tehnica cu eprubetă.

E. Tehnica cu lamă

1. Pregătiți o suspensie de 35-45% din globulele roșii în ser, plasmă, PBS sau soluție salină izotonă sau utilizați sânge integral anti-coagulat (în plasmă proprie).
2. Puneți pe o lamă de sticlă sau o placă de cartelă etichetată: 1 volum de reactiv Anti-ABO Lorne și 1 volum de suspensie de globule roșii.
3. Folosind un bețișor aplicator curat, amestecați reactivul și celulele pe o suprafață de circa 20 x 40 mm.
4. Înclinați încet lama înainte și înapoi timp de 30 de secunde, amestecând ocazional și mai mult în intervalul de 1 minut, păstrând lama la temperatura camerei.
5. Efectuați citirea macroscopică după 1 minut la lumină difuză și nu confundați firele de fibrină cu aglutinarea.
6. Orice reacție slabă trebuie reconfirmată prin tehnica cu eprubetă.

INTERPRETAREA REZULTATELOR TESTULUI

1. **Pozitiv:** Aglutinarea globulelor roșii constituie un rezultat pozitiv și, în limitele acceptate ale procedurii de testare, indică prezența antigenului ABO corespunzător pe globulele roșii.
2. **Negativ:** Neaglutinarea globulelor roșii constituie un rezultat negativ și, în limitele acceptate ale procedurii de testare, indică absența antigenului ABO corespunzător pe globulele roșii.
3. **Discrepanțe:** Dacă rezultatele obținute cu grupul cu metoda inversă nu corespund cu grupul cu metoda directă, sunt necesare investigații suplimentare.

STABILITATEA REACȚIILOR

1. Efectuați citirea testelor cu eprubetă și microplacă imediat după centrifugare.
2. Testele cu lamă ar trebui interpretate după maximum un minut pentru a garanta specificitatea și a evita riscul de a interpreta incorect un rezultat negativ ca fiind pozitiv din cauza uscării reactivului.
3. Aveți grijă la interpretarea rezultatelor testelor efectuate la alte temperaturi decât cele recomandate.

LIMITĂRI

1. Întrucât antigenele ABO nu sunt pe deplin dezvoltate la naștere, pot apărea reacții mai slabe la speciamele de la nivelul cordonului ombilical și neonatale.
2. Atunci când se utilizează Anti-A,B monoclonal, speciamele de sânge din subgrupele slabe A sau B (de ex., Ax) pot genera reacții fals negative sau slabe în cazul testării cu lame, plăci de microtitru sau cartele cu gel. Se recomandă retestarea subgrupelor slabe cu ajutorul tehnicii cu eprubetă.
3. Întrucât Anti-A monoclonal și Anti-B monoclonal Lorne nu sunt validați pentru a depista antigene Ax și A3, respectiv Bx și B3, nu susținem reactivitatea reactivului monoclonal Anti-A sau Anti-B împotriva acestor subgrupe A și B slabe.
4. Sângele stocat poate genera reacții mai slabe decât sângele proaspăt.
5. Rezultatele fals pozitive sau fals negative pot fi generate și de:
 - Contaminarea materialelor folosite în testare
 - Depozitarea, concentrația celulară, timpul sau temperatura de incubație necorespunzătoare

- Centrifugarea necorespunzătoare sau excesivă
- Abaterea de la tehnicile recomandate
- Probele de la nivelul cordonului ombilical contaminate cu gelatina Wharton

CARACTERISTICI DE PERFORMANȚĂ SPECIFICE

1. Înainte de a fi pus pe piață, fiecare lot de reactiv monoclonal ABO Lorne a fost testat conform metodelor de testare recomandate și enumerate în aceste instrucțiuni de utilizare. Testele corespund cerințelor de testare prezentate în numărul/versiunea curentă a „Guidelines for the Blood Transfusion Services in the United Kingdom”³ (Orientări pentru Serviciile de transfuzii sanguine din Regatul Unit) și „Common Technical Specifications” (Specificații tehnice comune).
2. Specificitatea anticorpilor monoclonali este demonstrată cu ajutorul unui panou de celule cu antigen negativ.
3. Forța reactivilor a fost testată în raport cu standardele de referință privind forța minimă obținute de la Institutul Național de Standarde Biologice și Control (NIBSC):
 - Standard de referință Anti-A 03/188 și / sau
 - Standard de referință Anti-B 03/164
4. Anti-B Lorne nu reacționează cu globulele roșii „B dobândit”.
5. Reactivii monoclonali ABO Lorne nu detectează criptoantigene, cum ar fi T, Tn sau Cad.
6. Controlul calității reactivilor a fost efectuat cu globule roșii cu fenotipuri care au fost verificate de un centru pentru transfuzii sanguine din Regatul Unit și care au fost spălate cu PBS sau soluție salină izotonă înainte de utilizare.

DECLINAREA RESPONSABILITĂȚII

1. Utilizatorul este singurul responsabil pentru performanța reactivilor în cazul utilizării altor metode decât cele menționate în **Tehnici recomandate**.
2. Orice abatere de la **Tehnicile recomandate** trebuie validată înainte de utilizare⁵.

BIBLIOGRAFIE

1. Marion E.Reid & Christine Lomas-Francis, Blood Group Antigens & Antibodies, SBB Books, New York 2007; pagina 181.
2. Issitt PD. Applied Blood Group Serology, 3rd Edition. Montgomery Scientific, Miami 1985; capitolul 6.
3. Guidelines for the Blood Transfusion Service in the United Kingdom, 6th Edition 2002. The Stationary Office.
4. AABB Technical Manual, 16th edition, AABB 2008.
5. British Committee for Standards in Haematology, Blood Transfusion Task Force. Recommendations for evaluation, validation and implementation of new techniques for blood grouping, antibody screening and cross matching. Transfusion Medicine, 1995, 5, 145-150.


DIMENSIUNI REACTIV DISPONIBILE

| | Mărime flacon | Număr de catalog | Teste per flacon |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|
| Anti-A monoclonal | 10 ml | 600010 | 200 |
| | 1000 ml | 600000* | 20.000 |
| | 5000 ml | 600000X5* | 100.000 |
| Anti-B monoclonal | 10 ml | 610010 | 200 |
| | 1000 ml | 610000* | 20.000 |
| | 5000 ml | 610000X5* | 100.000 |
| Anti-A,B monoclonal | 10 ml | 620010 | 200 |
| | 1000 ml | 620000* | 20.000 |
| | 5000 ml | 620000X5* | 100.000 |

*Această mărime este valabilă numai pentru utilizare de fabricație suplimentară (FFMU) și, prin urmare, nu are marcajul CE.



Lorne Laboratories Limited
Unit 1 Cutbush Park Industrial Estate
Danehill
Lower Earley
Berkshire, RG6 4UT
Regatul Unit
Tel.: +44 (0) 118 921 2264
Fax: +44 (0) 118 986 4518
E-mail: info@lornelabs.com



Advena Ltd. Tower Business Centre, 2nd Flr.,
Tower Street, Swatar, BKR 4013, Malta

DIRECTIONS FOR USE

Anti-A, Anti-B and Anti-A,B Monoclonal:

For Tube, Bio-Rad-ID, Ortho BioVue, Microplate and Slide Techniques.

SUMMARY

In 1900, Landsteiner discovered the serum of some people would agglutinate the red cells of others. Four common phenotypes are now recognised: O, A, B and AB. Subgroups of A and B have since been identified.

| Forward Group | | | Reverse Group | | | ABO Phenotype | Caucasians % ¹ | |
|---------------|---|-----|----------------|----------------|---|---------------|---------------------------|----|
| A | B | A,B | A ₁ | A ₂ | B | O | | |
| + | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | A | 43 |
| 0 | + | + | + | + | 0 | 0 | B | 9 |
| 0 | 0 | 0 | + | + | + | 0 | O | 44 |
| + | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | AB | 4 |

INTENDED PURPOSE

The ABO reagents are blood grouping reagents intended to be used to qualitatively determine the presence or absence of the A and/or B antigens on the red cells of blood donors or patients requiring a blood transfusion when tested in accordance with the recommended techniques stated in this IFU.

PRINCIPLE

The reagents contain antibodies against the appropriate A and/or B antigen on human red cells and will cause direct agglutination (clumping) of red cells that carry the corresponding ABO antigen. No agglutination generally indicates the absence of the corresponding ABO antigen on human red cells (see **Limitations**).

REAGENT

Lorne Monoclonal IgM ABO blood grouping reagents contain mouse monoclonal antibodies diluted in a phosphate buffer containing sodium chloride, EDTA and bovine albumin. The reagents do not contain or consist of CMR substances, or endocrine disrupting substances or that could result in sensitisation or an allergic reaction by the user. Each reagent is supplied at optimal dilution for use with all the recommended techniques stated below without the need for further dilution or addition. For lot reference number and expiry date see **Vial Label**.

| Product | Cell Line/Clone | Colour | Dye Used |
|----------|-------------------------|------------|-------------|
| Anti-A | 9113D10 | Blue | Patent Blue |
| Anti-B | 9621A8 | Yellow | Iartrazine |
| Anti-A,B | 152D12 + 9113D10 + ES15 | Colourless | None |

STORAGE

Reagent vials should be stored at 2 - 8°C on receipt. Prolonged storage at temperatures outside this range may result in accelerated loss of reagent reactivity. This reagent has undergone transportation stability studies at 37°C and -25°C as described in document BS EN ISO 23640:2015.

SAMPLE COLLECTION AND PREPARATION

Blood samples can be collected into EDTA, citrate, CPDA anticoagulants or as a clotted sample. The samples should be tested as soon as possible following collection. If a delay in testing should occur, store the samples at 2-8°C. Samples displaying gross haemolysis or microbial contamination should not be used for testing. Blood samples showing evidence of lysis may give unreliable results. It is preferable (but not essential) to wash all blood samples with PBS or isotonic saline before being tested.

PRECAUTIONS

- The reagents are intended for in vitro diagnostic use only.
- If a reagent vial is cracked or leaking, discard the contents immediately.
- Do not use the reagents past the expiration date (see **Vial Label**).
- Do not use the reagents if a precipitate is present.
- Protective clothing should be worn when handling the reagents, such as disposable gloves and a laboratory coat.
- The reagents have been filtered through a 0.2 µm capsule to reduce the bio-burden, but are not supplied sterile. Once a vial has been opened the contents should remain viable up until the expiry date as long as there is no marked turbidity, which can indicate reagent deterioration or contamination.
- The reagents contain < 0.1% sodium azide. Sodium azide may be toxic if ingested and may react with lead and copper plumbing to form explosive metal azides. On disposal flush away with large volumes of water.
- No known tests can guarantee that products derived from human or animal sources are free from infectious agents. Care must be taken in the use and disposal of each vial and its contents.

DISPOSAL OF REAGENT AND DEALING WITH SPILLAGES

For information on disposal of the reagent and decontamination of a spillage site see **Material Safety Data Sheets**, available on request.

CONTROLS AND ADVICE

- It is recommended a positive control and a negative control be tested in parallel with each batch of tests. Tests must be considered invalid if controls do not show expected results.

- Since these reagents do not contain macromolecular potentiators, it is very unlikely that false positive reactions are caused with IgG coated cells.
- Blood specimens of weak A or B subgroups (e.g Ax) may give rise to false negative or weak reactions when tested using slides, microtitre plates or gel cards. It is advisable to re-test weak subgroups using tube technique.
- Individuals older than six months should have their ABO blood-grouping results confirmed by testing their serum or plasma against known group A, and B cells before their ABO blood group can be confirmed.
- Before use, let the reagent warm up to room temperature. As soon as the reagent has been used, put the reagent back in storage at 2-8°C.
- In the Recommended Techniques one volume is approximately 50µl when using the vial dropper provided.
- The use of the reagents and the interpretation of results must be carried out by properly trained and qualified personnel in accordance with the requirements of the country where the reagents are in use.
- The user must determine the suitability of the reagents for use in other techniques.

REAGENTS AND MATERIALS REQUIRED

- Applicator sticks.
- Automatic plate reader.
- Bio-Rad ID-Cards (NaCl, enzyme test and cold agglutinins).
- Bio-Rad ID-Centrifuge.
- Bio-Rad ID-CellStab or ID-Diluent 2.
- Glass microscope slides or white card tiles.
- Glass test tubes (10 x 75 mm or 12 x 75 mm).
- Microplate centrifuge.
- Ortho BioVue System Cassettes (Neutral).
- Ortho BioVue System Centrifuge.
- Ortho 0.8% Red Cell Diluent.
- Plate shaker.
- PBS solution (pH 6.8–7.2) or Isotonic saline solution (pH 6.5–7.5).
- Positive and negative control red cells:
- Anti-A: group A (positive control) and group O (negative control).
- Anti-B: group B (positive control) and group O (negative control).
- Anti-A,B: group A and group B (positive controls) and group O (negative control).
- Test tube centrifuge.
- Validated "U" well microplates.
- Volumetric pipettes.

RECOMMENDED TECHNIQUES

A. Tube Technique

- Prepare a 2-3% suspension of red cells in PBS or Isotonic saline.
- Place in a labelled test tube: 1 volume of Lorne Anti-ABO reagent and 1 volume of red cell suspension.
- Mix thoroughly and incubate at room temperature for 1 minute.
- Centrifuge all tubes for 10 seconds at 1000 rcf or for a suitable alternative time and force.
- Gently resuspend red cell button and read macroscopically for agglutination
- Any tubes, which show a negative or questionable result, should be incubated for 15 minutes at room temperature.
- Following incubation, repeat steps 4 and 5.

B. Bio-Rad-ID Technique (NaCl, enzyme test and cold agglutinins cards)

- Prepare a 0.8% suspension of red cells in ID-CellStab or ID-Diluent 2.
- Remove aluminium foil from as many microtubes as needed.
- Place in appropriate microtube: 50µl of red cell suspension and 25µl of Lorne Anti-ABO reagent.
- Centrifuge ID-Card(s) in the Bio-Rad gel card centrifuge.
- Read macroscopically for agglutination.

C. Ortho BioVue Technique (Neutral cassettes)

- Prepare a 0.8% suspension of red cells in 0.8% Ortho Red Cell Diluent.
- Remove aluminium foil from as many reaction chambers as needed.
- Place in appropriate reaction chamber: 50µl of red cell suspension and 40µl of Lorne Anti-ABO reagent.
- Centrifuge cassette(s) in an Ortho BioVue System Centrifuge.
- Read macroscopically for agglutination.

D. Microplate Technique, using "U" wells

- Prepare a 2-3% suspension of red cells in PBS or Isotonic saline.
- Place in the appropriate well: 1 volume Lorne Anti-ABO reagent and 1 volume red cell suspension.
- Mix thoroughly, preferably using a microplate shaker, taking care to avoid cross-well contamination.
- Incubate at room temperature for 15 minutes (time dependant on user).
- Centrifuge the microplate for 1 minute at 140 rcf or for a suitable alternative time and force.
- Resuspend the cell buttons using carefully controlled agitation on a microplate shaker

7. Read macroscopically or with a validated automatic reader.
8. Any weak reactions should be repeated by the tube technique.

E. Slide Technique

1. Prepare a 35-45% suspension of red cells in serum, plasma or PBS or Isotonic saline or use anti-coagulated whole blood (in its own plasma).
2. Place on a labelled glass slide or card tile: 1 volume of Lorne Anti-ABO reagent and 1 volume of red cell suspension.
3. Using a clean applicator stick, mix reagent and cells over an area of about 20 x 40 mm.
4. Slowly tilt the slide back and forth for 30 seconds, with occasional further mixing during the 1-minute period, maintaining slide at room temperature.
5. Read macroscopically after 1 minute over a diffuse light and do not mistake fibrin strands as agglutination.
6. Any weak reactions should be repeated by the tube technique.

INTERPRETATION OF TEST RESULTS

1. Positive: Agglutination of the red cells constitutes a positive test result and within accepted limitations of test procedure, indicates the presence of the appropriate ABO antigen on the red cells.
2. Negative: No agglutination of the red cells constitutes a negative result and within the accepted limitations of the test procedure, indicates the absence of the appropriate ABO antigen on the red cells.
3. Discrepancies: If the results obtained with reverse group don't correlate with forward group, further investigation is required.

STABILITY OF THE REACTIONS

1. Read all tube and microplate tests immediately after centrifugation.
2. Slide tests should be interpreted after a maximum of one minute to ensure specificity and to avoid the possibility a negative result may be incorrectly interpreted as positive due to drying of the reagent.
3. Caution should be exercised in the interpretation of results of tests performed at temperatures other than those recommended.

LIMITATIONS

1. ABO antigens are not fully developed at birth and so weaker reactions may therefore occur with cord or neonatal specimens.
2. When using Monoclonal Anti-A,B, blood specimens of weak A or B subgroups (e.g Ax) may give rise to false negative or weak reactions when tested using slides, microtitre plates or gel cards. It is advisable to re-test weak subgroups using the tube technique.
3. Lorne monoclonal Anti-A and monoclonal Anti-B are not validated to detect Ax and A3 or Bx and B3 antigens resp and we therefore do not claim reactivity of the monoclonal Anti-A or Anti-B reagent against these weak A and B sub-groups.
4. Stored blood may give weaker reactions than fresh blood.
5. False positive or false negative results may also occur due to:
 - Contamination of test materials
 - Improper storage, cell concentration, incubation time or temperature
 - Improper or excessive centrifugation
 - Deviation from the recommended techniques
 - Cord samples contaminated with Wharton's jelly

SPECIFIC PERFORMANCE CHARACTERISTICS

1. Prior to release, each lot of Lorne ABO monoclonal reagent was tested using the recommended test methods listed in this IFU. The tests complied with the test requirements as stated in the current version/issue of the 'Guidelines for the Blood Transfusion Services in the United Kingdom' and the 'Common Technical Specifications'.
2. Specificity of source monoclonal antibodies is demonstrated using a panel of antigen-negative cells.
3. The potency of the reagents has been tested against the following minimum potency reference standards obtained from National Institute of Biological Standards and Controls (NIBSC): Anti-A reference standard 03/188 And / Or Anti-B reference standard 03/164
4. Lorne Anti-B does not react with "Acquired-B" red cells.
5. Lorne Monoclonal ABO reagents do not detect crypt antigens such as T, Tn or Cad.
6. The Quality Control of the reagents was performed using red cells with phenotypes that were verified by a UK blood transfusion centre and had been washed with PBS or Isotonic saline prior to use.

DISCLAIMER

1. The user is responsible for the performance of the reagents by any method other than those mentioned in the Recommended Techniques.
2. Any deviations from the Recommended Techniques should be validated prior to use⁸.

BIBLIOGRAPHY

1. Marion E. Reid and Christine Lomas-Francis, Blood Group Antigens and Antibodies, SBB Books, New York 2007; Page 181.
2. Issitt PD. Applied Blood Group Serology, 3rd Edition. Montgomery Scientific, Miami 1985; Chapter 6
3. Guidelines for the Blood Transfusion Service in the United Kingdom 6th Edition 2002. The Stationery Office.

4. AABB Technical Manual, 16th Edition, AABB 2008.
5. British Committee for Standards in Haematology, Blood Transfusion Task Force. Recommendations for evaluation, validation and implementation of new techniques for blood grouping, antibody screening and cross matching. Transfusion Medicine, 1995, 5, 145-150.

AVAILABLE REAGENT SIZES

| | Vial Size | Catalogue Number | Tests Per Vial |
|---------------------|-----------|------------------|----------------|
| Anti-A Monoclonal | 10 ml | 600010 | 200 |
| | 1000 ml | 600000* | 20,000 |
| | 5000 ml | 600000X5* | 100,000 |
| Anti-B Monoclonal | 10 ml | 610010 | 200 |
| | 1000 ml | 610000* | 20,000 |
| | 5000 ml | 610000X5* | 100,000 |
| Anti-A,B Monoclonal | 10 ml | 620010 | 200 |
| | 1000 ml | 620000* | 20,000 |
| | 5000 ml | 620000X5* | 100,000 |

*This size is For Further Manufacturing Use (FFMU) only and is therefore not CE marked.



Advena Ltd, Tower Business Centre, 2nd Floor, Tower Street, Swatar, BKR 4013, Malta



Lorne Laboratories Limited

Unit 1 Cutbush Park Industrial Estate, Danehill, Lower Earley, Berkshire RG6 4UT United Kingdom

Tel: +44 (0) 118 921 2264 Fax: +44 (0) 118 986 4518 Email: info@lornelabs.com www.lornelabs.com



LORNE LABORATORIES LTD.
GREAT BRITAIN



REAGENȚII DE GROUP MONOCLONAL.

INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE

Anti-D Clone 1 și Clone 2 Monoclonal: pentru tub, DiaMed-ID, Ortho BioVue, tehnici de microplaci și diapozitive.

REZUMAT

Sistemul Rh de grup sanguin a fost descoperit în 1940. Antigenul D este cel mai mult clinic semnificativ non-ABO de celule roșii de sânge și a fost implicat în provocând reacții hemolitice de transfuzie și boală hemolitică a nou-născutului.

| Anti -D | Fenotip | Caucasieni % | Afro -Americani % |
|---------|----------|--------------|-------------------|
| + | Rh D +ve | 85 | 72 |
| 0 | Rh D -ve | 15 | 28 |

PRINCIPIU

Reactivii vor cauza aglutinarea directă (clumping) a celulelor roșii test care poartă antigenul D. Nici o aglutinare nu indică în general absența antigenului D (vezi Limitări).

REACTIV

Lorne monoclonal IgM Anti-D Clone 1 și Clone 2 reactivi de grupare sanguină sunt reactivi cu proteine scăzute care conțin un anticorp IgM monoclonal uman diluat cu clorură de sodiu (0,9 g%), albumină bovină (3 g%) și potențiatori macromoleculați. La introducerea eșantioanelor pacientului, fiecare reactiv va aglutina direct celulele Rh pozitive, inclusiv majoritatea variantelor (dar nu și DVI) și o proporție mare de fenotipuri D (Du) slabe atunci când se utilizează tehnicile recomandate. Fiecare reactiv este furnizat la o diluție optimă pentru utilizarea pe eșantioanele pacientului cu toate tehnicile recomandate menționate mai jos, fără a mai fi necesară o continuare diluare sau adăugare. Pentru numărul de referință al lotului și data de expirare, consultați Eticheta flaconului.

| Produs | Linie celulară / clonă |
|-----------------|------------------------|
| Anti -D Clone 1 | RUM-1 |
| Anti -D Clone 2 | MS-201 |

EXPUNEREA FAȚĂ A ANTIGENULUI RhD

Termenul colectiv Du este utilizat pe scară largă pentru a descrie celulele roșii care au o exprimare mai slabă a antigenului D decât în mod normal. Termenul D slab indică indivizii cu un număr redus de situsuri antigenice complete D pe celula roșie. Termenul parțial D denotă indivizi cu epitop de antigen D lipsă. Celulele D_{VI} sunt o categorie D parțială, care nu are cele mai multe epitopi D. Ambii reactivi ai clonei 1 și clonei 2 vor detecta cele mai multe exemple de celule roșii parțiale și slabe D prin aglutinare directă, dar nu vor detecta celule D_{VI}.

DEPOZITARE

Flacoanele cu reactiv trebuie păstrate la 2 - 8°C la primire. Depozitare prelungită la temperaturile din afara acestui interval pot duce la pierderea accelerată a reactivului reactivitate. Acest reactiv a fost supus unor studii de stabilitate la transport la 37 ° C și -25 ° C conform descrierii din documentul EN13640: 2002.

COLECTAREA ȘI PREGĂTIREA DE PROBE

Probele de sânge trase cu sau fără anticoagulant pot fi utilizate pentru antigen tastare. Dacă testarea este întârziată, depozitați speciamentele la 2-8 ° C. EDTA și citrat eșantioanele ar trebui să fie tipărite în termen de 7 zile de la colectare. Probele colectate în ACD, CPD sau CPDA-1 pot fi testate până la 35 de zile de la data de retragere. Toate probele de sânge trebuie spălate cel puțin de două ori cu PBS sau soluție salină izotonică înainte de a fi testate. Probele care prezintă dovezi de liză pot da rezultate nesigure.

PRECAUȚII

1. Reactivii sunt destinați numai pentru diagnosticul in vitro.
2. Dacă un flacon de reactiv este crăpat sau scurs, aruncați imediat conținutul.
3. Nu utilizați reactivii după data expirării (vezi Eticheta flaconului).
4. Nu utilizați reactivii dacă există un precipitat.
5. La manipularea reactivilor, cum ar fi mănuși de unică folosință și un strat de laborator.
6. Reactivii au fost fitierii printr-o capsulă de 0,2 pm pentru a reduce povara biologică. Odată ce un flacon a fost deschis, conținutul trebuie să rămână viabil până la data de expirare, atât timp cât nu există turbiditate marcată, ceea ce poate indica deteriorarea sau contaminarea reactivilor.
7. Reactivii conțin <0,1% azidă de sodiu. Azida de sodiu poate fi toxică dacă este ingerată și poate reacționa cu plumbul din plumb și cupru pentru a forma azide metalice explozive. Înlăturați-le cu cantități mari de apă.
8. Materialele utilizate pentru producerea produselor au fost testate la sursă și s-au dovedit a fi negative pentru anticorpii HIV 1 + 2 și HCV și HBsAg utilizând teste microbiologice aprobate.
9. Niciun test cunoscut nu poate garanta că produsele derivate din surse umane sau animale nu conțin agenți infecțioși. Trebuie să se acorde atenție utilizării și eliminării fiecărui flacon și a conținutului acestuia

ELIMINAREA REACTIVULUI ȘI DEZVOLTAREA SPĂLĂRILOR

Pentru informații despre eliminarea reactivului și despre decontaminarea unui loc de scurgere, consultați Fișe tehnice de securitate pentru materiale, disponibile la cerere.

CONTROALE ȘI RECOMANDĂRI

1. Se recomandă un control pozitiv (în mod ideal celulele R1r), un control negativ (celule rr ideale) și un control negativ al reactivilor (cum ar fi Lorne Negative Control, catalogul # 650010) să fie testate în paralel cu fiecare lot de teste. Testele trebuie considerate nevalabile dacă controalele nu prezintă rezultatele așteptate.
2. Când tastați eritrocitele de la un pacient este important ca un reactiv să fie negativ controlul este inclus, deoarece potențiatorii macromoleculați ai reactivului pot produce reacții false pozitive cu celule acoperite cu IgG, de ex. în cazurile de AIHA sau HDN. Se recomandă controlul negativ Lorne pentru reactivii monoclonali anti-D (Cat # 650010).
3. Variantele de antigen slabe și parțiale D sunt slab detectate de cardul de gel, microtitrare și tehnica de diapozitive. Se recomandă să fie slab și parțial D sunt testate folosind tehnica de testare a tuburilor.
4. În Tehnicile Recomandate, un volum este de aproximativ 50μl când se utilizează picuratorul de flacon furnizat.
5. Utilizarea reactivilor și interpretarea rezultatelor trebuie să fie efectuate de personal bine instruit și calificat, în conformitate cu cerințele țării în care reactivii sunt utilizați.
6. Utilizatorul trebuie să determine compatibilitatea reactivilor pentru utilizarea în alte tehnici.

REACTIVI ȘI MATERIALE NECESARE

- Aplicatori.
- Cititor automat de placă.
- Carduri de identitate DiaMed (Neutru).
- DiaMed ID-Centrifuge.
- DiaMed ID-CellStab.
- Diapozitive cu microscop din sticlă.
- Tuburi de testare din sticlă (10 x 75 mm sau 12 x 75 mm).
- Centrifugă cu microplăci.
- Casete Ortho BioVue System (Neutru).
- Ortho BioVue System Centrifuge.
- Ortho 0,8% Diluant pentru celule roșii.
- Agitator de placă.
- soluție PBS (pH 6,8-7,2) sau soluție salină izotonică (pH 6,5-7,5).
- celule roșii pozitive (în mod ideal R1r) și negative (rr).
- Centrifuga cu tub de testare.
- microplăci cu valori "U" validate.
- Pipete volumetrice.

TEHNICI RECOMANDATE

A. Tehnica tubului

1. Se prepară o suspensie de 2-3% de celule roșii de test spălate în PBS sau soluție salină izotonică.
2. Așezați într-un tub de etichetare etichetat: 1 volum de reactiv Lorne Anti-D și 1 volum de suspensie de test pentru eritrocite.
3. Se amestecă bine și se centrifughează toate tuburile timp de 20 de secunde la 1000 rcf sau pentru un timp și forță alternative adecvate.

4. Resuspendați ușor butonul de celule roșii și citiți macroscopic pentru aglutinare
5. Orice tuburi care prezintă un rezultat negativ sau dubios (cum se poate întâmpla în cazul probelor slabe D) trebuie incubate timp de 15 minute la temperatura camerei.
6. După incubare, repetați pașii 3 și 4.

B. Tehnica de tipare micro-diaMed-ID

1. Se prepară o suspensie de 0,8% de celule roșii de testare spălate în ID-CellStab.
2. Îndepărtați folia de aluminiu din cât mai multe microtuburi, după cum este necesar.
3. Amplasați în microtubul corespunzător: 50μl suspensie de test de celule roșii și 25μl de Lorne Anti-D.
4. Centrifugați cardul (ID-urile) de identitate într-o centrifugă cu card de gel Diamed.
5. Citiți macroscopic pentru aglutinare.

C. Tehnica de tipare Ortho BioVue (carduri neutre)

1. Se prepară o suspensie de 0,8% de celule roșii testate spălate în diluant Ortho de celule roșii de 0,9%.
2. Îndepărtați folia de aluminiu din cât mai multe camere de reacție, după cum este necesar.
3. Amplasați în camera de reacție adecvată: 50 pl de suspensie de celule roșii test și 40 pl de reactiv Lorne Anti-D.
4. Centrifuge caseta (c) într-o Centrifugă Ortho BioVue System.
5. Citiți macroscopic pentru aglutinare.

D. Tehnica microplăcilor, folosind sondele "U"

1. Se prepară o suspensie de 2-3% de celule roșii testate spălate în PBS sau soluție salină izotonică.
2. Așezați în godeul corespunzător: 1 volum de reactiv Lorne Anti-D și 1 suspensie de test pentru celule roșii.
3. Se amestecă bine, de preferință folosind un agitator de microplăci, având grijă să se evite contaminare transversală.
4. Incubează la temperatura camerei timp de 15 minute (timpul depinde de utilizator).
5. Centrifuge microplaciul timp de 1 minut la 140 rcf sau pentru un timp și forță alternative adecvate.
6. Resuspendați butoanele celulare utilizând agitație controlată atent pe a microplaci
7. Citiți macroscopic sau cu un cititor automat validat.
8. Orice reacție slabă trebuie repetată prin tehnica tubului.

E. Tehnica diapozitivelor

1. Se prepară o suspensie de eritrocite de 35-45% în ser, plasmă sau PBS sau soluție salină izotonică.
2. Așezați pe o placă de sticlă etichetă: 1 volum de reactiv Lorne Anti-D și 1 volumul suspensiei de test pentru eritrocite.
3. Folosind un stick de aplicator curat, amestecați reactivul și celulele pe o suprafață de aproximativ 20 x 40 mm.
4. Înclinați ușor glisorul înainte și înapoi timp de 30 de secunde, ocazional în continuare amestecarea în timpul perioadei de 2 minute, menținând glisarea la temperatura camerei.
5. Citiți macroscopic după 2 minute pe o lumină difuză și nu greșea firelor de fir ca aglutinare.
6. Orice reacție slabă trebuie repetată prin tehnica tubului.

INTERPRETAREA REZULTATELOR TESTELOR

1. Pozitive: Aglutinarea celulelor roșii de testare reprezintă un rezultat pozitiv al testului și, în cadrul limitărilor acceptate ale procedurii de testare, indică prezența antigenului D pe celulele roșii de test.
2. Negativ: nici o aglutinare a celulelor roșii test nu reprezintă un rezultat negativ și în limitele acceptate ale procedurii de testare, indică absența antigenului D pe celulele roșii test.
3. Se vor exclude rezultatele testelor de celule care sunt aglutinate folosind controlul negativ al reactivului, deoarece aglutinarea este cel mai probabil cauzată de efectul potențatorilor macromoleculari în reactiv asupra celulelor sensibilizate.

STABILITATEA REACȚIILOR

1. Citiți toate testele cu tuburi și microplăci imediat după centrifugare.
2. Testele diapozitive trebuie interpretate în două minute pentru a se asigura specificitatea și pentru a evita posibilitatea ca un rezultat negativ să poată fi interpretat incorect ca pozitiv datorită uscării reactivului.
3. Trebuie interpretat cu prudență interpretarea rezultatelor testelor efectuate la temperaturi diferite de cele recomandate.

LIMITAREA

1. Lorne Anti-D nu este adecvată pentru utilizarea cu celule enzimatiche tratate, celule suspendate în LISS sau utilizate în tehnicile antiglobulinice indirecte (IAT).
2. Sângele stocat poate produce reacții mai slabe decât sângele proaspăt.
3. Se poate observa o aglutinare falsă pozitivă din cauza prezenței potențiatori macromoleculare în reactiv atunci când se testează IgG sensibilizată celule, de ex. AIHA, HDN.
4. De asemenea, pot apărea rezultate fals pozitive sau false, datorită:

- Contaminarea materialelor de testare
- Depozitarea necorespunzătoare, concentrația celulară, timpul de incubare sau temperatura
- Centrifugare necorespunzătoare sau excesivă
- Abaterea de la tehnicile recomandate

CARACTERISTICI SPECIFICE DE PERFORMANȚĂ

1. Reactivii au fost caracterizați prin toate procedurile menționate în Tehnicile recomandate.
2. Înainte de eliberare, fiecare lot de Lorne Monoclonal Anti-D Clone1 și Anti-D Clona 2 este testată prin tehnicile recomandate împotriva unui grup de celule roșii antigen-pozitive pentru a asigura o reactivitate adecvată.
3. Reactivii de grupare anti-D pentru gruparea D a pacienților nu trebuie să reacționeze cu celulele DVI utilizând metoda (metodele) recomandată (e) pentru utilizare.
4. Specificitatea anticorpilor monoclonali sursă este demonstrată utilizând un grup de celule antigen-negative.
5. Eficacitatea reactivilor a fost testată pe baza următorului standard de referință pentru potența minimă obținut de la Institutul Național de Standarde și Controale Biologice (NIBSC):
 - Referința anti-D 99/836.
6. Controlul calității reactivilor a fost efectuat utilizând celule roșii care au avut a fost spălat de două ori cu PBS sau cu soluție salină izotonică înainte de utilizare.
7. Reactivii respectă recomandările cuprinse în ultimul număr al Ghidului pentru serviciile britanice de transfuzie a sângelui.

DECLINAREA RESPONSABILITĂȚII








1. Utilizatorul este responsabil pentru performanța reactivilor prin orice altă metodă decât cea menționată în Tehnicile recomandate.
2. Orice abatere de la tehnicile recomandate trebuie validată înainte de utilizare.

DIMENSIUNI DISPONIBILE REACTIVI

| | <i>Dimensiune flacon</i> | <i>Numar Catalog</i> |
|-----------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Anti-D Clone 1 Monoclonal | 10ml | 730010 |
| | 1000ml | 730000* |
| Anti- D Clone 2 Monoclonal | 10ml | 710010 |
| | 1000ml | 710000* |

* --- Această dimensiune este numai pentru utilizarea în fabricație ulterioară (FFMU) și, prin urmare, nu este Marcajul CE.

TABEL SIMBOLURI

| | | | |
|---|---------------------|---|----------------------------|
|  | Batch Number |  | <i>In-vitro</i> Diagnostic |
|  | Catalogue Reference |  | Store At |
|  | Expiry Date |  | Manufacturer |
|  | Read Pack Insert | | |

Pentru disponibilitatea altor dimensiuni, Va rugam sa contactati:

Lorne Laboratories Limited

Unit 1 Cutbush Park Industrial Estate

Danehill

Lower Earley, Reading,

Berkshire, RG6 4UT

United Kingdom

Tel: +44 (0) 118 921 2264

Fax: +44 (0) 118 986 4518

E-mail: info@lornelabs.com

DIRECTIONS FOR USE

Anti-D Clone 1 and Clone 2 Monoclonal:

For Tube, Bio-Rad-ID, Ortho BioVue, Microplate and Slide Techniques.

SUMMARY

The Rh blood group system was discovered in 1940. The D antigen is the most clinically significant non-ABO red blood cell antigen and has been implicated in causing Haemolytic Transfusion Reactions and Haemolytic Disease of the Newborn.

| Anti-D | Phenotype | Caucasians % ¹ | Afro-Americans % ² |
|--------|-----------|---------------------------|-------------------------------|
| + | Rh D +ve | 83 | 92 |
| 0 | Rh D -ve | 17 | 8 |

INTENDED PURPOSE

The Anti-D reagents are blood grouping reagents intended to be used to qualitatively determine the presence or absence of the Rh D antigen on the red cells of blood donors or patients requiring a blood transfusion when tested in accordance with the recommended techniques stated in this IFU.

PRINCIPLE

The reagents contain antibodies against the D antigen on human red cells and will cause direct agglutination (clumping) of human red cells that carry the D antigen. No agglutination (no clumping) generally indicates the absence of the D antigen on human red cells (see **Limitations**).

REAGENT

Lorne Monoclonal IgM Anti-D Clone 1 and Clone 2 blood grouping reagents are low protein reagents containing a human monoclonal IgM antibody diluted with sodium chloride (0.9 g%), bovine albumin (2.0 g%) and macromolecular potentiators (1.5 g%). When typing patient samples, each reagent will directly agglutinate Rh D positive cells, including majority of variants (but not D^u) and a high proportion of weak D (D^w) phenotypes when using the recommended techniques. The reagents do not contain or consist of CMR substances, or endocrine disrupting substances or that could result in sensitisation or an allergic reaction by the user. Each reagent is supplied at optimal dilution for use on patient samples with all recommended techniques stated below without need for further dilution or addition. For lot reference number and expiry date see Vial Label.

| Product | Cell Line / Clone |
|----------------|-------------------|
| Anti-D Clone 1 | RUM-1 |
| Anti-D Clone 2 | MS-201 |

WEAKENED EXPRESSION OF THE RhD ANTIGEN

The collective term D^w is widely used to describe red cells which have a weaker expression of the D antigen than normal. The term weak D denotes individuals with a reduced number of complete D antigen sites per red cell. The term partial D denotes individuals with missing D antigen epitopes. D^w cells is a partial D category which misses most D epitopes. Both Clone 1 and Clone 2 reagents will detect most examples of partial and weak D red cells by direct agglutination, but will not detect D^w cells.

STORAGE

Reagent vials should be stored at 2 - 8°C on receipt. Prolonged storage at temperatures outside this range may result in accelerated loss of reagent reactivity. This reagent has undergone transportation stability studies at 37°C and -25°C as described in document BS EN ISO 23640:2015.

SAMPLE COLLECTION AND PREPARATION

Blood samples can be collected into EDTA, citrate, CPDA anticoagulants or as a clotted sample. The samples should be tested as soon as possible following collection. If a delay in testing should occur, store the samples at 2-8°C. Samples displaying gross haemolysis or microbial contamination should not be used for testing. Blood samples showing evidence of lysis may give unreliable results. It is preferable (but not essential) to wash all blood samples with PBS or isotonic saline before being tested.

PRECAUTIONS

1. The reagents are intended for in vitro diagnostic use only.
2. If a reagent vial is cracked or leaking, discard the contents immediately.
3. Do not use the reagents past the expiration date (see Vial Label).
4. Do not use the reagents if a precipitate is present.
5. Protective clothing should be worn when handling the reagents, such as disposable gloves and a laboratory coat.
6. The reagents have been filtered through a 0.2 µm capsule to reduce the bio-burden, but are not supplied sterile. Once a vial has been opened the contents should remain viable up until the expiry date as long as there is no marked turbidity, which can indicate reagent deterioration or contamination.
7. The reagents contain < 0.1% sodium azide. Sodium azide may be toxic if ingested and may react with lead and copper plumbing to form explosive metal azides. On disposal flush away with large volumes of water.
8. Materials used to produce the products were tested at source and found to be negative for HIV 1+2 and HCV antibodies and HBsAg using approved microbiological tests.

9. No known tests can guarantee that products derived from human or animal sources are free from infectious agents. Care must be taken in the use and disposal of each vial and its contents.

DISPOSAL OF REAGENT AND DEALING WITH SPILLAGES

For information on disposal of the reagent and decontamination of a spillage site see Material Safety Data Sheets, available on request.

CONTROLS AND ADVICE

1. It is recommended a positive control (ideally R,r cells), and a negative control (ideally rr cells) be tested in parallel with each batch of tests. Tests must be considered invalid if controls do not show expected results.
2. When typing red cells from a patient who is diagnosed with a disease that causes the red cells to become coated with antibody or other proteins (such as HDN, AIHA), it is important to test the patient's red cells using Lorne's Monoclonal D Negative Control (catalogue # 650010). Tests must be considered invalid if red cells are agglutinated using Lorne's Monoclonal D Negative Control (catalogue # 650010).
3. Weak and partial D antigen variants are poorly detected by the gel card, microtitre plate and slide technique. It is recommended that weak and partial D variants are tested using the tube test technique.
4. Before use, let the reagent warm up to room temperature. As soon as the reagent has been used, put the reagent back in storage at 2-8°C.
5. In the Recommended Techniques one volume is approximately 50µl when using the vial dropper provided.
6. The use of the reagents and the interpretation of results must be carried out by properly trained and qualified personnel in accordance with the requirements of the country where the reagents are in use.
7. The user must determine suitability of the reagents for use in other techniques.

REAGENTS AND MATERIALS REQUIRED

- Applicator sticks.
- Automatic plate reader.
- Bio-Rad ID-Cards (NaCl, enzyme test and cold agglutinins).
- Bio-Rad ID-Centrifuge.
- Bio-Rad ID-CellStab or ID-Diluent 2.
- Glass microscope slides or white card tiles.
- Glass test tubes (10 x 75 mm or 12 x 75 mm).
- Microplate centrifuge.
- Ortho BioVue System Cassettes (Neutral).
- Ortho BioVue System Centrifuge.
- Ortho 0.8% Red Cell Diluent.
- Plate shaker.
- PBS solution (pH 6.8-7.2) or isotonic saline solution (pH 6.5-7.5).
- Positive (ideally R,r) and negative (rr) control red cells.
- Test tube centrifuge.
- Validated "U" well microplates.
- Volumetric pipettes.

RECOMMENDED TECHNIQUES

- A. Tube Technique**
1. Prepare a 2-3% suspension of red cells in PBS or isotonic saline.
 2. Place in a labelled test tube: 1 volume of Lorne Anti-D reagent and 1 volume of red cell suspension.
 3. Mix thoroughly and centrifuge all tubes for 20 seconds at 1000 rcf or for a suitable alternative time and force.
 4. Gently resuspend red cell button and read macroscopically for agglutination
 5. Any tubes, which show negative or questionable result (as can happen with weak D samples), should be incubated for 15 minutes at room temperature.
 6. Following incubation, repeat steps 3 and 4.
- B. Bio-Rad-ID Technique (NaCl, enzyme test and cold agglutinins cards)**
1. Prepare a 0.8% suspension of red cells in ID-CellStab or ID-Diluent 2.
 2. Remove aluminium foil from as many microtubes as needed.
 3. Place in appropriate microtube: 50µl of red cell suspension and 25µl of Lorne Anti-D reagent.
 4. Centrifuge ID-Card(s) in a Bio-Rad gel card centrifuge.
 5. Read macroscopically for agglutination.
- C. Ortho BioVue Technique (Neutral cards)**
1. Prepare a 0.8% suspension of red cells in 0.8% Ortho Red Cell Diluent.
 2. Remove aluminium foil from as many reaction chambers as needed.
 3. Place in appropriate reaction chamber: 50µl of red cell suspension and 40µl of Lorne Anti-D reagent.
 4. Centrifuge cassette(s) in an Ortho BioVue System Centrifuge.
 5. Read macroscopically for agglutination.
- D. Microplate Technique, using "U" wells**
1. Prepare a 2-3% suspension of red cells in PBS or isotonic saline.
 2. Place in the appropriate well: 1 volume Lorne Anti-D reagent and 1 volume

- red cell suspension.
- Mix thoroughly, preferably using a microplate shaker, taking care to avoid cross-well contamination.
 - Incubate at room temperature for 15 minutes (time dependant on user).
 - Centrifuge the microplate for 1 minute at 140 rcf or for a suitable alternative time and force.
 - Resuspend the cell buttons using carefully controlled agitation on a microplate shaker
 - Read macroscopically or with a validated automatic reader.
 - Any weak reactions should be repeated by the tube technique.

E. Slide Technique

- Prepare a 35-45% suspension of red cells in serum, plasma or PBS or Isotonic saline or use anti-coagulated whole blood (in its own plasma).
- Place on a labelled glass slide or card tile: 1 volume of Lorne Anti-D reagent and 1 volume of red cell suspension.
- Using a clean applicator stick, mix reagent and cells over an area of about 20 x 40 mm.
- Slowly tilt the slide back and forth for 30 seconds, with occasional further mixing during the 1-minute period, maintaining slide at room temperature.
- Read macroscopically after 1 minute over a diffuse light and do not mistake fibrin strands as agglutination.
- Any weak reactions should be repeated by the tube technique.

INTERPRETATION OF TEST RESULTS

- Positive: Agglutination of the red cells constitutes a positive test result and within accepted limitations of test procedure, indicates the presence of the D antigen on the red cells.
- Negative: No agglutination of the red cells constitutes a negative result and within the accepted limitations of the test procedure, indicates the absence of the D antigen on the red cells.
- Test results of cells that are agglutinated using the reagent negative control shall be excluded, as the agglutination is most probably caused by the effect of the macromolecular potentiators in the reagent on sensitised cells.

STABILITY OF THE REACTIONS

- Read all tube and microplate tests immediately after centrifugation.
- Slide tests should be interpreted after a maximum of one minute to ensure specificity and to avoid the possibility a negative result may be incorrectly interpreted as positive due to drying of the reagent.
- Caution should be exercised in the interpretation of results of tests performed at temperatures other than those recommended.

LIMITATIONS

- Lorne Anti-D is not suitable for use with enzyme treated cells, cells suspended in LISS or for use in indirect antiglobulin (IAT) techniques.
- Stored blood may give weaker reactions than fresh blood.
- False positive agglutination may be seen due to the presence of macromolecular potentiators in the reagent when testing IgG sensitised cells, e.g. ALHA, HDN.
- False positive or false negative results may also occur due to:
 - Contamination of test materials
 - Improper storage, cell concentration, incubation time or temperature
 - Improper or excessive centrifugation
 - Deviation from the recommended techniques

SPECIFIC PERFORMANCE CHARACTERISTICS

- Prior to release, each lot of Lorne Anti-D monoclonal reagent was tested using the recommended test methods listed in this IFU. The tests complied with the test requirements as stated in the current version/issue of the 'Guidelines for the Blood Transfusion Services in the United Kingdom' and the 'Common Technical Specifications'.
- Anti-D grouping reagents for D grouping of patients should not react with D⁰ cells using the method(s) recommended for use.
- Specificity of source monoclonal antibodies is demonstrated using a panel of antigen-negative cells.
- The potency of the reagents has been tested against the following minimum potency reference standard obtained from National Institute of Biological Standards and Controls (NIBSC):
 - Anti-D reference 99/836.
- The Quality Control of the reagents was performed using red cells with phenotypes that were verified by a UK blood transfusion centre and had been washed with PBS or Isotonic saline prior to use.

DISCLAIMER

- The user is responsible for the performance of the reagents by any method other than those mentioned in the Recommended Techniques.
- Any deviations from the Recommended Techniques should be validated prior to use⁹.

BIBLIOGRAPHY

- Issitt PD. Applied Blood Group Serology, 3rd Edition, Montgomery Scientific, Miami, 1985, Chapter 10.
- AABB Technical Manual, 16th Edition, AABB 2008.

- Marion E. Reid and Christine Lomas-Francis, Blood Group Antigens and Antibodies, SBB Books, New York 2007; Page 192.
- Jones J, Scott ML, Voak D. Monoclonal anti-D specificity and Rh D structure: criteria for selection of monoclonal anti-D reagents for routine typing of patients and donors. Transfusion Medicine 1995. 5, 171-184
- Guidelines for the Blood Transfusion Service in the United Kingdom, 6th Edition 2002. The Stationery Office.
- British Committee for Standards in Haematology, Blood Transfusion Task Force. Recommendations for evaluation, validation and implementation of new techniques for blood grouping, antibody screening and cross matching. Transfusion Medicine, 1995, 5, 145-150.

AVAILABLE REAGENT SIZES

| | Vial Size | Catalogue Number | Test per vial |
|------------------------------|-----------|------------------|---------------|
| Anti-D Clone 1 Monoclonal | 10 ml | 730010 | 200 |
| | 1000 ml | 730000* | 20,000 |
| Anti-D Clone 2 Monoclonal | 5000 ml | 730000X5* | 100,000 |
| | 10 ml | 710010 | 200 |
| | 1000 ml | 710000* | 20,000 |
| | 5000 ml | 710000X5* | 100,000 |

*This size is For Further Manufacturing Use (FFMU) only and is therefore not CE marked.



Advena Ltd, Tower Business Centre, 2nd Floor, Tower Street, Swatar, BKR 4013, Malta



Lorne Laboratories Limited

Unit 1 Cutbush Park Industrial Estate, Danehill, Lower Earley, Berkshire RG6 4UT United Kingdom

Tel: +44 (0) 118 921 2264 Fax: +44 (0) 118 986 4518 Email: info@lornelabs.com www.lornelabs.com



Blood Reagents and Diagnostic Kits

Quality blood reagents and diagnostic kits delivered worldwide






Lorne Laboratories provides high quality blood-grouping reagents and diagnostic kits. We do so at affordable prices and back this up with excellent customer service.

For over forty four years, Lorne has seen that philosophy transform the company from a small UK operation to one that spans the globe. The Lorne name is known and respected in over 110 countries around the world and it has come to mean 'quality' to the many blood transfusion professionals who use the products, both in the UK and across the five continents in which we operate.

Lorne has achieved ISO 13485 and MDSAP accreditation and our reagents and diagnostic kits are all CE marked. A significant number of our blood-grouping reagents are also registered with Health Canada.



Contents

BLOOD GROUPING REAGENTS Page

| | |
|--|---|
| ABO system – Monoclonal Reagents..... | 4 |
| Rhesus System – Monoclonal Reagents..... | 4 |
| Grouping Reagents for M, N and S Blood Group Systems | 5 |
| Grouping Reagents for Kell Blood Group System..... | 5 |
| Grouping Reagents for Rare Blood Groups..... | 6 |
| Control Reagents..... | 7 |
| Anti-Human IgG Reagent..... | 7 |
| Anti-Human Globulin Reagent | 7 |
| Monoclonal Anti-C3d Reagent..... | 7 |

ENZYMES AND POTENTIATORS Page

| | |
|-------------------------------|---|
| Buffered Saline Tablets | 8 |
| Papenzyme-plus..... | 8 |
| Bromelite | 8 |
| LISS Concentrate..... | 8 |
| LISS Ready for use..... | 8 |
| LISS-ADD | 8 |
| PEG-ADD..... | 8 |
| Serological Albumin | 8 |
| Accessories | 9 |

RED CELLS Page

| | |
|--|----|
| Red Cells – Reverse Grouping Cells | 10 |
| Red Cells – Antibody Screening Cells..... | 10 |
| Red Cells – Identicells..... | 10 |
| Red Cells – Coombs Control Cells..... | 10 |
| Red Cells Preservative – Preservacell..... | 11 |
| Red Cells Preservative – ABO Preservacell..... | 11 |
| Alsevers Solution..... | 11 |
| Red Cell Elute | 11 |

DIAGNOSTIC KITS Page

| | |
|------------------------|----|
| Syphilis Kits | 12 |
| Latex Kits..... | 13 |
| Febrile Antigens | 14 |
| Rose Waaler..... | 14 |

NON CE MARKED BLOOD GROUPING REAGENTS Page

| | |
|--|----|
| ABO System - Monoclonal Reagents..... | 15 |
| Rhesus System - Monoclonal Reagents..... | 15 |



ABO SYSTEM – MONOCLONAL REAGENTS

Lorne Monoclonal IgM ABO blood grouping reagents contain mouse monoclonal antibodies diluted in a phosphate buffer containing sodium chloride, EDTA and bovine albumin. Each reagent is supplied at optimal dilution for use by slide, tube, gel card and microplate techniques.

| Item | Product Code | Size | Maximum Shelf Life |
|---------------------|--------------|------|--------------------|
| Anti-A Monoclonal | 600010 | 10ml | 36 Months |
| Anti-B Monoclonal | 610010 | 10ml | 36 Months |
| Anti-A,B Monoclonal | 620010 | 10ml | 36 Months |

Lorne Anti-A₁ Lectin blood grouping reagent is prepared from an extract of *Dolichos biflorus* seeds, diluted with a sodium chloride solution containing bovine albumin. The reagent is supplied at optimal dilution for use by tube technique.

Lorne Anti-H Lectin blood grouping reagent is prepared from an extract of *Ulex europaeus* seeds, diluted with a sodium chloride solution containing bovine albumin. The reagent is supplied at optimal dilution for use by tube technique.

| | | | |
|----------------------------|--------|-----|-----------|
| Anti-A ₁ Lectin | 116005 | 5ml | 24 Months |
| Anti-H Lectin | 115002 | 2ml | 24 Months |

RHESUS SYSTEM – MONOCLONAL REAGENTS

Lorne Monoclonal IgM Anti-D Clone 1 and Clone 2 blood grouping reagents are low protein reagents containing a human monoclonal IgM antibody diluted with sodium chloride, bovine albumin and macromolecular potentiators. When typing patient samples, each reagent will directly agglutinate Rh D positive cells, including the majority of variants (but not D^v) and a high proportion of weak D (D^w) phenotypes when using the slide, tube, gel card and microplate techniques.

| Item | Product Code | Size | Maximum Shelf Life |
|---------------------------|--------------|------|--------------------|
| Anti-D Clone 1 Monoclonal | 730010 | 10ml | 30 Months |
| Anti-D Clone 2 Monoclonal | 710010 | 10ml | 30 Months |

Lorne Monoclonal Anti-D Duoclone blood grouping reagent is a low protein, blended reagent containing human monoclonal IgM and IgG Anti-D, diluted in a phosphate buffer containing sodium chloride, bovine albumin and macromolecular potentiators. When typing patient samples, this reagent will directly agglutinate Rh D positive cells, including the majority of variants (but not D^v) and a high proportion of weak D (D^w) phenotypes when using the slide, tube, gel card and microplate techniques. It will agglutinate D^v cells in the IAT phase of testing.

| | | | |
|----------------------------|--------|------|-----------|
| Anti-D Duoclone Monoclonal | 740010 | 10ml | 30 Months |
|----------------------------|--------|------|-----------|

Lorne Monoclonal IgM Anti-Rh blood grouping reagents are low protein reagents containing human monoclonal antibodies diluted with sodium chloride, bovine albumin and macromolecular potentiators. Each reagent is supplied at optimal dilution for use by slide, tube, gel card and microplate techniques.

| | | | |
|--------------------------------|--------|------|-----------|
| Anti-C Monoclonal | 690005 | 5ml | 24 Months |
| Anti-C ^w Monoclonal | 750002 | 2ml | 24 Months |
| Anti-E Monoclonal | 691005 | 5ml | 24 Months |
| Anti-c Monoclonal | 692005 | 5ml | 24 Months |
| Anti-e Monoclonal | 693005 | 5ml | 24 Months |
| Anti-C+D+E Monoclonal | 700010 | 10ml | 24 Months |



All pack inserts are available on www.lornelabs.com

GROUPING REAGENTS FOR M, N AND S BLOOD GROUP SYSTEMS

Lorne Human Anti-M blood grouping reagent is prepared from human serum diluted in a sodium chloride solution containing bovine albumin. The reagent is supplied at optimal dilution for use by tube and gel card techniques.

| Item | Product Code | Size | Maximum Shelf Life |
|-------------------|--------------|------|--------------------|
| Anti-M Polyclonal | 311002 | 2ml | 24 Months |

Lorne Anti-N Lectin blood grouping reagent is prepared from an extract of *Vicia*, diluted with a sodium chloride solution containing bovine albumin. The reagent is supplied at optimal dilution for use by tube and gel card techniques.

| | | | |
|---------------|--------|-----|-----------|
| Anti-N Lectin | 312002 | 2ml | 24 Months |
|---------------|--------|-----|-----------|

Lorne Monoclonal Anti-S and Anti-s blood grouping reagents contain human monoclonal antibodies diluted in a phosphate buffer containing sodium chloride and bovine albumin. They are supplied at optimal dilution for use by indirect Coombs tube test and gel card techniques.

| | | | |
|-------------------|--------|-----|-----------|
| Anti-S Monoclonal | 770002 | 2ml | 24 Months |
| Anti-s Monoclonal | 771002 | 2ml | 24 Months |

GROUPING REAGENTS FOR KELL BLOOD GROUP SYSTEM

Lorne Monoclonal Anti-K blood grouping reagent is a low protein reagent containing the monoclonal IgM antibody, diluted in a phosphate buffer containing sodium chloride, bovine albumin and macromolecular potentiators. The reagent is supplied at optimal dilution for use by slide, tube, gel card and microplate techniques.

| Item | Product Code | Size | Maximum Shelf Life |
|-------------------|--------------|------|--------------------|
| Anti-K Monoclonal | 760010 | 10ml | 24 Months |

Lorne Monoclonal Anti-k (Cellano) blood grouping reagent contains monoclonal IgG antibody diluted in sodium chloride containing macromolecular potentiators and bovine albumin. Each reagent is supplied at optimal dilution for use by indirect Coombs tube and gel card techniques without the need for further dilution or addition.

| | | | |
|-----------------------------|--------|-----|-----------|
| Anti-k (Cellano) Monoclonal | 325002 | 2ml | 24 Months |
|-----------------------------|--------|-----|-----------|

Lorne Human Anti-Kp^a and Anti-Kp^b blood grouping reagents are prepared from human serum diluted in sodium chloride containing macromolecular potentiators and bovine albumin. Each reagent is supplied at optimal dilution for use by indirect Coombs tube and gel card techniques without the need for further dilution or addition.

| | | | |
|---------------------------------|--------|-----|-----------|
| Anti-Kp ^a Polyclonal | 321002 | 2ml | 24 Months |
| Anti-Kp ^b Polyclonal | 322002 | 2ml | 24 Months |



All products available in bulk quantities

GROUPING REAGENTS FOR RARE BLOOD GROUPS

Lorne Monoclonal Fy^a blood grouping reagent contains human monoclonal antibodies diluted in a phosphate buffer containing sodium chloride and bovine albumin.

Lorne Human Anti-Fy^b blood grouping reagent is prepared from human serum diluted in a sodium chloride solution containing macromolecular potentiators and bovine albumin. Each reagent is supplied at optimal dilution for use by indirect Coombs tube test and gel card techniques.

| Item | Product Code | Size | Maximum Shelf Life |
|---------------------------------|--------------|------|--------------------|
| Anti-Fy ^a Monoclonal | 774002 | 2ml | 24 Months |
| Anti-Fy ^b Polyclonal | 317002 | 2ml | 24 Months |

Lorne Anti-Jk^a and Anti-Jk^b Monoclonal reagents contain human monoclonal IgM antibodies, sodium chloride, phosphate buffer and bovine albumin. When typing red cells in accordance with the instructions for use, the reagents will directly agglutinate either Jk^a positive cells or Jk^b positive cells. Both reagents are supplied at optimal dilution for use by the test tube technique.

| | | | |
|---------------------------------|--------|-----|-----------|
| Anti-Jk ^a Monoclonal | 775002 | 2ml | 24 Months |
| Anti-Jk ^b Monoclonal | 776002 | 2ml | 24 Months |

Lorne Human Anti-Lu^a and Anti-Lu^b blood grouping reagents are prepared from human serum diluted in a sodium chloride solution containing macromolecular potentiators and bovine albumin. Each reagent is supplied at optimal dilution for use by indirect Coombs tube test and gel card techniques.

| | | | |
|---------------------------------|--------|-----|-----------|
| Anti-Lu ^a Polyclonal | 330002 | 2ml | 24 Months |
| Anti-Lu ^b Polyclonal | 331002 | 2ml | 24 Months |

Lorne Monoclonal IgM Anti-P₁ blood grouping reagent contains mouse monoclonal IgM antibodies, diluted in a solution containing sodium chloride and bovine albumin. The reagent is supplied at optimal dilution for use by tube and gel card techniques.

| | | | |
|--------------------------------|--------|-----|-----------|
| Anti-P ₁ Monoclonal | 315002 | 2ml | 24 Months |
|--------------------------------|--------|-----|-----------|

Lorne Monoclonal Anti-Le^a contains human monoclonal IgM and Anti-Le^b contains mouse monoclonal IgM antibodies, diluted in a phosphate buffer containing sodium chloride, EDTA, bovine albumin and macromolecular potentiators. Each reagent is supplied at optimal dilution for use by the tube technique. The Anti-Le^a reagent can also be used for gel card techniques.

| | | | |
|---------------------------------|--------|-----|-----------|
| Anti-Le ^a Monoclonal | 632002 | 2ml | 24 Months |
| Anti-Le ^b Monoclonal | 631002 | 2ml | 24 Months |

Lorne Human Anti-Di^a blood grouping reagent is prepared from human serum diluted in a sodium chloride solution containing macromolecular potentiators and bovine albumin. The reagent is supplied at optimal dilution for use by indirect Coombs tube test and gel card techniques.

| | | | |
|---------------------------------|--------|-----|-----------|
| Anti-Di ^a Polyclonal | 328002 | 2ml | 24 Months |
|---------------------------------|--------|-----|-----------|



All pack inserts are available on www.lornelabs.com

CONTROL REAGENTS

Lorne Monoclonal Rh Control is formulated with the same levels of potentiators and protein as Lorne Monoclonal Rh Grouping Reagents with the blood group antibodies omitted. The reagent is supplied at optimal dilution for use by slide, tube, gel card and microplate techniques.

| Item | Product Code | Size | Maximum Shelf Life |
|-----------------------|--------------|------|--------------------|
| Monoclonal Rh Control | 640010 | 10ml | 24 Months |

Lorne Monoclonal D Negative Control is for the control of Monoclonal Anti-D reagents and is formulated with the same concentrations of phosphate buffer, sodium chloride, bovine albumin and macromolecular potentiators as Lorne Monoclonal Anti-D reagents with the antibodies omitted. The reagent is supplied at optimal dilution for use by slide, tube, gel card and microplate techniques.

| | | | |
|-------------------------------|--------|------|-----------|
| Monoclonal D Negative Control | 650010 | 10ml | 30 Months |
|-------------------------------|--------|------|-----------|

Lorne Inert AB Serum is prepared from pooled human serum. No potentiators or any other chemicals have been added to the reagent. This reagent is supplied at optimal dilution for use by the techniques recommended for the reagent to be controlled.

| | | | |
|----------------|--------|------|-----------|
| Inert AB Serum | 110010 | 10ml | 24 Months |
|----------------|--------|------|-----------|

Lorne Precise Weak Anti-D Control Reagent is prepared from pools of human serum containing low activity Anti-D. The pool is diluted in inert serum to give a final concentration of 0.09 IU/ml Anti-D. ABO antibodies are not absorbed. This polyclonal reagent is supplied at the optimal dilution, for use by the techniques recommended for the reagent to be controlled.

| | | | |
|---------------------|--------|-----|-----------|
| Precise Weak Anti-D | 209005 | 5ml | 24 Months |
|---------------------|--------|-----|-----------|

ANTI-HUMAN IgG REAGENT

Lorne Monospecific Anti-Human IgG Clear and Anti-Human IgG Green reagents contain anti-human IgG derived from rabbits. All non-specific activity is removed by absorption. These monospecific reagents are supplied at optimal dilution, for use by spin tube technique.

| Item | Product Code | Size | Maximum Shelf Life |
|------------------------|--------------|------|--------------------|
| Anti-Human IgG (Clear) | 401010 | 10ml | 24 Months |
| Anti-Human IgG (Green) | 402010 | 10ml | 24 Months |

ANTI-HUMAN GLOBULIN REAGENT

Lorne Polyspecific Anti-Human Globulin Elite Clear and Anti-Human Globulin Elite Green reagents contain anti-human IgG derived from rabbits with non-specific activity removed by absorption and mouse monoclonal IgM Anti-C3d, Clone BRIC-8. The antibodies are diluted in a buffered solution containing bovine albumin. These polyspecific reagents are supplied at optimal dilution, for use by spin tube technique.

| Item | Product Code | Size | Maximum Shelf Life |
|---------------------|--------------|------|--------------------|
| A.H.G Elite (Clear) | 415010 | 10ml | 24 Months |
| A.H.G Elite (Green) | 435010 | 10ml | 24 Months |

MONOCLONAL ANTI-C3d REAGENT

Lorne Monoclonal IgM Anti-C3d blood grouping reagent contains mouse monoclonal Anti-C3d, Clone BRIC-8. The reagent is supplied at optimal dilution, for use by direct tube technique.

| Item | Product Code | Size | Maximum Shelf Life |
|---------------------|--------------|------|--------------------|
| Anti-C3d Monoclonal | 427002 | 2ml | 24 Months |

All products available in bulk quantities

ENZYMES AND POTENTIATORS

Lorne Phosphate Buffered Saline Tablets provide a safe, standardised saline solution for transfusion serology. Each tablet makes 1 litre of solution.

| Item | Product Code | Size | Maximum Shelf Life |
|-------------------------|--------------|------|--------------------|
| Buffered Saline Tablets | 490025 | 25 | 24 Months |
| | 490250 | 250 | 24 Months |

Lorne Papanzyme-plus reagent is a ready to use liquid preparation of stabilised papain. The reagent is standardised by serological methods for use in blood group antibody investigations. The reagent is supplied at optimal dilution for use by tube technique.

| | | | |
|----------------|--------|------|-----------|
| Papanzyme-plus | 441010 | 10ml | 12 Months |
|----------------|--------|------|-----------|

Lorne Bromelite reagent is a ready to use liquid preparation of stabilised bromelin. The reagent is standardised by serological methods for use in blood group antibody investigations. The reagent is supplied at optimal dilution for use by tube technique.

| | | | |
|-----------|--------|------|-----------|
| Bromelite | 443010 | 10ml | 12 Months |
|-----------|--------|------|-----------|

Lorne LISS Concentrate is a solution of glycine, phosphate buffer and 0.3 M sodium chloride. The solution is supplied at a stronger concentration than needed for serological use. It must be diluted 10 times in de-ionised water before being used by all recommended techniques in the pack insert.

| | | | |
|------------------|--------|--------|-----------|
| LISS Concentrate | 460500 | 500ml | 24 Months |
| | 460025 | 2500ml | 24 Months |

Lorne LISS ready for use is a low ionic strength solution containing glycine, sodium chloride and phosphate buffer. The reagent is supplied at the optimal dilution ready for use by all recommended techniques in the pack insert.

| | | | |
|--------------------|--------|------------|-----------|
| LISS Ready for use | 470020 | 20 x 250ml | 12 Months |
| | 470250 | 4 x 250ml | 12 Months |
| | 470025 | 2500ml | 12 Months |

Lorne LISS-ADD is a low ionic strength solution containing glycine, sodium chloride, phosphate buffer and bovine albumin. The reagent is supplied at the optimal dilution, for use by all the recommended techniques in the pack insert.

| | | | |
|----------|--------|------|-----------|
| LISS-ADD | 480010 | 10ml | 24 Months |
|----------|--------|------|-----------|

Lorne PEG-ADD is a low ionic strength solution contains glycine, a phosphate buffer and polyethylene glycol. The reagent is supplied at optimal dilution for use by all the recommended techniques stated in the pack insert without the need for further dilution or addition.









| | | | |
|---------|--------|------|-----------|
| PEG-ADD | 485010 | 10ml | 24 Months |
|---------|--------|------|-----------|

Lorne 22% and 30% Serological Albumin is prepared from a mixture of bovine serum albumin and buffered saline. No artificial avidity enhancers or high molecular weight agglutination potentiators are added to any BSA preparation. None of the BSA reagents contain sodium caprylate. Each BSA reagent is supplied at optimal dilution for use by all recommended techniques in the pack insert.

| | | | |
|-------------------------|--------|------|-----------|
| Serological Albumin 22% | 451010 | 10ml | 24 Months |
| Serological Albumin 30% | 452010 | 10ml | 24 Months |

All products available in bulk quantities

ACCESSORIES

| Item | Product Code | Size |
|---|--------------|-----------|
|  <p>The Essex Blockfile is a sturdy box for the storage of up to 200 cassette type histology blocks in each box. Delivered flat in packs of 25, they are easily assembled when needed and provide convenient and economical long-term storage for tissue samples. Dimensions – (L) 390mm x (D) 200mm x (H) 45mm</p> | 882025 | 25 Boxes |
|  <p>The Brighton Slidestak is a sturdy box for the storage of over 1000 microscope slides upright in each box. Delivered flat in packs of 25, they are easily assembled and provide convenient and economical long-term storage. Dimensions – (L) 310mm x (D) 170mm x (H) 80mm</p> | 881025 | 25 Boxes |
|  <p>The Cardtiles are suitable for a wide range of haemagglutination tests. Each card has twenty 30mm square white test sites.</p> | 880100 | 100 Cards |
|  <p>The Mini-Cardtiles are specially laminated cards suitable for VDRL and similar agglutination tests requiring a white background. Each card has ten 20mm diameter white test sites that are slightly compressed to form shallow wells.</p> | 880120 | 25 Cards |
|  <p>The Latex Cardtiles are suitable for all latex agglutination tests. Each card has six 30mm diameter black reaction sites.</p> | 880130 | 25 Cards |
|  <p>The mini pipettes are 11.5cm in length with one sealed end. The diameter of the tube is 4mm.</p> | 044000 | 500 |
|  <p>We use these products in our own production. The 5ml vials are glass and the 10ml vials are plastic. Each vial is supplied with its own dropper. The 10ml vials are supplied in a sterile format in multiples of 1224 while all the other products are supplied individually and require autoclaving.</p> | LAB00002 | 5ml |
| Vials and Droppers | LAB00036 | 10ml |
|  <p>We use these products in our own production. They are not branded. We supply flatpacks that hold 5 or 10 vials</p> | LAB00027 | 5 Vial |
| Flatpacks | LAB00007 | 10 Vial |

All pack inserts are available on www.lornelabs.com

RED CELLS - REVERSE GROUPING CELLS

These Grouping Cells are made from red cells that have been washed to remove all traces of blood group antibodies and then resuspended in a preservative solution of buffered saline containing adenine, inosine, chloramphenicol and neomycin sulphate. The preservative solution does not interfere with complement-mediated haemolysis. Each group A₁, A₂ and B vial contains a 2.5-3.0% red cell suspension derived from the blood of a single donor, whereas the group O vial contains a 2.5-3.0% suspension of pooled group O red cells from two donors in equal proportions. Antigens for which the O cells have been typed are noted on the antigen profile accompanying each lot. NB: Some antigens are present on only 50% of the cells in each lot.

| Item | Product Code | Size | Minimum Shelf Life |
|--|--------------|----------|--------------------|
| Reverse Grouping A ₁ + B Cells | 910020 | 2 x 10ml | 30 Days |
| Reverse Grouping A ₁ + A ₂ + B Cells | 910030 | 3 x 10ml | 30 Days |
| Reverse Grouping A ₁ + A ₂ + B + O Cells | 910040 | 4 X 10ml | 30 Days |
| Reverse Grouping A ₂ Cells | 920002 | 1 x 10ml | 30 Days |

RED CELLS - ANTIBODY SCREENING CELLS

Maxi-Screen 3 red cells are for antibody screening. Each reagent vial contains a 2.5-3.0% suspension of red cells derived from the blood of a single group O donor. The donor red cells have been washed to remove blood group antibodies and then resuspended in a preservative solution containing adenine and inosine to help preserve carbohydrate metabolism and chloramphenicol and neomycin sulphate as preservatives.

| Item | Product Code | Size | Minimum Shelf Life |
|---------------|--------------|----------|--------------------|
| Maxi-Screen 3 | 950030 | 3 x 10ml | 30 Days |

RED CELLS - IDENTICELLS

Identicells are made up of 10 vials which each contain a 2.5-3.0% suspension of red cells derived from the blood of a single group O donor. The donor cells have been washed to remove blood group antibodies and then resuspended in a preservative solution containing adenine, inosine, chloramphenicol and neomycin sulphate as preservatives.

| Item | Product Code | Size | Minimum Shelf Life |
|-------------|--------------|----------|--------------------|
| Identicells | 960050 | 10 x 5ml | 30 Days |

RED CELLS - COOMBS CONTROL CELLS

Coombs Control Cells are made up of a 3.8-4.2% suspension of single donor group O red cells washed to remove all blood group antibodies and then resuspended in a preservative solution. The preservative solution contains neomycin sulphate and chloramphenicol as preservatives. The cells are then sensitised with IgG.

| Item | Product Code | Size | Minimum Shelf Life |
|----------------------|--------------|------|--------------------|
| Coombs Control Cells | 970010 | 10ml | 30 Days |

Deliveries take place every 28 days.

As well as the standard Red Cell products above, we can also supply other products for special standing orders only. These include 0.8% panels and screening cells for use with column agglutination systems and Papainised red cell panels. Contact us with full details of your requirements for a quotation.

All the above Red Cell products are CE marked and comply with the Red Book.

All pack inserts are available on www.lornelabs.com

They are not Lorne labelled products.

RED CELLS PRESERVATIVE – PRESERVACELL

Lorne Preservacell is a phosphate buffered solution containing glucose, calcium chloride and purine bases, with chloramphenicol, gentamycin sulphate and neomycin sulphate as antibiotics. The reagent is supplied at optimal dilution.

| Item | Product Code | Size | Maximum Shelf Life |
|--------------|--------------|-------|--------------------|
| Preservacell | 980500 | 500ml | 12 Months |

RED CELLS PRESERVATIVE – ABO PRESERVACELL

Lorne ABO Preservacell is a phosphate buffered solution containing glucose, calcium chloride and purine bases, with chloramphenicol, gentamycin sulphate and neomycin sulphate as antibiotics. EDTA is added to stop complement binding so that potent ABO haemolysins act as simple agglutinins. The reagent is supplied at optimal dilution.

| Item | Product Code | Size | Maximum Shelf Life |
|------------------|--------------|-------|--------------------|
| ABO Preservacell | 981500 | 500ml | 12 Months |

ALSEVERS SOLUTION

Alsevers Solution is an isotonic, balanced salt solution that is routinely used as an anticoagulant/blood preservative, which permits the storage of whole blood at refrigerator temperatures for approximately 10 weeks. The solution contains antibiotics and other chemicals that ensure maximum viability of stored red cells.

| Item | Product Code | Size | Maximum Shelf Life |
|-------------------|--------------|--------|--------------------|
| Alsevers Solution | 983000 | 1000ml | 12 Months |

RED CELL ELUTE

Lorne Red Cell Elute is an acid elution kit. The kit consists of Concentrated Wash Solution, which is used to minimise antibody dissociation during washing, Acid Eluting Solution, which is a low pH glycine buffer containing a colouring agent and a Base Buffering Solution, Tris solution containing bovine albumin. The Concentrated Wash Solution requires dilution and all the other solutions are supplied at optimal dilution for use by all recommended techniques in the pack insert.

| Item | Product Code | Size | Maximum Shelf Life |
|----------------|--------------|------|--------------------|
| Red Cell Elute | 930110 | Kit | 30 Months |



All products available in bulk quantities

SYPHILIS KITS

Lorne TPHA Kit detects antibodies to *T. pallidum*. Test Cells are preserved avian erythrocytes coated with antigenic components of pathogenic *T. pallidum* (Nichol's strain). Any non-specific reactions are detected using the Control Cells; avian erythrocytes not coated with *T. pallidum* antigens. Non-specific reactions can also be absorbed out using Control Cells. Antibodies to non-pathogenic treponemes are absorbed by an extract of Reiter's treponemes in the cell suspension. Reagents are supplied at optimal dilution for use by the recommended techniques in the pack insert.

| Item | Product Code | Size | Maximum Shelf Life |
|---------------------------|--------------|-----------|--------------------|
| TPHA Microtitre Plate Kit | 043100A | 100 Tests | 18 Months |

The VDRL test is a non-treponemal slide agglutination test for the qualitative and semi-quantitative detection of plasma reagins. The antigen suspension, a lipid complex, is agglutinated when mixed with samples containing reagins of patients affected by syphilis. The reagent is supplied ready to use.

| | | | |
|-----------------------------|---------|-----------|-----------|
| VDRL Stabilised Reagent Kit | 046511A | 250 Tests | 30 Months |
|-----------------------------|---------|-----------|-----------|

RPR Carbon Antigen contains micro particulate carbon, which aids in the microscopic reading of results. Lorne provides reagents, controls and kits. All the reagents are supplied at optimum dilution for use by all recommended techniques without the need for further dilution or addition.

| | | | |
|-----------------------------|---------|-----------|-----------|
| RPR Carbon Antigen | 045005A | 100 Tests | 30 Months |
| RPR Carbon Positive Control | 047001A | 1ml | 30 Months |
| RPR Carbon Kit | 044150A | 150 Tests | 30 Months |
| | 044500A | 500 Tests | 30 Months |



RPR Carbon Kit



TPHA Microtitre Plate Kit



Strep Test Kit

All pack inserts are available on www.lornelabs.com

LATEX KITS

Lorne ASO Latex Kit is a serologic test for the detection of ASO antibodies. All the reagents are supplied at optimal dilution for use by all recommended techniques in the pack insert.

| Item | Product Code | Size | Maximum Shelf Life |
|---------------|--------------|-----------|--------------------|
| ASO Latex Kit | 031100A | 100 Tests | 30 Months |

Lorne RF Latex Kit is for the detection of Rheumatoid Factor. The latex reagent is a suspension of latex particles coated with human gamma globulins, which agglutinate in the presence of Rheumatoid Factor. All latex reagents are supplied at optimal dilution for use by all recommended techniques in the pack insert.

| | | | |
|--------------|---------|-----------|-----------|
| RF Latex Kit | 830100A | 100 Tests | 30 Months |
|--------------|---------|-----------|-----------|

Lorne CRP Latex Test Kit is for the detection of CRP. The test reagent consists of latex particles coated with either goat or rabbit Anti-CRP (IgG). All the latex reagents are supplied at optimal dilution for use by all recommended techniques in the pack insert.

| | | | |
|---------------|---------|-----------|-----------|
| CRP Latex Kit | 850100A | 100 Tests | 30 Months |
|---------------|---------|-----------|-----------|

Lorne IM Latex Test Kit is for detection of the heterophile antibody associated with Infectious Mononucleosis. The test reagent consists of latex particles coated with partially purified glycoprotein from bovine red cells. All reagents are supplied at optimal dilution for use by all recommended techniques in the pack insert.

| | | | |
|--------------|---------|----------|-----------|
| IM Latex Kit | 041050A | 50 Tests | 30 Months |
|--------------|---------|----------|-----------|

Lorne LE Latex Kit is for the detection of nuclear proteins in Systemic Lupus Erythematosus (SLE or LE). The test reagent consists of DNP coated latex particles. All the reagents are supplied at optimal dilution for use by recommended techniques in the pack insert.

| | | | |
|-------------------|--------|----------|-----------|
| LE Latex Test Kit | 840050 | 50 Tests | 24 Months |
|-------------------|--------|----------|-----------|

Lorne Strep Kit is a Latex agglutination grouping kit for the identification of Streptococci of Lancefield groups A, B, C, D, F and G by agglutination of specific antibody coated latex particles in the presence of enzymatically-extracted antigen. All the reagents are supplied at optimal dilution for use by all recommended techniques in the pack insert.

| | | | |
|----------------|--------|--------------|-----------|
| Strep Test Kit | 860050 | 6 x 50 Tests | 18 Months |
|----------------|--------|--------------|-----------|

Lorne Staph Kit is a Latex agglutination kit for the identification of *Staph. aureus*. Includes latex reagent, control reagent and agglutination slides. All the reagents are supplied at optimal dilution for use by all recommended techniques in the pack insert.

| | | | |
|----------------|--------|-----------|-----------|
| Staph Test Kit | 870050 | 50 Tests | 18 Months |
| | 870100 | 100 Tests | 18 Months |



All products available in bulk quantities

FEBRILE ANTIGENS

Lorne Stained Febrile Antigens are for the detection of certain Salmonellae, Rickettsiae and Brucellae pathogens. The antigens are suspensions of killed bacteria, stained to enhance the reading of agglutination tests. The blue stained antigens are specific to the somatic "O" antigens and the red stained antigens are specific to the flagellar "H" antigens. Suspensions of Proteus OX2, OX19 and OXK are used to detect rickettsial antibodies.

Rose Bengal is a slide agglutination test for the qualitative and semi-quantitative detection of anti-Brucella antibodies in human and animal serum. The stained bacterial suspension agglutinates when mixed with samples containing specific IgG or IgM antibodies present in the patient sample.

| Item | Product Code | Size | Maximum Shelf Life |
|--------------------------------|--------------|-----------------------|--------------------|
| Salmonella Typhi H | 502005A | 100 Tests | 30 Months |
| Salmonella Paratyphi AH | 504005A | 100 Tests | 30 Months |
| Salmonella Paratyphi BH | 506005A | 100 Tests | 30 Months |
| Salmonella Paratyphi CH | 508005A | 100 Tests | 30 Months |
| Salmonella Typhi O | 510005A | 100 Tests | 30 Months |
| Salmonella Paratyphi AO | 512005A | 100 Tests | 30 Months |
| Salmonella Paratyphi BO | 514005A | 100 Tests | 30 Months |
| Salmonella Paratyphi CO | 516005A | 100 Tests | 30 Months |
| Brucella Abortus | 518005A | 100 Tests | 30 Months |
| Brucella Melitensis | 520005A | 100 Tests | 30 Months |
| Proteus OX2 | 522005A | 100 Tests | 30 Months |
| Proteus OX19 | 524005A | 100 Tests | 30 Months |
| Proteus OXK | 526005A | 100 Tests | 30 Months |
| Febrile Antigen Kit + Controls | 532042A | 8x100 Tests and 2x1ml | 30 Months |
| Febrile Positive Control | 536001A | 1ml | 30 Months |
| Febrile Negative Control | 537001A | 1ml | 30 Months |
| Rose Bengal | 155050A | 50 Tests | 30 Months |

ROSE WAALER

Rose Waaler is a technique of passive haemagglutination for qualitative and semi-quantitative detection of human serum Rheumatoid Factor. Sheep red blood cells are coated with a concentration of antiserum to sheep red blood cells that is too low to cause agglutination. The addition of serum from a patient with Rheumatoid Factor will cause agglutination.

| Item | Product Code | Size | Maximum Shelf Life |
|-------------|--------------|----------|--------------------|
| Rose Waaler | 156050A | 50 Tests | 30 Months |



Febrile Antigen Kit + Controls

All pack inserts are available on www.lornelabs.com

ABO SYSTEM – MONOCLONAL REAGENTS

Lorne Monoclonal IgM ABO Standard Grade blood grouping reagents contain mouse monoclonal antibodies diluted in a phosphate buffer containing sodium chloride, EDTA and bovine albumin. Each reagent is supplied at optimal dilution for use by slide, tube, gel card and microplate techniques.

| Item | Product Code | Size | Maximum Shelf Life |
|--------------------------------------|--------------|------|--------------------|
| Anti-A Monoclonal - Standard Grade | 600010E | 10ml | 36 Months |
| Anti-B Monoclonal - Standard Grade | 610010E | 10ml | 36 Months |
| Anti-A,B Monoclonal - Standard Grade | 620010E | 10ml | 36 Months |

RHESUS SYSTEM – MONOCLONAL REAGENTS

Lorne Monoclonal IgM Anti-D Clone 1 Standard Grade blood grouping reagent is a low protein reagent containing a human monoclonal IgM antibody diluted with sodium chloride, bovine albumin and macromolecular potentiators. When typing patient samples, the reagent will directly agglutinate Rh D positive cells, including the majority of variants (but not D^{vi}) and a high proportion of weak D (D^u) phenotypes when using the slide, tube, gel card and microplate techniques.

| Item | Product Code | Size | Maximum Shelf Life |
|--|--------------|------|--------------------|
| Anti-D IgM Monoclonal - Standard Grade | 730010E | 10ml | 30 Months |

Lorne Monoclonal Anti-D Duoclone Standard Grade blood grouping reagent is a low protein, blended reagent containing human monoclonal IgM and IgG Anti-D, diluted in a phosphate buffer containing sodium chloride, bovine albumin and macromolecular potentiators. When typing patient samples, this reagent will directly agglutinate Rh D positive cells, including the majority of variants (but not D^{vi}) and a high proportion of weak D (D^u) phenotypes when using the slide, tube, gel card and microplate techniques. It will agglutinate D^{vi} cells in the IAT phase of testing.

| | | | |
|---|---------|------|-----------|
| Anti-D Duoclone Monoclonal - Standard Grade | 740010E | 10ml | 30 Months |
|---|---------|------|-----------|



All products available in bulk quantities



Lorne Laboratories Limited
Unit 1 Cutbush Park Industrial Estate
Danehill, Lower Earley
Berkshire RG6 4UT United Kingdom

Tel: +44 (0) 118 921 2264

Email: info@lornelabs.com www.lornelabs.com



Published October 2018





In Vitro Diagnostic Medical Device
For professional use only

Hypochlorite solution 0.5%

| REF | Name | Packaging size |
|------|----------------------------|----------------|
| 3917 | Hypochlorite solution 0.5% | 1000ml |

Intended purpose

Hypochlorite solution 0.5% is a non – sterile reagent dedicated for intensive cleaning, rinsing and washing of hematology analyzers (capillaries, tubing, chambers).

Principle

The use of reagents based on sodium hypochlorite is recommended by the manufactures of hematology analyzers to maintain equipment in proper working condition.

Hypochlorite solution 0.5% is cleaning agent “emergency cleaner”, used to remove residual specimen and the remaining reagents contained in the elements of the measuring system of hematology analyzers. It removes any residual cellular, proteinaceous deposits (serum albumins) and the remaining reagents that may appear during the operation of the analyzer.

Specimens (collection and preparation)

Not applicable.

Reagent preparation

This reagent is ready to use and can be applied straight from the bottle, no special reagent preparation is needed unless Operators manual for used instrument include it.

Procedure (instruction for use)*

Due to differences in the rules for implementing the procedures for cleaning in different types of analyzers, Hypochlorite solution 0.5% should be used according to instrument manufacturer`s instructions for use and should be connected as listed in the Operators manual for instrument.



Recommended models of instruments:

| Hypochlorite 0.5% Emergency Cleaner | Model of instrument* |
|--|---|
| | Abbott Cell-Dyn 1800, 1700, 1600, 1300 |
| | ABX Pentra80, 60, 60C, 60C+, 60MS, ABX Micros 60, ES60, 45 |
| | Benesphera™ H32, Benesphera™ H32 VET |
| | Beckman Coulter AcT 5™, Beckman Coulter AcT Diff™, AcT Diff 2™, Beckman CoulterAcT 8™, AcT 10™ |
| | Diatron Abacus, Diatron Abacus Junior VET |
| | Drew Excell 18 (BT2100) |
| | Erma PCE-210 |
| | Hospitex Hemascreen 18 |
| | HTI Micros CC18 |
| | Medonic CA620-20, CA620-16, CA530-16 |
| | Melet-Schloesing MS9, MS4, MS8, MS8 VET |
| | Mindray BC-3200, BC-3000 Plus, BC-2800, BC-2300, BC-2000 |
| | Nihon Kohden Celltac™ F MEK-8222K, Celltac ES MEK-7300, Celltac E MEK-7222K, °Celltac™ α MEK-8118K + QA-810V |
| | Seac H20 Genius, SEAC H12 |
| | Sysmex K4500, Sysmex K1000, Sysmex KX21, KX21-N |

Composition (in water)

| Component | Concentration |
|---------------------|---------------|
| Sodium hypochlorite | < 0,6 % |
| Sodium hydroxide | < 0,5% |
| Fragrant | < 0.5 % |

Storage and shelf life



Store in temperature 2-30°C.

The shelf life of Hypochlorite solution 0.5% is 18 months from manufacturing date, if stored at the prescribed temperature range.

Do not use reagent beyond the expiration date printed on label.


Warnings and precautions

For in vitro diagnostic use
For professional use only

Hypochlorite solution 0.5% meeting the criteria for classification in accordance with Regulation (EC) No 1272/2008.



Avantor Performance Materials Poland S.A.
ul. Sowińskiego 11, 44-101 Gliwice, Poland
Tel: +48 32 2392 000

| | |
|---|---|
|  | H315: Causes skin irritation |
| | H319: Causes serious eye irritation |
| | H412: Harmful to aquatic life with long lasting effects. |
| PREVENTION | P264: Wash thoroughly after handling |
| | P280: Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection |
| | P273: Avoid release to the environment |
| RESPONSE | P332+P313: If skin irritation occurs: Get medical advice/attention |
| | P362+P364: Take off contaminated clothing and wash it before reuse |
| | P337+P313: If eye irritation persists: Get medical advice/attention |

For further information please refer to Master Safety Data Sheet.

Limitations of use

Do not use reagents with visible physical or chemical changes (color, turbidity) or in case of direct packaging damage.

Please refer to Operators manual for instrument for information about any additional limitation of use.

*The information contained herein has not been approved by analyzers manufacturers, it is recommendation for use only. Always refer to the user manual provided with the equipment at issue.

Disposal information

Dispose of contents/container to an appropriate treatment and disposal facility in accordance with applicable laws and regulations, and product characteristic at time of disposal.

GMED certifie que le système de management de la qualité développé par
GMED certifies that the quality management system developed by

ELITECH CLINICAL SYSTEMS SAS
Zone Industrielle
61500 SEES FRANCE

pour les activités
for the activities

Conception, production, contrôle et commercialisation de produits de chimie cliniques pour le diagnostic in vitro. Validation de la combinaison réactifs et automates. Distribution d'automates et de produits de chimie cliniques pour le diagnostic in vitro.

Design, production, control and sales of clinical chemistry products intended to be used for in vitro diagnostics. Validation of the combination reagents and analyzers. Distribution of clinical chemistry analyzers and products for in vitro diagnostics.

réalisées sur le(s) site(s) de
performed on the location(s) of

ELITech Clinical Systems SAS
Zone industrielle - 61500 SEES - FRA

est conforme aux exigences des normes internationales
complies with the requirements of the international standards

NF EN ISO 13485 : 2016

Début de validité / Effective date : July 25th, 2023 (included)

Valable jusqu'au / Expiry date : July 27th, 2026 (included)

Etabli le / Issued on : July 25th, 2023

cofrac




CERTIFICATION DE SYSTEMES DE MANAGEMENT
Accréditation n°4-0608
Liste des sites accrédités et portée disponible sur www.cofrac.fr

GMED N° 10462-8

Ce certificat est délivré selon les règles de certification GMED / This certificate is issued according to the rules of GMED certification

Renouvelle le certificat 10462-7



On behalf of the President
Marjorie PERRIMON
Certification Director

ELITech Clinical Systems

Zone industrielle

61500 Sées - France

Tél : +33 (0)2 33 81 21 00 Fax : +33 (0)2 22 28 77 51

www.elitechgroup.com



DECLARATION DE CONFORMITE CE

Nous, ELITech Clinical Systems SAS, zone industrielle 61500 SEES France, déclarons sous notre seule responsabilité que les réactifs référencés dans la liste ci-jointe (6 pages), sont conformes aux exigences essentielles des annexes I et III de la Directive Européenne 98/79/CE relative aux dispositifs médicaux de diagnostic *in vitro* et au code de la santé publique.

Ces dispositifs sont classés dans la catégorie « autre dispositif » puisqu'ils n'appartiennent ni à la liste A et liste B de l'annexe II et ni à la classe des autotests.

Cette déclaration est basée sur le contenu de chaque dossier technique et s'appuie sur la certification de notre système qualité selon la norme NF EN ISO 13485 : 2016 (Certification valable jusqu'au 27 juillet 2026).

Nous, ELITech Clinical Systems SAS, zone industrielle 61500 SEES France, déclarons les électrodes conformes à la Directive 2011/65/UE du parlement européen et du conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques incluant la DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2015/863 DE LA COMMISSION du 31 mars 2015 modifiant l'annexe II de la Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des substances soumises à limitations.

DECLARATION OF EC CONFORMITY

We, ELITech Clinical Systems SAS, Zone Industrielle 61500 SEES France, hereby certify, under our own responsibility, that the reagents such as listed attached (6 pages), conform to the essential requirements of appendices I and III of European Directive 98/79/EC, relating to in vitro diagnostic medical devices and to the public health code.

These devices are classified in the "other device" category since they do not belong neither to list A or list B of annex II nor to self-testing class.

This declaration is based on the contents of each technical file and is supported by the certification of our quality system according to the standard NF EN ISO 13485 : 2016 (Certification valid until July 27th, 2026).

We, ELITech Clinical Systems SAS, Zone Industrielle 61500 SEES France, hereby certify electrodes; conform to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, including Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 of 31 March 2015 amending Annex II to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards the list of restricted substances.

DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD

Nosotros, ELITech Clinical Systems SAS, Zone Industrielle 61500 SEES France, declaramos bajo nuestra única responsabilidad que los reactivos referenciados en la lista adjunta (6 páginas), son conformes con los requisitos esenciales de los anexos I y III de la Directiva Europea 98/79/CE sobre dispositivos médicos para diagnóstico in vitro y el código de salud pública.

Estos dispositivos se clasifican en la categoría "otro dispositivo", ya que no pertenecen a la lista A ni a la lista B del anexo II, tampoco a la clase de autodiagnóstico.

Esta declaración se basa en el contenido de cada expediente técnico y está respaldado por la certificación de nuestro sistema de calidad según la norma NF EN ISO 13485 : 2016 (Certificación válida hasta el 27 de Julio 2026).

Nosotros, ELITech Clinical Systems SAS, Zone Industrielle 61500 SEES France, declaramos los electrodos conformes con la Directiva 2011/65/UE del parlamento europeo y del consejo del 8 de junio de 2011 sobre restricciones a la utilización de algunas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos incluyendo la Directiva delegada (UE) 2015/863 de la comisión del 31 de marzo de 2015 por la que se modifica el anexo II de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto a la lista de sustancias restringidas.

Sées, le 12 octobre 2023

Valérie LAMBERT,

Responsable des Affaires Réglementaires

Regulatory Affairs Manager

Responsable de los Asuntos Reglamentarios

ELITech Clinical Systems SAS

Zone Industrielle

61500 SEES - France

Tél. : +33(0)2 33 81 21 00 - Fax : +33(0)2 22 28 77 51

SIRET 318 365 228 00036

Cécile GOUBAULT,

Directeur Général-Délégué

Managing Director

Directora General

Annex

| REF | PRODUCT NAME | GMDN Code |
|-----------|--------------------------------|-----------|
| 3918-004 | Sodium Electrode (Na+) | 52896 |
| 3918-005 | Potassium Electrode (K+) | 52892 |
| 3918-006 | Chloride Electrode (Cl-) | 52876 |
| 3918-003 | Carbon Dioxide Electrode (CO2) | 60773 |
| 3918-002 | Reference Electrode (REF) | 59241 |
| ALBU-0250 | ALBUMIN | 53597 |
| ALBU-5220 | ALBUMIN | 53597 |
| ALBU-0600 | ALBUMIN p. 73 | 53597 |
| ALBU-5600 | ALBUMIN | 53597 |
| ALBU-0700 | ALBUMIN | 53597 |
| ALBU-5700 | ALBUMIN | 53597 |
| ALBU-M830 | ALBUMIN | 53597 |
| ALBU-5M30 | ALBUMIN | 53597 |
| ALPI-0230 | ALP IFCC | 52928 |
| ALPI-5100 | ALP IFCC | 52928 |
| ALPI-6050 | ALP IFCC | 52928 |
| ALSL-0250 | ALT/GPT 4+1 SL | 52923 |
| ALSL-5220 | ALT/GPT 4+1 SL | 52923 |
| ALSL-6050 | ALT/GPT 4+1 SL | 52923 |
| ALSL-0410 | ALT/GPT 4+1 SL | 52923 |
| ALSL-5415 | ALT/GPT 4+1 SL | 52923 |
| ALSL-6255 | ALT/GPT 4+1 SL | 52923 |
| ALSL-0430 | ALT/GPT 4+1 SL | 52923 |
| ALSL-0455 | ALT/GPT 4+1 SL | 52923 |
| ALSL-0510 | ALT/GPT 4+1 SL p. 72 | 52923 |
| ALSL-5515 | ALT/GPT 4+1 SL | 52923 |
| ALSL-6615 | ALT/GPT 4+1 SL | 52923 |
| ALSL-M490 | ALT/GPT | 52923 |
| ALSL-5M90 | ALT/GPT | 52923 |
| ALSL-6M30 | ALT/GPT | 52923 |
| AMSL-0230 | AMYLASE SL | 52940 |
| AMSL-5220 | AMYLASE SL | 52940 |
| AMSL-0390 | AMYLASE SL | 52940 |
| AMSL-5405 | AMYLASE SL | 52940 |
| AMSL-0400 | AMYLASE SL p. 74 | 52940 |
| AMSL-M430 | AMYLASE | 52940 |
| AMSL-5M30 | AMYLASE | 52940 |
| ASLO-0250 | ANTI-STREPTOLYSIN O | 59055 |
| ASLO-5025 | ANTI-STREPTOLYSIN O | 59055 |
| ASLO-6006 | ANTI-STREPTOLYSIN O | 59055 |
| ASLO-4001 | ANTI-STREPTOLYSIN O | 51744 |
| ASSL-0250 | AST/GOT 4+1 SL | 52954 |
| ASSL-5220 | AST/GOT 4+1 SL | 52954 |
| ASSL-6050 | AST/GOT 4+1 SL | 52954 |
| ASSL-0410 | AST/GOT 4+1 SL | 52954 |
| ASSL-5415 | AST/GOT 4+1 SL | 52954 |
| ASSL-6255 | AST/GOT 4+1 SL | 52954 |
| ASSL-0430 | AST/GOT 4+1 SL | 52954 |
| ASSL-0455 | AST/GOT 4+1 SL | 52954 |
| ASSL-0510 | AST/GOT 4+1 SL p. 75 | 52954 |
| ASSL-5515 | AST/GOT 4+1 SL | 52954 |
| ASSL-6615 | AST/GOT 4+1 SL | 52954 |
| ASSL-M490 | AST/GOT | 52954 |
| ASSL-5M90 | AST/GOT | 52954 |
| ASSL-6M30 | AST/GOT | 52954 |
| AUML-0250 | URIC ACID MONO SL | 53583 |
| AUML-5220 | URIC ACID MONO SL | 53583 |
| AUML-0420 | URIC ACID MONO SL | 53583 |
| AUML-5405 | URIC ACID MONO SL | 53583 |
| AUML-0427 | URIC ACID MONO SL | 53583 |
| AUML-0497 | URIC ACID MONO SL | 53583 |
| AUML-5505 | URIC ACID MONO SL | 53583 |
| AUML-0500 | URIC ACID MONO SL | 53583 |
| AUML-0507 | URIC ACID MONO SL p. 84 | 53583 |
| AUML-0707 | URIC ACID MONO SL | 53583 |
| AUML-5710 | URIC ACID MONO SL | 53583 |
| AUML-M830 | URIC ACID | 53583 |
| AUML-5M30 | URIC ACID | 53583 |
| AUSL-0250 | URIC ACID SL | 53583 |
| AUSL-5220 | URIC ACID SL | 53583 |
| AUSL-6050 | URIC ACID SL | 53583 |
| BIDI-0250 | BILIRUBIN DIRECT 4+1 | 53233 |
| BIDI-5220 | BILIRUBIN DIRECT 4+1 | 53233 |
| BIDI-6050 | BILIRUBIN DIRECT 4+1 | 53233 |
| BIDI-0500 | BILIRUBIN DIRECT p. 76 | 53233 |
| BIDI-5600 | BILIRUBIN DIRECT | 53233 |
| BITD-6250 | BILIRUBIN DIRECT | 53233 |

Annex

| REF | PRODUCT NAME | GMDN Code |
|-----------|------------------------|-----------|
| BIDI-M430 | DIRECT BILIRUBIN | 53233 |
| BIDI-5M30 | DIRECT BILIRUBIN | 53233 |
| BIDI-6M10 | DIRECT BILIRUBIN | 53233 |
| BIDV-0850 | DIRECT BILIRUBIN ENVOY | 53233 |
| BITO-0250 | BILIRUBIN TOTAL 4+1 | 53229 |
| BITO-5220 | BILIRUBIN TOTAL 4+1 | 53229 |
| BITO-6050 | BILIRUBIN TOTAL 4+1 | 53229 |
| BITO-0600 | BILIRUBIN TOTAL 4+1 | 53229 |
| BITO-5600 | BILIRUBIN TOTAL 4+1 | 53229 |
| BITD-6400 | BILIRUBIN TOTAL 4+1 | 53229 |
| BITO-M430 | TOTAL BILIRUBIN | 53229 |
| BITO-5M30 | TOTAL BILIRUBIN | 53229 |
| BITO-6M10 | TOTAL BILIRUBIN | 53229 |
| BITV-0850 | TOTAL BILIRUBIN ENVOY | 53229 |
| CALA-0250 | CALCIUM ARSENAZO | 45789 |
| CALA-5220 | CALCIUM ARSENAZO | 45789 |
| CALA-0600 | CALCIUM ARSENAZO | 45789 |
| CALA-5600 | CALCIUM ARSENAZO | 45789 |
| CALA-M430 | CALCIUM ARSENAZO | 45789 |
| CALA-5M30 | CALCIUM ARSENAZO | 45789 |
| CALI-0550 | ELICAL 2 | 47868 |
| CALI-1550 | ELICAL 2 | 47868 |
| CHDL-0250 | HDL CHOLESTEROL | 53391 |
| CHDL-5021 | HDL CHOLESTEROL | 53391 |
| CHDL-6014 | HDL CHOLESTEROL | 53391 |
| CHDL-0600 | HDL CHOLESTEROL | 53391 |
| CHDL-5090 | HDL CHOLESTEROL | 53391 |
| CHDL-6060 | HDL CHOLESTEROL | 53391 |
| CHDL-M330 | HDL CHOLESTEROL | 53391 |
| CHDL-5M30 | HDL CHOLESTEROL | 53391 |
| CHDL-6M30 | HDL CHOLESTEROL | 53391 |
| CHEB-0250 | CHOLINESTERASE | 52971 |
| CHEB-5008 | CHOLINESTERASE | 52971 |
| CHEB-6005 | CHOLINESTERASE | 52971 |
| CHSL-0250 | CHOLESTEROL SL | 53359 |
| CHSL-5220 | CHOLESTEROL SL | 53359 |
| CHSL-0455 | CHOLESTEROL SL | 53359 |
| CHSL-0497 | CHOLESTEROL SL | 53359 |
| CHSL-5505 | CHOLESTEROL SL | 53359 |
| CHSL-0500 | CHOLESTEROL SL | 53359 |
| CHSL-0507 | CHOLESTEROL SL p. 78 | 53359 |
| CHSL-0700 | CHOLESTEROL SL | 53359 |
| CHSL-5710 | CHOLESTEROL SL | 53359 |
| CHSL-0707 | CHOLESTEROL SL | 53359 |
| CHSL-M690 | CHOLESTEROL | 53359 |
| CHSL-5M90 | CHOLESTEROL | 53359 |
| CKMB-0900 | CK-MB CONTROL | 44693 |
| CKMB-1030 | CK-MB CONTROL | 44693 |
| CKSL-0230 | CK NAC SL | 53003 |
| CKSL-5220 | CK NAC SL | 53003 |
| CKSL-6050 | CK NAC SL | 53003 |
| CKSL-0410 | CK NAC SL | 53003 |
| CKSL-5405 | CK NAC SL | 53003 |
| CKSL-6255 | CK NAC SL | 53003 |
| CKSL-0430 | CK NAC SL | 53003 |
| CKSL-M230 | CK NAC | 53003 |
| CKSL-5M30 | CK NAC | 53003 |
| CKSL-6M10 | CK NAC | 53003 |
| CLDL-0250 | LDL CHOLESTEROL | 53395 |
| CLDL-5021 | LDL CHOLESTEROL | 53395 |
| CLDL-6014 | LDL CHOLESTEROL | 53395 |
| CLDL-M330 | LDL CHOLESTEROL | 53395 |
| CLDL-5M30 | LDL CHOLESTEROL | 53395 |
| CLDL-6M30 | LDL CHOLESTEROL | 53395 |
| CMSL-0230 | CK-MB | 52994 |
| CMSL-5220 | CK-MB | 52994 |
| CMSL-6220 | CK-MB | 52994 |
| CMSL-WR | CK-MB | 52994 |
| CMSL-0410 | CK-MB SL | 52994 |
| CMSL-5405 | CK-MB SL | 52994 |
| CMSL-6255 | CK-MB SL | 52994 |
| CONT-0060 | ELITROL I p. 86 | 47869 |
| CONT-1060 | ELITROL I | 47869 |
| CONT-0160 | ELITROL II p. 87 | 47869 |
| CONT-1160 | ELITROL II | 47869 |
| CRCO-0600 | CREATININE JAFFE | 53251 |
| CRCO-5600 | CREATININE JAFFE | 53251 |
| CRCO-6600 | CREATININE JAFFE | 53251 |
| CRCO-0700 | CREATININE JAFFE | 53251 |

Vla
col

Annex

| REF | PRODUCT NAME | GMDN Code |
|-----------|--------------------------------|-----------|
| CRSL-0250 | CREATININE PAP SL | 53250 |
| CRSL-5221 | CREATININE PAP SL | 53250 |
| CRSL-6070 | CREATININE PAP SL | 53250 |
| CRSL-0630 | CREATININE PAP SL | 53250 |
| CRSL-5505 | CREATININE PAP SL | 53250 |
| CRSL-6470 | CREATININE PAP SL | 53250 |
| CRSL-M490 | CREATININE PAP | 53250 |
| CRSL-5M90 | CREATININE PAP | 53250 |
| CRSL-6M30 | CREATININE PAP | 53250 |
| FEFE-0230 | IRON FERENE | 54758 |
| FEFE-5140 | IRON FERENE | 54758 |
| FEFE-6040 | IRON FERENE | 54758 |
| FEFE-0600 | IRON FERENE | 54758 |
| FEFE-5600 | IRON FERENE | 54758 |
| FEFE-6400 | IRON FERENE | 54758 |
| FEFE-0850 | IRON ENVOY | 54758 |
| FEFE-M230 | IRON FERENE | 54758 |
| FEFE-5M30 | IRON FERENE | 54758 |
| FEFE-6M10 | IRON FERENE | 54758 |
| GHSL-0250 | GLUCOSE HK SL | 53301 |
| GHSL-5220 | GLUCOSE HK SL | 53301 |
| GHSL-6050 | GLUCOSE HK SL | 53301 |
| GHSL-0600 | GLUCOSE HK SL p.80 | 53301 |
| GHSL-5505 | GLUCOSE HK SL | 53301 |
| GHSL-6605 | GLUCOSE HK SL | 53301 |
| GHSL-M490 | GLUCOSE HK | 53301 |
| GHSL-5M90 | GLUCOSE HK | 53301 |
| GHSL-6M30 | GLUCOSE HK | 53301 |
| GISL-0250 | GAMMA-GT PLUS SL | 53027 |
| GISL-5220 | GAMMA-GT PLUS SL | 53027 |
| GISL-6050 | GAMMA-GT PLUS SL | 53027 |
| GISL-0400 | GAMMA-GT PLUS SL | 53027 |
| GISL-0420 | GAMMA-GT PLUS SL | 53027 |
| GISL-5405 | GAMMA-GT PLUS SL | 53027 |
| GISL-6255 | GAMMA-GT PLUS SL | 53027 |
| GISL-M230 | GAMMA-GT | 53027 |
| GISL-5M30 | GAMMA-GT | 53027 |
| GISL-6M10 | GAMMA-GT | 53027 |
| GPSL-0250 | GLUCOSE PAP SL | 53301 |
| GPSL-5220 | GLUCOSE PAP SL | 53301 |
| GPSL-0455 | GLUCOSE PAP SL | 53301 |
| GPSL-0497 | GLUCOSE PAP SL | 53301 |
| GPSL-5505 | GLUCOSE PAP SL | 53301 |
| GPSL-0500 | GLUCOSE PAP SL | 53301 |
| GPSL-0507 | GLUCOSE PAP SL | 53301 |
| GPSL-0700 | GLUCOSE PAP SL | 53301 |
| GPSL-5710 | GLUCOSE PAP SL | 53301 |
| GPSL-0707 | GLUCOSE PAP SL | 53301 |
| GPSL-M690 | GLUCOSE PAP | 53301 |
| GPSL-5M90 | GLUCOSE PAP | 53301 |
| HBAC-0043 | HbA1c CALIBRATOR SET p.85 | 53315 |
| HBAC-4301 | HbA1c CALIBRATOR SET | 53315 |
| HBAC-4302 | HbA1c CALIBRATOR SET | 53315 |
| HBAC-4303 | HbA1c CALIBRATOR SET | 53315 |
| HBAC-4304 | HbA1c CALIBRATOR SET | 53315 |
| HBAC-0049 | HbA1c CONTROL L + H p.85 | 44435 |
| HBAC-4605 | HbA1c CONTROL L + H | 44435 |
| HBAC-4705 | HbA1c CONTROL L + H | 44435 |
| HBAC-0240 | HbA1c p.85 | 59090 |
| HBAC-5224 | HbA1c | 59090 |
| HBAC-6076 | HbA1c | 59090 |
| HBAC-6004 | HbA1c | 59090 |
| HBAC-7225 | HbA1c | 59090 |
| HBAE-0043 | HbA1c Enzymatic Calibrator Set | 53315 |
| HBAE-4301 | HbA1c Enzymatic Calibrator Set | 53315 |
| HBAE-4303 | HbA1c Enzymatic Calibrator Set | 53315 |
| HBAE-M130 | HbA1c Enzymatic | 63151 |
| HBAE-5M30 | HbA1c Enzymatic | 63151 |
| HBAE-6M30 | HbA1c Enzymatic | 63151 |
| HBAE-7050 | HbA1c Enzymatic | 63151 |
| HDLL-0011 | CHOLESTEROL HDL 2G CALIBRATOR | 44696 |
| HDLL-0041 | CHOLESTEROL HDL 2G CALIBRATOR | 44696 |
| HDLL-0230 | CHOLESTEROL HDL SL 2G | 53391 |
| HDLL-0380 | CHOLESTEROL HDL SL 2G | 53391 |
| HDLL-0390 | CHOLESTEROL HDL SL 2G | 53391 |
| HLCA-0041 | HDL LDL CALIBRATOR | 47868 |
| HLCA-4001 | HDL LDL CALIBRATOR | 47868 |
| ICRP-0043 | CRP IP CALIBRATOR SET | 41838 |

Annex

| REF | PRODUCT NAME | GMDN Code |
|-----------|-------------------------------|-----------|
| ICRP-4311 | CRP IP CALIBRATOR SET | 41838 |
| ICRP-4312 | CRP IP CALIBRATOR SET | 41838 |
| ICRP-4313 | CRP IP CALIBRATOR SET | 41838 |
| ICRP-4314 | CRP IP CALIBRATOR SET | 41838 |
| ICRP-4315 | CRP IP CALIBRATOR SET | 41838 |
| ICRP-0046 | CRP IP CONTROL I | 41839 |
| ICRP-4610 | CRP IP CONTROL I | 41839 |
| ICRP-0047 | CRP IP CONTROL II | 41839 |
| ICRP-4710 | CRP IP CONTROL II | 41839 |
| ICRP-0400 | CRP IP | 53705 |
| ICRP-6125 | CRP IP | 53705 |
| ICRP-5025 | CRP IP | 53705 |
| ICRP-M230 | CRP IP | 53705 |
| ICRP-6M30 | CRP IP | 53705 |
| ICRP-5M30 | CRP IP | 53705 |
| IFRT-0042 | FERRITIN CALIBRATOR | 41927 |
| IFRT-4230 | FERRITIN CALIBRATOR | 41927 |
| IFRT-0230 | FERRITIN | 53718 |
| IFRT-5020 | FERRITIN | 53718 |
| IFRT-6005 | FERRITIN | 53718 |
| IHAP-0400 | HAPTOGLOBIN IP | 53737 |
| IHAP-6125 | HAPTOGLOBIN IP | 53737 |
| IHAP-5025 | HAPTOGLOBIN IP | 53737 |
| IIGA-0400 | IgA IP | 53760 |
| IIGA-6125 | IgA IP | 53760 |
| IIGA-5025 | IgA IP | 53760 |
| IIGG-0400 | IgG IP | 53787 |
| IIGG-6125 | IgG IP | 53787 |
| IIGG-5025 | IgG IP | 53787 |
| IIGM-0400 | IgM IP | 53795 |
| IIGM-6125 | IgM IP | 53795 |
| IIGM-5025 | IgM IP | 53795 |
| IMAL-0043 | µALBUMIN IP CALIBRATOR SET | 53477 |
| IMAL-4311 | µALBUMIN IP CALIBRATOR SET | 53477 |
| IMAL-4312 | µALBUMIN IP CALIBRATOR SET | 53477 |
| IMAL-4313 | µALBUMIN IP CALIBRATOR SET | 53477 |
| IMAL-4314 | µALBUMIN IP CALIBRATOR SET | 53477 |
| IMAL-4315 | µALBUMIN IP CALIBRATOR SET | 53477 |
| IMAL-0046 | µALBUMIN IP CONTROL I | 53478 |
| IMAL-4610 | µALBUMIN IP CONTROL I | 53478 |
| IMAL-0047 | µALBUMIN IP CONTROL II | 53478 |
| IMAL-4710 | µALBUMIN IP CONTROL II | 53478 |
| IMAL-0400 | µALBUMIN IP | 53475 |
| IMAL-6125 | µALBUMIN IP | 53475 |
| IMAL-5025 | µALBUMIN IP | 53475 |
| IMAL-M230 | MICROALBUMIN IP | 53475 |
| IMAL-6M30 | MICROALBUMIN IP | 53475 |
| IMAL-5M30 | MICROALBUMIN IP | 53475 |
| IORO-0400 | OROSOMUCOID IP | 53606 |
| IORO-6125 | OROSOMUCOID IP | 53606 |
| IORO-5025 | OROSOMUCOID IP | 53606 |
| IPAL-0400 | PREALBUMIN IP | 53957 |
| IPAL-6125 | PREALBUMIN IP | 53957 |
| IPAL-5025 | PREALBUMIN IP | 53957 |
| IPRO-0043 | PROTEIN IP CALIBRATOR SET | 53593 |
| IPRO-4311 | PROTEIN IP CALIBRATOR SET | 53593 |
| IPRO-4312 | PROTEIN IP CALIBRATOR SET | 53593 |
| IPRO-4313 | PROTEIN IP CALIBRATOR SET | 53593 |
| IPRO-4314 | PROTEIN IP CALIBRATOR SET | 53593 |
| IPRO-4315 | PROTEIN IP CALIBRATOR SET | 53593 |
| IRCT-0046 | RHEUMATOLOGY CONTROL I | 47869 |
| IRCT-4610 | RHEUMATOLOGY CONTROL I | 47869 |
| IRCT-0047 | RHEUMATOLOGY CONTROL II | 47869 |
| IRCT-4710 | RHEUMATOLOGY CONTROL II | 47869 |
| IRFA-0042 | RF CALIBRATOR | 42230 |
| IRFA-4220 | RF CALIBRATOR | 42230 |
| IRFA-0230 | RHEUMATOID FACTOR | 55111 |
| IRFA-5020 | RHEUMATOID FACTOR | 55111 |
| IRFA-6005 | RHEUMATOID FACTOR | 55111 |
| ISCA-0250 | ISE CALIBRATORS | 52867 |
| ISCA-4221 | ISE CALIBRATORS | 52867 |
| ISCA-4222 | ISE CALIBRATORS | 52867 |
| ITRF-0400 | TRANSFERRIN IP | 59041 |
| LACI-0250 | LACTATE | 53342 |
| LACI-5008 | LACTATE | 53342 |
| LACI-6005 | LACTATE | 53342 |
| LDLL-0011 | CHOLESTEROL LDL 2G CALIBRATOR | 41728 |
| LDLL-0041 | CHOLESTEROL LDL 2G CALIBRATOR | 41728 |

Annex

| REF | PRODUCT NAME | GMDN Code |
|-----------|--------------------------------------|-----------|
| LDLL-0230 | CHOLESTEROL LDL SL 2G | 53395 |
| LDLL-0380 | CHOLESTEROL LDL SL 2G | 53395 |
| LDLL-0390 | CHOLESTEROL LDL SL 2G | 53395 |
| LLSL-0230 | LDH-L SL | 53072 |
| LLSL-5220 | LDH-L SL | 53072 |
| LLSL-6050 | LDH-L SL | 53072 |
| LLSL-0400 | LDH-L SL | 53072 |
| LLSL-5400 | LDH-L SL | 53072 |
| LLSL-6250 | LDH-L SL | 53072 |
| LLSL-0420 | LDH-L SL | 53072 |
| LLSL-M230 | LDH IFCC | 53072 |
| LLSL-5M30 | LDH IFCC | 53072 |
| LLSL-6M10 | LDH IFCC | 53072 |
| LPSL-0230 | LIPASE SL | 53108 |
| LPSL-0250 | LIPASE | 53108 |
| LPSL-5088 | LIPASE | 53108 |
| LPSL-6061 | LIPASE | 53108 |
| LPSL-0850 | LIPASE ENVOY | 53108 |
| LXCR-0112 | CRP LATEX | 53707 |
| MAGX-0230 | MAGNESIUM XYLIDYL | 46795 |
| MAGX-0600 | MAGNESIUM XYLIDYL | 46795 |
| MAGX-0850 | MAGNESIUM ENVOY | 46795 |
| MGXB-0250 | MAGNESIUM XB | 46795 |
| MGXB-5220 | MAGNESIUM XB | 46795 |
| MGXB-0600 | MAGNESIUM XB | 46795 |
| MGXB-5600 | MAGNESIUM XB | 46795 |
| MGXB-M430 | MAGNESIUM XB | 46795 |
| MGXB-5M30 | MAGNESIUM XB | 46795 |
| PASL-0230 | ALP (DEA) SL | 52928 |
| PASL-5220 | ALP (DEA) SL | 52928 |
| PASL-6050 | ALP (DEA) SL | 52928 |
| PASL-0400 | ALP (DEA) SL | 52928 |
| PASL-5405 | ALP (DEA) SL | 52928 |
| PASL-6255 | ALP (DEA) SL | 52928 |
| PASL-0420 | ALP (DEA) SL | 52928 |
| PHOS-0230 | PHOSPHORUS | 59123 |
| PHOS-5220 | PHOSPHORUS | 59123 |
| PHOS-0600 | PHOSPHORUS | 59123 |
| PHOS-5600 | PHOSPHORUS | 59123 |
| PHOS-M430 | PHOSPHORUS | 59123 |
| PHOS-5M30 | PHOSPHORUS | 59123 |
| PIVD-0850 | ALP ENVOY | 52928 |
| PROB-0250 | TOTAL PROTEIN PLUS | 53985 |
| PROB-5220 | TOTAL PROTEIN PLUS | 53985 |
| PROB-0600 | TOTAL PROTEIN PLUS | 53985 |
| PROB-5600 | TOTAL PROTEIN PLUS | 53985 |
| PROB-0700 | TOTAL PROTEIN PLUS | 53985 |
| PROB-5700 | TOTAL PROTEIN PLUS | 53985 |
| PROB-M830 | TOTAL PROTEIN | 53985 |
| PROB-5M30 | TOTAL PROTEIN | 53985 |
| PRTU-0022 | MICROPROTEIN PLUS Standard 100 mg/dL | 53482 |
| PRTU-0250 | MICROPROTEIN PLUS | 53481 |
| PRTU-0600 | MICROPROTEIN PLUS | 53481 |
| PRTU-5600 | MICROPROTEIN PLUS | 53481 |
| PRTU-M230 | URINE PROTEIN | 53481 |
| PRTU-5M30 | URINE PROTEIN | 53481 |
| RHFA-M130 | RHEUMATOID FACTOR | 55111 |
| RHFA-5M30 | RHEUMATOID FACTOR | 55111 |
| RHFA-6M30 | RHEUMATOID FACTOR | 55111 |
| RHFA-4220 | RHEUMATOID FACTOR | 42230 |
| TGML-0250 | TRIGLYCERIDES SL | 53460 |
| TGML-5220 | TRIGLYCERIDES SL | 53460 |
| TGML-0425 | TRIGLYCERIDES MONO SL NEW | 53460 |
| TGML-5415 | TRIGLYCERIDES MONO SL NEW | 53460 |
| TGML 0417 | TRIGLYCERIDES MONO SL NEW | 50400 |
| TGML-0455 | TRIGLYCERIDES SL | 53460 |
| TGML-0497 | TRIGLYCERIDES MONO SL NEW | 53460 |
| TGML-5515 | TRIGLYCERIDES MONO SL NEW | 53460 |
| TGML-0515 | TRIGLYCERIDES MONO SL NEW | 53460 |
| TGML-0517 | TRIGLYCERIDES MONO SL NEW p. 82 | 53460 |
| TGML-0700 | TRIGLYCERIDES MONO SL NEW | 53460 |
| TGML-5710 | TRIGLYCERIDES MONO SL NEW | 53460 |
| TGML-0707 | TRIGLYCERIDES MONO SL NEW | 53460 |
| TGML-M690 | TRIGLYCERIDES | 53460 |
| TGML-5M90 | TRIGLYCERIDES | 53460 |
| TIBC-0250 | Direct TIBC | 53904 |
| TIBC-5025 | Direct TIBC | 53904 |
| TIBC-6007 | Direct TIBC | 53904 |
| TIBC-M130 | Direct TIBC | 53904 |

Annex

| REF | PRODUCT NAME | GMDN Code |
|-----------|--------------------------|-----------|
| TIBC-5M30 | Direct TIBC | 53904 |
| TIBC-6M30 | Direct TIBC | 53904 |
| TRF2-M230 | TRANSFERRIN | 59041 |
| TRF2-5M30 | TRANSFERRIN | 59041 |
| TRF2-6M10 | TRANSFERRIN | 59041 |
| URSL-0250 | UREA UV SL | 53587 |
| URSL-5220 | UREA UV SL | 53587 |
| URSL-6050 | UREA UV SL | 53587 |
| URSL-0420 | UREA UV SL | 53587 |
| URSL-5405 | UREA UV SL | 53587 |
| URSL-6255 | UREA UV SL | 53587 |
| URSL-0427 | UREA UV SL | 53587 |
| URSL-0455 | UREA UV SL | 53587 |
| URSL-0500 | UREA UV SL | 53587 |
| URSL-5505 | UREA UV SL | 53587 |
| URSL-6605 | UREA UV SL | 53587 |
| URSL-0507 | UREA UV SL | 53587 |
| URSL-M830 | UREA | 53587 |
| URSL-5M30 | UREA | 53587 |
| URSL-6M10 | UREA | 53587 |
| VITD-0043 | VITAMIN D CALIBRATOR SET | 54474 |
| VITD-4311 | VITAMIN D CALIBRATOR SET | 54474 |
| VITD-4312 | VITAMIN D CALIBRATOR SET | 54474 |
| VITD-4313 | VITAMIN D CALIBRATOR SET | 54474 |
| VITD-4314 | VITAMIN D CALIBRATOR SET | 54474 |
| VITD-4315 | VITAMIN D CALIBRATOR SET | 54474 |
| VITD-0049 | VITAMIN D CONTROL SET | 54475 |
| VITD-4630 | VITAMIN D CONTROL SET | 54475 |
| VITD-4730 | VITAMIN D CONTROL SET | 54475 |
| VITD-0250 | VITAMIN D | 54476 |
| VITD-5021 | VITAMIN D | 54476 |
| VITD-6005 | VITAMIN D | 54476 |

vla
CE

Bilirubin (TOTAL AND DIRECT) Jendrassik Grof

REF: 222 001 (255ml) 100 Test **REF: 222 002 (750ml)** 300 Test

| | | | |
|---------------------|------------|---------------------|------------|
| R1 Sulphanilic Acid | 1 x 45 ml | R1 Sulphanilic Acid | 2 x 65 ml |
| R2 Nitrite | 1 x 10 ml | R2 Nitrite | 2 x 15 ml |
| R3 Caffeine | 1 x 100 ml | R3 Caffeine | 3 x 100 ml |
| R4 Tartarate | 1 x 100 ml | R4 Tartarate | 3 x 100 ml |

Intended Use

Spectrum Diagnostics bilirubin reagent is intended for the in-vitro quantitative, diagnostic determination of bilirubin in human serum on both **automated and manual systems**.

Background

The average level of the bilirubin produced in humans from different sources ranges between 250 to 300 mg/day, of which 85% is derived from the heme moiety of the haemoglobin released from senescent erythrocytes that are destroyed in the reticuloendothelial system. The remaining 15 % is produced from erythrocytes destroyed in the bone marrow and from catabolism of other heme containing proteins such as cytochromes and myoglobin.

After it is produced in the peripheral tissues, bilirubin is transported to the liver in association with albumin. In the liver, bilirubin is conjugated with glucuronic acid for solubilization and subsequent transport through the bile duct and elimination via the digestive tract. Disease or conditions which, through hemolytic processes, produce bilirubin faster than the liver can metabolize it, cause the levels of unconjugated (indirect) bilirubin to increase in the circulation. Bile duct obstruction or damage to hepatocellular structure causes increases in the levels of both conjugated (direct) and unconjugated (indirect) bilirubin in the circulation.

Method

Colorimetric Diazo method.

Assay Principle

The total bilirubin concentration is determined in presence of caffeine by the reaction with diazotized sulphanilic acid to produce an intensely colored diazo dye (560-600 nm). The intensity of color of this dye formed is proportional to the concentration of total bilirubin.

Direct bilirubin is determined in absence of caffeine by the direct reaction with diazotized sulphanilic acid to form red-colored azobilirubin, the color intensity of which measured at 546 nm is proportional to the concentration of the direct bilirubin in the sample.



Reagents

Reagent 1 (R1)
Sulfanilic acid 31.0 mmol/l
HCL 0.20 N

Reagent 2 (R2)
Sodium nitrite 28.0 mmol/l

Reagent 3 (R3)
Caffeine 0.28 mol/l
Sodium benzoate 0.55 mol/l

Reagent 4 (R4)
Tartarate 0.99 mol/l
Sodium hydroxide 2.0 N

Reagent 4 contains caustic material.

Corrosive (C)

R35 Causes severe burns.











R41 Risk of serious damage to eyes.

S26 In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.

S28 After contact with skin, wash immediately with plenty of soap and water.

For further information, refer to the Bilirubin reagent material safety data sheet.

SYMBOLS IN PRODUCT LABELLING

| | | | |
|---|------------------------------|---|---------------------------------------|
|  | Authorised Representative |  | Use by/Expiration Date |
|  | For in-vitro diagnostic use |  | CAUTION. Consult instructions for use |
|  | Batch Code/Lot number |  | Manufactured by |
|  | Catalogue Number |  | (Xi) - Irritant |
|  | Consult instructions for use |  | Temperature Limitation |

Precautions and Warnings

Do not ingest or inhale. In case of contact with eyes or skin; rinse immediately with plenty of soap and water. In case of severe injuries; seek medical advice immediately.

Reagent Preparation, Storage and Stability

Spectrum bilirubin reagents are supplied ready-to-use and stable up to the expiry date labeled on the bottles when stored at room temperature. The opened vials are stable for 6 months at the specified temperature if contamination is avoided.

Deterioration

Do not use the Spectrum bilirubin reagents if precipitate forms. Failure to recover control values within the assigned range may be an indication of reagent deterioration.

Specimen Collection and Preservation

Avoid exposure of the specimen to light. If plasma is used, only heparin and oxalate plasma are suitable. Other anticoagulants should not be used. The average half-life of total bilirubin and direct bilirubin in serum is 17 days and few hours respectively.

Stability:

| | -20 °C | 4 – 8 °C | 20 – 25 °C |
|--------|----------|----------|------------|
| Total | 6 months | 7 days | 1 day |
| Direct | 6 months | 7 days | 2 days |

Procedure

Total Bilirubin

| | Sample blank | Sample |
|-----------|--------------|--------|
| Reagent 1 | 200 µl | 200 µl |
| Reagent 2 | ---- | 1 drop |
| Reagent 3 | 1.0 ml | 1.0 ml |
| Sample | 200 µl | 200 µl |

Mix and incubate for 10 minutes at 20 – 25 °C. then add;

| | | |
|-----------|--------|--------|
| Reagent 4 | 1.0 ml | 1.0 ml |
|-----------|--------|--------|

Mix and incubate for 5 minutes at 20 – 25 °C. Measure absorbance of sample (A_{sample}) against sample blank at 578 nm(560 - 600 nm) The color intensity is stable for 30 minutes.

Direct Bilirubin

| | Sample blank | Sample |
|------------------|--------------|--------|
| Reagent 1 | 200 µl | 200 µl |
| Reagent 2 | ---- | 1 drop |
| Saline 0.9% NaCl | 2.0 ml | 2.0 ml |
| Sample | 200 µl | 200 µl |

Mix and incubate for exactly 5 minutes at 20 – 25 °C. Measure absorbance of sample (A_{sample}) against sample blank at 546 nm (530 - 560 nm).

Calculation

Total bilirubin (mg/dl) = $A_{\text{Sample}} \times 10.8$

Direct bilirubin (mg/dl) = $A_{\text{Sample}} \times 14.4$

Quality Control

Normal and abnormal commercial control serum of known concentrations should be analyzed with each run.

Performance Characteristics

Precision

Within run (Repeatability)

| | Total | | Direct | |
|--------------|---------|---------|---------|---------|
| | Level 1 | Level 2 | Level 1 | Level 2 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mean (mg/dL) | 0.79 | 4.37 | 0.299 | 0.77 |
| SD | 0.016 | 0.18 | 0.016 | 0.057 |
| CV% | 2.03 | 4.12 | 5.35 | 7.4 |

Run to run (Reproducibility)

| | Total | | Direct | |
|--------------|---------|---------|---------|---------|
| | Level 1 | Level 2 | Level 1 | Level 2 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mean (mg/dL) | 0.82 | 4.52 | 0.32 | 0.82 |
| SD | 0.02 | 0.17 | 0.023 | 0.062 |
| CV% | 2.44 | 3.76 | 7.19 | 7.56 |

Methods Comparison

A comparison between Spectrum Diagnostics Bilirubin and a commercial reagent of the same methodology was performed on 20 human sera. A correlation of 0.975 was obtained.

Sensitivity

When run as recommended, the sensitivity of this assay is 0.1 mg/dL (1.7 µmol/L) for both total and direct bilirubin.

Linearity

The reaction is linear up to a total bilirubin concentration of 30 mg/dL (513 µmol/L) and a direct bilirubin concentration of 10 mg/dL (171 µmol/L). Specimens showing higher concentration should be diluted 1+4 with physiological saline and repeat the assay (result×5).

Interfering substances

Haemolysis

Avoid haemolysis since it interferes with the test.

Lipemia

Lipemic specimens interfere with the test.

Drugs

Theophylline and propranolol may cause artificially low total bilirubin levels.

Expected Values

Total Bilirubin

Adults and infants >1 month < 0.2-1.0 mg/dL (3.4 -17 µmol/l)
Newborns premature (3-5 d) 10-14 mg/dL (171-239 µmol/l)

Newborns:

(3-5 d) 4.0 - 8.0 mg/dL (68-137 µmol/l)
(<48 h) 6.0 - 10.0 mg/dL (103-171 µmol/l)
(<24 h) 2.0 - 6.0 mg/dL (34-103 µmol/l)

Direct Bilirubin 0 - 0.3 mg/dL (0 - 51 µmol/L)

Spectrum Diagnostics does not interpret the results of a clinical laboratory procedure; interpretation of the results is considered the responsibility of qualified medical personnel. All indications of clinical significance are supported by literature references.

Analytical Range

Total bilirubin : 0.1 – 30 mg/dL (1.7 – 513 µmol/L)
Direct bilirubin : 0.1 – 10 mg/dL (1.7 – 171 µmol/L)

Waste Disposal

This product is made to be used in professional laboratories. Please consult local regulations for a correct waste disposal.

S56: dispose of this material and its container at hazardous or special waste collection point.

S57: use appropriate container to avoid environmental contamination.

S61: avoid release in environment. refer to special instructions/safety data sheets.

References

- Balistreri WF, Shaw LM. Liver function. In: Tietz NW, ed. Fundamentals of clinical chemistry. 3rd ed. Philadelphia: WB Saunders; 1987:729-761.
- Malloy HT, Evelyn KA. The determination of bilirubin with the photoelectric colorimetric method. J Biol Chem. 1937;119:481-490.
- Tietz NW, ed. Clinical guide to laboratory tests. 3rd ed. Philadelphia: WB Saunders; 1995:268-273.

ORDERING INFORMATION

| CATALOG NO. | QUANTITY |
|-------------|----------|
| 222 001 | 100 test |
| 222 002 | 300 test |



Egyptian Company for Biotechnology (S.A.E)

Obour city industrial area. block 20008 piece 19 A. Cairo. Egypt.

Tel: +202 4489 2248 - Fax: +202 4489 2247

www.spectrum-diagnostics.com

E-mail: info@spectrum-diagnostics.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany



IFUFCC06

Rev.(6), 8/6/2022