

Sterile Bicarbonate Solution

2 x 5000 ml

4445 ml + 555 ml = 5000 ml

Na ⁺	140.0 mmol/l
K ⁺	2.00 mmol/l
Ca ²⁺	1.50 mmol/l
Mg ²⁺	0.50 mmol/l
Cl ⁻	111.0 mmol/l
HCO ₃ ⁻	35.0 mmol/l
Glucose anhydrous	5.55 mmol/l (± 1.00 g/l)
Theoret. osmolarity [mOsm/l]	296
pH	7.0–8.0

4445 ml	
Sodium chloride	6.18 g
Sodium hydrogen carbonate	3.59 g
Carbon dioxide (for pH adjustment)	
Water for injections	ad 1000 ml

555 ml	
Sodium chloride	4.21 g
Potassium chloride	1.34 g
Calcium chloride dihydrate	1.98 g
Magnesium chloride hexahydrate	0.91 g
Glucose monohydrate	9.90 g
equiv. to 9.0 g glucose anhydrous	
Hydrochloric acid 25 % (for pH adjustment)	
Water for injections	ad 1000 ml



4°C 25°C

STERILE

MD

CE 0123



REF 8973

K⁺ 2 mmol/l

en Clear dialysis solution for continuous and intermittent extracorporeal blood treatments in 2-chamber bags. Use only after mixing. Not intended for intravenous infusion.

bs Bistra dijalizna otopina za kontinuirane i povremene ekstrakorporealne purifikacije krvi u 2-komornim vrećicama. Upotrijebiti samo nakon miješanja. Proizvod nije predviđen za intravenoznu infuziju.

bg Прозрачен диализен разтвор за непрекъснато и периодически екстракорпорално пречистване на кръв в двукамерни торбички. Да се използва само след смесване. Не е предназначен за интравенозна инфузия.

cs Čirý dialyzační roztok pro kontinuální a přerušovanou mimotělní krevní proceduru ve dvoukomorových sáčcích. Používejte pouze po promíchání. Není určeno k intravenózní infuzi.

fr Solution de dialyse claire pour les traitements sanguins extracorporels continus et intermittents dans des poches à 2 compartiments. Utiliser après le mélange uniquement.

de Klare Dialyselösung für kontinuierliche und intermittierende extrakorporele Blutbehandlungen in 2-Kammer-Beuteln. Ausschließlich nach dem Mischen verwenden. Nicht zur intravenösen Infusion bestimmt.

el Διαυγές διάλυμα αιμοκάθαρσης για συνεχείς και διαλείπουσες θεραπείες εξωεμφρικής κάθαρσης σε σάκους 2 διαμερισμάτων. Χρησιμοποιήστε το μόνο μετά την ανάμιξη. Δεν προορίζεται για ενδοφλέβια έγχυση.

hr Bistra dijalizna otopina za kontinuirane i intermitentne izvantjelesne terapije krvi u vrećicama s 2 komore. Koristiti samo nakon miješanja. Nije namijenjena za intravensku infuziju.

hu Tiszta dializáló oldat kétkamrás tasakokban a vér folyamatos és szakaszos extrakorporális kezeléseihez. Csak összekeverés után használja fel. Nem használható intravénás infúzióhoz.

it Soluzione trasparente di dialisi per trattamenti ematici extracorporei continui e intermittenti in sacche a 2 camere. Utilizzare solo dopo la miscelazione. Non è destinata all'infusione endovenosa.

kk 2 камералы дорбада қанды үздіксіз және үзілістермен ағадан тыс тазартуға арналған мөлдір диализ ерітіндісі. Араластырылғаннан кейін ғана пайдаланыңыз. Тамырдың ішіне қюға арналмаған.

pt Solução de diálise transparente para tratamentos de sangue extracorpóreos contínuos e intermitentes em sacos de 2 compartimentos. Utilizar apenas depois de misturar. Não se destina a infusão intravenosa.

ro Soluție de dializă limpede pentru tratamente sanguine extracorporeale continue și intermitente, în pungi bicamerale. A se utiliza numai după amestecare. Nu este destinat pentru perfuzie intravenoasă.

ru Прозрачный диализирующий раствор в 2-х камерных мешках для непрерывной и периодической экстракорпоральной гемокоррекции. Использовать только после смешивания. Не предназначен для внутривенной инфузии. Бикарбонатный раствор содержащий 2 ммоль/л калия. РУ № РЗН 2023/21343 от 11.10.2023 г.

Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «Б. Браун Авитум Русспанд», 199178, г. Санкт-Петербург, ул.18-я линия В.О., дом 29, Литер 3, пом.37-Н, комн.9; тел./факс: (812) 334-06-86, officeavitum.ru@bbraun.com

sk Čirý dialyzačný roztok na kontinuálne a intermitentné mimotelové ošetrenie krvi v 2-komórkových vakoch. Používajte len po zmiešaní. Nie je určené na intravenóznú infúziu.

es Disolución de diálisis transparente para tratamientos sanguíneos extracorpóreos continuos e intermitentes en bolsas de 2 cámaras. Utilizar solo después de mezclar. No apta para infusiones intravenosas.

tr Çift hazneli torbada sürekli ve aralıklı ekstrakorporeal kan tedavileri için berrak diyaliz solüsyonu. Karıştırımdan kullanmayınız. İntravenöz infüzyon için uygun değildir.

CO Reg. San. INVIMA 2016DM-0015082

Importado por: B. Braun Medical S.A, Carrera 19 No. 100-45, Piso 6, Bogotá - Colombia

MX Reg. No. 1967C2016 SSA

TH Sterile Bicarbonate solution without Potassium for haemodialysis - Imported by: B. Braun (Thailand) Ltd., 598 Q-House Ploenchit Bldg., Ploenchit Rd., Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand Customer Care Tel. no. 662-617-5000

64-2-2-2-0002896

EC Reg. San. No.: 2766-DME-0717

CH REP B. Braun Medical AG, Seesatz 17, 6204 Sempach, Switzerland



2024-07



2430193209



2026-06

GTIN: 04046964671173



8000897310224

Manufacturing site:
B. Braun Avitum AG
Werk Glandorf
Kattenvenner Str. 32
49219 Glandorf, Germany



B. Braun Avitum AG
Schwarzenberger Weg 73-79
34212 Melsungen
MADE IN GERMANY

B | BRAUN

Sterile Bicarbonate Solution

5000 ml

K⁺ 2 mmol/l

	4445 ml	555 ml	5000 ml
Na ⁺	140.0 mmol/l		
K ⁺	2.00 mmol/l		
Ca ²⁺	1.50 mmol/l		
Mg ²⁺	0.50 mmol/l		
Cl ⁻	111.0 mmol/l		
HCO ₃ ⁻	35.0 mmol/l		
Glucose anhydrous	5.55 mmol/l (3.100 g/l)		
theoret. osmolality [mOsm/l]	296		
pH	7.0-8.0		

	4445 ml
Sodium chloride	6.18 g
Sodium hydrogen carbonate	3.59 g
Carbon dioxide (for pH adjustment)	
Water for injections	ad 1000 ml

	555 ml
Sodium chloride	4.21 g
Potassium chloride	1.24 g
Calcium chloride dihydrate	1.98 g
Magnesium chloride hexahydrate	0.91 g
Glucose monohydrate	9.90 g
equivalent to 9.0 g glucose anhydrous	
Hydrochloric acid 25 % (for pH adjustment)	
Water for injections	ad 1000 ml

758973/0224

Importado por: B. BRAUN MEDICAL S.A. CARRERA 19 No. 100-45,
ZONA INDUSTRIAL - QUITA - QUITA INDIANA 2016DM-0015082
Reg. No. 1967C2011-99A
Distribuido por: B. Braun Medical (Thailand) Ltd., 598 Q-House Ploenchit Bldg.,Ploenchit Rd., Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand
Customer Care Tel. no. 02-617-5000
64-2-2-0002896
Reg. San. No.: 2766-DME-0717

- 1. Clear dialysis solution for continuous and intermittent extracorporeal blood treatment in 2-chamber bags. Use only after mixing. Not intended for intravenous infusion.
- 2. Bistara dializa otopirna za kontinuirano i intermitentno ekstrakorporealno krvno tretmanje u 2-komornim vrećicama. Upotrijebiti samo nakon miješanja. Predviđeno nije primjena za intravensku infuziju.
- 3. Прозрачний діалізний розчин для неперервної та інтермітентної екстракорпоруальної крові лікування в 2-камерних мішках. Використовувати тільки після ретельного перемішування. Не призначений для внутрішньовенної інфузії.
- 4. Círný dializační roztok pro kontinuální a přerušovanou mimotělní krevní proceduru ve dvoukomorových kšachtích. Používejte pouze po promíchání. Není určeno k intravenózní infuzi.
- 5. Solution de dialyse claire pour les traitements sanguins extracorporels continus et intermittents dans des poches à 2 compartiments. Utiliser après le mélange soigneux. Non prévu pour perfusion intraveineuse.
- 6. Klare Dialyselösung für kontinuierliche und intermittierende Extrakorporale Blutbehandlungen in 2-Kammer-Beuteln. Ausschließlich nach dem Mischen verwenden. Nicht für intravenöse Infusion bestimmt.
- 7. Bistara dializis otopirna za kontinuirano i intermitentno ekstrakorporealno krvno tretmanje u 2-komornim vrećicama. Upotrijebiti samo nakon miješanja. Predviđeno nije primjena za intravensku infuziju.
- 8. Bistara dializa otopirna za kontinuirano i intermitentno ekstrakorporealno krvno tretmanje u 2-komornim vrećicama. Upotrijebiti samo nakon miješanja. Predviđeno nije primjena za intravensku infuziju.
- 9. Tista dializis otopirna za kontinuirano i intermitentno ekstrakorporealno krvno tretmanje u 2-komornim vrećicama. Upotrijebiti samo nakon miješanja. Predviđeno nije primjena za intravensku infuziju.
- 10. Solução de diálise transparente para tratamentos de sangue extracorpóreo contínuo e intermitente em sacos de 2 compartimentos. Utilizar apenas depois de misturar. Não se destina a infusão intravenosa.
- 11. Soluție de dializă limpede pentru tratamente sanguine extracorporeale continue și intermitente în pungi bicamerale. A se utiliza numai după amestecare. Nu este destinată perfuziei intravenoase.
- 12. Прозрачний діалізний розчин для неперервної та інтермітентної екстракорпоруальної гемокорекції. Використовувати тільки після ретельного перемішування. Не призначений для внутрішньовенної інфузії. Баксодіалізісний розчин складається з 2 камер. РР № ПЗН 2022/21343 от 11.10.2023
- 13. Círný dializační roztok na kontinuální a intermitentní mimotělní krevní léčbu v dvoukomorových kšachtích. Používejte pouze po promíchání. Není určeno na intravenózní infuzi.
- 14. Disolución de diálisis transparente para tratamientos sanguíneos extracorpóreos continuos e intermitentes en bolsas de 2 cámaras. Utilizar solo después de mezclar. No apta para infusiones intravenosas.
- 15. Cílt hazseltörbőbe szűkítővel vértisztító extrakorporálisan (kan tévedési kényszerű) szűkítővel szűkítővel. Kanstomádán kullannamaz. Intravend infúziyon için uygun değildir.

2024-05

LOT 2421393209

2026-04



(01) 04048964671166
(17) 260430
(10) 2421393209

Manufacturing site:
B. Braun Avitum AG
Weil Glandorf
Kattenvenner Str. 32
49219 Glandorf
Germany

B. BRAUN
B. Braun Avitum AG
Schwarzenberger Weg 73-75
34212 Melsungen
MADE IN GERMANY

Maisījā jānodrošina drošība, izmantojot vadovaujantis vietas iestatītais ir teikts aktāis. prietaisais. Nenaudokite prietaiso, jei neuzdēti apsauginiai galų dangteliai. Naudojimas: maks. 96 val.

lv Visi materiāli jālikvidē saskaņā ar vietējo normatīvo regulējumu. Maisīnš ir jāiztukšo atbilstošās tvertnēs. Izmantot tikai kopā ar un OMNI ierīcēm. Ierīci nedrīkst lietot, ja tās gala aizsargvāciņi neatrodas savās vietās. Izmantošana: maks. 96 stundas.

nl Het wegwerpen van al het materiaal moet in overeenstemming met de plaatselijke wet- en regelgeving plaatsvinden. De zak moet in geschikte containers worden gelegd. Alleen gebruiken in combinatie met de OMNI-apparaten. Gebruik het apparaat niet als de bescherm doppen niet aanwezig zijn. Gebruik: max. 96 uur.

no Utstyret skal kasseres i henhold til lokale lover og retningslinjer. Posen må tømmes i egnede beholdere. Må bare brukes i kombinasjon med OMNI-utstyr. Ikke bruk enheten hvis de beskyttende endehettene ikke er på plass. Bruk: maks. 96 timer.

pl Wszystkie materiały muszą zostać zutylizowane zgodnie z lokalnymi ustawami i przepisami. Worek musi zostać opróżniony do odpowiednich pojemników. Stosować wyłączanie w połączeniu z OMNI. Nie używać wyrobu, jeśli końcowe zatyczki ochronne nie są założone. Stosowanie: maks. 96 godzin.

pt A eliminação de todos os materiais deve estar conforme as leis e normas locais. O saco deve ser esvaziado para os recipientes adequados. Usar apenas em combinação com o equipamento OMNI e os dispositivos OMNIset. Não use as tampas de protecção se não estiverem bem colocadas. Modo de utilização: máx. 96 horas.

ro Eliminarea tuturor materialelor trebuie să respecte legile și reglementările locale. Punga trebuie golită în recipiente adecvate. A se utiliza numai în asociere cu dispozitive OMNI. Nu utilizați dispozitivul în cazul în care capacele de protecție finale nu sunt fixate. Utilizare: max. 96 de ore.

CARRERA 19 No. 100-45, Piso 6
Reg San.: INVIMA 2021DM-0023

MY Authorised representative:
B. Braun Medical Industries Sdn. B.
Bayan Lepas Free Industrial Zone,
Reg. n.º.: GMD45754104617A
www.bbraun.com

PH Imported and Distributed by:
B. Braun Avitum Philippines, Inc.
15th Floor Sun Life Centre, 5th Av
Rizal Drive, Bonifacio Global City,
Reg no.: MDR-05939B

TH Imported by: B. Braun (Thailand) L
598 Q-House Ploenchit Bldg, Plo
Customer Care No. 662-617 5000
TR B.BRAUN AVITUM TURKEY SANAYI
Ehlibeyt Mah. Ceyhan Atuf Kansu (C
06520 Balgat / Çankaya / ANKARA

Manufacturer:

B. Braun Avitum AG

CE 0123



A





GTIN: 04046964580222

ru

Утилизация всех материалов должна осуществляться в соответствии с местными законами и нормативами. Мешок должен быть опорожнен в соответствующие контейнеры. Использовать только в сочетании с устройствами OMNIset. Не использовать устройство, если отсутствуют защитные заглушки. Использование: не более 96 часов.

sk

Likvidácia všetkých materiálov musí prebehnúť v súlade s národnými právnymi predpismi a nariadeniami. Vak sa musí vyprázdniť do príslušných nádob. Používajte len v kombinácii s pomocnými OMNI. Pomôcku nepoužívajte, ak na ňom chýbajú ochranné koncové krytky. Použitie: max. 96 hodín.

sl

Vse materiale je treba odstraniti v skladu z lokalnimi zakoni in predpisi. Vrečko je treba izprazniti v ustrezne vsebnike. Samo za uporabo v kombinaciji z pripromočki OMNI. Pripromočka ne uporabljajte, če niso nameščeni zaščitni pokrovčki na koncih cevi. Uporaba: največ 96 ur.

sv

All kassering av material ska följa lokala lagar och föreskrifter. Påsen ska tömmas i lämpliga behållare. Använd endast i kombination med OMNI-produkter. Använd inte produkten om de skyddande ändkorkarna saknas. Användning; högst 96 timmar.

tr

Arik torbası. Tüm materyallerin imhası, yerel yasa ve mevzuata uygun olmalıdır. Torba uygun kaplara boşaltılmalıdır. Yalnızca OMNI cihazları ile birlikte kullanın. Korumucu uç kapaklar takılı değilse cihazı kullanmayın. Kullanım; maks. 96 saat.

71

产品编号	REF	7211065
批号	LOT	24C28880
生产日期		2024-03-01
失效日期		2027-02-28



GTIN: 04046964580222

7L

10. Използването на отпадъците от всички материали трябва да става в съответствие с местното законодателство и нормативите на Европейския съюз. Търговската трябва да се извършва в подпорционни контейнери, които са изготвени съгласно с изискванията на законодателството. Не използвайте изнедадено, ако предназначено, или не е поставено. Употреба: максимум 96 часа.
11. Likvidace všech materiálů musí být v souladu s národními zákony a předpisy. Vše je nutné vyprázdnit do vhodných nádob. Používejte pouze v kombinaci s prostředky OMNI. Použití: máx. 96 hodin.
12. Tous les déchets des matériaux doivent être éliminés conformément aux lois et aux réglementations locales. Il est impératif d'utiliser des contenants adéquats. Ne pas utiliser le produit en excès. Utilisation: maximum 96 heures.
13. Etiskekske alle materialer skal stives i henhold til lokale love og forskrifter. Brug ikke produkter, hvis de beskyttede endeværker ikke er på plads. Brug: maks. 96 timer.
14. Die Entsorgung aller Materialien muss in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen und Vorschriften erfolgen. Der Beutel muss in geeignete Behälter entleert werden. Benutzen Sie das Produkt nur in Kombination mit OMNI-Geräten verwenden. Gerät nicht verwenden, wenn die Endkappen nicht aufgesetzt sind. Verwendung: max. 96 Stunden.
15. Haplopostoj ova su ulazna priprema za odvođenje prema za tokom u skladu s lokalnim zakonodavstvom i normativima EU. Svi otpadci moraju biti smješteni u odgovarajuće posude. Ne koristite više od predviđenog. Upotreba: maksimum 96 sati.
16. Odbor priprave na izveštavati se kotvákovi a súpravy musia byť použité v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi OMNI. Musia byť vyprázdnené do vhodných nádob. Používajte len v kombinácii s prostriedkami OMNI. Použitie: najviac 96 hodín.
17. The disposal must comply with the local laws and regulations. The bag must be emptied into appropriate containers. Use only in combination with OMNI devices. Usage: maximum 96 hours.
18. La eliminación de todos los materiales debe cumplir con las leyes y regulaciones nacionales. La bolsa los tapones protectores no estén adecuados. Usar solo junto los productos OMNI. No usar el producto si los tapones protectores no están colocados. Usar solo en combinación con el equipamiento OMNI e. Modo de utilización: máximo 96 horas.
19. Kall materiaali tule kõrvaldada kooskõlas kohalike seadustega ja määrustega. Kõik tule tühjendada sobivate mahutitesse. Kasutada ainult koos OMNI seadmetega. Mitte kasutada liigset. Kasutusaja maksimum 96 tundi.
20. Kaikien materiaalien hävittäminen on noudatettava paikallisia lakeja ja määräyksiä. Kaikki tulee tyhjentää sopivasti mahutisiin. Käytää ainoastaan OMNI-laitteiden kanssa. Älä käyttää liiaksi. Käytön aikaraja: enintään 96 tuntia.
21. L'élimination de tous les matériaux doit être conforme à la législation et aux réglementations locales. OMNI. Ne pas utiliser le dispositif si les capuchons de protection ne sont pas en place. Utilisation: 96 heures au maximum.
22. Odagazivanje svih materijala mora biti u skladu s lokalnim zakonima i propisima. Vredne stvari moraju biti odložene u odgovarajuće spremnike. Koristite samo u kombinaciji s OMNI proizvodima. Nemojte koristiti proizvod ako su zaštitni poklopci neispravni. Ne koristite previše. Upotreba: maksimum 96 sati.
23. Az összes anyag ártalmatlanításának a helyi jogszabályokkal és előírásokkal megfelelően kell történnie. Az eszköz megfelelő tárolására kell ügyelni. Csak OMNI berendezéssel lehet használni. Ne használja az eszközt, ha a védő zárszármak nincsenek a helyükön. Használat: maximum 96 óráig.
24. Lo smaltimento deve essere conforme alle leggi e alle normative locali. La sacca deve essere svuotata in appositi contenitori. Usare solo in combinazione con i dispositivi OMNI. Non usare il dispositivo se i cappucci protettivi non sono in sede. Utilizzare massimo 96 ore.
25. Všechny materiál musí být likvidován v souladu s místními zákony a předpisy. Všechny materiály musí být uloženy v určených nádobách. Používejte pouze v kombinaci s OMNI přístroji. Použití: maximum 96 hodin.
26. Måskei reikia išimti į atitinkamus kontenerius. Naudooti tik su OMNI aparatu ir OMNI netis. Nenaudokite prietaisą, jei naudotoji apsauginiai galv dangteliai. Naudojimo laikas: 96 val.
27. Všet materiály jalkuše sákárk ar vjetio normativno regulirujm. Masini i jalkuše atbilstošs tiesm. Izmantot tikai kopā ar OMNI ierīcēm. Ierīci nedrīkst lietot, ja tā gala aizsargvāciņi neatrodas savās vietās. Izņemšanas laiks: 96 stundas.
28. Het wegwerpen van of het materiaal moet in overeenstemming met de plaatselijke wet- en regelgeving plaatsvinden. De zak moet in geschikte containers worden geleegd. Alleen gebruiken in combinatie met de OMNI-apparaten. Gebruik het apparaat niet als de beschermende doppen niet op zijn. Gebruik: max. 96 uur.
29. Utbrytt skal kasseres i henhold til lokale lover og retningslinjer. Bruk Posen i kombinasjon med beholderne. Må bare brukes i kombinasjon med OMNI-utstyr. Ikke bruk enheten hvis de beskyttede endeværkene ikke er på plass. Bruk: maks. 96 timer.
30. Wszystkie materiały muszą zostać zutylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami i przepisami. Work must comply accordingly to the applicable provisions. Storage must be in accordance with OMNI. All materials must be emptied into appropriate containers. Use only in combination with OMNI equipment. Usage: maximum 96 hours.
31. A eliminación de todos os materiais deve estar de conforme as leis e normas locais. O saco deve ser esvaziado para os recipientes adequados. Usar apenas em combinação com o equipamento OMNI e os dispositivos OMNI. Não use as tampas de proteção se não estiverem bem colocadas. Modo de utilização: máximo 96 horas.
32. Eliminarea tuturor materialelor trebuie să respecte legile și reglementările locale. Punga trebuie golită în recipiente adecvate. A se utiliza numai în asociere cu dispozitive OMNI. A nu folosi dispozitivul în cazul în care capacele de protecție funcționează nu sunt fixate. Utilizare: max. 96 de ore.

24. Utilizacijom svih materijalnih dobara osiguravajući u potpunosti i s međusobnim zakonima i normama. Međutim, dolžni biti oporokren u postojećim konvencijama. Iskoristivati pomoć u kombinaciji s pomoćima OMNI. Ne iskoristivati usluge, ako su prisutni zaštitni znakovi. Iskoristivati: ne boje 96 usata.
25. Likvidacija svih materijalnih stvari prebivaju u súde s národnými právnými predpismi i národnými. Vše sa musí vyprádat do príslušných národů. Používat je v kombinácii s pomôckami OMNI. Pomôcky nepoužívať, ak na nich chýbajú ochranné znaky. Použitie: max. 96 dní.
26. Vše materijale je treba odpraviti v súlade s lokálnymi zákonmi i predpismi. Vrečko je treba upraviť, vnutro nesmie byť samé. Sa užo v kombinácii s prípomôckami OMNI. Pri pomôckach neupravovať, čo nie sú nariadené zariadené pokrývky na konci vseh. Použitie: najviac 96 ur.
27. All lagervärn av material ska följa lokala lagar och föreskrifter. Öppen skåp i skåpet i lämpliga behållare. Ändast i kombination med OMNI-produkter. Ändast inte produkten om de skyddande åndörkarna saknas. Ändastning: högst 96 timmar.
28. Aik torbita. Tuum materijalierin ihmisi, yereel yasa ve mezuatua yuzum olmalidir. Torbita yuzum degiliza toqashmalidir. Yataxta OMNI chabari de bo'litke kulanib, Koruyucu yu kapaklar taqila chabari kulanib, Kulanib: max. 96 soat.

- Importado y distribuido por: Droguería INTI S.A. c. Lucas Jaimes 1959, La Paz-Bolivia
RS: DI-74730/2020

- BR** Bolsa para contenção de resíduos líquidos com capacidade de 7litros
OMNISet Para Dúvida Aguda
Importado e Distribuído por: B BRAUN Laboratórios B. Braun S.A.
Av. Eugênio Borges, 1092 e Av. Jequitibá, 09
Arnsenal - CEP: 24751-000
São Gonçalo - RJ - Brasil
Fone. Responsável: Sônia M. Q. de Azevedo, CRF-RJ nº 4260
Registro ANVISA nº: 80136390895, CNPJ: 31.673.254/0001-02
Unidade Brasileira, SAC: 0800-0227288
Estétil - Esterilizado por Óxido de Etileno - Proibido Reprocessar

- 7000ML 废液袋
产品名称: 固液分离器及管路背包
型号规格: OM/Nines
注册证号: 国械注进2023100433
代理人及售后服务单位名称: 昂贝豪欧(上海)贸易有限公司
代理人住所: 中国(上海)自由贸易试验区新阳路118号1901室
联系电话: 021-262163000
注册人名称: B. Braun Avitum AG
注册人住所: Schwaninger Weg 7-9, 34212 Metzingen, Germany
联系方式: +49(0)531121-0

- 其他内容详见说明书 合格
- Importado por B. Braun Medical S.A.
CARRERA 19 No. 100-45, Piso 6 (BOGOTÁ D.C.-COLOMBIA)

- Reg. San: I/VIMA 2021DM-0023817
 Authorised representative:
 B. Braun Medical Industries Sdn. Bhd.
 Bayan Lepas Free Industrial Zone, 11900 Penang, Malaysia.
 Reg. n°: GMD45754104617A
 www.bbraun.com

- Imported and Distributed by:
B. Braun Avitum Philippines, Inc.
15th Floor Sun Life Centre, 5th Ave. cor.,
Rizal Drive, Bonifacio Global City, Taguig City
Reg no. : MDR-059398

- Imported by: B.Braun (Thailand) Ltd.,
598 Q-House Ploenchit Bldg. Ploenchit Rd., Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand
Customer Care No. 662-617 5000

- B.BRAUN AVITUM TURKEY SANAYİ TİCARET A.Ş.**
Ehlibeyt Mah. Ceyhan Atuf Karsu Cad. C Blok No:114 C9
06520 Balgat / Çankaya / ANKARA



3C1413858 rev. A

Manufacturer:
B. Braun Avitum AG
34209 Melsungen
Germany

Manufacturing facility/生产企业名称:
B. Braun Avitum Italy S.p.A.
生产地址: Via XXV Luglio, 11, 41037
Mirandola (MO), Italy
Made in Italy

B | BRAU

OMNIBag® 7000 mL Effluent Bag

50x1

产品编号 **REF** 7211065

批号 **LOT** 24C28880


生产日期  2024-03-01

失效日期  2027-02-28

CE 0123



MD



STERILE



BO Importado y distribuido por: Droguería INTI S.A.
c. Lucas Salinas 1959, La Paz-Bolivia RS: DI-74730/2020

CN 7000mL 废液袋

产品名称: 血浆分离器及管路套包

型号规格: OMNIBag

注册证号: 国械注进20223100433

代理人及售后服务单位名称: 贝朗爱教

(上海) 贸易有限公司

代理人住所: 中国(上海)自由贸易试验区

新灵路118号1901室

联系方式: 021-22163000

注册人名称: B.Braun Avitum AG 贝朗爱教股

份公司

注册人住所: Schwarzenberger Weg 73-79,

34212 Melsungen, Germany

联系方式: +49(5661)71-0

其他内容详见说明书 合格



Manufacturer:
B. Braun Avitum AG
34209 Melsungen
Germany

Manufacturing facility

/生产企业名称:

B. Braun Avitum Italy S.p.A.

生产地址:

Via XXV Luglio, 11, 41037

Mirandola (MO), Italy

Made in Italy

CO Importado por B. Braun Medical S.A.
CARRERA 19 No. 100-45, Piso 6 (BOGOTÁ D.C.-
COLOMBIA) Reg San: INVIMA 2021DM-0023817

MY Reg. n°: GMD45754104617A - Authorised
representative: B. Braun Medical Industries
Sdn. Bhd., Bayan Lepas Free Industrial Zone,
11900 Penang, Malaysia. - www.bbraun.com

PH Imported and Distributed by: B. Braun Avitum
Philippines, Inc. 15th Floor Sun Life Centre, 5th Ave.
cor., Rizal Drive, Bonifacio Global City, Taguig City
Reg no.: MDR-059396

TH Imported by B. Braun (Thailand) Ltd., 599 Q-House
Ploenchit Bldg., Ploenchit Rd., Pathumwan, Bangkok
10330 Thailand. Customer Care No. 862-617 5000

CH REF B. Braun Medical AG
Seesatz 17, 6204 Seppach, Switzerland



GTIN: 04046964580239

BC210281 - 7211065 rev. E

B | BRAUN