



Phago'wipes Spore

**Șervețele pentru curățare și dezinfectanție înaltă
sporicidă pentru podele, suprafețe,
și suprafețele dispozitivelor medicale neinvazive**



Puncte forte

- ✓ Produs gata de utilizare
- ✓ Bactericid, fungicid, virucid și sporicid (activ în 10 minute pe *C. difficile* și în 5 minute pe Norovirus)
- ✓ Respectă mediul înconjurător (ingredient activ: acid peracetic)
- ✓ « Food contact » produs (respectă decretul oficial francez din 8 septembrie 1999)

Prezentare	Code	număr în cutie
ambalaj de 100 șervețele	60012	6 unit

Distribuitor exclusiv în Moldova



Tel. 060006226



CHRISTEYNS
MEDICAL HYGIENE

phagogene®

Christeyns France – Division Santé
31, rue de la Maladrie - 44120 VERTOU - France
Tel : +33 (0)2 40 80 27 27 / Fax : +33 (0)2 40 03 09 73
www.phagogene.fr



Phago'wipes Spore

Domeniul de aplicatie

- ✓ **Phago'wipes Spore** sunt șervețele dezinfectante pentru toate suprafețele, inclusiv suprafețele dispozitivelor medicale neinvazive.
- ✓ **Phago'wipes Spore** poate fi utilizat, cu clătire pe suprafețe care pot fi în contact direct cu produsele alimentare (în conformitate cu decretul din 8 septembrie 1999).
- ✓ **Phago'wipes Spore** sunt formulate dintr-o substanță activă (acid peracetic) care garantează o eficiență microbiologică cu spectru larg, asigurând în același timp respectarea mediului prin biodegradabilitatea sa în acid acetic, oxigen și apă.

Compoziție

- ✓ Substanța activă:
 - Acid Peracetic(CAS No. 79-21-0 ; 0,034% m/m)
 - Peroxid de hidrogen(CAS No. 7722-84-1 ; 3,26%)
- ✓ Parfum

Proprietăți organoleptice

- ✓ Aspect : Șervețele albe
- ✓ Dimensiuni : 200 X 200 mm
- ✓ Parfum : mentă
- ✓ pH pur la 20°C : 2,00
- ✓ Densitatea la 20°C : 1,000 – 1,020 g/cm³

Instrucțiuni de utilizare

- ✓ **Phago'wipes Spore** sunt gata de utilizare.
- ✓ **Phago'wipes Spore** se utilizează pentru dezinfectarea suprafețelor, inclusiv a suprafețelor dispozitivelor medicale neinvazive.
- ✓ Se aplică pe suprafața de dezinfectat. Nu clățiți*
- ✓ Lăsați timp de 5 minute pentru o activitate bactericid sau 15 minute pentru un spectru complet.
- În cazul dezinfectării suprafețelor care pot intra în contact direct cu produsele alimentare, este necesară clătirea cu apă potabilă (decretul din 8 septembrie 1999)

Recomandări

- ✓ **Folositi mănuși și haine de protecție adecvate. Expirare: 18 luni de la data fabricației. Fișa cu date de securitate este disponibilă pe site-ul www.quickfds.com**

Acțiune antimicrobiană

Norme	Concentratie	Timp
BACTERICID		
EN 1276 cond. saleté (<i>P.aeruginosa</i> et <i>E.hirae</i>)	80%	1 min.
EN 13697 cond. saleté (<i>P.aeruginosa</i> , <i>S.aureus</i> , <i>E.coli</i> et <i>E.hirae</i>)	10 %	5 min.
EN 13727 cond. saleté (<i>P.aeruginosa</i> , <i>S.aureus</i> et <i>E.hirae</i>)	8 %	5 min.
EN 16615 cond. saleté	100 %	5 min
MYCOBACTERICID		
EN 14348 cond. Saleté (<i>M.avium</i> et <i>M. terrae</i>)	80%	5 min
FONGICIDE		
EN 13697 cond. saleté (<i>C. albicans</i> et <i>A. niger</i>)	100 %	15 min.
EN 13624 cond. saleté (<i>C. albicans</i> et <i>A. niger</i>)	40 %	5 min
EN 1650 cond. saleté (<i>Aspergillus</i>)	80 %	15min.
EN 16615 cond. saleté	100 %	5 min
VIRUCIDE		
prEN 14476 : 2011 cond. saleté (Poliovirus type 1)	100 %	15 min.
prEN 14476 : 2011 cond. saleté (Adeno et Norovirus)	100 %	5 min.
SPORICIDE		
EN 13704 cond. propreté (<i>C. difficile</i>)	100 %	10 min.
EN 13704 cond. propreté (<i>B. subtilis</i>)	80 %	15 min.
EN 13697 cond. saleté (<i>C. difficile</i> , forme sporulée)	50 %	15 min.



CHRISTEYNS
MEDICAL HYGIENE

phagogene®

Christeyns France – Division Santé
31, rue de la Maladrie - 44120 VERTOU - France
Tel : +33 (0)2 40 80 27 27 / Fax : +33 (0)2 40 03 09 73
www.phagogene.fr



**CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE DE STAT/AVIZARE SANITARĂ
AL PRODUSULUI BIOCID**

Nr. **00041** data/luna/anul **15.06.2020**

Solicitant: For titular **SRL „SOFRAGRUP”- SRL.**

Adresa juridică: **str. Nicolae H. Costin 65/3, ap. 56, mun. Chișinău, Republica Moldova**

Nr. de identificare de stat – codul fiscal 1007600073921

În conformitate cu HG nr. 546 din 10.09.09 și în baza ordinului ANSP **nr. 71 din 15.06.2020**
(nr., data/luna/anul)

emis în baza documentației înaintate, s-a decis că următorul produs biocid poate fi fabricat sau **comercializat și utilizat** în Republica Moldova, conform prevederilor legislației în vigoare.

Denumirea comercială a produsului: PHAGO'SPORE, PHAGO' WIPES SPORE

1. Date de identificare ale produsului:

1.1 Categoria de produs: biocid

- Grupa principală: **1**

- Tip de produs: **2, 4**

1.2 Utilizare: Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale non - invazive.

1.3 Forma de condiționare și ambalare: lichid și servetele albe (200x200 mm).

1.4 Conținut în substanțe active: Peroxid de hidrogen – 3,5 %

1.5 Categoriile de utilizatori: profesionali.

1.6 Informații privind reglementările aplicabile: HG nr. 564 din 10.09.2009, Ordinul MS nr.299 din 06.05.2010 cu modificările ulterioare.

2. Date de identificare ale producătorului:

2.1 Firma: Christeyns France SA

2.2 Adresa: 31 rue de la Maladrie PI de la Vertonne – 44120 VERTOU, Franța.

Valabilitatea certificatului de înregistrare data/luna/anul **15.06.2025**

Compoziția, parametrii de calitate ai produsului și domeniul de utilizare sunt cei prevăzuți în documentația tehnică, care a stat la baza eliberării prezentului certificat, conform Raportului de evaluare nr. **45** din **05.06.2020.**

Orice modificare a datelor de identificare a produsului biocid, duce în mod automat la anularea certificatului de înregistrare.

Director

Nicolae FURTUNĂ