

## SCHEDA TECNICA PRODOTTO TECHNICAL DATA SHEET

DATA EMISSIONE / DATE OF ISSUE  
03.03.2020



ARTICOLO: **CONTENITORI FORMA QUADRATA**  
ITEM: **SQUARE SHAPE CONTAINERS**

### DESCRIZIONE / DESCRIPTION

#### CONTENITORE PER RIFIUTI SPECIALI FORMA QUADRATA

Contenitore monouso per l'eliminazione di oggetti pungenti, taglienti e affilati. Tre misure di contenitori di forma quadrata solida e molto stabile, con sistema universale di aggancio al carrello, verticale e orizzontale. Coperchio con chiusura provvisoria e definitiva, con tenuta ermetica anche in posizione capovolta. Il coperchio, oltre ad un'ampia apertura, è dotato di tacche per la rimozione degli aghi. Provvisti di manico ergonomico. Indicazione del livello massimo di riempimento. Tutti i modelli sono provvisti di chiusura provvisoria e definitiva e dotati di manico solido.

#### SAFETY CONTAINERS SQUARE SHAPE

Disposable container for sharps and cutting objects disposal. Three sizes square shape containers, solid and stable shape, with universal trolley handling system, vertical and horizontal. Lid with temporary and definitive closure, hermetic even if turned upside down. The lid, apart from having a wide open, is fitted with indents for the removal of needles. Provided with ergonomic handle. Maximum filling level indicator. All the models have temporary and definite closure and are fitted with solid handle.



### MATERIALE / RAW MATERIAL

Materiale plastico ecologico (Polipropilene copolimero colorato conforme alla normativa REACH con colorante senza cadmio). Corpo e coperchio giallo, rotativa rossa per consentirne l'immediata individuazione ed avvertire della pericolosità del contenuto.

*Ecological plastic material (colored copolymer polypropylene compliant to REACH regulations and with masterbatch heavy metal free and cadmium free). Yellow body, yellow lid and red plug in order to signal the dangerous content.*

### CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

Certificazione di Qualità NF302, Conformi alla Norma NF X 30-511

Conformi alla Norma ISO 23907:2012

Conformi all'accordo ADR - Certificato UN (ad esclusione del cod. 7120)

FDA (Food and Drug Administration) Approval K071517

Conformi alla Norma tedesca TRBA 250

Autoclavabile a +134°C per 18 minuti

*Quality certification NF302, Compliant to NF X 30-511*

*Compliant to ISO 23907:2012*

*Compliant to ADR - UN Certificate*

*FDA (Food and Drug Administration) Approval K071517*

*Compliant to German standard TRBA 250*

*Autoclavable at +134°C for 18 minutes*



**FDA K071517**

**TRBA 250**

## VANTAGGI / ADVANTAGES

- La forma solida e stabile
  - Tenuta ermetica anche in posizione capovolta (resistenza al più severi test di impermeabilità)
  - Imperforabile (resistenza minima garantita di 18 N)
  - Resistente agli urti (tutta la gamma è conforme UN)
  - Sicuri e di facile utilizzo, Maneggevoli, pratici, impilabili per favorirne lo stoccaggio ed il trasporto. Dotati di manico ergonomico che agevola le operazioni di trasporto.
  - Chiusura temporanea facile da attivare, con la visibilità della parte interna
  - Indicatore di livello massimo di riempimento
  - Nessuna emissione di gas nocivi in fase di incenerimento. Alla fine del ciclo vitale, i contenitori vengono smaltiti per incenerimento, senza emanazioni nocive e senza deposito di materiali pesanti
  - Il contenitore può essere autoclavato a 134° per 18 minuti
- Solid and stable shape
  - Watertight even in upside-down position (compliant to the strictest tests)
  - Unpiercable (18 N minimum resistance)
  - Safe and easy to use
  - Universal trolley hanging system, vertical and horizontal
  - Ergonomic handle. Easy to handle, functional, stackable to ease transport
  - Temporary closure easy to activate, with visibility of the inside
  - Maximum filling level indicator
  - No emission of any harmful gasses during the incineration process
  - Suitable to autoclave at 134° for 18 min



## COD. 7003

Modello di utilizzo corrente per i servizi a forte produzione di rifiuti (ospedali, centri di cure, cliniche, ... )  
 Item designed for frequent use (Hospitals, Healthcare Centers, Clinics)

	<b>DIMENSIONI ESTERNE</b>	<b>EXTERNAL DIMENSIONS</b>
	155 x 155 x 220 mm H	
	<b>SPESSORE</b>	<b>THICKNESS</b>
	1,7 mm	
	<b>FORMA</b>	<b>SHAPE</b>
	A base quadrata / Square base	
	<b>PESO</b>	<b>WEIGHT</b>
	288 gr.	
	<b>CARICO MASSIMO</b>	<b>MAXIMUM LOAD</b>
	2,0 Kg.	
	<b>CAPACITÀ NOMINALE</b>	<b>NOMINAL VOLUME</b>
	3,0 Lt.	
	<b>CAPACITÀ EFFETTIVA</b>	<b>EFFECTIVE VOLUME</b>
	3,10 Lt.	
<b>CAPACITÀ UTILE</b>	<b>USEFUL VOLUME</b>	
2,5 Lt.		

### COD. 7005

Modello di utilizzo corrente per i servizi a forte produzione di rifiuti (ospedali, centri di cure, cliniche, ... )  
 Item designed for frequent use (Hospitals, Healthcare Centers, Clinics)

	<b>DIMENSIONI ESTERNE</b>	<b>EXTERNAL DIMENSIONS</b>
	220 x 220 x 210 mm H	
	<b>SPESSORE</b>	<b>THICKNESS</b>
	1,8 mm	
	<b>FORMA</b>	<b>SHAPE</b>
	A base quadrata / Square base	
	<b>PESO</b>	<b>WEIGHT</b>
	430 gr.	
	<b>CARICO MASSIMO</b>	<b>MAXIMUM LOAD</b>
	3,0 Kg.	
	<b>CAPACITÀ NOMINALE</b>	<b>NOMINAL VOLUME</b>
	5,0 Lt.	
	<b>CAPACITÀ EFFETTIVA</b>	<b>EFFECTIVE VOLUME</b>
	5,7 Lt.	
<b>CAPACITÀ UTILE</b>	<b>USEFUL VOLUME</b>	
4,7 Lt.		

### COD. 7010

Modello di utilizzo corrente per i servizi a forte produzione di rifiuti (ospedali, centri di cure, cliniche, ... )  
 Item designed for frequent use (Hospitals, Healthcare Centers, Clinics)

	<b>DIMENSIONI ESTERNE</b>	<b>EXTERNAL DIMENSIONS</b>
	220 x 220 x 350 mm H	
	<b>SPESSORE</b>	<b>THICKNESS</b>
	1,8 mm	
	<b>FORMA</b>	<b>SHAPE</b>
	A base quadrata / Square base	
	<b>PESO</b>	<b>WEIGHT</b>
	600 gr.	
	<b>CARICO MASSIMO</b>	<b>MAXIMUM LOAD</b>
	5,0 Kg.	
	<b>CAPACITÀ NOMINALE</b>	<b>NOMINAL VOLUME</b>
	10,0 Lt.	
	<b>CAPACITÀ EFFETTIVA</b>	<b>EFFECTIVE VOLUME</b>
	10,8 Lt.	
<b>CAPACITÀ UTILE</b>	<b>USEFUL VOLUME</b>	
8,3 Lt.		

## ISTRUZIONI / UNSTRUCTIONS

**ASSEMBLAGGIO:** inserire il coperchio tenendo la scritta "FRONT" dalla parte del manico e dell'etichetta, premendo sugli angoli opposti e sui lati opposti

**ASSEMBLY:** Place the lid on the body with the "FRONT" signal in the side of the label, pressing the opposite corners and sides



**CHIUSURA PROVVISORIA:** Ruotare la parte rotativa del coperchio fino a coprire il foro del coperchio. In questa posizione, la riapertura è possibile

**TEMPORARY CLOSURE:** Turn the red plug and cover the hole on the lid. At this stage closure is temporary.



**CHIUSURA DEFINITIVA:** Posizionare per primo la parte rotativa del coperchio in chiusura provvisoria.

Utilizzare il coperchietto giallo allegato posizionando la freccia contro freccia e premere con forza su tutto il perimetro. A questo punto la chiusura è definitiva.

**PERMANENT CLOSURE:** First, place the red plug in the temporary closure position.

Place the yellow cap in the "arrow against arrow" position and press firmly. At this stage closure is permanent

## USO / USE



Far scorrere in senso orario la parte mobile del coperchio (rotativa), variando l'apertura a seconda delle dimensioni degli oggetti da introdurre.

*Turn the movable part of the lid clockwise, opening it according to the size of the object to dispose*

Chiudere il contenitore definitivamente ed irreversibilmente una volta pieno.

*Close the container permanently and irreversibly once full*



## SGANCIO AGHI / NEEDLES REMOVAL



Utilizzare le tacche a "V" per la separazione dell'ago dal corpo della siringa.

*Use the "V" removal device to separate needle and syringe,*

**Orifizio per introduzione rifiuti:** orifizio di grandi dimensioni per permettere l'introduzione tra gli altri, di provette, bisturi, ecc.

**Hole for introduction of waste:** large orifice to allow the introduction among others, of tubes, scalpels, etc..

## AVVERTENZE PER L'USO / OPERATING INSTRUCTIONS

Utilizzare il contenitore solo con il coperchio previsto

*Use the product only with the provided lid*

Non utilizzare il contenitore prima di aver montato il coperchio

*Do not use the product before fitting the lid*

Non cercare di riaprire il contenitore chiuso e sigillato definitivamente

*Do not reopen the closed container and sealed permanently*

Non cercare di recuperare oggetti all'interno del contenitore

*Do not attempt to rescue objects already in the container*

Non superare il livello di riempimento indicato dalla tacca incisa sul lato del contenitore.

*Respect the filling level indicated*

L'imperforabilità dei materiali impiegati e la particolare costruzione preservano l'operatore da possibili danneggiamenti corporali, sempre che l'utilizzo corretto del contenitore venga rispettato dall'operatore

*Containers are tested to not being perforated by sharp objects allowing safety to the operators, as long as the container is used properly according to instructions*

Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare.

*Keep out of flame or heat sources which might damage the product*

Non utilizzare il prodotto scaduto o con la confezione aperta

*Do not use after expiry date or if packing is opened*

Non riutilizzare: Dispositivo monouso

*Do not re-use: Disposable device*

Non variare la destinazione d'uso

*Do not vary the intended purpose of the product*

Prodotto non adatto ai bambini

*Keep out of reach of children*

Conservare in luogo asciutto, Temperatura min -10°C max +50°C

*Store in dry place, Temperature range: min -10°C max +50°C*

Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I e smaltire secondo le normative vigenti

*Disposal: use appropriate personal protective equipment and act according to applicable regulations*

Prima dell'utilizzo con sostanze particolari consultare sul catalogo le tabelle di resistenza/compatibilità dei materiali.

*Before use with particular substances check the resistance / compatibility chart on our catalogue*

## IMBALLO / PACKING

<b>CODICE CODE</b>	<b>Quantità (pz): Quantity (pcs):</b>	<b>Misura esterna scatola (cm): External box dimensions (cm):</b>	<b>Volume (m<sup>3</sup>): Volume (m<sup>3</sup>):</b>
<b>7003</b>	40	79 x 40 x 31	0,098
<b>7005</b>	40	79 x 53 x 48	0,201
<b>7010</b>	30	79 x 53 x 48	0,201