

DETERGENT DEZINFECTANT PENTRU PARDOSELI ȘI SUPRAFEȚE

SURFANIOS Premium

DETERGENT DEZINFECTANT PENTRU PARDOSELI ȘI SUPRAFEȚE

Curățarea și dezinfectia dispozitivelor medicale neinvazive înainte de utilizare și conform instrucțiunilor de utilizare.
Produs biocid: pentru suprafețe generale.

- Dublă acțiune: combinarea acțiunii detergentului și dezinfectantului într-o operațiune simultană
- Eficacitate cu spectru larg într-un timp de contact scurt
- Agent de chelare ușor biodegradabil



SURFANIOS Premium

Detergent dezinfectant pentru pardoseli și suprafețe



Surfanios Premium
Canistră de 5 L



Surfanios Premium
Flacon de 1 L

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

- Soluție de culoare verde
- pH produs pur: 10,9
- pH produs diluat (0,25%):
aprox 8,5
- Densitate la 20°C: 1,009 g/ml
- Indice de refracție: 1,3587

PROPRIETĂȚI MICROBIOLOGICE

EFICACITATE	CONCENTRAȚIE	TIMP DE CONTACT
Bactericid - conform: EN 13727* (5 min 0,25%), EN 16615* (15 min, 0,25%)	0,25 %	15 min
Levuricid - conform: EN 13624* (15 min, 0,25%), EN 16615* (15 min, 0,25%)	0,25 %	15 min
Tuberculocid - conform EN 14348*	0,50 %	30 min
Eficace împotriva virusurilor încapsulate conform EN 14476*	0,25 %	5 min
Spectru virucid limitat conform EN 14476*	2,0 %	30 min
EN 14476* Adenovirus	1,0 %	30 min
EN 14476* Norovirus (MNV)	1,0 % / 2,0 %	60 min / 30 min

* condiții de murdărie

INFORMAȚII PENTRU COMANDĂ

PRODUS	UNITATE DE AMBALARE	COD DE COMANDĂ
SURFANIOS Premium (cu pompă de dozare de 20 ml inclusă)	4 x 5 L	3118820
SURFANIOS Premium (cu cameră de dozare de 20 ml integrată)	12 x 1 L	3133642

ZONA DE APLICARE

Detergent dezinfectant pentru pardoseli și suprafețe.
Curățarea și dezinfecția dispozitivelor medicale neinvazive înainte de utilizare și conform instrucțiunilor de utilizare.
Produs biocid: pentru suprafețe generale.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Soluție concentrată.

Diluati concentratul cu apă până la concentrația dorită.

De exemplu, pentru a dilua la o concentrație de 0,25% (2,5 ml/l), adăugați 20 ml pentru 8 litri de apă rece sau caldă (max. + 60°C).

Aplicați în cantitate suficientă (+/- 30 ml/m²).

Respectați timpul de contact recomandat pentru acțiunea antimicrobiană cerută.

Pentru dispozitive medicale: clătiți bine cu apă curentă pentru a îndepărta orice urmă de produs.

Pentru aplicații biocide: clătirea nu este necesară, cu excepția zonelor de tratare care intră în contact cu pielea.

Pentru frecvența de utilizare și de curățare a echipamentului de aplicare, consultați planul de igienă în vigoare.

Dosarul științific (eficacitate, compatibilitate etc.) disponibil la cerere.

INGREDIENTE

N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diamină (nr. CAS 2372-82-9: 51 mg/g), clorură de didicildimetilamoniu (nr. CAS 7173-51-5: 25 mg/g), surfactanți neionici, agenți de sechestrare, colorant, parfum și excipienți.

CERTIFICATE

Dispozitiv medical și produs biocid.
Acțiunea antimicrobiană completă pentru SURFANIOS Premium este inclusă în dosarul științific, disponibil la cerere.

DEPOZITARE

Depozitare: între +5°C și +25°C.

DISPOZITIV MEDICAL ȘI PRODUS BIOCID, UTILIZAȚI ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ

Citiți eticheta și informațiile despre produs.



NUMAI PENTRU UZ PROFESIONAL.



LABORATOIRES ANIOS

1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

Informații locale:

ECOLAB GMBH

Viena sucursala Iași
Centrul de Afaceri IDEO Iași
Șos. Păcurari nr. 138, etaj 2,
700545 Iași, România
Tel. +40 232-222 210



www.ecolab.com