

PT

Sistema Total do Joelho Freedom®

 Leia cuidadosamente todas as instruções e familiarize-se com as técnicas cirúrgicas antes da utilização.

Descrição

O Sistema Total do Joelho Freedom® da Maxx Orthopedics é constituído por componentes destinados à substituição de superfícies articulares femorais, tibiais e da patela da articulação do joelho. Os componentes estão disponíveis em muitos estilos e tamanhos e são fabricados a partir de vários tipos de materiais metálicos e não metálicos. As diferentes categorias do produto incluem:

- Sistema Total do Joelho Freedom
 - Componentes tibiais com revestimento de metal
 - Componentes tibiais em materiais poliméricos (RC e EP)
 - Femorais (RC e EP)
- Componentes tibiais com haste Freedom
- Componentes PCK Freedom

O estilo tibial e a compatibilidade dos materiais específicos do componente estão indicados no rótulo que se encontra na parte exterior da caixa. Todos os componentes implantáveis foram concebidos para apenas uma utilização. Nota: Os componentes PCK não estão licenciados para venda no Canadá.

Informação relativa à seleção do produto

- Correcto emparelhamento dos componentes ocorrerá quando o componente articular é conjugado com o componente femoral (identifi cação através do tamanho de uma letra e estilo de limitação) e a base tibial (através da designação numérica do tamanho). Por exemplo um componente articular de tamanho B1-2 PS (Estabilização Posterior) pode ser correctamente emparelhado com um componente femoral de tamanho B P S (Estabilização Posterior) e prato base tibial dos tamanhos 1 ou 2. Os componentes articulares tibiais com restrição do tipo UC (ultra-congruente) são combinados com os componentes femorais CR com as dimensões de letras correspondentes. O emparelhamento incorrecto pode resultar num contacto deficiente das superfícies, causando dor, diminuição da resistência ao desgaste, provocando a instabilidade do implante ou reduzindo, de qualquer outra forma, o tempo de vida útil do implante.
- Use apenas instrumentos e modelos especificamente concebidos para utilização com estes dispositivos a fim de ajudar a assegurar a precisão da implementação cirúrgica, o equilíbrio dos tecidos moles e a avaliação da função do joelho.
- As seleções entre os vários tamanhos dependerão do critério médico.
- Não use produtos depois de ultrapassada a respetiva data de validade.

Indicações

- Dor articular grave ao nível do joelho, perda de mobilidade e incapacidade devido a artrite reumatóide, osteoartrite, artrite traumática, poliartrite,
- Correcção de deformações funcionais.
- Perda pós-traumática do contorno articular do joelho, em especial quando existe erosão patelofemoral, disfunção ou pateleotomia prévia
- Valgo, varo ou lesão por flexão moderados.
- Fracturas do joelho não tratadas por outros métodos.
- Cirurgia de revisão onde exista suficiente reserva óssea e integridade de tecido mole.

Os componentes do Sistema Total do Joelho Freedom, componentes Tibiais com Haste Freedom e componentes PCK Freedom estão indicados para fixação com cimento.

Contra-indicações

- História de infecção na articulação afectada que possa comprometer a função da prótese implantada.
- Matéria óssea das superfícies femoral ou tibial com integridade diminuída devido a história de doença, infecção ou intervenções cirúrgicas anteriores, não podendo proporcionar um suporte adequado à implantação.
- Compromisso da qualidade óssea do esqueleto.
- Doença neurológica que afecte adversamente a articulação protésica.
- Osteoporose ou deficiência da musculatura que comprometa o membro afectado.
- Artrose estável e sem dor, em posição funcional adequada.
- Instabilidade da articulação do joelho, secundária à falta de integridade do ligamento colateral. Doenças como a obesidade ou peso "excessivo", participação activa em desportos, níveis elevados de actividade" do paciente, têm tendência a aplicar uma carga excessiva na extremidade, expõem assim o paciente a um risco mais elevado de falha do implante do joelho.
- A segurança e eficácia da utilização do sistema total para joelho Freedom em pacientes depende de vários factores incluindo, mas não se limitam a: técnica cirúrgica, flexão pré-operatória e idade.
- Reacções alérgicas conhecidas a corrosões metálicas, resíduos de desgaste ou partículas de cimento.

Nota:

- OMS (Organização Mundial da Saúde) define "excesso de peso" como um IMC (Índice de massa corporal) igual ou superior a 25, e "obesidade" como um IMC igual ou superior a 30.
- De acordo com a The Knee Society, as atividades adequadas para pacientes após cirurgia de substituição articular incluem ciclismo,calistenia, natação, remo de baixa resistência, caminhada, caminhada de montanha, levantamento de pesos de baixa resistência e utilização de máquinas de ski estacionárias. Outras atividades adequadas incluem bowling, croquet, golfe, ténis de duplas, ténis de mesa, dança de salão e quadrafilh. De acordo com a The Knee Society, atividades como ski alpino, mergulho, patinação em linha, patinação no gelo, softbol, volei, caminhada rápida, equitação, caça e aeróbica de impacto reduzido são adequadas, mas implicam mais riscos. Beisebol, basquete, futebol americano, hóquei, futebol, ginástica, corrida, escalada, asa delta, paraquedismo e aeróbica de impacto elevado são atividades a evitar.
- l'brahim Akkawi et al. Sports after Total Knee Prosthesis. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2014.

l'brahim Akkawi et al. Sports after Total Knee Prosthesis. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2014.

Efeitos Adversos

- Edema ou infecção a longo prazo.
- Ausência de melhora na amplitude de movimentos.
- Perfurações neurológicas.
- Deslocações, fracturas ósseas e/ou instabilidade articular.
- Desgaste e/ou deformação de superfícies articulares.
- Trombose venosa
- Dor e/ou inflamação articular prolongada e excessiva.
- Frouxidão asséptica do implante.
- Possível separação do (s) revestimento (s) dos componentes com revestimento poroso, levando potencialmente ao aumento de partículas de detritos

Advertências e Precauções:

- Este dispositivo destina-se apenas à utilização cimentada, segundo o qual as extensões de haste são para utilização cimentada ou não cimentada, com 40 mm de comprimento são recomendadas para a utilização cimentada.
- Este dispositivo destina-se a ser utilizado apenas num único paciente. Nunca reutilizá-lo este implante, mesmo que pareça não apresentar danos. Já que o implante pode ter desenvolvido imperfeições microscópicas que poderiam levar à falha. A reutilização do dispositivo o desempenho do dispositivo e a segurança do paciente. Se a prótese for reutilizada, existe a hipótese de infecção, desaparecimento ou cirurgia de revisão.
- O desalinhamento dos componentes ou implantação incorrecta pode levar ao desgaste excessivo e/ou falha do implante ou do procedimento. As áreas de suporte polidas não devem entrar em contacto com superfícies duras ou abrasivas.
- Reutilizar ou dobrar o implante pode levar a sua resistência à fadiga e provocar a sua falha prematura ou carga.
- A utilização dos pratos de base tibial de polietileno deve ser restrita aos pacientes de baixa exigência (ou seja, peso e nível de actividade moderada) e com boa qualidade óssea.
- Devolver ao fornecedor todas as embalagens com defeitos na barreira estétil. Não reesterilizar.
- Os Aumentos Tibiais com Haste Freedom opcionais destinam-se a serem fixos por parafuso no Prato de Base Tibial com Haste.
- Os Aumentos Femorais PCK Freedom opcionais destinam-se a serem fixos por parafuso no Componente Femoral PCK.
- Os distais da marca Freedom não foram avaliados quanto à segurança e compatibilidade no ambiente de Ressonância Magnética. Não foram testados relativamente ao aquecimento, migração ou artefacto de imagem no ambiente de Ressonância Magnética. A segurança dos dispositivos da marca Freedom no ambiente de Ressonância Magnética é desconhecida. A realização deste exame num paciente que tenha este dispositivo pode provocar lesão ao paciente.
- No caso de cirurgia de revisão, deve ler-se especialmente cuidado na remoção do dispositivo primário e durante a implantação do dispositivo de revisão. Ao remover os componentes a serem removidos, deve ter-se o cuidado de preservar o máximo de material ósseo remanescente possível, e evitar o risco de fratura do osso residual.

Condições de Armazenamento:

Deve ser armazenado num intervalo de temperatura entre 15 °C e 25 °C.

Materiais

Todos os materiais utilizados no Sistema Total de Joelho Freedom® da Maxx Orthopedics cumprem os padrões para implantes.

Esterilização

- Todos os implantes são fornecidos esterilizados numa embalagem de protecção com um Nível de Garantia de Esterilidade (SAL) de 10⁻⁶, submetidos a radiação gama ou a gás de óxido de etileno.
- O método de esterilização encontra-se indicado no rótulo na parte exterior da caixa. Os componentes esterilizados através de radiação foram expostos a uma dose mínima de 25 kGy de radiação gama.
- A embalagem de todos os produtos esterilizados deve ser inspecionada quanto a possíveis defeitos na barreira antes de abrir. Caso seja detectado qualquer defeito, o produto deve ser devolvido não esterilizado. Os componentes de ensaio devem ser usados para evitar de ter qualquer aspecto da embalagem estétil antes da utilização do componente.
- Devem tomar-se precauções para evitar a contaminação dos componentes. Em caso de contaminação, este produto deverá ser eliminado.
- Se a embalagem for aberta mas o produto não for utilizado, os componentes não devem ser reesterilizados mas sim eliminados ou devolvidos ao fornecedor.

Tipo de Componentes	Material	Norma aplicável	Método de Esterilização
Componentes Femorais (RC, EP e PCK)	Liga de Molibdénio de Crómió-Cobalto (CoCrMo)	ISO 5832-4/ ASTM F75	Oxido de Etileno
Superfícies Articulares Tibiais (RC, EP e PCK)	Poliétileno de Peso Molecular Ultra-Elevado (UHMWPE)	ISO 5834-4/ ASTM F648	Oxido de Etileno
Pratos de Base Tibial (Padrão e com Haste)	Liga de Molibdénio de Crómió-Cobalto (CoCrMo)	ISO 5832-4/ ASTM F75	Oxido de Etileno
Patelas totalmente em materiais poliméricos	Poliétileno de Peso Molecular Ultra-Elevado (UHMWPE)	ISO 5834-4/ ASTM F648	Oxido de Etileno
Articulações de Desvio	Ti-6Al-4V-ELI	ISO 5832-3/ ASTM F 136	Radiação Gama
Extensões da Haste	Ti-6Al-4V-ELI	ISO 5832-3/ ASTM F 136	Radiação Gama
Aumentos (Tibial e Femoral)	Ti-6Al-4V-ELI	ISO 5832-3/ ASTM F 136	Radiação Gama

Orientação do Paciente

A probabilidade de ocorrência de complicações e/ou de falha das próteses totais do joelho aumenta nos casos em que a condição física ou clínica do paciente é um factor limitante (por exemplo, peso ou outras doenças), os objetivos do paciente em termos de funcionalidade estão para além do que é razoável conseguir, as expectativas do paciente em termos de funcionalidade articular do joelho não são realistas ou o paciente não está disposto a aceitar a possibilidade de uma intervenção cirúrgica para corrigir a disfunção articular excessiva deve ser limitada. O paciente deve ser instruído relativamente a todas as restrições pós-operatórias, em especial as relacionadas com as actividades ocupacionais e desportivas, e relativamente à possibilidade de o implante ou os seus componentes se desgastarem, falharem ou necessitarem de ser substituídos. O implante pode não durar para o resto da vida do paciente, nem oferece essa garantia. Dado que as próteses artulares não são artificiais naturais saudáveis, todas as próteses de joelho deverão eventualmente necessitar de vir a ser substituídas. A prótese não irá restaurar as funções para o nível esperado no osso saudável normal, e o paciente deve moderar as suas expectativas para um nível realístico. Como em todos os implantes protésicos, os componentes é afetada por inúmeros fatores biológicos, biomecânicos e outros fatores externos que podem limitar a sua vida útil. O cumprimento das indicações, contraindicações, precauções e advertências para este produto é essencial para maximizar a sua vida útil.

ATENÇÃO: A LEI FEDERAL (U.S.A.) LIMITA A VENDA DESTES DISPOSITIVO A MÉDICOS CREDENCIADOS OU MEDIANTE RESPECTIVA RECEITA

Leia cuidadosamente todas as instruções e familiarize-se com as técnicas cirúrgicas antes da utilização.

RU

Полная система колена Freedom®

 Перед применением внимательно прочитайте все инструкции и ознакомьтесь с хирургическими методиками.

Описание

Система для тотального эндопротезирования коленаго система Freedom® Total Knee компании Maxx Orthopedics — это набор компонентов, предназначенный для замены суставных поверхностей бедренной кости, большеберцовой кости и надколенника в коленном суставе. Компоненты доступны в широком ассортименте типов и размеров и изготавливаются из различных видов металлов и неметаллических материалов. Предлагаются следующие категории изделий:

- Свобода воле колена системы
 - Большеберцовые компоненты на металлической основе
 - Большеберцовые компоненты центрополиэтиленовые (CR и PS)
 - Бедренные компоненты (CR и PS)
- Большеберцовые компоненты Freedom с ножкой
 - Компоненты Freedom PCK

Тип, размер, совместимость и вид материала компонента указаны на этикетке наружной упаковки. Все имплантируемые компоненты рассчитаны только на однократное применение. Примечание. Компоненты PCK не лицензированы для продажи в Канаде.

Информация по подбору изделия

- Надлежащая совместимость компонентов обеспечивается при совместности суставного компонента с бедренным компонентом (по буквенному обозначению размера и типу крепления) и с большеберцовой основой (по числовому обозначению размера). Например, бедренный компонент с обозначением размера B1-2 PS (здесь стабилизация) совместим с бедренным компонентом, размер которого обозначен как B P S, и совместим с пластиной большеберцовой основы размера 1 или размера 2. UC (ультра соответствующий) большеберцовые искусственные компоненты ограничивающего действия соответствуют бедренному размеру CR бедренных компонентов. Несовместимость может привести к плохому контакту поверхностей и вызвать боли, снижение износоустойчивости, создать нестабильность имплантата или иным образом сократить срок службы имплантата.
- Использовать только инструменты и примечные компоненты, специально предназначенные для применения с этим устройством. Это поможет обеспечить тонкое хирургическое моделирование. Баланс мягких тканей и оценку функции колennого сустава.
- Решение о выборе конкретных размеров принимает специалистом.
- Запрещается использовать продукцию после истечения срока годности.

Показания

- Тяжелый болевой синдром в коленном суставе, потеря подвижности, инвалидность вследствие ревматоидного артрита, остеоартроза, травматического артрита, посттравматического артрита.
- Коррекция функциональных деформаций.
- Посттравматическая потеря контура колennого сустава, в особенности при наличии патело-фemorальной эрозии, дисфункции или состоянии после пателатомии.
- Умеренная вальгусная деформация или флексionная травма.
- Переломы колennого сустава, не поддающиеся лечению другой формой.
- Ревизионное хирургическое вмешательство при достаточном количестве костной ткани и целостности мягких тканей.

Система Freedom Total Knee и компоненты Freedom Stemmed Tibial и Freedom PCK предназначены для цементной фиксации.

Противопоказания

- Инфекция поврежденного сустава в анамнезе, которая может повлиять на функцию имплантируемого протеза.
- Менее чем оптимальное количество костной ткани на бедренной или большеберцовой поверхностях (следствие перенесенного заболевания, инфекции или предыдущих хирургических процедур), не обеспечивающее достаточной поддержки для имплантата.
- Сниженное качество окостенев костной ткани
- Невропатическое заболевание, которое нежелательным образом влияет на протезируемые суставы.
- Остеопороз или дефицит мускулатуры, ухудшающие состояние пораненной конечности.
- Безобоснованный стабильный артрит в адекватном функциональном положении.
- Нестабильность колennого сустава вследствие нарушения целостности коллатеральной связки. Такие условия как ожирение или избыточный вес", активные занятия спортом, высокий уровень активности пациента", обычно приводит к сильным нагрузкам на поврежденную конечность, тем самым подвергает пациента высокому риску повреждения колennого имплантата.
- Безопасность и эффективность использования колennого имплантата Freedom зависит от различных факторов, которые включают, но не ограничиваются, хирургической техникой, строением тела пациента, гибкостью до операции и в возрасте.
- Известные аллергические реакции на металлические коррозии, продукты износа или цементующие частицы.

Примечание:

- ** ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) определяет "избыточный вес" как ИМТ (индекс массы тела) больше или равный 25, а "ожирение" как ИМТ больше равный 30.
- ** В соответствии с The Knee Society, пациентам после операции по замене сустава разрешено заниматься такими видами спорта, как езда на велосипеде, гимнастика, плавание, гребля с низким сопротивлением, ходьба, пешые прогулки, тяжелая атлетика с малыми весами и использование стационарных лыжных тренажеров. Среди других разрешенных видов спорта бегуны, крикет, голф, парный теннис, настольный теннис и балльные танцы. В соответствии с The Knee Society такие виды спорта, как горные лыжи, погружение с аквалангом, контактный спорт, катание на коньках, софтбоул, волейбол, спортивная ходьба, верховая езда, охота и игра в теннис с малой ударной нагрузкой могут быть разрешены, но исключают более высокий риск. Beisebol, basketbol, futbol, хоккей, гимнастика, бег трусцой, скалолазание, дельтаплантаризм, парашютный спорт и игражения с высокой ударной нагрузкой необходимо избегать.
- "Ибрагим Аккави и др. Спорт после полного протезирования колennого сустава. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2014.

Нежелательные явления

- Длительный отек или инфекция.
- Отсутствие улучшения в объеме движений.
- Невропатические расстройства.
- Вывихи, переломы костей и (или) нестабильность сустава.
- Износ или деформация суставных поверхностей.
- Венозный тромбоз
- Длительный и чрезмерный болевой и (или) воспалительный синдром в суставе.
- Асептический воспалительный имплантата.
- Возможное отслоение покрытия от компонентов с пористым покрытием, что может приводить к увеличению количества загрязняющих частиц.

Предупреждения и предостережения:

- Устройство предназначено только для цементной фиксации. Выход трубки для цементной фиксации или тупой посадки, для трубки длиной 40 см рекомендуется использовать цементную фиксацию.
- Это изделие предназначено для использования в течение срока годности. Никогда не следует использовать имплантат повторно, даже если он не выглядит поврежденным, т.к. в имплантате могли образоваться микроскопические деформации, которые могут привести к отторжению. Повторное использование потенциально может ухудшить работу устройств и поставить под угрозу безопасность пациента. При повторном использовании могут возникнуть следующие проблемы:
 - Смещение компонентов или неточная имплантация могут привести к чрезмерному износу или неэффективности имплантата или продукции.
 - Загрязненные области сочленения не должны соприкасаться с твердыми или абразивными поверхностями. Области сочленения не должны быть загрязнены посторонними частями. Перед сборкой протеза они должны быть чистыми.
 - Контролирование или сближение имплантата может снизить его устойчивость к установленным нагрузкам и привести к ранней деформации или поломке.
 - Цельнопolyэтиленовые большеберцовые опорные плато следует использовать только для пациентов с хорошим качеством костной ткани и низкой нагрузкой на имплантат (т.е. с небольшой массой тела и уровнем активности).
 - Все упаковки с поврежденными системами защиты стерильности необходимо возвращать поставщику. Запрещается стерилизовать повторно.
 - Дополнительные большеберцовые augmenty Freedom с ножкой предназначены для присоединения винтом к большеберцовому опорному плато с ножкой.
 - Дополнительные бедренные augmenty Freedom PCK предназначены для присоединения винтом к бедренному компоненту PCK.
- Для устройств Freedom проверка безопасности и совместности с МК окружение проведена не была. Устройство не было протестировано на заклинение, смещение или артефакт на снимке в режиме снимания. Безопасность устройств Freedom в МК окружении неизвестна.
- Возвращение пациента, у которого установлено данное устройство может привести к получению травм пациентом.
- В случае ревизионной операции необходимо обратить особое внимание на удаление первичного устройства и установление ревизионного устройства. Во время извлечения компонентов, которые должны быть подтверждены ревизии, необходимо следить за тем, чтобы сохранить как можно больше костных веществ, а также избежать риска перелома оставшихся кости.

Условия хранения:

Хранить при температуре от 15 °C до 25 °C.

Материалы

Все материалы, используемые в системе тотального эндопротезирования Freedom® Total Knee компании Maxx Orthopedics, соответствуют стандартам ASTM для имплантатов.

Стерилизация

- Все имплантаты поставляются в стерильном состоянии в защитной упаковке с уровнем надежности стерилизации SAL (Sterility Assurance Level) 10⁻⁶. Стерилизация осуществляется воздействием гамма-излучения или этиленоксида.
- Метод стерилизации указан на этикетке наружной упаковки. Компоненты, стерилизуемые путем облучения, подвергают воздействию гамма-излучения в дозе не менее 25 кГр.
- Упаковка всех стерильных изделий перед вскрытием должна быть осмотрена на предмет повреждений в системе защиты стерильности. В случае выявления такого повреждения изделие должно быть возвращено в стерильный вид. Следует применять пробные модели колennого сустава, чтобы избежать необходимости возвращать какой-либо элемент стерилизующей упаковки до непосредственного использования компонентов.
- Следует соблюдать осторожность, чтобы предотвратить загрязнение компонентов. В случае загрязнения изделие следует утилизировать.
- Если упаковка повреждена, но изделие не использовано, компонент нельзя стерилизовать повторно. Его необходимо утилизировать или вернуть поставщику.

Тип компонента	Материал	Применимые стандарты	Метод стерилизации
Бедренные компоненты (CR, PS и PCK)	Сплав кобальта, хрома и молибдена (CoCrMo)	ISO 5832-4/ ASTM F75	Этиленоксид
Большеберцовые суставные поверхности (CR, PS и PCK)	Сверхвысокомолекулярный полиэтилен высокой плотности (СВМПТЗ)	ISO 5834-4/ ASTM F648	Этиленоксид
Большеберцовые опорные плато (стандартные и с ножкой)	Сплав кобальта, хрома и молибдена (CoCrMo)	ISO 5832-4/ ASTM F75	Этиленоксид
Цельнопolyэтиленовые надколенники	Сверхвысокомолекулярный полиэтилен высокой плотности (СВМПТЗ)	ISO 5834-4/ ASTM F648	Этиленоксид
Осформованные соединения	Ti-6Al-4V-ELI	ISO 5832-3/ ASTM F136	Гамма-излучение
Штифты-удлинитель ножек	Ti-6Al-4V-ELI	ISO 5832-3/ ASTM F136	Гамма-излучение
Аргументы (бедренные и большеберцовые)	Ti-6Al-4V-ELI	ISO 5832-3/ ASTM F136	Гамма-излучение

Указания для пациентов

Вероятность возникновения осложнений и (или) несовместности тотальных эндопротезов колennого сустава повышается в следующих случаях: плохое физическое состояние пациента (например, масса тела или другие заболевания), неблагоприятные условия окружающей среды, когда цель пациента в отношении функциональных результатов превышает разумно достижимые возможности, когда ожидания пациента в отношении функции колennого сустава не соответствуют реальным возможностям, и (или) когда пациент проходит недостаточное количество реабилитационных мероприятий после хирургической операции. Чрезмерная физическая активность должна быть ограничена. Пациента следует проинструктировать в отношении всех послеоперационных ограничений, в частности, связанных с профессиональным и спортивной деятельностью, в том же, что эндопротез или его отдельные компоненты могут изнашиваться, стать нестабильными или повредиться в результате травмы. Пациент должен понимать, что эндопротез не является идеальным заменителем естественных суставов, все протезы колennого сустава подлежат замене через определенные промежутки времени. Протез не восстанавливает функцию до уровня, который предполагается достигнуть в результате операции. На него нельзя полагаться, и пациенту необходимо соблюдать все рекомендации по использованию эндопротеза, срок службы компонентов зависит от ряда биологических, биомеханических и прочих внешних факторов, которые могут ограничить срок его службы. Соблюдение показаний, противопоказаний, мер предосторожности и предупреждений для данного продукта является необходимым условием для максимального срока службы.

ВНИМАНИЕ: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН (U. S. A.) ОГРАНИЧИВАЕТ ДАННОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОДАЖИ ИЛИ ПО ЗАКАЗУ ЛИЦЕНЗИРОВАННОГО ВРАЧА

Внимательно прочитайте все инструкции и будьте знакомы с хирургическими методами перед использованием.

SK

Freedom® celkový kolenný systém

 Pred použitím si pozorne prečítajte celý návod a dôkladne sa oboznámte so všetkými chirurgickými technikami.

Popis

Kolenný systém Maxx Orthopedics' Freedom®Total Knee je systém komponentov určených ako náhrada femorálnych, tibialných a patelárnych povrchov kolenného kľbu. K dispozícii je množstvo druhov a veľkostí komponentov, ktoré sú vyrobené z rôznych kovov a nekovových materiálov. Rôzne kategórie produktov zahŕňajú:

- Sloboda celkom kolenný systém
 - Kovovo-tibialne komponenty
 - Celopolyetylénové tibialne komponenty (CR a PS)
 - Femorálne (CR a PS)
- Freedom tibialstern komponenty
 - Freedom PCK komponenty

Veľkosti, druh, kompatibilita a špecifický materiál komponentov je uvedený na štítku vonkajšieho balenia. Všetky implantovateľné komponenty sú určené iba na jedno použitie. Poznámka: PCK komponenty nie sú povolené na predaj v Kanade.

Informácie o výbere výrobku

- Vhodný výber komponentov nastane vtedy, keď artikulárny komponent zodpovedá femorálnemu komponentu (podľa označenia veľkosti a štýlu obmedzenia písmenoma) tibialnej základni (podľa označenia veľkosti číslom). Napríklad artikulárny komponent veľkosti B1-2 PS (stabilizovaný vzhľadom zodpovedá femorálnemu komponentu B P S a tibialnej základni veľkosti 1 alebo 2. Tibiálne artikulárne komponenty sú obmedzenia UC (Ultra Congruent) sú seba vzájomne zodpovedajú femorálnym komponentom veľkosti CR. Nevhodná kombinácia môže viesť k nedokonalému povrchovému kontaktu a bolesti, zníženej odolnosti voči opotrebeniu, nestabilite implantátu alebo k inému zníženiu jeho životnosti.
- Používajte iba nástroje a skúšky, ktoré boli navrhnuté špeciálne na použitie s týmito pomôckami. Tak dosiahnete presnú chirurgickú implementáciu, vyhodnotíte množstvo tkaniva a hodnotenie funkcie kolena.
- Výber medzi rôznymi veľkosťami a možnosťami je záležitosťou lekára.
- Nepoužívajte výrobky s uplynulou dobou expirácie.

Indikácie

- Silná bolesť kolenného kľbu, strata pohyblivosti a postihnutie v dôsledku: reumatickej artritídy, osteoartrídy, traumatickej artritídy, polyartritídy.
- Náprava funkčných deformácií.
- Post-traumatická strata kontúry kolena, zväčš, ak je prítomná patelofemorálna erózia, dysfunkcia alebo predchádzajúca patelektómia.
- Stredne závažný valgus, varus alebo trauma flexie.
- Zlomeniny kolena, ktoré nie je možné liečiť iným spôsobom.
- Revizná chirurgia, pokiaľ je prítomná dostatočná pevnosť kosti a integrita mäkkého tkaniva.

Kolenný systém Freedom – úplná náhrada kolena, Freedom tibialné stem komponenty a Freedom PCK komponenty sú indikované pre cementovú fixáciu.

Kontraindikácie

- Anamnéza infekcie postihnutého kľbu, ktorá môže mať následky pre implantovaný protézou.
- Nedostatočná pevnosť na povrchu femuru alebo tibe, ktorá je dôsledkom anamnézy ochorenia, infekcie alebo chirurgických zákrokov, a ktorá znamená, že neexistuje dostatočná podpora pre implantáciu.
- Nedostatočná kvalita kostrových kostí.
- Neuropatické ochorenie, ktoré má nepriaznivý vplyv na protézový kľb.
- Osteoporóza alebo nedostatočná svalová hmota, ktorá ohrozuje končatinu.
- Bezohľadná a stabilná artroza vo vhodnej funkčnej pozícii.
- Nestabilný kolenný kľb, sekundárny k negatívnej kolaterálnej väzbovej integrite Faktory ako obezita či nadváha", aktivnosť v športe, vysoká miera aktivity pacienta" môže spôsobiť extrémnu záťaž na postihnutú končatinu čím je pacient vystavený veľkému riziku na predčasné zlyhanie kolenného implantátu.
- Bezpečnosť a účinnosť použitia kolenného systému Freedom – úplná náhrada kolena závisí od rôznych faktorov, ktoré zahŕňajú, no nie sú obmedzené na, chirurgické techniky, stavbu tela pacienta, predoperačnú flexiu a vek.
- Známe alergické reakcie na kovové korozie, slabosť v opotrebovania alebo cementové častice.

Poznámka:

- * WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) definuje "nadváhu" s hodnotou BMI (Body mass index) väčšou alebo rovnou hodnote 25, a "obežitosť" s hodnotou BMI väčšou alebo rovnou hodnote 30.
- ** Podľa organizácie „The Knee Society“ medzi vhodné aktivity pre pacientov po operácii výmeny kľbu patria cyklistika, kalistenia, plávanie, veslovanie s nízkym odporom, chôdza, turistika, zapínanie s nízkym odporom a používanie stacionárnych lyžiarskych strojov. Medzi ďalšie vhodné aktivity patria bowling, krolf, golf, štvorhra tenis, stolný tenis, spoločenský tanec a ľudovýtanec. Podľa organizácie „The Knee Society“ aktivity ako jazdové lyžovanie, potápanie, in-line korbľovanie, basketbal, volejbal, rýchla chôdza, jazda na koni, lov a lovčenie sú vhodné, ale nesú so sebou zvýšené riziko. Aktivítami ako basebal, basketbal, futbal, hokej, americký futbal, golf, tenis, behanie, horezlezectvo, paraglidng, parašutizmus a klasický aerobik je potrebné sa vyhnúť.

l'brahim Akkawi et al. Gymnasty po úplnej výmene kolena.. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2014.

Nežiaduce účinky

- Dlhodobé opuchy alebo infekcie.
- Zludné zlepšenie pohybového rozsahu.
- Neuropatické poruchy.
- Dislokácia, zlomeniny alebo nestabilita kľbu.
- Opotrebovanie /alebo deformácia Patelárnych povrchov.
- Cievna trombóza.
- Abschodová a nadmerná bolesť kľbu alebo zápal.
- Dlhodobé uvoľnenie implantátu.
- Možné oddelenie ochrannej vrstvy, ktorá je na komponentoch s porézovou vrstvou môže viesť k zvýšenému množstvu častíc úlomkov.

Bezpečnostné opatrenia a varovania:

- Záto zdravotná pomôcka je určená len pre cementové použitie pričom smet nadväzave je buď pre cementové použitie alebo ako vložka. Steny s dĺžkou 40 mm sa odporúčajú cementovať.
- Prázdňacia pomôcka je určená iba pre jedného pacienta. Implantát nikdy nepoužívajte opakovane, aj keď sa môže zdať, že nie je poškodený keďže implantát môže mať mikroskopické nedokonalosti, ktoré by mohli viesť k zlyhaniu. Opakované použitie môže potenciálne ohroziť bezpečnosť pomôcky a bezpečnosť pacienta. V prípade opakovaného použitia protезy, hrozí nebezpečie infekcie, uvoľnenia či revízie chirurgického zákroku.
- Nesprávne umiestnenie implantátu alebo nesprávna implantácia môže znížiť jeho odolnosť voči opotrebeniu a spôsobiť jeho predčasné zlyhanie.
- Leštené povrchy nesmú prísť do kontaktu s tvrdými alebo drsnými povrchmi. Povrchy ložiska nesmú obsahovať odpad a pred zostavením musia byť čisté.
- Používanie kolenného implanátu môže znížiť jeho odolnosť voči opotrebovaniu k PCK femorálnym komponentom.
- Celopolyetylénové tibialné základne smú byť použité iba pri nenarozných pacientoch (t.j. s miernou hmotnosťou a aktívnosť) s dobrou kvalitou kostí.
- Všetky balenia s porušenou sterilitou bariérou vráť