


## 1 Description of Device • Gerätbeschreibung Description de l'appareil • Descrizione del dispositivo



## 2 BIOPTRON Light Therapy treatment • BIOPTRON Lichttherapie Behandlung • Traitement par photothérapie BIOPTRON • Trattamento fototerapico BIOPTRON

**Application flow of a treatment • Ablauf einer Behandlung**  
**Exécution du traitement • Svolgimento di un trattamento**

- Carefully clean the area to be treated.** Behandlungsbereich vorsichtig reinigen. Nettoyez soigneusement la zone à traiter. Pulire attentamente l'area che si intende trattare.
- Hold the device at 90°, for distance (scale below) and duration refer to "3| Medical Indications".** Im rechten Winkel (90°) behandeln, für Distanz (Massstab unten) und Dauer beziehen Sie sich auf "3| Medizinische Indikationen". Tenez l'appareil à 90°. Pour connaître la distance (échelle ci-dessous) et la durée, reportez-vous à la section "3| Indications médicales". Tenere il dispositivo inclinato di 90°, per la distanza (righe in basso) e la durata, fare riferimento a "3| Indicazioni mediche".
- Set the treatment time.** Behandlungszeit einstellen. Réglez la durée du traitement. Imposta la durata del trattamento.
- Press start.** Start drücken. Appuyez sur Démarrer. Premere start.

**Error messages • Fehlernachrichten**  
**Messages d'erreur • Messaggi d'errore**

**i** When the device cools down, the «Hot» sign will disappear. Leave unplugged until the sign disappears. If «Err» message appears, unplug and replug after 1 min. If the error message persists contact your local distributor.

**i** Wenn das Gerät abgekühlt ist, wird das «Hot»-Zeichen verschwinden. Lassen Sie es eingesteckt, bis das Zeichen verschwunden. Falls «Err» angezeigt wird, stecken Sie es aus und nach 1 min wieder ein. Falls die Fehlermeldung weiterhin angezeigt wird, kontaktieren Sie Ihren Händler vor Ort.

**i** Lorsque l'appareil est froid, le signe « Hot » disparaît. Laissez l'appareil branché jusqu'à ce que le signe disparaît. Si le message « Err » apparaît, débranchez l'appareil au bout d'une minute. Si le message d'erreur persiste, contacter votre distributeur local.

**i** Quando il dispositivo è freddo, il segnale "Hot" scompare. Lasciare collegato fino alla scomparsa del segnale. Se compare il messaggio "Err", scollegare e ricongiungere dopo 1 min. Se il messaggio d'errore persiste contattare il distributore locale.

**SCALE FOR TREATMENT DISTANCE CONTROL: / MASSSTAB ZUR BEHANDLUNGSDISTANZ KONTROLLE: / ÉCHELLE DE CONTRÔLE DE LA DISTANCE DE TRAITEMENT: / RIGHETTO PER CONTROLLARE LA DISTANZA DI TRATTAMENTO: /**

0cm 10cm 20cm 30cm 40cm

## 3 Medical indications • Medizinische Indikationen • Indications médicales • Indicazioni mediche

**DERMATOLOGICAL DISORDERS AND SKIN PROBLEMS:** recommended treatment time 4-10 min, distance 10 cm.  
• Atopic dermatitis • Psoriasis • Herpes simplex and zoster • Surface bacterial infections  
• Mucosal lesions • Acne • Acne rosacea

**DERMATOLOGISCHE ERKRANKUNGEN UND HAUTPROBLEME:** empfohlene Behandlungsdauer 4-10 min, Distanz 10 cm.  
• Atopische Dermatitis • Psoriasis (Schuppenflechte) • Herpes Simplex und Herpes Zoster  
• Bakterielle Infektionen der Hautoberfläche • Schleimhautverletzungen • Akne • Rosazea

**AFFECTIONS DERMATOLOGIQUES ET PROBLÈMES DE PEAU:** durée recommandée du traitement 4 à 10 min, distance de 10 cm. • Dermatite atopique • Psoriasis • Herpès simple et zona • Infections bactériennes superficielles • Lésions des muqueuses • Acné • Acné rosacea

**DISTURBI DERMATOLGICI E PROBLEMI CUTANEI:** durata di trattamento raccomandato 4-10 min, distanza 10 cm. • Dermatite atopica • Psoriasis • Herpes simplex e zoster • Infezioni batteriche superficiali • Lesioni delle mucose • Acne • Acne rosacea

**BIOPTRON improves microcirculation • Harmonizes metabolic processes • Reinforces the body's defence system • Stimulates regenerative and reparative processes in the entire organism - these basic mechanisms are responsible for the therapeutic healing effects as complementary treatment of the following medical conditions:**

**BIOPTRON verbessert die Mikrozirkulation • Harmonisiert metabolische Prozesse • Stärkt das menschliche Abwehrsystem • Stimuliert die regenerativen und reparativen Vorgänge im gesamten Organismus – Diese Mechanismen gewährleisten die therapeutische Heilungswirksamkeit als zusätzliche Therapie für die folgenden medizinischen Indikationen:**

**Amélioration de la microcirculation • Renforcement du système immunitaire humain • Stimulation des processus de régénération et de réparation de l'organisme entier. Ces mécanismes de base sont responsables de l'efficacité clinique de la photothérapie utilisée en tant que traitement complémentaire des affections médicales, dans les indications suivantes:**

**BIOPTRON migliora la microcircolazione • Armonizza i processi metabolici • Rinforza il sistema immunitario dell'organismo • Stimola i processi rigeneratori e riparativi dell'organismo - a questi meccanismi di base si deve l'efficacia clinica della fototerapia come trattamento complementare delle seguenti condizioni mediche:**

**PAIN: recommended treatment time 4-10 min, distance 10 cm.**  
Rheumatology: • Osteoarthritis • Rheumatoide arthritis (chronic) • Arthritis  
Physiotherapy: • Lower back pain • Shoulder and neck pain • Carpal tunnel syndrome  
• Scar tissue • Musculoskeletal injuries  
• Allergic airway diseases • Musculoskeletal and neurological disorders and deficits  
Bei Kindern: ANWENDUNGEN BEI KINDERN UNTER 6 JAHREN IMMER UNTER ÄRZTLICHER AUFSICHT.  
Empfohlene Behandlungsdauer 4-10 min, Distanz 10 cm.  
• Hauterkrankungen bei Kindern • Endogenes Ekzem • Infektionen der oberen Atemwege  
• Narben Gewebe • Verletzungen des Bewegungsapparates  
• Sportmedizin – Weichteilverletzungen der Muskeln, Sehnen und Bänder; • Muskelläppchen  
• Verstauchungen • Zerrungen • Prellungen • Sehnenentzündungen • Desmorrhesis und Myorrhesis (Bänder und Muskelriss) • Epikondylitis (Tennisellbogen)  
EN PÉDIATRIE : L'UTILISATION DU DISPOSITIF SUR DES ENFANTS DE MOINS DE 6 ANS DOIT ÊTRE EFFECTUÉE SOUS LA SURVEILLANCE D'UN MÉDECIN. Durée recommandée du traitement 4 à 10 min, distance de 10 cm.  
• Affections dermatologiques • Eczème atopique • Infections des voies respiratoires sur périodes de maladie respiratoire allergiques • Troubles et déficits musculo-squelettiques et neurologiques pédiatriques

**IN PEDIATRICS: APPLICATIONS ON CHILDREN UNDER 6 YEARS OLD MUST BE PERFORMED UNDER SUPERVISION OF A PHYSICIAN.** Recommended treatment time 4-10 min, distance 10 cm.  
• Pediatric dermal affections • Endogenous eczema • Upper respiratory tract infections • Allergic respiratory diseases • Pediatric musculoskeletal and neurological disorders and deficits

**BEI NEUGEBORENEN: ANWENDUNGEN IMMER UNTER ÄRZTLICHER AUFSICHT.** Nicht im Augenbereich anwenden und Augenbinde verwenden. Empfohlene Behandlungsdauer 4-10 min, Distanz 10 cm.  
• Dermal affections as phlebitis, decubitus, intertrigo.

**DOULEUR : APPLICATIONS MUST BE PERFORMED UNDER SUPERVISION OF A PHYSICIAN:** Recommended treatment time 4-10 min, distance 10 cm.  
• Dermal affections as phlebitis, decubitus, intertrigo.

**BEI NEUGEBORENEN: ANWENDUNGEN IMMER UNTER ÄRZTLICHER AUFSICHT.** Nicht im Augenbereich anwenden und Augenbinde verwenden. Empfohlene Behandlungsdauer 4-10 min, Distanz 10 cm.  
• Dermal affections as phlebitis, decubitus, intertrigo.

**CHÉZ LES NOUVEAU-NÉS : UTILISATION DU DISPOSITIF DOIT ÊTRE EFFECTUÉE SOUS LA SURVEILLANCE D'UN MÉDECIN.** Durée recommandée du traitement 4 à 10 min, distance de 10 cm.  
• Tissus cicatrisiale • Blessures musculo-squelettiques  
• Spasmes musculaires • Entraves • Fouilles • Contusions • Tendinites • Desmorrhesis et myorrhésie (déschirures ligamentaires et musculaires) • Epicondylite (tennis elbow)


**DOLOR: durata di trattamento consigliata 4-10 min, distanza 10 cm.**  
Reumatologia: • Osteoartrosi • Artrite reumatoide (cronica) • Artrosi  
Fisioterapia: • Lombalgia • Dolore alle spalle e al collo • Sindrome del tunnel carpale  
• Tessuto cicatriziale • Lesioni muscoloscheletriche  
Medicina dello sport – lesioni dei tessuti molli di muscoli, tendini e legamenti: • Spasmi muscolari  
• Distorsioni • Stiramenti • Contusioni • Tendiniti • Desmoresi e mioflessi (strappi di legamenti e muscoli) • Epicondilite (gomito del tennis)

**SEASONAL AFFECTIVE DISORDERS (SAD):**  
Duration/Dauer/Durata: 20 - 40 min, 40 - 60 min, 60 - 120 min  
Distance/Distanz/Distanza: 20 cm, 30 cm, 40 cm  
WOUNDS: recommended treatment time 2-8 min, distance 10 cm.  
• Burns • Grafts • Wounds after surgery  
WUNDEN: empfohlene Behandlungsdauer 2-8 min, Distanz 10 cm.  
• Verbrennungen • Transplantationen • Wundheilung nach Operationen • Ulcus cruris venosum (offene Beine) • Dekubitus (Druckgeschwüre)  
CICATRISATION : durée recommandée du traitement 2 à 8 min, distance de 10 cm.  
• Cicatrisation des lésions (blessures) • Brûlures • Greffe • Cicatrisation après opération • Ulcères de jambe veineux (ulcères variqueux) • Déculbitus (plaies de pression)

**TROUBLES AFFECTIFS SAISONNIERS (TAS) :**  
• Symptômes types de dépression saisonnière tels que le syndrome de fatigue chronique, la baisse de motivation, l'hypersomnie, les affections asthéniques, la dépression.

**DISTURBO AFFETTIVO STAGIONALE (SAD):**  
• Tipici sintomi da depressione invernale come sindrome da affaticamento cronico, demotivazione, ipersomnia, astenia, depressione.

## 4 Accessory • Zubehör • Accessoire • Accessorio



## 5 | IMPORTANT SAFEGUARDS • WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE • CONSEILS DE SÉCURITÉ IMPORTANTS • MISURE DI SICUREZZA IMPORTANTI

### WARNINGS • WARNUNGEN ATTENTION • AVVERTENZE

This device may become a safety hazard if these instructions/safety precautions are ignored.

Bei Missachtung dieser Anleitung/Sicherheitshinweise können Gefährdungen durch das Gerät entstehen.

Le non-respect de ces instructions ou de ces précautions en matière de sécurité peut constituer un danger pendant l'utilisation.

Se queste istruzioni e precauzioni di sicurezza vengono ignorate, il dispositivo può diventare pericoloso.

**Danger of electric shock! Keep dry! NEVER immerse in water! Do not open!**

Lebensgefahr durch Stromschlag! Gerät trocken halten! Nie in Wasser tauchen! Gerät nicht öffnen!

Risque de choc électrique! Garder l'appareil au sec! Ne JAMAIS plonger l'appareil dans l'eau! Ne pas ouvrir l'appareil!

Rischio di scosse elettriche! Non bagnare! Non immergere MAI in acqua! Non aprire!

**Never block ventilation slits on the device.**

Niemals Lüftungsschlitz am Gerät blockieren.

Ne jamais obstruer les fentes de ventilation de l'appareil.

Non ostruire mai le aperture di ventilazione sul dispositivo.

**Never operate a damaged device (cables, plugs, housing or optical component).**

Nie ein beschädigtes Gerät in Betrieb nehmen (Kabel, Stecker, Gehäuse oder optische Komponenten).

Ne jamais mettre un appareil endommagé en service (câble, fiche, boîtier et composants lumineux).

Non azionare mai un dispositivo danneggiato (cavi, presa, involucro o componenti luminosi).

**Risk of electric shock. Unplug the device if any liquids or particles enter the device. Contact your service center.**

Stromschlag Risiko. Falls Flüssigkeit oder ein Gegenstand in das Gerät eindringt, Gerät vom Netz trennen. Kontaktieren Sie Ihren Fachhändler.

Risque de choc électrique. Débrancher l'appareil si des liquides ou particules pénètrent dans l'appareil. Contacter votre centre de réparation.

Rischio di scosse elettriche. Se nel dispositivo entrano liquidi o particelle, scollarlo. Rivolgersi al centro di assistenza.

**Before use consult your doctor to see if this therapy is suitable for the intended treatment purpose.**

Klären Sie vor der Anwendung mit Ihrem Arzt ab, ob diese Behandlung für Sie geeignet ist.

Avant l'utilisation, consultez votre médecin pour vérifier si la thérapie est adaptée au traitement prévu.

Prima dell'uso consultare il medico per verificare che il trattamento sia adatto allo scopo terapeutico desiderato.

**For the treatment of newborns use blindfold (PAG-500-BF).**

Augenbinde für die Behandlung von Neugeborenen verwenden (PAG-500-BF). Pour le traitement des nouveau-nés, utiliser un bandeau (PAG-500-BF).

Per il trattamento dei neonati, adoperare una benda per gli occhi (PAG-500-BF).

**Keep the device safe from humidity.**

Gerät muss vor Feuchtigkeit geschützt werden.

Conservez le dispositif à l'abri de l'humidité.

Proteggere il dispositivo dall'umidità.

**Repairs and replacements of the halogen bulb should only be conducted by BIOPTRON-authorised service centres!**

Do not carry out repairs yourself! No modification of this equipment is allowed! Danger if non-genuine substitute parts are used. The expected operational lifetime for the BPro1's device is 5 years and 10 years for the floor stand accessory. After that time, a maintenance service should be carried out.

Reparaturen und Wechsel der Halogenlampe nur durch eine von BIOPTRON autorisierte Servicestelle durchführen lassen! Nicht selbst reparieren! Modifizierung am Gerät sind untersagt! Gefährlich bei Benutzung von nicht original Teilen. Die zu erwartende Betriebslebensdauer ist max. 5 Jahre für das Gerät BPro1 und 10 Jahre für das Zubehör Bodenstativ.

Danach soll ein Service durchgeführt werden.

Les réparations et le remplacement de l'ampoule halogène doivent être exclusivement effectués par un centre de réparation agréé BIOPTRON! Ne pas effectuer les réparations soi-même! Il est interdit d'apporter des modifications à cet équipement!

Controindicazioni assolute e relative(\*) Prima dell'uso consultare il medico, specialmente nei seguenti casi:

L'utilizzo di piezze di ricambio non conformi peut être dangereux. La durée de vie prévue du dispositif BPro1 est de 5 ans et de 10 ans pour le pied de sol. Passé ce délai, il convient de procéder à une opération de maintenance. La riparazione o la sostituzione della lampada alogena deve essere effettuata solo presso un centro di assistenza autorizzato da BIOPTRON. Non effettuare riparazioni da sé. Non è consentito apportare alcuna modifica a questa apparecchiatura. Se non si adoperano ricambi originali, il dispositivo potrebbe diventare pericoloso. Per il dispositivo BPro1 è prevista una durata di 5 anni; per il piedistallo è prevista una durata di 10 anni. Dopo tali periodi, è necessario effettuare un intervento di manutenzione.



Do not look directly into light source. If not respected eye damage may occur. For the treatment of the eye area remove contact lenses and keep eyes closed.

Nicht direkt in die Lichtquelle blicken. Augenverletzungen möglich bei nicht Einhaltung. Für die Behandlung im Augenbereich, Kontaktlinsen entfernen und Augen geschlossen halten.

Ne regardez pas directement la source lumineuse. Le non-respect de cette consigne risque d'entraîner des lésions oculaires. Pour le traitement du contour de l'œil, retirez les lentilles de contact et gardez les yeux fermés.

Non guardare direttamente la fonte di illuminazione. In caso contrario, potrebbero verificarsi danni agli occhi.

Per il trattamento nella zona oculare, togliere le lenti a contatto e tenere gli occhi chiusi.



The power cord poses a strangulation hazard to children.

Es besteht Strangulierungsgefahr bei Kindern durch das Netzkabel.

Le cordon d'alimentation présente un risque de strangulation pour les enfants.

Der Kabel von alimentazione potrebbe essere pericoloso per i bambini, che potrebbero strangolarsi.



The power cord is used to disconnect the device from the mains power supply.

Das Netzkabel dient zur Trennung vom Versorgungsnetz.

Le cordon d'alimentation est utilisé pour déconnecter le dispositif du secteur.

Il cavo di alimentazione serve a scollegare il dispositivo dalla fonte di energia elettrica.



Applications on children and people with cognitive impairment always need to be performed under adult supervision.


Applications on children under six years old and on newborns must be performed under supervision of a physician.

Anwendungen bei Kindern und Personen mit kognitiven Einschränkungen immer unter Aufsicht von Erwachsenen.

Anwendungen bei Kindern unter 6 Jahren und Neugeborenen immer unter ärztlicher Aufsicht.

L'utilisation du dispositif sur des enfants et des personnes atteintes de troubles cognitifs doit toujours être effectuée sous la surveillance d'un adulte. L'utilisation du dispositif sur des enfants de moins de six ans et des nouveau-nés doit être effectuée sous la surveillance d'un médecin.

Per bambini e persone con problemi cognitivi, l'uso deve sempre avvenire sotto la supervisione di un adulto. Le applicazioni sui neonati e sui bambini di età inferiore a sei anni devono essere effettuate sotto la supervisione di un medico.



BIOPTRON devices can be used by clients with heart implants and pacemakers.

BIOPTRON Geräte können bei Kunden mit kardiologischen Implantaten und Herzschrittmachern angewendet werden.

Les appareils BIOPTRON peuvent être utilisés par les clients possédant des implants cardiaques et des pacemakers.


I dispositivi BIOPTRON possono essere utilizzati da persone con impianti cardiaci e pacemaker.



For the treatment of newborns use blindfold (PAG-500-BF).

Augenbinde für die Behandlung von Neugeborenen verwenden (PAG-500-BF). Pour le traitement des nouveau-nés, utiliser un bandeau (PAG-500-BF).

Per il trattamento dei neonati, adoperare una benda per gli occhi (PAG-500-BF).



Keep the device safe from humidity.

Gerät muss vor Feuchtigkeit geschützt werden.

Conservez le dispositif à l'abri de l'humidité.

Proteggere il dispositivo dall'umidità.



Repairs and replacements of the halogen bulb should only be conducted by BIOPTRON-authorised service centres!

Do not carry out repairs yourself! No modification of this equipment is allowed! Danger if non-genuine substitute parts are used. The expected operational lifetime for the BPro1's device is 5 years and 10 years for the floor stand accessory. After that time, a maintenance service should be carried out.


Reparaturen und Wechsel der Halogenlampe nur durch eine von BIOPTRON autorisierte Servicestelle durchführen lassen! Nicht selbst reparieren! Modifizierung am Gerät sind untersagt! Gefährlich bei Benutzung von nicht original Teilen. Die zu erwartende Betriebslebensdauer ist max. 5 Jahre für das Gerät BPro1 und 10 Jahre für das Zubehör Bodenstativ.

Danach soll ein Service durchgeführt werden.

Les réparations et le remplacement de l'ampoule halogène doivent être exclusivement effectués par un centre de réparation agréé BIOPTRON! Ne pas effectuer les réparations soi-même! Il est interdit d'apporter des modifications à cet équipement!

Controindicazioni assolute e relative(\*) Prima dell'uso consultare il medico, specialmente nei seguenti casi:

L'utilizzo di piezze di ricambio non conformi peut être dangereux. La durée de vie prévue du dispositif BPro1 est de 5 ans et de 10 ans pour le pied de sol. Passé ce délai, il convient de procéder à une opération de maintenance. La riparazione o la sostituzione della lampada alogena deve essere effettuata solo presso un centro di assistenza autorizzato da BIOPTRON. Non effettuare riparazioni da sé. Non è consentito apportare alcuna modifica a questa apparecchiatura. Se non si adoperano ricambi originali, il dispositivo potrebbe diventare pericoloso. Per il dispositivo BPro1 è prevista una durata di 5 anni; per il piedistallo è prevista una durata di 10 anni. Dopo tali periodi, è necessario effettuare un intervento di manutenzione.




Find further information in the Technical Description.

Weitere Informationen entnehmen Sie der Technischen Beschreibung.


Plus d'informations dans la rubrique « Description technique ».

Per ulteriori informazioni, consultare la « Descrizione tecnica ».



Wavelength

480-3400 nm



Degree of polarization

> 95 %



Specific power density

max. 40 mW/cm<sup>2</sup>



Light energy per minute

max. 2,4 J/cm<sup>2</sup>



Type

Device type



Energy luminous al minuto

Énergie lumineuse par minute



CLINICALLY TESTED

CLINIQUEMENT TESTÉ



END-OF-LIFE

FIN DE VIE

**Cleaning, storage and environment protection • Reinigung, Aufbewahrung und Umweltschutz**  
**Nettoyage, stockage et protection de l'environnement • Pulizia, conservazione e smaltimento**

Unplug the device when cleaning. Do not use any liquid. Keep away from dust. Do not vibrate or shake.

Stecken Sie das Gerät beim reinigen aus. Verwenden Sie keine Flüssigkeit. Vor Staub, Vibrations und Erschütterungen schützen. Debrancher l'appareil et le nettoyer à l'aide d'un chiffon doux et sec. Ne jamais utiliser de liquide.

Le protéger de la poussière, des vibrations et des chocs. Scollegare il dispositivo durante la pulizia. Non usare alcun liquido. Tenere lontano dalla polvere. Proteggere da vibrazioni e urti.

**Table for distance to be respected between BPro1 and mobile radio frequency communication equipment**  
**Tabelle für einzuhaltenden Mindestabstand zwischen BPro1 und mobilen RF Kommunikationsgeräten**

**Tableau pour distance recommandée entre les dispositifs BPro1 et les dispositifs de communication mobiles et mobiles RF**

**Tabella che stabilisce la distanza da rispettare tra BPro1 e le apparecchiature di comunicazione mobili in radiofrequenza**

**The recommended minimum distance of the device BPro1 to portable and mobile RF communication equipments depends on their transmission power and operation frequency. The distance can be taken from the below table.**

**Der empfohlene Mindestabstand vom Gerät BPro1 zu portablen und mobilen RF Kommunikationsgeräten hängt von deren Sendeleistung und Arbeitsfrequenz ab. Der Abstand kann der untenstehenden Tabelle entnommen werden.**

**Distance minimum recommandée entre les dispositifs BPro1 et les dispositifs de communication mobiles et mobiles RF.**

**RF. La distance à respecter avec des dispositifs mobiles (RF) dépend de leur puissance de transmission et de leur fréquence de fonctionnement. La distance adéquate est indiquée dans le tableau ci-dessous.**

**La distanza minima raccomandata tra il dispositivo BPro1 e le apparecchiature di comunicazione mobili in radiofrequenza dipende dalla potenza di trasmissione e dalla frequenza di funzionamento. La distanza può essere desunta dalla tabella seguente.**

**Maximum transmitting power**

**Leistungsfähigkeit**