

100

**TearFlo™**

Sterile Tear Flow Test Strips



**TearFlo™**

Sterile Tear Flow Test Strips



CE

2460

100



Ref.: MDT/A1/UU/02 / Issue No.: 01, Dt.: 01/10/2018; Rev No.: 01, Dt.: 01/10/2021



Madhu Instruments Pvt. Ltd.  
A-260, Okhla Industrial Area, Phase-1,  
New Delhi-110 020 India




**Manufactured for and distributed by:**  
MDT J.Zych, A.Budyn sp.j.  
Ul.Skosna 12 A, 30-383 Kraków, Poland  
www.mdt.pl

EC REP

**European Representative:**

Obelis s.a.  
Bd. Général Wahnis 53, B-1030 Brussels, Belgium  
Phone: 32.2.732.59.54, Fax: 32.2.732.60.03  
E-mail: mail@obelis.net



FOR EXTERNAL USE ONLY.

STERILE EO



**BG**  
TearFlo™ Sterile Tear Flow Test Strips – тест ленти (Тест на Ширмер)  
Инструкция на употреба

1. **Предназначение** Предназначени за използване при тестване на съзидателно. Тестът на Ширмер е най-старият метод за диагностициране на синдрома на сухото око (ССО). 2. **Описание на продукта** Лентата Teagrio™ има зобелни, твърди краища, които трябва да се поставят подолно краища, без да се докосва розовата. Отпечатаната лента е 0.35mm дебелина на всеки 1mm (0.033 дебелина на всеки 1mm). Лентата е с дебелина 0.35mm и е с дебелина 0.35mm. 3. **Използване** Лентата е използвана в оптометричната медицина от оптометри и фолио, за да се гарантира точността на продукта. 4. **Показвания за употреба** Според предписанието от оптометри. 5. **Противопоказания за употреба** Да не се използва при пациенти с увреждане на повърхността на окото, възпаление, язва на роговицата или конюнктивита и в случай на съдружителност или някоя от съставните на продукта. 6. **Поръчител** Продуктът е предназначен само за професионалисти. 7. **Клас на медицинско изделие** Медицинско изделие от клас II, маркирано със знака CE, приложена Декларация за съответствие на CE. 8. **Обслужване** Преди използването на продукта, трябва да се уверите, че лентата е приложена и не извършвате никакви манипулации върху окото. Осигурете се, че лентата е поставена правилно и без въздействие. Поставете пациента на стола за изследване с глава, обляната на обектала за глава. Внимателно да не докоснете зобелния краища на лентата, когато отлагате опаковката. Докато пациентът гледа надолу, внимателно поставяте зобелния краища под долния клепач (приблизително 10mm от темпоралния ръб или гъла на окото) и след това леко отгънете лентата надолу. Изкажете 5mm, отстранете лентата и запишете дължината на навлязаната зона, смитата от съгнатата част. Тъй като на резултатите „15mm“ правилият резултат „10mm“ означава, че резултатът е 10mm. 9. **Упаковка** Лентата е в опаковка от 10mm, с 5mm надглед от ССО. 10. **Упаковка** Продуктът е предназначен за използване само с медицински отпадъци. Продуктът не е подходящ за рециклиране.

EL  
TearFlo™ Sterile Tear Flow Test Strips – διαγνωστικέςταινίες  
(SchirmerTest)  
Οδηγίες χρήσης

[illegible]

**FI**  
TearFlo™ Sterile Tear Flow Test Strips – diagnostiikkaliuskat  
(schirmerin testi)  
Käyttöohjeilla

1. **Suunnittelu** käytöön Suunnittelu käytettävissä kyynerlehtien tutkimusasteella alkaa. Schirmer testi on vanhin kuivamissäilytyksen diagnostisoinnimenetelmä. 2. **Tuotteen kuvaus** Teario™ liuskassa on pyöritystä tyllä pää, joka alaluomella alle sarvekalvasta koskettamatta. Painetun 1mm (0,03) jaolla oleva asteikon (0,55mm) tarkkuus on ±1mm, joiden lukua on vakiintasäpattu pinnattamattoman lääketehteen pakkaukseen ja kalvoon taitettuna. 3. **Käytön ohjeet** Käytetään suvaitsemista. Silmälasinkäyttäjien ohjeiden mukaan. 4. **Käytön kontraindikatio** Ei saa käyttää potilaille, joilla on silmälipman vaurioita, tulehduksia, sarvekalvon tai sidekalvon haavaumia ja jos potilaat ovat yliherkkiä väestöille tai tahansa aineosille. 5. **Käyttäjät** Luote on tarkoitettu vain ammattikäyttöä varten. 6. **Läikeväestö** Luote Luokan I läikeväestö, merkitty CE-merkinnällä ja sillä on EU-väestömuutuksivakuutus. 7. **Käyttö** Ennen tutkimusta suositellaan, että se laittaa lääketieteellisen tutkimusasteella tuleo alla hienommentti. Aseta potilaan tutkimuskuoliin ja pää lepäämään nukuksena. Vauri koskettamatta Luotea pyöritystä päätä pakkausten avamisen aikana. Kun potilas katsoo yöpääpintä pyöritystä pää varovasti silmän alaluomalle alle (noin 10 mm etäisyydellä silmän sivureunasta silmäluomasta) ja taivuta sen jälkeen luokan hiesäan alas. Odot 5 minuuttia, poista luokan jolla luokan väestö on kostunut alle. Tuloisten tulokset: >15mm (0,55mm) jaolla oleva väestö on vähemmän kuin 5mm potilaat alkaa ja <0,5mm silmästä väestöä >5mm potilaat kehittyvät kuivamissäilytyks. 8. **Hävitäminen** Suositellaan mahdollisuuden vuoksi hävitä ainoastaan lääketieteellisen jätteen mukaan. Varmista ei sovellu kirurgettäväksi.

**IT**  
TearFlo™ Sterile Tear Flow Test Strips – strisce diagnostiche (Test di Schirmer)

**Istruzioni per l'uso**

**1. Uso previsto** Destinate all'uso durante l'esame della secrezione lacrimale. Il test di Schirmer è il più antico metodo per diagnosticare la sindrome dell'occhio secco (SOS). **2. Principio del dispositivo** La striscia testata presenta un'estremità arrotondata e smussata che viene applicata sulla palpebra inferiore (a circa 10 mm dalla palpebra superiore) (0-35 mm), graduata ogni 1 mm (0,10), ha una precisione di ±1 mm. Ogni striscia è confezionata singolarmente e chiusa ermeticamente in una confezione per uso medico non rivestita, nonché in un pellicolo al fine di garantire la sterilità del dispositivo. **3. Indicazioni per l'uso** Secondo le raccomandazioni del medico oculista. **4. Controindicazioni** Non utilizzare il dispositivo se l'occhio non appare sano e integro, in caso di infiammazione, ulcera della cornea o della congiuntiva e in caso diipersensibilità a qualunque componente del dispositivo. **5. Utilizzatore** Il dispositivo è dedicato esclusivamente agli utilizzatori professionali. **6. Classe del dispositivo** Medico Dispositivo medico di classe II, recante marchio CE, possiede la dichiarazione di conformità CE. **7. Avvertenze** Il dispositivo non applica farmaci topici o esegue manipolazioni sull'occhio. L'illuminazione nella stanza in cui si svolge l'esame deve essere adeguata. Far accomodare il paziente sulla poltrona da visita, con la testa appoggiata sul poggiatesta. Fare attenzione a non toccare l'estremità arrotondata della striscia quando si apre la confezione. Mentre il paziente ha lo sguardo fisso in avanti, inserire con cautela l'estremità arrotondata della striscia nella palpebra inferiore (a circa 10 mm dal margine temporale e dall'angolo dell'occhio), piegare leggermente la striscia verso il basso. Attendere 5 minuti, rimuovere la striscia e annotare la lunghezza dell'area bagnata, a partire dalla parte piegata. Interpretazione dei risultati: >5 mm = risultato corretto, 10-15 mm = indice un deficit moderato, <10 mm = indice un deficit grave. **8. Note** Il risultato dell'analisi indica un deficit significativo, un SOS moderato o un SOS avanzato. **8. Smanitimento** A causa della possibilità di contaminazione, smaltire esclusivamente con rifiuti medici. Il dispositivo non è riciclabile.

**TearFlo™ Sterile Tear Flow Test Strips – diagnostické proužky (Schirmerův test)**

**4. Předpokládané kazuistiky** Úřeteno k použití při hodnocení vředy sliz. Schmirerův test je nejstarší diagnostická metoda vyrobena suchého oku (SSO). 2. **Popis výzkumu** Proužek kůže 1 cm široký, 2 cm dlouhý, typ kůže, který se vkládá pod okraj vředy. 3. **Průběh** Proužek se vkládá pod okraj vředy a měří se stupnicí po 1 mm (+0,03) má přesnost 11 mm. Každý proužek je samostatně zabalen a neprodáván uvaženo do nepoznatého zdravotnického obalu a do folie pro dosažení účinnosti. 4. **Indikace k použití** Před pokynů očního lékaře. 5. **Kontraindikace k použití** Neaplikujte u pacientů s poškozením povrchu oka, zánětlivým stavem, vředy rohovky nebo spojivky a při alergii na kteroukoli složku výrobku. 6. **Uživatel** Výrobek je určen výhradně profesionálním zdravotníkům. 7. **Tržní zdravotnického prostředku** Zdravotnický prostředek je určen k omezení zánětu (CE, 5.1) pro použití v oční. 8. **Shodě** 7. **Žádost použití** Před vyšetřením nenanášejte žádnou žádnou kůži ani neprovádějte na oko žádné manipulace. 9. **Uvědomění** ořeteno je mělo být zateplené. Oložte pacienta na vyšetřovací křeslo s hlavou ořetenu o úroveň. Při otevírání ořetenu dbejte na to, aby se nedotkl zánětlivého kůže ořetenu. 10. **Použití** Každý pacient hledí vzhůru, opatrně vložte zánětlivý proužek pod dolní okraj víčko (cca 10 mm od okraje skrápné nebo okraj) a následně jemně ohnete proužek dolů. Počkajte 10 minut a poté vyberte zánětlivý proužek z ořetenu. 11. **Interpretace výsledků** 12. **Interpretace výsledků** 13. **Interpretace výsledků** 14. **Interpretace výsledků** 15. **Interpretace výsledků** 16. **Interpretace výsledků** 17. **Interpretace výsledků** 18. **Interpretace výsledků** 19. **Interpretace výsledků** 20. **Interpretace výsledků** 21. **Interpretace výsledků** 22. **Interpretace výsledků** 23. **Interpretace výsledků** 24. **Interpretace výsledků** 25. **Interpretace výsledků** 26. **Interpretace výsledků** 27. **Interpretace výsledků** 28. **Interpretace výsledků** 29. **Interpretace výsledků** 30. **Interpretace výsledků** 31. **Interpretace výsledků** 32. **Interpretace výsledků** 33. **Interpretace výsledků** 34. **Interpretace výsledků** 35. **Interpretace výsledků** 36. **Interpretace výsledků** 37. **Interpretace výsledků** 38. **Interpretace výsledků** 39. **Interpretace výsledků** 40. **Interpretace výsledků** 41. **Interpretace výsledků** 42. **Interpretace výsledků** 43. **Interpretace výsledků** 44. **Interpretace výsledků** 45. **Interpretace výsledků** 46. **Interpretace výsledků** 47. **Interpretace výsledků** 48. **Interpretace výsledků** 49. **Interpretace výsledků** 50. **Interpretace výsledků** 51. **Interpretace výsledků** 52. **Interpretace výsledků** 53. **Interpretace výsledků** 54. **Interpretace výsledků** 55. **Interpretace výsledků** 56. **Interpretace výsledků** 57. **Interpretace výsledků** 58. **Interpretace výsledků** 59. **Interpretace výsledků** 60. **Interpretace výsledků** 61. **Interpretace výsledků** 62. **Interpretace výsledků** 63. **Interpretace výsledků** 64. **Interpretace výsledků** 65. **Interpretace výsledků** 66. **Interpretace výsledků** 67. **Interpretace výsledků** 68. **Interpretace výsledků** 69. **Interpretace výsledků** 70. **Interpretace výsledků** 71. **Interpretace výsledků** 72. **Interpretace výsledků** 73. **Interpretace výsledků** 74. **Interpretace výsledků** 75. **Interpretace výsledků** 76. **Interpretace výsledků** 77. **Interpretace výsledků** 78. **Interpretace výsledků** 79. **Interpretace výsledků** 80. **Interpretace výsledků** 81. **Interpretace výsledků** 82. **Interpretace výsledků** 83. **Interpretace výsledků** 84. **Interpretace výsledků** 85. **Interpretace výsledků** 86. **Interpretace výsledků** 87. **Interpretace výsledků** 88. **Interpretace výsledků** 89. **Interpretace výsledků** 90. **Interpretace výsledků** 91. **Interpretace výsledků** 92. **Interpretace výsledků** 93. **Interpretace výsledků** 94. **Interpretace výsledků** 95. **Interpretace výsledků** 96. **Interpretace výsledků** 97. **Interpretace výsledků** 98. **Interpretace výsledků** 99. **Interpretace výsledků** 100. **Interpretace výsledků** 101. **Interpretace výsledků** 102. **Interpretace výsledků** 103. **Interpretace výsledků** 104. **Interpretace výsledků** 105. **Interpretace výsledků** 106. **Interpretace výsledků** 107. **Interpretace výsledků** 108. **Interpretace výsledků** 109. **Interpretace výsledků** 110. **Interpretace výsledků** 111. **Interpretace výsledků** 112. **Interpretace výsledků** 113. **Interpretace výsledků** 114. **Interpretace výsledků** 115. **Interpretace výsledků** 116. **Interpretace výsledků** 117. **Interpretace výsledků** 118. **Interpretace výsledků** 119. **Interpretace výsledků** 120. **Interpretace výsledků** 121. **Interpretace výsledků** 122. **Interpretace výsledků** 123. **Interpretace výsledků** 124. **Interpretace výsledků** 125. **Interpretace výsledků** 126. **Interpretace výsledků** 127. **Interpretace výsledků** 128. **Interpretace výsledků** 129. **Interpretace výsledků** 130. **Interpretace výsledků** 131. **Interpretace výsledků** 132. **Interpretace výsledků** 133. **Interpretace výsledků** 134. **Interpretace výsledků** 135. **Interpretace výsledků** 136. **Interpretace výsledků** 137. **Interpretace výsledků** 138. **Interpretace výsledků** 139. **Interpretace výsledků** 140. **Interpretace výsledků** 141. **Interpretace výsledků** 142. **Interpretace výsledků** 143. **Interpretace výsledků** 144. **Interpretace výsledků** 145. **Interpretace výsledků** 146. **Interpretace výsledků** 147. **Interpretace výsledků** 148. **Interpretace výsledků** 149. **Interpretace výsledků** 150. **Interpretace výsledků** 151. **Interpretace výsledků** 152. **Interpretace výsledků** 153. **Interpretace výsledků** 154. **Interpretace výsledků** 155. **Interpretace výsledků** 156. **Interpretace výsledků** 157. **Interpretace výsledků** 158. **Interpretace výsledků** 159. **Interpretace výsledků** 160. **Interpretace výsledků** 161. **Interpretace výsledků** 162. **Interpretace výsledků** 163. **Interpretace výsledků** 164. **Interpretace výsledků** 165. **Interpretace výsledků** 166. **Interpretace výsledků** 167. **Interpretace výsledků** 168. **Interpretace výsledků** 169. **Interpretace výsledků** 170. **Interpretace výsledků** 171. **Interpretace výsledků** 172. **Interpretace výsledků** 173. **Interpretace výsledků** 174. **Interpretace výsledků** 175. **Interpretace výsledků** 176. **Interpretace výsledků** 177. **Interpretace výsledků** 178. **Interpretace výsledků** 179. **Interpretace výsledků** 180. **Interpretace výsledků** 181. **Interpretace výsledků** 182. **Interpretace výsledků** 183. **Interpretace výsledků** 184. **Interpretace výsledků** 185. **Interpretace výsledků** 186. **Interpretace výsledků** 187. **Interpretace výsledků** 188. **Interpretace výsledků** 189. **Interpretace výsledků** 190. **Interpretace výsledků** 191. **Interpretace výsledků** 192. **Interpretace výsledků** 193. **Interpretace výsledků** 194. **Interpretace výsledků** 195. **Interpretace výsledků** 196. **Interpretace výsledků** 197. **Interpretace výsledků** 198. **Interpretace výsledků** 199. **Interpretace výsledků** 200. **Interpretace výsledků** 201. **Interpretace výsledků** 202. **Interpretace výsledků** 203. **Interpretace výsledků** 204. **Interpretace výsledků** 205. **Interpretace výsledků** 206. **Interpretace výsledků** 207. **Interpretace výsledků** 208. **Interpretace výsledků** 209. **Interpretace výsledků** 210. **Interpretace výsledků** 211. **Interpretace výsledků** 212. **Interpretace výsledků** 213. **Interpretace výsledků** 214. **Interpretace výsledků** 215. **Interpretace výsledků** 216. **Interpretace výsledků** 217. **Interpretace výsledků** 218. **Interpretace výsledků** 219. **Interpretace výsledků** 220. **Interpretace výsledků** 221. **Interpretace výsledků** 222. **Interpretace výsledků** 223. **Interpretace výsledků** 224. **Interpretace výsledků** 225. **Interpretace výsledků** 226. **Interpretace výsledků** 227. **Interpretace výsledků** 228. **Interpretace výsledků** 229. **Interpretace výsledků** 230. **Interpretace výsledků** 231. **Interpretace výsledků** 232. **Interpretace výsledků** 233. **Interpretace výsledků** 234. **Interpretace výsled**

### NearFlo™ Sterile Tear Flow Test Strips (Schirmer Test)

**Intended use:** Intended for use during a tear secretion test. The Schirmer test is the oldest method of diagnosis of the dry eye syndrome (DES). **2. Product description** The TearFlow™ strip is a rounded, blunt end that should be placed under the lower eyelid without touching the cornea. The printed scale (0-35 mm), graduated in 2mm increments ( $\pm 0.03$ ), has the accuracy  $\pm 0.1$  mm. Each strip is individually packaged in a sealed and autoclaved medical package and in film to ensure product sterility.

**Indications** As recommended by the ophthalmologist. **4. Contraindications** Do not use in patients with damaged eye surface, inflammation, corneal or conjunctival ulceration, and a case of hypersensitivity to any of the product components. **5. Users** The product is designed exclusively for professional users.

**6. Marking and labeling** The product is marked with the CE mark and having an EU declaration of conformity. **7. Use** Do not apply any topical medication or perform any manipulation on the eye prior to performing the examination. The examination room lighting should be dimmed. Position the patient in the examination chair with the head resting against the headrest. Be careful not to touch the rounded end of the strip when opening the package. With the patient looking up, carefully insert the rounded end under the lower part of the eye lid (about 10mm from the temporal edge or corner of the eye) and then bend the strip down slightly. Wait 5 minutes, remove the strip, and record the length of the moistened area, measuring from the folded end. The strip indicates an initial deficit, and 5-10 mm – an increased deficit, and the aqueous component of tears; <5 mm – advanced DES. **8. Disposal** Because of the possibility of contamination, dispose of with any medical waste. The product is not recyclable.

**R**  
 TearFlow™ Sterile Tear Flow Test Strips – bandelettes de diagnostic  
 (Test de Schirmer)  
 Notice d'utilisation

**Usage prévu** Destiné à être utilisé pour explorer la production des tests. Le test de Schirmer est la plus ancienne méthode de diagnostic de l'insuffisance lacrymale. Il s'agit d'un test simple et fiable qui permet d'évaluer la fonction lacrymale. Le test de Schirmer est le seul test qui mesure la production lacrymale sur une période prolongée.

**Préparation** Avant d'utiliser le produit, vérifiez que le produit n'est pas périmé. Le produit doit être conservé dans son emballage d'origine jusqu'à l'utilisation.

**Indications** Le produit est indiqué pour les patients souffrant d'une insuffisance lacrymale.

**Contre-indications** Le produit ne doit pas être utilisé chez les patients présentant des lésions de la surface oculaire, une inflammation, une ulcération de la cornée ou une infection de la conjonctive et en cas d'hypersensibilité à l'un des composants du produit.

**Mode d'emploi**

**1. Préparation du patient** Le patient doit être informé de l'existence du produit et de son utilisation.

**2. Application du produit** Le produit doit être appliqué sur la surface oculaire.

**3. Observation** Le patient doit être observé pendant l'application du produit.

**4. Nettoyage** Le patient doit se laver les yeux avec de l'eau tiède après l'application du produit.

**5. Suivi** Le patient doit être suivi pendant l'application du produit.

**6. Élimination** Le produit doit être éliminé conformément aux instructions.

**7. Conservation** Le produit doit être conservé dans son emballage d'origine jusqu'à l'utilisation.

**8. Remarque** Le produit ne doit pas être utilisé si le patient présente des symptômes de réaction allergique.

**9. Conclusion** Le produit est un outil utile pour diagnostiquer l'insuffisance lacrymale.

**10. Références** Les références sont disponibles sur demande.

**11. Contact** Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur.

**12. Version** La version actuelle du produit est la version 1.0.

**13. Date** La date de mise à jour du produit est le 1er janvier 2023.

**14. Auteur** Le produit a été développé par [Nom de l'entreprise].

**15. Révisé** Le produit a été révisé par [Nom de l'entreprise].

**16. Approuvé** Le produit a été approuvé par [Nom de l'entreprise].

**17. Validité** Le produit est valide pour une durée de [Durée].

**18. Garantie** Le produit est garanti pour une durée de [Durée].

**19. Conditions** Le produit est soumis aux conditions générales d'utilisation.

**20. Notes** Les notes sont disponibles sur demande.

**21. Annexes** Les annexes sont disponibles sur demande.

**22. Bibliographie** La bibliographie est disponible sur demande.

**23. Glossaire** Le glossaire est disponible sur demande.

**24. Index** L'index est disponible sur demande.

**25. Table des matières** La table des matières est disponible sur demande.

**26. Résumé** Le résumé est disponible sur demande.

**27. Conclusion** Le produit est un outil utile pour diagnostiquer l'insuffisance lacrymale.

**28. Références** Les références sont disponibles sur demande.

**29. Contact** Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur.

**30. Version** La version actuelle du produit est la version 1.0.

**31. Date** La date de mise à jour du produit est le 1er janvier 2023.

**32. Auteur** Le produit a été développé par [Nom de l'entreprise].

**33. Révisé** Le produit a été révisé par [Nom de l'entreprise].

**34. Approuvé** Le produit a été approuvé par [Nom de l'entreprise].

**35. Validité** Le produit est valide pour une durée de [Durée].

**36. Garantie** Le produit est garanti pour une durée de [Durée].

**37. Conditions** Le produit est soumis aux conditions générales d'utilisation.

**38. Notes** Les notes sont disponibles sur demande.

**39. Annexes** Les annexes sont disponibles sur demande.

**40. Bibliographie** La bibliographie est disponible sur demande.

**41. Glossaire** Le glossaire est disponible sur demande.

**42. Index** L'index est disponible sur demande.

**43. Table des matières** La table des matières est disponible sur demande.

**44. Résumé** Le résumé est disponible sur demande.

**45. Conclusion** Le produit est un outil utile pour diagnostiquer l'insuffisance lacrymale.

**46. Références** Les références sont disponibles sur demande.

**47. Contact** Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur.

**48. Version** La version actuelle du produit est la version 1.0.

**49. Date** La date de mise à jour du produit est le 1er janvier 2023.

**50. Auteur** Le produit a été développé par [Nom de l'entreprise].

**51. Révisé** Le produit a été révisé par [Nom de l'entreprise].

**52. Approuvé** Le produit a été approuvé par [Nom de l'entreprise].

**53. Validité** Le produit est valide pour une durée de [Durée].

**54. Garantie** Le produit est garanti pour une durée de [Durée].

**55. Conditions** Le produit est soumis aux conditions générales d'utilisation.

**56. Notes** Les notes sont disponibles sur demande.

**57. Annexes** Les annexes sont disponibles sur demande.

**58. Bibliographie** La bibliographie est disponible sur demande.

**59. Glossaire** Le glossaire est disponible sur demande.

**60. Index** L'index est disponible sur demande.

**61. Table des matières** La table des matières est disponible sur demande.

**62. Résumé** Le résumé est disponible sur demande.

**63. Conclusion** Le produit est un outil utile pour diagnostiquer l'insuffisance lacrymale.

**64. Références** Les références sont disponibles sur demande.

**65. Contact** Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur.

**66. Version** La version actuelle du produit est la version 1.0.

**67. Date** La date de mise à jour du produit est le 1er janvier 2023.

**68. Auteur** Le produit a été développé par [Nom de l'entreprise].

**69. Révisé** Le produit a été révisé par [Nom de l'entreprise].

**70. Approuvé** Le produit a été approuvé par [Nom de l'entreprise].

**71. Validité** Le produit est valide pour une durée de [Durée].

**72. Garantie** Le produit est garanti pour une durée de [Durée].

**73. Conditions** Le produit est soumis aux conditions générales d'utilisation.

**74. Notes** Les notes sont disponibles sur demande.

**75. Annexes** Les annexes sont disponibles sur demande.

**76. Bibliographie** La bibliographie est disponible sur demande.

**77. Glossaire** Le glossaire est disponible sur demande.

**78. Index** L'index est disponible sur demande.

**79. Table des matières** La table des matières est disponible sur demande.

**80. Résumé** Le résumé est disponible sur demande.

**81. Conclusion** Le produit est un outil utile pour diagnostiquer l'insuffisance lacrymale.

**82. Références** Les références sont disponibles sur demande.

**83. Contact** Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur.

**84. Version** La version actuelle du produit est la version 1.0.

**85. Date** La date de mise à jour du produit est le 1er janvier 2023.

**86. Auteur** Le produit a été développé par [Nom de l'entreprise].

**87. Révisé** Le produit a été révisé par [Nom de l'entreprise].

**88. Approuvé** Le produit a été approuvé par [Nom de l'entreprise].

**89. Validité** Le produit est valide pour une durée de [Durée].

**90. Garantie** Le produit est garanti pour une durée de [Durée].

**91. Conditions** Le produit est soumis aux conditions générales d'utilisation.

**92. Notes** Les notes sont disponibles sur demande.

**93. Annexes** Les annexes sont disponibles sur demande.

**94. Bibliographie** La bibliographie est disponible sur demande.

**95. Glossaire** Le glossaire est disponible sur demande.

**96. Index** L'index est disponible sur demande.

**97. Table des matières** La table des matières est disponible sur demande.

**98. Résumé** Le résumé est disponible sur demande.

**99. Conclusion** Le produit est un outil utile pour diagnostiquer l'insuffisance lacrymale.

**100. Références** Les références sont disponibles sur demande.

**101. Contact** Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur.

**102. Version** La version actuelle du produit est la version 1.0.

**103. Date** La date de mise à jour du produit est le 1er janvier 2023.

**104. Auteur** Le produit a été développé par [Nom de l'entreprise].

**105. Révisé** Le produit a été révisé par [Nom de l'entreprise].

**106. Approuvé** Le produit a été approuvé par [Nom de l'entreprise].

**107. Validité** Le produit est valide pour une durée de [Durée].

**108. Garantie** Le produit est garanti pour une durée de [Durée].

**109. Conditions** Le produit est soumis aux conditions générales d'utilisation.

**110. Notes** Les notes sont disponibles sur demande.

**111. Annexes** Les annexes sont disponibles sur demande.

**112. Bibliographie** La bibliographie est disponible sur demande.

**113. Glossaire** Le glossaire est disponible sur demande.

**114. Index** L'index est disponible sur demande.

**115. Table des matières** La table des matières est disponible sur demande.

**116. Résumé** Le résumé est disponible sur demande.

**117. Conclusion** Le produit est un outil utile pour diagnostiquer l'insuffisance lacrymale.

**118. Références** Les références sont disponibles sur demande.

**119. Contact** Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur.

**120. Version** La version actuelle du produit est la version 1.0.

**121. Date** La date de mise à jour du produit est le 1er janvier 2023.

**122. Auteur** Le produit a été développé par [Nom de l'entreprise].

**123. Révisé** Le produit a été révisé par [Nom de l'entreprise].

**124. Approuvé** Le produit a été approuvé par [Nom de l'entreprise].

**125. Validité** Le produit est valide pour une durée de [Durée].

**126. Garantie** Le produit est garanti pour une durée de [Durée].

**127. Conditions** Le produit est soumis aux conditions générales d'utilisation.

**128. Notes** Les notes sont disponibles sur demande.

**129. Annexes** Les annexes sont disponibles sur demande.

**130. Bibliographie** La bibliographie est disponible sur demande.

**131. Glossaire** Le glossaire est disponible sur demande.

**132. Index** L'index est disponible sur demande.

**133. Table des matières** La table des matières est disponible sur demande.

**134. Résumé** Le résumé est disponible sur demande.

**135. Conclusion** Le produit est un outil utile pour diagnostiquer l'insuffisance lacrymale.

**136. Références** Les références sont disponibles sur demande.

**137. Contact** Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur.

**138. Version** La version actuelle du produit est la version 1.0.

**139. Date** La date de mise à jour du produit est le 1er janvier 2023.

**140. Auteur** Le produit a été développé par [Nom de l'entreprise].

**141. Révisé** Le produit a été révisé par [Nom de l'entreprise].

**142. Approuvé** Le produit a été approuvé par [Nom de l'entreprise].

**143. Validité** Le produit est valide pour une durée de [Durée].

**144. Garantie** Le produit est garanti pour une durée de [Durée].

**145. Conditions** Le produit est soumis aux conditions générales d'utilisation.

**146. Notes** Les notes sont disponibles sur demande.

**147. Annexes** Les annexes sont disponibles sur demande.

**148. Bibliographie** La bibliographie est disponible sur demande.

**149. Glossaire** Le glossaire est disponible sur demande.

**150. Index** L'index est disponible sur demande.

**TearFlo™ Sterile Tear Flow Test Strips – diagnostinēs  
muostelēs (Širmerio testas)**

**Naudojimo instrukcija**

**Numatoma naudojimo paskirtis** Skirtos naudoti trišarį SARS išsiskyrimui. Šimerio testas – seniausias būdas diagnozuoti sausą akių sindromą (SAS). **2. Gaminto aprašymas** Uostelių tipo „Flow“ galimas, kuris yra apvalalus, bukas, kišamas o patinote kuo dalimi, neličiant ragos. Spausdinta skalė (0–35 mm) su mastelio kas 1 mm (0,033) yra ±1 mm. Naudojimo instrukcija pateikiama atskirai ir sandariai su šiuo gaminiu. Nereikalaujama medicininių pakuočių ir laikymo sąlygų. Produktas būna sterilus. **3. Naudojimo nurodymai** Pagal kiti gydytojo nurodymus. **4. Naudojimo kontraindikacijos** Naudoti pacientams, kurių akies paviršius paraudęs, esant ragenos arba junginės uždegimui, opai ir alergijai kurtai nas. **5. Naudojatos** Gamintojas skirtas k profesionaliems naudotojams. **6. Medicinos priemonės klasė** I II klasės medicinos priemonė, patvirtinta CE ženklu, kuri yra naudojama kaip diagnostinė priemonė. **7. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **8. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **9. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **10. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **11. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **12. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **13. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **14. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **15. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **16. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **17. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **18. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **19. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **20. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **21. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **22. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **23. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **24. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **25. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **26. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **27. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **28. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **29. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **30. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **31. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **32. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **33. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **34. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **35. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **36. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **37. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **38. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **39. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **40. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **41. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **42. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **43. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **44. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **45. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **46. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **47. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **48. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **49. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **50. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **51. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **52. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **53. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **54. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **55. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **56. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **57. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **58. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **59. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **60. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **61. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **62. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **63. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **64. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **65. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **66. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **67. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **68. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **69. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **70. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **71. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **72. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **73. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **74. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **75. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **76. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **77. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **78. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **79. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **80. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **81. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **82. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **83. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **84. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **85. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **86. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **87. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **88. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **89. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **90. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **91. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **92. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **93. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **94. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **95. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **96. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **97. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **98. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **99. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **100. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **101. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **102. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **103. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **104. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **105. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **106. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **107. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **108. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **109. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **110. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **111. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **112. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **113. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **114. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **115. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **116. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **117. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **118. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **119. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **120. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **121. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **122. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **123. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **124. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **125. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **126. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **127. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **128. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **129. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **130. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **131. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **132. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **133. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **134. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **135. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **136. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **137. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **138. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **139. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **140. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **141. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **142. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **143. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **144. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **145. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **146. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **147. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **148. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **149. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **150. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **151. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **152. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **153. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **154. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **155. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **156. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **157. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **158. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **159. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **160. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **161. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **162. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **163. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **164. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **165. Naudojimo laikas** Naudoti vieną kartą. **166. Naudojimo**

**TearFlo™ Sterile Tear Flow Test Strips – test strips (Schirmers test)**

[illegible]

**TearFlo™ Sterile Tear Flow Test Strips – tiras diagnósticas (Prueba de Schirmer)**

**Instrucciones de uso**

**1. Uso previsto** Destinado para el uso durante el análisis de producción de lágrimas. La prueba de Schirmer es el método más antiguo de diagnóstico del síndrome del ojo seco (SOS). **2. Descripción de producto** La tira TearProfil™ tiene un extremo redondo, desfilado que debe ser colocado por debajo de la parte inferior del párpado sin tocar la córnea. Es herméticamente impermeable, con graduación de 10 mm (0,03). La longitud es de 11mm. Cada tira está sellada por ambos extremos. La tira está cerrada herméticamente en un empaque blindado sin revestir y en una cámara para conseguir la esterilidad de producto. **3. Indicaciones para usar** Úselo de conformidad con las instrucciones del médico oftalmólogo. **4. Contraindicaciones para usar** No emplear en pacientes con conjuntivitis de la superficie del ojo, inflamación, úlcera de córnea o de daños en caso de hipersensibilidad de cualquiera de los componentes del producto. **5. Advertencias** No utilizar el producto si el empaque no es profesional. **6. Clase de producto** Médico Es producto médico de la categoría II, sellado con la marca CE, tiene declaración de conformidad con la UE. **7. Uso** Antes de realizar la prueba no se debe poner localmente ninguna medicina ni realizar manipulaciones algunas en el ojo. La manipulación de la habitación debe estar ocurrida. Colocar el producto en la silla para análisis, con la cabeza apoyada en la cabecera. Tener cuidado de no tocar el extremo redondeado de la tira a la hora de abrir el empaque. Después de haber colocado la tira, introducir el extremo del extremo por debajo de la parte superior del párpado del ojo (unos 10mm). Después del borde del hueso temporal o esquina interna del ojo (y), luego, guardar un poco la tira hacia abajo. Esperar 5 minutos, eliminar la tira doblando el largo del área hacia adentro. Contar el tiempo de la prueba doblando. **Interpretación de resultados:** >15mm = resultado correcto, 10-15 mm = significa incierta y 5 – 10mm indica falta de componente acuoso de lágrimas. **8. Sin Síndrome del ojo seco asociado. 8. Reciclaje** Tienen instrucciones de reciclaje. **9. Información adicional** El producto no sirve para análisis de lágrimas. El producto no sirve para análisis de lágrimas.

HR  
TearFlo™ Sterile Tear Flow Test Strips - dijagnostičke trake  
(Schirmerov test)  
Upote za uporabu

**Namjena proizvoda** Namijenjen za korištenje tijekom postupka ispiranja zlučivanja suva. Schirmov test najstarija je metoda za dijagnosticiranje sindroma suho oka (SSO). **2. Opis proizvoda** Proizvod se koristi u obliku sprema. Sprej se koristi na način da se "Fierlo"™ traka ima zabožljeni, tup kraj koji treba staviti ispod donjeg kapka bez dodirivanja rožnice. Tiskana skala (0-35 mm), koja se mjeri svakih 1 mm ( $\pm 0,03$ ), ima točnost od  $\pm 1$  mm. Ova traka je pojedinačno pakirana u nepropusnoj medicinskoj ambalazi i zamalambazirana kako bi se izbjegla sterilnost. **3. Indikacije za uporabu** Kao je propisao oftalmolog. **4. Kontraindikacije za uporabu** Ne koristiti u bolesnika s oštećenjem površine oka, upalom, ulceracijom rožnice ili konjunktive, te kod pacijenata preosjetljivih na neki od sastojaka proizvoda. **5. Korisnik** Proizvod je namijenjen samo profesionalnim korisnicima. **6. Klasifikacija medicinskog proizvoda** Medicinski proizvod klase IIm, oznakom CE kao i EU deklaraciju o sukladnosti. **7. Aplikacija** Prije obavljajući ispiranje potrebno je očistiti područje oko oka primjenom klorheksidina. Nakon toga nanesite namočenu traku oko. Osjetljivo je na pritisak. Pri ispiranju treba priušiti. Pacijenta smjestite u stolicu za pregled, glavu glavneke bude naslonjene na naslon za glavu. Pazite da prilikom otvaranja pakiranja ne dodirnete nazoban kapak. Kad pacijent pogleda prema gore, pažljivo umetnite zabožljeni kraj ispod donjeg kapka (oko 10 mm od temporalnog ruba ili kutu oka), a zatim pažljivo savijte traku prema dolje. Pričekajte 5 minuta, uklonite traku i zapisite datum navlaženog područja s presavješnog dijela. **8. Čuvanje** Čuvati na suhom, hladnom, tamnom mjestu. Komponente nisu opasni materijali, a  $\geq 10$  mm je povišen deficit vodene komponente. **9. Sigurnost** <5 mm napredni sindrom suho oka SSO. 8. Komponente bez rizika zbog mogućnosti onečišćenja, odoljeti, isključivo s medicinskim otpadom. Proizvod se ne može reciklirati.

**LV**  
**TearFlo™ Sterile Tear Flow Test Strips – diagnostikas sloksnes**  
 (Širmēra tests)

[illegible]

DE  
TearFlo™ Sterile Tear Flow Test Strips – Diagnosestreifen (Schirmer-Test)  
Gebrauchsanweisung

1. **Bestimmungsgemäßer Gebrauch** Vorgehen zur Ausführung der Transkriptionskriterien: Der Schmir-Tape gehört zu den ältesten bewährten Diagnosemethoden beim trockenen Auge. 2. **Produktbeschreibung** Der Streifen (Reifen) besteht aus 2.000 Mikrogramm, stumpfes Ende, das um 1 mm über das andere Ende hinausragt, einseitig ist ein Ende des Hornhaut zu berühren. Die auf dem Streifen aufgedruckte Skala (0-3 mm) mit 1-mm-Teilung (+0,03 weist eine Genauigkeit von 11 mm). Jeder einzelne Streifen ist in einer dicht versiegelten und unbeschädigten Metallverpackung und in Folge verpackt, um die Produktsterilität zu gewährleisten. 3. **Indikationen für die Anwendung** Laut Verschreibung des Augenarztes. 4. **Kontraindikationen für die Anwendung** Bei Patienten mit Augenschäden und -entzündungen, Hornhaut- oder Bindehautläsionen, Hornhaut- oder Bindehautentzündungen, Hornhaut- oder Bindehautentzündungen. **Zielgruppe der Anwender** Das Produkt ist ausschließlich für medizinisches Personal bestimmt. 6. **Klasse des Medizinprodukts** Das medizinische Produkt der Klasse II mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet, eine EG Konformitätserklärung liegt vor. 7. **Anwendung** Vor der Testdurchführung keine Medikamente auf Auge tropfen oder am Auge manipulieren. Das Licht im Untersuchungsraum darf nicht zu intensiv sein. Der Patient soll sich auf einen geeigneten Stuhl mit einer Kopfstütze setzen. Bei Entfernung des Streifens vorsichtig die Augen schließen, das abgegebene Ende nicht berühren. Der Patient soll die Augen schließen, das abgegebene Ende nicht berühren. Das Streifen ist in den Bindehautsack einhängen (in Entfernung von 10mm von der Schläfe oder Augengecke), anschließend den Streifen leicht nach unten biegen. 5 Minuten abwarten, den Streifen herausheben und die Länge des mit Tränen durchdrungenen Abschnittes von der Biegelinie messen. Auslegung der Befunde: >15mm - ein richtiger Ergebnis, 10-15mm - deutet auf ein beginnendes und bei >10mm auf ein leichtes Defizit der Transkription. Ein 5mm fortgeschrittenes Defizit. 8. **Entsorgung** Nach der Untersuchung Aufgrund möglicher eventueller Kontamination nur zusammen mit medizinischen Abfällen entsorgen. Das Produkt ist nicht recycelbar.

ET  
TearFlo™ Sterile Tear Flow Test Strips – testribad (Schirmer  
test)

[illegible]

**HU**  
TearFlo™ Sterile Tear Flow Test Strips – diagnosztikai csíkok  
(Schirmer teszt)  
Használati útmutató

[illegible]

**NL**  
**TearFlo™ Sterile Tear Flow Test Strips – test strips (Schirmertest)**  
**Gebruiksaanwijzing**

**3. Beoogd gebruik.** Ontworpen voor gebruik bij heel testen van transfectie. De Schermtest is de oudste methode om het droge ogen syndroom (DES) te diagnosticeren. **2. Productschets** The TearFlo™ strip heeft een afgerond, stomp uiteinde dat onder de onderste ooglid moet worden aangebracht zonder het hoornvlies aan te raken. De gedrukte schakel (0-35 mm), gegradeerd in stappen van 1 mm ( $\pm 0,03$ ), is nauwkeuriger tot  $\pm 1$  mm. Elke strip is afzonderlijk verpakt en verzegeld in niet-geotete medische verpakking en folie om de steriliteit te garanderen. **3. Indicaties voor gebruik** Zoals aanbevolen door uw oogarts. **4. Contra-indicaties voor gebruik** Het gebruik van TearFlo™ is niet aanbevolen bij patiënten met een van het hoorn- of bindvlies en bij overgevoeligheid voor één van de bestanddelen van het product. **5. Gebruiker** Het product is uitsluitend bestemd voor professionele gebruikers. **6. Klasse van medische hulpmiddel** Medisch hulpmiddel van klasse II, CE-merknaam, een EU-conformiteitsverklaring. **7. Gebruik** Vóór het onderzoek moet de toefenis geneesmiddelen worden aangebracht of manipulaties op het oog worden uitgevoerd. De verlichting in de onderzoeksruimte moet gedimd zijn. Plaats de patiënt in de onderzoeksstoel met het hoofd rustend tegen de hoofdstoep. Zorg ervoor dat u het uferonderzoek uitvoert met een steriele handen. **8. Toetsprocedure** Wanneer de patiënt omhoog kijkt, brengt u het afgeronde uiteinde voorzichtig onder het onderste deel van het ooglid (ongeveer 10 mm van de temporale rand of de ooghoek) en buigt u het strip vervolgende langs beneden. Wacht 5 minuten, verwijder de strip en noteer de lengte van de bevochtigde zone, gerekend vanaf het gewone ooggedeelte. Interpretatie van de resultaten:  $\geq 15$  mm - normaal,  $10-15$  mm - wist op beginnend en  $5-10$  mm op ernstig tekort van de waterige transparanct,  $< 5$  mm - gevorderd DES. **8. Afvoer** Vanwege de mogelijkheid van besmetting mag het product uitsluitend worden afgevoerd als medisch afval.

