

Medtronic

Prevail™

- Pacitaxel-coated PTCA Balloon Catheter
- Покрит с паклитаксел PTCA балонен катетър
- Balónový katér pro PTCA potažený pacitaxelem
- Pacitaxel-belagt PTCA-ballonkatheter
- Pacitaxel-beschichteter PTCA-Ballonkatheter
- καθετήρας μπαλονιού PTCA (διαδερμικός διαλυτικής στεφανιαίας αγγειοπλαστικής) επικαλυμμένος με πακλιταξέλη
- Catéter de balón revestido con pacitaxel para ACP
- Paklitaxelbelagte PTCA ballonkatheter
- Paklitaxellilla pinnoitettu PTCA-pallokatetri
- Cathéter d'ACP à ballonnet à revêtement de pacitaxel
- PTCA balonski kateter premazan paklitakselom
- Pacitaxel-bevonatú PTCA ballonkathéter
- Kateter Balon PTCA Berlapis Paklitaksel
- Catetere a palloncino per PTCA rivestito con pacitaxel
- 파클리탁셀 코팅 PTCA 풍선 카테터
- Paklitaxeliu dengtas PTCA balioninis kateteris
- PTCA balonkateis ar paklitaksela pakiėjumu
- Pacitaxel-gecoate PTCA-ballonkatheter
- Pacitaxel-belagt PTCA-ballongkateter
- Cewnik balonowy do PTCA powlekany paklitakselem
- Cateter de balão com revestimento de pacitaxel para PTCA
- Cateter cu balon pentru ACP (angioplastie coronariană transluminală percutanată) cu strat de pacitaxel
- Балонный катетер для ЧТНА с покрытием паклитаксел
- Balónkový katéter na PTCA s povrchovou vrstvou obsahujícíou pacitaxel
- Balonski kateter PTCA, prevlečen z zdravilom paklitaksel
- Balonski kateter za PTCA obložen paklitakselom
- Paklitaxelbelagd PTCA-ballongkateter
- Paklitaksel kapli PTCA Balon Kateteri
- Балонний катетер для ЧТНА з лікарським покриттям паклітаксел
- Ống thông bóng PTCA có phủ thuốc Pacitaxel
- 有紫杉醇涂层的PTCA球囊导管

Instructions for Use • Инструкции за употреба • Návod k použití • Brugsanvisning • Gebrauchsanweisung • Οδηγες χρήσης • Instrucciones de uso • Kasutusjuhend • Käyttöohjeet • Mode d'emploi • Upute za upotrebu • Használati útmutató • Pênjuk Penggunaan • Istruzioni per l'uso • 사용 지침 • Naudojimo instrukcijos • Liešanas pamācība • Gebruiksaanwijzing • Instrukcja użytkowania • Instruções de utilização • Instrucțiuni de utilizare • Инструкција по примененио • Pokyny na používání • Navodila za uporabo • Uputstvo za upotrebu • Bruksanvisning • Kullannm Taimmatlan • Інструкція з експлуатації • Hướng dẫn sử dụng • 使用说明书

AUS



Not for use in Australia. Consult Australian instructions for use at this website.
Not for use in Brazil. Consult Brazilian instructions for use at this website.
Não se destina ao uso no Brasil. Consulte as instruções brasileiras de utilização neste site.

BRA

CE

2797

Medtronic, Medtronic s logem se vstávající postavou a logo Medtronic jsou ochrannými známkami společnosti Medtronic. Značky třetích stran („TM“) jsou ochrannými známkami příslušných vlastníků. Následující seznam obsahuje ochranné známkové nebo registrované ochranné známky obchodní jednotky společnosti Medtronic v USA a/nebo v jiných zemích.

Το Medtronic, το λογότυπο της Medtronic με τον ενσωματωμένο άνθρωπο και το λογότυπο Medtronic είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα υπό κατοχή της Medtronic plc. Η νομική Πολιτική είναι η ίδια σε όλες τις χώρες.

Medtronic, Medtronic ja nouvea mies -logo ja Medtronic-yhtiön tavaramerkki (TM[®]) ovat niiden omistajien omistuksessa. Seuraavassa luettelossa ovat jonkin Medtronic-yhtiön tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki. Yhdyksellämme ja/tai muissa maissa.

A Medtronic szó, a felemelkedő embert ábrázoló logóval kiegészített Medtronic szó és a Medtronic logo a Medtronic vállalat védjegyei ("TM"), az adott tulajdonosok védjegyei. A következő felsorolás a Medtronic védjegyeit vagy bejegyzett védjegyeit tartalmazza az Amerikai Egyesült Államok és vagy más országokra vonatkozóan.

Medronic은 Medronic의 상표입니다. 다른 제품들은 미국 및/또는 기타 국가에서 사용되는 Medronic 사atch의 상표 또는 상표입니다.

Medtronic, Medtronic-logoen med mannen som reiser seg opp, og Medtronic-logoen er varemerker for Medtronic. Tredjeparters varemerker ("TM") tilhører de respektive eiere. Den følgende listen inneholder varemerker for en Medtronic-enhet i USA og eller andre land.

Medtronic, sigla Medtronic cu omul care se ridică și sigla Medtronic sunt mărci comerciale ale Medtronic. Mărcile comerciale terțe ("TM") aparțin deținătorilor lor respectivi. Lista următoare include mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale unei entități Medtronic în Statele Unite și/sau în alte țări.

Medtronic, logotip družbe Medtronic osebo, kvisstavka, ter logotip Medtronic so blagovne znamke družbe Medtronic, ki so last njihovih lastnikov. Na spodnjem seznamu so navedene blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe Medtronic, ki so last njihovih lastnikov ("TM")

Medtronic, aşağıdaki listede, bir Medtronic şirketinin Amerika Birleşik Devletleri ve veya diğer ülkelerdeki ticari faaliyetlerini temsil eden bir "TMM" ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. Üçüncü taraf ticari markaları, Medtronic logosu ve Medtronic şirketinin ticari markalarıdır.

Medtronic, 带有正在起搏人的徽标。Medtronic 和 Medtronic 徽标都是 Medtronic 的商标。第三方商标 ("TM") 是各自所有者的商标。以下列表包含 Medtronic 实体在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。

Explanation of symbols on product labeling • Обяснение на символите от етикетите на продукта •
Ysvětlění symbolů uvedených na štítcích výrobků • Forklaring til symbolerne på produktets mærkater •
Erläuterung der Symbole auf der Produktverpackung • Επεξηγήση των συμβόλων στη συσκευασία του προϊόντος • Explicación de los símbolos que aparecen en la documentación del producto • Toote siltidel olevate sümbole tähendus • Tuote-etiketin symbolien selitykset • Explication des symboles des étiquettes sur le produit • Objaśnienie symboli na oznakach na produkcie • A termék címkéin látható szimbólumok jelentése • Penjelasan simbol pada pelabelan produk • Spiegazione dei simboli presenti sulle etichette del prodotto • 제품 라벨의 기호 설명 • Gaminio etikėčių simbolių reikšmės • Uz izstrādājuma etiķetes atātooto simbolu skaidrojums • Verklaring van de symbolen op de productlabels • Forklaring av symboler på produktmerkinger • Objaśnienie symboli znajdujących się na etykietach produktów • Explicação dos símbolos na documentação do produto • Legenda simbolurilor cuprinsă în etichetele produsului • Обяснение символов на этикетках продукта • Vysvětlení symbolů k označování produktu • Bazilaga simbolov na oznakah na izdelku • Objaśnienie symboli za znakowanie produktów • Forklaring av symboler på produktetiketter • Údín eilket ve bølgebrindekl symbolberin eilket • Пояснение на символите на маркуванни výrobky • Glätt fñich vè c'ac k'y hièu trèn m'ân san ph'âm • 解釋包裝標誌上的符号



Conformité Européenne (European Conformity). This symbol means that the device fully complies with applicable European Union acts. • Conformité Européenne (Europäische Übereinstimmung). Този символ означава, че устройството съответства напълно на приложимото законодателство на Европейския съюз. • Conformité Européenne (Evropská shoda). Tento symbol znamená, že výrobek zcela splňuje požadavky příslušných zákonů Evropské unie. • Conformité Européenne (Europaisk Standard). Dette symbol betyder, at enheden fuldt ud overholder gældende EU-lovgivning. • Conformité Européenne (Europäische Konformität). Dieses Symbol besagt, dass das Produkt allen anwendbaren Vorschriften der Europäischen Union entspricht. • Conformité Européenne (Európai Követelmény). Ez a szimbólum azt jelenti, hogy az eszköz teljes mértékben megfelel az Európai Unió vonatkozó jogszabályainak. • Conformité Européenne (European Conformity). Keesvulcan uniek Uni Europa. Simbol ini berarti bahwa perangkat sepenuhnya mematuhi undang-undang yang berlaku di Uni Eropa. • Conformité Européenne (Conformità europea). Questo simbolo indica che il dispositivo è pienamente conforme alle direttive europee in vigore. • Conformité Européenne (유럽 적합성). 이 기호는 본 장치가 해당 유럽 연합 법률을 완벽하게 준수함을 의미합니다. • Conformité Européenne (Europos atitiktis). Šis simbolis reiškia, kad prietaisas visiškai atitinka taikytinus Europos Sąjungos aktus. • Conformité Européenne (atbilstība Eiropas Savienības prasībām). Šis simbols norāda, ka ierīce pilnībā atbilst piemērojamo Eiropas Savienības tiesību aktu prasībām. • Conformité Européenne (Europese Conformiteit). Dit symbool betekent dat het product volledig voldoet aan de geldende Europese wetgeving. • Conformité Européenne (samsvar med europeisk standard). Dette symbolet betyr at enheten er fullstendig i samsvar med gjeldende EU-rettsakter. • Conformité Européenne (Zgodność z normami Unii Europejskiej). Ten symbol oznacza, że urządzenie spełnia wszystkie wymagania wynikające z właściwych aktów prawnych Unii Europejskiej. • Conformité Européenne (Conformidade Europeia). Este símbolo significa que o dispositivo está em total conformidade com as leis da União Europeia aplicáveis. • Conformité Européenne (Conformitate europeană). Acest simbol înseamnă conformitatea deplină a dispozitivului cu legislația aplicabilă a Uniunii Europene. • Conformité Européenne (Европейское соответствие). Этот символ означает, что устройство полностью соответствует требованиям применимых Директив Европейского Союза. • Conformité Européenne (Zhoda s požiadavkami EU). Tento symbol znamená, že zariadenie je v úplnom súlade s platnými právnymi predpismi Európskej únie. • Conformité Européenne (evropska skladnost). Ta simbol pomeni, da je pripomoček v celoti skladen z veljavnimi zakoni Evropske unije. • Conformité Européenne (uskладненост за європейським стандартом). Цей символ означає, що пристрій повністю відповідає вимогам застосованих директив Європейського Союзу. • Conformité Européenne (Cộng đồng Châu Âu). Ký hiệu này có nghĩa là thiết bị tuân thủ đầy đủ các đạo luật được áp dụng của Liên minh Châu Âu. • Conformité Européenne (歐洲合規). CE 标志：该符号表示器械完全符合适用的欧盟法规。

IP

BALLOON

BALLOON



GC/MID

NP

RBP

Inflation pressure • Налганане при разпъване • Pñicf t'ak • Inflati'ons'ryk • Aufdehndruck • P'ic'oz ð'ou'xho't's • Fato'fesi nyom'as • Tekanan pemampaan • Pressione di gonfiage • Tlak naphuvania • Pripidymo slėgis • Uzplidšanas spiediens • Vuldruk • Oppblåsingstrykk • Císnienie papięniania • Pressão de insuflação • Presiune de umflare • Давление заполнения • Infla'cy t'ak • Tlak polnien'ia • Pritsak naduvanja • Uppblåsingstryck • S'ij're basinci • Tisk rozduv'ania • Ap l'us born • 张压力

Balloon length • Дължина на балона • Deika bal'ónku • Ballonl'angde • Länge des Ballons • M'jko's j'm'xho'vu • Longitud del balón • Balloon pikkus • Pailon pituus • Longueur du ballonnet • Duljina balona • A ballon hossza • Panjang balon • Lunghezza del palloncino • 풍선 길이 • Balonáo l'gis • Balona garums • Ballonlänge • Ballonglengde • Długość balonu • Comprimento do balão • Lungime balon • Длина балона • Dłzka bal'ónka • Dolzina balona • Dužina balona • Ballongens längd • Balon uziln'gu • Довжина балона • Chiều dài bóng • 球囊長度

Balloon diameter • Диаметър на балона • P'ríměr bal'ónku • Ballondiameter • Balloncircumesser • D'is'et'p'oz j'm'xho'vu • Diametre del balón • Balloon l'abim'ót • P'ailon l'ap'm'ita • Diametre du ballonnet • P'omjer balona • Balon atmerioje • Diameter balloon • Diametro del palloncino • 풍선 직경 • Ballonáo s'iermus • Balona diamet'rs • Balondiameter • Balongdiameter • Srednica balonu • Diametro do balão • Diameter balon • Diametr bal'óna • P'rimer bal'ónika • Premier balona • P'rěchnik balona • Ballongens diameter • Balon çapı • Д'ям'єтр балона • Đường kính bóng • 球囊直径

Open here • Отворете тук • Zde otev'rete • Abnes her • Hier öff'nen • Avol'ets s'čo • Ab'rir aquí • Avaga s'ilt • Avaga l'asta • Otv'ir'it ci • Otv'le otvor'ite • Itt nyíl'ik • Buka di sini • Ap'rire qui • De'och'it'ici • Otv'or'zaj'it' s'as' • Tu'obor'it • Otv'or'it' t'ukaj • Ov'le otv'orit' • Op'na h'ir • Buradan açın • Відкрива'и тут • Mở t'ay • 由此处打开

Guide catheter/minimum inner diameter • Водєц катєтєр/минимален вътрєшен диамєтєр • Vodic kat'et / minimální vn'itní průměr • Guidekater/mindste indvendige diameter • F'ührungs'katheter/Mindest-Innendurchmesser • O'bny'os k'at'et'p'oz s'ad'zho't'ny sou'et'p'k' d'is'et'p'oz • Diametro interno m'nimo del cat'et'er guía • Juhet'kate'er / minimaalne siseläp'm'ita • O'jalnikat'et'in p'leini sisäläp'm'ita • Cath'et'er-guide Diameter interne minimum • Vodic kat'et' / minimální unut'rní průměr • Vezet'ókate'er / legkisebb bel'ső at'm'ér • Diametro kat'et'er p'emad'u'bagian dalam minimum • Cat'etere g'uidadiametro interno m'nimo • 가'이드 카'테'터/최소 내경 • Kreipiamasis katet'ris / mažiausias vidinis skersmuo • V'ad'nikat'et'is/minimális i'ak'sėjais diamet'rs • Geleidekatheter/minimale binnediameter • Minste innvendige diameter på led'ekate'er • Cevnik prowadzacy/minimalna srednica wew'net'rza • Cat'et'er-guia/diametro interno m'nimo • Cat'et'er de ghidare/diametru interior m'nim • Проводниковый катетер/минимальный внут'ренний диаметр • Vodič kat'et' / minimální vn'ut'rní průměr • Vodiclini kat'et'er najmanji not'rnji premer • Vodic kat'et' / minimální un'ut'ra'snji p'rěchnik • S'uy'kat'et'er/minista innediameter • Klatuz kat'et'er/minimum l'ę'çap • П'роводниковый катетер/минимальный внутренний диаметр • Ong th'ong d'ân h'uong d'uong k'ini trong l'ót' th'ieu • 引导管/最小径

Nominal pressure • Номинално нап'ягане • Nomínální tlak • Nominelt tryk • Nennndruck • Ово'ю'от'k'ny t'ic'oz • Pres'ion nominal • N'im'róhk • Nimelinen paine • Pression nominale • Naveden tlak pucanja • N'evlėges nyom'as • Tekanan letusan terukur • Pressione nominale di scoppio • 최고 파'울 압'력 • Numatytasis plyšimo slėgis • Nominais paraus'anas sp'iediens • Vastg'estelde barst'ruk • Nominelt sp'rengtrykk • Znamionowe ciśnienie roz'erwania • Pressão de ruptura nominal • Presiune nominală de rupere • Расчєтное давление разрыва • Menov'ity t'ak praskn'ut'ia • Oc'єnjeni r'azp'o'čni tlak • Pročєnjeni prit'sak pucanja • Nominelt b'ristingstryck • Anna pallama basinci • Розр'ядковий тиск розриву • Ap su'at v'ớ bóng • 额定爆裂压力

Rated burst pressure • Номинално нап'ягане на с'укьване • Stanovený tlak praskn'ut' • Nominelt sp'rengingstryck • Maximaler Nennndruck • M'єyot'ny t'ic'oz p'r'ic'z • Pres'ion de ruptura • N'iml'ohk'm'is'róhk • Nimelinen puhkeispaine • Pression théorique de rupture • Naveden tlak pucanja • N'evlėges repėdėsi nyom'as • Tekanan letusan terukur • Pressione nominale di scoppio • 최고 파'울 압'력 • Numatytasis plyšimo slėgis • Nominais paraus'anas sp'iediens • Vastg'estelde barst'ruk • Nominelt sp'rengtrykk • Znamionowe ciśnienie roz'erwania • Pressão de ruptura nominal • Presiune nominală de rupere • Расчєтное давление разрыва • Menov'ity t'ak praskn'ut'ia • Oc'єnjeni r'azp'o'čni tlak • Pročєnjeni prit'sak pucanja • Nominelt b'ristingstryck • Anna pallama basinci • Розр'ядковий тиск розриву • Ap su'at v'ớ bóng • 额定爆裂压力



Do not exceed rated burst pressure • Не превышать номинального давления на срыве • Neprekračujte stanovený tlak prasknutí • Det nominelle sprængningsstyrk må ikke overskrides • Maximalen Nemdruck nicht überschreiten • Mny utspödné styrky jé vyšší než stanovená • No superar la presión de rotura • Mitte übertreten nomineller Druck • Alia ylitä nimenllistä puhkeamispainetta • Ne pas excéder la pression théorique de rupture • Tlak ujednolite nímelišti teknan letusan terukur • Ne lépte túl a névleges repéshő nyomást • Jangan melebihi tekanan letusan terukur • Non superare la pressione nominale di scoppio • 비고 파열 압력 초과 금지 • Nevirskytite nominalaus plyšimo slėgio • Nepasiegti nominalo pūrausanas spiedien • Vastgeestelde barstdruk niet overschrijden • Nominell sprengtrykk må ikke overstiges • Nie należy przekraczać znamionowego ciśnienia rozrywania • Não exceda a pressão de rotura nominal • Nu depășiți presiunea nominală de rupe • He preschreut beschrone taalenwae pasruwe • Neprekračujte menovitý tlak prasknutia • Ne prekročite označeného rozpočného tlaku • Nepokřepte přemášíti procleneni přitisk pucanja • Overskrid ej nominellit bristningsstryck • Alma patama basirnin aşmāyın • He neperashyay prezhimovoye zheneniya tloky poslepye • Không vượt quá áp suất vỡ bóng • Không vượt quá định mức nổ • Maximāli pūmēr Maximum guidewire diameter • Maksimālais diamētrs pa vāden • Maximāli pūmēr vodícího drátu • Maksimal guidewirediameter • Maximaler Durchmesser des Führungsdraths • Μέγιστη οδηγούρας σύρτης ούπυτος • Diamètre maxime de la guía • Maksimaalne juhtraadi läbimõõt • Ohjainvaajerin enimmäisläpimitta • Diamètre maximum du guide • Najveći promjer žice vodilice • A vezetékírt legnagyobbat átmérője • Kavatt pemandu maksimum • Diametro massimo del filo guida • 가이드 와이어 최대 직경 • Didžiausias kreipiamosios vielos skersmuo • Maksimalias vadintiesigias diametrs • Maximale diameter voerdraad • Største diameter på ledwaler • Maksymalna średnica prowadnika • Diametro máximo do fio-guia • Diametru maxim fir de ghidare • Максимальный диаметр проволоки • Maximalný priemer vodiaceho drátu • Največji premer vodilne žice • Maksimalni prečnik vodič žice • Ledarens maximala diameter • Maksimum klauzuz fel csap • Максимальный диаметр проводника • Đường kính dây dẫn lớn nhất • 配大導線直径

Do not use if package is damaged • Не использовать, ако опаковката е повредена • Nepoužívať, je-li obal poškodený • Má ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget • Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist • Mny tvô pchytiovoiteitc stôv h ôvovevovota êtô utvovotc • Kujita • No utilizar si el envase está dañado • Arge kasutaje, kui pakend on kahjustatud • Alia käytä, jos pakkaus on vaurioitunut • Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé • Nemolite upotrebljavati ako je ambalaza oštećena • Ne használlati, ha a csomagolás sérült • Jangan gunakan jika kemasan rusak • Nel pakutēre sei l'imballaggio non è integro • 포장된 경우 사용 금지 • Nenaudokite, jei pakutėre pažeista • Naleot, ja lepakojums ir bojāts • Netgebruiken als de verpakking beschadigd is • Skali ikke brukt hvis pakningen er skadet • Nie stosować, jeśli opakowanie jest uszkodzone • Não utilizar se a embalagem estiver danificada • Nu folosiți ambalajul este deteriorat • He irochisovort, echynakovaka neprevuena • Nepoužívať, ak je obal poškodený • Ne uporabljajte, če je embalaža poškodovana • Ne koristiti ako je pakovanje oštećeno • Far ej användas om förpackningen är skadad • Anbalai hasarri lysa kulnema in • He vieno pakuotės pažeidimas • Không được sử dụng nếu bao bì đã bị hư hỏng • 如包裝破損切勿使用

Consult instructions for use • Paarlēdāitē instrukcijas za upotreba • Viz návod k použití • Se brugsanvisningen • Gebrauchsanweisung lesen • Zujbowluverteitc tyc oňnyec xpřitnýc • Consultar instrucciones de uso • Tutvuge kasutusjuhisteiga • Katso käyttöohjeet • Consulter le mode d'emploi • Pogledajte upute za upotrebu • Läsad a használati útmutatót • Konsultasikan petunjuk penggunaan • Consultare le istruzioni per l'uso • 사용 지침 참고 • Skaitykite naudojimo instrukcijas • Skatt lietošanas pamācību • Zie gebruiksaanwijzing • Se l brugsanvisningen • Naley, započnat sie z instrukcią użytkowania • Consultar as instruções de utilização • Consultati instrucțiunile de utilizare • См. инструкцию по эксплуатации • Pozrite si pokrpy na používanie • Gjeftje navodila za uporabo • Pogledajte uputstva za upotrebu • Läs bruksanvisningen • Kullannai talimatarna bakn • Диге, инструкцию а експлуатациј • Tham khảo hướng dẫn sử dụng • 参照使用説明

Do not reuse • Да не се ипотрава поотропо • Nepoužívaťe opakované • Má ikke genbruges • Nicht wiederverwenden • Mny etovoxpřioptioetc • No reutilizar • Mitte kasutada korduvallt • Alia käytä uudelleen • Ne pas réutiliser • Nemolite upotrebljavati više puta • Kizdrólag egyszer használatra • Jangan dipakai ulang • Non riutilizzare • 피시용 금기 • Al • Nenaudoti pakartotinai • Neleiot atkartoti • Niet opnieuw gebruiken • Skali ikke brukes flere ganger • Nie stosować ponownie • Não reutilizave • De unică folosință • He irochisovort pootropro • Nepoužívaťe opakované • Ze enkratno uporabo • Nije za ponovnu upotrebu • Far inte återanvändas • Veniden kullannayn • He zastrosoyavati pootropro • Không được tái sử dụng • 不可重复使用

Use-by date • Ипотравайтē ap • Datum použitelnosti • Kan anvendes til og med • Verwendbar bis • Hupovnyia • Χρησις έως • Fecha de caducidad • Köblich kuni • Vimeinen kaytopäivämäärä • Date de péremption • Rok upotrebe • Lejárati idő • Tanggal digunakan paling lambat • Utilizzare entro • 사용 기한 • Naudoti iki • Izmantot līdz • Uterste gebruksdatum • Siste forbruksdag • Termin przydatności do użycia • Utilizar até a data de • A se utiliza până la data de • Cpok ročnůst • Datum spotreby • Uporabno do • Datum • Upotrebljivo do • Utgångsdatum • Son kullanna tarhi • Термін придатності • Han sử dụng • 有效日期

Lot number • Номер на партида • Číslo šarže • Partinummer • Chargennummer • Αριθμός παρτίδας • Número de lote • Partí número • Eränúmero • Numéro de lot • Broj serije • Gyártászám • Nomor lot • Número d'lotto • 로트 번호 • Partijos numeris • Partijos numurs • Partinummer • Lotnummer • Numer partii produkcyjnej • Número de lote • Număr de lot • Номер партии • Číslo šarže • Številka serije • Partiserie • Partinummer • Lot numaras • Hovep napříl • Sô lô • 产品批号

Catalog number • Каталоген номер • Katalogové číslo • Katalognummer • Katalognummer • Αριθμός καταλόγου • Número de catálogo • Katalognummer • Katalognummer • Numero di catalogo • 카탈로그 번호 • Katalog numeris • Kataloga numars • Catalogusnummer • Atkeliu numeris • Numer katalogowy • Numero de catálogo • Număr de catalog • Hovep no kataroroti • Katalogové číslo • Kataloška številka • Kataloški broj • Katalognummer • Katalog numaras • Hovep y katarozoi • Sô danh mục • 产品目录号 • Manufacturer • Производител • Výrobce • Fabrikant • Hersteller • Korcasuotortcs • Fabricante • Toollja • Valmistaja • Fabricant • Producător • Gyártó • Producent • Fabricante • 제조업체 • Gamitojos • Razčalaj • Fabrikant • Producent • Producent • Fabricante • Producător • Изготовител • Výrobca • Izdelovalec • Producător • Tilverikare • Üretici • Вирочник • Nha sản xuất • 製造商

Sterilized using ethylene oxide • Стерилизовано с этиленов оксид • Sterilizováno ethylenoxidem • Steriliseret med ethylenoxid • Mit Ethylenoxid sterilisiert • Atoortepouwéto jic oebuvexovédo • Esterilizado mediante óxido de etileno • Steriliseertut ethylenoksidge • Steriloitu etyleeniksillä • Sterilisé à l'oxyde d'éthylène • Sterilizano etilen-oksidge • Etilen-oksiddal sterilizáva • Dsterilkan menggunakan etilena oksida • Sterilizato a ossido di etilene • 신장 에틸렌을 사용하여 멸균함 • Sterilizuota etileno oksidit • Sterilizats izmantot etilenoksidu • Gesteriliseerd met ethylenoxide • Steriliseret med ethylenoxid • Sterilizovany etlenoksydom • Sterilizzato utilizzando óxido de etileno • ethylenoxid • Sterilizano z etileno • Стерилизовано этиленоксидом • Sterilizované pomocou ethylenoxidu • Sterilizovani • Etlen oksit ile sterilize edilmiştir • Стерилизовано aa Steriliserad med ethylenoxid • Ellen oksit ile sterilize edilmiştir • Стерилизовано aa

Анонатор етиленоксид • Бүгө күн түгү бәг етилене оксиде • 经环氧乙烷消毒 • Authorized representative in the European Community • Уыһ-номочуер педатрактрет в Еспонейккара ообщуот • Autorizovaný zástupce pro Evropské společenství • Autoriseret repræsentant i EF • Autoriseret Repräsentant in der Europäischen Gemeinschaft • Egvotortmjuvcs ovvupotortcs otvny Eupvutortkí Kovortmty • Représentante autorizad en la Comunidad Europea • Volitatut esindaja Euroopa Ühenduses • Valitutetu edustaja Euroopan yhteisön alueella • Représentant autorisé dans la Communauté Européenne • Oviášeti predstavník v Eurpskej zajednici • Hivatalos képvisel az Európai Közösségben • Pervaklian Resm di Negara-Negara Eropa • Rappresentante autorizzato nella Comunità europea • ஏழ்ல் கூடுதலை (EO) ன் கூனக் டைரிஜ்ல் • Igalloisat astovats Euroops Banditje • Pilyvavotais pāstāvis Eiropas Kopienā • Geautoriseret vertagingsvoordiger in de Europese Gemeenschap • Autoriseret repræsentant i Det europæiske fællesskab • Autorizovaný zprdstavciel v Uni Europaskj • Représentante autorizado na Comunità Europea • Representant autorizat în Comunitatea Europeană • Уыһ-номочеченн педатрактрет в Европейскон сооцетресте • Autorizovaný zástupce pro Evropské společenstvo • Pooblaščen predstavník v Evropski skupnosti • Ovlaščen predstavník v Eurpskej zajednici • Autoriserad representant inom EG • Avrupa topluluğundaki yetkili temsilci • Уыһ-номочаенный педатрактрет в Европейскому Союзу • 授权代表 • Bại diện được ủy quyền tại Cộng đồng Châu Âu • 欧盟授权代表

Manufactured in • Произведено в • Vyrobeno v • Fremstillet i • Hergestelt in • Katoxevutortke os • Fabricad en • Toortmiskoit • Valmistuspaiikka • Lieu de fabrication • Zemlja proizvodnje • A gyártás helye • Diprodukti di • Fabricato in • 제조 국기 • Pagaminimo šalis • Razošanas vieta • Vervaardigd in • Produset i • Miejsce produkcji • Fabricado em • Fabricat în • Προσφεαγενο в • Vyrobené v • Izdelano v • Proizvedeno u • Tilverkad i • Imalat yeri • Mqice vitrotvorenja • San xuat tai • 产地 • Quantity • Количество • Mnoztví • Antal • Menge • Ποοότητα • Cantidad • Kogus • Määrä • Quantité • Kolčina • Memryiseg • Kuantitas • Quantita • Kieks • Daudzums • Antal • Antall • Ilość • Quantidade • Cantitate • Holcietate • Mnoztvo • Kolčina • Kolčina • Antal • Miklar • Куньксть • Sô luvng • 数量

Date of manufacture • Дата на произвоотро • Datum výroby • Fabrikationsdato • Herstellungsdatum • Hupovnyia korcasovutcs • Fecha de fabricación • Toortmiskupaev • Valmistuspäivämäärä • Date de fabrication • Datum proizvodnje • Gyártás ideje • Tanggal produksi • Data di fabbricazione • 제조 일자 • Pagaminimo data • Razošanas datums • Productiedatum • Produktionsdato • Data produkcie • Data de fabrico • Data fabricării • Tilverkningsdatum • Uretim tarihi • Дата vitrotvorenja • Ngay san xuat • 生产日期 • Recycle • Пеукилупаве • Recycle • Genbrug • Recyclebar • Avakukvov • Reciclar • Taaskasutus • Kiertävy • Recycle • Reciklirati • Urahasznosított • Daur ulang • Reciclar • 재활용 • Parðirimas • Recycle • Reciclen • Kan resirkuleres • Recycling • Reciclar • Reciclati • Подневурт непеработке • Recyklovačné • Za reciklažo • Recikliranje • Lāmnas till återvinning • Geri Dönüşüm • Поотропа непеработка • Tai ché • 回收利用





Keep away from sunlight • Пазете от слънчева светлина • Sitrante před slunečným světlem • Ma ikke udsættes for direkte sollys • Vor Sonnenlicht schützen • Διατηρείτε μακριά από το ηλιακό φως • Mantener alejado de la luz del sol • Hoida palkseis/äläseisest eemal • Suojaa auringonvalolta • Conserver à l'abri de la lumière du soleil • Držite podalje od sunčeve svetlosti • Napřevýtvědné • Jauhkan dari sinar matahari • Non esporre alla luce solare • 日射を避けろ • Saugoti nuo saulės šviesos • Sargăt nu teșiem saules stariem • Uit de buurt van zonlicht houden • Må ikke udsættes for sollys • Chronić przed światłem słonecznym • Manter afstået da luz do sol • Nu expuneți la radiația solară • He dopuścić na padanie słonecznych лучей • Uspovajajte mimo slnečného žiarenia • Zadržite pred sončno svetlobo • Držati daleko od sunčeve svetlosti • Får inte utsättas för solljus • Güneş ışığından uzak tutun • Зберігати у місц. захищеному від прямих сонячних променів • Тааһићер хис-вој аһһиһ нәһг мәт-трә • 日照



Keep dry • Поддерживайте сухо • Utdrizzle v suchu • Skäl obbevares tørt • Trocken aufbewahren • Διατηρήστε στεγνό • Mantener seco • Hoida kuivaks • Sälviä kuivassaa • A conserver dans un endroit sec • Držite na suhom • Szárazon tartandó • Jaga agar tetap kering • Mantenerse asciutto • 건조한 상태 유지 • Lalkyti sausioje vietoje • Uzglabāt sausa vieta • Droog bewaren • Skäl holdes tørt • Chronić przed wilgocią • Manter seco • Păstrati într-un spațiu uscat • Хранить в сухом месте • Uschovalje v suchu • Hranite v suhem prostoru • Držati na suvom mestu • Föryaras tørt • Kuru yerde saklayın • Зберігати в сухому місці • Dă noi khô thoáng • 干燥



Temperature limit • Ограничение за температура • Mezní hodnoty teploty • Temperaturgrenze • Temperaturbereich • Опоб ёрроқроқот • Limitación de temperatura • Temperaturpirang • Lampotilaraja • Limite de temperatura • Organčjenje temperature • Hőmérsékleti határok • Bates suhu • Limiti di temperatura • 온도 제한 • Temperatur ribos • Temperatūras ierobežojums • Temperaturbereich • Temperaturgrenze • Zakres temperatur • Limites de temperatura • Limită de temperatură • Температурный предел • Teploṭny limit • Omejeitev temperature • Organčjenje temperature • Temperaturgräns • Szaklık limiti • Температурне обмеження • Gbi han niहत दो • 温度限制



Do not sterilize • Не стерилизуйте повторно • Neprovádějte resterilizaci • Må ikke resteriliseres • Nicht reesterilieren • Мну стерилизувати не • No reesterilizar • Må ikke steriliseres uuesti • Alastenoi uudeleen • Ne pas reesteriliser • Nemioje povto sterilizirati • Nem újrasztelizálni • Jangden distenken üüng • Non risterilizzare • 재분리 금지 • Nesterilizuokite pakartotina • Nesterilizati atkaroti • Niet opnieuw steriliseren • Skal ikke resteriliseres • Nie sterylizować ponownie • Não reesterilizar • Nu reesterilizați • He sterilizovatъ повторно • Оправане нестерилизује • Не стерилизуйте знова • Nije za ponovnu sterilizaciju • Får inte omsteriliseras • Yenden steritize etmeyin • He sterilizauati повторно • Không được khử trùng lại • 不得二次灭菌



Nonpyrogenic • Непирогенно • Npyrogeniti • Ikke-pyrogen • Pyrogenfri • Μη πυρογόνος • Аπυρογено • Mitepyrogenne • Pyrogenation • Аpyroгенe • Nezapaljivo • Nem pirogen • Bebas piogen • Аπυρογено • 비 발열성 • Nedegus • Nepirogens • Niet-pyrogen • Pyrogenfri • Produkt niepirogenny • Não pirogénico • Аπρογено • Анпирогенно • Neprürogenne • А-прогено • Nieg pirogeno • Ikke-pyrogen • Projenik Degildir • Анпрогенно • Không chứa pyrogen • 无热源



For Australia audiences only • Само за потребители в Австралия • Pouze pro uživatele z Austrálie • Gælder kun i Australien • Gilt nur für Leser in Australien • Movo για πελάτες εντός Αυστραλίας • Solo aplicable en Australia • Anuit kasutajatele Austraalias • Koskee vain Australiala • Ne s'applique qu'à l'Australie • Samo za korisnike u Australiji • Kizărălag ausztraliai felhasználóknak • Hanya untuk pengguna di Australia • Exclusivamente per il mercato australiano • 호주 내 사용자만 해당 • Tik Australijos naudotojams • Tikai lietuėjim Australiją • Alleen van toepassing voor Australië • Gelder bare i Australia • Dotyczy tylko Australii • Tylko odbiorców w Australii • Apenas aplicável à Austrália • Numai pentru clienții din Australia • Только для потребителей в Австралии • Len pre používateľov v Austrálii • Samo za uporabnike v Australiji • Samo za korisnike u Australiji • Gäller endast i Australien • Yalnızca Avustralyalıdaki kullanıcılar için • Лише для користувачів в Австралії • Chi dành cho khán giả Úc • 仅供澳大利亚用户使用



For Brazil audiences only • Само за потребители в Бразилия • Pouze pro uživatele z Brazílie • Gælder kun i Brasilien • Gilt nur für Leser in Brasilien • Movo για πελάτες εντός Βραζιλίας • Solo aplicable en Brasil • Anuit kasutajatele Brasilias • Koskee vain Brasiliaa • Ne s'applique qu'au Brésil • Samo za korisnike u Brazilu • Kizărălag braziliai felhasználóknak • Hanya untuk pengguna di Brasil • Exclusivamente per il mercato brasiliano • 브라질 내 사용자만 해당 • Tik Brazilijos naudotojams • Tikai lietotājiem Brazīlijā • Alleen van toepassing voor Brazilië • Gelder bare i Brasil • Dotyczy tylko odbiorców w Brazylii • Apenas aplicável ao Brasil • Numai pentru clienții din Brazilia • Только для потребителей в Бразилии • Len pre používateľov v Brazílii • Samo za uporabnike v Brazíliji • Samo za korisnike u Brazilu • Gäller endast i Brasilien • Yalnızca Brezilyalıdaki kullanıcılar için • Лише для користувачів у Бразилії • Chi dành cho khán giả Brazil • 仅供巴西用户使用




Consult instructions for use at this website • Вникте инструкциите за употреба на този уеб сайт • Viz návod k použití na této webové stránce • Se brugsanvisningen på dette website • Gebrauchsanweisung auf dieser Webseite beachten • Zuipboekverretric tics obnyes cyphos ce curvo nor iorototo • Consulter las instrucciones de uso en este sitio web • Lugege sellet veebilehel loodud kasutusjuhendeid • Katso käyttöohjeet tästä verkkosivustosta • Consulter le mode d'emploi sur ce site Web • Pogledajte upute za upotrebu na ovoj internetskoj stranici • Lásd a használati utasítást ezen a honlapon • Uihat petunjuk penggunaan di situs web ini • Consulare le istruzioni per l'uso su questo sito web • 이 웹사이트의 사용 지침 참고 • Nauđojmo instrukcijas raste šīje vietājnē • Lietošanas pamācību skatīt šajā tīmekļa vietnē • Raadpleeg de gebruiksaanwijzing op deze website • Se brugsanvisningen på dette nettstedet • Naleyž zapoznać się z instrukcją użytkownika dostępną w tej witrynie internetowej • Consulter instructions de utilisation neste sito da Internet • Consulati instrucțiunile de utilizare la acest site web • Ся инструкция по применению на указанном веб-сайте • Prečítajte si pokyny na používateľskej stránke alebo vo webovej lokalite • Gledajte navodilo za uporabo na tem spletnem mestu • Pogledajte upute za upotrebu na ovoj veb lokaciji • Se brugsanvisningar på denna webbplats • Bu web sitesindeki kullanim talimatina bakın • Dine инструкции з експлуатации на цьому веб-сایتі • Tham khảo hướng dẫn sử dụng tại trang web này • 在此网站阅读使用说明

Figure 1. Rapid-exchange drug-coated balloon catheter • Фигура 1. Покрит с медикамент балонен катетър за бърза смяна • Obrázek 1. Balónkový katér s lékovým potahem pro rychlou výměnu • Figure 1. Legemiddelbelagt ballonkatheter af typen rapid-exchange • Abbildung 1. Rapid-Exchange-Katheter mit Arzneimittelbeschichtung • Ballon • Еквон 1. Көдеттің үлгісін өзгертетін балондық катетерді қарастырыңыз. Ол өзгертуге арналған балонмен қапталған. • Kuva 1. Lääkkeellä pinnoitettu rapid exchange -pallokatketeri • Figure 1. Catheter à ballonnet-rapide • Kuvaa 1. Lääkkeellä pinnoitettu rapid exchange -pallokatketeri • Figure 1. Catheter à ballonnet rapide • SI. 1. Balónski kateter za brzu zmjenu premazan lijekom • 1. ábra. Gyorsan cserélhető, gyógyszeres bevonatú ballonkathéter • Gambar 1. Kateter balon berlapis obat perukaran cepat • Figure 1. Catheter a palloncino a scambio rapido rivestito con farmaco • 그림 1. 신속 교환 약물 코팅된 확장 카테터 • 1 pav. Greitai pakeičiamas vaistu dengtas baloninis kateteris • 1. att. Átri nomālamie ballonkateris ar zāļu pārklājumu • Abeelding 1. Geneesmiddelsgecoate Rapid-Exchange-balloonkatheter • Figure 1. Legemiddelbelagt ballonkatheter for hurtig udskiftning • Рычна 1. Цевник балонowy z powłoką zawierającą lek przystosowany do szybkiej wymiany • Figure 1. Catheter de balao com revestimento farmacológico de substituição rápida • Figure 1. Catheter cu balon cu schimb rapid, cu strat de medicament • Рисунок 1. Баллонный катетер быстрого обмена с лекарственным покрытием • Obrázek 1. Rychlo výměnitelný balónkový katéter s povrchovou vrstvou obsahujícího léčiva • Silka 1. Balónski kateter za hitro zamenjavo, prevlečen z zdravilom • Silka 1. Balonski kateter za brzu zamenju obložen lekom • Figure 1. Läkemedelsbelagd ballonkatheter av RX-typ (Rapid Exchange) • Şekil 1. Hızlı değişimli, ilaç kaplı balon kateteri • Малюнок 1. Балонний катетер швидкої заміни з лікарським покриттям • Hình 1. Ống thông bóng phủ thuốc, trao đổi nhanh • 图 1. 快速交换药物涂层球导管



Figure 2. Catheter in hoop with accessories and looper device in use • Фигура 2. Катетър в намотка с аксесори и устројство за навртаане в употреба • Obrázek 2. Katér v tubici s příslušenstvím a nástroj Looper během použití • Figure 2. Kateter i ring med tilbehør og looper-værktøj i brug • Abbildung 2. Katheter in Halterung mit Zubehör und Looper-Gerät im Einsatz • Еквон 2. Көдеттің орау бақтылы ие тобыртылуға толықтыру қол құрылғысы бойынша • Figure 2. Kateter en spiral con accesorios y dispositivo Looper en uso • Joons 2. Kateteri ja lisävarustus hoidorngal ning lermisseadme kasutamise • Kuva 2. Katetri pakkauspuksissa lisävarusteen (ja käyttöä oleva kinnitin) • Figure 2. Cathéter dans le manchon avec accessoires et dispositif d'enroulement en cours d'utilisation • SI. 2. Primjena katetera na držač s dodatnim priborom i instrumentom za petlje • 2. ábra. Feltekert kateter tartozékokkal és a használatban lévő looper eszközrel • Gambar 2. Kateter dalam lingkaran yang menggunakan aksesoris dan perangkat pengikat (looper) • Figure 2. Catheter nella guaina con accessori e dispositivo looper in uso • 그림 2. 사용 중인 루프 장치 및 액세서리 시도가 있는 루프의 카테터 • 2 pav. Kateteris rišje su priedais ir naudojami prietaisai • Looper • 2. att. Aptverē ievietots katērs ar piederumiem un izmantojamo cilpas ierīci • Abeelding 2. Opgesloten katether met toebehoren in Looper-instrument in gebruik • Figure 2. Kateter i ring med tilbehør og looper-enhet i brug • Рычна 2. Цевник в петли транспортowej z akcesoriami i zaostowanym przyrządem Looper • Figure 2. Catheter no aro com os acessórios e dispositivo looper em utilização • Figure 2. Căteerul în inel cu accesorii și dispozitivul Looper în uz • Рисунок 2. Катетер в кольце с принадлежностями и устројством для свертывания кольца в процессе использования • Obrázek 2. Katér v objímce s příslušenstvom a pomůckou looper počas používania • Silka 2. Kateter v cevnem obroču z dodatno opremo in pripomočkoma za ustvarjanje zanke • Silka 2. Kateter u petlji za priborom i sredstvom za petlju u upotrebi • Figure 2. Kateter i ring med tilbehør och slingverktyg, under användning • Şekil 2. Çember içinde kateter ile aksesuarları ve kullanımdaki sarma cihazı • Малюнок 2. Катетер

в об'ємні з аксесурами та петлями пристроєм у роботі • **Hình 2.** Ống thông cuộn thành vòng tròn cùng các phụ kiện và thiết bị khóa khi đang sử dụng • **图 2.** 环中的导管和附件以及使用中的 Loooper 装置



English

1 Device description

The Medtronic Prevali pacifaxel-coated PTCA balloon catheter is a percutaneous transluminal coronary angioplasty (PTCA) rapid-exchange system. The drug component, referred to as the FreePac™ drug coating, consists of the drug pacifaxel and the excipient urea. The Prevali DCB is coated with a dose of pacifaxel of approximately 3.5 µg/mm² regardless of the size of the balloon. The total dose administered is always less than 2.2 mg per balloon, based on the largest available balloon size of 4.0 mm x 30 mm. The device component dilates the vessel lumen by PTCA, and the drug is intended to reduce the proliferative response that is associated with restenosis. The drug-coated balloon at the distal end of the catheter can be inflated to a defined diameter at a specific pressure (see product labeling).

The proximal end of the catheter has a female luer for attachment to an inflation device. The catheter provides a lumen that enables the use of a guidewire to position the catheter. Radiopaque balloon markers enable accurate placement. Shaft markers for brachial and femoral techniques are in place.

1.1 Package contents

Each package contains the following items:

- One balloon dilatation catheter
- One flushing cannula
- One loop device
- One compliance chart

2 Indications

The Prevali pacifaxel-coated PTCA balloon catheter is intended for percutaneous transluminal coronary angioplasty (PTCA) in the coronary arteries with a vessel diameter from 2.0 mm to 4.0 mm to treat de novo lesions, in-stent restenosis (ISR), and small vessel disease (SVD).

3 Contraindications

The catheter is contraindicated for use in patients with the following conditions:

- Arteries with spasms and no significant stenosis
- Peripheral, renal, and cerebrovascular arteries
- Lesions of the left main coronary artery, internal mammary artery, aortic ostium, and saphenous vein grafts
- Pregnant or breast-feeding women
- Known allergies or hypersensitivities to pacifaxel

4 Warnings

- For single-patient, single-procedure use only. The device is sterilized with ethylene oxide. Do NOT resterilize or reuse the device. Resterilization or reuse may compromise device performance and increase the risk of inappropriate resterilization and cross contamination.
- Do not use the catheter if its package has been opened or damaged.
- If any information on the outer package or the sterile package is defaced or damaged, notify Medtronic so that the device can be replaced. If any part of this manual is illegible, contact Medtronic to request a replacement manual.
- To reduce the potential for vessel damage, the inflated diameter of the balloon should approximate the diameter of the vessel immediately proximal and distal to the stenosis.

- PTCA in patients who are not acceptable candidates for coronary artery bypass graft surgery requires careful consideration. In these cases, physicians should consider hemodynamic support during PTCA, as treatment of this patient population carries special risk.
- PTCA should only be performed at hospitals where emergency coronary artery bypass graft surgery can be performed in the event of a potentially injurious or life-threatening complication.
- When the catheter is exposed to the vascular system, manipulate the catheter using high-quality fluoroscopic observation. Do not advance or retract the catheter unless the balloon is fully deflated under vacuum, as doing so can potentially result in damage to the vessel wall. If resistance is met during manipulation, determine the cause of the resistance before proceeding.
- Balloon pressure should not exceed the rated burst pressure indicated on the package label for each balloon. The rated burst pressure is based on the results of in vitro testing. Use of a pressure monitoring device is recommended to prevent overpressurization.
- Use only the recommended balloon inflation medium. To prevent the possibility of an air embolus, never use air or any gaseous medium to inflate the balloon.
- Use the catheter before the use-by date specified on the package.
- Drug-eluting stents must not be implanted into the vessel segment that has been treated with a Medtronic Prevali pacifaxel-coated PTCA balloon catheter.
- Do not treat the same lesion segment with more than one Prevali DCB.
- Do not expose the device to organic solvents, such as alcohol.
- Do not use with Lipiodol™ or Ethiodol™ contrast media (or other such contrast media that incorporate components of these agents).

5 Precautions

- Prior to angioplasty, examine the catheter to verify functionality and ensure that its size and shape are suitable for the procedure for which it is to be used.
- Exercise care during handling in order to avoid possible damage to the catheter. Avoid acute bending or kinking of the catheter. Do not use a catheter that has been damaged.
- Only physicians thoroughly trained and educated in the performance of PTCA / PTA should use this device. Physicians should keep themselves updated regarding recent publications about PTCA / PTA techniques.
- Administer appropriate anticoagulation, antiplatelet, and vasodilator therapy to the patient.
- When using two guidewires, use caution when introducing, torquing, and removing one or both guidewires to avoid entanglement. Completely withdraw one guidewire from the patient before removing any additional equipment.
- Physicians should provide to their patients any relevant information about the device, including safety information and expectations of follow-up.
- Do not apply excessive force during preparation or use, as this may damage the device.
- For procedures involving calcified lesions, use the device with care due to the abrasive nature of these lesions.
- Identify allergic reactions to contrast media, antiplatelet therapy, balloon catheters, and FreePac coating before treatment.
- Store at a controlled room temperature in a dry place. Keep away from sunlight.
- To minimize the introduction of air, aspirate and flush the system and keep a tight catheter connection throughout the procedure.
- Take precautions to prevent or reduce clotting when any catheter is used. Flush or rinse all products entering the vascular system with sterile isotonic saline or a similar solution via the guidewire access port prior to use.
- Consider the use of systemic heparinization.
- Never advance the drug-coated balloon without the guidewire extending from the tip.
- If treating a lesion longer than the maximum balloon length available, additional balloons may be utilized. For prevention of local overdosing, do not treat the same segment within a lesion with more than one Prevali DCB.
- After use, this product is a biohazard. Handle and dispose of all such devices in accordance with applicable laws, regulations, and hospital procedures, including those regarding biohazards, microbial hazards, and infectious substances.

6 Adverse effects

Potential adverse effects seen during a PTCA procedure could be associated with this procedure. Possible adverse effects include, but are not limited to, the following: death, acute myocardial infarction, total occlusion of the coronary artery or bypass graft; drug reactions or allergic reaction to contrast medium; hypotension; hyperinflation; intonation; vessel dissection, perforation, rupture, or injury; restenosis of the dilated vessel; hemorrhage; hematoma; unstable angina; arrhythmias, including ventricular fibrillation; coronary artery spasm; arteriovenous fistula; stroke; air embolism; embolization or fragmentation of thrombotic or atherosclerotic material; pain and tenderness; or pseudoneurysm.

Additional potential adverse events that may be unique to the pacifaxel drug coating include, but are not limited to, the following: allergic or immunologic reaction; hepatic enzyme changes; alopecia; histologic changes in vessel wall, including inflammation, cellular damage, or necrosis; anemia; myalgia or arthralgia; blood product transfusion; myelosuppression; gastrointestinal symptoms; peripheral neuropathy; or hematologic dyscrasia (including leucopenia, neutropenia, and thrombocytopenia).

7 Detailed device description

7.1 Specifications

Feature	Specification
Active pharmaceutical ingredient	Paclitaxel, 3.5 µg/mm ² target dose
Excipient type	Urea
Balloon diameters	2.0 mm to 4.0 mm
Balloon lengths	10, 15, 20, 25, 30 mm ^a
Catheter design	Rapid exchange (RX)
Catheter effective length	142 cm
Guidewire compatibility	0.36 mm (0.014 in)
Guide catheter compatibility	5.0 Fr (0.056 in)
^a 30 mm balloon length is not available with 2.25 mm or 2.75 mm diameters.	

7.2 Related materials

The following materials are used in combination with the balloon catheter:

- Suitable guidewire (refer to label claim)
 - 20 mL syringe for balloon preparation
 - Suitable guiding catheter (refer to label claim)
 - 10 mL or smaller syringe for manual dye injections
 - Appropriate inflation medium (for example, 50:50 sterile mixture of a contrast medium and saline)
- Caution:** Use of concentrations greater than a 50% solution of contrast medium may result in increased viscosity, which could prolong inflation and deflation times.
- Pressure-indicating inflation device
 - Hemostasis valve

8 Pharmacological Interaction

Due to the low dosage and local administration, pharmacological interactions are not to be expected and have not been reported.

Metabolic degradation of paclitaxel occurs in the liver via cytochrome P450 isoenzymes CYP2C8 and CYP3A4, resulting in the generation of 6- α -hydroxypaclitaxel and both 3'-p-hydroxypaclitaxel and 6- α , 3'-p-dihydroxypaclitaxel, respectively. Exercise caution when administering paclitaxel concomitantly with known substrates or inhibitors of CYP2C8 and CYP3A4 since no formal studies have been conducted with known competitors or inhibitors of these isoenzymes. Agents that could compete with or inhibit the activity of the CYP2C8 and CYP3A4 may increase paclitaxel plasma levels.

Formal drug interaction studies have not been conducted with the Medtronic Prevail paclitaxel-coated PTCA balloon catheter. When deciding to use a Medtronic Prevail paclitaxel-coated PTCA balloon catheter in a patient who is taking a drug with known interactions to paclitaxel, or when deciding to initiate therapy with such a drug in a patient who has recently been treated with a Medtronic Prevail paclitaxel-coated PTCA balloon catheter, give consideration to the potential for both systemic and local drug interactions.

9 Instructions for use

9.1 Preparation

1. Select a nominal balloon size equal to the inner diameter of the artery distal to the lesion.
2. To facilitate homogeneous drug delivery, optimal preparation of the lesion may be performed with the use of a regular or scoring balloon or other adjunctive device, prior to the use of the Prevail paclitaxel-coated PTCA balloon catheter.
3. Remove the device from the sterile packaging.
Note: Handle the device with extreme caution in order to avoid any damage to the folded balloon. Avoid exposing the balloon's drug coating to excessive handling or contact with liquids prior to preparation and delivery, as the coating may be susceptible to damage or premature drug release.
4. Remove the device from its hoop (*Figure 2, A*).
5. While holding the catheter close to the balloon protector (*Figure 2, C*), gently slide the stylette and then the protector from the device.

Note: Avoid activation of the distal shaft coating prior to balloon protector and stylette removal.

6. Fill a 20 mL syringe with 20 mL of a saline solution.
7. Remove the flushing cannula (*Figure 2, B*) from the accessory clip and, without removing the cover, attach it directly to the syringe.
8. Remove the cover of the flushing cannula.
9. Insert the flushing cannula into the guidewire entry port (exchange joint).
10. Depress the syringe to flush the guidewire lumen until fluid emerges from the distal tip of the balloon catheter.
11. Remove the flushing cannula from the guidewire entry port (exchange joint).
Note: Do not discard the flushing cannula until the end of the angioplasty procedure, as additional flushing may be required.

9.2 Balloon purging

1. Point the balloon catheter downward. Purge air from the balloon catheter, using a 20 mL syringe filled with between 2 and 3 mL of the inflation medium.
2. Attach an inflation device to the balloon inflation port. Ensure that a meniscus of contrast medium is evident in both the catheter luer connector and the inflation device.
3. Apply negative pressure with the inflation device. A flow of bubbles will move from the balloon catheter into the inflation device. Balloon purging is complete when the flow of bubbles stops.

Caution: Do not attempt preinflation technique to purge the balloon lumen.

9.3 Insertion technique

1. Place the guiding catheter, with a hemostasis valve attached, in the orifice of the target coronary artery.
2. Advance a guidewire through the guiding catheter to reach and cross the target lesion. Advance the distal tip of the balloon catheter over the proximal end of the guidewire. Ensure that the guidewire exits the balloon catheter through the guidewire exit port (exchange joint).
3. The hemostasis valve should be gradually tightened to control back-flow. Excessive valve tightening may affect balloon inflation and deflation time as well as movement of the guidewire.
4. Track the balloon catheter over the guidewire to cross the lesion using the radiopaque marker(s) to locate the balloon across the lesion.

Precaution: If resistance is encountered, do not use force to advance the device, as this may damage the balloon catheter.

9.4 Balloon inflation

1. Inflate the balloon to dilate the lesion using standard PTCA techniques.

Note: The majority of the drug is released within the first 30 seconds of balloon inflation. Keep the balloon inflated for between 30 seconds and 1 minute for optimal drug release. In order to optimize lesion dilatation, longer inflation times are possible at the discretion of the operator.

2. After each subsequent inflation, assess the distal blood flow.

Note: If a significant stenosis persists, successive inflations may be required to resolve the stenosis. Do not exceed the rated burst pressure (see compliance chart).

3. Confirm the results with fluoroscopy.

9.5 Catheter removal

1. Apply negative pressure to the inflation device and confirm that the balloon is fully deflated.
2. Withdraw the balloon catheter into the guiding catheter, while preserving the guidewire position and adjusting the hemostasis valve appropriately. Remove the balloon catheter from the system.

9.6 Looper device

The looper device (*Figure 2, D*) is an accessory component for use with Medtronic rapid exchange balloon catheters. The device allows the balloon catheter to be fastened in a coiled configuration for ease of handling during use.

1. Remove the looper device from the accessory clip on the hoop (*Figure 2, A*).
2. Form the catheter into a single or double loop when required.
3. Hook the looper around the coiled proximal end of the catheter (*Figure 2, D*).

10 Compliance chart

The Compliance Chart is based on actual data from in vitro testing at 37°C (99°F), rounded to 2 decimal places. Refer to the product labeling (*Figure 2, E*) or carton labeling to reference the Compliance Chart.

11 Disclaimer of warranty

The warnings contained in the product labeling provide more detailed information and are considered an integral part of this disclaimer of warranty. Although the product has been manufactured under carefully controlled conditions, Medtronic has no control over the conditions under which this product is used. Medtronic, therefore, disclaims all warranties, both express and implied, with respect to the product. Medtronic shall not be liable to any person or entity for any medical expenses or any direct, incidental, or consequential damages caused by any use, defect, failure, or malfunction of the product, whether a claim for such damages is based upon warranty, contract, tort, or otherwise. No person has any authority to bind Medtronic to any representation or warranty with respect to the product.

The exclusions and limitations set out above are not intended to, and should not be construed so as to, contravene mandatory provisions of applicable law. If any part or term of this disclaimer of warranty is held to be illegal, unenforceable, or in conflict with applicable law by a court of competent jurisdiction, the validity of the remaining portions of this disclaimer of warranty shall not be affected, and all rights and obligations shall be construed and enforced as if this disclaimer of warranty did not contain the particular part or term held to be invalid.