

# Prospektüs

Prospectus

# POLIDIOX

## Emilebilir Cerrahi Ameliyat İpliđi

Absorbable Surgical Sutures

Lütfen dilinizi seçiniz  
Please select your language



TR

**POLİDİOX**Cerrahi, Polidoksanon  
Emilebilir PDO Sütür  
Sentetik, Monofilaman, Violet

Kullanma Talimatı

**TANIM**

POLİDİOX (polidoksanon) poly(p-dioxanone) polimerden oluşan monofilaman, sentetik, emilebilir iplikler. Polimerin ampirik moleküler formülü: (C<sub>4</sub>H<sub>6</sub>O<sub>3</sub>)<sub>x</sub> şeklindedir. Dokuda rahat görünebilirliği sağlamak için mor (D&C Violet No. 2 C.I. # 60725/ Solvent Violet 13) olarak renklendirilmiştir. Polidoksanon polimer nonantjenik ve nonprojenik bir yapıya sahiptir ve emilim sırasında hafif doku reaksiyonu gösterir.

**KULLANILMALANI**

POLİDİOX monofilaman sentetik emilebilen iplikler oftalmik uygulamaların ve büyüme meydana geleceği beklenen pediatrik kardiyovasküler dokunun da dahil olduğu bağlamlarda kullanılır. POLİDİOX yetişkin kardiyovasküler dokusunda, mikrocerrahide ve sinir dokuda kullanılmıdır. POLİDİOX iplik özellikle emilebilen sutureların kullanıldığı ve yara desteğinin uzatılması (altı hafta kadar) arzu edilen yerlerde yararlıdır.

**ETKİLERİ**

POLİDİOX sentetik emilebilir, uzun iyileşme periyodu süresince yara desteği sağlamak amacıyla formüle edilmiştir.

Hayvanlar üzerinde yapılan implantasyon çalışma sonuçları; POLİDİOX monofilaman ipliklerin orijinal mukavemetlerinin yaklaşık %70'ini iki hafta muhafaza ettiği göstermiştir. İmplantasyon sonrasında %60 boyunca doku desteğini sağlamaya devam eden sutureların tamamen emilimi ise altı ayda tamamlanmaktadır (180-240 gün).

**KULLANILMAMASI GEREKEN YERLER**

Emilebilen POLİDİOX iplikler dokunun uzun süreli (6 haftadan fazla) gerilm altında kalması istenilen yerlerde ve protez cihazlar ile (örneğin; kalp kapak) ya da sentetik grefler) bağlantı yapılacak yerlerde kullanılmamalıdır.

**UYARILAR**

Yara ayrılması riski, uygulanan bölgeye ve kullanılan iğne malzemesine göre değiştiğinden kullanıcının yara kapaması için suture kullanmadan önce emilebilen sutureların kullanıldığı cerrahi prosedürler ve tekniklere aşina olması gerekir. Doktorlar hastalarda kullanılmak üzere seçmeden önce in vivo performans (ETKİLERİ kısmının altında) dikkate almalıdır.

POLİDİOX (polidoksanon) ipliklerin etkisi ve emniyeti sinir dokularında, yetişkinlerin kardiyovasküler dokusunda ya da mikrocerrahide kanıtlanmamıştır. Bazı vakalarda, özellikle ortopedik prosedürlerde, diğ destekle sabitleme cerrahin tercihine göre uygulanabilir. Tekrar steril etmeyiniz.

**ÖNEMLER**

POLİDİOX ipliğın yara diğer tüm cerrahi ipliklerin kullanımında ipliğe ve iğneye zarar vermekten kaçınılmalıdır. Forseps veya iğne tutucu gibi cerrahi aletlerin kullanımına bağlı ezme veya çarpma hatalarından kaçınız. İğne ucu ve bağlantı bölgesinin hasar görmemesi için, bağlantı ucu ve iğne ucu arasındaki mesafenin üçte biri (1/3) ile yarısı (1/2) arasındaki kısmattan tutun. İğnenin yeniden şekillendirme, güçlerini kaybetmelerine ve bükülmeye ve kırılmalarına karşı dirençlerinin azalmasına neden olabilir.

İstern dışı iğne batmalarından kaçınmak için kullanıcılara cerrahi iğne kullanırken dikkatli olmaları gerekir.

PDO iplikler, kullanım karakteristiğini arttırmak için kabulluğumuz düz ve kare düğüm teknikleri ile cerrahi durum ve cerrahin deneyimine bağlı olarak ilave düğüm teknikleri gerektirmektedir. Monofilaman iğnere düğüm atılmasında ilave düğümlerin kullanımı özellikle uygundur olabilir. Uzun süre kalan konjunktival ve vajinal mukozaya dikilip, bölgesel tahrişe neden olabilir. Deri yüzeyine yakın dikilip, normal olarak emilime bağlı oluşan entem (kızamık) ve sertleşmeyi en aza indirmek için mümkün olduğunca derinde olmalıdır.

Enfekte yaraların kapanmasında ve drenajda kabul edilebilir cerrahi uygulamalar takip edilmelidir.

Kontamine ve kullanılmamış çözümler bölgesel ve tesis gereksinimlerine uygun olarak imha ediniz.

Kullanılan iğneleri "kesici alet" kaplarına atınız.

**YAN ETKİLER**

İplik emiliminin uzun sürmesinden dolayı, bazı bölgesel yangılı tahriş, akut doku yangı reaksiyonu, cerrahi bölge enfeksiyonu, yabancı cisim reaksiyonu, yaraların açılması ve kanamalar gözlenebilir.

**PİYASAYARZ-SUNUŞ ŞEKLİ**

POLİDİOX iplikler steril, monofilaman, boyanmış ( mor) olarak U.S.P. 7/0 ve 2 (metrik 0.5-5.0) arasında, değişik boylarda iğneli olarak mevcuttur.

**DEPOLAMA**

25°C'nin altında ve güneş ışığından uzaktaki depolayınız.

Nemden konuyunuz.

Son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.

**ETİKETLEMEDE KULLANILAN İŞRETLER**

Tek kullanımlık



Tekrar steril etmeyiniz



Paket zarar görmüşse kullanmayınız



Üretici



YYYY-MM Üretim tarihi, Yıl



YYYY-MM Son kullanma tarihi, Yıl-AY



STERILE EO Steril EO: Etilenoksit



LOT Seri No



Boyalı, Emilebilir Monofilaman

REF

Katalog numarası



25°C'nin altında muhafaza ediniz



Güneşten uzak tutunuz



Nemden konuyunuz



Geri dönüşümlü paket



Dikkat, Kullanma kılavuzuna bakınız



CE

2292

ILU-PX-rev-07-15-01-2018

Issue date: 11.09.2012

"EASSI (Avrupa Cerrahi Sütür Sanayi Birliği) çeşitli suture ürün karakteristیکlerini seçmiş ve resmî olarak tanımlamak için başlatılmış bir sistem geliştirmiştir. Sembol kullanımına Tbbi Cihaz Direktifi (Medical Device Directive) (MDR 93/42/EEC) izin vermektedir ve çoklu dil tercümesine gerek kalmadan üreticilerin kullanıcılarına bilgi sağlamaına imkan tanınmaktadır."

**BOZ TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

Saklıba Mah. Sağlık Sokak No:30551hiye-Cankaya-ANKARA/TÜRKİYE

Tel: +90 (312) 254 03 40 (5 hat) Faks:+90 (312) 254 03 50

web: www.boztibbi.com e-mail: boz@boztibbi.com

BOZ

GB

**POLIDIOX**

Instruction for Use

Surgical, Polydioxanone  
Absorbable PDO Suture  
Synthetic, Monofilament, Violet**DESCRIPTION**

POLIDIOX (polydioxanone) monofilament synthetic absorbable suture is prepared from the polyester, poly(p-dioxanone). The empirical molecular formula of the polymer is  $(C_8H_{12}O_2)_n$ . POLIDIOX sutures are dyed violet (D&C Violet No. 2 C.I. # 60725/ Solvent Violet 13) to enhance visibility in tissue. Polydioxanone polymer has been found to be nonantigenic, nonpyrogenic and elicits only a slight tissue reaction during absorption.

**INDICATIONS**

POLIDIOX monofilament synthetic absorbable sutures are indicated for use in all types of soft tissue approximation, including use in pediatric cardiovascular tissue where growth is expected to occur and ophthalmic surgery. POLIDIOX suture is not indicated in adult cardiovascular tissue, microsurgery and neural tissue. These sutures are particularly useful where the combination of an absorbable suture and extended wound support (up the six week) is desirable.

**ACTIONS**

POLIDIOX synthetic absorbable suture has been formulated to provide wound support through an extended healing period. The results of implantation studies of POLIDIOX monofilament suture in animals indicate that approximately 70% of its original strength remains (Break Strength Retention-BSR) two weeks after implantation. POLIDIOX suture provides tissue supporting during 60 days post implantation. Absorption is essentially complete within six months (180-240 days)

**CONTRAINDICATIONS**

These sutures, being absorbable, are not to be used where prolonged (beyond six weeks) approximation of tissues under stress is required and are not to be used in conjunction with prosthetic devices, i.e., heart valves or synthetic grafts.

**WARNINGS**

Users should be familiar with surgical procedures and techniques involving absorbable sutures before employing for wound closure, as risk of wound dehiscence may vary with the site of application and the suture material used. Physicians should consider the in vivo performance (under ACTIONS section) when selecting a suture for use in patients.

The safety and effectiveness of POLIDIOX (polydioxanone) sutures have not been established in neural tissue, adult cardiovascular tissue, or for use in microsurgery. Under certain circumstances, notably orthopedic procedures, immobilization by external support may be employed at the discretion of the surgeon. Do not resterilize.

**PRECAUTIONS**

In handling POLIDIOX or any other suture materials, care should be taken to avoid damage to needle and suture. Avoid crushing or crimping damage due to application of surgical instruments such as forceps or needle holders. To avoid damaging needle points and swage areas, grasp the needle in an area one-third (1/3) to one-half (1/2) of the distance from the swaged end to the point. Reshaping needles may cause them to lose strength and be less resistant to bending and breaking. Users should exercise caution when handling surgical needles to avoid inadvertent needle sticks.

PDO sutures, which are treated to enhance handling characteristics require the accepted surgical technique of flat and square ties with additional throws as warranted by surgical circumstances and experiences of the surgeon. The use of additional throws may be particularly appropriate when knotting monofilaments.

Conjunctival and vaginal mucosal sutures remaining in place for extended periods may be associated with localized irritation. Subcuticular sutures should be placed as deeply as possible in order to minimize erythema and induration normally associated with absorption. Acceptable surgical practice should be followed with respect to drainage and closure of infected wounds.

Dispose of contaminated and unused products are in accordance with local and facility requirements. Discard used needles in "sharps" containers.

**ADVERSE REACTIONS**

Due to prolonged suture absorption, some local inflammatory irritation, acute inflammatory tissue reaction, wound/surgical site infection, foreign body reaction, wound dehiscence, and bleeding have been observed.


















**HOW SUPPLIED**

POLIDIOX sutures are available as sterile, monofilament, dyed (violet) strands in sizes 7/0 to 2 (metric sizes 0.5-5.0), and sterile, in a variety of lengths with permanently attached needles.

**STORAGE**

Store below 25°C and keep away from sunlight.  
Protect from humidity.  
Do not use after expiry date.

**SYMBOLS USED ON LABELLING**

 Do not reuse	 Catalogue Number
 Do not resterilize	 Store below 25°C
 Do not use if pack age is damaged	 Keep away from sunlight
 Manufacturer	 Protect from humidity
YYYY  Date of Manufacture, Year	 Recyclable pack
 YYYY-MM Expiry Date, Year- Month	 Attention, See instruction for use
 <b>STERILE EO</b> Sterile EO; Ethylene oxide	
 <b>LOT</b> Batch Number	
 Dyed, Absorbable, Monofilament	

IU-PX-rev-07-15-01-2018

Issue date: 11.09.2012

"EASS( The European Association of Surgical Suture Industry) has developed a system of symbols which is designed to describe various suture product characteristics in an intuitive, pictorial manner. The use of symbols is permitted by the Medical Device Directive (MDD 93/42/EEC) and enables companies to provide information to the customer without having to provide multilingual translations."

**BOZ TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
Saklı Mah. Sağlık Sokak No:33/355-İnönü-Cankaya ANKARA/TÜRKİYE  
Tel: +90 (312) 254 03 40 (5 hat) Faks:+90 (312) 254 03 50  
web: www.boztibbi.com e-mail: boz@boztibbi.com

BOZ

FR

**POLIDIÖX**

Chirurgie, Polydioxanone  
PDO absorbable, Suture  
Synthétique, Mono-filament, Violet

**Mode d'emploi****DESCRIPTION**

POLIDIÖX (polydioxanone) est une suture absorbable, mono-filament synthétique, est préparée par le polyesther, poly( $\alpha$ -dioxanone). La formule empirique moléculaire du polymère est (C<sub>4</sub>H<sub>6</sub>O<sub>3</sub>)<sub>n</sub>. Les sutures POLIDIÖX sont en couleur violette (D&C Violet No. 2 C.I. #60725/Solvent Violet 13) pour permettre la visibilité dans le tissu. Le Polymère Polydioxanone a été trouvé non antigénique, non pyrogène et manifeste une faible réaction lors de l'absorption.

**INDICATIONS**

Les sutures POLIDIÖX à mono-filament, synthétiques sont indiquées pour l'utilisation dans tous les types d'approximation de tissu mou, y inclus l'usage dans les tissus pédiatriques et cardiovasculaires où la croissance est attendu à survenir et dans la chirurgie ophtalmiques. La suture POLIDIÖX suture n'est pas indiquée dans les tissus cardiovasculaires, en microchirurgie et dans les tissus nerveux. Ces sutures sont particulièrement utiles où la combinaison d'une suture absorbable et le prolongement du support de plaie est désiré jusqu'à six semaines).

**EFFICACITE**

La suture absorbable synthétique POLIDIÖX a été formulée pour assurer le support de plaie pendant une longue période de rétablissement. Les résultats des études d'implantation de la suture de mono-filament POLIDIÖX chez les animaux indiquent qu'environ le 70% de sa force originale reste deux semaines après l'implantation. La suture de POLIDIÖX suture fournit le support du tissu pendant 60 jours après implantation. L'absorption est essentiellement complète dans six mois (180-240)jours

**CONTRE-INDICATIONS**

Ces sutures, étant absorbables, ne doivent pas être utilisées lorsqu'une approximation prolongée (au-delà de six semaines) des tissus est exigée et ne doivent pas être utilisées ensemble avec des devis artificiels comme, les valves du coeur ou les greffes synthétiques.

**AVERTISSEMENTS**

Les utilisateurs doivent être familiers avec les procédures et techniques chirurgicales couvrant les sutures absorbables avant l'emploi pour la fermeture de plaie, car le risque de déhiscence de la plaie peut varier avec la zone d'application et le matériel de suture utilisé. Les physiiciens doivent considérer la performance in vivo (sous la section EFFICACITE) en choisissant la suture pour l'utilisation chez les malades.

La sécurité et l'efficacité des sutures de POLIDIÖX (polydioxanone) n'ont pas été démontrées dans les tissus nerveux, le tissu cardiovasculaire chez les adultes ou l'utilisation en microchirurgie. Dans certaines circonstances, notamment dans les procédures orthopédiques, l'immobilisation par le support externe peut être utilisée à la discrétion du chirurgien. Ne pas réstériliser.

**PRECAUTIONS**

En manipulant POLIDIÖX ou tout autre matériel de suture, on doit être attentif à éviter d'endommager la suture et l'aiguille. Eviter les endommagements comme le broyage et le serrage résultant de l'application des outils chirurgicaux comme le forceps ou le porte-aiguille.

Pour éviter d'endommager les points de l'aiguille et les zones de d'étampage, agrippez l'aiguille dans une zone tierce (1/3) à une-demi (1/2) de la distance de l'extrémité fondée à la pointe.

Le remodelage des aiguilles peut leur causer une perte de force et les rendre moins résistantes à la flexion et à la rupture. Les utilisateurs doivent faire attention à la manipulation des aiguilles chirurgicales pour éviter les piqûres d'aiguilles accidentelles.

Les sutures PDO qui sont traitées pour augmenter les caractéristiques de manipulation demandent la technique chirurgicale acceptée des nœuds droits et carrés avec des fils supplémentaires comme garanti par les circonsances chirurgicales et les expériences du chirurgien. L'usage des jets additionnels peut être particulièrement appropriée pour les groupements de monofilaments. Les sutures conjonctivales et vaginales mouqueuses de longue durée peuvent causer une irritation locale.

Les sutures restantes sur la surface de la peau doivent rester au plus profond que possible pour minimiser la rougeur et l'endurcissement dus à l'absorption normale.

Poursuivre les applications chirurgicales acceptables pour le traitement des plaies infectées et le drainage.

La disposition des produits contaminés et non utilisés est en conformité avec les exigences locales et d'installation. Jeter les aiguilles utilisées dans des conteneurs "pour" objets pointus".

**EFFETS SECONDAIRES**

Dû à l'absorption prolongée de la suture, on a observé une irritation inflammatoire locale, une réaction aigue inflammatoire du tissu, une infection de plaie/zone chirurgicale, une déhiscence de plaie et un saignement.

**COMMERCIALISATION**















Les sutures de POLIDIÖX sont disponibles en tresse, stériles, mono-filament, en couleur (violette) et dimensions de 7/0 à 2 (dimensions métriques (0,5-5,0)), et stériles, dans une variété de longueurs avec des aiguilles attachés en permanence.

**CONSERVATION**

Conserver sous la température de 25°C et garder loin des rayons solaires. Protéger de l'humidité.

Ne pas utiliser après la date limite de consommation.

**SIGNES UTILISES POUR L'ETIQUETAGE**

 Pour utilisation unique	<b>REF</b> Numéro de catalogue
 Ne pas stériliser à nouveau	 25°C Conserver sous 25°C
 Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé	 Protéger du soleil
 Fabricant	 Conserver dans un lieu sec
YYYY  Date de production, Année	 Emballage recyclable
 YYYY-MM Date d'expiration, Année - mois	 Attention, Voir les instructions d'utilisation
<b>STERILE EO</b> Stérile EO: l'oxyde d'éthylène	 <b>2292</b>
 <b>LOT</b> No de série	 Avec peinture ,absorbable , monofilament

IFU-PX-rev-07-15-01-2018

Issue date: 11.09.2012

"EASSI (Association of Industrie de la Suture European de Chirurgie) a développé un système conçu pour identifier comme intuitive et imagée les caractéristiques des différents produits de suture. Le Directrice sur les Dispositifs Médicaux (Medical Device Directive) (MDD 93/42/EEC) permet à utiliser le symbole et il permet les informations aux utilisateurs de fabricants sans obliger à traduire en plusieurs langues.

**BOZ TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
Saglik Mah. Saglik Sokak No:33/Sihhiye-Cankaya, ANKARA/TURKYE  
Tel: +90 (312) 254 030 (5 hat) Faks:+90 (312) 254 030  
web: www.boztibbi.com e-mail: boz@boztibbi.com

**Boz**

## تعليمات الاستعمال

**POLIDIOX**

جرام، بوليوكسانون  
خاملة بي.بي.دي أو قذبة لثامناس  
المنظف، ومجذ الشعرطات، بنسنت

AR

**التحريم:**  
خطوط الاستعمال: قذبة لثامناس مستمرة من (بي.بي.دي.بوكسانون POLIDIOX) ، مستحبات الكوبالدين:  $(C_{12}H_{22}O_{11})_x$  ، ومن أجل تمزج، من الإستهام الجوية قذبة تم معصمه بمادة مؤينة بنسنتة 02 # D&C Violet No. 2 (D&C Violet No. 2 # 60725/ Solvent Violet 13) .  
من أجل هذه الخيوط تركيبة بوليمرية تونينجيت، ونوتيرجيت، ونوتيرجيت، ونسنت  
تجيب بسنت لثامناسه عند الاستعمال.

**مجلات الاستعمال:**  
تستعمل خطوط POLIDIOX الاستعمالية القذبة لثامناس في تنظيفات اوباليتك ، وربط الاستعمالية القذبة الزرعية والعلوية للثامناس ، لا استعماله لخطوط POLIDIOX في جرمة الاستعمالية القذبة (البغى) او في الجرمة الجوية والاستعمالية القصية. تستعمل خطوط POLIDIOX القذبة لثامناس في دعم الجروح التي تحتاج الى فترة اطول للتئام اكثر من 14 اسبوع في الامكان الموعود فيها.

**التنظيفات:**  
من خطوط POLIDIOX القذبة لثامناس قد تم تصنيعها من اجل دعم الجروح التي تحتاج لفترة اطول للشفاء. انظرت راسات العرس على الخواتام بان خطوطها من النوع جولى بويكسولون احمدي القذبة (POLIDIOX Monofilaments Polydioxane) قد حافظت ولمدة اوين (2) على ما يقرب من مسخن (180) من فوقها العرس ، وراسات العرس (خطوط الجرماحة) توفرها الدم لتسبب عدم سقن بوم (60 يوم) ومن وقت طويل عملية العرس وتكامل عملية انضمام العرس في الشير الساس (في مدة زمنية تتراوح بين 140 و يوم 240 يوم).

**الامتنان في بنسنت فيها استعماله:**  
يجب عدم استعمال خطوط POLIDIOX القذبة لثامناس في امكان ربط الاستعمالية التي تبقى تنقى تحت الشد لفترة امد من (6) اسبوع او في امكان الربط في الجروح التي ترميمها في امكان ربط الاستعمالية القذبة والزرع والتعمير والاستعمالية، قذبة على سطح مستخدمين خطوط الجرماحة ان يكون لهم اطلاع على الطرق القذبة والقيادات الاستعمالية التي تدرجات وتمتد الى خطوط POLIDIOX. انك قد حصصه عند استعماله الاستعمالية القصية والاستعمالية القذبة لثامناس لدى اللذين يمكن ان يستعمل حسب تعليمات الجراح في بعض الحالات وخاصة في جرمة العظام. يجب مراعاة اعادة تعقيم.

**التخزينات:**  
يجب ان تخزنوا خطوط الجرماحة تحت اغطاخ البروج (التي) تختلف من معدنة الى اخرى وتختلف ايضا حسب المواد المستخدمة، قذبة على سطح مستخدمين خطوط الجرماحة ان يكون لهم اطلاع على الطرق القذبة والقيادات والموافقة المتعلقة باستخدام خطوط الجرماحة عبر القذبة لثامناس قبل استخدامها. يجب على الطبيب المتخصص ان يبدى عن الاعتراض كفاءة اداء الخطوط (في بنسنتات) في اوسط تعالقات الاجزاء المجهوية في الجسم. عند ان طوزرة حدوث اغطاخ البروج تخلف من معدنة الى اخرى وتختلف ايضا حسب المواد المستخدمة، قذبة يجب على مستخدمين خطوط POLIDIOX (بوليدوكسانون) الجرماحة ان يكون لهم اطلاع على الطرق القذبة والقيادات والموافقة المتعلقة باستخدام خطوط الجرماحة عبر القذبة لثامناس قبل استخدامها. لا يجوز اعادة تعقيه

**التدوير:**  
يجب انك قد تم تثبيت العقد بقلد مضمون لخطوط POLIDIOX ملثما بعري في عملية الخيوط باستخدام خطوط الجرماحة في كافة انواع الجرماحة، قذبة يتم استعمال قذبات العقد المستوية والمربعة التي تعجز من الطرق المصنوعة والمرتبطة بخزيرة وتجربة الجرماحة ، وذلك من اجل انقاذ قابليته على الاستعمال الطويل.

تجنب تغطى اذنين والمنطق والاطراف بالعرض لاشعرا ، يجب ان توجه اذنين الى ثلث المساحة (3/1) لتسبب (2/1) من مسدة احدث من نهاية الازرة الى هذه النقطة اعادة تشكيل الازرة قد تسبب قد فترة وتكون أقل مقاومة للثقل والكسر. يجب على المستخدم ترمي الحد عند التتمل مع اذنين الجرماحة لتجنب وعز الازرة غير المقصود.

ملثما بعري في عملية الخيوط باستخدام خطوط الجرماحة في كافة انواع الجرماحة، قذبة يتم استعمال قذبات العقد المستوية والمربعة التي تعجز من الطرق المصنوعة والمرتبطة بخزيرة وتجربة الجرماحة ورطوبه الجرماحة ، وذلك عند اعادة قابليته على الاستعمال الطويل.

يجب تجنب القيام بأي عملية تعزيب والحدق للخطوط الجرماحة الازر كما هو المتعارف العاري مع بقية الخطوط الجرماحة.

تجنب الحث الدسور بالازرة او الخطوط الجرماحة عند الاستعمال تجنب الوقوع في الخطأ عملية سحق او ضغط او ثقبه الخطوط خلال استخدام الازرة الدسور لثامناس من المنطق والاسلاك وغيرها من الازرات.

الخيوط التي تبقى لفترة طويلة في المناطق المتحممة والمبليلة قد تؤدي الى تهيج وتخريش فيها. يجب مراعاة ان تكون الخيوط في اضعف وذلك من اجل تقليل الاحمرار والتصبب في المناطق التي تكون فيها الخيوط قريبة من سطح الجلد. يجب متابعة الجروح المتهدية وعملية التزخيم الفعالة من العمليات الجرماحة.

التخلص من الاشعق الباردة وغير المستخدمة يجب ان يكون وفقا للتعليمات الطبية والمرافق ذات الصلة. تجنب الازرة المستخدمة في جويات التنفيزات لثامناس.

**التغيرات الجينية:**  
من الممكن حدوث تجمعات وتغيريات في المناطق المتحممة او زرق في المنطقة اغطاخ الجرح ، غير مفهر الدعم اللازم لاجراء عملية الجروح في حداد حوث تورمات وانتفاخات وشد في مناطق الخيوط لثامناس ، الجرح ، اختراق القنم والتدمر الجرح.

**اعراض عريضة في الاسواق:**  
تتوفر خطوط POLIDIOX في الاسواق باطوال مختلفة مصنوعة باللون البنفسجي USP 0/7 و USP 0/2 (البغى) و 5.0 متر على الازرة  
خطوط POLIDIOX الجرماحة متوفرة في طب تحتوي على ذبينة احمادية او ثنائية او ثلاثية. خطوط الحرير معقمة ، وقذبة للاستخدام لمرءة واحدة فقط.  
تتوفر خطوط POLIDIOX في الاسواق معقمة ، وتستعمل مرءة واحدة فقط.

**التخزين:**  
يجب ان تتم عملية التخزين في درجات حرارة اقل من 25 درجة مئوية وبعيدا عن الشعة الشمس. يجب حماية الخيوط من الشعة الشمس والرطوبة.  
لا تستخدموا الخيوط متبقية الصلاحية.

## الرموز المستخدمة في البطاقة

	رقم التتالوج
	لا تلامس مرءة واحدة
	لا تم بجراء التعقيم مرءة اخرى
	لا تستخدم اذا كانت العزوة القذبة
	المنصع
	تاريخ الانتاج / الانتاج / السنة
	YYYY-MM
	تاريخ انتهاء الصلاحية / السنة / التقير
	YYYY-MM
	معلم بالامانة
	رقم القذبة
	ملن، احمدي القذبات لثامناس

issue date: 11.09.2012 IJF-PX-rev-07-15-01-2018

قامت الرامة الازرية الصناعية للخدمات الجرماحة (EASSI) بتطوير نظام معمم لتعريف مختلف خصائص منتجات العبدات الجرماحة بشكل مرئي وبندهي كما ان اذرة الاموزة الطبية المستوية والمربعة التي تعجز من الطرق المصنوعة والمرتبطة بخزيرة وتجربة الجرماحة ورطوبه الجرماحة ، وذلك عند اعادة قابليته على الاستعمال الطويل.

STERILE EO معلم بالامانة

BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TICARET A.Ş.  
Sığın Mah. Sığın Sokak No:305331Hpa-Çarşamba / Trabzon / Türkiye  
Tel: +90 (312) 254 03 40 (5 hat) Faks:+90 (312) 254 03 30  
web: www.boztibbi.com e-mail: boz@boztibbi.com

قامت الرامة الازرية الصناعية للخدمات الجرماحة (EASSI) بتطوير نظام معمم لتعريف مختلف خصائص منتجات العبدات الجرماحة بشكل مرئي وبندهي كما ان اذرة الاموزة الطبية المستوية والمربعة التي تعجز من الطرق المصنوعة والمرتبطة بخزيرة وتجربة الجرماحة ورطوبه الجرماحة ، وذلك عند اعادة قابليته على الاستعمال الطويل.

(Medical Device Directive) (MDD 93/42/EEC) تأيحت امكانية استخدام الرموز .

