



Cochlear[®]

Hear now. And always

Procesor de sunet Nucleus[®] 8

Ghid rapid

Descriere

Ghidul de utilizare pentru procesorul de sunet Nucleus® 8 este principala dumneavoastră sursă de informații despre procesorul de sunet. Include informații despre scopul preconizat, indicații, contraindicații, avertismente și depanare, în legătură cu procesorul dumneavoastră de sunet.

Utilizați acest ghid rapid după ce ați citit Ghidul de utilizare, pentru a vă reaminti cum trebuie efectuate sarcinile obișnuite legate de procesorul dumneavoastră de sunet.

Procesor de sunet



- | | | |
|-------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1. Microfoane | 4. Cablu antenă externă | 7. Număr de serie |
| 2. Antenă externă | 5. Unitate de procesare | 8. Buton de control |
| 3. Magnet | 6. Modulul de baterii | 9. Cârlig auricular |
| | | 10. Indicator luminos |

Blocarea/deblocarea bateriei

Blocați bateria la sistemul procesor pentru rezistență la șocuri.



Stânga pentru blocare/
Dreapta pentru deblocare

Îndepărtarea/atașarea bateriei




Îndepărtare





Atașare

Procesorul de sunet pornește automat.

Înlocuirea bateriilor de unică folosință



1. Rotiți șurubul de blocare în sens antiorar pentru a debloca capacul antișoc pentru baterii (în sens orar pentru blocare).
2. Glisați pentru deschidere.




3. Introduceți două baterii noi zinc-aer 675 (PR44) pentru unică folosință (nu cu oxid de argint sau alcaline), cu partea plată orientată în sus.
4. Înlocuiți capacul pentru baterii.
5. Procesorul de sunet pornește automat.

Purtarea procesorului de sunet



1. Aplicați procesorul pe urechea dumneavoastră, lăsând antena externă să atârne.



2. Deplasați antena externă în lateral pe implantul dumneavoastră.



Atenție

Dacă aveți două implanturi, trebuie să utilizați procesorul de sunet corect pentru fiecare dintre implanturi.

Pornirea și oprirea

Pentru pornire:

- Conectați bateria sau
- **Apăsați scurt** butonul.

Pentru oprire:

- Deconectați bateria sau
- **Apăsați și mențineți apăsat** butonul timp de 5 secunde, până când se oprește.



Notă

Dacă nu conectați procesorul de sunet la implantul dumneavoastră, acesta se va opri automat după două minute, în cazul în care această opțiune este activată de către medicul dumneavoastră.

Schimbarea programului

Apăsați scurt butonul pentru a schimba programul.

Numărul de avertizări sonore sau intermitențe **verzi** (dacă este configurat de medicul dumneavoastră) indică numărul programului.



Redarea semnalului audio în flux de date

Apăsați și mențineți apăsat butonul timp de 2 secunde **apoi eliberați** pentru redarea semnalului audio în flux de date.

Albastru: se redă în flux de date semnalul audio de la bobina telefonică/accesoriile wireless.

Verde: se primește sunet de la microfoane.







Apăsați și eliberați din nou dacă trebuie să treceți la următoarea sursă audio:

Prima apăsare	Bobină telefonică (dacă este activată)
A doua apăsare	Accesorii wireless pus pentru prima dată în pereche
A treia apăsare...	Următorul accesoriu wireless pus în pereche




Apăsați scurt butonul pentru a opri redarea în flux de date și a reveni la setarea anterioară.

Luminile

Utilizarea zilnică

Lumină	Semnificație
	Procesorul de sunet se aprinde intermitent pe durata recepționării sunetului de la microfoane (doar în modul pentru copii)
	Pornirea și modificarea programelor. Numărul de intermitențe indică numărul programului actual.
	Procesorul de sunet se aprinde intermitent pe durata recepționării sunetului de la sursa audio (doar în modul pentru copii)
	Oprirea procesorului de sunet.

Alertele

Lumină	Semnificație
	Procesorul de sunet se aprinde intermitent pe durata în care antena externă este oprită (sau conectată la implantul greșit).
	Bateria procesorului dumneavoastră de sunet este descărcată. Înlocuiți bateria.
	Defecțiune. Contactați medicul dumneavoastră. Aceasta va persista până la rezolvarea problemei.

Cochlear, Hear now. And always, Nucleus și logo-ul de formă eliptică sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Cochlear Limited.

© Cochlear Limited 2022

Hear now. And always



Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073)

1 University Avenue, Macquarie University,
NSW 2109, Australia.

Tel: +61 2 9428 6555

Fax: +61 2 9428 6352

Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073)

14 Mars Road, Lane Cove,
NSW 2066, Australia

Tel: +61 2 9428 6555

Fax: +61 2 9428 6352

ECREP Cochlear Deutschland

GmbH & Co. KG

Karl-Wiechert-Allee 76A,
30625 Hannover, Germany

Tel: +49 511 542 770

Fax: +49 511 542 7770

www.cochlear.com

CHREP Cochlear AG

EMEA Headquarters, Peter Merian-Weg 4,
4052 Basel, Switzerland

Tel: +41 61 205 8204

Fax: +41 61 205 8205

Cochlear Americas

10350 Park Meadows Drive,
Lone Tree, CO 80124, USA

Tel: +1 303 790 9010

Fax: +1 303 792 9025

Cochlear Europe Ltd

6 Dashwood Lang Road, Bourne Business
Park, Addlestone,

Surrey KT15 2HJ, United Kingdom

Tel: +44 1932 26 3400

Fax: +44 1932 26 3426

D1972350 V1

Romanian translation of D1883474 V1 2022-02

Cochlear® 