



PHAGO'SPORE

**Detergent dezinfectant de nivel înalt, sporicid
pentru podele, suprafețe și dispozitive medicale
neinvazive.**



Puncte forte

- ✓ Soluție gata de utilizare
- ✓ Bactericid, fungicid, virucid și sporicid (activ în 10 minute pe *C. difficile* și în 5 minute pe Norovirus)
- ✓ Respectă mediul înconjurător (ingredient activ: acid peracetic)
- ✓ « Food contact » produs (respectă decretul oficial francez din 8 septembrie 1999)

Packagings

Presentare	Code No.	unit/box
750 ml	65003	6 unit
5 lit. canistra	65007	2 unit

Distribuitor exclusiv în Moldova



Tel. 060006226



phagogene®

Christeysns France
31, rue de la Maladrerie - 44120 VERTOU - France
Tel : +33 (0)2 40 80 27 27 / Fax : +33 (0)2 40 03 09 73
www.christeysns.com



PHAGO'SPORE

Aplicarea

- ✓ **PHAGO'SPORE** este biocid (TP02, TP04).
- ✓ **PHAGO'SPORE** este un detergent dezinfectant pentru toate suprafețele, inclusiv pentru suprafețele dispozitivelor medicale neinvazive.
- ✓ **PHAGO'SPORE** poate fi utilizat pe suprafețe care sunt direct în contact cu produsele alimentare dacă este clătit după aplicare (respectă Decretul oficial francez din 8 septembrie 1999).
- ✓ **PHAGO'SPORE** este formulat dintr-un ingredient activ (acid peracetic) și garantează o eficiență microbiologică cu un spectru mare și asigură respectarea mediului, datorită biodegradabilității sale în acid acetic, oxigen și apă.
- ✓ **PHAGO'SPORE** are un spray de spumă care permite evitarea formării aerosolului și protejarea utilizatorului.

Componența

- ✓ Activ disinfecant:
 - Acid Peracetic (CAS No. 79-21-0 ; 0,034% m/m)
 - Peroxid de hidrogen (CAS No. 7722-84-1 ; 3,26% m/m)
- ✓ Parfum

Proprietăți organoleptice

- ✓ Aspect: lichid
- ✓ Colour: incolor
- ✓ Parfum: mentă
- ✓ pH la 20°C : 2,00
- ✓ Densitatea la 20°C : 1,000 – 1,020 g/cm³

Instrucțiuni de utilizare

Uz profesional.

- ✓ **PHAGO'SPORE** Solutie gata de lucru, nu se diluiază.
- ✓ **PHAGO'SPORE** se folosește pentru podele și suprafețe prin impregnarea de lavete. Protocol: 5 impregnari la 1 l
- ✓ Pulverizați pe o lavetă de unică folosință și / sau aplicați pe suprafață. Nu se va clăti.
- ✓ Lăsați să acționeze 5 minute pentru o activitate bactericidă sau 15 minute pentru un spectru complet.

* În cazul dezinfectării suprafețelor care pot fi în contact cu alimentele, clătiți suprafețele cu apă curată (decretul oficial francez din 8 septembrie 1999)

Folosiți cu atenție biocide.

Înainte de a utiliza produsul, citiți eticheta și informațiile din produs.

Recomandări

- ✓ Folosiți mănuși și îmbrăcăminte de protecție corespunzătoare.
- ✓ Nu lăsați produsul să se scurgă.
- ✓ Data de expirare: 18 luni de la data fabricației.
- ✓ n contact cu aerul, într-un recipient deschis (găleată, rezervor), produsul este stabil timp de 3 zile.
- ✓ Fișa cu date de securitate este disponibilă pe site-ul web www.quickfds.com

Antimicrobial activity

Standart	Concentrație	Timp
STANDARD	Concentration	Time
BACTERICIDAL		
EN 1276 Dirty condition (<i>P.aeruginosa</i> et <i>E.hirae</i>)	80%	1 min.
EN 13697 Dirty condition (<i>P.aeruginosa</i> , <i>S.aureus</i> , <i>E.coli</i> et <i>E.hirae</i>)	10 %	5 min.
EN 13727 Dirty condition (<i>P.aeruginosa</i> , <i>S.aureus</i> et <i>E.hirae</i>)	8 %	5 min.
EN 16615 Dirty condition	100 %	5 min
MYCOBACTERICIDE		
EN 14348 Dirty condition (<i>M.avium</i> et <i>M. terrae</i>)	80%	5 min
FONGICIDE		
EN 13697 Dirty condition (<i>C. albicans</i> et <i>A. niger</i>)	100 %	15 min.
EN 13624 Dirty condition (<i>C. albicans</i> et <i>A. niger</i>)	40 %	5 min
EN 1650 Dirty condition (<i>Aspergillus</i>)	80 %	15min.
EN 16615 Dirty condition	100 %	5 min
VIRUCIDE		
prEN 14476 : 2011 Dirty condition (Poliovirus type 1)	100 %	15 min.
prEN 14476 : 2011 Dirty condition (Adeno et Norovirus)	100 %	5 min.
SPORICIDE		
EN 13704 clean condition (<i>C. difficile</i>)	100 %	10 min.
EN 13704 clean condition (<i>B. subtilis</i>)	80 %	15 min.
EN 13697 Dirty condition (<i>C. difficile</i> , forme sporulée)	50 %	15 min.

Vă rugăm să consultați fișierul științific pentru informații și rapoarte mai detaliate.



CHRISTEYNS

MEDICAL HYGIENE

phagogene®

Christeyns France

31, rue de la Maladrerie - 44120 VERTOU - France
Tel : +33 (0)2 40 80 27 27 / Fax : +33 (0)2 40 03 09 73

www.christeyns.com