

OCUBLU-TRY TRYPAN BLUE®	TR
--------------------------------	-----------

Açıklama:

Ocublu-Try Trypan Blue ön segment cerrahisinde kullanılan steril bir seçici doku boyasıdır. Ocublu-Try Trypan Blue katarakt ameliyatlarında kapsülöreksis işlemi için yardımcı bir cihaz olarak geliştirildi. Ocublu-Try Trypan Blue ön lens kapsülünün seçici boyanması amacıyla kullanılmakta, böylelikle katarakt ameliyatları sırasında kapsülöreksis girişimi basitleştirmekte ve yırtılma riski asgariye indirmektedir.

(Bununla birlikte, Ocublu-Try Trypan Blue, gözün diğer dokularını boyamaz ve bu nedenle gözün diğer dokularını korur.)

Bileşimi

1mL Ocublu-Try Trypan Blue içeriği:

0,2 mg Trypan Blue	0,4 mg Trypan Blue	0,6 mg Trypan Blue
Sodyum Klorür	Sodyum Klorür	Sodyum Klorür
Disodyum hidrojen fosfat	Disodyum hidrojen fosfat	Disodyum hidrojen fosfat
Sodyum dihidrojen fosfat	Sodyum dihidrojen fosfat	Sodyum dihidrojen fosfat
Enjeksiyon amaçlı su	Enjeksiyon amaçlı su	Enjeksiyon amaçlı su

(Bununla birlikte, Ocublu-Try Trypan Blue, gözün diğer dokularını boyamaz ve bu nedenle gözün diğer dokularını korur.)

Kullanım Talimatları:

Ocublu-Try Trypan Blue sadece oftalmoloji hekimleri tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ocublu-Try Trypan Blue, ön kamaraya verilen hava ve lens kapsülü arasına tüberkülin şırıngaya çekilerek veya direkt olarak önceden doldurulmuş şırınga kullanılarak enjekte edilir. Boya ön kapsülü tamamiyla boyar. Ön kamara, fazla boyayı gidermek için dengeli tuz çözeltisi ile yıkanır. Daha sonra viskoelastik enjekte edilerek kapsülöreksize başlanır.

(Bununla birlikte, Ocublu-Try Trypan Blue, gözün diğer dokularını boyamaz ve bu nedenle gözün diğer dokularını korur.)

Endikasyonlar

Ocublu-Try Trypan Blue, oftalmik cerrahiler sırasında özellikle fakoemülsifikasyon ile katarakt ekstraksiyonun yapılacağı durumlarda kapsüler dokuları boyamak amacıyla kullanılır. Ocublu-Try Trypan Blue, kapsülöreksis sırasında boyanmamış korteks ile kontrast oluşturarak, ön kapsülün belirgin bir şekilde görülmesini sağlar. Sadece intraoküler kullanım içindir.

(Bununla birlikte, Ocublu-Try Trypan Blue, gözün diğer dokularını boyamaz ve bu nedenle gözün diğer dokularını korur.)

Kontrendikasyonlar

Önerilere uygun kullanıldığında bilinen herhangi bir kontrendikasyonu yoktur.

(Bununla birlikte, Ocublu-Try Trypan Blue, gözün diğer dokularını boyamaz ve bu nedenle gözün diğer dokularını korur.)

Yan Etkiler

Yan etkileri bilinmemektedir.

(Bununla birlikte, Ocublu-Try Trypan Blue, gözün diğer dokularını boyamaz ve bu nedenle gözün diğer dokularını korur.)

Sunum ve Sterilizasyon

1.0 ml steril Ocublu-Try Trypan Blue vial veya şırınga içerisinde sunulmaktadır. Her kutuda 10 adet bulunmaktadır. Buhar sterilizasyonu yapılmıştır.

(Bununla birlikte, Ocublu-Try Trypan Blue, gözün diğer dokularını boyamaz ve bu nedenle gözün diğer dokularını korur.)

Depolama Koşulları

Ocublu-Try Trypan Blue 10-30°C’ de, ışıktan koruyarak muhafaza edilmelidir.

(Bununla birlikte, Ocublu-Try Trypan Blue, gözün diğer dokularını boyamaz ve bu nedenle gözün diğer dokularını korur.)

Uyarılar ve Tedbirler

Ürün yalnızca tek bir intraoküler kullanım için tasarlanmıştır, intravenöz ve intramüsküler kullanıma uygun değildir. Yeniden sterilize etmeyiniz. Ürünü son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız. Açılmış ve/veya hasar görmüş steril ambalajlar kullanılamaz. Ocublu-Try Trypan Blue ambalajından aseptik şartlarda çıkarılmalıdır.

(Bununla birlikte, Ocublu-Try Trypan Blue, gözün diğer dokularını boyamaz ve bu nedenle gözün diğer dokularını korur.)

Olumsuz Etki

Ocublu-Try Trypan Blue 'ya ilişkin beklenmedik yan etkiler ve komplikasyonlar ATAKAN DEDE-MİRAY MEDİKAL 'e rapor edilmelidir.

(Bununla birlikte, Ocublu-Try Trypan Blue, gözün diğer dokularını boyamaz ve bu nedenle gözün diğer dokularını korur.)

Doküman No : KK05

Revizyon No / Tarih : 05/05.09.2018

OCUBLU-TRY TRYPAN BLUE®	EN
--------------------------------	-----------

Description:

Ocublu-Try Trypan Blue is a sterile tissue dye for anterior segment surgery. Ocublu-Try Trypan Blue has been developed as an auxiliary device for performing capsulorhexis during cataract surgery. Ocublu-Try Trypan Blue is used to selectively stain the anterior lens capsule, which helps with facilitating capsulorhexis and minimizing the risk of tearing during cataract surgery.

(Bununla birlikte, Ocublu-Try Trypan Blue, gözün diğer dokularını boyamaz ve bu nedenle gözün diğer dokularını korur.)

Composition

1 mL Ocublu-Try Trypan Blue Contains:

0,2 mg of Trypan Blue	0,4 mg of Trypan Blue	0,6 mg of Trypan Blue
Sodium chloride	Sodium chloride	Sodium chloride
Disodium hydrogenphosphate	Disodium hydrogenphosphate	Disodium hydrogenphosphate
Sodium dihydrogenphosphate	Sodium dihydrogenphosphate	Sodium dihydrogenphosphate
Water for injection	Water for injection	Water for injection

(Bununla birlikte, Ocublu-Try Trypan Blue, gözün diğer dokularını boyamaz ve bu nedenle gözün diğer dokularını korur.)

Instructions For Use :

This product is designed for use by ophthalmologists only. Ocublu-Try Trypan Blue is injected into the anterior chamber using a tuberculin syringe between the air bubble and the lens capsule. Ocublu-Try Trypan Blue is achieved as soon as the dye comes into contact with the anterior lens capsule. The anterior chamber is then flushed to remove any residual dye. A viscoelastic solution is then injected. The cataract operation is then performed in the usual manner.

(Bununla birlikte, Ocublu-Try Trypan Blue, gözün diğer dokularını boyamaz ve bu nedenle gözün diğer dokularını korur.)

Indications

Ocublu-Try Trypan Blue is indicated for intraocular use for staining the capsular tissues during ophthalmic surgery, especially involving cataract extraction using phacoemulsifications. Ocublu-Try Trypan Blue permits clear visualization of the anterior capsule in contrast to non-stained lens cortex. It is intended for intraocular use only.

(Bununla birlikte, Ocublu-Try Trypan Blue, gözün diğer dokularını boyamaz ve bu nedenle gözün diğer dokularını korur.)

Contraindications

No contraindications are known when used in accordance with recommendations.

(Bununla birlikte, Ocublu-Try Trypan Blue, gözün diğer dokularını boyamaz ve bu nedenle gözün diğer dokularını korur.)

Side Effects

Side effects are not known.

(Bununla birlikte, Ocublu-Try Trypan Blue, gözün diğer dokularını boyamaz ve bu nedenle gözün diğer dokularını korur.)

Presentation and Sterilisation

Ocublu-Try Trypan Blue is available in vial or syringe containing 1.0 ml of sterile solution. Each box contains 10 units. It is sterilized using steam.

(Bununla birlikte, Ocublu-Try Trypan Blue, gözün diğer dokularını boyamaz ve bu nedenle gözün diğer dokularını korur.)

Storage Conditions

Ocublu-Try Trypan Blue must be stored at 10 - 30°C, protected from light.

(Bununla birlikte, Ocublu-Try Trypan Blue, gözün diğer dokularını boyamaz ve bu nedenle gözün diğer dokularını korur.)

Warnings and Precautions for use

Product is only intended for single intraocular application only, it should not be administered by intravenous and intramuscular routes. Do not resterilize. Do not use this product after the expiry date. Any sterile pack that has been opened and/or damaged must not be used. The medical device must be removed from its primary package aseptically.

(Bununla birlikte, Ocublu-Try Trypan Blue, gözün diğer dokularını boyamaz ve bu nedenle gözün diğer dokularını korur.)

Adverse Reactions

Unexpected adverse reactions and complications related to Ocublu-Try Trypan Blue must be reported to ATAKAN DEDE – MİRAY MEDİKAL.

(Bununla birlikte, Ocublu-Try Trypan Blue, gözün diğer dokularını boyamaz ve bu nedenle gözün diğer dokularını korur.)

Document Number : KK05

Revision Number / Date : 05/05.09.2018

OCUBLU-TRY TRYPAN BLUE®	DE
--------------------------------	-----------

Beschreibung :

Ocublu-Try Trypan Blue ist sterile gewebeфарbstoff in der kataraktchirurgie verwendet. Ocublu-Try Trypan Blue ist als hilfsmittel bei eingriffen in der augenchirurgie im vorderen augensegment für die katarakto-perationen entwickelt worden. Durch die anfärbung der vorderen linsenkapsel wird diese besser sichtbar gemacht, wodurch die kapsulorhexis vereinfacht bzm. Das risiko des zerreißens minimiert wird.

(Bununla birlikte, Ocublu-Try Trypan Blue, gözün diğer dokularını boyamaz ve bu nedenle gözün diğer dokularını korur.)

Zusammensetzung

1 mL Ocublu-Try Trypan Blue Enthält:

0,2 mg Trypanblau	0,4 mg Trypanblau	0,6 mg Trypanblau
Natriumchlorid	Natriumchlorid	Natriumchlorid
Dinatriumhydrogenphosphat	Dinatriumhydrogenphosphat	Dinatriumhydrogenphosphat
Natriumhydrogenphosphat	Natriumhydrogenphosphat	Natriumhydrogenphosphat
Wasser für Injektionszwecke	Wasser für Injektionszwecke	Wasser für Injektionszwecke

(Bununla birlikte, Ocublu-Try Trypan Blue, gözün diğer dokularını boyamaz ve bu nedenle gözün diğer dokularını korur.)

Gebrauchsanweisung :

Dieses Produkt ist nur zur verwendung durch Augenärzte vorgesehen. Ocublu-Try Trypan Blue eine ausreichende färbung wird erzielt, sobald der farbstoff in kontakt mit der vorderen linsenkapsel gekommen ist. Die vorderkammer wird dann gespült, um überschüssigen farbstoff zu entfernen. Danach wird eine viskoelastische lösung eingespritzt. Die kataraktoperation kann dann wie gewohnt durchgeführt werden.

(Bununla birlikte, Ocublu-Try Trypan Blue, gözün diğer dokularını boyamaz ve bu nedenle gözün diğer dokularını korur.)

Indikationen

Ocublu-Try Trypan Blue ist für die intraokulare Anwendung zur Färbung des Kapselgewebes während der Augenchirurgie, insbesondere bei der Kataraktextraktion mittels Phakoemulsifikation, indiziert. Ocublu-Try Trypan Blue erlaubt eine klare Visualisierung der vorderen Kapsel im Gegensatz zu einem gefärbten Linsenrinde. Es ist nur für den intraokularen Gebrauch bestimmt.

(Bununla birlikte, Ocublu-Try Trypan Blue, gözün diğer dokularını boyamaz ve bu nedenle gözün diğer dokularını korur.)

Kontraindikationen

Bei anwendungen laut den empfehlungen sind keine gegenanzeigen bekannt.

(Bununla birlikte, Ocublu-Try Trypan Blue, gözün diğer dokularını boyamaz ve bu nedenle gözün diğer dokularını korur.)

Nebenwirkungen

Nebwirkungen sind nicht bekannt.

(Bununla birlikte, Ocublu-Try Trypan Blue, gözün diğer dokularını boyamaz ve bu nedenle gözün diğer dokularını korur.)

Präsentation Und Sterilisation

Ocublu-Try Trypan Blue ist in Durchstechflaschen oder Spritzen mit 1,0 ml steriler Lösung erhältlich. Jede Box enthält 10 Einheiten. Es wird mit Dampf sterilisiert.

(Bununla birlikte, Ocublu-Try Trypan Blue, gözün diğer dokularını boyamaz ve bu nedenle gözün diğer dokularını korur.)

Lagerbedingungen

Ocublu-Try Trypan Blue müssen bei 10 - 30°C gelagert werden, vom Sonnenlicht geschützt.

(Bununla birlikte, Ocublu-Try Trypan Blue, gözün diğer dokularını boyamaz ve bu nedenle gözün diğer dokularını korur.)

Warnhinweise

Produkt ist ausschließlich für eine einmalige intraokulare anwendung bestimmt, kann nicht intravenös oder intramuskulär verabreicht werden. Nicht erneut sterilisieren. Verwenden Sie dieses Produkt nicht nach Ablauf date. Eine geöffnete und/oder beschädigte Sterilpackung darf nicht verwendet werden.

(Bununla birlikte, Ocublu-Try Trypan Blue, gözün diğer dokularını boyamaz ve bu nedenle gözün diğer dokularını korur.)

Nebenwirkungen

Unerwarteter nebenwirkungen und komplikationen zu Ocublu-Try Trypan Blue zusammenhang muss ATAKAN DEDE – MİRAY MEDİKAL gemeldet werden.

(Bununla birlikte, Ocublu-Try Trypan Blue, gözün diğer dokularını boyamaz ve bu nedenle gözün diğer dokularını korur.)

Dokumentnummer : KK05

Revisions – Nummer / Datum : 05/05.09.2018

OCUBLU-TRY TRYPAN BLUE®	FR
--------------------------------	-----------

Description:

Ocublu-Try Trypan Blue est colorant des tissus stériles utilisés en chirurgie de la cataracte. Ocublu-Try Trypan Blue est un produit conçu pour les interventions de chirurgie ophtalmologique dans le segment antérieur de L’œil pour les opérations de la cataracte. La coloration de la capsule antérieure du cristallin permet de la rendre plus visible ce qui simplifie le capsulorhexis et réduit le riauqe de déchirure.

(Bununla birlikte, Ocublu-Try Trypan Blue, gözün diğer dokularını boyamaz ve bu nedenle gözün diğer dokularını korur.)

Composition

1 mL Ocublu-Try Trypan Blue de contient :

0,2 mg de bleu Trypan	0,4 mg de bleu Trypan	0,6 mg de bleu Trypan
Chlorure de sodium	Chlorure de sodium	Chlorure de sodium
Le Phosphate D'hydrogène Disodique	Le Phosphate D'hydrogène Disodique	Le Phosphate D'hydrogène Disodique
Dihydrogénophosphate de sodium	Dihydrogénophosphate de sodium	Dihydrogénophosphate de sodium
Eau pour injection	Eau pour injection	Eau pour injection

(Bununla birlikte, Ocublu-Try Trypan Blue, gözün diğer dokularını boyamaz ve bu nedenle gözün diğer dokularını korur.)

Mode D'emploi:

Ce produit est conçu pour être utilisé uniquement par des ophtalmologistes. Ocublu-Try Trypan Blue une coloration suffisante est obtenue dès que le colorant entre en contact avec la capsule antérieure du cristallin. La chambre antérieure est alors rincée pour éliminer tout colorant résiduel. Une solution viscoélastique est ensuite injectée. Lopération de la cataracte peut ensuite se poursuivre normalement.

(Bununla birlikte, Ocublu-Try Trypan Blue, gözün diğer dokularını boyamaz ve bu nedenle gözün diğer dokularını korur.)

Indications

Ocublu-Try Trypan Blue est indiqué pour le traitement intra-oculaire des tissus capsulaires au cours de la chirurgie ophtalmique, en particulier lors de l’extraction de la cataracte par phacoémulsification. Le bleu Trypan d’Ocublu-Try permet une visualisation claire de la capsule antérieure en contraste avec le cortex de lentilles teintées. Il est destiné à un usage intraoculaire uniquement.

(Bununla birlikte, Ocublu-Try Trypan Blue, gözün diğer dokularını boyamaz ve bu nedenle gözün diğer dokularını korur.)

Contre-indications

Il N'existe aucune contre-indication connue si ce produit est utilisé conformément aux recommandations.

(Bununla birlikte, Ocublu-Try Trypan Blue, gözün diğer dokularını boyamaz ve bu nedenle gözün diğer dokularını korur.)

Effets Secondaires

Les effets secondaires ne sont pas connus.

(Bununla birlikte, Ocublu-Try Trypan Blue, gözün diğer dokularını boyamaz ve bu nedenle gözün diğer dokularını korur.)

Présentation Et Sterilisation

Ocublu-Try Trypan Blue est disponible dans un flacon ou une seringue contenant 1,0 ml de solution stérile. Chaque boîte contient 10 unités. Il est stérilisé en utilisant de la vapeur.

(Bununla birlikte, Ocublu-Try Trypan Blue, gözün diğer dokularını boyamaz ve bu nedenle gözün diğer dokularını korur.)

Conditions De Stockage

Ocublu-Try Trypan Blue doit être conservé entre 10 et 30°C, à l’abri de la lumière.

(Bununla birlikte, Ocublu-Try Trypan Blue, gözün diğer dokularını boyamaz ve bu nedenle gözün diğer dokularını korur.)

Avertissements

Ocublu-Try Trypan Blue est uniquement conçu pour application intraoculaire unique, il ne doit pas être administré par voie intraveineuse ou intramusculaire. Ne pas restériliser. Ne pas utiliser ce produit après la date d’expiration. Ne pas utiliser si l’emballage stérile est ouvert et/ ou endommagé.

(Bununla birlikte, Ocublu-Try Trypan Blue, gözün diğer dokularını boyamaz ve bu nedenle gözün diğer dokularını korur.)

Effets Indésirables

Les effets secondaires et les complications inattendus pouvant être imputés Ocublu-Try Trypan Blue doivent être signalés à ATAKAN DEDE – MİRAY MEDİKAL.

(Bununla birlikte, Ocublu-Try Trypan Blue, gözün diğer dokularını boyamaz ve bu nedenle gözün diğer dokularını korur.)

Numéro de document : KK05

Numéro de la révision / Histoire : 05/05.09.2018

Explicación :

Ocublu-Try Trypan Blue se utiliza en la cirugía de cataratas es la pintura de tejido estéril. Ocublu-Try Trypan Blue en cirugía oftálmica, el segmento anterior del ojo para su uso en la cirugía de cataratas se desarrolló como un agente auxiliar. Como resultado de la tinción de la cápsula anterior del cristalino, es proporcionada para ser visto en una manera mejor, o capsulorrexis y se simplifica resultando en un riesgo mínimo de rasgado.

Composición

1 mL Ocublu-Try Trypan Blue Contenido:

0,2 mg Trypan Blue	0,4 mg Trypan Blue	0,6 mg Trypan Blue
Cloruro de Sodio	Cloruro de Sodio	Cloruro de Sodio
Hidrogenofosfato disódica	Hidrogenofosfato disódica	Hidrogenofosfato disódica
Dihidrogenofosfato de sodio	Dihidrogenofosfato de sodio	Dihidrogenofosfato de sodio
Agua para inyección	Agua para inyección	Agua para inyección

Instrucciones De Uso

Este producto está diseñado para uso por sólo oftalmólogos. Ocublu-Try Trypan Blue, entre la cápsula de la lente frontal de la cámara y el aire se inyecta usando una jeringa. No está Ocublu-Try Trypan Blue en contacto con la cápsula anterior del cristalino, se produce una coloración suficiente. La cámara anterior se enjuaga a continuación con el fin de eliminar el exceso de tinte. A continuación, se inyecta una solución viscoelástica. A continuación, iniciar capsulorrexis.

Indicaciones

Ocublu-Try Trypan Blue está indicado para la tinción intraocular y para la tinción de los tejidos capsulares durante la cirugía oftálmica, especialmente en la extracción de cataratas mediante faecoemulsificación. Ocublu-Try Trypan Blue permite una visualización clara de la cápsula anterior en contraste con la corteza del cristalino teñida. Solo está destinado para uso intraocular.

Contraindicaciones

No tienen contraindicaciones conocidas cuando se usa de acuerdo con la propuesta.

Los Efectos Secundarios

Efectos secundarios es desconocida.

Presentación Y Esterilización

Ocublu-Try Trypan Blue está disponible en vial o jeringa que contiene 1,0 ml de solución estéril. Cada caja contiene 10 unidades. La esterilización por vapor se lleva a cabo.

Las Condiciones De Almacenamiento

Ocublu-Try Trypan Blue deben almacenarse a temperatura entre 10 - 30°C, protegidos de la luz.

Advertencias

Ocublu-Try Trypan Blue est uniquement conçu pour application intraoculaire unique, il ne doit pas être administré par voie intraveineuse ou intramusculaire. Ne pas restériliser. Ne pas utiliser ce produit après la date d'expiration. Ne pas utiliser si l'emballage stérile est ouvert et/ou endommagé.

Efectos Adversos

Ocublu-Try Trypan Blue efectos secundarios imprevistos y complicaciones deben ser reportados a la ATAKAN DEDE – MİRAY MEDİKAL.

Número del Documento: KK05

Número de revision/ fecha : 05/05.09.2018

Descrizione:

Ocublu-Try Trypan Blue é una tintura tessuti sterile utilizzata nella chirurgia della cataratta. Ocublu-Try Trypan Blue é stato sviluppato come coadiuvante per l'uso nella chirurgia della cataratta sul segmento anteriore dell'occhio. In conseguenza alla colorazione della capsula anteriore si ottiene una maggiore visibilità dello stesso, come risultato, Il capsuloressi viene semplificato oppure Il rischio di lacerazione si riduce al minimo.

Composizione

La Composizione Di 1 mL Ocublu-Try Trypan Blue:

0,2 mg di Trypan Blue	0,4 mg di Trypan Blue	0,6 mg di Trypan Blue
Cloruro di Sodio	Cloruro di Sodio	Cloruro di Sodio
Disodio idrogeno fosfato	Disodio idrogeno fosfato	Disodio idrogeno fosfato
Sodio diidrogeno fosfato	Sodio diidrogeno fosfato	Sodio diidrogeno fosfato
Acqua per iniezione	Acqua per iniezione	Acqua per iniezione

Istruzioni Per L'uso

Questo prodotto è progettato per essere utilizzato solo da oftalmologi. Ocublu-Try Trypan Blue viene applicato iniettando con una siringa la tuberculina tra l'aria gettata alla camera anteriore e la capsula del cristallino. A contatto con la capsula anteriore del cristallino, si verifica una colorazione sufficiente. La camra anteriore viene quindi risciacquata per rimuovere Il colorante in eccesso. Successivamente, viene iniettata una soluzione viscoelastica. In seguito si inizia a capsuloressi.

Indicazioni

Ocublu-Try Trypan Blue è indicato per la colorazione intraoculare dei tessuti capsulari durante la chirurgia oftalmica, in particolare per l'estrazione della cataratta mediante faecoemulsificazione. Ocublu-Try Trypan Blue consente una chiara visualizzazione della capsula anteriore in contrasto con la corteccia della lente tinta su tinta. È inteso solo per uso intraoculare.

Controindicazioni

Non ha controindicazioni note quando è utilizzato in conformità con le prescrizioni.

Effetti Collaterali

Non ci sono effetti collaterali noti.

Presentazione E Sterilizzazione

Ocublu-Try Trypan Blue è disponibile in flaconcino o siringa contenente 1,0 ml di soluzione sterile. Ogni scatola contiene 10 unità. È sterilizzato usando il vapore.

Condizioni Di Conservazione

Ocublu-Try Trypan Blue devono essere conservati a una temperatura compresa tra 10 e 30 ° C, al riparo dalla luce.

Avvertenze e Precauzioni:

El producto solo está indicado para una sola aplicación intraocular, no debe administrarse por vía intravenosa o intramuscular. No reesterilizar. No use este producto después de la fecha de caducidad. No utilice el paquete estéril si ha sido abierto o está dañado.


Reazioni Averse:

Le reazioni avverse e le complicanze inattese correlate a Ocublu-Try Trypan Blue devono essere segnalate all'ATAKAN DEDE-MİRAY MEDİKAL.

Documento No : KK05

Numero di revisione/ data : 05/05.09.2018

Instructions for the correct removal of the cap: / Kapağın doğru çıkarılmasına ilişkin talimatlar: / Anweisung zum richtigen Entfernen der Verschlusskappe: / Instructions pour le retrait du capuchon: / Instrucciones para la eliminación correcta de la tapa: / Istruzioni per la corretta rimozione del coperchio:




**1 HOLD
TUTUNUZ
HALTEN
TENIR
MANTENGA
MANTENERE**

**2 TWIST
ÇEVİRİNİZ
TWIST
TORSION
ENCIENDA
TURNO**

**3 PULL OUT
ÇEKEREK ÇIKARINIZ
HERAUSZIEHEN
EXTRAIRE
JALE SUS INTERESES
TIRARE**

Instructions for the correct insertion of the cannula: / Kanülün doğru yerleştirilmesine ilişkin talimatlar: / Anweisungen zum richtigen Aufsetzen der Kanüle: / Instructions pour la mise en place de la canul: / Las instrucciones para la correcta colocación de la cánula: / Istruzioni per il corretto posizionamento della cannula




**4 HOLD
TUTUNUZ
HALTEN
TENIR
MANTENGA
MANTENERE**

**5 INSERT
YERLEŞTİRİNİZ
EINFUGEN
İNŞERER
LUGAR
POSTO**

**6 TWIST
ÇEVİRİNİZ
TWIST
TORSION
ENCIENDA
TURNO**

Figure 1 / Şekil 1 / Abbildung 1 / Figure 1 / Figura 1 / Figura 1



RIGHT! (because backstop opening at back)
DOĞRU! (Backstop boşluğu arkada olduğu için)
RICHTIG! (weil Backstop-Öffnung hinten)
CORRECT! (ouverture anti-retour vers l'arrière)
DESTRA! (perché lo spazio dietro Backstop)
DERECHO! (debido a que el espacio detrás Backstop)

WRONG! (because backstop opening at front)
YANLIŞ! (Backstop boşluğu önde olduğu için)
FALSCH! (weil Backstop-Öffnung vorne)
INCORRECT! (ouverture anti-retour vers l'avant)
FALSO! (porque el espacio en frente de la Backstop)
FALSO! (perché lo spazio di fronte al Backstop)

Explanation of international symbols / Uluslararası sembollerin açıklaması: / Erklärung der internationalen Symbole / Explication des symboles internationaux / Descripción de los símbolos internacionales / Descrizione dei simboli internazionali

Please read the instructions
Kullanım talimatını okuyunuz
Bitte lesen Sie die Anweisungen
S'il vous plaît lire les instructions
Por favor, lea las instrucciones de funcionamiento
Si prega di leggere istruzioni per l'uso

Protect against direct sunlight
Güneş ışığından koruyarak saklayınız
Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren
Conserver à l'abri du soleil
Mantenga protegido de la luz solar directa
Tenere al riparo dalla luce diretta del sole

Do not sterilize second time.
2. kez steril edilmez
Re nicht sterilisieren
Ne pas re stériliser
Segundo tiempo no estéril
2 ° tempo non sterili

Store in a dry place
Kuru olarak saklayınız
Trocken aufbewahren
Conserver dans un endroit sec
Mantenga seco.
Conservare in luogo asciutto.

Do not re-use
Tekrar kullanmayınız
Nicht wiederverwenden
Ne pas réutiliser
No utilize de nuevo
Non usare di nuovo

Storage temperature
Saklama sıcaklığı
Lagertemperatur
Température de conservation
Temperatura de almacenamiento
Temperatura di stoccaggio

Follow the directions for use
Kullanım kılavuzunu dikkate alınız!
Gebrauchsinformation beachten
Se conformer au mode d'emploi
Observer el manual!
Ossercare le istruzioni!

Does not contain latex
Lateks içermez
Enthält kein Latex
Ne contient pas de latex
L. àtex no contiene
Latex non contiene

Use by
Son kullanma tarihi
Verwendbar bis
A utiliser avant fin
Fecha de expiración
Data di scadenza

Does not use if package is damaged
Hasar görmüş ambalajların içeriğini kullanmayınız.
Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
No utilize el contenido de envases dañados
Non utilizzare contenuti di confezione danneggiata

Batch number
Parti işareti
Chargenbezeichnung
Numéro de lot
Partido Marcos
Partito Mark

Production Date
Üretim tarihi
Herstellungsdatum
La date d'expiratio
Data id produzione
La fecha de producción

Sterilised with moist heat
Nemli ısıyla sterilize edilmiştir
Sterilisation mit feuchter Hitze
Stérilisation à la chaleur humide
Esterilizado por calor húmedo.
Sterilizzati con calore umido

"Conformité Européene" mark means
"Conformity to Europe". The product complies with the
provisions of Medical Devices Regulation No.93.42.EEC

Manufacturer
Üretici / Fabricant / Hersteller / Fabricante / Produttore

Atakan Dede - Miray Medikal
Çalı Mah. 14. (410) Sk. 14 B Nilüfer / BURSA / TURKEY
Tel.: +90 224 441 33 34 Fax: +90 224 443 70 06
www.miraymedikal.com