



Sanhill

上海震海医用设备有限公司

Sanhill Medical Instrument Co.Ltd

上海震海医用设备有限公司是专业生产一次性医用材料的制造商。震海公司在一次性使用医用耗材领域有着广泛的全球客户群。尤其是主打产品一次性乳胶导尿管。

公司的发展依托的就是这种“形象系生存、创新为生计、质量是生命”的服务理念。先进的生产设备、检测仪器和生产工艺，优秀的管理、先进的技术和敬业的员工不断制造出值得用户信赖的产品。我司生产的大部分产品已通过欧盟CE和ISO认证。产品通过其全球强有力的网络畅销国内外，因其产品的安全性和有效性，在全球各地医院临床得到广泛使用，深受全球临床医生和患者的喜爱和好评。



工厂环境一角
Beautiful factory-environment

Sanhill Medical Instrument Co. Ltd. is specialized in manufacturing consumable medical materials and enjoys good reputation among its worldwide customers, especially for latex foley catheter.

The company is developing on the principle of "excellent image, initiative spirit and top quality". With its sophisticated manufacturing equipments, detecting instruments as well as its mature manufacturing technique and well-committed employees, the company has been constantly producing reliable medical materials. Most of our materials have been authorized with CE&ISO certification and have been selling a great deal to the domestic market as well as overseas market through our strong sales network. They are widely used by clinical hospitals all over the world due to their safety and effectiveness and are well received by clinicians and patients worldwide with popularity and praise.

工厂/Factory



头部及引流孔

经过精心设计的模具，使导尿管头部硬变通中，表面平滑，弧度准确，故插入容易，对膀胱刺激度性小，两个相对的引流孔可保证最大的引流量又不易堵塞、折角。
Delicate design, suitable hard top, smooth surface, accurate radian, easy insertion, modest irritation to bladder.



球体

用特殊配方精工制造，强度高，密封性好，偏心率小，安全可靠，充盈后管头直立，引流畅通。
High strength, excellent sealing property, Fluent drainage, safe and reliable



管身和引流腔

管身原料优质，坚韧而富有弹性，牢固的镀膜处理，防止表面杂质的析出和结晶，减少刺激，附有水溶性润滑剂，顺滑、抗菌、使用方便。
Straight shaft, appropriate elasticity, avoid impurity and crystal, ease irritation and allergy, water-soluble lubricant applied, super smooth, antibiotic.



引流接口和单向阀

引流接口安全，单向阀注入液体不漏水，不同颜色代表不同规格，容易区分。
Safe and excellent sealing property, different colours represent different size, easily distinguish it.



镀膜处理的导尿管充盈2周
仍然光滑透明
Bright and transparent
after 2-week



普通硅处理尿管充盈2周
2小时就有刺激性杂质析出
Impurity found after
2-hour



镀膜处理的导尿管表面光滑如镜
Smooth surface



普通硅处理尿管表面粗糙
Comparatively rough surface

工厂地址：上海市青浦区新金路123号5号厂房
办公室地址：上海市徐汇区中山西路2025号1218室
公司电话：021-39875011 39875013
传 真：021-39875013

硅处理乳胶导尿管产品目录

Latex Foley Catheter catalog

产品名称 Products	类型 type	规格 Fr	球囊容量 balloon capacity (ml/cc)
单腔导尿管 1-WAV CATHETER	标准型 Standard	8-24	无球囊
	儿童型 Paediatric	8-10	无球囊
	弯头型 Bend	12-24	无球囊
双腔导尿管 2-WAV CATHETER	梅花型 Quincunx	16-28	无球囊
	标准头直型 Standard	12-26	5/10/30/15
	妇女型 Female	12-26	10
三腔导尿管 3-WAV CATHETER	儿童型 Paediatric	8-10	3/5
	弯头型 Bend	12-26	5/10/30/15
	标准型 Standard	16-24	30/50
四腔导尿管 4-WAV CATHETER	妇女型 Female	16-24	30/50
	弯头型 Bend	16-24	30/50
	双球型 Double balloon	18-24	15/30 30/50
四腔导尿管 4-WAV CATHETER	标准型 Standard	14-24	30/50
	妇女型 Female	12-20	30/50
	弯头型 Bend	14-24	30/50
四腔导尿管 4-WAV CATHETER	手术型 Surgical	18-20	15/30 30/50
	微波型 Microwave	/	OEM

使用说明:

1. 用无菌水湿润管体。
2. 将管尖端小心插入膀胱（此时有尿流出），然后插入3cm，确保球囊也进入膀胱。
3. 使用不带针头的注射器，插入单向阀孔内，将小于额定容量的蒸馏水或生理盐水注入球囊，使之充盈。
4. 排出球囊液体时，可用不带针头的注射器插入单向阀插液，或在单向阀旁将充盈腔剪断。

DIRECTION

1. Generously lubricate tip and shaft of the catheter.
2. Carefully insert catheter tip into the bladder.
3. Using a syringe without needle, inflate balloon with sterile distilled water or physiological saline. Recommended volume to use is marked on funnel of catheter.
4. For deflation, cut off the inflation funnel above the valve, or using a syringe without needle push into valve to facilitate drainage.

注意事项:

1. 本产品仅供一次性使用。
2. 本产品经灭菌处理，中发发现包装破裂，需重新灭菌方可使用。
3. 产品的型号及球囊充盈容量印于包装袋及引流腔上。
4. 避光、干燥、防热存储。

WARNING

1. For single use only.
2. Sterile for use if package is damaged.
3. The size and balloon capacity is marked on outer unit pack and funnel of catheter.
4. Store in a dark cool and dry place.

三大特点:

- 有效避免导尿管表面杂质可能的溶出和尿盐结晶。
- 减少刺激及过敏反应，解除患者不适。
- 生物相容性好。

Three Characteristics:

- Avoid impurity and calcifying on the surface of catheter.
- Ease irritation and allergy, relieve pain.
- Good biological compatibility.

