

Prospektüs Prospectus

GLIKOLAK

Emilebilir Cerrahi Ameliyat İpliği

Absorbable Surgical Sutures

Lütfen dilinizi seçiniz
Please select your language



TR

GLIKOLAK

Cerrahi, Pol[iglikolid(90%)ko-laktid(10%)]
Emilabilir PGLA Sütür
Sentezik, Multifilament, Örgülü, Violet/Ünyed

Kullanma Talimatı**TANIM**

GLIKOLAK suture, %60 glikolide ve %10 L-laktid'ten (glikolik ve laktid asti türevi) sentezlenen bir kopolimerden oluşmuş, esnek yapılı, sentetik, emilabilir, sterili cerrahi ipiktir. Kopolimerin ampirik formülü $(C_2H_3O)_m(C_3H_5O)_n$ şeklindedir. Multifilament suture, fiberlerin örülerek birleştirilmesi ile meydana gelmektedir.

GLIKOLAK suturen kaplama malzemesi eşit miktarda karıştırılan kalsiyum sitrat ($Ca_3H_4O_7$) ve %30 glikolik ile %70 laktid [$(C_3H_5O)_n$ in formülünde $m=3,7$ den hazırlanmaktadır. GLIKOLAK suture, canlı organizmada kullandığı emilabilir ve apri tahrişe neden olmaz. Kopolimer ve kaplama maddeyi kalsiyum sitrat, nonantjenik, nonporojenik ve emilme sırasında sadece hafif doku reaksiyonları uyarır.

GLIKOLAK cerrahi ipik USP #0 ve 2 (metrik 0.4-5) arasında, değişik boyutlara, iğnesiz veya çeşitli tip ve boyutla paslanmaz çelik iğnelere takılı olarak mevcuttur. GLIKOLAK suturen görünümüldür ardamak için mor (D&C Violet No. 2, C.I. # 60725, FDA Part 74.3602 / Solvent Violet 13) rengino boyanmıştır. Bununla birlikte renksiz olarak da mevcuttur (doğal, be).

GLIKOLAK suture Amerikan Farmakopisinde (U.S.P.) tanımlanmış olan "Emilabilir Cerrahi Sutureler Monogramı" gerekliliklerini ve Avrupa Farmakopisinde (E.P.) tanımlanan "Steril Sentezik Emililen Örgülü Sutureler Monogramı: 01/2008:0667 gerekliliklerini, bazı captarda az miktarda büyük olanlar hariç olmak üzere sağlamaktadır.

KULLANILANLARI

GLIKOLAK suture oftalmik uygulamaları da dahil olmak üzere yumuşak doku kapanması ve veya bağlanmasında kullanılır. Kalp-damar ve sinirsel doku kullandığıdır.

ETKİLERİ

GLIKOLAK suture, dokuda hafif akut veya kronik reaksiyonu ve fibröz bağ doku oluşumuna neden olabilir. Hidrofilize kademe edilmiş gereksizler ve zamanla gerilme mukavemetinde azalma meydana gelir. Hidrofilize sonra karbondioksit ve su şeklinde vücuttan atılır. Emilim, gerilme kuvvetinin azalması ile başlar ve bunu kütle kaybı takip eder. Hayvan ve in-vitro hidrofilize çalışmaları GLIKOLAK suturen implantasyondan 2 hafta sonra orijinal gerilme kuvvetinin %75'ini muhafaza ettiğini göstermiştir. En az 21-28 gün doku desteği sağlanan ve sutureler 55-70 gün içerisinde tamamen emilmektedir.

İmplantasyon Öncü	Orjinal Mukavemetin Yaklaşık Kalan Yüzdesi	
	GLIKOLAK	
7 Gün	9,90	9,90
14 Gün	9,75	9,75
21 Gün (E-0 ve daha kalın)	9,50	9,50
21 Gün (T-0 ve daha kalın)	9,40	9,40
28 Gün (E-0 ve daha kalın)	9,25	9,25

KULLANILMAMASI GEREKEN YERLER

Emilabilir ipi olmasından dolayı uzun süreli doku kapanması gereken yerlerde kullanılmamaktadır.

UYARILAR

Yaralan açılma riski, uygulama bölgesi ve kullanılan malzemeye göre değişebildiği için kullanımları ya kapanması için suture kullanımdan önce emilabilir cerrahi ipliklerin kullanılacak suture seçimi yaparken in-vitro performansını ("ETKİLERİ" bölümünde) göz önünde bulundurulmalıdır.

Bu suturen kullanımı geçiren diziğimiz, bünyesi zayıf veya/ya ya iyileşme cevabı yetersiz olan yapı hastalarda uygun olmayabilir.

İpliklerin safra ya da üriner sistemde bulunan tuz çözümleri ile uzun süreli teması taş oluşumuna neden olabilir.

GLIKOLAK emilabilir ipi suture olduğundan; yayılımı, gerilimi, şişmesi ya da इसे destek isteneni yarıcı olarak kullanılması ek olarak emilimleyen sutureların da kullanımının gerektirebileceği cerrah tarafından göz önünde bulundurulmalıdır.

Tekrar steril etmeyiniz. Açılmış poşetleri ve kullanılmayan ipikler imha ediniz. Enfeksiye ve kontamine olmuş yaralarda kabul edilebilir cerrahi uygulamalar takip edilmelidir.

ÖNEMLER

Çilite 7 günün fazla kalma dikşiler lokal tahrişe neden olabilir ve bu durumda dikşiler kesilmesi ya da çıkarılmasıdır. Bazı kapılılarda özellikle ortopedi prosedürlerinde, cerrah tericine bağı olarak bağlanırlar, diz desteğe hareketsiz hale getirilmesi sağlanabilir. Zayıf kan dolaşımın olduğu dokularda okşık atma ve geç emilim öslebileceğinden, emilabilir ipliklerin kullanımında bu durumun dikkate alınmalıdır.

GLIKOLAK veya diğer sutureların kullanımında iğlice ve iğneye zarar vermemek kaçınılmazdır. Forsepis veya iğne tutucu gibi cerrahi aletlerin kullanımına bağı ezme veya parçama hatalarından kaçınılmalıdır.

İğne uçlarını ve bağılı böğesinin hasar görmemesi için, bağılı tuzu ve iğne ucu arasında dikşiler mesafenin üçte biri (1/3) ile yarı (1/2) arasında dikşimden tutun. İğneleri yavaş sekillendirmeye, gücünü kaybetmelerine ve bükülmeye ve kırılmalarına karşı dikkatli kullanılmaması neden olabilir. İstem dışı iğne batmalarından kaçınmak için kullanımların cerrahi alanın dışına çıkması dikkatli olmalıdır.

GLIKOLAK iplikler, kalın karışım karışımları attırmak için kabul görmüş üç ve kaç düğüm teknikleri ile cerrahi durum ve cerrahinin deneyimine bağı olarak işve düğüm teknikleri gerektirebilir.

Yüksek sıcaklıklarda uzun süre maruz bırakılmamaktadır.

Kontamine ve kullanılmamış ürünleri boyama ve tesli gereksinimlerine uygun olarak imha ediniz.

Kullanılması iğneleri "kesici alet" kaplarına atınız.

YAN ETKİLERİ

Bu cihazın kullanımına bağı yan etkileri; yara bölgesinde gepici tahriş, akut doku yangı reaksiyonu, kızamıklık ve deri altı dikşilerin emilimi sırasında sertleşme şeklindedir.

GLIKOLAK, bütlen yapıları maddeler gibi, mevcut bir enfeksiyona atırlabilir.

PYASAYA SUNUŞ SEKİLİ

GLIKOLAK suture, örgülü, boyanmış ve boyanmamış (doğal), U.S.P. #0 ve 2 (metrik 0.4-5) arasında, değişik boyutlara, çeşitli tip ve ebalarda paslanmaz çelik iğne veya iğnesiz olarak mevcuttur.

İğneler konusuzdur.

GLIKOLAK suturelar tek kullanımlıdır.

DEPOLAMA

25°C'nin altında ve güneş ışığından uzaktır depolayınız.

Nemden konusuzdur.

Sunum tarihinden sonra kullanınız.

ETİKETLEMEDE KULLANILAN İŞRETLER

	Tek kullanımlık		Boyasız, Emilabilir Örgülü, Kaplamalı
	Tekrar steril etmeyiniz		Katalog numarası
	Paket zarar görmüşse kullanmayınız		25°C'nin altında muhafaza ediniz
	Üretici		Güneşten uzak tutunuz
	Üretim tarihi, Yıl		Nemden konusuzdur
	YYYY-MM Sun kullanma tarihi, Yıl-Ay		Geri dönüşümlü paket
	STERILE EO steril EO: Etilenoksit		Dikkat, Kullanma Kılavuzuna bakınız
	Lot Seri No		2292
	Boyalı, Emilabilir, Örgülü, Kaplamalı		

IFU-GL-rev-06-15-01-2018

Issue date: 11.09.2012

"EASSI (Avrupa Cerrahi Suture Sanayi Birliği) çeşitli suture ürün karakteristیکlerini seğızsel ve resmisi olarak tanımlamak için tasarlanmış bir sistem geliştirmiştir. Sembol kullanımına Tibbi Cihaz Direktifi (Medical Device Directive) (MDR 93/42/EEC) izin vermektedir ve çözümleri temel olarak gereksinimlere göre kalmadık ürünlerin kullanımına bilgi sağlanmasına imkan tanımaktadır."

BOZ TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Sağlık Min. Sağlık Sokak No:33/55Shhye-Cankaya, ANKARA/TÜRKİYE
Tel: +90 (312) 254 03 40 (5 hat) Faks: +90 (312) 254 03 50
web: www.boztibbi.com e-mail: boz@boztibbi.com

Boz

GB

GLIKOLAK

Surgical, Poly(Glycolide(90%/co-lactide)(10%))
Absorbable PGLA Suture
Synthetic, Multifilament, Braided, Violet/Undyed

Instruction for Use**DESCRIPTION**

GLIKOLAK suture is an absorbable sterile surgical suture which is flexible strand composed of a copolymer synthesized from 90% glycolide and 10 % L-lactide (derived from glycolic and lactic acids). The empirical formula of the copolymer is $(C_3H_4O_2)_m(C_3H_4O_2)_n$. Multifilament suture is consisting of elementary fibres which are assembled by braiding.

GLIKOLAK suture is prepared by coating suture material with a mixture composed of equal parts calcium stearate ($C_{18}H_{34}O_2$) and 30% glycolide and 70% lactide ($C_3H_4O_2$, $C_3H_6O_3$) where $m \geq n \geq 37$. When GLIKOLAK suture is introduced into a living organism it is absorbed by that organism cause no undue tissue irritation. Copolymer and the coating with calcium stearate have been found to be nonantigenic, nonpyrogenic and elicit only a mild tissue reaction during absorption.

GLIKOLAK sutures has been presented in USP #8 to 5 (metric sizes 0.4 and 5) gauge sizes in a variety of lengths, as non-needed or attached to stainless steel needles of varying types and sizes. The suture is colored with violet (D&C Violet No. 2, C.I. # 60725, FDA Part 74.3602 / Solvent Violet 13) to enhance visibility in tissue. The suture is also available in the unit's natural, beige form.

GLIKOLAK sutures meet United States Pharmacopoeia (U.S.P.) requirements as described in the U.S.P. "Monograph for Absorbable Surgical Sutures" and European Pharmacopoeia (E.P.) requirements as described in the E.P. "Monograph for Sutures, Sterile Synthetic Absorbable Braided; 012008.0667" with the exception of an occasional slight oversize in some gauges.

INDICATIONS

GLIKOLAK suture is indicated for use in general soft tissue approximation and/or ligation, including use in ophthalmic procedures but not for use in cardiovascular and neurological tissues.

ACTIONS

GLIKOLAK suture elicits a minimal acute inflammatory reaction in tissue and ingrowth of fibrous connective tissue. Progressive loss of tensile strength and eventual absorption of suture occurs by means of hydrolysis gradually and decrease the suture in the body. After hydrolysis it is excreted from the body as carbon dioxide and water. Absorption begins as a loss of tensile strength followed by a loss of mass.

Animal and in-vitro hydrolysis studies indicate that GLIKOLAK suture retains approximately 75% of the original tensile strength (Break Strength Retention-BSR) after two weeks post implantation. This suture provides tissue supporting during 21-28 days and suture absorption is essentially complete between 55 and 70 days.

Days Implantation	Approximate % Original Strength Remaining (%Break Strength Retention-BSR)	GLIKOLAK
7 Days	90%	90%
14 Days	80%	80%
21 Days (B-0 and target)	60%	60%
21 Days (I-0 and target)	60%	60%
28 Days (B-0 and target)	50%	50%

CONTRAINDICATIONS

This suture, being absorbable, should not be used where extended approximation of tissues is required.

WARNINGS

Users should be familiar with surgical procedures and techniques involving absorbable sutures before employing for wound closure, as risk of wound dehiscence may vary with the site of application and the suture material used. Physicians should consider the in vivo performance (under ACTIONS section) when selecting a suture for use in patients. The use of this suture may be inappropriate in elderly malnourished or debilitated patients, or in patients suffering from conditions which may delay wound healing.

As with any foreign body, prolonged contact of any suture with soft tissues, such as those found in the urinary or biliary tracts may result in calculus formation.

As GLIKOLAK is an absorbable suture material, the use of supplemental non-absorbable sutures for closure is considered by the surgeon in the closure of the sites which may undergo expansion, stretching, or distension, or which may require additional support.

Do not re-sterilize. Discard open packages and unused sutures.

Acceptable surgical practice should be followed for the management of contaminated or infected wounds.

PRECAUTIONS

Synthetic sutures which must remain in place longer than 7 days may cause localized irritation and should be snipped off or removed. Under some circumstances, notably orthopedic procedures, immobilization of joints by external support may be employed at the discretion of the surgeon.

Consideration should be taken in the use of absorbable sutures in tissues with poor blood supply, as suture extrusion and delayed absorption may occur.

In handling GLIKOLAK or any other suture materials, care should be taken to avoid damage to needle and suture. Avoid crushing or crimping damage due to application of surgical instruments such as forceps or needle holders.

To avoid damaging needle points and swage areas, grasp the needle in an area one-third (1/3) to one-half (1/2) of the distance from the swage end to the point. Reshaping needles may cause them to lose strength and be less resistant to bending and breaking. Users should exercise caution when handling surgical needles to avoid inadvertent needle sticks.

GLIKOLAK suture, which are treated to enhance handling characteristics requires the accepted surgical technique of flat and square ties with additional throws as warranted by surgical circumstances and experiences of the surgeon.

Avoid prolonged exposure to elevated temperatures.

Depose of contaminated and unused products are in accordance with local and facility requirements. Discard used needles in "sharps" containers.

ADVERSE REACTIONS

Adverse reactions associates with the use of GLIKOLAK sutures include transitory local irritation at the wound site, acute inflammatory tissue reaction, erythema and induration during the absorption process of subcuticular sutures. Like all foreign bodies GLIKOLAK may potentiate an existing infection.


















HOW SUPPLIED

GLIKOLAK suture is available sterile, as braided dyed (violet) and undyed (natural) strands in sizes 8/0 to 2/0 (metric sizes 0.4 - 9) in a variety of lengths, as non-needed or attached to stainless steel needles of varying types and sizes. Suture is available one, two and three dozen in boxes. GLIKOLAK suture is for single use only.

STORAGE

Store below 25 °C and keep away from sunlight. Protect from humidity. Do not use after expiry date.

SYMBOLS USED ON LABELLING

	Do not re-sterilize		Undyed, Absorbable, Braided, Coated
	Do not restorable		Catalogue Number
	Do not use if package is damaged		Store below 25°C
	Manufacturer		Keep away from sunlight
	YYYY MM Date of Manufacture, Year		Protect from humidity
	YYYY-MM Expiry Date, Year-Month		Recyclable pack
	STERILE EO Sterile EO: Ethylene oxide		Attention: See instruction for use
	LOT Batch Number		2292
	Dyed, Absorbable, Braided, Coated		

IFU-GL-REV-06-15-01-2018

Issue date: 11.09.2012

"EASSI(The European Association of Surgical Suture Industry) has developed a system of symbols which is designed to describe various suture product characteristics in an intuitive, pictorial manner. The use of symbols is permitted by the Medical Device Directive (MDD 93/42/EEC) and enables companies to provide information to the customer without having to provide multi-lingual translations."

BOZ TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Saklı Mah. Sağlık Sokak No.33/5/Şişliye-Cankaya, ANKARA/TÜRKİYE

Tel: +90 (312) 254 02 40 (5 hat) Faks: +90 (312) 254 03 50

Web: www.boztibbi.com e-mail: boz@boztibbi.com



FR

GLIKOLAK

Mode d'emploi

Chirurgie, Poly(Glycolique(90%)-colactide(10%))
 PGLA absorbable Suture
 Synthétique, Multifilament, Tressé, Violet/Non coloré

DESCRIPTION

La suture de GLIKOLAK est une suture synthétique absorbable stérile chirurgicale étant une tresse flexible composée par un copolymère synthétisé de 90% de glycolide et 10 % L-lactide (dérivé de l'acide glycolique et les acides lactiques). La formule empilée du copolymère est $(C_4H_6O_2)_m(C_3H_4O_2)_n$. La suture de multi-filament consiste aux fibres élémentaires qui sont assemblées par tressage.

La suture GLIKOLAK est préparée en revêtant le matériel de suture avec un mélange composé des parts égales de calcium stéarate $(Ca_2H_2O_4)$ et 30% de glycolide et 70% de lactide $(C_3H_4O_2)$ $(m \text{ et } n \approx 3:7)$. Lors de la suture de GLIKOLAK est introduite dans un organisme vivant il est absorbé par cet organisme causant une légère irritation de tissu. Le Copolymère et le revêtement avec le calcium stéarate ont été trouvés être non antigènes, non pyrogéniques et activent seulement une faible réaction de tissu lors de fabrication.

La suture de GLIKOLAK est présentée en USP 8/0 à 2 (métrique 0,4 à 5) dimensions de jauge dans une variété de longueurs, comme sans aiguilles ou attachés aux aiguilles d'acier inoxydable en types et dimensions variés. La suture est colorée en violet (D&C Violet No. 2 C.I. # 60225, FDA Part 74.3002 / Solvent Violet 13) pour permettre la visibilité dans le tissu. La suture est aussi disponible en forme non peinte (naturel beige).

La suture de GLIKOLAK couvre les exigences de la Pharmacopée des Etats-Unis (U.S.P) comme décrites dans le "U.S.P. Monographie pour Sutures Chirurgiques, Absorbables" et les exigences de la Pharmacopée Européenne (E.P) comme décrites dans le "E.P. Monographie pour Sutures, Stériles Synthétiques Absorbables Tressées; 01/2008:0667" avec l'exception rare d'une sur dimension fabriquée dans certaines jauges.

INDICATIONS

La suture GLIKOLAK est indiquée dans l'usage en général de l'approximation et/ou ligature du tissu mou y inclut l'utilisation dans les procédures ophtalmiques mais non pour l'usage dans les tissus cardiovasculaires et neurologiques.

La suture GLIKOLAK peut donner lieu à une faible réaction d'inflammation dans le tissu et un tissu connectif peut se produire dans le tissu. La résistance de la suture PGLA diminue par hydrolyse et son absorption se réalise. Après Hydrolyse il est rejeté du corps comme carbone dioxyde et eau. L'Absorption commence comme une perte de force de détachement poursuivi par une perte de masse.

Les études d'hydrolyse sur les animaux et in-vitro montrent que la suture GLIKOLAK retient environ 75% de sa force de tension originale dans deux semaines après l'implantation. La suture supporte le tissu pendant 21/28 jours et l'absorption de la suture est essentiellement complète entre 55 et 70 jours.

Le jour d'implantation	Le pourcentage approximatif restant de la résistance originale	GLIKOLAK	
		7 jours	14 jours
7 jours	90%	95%	95%
14 jours	80%	85%	85%
21 jours (8-0 et 6-0)	70%	75%	75%
21 jours (4-0 et 3-0)	60%	65%	65%
28 jours (0-0 et 0-0)	50%	55%	55%

CONTRE-INDICATIONS

Cette suture, étant absorbable, ne doit pas être utilisée où une approximation étendue du tissu est demandée.

AVERTISSEMENTS

Les utilisateurs doivent être familiers avec les procédures et techniques chirurgicales couvrant les sutures absorbables avant l'emploi pour la fermeture de plaie, car le risque de déhiscence de plaie peut varier avec la zone d'application et le matériel de suture utilisé. Les praticiens doivent considérer la performance in vivo (sous la section EFFICACITE) en choisissant la suture pour l'utilisation chez les malades.

L'utilisation de cette suture peut être non appropriée chez les patients âgés mal nourris ou débilisés souffrant des conditions pouvant retarder la guérison de la plaie.

Comme avec tout corps étranger, le contact prolongé de toute suture avec les solutions de sel, telles que celles trouvées dans les voies urinaires ou biliaires peuvent résulter à la formation de calcul.

La suture GLIKOLAK étant une suture absorbable matériel de suture absorbable, l'usage des sutures non absorbables supplémentaires doit être considéré par le chirurgien dans la fermeture des zones montrant une dilatation, un étrangement ou distension ou qui peut demander un support additionnel.

Ne pas re-stériliser. Détruire les sachets ouverts et les fils non utilisés.

Des pratiques chirurgicales acceptables doivent être suivies pour la gestion des plaies contaminées et infectées

PRÉCAUTIONS

Les sutures de la peau qui doivent rester en place plus de 7 jours peuvent causer une irritation et doivent être décapées ou enlevées comme indiqué. Sous certaines circonstances, notamment des procédures orthopédiques, l'immobilisation des joints by un support externe peut être exigée à la discrétion du chirurgien.

Considération doit se faire dans l'usage des sutures absorbables dans les tissus avec fourniture faible de sang car l'extrusion de la suture et une absorption retardée peuvent se produire.

Lors de la manipulation du GLIKOLAK ou d'autres matériaux de suture, on doit être attentif à éviter d'endommager la suture et l'aiguille. Éviter les endommagements comme le broyage et le serrage résultant de l'application des outils chirurgicaux comme le forceps ou le porte-aiguille pour éviter d'endommager les points de l'aiguille et les zones d'étampage, agrippez l'aiguille dans une zone libre (1) à une-demi (1/2) de la distance de l'extrémité forcée à la pointe. Le remodelage des aiguilles peut leur causer une perte de force et les rendre moins résistantes à la flexion et à la rupture. Les utilisateurs doivent faire attention à la manipulation des aiguilles chirurgicales pour éviter les piqûres d'aiguilles accidentelles.

Les sutures GLIKOLAK qui sont traitées pour augmenter les caractéristiques de manipulation demandant la technique chirurgicale acceptée des nœuds droits et carrés avec des jets supplémentaires comme garanti par les circonstances chirurgicales et les expériences du chirurgien.

Éviter l'exposition prolongée aux températures élevées.

Disposer les produits contaminés et les produits non utilisés en conformité aux exigences locales Détruire les aiguilles utilisées dans des conteneurs "pointus".

EFFETS SECONDAIRES

Les effets secondaires associés avec l'utilisation des suture de GLIKOLAK couvrant une irritation transitoire locale sur la zone de la plaie, la réaction inflammatoire aigue du tissu, l'hyperémie et l'induration lors du processus d'absorption des sutures sous-cuticulaires. Comme sous les corps étrangers GLIKOLAK peut potentialiser une infection existante.

COMMERCIALISATION

La suture de GLIKOLAK est disponible stérile, en tresse peinte (violet) et non peinte (naturel) dans les dimensions de 8/0 à 2 (métriques 0,4-5) dans une variété de longueurs, comme sans aiguilles et attachés aux aiguilles en acier inoxydable dans des types et dimensions variés. La suture est disponible dans des boîtes de une, deux, trois douzaines. La suture de GLIKOLAK est pour utilisation unique.


















CONSERVATION

Conserver sous la température de 25 °C et garder loin des rayons solaires.

Protéger de l'humidité.

Ne pas utiliser après la date limite de consommation.

SIGNES UTILISES POUR L'ETIQUETAGE

	Pour utilisation unique		Sans peinture, absorbable, tressé, revêtu
	Ne pas stériliser à nouveau		Numéro de catalogue
	Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé		Conserver sous 25°C
	Fabricant		Protéger du soleil
	YYYY MM Date de production, Année		Conserver dans un feu sac
	YYYY-MM Date d'expiration, Année - mois		Emballage recyclable
	STERILE EO Stérile EO, Traçage d'éthylène		Attention, Voir les instructions d'utilisation
	LOT No de série		2292
	Avec peinture, absorbable, tressé, revêtu		

IUU-GL-REV-06-15-01-2018

Issue date: 11.09.2012

"EASSI (Association Industrielle de la Suture Européenne de Chine) a développé un système conçu pour identifier comme fiable et intégrer les caractéristiques des différents produits de suture. La Directive sur les Dispositifs Médicaux (Medical Device Directive) (MDD) 90/269/EEC permet à utiliser le symbole et le numéro d'identification des fabricants sans obligation d'être mesuré en plusieurs langues.

BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TICARET A.Ş.

Saglik Mah. Saglik Sokak No:33/55Hinye-Cankaya, ANKARA/TURKIYE

Tel : +90 (312) 254 02 40 (5 hat) Faks: +90 (312) 254 02 50

web : www.boztibbi.com e-mail : boz@boztibbi.com

BOZ

