

MACOPHARMA SSP/SSP+ (FI)

LAITTEEN KUVAUS

Laitte koostuu pussista, jossa on yksi tai kaksi tulolitaintä viiteiden mukaisesti. Kukin pussi sisältää tiivuden verihäuteiden säiliötiliuosta SSP+ SSP+ seuraavalla koostumuksella:

- **Koostumus SSP:** Na₂-sitraatti 2H₂O: 2,94 g, Na-asetaatti 3H₂O: 4,08 g, NaCl: 9,75 g. Vesi injektointiin 1000 ml, pH 7,2
- **Koostumus SSP+:** Na₂-sitraatti 2H₂O: 3,18 g, Na-asetaatti 3H₂O: 4,42 g, NaH₂PO₄ 2H₂O: 1,05 g, Na 2H₂O₂: 3,05 g, KCl: 0,37 g, MgCl₂ 6H₂O: 0,30 g, NaCl: 4,05 g. Vesi injektointiin 1000 ml, pH 7,2

Tämä lääkinen laite on kokonaan tai osittain valmistettu PVC:stä, joka on pehmitetty DEHP:llä. Joidenkin tutkimusten mukaisesti DEHP voi olla mahdollisesti haitallinen miespuolisten siikoiden lisääntymisjärjestelmälle. Sen määrää ja yksinomaan vastuussa päätöksestä käyttää tätä laitetta näissä, jotka ovat joko raskaana tai imettävät, tai nuorilla poikalapsilla. DEHP-pehmitetty PVC noudattaa kuitenkin Euroopan farmakopean vaatimuksia. Kaikki valmistusprosessit ja kaikki komponentit, jotka ovat kosketuksissa luovuttajien, käyttäjien ja potilaskäsitäisten verikomponenttien kanssa, ovat lateksittomia.

KÄYTTÖAIHEET

Verihäuteiden säiliötiliuokset SSP ja SSP+ on suunniteltu osittain korvaamaan plasmaa valkosolukerroksesta tai afeeresista johdettujen verihäuteiliviteiden valmistelussa ja varastoinnissa. Suositellut suhteet ovat seuraavat: enintään 70 % SSP / 30 % plasma, enintään 80 % SSP+ / 20 % plasma. Näiden luosten avulla verihäuteita voidaan varastoida lämpötilassa 22 °C ± 2 °C varovaisesti pulloa pyörittäen, enintään 5 päivää (SSP) tai 7 päivää (SSP+) keräyksen jälkeen ja paikallisten määräysten mukaisesti.

VASTA-AIHEET

SSP:n tai SSP+-n käytöllä ei ole tunnettuja sivuvaikutuksia.

KÄYTÖN VAROITOMENPITEET

- Laitte on tarkoitettu valtuutetun henkilöstön käytettäväksi verensiirtokeskuksissa ja sairaaloissa.
- Vältä kosketusta teräväkärkisiin tai terävereunaisiin esineisiin.
- Tarkasta laitteen ja pakkausten (sekundäärinen ja tertiäärinen) eheys ennen käyttöä.
- Sekundäärinen pakkaus on suojapakkaus. Se ei ole steriil estejärjestelmä. Liuospussi on steriili estejärjestelmä.
- Älä käytä, jos tertiäärissä tai sekundäärissä pakkauksessa ja/tai laitteessa on mitään näkyviä merkkejä vioista tai jos ne on tahattomasti avattu.
- Avaa tertiäärinen pakkaus repimällä toisesta kahdesta lovesta, jotka ovat kahden kuumasaman alla.
- Älä poista tertiääristä pakkausta parhailtaakosta.
- Sekundäärissä tai tertiäärissä pakkauksessa voi esiintyä kosteutta tai mikroporsaita.
- Avaa sekundäärinen pakkaus vetämällä kumussa olevasta kielekkeestä.
- Käytä laite heti sekundäärisen pakkauksen avaamisen jälkeen.
- Älä puhkaise laitetta.
- Älä käytä, jos liuos on sameaa ja/tai liuoksessa näkyy hiukkasia.
- Älä käytä, jos etiketti on vaurioitunut.
- Liuosta ei saa käyttää suoraan verensiirrossa.
- Laitetta ei saa käyttää uudestaan, koska se voisi aiheuttaa kontaminaation riskin. Jäljellä oleva liuosmäärä ei myöskään saata olla riittävä.
- Irrota luerin korkki.
- Käytä luosta lämpötila-alueella 18–24 °C.
- Varastoi laitetta lämpötila-alueella 0–35 °C.
- Careliden tilanteen valossa tuotamme poikkeuksen nojalla ANSM:n sopimuksen mukaisesti.

KÄYTTÖOHJEET

Kokoomaputken avulla yhdistäminen (4–6 valkosolukerrosta)

- Tee steriili yhteys kunkin valkosolukerrossuun letkun välillä ja jokaisen kokoomaputken letkun välille.
- Tee liitäntä steriilillä yhteydellä SSP-/SSP+-pussista kokoomaputken viimeiseen letkuun.
- Ripusta kaikki valkosolukerrossuut samalle tasolle ja SSP- tai SSP+-pussi korkeammalle tasolle.
- Tarkasta kaikkien steriilien liitäntöjen eheys.
- Anna valkosolukerosten valua kokoomapussiin.
- Sulje puristin sekotuspussin yläpuolelta ja anna SSP- tai SSP+-liuoksen valua kuhunkin valkosolukerrossuun.
- Sekoita palauttaaksesi mahdollisimman suuren osan valkosolukerroksesta. Avaa puristin ja valuta seos.
- Irrota kokoomaputki ja noudata sitten vakioennetettyä verihäuteiliviteiden valmisteluseksia.

Yhdistäminen sarjallitännällä (4–6 valkosolukerrosta)

- Tee liitäntä steriilillä yhteydellä SSP- tai SSP+-pussin letkusta ensimmäisen valkosolukerrossuun ilmauslinjaan.
- Tee liitäntä steriilillä yhteydellä ensimmäisen valkosolukerrossuun plasmalinjan letku, joka on varustettu irrotettavalla avajalla) ja toisen valkosolukerrossuun ilmauslinjan letkun välille.
- Tee tämän jälkeen steriilillä liitäntä toisen ja kolmannen valkosolukerrossuun välille. Toista sitten menettely, kunnes enintään 6 pussia on yhdistetty toisiinsa.
- (Vaihtoehto: Yhdistä viimeisen valkosolukerrossuun plasmalinjan letku verihäuteiden palautusjärjestelmään).
- Ripusta kokoomano pystysuunnassa (SSP- tai SSP+-pussin alapuolelta).
- Tarkasta steriilien liitäntöjen eheys ja anna valkosolukerosten valua sekotuspussiin.
- Käytä SSP- tai SSP+-liuosta pussien huultuun yksi kerrallaan.
- Irrota laite ja noudata sitten vakioennetettyä verihäuteiliviteiden valmisteluseksia.

Aferesi

- Afeeresilaitteeseen yhdistettynä SSP- tai SSP+-liuosta voidaan käyttää korvausliuoksena osalle verihäuteiliviteiden plasmasta.
- Yhdistä liuos kiertämällä luer afeeresipakkauksen. Tarkasta liitäntänsä eheys.
- Riko rikottava luer kääntämällä liitäntä edestakaisella tiilikkeellä 90°, kunnes kuuluu napsahdus (katso piirros (A)).
- Taita sitten putkea 180° pakottaaksesi nuolen muotoisen osan liukumaan joustavan virtaus sisään lähemmäksi pussin suuaukkoa ja pois päin kannasta (B). Varmista asianmukainen virtaus tarkistamalla, että nuolen ja rikottavan kannan välillä on tilaa (C). Jos näin ei ole, toista vaihe 3 B.
- Ripusta liuospussi.
- Noudata laitoksesi vahvistama afeeresimenettely. Anna riittävän määrän tiivistä liuosta valua verihäutepussiin ja sekoita kevyesti.

HÄVITTÄMISEN VAROITOMENPITEET

Pussin hävittäminen on tehtävä mahdollisesti kontaminoituneisiin biologiisiin jätteisiin sovellettavien sääntöjen mukaisesti.

MACOPHARMA SSP/SSP+ (NL)

BESCHRIJVING VAN HET SYSTEEM

Het systeem bestaat uit een zakje met één of twee ingangen volgens de referenties. Elk zakje heeft een bepaald volume bagingslossing voor trombocyten SSP- of SSP+-bloedplaatjes met de volgende samenstelling:

- **SSP samenstelling:** Na₂-citraat 2H₂O: 2,94 g, Na-acetaat 3H₂O: 4,08 g, NaCl: 6,75 g. Water 1000 ml, pH 7,2
- **SSP+ + samenstelling:** Na₂-citraat 2H₂O: 3,18g, Na-acetaat 3H₂O: 4,42g, NaH₂PO₄ 2H₂O: 1,05g, Na₂HPD₂: 3,05g, KCl: 0,37g, MgCl₂ 6H₂O: 0,30g, NaCl: 4,05g. Water PPI 1000 ml, pH 7,2

Het medisch systeem bestaat volledig of gedeeltelijk uit met DEHP geplastificeerd pvc. Volgens bepaalde studies zou DEHP schadelijk kunnen zijn voor het voortplantingsstelsel van een foetus van het mannelijke geslacht. De keuze om het systeem te gebruiken bij een zwangere vrouw, een vrouw die borstvoeding geeft of bij een jong kind van het mannelijk geslacht valt onder de verantwoordelijkheid van de voorschrijver. Nochtans beantwoordt met DEHP geplastificeerd pvc aan de Europese Farmacopee. Alle fabricageprocedures en onderdelen die in contact komen met de donoren, de gebruikers en de bloedbestanddelen die voor de patiënten bestemd zijn, bevatten geen latex.

INDICATIES

De bewaarplossingen van de SSP- en SSP+-bloedplaatjes zijn bedoeld om het plasma gedeeltelijk te vervangen tijdens de preparatie en de bewaring van concentrates van bloedplaatjes die voortkomen uit buffycoats of aferese. De aanbevelen verhoudingen zijn de volgende: tot 70% SSP / 30% plasma, tot 80% SSP+ / 20% plasma. Deze oplossingen zorgen ervoor dat de bloedplaatjes op 22 °C ± 2 °C met licht schudden tot 5 dagen (SSP) of tot 7 dagen (SSP+) na afname bewaard kunnen worden volgens de plaatselijke toelatingen.

CONTRA-INDICATIES

Er zijn geen bijwerkingen gekend die te maken hebben met het gebruik van SSP- of SSP+-oplossingen.

VOORZORGEN BIJ GEBRUIK

- Het systeem is bedoeld om gebruikt te worden door gemachtigd personeel in de transfusiecentra en in ziekenhuizen.
- Vermijd contact met scherpe of snijdende voorwerpen.
- Controleer voor gebruik dat het systeem en de (secundaire en tertiaire) verpakkingen onbeschadigd zijn.
- De secundaire omverpakking is een beschermingsverpakking en geen steriele bescherming. Het zakje met de oplossing is niet steriel.
- Gebruik het niet indien de tertiaire verpakking, de secundaire verpakking en/of het systeem zichtbare tekenen van beschadiging vertoont/vertonen of onvrijwillig geopend werd(en).
- Open de tertiaire verpakking door deze open te scheuren met één van de twee inkepingen onder de twee naden.
- Haal de tertiaire verpakking niet uit het karton.
- In de secundaire en tertiaire verpakkingen kan er vocht of kunnen er microdruppeltjes aanwezig zijn.
- Open de secundaire verpakking met het lipje in de hoek.
- Gebruik het systeem onmiddellijk na de opening van de secundaire verpakking.
- Doorboor het systeem niet.
- Gebruik het niet indien de oplossing troebel is en/of zichtbare deeltjes bevat.
- Gebruik het niet indien er geen etiketten aanwezig zijn.
- Breng de oplossing niet rechtstreeks over.
- Hergebruik het systeem niet omdat er een besmettingsrisico bestaat.
- Daarenboven zou de overgebleven hoeveelheid oplossing ontoereikend kunnen zijn.
- Verwijder het dopje van de Luer
- Gebruik de oplossing bij een temperatuur van 18 °C tot 24 °C.
- Sla het systeem op bij een temperatuur van 0 °C tot 35 °C.
- Häng alla buffy-coat-påsar samma nivå, och högre lösningsspen SSP o SSP+.
- Gelet op de situatie van Carelide, produceren we onder afwijking met het akkoord van ANSM.

GEbruIKSINSTRUCTIES

Pool met een octopusstelsel (gebruik van 4 tot 6 buffycoats)

- Maak een steriele verbinding tussen elke buis van de zakjes van de buffycoat en elke buis van het octopusstelsel.
- Verbind de SSP-/SSP+-oplossing met de laatste buis van het systeem via een steriele verbinding.
- Hang alle buffycoatzakjes op hetzelfde niveau en hang het zakje met de SSP- of SSP+-oplossing hoger. Controleer dat de steriele verbindingen ongeschonden zijn.
- Laat de buffycoats stromen naar de opvangzak.
- Sluit de klem boven de mengzak en laat de SSP- of SSP+-oplossing in elk buffycoatzakje stromen.
- Schud om zoveel mogelijk buffycoat te recupereren. Open de klem, laat het mengsel stromen.
- Koppel het octopusstelsel los en volg de gebruikelijke procedure om een bloedplaatconcentraat te prepareren.

- Hang alle buffycoatzakjes op hetzelfde niveau en hang het zakje met de SSP- of SSP+-oplossing hoger. Controleer dat de steriele verbindingen ongeschonden zijn.
- Laat de buffycoats stromen naar de opvangzak.
- Sluit de klem boven de mengzak en laat de SSP- of SSP+-oplossing in elk buffycoatzakje stromen.
- Schud om zoveel mogelijk buffycoat te recupereren. Open de klem, laat het mengsel stromen.
- Koppel het octopusstelsel los en volg de gebruikelijke procedure om een bloedplaatconcentraat te prepareren.

Pool met watervalstelsel (gebruik van 4 tot 6 buffycoats)

- Verbind de buis van het zakje met de SSP- of SSP+-oplossing met de afnemen van het eerste buffycoatzakje.
- Maak een steriele verbinding tussen de plasmalin van het eerste buffycoatzakje (buis met een circuitopen) en de buis van de afnemen van het tweede buffycoatzakje.
- Maak vervolgens een steriele verbinding tussen het tweede en het derde buffycoatzakje. Herhaal deze operatie totdat er maximum 6 zakjes verbonden zijn.
- (Optie: Verbind de buis van de plasmalin van het laatste buffycoatzakje met een bloedplaatconcentraat opvangstelsel).
- Hang het geheel verticaal op (onder het zakje met de SSP- of SSP+-oplossing). Controleer dat de steriele verbindingen ongeschonden zijn en laat de buffycoats in de mengzak stromen.
- Gebruik de SSP- of SSP+-oplossing om de zakjes één na één te spoelen.
- Koppel het systeem los en volg de gebruikelijke procedure om een bloedplaatconcentraat te prepareren.

Aferese

- De SSP- of SSP+-oplossing die met het afeeresysteem verbonden is, kan gebruikt worden als voer de oplossing van een deel van de oplossing weg plasma in het bloedplaatconcentraat.
- Verbind de oplossing door de luer aan de afresekit vast te schrijven. Controleer dat de verbinding ongeschonden is.
- Brek de scheidebar luer af door de connector 90° heen en weer te draaien totdat u een "krak" hoort (zie schema (A)).
- Bij de sectie röt 180° zodat het scheidebar stukje in de vorm van een pijl in de soepole buis naar de ingang van het zakje moet glijden door dit op die manier van de basis weg te houden (B). Om een correcte stroming te verzekeren, moet u controleren dat er ruimte is tussen de pouden en de scheidebar basis (C). Indien dit niet het geval is, herhaal u stap 3 B.
- Hang het zakje met de oplossing op.
- Volg het afeeresprotocol dat in uw instelling gevalideerd werd. Laat de juiste hoeveelheid bewaarvoelstof in het bloedplaatzakje stromen en meng alles zachtes.

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR MEDISCH AFVAL

De zakjes moeten ingezameld worden volgens de regels die van toepassing zijn voor mogelijk besmet biologisch afval.

MACOPHARMA SSP/SSP+ (SV)

ENHETS BESKRIVNING

Enheterna inkluderar en påse med en eller två ingångskanaler enligt hänvisningarna. Varje påse innehåller en viss volym lagringslösning för trombocyterna SSP eller SSP+ enligt följande sammansättning:

- **Sammansättning SSP:** Na₂-citraat 2H₂O: 2,94 g, Natriumacetat 3H₂O: 4,08 g, NaCl: 6,75 g. WFI-vatten 1000 ml, pH 7,2
- **SSP+ + sammansättning:** Na₂-citraat 2H₂O: 3,18g, Natriumacetat 3H₂O: 4,42g, NaH₂PO₄ 2H₂O: 1,05g, Na₂HPD₂: 3,05g, KCl: 0,37g, MgCl₂ 6H₂O: 0,30g, NaCl: 4,05g. WFI-vatten 1000 ml, pH 7,2

Alla eller delar av den medicinska enheten är tillverkad av PVC mjukgjord med DEHP (Diethylhexylftalat). Enligt vissa studier, kan DEHP kan vara potentiellt skadligt för reproduktionssystemet hos ett manligt foster. Att välja att använda enheten på en gravid eller ammande kvinna, eller på små gossebarn, är forskivarens ansvar. PVC mjukgjord med DEHP överensstämmer dock med den europeiska farmakopén. Alla tillverkningsprocesser och komponenter i kontakt med givare, användare och blodkomponenter tillenkt patienter med donatorer innehåller inte latex.

INDIKATIONER

Lagringslösningar för trombocyterna SSP och SSP+ är avsedda för partiell plasmaersättning vid preparering och förvaring av trombocytconcentrat från buffy-coats eller afeersgiving. De rekommenderade förhållandena är följande: upp till 70 % SSP / 30 % plasma, upp till 80 % SSP+ / 20 % plasma. Dessa lösningar tillåter lagring av trombocyter vid 22 °C ± 2 °C under mild omrörning, upp till 5 dagar (SSP) eller 7 dagar (SSP+) efter provtagning, enligt lokala föreskrifter.

KONTRAIKATIONER

Det finns inga kända biverkningar som är relaterade till användningen av lösningarna SSP eller SSP+.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID ANVÄNDNING

- Enheten är avsedd att användas av auktoriserad personal på blodcentraler och sjukhus.
- Undvik kontakt med spetsiga eller vassa föremål.
- Kontrollera integriteten hos enheten och förpackningen (sekundär och tertiär) före användning.
- Den sekundära förpackningen är en skyddande förpackning och inte en steril barriär. Lösningsspåsen är den sterila barriären.
- Använd inte tertiär-, sekundärförpackningen och/eller enheten om den visar synliga tecken på manipulering eller öppnas oskicket.
- Öppna tertiärförpackningen genom att riva vid en av de två skärorna placerad under de två fogarna.
- Zakje med de lösningen är inte steril.
- Närvar av fukt eller mikrodroppar tillåter i sekundär- och tertiärförpackningen.
- Öppna sekundärförpackningen med hjälp av filken i hörnet.
- Använd enheten omedelbart efter att sekundärförpackningen har öppnats.
- Punktera inte enheten.
- Använd inte produkten om lösningen är grumlig och/eller har synliga partiklar.
- Använd inte produkten om etiketter saknas.
- Transfusera inte lösningen direkt.
- Det är viktigt att kontrollera att det finns risk för kontaminering. Dessutom kan mängden kvarvarande lösning vara otillräcklig.
- Använd lösningen vid en temperatur mellan 18 °C och 24 °C.
- Förvara enheten vid en temperatur mellan 0 °C och 35 °C.
- Med tanke på Carelides situation, producerar vi för det fall undantag medges med tillstånd av den franska läkemedelsmyndigheten ANSM.

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

Octopus-enhet (användning av 4-6 Buffy-Coats)

- Gör en steril anslutning mellan varje slang i buffy-coat-påsarna och och varje slang i octopus-enheten.
- Anslut med steril anslutning slangen till lösningsspen med SSP eller SSP+ vid provtagningsraden till den första buffy-coat-påsen.
- Gör en steril anslutning mellan plasmaledningen till den första buffy-coat-påsen (slang utrustad med kretsöppnare) och slangen till provtagningsledningen till den andra buffy-coat-påsen.
- Gör sedan en steril anslutning mellan den andra buffy-coat-påsen och den tredje. Upprepa proceduren tills maximalt 6 påsar är anslutna.
- (Alternativt: Anslut slangen till plasmaledningen till den sista buffy-coat-påsen till ett nsamlingsystem för trombocyter).
- Häng uppsättningen vertikalt (under lösningsspen SSP eller SSP+).
- Kontrollera integriteten hos de sterila anslutningarna och låt buffy-coats rinna ned i blandningspåsen.
- Använd lösningen SSP eller SSP+ för att skölja påsarna efter varandra.
- Koppa bort enheten och följ den vanliga proceduren för preparering av ett trombocytconcentrat.

Kaskad-enhet (användning av 4-6 Buffy Coats)

- Anslut med steril anslutning slangen till lösningsspen med SSP eller SSP+ vid provtagningsraden till den första buffy-coat-påsen.
- Gör en steril anslutning mellan plasmaledningen till den första buffy-coat-påsen (slang utrustad med kretsöppnare) och slangen till provtagningsledningen till den andra buffy-coat-påsen.
- Gör sedan en steril anslutning mellan den andra buffy-coat-påsen och den tredje. Upprepa proceduren tills maximalt 6 påsar är anslutna.
- (Alternativt: Anslut slangen till plasmaledningen till den sista buffy-coat-påsen till ett nsamlingsystem för trombocyter).
- Häng uppsättningen vertikalt (under lösningsspen SSP eller SSP+).
- Kontrollera integriteten hos de sterila anslutningarna och låt buffy-coats rinna ned i blandningspåsen.
- Använd lösningen SSP eller SSP+ för att skölja påsarna efter varandra.
- Koppa bort enheten och följ den vanliga proceduren för preparering av ett trombocytconcentrat.

Aferese

- Anslut den till afereseenheten, kan lösningen SSP eller SSP+ användas som ett alternativ till en del av plasmam i trombocytconcentratet.
- Anslut lösningen genom att skruva fast luern i aferes-kitet. Kontrollera integriteten hos anslutningen.
- Kassa den delbara luern genom att vrida på anslutningen genom en rörelse fram och tillbaka i 90° tills du hör en "smäll" (se ritning (A)).
- Bj sedan röt 180° för att vrida den delbara pilformade delen att glida ned i det mjuka rötet mot öppningen av påsen, genom att på detta sätt ta bort den från basen (B). För att säkerställa korrekt flöde, kontrollera att det finns ett mellanrum mellan pilen och den delbara basen (C). Om detta inte är fallet, upprepa steg 3 B.
- Häng lösningsspåsen.
- Följ det aferes-protokoll som validerats i din anläggning. Låt rätt mängd lagringslösning rinna in i trombocytspåsen och blanda försiktigt.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR AVFALLSHANTERING

Avfallshantering av påsar ska göras enligt gällande föreskrifter för potentiellt kontaminerat biologiskt avfall.

MACOPHARMA SSP/SSP+ (NO)

BESKRIVELSE AV ENHETEN

ordningene består af en pose, der har en eller to indgange i henhold til referencerne. Hver enhet består af en pose som har en eller to tilkoblingskanaler, i henhold til referansen. Hver pose indeholder et specifikt volum af lagringsløsning for trombocyterne SSP eller SSP+ til blodplater, i henhold til følgende sammensætning:

- **Sammensætning SSP:** Na₂-sitræt 2H₂O: 2,94 g, Na-acetat 3H₂O: 4,08 g, NaCl: 9,75 g. Injektionsvann 1000 ml, pH 7,2
- **Sammensætning SSP+:** Na₂-sitræt 2H₂O: 3,18 g, Na-acetat 3H₂O: 4,42 g, NaH₂PO₄ 2H₂O: 1,05 g, Na₂O₂: 3,05 g, KCl: 0,37 g, MgCl₂ 6H₂O: 0,30 g, NaCl: 4,05 g. Injektionsvann 1100 ml, pH 7,2

Hele eller deler av den medisinske enheten er utformet i plastifisert PVC med DEHP. I følge enkelte studier kan DEHP være potensielt skadelig for det reproduktive systemet til maskuline fostre. Valget om å bruke enheten for en gravid eller ammande kvinne, eller for en gutt i lav alder, ligger under ansvaret til utstederen av resepten. PVC plastifisert med DEHP er imidlertid i samsvar med Den europeiske farmakopé. Ingen av produksjonsprosedyrene og bestandsdelene i kontakt med givnerne, brukere eller blodkomponentene tilenkt pasientene inneholder latex.

INDIKASJONER

Lagringsløsninger for trombocyterna SSP og SSP+ er designet for å delvis erstatte plasma i tilberedning og lagring av buffycoatderverte blodplatekonsentrater eller aferese-blodplater. Det anbefalte forholdet er følgende: opp til 70 % SSP / 30 % plasma, opp til 80 % SSP+ / 20 % plasma. Disse løsningene muliggjør konservering av blodplater ved 22 °C ± 2 °C med forsiktig bevegelse, i opp til 5 dager (SSP) eller 7 dager (SSP+) etter provtagning, enligt lokale forskrifter.

KONTRAIKASJONER

Det er ingen kjente bivirkninger knyttet til bruk av løsningene SSP eller SSP+.

FORHOLDSREGLER FOR BRUK

- Enheten er tiltenkt for bruk av kompetent personale i blodoverføringsentre og sykehus.
- Unngå kontakt med skarpe eller spisse gjenstander.
- Kontroller at enheten og emballasjen (sekundær og tertiær) er skadefrie før bruk.
- Den sekundære emballasjen er en beskyttelsesemballasje, og ikke en steril barriere. Væskeposen er ikke bruk dersom den tertiære emballasjen, den sekundære emballasjen og/eller enheten har synlige tegn på endringer eller har blitt ulitisket åpent.
- Åpne den tertiære emballasjen ved å rive den opp ved en av de to hakkene som befinner seg under de to sømmene.
- Ikke ta den tertiære emballasjen ut av esken.
- Det kan være fuktighet eller mikrodropper tilstede i den sekundære og tertiære emballasjen.
- Åpne den sekundære emballasjen med filen i hjørnet.
- Bruk enheten umiddelbart etter åpning av den sekundære emballasjen.
- Ikke stikk hull på enheten.
- Skål ikke brukes dersom væsken er skyet og/eller har synlige partikler.
- Skål ikke brukes dersom etikettene ikke er tilstede.
- Væsken skal ikke overføres direkte.
- Skål ikke gjenbrukes, da det er en risiko for smitte. Dessuten kan den gjenværende væsken være ulitstrekkelig.
- Ta bort luerlokket.
- Bruk væsken ved en temperatur mellom 18 °C og 24 °C.
- Lagre enheten ved en temperatur mellom 0 °C og 35 °C.
- Grunnet situasjonen til Carelide produserer vi under derogasjon med samtykke fra ANSM.

BRUKSINSTRUKSJONER

Manifoldkoble (bruk 4 til 6 buffycoats)

- Lag en steril kobling mellom hver slang i posene med buffycoat og hver endelange på manifoldenheten.
- Koble til SSP/SSP+-væskene til den siste slangen på enheten med en steril forbindelse.
- Heng alle posene med buffycoat på samme høyde, og posen med SSP eller SSP+-væskene litt høyere.
- Kontroller at de sterile koblingene er uskadede.
- La buffycoat-væskene renne mot oppsamlingsposen.
- Lukk klemmen over posen med blanding, og la SSP- eller SSP+-væskene renne inn i hver pose med buffycoat.
- Rist for å samle opp maksimalt med buffycoat. Åpne klemmen og la blandingen renne ut.
- Koble fra manifoldenheten og følg den vanlige prosedyren for tilberedning av et blodplatekonsentrat.

Seriekobling (bruk av 4 til 6 buffycoats)

- Lag en steril kobling fra slangen til posen med SSP eller SSP+-væske til avtappingsslangen på den første posen med buffycoat.
- Lag en steril kobling mellom plasmalangen i den første posen med buffycoat (slange utstyrt med en kretsåpner) og avtappingsslangen i den andre posen med buffycoat.
- Lag deretter en steril kobling mellom den andre posen med buffycoat og den tredje. Gjenta frem til maks. 6 poser er koblet sammen.
- (Alternativt: Koble plasmalangen til den siste posen med buffycoat til et system for oppsamling av blodplater).
- Heng aggregatet opp vertikalt (under posen med SSP- eller SSP+-væske). Kontroller at de sterile koblingene er uskadede, og la buffycoatvæskene renne inn i blandingsposen.
- Bruk SSP eller SSP+-væskene for å skylle posene den ene etter den andre.
- Koble fra apparatet, og følg vanlig prosedyre for tilberedning av et blodplatekonsentrat.

Aferese

- Når den er koblet til et afereseapparat, kan SSP- eller SSP+-væske til avtappingsslangen på den første posen med buffycoat.
- Koble til løsningen ved å skru luerslåsen til aferesesettet. Kontroller at koblingen er uskadd.
- Breek av den avbreekbare luerslåsen ved å vippe konnektoren fram og tilbake ved 90° frem til du hører et "knekk" (se fig. (A)).
- Fold deretter slangen 180° slik at den avbreekbare delen med pilform skir inn i den myke slangen mot posens åpning, og dermed bevegelse vekk fra sokkelen (B). For å sikre riktig strømming, kontroller at det er et mellomrom mellom pilen og den avbreekbare sokkelen (C). Dersom dette ikke er tilfellet, gjenta trinn 3 B.
- Heng opp væskeposen.
- Følg afeeresprotokollen som er validert i din institusjon. La det renne en tilstrekkelig mengde konserveringsvæske ned i blodplateposen, og bland forsiktig.

FORHOLDSREGLER FOR AVHENDING

Avhending av poser må gjøres i henhold til gjeldende regelverk for biologisk avfall med smittefare.

MACOPHARMA SSP/SSP+ (PL)

OPIS URZĄDZENIA

Urządzenia posiadają worek z jednym lub dwoma wejściami w zależności od numeru referencyjnego produktu. Każdy worek zawiera określoną objętość roztworu do przechowywania krwinek płytkowych SSP lub SSP+ zgodnie z poniższymi składami:

- **Skład SSP:** Na₂-cytrynian 2H₂O: 2,94 g, Na-octan 3H₂O: 4,08 g, NaCl: 6,75 g. Woda PPI 1000 ml, pH 7,2
- **skłoeni SSP+:** Na₂-cytrynian 2H₂O: 3,18g, Na-octan 3H₂O: 4,42g, NaH₂PO₄ 2H₂O: 1,05g, Na₂HPD₂: 3,05g, KCl: 0,37g, MgCl₂ 6H₂O: 0,30g, NaCl: 4,05g. Woda PPI 1000 ml, pH 7,2

Wyrob med