

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea reactivi și consumabile de laborator pentru anul 2019

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție licitație deschisă

(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: IMSP Centrul Medicilor de Familie Municipal Bălți
2. IDNO: 1003602150710
3. Adresa: mun. Bălți, str. Decebal 101V
4. Numărul de telefon/fax: 0 231 725 88
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: cmfbalti@ms.md
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplică
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	UM	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
Lotul 1 REACTIVI PENTRU ANALIZATOR BIOCHIMIC AUTOMAT BA-400 sistem închis (Biosistem Spania)						
1.1.	33100000-1	AST (GOT)	ml	5400	Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Cinetică. Reagenți: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Bireagent Limita minimă de detecție pentru set ≤ 2 U/L Coeficientul de variație intraserial $\leq 2,0$ Coeficientul de variație extraserial ≤ 1.5 Interferențe: Acid ascorbinic până la 1,7mmol/l Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride până la 21 g/L Volumul total al setului 600 ml Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat BA-400 (Biosistem Spania) Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni	
1.2.	33100000-1	ALT (GPT)	ml	4800	Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Cinetică. Reagenți: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Bireagent Limita minimă de detecție pentru set ≤ 2 U/L Coeficientul de variație intraserial $\leq 2,0$ Coeficientul de variație extraserial ≤ 1.5 Interferențe: Acid ascorbinic până la 1,7mmol/l Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride până la 21 g/L Volumul total al	

					setului 600 ml Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat BA-400 (Biosistem Spania) Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni	
1.3.	33100000-1	Albumina (Albumin)	ml	1200	Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Cinetică. Reagenți: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Bireagent Limita minimă de detecție pentru set ≤ 2 U/L Coeficientul de variație intraserial $\leq 2,0$ Coeficientul de variație extraserial ≤ 1.5 Interferențe: Acid ascorbinic până la 1,7mmol/l Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride până la 21 g/L Volumul total al setului 600 ml Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat BA-400 (Biosistem Spania) Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni	
1.4.	33100000-1	Alcaline Phosphatase (ALP)	ml	600	Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Cinetică. Reagenți: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Bireagent Limita minimă de detecție pentru set ≤ 2 U/L Coeficientul de variație intraserial $\leq 2,0$ Coeficientul de variație extraserial ≤ 1.5 Interferențe: Acid ascorbinic până la 1,7mmol/l Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride până la 21 g/L Volumul total al setului 300 ml Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat BA-400 (Biosistem Spania) Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni	
1.5.	33100000-1	Alfa-Amilaza (alfa-Amilase)	ml	4800	Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Cinetică. Reagenți: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Bireagent Limita minimă de detecție pentru set ≤ 2 U/L Coeficientul de variație intraserial $\leq 2,0$ Coeficientul de variație extraserial ≤ 1.5 Interferențe: Acid ascorbinic până la 1,7mmol/l Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride până la 21 g/L Volumul total al setului 160 ml Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat BA-400 (Biosistem Spania) Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni	
1.6.	33100000-1	Bilirubina totală (Bilirubin Total)	ml	5400	Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Cinetică. Reagenți: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Bireagent Limita minimă de detecție pentru set ≤ 2 U/L Coeficientul de variație intraserial $\leq 2,0$ Coeficientul de variație extraserial ≤ 1.5 Interferențe: Acid ascorbinic până la 1,7mmol/l Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride până la 21 g/L Volumul total al setului 600 ml	

					Flacoane compatibilee cu analizatorul biochimic automat BA-400 (Biosistem Spania) Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni	
1.7.	33100000-1	Bilirubina directă (Bilirubin Direct)	ml	600	Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Cinetică. Reagenți: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Bireagent Limita minimă de detecție pentru set ≤ 2 U/L Coeficientul de variație intraserial $\leq 2,0$ Coeficientul de variație extraserial ≤ 1.5 Interferențe: Acid ascorbinic până la 1,7mmol/l Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride până la 21 g/L Volumul total al setului 300 ml Flacoane compatibilee cu analizatorul biochimic automat BA-400 (Biosistem Spania) Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni	
1.8.	33100000-1	Calciu (Calcium)	ml	1800	Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Cinetică. Reagenți: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Bireagent Limita minimă de detecție pentru set ≤ 2 U/L Coeficientul de variație intraserial $\leq 2,0$ Coeficientul de variație extraserial ≤ 1.5 Interferențe: Acid ascorbinic până la 1,7mmol/l Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride până la 21 g/L Volumul total al setului 600 ml Flacoane compatibilee cu analizatorul biochimic automat BA-400 (Biosistem Spania) Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni	
1.9.	33100000-1	Cholesterol total (Cholesterol)	ml	6000	Metoda de determinare: Fotometrică CHOD-PAP . Reagenți: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Monoreagent. Limita minimă de detecție pentru set $\leq 0,08$ U/L Coeficientul de variație intraserial $\leq 2,0$ Coeficientul de variație extraserial ≤ 2.5 Interferențe: Acid ascorbinic până la 1,7mmol/l Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride până la 21 g/L Volumul total al setului 600 ml Flacoane compatibilee cu analizatorul biochimic automat BA-400 (Biosistem Spania) Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni	
1.10.	33100000-1	LDLCholesterol (LDL Cholesterol)	ml	2400	Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Cu protecția selectivă a colesterolului LDL. Fără sedimentare Reagenți: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Bireagent Limita minimă de detecție pentru set $\leq 0,03$ mmol/l Coeficientul de variație intraserial $\leq 1,5$ Coeficientul de variație extraserial ≤ 1.5 Interferențe: Acid ascorbinic până la 1,7mmol/l Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride până la 21 g/L Volumul total al setului 160 ml Flacoane compatibilee cu	

					analizatorul biochimic automat BA-400 (Biosistem Spania) Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni	
1.11.	33100000-1	HDL Cholesterol (HDL Cholesterol)	ml	2400	Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Cu imunoinhibiția a colesterolului LDL și VLDL. Fără sedimentare Reagenți: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Bireagent Limita minimă de detecție pentru set $\leq 0,03$ mmol/l Coeficientul de variație intraserial $\leq 1,5$ Coeficientul de variație extraserial $\leq 2,0$ Interferențe: Acid ascorbinic până la 1,7 mmol/l Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride până la 21 g/L Volumul total al setului 160 ml Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat BA-400 (Biosistem Spania) Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni	
1.12.	33100000-1	Creatinina (Creatinine)	ml	6000	Metoda de determinare: Fotometrică Jaffe fără deproteinizare. Cinetică. Reagenți: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Bireagent Limita minimă de detecție pentru set ≤ 15 mkmol/l Coeficientul de variație intraserial $\leq 0,05$ Coeficientul de variație extraserial $\leq 0,05$ Interferențe: Acid ascorbinic până la 1,7 mmol/l Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride până la 21 g/L Volumul total al setului 600 ml Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat BA-400 (Biosistem Spania) Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni	
1.13.	33100000-1	Gamma-Glutamiltransferaze (g-GT)	ml	600	Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Cinetică. Reagenți: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Bireagent Limita minimă de detecție pentru set ≤ 2 U/L Coeficientul de variație intraserial $\leq 2,0$ Coeficientul de variație extraserial $\leq 1,5$ Interferențe: Acid ascorbinic până la 1,7 mmol/l Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride până la 21 g/L Volumul total al setului 300 ml Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat BA-400 (Biosistem Spania) Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni	
1.14.	33100000-1	Glucoza (Glucose)	ml	6000	Metoda de determinare: Fotometrică GOD-PAP. Reagenți: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Monoreagent Limita minimă de detecție pentru set $\leq 0,1$ mmol/l Coeficientul de variație intraserial $\leq 7,0$ Coeficientul de variație extraserial $\leq 3,0$ Interferențe: Acid ascorbinic până la 1,7 mmol/l Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride până la 21 g/L	

					Volumul total al setului 600 ml Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat BA-400 (Biosistem Spania) Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni	
1.15.	33100000-1	Glucosa (Glucose) standart	Fl.	10	Flacoane cu volumul până la 5ml. Calibrator trebuie să fie produs de același producător ca și reactive pentru determinarea glucozei. Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni	
1.16.	33100000-1	Hemoglobina glicozilata (HbA1c)	ml	1728	Volumul total al setului 144 ml (2 fl.x 60ml+2fl.x12 ml). Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat BA-400 (Biosistem Spania) Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni	
1.17.	33100000-1	Hemoglobina glicozilata (HbA1c) Calibrator	set	6	set 1 fl.x 0.5 ml. Calibrator trebuie să fie produs de același producător ca și reactive pentru determinarea Hemoglobina glicozilata (HbA1c). Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni	
1.18.	33100000-1	Hemoglobina glicozilata (HbA1c) Control Normal	set	10	set 1 fl.x 0.5 ml. Material de control trebuie să fie produs de același producător ca și reactive pentru determinarea Hemoglobina glicozilata (HbA1c). Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni	
1.19.	33100000-1	Hemoglobina glicozilata (HbA1c) Control Patologic	set	10	set 1 fl.x 0.5 ml. Material de control trebuie să fie produs de același producător ca și reactive pentru determinarea Hemoglobina glicozilata (HbA1c). Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni	
1.20.	33100000-1	Trigliceride (Triglicerides)	ml	6000	Metoda de determinare: Fotometrică GPO. Reagenți: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Monoreagent Limita minimă de detecție pentru set $\leq 0,01$ mmol/l Coeficientul de variație intraserial $\leq 3,5$ Coeficientul de variație extraserial $\leq 3,0$ Interferențe: Acid ascorbinic până la 1,7mmol/l Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride până la 21 g/L Volumul total al setului 600 ml Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat BA-400 (Biosistem Spania) Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului	

					indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni	
1.21.	33100000-1	Fier (Iron)	ml	300	Metoda de determinare: Fotometrică cu ferozin . Reagenți: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Bireagent Limita minimă de detecție pentru set $\leq 0,9$ mcmol/l Coeficientul de variație intraserial $\leq 3,0$ Coeficientul de variație extraserial $\leq 4,0$ Interferențe: Acid ascorbinic până la 1,7mmol/l Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride până la 21 g/L Volumul total al setului 300 ml Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat BA-400 (Biosistem Spania) Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni	
1.22.	33100000-1	Proteina Totală (Total Protein)	ml	1800	Metoda de determinare: Fotometrică cu biuret. Reagenți: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Monoreagent Limita minimă de detecție pentru set $\leq 5,0$ g/L Coeficientul de variație intraserial $\leq 0,1$ Coeficientul de variație extraserial $\leq 0,15$ Interferențe: Acid ascorbinic până la 1,7mmol/l Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride până la 21 g/L Volumul total al setului 600 ml Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat BA-400 (Biosistem Spania) Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni	
1.23.	33100000-1	Uree (Urea)	ml	5400	Metoda de determinare: Fotometrică Ureaze UV. Reagenți: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Bireagent Limita minimă de detecție pentru set $\leq 0,3$ mmol/L Coeficientul de variație intraserial $\leq 2,0$ Coeficientul de variație extraserial $\leq 3,5$ Interferențe: Acid ascorbinic până la 1,7mmol/l Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride până la 21 g/L Volumul total al setului 600 ml Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat BA-400 (Biosistem Spania) Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni	
1.24.	33100000-1	Acidul Uric (Uric Acid)	ml	5400	Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Reagenți: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Monoreagent Limita minimă de detecție pentru set $\leq 4,2$ mcmol/L Coeficientul de variație intraserial $\leq 0,1$ Coeficientul de variație extraserial $\leq 0,15$ Interferențe: Acid ascorbinic până la 1,7mmol/l Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride până la 21 g/L Volumul total al setului 600 ml Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat BA-400 (Biosistem Spania) Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu	

					cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni	
1.25.	33100000-1	Lipaza (Lipase)	ml	240	Volumul total al setului 48 ml (2 fl.x 20ml+1fl.x8 ml). Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat BA-400 (Biosistem Spania) Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni	
1.26.	33100000-1	Magneziu (Magnesium)	ml	200	Volumul total al setului 100 ml (2*50 ml). Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat BA-400 (Biosistem Spania) Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni	
1.27.	33100000-1	Proteina C reactivă (CRP)	ml	2200	Metoda de determinare: Imunoturbidimetrică cantitativă fără prediluție. Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Bireagent Limita minimă de detecție pentru set ≤ 2 mg/L Coeficientul de variație intraserial ≤ 4,0 Coeficientul de variație extraserial ≤ 2.5 Interferențe: Acid ascorbinic până la 1,7mmol/l Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride până la 21 g/L Volumul total al setului 100 ml Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat BA-400 (Biosistem Spania) Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni	
1.28.	33100000-1	Factorul Reumatic (RF)	ml	1750	Metoda de determinare: Imunoturbidimetrică cantitativă fără prediluție. Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Bireagent Limita minimă de detecție pentru set ≤ 8,0 IU/mL Coeficientul de variație intraserial ≤ 7,0 Coeficientul de variație extraserial ≤ 12 Interferențe: Acid ascorbinic până la 1,7mmol/l Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride până la 21 g/L Volumul total al setului 50 ml Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat BA-400 (Biosistem Spania) Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni	
1.29.	33100000-1	Antistreptolizina O (ASO)	ml	1500	Metoda de determinare: Imunoturbidimetrică cantitativă fără prediluție. Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Bireagent Limita minimă de detecție pentru set ≤ 2 U/L Coeficientul de variație intraserial ≤ 2,0 Coeficientul de variație extraserial ≤ 1.5 Interferențe: Acid ascorbinic până la 1,7mmol/l Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride până la 21 g/L Volumul total al setului 50 ml Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat BA-400 (Biosistem Spania) Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în	

					set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni	
1.30.	33100000-1	Calibrator Proteina C reactivă (CRP)	Fl	1	Flacoane cu volum 1 ml. Calibrator trebuie să fie produs de acelaș producător ca și reactive pentru determinarea Proteina C și are minimum 3 niveluri. Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni	
1.31.	33100000-1	Calibrator Factorul Reumatic (RF)	Fl	1	Flacoane cu volum 3 ml. Calibrator trebuie să fie produs de acelaș producător ca și reactive pentru determinarea Factorul Reumatic (RF) și are minimum 3 niveluri. Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni	
1.32.	33100000-1	Calibrator Antistreptolizina O (ASO)	Fl	3	Flacoane cu volum 1 ml. Calibrator trebuie să fie produs de acelaș producător ca și reactive pentru determinarea Antistreptolizina O (ASO) și are minimum 3 niveluri. Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni	
1.33.	33100000-1	Control ser Reumatoid (ASO, RF, CRP) Normal	Fl	40	Flacoane cu volum 1 ml. Material de control trebuie să fie produs de acelaș producător ca și reactive pentru determinarea Proteina C reactivă (CRP), Factorul Reumatic (RF), Antistreptolizina O (ASO). Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni	
1.34.	33100000-1	Control ser Reumatoid (ASO, RF, CRP) Patologi	Fl	40	Flacoane cu volum 1 ml. Material de control trebuie să fie produs de acelaș producător ca și reactive pentru determinarea Proteina C reactivă (CRP), Factorul Reumatic (RF), Antistreptolizina O (ASO). Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni	
1.35.	33100000-1	Calibrator Multi Biochimie Human	Fl	30	Flacoane cu volum 5 ml. Ser uman cu 40 de parametri (include) : Alfa-Amilaza (alfa-Amilase) CNP-G3 Bilirubin Direct – m.d. Iendrasec Bilirubin Total - m.d. Iendrasec Calciu – m.d. Arsenazo III, Iron - m.d. Ferrozine..... Flacoane cu volum 1 ml. Calibrator trebuie să fie produs de acelaș producător ca și reactive. Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni	
1.36.	33100000-1	Control ser Normal Human	Fl	50	Flacoane cu volum 5 ml. Ser uman cu 40 de parametri (include) : Alfa-Amilaza (alfa-Amilase) CNP-G3 Bilirubin Direct – m.d. Iendrasec Bilirubin Total - m.d. Iendrasec	

					Calciu – m.d. Arsenazo III, Iron - m.d. Ferrozine.....Flacoane cu volum 1 ml. Material de control trebuie să fie produs de acelaș producător ca și reactive. Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni	
1.37.	33100000-1	Control ser Patologic Human	Fl	50	Flacoane cu volum 5 ml. Ser uman cu 40 de parametri (include) : Alfa-Amilaza (alfa-Amilase) CNP-G3 Bilirubin Direct – m.d. Iendrasec Bilirubin Total - m.d. Iendrasec Calciu – m.d. Arsenazo III, Iron - m.d. Ferrozine.....Flacoane cu volum 1 ml. Material de control trebuie să fie produs de acelaș producător ca și reactive. Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni	
1.38.	33100000-1	Cuva pentru ser, 2 ml 1000 buc/set pentru pentru analizator biochimic automat BA-400 tip închis (Biosystem Spania)	buc	30000	Dimensiuni 13,75x24,90mm / 2ml 1000 buc/set pentru pentru analizator biochimic automat BA-400 tip închis (Biosystem Spania)	
1.39.	33100000-1	Soluție concentrată de spălare 100 ml/set pentru pentru analizator biochimic automat BA-400 tip închis (Biosystem Spania)	ml	2000	Flacoane cu volumul pînă la 100ml fără clor, pentru pentru analizator biochimic automat BA-400 tip închis (Biosystem Spania)	
1.40.	33100000-1	Soluție concentrată de sistem 1000 ml/set pentru pentru analizator biochimic automat BA-400 tip închis (Biosystem Spania)	ml	2000	Flacoane cu volumul pînă la 1000ml fără clor, pentru pentru analizator biochimic automat BA-400 tip închis (Biosystem Spania)	
1.41.	33100000-1	Set de filtre pentru sistemul purificare apei (4 filtre/set)	set	2	Filtre pentru analizator biochimic automat BA-400 tip închis (Biosystem Spania)	
Total lot 1						900 000
Lotul 2 REACTIVI PENTRU analizator ionoselectiv Diamond Smartlyte, sistem închis						
2.1.	33100000-1	Pachet de reactive (Standart A, StandartB, soluție de spalare)	Bucată	20	pentru analizatorul K, Na Diamond Smartlyte cu cip integrat compatibilizat cu analizator ionoselectiv	
2.2.	33100000-1	Soluție de spalat pentru fiecare zi pentru analizatorul K, Na Diamod Smartlyte ambalaj	Bucată	2	soluție de spalat pentru fiecare zi pentru analizatorul K, Na Diamod Smartlyte ambalaj fl-100ml	

		fl-100ml				
2.3.	33100000-1	Soluție de conditionare a electrozilor	Bucată	2	pentru analizatorul K, Na Diamod Smartlytes flacon ambalaj 100ml	
2.4.	33100000-1	Electrod K (original de la producător)	Bucată	2	pentru analizatorul K, Na Diamod Smartlytes, în ambalaj original de la producător	
2.5.	33100000-1	Electrod Na (original de la producător)	Bucată	2	pentru analizatorul K, Na Diamod Smartlytes, în ambalaj original de la producător	
2.6.	33100000-1	Electrod de referință (original de la producător)	Bucată	2	pentru analizatorul K, Na Diamod Smartlytes, în ambalaj original de la producător	
2.7.	33100000-1	Hirtie pentru imprimantă	Bucată	1	pentru analizatorul K, Na Diamod Smartlytes	
2.8.	33100000-1	Material de control cu nivel 1-2-3	Bucată	1	pentru analizatorul K, Na Diamod Smartlytes	
2.9.	33100000-1	Tub silicon pentru pompa peristaltică	Bucată	3	pentru analizatorul K, Na Diamod Smartlytes, în ambalaj original de la producător	
Total lot 2						130 000
Lotul 3 REACTIVI PENTRU ANALIZATOR HEMATOLOGIC AUTOMAT BS-3600, Mindray, sistem închis						
3.1.	33100000-1	Diluent 20 litri	Bucată	75	Autentic pentru analizator hematologic automat BS-3600, Mindray. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.	
3.2.	33100000-1	Rinse - Soluție de curățare – 5,5*2 litri	Bucată	42	Autentic pentru analizator hematologic automat BS-3600, Mindray. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.	
3.3.	33100000-1	Lyse-Soluție de lizare - 500 ml,	Bucată	30	Autentic pentru analizator hematologic automat BS-3600, Mindray. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.	
3.4.	33100000-1	Probe cleanser, fl 50 ml	ml	3000	Autentic pentru analizator hematologic automat BS-3600, Mindray. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.	
3.5.	33100000-1	Control pentru analizator hematologic, 3 Diff cu formula leucocitară ml (scăzut, normal, ridicat.) (6fl x3,0 ml)	Set	30	Control 3 Diff de 3 nivele (scăzut, normal, ridicat) cu formula leucocitară 6 fl x3,0 ml. Autentic pentru analizator hematologic automat BS-3600, Mindray. Material de control trebuie să fie produs de același producător ca și reactive	
3.6.	33100000-1	Hematology Calibrator	Set	2	Calibrator trebuie să fie produs de același producător ca și reactive și material de control. Autentic pentru analizator hematologic automat BS-3600, Mindray. Termenul de	

					valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.	
3.7.	33100000-1	Material de controlul calității extern hematologic	Set	4	Material de control hematologic extern de 1 nivel.	
Total lot 3						230 000
Lotul 4 REACTIVI PENTRU ANALIZATOR HEMATOLOGIC AUTOMAT URIT-3020 (3-Diff)						
4.1.	33100000-1	Diluent (p/u analizator hematologic URIT-3020), 20 L	Unitate	25	Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.	
4.2.	33100000-1	Detergent (p/u analizator hematologic URIT-3020), 2*5 L	Unitate	15	Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.	
4.3.	33100000-1	Lytic Reagent (p/u analizator hematologic URIT-3020), 1*500 ml	Unitate	10	Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.	
4.4.	33100000-1	Probe cleaner (p/u analizator hematologic URIT-3020)	ml	1500	Flacon 1*100 ml. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.	
4.5.	33100000-1	3DIFF Hematology Controls, 3x3mL (1Low, 1Normal, 1High)	set	45	Control 3 Diff de 3 nivele (scăzut, normal, ridicat) cu formula leucocitară 6fl x3,0 ml. Material de control trebuie să fie produs de același producător ca și reactive	
4.6.	33100000-1	Hematology Calibrator, 1x3mL	Fl	2	Fl 1*3ml. Autentic pentru analizator hematologic automat URIT-3020. Calibrator trebuie să fie produs de același producător ca și reactive și material de control.	
Total lot 4						130 000
Lotul 5 REACTIVI PENTRU COAGULOMETRU COATRON PRO X TECO, GERMANIA, sistem închis						
5.1.	33100000-1	Set pentru determinarea timpului de protrombină (TP)	Test	5000	Conținut tromboplastină liofilizată cu activ. 14-18 s. și ISI nu mai mic de 1,1 și calciu clorid. Consumul de reactiv lichid 0,1 ml pe analiză. Flacoane cu volum 10 ml.	
5.2.	33100000-1	Set pentru determinarea fibrinogenului fără diluție prealabilă a plazmei	Test	5000	Determinarea fibrinogenului fără diluția prealabilă a plazmei. Consumul de reactiv lichid 0,1 ml pe analiză. Flacoane cu volum 10 ml.	
5.3.	33100000-1	Calibrator pentru determinarea timpului de protrombină (TP).	Fl	4	Flacoane cu volum 1 ml. Calibrator trebuie să fie produs de același producător ca și reactive pentru determinarea timpului de protrombină (TP). Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele	

					componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni	
5.4.	33100000-1	Calibrator pentru determinarea fibrinogenului.	Fl	4	Flacoane cu volum 1 ml. Calibrator trebuie să fie produs de același producător ca și reactiv pentru determinarea fibrinogenului. Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni	
5.5.	33100000-1	Plasma de control normal pentru determinarea timpului de protrombină (TP), fibrinogenului	ml	50	Flacoane cu volum 1 ml. Material de control trebuie să fie produs de același producător ca și reactiv pentru determinarea timpului de protrombină (TP), fibrinogenului. Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni	
5.6.	33100000-1	Plasma de control patologic pentru determinarea timpului de protrombină (TP), fibrinogenului	ml	50	Flacoane cu volum 1 ml. Material de control trebuie să fie produs de același producător ca și reactiv pentru determinarea timpului de protrombină (TP), fibrinogenului. Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni	
5.7.	33100000-1	Microcuva pentru coagulometru Coatron PRO X, TECO	buc.	30000	De la producător coagulometrului Coatron PRO X, TECO. Ambalaj 1*500 de la producător și trebuie să fie cu codul de la producător la fiecare cutie. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor.	
Total lot 5						95 000
Lotul 6 Reagenți pentru investigații imunologice, clinice generale, hematologice, biochimice						
6.1.	33100000-1	Set pentru determinarea TPHA	set	120	1 set*100teste. Set pentru determinarea calitativă și semi-cantitativă a anticorpilor T. Pallidum specific din serul uman. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător să fie nu mai mic de 12 luni. Reagenții, soluțiile din set să fie lichizi și gata de lucru, în cazul când nu sînt liofilizați. Soluțiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. Setul să conțină, în afară de controlul pozitiv și negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor și anticorpilor.	
6.2.	33100000-1	Set pentru determinarea HbsAG, 96 teste	set	55	Metoda ELISA. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător să fie nu mai mic de 12 luni. Reagenții, soluțiile din set să fie lichizi și gata de lucru, în cazul când nu sînt liofilizați. Soluțiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. Setul să conțină, în afară de controlul pozitiv și negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor și anticorpilor. Stripurile să fie detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi cite un godeu. Să fie posibil de a testa cite o probă.	
6.3.	33100000-1	Set pentru determinarea anti-HCV, 96 teste	set	20	Metoda ELISA. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului	

					indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător să fie nu mai mic de 12 luni. Reagenții, soluțiile din set să fie lichizi și gata de lucru, în cazul când nu sînt liofilizați. Soluțiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. Setul să conțină, în afară de controlul pozitiv și negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor și anticorpilor. Stripurile să fie detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi cite un godeu. Să fie posibil de a testa cite o probă.	
6.4.	33100000-1	Set pentru determinarea PSA, 96 teste	set	5	Metoda ELISA. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător să fie nu mai mic de 12 luni. Reagenții, soluțiile din set să fie lichizi și gata de lucru, în cazul când nu sînt liofilizați. Soluțiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. Setul să conțină, în afară de controlul pozitiv și negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor și anticorpilor. Stripurile să fie detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi cite un godeu. Să fie posibil de a testa cite o probă.	
6.5.	33100000-1	Țoliclon anti A	ml	250	Flacoane de 50 doze, 5 ml.	
6.6.	33100000-1	Țoliclon anti B	ml	200	Flacoane de 50 doze, 5 ml.	
6.7.	33100000-1	Țoliclon anti AB	ml	20	Flacoane de 50 doze, 5 ml.	
6.8.	33100000-1	Țoliclon anti D super	ml	200	Flacoane de 50 doze, 5 ml.	
6.9.	33100000-1	Material pentru controlul calității VSH prin metoda Westergren la analizatorul Caretium XC A-30 cu 2 nivele (normal și patologic)	set	85	Un control de sânge întreg, uman, conceput pentru a monitoriza precizia metodelor automate de măsurare a ratelor de sedimentare a eritrocitelor. Set 2л*9 ml. Perioada de valabilitate nu mai puțin de 540 de zile (din momentul producerii). Stabilitatea flaconului deschis nu mai puțin de 31 de zile. Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.	
6.10.	33100000-1	Nitrit de sodiu cpa(selitra)	kg	1	Analitică, cpa (curată pentru analiză), ambalaj de 1,0 kg. În mod obligatoriu se va indica pe etichetă datele prevăzute de cerințele documentelor normative (ISO, GOST, OST, etc.) privind denumirea, masa moleculară, formula chimică unde este cazul, calificativul (gradul de puritate) al reactivului, cantitatea produsului, statutul Hazardului, gradul de hidratare, cantitatea de impurități, numărul lotului, data fabricării, condițiile de păstrare și termenii de valabilitate, etc.	
6.11.	33100000-1	Azopiram	set	15	Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.	
6.12.	33100000-1	Sol. Liugol	ml	300	Flacoane cu volumul de 50 ml. În mod obligatoriu se va indica pe etichetă datele prevăzute de cerințele documentelor normative (ISO, GOST, OST, etc.) privind denumirea, masa moleculară, formula chimică unde este cazul, calificativul (gradul de puritate) al reactivului, cantitatea produsului, statutul Hazardului, gradul de hidratare, cantitatea de impurități, numărul lotului, data fabricării, condițiile de păstrare și termenii de valabilitate, etc.	
6.13.	33100000-1	Colorant May-Grunvald, soluție (fl din plastic)	L	20	Flacoane cu volumul de 1 L. În mod obligatoriu se va indica pe etichetă datele prevăzute de cerințele documentelor normative (ISO, GOST, OST, etc.) privind	

					denumirea, masa moleculară, formula chimică unde este cazul, calificativul (gradul de puritate) al reactivului, cantitatea produsului, statutul Hazardului, gradul de hidratare, cantitatea de impurități, numărul lotului, data fabricării, condițiile de păstrare și termenii de valabilitate, etc.	
6.14.	33100000-1	Azur—Eozin Romanovski, soluție fl. din plastic	L	30	Flacoane cu volumul de 1 L. În mod obligatoriu se va indica pe etichetă datele prevăzute de cerințele documentelor normative (ISO, GOST, OST, etc.) privind denumirea, masa moleculară, formula chimică unde este cazul, calificativul (gradul de puritate) al reactivului, cantitatea produsului, statutul Hazardului, gradul de hidratare, cantitatea de impurități, numărul lotului, data fabricării, condițiile de păstrare și termenii de valabilitate, etc.	
6.15.	33100000-1	Ulei de imersie	ml	2000	Analitică, cpa (curată pentru analiză), ambalaj de 100 ml. În mod obligatoriu se va indica pe etichetă datele prevăzute de cerințele documentelor normative (ISO, GOST, OST, etc.) privind denumirea, masa moleculară, formula chimică unde este cazul, calificativul (gradul de puritate) al reactivului, cantitatea produsului, statutul Hazardului, gradul de hidratare, cantitatea de impurități, numărul lotului, data fabricării, condițiile de păstrare și termenii de valabilitate, etc.	
6.16.	33100000-1	NaCl, cpa	kg	2	Analitică, cpa (curată pentru analiză), ambalaj de 1,0 kg. În mod obligatoriu se va indica pe etichetă datele prevăzute de cerințele documentelor normative (ISO, GOST, OST, etc.) privind denumirea, masa moleculară, formula chimică unde este cazul, calificativul (gradul de puritate) al reactivului, cantitatea produsului, statutul Hazardului, gradul de hidratare, cantitatea de impurități, numărul lotului, data fabricării, condițiile de păstrare și termenii de valabilitate, etc.	
6.17.	33100000-1	Glicoză, bilirubină, cetone, greutatea specifică, eritrocite, pH, proteine, urobilinogen, nitrite, leucocite.	test	50000	Autentic pentru analizator de urină Mission U 500	
6.18.	33100000-1	Material pentru controlul calității urinei cu 2 nivele (normal și patologic)(2 fl.*5ml)	set	50	Autentic pentru analizator de urină Mission U 500 (Glicoză, bilirubină, cetone, greutatea specifică, eritrocite, pH, proteine, urobilinogen, nitrite, leucocite)	
6.19.	33100000-1	Set de control pentru proteina și glucoza urinei cu calibrator (0,2 g/l – 10,0 mlx4fl. + 0,4 g/l-10,0 mlx4 fl.)	set	30	Set se conține 8 fl. de 10 ml. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.	
6.20.	33100000-1	Teste pentru determinarea sângelui ocult în masele fecale (imunochimic)	test	1000	Teste iFOBT(fit) (imunochimic). Set trebuie să conțină testul caseta, pipeta, tuburi de colectare a probei cu soluție bufer de diluare, instrucțiunea de utilizare pe limba de stat și să includă o procedură de control intern. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.	
6.21.	33100000-1	Teste pentru determinarea H.Pylori Ag în masele fecale	test	1500	Metoda imunocromatografică. Set trebuie să conțină testul caseta, pipeta, tuburi de colectare a probei cu soluție bufer de diluare, instrucțiunea de utilizare pe limba de stat și să includă o procedură de control intern. Timpul de testare 10 minute. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date	

					de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.	
6.22.	33100000-1	Set pentru determinarea probei cu timol cu calibrator	set	5	Set trebuie să conțină calibrator pentru construcție curbei de etalon. Flacoane cu volumul 11 ml. Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni	
6.23.	33100000-1	Bufer imidazol pentru determinarea fibrinogenului.	Fl	4	Flacoane cu volum 16 ml. Bufer imidazol trebuie să fie produs de același producător ca și reactive pentru determinarea fibrinogenului. Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni	
6.24.	33100000-1	Soluție de spălare pentru analizator biochimic automat BS 200	ml	2000	Autentic pentru analizator biochimic automat BS 200	
6.25.	33100000-1	Soluție de de sisitem pentru analizator biochimic automat BS 200	ml	1000	Autentic pentru analizator biochimic automat BS 200	
Total lot 6						295 000
Lotul 7 CONSUMABILE/PIESE DE SCHIMB/ACCESORII						
7.1.	33100000-1	Capilar steril pentru colectarea sîngelui capilar în ambalaj individual	buc	20000	Ambalaj individual. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni.	
7.2.	33100000-1	Container plastic cu capac pentru colectare urină nesterile la 200-250 ml	buc	60000	Volumul 200-250 ml. Capac cu filet.	
7.3.	33100000-1	Container plastic cu capac pentru colectarea sputei nesterile la 60 ml	buc	1500	Volumul 60 ml	
7.4.	33100000-1	Container din plastic cu suport pentru colorarea frotiurilor	buc	5	Dimensiuni lungimea 10 cm, lățimea 8 cm, înălțimea 6,5 cm, cu 2 capace și suport cu minier. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor.	
7.5.	33100000-1	Container p/u lancete folosite (200-250 ml)	buc	50	Volumul 200-250 de ml	
7.6.	33100000-1	Cuvete p/u reactive p/u analizator biochimic automat BS 200 (1x10)	buc	8000	Autentic pentru analizator biochimic automat BS 200. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor.	
7.7.	33100000-1	Eprubeta plastic (polisterol) conice transparent, cu capac și etichetă, 10 ml	buc	70000	Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj și pe eticheta de pe fiecare eprubeta. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor.	
7.8.	33100000-1	Eprubeta vacuumată, volum sînge 4,0 ml, cu etichetă (numărul lotului, seria,	buc	15000	Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj și pe eticheta de pe fiecare eprubeta. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni.	

		termenii de valabilitate).				
7.9.	33100000-1	Eprubeta vacuumată cu K 3 EDTA, volum sînge 2,0 - 2,5 ml, cu etichetă (numărul lotului, seria, termenii de valabilitate).	buc	30000	Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj și pe eticheta de pe fiecare eprubeta. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.	
7.10.	33100000-1	Eprubeta vacuumată cu citrat de sodiu 3,8%, volum sînge 2,5 ml	buc	4000	Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj și pe eticheta de pe fiecare eprubeta. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.	
7.11.	33100000-1	Eprubeta vacuumată cu gel separator+clot activator, volum sînge 5,0 ml, cu eticheta (numărul lotului, seria, termenii de valabilitate).	buc	30000	Dimensiuni 13*75 mm. Volum 5,0 ml. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj și pe eticheta de pe fiecare eprubeta. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor.	
7.12.	33100000-1	Eprubeta vacuumată cu citrat de sodiu pentru determinarea VSH la analizatorul Caretium XC A-30	buc	20000	Autentic pentru analizator VSH Caretium XC A-30. Pe eprubetă obligatoriu trebuie să fie indicat două marcaje (linii) ale volumului maxim și minim de colectare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj și pe eticheta de pe fiecare eprubeta. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor.	
7.13.	33100000-1	Eprubete cu K 3 EDTA praf pentru investigații hematologice din sînge periferic cu capilar pentru colectarea dozată a sîngelui și capac pentru transportarea probelor fixat de tub, 100mkl	buc	20000	Volumul sîngelui 100mkl. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj și pe eticheta de pe fiecare eprubeta. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.	
7.14.	33100000-1	Holter cu ac mediu pentru colectarea sîngelui în eprubeta vacuumată	buc	35000	Holter cu ac mediu. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj și pe eticheta de pe fiecare ac.	
7.15.	33100000-1	Eprubete plastic p/u analizator biochimic automat BS 200, 5 ml	buc	15000	Autentic pentru analizator biochimic automat BS 200. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor.	
7.16.	33100000-1	Eprubete plastic, volum 3,0 ml, dimensiunile 11,0*55,0 mm	buc	4000	Volum 3,0 ml, dimensiunile 11,0*55,0 mm. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor.	
7.17.	33100000-1	Hârtie de filtru	kg	10	Pentru analize cantitative și calitative și alte lucrări de laborator.	
7.18.	33100000-1	Eprubeta pentru coagulometru Coatron M 1 TECO	buc	200	Autentic coagulometru Coatron M 1	
7.19.	33100000-1	Termohârtie 57mm*30m	buc	300	Pentru analizatoare hematologice PCE-210, URIT-3020, analizator de urină Mission U 500	
7.20.	33100000-1	Termohârtie 50mm*30m	buc	200	Pentru analizatoare hematologice Mindray BC 3600	
7.21.	33100000-1	Încălzitor electric tubular pentru aqua distilator	buc	6	Autentic pentru aqua distilator DE-4	

		DE-4				
7.22.	33100000-1	Încălzitor electric tubular pentru aqua distilator DE-10	buc	2	Autentic pentru aqua distilator DE-10	
7.23.	33100000-1	Teste de sterilizarea extern	test	1000	Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.	
7.24.	33100000-1	Teste de sterilizarea intern	test	2000	Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.	
7.25.	33100000-1	Container cu copac pentru eprubete Eppendorf (1,5/2,0 ml), 24 godeuri, dimensiunile 120*85*60 mm	buc	30	Fabricat din polipropilen. Destinat pentru a deține 24 de microeprubete, complet autoclavabile și care pot fi înghețate până la -30 gr. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor.	
7.26.	33100000-1	Stative pentru eprubete vacumate cu dimensiunile 246,5*104*60 mm, 90 (6*15) godeuri	buc	30	Fabricat din polipropilen. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor.	
7.27.	33100000-1	Cronometru electronic	buc	10	Tmp de inversare direct și invers. Semnal după un timp setat.	
7.28.		Ocular cu micrometru pentru microscopul binocular	buc	8	Pentru microscopul binocular simplu. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor.	
7.29.	33100000-1	Termometru pentru frigider (-30C +30C)	buc	5	verificare metrologică de la producător menționată în pașaport. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor.	
7.30.	33100000-1	Psihrometru A1	buc	3	verificare metrologică de la producător menționată în pașaport	
7.31.	33100000-1	Cutia Petri din polisteren	buc	50	Cutia Petri din polisteren. Diametru 9 cm.	
7.32.	33100000-1	Microplăci pentru investigații imunologice, 96 U-godeuri.	buc	300	Obligatoriu U-godeuri. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor.	
7.33.	33100000-1	Container plastic cu capac pentru mase fecale nesterile la 60 ml	buc	6000	Container plastic cu capac cu filet și lopațica. Volum 60 ml. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor.	
7.34.	33100000-1	Lancete sterile	buc	20000	Fabricate din oțel, inoxidabil cromat, fără nichel, sterile non-toxice, fără pirogen, destinate unei singure utilizări. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor.	
7.35.	33100000-1	Lame sticlă, lungimea - 7,5cm, grosimea - 1,0 mm, lățimea - 2,5 cm	buc	5000	Dimensiuni ungimea - 7,5cm, grosimea - 1,0 mm, lățimea - 2,5 cm. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor.	
7.36.	33100000-1	Bastonașe din plastic	buc	10000	Bastonașe de plastic, de unica folosință	
7.37.	33100000-1	Dozator automat cu volum schimbat 0 - 200mkl	buc	6	Posibilitatea de autoclavare totală, detașator pentru vîrfuri, verificare metrologică de la producător menționată în pașaport , marcarea colorată, să dispună de nimăr incorporat de la producător, precizia 0,3-0,8, CV% 1,0-0,2, posibilitatea de reparație și de schimb a pieselor uzabile	
7.38.	33100000-1	Dozator automat cu volum schimbat 100 -	buc	12	Posibilitatea de autoclavare totală, detașator pentru vîrfuri, verificare metrologică de la producător menționată în pașaport , marcarea colorată, să dispună de	

		1000mkl			nimăr incorporat de la producător, precizia 0,3-0,8, CV% 1,0-0,2, posibilitatea de reparație și de schimb a pieselor uzabile	
7.39.	33100000-1	Dozator automat cu volum schimbat 1000 – 5000mkl	buc	4	Posibilitatea de autoclavare totală, detașator pentru virfuri, verificare metrologică de la producător menționată în pașaport , marcă colorată, să dispună de nimăr incorporat de la producător, precizia 0,3-0,8, CV% 1,0-0,2, posibilitatea de reparație și de schimb a pieselor uzabile	
Total lot 7						520 000
Valoarea estimativă totală						2 300 000

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile;
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
(indicați se admite sau nu se admite)

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: pe parcursul anului 2019, la solicitarea în scris a autorității contractante în termen de 5 zile de la comandă

12. Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2019

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică
(indicați da sau nu)

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):

nu se aplică

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligatorietatea
1	DUAE	Semnat și ștampilat de către operatorul economic	Obligativ
2	Oferta	Formularul F3.1, Semnat și ștampilat de către operatorul economic	Obligativ
3	Garanție pentru ofertă	Formularul F3.2, Semnat și ștampilat de către banca emitentă	Obligativ
4	Specificații de preț	Formularul F 4.1, Semnat și ștampilat de către banca emitentă	Obligativ
5	Specificații tehnice	Formularul F 4.2, Semnat și ștampilat de către banca emitentă	Obligativ
6	Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al	Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului	Obligativ

	persoanelor juridice (copie)		
7	Licența de activitate (copie)	Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului	Obligativ
8	Mostre	La solicitarea autorității contractante în decurs de 5 zile după solicitare	Obligativ
9	Documente ce demonstrează corespunderea calității ofertei cu prevederile Cerințelor generale specificate în Ordinul MS Nr. 701 din 18.10.2010	Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului	Obligativ

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz nu se aplică

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): e-licitate, 3 runde, pasul 1%

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț pe lot la loturile 1-5, cel mai mic preț pe poziție la loturile 6-7

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
	nu se aplică	

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP
- pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:

de stat

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*

29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică
30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică
31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: _____
32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: _____
33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
- | Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |
34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică
(se specifică da sau nu)
35. Alte informații relevante: _____

Conducătorul grupului de lucru: Veaceslav Bafir

