

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea reactivelor de tip închis, pentru laboratorul clinico-biochimic, conform necesităților pentru anul 2025

prin procedura de achiziție **Licitație publică**

procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante **Da**

1. Denumirea autorității contractante: **I.M.S.P. Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi”**
2. IDNO: **1003600152673**
3. Adresa: **mun. Chișinău , str. Melestiu, 20**
4. Numărul de telefon/fax: **022 354 790**
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: **www.scm1@ms.md
achizitiiscml@gmail.com**
6. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: **achizitiiscml@gmail.com**
7. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: ***documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***
8. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **Instituție publică municipală**
9. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Cantitatea	Unitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată
Lotul 1. Reactivi pentru laboratorul clinic-biochimic cu analizatorul biochimic A-15 (system închis)						
1.1	33100000-1	ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul de la 25 -50 ml.) ambalaj specific p/u analizator A-15	3 000	ml	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare CINETICĂ. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 2,0 Coeficientul de variație extraserial: < 1,5 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1.7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3.8 g/l, Lipemie până la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	5 730,00

1.2	ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul de la 25-50.) ambalaj specific p/u analizatorul A-15	3 000	ML	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 4 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 1.5 Coeficientul de variație extraserial: < 1.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1.7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3.8 g/l, Lipemie până la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	5 730,00
1.3	Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul 25-50)ambalaj specific p/u analizator A-15	750	ML	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 2.0 g/l Coeficientul de variație intraserial: < 0,15 Coeficientul de variație extraserial: < 0,15 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 5,6 g/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Magneziu până la 8 mmol/l Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	580,00
1.4	Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul 25 - 50 ml.)ambalaj specific p/u analizator A-15	1 200	ML	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 3,0 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 3.0 Coeficientul de variație extraserial: < 3.0	2 880,00

				Coeficientul de variație extraserial: < 3.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 21 g/l, Hemoglobina până la 2 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	
1.5	alfa-Amilaza (alfa-Amylase) (Flacoane cu volumul 20-50 ml.) ambalaj specific p/u analizator A-15	2 500		Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică.EPS-G7 Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 33,0 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 5.0 Coeficientul de variație extraserial: < 8.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 11 g/l, Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	22 500,00
1.6	Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul 25-50 ml.) ambalaj specific p/u A-15	2 800	ML	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică Indrășec Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 1.3 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 5.0 Coeficientul de variație extraserial: < 5.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l, Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele	2 440,00

				componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	
1.7	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul 25-50 ml.) ambalaj specific p/u A-15	1 500	ML	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 1.8 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 0.03 Coeficientul de variație extraserial: < 0.01 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 11 g/l, Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	1 320,00
1.8	Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul 25-50 ml.) ambalaj solicitat specific p/u analizator A-15	1 250	ML	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică cu Arsenazo III Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigații: Ser, plasma heparinizată, urina Limita minimă de detecție pentru set: < 0.01 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 0.3 Coeficientul de variație extraserial: < 0.3 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 21 g/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Magneziu până la 8 mmol/l Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	1 365,00
1.9	Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul 25 -	1 250	ML	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică Colesterol Oxidase /peroxidase	1 737,50

	50 ml.)ambalaj solicitat specific p/u analizator A-15			Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 0,08 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 2.0 Coeficientul de variație extraserial: < 2.5 Interferențe: Acid Ascorbic până la 0,3 mmol/l, Bilirubina până la 0,35 mmol/l, Hemoglobina până la 2,1 g/l, Lipemie până la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	
1.10	Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul 100 ml.)	3 000	ml	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică Jaffe compensat.. Determinare cinetică cu calibrator. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată, urina Limita minimă de detectie pentru set: < 15 mcmmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 0.05 Coeficientul de variație extraserial: < 0.05 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	1 620,00
1.11	Gamma-GT (Gamma-GT) (Flacoane cu volumul 20-50 ml.)ambalaj solicitat specific p/u A-15	1 000	ML	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. IFCC Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 1,5 Coeficientul de variație extraserial: < 1,0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la	3 600,00

				4,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	
1.12	Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul 25-50 ml.) ambalaj solicitat specific p/u A-15	3 000	ML	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică cu Oxidase/Peroxidase Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA, fluorinizată sau heparinizată, urina Limita minimă de detectie pentru set: < 0.1 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 7.0 Coeficientul de variație extraserial: < 3.0 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	1 620,00
1.13	Fier (Iron) (Flacoane cu volumul 20-50 ml.) ambalaj solicitat specific p/u A-15	1 000	ML	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică cu Ferrozine Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 0,9 mcmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 3.0 Coeficientul de variație extraserial: < 4.0 Interferențe: Bilirubina pînă la 1,0 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Cupru pînă la 6,5 mmol/l, Zinc pînă la 0,06 mmol/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele	2 720,00

				componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	
1.14	LDH (LDH) (Flacoane cu volumul 20-50 ml.) ambalaj solicitat specific p/u A-15	1 250,0	ML	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativa. Determinare cinetica Piruvat Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 5,0 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 10,0 Coeficientul de variație extraserial: < 8,0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie - trigliceride până la 21g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	2 087,50
1.15	Lipaza (Lipase) DGGR (Flacoane cu volumul 1 flx20ml+1 flx10ml.) ambalaj solicitat specific p/u A-15	600	ML	Marcaj: CE Metoda de determinare: Colorimetric fermentativa Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 2,0 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 1,5 Coeficientul de variație extraserial: < 1,0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 1,0 mmol/l, Lipemie - trigliceride până la 11g/l. Hemoglobina până la 5,5 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	18 858,00
1.16	Magneziu (Magnesium) (Flacoane cu volumul 0-	250	ML	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrica	385,00

	20ml.)ambalaj solicitat specific p/u A-15			Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată, urina, LCR. Limita minimă de detecție pentru set: < 0.02mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 0.03 Coeficientul de variație extraserial: < 0.06 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie - trigliceride până la 21g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	
1.17	Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul 25-50 ml.)ambalaj specific p/u A-15	1 200	ML	CE Marcaj: Metoda de determinare: Fotometrică cu biuret. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 5,0 g/l Coeficientul de variație intraserial: < 0.1 Coeficientul de variație extraserial: < 0.15 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride până la 11g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	924,00
1.18	Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul 25-50 ml.)AMBALAJ SOLICITAT SPECIFIC P/U a-15	1 250	ML	CE Marcaj: Metoda de determinare: Fotometrică GPO Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 0,01 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 3.5 Coeficientul de variație extraserial: < 3.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 0,35 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 2,6 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de	1 990,00

				producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	
1.19	Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 25-50ml.) ambalaj solicitat specific p/u A-15	3 000	ML	CE Marcaj: Ureze UV Metoda de determinare: Ureze UV Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata Limita minimă de detectie pentru set: < 0.3 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 2.0 Coeficientul de variație extraserial: < 3.5 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride până la 21g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	5 850,00
1.20	Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul 25-50 ml.) ambalaj solicitat specific p/u A-15	1 000	ML	CE Marcaj: Fotometrică Metoda de determinare: Fermentativă. Urecaze/Peroxidase Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată, urina Limita minimă de detectie pentru set: < 4.2 mcmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 0.1 Coeficientul de variație extraserial: < 0.15 Interferențe: Bilirubina până la 0,18 mmol/l, Hemoglobina până la 1,1 g/l, Lipemie - trigliceride până la 21g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de	1 570,00

				performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	
1.21	LDL Coolesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul 0-20 ml.) ambalaj specific p/u A-15	800	ML	CE Marcaj: Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă directă Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 0.03 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 1.5 Coeficientul de variație extraserial: < 1.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 3,0 mmol/l, Bilirubina până la 0,9 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride până la 11 g/l Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	18 888,00
1.22	HDL Coolesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul 0-20 ml.) ambalaj specific p/u A15	800	ML	CE Marcaj: Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă Directă Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator. Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 0.03 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 1.5 Coeficientul de variație extraserial: < 2.0 Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	18 888,00
1.23	Creatin chinaz a totală (Creatinkinaze totale) (Flacoane cu volumul 25-50 ml.) ambalaj specific p/u A15	1 000	ML	CE Marcaj: Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau	12 390,00

				heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 2 U/L Coefficientul de variație intraserial: < 2,0 Coefficientul de variație extraserial: < 2,5 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 1,1 mmol/l, lipemie până la 600 mg/dl. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	
1.24	Creatinchinaz a MB (Creatinkinase MB) (Flacoane cu volumul 25-50 ml.) ambalaj specific p/u A15	1 000	ML	CE Marcaj: Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare CINETICĂ. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 2 U/L Coefficientul de variație intraserial: < 2,0 Coefficientul de variație extraserial: < 2,5 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 1,1 mmol/l, lipemie până la 600 mg/dl. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	22 130,00
1.25	multicalibrator biochimic	100	ml	Calibrator biochimic în mod obligatoriu să fie de la același producător cu reactive și standarde. Set 5x5 ml Tot de un lot	5 509,00
1.26	ser uman de control normal	200	ml	Ser uman de control normal în mod obligatoriu să fie de la același producător cu calibrator și reactive .40x5ml Tot de un lot	11 018,00
1.27	Ser uman de control patologic	200	ml	ser uman de control patologic în mod obligatoriu să fie de la același producător cu calibrator și reactive	11 018,00
1.28	ser uman de control CK, CK-MB	18	ML	ser uman de control CK ,CK-MB de la același producător reactivilor și calibrator	3 240,00
1.29	C-reactiv proteina cantitativ Flacoane cu volumul 25-50	1 500	ml	Ambalajul stsndsrd p/u A-15, set 2 fl x40 ml + 2 fl x 10 ml, reactive să dispună de certificate sau declarația CE, certificatul de compatibilitate cu	17 205,00

	ml, ambalaj specific, compatibil cu A-15			analizorul A-15, eliberat de la producatorul utilajului, reactivi să fie obligatoriu în ambalaj producătorului, firma furnizoare de reactivi să dispună de inginer calificat, certificați de producător echipamentului, pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizare a reactivilor. Ambalajul reactivilor să fie compatibil cu A-15, date de identitate (lot, seria, valabilitate, condițiile păstrării) ale produsului indicate pe ambalaj, să fie obligatorii cu cele de pe tichetele incluse în set. Toate pozițiile lotului să fie de la același producător. Calibratorul și material de control pe parcursul anului să fie de același lot.	
1.30	Calibrator p/u CRP cantitativ, flacon cu volum 1ml,,	30	ml	calibrator pentru CRP în mod obligatoriu să fie de la același producător cu reactivi și standarde. Set 1x1ml Tot de un lot	3 372,00
1.31	Rheumatoid control serum I, flacoane cu volum 3x1 ml	30	ml	ser reumatoid control I să fie de la același producător reactivelor și calibratoru	7 160,00
1.32	Rheumatoid control serum II, flacoane cu volum 3x1 ml	30	ml	ser reumatoid control II să fie de la același producător reactivelor și calibratoru	7 160,00
1.33.	Cuva pentru ser 13,75x24,90mm, 2,0ml, certificat de compatibilitate cu analizor A-15	20	set	1000 buc /set	7 160,00
1.34.	Rotor de reacție (certificat CE cu autorizare de la producător)	60	SE T	10 buc/set	103 415,00
1.35	Soluție concentrată de spălare pentru A-15 (100ml)	200	ml	flacon 100 ml	3 170,00
1.36	Soluție concentrată de sistem pentru A-15 (1000ml)	3	ml	flacon 1000 ml	3 990,00
1.37	Ac pentru A-15	1	buc	compatibil cu A-15	6 415,00
1.38	Lampa pentru A-15	2	buc	compatibil cu A-15	1 865,00
1.39	Capac pentru buteliasistem lichid A-15	3	BU C	COMpatibil cu A-15	600,00
1.40	Hidro pneumo cilindru	2	buc	compatibil cu A-15	4 530,00
1.41	cablu pentru manipulator A-15	1	buc	compatibil cu A-15	3 460,00
1.42	Garnitura pentru pompa dozatoare A-15	1	buc	compatibil cu A-15	1 340,00
1.43	Hîrtie pentru analizor A-15	20	buc	compatibil cu A-15	1 848,00
1.44	set de control uman PREVECAL	12x5 ml	set	control extern biochimic cu parametrii: ALT, AST, albumin, amilaza, bilirubin (total, direct), calcium, chloride, cholesterol, cholinesterase, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol, CK, acid phosphatase, alcaline phosphatase, F, glucoza, GGTP, iron, LDH, lipaza, Mg, K, Na, trigliceride, uric acid, urea. Raportarea lunară timp de 12 luni. set din 12 flacoane a câte 5 ml, producător controlului se detina certificat ISO 17043	5 230,00

1.45	Kit de mentenanță cu instalare	1	set	compatibil cu A-15	8 000,00
	Total Lot 1:				374 508,00

Notă:

1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai înaltă linearitate și termenul de valabilitate. Calibratorii și standardele să fie înregistrați în ordinea stabilită de lege în țară în mod obligatoriu. Calibratorii, standardele și reactivile în mod obligatoriu să fie de la același producător.

2. Ofertanții vor demonstra că reagenții, seturile de reagenții, se păstrează pînă la livrare în condițiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific).

Cerințe generale:

Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferență (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.

Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare și punere pe piață în țara de origine.. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător să fie nu mai mic de 18 luni.

3. Reagenții, soluțiile din set să fie lichizi și gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizați.

1. Soluțiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. În instrucțiunea de folosire să fie indicată specificitatea și sensibilitatea testelor, test sistemele să fie cu sensibilitatea nu mai mică de 99,8%.

2. Test sistemele să conțină nu mai puțin de cinci calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Setul să conțină, în afară de controlul pozitiv și negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor și anticorpilor.

3. Stripurile să fie detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi cite un godeu. Să fie posibil de a testa cite o probă.

Notă

În set să fie prezenți toți reagenții necesari pentru reacție. Procedura de efectuare să nu necesite aparatul suplimentar și să conțină cit mai puține etape. Durata efectuării investigației să fie cit mai mică. Sensibilitate maximală (prioritate se va da testelor cu cea mai mare sensibilitate). Calibratorii și standardele după deschidere să fie stabile. La toate investigațiile autoimune să fie un protocol comun. Să fie prezent pentru fiecare lot certificatul analitic de la producător. Soluții de substrat+cromogenul într-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare.

Ofertanții vor prezenta certificate sau alte documente prin care vor dovedi că reagenții, trusele, test-sistemele se păstrează pînă la livrare în condițiile prevăzute de producător (la frigider, frigoriger sau încăperi dotate cu echipament specific, etc)

Lotul 2 Reagenți pentru analizatorul biochimic Selectra MACH5

2.1	ALT/GPT (4*85ml/4*26 ml)	set	3	IFCC	3650,00
2.2	ALBUMIN (8*25ml)	1	set	BROMOCRESOL GREEN	870,00
2.3	ALP IFCC (8*8ml/4*4 ml)	3	set	IFCC	4400,00
2.4	AMYLASE (4*25 ml)	3	set	CNPG3 Direct/IFCC TRACEABILITY	4080,00
2.5	AST/GOT (4*85ml/4*26 ml)	3	set	IFCC	3820,00
2.6	DIRECT BILIRUBIN (4*26ml/4*8 ml)	2	set	ACID DIAZO	1830,00
2.7	TOTAL BILIRUBIN (4*26ml/4*8 ml)	3	set	ACID DIAZO	4020,00
2.8	CALCIUM ARSENATO(4*25 ml)	2	set	ARSENATO III	1170,00
2.9	CK-MBIFCC(4*20ml/1*20ml)	2	set	IMMUNO-INHIBITION- IFCC	3700,00
2.10	CK NAC IFCC (2*26ml/2*8ml)	2	set	IFCC	1760,00
2.11	CREATININE PAP (4*69ml/4*26ml)	2	set	ENZYMATIC - PAP	4810,00
2.12	GGTP IFCC (2*26ml/2*8ml)	2	set	IFCC - GLUPA-C	1210,00
2.13	Glucoze PAP (6*90ml)	2	set	GOD - PAP	2080,00
2.14	LDH IFCC (2*26ml/2*8ml)	3	set	IFCC (L to P)	2120,00

2.15	TOTAL PROTEIN (8*25ml)	2	set	BIURET	1850,00
2.16	URINE PROTEIN (2*26ml/2-1*2ml.Std)	1	set	PYROGALLOL RED	860,00
2.17	UREA (8*25ml/8*8ml)	3	set	UREASE - GLDH	4680,00
2.18	URIC ACID PAP (8*25ml)	1	set	URICASE - PAP	1010,00
2.19	CRP IP (2*26ml/1*9 ml)	2	set	IMMUNO-TURBIDIMETRY	3240,00
2.20	WASH SOLUTION A (16*26ml)	2	set	WASH SOLUTION A	4080,00
2.21	WASH SOLUTION B (8*26ml)	2	set	WASH SOLUTION B	2800,00
2.22	CK-MB CONTROL(4*3ml)	1	set	CONTROLS (Human serum base)	1840,00
2.23	Reaction Rottor	1	set	CRP IP Calibrator Set (5 levels*1 ml)	3670,00
Total Lot 2					63 550,00

Lotul 3 Teste pentru analizatorul imunologic cu fluorescență „Lansionbio LS-1100”

3.1	Test pentru determinarea "HbA1C" (cutie 25 teste) HbA1C - Hemoglobină glicolizată (hemoglobină glicată)	1200	buc	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	59 900,00
3.2	Test pentru determinarea "TSH" (cutie 25 teste) TSH - Hormonul de stimulare tiroidiană (tiotropina)	300	buc	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	15 000,00
3.3	Test pentru determinarea "TT3" (cutie 25 teste) TT3 -Triiodotironin	100	buc	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	5 000,00
3.4	Test pentru determinarea "TT4" (cutie 25 teste) TT4 -Tiroxina	100	buc	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	5 000,00
3.5	Test pentru determinarea "PCT" (cutie 25 teste) PCT - Procalcitonina	1500	buc	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	225 000,00
3.6	Test pentru determinarea "Myo" (cutie 25 teste) Myo - Mioglobina	100	buc	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	9 000,00
3.7	Test pentru determinarea "cTnI" (cutie 25 teste) cTnI - Troponina cardiacă I	1200	buc	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	108 000,00
3.8	Test pentru determinarea "D-Dimer" (cutie 25 teste)	500	buc	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	45 000,00
3.9	Test pentru determinarea "NT-proBNP" - N-terminal prohormonul peptidei natriuretice de tip B sau cerebrate (cutie 25 teste)	150	buc	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	32 130,00
3.10	Test pentru determinarea "PSA" (cutie 25 teste) PSA - Antigenul specific prostatic	50	buc	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	4 500,00

3.11	Test pentru determinarea "Ferritin" (cutie 25 teste)	500	buc	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	49 970,00
3.12	Test pentru determinarea "mAlb" (cutie 25 teste) mAlb - micro albumina în urină	1500	buc	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	165 000,00
3.13	Controlul calității (pentru HbA1C)	3	set	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	850,00
3.14	Controlul calității (pentru TSH)	3	set	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	850,00
3.15	Controlul calității (pentru TT3)	3	set	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	850,00
3.16	Controlul calității (pentru TT4)	3	set	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	850,00
3.17	Controlul calității (pentru PCT)	3	set	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	850,00
3.18	Controlul calității (pentru Myo)	3	set	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	850,00
3.19	Controlul calității (pentru cTnl)	3	set	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	850,00
3.20	Controlul calității (pentru D-Dimer)	3	set	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	850,00
3.21	Controlul calității (pentru NT-proBNP)	3	set	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	850,00
3.22	Controlul calității (pentru PSA)	3	set	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	850,00
3.23	Controlul calității (pentru Ferritin)	3	set	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	850,00
3.24	Controlul calității (pentru mAlb)	3	set	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	850,00
Total Lot 3					733 700,00

Lotul 4 Teste pentru analizatorul biochimic cu discuri „Pointcare M4” (set cu 10 discuri) pentru testarea rapidă pacienților din secțiile UPU și REANIMAȚII.

4.1	Glucose&lipid	10	set	Set din 10 discuri cu parametrii biochimici: GLU, GSP, TG, CHOL, HDL-C, LDL-C*. Cerințe	14 200,00
-----	---------------	----	-----	---	-----------

					generale Marcaj CE. Compatibil cu analizatorul POCT Pointcare M4 (sistem închis)	
4.2		Renal Function	10	set	Set din 10 discuri cu parametrii biochimici: ALB, CRE, UREA, UA, Ca ²⁺ , P, CO ₂ . Cerințe generale Marcaj CE. Compatibil cu analizatorul POCT Pointcare M4 (sistem închis)	14 600,00
4.3		Myocardial Enzym	10	set	Set din 10 discuri cu parametrii biochimici: CK, CK-MB, LDH, α-HBDH, AST. Cerințe generale Marcaj CE. Compatibil cu analizatorul POCT Pointcare M4 (sistem închis)	14 600,00
4.4		General Chemistry IV	30	set	Set din 10 discuri cu parametrii biochimici: TP, ALB, GLO*, A/G*, ALT, AST, GGT, ALP, TBIL, DBIL, IBIL*, TG, CHOL, HDL-C, LDL-C*, GLU, CRE, UREA, UA. Cerințe generale Marcaj CE. Compatibil cu analizatorul POCT Pointcare M4 (sistem închis)	46 450,00
Total Lot 4						89 850,00

Lotul 5 Teste pentru analizatorul hematologic automat cu VSH „Mindray”

5.1		Ds Diluent (20L) 20	30	set	1 x 20L. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	31 850,00
5.2		M-6 LD Lyse (1L*4) 1L*4	7	set	set 4 x 1 lit. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	47 340,00
5.3		M-6 LD Lyse (1L*4) 1L*4	3	set	set 4 x 12 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	21 500,00
5.4		M-6 LD Dye (12 ml*4) 12 ml*4	17	set	set 4 x 1 lit. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	83 450,00

5.5		ESR Solution Reagent (1L*4) 1L*4	9	set	set 4 x 1 lit. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	109 150,00
5.6		PROBE CLEANER (50ml) 50 ml	11	set	50 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	4 030,00
5.7		BC-6D Control 6*45 ml Tri-pack (2 L,2N, 2H) 6*4,5 ml	1	set	set 6 x 4.5 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	7 380,00
Total Lot 5						304 700,00
Lot 6 Reactive și piese de schimb pentru analizator hematologic Yumizen H500 - 2 buc, (sistem închis)						
6.1		ABX Diluent pentru analizator Yumiyen 20 l	50	bid	Reactiv pentru imprejmuire celulelor, pregatirea si diluarea probei pentru analiza. Cu actiune electrolitica ce asigura numararea celulelor prin impedanta si stopeaza reactia chimica a altor reactivi participanti la masurare. Compozitie: - Tampon organic < 5 % - Conservanti < 0,1 % - Agenti tensiactivi < 0.1 % Stabilitate dupa deschidere: - 6 luni la 18 - 25°C Prezentare: Solutie apoasa limpede si necolorata la bidon de 20 L/kit Termen de valabilitate:pana la data inscrisa pe eticheta	135 000,00
6.2		Whitediff pentru analizator Yumiyen 1.0 L	62	litre	Reactiv pentru imprejmuire celulelor, pregatirea si diluarea probei pentru analiza. Cu actiune electrolitica ce asigura numararea celulelor prin impedanta si stopeaza reactia chimica a altor reactivi participanti la masurare. Compozitie: - Tampon organic < 5 % - Conservanti < 0,1 % - Agenti tensiactivi < 0.1 % Stabilitate dupa deschidere: - 6 luni la 18 - 25°C Termen de valabilitate:pana la data inscrisa pe eticheta	190 216,00
6.3		Cleaner pentru Yumizen 1.0 L	30	litre	Reactiv pentru curatarea analizorului dupa fiecare masurare, elimina reziduurile si proteinele depuse pe camerele de masurare si aperturi. Previne	7 500,00

				blocarea tubulaturii. Compozitie: - Tampon organic < 5 % - Enzima proteolitica < 1 % - Conservanti < 1 % Stabilitate dupa deschidere: - 3 luni la 18 - 25°C Prezentare: Solutie apoasa limpede si slab glabena, la bidon de 1 L/kit Termen de valabilitate: pana la data inregistrata pe eticheta	
6.4	Minoclair pentru Yumizen 0.5 L	4 (2 litre)	bid	Reactiv pentru intretinerea periodica a analizorului Compozitie: - Agent chimic de curatare < 5 % - Conservanti < 1 % Stabilitate dupa deschidere: - 6 luni la 18 - 25°C Prezentare: Solutie apoasa limpede si culoare galben pal, cu miros de inalbitor, la bidon de 0.5 L/kit Termen de valabilitate: pana la data inregistrata pe eticheta	2 000,00

6.5	QC Difftrol (QC Difftrol nivel H)	84	epr	1 kit contine nivel High – 2 eprubete Unitate de masura –kit, Impachetare 2x3 ml Compozitie: - Leucocite de mamifere, eritrocite si trombocite suspendate intr-un lichid similar cu plasma. Stabilitate dupa deschidere: - 16 zile la 2 - 8°C Prezentare: Suspensie similara cu o proba de sange proaspat, 2 flacoane/kit Low - 2 eprubete (2x3 ml) High - 2 eprubete (2x3 ml) Normal – 2 eprubete (2x3 ml) Termen de valabilitate: pana la data inregistrata pe eticheta	67 200,00
6.6	Kit mentinanta analizor hematologic Yumizen H 500 (pentru doua analizoare) cu instalare	2	set	Kit mentinanta analizor hematologic Yumizen H 500 (pentru doua analizoare) cu instalare	10000,00
6.7	Chamber ,LmnebFlowcel (pentru doua analizoare)	2	buc	Chamber ,LmnebFlowcel (pentru doua analizoare)	36400,00
6.8	Valve,Liq.2ways/nc w/o coil (pentru doua analizoare)	2	buc	Valve,Liq.2ways/nc w/o coil (pentru doua analizoare)	5086,00
6.9	Valve,Liq.3ways w/o coil (pentru doua analizoare)	2	buc	Valve,Liq.3ways w/o coil (pentru doua analizoare)	4480,00
6.10	Fitting,luer female 1=3 ml (pentru doua analizoare)	4	buc	Fitting,luer female 1=3 ml (pentru doua analizoare)	880,00
6.11	Optical,lamp for bench (pentru doua analizoare)	4	buc	Optical,lamp for bench (pentru doua analizoare)	12000,00
	Total Lot 6				470 762,00

Lot 7 Necesitățile de reactive pentru analizator EAB RAPID Point 500 (sistem închis)

7.1	Teste de măsurare compatibile cu Rapid Point 500	car	15 (1 cartuş /750 test)	Cartus de unica folosinta cu toate componentele necesare masuratorilor integrate: senzori, reactivi, componente electronice si fluidice; - senzori integrati pentru: 1. pH, Na, K, Ca Cl – ce utilizeaza metoda ISE; 2. Referinta – Ag/Ag in clorura de K si clorura de Ag; 3. pCO2 – masuratoare potentiometrica bazata pe principiul electrodului Severinghaus; 4. pO2 – masuratoare ampermetrica bazata pe principiul electrodului Clark; 5. Glucoza – masuratoare ampermetrica cu un electrode ce contine glucoza oxidaza;- pentru masurarea urmatoilor parametri: 1.Gaze in sange: pH (si din lichid pleural),pCO2, pO2 ; 2.Electroliti: Na+, K+, Ca++, Cl- ; 3.Metaboliti: Glucoza,,Hematocrit, Lactat; 4. CO-oximetrie: nBili, tHb, sO2, O2Hb, HHb, COHb, MetHb ; - numarul maxim de teste care pot fi efectuate dintr-un cartus - 250 teste, - stabilitate minim 28 zile de la instalarea in aparat	364 515,0
7.2	Teste de spălare aparatul cu Rapid Point 500	12	set	Cartuse de unica folosinta ce contin toate solutiile de spalare si intretinere din timpul masuratorilor si dupa acestea' - ambalare: cutie cu 4 cartuse (pt utilizare impreuna cu cartusul de reactivi)	66 990,00
Total lot 7					431 505,00

Lot 8 Reactive pentru analizatorul Yumizen G 800, coagulometr automat (sistem închis)

8.1	Yumizen G PT Lichid 4	12 x 4 ml (1 set)	35 seturi	Yumizen G PT Lichid 4	49700,00
8.2	Yumizen G cuvettes	1000 buc,(1 set)	30 seturi	Yumizen G cuvettes	89400,00
8.3	Yumizen G APTT lichid 4	12 x 4ml (1 set)	6 seturi	Yumizen G APTT lichid 4	13680,00
8.4	Yumizen G CaCl 2 4	12 x 4ml (1set)	5 seturi	Yumizen G CaCl 2 4	8550,00
8.5	Yumizen G Fib 2	12 x 2ml (1set)	40 seturi	Yumizen G Fib 2	115200,00
8.6	Yumizen G imidozol	12 x 15ml(1set)	15 seturi	Yumizen G imidozol	12000,00
8.7	YumizenG CTRL I, II	2x5x1 ml(1set)	7 seturi	YumizenG CTRL I, II	9170,00
8.8	YumiyenG SORP	12 X 5ml(1set)	40 seturi	YumiyenG SORP	120800,00
8.9	Yumizen G cleaner	1 x 4,5 L(1 Fl)	80 un	Yumizen G cleaner	202800,00
8.10	Yumizen G Clean SYS 5x5	0,1 L (1 Fl)	3 Fl	Yumizen G Clean SYS 5x5	1500,00
8.11	Yumizen G DD 2	3x2,5 ml+3x6,5ml	20 seturi	Yumizen G DD 2	179040,00
8.12	Yumizen G CTRL DDi I & II	2x5x1 ml	3 seturi	Yumizen G CTRL DDi I & II	12660,00
8.13	HIDRAU LIQUID FILTER	1	buc	HIDRAU LIQUID FILTER	2100,00
8.14	Hidrau ,ORING FOR SYRINGE	2	buc	Hidrau ,ORING FOR SYRINGE	4000,00
8.15	KIT DE MENTINANTA cu instalare	1	SET	KIT DE MENTINANTA cu instalare	7000,00

8.16	Magnetic stirrers (1x10)	1	kit	Magnetic stirrers (1x10)	1500,00
8.17	PCB, reagent holder board	1	buc	PCB, reagent holder board	5233,00
8.18.	CABLE, inner sample arm	1	buc	CABLE, inner sample arm	580,00
8.19	Hydrau, sample needle open tube	1	buc	Hydrau, sample needle open tube	4360,00
8.20	Hydrau, sample /reagent syringe body	1	buc	Hydrau, sample /reagent syringe body	1260,00
8.21	Hydrau, reagent needle	1	buc	Hydrau, reagent needle	4740,00
8.22	Cable ,inner reagent arm	1	buc	Cable ,inner reagent arm	1439,00
Total lot 8					846 712,00

Cerință generale:

1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai înaltă linearitate și termeni de valabilitate.
2. Calibratorii și standardele să fie înregistrați în ordinea stabilită de lege în țară în mod obligatoriu!
3. Calibratorii, standardele și reactivile în mod obligatoriu să fie de la același producător.
4. Deservirea gratuită analizatorului de agent economic, care livrează reactivile.
5. În mod obligatoriu echipamentul se deservește de către inginer instruit de producător cu eliberarea certificatului de deservire

SPECIFICATII TEHNICE REACTIVI

PACHET REACTIVI DE HEMATOLOGIE COMPATIBILI CU ANALIZORUL AUTOMAT DE HEMATOLOGIE 5 DIFF

1. Reactiv pentru impregnare celulelor, pregătirea și diluarea probei pentru analiza. Cu acțiune electrolitică ce asigură numărarea celulelor prin impedanță și stopează reacția chimică a altor reactivi participanți la măsurare.

Compoziție:

- Tampon organic < 5 %
- Conservanți < 0,1 %
- Agenți tensiactivi < 0.1 %

Stabilitate după deschidere:

- 6 luni la 18 - 25°C

Prezentare:

Soluție apoasă limpede și necolorată la bidon de 20 L/kit

Termen de valabilitate: până la data înscrisă pe etichetă

2. Lizant unic ce asigură numărarea și diferențierea leucocitelor, lizarea eritrocitelor, determinarea hemoglobinei.

Compoziție:

- Agent lizant < 5%
- Surfactanți < 5%
- Conservanți < 1%

Stabilitate după deschidere:

- 2 luni la 15 – 30°C

Prezentare:

Soluție apoasă limpede, culoare galben pal, la bidon de 1 L/kit

Termen de valabilitate: până la data înscrisă pe etichetă

3. Reactiv pentru curățarea analizorului după fiecare măsurare, elimină reziduurile și proteinele depuse pe camerele de măsurare și aperturi. Previne blocarea tubulaturii.

Compoziție:

- Tampon organic < 5 %
- Enzima proteolitică < 1 %
- Conservanți < 1 %

Stabilitate după deschidere:

- 3 luni la 18 - 25°C

Prezentare:

Soluție apoasă limpede și slab gălbui, la bidon de 1 L/kit

Termen de valabilitate: până la data înscrisă pe etichetă

4. Reactiv pentru întreținerea periodică a analizorului

Compoziție:

- Agent chimic de curățare < 5 %
- Conservanți < 1 %

Stabilitate după deschidere:

- 6 luni la 18 - 25°C

Prezentare:

Soluție apoasă limpede și culoare galben pal, cu miros de înalbitor, la bidon de 0.5 L/kit

Termen de valabilitate: până la data înscrisă pe etichetă

5. Material de control pentru verificarea valorilor patologice scăzute ale controlului de calitate, pentru toți parametri, inclusiv 5 DIFF – nivel Low

Compoziție:

- Leucocite de mamifere, eritrocite și trombocite suspendate într-un lichid similar cu plasma.

Stabilitate după deschidere:

- 16 zile la 2 - 8°C

Prezentare:

Suspensie similară cu o probă de sange proaspăt, 2 flacoane/kit a 3 ml.

Termen de valabilitate: până la data înscrisă pe etichetă

6. Material de control pentru verificarea valorilor normale ale controlului de calitate, pentru toți parametri, inclusiv 5 DIFF – nivel Normal

Compoziție:

- Leucocite de mamifere, eritrocite și trombocite suspendate într-un lichid similar cu plasma.

Stabilitate după deschidere:

- 16 zile la 2 - 8°C

Prezentare:

Suspensie similară cu o probă de sange proaspăt, 2 flacoane/kit a 3 ml.

Termen de valabilitate: până la data înscrisă pe etichetă

7. Material de control pentru verificarea valorilor patologice crescute ale controlului de calitate, pentru toți parametri, inclusiv 5 DIFF – nivel High

Compoziție:

- Leucocite de mamifere, eritrocite și trombocite suspendate într-un lichid similar cu plasma.

Stabilitate după deschidere:

- 16 zile la 2 - 8°C

Prezentare:

Suspensie similară cu o probă de sange proaspăt, 2 flacoane/kit a 3 ml.

Termen de valabilitate: până la data înscrisă pe etichetă

"Compoziție:

- Leucocite de mamifere, eritrocite și trombocite suspendate într-un lichid similar cu plasma.

Stabilitate după deschidere:

- 1 zi la 2 - 8°C

Prezentare:

Suspensie similară cu o probă de sange proaspăt, 1 flacon/kit a 2 ml.

Termen de valabilitate: până la data înscrisă pe etichetă"

Lot 9 Necesitățile de reactive pentru analizoare ionoselective EASY LYTE K/Na/Cl și K/Na

9.1	Soluție pack Easy Lyte K/Na/Cl, K/Na(inclusiv microcip de detecție) , 800 ml	20	unit	Soluție pack Easy Lyte K/Na/Cl, K/Na(inclusiv microcip de detecție) , 800 ml	80000,00
9.2	Daily Rinse Cleaning Solution Kit K/Na/Cl , K/Na - /100 ml	16	unit	Daily Rinse Cleaning Solution Kit K/Na/Cl , K/Na - /100 ml	25600,00
9.3	Medica Quality Control 3 LEVEL (low, Normal, High)	4	unit	Medica Quality Control 3 LEVEL (low, Normal, High)	13320,00
9.4	Electrod K	4	unit	Electrod K	16000,00
9.5	Electrod Na	4	unit	Electrod Na	16000,00
9.6	Electrod Cl	2	unit	Electrod Cl	8000,00
9.7	Tub din silicon pentru reagent, ser și deșeuri	4	unit	Tub din silicon pentru reagent, ser și deșeuri	5600,00
9.8	Valvă pentru dozarea reagentului, serului și deșeurilor	2	unit	Valvă pentru dozarea reagentului, serului și deșeurilor	7200,00
9.9	Membrane assembly	4	unit	Membrane assembly	8000,00

9.10	Electrod de referință	4	unit	Electrod de referință	16000,00
9.11	Internal filing solution	4	unit	Internal filing solution	5600,00
9.12	Sample detector	2	unit	Sample detector	4200,00
9.13	Kit de mentenanță cu instalare	2	unit	Kit de mentenanță cu instalare	5000,00
	Total Lot 9				210 520,00

Lot 10 Reactivi si consumabile pentru Analizatorul Biochimic Automat Selectra Pro M

10.1	ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul de la 50 -100 ml.) ambalaj specific (compatibil) p/u analizator Selectra Pro M	1 500	ml	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 2,0 Coeficientul de variație extraserial: < 1,5 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1.7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3.8 g/l, Lipemie până la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	1 350,00
10.2	ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul de la 50-100.) ambalaj specific (compatibil) p/u analizatorul Selectra PRO M	1 500	ML	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 4 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 1.5 Coeficientul de variație extraserial: < 1.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1.7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3.8 g/l, Lipemie până la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența	1 350,00

				(lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	
10.3	Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul 50-100) ambalaj specific (compatibil) p/u analizator Selectra pro M	500	ML	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 2.0 g/l Coeficientul de variație intraserial: < 0,15 Coeficientul de variație extraserial: < 0,15 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 5,6 g/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Magneziu până la 8 mmol/l Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	600,00
10.4	Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul 50-100 ml.) ambalaj specific (compatibil) p/u analizator Selectra Pro M	500	ML	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă Determinare CINETICĂ. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigații: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 3,0 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 3.0 Coeficientul de variație extraserial: < 3.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 21 g/l, Hemoglobina până la 2 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	650,00
10.5	alfa-Amilaza (alfa-Amylase) (Flacoane cu volumul 20-50 ml.) ambalaj	1 500	ML	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare CINETICĂ. EPS-G7 Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent	9 000,00

	specific(compatibil) p/u analizator A-15			Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 33,0 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 5.0 Coeficientul de variație extraserial: < 8.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 11g/l, Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	
10.6	Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul 50-100 ml.) ambalaj specific p/u Selectra Pro M	1 500	ML	CE Marcaj: Metoda de determinare: Fotometrică Indrașec Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 1.3 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 5.0 Coeficientul de variație extraserial: < 5.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l, Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	1 425,00
10.7	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul 50-100 ml.) ambalaj specific (compatibil) Selectra PRO M	1 000	ML	CE Marcaj: Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 1.8 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 0.03 Coeficientul de variație extraserial: < 0.01 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 11 g/l, Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale	1 250,00

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv: *Nu*

34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: *Nu*

36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: *conform SIA RSAP*

37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Da
sistemul de comenzi electronice	Nu
facturarea electronică	Da
plățile electronice	Da

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene: *Nu*

39. Alte informații relevante: *Nu sunt*

Conducătorul grupului de lucru:



Iurie ȚUGUI