

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____

Denumirea procedurii de achiziție: contract de valoare mica

Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Model articolului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	Servicii de deservire a utilajului pentru hemodializă						
	Sistem de purificare a apei Fresenius Medical Care AG & Co. Aqua B 750 Vizita 1: Mentenanța sistemului de curățire a apei Inlocuirea si Dezinfecția inelului de permeat nou: Demontarea țevelor a inelului de permeat existent. Instalarea canalelor de protecție pentru țeava de permiat. Instalarea conecatoarelor individuali de alimentare aparatelor de dializă cu permiat. Instalarea sistemelor de conectare aparatelor de dializă la canalizare. Instalarea unei conducte din țeavă PEX cu izolație preliminară din cauciuc spumos pentru formarea inelului de permiat. Verificarea de scurgere a inelului de permeat. Instalarea filtrului bactirecid.				Sistem de purificare a apei Fresenius Medical Care AG & Co. Aqua B 750 Vizita 1: Mentenanța sistemului de curățire a apei Inlocuirea si Dezinfecția inelului de permeat nou: Demontarea țevelor a inelului de permeat existent. Instalarea canalelor de protecție pentru țeava de permiat. Instalarea conecatoarelor individuali de alimentare aparatelor de dializă cu permiat. Instalarea sistemelor de conectare aparatelor de dializă la canalizare. Instalarea unei conducte din țeavă PEX cu izolație preliminară din cauciuc spumos pentru formarea inelului de permiat. Verificarea de scurgere a inelului de permeat. Instalarea filtrului bactirecid.		

	Dispozitiv pentru dializă Fresenius Medical Care AG & Co. 4008 B Vizita 2: Verificarea tehnică de siguranță anuală (conform protocolului de producător) - Verificarea parametrilor de funcționare a aparatului: presiunea (pentru toate punctele de control), temperatură, conductivitate, volumul pompelor și camerelor sistemului de amestecare, funcționarea motoarelor electrice, senzorilor ultra-sunet și optici. La nerespectarea parametrilor de funcționare cu anumite standarde, prescrise în documentația tehnică de la producător, se îndeplinește calibrarea folosind instrumente de calibrare de înaltă precizie. - Asamblarea și testarea aparatului, punerea în funcțiune.				Dispozitiv pentru dializă Fresenius Medical Care AG & Co. 4008 B Vizita 2: Verificarea tehnică de siguranță anuală (conform protocolului de producător) - Verificarea parametrilor de funcționare a aparatului: presiunea (pentru toate punctele de control), temperatură, conductivitate, volumul pompelor și camerelor sistemului de amestecare, funcționarea motoarelor electrice, senzorilor ultra-sunet și optici. La nerespectarea parametrilor de funcționare cu anumite standarde, prescrise în documentația tehnică de la producător, se îndeplinește calibrarea folosind instrumente de calibrare de înaltă precizie. - Asamblarea și testarea aparatului, punerea în funcțiune.		
--	---	--	--	--	---	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____

Denumirea procedurii de achiziție: contract de valoare mica

Nr. lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	U/M	Canti- tatea	Preț (fără TVA)	Preț (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de prestare
1	Servicii de deservire a utilajului pentru hemodializă							
	Sistem de purificare a apei Fresenius Medical Care AG & Co. Aqua B 750 Vizita 1: Mentenanța sistemului de curățire a apei Inlocuirea si Dezinfecția inelului de permeat nou: Demontarea țevelor a inelului de permeat existent. Instalarea canalelor de protecție pentru țeava de permiat. Instalarea conecatoarelor individuali de alimentare aparatelor de dializă cu permiat. Instalarea sistemelor de conectare aparatelor de dializă la canalizare. Instalarea unei conducte din țeavă PEX cu izolație preliminară din cauciuc spumos pentru formarea inelului de permiat. Verificarea de scurgere a inelului de permeat. Instalarea filtrului bactirecid.	buc	1					
	Dispozitiv pentru dializă Fresenius Medical Care AG & Co. 4008 B Vizita 2: Verificarea tehnică de	buc	5					

	siguranță anuală (conform protocolului de producător) - Verificarea parametrilor de funcționare a aparaturii: presiunea (pentru toate punctele de control), temperatură, conductivitate, volumul pompelor și camerelor sistemului de amestecare, funcționarea motoarelor electrice, senzorilor ultra-sunet și optici. La nerespectarea parametrilor de funcționare cu anumite standarde, prescrise în documentația tehnică de la producător, se îndeplinește calibrarea folosind instrumente de calibrare de înalță precizie. - Asamblarea și testarea aparaturii, punerea în funcțiune.							
	Total lot							

Semnat: _____ **Numele, Prenumele:** _____ **În calitate de:** _____

Ofertantul: _____ **Adresa:** _____