

CAIET DE SARCINI
Servicii

Obiectul **Servicii de mentenanță preventivă și corectivă a dispozitivelor medicale pentru 2025 (repetat)**

Autoritatea contractantă **IMSP Policlinica de Stat. Mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 70**

1. Descriere generală. Informații

	Denumirea	Mentenanța dispozitivelor medicale include:	Periodicitatea prestării serviciilor
1	Lotul 1 Mentenanța dispozitivelor medicale din secția Laboratorul Clinic Diagnostic	1) Mentenanță corectivă și preventivă 2) Verificarea integrității legăturii electrice de împământare. 3 Verificarea condiției fizice a cablului de alimentare și priza. . 4) Verificarea integrității mecanice a întrerupătoarelor, butoanelor și display. 5) Curățarea și verificarea dispozitivul pentru semne de deteriorare. 6) Curățarea integrală în interiorul și exteriorul unității folosind aspiratorul. 7) Controlul dispozitivelor pentru semne de deteriorare fizică sau electrică. 8) Fiecare dispozitiv se verifică, se curăță și se ajustează conform standartelor și cerințelor din manualul de utilizare.	semestrial și la solicitare/necesitate pe parcursul anului 2025
2	Lotul 2. Mentenanța dispozitivelor medicale din Secția reabilitare medicală și medicină fizică	1) Mentenanță preventivă și corectivă 2) Verificarea integrității legăturii electrice de împământare. 3 Verificarea condiției fizice a cablului de alimentare și priza. . 4) Verificarea integrității mecanice a întrerupătoarelor, butoanelor și display. 5) Curățarea și verificarea dispozitivul pentru semne de deteriorare. 6) Curățarea integrală în interiorul și exteriorul unității folosind aspiratorul. 7) Controlul dispozitivelor pentru semne de deteriorare fizică sau electrică. 8) Verificarea condiției fizice a electrozilor, senzorilor, sondelor și alte interconectări la pacient. 9) Fiecare dispozitiv se verifică, se curăță și se ajustează conform standartelor și cerințelor din manualul de utilizare.	lunar și la solicitare/necesitate pe parcursul anului 2025
3	Lotul 3 Mentenanța dispozitivelor medicale din Secția medicina de familie, Secția consultativ diagnostică, Secția asistență medicală urgentă prespitalicească.	1) Mentenanță preventivă și corectivă 2) Verificarea integrității legăturii electrice de împământare. 3 Verificarea condiției fizice a cablului de alimentare și priza. . 4) Verificarea integrității mecanice a întrerupătoarelor, butoanelor și display. 5) Curățarea și verificarea dispozitivul pentru semne de deteriorare. 6) Curățarea integrală în interiorul și exteriorul unității folosind aspiratorul. 7) Controlul dispozitivelor pentru semne de deteriorare fizică sau electrică. 8) Verificarea condiției fizice a electrozilor, senzorilor, sondelor și alte interconectări la pacient. 9) Fiecare dispozitiv se verifică, se curăță și se ajustează conform standartelor și cerințelor din manualul de utilizare.	trimestrial și la solicitare/necesitate; Pentru Secția asistență medicală prespitalicească serviciile se vor presta până la 30.06.2025
4	Lotul 4 Mentenanța dispozitivelor medicale din Secția igienă și epidemiologie. Laboratorul bacteriologic și igienic	1) Mentenanță preventivă și corectivă 2) Verificarea integrității legăturii electrice de împământare. 3 Verificarea condiției fizice a cablului de alimentare și priza. . 4) Verificarea integrității mecanice a întrerupătoarelor, butoanelor și display. 5) Curățarea și verificarea dispozitivul pentru semne de deteriorare. 6) Curățarea integrală în interiorul și exteriorul unității folosind aspiratorul.	trimestrial și la solicitare/necesitate pe parcursul anului 2025

		7) Controlul dispozitivelor pentru semne de deteriorare fizică sau electrică. 8) Fiecare dispozitiv se verifică, se curăță și se ajustează conform standartelor și cerințelor din manualul de utilizare.	
5	Lotul 5 Mentenanța preventivă și corectivă a dispozitivelor pentru imagistica funcțională	1) Mentenanță preventivă și corectivă 2) Verificarea integrității legăturii electrice de împământare. 3 Verificarea condiției fizice a cablului de alimentare și priza. . 4) Verificarea integrității mecanice a întrerupătoarelor, butoanelor și display. 5) Curățarea și verificarea dispozitivul pentru semne de deteriorare. 6) Curățarea integrală în interiorul și exteriorul unității folosind aspiratorul. 7) Controlul dispozitivelor pentru semne de deteriorare fizică sau electrică. 8) Verificarea condiției fizice a electrozilor, senzorilor, sondelor și alte interconectări la pacient. 9) Fiecare dispozitiv se verifică, se curăță și se ajustează conform standartelor și cerințelor din manualul de utilizare.	semestrial și la solicitare/necesitate e parcursul anului 2025
6	Lotul 6 Mentenanța dispozitivului radiologic digital IBIS Simply DR	Mentenanță corectivă și preventivă ○ Interventii (Revizii tehnice) in cadrul carora se efectueaza întretineri generale preventive si obligatorii conform manualelor de service; ○ Verificarea si reglarea/calibrarea sistemelor electrice de alimentare, dupa caz ○ Verificarea si reglarea/calibrarea blocurilor de comanda si control; Conectarea in regim de service ○ Verificarea tensiunilor de alimentare ○ Verificarea conexiunilor electrice ○ curatarea placilor electronice (daca este cazul), precum si a altor componente ○ Verificarea functionarii motoarelor ○ Verificarea, reglarea modulelor de procesare a imaginilor, dupa caz ○ Verificarea și reglarea modulelor de procesare a semnalelor, dupa caz ○ Verificarea intercomunicațiilor. ○ Centrarea și alinierea sistemelor optice și/sau a sistemelor de colimare/filtrare radiații ionizante, după caz. ○ Verificare/calibrarea mesei R/F ○ Verificarea tubului radiologic ○ Verificarea II ○ Verificarea generatorului ○ Verificarea accesoriilor echipamentului ○ Verificarea collimatorului ○ Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (Conform manualelor de service ale echipamentului). ○ Verificarea numarului de expuneri si resetarea acestuia la inlocuirea tubului (Conform manualelor de service ale echipamentului) ○ întreținerea și mentenanța tubului de radiații ionizante. ▪ Se va asigura functionarea la parametri corespunzatori; a. Activitati suplimentare (cuprinse in contractul de service) ▪ Fiecare raport de service va fi semnat de catre Autoritatea Contractanta care va pastra un exemplar; ▪ Se vor consemna in raportul de service piesele de schimb necesare rezolvarii eventualelor defectiuni ale sistemului (fie si constatate in timpul reviziei);	semestrial/ la solicitare parcursul anului 2025

		▪ In calitate de distribuitor autorizat prestatorul de servicii va anunța Beneficiarul despre toate noutățile tehnice aferente domeniului și posibilitățile de up - grade ale echipamentelor (conform buletinelor de informare primite de la producatorul aparatelor care fac obiectul prezentei oferte). ▪ Se va respecta legislația în vigoare, în special cea referitoare la protecția muncii, protecția mediului iar în cazul echipamentelor radiodiagnostice cea referitoare la radioprotecție (acolo unde este cazul). ▪ Se va păstra confidențialitatea datelor legate de activitatea Beneficiarului și ale echipamentelor care fac obiectul prezentei oferte;	
7	Lotul 7 Menținerea microscop trinocular Nikon Eclipse Si	Menținerea preventivă conform manualului de service: Inspeția generală a stării a microscopului - Verificarea integrității modulelor componente - Testarea mecanismelor de focusare - Testarea părților mobile, cursa mesei, fixarea probelor, etc. - Ajustarea căii optice pentru a asigura claritatea imaginii La necesitate (doar dacă e cazul) pot fi efectuate și următoarele lucrări: - Demontarea și verificarea obiectivelor - Demontarea și curățarea tubului - Curățarea ocularelor - Demontarea și curățarea mesei - Demontarea și curățarea condensatorului	anual / la solicitare pe parcursul anului 2025
8	Lotul 8 Menținerea sterilizatorului cu aburi BIOBASE BKM-Z80B	1) Menținerea preventivă și corectivă 2) Verificarea integrității legăturii electrice de împământare. 3) Verificarea condiției fizice a cablului de alimentare și priza. . 4) Verificarea integrității mecanice a întrerupătoarelor, butoanelor și display. 5) Curățarea și verificarea dispozitivului pentru semne de deteriorare. 6) Curățarea integrală în interiorul și exteriorul unității folosind aspiratorul. 7) Controlul dispozitivelor pentru semne de deteriorare fizică sau electrică. 8) Fiecare dispozitiv se verifică, se curăță și se ajustează conform standardelor și cerințelor din manualul de utilizare. 9) Calibrarea valorilor de temperatură și presiune;	trimestrial și la solicitare/necesitate pe parcursul anului 2025
9	Lotul 9 Menținerea ultrasonografului investigații generale Landwind Mirror 2 Touch	1) Menținerea preventivă și corectivă 2) Verificarea integrității legăturii electrice de împământare. 3) Verificarea condiției fizice a cablului de alimentare și priza. . 4) Verificarea integrității mecanice a întrerupătoarelor, butoanelor și display. 5) Curățarea și verificarea dispozitivului pentru semne de deteriorare. 6) Curățarea integrală în interiorul și exteriorul unității folosind aspiratorul. 7) Controlul dispozitivelor pentru semne de deteriorare fizică sau electrică. 8) Fiecare dispozitiv se verifică, se curăță și se ajustează conform standardelor și cerințelor din manualul de utilizare. 9) Verificarea funcționării corecte a soft-ului și a componentelor periferice.	trimestrial și la solicitare/necesitate pe parcursul anului 2025

Autoritatea contractantă **IMSP Policlinica de Stat**

Data „15” aprilie 2025

Notă:Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat, modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul bunurilor/serviciilor. Autoritatea contractantă este obligată să respecte legislația.

/Conducătorul grupului de lucru:

Viorica EFROS

Rodica LUCHIANCIUC

(desemnat în baza Ord. M.S.nr.25§3 din 03.04.2025)

(semnat electronic)