

ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

**privind Achiziționarea Implanturilor și instrumentarului în realizarea intervențiilor spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive conform IMSP Institutul de Medicină Urgentă pentru anul 2023 (listă suplimentară)
prin procedura de achiziție: Licitatie publică**

- 1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate**
- 2. IDNO: 1016601000212**
- 3. Adresa: Republica Moldova, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2**
- 4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364**
- 5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.gov.md;
www.capcs.md;**
- 6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***
- 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție**
- 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:**

Cod CPV : 33100000-1

	Denumire lot	denumire poziție	Specificația tehnică deplină solicitată de autoritatea contractantă	Unitatea de măsură	Cantitatea
1.1	1.1 Set dilatatorii pentru realizarea intervențiilor spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive	1. Carcasa exterioară pentru set retractor tubular	Material oțel inoxidabil. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1
1.2	1.2 Set dilatatorii pentru realizarea intervențiilor spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive	2. Tavă separată pentru fiecare tip de instrumente	Conține cleme din guma pentru fixarea stabilă a instrumentelor. Sunt marcate desene sau codurile instrumentelor pentru poziționarea ușoară. Material oțel inoxidabil. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1
1.3	1.3 Set dilatatorii pentru realizarea intervențiilor spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive	3. Fir de ghidare	0.0625 x12". Material oțel inoxidabil. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1
1.4	1.4 Set dilatatorii pentru realizarea intervențiilor spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive	4. Dilatator, 5.3mm	5.3mm. Material oțel inoxidabil. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1
1.5	1.5 Set dilatatorii pentru realizarea intervențiilor spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive	5. Dilatator, 9.4mm	9.4mm. Material oțel inoxidabil. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1
1.6	1.6 Set dilatatorii pentru realizarea intervențiilor spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive	6. Dilatator, 12.8mm	12.8mm. Material oțel inoxidabil. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1
1.7	1.7 Set dilatatorii pentru realizarea intervențiilor spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive	7. Dilatator, 14.6mm	14.6mm. Material oțel inoxidabil. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1

1.8	1.8 Set dilatatorii pentru realizarea intervențiilor spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive	8. Dilator,16.8mm	16.8mm. Material oțel inoxidabil. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1
1.9	1.9 Set dilatatorii pentru realizarea intervențiilor spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive	9. Dilator,18.8mm	18.8mm. Material oțel inoxidabil. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1
1.10	1.10 Set dilatatorii pentru realizarea intervențiilor spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive	10. Dilator,20.8mm	20.8mm. Material oțel inoxidabil. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1
1.11	1.11 Set dilatatorii pentru realizarea intervențiilor spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive	11. Dilator,22.8mm	22.8mm. Material oțel inoxidabil. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1
1.12	1.12 Set dilatatorii pentru realizarea intervențiilor spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive	12. Dilator,24.8mm	24.8mm. Material oțel inoxidabil. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1
1.13	1.13 Set dilatatorii pentru realizarea intervențiilor spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive	13. Clemă fixare șină masa de operație	Material oțel inoxidabil. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.		1
1.14	1.14 Set dilatatorii pentru realizarea intervențiilor spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive	14. Braț flexibil	Fixare în poziție rigidă, două planuri de lucru independente prin noul mecanism de blocare a articulației sferice. Permite andocarea de instrumente suplimentare, inclusiv a unui retractor de rădăcină nervoasă cu auto-retenție. Material oțel inoxidabil. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1

1.15	1.15 Set dilatatorii pentru realizarea intervențiilor spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive	15. Retractor rădăcină nervoasă, cu auto-retenție	Retractor cu auto- retenție a rădăcinii nervoase. Material oțel inoxidabil. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1
1.16	1.16 Set dilatatorii pentru realizarea intervențiilor spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive	16. Stativ retractor rădăcină nervoasă, cu auto-retenție	Material oțel inoxidabil. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1
1.17	1.17 Set dilatatorii pentru realizarea intervențiilor spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive	17. Rastel tuburi, 14mm	Conține cleme din guma pentru fixarea stabilă a instrumentelor. Sunt marcate desene sau codurile instrumentelor pentru poziționarea ușoară. Material oțel inoxidabil. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	set	1
1.18	1.18 Set dilatatorii pentru realizarea intervențiilor spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive	18. 14mm x 3cm Tub acoperit antireflexiv/unghiular	14mm x 3cm Vârf țesit la 20 de grade: Permite fixarea pe lamină, reducând astfel infiltrarea țesuturilor moi. Muchie rotunjită. Acoperirea PVD: (depunerea fizică de vapori) Reduce reflexia sursei de lumină. Material oțel inoxidabil. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	set	1
1.19	1.19 Set dilatatorii pentru realizarea intervențiilor spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive	19. 14mm x 4cm Tub acoperit antireflexiv/unghiular	14mm x 4cm Vârf țesit la 20 de grade: Permite fixarea pe lamină, reducând astfel infiltrarea țesuturilor moi. Muchie rotunjită. Acoperirea PVD: (depunerea fizică de vapori) Reduce reflexia sursei de lumină. Material oțel inoxidabil. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1
1.20	1.20 Set dilatatorii pentru realizarea intervențiilor spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive	20. 14mm x 5cm Tub acoperit antireflexiv/unghiular	14mm x 5cm Vârf țesit la 20 de grade: Permite fixarea pe lamină, reducând astfel infiltrarea țesuturilor moi. Muchie rotunjită. Acoperirea PVD: (depunerea fizică de vapori) Reduce reflexia sursei de lumină. Material oțel inoxidabil. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1

1.21	1.21 Set dilatatorii pentru realizarea intervențiilor spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive	21. 14mm x 6cm Tub acoperit antireflexive/unghiular	14mm x 6cm Vârf teșit la 20 de grade: Permite fixarea pe lamină, reducând astfel infiltrarea țesuturilor moi. Muchie rotunjită. Acoperirea PVD: (depunerea fizică de vapori) Reduce reflexia sursei de lumină. Material oțel inoxidabil. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1
1.22	1.22 Set dilatatorii pentru realizarea intervențiilor spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive	22. 14mm x 7cm Tub acoperit antireflexive/unghiular	14mm x 7cm Vârf teșit la 20 de grade: Permite fixarea pe lamină, reducând astfel infiltrarea țesuturilor moi. Muchie rotunjită. Acoperirea PVD: (depunerea fizică de vapori) Reduce reflexia sursei de lumină. Material oțel inoxidabil. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1
1.23	1.23 Set dilatatorii pentru realizarea intervențiilor spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive	23. 14mm x 8cm Tub acoperit antireflexive/unghiular	14mm x 8cm Vârf teșit la 20 de grade: Permite fixarea pe lamină, reducând astfel infiltrarea țesuturilor moi. Muchie rotunjită. Acoperirea PVD: (depunerea fizică de vapori) Reduce reflexia sursei de lumină. Material oțel inoxidabil. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.		1
1.24	1.24 Set dilatatorii pentru realizarea intervențiilor spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive	24. 14mm x 9cm Tub acoperit antireflexive/unghiular	14mm x 9cm Vârf teșit la 20 de grade: Permite fixarea pe lamină, reducând astfel infiltrarea țesuturilor moi. Muchie rotunjită. Acoperirea PVD: (depunerea fizică de vapori) Reduce reflexia sursei de lumină. Material oțel inoxidabil. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1
1.25	1.25 Set dilatatorii pentru realizarea intervențiilor spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive	25. Rastel tuburi, 16mm	Conține cleme din guma pentru fixarea stabilă a instrumentelor. Sunt marcate desene sau codurile instrumentelor pentru poziționarea ușoară. Material oțel inoxidabil. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1

1.26	1.26 Set dilatatorii pentru realizarea intervențiilor spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive	26. 16mm x 3cm Tub acoperit antireflexive/unghiular	16mm x 3cm Vârf teșit la 20 de grade: Permite fixarea pe lamină, reducând astfel infiltrarea țesuturilor moi. Muchie rotunjită. Acoperirea PVD: (depunerea fizică de vapori) Reduce reflexia sursei de lumină. Material oțel inoxidabil. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1
1.27	1.27 Set dilatatorii pentru realizarea intervențiilor spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive	27. 16mm x 4cm Tub acoperit antireflexive/unghiular	16mm x 4cm Vârf teșit la 20 de grade: Permite fixarea pe lamină, reducând astfel infiltrarea țesuturilor moi. Muchie rotunjită. Acoperirea PVD: (depunerea fizică de vapori) Reduce reflexia sursei de lumină. Material oțel inoxidabil. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1
1.28	1.28 Set dilatatorii pentru realizarea intervențiilor spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive	28. 16mm x 5cm Tub acoperit antireflexive/unghiular	16mm x 5cm Vârf teșit la 20 de grade: Permite fixarea pe lamină, reducând astfel infiltrarea țesuturilor moi. Muchie rotunjită. Acoperirea PVD: (depunerea fizică de vapori) Reduce reflexia sursei de lumină. Material oțel inoxidabil. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1
1.29	1.29 Set dilatatorii pentru realizarea intervențiilor spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive	29. 16mm x 6cm Tub acoperit antireflexive/unghiular	16mm x 6cm Vârf teșit la 20 de grade: Permite fixarea pe lamină, reducând astfel infiltrarea țesuturilor moi. Muchie rotunjită. Acoperirea PVD: (depunerea fizică de vapori) Reduce reflexia sursei de lumină. Material oțel inoxidabil. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	set	1
1.30	1.30 Set dilatatorii pentru realizarea intervențiilor spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive	30. 16mm x 7cm Tub acoperit antireflexive/unghiular	16mm x 7cm Vârf teșit la 20 de grade: Permite fixarea pe lamină, reducând astfel infiltrarea țesuturilor moi. Muchie rotunjită. Acoperirea PVD: (depunerea fizică de vapori) Reduce reflexia sursei de lumină. Material oțel inoxidabil. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	10

1.31	1.31 Set dilatatorii pentru realizarea intervențiilor spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive	31. 16mm x 8cm Tub acoperit antireflexive/unghiular	16mm x 8cm Vârf teșit la 20 de grade: Permite fixarea pe lamină, reducând astfel infiltrarea țesuturilor moi. Muchie rotunjită. Acoperirea PVD: (depunerea fizică de vapori) Reduce reflexia sursei de lumină. Material otel inoxidabil. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	set	1
1.32	1.32 Set dilatatorii pentru realizarea intervențiilor spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive	32. 16mm x 9cm Tub acoperit antireflexive/unghiular	16mm x 9cm Vârf teșit la 20 de grade: Permite fixarea pe lamină, reducând astfel infiltrarea țesuturilor moi. Muchie rotunjită. Acoperirea PVD: (depunerea fizică de vapori) Reduce reflexia sursei de lumină. Material otel inoxidabil. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1
1.33	1.33 Set dilatatorii pentru realizarea intervențiilor spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive	33. Rastel tuburi, 18mm	Conține cleme din guma pentru fixarea stabila instrumentelor. Sunt marcate desene sau codurile instrumentelor pentru poziționarea ușoară. Material otel inoxidabil. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	set	1
1.34	1.34 Set dilatatorii pentru realizarea intervențiilor spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive	34. 18mm x 3cm Tub acoperit antireflexive/unghiular	18mm x 3cm Vârf teșit la 20 de grade: Permite fixarea pe lamină, reducând astfel infiltrarea țesuturilor moi. Muchie rotunjită. Acoperirea PVD: (depunerea fizică de vapori) Reduce reflexia sursei de lumină. Material otel inoxidabil. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1
1.35	1.35 Set dilatatorii pentru realizarea intervențiilor spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive	35. 18mm x 4cm Tub acoperit antireflexive/unghiular	18mm x 4cm Vârf teșit la 20 de grade: Permite fixarea pe lamină, reducând astfel infiltrarea țesuturilor moi. Muchie rotunjită. Acoperirea PVD: (depunerea fizică de vapori) Reduce reflexia sursei de lumină. Material otel inoxidabil. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1

1.36	1.36 Set dilatatorii pentru realizarea intervențiilor spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive	36. 18mm x 5cm Tub acoperit antireflexive/unghiular	18mm x 5cm Vârf teșit la 20 de grade: Permite fixarea pe lamină, reducând astfel infiltrarea țesuturilor moi. Muchie rotunjită. Acoperirea PVD: (depunerea fizică de vapori) Reduce reflexia sursei de lumină. Material otel inoxidabil. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1
1.37	1.37 Set dilatatorii pentru realizarea intervențiilor spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive	37. 18mm x 6cm Tub acoperit antireflexive/unghiular	18mm x 6cm Vârf teșit la 20 de grade: Permite fixarea pe lamină, reducând astfel infiltrarea țesuturilor moi. Muchie rotunjită. Acoperirea PVD: (depunerea fizică de vapori) Reduce reflexia sursei de lumină. Material otel inoxidabil. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1
1.38	1.38 Set dilatatorii pentru realizarea intervențiilor spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive	38. 18mm x 7cm Tub acoperit antireflexive/unghiular	18mm x 7cm Vârf teșit la 20 de grade: Permite fixarea pe lamină, reducând astfel infiltrarea țesuturilor moi. Muchie rotunjită. Acoperirea PVD: (depunerea fizică de vapori) Reduce reflexia sursei de lumină. Material otel inoxidabil. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1
1.39	1.39 Set dilatatorii pentru realizarea intervențiilor spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive	39. 18mm x 8cm Tub acoperit antireflexive/unghiular	18mm x 8cm Vârf teșit la 20 de grade: Permite fixarea pe lamină, reducând astfel infiltrarea țesuturilor moi. Muchie rotunjită. Acoperirea PVD: (depunerea fizică de vapori) Reduce reflexia sursei de lumină. Material otel inoxidabil. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	set	1
1.40	1.40 Set dilatatorii pentru realizarea intervențiilor spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive	40. 18mm x 9cm Tub acoperit antireflexive/unghiular	18mm x 9cm Vârf teșit la 20 de grade: Permite fixarea pe lamină, reducând astfel infiltrarea țesuturilor moi. Muchie rotunjită. Acoperirea PVD: (depunerea fizică de vapori) Reduce reflexia sursei de lumină. Material otel inoxidabil. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1
1.41	1.41 Set dilatatorii pentru realizarea intervențiilor spinale prin aplicarea	41. Rastel tuburi, 20mm	Conține cleme din guma pentru fixarea stabila instrumentelor. Sunt marcate desene sau codurile instrumentelor pentru poziționarea ușoară. Material otel inoxidabil. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii	set	1

	tehniciilor chirurgicale minim invazive		producătoare (emblema sau sigla), codul produsului si marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.		
1.42	1.42 Set dilatatorii pentru realizarea intervențiilor spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive	42. 20mm x 3cm Tub acoperit antireflexive/unghiular	20mm x 3cm Vârf țesit la 20 de grade: Permite fixarea pe lamină, reducând astfel infiltrarea țesuturilor moi. Muchie rotunjită. Acoperirea PVD: (depunerea fizică de vapori) Reduce reflexia sursei de lumină. Material otel inoxidabil. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului si marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	set	1
1.43	1.43 Set dilatatorii pentru realizarea intervențiilor spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive	43. 20mm x 4cm Tub acoperit antireflexive/unghiular	20mm x 4cm Vârf țesit la 20 de grade: Permite fixarea pe lamină, reducând astfel infiltrarea țesuturilor moi. Muchie rotunjită. Acoperirea PVD: (depunerea fizică de vapori) Reduce reflexia sursei de lumină. Material otel inoxidabil. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului si marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1
1.44	1.44 Set dilatatorii pentru realizarea intervențiilor spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive	44. 20mm x 5cm Tub acoperit antireflexive/unghiular	20mm x 5cm Vârf țesit la 20 de grade: Permite fixarea pe lamină, reducând astfel infiltrarea țesuturilor moi. Muchie rotunjită. Acoperirea PVD: (depunerea fizică de vapori) Reduce reflexia sursei de lumină. Material otel inoxidabil. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului si marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1
1.45	1.45 Set dilatatorii pentru realizarea intervențiilor spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive	45. 20mm x 6cm Tub acoperit antireflexive/unghiular	20mm x 6cm Vârf țesit la 20 de grade: Permite fixarea pe lamină, reducând astfel infiltrarea țesuturilor moi. Muchie rotunjită. Acoperirea PVD: (depunerea fizică de vapori) Reduce reflexia sursei de lumină. Material otel inoxidabil. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului si marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1
1.46	1.46 Set dilatatorii pentru realizarea intervențiilor spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive	46. 20mm x 7cm Tub acoperit antireflexive/unghiular	20mm x 7cm Vârf țesit la 20 de grade: Permite fixarea pe lamină, reducând astfel infiltrarea țesuturilor moi. Muchie rotunjită. Acoperirea PVD: (depunerea fizică de vapori) Reduce reflexia sursei de lumină. Material otel inoxidabil. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului si marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1

1.47	1.47 Set dilatatorii pentru realizarea intervențiilor spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive	47. 20mm x 8cm Tub acoperit antireflexive/unghiular	20mm x 8cm Vârf teșit la 20 de grade: Permite fixarea pe lamină, reducând astfel infiltrarea țesuturilor moi. Muchie rotunjită. Acoperirea PVD: (depunerea fizică de vapori) Reduce reflexia sursei de lumină. Material otel inoxidabil. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1
1.48	1.48 Set dilatatorii pentru realizarea intervențiilor spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive	48. 20mm x 9cm Tub acoperit antireflexive/unghiular	20mm x 9cm Vârf teșit la 20 de grade: Permite fixarea pe lamină, reducând astfel infiltrarea țesuturilor moi. Muchie rotunjită. Acoperirea PVD: (depunerea fizică de vapori) Reduce reflexia sursei de lumină. Material otel inoxidabil. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1
1.49	1.49 Set dilatatorii pentru realizarea intervențiilor spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive	49. Rastel tuburi, 22mm	Conține cleme din guma pentru fixarea stabila instrumentelor. Sunt marcate desene sau codurile instrumentelor pentru poziționarea ușoară. Material otel inoxidabil. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1
1.50	1.50 Set dilatatorii pentru realizarea intervențiilor spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive	50. 22mm x 3cm Tub acoperit antireflexive drept	22mm x 3cm Drept. Muchie rotunjită. Acoperirea PVD: (depunerea fizică de vapori) Reduce reflexia sursei de lumină. Material otel inoxidabil. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1
1.51	1.51 Set dilatatorii pentru realizarea intervențiilor spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive	51. 22mm x 4cm Tub acoperit antireflexive drept	22mm x 4cm Drept. Muchie rotunjită. Acoperirea PVD: (depunerea fizică de vapori) Reduce reflexia sursei de lumină. Material otel inoxidabil. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1
1.52	1.52 Set dilatatorii pentru realizarea intervențiilor spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive	52. 22mm x 5cm Tub acoperit antireflexive drept	22mm x 5cm Drept. Muchie rotunjită. Acoperirea PVD: (depunerea fizică de vapori) Reduce reflexia sursei de lumină. Material otel inoxidabil. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1

1.53	1.53 Set dilatatorii pentru realizarea intervențiilor spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive	53. 22mm x 6cm Tub acoperit antireflexive drept	22mm x 6cm Drept. Muchie rotunjită. Acoperirea PVD: (depunerea fizică de vapori) Reduce reflexia sursei de lumină. Material oțel inoxidabil. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	set	1
1.54	1.54 Set dilatatorii pentru realizarea intervențiilor spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive	54. 22mm x 7cm Tub acoperit antireflexive drept	22mm x 7cm Drept. Muchie rotunjită. Acoperirea PVD: (depunerea fizică de vapori) Reduce reflexia sursei de lumină. Material oțel inoxidabil. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1
1.55	1.55 Set dilatatorii pentru realizarea intervențiilor spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive	55. 22mm x 8cm Tub acoperit antireflexive drept	22mm x 8cm Drept. Muchie rotunjită. Acoperirea PVD: (depunerea fizică de vapori) Reduce reflexia sursei de lumină. Material oțel inoxidabil. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1
1.56	1.56 Set dilatatorii pentru realizarea intervențiilor spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive	56. 22mm x 9cm Tub acoperit antireflexive drept	22mm x 9cm Drept. Muchie rotunjită. Acoperirea PVD: (depunerea fizică de vapori) Reduce reflexia sursei de lumină. Material oțel inoxidabil. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1
1.57	1.57 Set dilatatorii pentru realizarea intervențiilor spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive	57. Rastel tuburi, 26mm	Conține cleme din guma pentru fixarea stabilă a instrumentelor. Sunt marcate desene sau codurile instrumentelor pentru poziționarea ușoară. Material oțel inoxidabil. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1
1.58	1.58 Set dilatatorii pentru realizarea intervențiilor spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive	58. 26mm x 3cm Tub acoperit antireflexive drept	26mm x 3cm Drept. Muchie rotunjită. Acoperirea PVD: (depunerea fizică de vapori) Reduce reflexia sursei de lumină. Material oțel inoxidabil. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1
1.59	1.59 Set dilatatorii pentru realizarea intervențiilor spinale prin aplicarea	59. 26mm x 4cm Tub acoperit antireflexive drept	26mm x 4cm Drept. Muchie rotunjită. Acoperirea PVD: (depunerea fizică de vapori) Reduce reflexia sursei de lumină. Material oțel inoxidabil. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau	buc	10

	tehnichilor chirurgicale minim invazive		sigla), codul produsului si marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.		
1.60	1.60 Set dilatatorii pentru realizarea intervențiilor spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive	60. 26mm x 5cm Tub acoperit antireflexive drept	26mm x 5cm Drept. Muchie rotunjită. Acoperirea PVD: (depunerea fizică de vapori) Reduce reflexia sursei de lumină. Material otel inoxidabil. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului si marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	10
1.61	1.61 Set dilatatorii pentru realizarea intervențiilor spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive	61. 26mm x 6cm Tub acoperit antireflexive drept	26mm x 6cm Drept. Muchie rotunjită. Acoperirea PVD: (depunerea fizică de vapori) Reduce reflexia sursei de lumină. Material otel inoxidabil. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului si marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1
1.62	1.62 Set dilatatorii pentru realizarea intervențiilor spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive	62. 26mm x 7cm Tub acoperit antireflexive drept	26mm x 7cm Drept. Muchie rotunjită. Acoperirea PVD: (depunerea fizică de vapori) Reduce reflexia sursei de lumină. Material otel inoxidabil. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului si marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1
1.63	1.63 Set dilatatorii pentru realizarea intervențiilor spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive	63. 26mm x 8cm Tub acoperit antireflexive drept	26mm x 8cm Drept. Muchie rotunjită. Acoperirea PVD: (depunerea fizică de vapori) Reduce reflexia sursei de lumină. Material otel inoxidabil. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului si marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1
1.64	1.64 Set dilatatorii pentru realizarea intervențiilor spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive	64. 26mm x 9cm Tub acoperit antireflexive	26mm x 9cm Drept. Muchie rotunjită. Acoperirea PVD: (depunerea fizică de vapori) Reduce reflexia sursei de lumină. Material otel inoxidabil. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului si marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1
	Valoarea estimativă 410 000 MDL fără TVA				

2.1	2.1 Instrumente pentru intervenții spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive prin dilatator	1. Carcasa exterioară pentru set instrumente minim-invazive	Material oțel inoxidabil. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1
2.2	2.2 Instrumente pentru intervenții spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive prin dilatator	2. Tavă separată pentru fiecare tip de instrumente	Conține cleme din guma pentru fixarea stabilă a instrumentelor. Sunt marcate desene sau codurile instrumentelor pentru poziționarea ușoară. Material oțel inoxidabil. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1
2.3	2.3 Instrumente pentru intervenții spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive prin dilatator	3. Micro-foarfeci	Drepte. Material oțel inoxidabil acoperit antireflexiv. Durabilitate sporită, pentru a răspunde procedurilor complexe. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1
2.4	2.4 Instrumente pentru intervenții spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive prin dilatator	4. Foarfeci curbate	Curbate. Material oțel inoxidabil acoperit anti reflexiv. Durabilitate sporită, pentru a răspunde procedurilor complexe. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1
2.5	2.5 Instrumente pentru intervenții spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive prin dilatator	5. Pituitar 2mm, închidere în sus	2mm, închidere în sus. Geometria optimizată, dantura mai pronunțată și lungimile reduse ale cupei: Durabilitate sporită, pentru a răspunde procedurilor complexe. Material oțel inoxidabil acoperit anti reflexiv. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1
2.6	2.6 Instrumente pentru intervenții spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive prin dilatator	6. Micropituitară 2mm	2mm, drept. Geometria optimizată, dantura mai pronunțată și lungimile reduse ale cupei: Durabilitate sporită, pentru a răspunde procedurilor complexe. Material oțel inoxidabil acoperit antireflexiv. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1

2.7	2.7 Instrumente pentru intervenții spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive prin dilatator	7. Pituitară 2mm, zimțată	2mm, zimțată. Geometria optimizată, dantura mai pronunțată și lungimile reduse ale cupei: Durabilitate sporită, pentru a răspunde procedurilor complexe. Material oțel inoxidabil acoperit antireflexive. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1
2.8	2.8 Instrumente pentru intervenții spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive prin dilatator	8. Micropituitar 2mm, închidere în sus	2mm, închidere în sus. Geometria optimizată, dantura mai pronunțată și lungimile reduse ale cupei: Durabilitate sporită, pentru a răspunde procedurilor complexe. Material oțel inoxidabil acoperit antireflexive. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1
2.9	2.9 Instrumente pentru intervenții spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive prin dilatator	9. Pituitar 2mm, închidere în jos	2mm, închidere în jos. Geometria optimizată, dantura mai pronunțată și lungimile reduse ale cupei: Durabilitate sporită, pentru a răspunde procedurilor complexe. Material oțel inoxidabil acoperit antireflexive. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1
2.10	2.10 Instrumente pentru intervenții spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive prin dilatator	10. Pituitar 4mm, închidere în sus	4mm, închidere în sus. Geometria optimizată, dantura mai pronunțată și lungimile reduse ale cupei: Durabilitate sporită, pentru a răspunde procedurilor complexe. Material oțel inoxidabil acoperit antireflexive. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1
2.11	2.11 Instrumente pentru intervenții spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive prin dilatator	11. Pituitar 4mm, inelar	4mm, inelar. Geometria optimizată, dantura mai pronunțată și lungimile reduse ale cupei: Durabilitate sporită, pentru a răspunde procedurilor complexe. Material oțel inoxidabil acoperit antireflexive. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1

2.12	2.12 Instrumente pentru intervenții spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive prin dilatator	12. Rongeur Pituitar 4mm,	4mm, rongeur. Geometria optimizată, dantura mai pronunțată și lungimile reduse ale cupei: Durabilitate sporită, pentru a răspunde procedurilor complexe. Material oțel inoxidabil acoperit antireflexiv. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1
2.13	2.13 Instrumente pentru intervenții spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive prin dilatator	13. Chiuretă baionetă 1.8mm, cupă dreaptă, spre față	1.8mm, baionetă, cupă dreaptă, spre față. Mânere Individualizate prin coduri de culoare. Siliconice: Oferă o manevrare ergonomică a instrumentelor. Material oțel inoxidabil acoperit antireflexiv. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1
2.14	2.14 Instrumente pentru intervenții spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive prin dilatator	14. Chiuretă baionetă , 1.8mm, unghi invers	1.8mm, baionetă , unghi invers. Mânere Individualizate prin coduri de culoare. Siliconice: Oferă o manevrare ergonomică a instrumentelor. Material oțel inoxidabil acoperit antireflexiv. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1
2.15	2.15 Instrumente pentru intervenții spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive prin dilatator	15. Chiuretă baionetă , 1.8mm, unghiulară	1.8mm, baionetă , unghiulară. Mânere Individualizate prin coduri de culoare. Siliconice: Oferă o manevrare ergonomică a instrumentelor. Material oțel inoxidabil acoperit antireflexiv. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1
2.16	2.16 Instrumente pentru intervenții spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive prin dilatator	16. Chiuretă baionetă , 3.6mm, dreaptă	3.6mm, baionetă , dreaptă. Mânere Individualizate prin coduri de culoare. Siliconice: Oferă o manevrare ergonomică a instrumentelor. Material oțel inoxidabil acoperit antireflexiv. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1

2.17	2.17 Instrumente pentru intervenții spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive prin dilatator	17. Chiuretă baionetă , 3.6mm, unghi invers	3.6mm, baionetă , unghi invers. Mânere Individualizate prin coduri de culoare. Siliconice: Oferă o manevrare ergonomică a instrumentelor. Material oțel inoxidabil acoperit antireflexive. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1
2.18	2.18 Instrumente pentru intervenții spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive prin dilatator	18. Chiuretă baionetă , 3.6mm, unghiulară	3.6mm, baionetă , unghiulară. Mânere Individualizate prin coduri de culoare. Siliconice: Oferă o manevrare ergonomică a instrumentelor. Material oțel inoxidabil acoperit antireflexive. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1
2.19	2.19 Instrumente pentru intervenții spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive prin dilatator	19. Chiuretă baionetă , 5.2mm, dreaptă	5.2mm, baionetă , dreaptă. Mânere Individualizate prin coduri de culoare. Siliconice: Oferă o manevrare ergonomică a instrumentelor. Material oțel inoxidabil acoperit antireflexive. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1
2.20	2.20 Instrumente pentru intervenții spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive prin dilatator	20. Chiuretă baionetă , 5.2mm, unghi invers	5.2mm, baionetă , unghi invers. Mânere Individualizate prin coduri de culoare. Siliconice: Oferă o manevrare ergonomică a instrumentelor. Material oțel inoxidabil acoperit antireflexive. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1
2.21	2.21 Instrumente pentru intervenții spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive prin dilatator	21. Chiuretă baionetă , 5.2mm, unghiulară	5.2mm, baionetă , unghiulară. Mânere Individualizate prin coduri de culoare. Siliconice: Oferă o manevrare ergonomică a instrumentelor. Material oțel inoxidabil acoperit antireflexive. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1
2.22	2.22 Instrumente pentru intervenții spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive prin dilatator	22. Aspirator nr. 8	#8. Material oțel inoxidabil acoperit antireflexive. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în	buc	1

			centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.		
2.23	2.23 Instrumente pentru intervenții spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive prin dilatator	23. Aspirator nr. 10	#10. Material oțel inoxidabil acoperit antireflexive. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1
2.24	2.24 Instrumente pentru intervenții spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive prin dilatator	24. Aspirator nr. 12	#12. Material oțel inoxidabil acoperit antireflexive. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1
2.25	2.25 Instrumente pentru intervenții spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive prin dilatator	25. Retractor aspirație	#8. Material oțel inoxidabil acoperit antireflexive. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1
2.26	2.26 Instrumente pentru intervenții spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive prin dilatator	26. Retractor aspirație larg	Diametru mai mare al tubului de aspirație, împreună cu posibilitatea de retracție. Material oțel inoxidabil acoperit antireflexive. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1
2.27	2.27 Instrumente pentru intervenții spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive prin dilatator	27. Retractor rădăcină nervoasă	Material oțel inoxidabil acoperit antireflexive. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1
2.28	2.28 Instrumente pentru intervenții spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive prin dilatator	28. Forceps bipolar unghiular, conector standard SUA	Forceps bipolar unghiular, conector standard SUA. Material oțel inoxidabil acoperit antireflexive, non-aderent pentru lipirea țesuturilor pe instrumentar. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1

2.29	2.29 Instrumente pentru intervenții spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive prin dilatator	29. Forceps bipolar drept, conector standard SUA	Forceps bipolar drept, conector standard SUA. Material oțel inoxidabil acoperit antireflexiv, non-aderent pentru lipirea țesuturilor pe instrumentar. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1
2.30	2.30 Instrumente pentru intervenții spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive prin dilatator	30. Forceps bipolar unghiular, scurt/fin, conector standard SUA	Forceps bipolar unghiular, scurt/fin, conector standard SUA. Material oțel inoxidabil acoperit antireflexiv, non-aderent pentru lipirea țesuturilor pe instrumentar. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1
2.31	2.31 Instrumente pentru intervenții spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive prin dilatator	31. Forceps bipolar drept, scurt/fin, conector standard SUA	Forceps bipolar drept, scurt/fin, conector standard SUA. Material oțel inoxidabil acoperit antireflexiv, non-aderent pentru lipirea țesuturilor pe instrumentar. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1
2.32	2.32 Instrumente pentru intervenții spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive prin dilatator	32. Kerrison cu baionetă, 1mm, la 40°	baionetă 1mm, la 40°. Vârf cu ejectorul pentru eliminare în mod agresiv țesutul osos și simplificarea curățării instrumentelor. Mânere Individualizate prin coduri de culoare. Material oțel inoxidabil acoperit antireflexiv. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1
2.33	2.33 Instrumente pentru intervenții spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive prin dilatator	33. Kerrison cu baionetă, 1 mm, la 90°	baionetă 1mm, la 90°. Vârf cu ejectorul pentru eliminare în mod agresiv țesutul osos și simplificarea curățării instrumentelor. Mânere Individualizate prin coduri de culoare. Material oțel inoxidabil acoperit antireflexiv. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1

2.34	2.34 Instrumente pentru intervenții spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive prin dilatator	34. Kerrison cu baionetă, 2mm, la 40°	baionetă 2mm, la 40°. Vârf cu ejectorul pentru eliminare în mod agresiv țesutul osos și simplificarea curățării instrumentelor. Mânere Individualizate prin coduri de culoare. Material oțel inoxidabil acoperit antireflexive. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1
2.35	2.35 Instrumente pentru intervenții spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive prin dilatator	35. Kerrison cu baionetă, 2mm, la 90°	baionetă 2mm, la 90°. Vârf cu ejectorul pentru eliminare în mod agresiv țesutul osos și simplificarea curățării instrumentelor. Mânere Individualizate prin coduri de culoare. Material oțel inoxidabil acoperit antireflexive. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1
2.36	2.36 Instrumente pentru intervenții spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive prin dilatator	36. Forceps bipolar drept Spool	Forceps bipolar drept Spool. Material oțel inoxidabil acoperit antireflexive, non-aderent pentru lipirea țesuturilor pe instrumentar. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1
2.37	2.37 Instrumente pentru intervenții spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive prin dilatator	37. Cablu bipolar, conector standard SUA	Cablu bipolar, conector standard SUA.	buc	1
2.38	2.38 Instrumente pentru intervenții spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive prin dilatator	38. Kerrison cu baionetă, 3mm, la 40°	baionetă 3mm, la 40°. Vârf cu ejectorul pentru eliminare în mod agresiv țesutul osos și simplificarea curățării instrumentelor. Mânere Individualizate prin coduri de culoare. Material oțel inoxidabil acoperit antireflexive. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1

2.39	2.39 Instrumente pentru intervenții spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive prin dilatator	39. Kerrison cu baionetă, 3mm, la 90°	baionetă 3mm, la 90°. Vârf cu ejectorul pentru eliminare în mod agresiv țesutul osos și simplificarea curățării instrumentelor. Mânere Individualizate prin coduri de culoare. Material oțel inoxidabil acoperit antireflexive. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1
2.40	2.40 Instrumente pentru intervenții spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive prin dilatator	40. Kerrison cu baionetă, 4mm, la 40°	baionetă 4mm, la 40°. Vârf cu ejectorul pentru eliminare în mod agresiv țesutul osos și simplificarea curățării instrumentelor. Mânere Individualizate prin coduri de culoare. Material oțel inoxidabil acoperit antireflexive. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1
2.41	2.41 Instrumente pentru intervenții spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive prin dilatator	41. Kerrison cu baionetă, 4mm, la 90°	baionetă 4mm, la 90°. Vârf cu ejectorul pentru eliminare în mod agresiv țesutul osos și simplificarea curățării instrumentelor. Mânere Individualizate prin coduri de culoare. Material oțel inoxidabil acoperit antireflexive. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1
2.42	2.42 Instrumente pentru intervenții spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive prin dilatator	42. Kerrison cu baionetă, 5mm, la 40°	baionetă 5mm, la 40°. Vârf cu ejectorul pentru eliminare în mod agresiv țesutul osos și simplificarea curățării instrumentelor. Mânere Individualizate prin coduri de culoare. Material oțel inoxidabil acoperit antireflexive. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1
2.43	2.43 Instrumente pentru intervenții spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive prin dilatator	43. Kerrison cu baionetă, 5mm, la 90°	baionetă 5mm, la 90°. Vârf cu ejectorul pentru eliminare în mod agresiv țesutul osos și simplificarea curățării instrumentelor. Mânere Individualizate prin coduri de culoare. Material oțel inoxidabil acoperit antireflexive. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1

2.44	2.44 Instrumente pentru intervenții spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive prin dilatator	44. Sondă Woodsen cu baionetă	bioneta, sondă tip Woodsen. Material oțel inoxidabil acoperit antireflexive. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1
2.45	2.45 Instrumente pentru intervenții spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive prin dilatator	45. Sondă cu bilă și baionetă, scurtă, pe dreapta	Sondă cu bilă și baionetă, scurtă, pe dreapta. Material oțel inoxidabil acoperit antireflexive. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1
2.46	2.46 Instrumente pentru intervenții spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive prin dilatator	46. Sondă cu bilă și baionetă, scurtă, dreaptă	Sondă cu bilă și baionetă, scurtă, pe stânga. Material oțel inoxidabil acoperit antireflexive. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1
2.47	2.47 Instrumente pentru intervenții spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive prin dilatator	47. Sondă cu bilă și baionetă, lungă, pe stânga	Sondă cu bilă și baionetă, lungă, pe dreapta. Material oțel inoxidabil acoperit antireflexive. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1
2.48	2.48 Instrumente pentru intervenții spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive prin dilatator	48. Sondă cu bilă și baionetă, lungă, pe dreapta	Sondă cu bilă și baionetă, lungă pe dreapta. Material oțel inoxidabil acoperit antireflexive. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1
2.49	2.49 Instrumente pentru intervenții spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive prin dilatator	49. Sondă cu baionetă, lungă, dreaptă	Sondă cu baionetă, lungă pe dreapta. Material oțel inoxidabil acoperit antireflexive. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1

2.50	2.50 Instrumente pentru intervenții spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive prin dilatator	50. Sondă cu baionetă , lungă, pe stânga	Sondă cu baionetă, lungă pe stânga. Material oțel inoxidabil acoperit antireflexive. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1
2.51	2.51 Instrumente pentru intervenții spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive prin dilatator	51. Penfield cu baionetă nr. 2, împinge/trage	Penfield cu baionetă nr. 2, împinge/trage. Material oțel inoxidabil acoperit antireflexive. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1
2.52	2.52 Instrumente pentru intervenții spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive prin dilatator	52. Penfield cu baionetă nr. 4, împinge/trage	Penfield cu baionetă nr. 4, împinge/trage. Material oțel inoxidabil acoperit antireflexive. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1
2.53	2.53 Instrumente pentru intervenții spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive prin dilatator	53. Penfield cu baionetă nr. 7, împinge/trage	Penfield cu baionetă nr. 7, împinge/trage. Material oțel inoxidabil acoperit antireflexive. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1
2.54	2.54 Instrumente pentru intervenții spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive prin dilatator	54. Cârlig nerv, cu baionetă, pe dreapta	Cârlig nerv, cu baionetă, pe dreapta. Material oțel inoxidabil acoperit antireflexive. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1
2.55	2.55 Instrumente pentru intervenții spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive prin dilatator	55. Cârlig nerv, cu baionetă, drept	Cârlig nerv, cu baionetă, drept. Material oțel inoxidabil acoperit antireflexive. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1
2.56	2.56 Instrumente pentru intervenții spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive prin dilatator	56. Cârlig nerv, cu baionetă, pe stânga	Cârlig nerv, cu baionetă, pe stânga. Material oțel inoxidabil acoperit antireflexive. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1

2.57	2.57 Instrumente pentru intervenții spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive prin dilatator	57. Disector cu baionetă, pe dreapta	Disector cu baionetă, pe dreapta. Material oțel inoxidabil acoperit antireflexive. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1
2.58	2.58 Instrumente pentru intervenții spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive prin dilatator	58. Disector cu baionetă, drept	Disector cu baionetă, drept. Material oțel inoxidabil acoperit antireflexive. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1
2.59	2.59 Instrumente pentru intervenții spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive prin dilatator	59. Disector cu baionetă, pe stânga	Disector cu baionetă, pe stânga. Material oțel inoxidabil acoperit antireflexive. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1
2.60	2.60 Instrumente pentru intervenții spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive prin dilatator	60. Cârlig nerv, cu microbaionetă, pe dreapta	Cârlig nerv, cu microbaionetă, pe dreapta. Material oțel inoxidabil acoperit antireflexive. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1
2.61	2.61 Instrumente pentru intervenții spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive prin dilatator	61. Cârlig nerv, cu microbaionetă, drept	Cârlig nerv, cu microbaionetă, drept. Material oțel inoxidabil acoperit antireflexive. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1
2.62	2.62 Instrumente pentru intervenții spinale prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive prin dilatator	62. Cârlig nerv, cu microbaionetă, pe stânga	Cârlig nerv, cu microbaionetă, pe stânga. Material oțel inoxidabil acoperit anti reflexive. Reutilizabil. Nesteril. Instrument marcat de către producător în mod vizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla), codul produsului și marcajul CE. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	1
Valoarea estimativă 330 000 MDL fără TVA					

Valoarea estimativă fără: 740 000 TVA

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile;

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitate: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023

12. Termenul de valabilitate a contractului: până la 31.12.2023

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

16. Documente care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.</i>	DA
2	Specificația tehnică	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i> Notă: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă.	DA
3	Specificația de preț	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 23</i>	DA

		din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.	
4	DUAЕ	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAЕ decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i>	DA
5	Garanția pentru ofertă	- 2. 00% din valoarea ofertei fără TVA. -În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 120 zile, - de: 2. 00% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;; Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (120 de zile) se va calcula din data deschiderii ofertelor	DA
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (120 de zile)	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei.	DA
Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.			
<u>Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAЕ</u>			
7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul	DA

		companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
9	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova), valabil la data deschiderii ofertelor - copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
10	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
11	Declarație cu privire la termenul de valabilitate	cu privire la termenul de valabilitate, cel puțin 80% din termenul de valabilitate inițial, de la momentul livrării-original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	DA
12	Declarație cu privire la prezentarea a mostrelor	cu privire la prezentarea a mostrelor, în termen de 10 zile de la solicitarea autorității contractante- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire. Notă: mostrele se vor prezenta în două exemplare, pentru testări clinice.	DA
13	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana	DA

		împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.	
14	Pentru dispozitivele medicale oferite, care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale Notificarea pentru înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale:	Notificarea pentru înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale conform modelului aprobat de AMDM Anexa nr. 1 <i>La Procedurile administrative pentru notificarea dispozitivelor medicale care dețin marcajul CE</i> <i>Către Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (https://amdm.gov.md/ro/page/notificarea-dm-cu-ce) – într-un singur fișier, independent de celelalte fișiere atașate (doar pentru codurile oferite în formularul specificațiilor tehnice) – original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire, însoțită de următoarele documente:</i> a) declarația de conformitate CE emisă de producător pentru dispozitivul medical fabricat; b) certificatul de conformitate CE valabil pentru dispozitivele fabricate, după caz; c) actul prin care producătorul își desemnează reprezentantul; d) declarația pe propria răspundere privind veridicitatea datelor. <i>Notă: Vor fi transmise în adresa AMDM doar notificările ofertelor calificate.</i> Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. Pentru dispozitivele medicale înregistrate din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale se va prezenta numărul de înregistrare.	DA
Documente care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:			
20	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	DA
21	Garanție de bună execuție (se va prezenta la momentul încheierii	1. În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.	DA

	contractului/contractelor de achiziții publice)	115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă; 2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212 IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA cu nota “Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)” Notă: Garanția de bună execuție va fi valabilă până la 31.01.2024 de zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS.	
--	--	--	--

17. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2% din valoarea ofertei fără TVA.:

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TT Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.

Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată și în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediu CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de până la 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.

18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TT Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

Notă: Garanția de bună execuție va fi valabilă până la data de 31.01.2024.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică, pasul min. 0,001%

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică

22. Ofertele se prezintă: în lei.

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai scăzut preț.

24. Modalitatea evaluării ofertelor: per lot la cu corespunderea tuturor cerințelor.

25. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

26. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP MTender

27. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

28. Termenul de valabilitate a ofertelor: 120 de zile

29. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

30. Ofertele întârziate vor fi respinse.

31. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

32. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba se stat.

33. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

34. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

35. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii

Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): se va publica după publicare în SIA RSAP (Mtender).

36. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: trimestrul III -IV 2022.

37. Data publicării anunțului de intenție:

38. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare 05.06.2023

39. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza
Sistemul de comenzi electronice	-
Facturarea electronică	Se va utiliza
Plățile electronice	Se va utiliza

40. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): da_____

(se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru:

semnat electronic

Gheorghe GORCEAG