


Cerință generale:

1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai înaltă linearitate și termeni de valabilitate.
2. Calibratorii și standardele să fie înregistrați în ordinea stabilită de lege în țară în mod obligatoriu!
3. Calibratorii, standardele și reactivele în mod obligator să fie de la același producător.
4. Deservirea gratuită analizatorului de agent economic , care livrează reactivele.
5. În mod obligatoriu echipamentul se deserveste de către inginer instruit de producător cu eliberarea certificatului de deservire,

Șeful LCB E. Briceag



07.02.2020

REACTIVI DE HEMATOLOGIE COMPATIBILI CU ANALIZORUL AUTOMAT DE HEMATOLOGIE 5 DIFF

SPECIFICATIILE TEHNICE REACTIVI

PACHET REACTIVI DE HEMATOLOGIE COMPATIBILI CU ANALIZORUL AUTOMAT DE HEMATOLOGIE 5 DIFF
1. Reactiv pentru imprejmuire celulelor, pregatirea si diluarea probei pentru analiza. Cu actiune electrolitica ce asigura numararea celulelor prin impedanta si stopeaza reactia chimica a altor reactivi participanti la masurare.
Compozitie: <ul style="list-style-type: none">- Tampon organic < 5 %- Conservanti < 0,1 %- Agenti tensiactivi < 0.1 %
Stabilitate dupa deschidere: <ul style="list-style-type: none">- 6 luni la 18 - 25°C
Prezentare: Solutie apoasa limpede si necolorata la bidon de 20 L/kit
Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe eticheta
2. Lizant unic ce asigura numararea si diferentierea leucocitelor, lizarea eritrocitelor, determinarea hemoglobinei.

Compozitie:
<ul style="list-style-type: none"> - Agent lizant < 5% - Surfactanti < 5% - Conservanti < 1%
Stabilitate dupa deschidere:
<ul style="list-style-type: none"> - 2 luni la 15 – 30°C
Prezentare:
Solutie apoasa limpede, culoare galben pal, la bidon de 1 L/kit
Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe eticheta
3. Reactiv pentru curatarea analizorului dupa fiecare masurare, elimina reziduurile si proteinele depuse pe camerele de masurare si aperturi. Previne blocarea tubulaturii.
Compozitie:
<ul style="list-style-type: none"> - Tampon organic < 5 % - Enzima proteolitica < 1 % - Conservanti < 1 %
Stabilitate dupa deschidere:
<ul style="list-style-type: none"> - 3 luni la 18 - 25°C
Prezentare:
Solutie apoasa limpede si slab galbena, la bidon de 1 L/kit
Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe eticheta
Reactiv pentru intretinerea periodica a analizorului
Compozitie:
<ul style="list-style-type: none"> - Agent chimic de curatare < 5 % - Conservanti < 1 %
Stabilitate dupa deschidere:
<ul style="list-style-type: none"> - 6 luni la 18 - 25°C
Prezentare:
Solutie apoasa limpede si culoare galben pal, cu miros de inalbitor, la bidon de 0.5 L/kit
Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe eticheta
5. Material de control pentru verificarea valorilor patologice scazute ale controlului de calitate, pentru toti parametri, inclusiv 5 DIFF – nivel Low
Compozitie:
<ul style="list-style-type: none"> - Leucocite de mamifere, eritrocite si trombocite suspendate intr-un lichid similar cu plasma.
Stabilitate dupa deschidere:
<ul style="list-style-type: none"> - 16 zile la 2 - 8°C
Prezentare:
Suspensie similara cu o proba de sange proaspat, 2 flacoane/kit a 3 ml.
Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe eticheta
6. Material de control pentru verificarea valorilor normale ale controlului de calitate, pentru toti parametri, inclusiv 5 DIFF – nivel Normal
Compozitie:
<ul style="list-style-type: none"> - Leucocite de mamifere, eritrocite si trombocite suspendate intr-un lichid similar cu plasma.
Stabilitate dupa deschidere:
<ul style="list-style-type: none"> - 16 zile la 2 - 8°C
Prezentare:
Suspensie similara cu o proba de sange proaspat, 2 flacoane/kit a 3 ml.
Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe eticheta
7. Material de control pentru verificarea valorilor patologice crescute ale controlului de calitate, pentru toti parametri, inclusiv 5 DIFF – nivel High
Compozitie:
<ul style="list-style-type: none"> - Leucocite de mamifere, eritrocite si trombocite suspendate intr-un lichid similar cu plasma.

abilitate dupa deschidere:

- 16 zile la 2 - 8°C

Prezentare:

Suspensie similara cu o proba de sange proaspat, 2 flacoane/kit a 3 ml.

Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe eticheta

Compozitie:

- Leucocite de mamifere, eritrocite si trombocitesuspendate intr-un lichid similar cu plasma.

Stabilitate dupa deschidere:

- 1 zi la 2 - 8°C

Prezentare:

Suspensie similara cu o proba de sange proaspat, 1 flacon/kit a 2 ml.

Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe eticheta