

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție:	Achiziti.md ID 21197022, MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1712057398104 din „02” aprilie 2024
Obiectul achiziției:	Medii, suplimente și culturi pentru metode microbiologice / LÎPA

Nr. d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan-darde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
1	LOT 29 Gazpachete pentru Campylobacter	96125_GENBOX MICROAER	Franța	bioMerieux SA	gazpachete pentru producerea mediului microaerofil (0.5% O2, 10% CO2 in 30 min) pentru Campylobacter – pentru 300 de incarcari (Set 10-20 pacet, 1 pacet/2,5 litr,	96125_GENBOX MICROAER. GENbox microaer 10 plicuri de aluminiu fiecare continand 1 generator + 1 insert ethnic. PRINCIPIU: Generatoarele GENbox functioneaza fara adaugare de apa sau de catalizator (nu se produce hidrogen). Ele dau utilizatorului un nivel inalt de practicabilitate si securitate. Toate plicurile cu generatoare GENbox anaer, microaer si CO2 contin aceleasi componente chimice de ex. Carbune activ, ascorbat de sodiu si alte componente organice si inorganice. Compozitiile de gaze obtinute in recipient (oxigen si dioxid de carbon) sunt ajustate prin intermediul cantitatii de compusi chimici continuti in fiecare plic, care absorb oxigenul si elimina dioxid de carbon. Concentratie oxigen: De la 6.2 la 13.2% dupa 1 ora. Concentratie dioxid de carbon: De la 2,5 la 9,5% dupa 24 ore. Impachetare: 10 plicuri / set. Conform insert tehnic atasat pentru lot	ISO
2	LOT 30 Anaero Gen 2,5L	96124_GENBOX ANAEROB	Franța	bioMerieux SA	gazpachete pentru producerea anaerobiozei (Set 10-20 pacet, 1 pacet/2,5 litr,*AN0025A Anaerogen 2.5L N10	96124_GENBOX ANAEROB. GENbox anaer 10 plicuri de aluminiu fiecare continand 1 generator + 1 insert ethnic. PRINCIPIU: Generatoarele GENbox functioneaza fara adaugare de apa sau de catalizator (nu se produce hidrogen). Ele dau utilizatorului un nivel inalt de practicabilitate si securitate. Toate plicurile cu generatoare GENbox anaer, microaer si CO2 contin aceleasi componente chimice de ex. Carbune activ, ascorbat de sodiu si alte componente organice si inorganice. Compozitiile de gaze obtinute in recipient (oxigen si dioxid de carbon) sunt ajustate prin intermediul cantitatii de compusi chimici continuti in fiecare plic, care absorb oxigenul si elimina dioxid de carbon. Concentratie oxigen: < 0.1% dupa 2.5 ore Concentratie dioxid de Carbon: > 15% dupa 24 ore. Impachetare: 10 plicuri / set. Conform insert tehnic atasat pentru lot	ISO
3	LOT 33 Set McFarland Standard (1,2,3,4)	70900_STANDARD MCFARLAND	Franța	bioMerieux SA	Set de Standard de turbiditate McFarland latex echivalent 1,2,3,4, pentru masurarea suspensiei bacteriene, tub 16x100 mm, cite 8 ml. Suspensiile de standard trebuie sa fie în fiolele originale, sigilate.	70900_STANDARD MCFARLAND. McFarland Standard este o serie de standarde cu opacitate diferită, care permit estimarea densității suspensiilor bacteriene. Utilizarea acestuia este necesară pentru standardizarea metodelor microbiologice. Aceste standarde sunt create în funcție de numerele de tuburi ale scalei descrise inițial de McFarland. PRINCIPIU Densitatea suspensiei bacteriene se verifică prin compararea unei suspensii de opacitate cunoscută dintr-o fiolă cu diametru identic. CONȚINUTUL KITULUI - 6 McFarland standards (0,5, 1, 2, 3, 4, 5), cu diametru de 17,75 mm (fiolă bioMérieux standard), 1 insert ethnic. Alte detalii conform insert tehnic atasat	CE, ISO
4	LOT 34 Set pentru vopsirea pe gram	55542_COLOR GRAM 2; KIT	Franța	bioMerieux SA	Violet cristal, soluție de iod, safranin 0,5% , soluție de decolorare	55542_COLOR GRAM 2; KIT. Acest test contine culori ce sunt folosite pentru colorarea microorganismelor bacteriene și fungice în vederea examinării directe, folosind metoda Gram. Principiu Membrana celulară a organismelor este colorată în violet cu oxalat de violet de gențiană (R1). Iodul stabilizat cu PVP (R2) fixează violetul de gențiană. Complexul iod-violet de gențiană rezultat este eliminat în timpul decolorării cu alcool-acetonă (R3) numai pentru organismele Gram-negative, datorită compoziției chimice a membranei celulare. Safranina (R4) acționează apoi ca și colorant de contrast: organismele Gram-negative devin roz, organismele Grampozitive care nu au fost decolorate rămân violet. Alte detalii în insertul ethnic atasat. (4x240) ml / set	CE, ISO

5	LOT 38 Anaerobic indicator (N100)	1 cut. = 2 X 96118_Indicator de anaerobioza. TOTAL: 8 X 96118_Indicator de anaerobioza (8 cutii a câte 50 stripuri = 400 indicatori).	Franța	bioMérieux SA	Anaerobic indicator (resazurin) cutie cite 100 buc	Indicator recomandat pentru controlarea atmosferei de incubare anaerobe. Reactivul indicator de anaerobioza consta din stripuri ce indica atmosfera anaeroba obținută în jaruri. Aceste stripuri permit verificarea reacției anaerobice si menținerea ei pe timpul incubării. Ambalaj: cutie cu 50 stripuri + 1 insert tehnic. Total: 8 cutii a câte 50 stripuri = 400 indicatori. Ref. 96118. Alte detalii conform insert tehnic atasat	ISO
6	LOT 63 Cultura de referinta liofilizata Escherichia Coli WDCM 00012 or 00013	0483P_E. COLI ATCCreg; 8739trade;° 2 anse/set	SUA	Microbiologics, Inc.	fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc	0483P_E. COLI ATCCreg; 8739trade;° 2 anse/set. KWIK-STIK™. Fiecare unitate KWIK-STIK conține o peletă de microorganisme liofilizată, o fiolă cu lichid de hidratare și un tampon de inoculare. Fiecare dispozitiv este sigilat într-o pungă laminată care conține un desicant pentru a preveni acumularea de umiditate nocivă. Microorganismele KWIK-STIK se situează la ≤ 3 pasaje față de cultura de referință și recuperarea lor este garantată atunci când se prelucrează utilizând mediile recomandate și conform cerințelor de incubare. Tub = 2 săculețe, conform cerințelor	CE, ISO
7	LOT 64 Cultura de referinta liofilizata Salmonella Typhimurium WDCM 00031	0363P_Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium ATCC® 14028™*	SUA	Microbiologics, Inc.	fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc	0363P_Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium ATCC® 14028™*. KWIK-STIK™. Fiecare unitate KWIK-STIK conține o peletă de microorganisme liofilizată, o fiolă cu lichid de hidratare și un tampon de inoculare. Fiecare dispozitiv este sigilat într-o pungă laminată care conține un desicant pentru a preveni acumularea de umiditate nocivă. Microorganismele KWIK-STIK se situează la ≤ 3 pasaje față de cultura de referință și recuperarea lor este garantată atunci când se prelucrează utilizând mediile recomandate și conform cerințelor de incubare. Tub = 2 săculețe, conform cerințelor	CE, ISO
8	LOT 65 Cultura de referinta liofilizata Salmonella Abaetuba ATCC® 35640	0817P_S. ABAETETUBA ATCCreg; 35640trade;°	SUA	Microbiologics, Inc.	fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc	0817P_S. ABAETETUBA ATCCreg; 35640trade;°. KWIK-STIK™. Fiecare unitate KWIK-STIK conține o peletă de microorganisme liofilizată, o fiolă cu lichid de hidratare și un tampon de inoculare. Fiecare dispozitiv este sigilat într-o pungă laminată care conține un desicant pentru a preveni acumularea de umiditate nocivă. Microorganismele KWIK-STIK se situează la ≤ 3 pasaje față de cultura de referință și recuperarea lor este garantată atunci când se prelucrează utilizând mediile recomandate și conform cerințelor de incubare. Tub = 2 săculețe, conform cerințelor	CE, ISO
9	LOT 66 Cultura de referinta liofilizata Salmonella Enteritidis WDCM 00030	0345P_S. ENTERITIDIS (GROUP D) ATCCreg; 13076trade;°	SUA	Microbiologics, Inc.	fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc	0345P_S. ENTERITIDIS (GROUP D) ATCCreg; 13076trade;°. KWIK-STIK™. Fiecare unitate KWIK-STIK conține o peletă de microorganisme liofilizată, o fiolă cu lichid de hidratare și un tampon de inoculare. Fiecare dispozitiv este sigilat într-o pungă laminată care conține un desicant pentru a preveni acumularea de umiditate nocivă. Microorganismele KWIK-STIK se situează la ≤ 3 pasaje față de cultura de referință și recuperarea lor este garantată atunci când se prelucrează utilizând mediile recomandate și conform cerințelor de incubare. Tub = 2 săculețe, conform cerințelor	CE, ISO
10	LOT 67 Cultura de referinta liofilizata Staphylococcus Aureus WDCM 00034	0360P_Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 25923™*	SUA	Microbiologics, Inc.	fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc	0360P_Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 25923™*. KWIK-STIK™. Fiecare unitate KWIK-STIK conține o peletă de microorganisme liofilizată, o fiolă cu lichid de hidratare și un tampon de inoculare. Fiecare dispozitiv este sigilat într-o pungă laminată care conține un desicant pentru a preveni acumularea de umiditate nocivă. Microorganismele KWIK-STIK se situează la ≤ 3 pasaje față de cultura de referință și recuperarea lor este garantată atunci când se prelucrează utilizând mediile recomandate și conform cerințelor de incubare. Tub = 2 săculețe, conform cerințelor	CE, ISO
11	LOT 68 Cultura de referinta liofilizata Staphylococcus Epidermidis WDCM 00036	0371P_S. EPIDERMIDIS ATCCreg; 12228trade;°	SUA	Microbiologics, Inc.	fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc	0371P_S. EPIDERMIDIS ATCCreg; 12228trade;°. KWIK-STIK™. Fiecare unitate KWIK-STIK conține o peletă de microorganisme liofilizată, o fiolă cu lichid de hidratare și un tampon de inoculare. Fiecare dispozitiv este sigilat într-o pungă laminată care conține un desicant pentru a preveni acumularea de umiditate nocivă. Microorganismele KWIK-STIK se situează la ≤ 3 pasaje față de cultura de referință și recuperarea lor este garantată atunci când se prelucrează utilizând mediile recomandate și conform cerințelor de incubare. Tub = 2 săculețe, conform cerințelor	CE, ISO

12	LOT 69 Cultura de referinta liofilizata Pseudomonas Aeruginosa WDCM 00025	0353P_Pseudomonas aeruginosa ATCC® 27853™*	SUA	Microbiologics, Inc.	fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc	0353P_Pseudomonas aeruginosa ATCC® 27853™*. KWIK-STIK™. Fiecare unitate KWIK-STIK conține o peletă de microorganisme liofilizată, o fiolă cu lichid de hidratare și un tampon de inoculare. Fiecare dispozitiv este sigilat într-o pungă laminată care conține un desicant pentru a preveni acumularea de umiditate nocivă. Microorganismele KWIK-STIK se situează la ≤ 3 pasaje față de cultura de referință și recuperarea lor este garantată atunci când se prelucrează utilizând mediile recomandate și conform cerințelor de incubare. Tub = 2 săculețe, conform cerințelor	CE, ISO
13	LOT 70 Cultura de referinta liofilizata Enterococcus Faecalis WDCM 00009 or WDCM 00087	0367P_E. FAECALIS ATCCreg; 19433trade;°	SUA	Microbiologics, Inc.	fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc	0367P_E. FAECALIS ATCCreg; 19433trade;°. KWIK-STIK™. Fiecare unitate KWIK-STIK conține o peletă de microorganisme liofilizată, o fiolă cu lichid de hidratare și un tampon de inoculare. Fiecare dispozitiv este sigilat într-o pungă laminată care conține un desicant pentru a preveni acumularea de umiditate nocivă. Microorganismele KWIK-STIK se situează la ≤ 3 pasaje față de cultura de referință și recuperarea lor este garantată atunci când se prelucrează utilizând mediile recomandate și conform cerințelor de incubare. Tub = 2 săculețe, conform cerințelor	CE, ISO
14	LOT 71 Cultura de referinta liofilizata Clostridium perfringens WDCM 00007	0318P_C.PERFRINGENS ATCCreg; 13124trade;°	SUA	Microbiologics, Inc.	fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc	0318P_C.PERFRINGENS ATCCreg; 13124trade;°. KWIK-STIK™. Fiecare unitate KWIK-STIK conține o peletă de microorganisme liofilizată, o fiolă cu lichid de hidratare și un tampon de inoculare. Fiecare dispozitiv este sigilat într-o pungă laminată care conține un desicant pentru a preveni acumularea de umiditate nocivă. Microorganismele KWIK-STIK se situează la ≤ 3 pasaje față de cultura de referință și recuperarea lor este garantată atunci când se prelucrează utilizând mediile recomandate și conform cerințelor de incubare. Tub = 2 săculețe, conform cerințelor	CE, ISO
15	LOT 72 Cultura de referinta liofilizata Listeria Monocytogenes WDCM 00021	0129P_LISTERIA MONOCYTOGENES ATCCreg; 13932trade;°	SUA	Microbiologics, Inc.	fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc	0129P_LISTERIA MONOCYTOGENES ATCCreg; 13932trade;°. KWIK-STIK™. Fiecare unitate KWIK-STIK conține o peletă de microorganisme liofilizată, o fiolă cu lichid de hidratare și un tampon de inoculare. Fiecare dispozitiv este sigilat într-o pungă laminată care conține un desicant pentru a preveni acumularea de umiditate nocivă. Microorganismele KWIK-STIK se situează la ≤ 3 pasaje față de cultura de referință și recuperarea lor este garantată atunci când se prelucrează utilizând mediile recomandate și conform cerințelor de incubare. Tub = 2 săculețe, conform cerințelor	CE, ISO
16	LOT 73 Cultura de referinta liofilizata Listeria Ivanovii WDCM 00018	0815P_L. IVANOVII ATCCreg; 19119trade;°	SUA	Microbiologics, Inc.	fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc	0815P_L. IVANOVII ATCCreg; 19119trade;°. KWIK-STIK™. Fiecare unitate KWIK-STIK conține o peletă de microorganisme liofilizată, o fiolă cu lichid de hidratare și un tampon de inoculare. Fiecare dispozitiv este sigilat într-o pungă laminată care conține un desicant pentru a preveni acumularea de umiditate nocivă. Microorganismele KWIK-STIK se situează la ≤ 3 pasaje față de cultura de referință și recuperarea lor este garantată atunci când se prelucrează utilizând mediile recomandate și conform cerințelor de incubare. Tub = 2 săculețe, conform cerințelor	CE, ISO
17	LOT 74 Cultura de referinta liofilizata Listeria Innocua WDCM 00017	0814P_L. INNOCUA ATCCreg; 33090trade;°	SUA	Microbiologics, Inc.	fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc	0814P_L. INNOCUA ATCCreg; 33090trade;°. KWIK-STIK™. Fiecare unitate KWIK-STIK conține o peletă de microorganisme liofilizată, o fiolă cu lichid de hidratare și un tampon de inoculare. Fiecare dispozitiv este sigilat într-o pungă laminată care conține un desicant pentru a preveni acumularea de umiditate nocivă. Microorganismele KWIK-STIK se situează la ≤ 3 pasaje față de cultura de referință și recuperarea lor este garantată atunci când se prelucrează utilizând mediile recomandate și conform cerințelor de incubare. Tub = 2 săculețe, conform cerințelor	CE, ISO
18	LOT 75 Cultura de referinta liofilizata Rhodococcus Equi WDCM 00028	0697P_R. EQUI ATCCreg; 6939trade;°	SUA	Microbiologics, Inc.	fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc	0697P_R. EQUI ATCCreg; 6939trade;°. KWIK-STIK™. Fiecare unitate KWIK-STIK conține o peletă de microorganisme liofilizată, o fiolă cu lichid de hidratare și un tampon de inoculare. Fiecare dispozitiv este sigilat într-o pungă laminată care conține un desicant pentru a preveni acumularea de umiditate nocivă. Microorganismele KWIK-STIK se situează la ≤ 3 pasaje față de cultura de referință și recuperarea lor este garantată atunci când se prelucrează utilizând mediile recomandate și conform cerințelor de incubare. Tub = 2 săculețe, conform cerințelor	CE, ISO

19	LOT 76 Cultura de referinta liofilizata Bacillus Subtilis subsp. Spizizeni WDCM 00003	0486P_B.SPIZIZENII ATCCreg; 6633trade;°	SUA	Microbiologics, Inc.	fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc	0486P_B.SPIZIZENII ATCCreg; 6633trade;°. KWIK-STIK™. Fiecare unitate KWIK-STIK conține o peletă de microorganisme liofilizată, o fiolă cu lichid de hidratare și un tampon de inoculare. Fiecare dispozitiv este sigilat într-o pungă laminată care conține un desicant pentru a preveni acumularea de umiditate nocivă. Microorganismele KWIK-STIK se situează la ≤ 3 pasaje față de cultura de referință și recuperarea lor este garantată atunci când se prelucrează utilizând mediile recomandate și conform cerințelor de incubare. Tub = 2 săculețe, conform cerințelor	CE, ISO
20	LOT 77 Cultura de referinta liofilizata Bacillus Cereus WDCM 00001	0256P_B. CEREUS ATCCreg; 11778trade;°	SUA	Microbiologics, Inc.	fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc	0256P_B. CEREUS ATCCreg; 11778trade;°. KWIK-STIK™. Fiecare unitate KWIK-STIK conține o peletă de microorganisme liofilizată, o fiolă cu lichid de hidratare și un tampon de inoculare. Fiecare dispozitiv este sigilat într-o pungă laminată care conține un desicant pentru a preveni acumularea de umiditate nocivă. Microorganismele KWIK-STIK se situează la ≤ 3 pasaje față de cultura de referință și recuperarea lor este garantată atunci când se prelucrează utilizând mediile recomandate și conform cerințelor de incubare. Tub = 2 săculețe, conform cerințelor	CE, ISO
21	LOT 78 Cultura de referinta liofilizata Candida Albicans WDCM 00054	0443P_C. ALBICANS ATCCreg; 10231trade;°	SUA	Microbiologics, Inc.	fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc	0443P_C. ALBICANS ATCCreg; 10231trade;°. KWIK-STIK™. Fiecare unitate KWIK-STIK conține o peletă de microorganisme liofilizată, o fiolă cu lichid de hidratare și un tampon de inoculare. Fiecare dispozitiv este sigilat într-o pungă laminată care conține un desicant pentru a preveni acumularea de umiditate nocivă. Microorganismele KWIK-STIK se situează la ≤ 3 pasaje față de cultura de referință și recuperarea lor este garantată atunci când se prelucrează utilizând mediile recomandate și conform cerințelor de incubare. Tub = 2 săculețe, conform cerințelor	CE, ISO
22	LOT 79 Cultura de referinta liofilizata Aspergillus Restrictus WDCM 00183	01140P_Aspergillus caesiellus ATCC® 42693™	SUA	Microbiologics, Inc.	fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc	01140P_Aspergillus caesiellus ATCC® 42693™. KWIK-STIK™. Fiecare unitate KWIK-STIK conține o peletă de microorganisme liofilizată, o fiolă cu lichid de hidratare și un tampon de inoculare. Fiecare dispozitiv este sigilat într-o pungă laminată care conține un desicant pentru a preveni acumularea de umiditate nocivă. Microorganismele KWIK-STIK se situează la ≤ 3 pasaje față de cultura de referință și recuperarea lor este garantată atunci când se prelucrează utilizând mediile recomandate și conform cerințelor de incubare. Tub = 2 săculețe, conform cerințelor	CE, ISO
23	LOT 80 Cultura de referinta liofilizata Lactobacillus Sakei WDCM 00015	0128P_LACTOBACILLUS SAKEI ATCCreg; 15521trade;°	SUA	Microbiologics, Inc.	fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc	0128P_LACTOBACILLUS SAKEI ATCCreg; 15521trade;°. KWIK-STIK™. Fiecare unitate KWIK-STIK conține o peletă de microorganisme liofilizată, o fiolă cu lichid de hidratare și un tampon de inoculare. Fiecare dispozitiv este sigilat într-o pungă laminată care conține un desicant pentru a preveni acumularea de umiditate nocivă. Microorganismele KWIK-STIK se situează la ≤ 3 pasaje față de cultura de referință și recuperarea lor este garantată atunci când se prelucrează utilizând mediile recomandate și conform cerințelor de incubare. Tub = 2 săculețe, conform cerințelor	CE, ISO
24	LOT 81 Cultura de referinta liofilizata Saccharomyces Cerevisiae WDCM 00058	0699P_S. CEREVISIAE ATCCreg; 9763trade;°	SUA	Microbiologics, Inc.	fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc	0699P_S. CEREVISIAE ATCCreg; 9763trade;°. KWIK-STIK™. Fiecare unitate KWIK-STIK conține o peletă de microorganisme liofilizată, o fiolă cu lichid de hidratare și un tampon de inoculare. Fiecare dispozitiv este sigilat într-o pungă laminată care conține un desicant pentru a preveni acumularea de umiditate nocivă. Microorganismele KWIK-STIK se situează la ≤ 3 pasaje față de cultura de referință și recuperarea lor este garantată atunci când se prelucrează utilizând mediile recomandate și conform cerințelor de incubare. Tub = 2 săculețe, conform cerințelor	CE, ISO
25	LOT 82 Cultura de referinta liofilizata Eurotium Rubrum WDCM 00184	01160P_Eurotium rubrum ATCC® 42690™	SUA	Microbiologics, Inc.	fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc	01160P_Eurotium rubrum ATCC® 42690™. KWIK-STIK™. Fiecare unitate KWIK-STIK conține o peletă de microorganisme liofilizată, o fiolă cu lichid de hidratare și un tampon de inoculare. Fiecare dispozitiv este sigilat într-o pungă laminată care conține un desicant pentru a preveni acumularea de umiditate nocivă. Microorganismele KWIK-STIK se situează la ≤ 3 pasaje față de cultura de referință și recuperarea lor este garantată atunci când se prelucrează utilizând mediile recomandate și conform cerințelor de incubare. Tub = 2 săculețe, conform cerințelor	CE, ISO

26	LOT 83 Cultura de referinta liofilizata Wallemia Sebi WDCM 00182	01141P_Wallemia sebi ATCC® 42694™	SUA	Microbiologics, Inc.	fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc	01141P_Wallemia sebi ATCC® 42694™. KWIK-STIK™. Fiecare unitate KWIK-STIK conține o peletă de microorganisme liofilizată, o fiolă cu lichid de hidratare și un tampon de inoculare. Fiecare dispozitiv este sigilat într-o pungă laminată care conține un desicant pentru a preveni acumularea de umiditate nocivă. Microorganismele KWIK-STIK se situează la ≤ 3 pasaje față de cultura de referință și recuperarea lor este garantată atunci când se prelucrează utilizând mediile recomandate și conform cerințelor de incubare. Tub = 2 săculețe, conform cerințelor	CE, ISO
27	LOT 84 Cultura de referinta liofilizata, Campylobacter jejuni WDCM 00156 or WDCM 00005	0325P_C. JEJUNI ATCCreg; 29428trade;°	SUA	Microbiologics, Inc.	Cultura de referinta liofilizata, Campylobacter jejuni WDCM 00156, fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc	0325P_C. JEJUNI ATCCreg; 29428trade;°. KWIK-STIK™. Fiecare unitate KWIK-STIK conține o peletă de microorganisme liofilizată, o fiolă cu lichid de hidratare și un tampon de inoculare. Fiecare dispozitiv este sigilat într-o pungă laminată care conține un desicant pentru a preveni acumularea de umiditate nocivă. Microorganismele KWIK-STIK se situează la ≤ 3 pasaje față de cultura de referință și recuperarea lor este garantată atunci când se prelucrează utilizând mediile recomandate și conform cerințelor de incubare. Tub = 2 săculețe, conform cerințelor	CE, ISO
28	LOT 85 Cultura de referinta liofilizata , Campylobacter coli WDCM 00004	0121P_CAMPYLOBACTER COLI ATCCreg; 43478trade;°	SUA	Microbiologics, Inc.	Cultura de referinta liofilizata , Campylobacter coli WDCM 00004, fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc	0121P_CAMPYLOBACTER COLI ATCCreg; 43478trade;°. KWIK-STIK™. Fiecare unitate KWIK-STIK conține o peletă de microorganisme liofilizată, o fiolă cu lichid de hidratare și un tampon de inoculare. Fiecare dispozitiv este sigilat într-o pungă laminată care conține un desicant pentru a preveni acumularea de umiditate nocivă. Microorganismele KWIK-STIK se situează la ≤ 3 pasaje față de cultura de referință și recuperarea lor este garantată atunci când se prelucrează utilizând mediile recomandate și conform cerințelor de incubare. Tub = 2 săculețe, conform cerințelor	CE, ISO

Semnăt:

Numele, Prenumele: Bondarciuc Roman

Ofertantul: **S.R.L. Mediclim AM**

În calitate de: Director

Adresa: MD-2005, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri 141/A, et. 1