

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1765804907050/21523826 din: 15.12.2025 conform SIARSAP							
Obiectul achiziției: Reagenți PCR pentru 2026							
Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Truse pentru extragerea, transcrierea și amplificarea acizilor nucleici						
1.1	Trusă pentru extragerea, transcrierea, amplificarea și detecția calitativă a virusului hepatitei C	R-V1-Mod	Federatia Rusa	Institute of Epidimiology	1.Trusă pentru extragerea, transcrierea, amplificarea și detecția calitativă a virusului hepatitei C în regim REAL TIME prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor -Gene Q. 2.În trusă să fie incluși toți reagenții necesari transcrierea, amplificarea și detecția virusului hepatitei C, să nu necesite reagenți suplimentari pentru lucru. 3.Să conțină control pozitiv și negativ. 4.Controlul intern, sa se vizualizeze în aceeași reacție cu ARN-ul specific. 5.Reacția de transcriere, amplificare și detecție a virusului hepatitei C sa se efectueze în o singură reacție, în amplificator. 6.Să fie posibil de efectuat reacția pe rotor de 36 și 72 probe la amplificatorul Rotor -Gene Q. 7.In instrucțiunea de utilizare a trusei sa fie indicată programarea și modul de analiză a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor -Gene Q. 8.Program de amplificare unic pentru pozițiile 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5 9.Reagenți IVD pentru diagnostic uman. 10.Extragere totală a acizilor nucleici prin metoda precipitării. Sensibilitate trusa la extragerea din 100μl de material biologic ≥ 100 UI/ml	1.Trusă pentru extragerea, transcrierea, amplificarea și detecția calitativă a virusului hepatitei C în regim REAL TIME prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor -Gene Q. 2.În trusă să fie incluși toți reagenții necesari transcrierea, amplificarea și detecția virusului hepatitei C, să nu necesite reagenți suplimentari pentru lucru. 3.Să conțină control pozitiv și negativ. 4.Controlul intern, sa se vizualizeze în aceeași reacție cu ARN-ul specific. 5.Reacția de transcriere, amplificare și detecție a virusului hepatitei C sa se efectueze în o singură reacție, în amplificator. 6.Să fie posibil de efectuat reacția pe rotor de 36 și 72 probe la amplificatorul Rotor -Gene Q. 7.In instrucțiunea de utilizare a trusei sa fie indicată programarea și modul de analiză a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor -Gene Q. 8.Program de amplificare unic pentru pozițiile 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5 9.Reagenți IVD pentru diagnostic uman. 10.Extragere totală a acizilor nucleici prin metoda precipitării. Sensibilitate trusa la extragerea din 100μl de material biologic ≥ 100 UI/ml	
1.2	Trusă pentru extragerea, amplificarea și detecția calitativă a virusului hepatitei B	R-V5-Mod	Federatia Rusa	Institute of Epidimiology	1.Trusă completă pentru extragerea, amplificarea și detecția calitativă a virusului hepatitei B în regim REAL TIME prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor -Gene Q. 2.În trusă să fie incluși toți reagenții necesari pentru amplificarea și detecția virusului hepatitei B, să nu necesite reagenți suplimentari pentru lucru. 3.Să conțină control pozitiv și negativ. 4.Controlul intern, sa se vizualizeze în aceeași reacție cu ADN-ul specific. 5.Să fie posibil de efectuat reacția pe rotor de 36 și 72 probe la amplificatorul Rotor -Gene Q. 6.In instrucțiunea de utilizare a trusei sa fie indicată programarea și modul de analiză a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor -Gene Q. 7.Program de amplificare unic pentru pozițiile 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5 8.Reagenți IVD pentru diagnostic uman. 9.Extragere totală a acizilor nucleici prin metoda precipitării. Sensibilitate trusa la extragerea din 100μl de material biologic ≥ 100 UI/ml	1.Trusă completă pentru extragerea, amplificarea și detecția calitativă a virusului hepatitei B în regim REAL TIME prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor -Gene Q. 2.În trusă să fie incluși toți reagenții necesari pentru amplificarea și detecția virusului hepatitei B, să nu necesite reagenți suplimentari pentru lucru. 3.Să conțină control pozitiv și negativ. 4.Controlul intern, sa se vizualizeze în aceeași reacție cu ADN-ul specific. 5.Să fie posibil de efectuat reacția pe rotor de 36 și 72 probe la amplificatorul Rotor -Gene Q. 6.In instrucțiunea de utilizare a trusei sa fie indicată programarea și modul de analiză a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor -Gene Q. 7.Program de amplificare unic pentru pozițiile 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5 8.Reagenți IVD pentru diagnostic uman. 9.Extragere totală a acizilor nucleici prin metoda precipitării. Sensibilitate trusa la extragerea din 100μl de material biologic ≥ 100 UI/ml	

1.3	Trusă pentru extragerea, transcrierea, amplificarea și detecția calitativă a virusului hepatitei D	R-V3	Federatia Rusa	Institute of Epidimiology	1.Trusă completă pentru extragerea, transcrierea, amplificarea și detecția calitativă a virusului hepatitei D în regim REAL TIME prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor -Gene Q. 2.În trusă să fie incluși toți reagenții necesari pentru transcrierea, amplificarea și detecția virusului hepatitei D, să nu necesite reagenți suplimentari pentru lucru. 3.Să conțină control pozitiv și negative. 4.Controlul intern, sa se vizualizeze in aceeas reactie cu ARN-ul specific. 5.Reactia de transcriere, amplificare și detecție a virusului hepatitei D sa se efectueze in o singura reactie, in amplificator. 6.Să fie posibil de efectuat reacția pe rotor de 36 și 72 probe la amplificatorul Rotor -Gene Q. 7.In instructiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor -Gene Q. 8.Program de amplificare unic pentru pozitiile 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5 9.Reagenti IVD pentru diagnostic uman. 10.Extragere totala a acizilor nucleici prin metoda precipitarii. Sensibilitate trusa la extragerea din 100μl de material biologic ≥ 100 UI/ml	1.Trusă completă pentru extragerea, transcrierea, amplificarea și detecția calitativă a virusului hepatitei D în regim REAL TIME prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor -Gene Q. 2.În trusă să fie incluși toți reagenții necesari pentru transcrierea, amplificarea și detecția virusului hepatitei D, să nu necesite reagenți suplimentari pentru lucru. 3.Să conțină control pozitiv și negative. 4.Controlul intern, sa se vizualizeze in aceeas reactie cu ARN-ul specific. 5.Reactia de transcriere, amplificare și detecție a virusului hepatitei D sa se efectueze in o singura reactie, in amplificator. 6.Să fie posibil de efectuat reacția pe rotor de 36 și 72 probe la amplificatorul Rotor -Gene Q. 7.In instructiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor -Gene Q. 8.Program de amplificare unic pentru pozitiile 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5 9.Reagenti IVD pentru diagnostic uman. 10.Extragere totala a acizilor nucleici prin metoda precipitarii. Sensibilitate trusa la extragerea din 100μl de material biologic ≥ 100 UI/ml	
1.4	Trusă pentru extragerea, amplificarea, transcrierea și diferențierea genotipurilor 1a, 1b, 2, 3a, 4 a virusului hepatitei C	R-V1-G(1-4)-2x	Federatia Rusa	Institute of Epidimiology	1.Trusă completă pentru extragerea, transcrierea, amplificarea, diferențierea și detecția genotipurilor virusului hepatitei C - 1a, 1b, 2, 3a, 4 în regim REAL TIME prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor -Gene Q. 2.În trusă să fie incluși toți reagenții necesari pentru transcrierea ARN în AND, amplificarea și diferențierea genotipului, să nu necesite reagenți suplimentari. 3.Să conțină control pozitiv și negative. 4.Controlul intern, sa se vizualizeze in aceeas reactie cu ARN-ul specific. 5.Să fie posibil de efectuat reacția pe rotor de 36 și 72 probe la amplificatorul Rotor -Gene Q. 6.In instructiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor -Gene Q. 7.Program de amplificare unic pentru pozitiile 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5 8.Reagenti IVD pentru diagnostic uman. Extragere totala a acizilor nucleici prin metoda precipitarii.	1.Trusă completă pentru extragerea, transcrierea, amplificarea, diferențierea și detecția genotipurilor virusului hepatitei C - 1a, 1b, 2, 3a, 4 în regim REAL TIME prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor -Gene Q. 2.În trusă să fie incluși toți reagenții necesari pentru transcrierea ARN în AND, amplificarea și diferențierea genotipului, să nu necesite reagenți suplimentari. 3.Să conțină control pozitiv și negative. 4.Controlul intern, sa se vizualizeze in aceeas reactie cu ARN-ul specific. 5.Să fie posibil de efectuat reacția pe rotor de 36 și 72 probe la amplificatorul Rotor -Gene Q. 6.In instructiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor -Gene Q. 7.Program de amplificare unic pentru pozitiile 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5 8.Reagenti IVD pentru diagnostic uman. Extragere totala a acizilor nucleici prin metoda precipitarii.	

1.5	Trusa pentru extragerea, amplificarea, și diferențierea genotipurilor A, B, C, D a virusului hepatitei B	R-V5-G-F	Federatia Rusa	Institute of Epidimiology	1.Trusă completă pentru extragerea, amplificarea, diferențierea și detecția genotipurilor virusului hepatitei B – A, B, C, D în regim REAL TIME prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor -Gene Q. 2.În trusă să fie incluși toți reagenții necesari pentru transcrierea ARN în AND, amplificarea și diferențierea genotipului, să nu necesite reagenți suplimentari. 3.Să conțină control pozitiv și negative. 4.Controlul intern, sa se vizualizeze in aceeas reactie cu ARN-ul specific. 5.Să fie posibil de efectuat reacția pe rotor de 36 și 72 probe la amplificatorul Rotor -Gene Q. 6.In instructiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor -Gene Q. 7.Program de amplificare unic pentru pozitiile 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5 8.Reagenti IVD pentru diagnostic uman. Extragere totala a acizilor nucleici prin metoda precipitarii.	1.Trusă completă pentru extragerea, amplificarea, diferențierea și detecția genotipurilor virusului hepatitei B – A, B, C, D în regim REAL TIME prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor -Gene Q. 2.În trusă să fie incluși toți reagenții necesari pentru transcrierea ARN în AND, amplificarea și diferențierea genotipului, să nu necesite reagenți suplimentari. 3.Să conțină control pozitiv și negative. 4.Controlul intern, sa se vizualizeze in aceeas reactie cu ARN-ul specific. 5.Să fie posibil de efectuat reacția pe rotor de 36 și 72 probe la amplificatorul Rotor -Gene Q. 6.In instructiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor -Gene Q. 7.Program de amplificare unic pentru pozitiile 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5 8.Reagenti IVD pentru diagnostic uman. Extragere totala a acizilor nucleici prin metoda precipitarii.	
2	Truse pentru extragerea, transcrierea si amplificarea acizilor nucleici						
2.1	Trusă pentru extragerea, amplificarea și detecția cantitativă a Citomegalovirusului	V7-100/2FRT+K-1-1/B/100	ITALIA	SACACE BIOTEHNOLOGIES S.r.l	1.Trusă completă pentru extragerea, amplificarea și detecția cantitativă a Citomegalovirusului în regim REAL TIME prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor Gene Q. 2.În trusă să fie incluși toți reagenții necesari pentru amplificarea și detecția Citomegalovirusului, să nu necesite reagenți suplimentari pentru lucru. 3.Sa fie inclus obligator controlul intern si sa se identifice in aceeas reactie cu ADN-ul specific. 4.Să fie posibil de efectuat reacția pe rotor de 36 și 72 probe la amplificatorul Rotor -Gene Q. 5.Să conțină set de reagenți pentru calibrare, calibratorii să fie lichizi, gata de lucru. 6.Măsurarea cantității să fie indicata în copii pe mililitru. 7.In instructiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor -Gene Q. 8.In trusa sa fie inclus control negativ si controlul pozitiv (cu indicarea cantitatii acestuia) al etapei de extragere. 9.Program de amplificare unic pentru pozitiile 2.1; 2.2; 2.3 10. Reagenti IVD pentru diagnostic uman. Extragere totala a acizilor nucleici prin metoda precipitarii.	1.Trusă completă pentru extragerea, amplificarea și detecția cantitativă a Citomegalovirusului în regim REAL TIME prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor Gene Q. 2.În trusă să fie incluși toți reagenții necesari pentru amplificarea și detecția Citomegalovirusului, să nu necesite reagenți suplimentari pentru lucru. 3.Sa fie inclus obligator controlul intern si sa se identifice in aceeas reactie cu ADN-ul specific. 4.Să fie posibil de efectuat reacția pe rotor de 36 și 72 probe la amplificatorul Rotor -Gene Q. 5.Să conțină set de reagenți pentru calibrare, calibratorii să fie lichizi, gata de lucru. 6.Măsurarea cantității să fie indicata în copii pe mililitru. 7.In instructiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor -Gene Q. 8.In trusa sa fie inclus control negativ si controlul pozitiv (cu indicarea cantitatii acestuia) al etapei de extragere. 9.Program de amplificare unic pentru pozitiile 2.1; 2.2; 2.3 10. Reagenti IVD pentru diagnostic uman. Extragere totala a acizilor nucleici prin metoda precipitarii.	CE ISO
2.2	Trusa pentru extragerea, amplificarea, detectia calitativa si cantitativa a virusului Herpes tip VI	V10-100FRT + K-1-1/B/100	ITALIA	SACACE BIOTEHNOLOGIES S.r.l	1.Trusă completă pentru extragerea, amplificarea și detecția calitativă și cantitativă a AND Herpes tip VI, în regim REAL TIME, prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor -Gene Q. 2.În trusă să fie incluși toți reagenții necesari pentru amplificarea și detecția AND Herpes tip VI, să nu necesite reagenți suplimentari pentru lucru. 3.Sa fie inclus obligator controlul intern si sa se identifice in aceeas reactie cu ADN-ul specific. 4.Să fie posibil de efectuat reacția pe rotor de 36 și 72 probe la amplificatorul Rotor -Gene Q. 5.Să conțină set de reagenți pentru calibrare, calibratorii să fie lichizi, gata de lucru. 6.Măsurarea cantității să fie indicata în copii pe mililitru. 7.In instructiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor -Gene Q. 8.In trusa sa fie inclus control negativ si controlul pozitiv (cu indicarea cantitatii acestuia) al etapei de extragere. 11.Program de amplificare unic pentru pozitiile 2.1; 2.2; 2.3 9.Reagenti IVD pentru diagnostic uman. Extragere totala a acizilor nucleici prin metoda precipitarii.	1.Trusă completă pentru extragerea, amplificarea și detecția calitativă și cantitativă a AND Herpes tip VI, în regim REAL TIME, prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor -Gene Q. 2.În trusă să fie incluși toți reagenții necesari pentru amplificarea și detecția AND Herpes tip VI, să nu necesite reagenți suplimentari pentru lucru. 3.Sa fie inclus obligator controlul intern si sa se identifice in aceeas reactie cu ADN-ul specific. 4.Să fie posibil de efectuat reacția pe rotor de 36 și 72 probe la amplificatorul Rotor -Gene Q. 5.Să conțină set de reagenți pentru calibrare, calibratorii să fie lichizi, gata de lucru. 6.Măsurarea cantității să fie indicata în copii pe mililitru. 7.In instructiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor -Gene Q. 8.In trusa sa fie inclus control negativ si controlul pozitiv (cu indicarea cantitatii acestuia) al etapei de extragere. 11.Program de amplificare unic pentru pozitiile 2.1; 2.2; 2.3 9.Reagenti IVD pentru diagnostic uman. Extragere totala a acizilor nucleici prin metoda precipitarii.	CE ISO

2.3	Trusa pentru extragerea, amplificarea, detectia calitativa si cantitativa a virusului Epstein-Barr	V9-100FRT + K-1-1/B/100	ITALIA	SACACE BIOTEHNOLOGIES S.r.l	1.Trusă completă pentru extragerea, amplificarea, detecția calitativă și cantitativă a AND Epstein-Barr, regim REAL TIME, prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor - Gene Q. 2.În trusă să fie incluși toți reagenții necesari pentru amplificarea și detecția AND Epstein-Barr, să nu necesite reagenți suplimentari pentru lucru. 3.Sa fie inclus obligator controlul intern si sa se identifice in aceas reactie cu ADN-ul specific. 4.Să fie posibil de efectuat reacția pe rotor de 36 și 72 probe la amplificatorul Rotor -Gene Q. 5.Să conțină set de reagenți pentru calibrare, calibratorii să fie lichizi, gata de lucru. 6.Măsurarea cantității să fie indicată în copii pe 1.9mililitru. 7.In instructiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor -Gene Q. 8.In trusa sa fie inclus control negativ si controlul pozitiv (cu indicarea cantitatii acestuia) al etapei de extragere. 12.Program de amplificare unic pentru pozitile 2.1; 2.2; 2.3 9.Reagenti IVD pentru diagnostic uman. Extragere totala a acizilor nucleici prin metoda precipitari.	1.Trusă completă pentru extragerea, amplificarea, detecția calitativă și cantitativă a AND Epstein-Barr, regim REAL TIME, prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor - Gene Q. 2.În trusă să fie incluși toți reagenții necesari pentru amplificarea și detecția AND Epstein-Barr, să nu necesite reagenți suplimentari pentru lucru. 3.Sa fie inclus obligator controlul intern si sa se identifice in aceas reactie cu ADN-ul specific. 4.Să fie posibil de efectuat reacția pe rotor de 36 și 72 probe la amplificatorul Rotor -Gene Q. 5.Să conțină set de reagenți pentru calibrare, calibratorii să fie lichizi, gata de lucru. 6.Măsurarea cantității să fie indicată în copii pe 1.9mililitru. 7.In instructiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor -Gene Q. 8.In trusa sa fie inclus control negativ si controlul pozitiv (cu indicarea cantitatii acestuia) al etapei de extragere. 12.Program de amplificare unic pentru pozitile 2.1; 2.2; 2.3 9.Reagenti IVD pentru diagnostic uman. Extragere totala a acizilor nucleici prin metoda precipitari.	CE ISO
2.4	Trusa pentru extragerea, amplificarea concomitentă și diferențierea Mycoplasma pneumoniae/ Chlamydomphila pneumoniae,	B42-4-50FRT + K-1-1/B/100	ITALIA	SACACE BIOTEHNOLOGIES S.r.l	1.Trusă completă pentru extragerea, amplificarea și detecția concomitentă, calitativă a AND Mycoplasma pneumoniae/ Chlamydomphila pneumoniae, regim REAL TIME, prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor -Gene Q. 2.În trusă să fie incluși toți reagenții necesari pentru amplificarea și detecție, să nu necesite reagenți suplimentari pentru lucru. 3.Să conțină control pozitiv și negativ al etapei de extragere si amplificare. 4.Controlul intern sa se vizualizeze in aceas reactie cu ADN-ul specific. 5.Reagenții pentru amplificare să fie repartizați în eprubete de 0.2ml, gata pentru utilizare. 6.Sa nu necesite aparatul suplimentar la cel existent in laborator. 7.In instructiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor - Gene Q. 8.Reagenti IVD pentru diagnostic uman. Extragere totala a acizilor nucleici prin metoda precipitari.	1.Trusă completă pentru extragerea, amplificarea și detecția concomitentă, calitativă a AND Mycoplasma pneumoniae/ Chlamydomphila pneumoniae, regim REAL TIME, prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor -Gene Q. 2.În trusă să fie incluși toți reagenții necesari pentru amplificarea și detecție, să nu necesite reagenți suplimentari pentru lucru. 3.Să conțină control pozitiv și negativ al etapei de extragere si amplificare. 4.Controlul intern sa se vizualizeze in aceas reactie cu ADN-ul specific. 5.Reagenții pentru amplificare să fie repartizați în eprubete de 0.2ml, gata pentru utilizare. 6.Sa nu necesite aparatul suplimentar la cel existent in laborator. 7.In instructiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor - Gene Q. 8.Reagenti IVD pentru diagnostic uman. Extragere totala a acizilor nucleici prin metoda precipitari.	CE ISO
2.5	Mediu de transport cu mucolitic	R12-STAB	ITALIA	SACACE BIOTEHNOLOGIES S.r.l	1.Mediul de transport cu mucolitic destinat transportului și depozitării unei game largi de probe de material biologic, inclusiv cele care conțin cantități semnificative de mucus. 2.Compoziția mediului de transport sa garanteze o eficiență ridicată a extracției ADN-ului din material biologic complex. 3.Conservantul sa previna proliferarea microorganismelor nespecifice, sa previna degradarea celulară și sa permita depozitarea pe termen lung a materialului clinic. 4.Mucoliticul sa dizolve mucusul cu vâscozitate înaltă. 5.Material de testare: racle/fracții de celule epiteliale din tractul urogenital, orofaringe, nazofaringe, rect, conjunctiva ochiului, piele, sediment urinar. Ambalaj 50-100ml.	1.Mediul de transport cu mucolitic destinat transportului și depozitării unei game largi de probe de material biologic, inclusiv cele care conțin cantități semnificative de mucus. 2.Compoziția mediului de transport sa garanteze o eficiență ridicată a extracției ADN-ului din material biologic complex. 3.Conservantul sa previna proliferarea microorganismelor nespecifice, sa previna degradarea celulară și sa permita depozitarea pe termen lung a materialului clinic. 4.Mucoliticul sa dizolve mucusul cu vâscozitate înaltă. 5.Material de testare: racle/fracții de celule epiteliale din tractul urogenital, orofaringe, nazofaringe, rect, conjunctiva ochiului, piele, sediment urinar. Ambalaj 50-100ml.	CE ISO

Semnat: _____
Numele, Prenumele Jighili Tatiana
În calitate de: administrator
Ofertantul: SRL Triumf-Motiv
Adresa: str. Puskin 60/1, of. 4