

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1765456658636
Obiectul achiziției: Materiale stomatologice

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumire a modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr. 1 Ciment ionomer de sticlă radioopac pentru restaurări posterioare în capsule Fuji IX GP Extra	Fuji IX GP Fast capsule, A3 50 caps., GC 003290 Fuji IX GP capsule, A2 50 caps., GC 003273 Fuji IX GP capsule, A3 50 caps., GC 003274 Fuji IX GP capsule, A3,5 50 caps., GC 003275	Japonia	GC	Pentru restaurările de clasa I, II și V. Ionomer de sticlă posterior condensabil ușor de folosit cu rezistență ridicată la abraziune; Nu necesită diga; Adeziune intrinsecă la smalț și dentina fără demineralizare și agenți de adeziune; Nu este necesară prepararea retentivă a cavității permitând tehnici conservatoare de preparare; Poate fi folosit ca matrici metalice pentru modelare ușoară în cavitate; Aplicare într-o singură etapă; Radioopacitate bună ce facilitează controlul post-operator; Bio-compatibilitate excelentă. Extra eliberare de fluor; Extra priză rapidă având însă un timp de lucru amplu; Extra transfluența pentru o estetică îmbunătățită. Timp de lucru (min'sec") la 23°C – 1,15.	Consistența condensabilă și nelipicioasă a lui GC Fuji IX GP îl face ideal pentru restaurările de clasa I II & V cu baza sau cu material pentru refaceri de bonturi. Proprietățile autentice ale ionomerului de sticlă în combinație cu ușurința utilizării fac ca GC Fuji IX GP să îndeplinească toate cerințele materialelor de restaurare moderne. Caracteristici și beneficii: Ionomer de sticlă posterior condensabil ușor de folosit cu rezistență ridicată la abraziune; Nu necesită diga; Adeziune intrinsecă la smalț și dentina fără demineralizare și agenți de adeziune; Nu este necesară prepararea retentivă a cavității permitând tehnici conservatoare de preparare; Poate fi folosit ca matrici metalice pentru modelare ușoară în cavitate; Aplicare într-o singură etapă; Radioopacitate bună ce facilitează controlul post-	

				Timp de priză net (min'sec") la 23°C – 2,00. Timp final de începere a finisării (min'sec") la 37°C – 2,30. Ambalaj compus din 50 capsule. Capsula de 0,14 ml.	operator; Bio-compatibilitate excelenta. Mod de utilizare: Pe langa avantajele pentru restaurari posterioare GC Fuji IX GP este deseori ales atunci cand nu s-a stabilit inca planul de tratament final. Sunt posibile mai multe tratamente: o tehnica sandwich cu un material compozit un inlay sau chiar obturatia cu ionomer de sticla Caracteristici specifice pentru GC Fuji IX GP FAST: Timp de priza mai scurt cu finisare finala dupa doar 3 min de la inceperea amestecarii; Consistenta densa pentru fulare usoara in cavitate; Duritate mai mare pentru rezistenta mai buna in timp. Prezentare: GC Fuji IX Fast - 50 capsule Consistenta condensabila si nelipicioasa a lui GC Fuji IX GP il face ideal pentru restaurarile de clasa I II & V cu baza sau cu material pentru refaceri de bonturi. Proprietatile autentice ale ionomerului de sticla in combinatie cu usurinta utilizarii fac ca GC Fuji IX GP sa intruneasca toate cerintele materialelor de restaurare moderne. Caracteristici si beneficii: Ionomer de sticla posterior condensabil usor de folosit cu rezistenta ridicata la abraziune; Nu necesita diga; Adeziune intrinseca la smalt si dentina fara demineralizare si agenti de adeziune; Nu este necesara prepararea retentiva a cavitatii permitand tehnici	
--	--	--	--	---	---	--

					conservatoare de preparare; Poate fi folosit ca matrici metalice pentru modelare usoara in cavitate; Aplicare intr-o singura etapa; Radioopacitate buna ce faciliteaza controlul post- operator; Bio-compatibilitate excelenta. Mod de utilizare: Pe langa avantajele pentru restaurari posterioare GC Fuji IX GP este deseori ales atunci cand nu s-a stabilit inca planul de tratament final. Sunt posibile mai multe tratamente: o tehnica sandwich cu un material compozit un inlay sau chiar obturatie cu ionomer de sticla Prezentare GC Fuji IX GP CAPS volum mixat pe capsula 0.14ml - o cutie x 50 capsule	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Sergiu Popa În calitate de: Director
Ofertantul: Unident-AS SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Ghiocailor, 1