

|                                                             |                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Volumul probei necesar</b>                               | Consultați documentația specifică testelor furnizată de producător (cum ar fi prospectul sau fișa de aplicație pentru reactiv). |
| <b>Contaminare performanță la acul pipetor pentru probă</b> | Mai puțin de 0,1 ppm (ser, plasmă, urină sau lichid cefalorahidian)                                                             |
| <b>Controlul calității</b>                                  | Regulile Levey-Jennings și Westgard, Urmărirea intervalului de control                                                          |
| <b>Stocare date în instrument</b>                           | Unitate hard disc                                                                                                               |
| <b>Protecția datelor stocate</b>                            | UPS opțional (sursă de alimentare neîntreruptibilă)                                                                             |

### Specificațiile modului de procesare c System

Specificațiile generale pentru sistemul c System sunt prezentate în tabelul următor.

**Tabel 4.4: Specificațiile modului de procesare c System**

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cititoare de coduri de bare:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>c8000 și c16000 (4)</li> <li>c4000 (2)</li> </ul>                                      | Centre de alimentare cu reactivi (2), carusel de probă și RSH<br>Centrul de alimentare cu reactiv și RSH    |
| <b>Volum de dozare:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Probă (Fotometric):</li> <li>Probă (ICT):</li> <li>Reagent (Reactiv)</li> </ul>                    | 1,5 - 35,0 µL per test în creșteri de 0,1 µL<br>15 µL per probă<br>20 - 345 µL per test în creșteri de 1 µL |
| <b>Temperatură:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Congelator de reactiv al sistemului</li> <li>Amestec de reacție</li> <li>Caruselul de probe</li> </ul> | 2°C până la 10°C<br>36,7°C până la 37,3°C<br>Minimum 10°C sub temperatura camerei                           |

### Specificațiile modului de procesare i System

Specificațiile generale pentru sistemul i System sunt prezentate în tabelul următor.

**Tabel 4.5: Specificațiile modului de procesare i System**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cititoare de coduri de bare:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>i2000 system cu SSH (robot de manipulare a probei standard) (3)</li> <li>Robot de manipulare a probei din carusel i2000 cu LAS (sistem automatizat de laborator) (2)</li> <li>i2000sr cu RSH (robot de manipulare a probei) (2)</li> <li>i1000sr cu RSH (1)</li> </ul> | Caruselul de reactivi, șirul de încărcare a probei și șirul de procesare a probei<br>Carusel de reactivi și șir de procesare a probelor<br>Carusel de reactivi și RSH<br>RSH |
| <b>Volum de dozare:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Probă</li> <li>Reactiv (i2000/i2000sr)</li> <li>Reactiv (i1000sr)</li> <li>Soluție Pre-Trigger</li> <li>Soluție Trigger</li> </ul>                                                                                                                                                 | 2 - 200 µL în creșteri de 1 µL<br>5 - 90 µL în creșteri de 1 µL<br>10 - 90 µL în creșteri de 1 µL<br>100 µL per testare<br>300 µL per testare                                |
| <b>Temperatură:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |