



Navigation menu

Flussometro per ossigeno con innesti- Oxygen flowmeter with probe

Flussometri Gas Medicali

FLUSSOMETRO PER OSSIGENO CON INNESTI- OXYGEN FLOWMETER WITH PROBE

Informazioni Sul Prodotto:

Serie RO/CO.400

Flussometro per ossigeno medicale con regolazione continua per impianti ospedalieri. La regolazione dopo il passaggio dalla colonna rende il



flussometro bilanciato con una maggior stabilità del flusso Flussometro singolo - Flussometro Doppio - Flussometro con selettore - Accessori

Series RO/CO.400

Flowmeter for medical oxygen with continuous regulation for hospital systems. The adjustment after the passage from the column makes the flowmeter balanced with a greater stability of the flow Single flowmeter Double flowmeter Flowmeter with humidificatore by pass double exit Accessories

Informazioni Caratteristiche Tecniche FLUSSOMETRO SINGOLO- SINGLE OXYGEN FLOWMETER

FLUSSOMETRO DOPPIO -DUAL FLOWMETER

FLUSSOMETRO CON SELETTORE BY PASS -FLOWMETER WITH HUMIFICATOR BY PASS

SDOPPIATORE CON INNESTO E DUE PRESE - ADAPTER 1 PROBE 2 SOCKET

Prestazioni

Gas	Ossigeno Medicale
Pressione ingresso	3.5 bar
Portata	0-15 lit/min Regolabile a sfera o 0-6 lit/min.
Temperatura di utilizzo	-20° C +50°C

Materiali

Corpo	CW617N-UNI EN 12165 (Ottone cromato)
Volantino apertura	Nylon con inserto in ottone

Conessioni

Ingresso	AFNOR/UNI/DIN
Uscita	9/16 UNF maschio (1/4" su rich.) con dado e portagomma

Dimensioni e peso