

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1655477829847 din 17.06.2022
Obiectul achiziției: "Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” "

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/servi- ciului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 33						
Lampă cu fantă, ocular 10x	SL 120 system	Germania	Carl Zeiss	Anul de producere: 2021 - 2022; Binocular cu oculari de 10x, cu ajustare dioptrică de la -7D până la +7D; Mărirea în minim 5 trepte: 5x, 8x, 12x, 20x, 32x; Distanța de lucru (la treapta maximă de mărire), între prisma cu fantă și ochiul pacientului, pentru utilizarea lentilei Goldman sau Volk : ≥60mm; Ajustarea fantei pe orizontal(diapazonul minim): 0 - 14 mm (continuu); Ajustarea fantei pe vertical(diapazonul minim): 1 - 14 mm(trepte și continuu); Ajustarea unghiul de înclinare (diapazonul minim): 0° - 20°; Unghiul de rotire dreapta/stânga a prisme cu fanta (diapazonul minim): 0° - 90°, fixarea inițială 0°; Unghiul de rotire dreapta/stânga a binocularilor (diapazonul minim): 0° - 90°, fixarea inițială 0°;	Anul de producere: 2021 - 2022; SL120 SLIT LAMP Binocular cu oculari de 10x, cu ajustare dioptrică de la -7D până la +7D; / BROȘURA SL120 SLIT LAMP FROM ZEISS, PAG. 4, DOCUMENTATION SET SL120 SLIT LAMP, PREMIUM OPTICS FOR EVERYDAY PERFORMANCE/ Mărirea în minim 5 trepte: 5x, 8x, 12x, 20x, 32x; / BROȘURA SL120 SLIT LAMP FROM ZEISS, PAG. 4, DOCUMENTATION SET SL120 SLIT LAMP, PREMIUM OPTICS FOR EVERYDAY PERFORMANCE/ Distanța de lucru (la treapta maximă de mărire), între prisma cu fantă și ochiul pacientului, pentru utilizarea lentilei Goldman sau Volk : 65 mm; / BROȘURA SL120 SLIT LAMP FROM ZEISS, PAG. 4, DOCUMENTATION SET SL120 SLIT LAMP, PREMIUM OPTICS FOR EVERYDAY PERFORMANCE/ Ajustarea fantei pe orizontal: 0 - 14 mm (continuu); / BROȘURA SL120 SLIT LAMP FROM ZEISS, PAG. 4, DOCUMENTATION SET SL120 SLIT LAMP, PREMIUM OPTICS FOR EVERYDAY PERFORMANCE/ Ajustarea fantei pe vertical: 1 - 14 mm(trepte și continuu); / BROȘURA SL120 SLIT LAMP FROM ZEISS, PAG. 4, DOCUMENTATION SET SL120 SLIT LAMP, PREMIUM OPTICS FOR EVERYDAY PERFORMANCE/ Ajustarea unghiul de înclinare: 0° - 20°; / BROȘURA SL120 SLIT LAMP FROM ZEISS, PAG. 4, DOCUMENTATION SET SL120 SLIT LAMP, PREMIUM OPTICS FOR EVERYDAY PERFORMANCE/ Unghiul de rotire dreapta/stânga a prisme cu fanta: 0° - 180°, fixarea inițială 0°; / BROȘURA SL120 SLIT LAMP FROM ZEISS, PAG. 4, DOCUMENTATION SET SL120 SLIT LAMP, PREMIUM OPTICS FOR EVERYDAY PERFORMANCE/ Unghiul de rotire dreapta/stânga a binocularilor: 0° - 180°, fixarea inițială 0°; / BROȘURA SL120 SLIT LAMP FROM ZEISS, PAG. 4, DOCUMENTATION SET SL120 SLIT LAMP, PREMIUM OPTICS FOR EVERYDAY PERFORMANCE/	EC, ISO

			Deplasarea bazei manevrat de joystick; Deplasarea laterala a bazei: ≥100mm ; Deplasarea adâncime a bazei: ≥90mm ; Deplasarea înălțimii a bazei: ≥25mm ; Reglarea înălțimii bărbiei: ≥50mm; Filtre: albastru cobalt, verde; Reglarea fluxului de lumină de la minim (lipsa iluminării) până la maxim; Suport cu înălțimea reglabilă electric și 4 roți blocabile; Alimentare curent alternativ 220V, 50 Hz.	Deplasarea bazei manevrat de joystick; /BROȘURA SL120 SLIT LAMP FROM ZEISS, PAG. 4, DOCUMENTATION SET SL120 SLIT LAMP, PREMIUM OPTICS FOR EVERYDAY PERFORMANCE/ Deplasarea laterala a bazei: 110 mm; /BROȘURA SL120 SLIT LAMP FROM ZEISS, PAG. 4, DOCUMENTATION SET SL120 SLIT LAMP, PREMIUM OPTICS FOR EVERYDAY PERFORMANCE/ Deplasarea adâncime a bazei: 90 mm; /BROȘURA SL120 SLIT LAMP FROM ZEISS, PAG. 4, DOCUMENTATION SET SL120 SLIT LAMP, PREMIUM OPTICS FOR EVERYDAY PERFORMANCE/ Deplasarea înălțimii a bazei: 30 mm; /BROȘURA SL120 SLIT LAMP FROM ZEISS, PAG. 4, DOCUMENTATION SET SL120 SLIT LAMP, PREMIUM OPTICS FOR EVERYDAY PERFORMANCE/ Reglarea înălțimii bărbiei: 59 mm; /BROȘURA SL120 SLIT LAMP FROM ZEISS, PAG. 4, DOCUMENTATION SET SL120 SLIT LAMP, PREMIUM OPTICS FOR EVERYDAY PERFORMANCE/ Filtre: albastru cobalt, verde; /BROȘURA SL120 SLIT LAMP FROM ZEISS, PAG. 4, DOCUMENTATION SET SL120 SLIT LAMP, PREMIUM OPTICS FOR EVERYDAY PERFORMANCE/ Reglarea fluxului de lumină de la minim (lipsa iluminării) până la maxim; /BROȘURA SL120 SLIT LAMP FROM ZEISS, PAG. 4, DOCUMENTATION SET SL120 SLIT LAMP, PREMIUM OPTICS FOR EVERYDAY PERFORMANCE/ Suport cu înălțimea reglabilă electric și 4 roți blocabile /UNIVERSAL INSTRUMENT TABLES DOCUMENTATION SET, PAG. 13,28, INSTRUMENT TABLES IT1006&760, PAG.2, Model IT1060/ Alimentare curent alternativ 220V, 50 Hz. /BROȘURA SL120 SLIT LAMP FROM ZEISS, PAG. 4, DOCUMENTATION SET SL120 SLIT LAMP, PREMIUM OPTICS FOR EVERYDAY PERFORMANCE/	
			Dispozitivul să fie dotat cu aparat foto pentru capta imaginea vizualizată de utilizator și ocular pentru asistent sau: - o cameră incorporată cu rezoluția minim 2592 x 1944 pixeli; - calculator cu spațiu de stocare minim 250GB; - monitor cu rezoluția minim 1920 x 1080 pixeli; - periferia: tastatură, maus și minim 1 port USB pentru export în format PDF sau JPG. CERINȚE DE CERTIFICARE: Conformitate cu directiva 93/42 CEE Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. Instalare de către participantul câștigător Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare – obligatoriu. Documente confirmative: Manual de service și manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3Manual de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza). Manual de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba română. Ghid rapid al utilizatorului în limba română (max. 4 pagini A4).	Dispozitivul va fi dotat cu: - o cameră incorporată cu rezoluția 4912 x 3680 pixeli; / BROȘURA ZESS SL IMAGING SOLUTION/ PAG. 7, SL Imaging Solution Documentation Set, PAG. 19/ - calculator cu spațiu de stocare 250GB; / BROȘURA ZESS SL IMAGING SOLUTION/ PAG. 7, SL Imaging Solution Documentation Set, PAG. 34/ - monitor cu rezoluția 1920 x 1080 pixeli LCD touch screen; / BROȘURA ZESS SL IMAGING SOLUTION/ PAG. 7/ - periferia: tastatură, maus și minim 1 port USB pentru export în format PDF, JPG, MP4, DICOM / BROȘURA ZESS SL IMAGING SOLUTION/ PAG. 7/ CERINȚE DE CERTIFICARE: Conformitate cu directiva 93/42 CEE Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii de 24 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. Instalare de către participantul câștigător Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare – obligatoriu. Documente confirmative: Manual de service și manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3Manual de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza). Manual de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba română. Ghid rapid al utilizatorului în limba română (max. 4 pagini A4).	

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **GHERMAN Irina** În calitate de: **Director**

Ofertantul: "**Denolga Medical**" SRL Adresa: **Mun. Chișinău, str. Bănulescu Bodoni, 45, of. 316**