

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	21565873	Data: 06 martie 2026	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:	Reactive și consumabile de laborator pentru anul 2026	Lot: 1, 2, 9, 10, 24, 27	Pagina: 1 din 16

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
Lotul nr.1 -Reactiv compatibil cu analizatorul Pentra 400							
33696500-0	ABX Pentra ALT CP (250teste/kit)	ABX Pentra ALT CP	Franta	Horiba Medical	Reactivi de biochimie clinica pentru dozarea activitatii ALT in ser sau plasma; 250 teste/kit ; Test enzimatic cinetic in conformitate cu IFCC; Metoda fara piridoxal-fosfat; Liniaritate: 4-600 U/L; Lungime de unda: 340/420 nm; Volum proba: 20 µL; Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 30 mg/dl; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de: 600 mg/dl; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dl; Reactiv compatibil cu analizatorul Pentra 400	Reactivi de biochimie clinica pentru dozarea activitatii ALT in ser sau plasma; 250 teste/kit ; Test enzimatic cinetic in conformitate cu IFCC; Metoda fara piridoxal-fosfat; Liniaritate: 4-600 U/L; Lungime de unda: 340/420 nm; Volum proba: 20 µL; Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 30 mg/dl; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de: 600 mg/dl; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dl; Reactiv compatibil cu analizatorul Pentra 400	CE
33696500-0	ABX Pentra AST CP (250teste/kit)	ABX Pentra AST CP	Franta	Horiba Medical	Reactivi de biochimie clinica pentru dozarea activitatii AST in ser sau plasma; 250 teste/kit; Test enzimatic cinetic in conformitate cu IFCC; Metoda fara piridoxal-fosfat; Liniaritate: 4-600 U/L; Lungime de unda: 340/420 nm; Volum proba: 20 µL; Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 30 mg/dL; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de: 600 mg/dL; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL; Reactiv compatibil cu analizatorul Pentra 400	Reactivi de biochimie clinica pentru dozarea activitatii AST in ser sau plasma; 250 teste/kit; Test enzimatic cinetic in conformitate cu IFCC; Metoda fara piridoxal-fosfat; Liniaritate: 4-600 U/L; Lungime de unda: 340/420 nm; Volum proba: 20 µL; Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 30 mg/dL; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de: 600 mg/dL; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL; Reactiv compatibil cu analizatorul Pentra 400	CE

33696500-0	ALP ABX ALP CP	ABX ALP CP	Franta	Horiba Medical	Reactivi de biochimie clinica pentru dozarea fosfatazei alcalina in ser sau plasma: 125 teste/kit. Test enzimatic cinetic. Stabilitatea reactivului de lucru 2-8 C, pina la experarea termenului de pe eticheta flaconului. Reactiv compatibil cu analizatorul Pentra 400	Reactivi de biochimie clinica pentru dozarea fosfatazei alcalina in ser sau plasma: 125 teste/kit. Test enzimatic cinetic. Stabilitatea reactivului de lucru 2-8 C, pina la experarea termenului de pe eticheta flaconului. Reactiv compatibil cu analizatorul Pentra 400	CE
33696500-0	ABX Pentra Lipasa CP (100teste/kit)	ABX Pentra Lipasa CP	Franta	Horiba Medical	Reactivi de biochimie clinica pentru dozarea activitatii Lipazei in ser, plasma; 100 teste/kit Test enzimatic cinetic in conformitate cu IFCC; Metoda cu EPS-G7; Liniaritate: 9 -2000 U/L; Lungime de unda: 405/660 nm; Volum proba: 4 µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 30 mg/dL; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de: 600 mg/dL; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL; Reactiv compatibil cu analizatorul Pentra 400	Reactivi de biochimie clinica pentru dozarea activitatii Lipazei in ser, plasma; 100 teste/kit Test enzimatic cinetic in conformitate cu IFCC; Metoda cu EPS-G7; Liniaritate: 9 -2000 U/L; Lungime de unda: 405/660 nm; Volum proba: 4 µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 30 mg/dL; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de: 600 mg/dL; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL; Reactiv compatibil cu analizatorul Pentra 400	CE
33696500-0	ABX Pentra Amylase CP (125teste/kit)	ABX Pentra Amylase CP	Franta	Horiba Medical	Reactivi de biochimie clinica pentru dozarea activitatii amilazei in ser, plasma sau urina; 125 teste/kit Test enzimatic cinetic in conformitate cu IFCC; Metoda cu EPS-G7; Liniaritate: 9 -2000 U/L; Lungime de unda: 405/660 nm; Volum proba: 4 µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 30 mg/dL; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de: 600 mg/dL; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL; Reactiv compatibil cu analizatorul Pentra 400	Reactivi de biochimie clinica pentru dozarea activitatii amilazei in ser, plasma sau urina; 125 teste/kit Test enzimatic cinetic in conformitate cu IFCC; Metoda cu EPS-G7; Liniaritate: 9 -2000 U/L; Lungime de unda: 405/660 nm; Volum proba: 4 µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 30 mg/dL; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de: 600 mg/dL; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL; Reactiv compatibil cu analizatorul Pentra 400	CE

33696500-0	ABX Pentra CK NAC CP (125 teste/kit)	ABX Pentra CK NAC CP	Franta	Horiba Medical	Reactivi de biochimie clinica pentru dozarea activitatii creatin-kinazei in ser; 125 teste/kit Test enzimatic optimizat in conformitate cu DGKC si IFCC; Metoda NAC imuno-inhibitie; Liniaritate: 8 -1500 U/L; Lungime de unda: 340/405 nm; Volum proba: 5 µL Stabilitatea : 28 zile la 2-8°C de la deschiderea flaconului, sau nedesfacut pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului pastrat la 2-8°C Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 125 µmol/L; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 55 µmol/L; Reactiv compatibil cu analizatorul Pentra 400	Reactivi de biochimie clinica pentru dozarea activitatii creatin-kinazei in ser; 125 teste/kit Test enzimatic optimizat in conformitate cu DGKC si IFCC; Metoda NAC imuno-inhibitie; Liniaritate: 8 -1500 U/L; Lungime de unda: 340/405 nm; Volum proba: 5 µL Stabilitatea : 28 zile la 2-8°C de la deschiderea flaconului, sau nedesfacut pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului pastrat la 2-8°C Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 125 µmol/L; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 55 µmol/L; Reactiv compatibil cu analizatorul Pentra 400	CE
33696500-0	ABX Pentra LDH CP (125 teste/kit)	ABX Pentra LDH CP	Franta	Horiba Medical	Reactivi de biochimie clinica pentru dozarea lactatdihidrogenazei in ser; 125 teste/kit Test enzimatic optimizat in conformitate cu DGKC; Liniaritate: 15 -1300 U/L; Lungime de unda: 340/405 nm; Volum proba: 8 µL Stabilitatea : 28 zile la 2-8°C de la deschiderea flaconului, sau nedesfacut pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului pastrat la 2-8°C Interferente Trigliceride: la valori mai mari de 2,22 mmol/L (194 mg/dL). Bilirubina totală la valori mai mari de 470 µmol/L (27,5 mg/dL). Bilirubina directă la valori mai mari de 952 µmol/L (55,63 mg/dL) Interferente cu Hemoglobina – nu utilizati mostre hemolizate. Reactiv compatibil cu analizatorul Pentra 400	Reactivi de biochimie clinica pentru dozarea lactatdihidrogenazei in ser; 125 teste/kit Test enzimatic optimizat in conformitate cu DGKC; Liniaritate: 15 -1300 U/L; Lungime de unda: 340/405 nm; Volum proba: 8 µL Stabilitatea : 28 zile la 2-8°C de la deschiderea flaconului, sau nedesfacut pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului pastrat la 2-8°C Interferente Trigliceride: la valori mai mari de 2,22 mmol/L (194 mg/dL). Bilirubina totală la valori mai mari de 470 µmol/L (27,5 mg/dL). Bilirubina directă la valori mai mari de 952 µmol/L (55,63 mg/dL) Interferente cu Hemoglobina – nu utilizati mostre hemolizate. Reactiv compatibil cu analizatorul Pentra 400	CE

33696500-0	ABX Pentra Bilirubin Total CP 130 teste/kit	ABX Pentra Bilirubin Total CP	Franta	Horiba Medical	Reactivi de biochimie clinica pentru determinarea bilirubinei totale in ser, plasma; 130 teste/kit Test colorimetric; Metoda: cu 2,4-dicloranilina (DCA) Liniaritate: >20 mg/dL; Lungime de unda: 550/660nm; Volum proba: 5µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2- 8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de 612 mg/dL Reactiv compatibil cu analizatorul Pentra 400	Reactivi de biochimie clinica pentru determinarea bilirubinei totale in ser, plasma; 130 teste/kit Test colorimetric; Metoda: cu 2,4-dicloranilina (DCA) Liniaritate: >20 mg/dL; Lungime de unda: 550/660nm; Volum proba: 5µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2- 8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de 612 mg/dL Reactiv compatibil cu analizatorul Pentra 400	CE
33696500-0	ABX Pentra Bilirubin Direct CP (100 teste/kit)	ABX Pentra Bilirubin Direct CP	Franta	Horiba Medical	Reactivi de biochimie clinica pentru determinarea bilirubinei directe in ser, plasma; 100 teste/kit Test colorimetric; Metoda: cu 2,4-dicloranilina (DCA) Liniaritate: <6.78 mg/dL; Lungime de unda: 550/660 nm; Volum proba: 25µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2- 8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului. Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de 612 mg/dL Reactiv compatibil cu analizatorul Pentra 400	Reactivi de biochimie clinica pentru determinarea bilirubinei directe in ser, plasma; 100 teste/kit Test colorimetric; Metoda: cu 2,4-dicloranilina (DCA) Liniaritate: <6.78 mg/dL; Lungime de unda: 550/660 nm; Volum proba: 25µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2- 8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului. Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de 612 mg/dL Reactiv compatibil cu analizatorul Pentra 400	CE
33696500-0	ABX Pentra CK-MB RTU (125teste/kit)	ABX Pentra CK-MB RTU	Franta	Horiba Medical	Reactivi de biochimie clinica pentru dozarea activitatii creatin-kinazei MB in ser; 125 teste/kit Test enzimatic optimizat in conformitate cu DGKC si IFCC; Metoda NAC imuno-inhibitie; Liniaritate: 5 -300 U/L; Lungime de unda: 340/700 nm; Volum proba: 8 µL Stabilitatea : 28 zile la 2-8°C de la deschiderea flaconului, sau nedesfacut pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului pastrat la 2-8°C Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 30 mg/dL; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de 612 mg/dL Reactiv compatibil cu analizatorul Pentra 400	Reactivi de biochimie clinica pentru dozarea activitatii creatin-kinazei MB in ser; 125 teste/kit Test enzimatic optimizat in conformitate cu DGKC si IFCC; Metoda NAC imuno-inhibitie; Liniaritate: 5 -300 U/L; Lungime de unda: 340/700 nm; Volum proba: 8 µL Stabilitatea : 28 zile la 2-8°C de la deschiderea flaconului, sau nedesfacut pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului pastrat la 2-8°C Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 30 mg/dL; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de 612 mg/dL Reactiv compatibil cu analizatorul Pentra 400	CE

33696500-0	ABX Pentra Creatinine 120 CP (120 teste/kit)	ABX Pentra Creatinine 120 CP	Franta	Horiba Medical	Reactiv de biochimie clinica pentru determinarea creatininei in ser, plasma si urina; 120 teste/kit Test colorimetric; Metoda: Jaffe Liniaritate: 0.11- 18.1 mg/dL; Lungime de unda: 505/580 nm; Volum proba: 10 µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2- 8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului. Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 30 mg/dL; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de 612 mg/dL Reactiv compatibil cu analizatorul Pentra 400	Reactiv de biochimie clinica pentru determinarea creatininei in ser, plasma si urina; 120 teste/kit Test colorimetric; Metoda: Jaffe Liniaritate: 0.11- 18.1 mg/dL; Lungime de unda: 505/580 nm; Volum proba: 10 µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2- 8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului. Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 30 mg/dL; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de 612 mg/dL Reactiv compatibil cu analizatorul Pentra 400	CE
33696500-0	GGT ABX Pentra GGT CP	ABX Pentra GGT CP	Franta	Horiba Medical	Reactivi de biochimie clinica pentru dozarea activitatii gamma-glutamilttransferazei in ser, plasma; 250 teste/kit Test enzimatic; Metoda: Szasz modificata; Liniaritate: 4 -1000 U/L; Lungime de unda: 405/660 nm; Volum proba: 10 µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2- 8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 30 mg/dL; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL; Reactiv compatibil cu analizatorul Pentra 400	Reactivi de biochimie clinica pentru dozarea activitatii gamma-glutamilttransferazei in ser, plasma; 250 teste/kit Test enzimatic; Metoda: Szasz modificata; Liniaritate: 4 -1000 U/L; Lungime de unda: 405/660 nm; Volum proba: 10 µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2- 8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 30 mg/dL; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL; Reactiv compatibil cu analizatorul Pentra 400	CE
33696500-0	Cholesterol ABX Pentra Cholesterol CP(344 teste/kit)	ABX Pentra Cholesterol CP	Franta	Horiba Medical	Reactivi de biochimie clinica pentru dozarea activitatii colesterolului in ser, plasma; 344 teste/kit Test enzimatic; Metoda: CHOD-PAP; Volum proba: 3 µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2- 8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Reactiv compatibil cu analizatorul Pentra 400	Reactivi de biochimie clinica pentru dozarea activitatii colesterolului in ser, plasma; 344 teste/kit Test enzimatic; Metoda: CHOD-PAP; Volum proba: 3 µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2- 8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Reactiv compatibil cu analizatorul Pentra 400	CE

33696500-0	HDL, Direct ABX Pentra HDL, Direct CP (240 teste/kit)	ABX Pentra HDL, Direct CP	Franta	Horiba Medical	Reactivi de biochimie clinica pentru dozarea HDL colesterolului in ser, plasma; 240 teste/kit Metodă de măsurare directă a nivelurilor de HDL-C în ser sau plasmă fără a fi nevoie de vreun pretratament off-line sau etapele de centrifugare; Volum proba: 2,4 µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2- 8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Reactiv compatibil cu analizatorul Pentra 400	Reactivi de biochimie clinica pentru dozarea HDL colesterolului in ser, plasma; 240 teste/kit Metodă de măsurare directă a nivelurilor de HDL-C în ser sau plasmă fără a fi nevoie de vreun pretratament off-line sau etapele de centrifugare; Volum proba: 2,4 µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2- 8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Reactiv compatibil cu analizatorul Pentra 400	CE
33696500-0	LDL, Direct ABX Pentra LDL, Direct CP (100 teste/kit)	ABX Pentra LDL, Direct CP	Franta	Horiba Medical	Reactivi de biochimie clinica pentru dozarea LDL colesterolului in ser, plasma; 100 teste/kit Metodă de măsurare directă a nivelurilor de LDL-C în ser sau plasmă fără a fi nevoie de vreun pretratament off-line sau etapele de centrifugare; Volum proba: 2,4 µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2- 8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Reactiv compatibil cu analizatorul Pentra 400	Reactivi de biochimie clinica pentru dozarea LDL colesterolului in ser, plasma; 100 teste/kit Metodă de măsurare directă a nivelurilor de LDL-C în ser sau plasmă fără a fi nevoie de vreun pretratament off-line sau etapele de centrifugare; Volum proba: 2,4 µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2- 8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Reactiv compatibil cu analizatorul Pentra 400	CE
33696500-0	Triglycerides, ABX Pentra Triglycerides CP (295 teste/kit)	ABX Pentra Triglycerides CP	Franta	Horiba Medical	Reactivi de biochimie clinica pentru dozarea trigliceridelor in ser, plasma; 295 teste/kit Test enzimatic; Volum proba: 3 µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2- 8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Reactiv compatibil cu analizatorul Pentra 400	Reactivi de biochimie clinica pentru dozarea trigliceridelor in ser, plasma; 295 teste/kit Test enzimatic; Volum proba: 3 µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2- 8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Reactiv compatibil cu analizatorul Pentra 400	CE
33696500-0	ALBUMINA ABX Pentra Albumin CP	ABX Pentra Albumin CP	Franta	Horiba Medical	Reactivi de biochimie clinica pentru determinarea albuminei in ser, plasma (cu heparina) 327 teste/kit Test colorimetric; Metoda: cu brocresol green Liniaritate: 2.9 µmol/L- 1818 µmol/L; Lungime de unda: 600-700nm; Volum proba: 2µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2- 8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 616 µmol/L; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 232 µmol/L; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de 7 mmol/L Reactiv compatibil cu analizatorul Pentra 400	Reactivi de biochimie clinica pentru determinarea albuminei in ser, plasma (cu heparina) 327 teste/kit Test colorimetric; Metoda: cu brocresol green Liniaritate: 2.9 µmol/L- 1818 µmol/L; Lungime de unda: 600-700nm; Volum proba: 2µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2- 8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 616 µmol/L; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 232 µmol/L; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de 7 mmol/L Reactiv compatibil cu analizatorul Pentra 400	CE

33696500-0	Uric Acid ABX Pentra Uric Acid CP(220 teste/kit)	ABX Pentra Uric Acid CP	Franta	Horiba Medical	Reactivi de biochimie clinica pentru determinarea acidului uric in ser, plasma (cu heparina) 220 teste/kit Test enzimatic; Liniaritate: 18 µmol/L (0.30 mg/dL) to 1487 µmol/L (25.0 mg/dL); Volum proba: 5 µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2- 8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 576 µmol/L (33.7 mg/dL); Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 290 µmol/L (500 mg/dL); Reactiv compatibil cu analizatorul Pentra 400	Reactivi de biochimie clinica pentru determinarea acidului uric in ser, plasma (cu heparina) 220 teste/kit Test enzimatic; Liniaritate: 18 µmol/L (0.30 mg/dL) to 1487 µmol/L (25.0 mg/dL); Volum proba: 5 µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2- 8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 576 µmol/L (33.7 mg/dL); Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 290 µmol/L (500 mg/dL); Reactiv compatibil cu analizatorul Pentra 400	CE
33696500-0	ABX Pentra Glucose PAP CP (295 teste/kit)	ABX Pentra Glucose PAP CP	Franta	Horiba Medical	Reactiv de biochimie clinica pentru determinarea glucozei in ser, plasma si urina; 295 teste/kit Test enzimatic colorimetric; Metoda: Trinder Liniaritate: 3.96- 430 mg/dL; Lungime de unda: 505/700 nm; Volum proba: 4 µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2- 8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 30 mg/dL; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de 612 mg/dL Reactiv compatibil cu analizatorul Pentra 400	Reactiv de biochimie clinica pentru determinarea glucozei in ser, plasma si urina; 295 teste/kit Test enzimatic colorimetric; Metoda: Trinder Liniaritate: 3.96- 430 mg/dL; Lungime de unda: 505/700 nm; Volum proba: 4 µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2- 8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 30 mg/dL; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de 612 mg/dL Reactiv compatibil cu analizatorul Pentra 400	CE
33696500-0	ABX Pentra Iron CP (282 teste/kit)	ABX Pentra Iron CP	Franta	Horiba Medical	Reactiv de biochimie clinica pentru determinarea fierului in ser si plasma 282 teste/kit Test colorimetric; Metoda: Ferene Liniaritate: 1.33-180µmol/L; Lungime de unda: 600/700 nm; Volum proba: 22µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2- 8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 321umoli/L; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 104 umoli/L; Interferente cu trigliceridele la valori mai mari de: 7 mmoli/L; Reactiv compatibil cu analizatorul Pentra 400	Reactiv de biochimie clinica pentru determinarea fierului in ser si plasma 282 teste/kit Test colorimetric; Metoda: Ferene Liniaritate: 1.33-180µmol/L; Lungime de unda: 600/700 nm; Volum proba: 22µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2- 8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 321umoli/L; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 104 umoli/L; Interferente cu trigliceridele la valori mai mari de: 7 mmoli/L; Reactiv compatibil cu analizatorul Pentra 400	CE

33696500-0	ABX Pentra Total Protein 100 CP (100 teste/kit)	ABX Pentra Total Protein 100 CP	Franta	Horiba Medical	Reactiv de biochimie clinica pentru determinarea proteinelor totale in ser, plasma; 100 teste/kit Test colorimetric; Metoda: biuret Liniaritate: 1.56- 160 g/L; Lungime de unda: 550/700 nm; Volum proba: 2µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Reactiv compatibil cu analizatorul Pentra 400	Reactiv de biochimie clinica pentru determinarea proteinelor totale in ser, plasma; 100 teste/kit Test colorimetric; Metoda: biuret Liniaritate: 1.56- 160 g/L; Lungime de unda: 550/700 nm; Volum proba: 2µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Reactiv compatibil cu analizatorul Pentra 400	CE
33696500-0	ABX Pentra Urea CP (220 teste/kit)	ABX Pentra Urea CP	Franta	Horiba Medical	Reactivi de biochimie clinica pentru determinarea ureei in ser, plasma si urina; 220 teste/kit Test colorimetric; Metoda: enzimatica cu GLDH Liniaritate: 300 mg/dL; Lungime de unda: 340/405 nm; Volum proba: 3 µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2- 8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu: Bilirubina Totala la valori mai mari de: 22.19 mg/dL; Bilirubina Directa la valori mai mari de: 23.36 mg/dL; Hemoglobina la valori mai mari de: 290 µmol/L; Trigliceridele la valori mai mari de 612 mg/dL Reactiv compatibil cu analizatorul Pentra 400	Reactivi de biochimie clinica pentru determinarea ureei in ser, plasma si urina; 220 teste/kit Test colorimetric; Metoda: enzimatica cu GLDH Liniaritate: 300 mg/dL; Lungime de unda: 340/405 nm; Volum proba: 3 µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2- 8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu: Bilirubina Totala la valori mai mari de: 22.19 mg/dL; Bilirubina Directa la valori mai mari de: 23.36 mg/dL; Hemoglobina la valori mai mari de: 290 µmol/L; Trigliceridele la valori mai mari de 612 mg/dL Reactiv compatibil cu analizatorul Pentra 400	CE
33696500-0	ABX Pentra Multical	ABX Pentra Multical	Franta	Horiba Medical	Ser de calibrare liofilizat pentru calibrarea reactivilor de biochimie. Stabilitate: 1 luna de la reconstituire la -25-15°C. Stabilitate inainte de deschidere: pana la data expirarii inscrisa pe eticheta la 2-8°C sau la -20°C	Ser de calibrare liofilizat pentru calibrarea reactivilor de biochimie. Stabilitate: 1 luna de la reconstituire la -25-15°C. Stabilitate inainte de deschidere: pana la data expirarii inscrisa pe eticheta la 2-8°C sau la -20°C	CE
33696500-0	ABX Pentra N MultiControl (10fl/kit)	ABX Pentra N MultiControl	Franta	Horiba Medical	Ser de control liofilizat – nivel normal pentru controlul reactivilor de biochimie, 42 parametri. Stabilitate: 2 saptamani de la reconstituire la -25-15°C. Stabilitate inainte de deschidere: pana la data expirarii inscrisa pe eticheta la 2-8°C, Impachetare 10 x5 ml.	Ser de control liofilizat – nivel normal pentru controlul reactivilor de biochimie, 42 parametri. Stabilitate: 2 saptamani de la reconstituire la -25-15°C. Stabilitate inainte de deschidere: pana la data expirarii inscrisa pe eticheta la 2-8°C, Impachetare 10 x5 ml.	CE
33696500-0	ABX Pentra P MultiControl (10fl/kit)	ABX Pentra P MultiControl	Franta	Horiba Medical	Ser de control liofilizat – nivel patologic pentru controlul reactivilor de biochimie, 42 parametri Stabilitate: 2 saptamani de la reconstituire la -25-15°C. Stabilitate inainte de deschidere: pana la data expirarii inscrisa pe eticheta la 2-8°C Impachetare 10 x 5 ml.	Ser de control liofilizat – nivel patologic pentru controlul reactivilor de biochimie, 42 parametri Stabilitate: 2 saptamani de la reconstituire la -25-15°C. Stabilitate inainte de deschidere: pana la data expirarii inscrisa pe eticheta la 2-8°C Impachetare 10 x 5 ml.	CE

33696500-0	ABX Pentra Clean - Chem CP (4x99ml/kit)	ABX Pentra Clean - Chem CP	Franta	Horiba Medical	Solutie de spalare (NaOH > 2%) Volum caseta:99ml Stabilitate: 1 luna de la deschidere . Stabilitate inainte de deschidere: pana la data expirarii inscrisa pe eticheta la 2-8°C Mod prezentare: kit format din 4 casete/kit	Solutie de spalare (NaOH > 2%) Volum caseta:99ml Stabilitate: 1 luna de la deschidere . Stabilitate inainte de deschidere: pana la data expirarii inscrisa pe eticheta la 2-8°C Mod prezentare: kit format din 4 casete/kit	CE
33696500-0	ABX Pentra Deproteinizer CP (1x30ml/kit)	ABX Pentra Deproteinizer CP	Franta	Horiba Medical	Solutie de deproteinizare cu hipoclorit de sodiu (< 5 %) si hidroxid de sodiu (< 0.5 %) R: 30 mL Stabilitate: 1 luna de la deschidere . Stabilitate inainte de deschidere: pana la data expirarii inscrisa pe eticheta la 2-8°C	Solutie de deproteinizare cu hipoclorit de sodiu (< 5 %) si hidroxid de sodiu (< 0.5 %) R: 30 mL Stabilitate: 1 luna de la deschidere . Stabilitate inainte de deschidere: pana la data expirarii inscrisa pe eticheta la 2-8°C	CE
33696500-0	Cuve citire - ABX Pentra Cuvette Segments Rack	ABX Pentra Cuvette Segments Rack	Franta	Horiba Medical	Cuve de reactie de unica folosinta, compatibile cu ABX Pentra 400. Mod de prezentare cutie cu 450 segmenti a cate 12 cuvette.	Cuve de reactie de unica folosinta, compatibile cu ABX Pentra 400. Mod de prezentare cutie cu 450 segmenti a cate 12 cuvette. Compatibile cu analizatorul Pentra 400	CE
33696500-0	Cupe proba - ABX Pentra Sample Cups	ABX Pentra Sample Cups	Franta	Horiba Medical	Cupe proba albastre, compatibile cu analizorul ABX Pentra 400. Mod de prezentare punga 1000 bucati	Cupe proba albastre, compatibile cu analizorul ABX Pentra 400. Mod de prezentare punga 1000 bucati	CE
33696500-0	Calibrator pentru Proteina C-reactivă ABX Pentra CRP Cal (5x1ml)	ABX Pentra CRP Cal	Franta	Horiba Medical	Ser de calibrare gata de folosire pentru calibrarea metodei CRP . Stabilitate: 3 saptamani de la deschidere la 2-8°C. Stabilitate inainte de deschidere: pana la data expirarii inscrisa pe eticheta la 2-8°C Mod de prezentare flacon 5x1ml	Ser de calibrare gata de folosire pentru calibrarea metodei CRP . Stabilitate: 3 saptamani de la deschidere la 2-8°C. Stabilitate inainte de deschidere: pana la data expirarii inscrisa pe eticheta la 2-8°C Mod de prezentare flacon 5x1ml	CE
33696500-0	Proteina C-reactivă CRP (200 teste/kit)	Proteina C-reactivă CRP	Franta	Horiba Medical	Reactivi de biochimie clinica pentru determinarea proteinei C reactive in ser si plasma 200 teste/kit Test: turbidimetric Metoda: imunoturbidimetrica Liniaritate: 1600 mg/L; post dilutie 10 Lungime de unda: 560/700 nm; Volum proba: 4µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2- 8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu: Bilirubina Totala la valori mai mari de: 289 µmol/l Bilirubina Directa la valori mai mari de: 321 µmol/ Hemoglobina la valori mai mari de: 4.85g/L; Trigliceridele la valori mai mari de 7mmoli/l Reactiv compatibil cu analizatorul Pentra 400	Reactivi de biochimie clinica pentru determinarea proteinei C reactive in ser si plasma 200 teste/kit Test: turbidimetric Metoda: imunoturbidimetrica Liniaritate: 1600 mg/L; post dilutie 10 Lungime de unda: 560/700 nm; Volum proba: 4µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2- 8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu: Bilirubina Totala la valori mai mari de: 289 µmol/l Bilirubina Directa la valori mai mari de: 321 µmol/ Hemoglobina la valori mai mari de: 4.85g/L; Trigliceridele la valori mai mari de 7mmoli/l Reactiv compatibil cu analizatorul Pentra 400	CE

33696500-0	ASO2 CP (100 teste/kit)	ASO2 CP	Franta	Horiba Medical	Ser de calibrare gata de folosire pentru calibrarea metodei ASO. Stabilitate: 4 saptamani de la deschidere la 2-8°C. Stabilitate inainte de deschidere: pana la data expirarii inscrisa pe eticheta la 2-8°C Mod de prezentare flacon 5x1ml Trigliceridele la valori mai mari de 6.40 mmol/L Reactiv compatibil cu analizatorul Pentra 400	Ser de calibrare gata de folosire pentru calibrarea metodei ASO. Stabilitate: 4 saptamani de la deschidere la 2-8°C. Stabilitate inainte de deschidere: pana la data expirarii inscrisa pe eticheta la 2-8°C Mod de prezentare flacon 5x1ml Trigliceridele la valori mai mari de 6.40 mmol/L Reactiv compatibil cu analizatorul Pentra 400	CE
33696500-0	RF CP (100 teste/kit)	RF CP	Franta	Horiba Medical	Reactivi de biochimie clinica pentru determinarea factorului reumatoid in ser si plasma, 100 teste/kit Test: turbidimetric Metoda: imunoturbidimetrica Liniaritate: 11.5 IU/mL to 120.0 IU/mL.. Volum proba: 5 µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2- 8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu: Bilirubina Totala la valori mai mari de: 519 µmol/L Bilirubina Directa la valori mai mari de: 462 µmol/L Hemoglobina la valori mai mari de: 290 µmol/L; Trigliceridele la valori mai mari de 6.10 mmol/L Reactiv compatibil cu analizatorul Pentra 400	Reactivi de biochimie clinica pentru determinarea factorului reumatoid in ser si plasma, 100 teste/kit Test: turbidimetric Metoda: imunoturbidimetrica Liniaritate: 11.5 IU/mL to 120.0 IU/mL.. Volum proba: 5 µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2- 8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu: Bilirubina Totala la valori mai mari de: 519 µmol/L Bilirubina Directa la valori mai mari de: 462 µmol/L Hemoglobina la valori mai mari de: 290 µmol/L; Trigliceridele la valori mai mari de 6.10 mmol/L Reactiv compatibil cu analizatorul Pentra 400	CE
33696500-0	Calibrator pentru ASO ABX Pentra ASO2 Cal (5x1ml)	ASO ABX Pentra ASO2 Cal	Franta	Horiba Medical	Ser de calibrare gata de folosire pentru calibrarea metodei ASO. Stabilitate: 4 saptamani de la deschidere la 2-8°C. Stabilitate inainte de deschidere: pana la data expirarii inscrisa pe eticheta la 2-8°C Mod de prezentare flacon 5x1ml	Ser de calibrare gata de folosire pentru calibrarea metodei ASO. Stabilitate: 4 saptamani de la deschidere la 2-8°C. Stabilitate inainte de deschidere: pana la data expirarii inscrisa pe eticheta la 2-8°C Mod de prezentare flacon 5x1ml	CE
33696500-0	Calibrator pentru RF ABX Pentra RF Cal (5x1ml)	ABX Pentra RF Cal	Franta	Horiba Medical	Ser de calibrare gata de folosire pentru calibrarea metodei RF. Stabilitate: 5 saptamani de la deschidere la 2-8°C. Stabilitate inainte de deschidere: pana la data expirarii inscrisa pe eticheta la 2-8°C Mod de prezentare flacon 5x1ml	Ser de calibrare gata de folosire pentru calibrarea metodei RF. Stabilitate: 5 saptamani de la deschidere la 2-8°C. Stabilitate inainte de deschidere: pana la data expirarii inscrisa pe eticheta la 2-8°C Mod de prezentare flacon 5x1ml	CE
33696500-0	Calibrator pentru HDL ABX Pentra HDL Cal (2x1ml)	ABX Pentra HDL Cal	Franta	Horiba Medical	Ser de calibrare gata de folosire pentru calibrarea metodei HDL. Stabilitate: 2 saptamani de la reconstituire la 2-8°C. Stabilitate inainte de deschidere: pana la data expirarii inscrisa pe eticheta la 2-8°C Mod de prezentare flacon 2x1ml	Ser de calibrare gata de folosire pentru calibrarea metodei HDL. Stabilitate: 2 saptamani de la reconstituire la 2-8°C. Stabilitate inainte de deschidere: pana la data expirarii inscrisa pe eticheta la 2-8°C Mod de prezentare flacon 2x1ml	CE

33696500-0	Calibrator pentru LDL ABX Pentra LDL Cal (2x1ml)	ABX Pentra LDL Cal	Franta	Horiba Medical	Ser de calibrare gata de folosire pentru calibrarea metodei LDL. Stabilitate: 2 saptamani de la reconstituire la 2-8°C. Stabilitate inainte de deschidere: pana la data expirarii inscrisa pe eticheta la 2-8°C Mod de prezentare flacon 2x1ml	Ser de calibrare gata de folosire pentru calibrarea metodei LDL. Stabilitate: 2 saptamani de la reconstituire la 2-8°C. Stabilitate inainte de deschidere: pana la data expirarii inscrisa pe eticheta la 2-8°C Mod de prezentare flacon 2x1ml	CE
33696500-0	Control pentru RF ABX Pentra Immuno I Control L/H	ABX Pentra Immuno I Control L/H	Franta	Horiba Medical	Ser de control liofilizat pentru testarea parametrului de FR. Stabilitate: 2 saptamani de la reconstituire la 2-10°C. Stabilitate inainte de deschidere: pana la data expirarii inscrisa pe eticheta la 2-8°C Mod de prezentare flacon 2x3ml	Ser de control liofilizat pentru testarea parametrului de FR. Stabilitate: 2 saptamani de la reconstituire la 2-10°C. Stabilitate inainte de deschidere: pana la data expirarii inscrisa pe eticheta la 2-8°C Mod de prezentare flacon 2x3ml	CE
33696500-0	Ferritin 3 (kit 100 teste)	Ferritin 3 (kit 100 teste)	Franta	Horiba Medical	Reactiv pentru determinarea valorilor de Ferritin, compatibil cu analizatorul automat Pentra C 400. Ambalaj: 1set = 100 teste	Reactiv pentru determinarea valorilor de Ferritin, compatibil cu analizatorul automat Pentra C 400. Ambalaj: 1set = 100 teste	CE
33696500-0	Ferritin Cal	Ferritin Cal	Franta	Horiba Medical	Calibrator pentru calibrarea testului de feritina, compatibil cu analizatorul Pentra C400. Ambalaj: 1set=4x1ml	Calibrator pentru calibrarea testului de feritina, compatibil cu analizatorul Pentra C400. Ambalaj: 1set=4x1ml	CE
Lotul nr.2 - Reagenți pentru analizorul hematologic “ADVIA 120”							
33696500-0	CBC Timepac	CBC Timepac	Anglia	SIEMENS	CBC Timepac Set complet: Defoamer (1 x 75 ml); RBC/PLT (2 x 2700 ml); HGB (2 x 1100 ml); BASO (2 x 1100 ml). Ambalaj original de la producator	CBC Timepac Conform anexei lista bunurilor Set complet: Defoamer (1 x 75 ml); RBC/PLT (2 x 2700 ml); HGB (2 x 1100 ml); BASO (2 x 1100 ml). Ambalaj original de la producator.	CE
33696500-0	Diff Timepac	Diff Timepac	Anglia	SIEMENS	Diff Timepac Perox 1 (2 x 650 ml); Perox 2 (2 x 305 ml); Perox 3 (2 x 585 ml); Perox Sheath (2 x 2725 ml). Ambalaj original de la producator	Diff Timepac Perox 1 (2 x 650 ml); Perox 2 (2 x 305 ml); Perox 3 (2 x 585 ml); Perox Sheath (2 x 2725 ml). Ambalaj original de la producator	CE
33696500-0	Perox Sheath suppliment	Perox Sheath suppliment	Anglia	SIEMENS	Perox Sheath suppliment Perox Sheath suppliment compatibil cu Advia 120	Perox Sheath suppliment Perox Sheath suppliment compatibil cu Advia 120	CE
33696500-0	Sheath/Rinse	Sheath/Rinse	Anglia	SIEMENS	Sheath/Rinse compatibil cu Advia 120	Sheath/Rinse compatibil cu Advia 120	CE
33696500-0	TEST point 3-in 1Hematology Control Abnormal 1	TEST point 3-in 1Hematology Control Abnormal 1	Anglia	SIEMENS	TEST point 3-in 1Hematology Control Abnormal 1 Material de control pentru verificarea valorilor patologice scazute pentru toti parametri, inclusiv 6 Diff. Set ce contine 4 flacoane a cite 4ml. Ambalaj original de la producator.	TEST point 3-in 1Hematology Control Abnormal 1 Material de control pentru verificarea valorilor patologice scazute pentru toti parametri, inclusiv 6 Diff. Set ce contine 4 flacoane a cite 4ml. Ambalaj original de la producator.	CE
33696500-0	TEST point 3-in 1Hematology Control Abnormal 2	TEST point 3-in 1Hematology Control Abnormal 2	Anglia	SIEMENS	TEST point 3-in 1Hematology Control Abnormal 2 Material de control pentru verificarea valorilor patologice inalte pentru toti parametri, inclusiv 6 Diff. Set ce contine 4 flacoane a cite 4ml. Ambalaj original de la producator.	TEST point 3-in 1Hematology Control Abnormal 2 Material de control pentru verificarea valorilor patologice inalte pentru toti parametri, inclusiv 6 Diff. Set ce contine 4 flacoane a cite 4ml. Ambalaj original de la producator.	CE
33696500-0	TEST point 3-in 1Hematology Control Abnormal 3	TEST point 3-in 1Hematology Control Abnormal 3	Anglia	SIEMENS	TEST point 3-in 1Hematology Control Abnormal 3 Material de control pentru verificarea valorilor normale pentru toti parametri, inclusiv 6 Diff. Set ce contine 4 flacoane a cite 4ml. Ambalaj original de la producator.	TEST point 3-in 1Hematology Control Abnormal 3 Material de control pentru verificarea valorilor normale pentru toti parametri, inclusiv 6 Diff. Set ce contine 4 flacoane a cite 4ml. Ambalaj original de la producator.	CE

33696500-0	Soluție Ez WASH	Soluție Ez WASH	Anglia	SIEMENS	Soluție Ez WASH Set ce contine: 2 x 1620 ml. Ambalaj original de la producator	Soluție Ez WASH Set ce contine: 2 x 1620 ml. Ambalaj original de la producator.	CE
33696500-0	Set anual de mentenanță	Kit de mentenata Advia 120	Anglia	SIEMENS	Set anual de mentenanță compatibil cu analizatorul hematologic Advia 120	Set anual de mentenanta compatibil cu analizatorul hematologic Advia 120	CE
Lotul nr.7 - Paneluri Seamaty SMT-120							
33696500-0	Paneluri Seamaty SMT-120	14 Parametri convenționali	China	Chengdu Seamaty Technology Co	Rotoare compatibile cu analizatorul de biochimie Point of care: Seamaty SMT 120. Fiecare rotor contine toti reactivii si controlul necesari analizei de TCOL, ALT, AMY, ALB, ALP, GLU, GGT, URCA, AST, TBIL, UREA, CREA, TRIG, TP	Rotoare compatibile cu analizatorul de biochimie Point of care: Seamaty SMT 120. Fiecare rotor contine toti reactivii si controlul necesari analizei de TCOL, ALT, AMY, ALB, ALP, GLU, GGT, URCA, AST, TBIL, UREA, CREA, TRIG, TP	
33696500-0	Paneluri Seamaty SMT-120	7 Electrolyte	China	Chengdu Seamaty Technology Co	Rotoare compatibile cu analizatorul de biochimie Point of care: Seamaty SMT 120. Fiecare rotor contine toti reactivii si controlul necesari analizei de K+, Na+, C1, CA, C02, Mg, PHOS	Rotoare compatibile cu analizatorul de biochimie Point of care: Seamaty SMT 120. Fiecare rotor contine toti reactivii si controlul necesari analizei de K+, Na+, C1, CA, C02, Mg, PHOS	
Lotul nr.9- Seruri pentru evaluarea controlului							
33696500-0	Seruri pentru evaluarea controlului extern de calitate. Program Biochimie	Clinical Chemistry 4. COD - CC4	Germania	ESfEQA GmbH	Seruri pentru evaluarea controlului extern de calitate. Program Biochimie	Program de control extern al calitatii Biochimie Control Clinical Chemistry , raportare trimestriala. Cerințele p/u articole: Ser liofilizat 5 mL pentru control extern international de calitate 4 ori pe an a cîte 2 nivele de probe raportate Clinical Chemistry 37 parametri: Ureea, Creatinina, Proteina totala, Albumina, Acid uric, Bilirubina total/conjugata, Glucoza, ALT (GPT), AST (GOT), γ-GTP, Fosfataza alcalina, Alfa-Amilaza totala, Amilaza pancreatica, Calciu, LDH, Fier, Ammoniu,Lipase, Sodiu, Potasiu, CK, etc. (1 kit = 2 raportari /trimestru)	ISO
33696500-0	Seruri pentru evaluarea controlului extern de calitate. Program Hematologie	Hematology 4 COD - HEM4	Germania	ESfEQA GmbH	Seruri pentru evaluarea controlului extern de calitate. Program Hematologie	Program de control extern al calitatii. Control Hematologie. - Cerințele p/u articole: Singe roși integral uman stabilizat, volum minim 2 mL pentru evaluarea control extern international de calitate Hematologic de 4 ori pe an a cîte 2 nivele de probe raportate. (1 kit = 2 raportari/trimestru)	ISO
Lotul nr.10 –Teste compatibile pentru Analizator point of care QFT9000							
33696500-0	Teste cTnI/ CK-MB/ MYO Combo	Teste cTnI/ CK-MB/ MYO Combo	China	Easy Diagnosis	Teste cantitative pentru analiza combo cTnI/ CK-MB/ MYO din ser plasma si sange integral. Proba se va pipeta direct in caseta fara alti pasi sau pipetari suplimentare de alte solutii. Testele sa fie compatibile cu analizatorul QFT900. Sensibilitatea: cTnI : 0.02 ng/mL-80.00 ng/mL CK-MB : 0.30 ng/mL-300.00 ng/mL MYO : 21.00 ng/mL-1000.00 ng/mL Impachetare 20 teste/kit	Teste cantitative pentru analiza combo cTnI/ CK-MB/ MYO din ser plasma si sange integral. Proba se va pipeta direct in caseta fara alti pasi sau pipetari suplimentare de alte solutii. Testele sa fie compatibile cu analizatorul QFT900. Sensibilitatea: cTnI : 0.02 ng/mL-80.00 ng/mL CK-MB : 0.30 ng/mL-300.00 ng/mL MYO : 21.00 ng/mL-1000.00 ng/mL Impachetare 20 teste/kit	CE

33696500-0	Teste hs-cTnI (Troponina I high sensitive)	Teste hs-cTnI (Troponina I high sensitive)	China	Easy Diagnosis	Teste cantitative pentru analiza Troponinei I de inalta selsibilitate (Troponina I high sensitive) din ser plasma si sange integral. Proba se va pipeta direct in caseta fara alti pasi sau pipetari suplimentare de alte solutii. Testele sa fie compatibile cu analizatorul QFT900.. Sensibilitatea: hs-cTnI : 0.02 ng/mL-80.00 ng/mL Impachetare 20 teste/kit	Teste cantitative pentru analiza Troponinei I de inalta selsibilitate (Troponina I high sensitive) din ser plasma si sange integral. Proba se va pipeta direct in caseta fara alti pasi sau pipetari suplimentare de alte solutii. Testele sa fie compatibile cu analizatorul QFT900.. Sensibilitatea: hs-cTnI : 0.02 ng/mL-80.00 ng/mL Impachetare 20 teste/kit	CE
33696500-0	Teste IL-6	Teste IL-6	China	Easy Diagnosis	Teste cantitative pentru analiza Interleuchinei 6 din ser plasma si sange integral. Proba se va pipeta direct in caseta fara alti pasi sau pipetari suplimentare de alte solutii. Testele sa fie compatibile cu analizatorul QFT9000 Limita de detectie: IL-6 : 2.50-4000.00pg/mL Timp de reactive 8 min Impachetare 20 teste/kit	Teste cantitative pentru analiza Interleuchinei 6 din ser plasma si sange integral. Proba se va pipeta direct in caseta fara alti pasi sau pipetari suplimentare de alte solutii. Testele sa fie compatibile cu analizatorul QFT9000 Limita de detectie: IL-6 : 2.50-4000.00pg/mL Timp de reactive 8 min Impachetare 20 teste/kit	CE
33696500-0	Teste D-Dimer	Teste D-Dimer	China	Easy Diagnosis	Teste cantitative pentru analiza D-Dimer din ser plasma si sange integral. Proba se va pipeta direct in caseta fara alti pasi sau pipetari suplimentare de alte solutii. Testele sa fie compatibile cu analizatorul QFT900. Sensibilitatea 0,50 mg/l FEU. Impachetare 20 teste/kit	Teste cantitative pentru analiza D-Dimer din ser plasma si sange integral. Proba se va pipeta direct in caseta fara alti pasi sau pipetari suplimentare de alte solutii. Testele sa fie compatibile cu analizatorul QFT900. Sensibilitatea 0,50 mg/l FEU. Impachetare 20 teste/kit	CE
33696500-0	Teste Ferritin	Teste Ferritin	China	Easy Diagnosis	Teste cantitative pentru analiza Feritinei din ser plasma si sange integral. Testele sa fie compatibile cu analizatorul QFT900. Limita de detectie 1.5-1,000ng/mL. Impachetare 20 teste/kit.	Teste cantitative pentru analiza Feritinei din ser plasma si sange integral. Testele sa fie compatibile cu analizatorul QFT900. Limita de detectie 1.5-1,000ng/mL. Impachetare 20 teste/kit.	CE
33696500-0	Teste PCT	Teste PCT	China	Easy Diagnosis	Teste cantitative pentru analiza procalcitoninei din ser plasma si sange integral. Proba se va pipeta direct in caseta fara alti pasi sau pipetari suplimentare de alte solutii. Testele sa fie compatibile cu analizatorul QFT900. Sensibilitatea 0.05-150.00ng/mL. Impachetare 20 teste/kit.	Teste cantitative pentru analiza procalcitoninei din ser plasma si sange integral. Proba se va pipeta direct in caseta fara alti pasi sau pipetari suplimentare de alte solutii. Testele sa fie compatibile cu analizatorul QFT900. Sensibilitatea 0.05-150.00ng/mL. Impachetare 20 teste/kit.	CE
Lotul nr.24 -Determinarea Test, Protrombinic,INR si Fibrinogen compatibil cu analizatorul Analizator Yumizen G400							
33696500-0	Yumizen G PT liq 4	Yumizen G PT liq 4	Franta	Horiba Medical	Yumizen G PT liq 4, Impachetare: 12x4ml - Cerințe pentru test: Set de reactivi originali, specifici analizatorului de hemostaza Yumizen G400, destinat pentru determinarea <i>protrombinei</i> din plasmă umană și calcularea INR.	Yumizen G PT liq 4, Impachetare: 12x4ml - Cerințe pentru test: Set de reactivi originali, specifici analizatorului de hemostaza Yumizen G400, destinat pentru determinarea <i>protrombinei</i> din plasmă umană și calcularea INR.	CE
33696500-0	Yumizen G FIB 2	Yumizen G FIB 2	Franta	Horiba Medical	Yumizen G FIB 2, Impachetare:12x2ml - Cerințe pentru test: Set de reactivi originali, specifici analizatorului hemostaza - Yumizen G400, destinat pentru determinarea <i>fibrinogenului</i> .	Yumizen G FIB 2, Impachetare:12x2ml - Cerințe pentru test: Set de reactivi originali, specifici analizatorului hemostaza - Yumizen G400, destinat pentru determinarea <i>fibrinogenului</i> .	CE
33696500-0	Yumizen G IMIDAZOL	Yumizen G IMIDAZOL	Franta	Horiba Medical	Yumizen G IMIDAZOL, Impachetare: 12x15 ml - Cerințe pentru test: Set de reactivi originali, specifici analizatorului de hemostaza - Yumizen G400, destinat pentru determinarea <i>fibrinogenului</i> .	Yumizen G IMIDAZOL, Impachetare: 12x15 ml - Cerințe pentru test: Set de reactivi originali, specifici analizatorului de hemostaza - Yumizen G400, destinat pentru determinarea <i>fibrinogenului</i> .	CE

33696500-0	Yumizen G CUVETTES	Yumizen G CUVETTES	Franta	Horiba Medical	Cuve de unică folosință pentru reacții de coagulare și măsurare. Impachetare: 1000 buc/set - Cuve de unică folosință, specifice după volum și formă pentru analizatorul semiautomat de hemostază Yumizen G400, destinate pentru reacții de coagulare și măsurare.	Cuve de unică folosință pentru reacții de coagulare și măsurare. Impachetare: 1000 buc/set - Cuve de unică folosință, specifice după volum și formă pentru analizatorul semiautomat de hemostază Yumizen G400, destinate pentru reacții de coagulare și măsurare.	CE
33696500-0	Yumizen G CTRL I/II,	Yumizen G CTRL I/II,	Franta	Horiba Medical	Yumizen G CTRL I/II, Impachetare 5x1mm (2x) – Control 2 nivele, original, specific pentru efectuarea controlului intern de calitate a testelor de hemostază pe analizatorul Yumizen G400.	Yumizen G CTRL I/II, Impachetare 5x1mm (2x) – Control 2 nivele, original, specific pentru efectuarea controlului intern de calitate a testelor de hemostază pe analizatorul Yumizen G400.	CE
33696500-0	Hirtie termica	Hirtie termica	Franta	Horiba Medical	Hirtie termica compatibila cu analizatorul Yumizen G400.	Hirtie termica compatibila cu analizatorul Yumizen G400.	CE
Lotul nr.27 - Reagenți compatibile pentru Analizatorul automat biochimie Respons 910							
33696500-0	ALAT (GPT) FS (IFCC mod.)	ALAT (GPT) FS (IFCC mod.)	Germania	DiaSys	Teste de ALAT. Flexuri specifice originale barcodeate cu reagenți proprii, compatibili cu analizatorul Respons 910 pentru determinarea alaninaminotransferazei din ser/plasmă umană. Impachetare: 4x200 teste	Teste de ALAT. Flexuri specifice originale barcodeate cu reagenți proprii, compatibili cu analizatorul Respons 910 pentru determinarea alaninaminotransferazei din ser/plasmă umană. Impachetare: 4x200 teste	CE
33696500-0	Alpha-Amylase CC FS	Alpha-Amylase CC FS	Germania	DiaSys	Teste de amilaza. Flexuri specifice originale barcodeate cu reagenți proprii, compatibili cu analizatorul Respons 910 pentru determinarea amilazei din ser/plasmă umană. Impachetare: 4x120 teste	Teste de amilaza. Flexuri specifice originale barcodeate cu reagenți proprii, compatibili cu analizatorul Respons 910 pentru determinarea amilazei din ser/plasmă umană. Impachetare: 4x120 teste	CE
33696500-0	ASAT (GOT) FS (IFCC mod.)	ASAT (GOT) FS (IFCC mod.)	Germania	DiaSys	Teste de ASAT. Flexuri specifice originale barcodeate cu reagenți proprii, compatibili cu analizatorul Respons 910 pentru determinarea aspartataminotransferazei din ser/plasmă umană. Impachetare: 4x200 teste	Teste de ASAT. Flexuri specifice originale barcodeate cu reagenți proprii, compatibili cu analizatorul Respons 910 pentru determinarea aspartataminotransferazei din ser/plasmă umană. Impachetare: 4x200 teste	CE
33696500-0	Bilirubin Auto Direct FS	Bilirubin Auto Direct FS	Germania	DiaSys	Teste de bilirubina Directa. Flexuri specifice originale barcodeate cu reagenți proprii, compatibili cu analizatorul Respons 910 pentru determinarea bilirubinei directe din ser/plasmă umană. Impachetare: 4x200 teste	Teste de bilirubina Directa. Flexuri specifice originale barcodeate cu reagenți proprii, compatibili cu analizatorul Respons 910 pentru determinarea bilirubinei directe din ser/plasmă umană. Impachetare: 4x200 teste	CE
33696500-0	Bilirubin Auto Total FS	Bilirubin Auto Total FS	Germania	DiaSys	Teste de bilirubina totala. Flexuri specifice originale barcodeate cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Respons 910 pentru determinarea bilerubinei totale din ser/plasmă umană. Impachetare: 4x200 teste	Teste de bilirubina totala. Flexuri specifice originale barcodeate cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Respons 910 pentru determinarea bilerubinei totale din ser/plasmă umană. Impachetare: 4x200 teste	CE
33696500-0	Creatinine FS	Creatinine FS	Germania	DiaSys	Teste de creatinina. Flexuri specifice originale barcodeate cu reagenți proprii, compatibili cu analizatorul Respons 910 pentru determinarea creatininei din ser/plasmă umană. Impachetare: 4x200 teste	Teste de creatinina. Flexuri specifice originale barcodeate cu reagenți proprii, compatibili cu analizatorul Respons 910 pentru determinarea creatininei din ser/plasmă umană. Impachetare: 4x200 teste	CE
33696500-0	Glucose GOD FS	Glucose GOD FS	Germania	DiaSys	Teste de glucoaza. Flexuri specifice originale barcodeate cu reagenți proprii, compatibili cu analizatorul Respons 910 pentru determinarea glucozei din ser/plasmă umană. Impachetare: 4x200 teste	Teste de glucoaza. Flexuri specifice originale barcodeate cu reagenți proprii, compatibili cu analizatorul Respons 910 pentru determinarea glucozei din ser/plasmă umană. Impachetare: 4x200 teste	CE
33696500-0	Urea FS	Urea FS	Germania	DiaSys	Teste de ureie. Flexuri specifice originale barcodeate cu reagenți proprii, compatibili cu analizatorul Respons 910 pentru determinarea ureei din ser/plasmă umană. Impachetare: 4x200 teste	Teste de ureie. Flexuri specifice originale barcodeate cu reagenți proprii, compatibili cu analizatorul Respons 910 pentru determinarea ureei din ser/plasmă umană. Impachetare: 4x200 teste	CE

33696500-0	Uric acid FS TOOS	Uric acid FS TOOS	Germania	DiaSys	Teste de acid uric. Flexuri specifice originale barcodate cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Respons 910 pentru determinarea acidului uric din ser/plasmă umană. Impachetare: 4x200 teste	Teste de acid uric. Flexuri specifice originale barcodate cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Respons 910 pentru determinarea acidului uric din ser/plasmă umană. Impachetare: 4x200 teste	CE
33696500-0	CRP FS	CRP FS	Germania	DiaSys	Teste de CRP. Flexuri specifice originale barcodate cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Respons 910 pentru determinarea proteinei C reactive din ser/plasmă umană. Impachetare: 4x200 teste	Teste de CRP. Flexuri specifice originale barcodate cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Respons 910 pentru determinarea proteinei C reactive din ser/plasmă umană. Impachetare: 4x200 teste	CE
33696500-0	TruCal CRP	TruCal CRP	Germania	DiaSys	PCR Calibrator cu 5 nivele. Ambalaj 5x2ml original de la producator	PCR Calibrator cu 5 nivele. Ambalaj 5x2ml original de la producator	CE
33696500-0	TruCal U	TruCal U	Germania	DiaSys	MultiCalibrator universal cu parametre biochimice (alat,asat albumina,fosfataza alcalina, bilirubina totata si directa calciu colesterol, CFK, creatinin, fier,amilaza, Na, K, Cl ,proteina totala, trigliceride, urea, acid uric), adaptat pentru analizatorul biochimic respons 910. Ambalaj: flacoane 12x3ml	MultiCalibrator universal cu parametre biochimice (alat,asat albumina,fosfataza alcalina, bilirubina totata si directa calciu colesterol, CFK, creatinin, fier,amilaza, Na, K, Cl ,proteina totala, trigliceride, urea, acid uric), adaptat pentru analizatorul biochimic respons 910. Ambalaj: flacoane 12x3ml	CE
33696500-0	TruLab N	TruLab N	Germania	DiaSys	Ser control normal bazat pe ser uman. Ambalaj flacon 5ml certificat de origine pentru produs pentru testari biochimice(alat albumina,fosfataza alcalina amilaza asat bilirubina totata si directa calciu colesterol CF NAK creatinin gamagtp, fier mg amilaza pancreatica Na K Cl proteina totala trigliceride urea acid uric)adaptat pentru analizatorul biochimic respons 910. Ambalaj 12x5ml original de la producator	Ser control normal bazat pe ser uman. Ambalaj flacon 5ml certificat de origine pentru produs pentru testari biochimice(alat albumina,fosfataza alcalina amilaza asat bilirubina totata si directa calciu colesterol CF NAK creatinin gamagtp, fier mg amilaza pancreatica Na K Cl proteina totala trigliceride urea acid uric)adaptat pentru analizatorul biochimic respons 910. Ambalaj 12x5ml original de la producator	CE
33696500-0	TruLab P	TruLab P	Germania	DiaSys	Ser control patologic bazat pe ser uman.Ambalaj flacon 5ml certificat de origine pentru produs pentru testari biochimice (alat albumina,fosfataza alcalina amilaza asat bilirubina totata si directa calciu colesterol CF NAK creatinin gamagtp, fier mg amilaza pancreatica Na K Cl proteina totala trigliceride urea acid uric)adaptat pentru analizatorul biochimic respons 910. Ambalaj 12x5ml original de la producator	Ser control patologic bazat pe ser uman.Ambalaj flacon 5ml certificat de origine pentru produs pentru testari biochimice (alat albumina,fosfataza alcalina amilaza asat bilirubina totata si directa calciu colesterol CF NAK creatinin gamagtp, fier mg amilaza pancreatica Na K Cl proteina totala trigliceride urea acid uric)adaptat pentru analizatorul biochimic respons 910. Ambalaj 12x5ml original de la producator	CE
33696500-0	TruLab Protein Level 1	TruLab Protein Level 1	Germania	DiaSys	Control pentru verificarea proteinelor serice (albumin, RF, CRP, ASO, etc.) Nivelul 1 , Ambalaj 3x1 ml original de la producator	Control pentru verificarea proteinelor serice (albumin, RF, CRP, ASO, etc.) Nivelul 1 , Ambalaj 3x1 ml original de la producator	CE
33696500-0	TruLab Protein Level 2	TruLab Protein Level 2	Germania	DiaSys	Control pentru verificarea proteinelor serice (albumin, RF, CRP, ASO, etc.) Nivelul 2 , Ambalaj 3x1 ml original de la producator	Control pentru verificarea proteinelor serice (albumin, RF, CRP, ASO, etc.) Nivelul 2 , Ambalaj 3x1 ml original de la producator	CE
33696500-0	Cleaner A	Cleaner A	Germania	DiaSys	Cleaner A pentru analizatorul biochimic "Respons 910" in amalalaj original de la producator. Ambalaj: flacoane 4x60 ml.	Cleaner A pentru analizatorul biochimic "Respons 910" in amalalaj original de la producator. Ambalaj: flacoane 4x60 ml.	CE
33696500-0	Cleaner B	Cleaner B	Germania	DiaSys	Cleaner B pentru analizatorul biochimic "Respons 910" in amalalaj original de la producator. Ambalaj: flacoane 4x60 ml.	Cleaner B pentru analizatorul biochimic "Respons 910" in amalalaj original de la producator. Ambalaj: flacoane 4x60 ml.	CE

33696500-0	Cuvette Sector for Respons 910	Cuvette Sector for Respons 910	Germania	DiaSys	Cuvette Sector for Respons 910 compatibile cu analizatorul "Respons 910" in ambalaj original de la producator. Ambalaj: 3840 pcs/box.	Cuvette Sector for Respons 910 compatibile cu analizatorul "Respons 910" in ambalaj original de la producator. Ambalaj: 3840 pcs/box.	CE
Lotul nr.28 - Reactiv compatibil cu analizatorul Pentra 400							
33696500-0	Pentra, Uric Acid CP	Pentra, Uric Acid CP	Franta	Horiba	Reactiv pentru determinarea valorilor de Acid Uric, compatibil cu analizatorul automat Pentra C 400. Ambalaj: 1set =220 teste	Reactiv pentru determinarea valorilor de Acid Uric, compatibil cu analizatorul automat Pentra C 400. Ambalaj: 1set =220 teste	CE
33696500-0	Pentra, GGT CP	Pentra, GGT CP	Franta	Horiba	Reactiv pentru determinarea valorilor de GGT, compatibil cu analizatorul automat Pentra C 400. Ambalaj: 1set =250 teste	Reactiv pentru determinarea valorilor de GGT, compatibil cu analizatorul automat Pentra C 400. Ambalaj: 1set =250 teste	CE
33696500-0	Albumin CP	Albumin CP	Franta	Horiba	Reactiv pentru determinarea valorilor de Albumin, compatibil cu analizatorul automat Pentra C 400. Ambalaj: 1set =327 teste	Reactiv pentru determinarea valorilor de Albumin, compatibil cu analizatorul automat Pentra C 400. Ambalaj: 1set =327 teste	CE

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Savga Cristina În calitate de: Reprezentant vanzari

Ofertantul: I.C.S. "DIAMEDIX IMPEX" S.R.L. Adresa: Mun Chisinau , Comuna Stauceni , Str. Chisnau nr. 9 MD – 4839